

HAIRGROW LASER HEAD BAND



the beauty specialists



ENGLISH	4
FRANÇAIS	10
DEUTSCH	16
NEDERLANDS	22
ESPAÑOL	28
PORTUGUÊS	34
ITALIANO	40





WARNINGS

- **Please read all instructions thoroughly and retain for future reference.**
- This appliance can be used by children aged 18 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do NOT use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- Keep out of reach of children and pets.
- This device must only be used for its intended purpose as described in this user guide.
- If you suffer from a skin condition, consult your dermatologist before use. This may include certain types of antibiotics, cancer treatments, and diuretics. In addition to medications some common including St. John's Wort, some deodorants, antibacterial soaps, artificial sweeteners and laundry detergents, can cause photo-sensitivity.
- Do not use on cuts or broken skin.
- Do not use this appliance on areas showing signs of: varicose veins, skin diseases (for example eczema, psoriasis, dermatitis), cuts and abrasions, irritation, warts, moles, skin tags, skin rash, hypersensitivity or sunburn, phlebitis, recent scar tissue, other skin conditions. We recommend you consult your physician before treatment if you suffer from any of the above conditions.
- Do not use on areas that have had cosmetic surgery.
- Do not charge for longer than 24 hours.
- This appliance must only be supplied at safety extra low voltage (SELV) corresponding to the marking on the appliance.
- Do not use immediately around the eyes.
- Do not use on areas that have had cosmetic surgery.
- Do not leave the device unattended. Turn off before you leave the room.
- The appliance may be cleaned by wiping with a damp cloth. Do NOT use solvents or abrasive cleaners.
- If the power lead is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do NOT stare directly at the light source.
- Do not use on wet or damp hair.
- Do not use where it could come into contact with water.
- Avoid direct eye exposure

KNOW YOUR UNIT

(see page 3)

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| ❶ HairGrow Laser Head Band | ❸ Locating Band | ❺ USB Charging Cable | ❽ On/Off |
| ❷ Laser Aperture | ❹ USB-C Charging Port | ❻ Indicator Light | ❾ Travel Bag |

INTRODUCTION

There are many reasons for your hair to lose volume and lustre. The HairGrow Laser Head Band offers a natural way to counter this.


Harnessing advanced 650nm light laser diodes technology, the HairGrow Laser Head Band delivers regenerative red light deep into the skin and to the root of your hair. This gentle light energy helps increase blood circulation in the scalp and stimulates cells responsible for hair growth to produce thicker hair and encourage new hair growth.

Who Can Benefit?


Laser diode red light treatment has been demonstrated to be beneficial for androgenetic alopecia, a common cause of hair loss in men and women. For men it has been shown to promote hair growth for *Norwood-Hamilton Classifications* of II to V patterns of hair loss, and for women with *Ludwig-Savin Scale* I-1 to I-4, II-1, and II-2, or frontal patterns of hair loss.

Treatments are suitable for Fitzpatrick Skin Types I - IV (very fair skin that always burns and never tans to moderate brown skin that rarely burns and tans easily).

NORWOOD-HAMILTON CLASSIFICATION



LUDWIG-SAVIN SCALE



CONTRADICTIONS


Consult your Doctor if:

- You are taking a medication or using an over the counter product which is known to cause photo-sensitivity. This may include certain types of antibiotics, cancer treatments, and diuretics. In addition to medications some common products including St. John's Wort, some deodorants, antibacterial soaps, artificial sweeteners and laundry detergents, can cause photo-sensitivity.
- You have any skin disorder.
- You have any eye disorder which might result in increase in photo-sensitivity.

Adverse Reactions

Skin irritation, nausea and headaches are rare but possible side effects. If experienced, stop using immediately and consult a medical professional.

CHARGING



Insert the USB Charging Cable into the USB-C Charging Port and connect to a USB power supply.

The Indicator Light will turn green to indicate charging and turn blue once fully charged.

Battery Charging Time: 2 hours

Maximum Run Time: 3 Hours

Note: When the battery is low, the HairGrow Laser Head Band will emit multiple distinct beeps to indicate the need for recharging.

IMPORTANT - PATCH TEST

Before using for the first time test for light sensitivity on your forearm.

Place unit over your inner forearm and run for three minutes. If you experience redness or itching which persists for more than an hour do not continue to use the product.

GETTING STARTED



Press and hold the On/Off button for 2 seconds to turn on. The unit will beep and the Indicator Light will turn blue.



Place the Laser Band over the treatment area and ensure the Locating Band is rotated clear of the Laser Band. The Laser Band should be within 3cm of the skin. The unit will emit two beeps to indicate the treatment has started. The Indicator Light around the On/Off button will flash blue.



You may feel a warm sensation during use.

If, during treatment, the laser band is too far from the skin, the unit will beep twice and the treatment laser diodes will temporarily switch off until the laser band is repositioned closer to the skin. A single beep will confirm that the laser diodes are active again.

Treatment Time:

The maximum recommended treatment time is 25 minutes. Studies have shown that longer periods are not beneficial. The unit will beep every 5 minutes and automatically turn off after 25 minutes with two beeps.



The minimum recommended time for an area is 10 minutes - if treating multiple areas you can move the band every 10 minutes

Treatment Coverage:

Depending on the area to be treated you may opt to treat different areas on alternative days.

Treatment Frequency:

Studies show that laser light therapy is effective as either a daily, or every other day treatment. Our recommendation is to use daily.

AFTER USE

If you have very sensitive skin, you may notice redness after use. This should subside after 30 minutes.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before and after use, wipe the Treatment Head with a clean damp cloth, do not immerse the unit in water.

CUSTOMER CARE



If you have any questions, please contact us at:
online@riobeauty.com

GUARANTEE

To register your two year guarantee online, visit:
www.riobeauty.com/warranty

Treatment Positions:

The Laser Band and Location Band can be adjusted to provide full coverage of the scalp. Be careful to ensure the treatment light is not blocked by the Location Band.



DISPOSAL



The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. This product is classed as Electrical or Electronic equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

Recycle Responsibly:

1. Check your local municipal guidelines

2. Separate the components and dispose of them correctly

SPECIFICATION

Model: LAHB

Input: 5V $\equiv$ 1.5A 7.5W Max 

Battery: Li-Ion 3.7V 1500mAh 5.55Wh

Charging time: 2 hours

Maximum run time: 3 Hours

Laser Diode Wavelength: 655nm $\pm$ 10nm

Laser Power Classification: <5mW CW

Number of lasers diodes: 60

Laser Diode Life: 10,000 hours



Read these instructions carefully before use and then retain for future use.



Direct current



Recycle Paper



This product is for indoor use only.



This product complies with current UK product legislation.



Keep Dry



This product complies with current EU product legislation.



Laser Radiation



Caution Symbol

AVERTISSEMENTS

- **Veillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 18 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez PAS cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour son usage prévu, tel que décrit dans ce guide de l'utilisateur.
- Si vous souffrez d'une affection cutanée, consultez votre dermatologue avant utilisation. Cela peut inclure certains types d'antibiotiques, de traitements contre le cancer et de diurétiques. En plus des médicaments certains courants, dont le produit John's Wort, certains déodorants, savons antibactériens, édulcorants artificiels et détergents à lessive, peuvent provoquer une photosensibilité.
- Ne pas utiliser sur les coupures ou la peau cassée.
- N'utilisez pas cet appareil sur les zones présentant des signes de varices, de maladies de la peau (par exemple eczéma, psoriasis, dermatite), de coupures et d'abrasions, d'irritations, de verrues, de grains de beauté, de taches cutanées, d'éruption cutanée, d'hypersensibilité ou de coups de soleil, de phlébite, de tissu cicatriciel récent, d'autres affections cutanées. Nous vous recommandons de consulter votre médecin avant le traitement si vous souffrez de l'une des conditions ci-dessus.
- Ne pas utiliser sur les zones qui ont subi une chirurgie esthétique.
- Ne chargez pas pendant plus de 24 heures.
- Cet appareil ne doit être alimenté qu'à une tension de sécurité très basse (SELV) correspondant au marquage sur l'appareil.
- Ne pas utiliser immédiatement autour des yeux.
- Ne pas utiliser sur les zones qui ont subi une chirurgie esthétique.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance. Éteignez-vous avant de quitter la pièce.
- L'appareil peut être nettoyé en l'essuyant avec un chiffon humide. N'utilisez pas de solvants ou de nettoyeurs abrasifs.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- NE regardez pas directement la source lumineuse.
- Ne pas utiliser sur les cheveux mouillés ou humides.
- Ne pas utiliser là où il pourrait entrer en contact avec de l'eau.
- Évitez l'exposition directe des yeux

CONNAISSEZ VOTRE UNITÉ

(voir page 3)

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| ❶ HairGrow Laser Head Band | ❸ Bande de Localisation | ❺ Câble de Chargement USB | ❷ Marche/Arrêt |
| ❷ Ouverture Laser | ❹ Port de Chargement USB-C. | ❻ Témoin Lumineux | ❸ Sac de Voyage |

INTRODUCTION

Il y a beaucoup de raisons pour que vos cheveux perdent du volume et du lustre. Le bandeau laser HairGrow offre un moyen naturel de contrer cela.


Exploitant la technologie avancée des diodes laser de lumière 650nm, le bandeau laser HairGrow fournit une lumière rouge régénérative profondément dans la peau et à la racine de vos cheveux. Cette douce énergie lumineuse aide à augmenter la circulation sanguine dans le cuir chevelu et stimule les cellules responsables de la croissance des cheveux pour produire des cheveux plus épais et encourager la croissance de nouveaux cheveux.

Qui peut en bénéficier ?


Le traitement de lumière rouge de diode laser a été démontré pour être bénéfique pour l'alopecie androgénétique, une cause commune de perte de cheveux chez les hommes et les femmes. Pour les hommes, il a été montré pour favoriser la croissance des cheveux pour les *classifications Norwood-Hamilton* de II à V modèles de perte de cheveux, et pour les femmes avec *Ludwig-Savin échelle* I-1 à I-4, II-1, et II-2, ou modèles frontaux de perte de cheveux.

Les traitements conviennent aux types de peau Fitzpatrick I - IV (peau très claire qui brûle toujours et ne bronzer jamais à une peau brune modérée qui brûle rarement et bronzer facilement).

CLASSIFICATION NORWOOD-HAMILTON



ÉCHELLE DE LUDWIG-SAVIN



CONTRADICTIONS


Consultez votre médecin si :

- Vous prenez un médicament ou utilisez un produit en vente libre Produit connu pour provoquer une photosensibilité. Cela peut inclure certains types d'antibiotiques, de traitements contre le cancer et de diurétiques. En plus des médicaments, certains produits courants, dont le produit John's Wort, certains déodorants, savons antibactériens, édulcorants artificiels et détergents à lessive, peuvent provoquer une photosensibilité.
- Vous avez un trouble de la peau.
- Vous souffrez de troubles oculaires qui pourraient entraîner une augmentation de la photosensibilité.

Effets indésirables

Les irritations cutanées, les nausées et les maux de tête sont rares mais des effets secondaires possibles. En cas d'expérience, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de la santé.

CHARGEMENT



Insérez le câble de chargement USB dans le port de chargement USB-C et connectez-le à une alimentation USB.

Le voyant lumineux deviendra vert pour indiquer la charge et deviendra bleu une fois complètement chargé.

Temps de charge de la batterie :
Durée maximale de fonctionnement de 2 heures : 3 heures

Remarque : Lorsque la batterie est faible, le bandeau laser HairGrow émet plusieurs bips distincts pour indiquer la nécessité de recharger.

IMPORTANT - TEST PATCH

Avant la première utilisation, testez la sensibilité à la lumière sur votre avant-bras.

Placez l'appareil sur l'intérieur de votre avant-bras et courez pendant trois minutes. Si vous constatez des rougeurs ou des démangeaisons qui persistent pendant plus d'une heure, arrêtez d'utiliser le produit.

MISE EN ROUTE



Appuyez sur le bouton Marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. L'appareil émet un bip et le témoin lumineux devient bleu.



Placez la bande laser sur la zone de traitement et assurez-vous que la bande de positionnement est tournée à l'écart de la bande laser. Le bracelet laser doit être à moins de 3 cm de la peau. L'unité émet deux bips pour indiquer que le traitement a commencé. Le voyant situé autour du bouton marche/arrêt clignote en bleu.



Vous pouvez ressentir une sensation de chaleur pendant l'utilisation.

Si, pendant le traitement, la bande laser est trop éloignée de la peau, l'appareil émet deux bips et les diodes laser de traitement s'éteignent temporairement jusqu'à ce que la bande laser soit repositionnée plus près de la peau. Un bip unique confirme que les diodes laser sont à nouveau actives.

Temps de traitement :

La durée de traitement maximale recommandée est de 25 minutes. Des études ont montré que des périodes plus longues ne sont pas bénéfiques. L'appareil émet un bip toutes les 5 minutes et s'éteint automatiquement après 25 minutes avec deux bips.



La durée minimale recommandée pour une zone est de 10 minutes - si vous traitez plusieurs zones, vous pouvez déplacer la bande toutes les 10 minutes

Couverture du traitement :

Selon la zone à traiter, vous pouvez choisir de traiter différentes zones sur d'autres jours.



Fréquence de traitement :

Des études montrent que la luminothérapie laser est efficace comme traitement quotidien ou tous les deux jours. Notre recommandation est d'utiliser quotidiennement.

APRÈS UTILISATION

Positions de traitement :

La bande laser et la bande de localisation peuvent être réglées pour couvrir entièrement le cuir chevelu. Veillez à ce que la lumière de traitement ne soit pas bloquée par la bande de localisation.



Si vous avez la peau très sensible, vous pouvez remarquer des rougeurs après utilisation. Cela devrait disparaître après 30 minutes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant et après utilisation, essuyez la tête de traitement avec un chiffon propre et humide. Ne plongez pas l'unité dans l'eau.

SERVICE CLIENTÈLE

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante :

online@riobeauty.com

GARANTIE

Pour enregistrer votre garantie de deux ans en ligne, visitez le site

www.riobeauty.com/warranty

MISE AU REBUT



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter les substances dangereuses et d'éviter l'augmentation de la mise en décharge. Ce produit est classé comme équipement électrique ou électronique. Veuillez donc à ce qu'à la fin de sa vie utile, il soit mis au rebut conformément aux exigences des autorités locales. Il NE doit PAS être jeté avec les ordures ménagères.

Recycler de manière responsable :

1. Consultez les directives municipales locales

2. Séparer les composants et les mettre au rebut correctement

SPÉCIFICATION

Modèle : LAHB

Entrée : 5V $\equiv$ 1,5A 7,5W  MAX

Batterie : Li-Ion 3.7V 1500mAh 5.55Wh

Temps de charge : 2 heures

Durée d'exécution maximale : 3 heures

Longueur d'onde de la diode laser : 655 nm $\pm$ 10 nm

Classification de puissance laser : <5 mW CW

Nombre de diodes laser : 60

Durée de vie de la diode laser : 10 000 heures



Lisez attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour une utilisation ultérieure.



Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.



Ce produit est conforme à la législation européenne en vigueur sur les produits.



Courant continu



Ce produit est conforme à la législation britannique en vigueur sur les produits.



Rayonnement laser



Recyclez le papier



Garder au sec



Symbole de mise en garde

WARNUNGEN

- **Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Nachschlagezwecke auf.**
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 18 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie bei der Anwendung des Applikators überwacht oder eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht ohne Aufsicht von Kindern vorgenommen werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät NICHT, wenn es nicht richtig funktioniert, heruntergefallen oder beschädigt wurde.
- Arzneimittel für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren.
- Dieses Gerät darf nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck verwendet werden.
- Wenn Sie an einer Hautkrankheit leiden, fragen Sie vor der Anwendung Ihren Dermatologen. Dies kann bestimmte Arten von Antibiotika, Krebsbehandlungen und Diuretika umfassen. Neben Medikamenten wie Johanniskraut können einige Deodorants, antibakterielle Seifen, künstliche Süßungsmittel und Waschmittel Photosensitivität verursachen.
- Nicht bei Schnitten oder Hautverletzungen anwenden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Stellen, die Anzeichen von Krampfadern, Hauterkrankungen (z. B. Ekzem, Schuppenflechte, Dermatitis), Schnitten und Abschürfungen, Irritationen, Warzen, Muttermalen, Hautmarkierungen, Hautausschlag, Überempfindlichkeit oder Sonnenbrand, Phlebitis, kürzliches Narbengewebe, andere Hautkrankheiten aufweisen. Wir empfehlen Ihnen, vor der Behandlung Ihren Arzt zu konsultieren, wenn Sie unter einer der oben genannten Erkrankungen leiden.
- Nicht an Körperstellen anwenden, an denen eine kosmetische Operation durchgeführt wurde.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 24 Stunden auf.
- Dieses Gerät darf nur mit einer Sicherheitskleinspannung (SELV) gemäß der Kennzeichnung auf dem Gerät versorgt werden.
- Nicht sofort um die Augen herum anwenden.
- Nicht an Körperstellen anwenden, an denen eine kosmetische Operation durchgeführt wurde.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Mach dich aus, bevor du den Raum verlässt.
- Das Gerät kann durch Abwischen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder Scheuermittel.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienstvertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- NICHT direkt auf die Lichtquelle blicken.
- Nicht auf nassem oder feuchtem Haar anwenden.
- Nicht an Orten anwenden, an denen es mit Wasser in Berührung kommen könnte.
- Direkte Augenexposition vermeiden

KENNEN SIE IHR GERÄT

(Siehe Seite 3)

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| ❶ HairGrow Laser Head Band | ❸ Zentrierband | ❺ USB-Ladekabel | ❷ Ein/Aus |
| ❷ Laseröffnung | ❹ USB-C-Ladeanschluss | ❻ Kontrollleuchte | ❽ Reisetasche |

EINFÜHRUNG

Es gibt viele Gründe dafür, dass Ihr Haar Volumen und Glanz verliert. Das HairGrow Laser Head Band bietet eine natürliche Möglichkeit, diesem entgegenzuwirken.


Dank der fortschrittlichen 650-nm-Laserdioden-Technologie liefert das HairGrow Laser Head Band regeneratives rotes Licht tief in die Haut und bis an die Haarwurzel. Diese sanfte Lichtenergie fördert die Durchblutung in der Kopfhaut und regt die Zellen an, die für das Haarwachstum verantwortlich sind, dickeres Haar zu produzieren und das neue Haarwachstum zu fördern.

Wer Kann Davon Profitieren?


Die Rotlichtbehandlung mit Laserdioden hat sich als vorteilhaft für androgenetische Alopezie erwiesen, eine häufige Ursache für Haarausfall bei Männern und Frauen. Für Männer wurde gezeigt, dass es das Haarwachstum für die *Norwood-Hamilton Klassifikationen* von II bis V Muster des Haarausfalls fördert, und für Frauen mit *Ludwig-Savin Skala* I-1 bis I-4, II-1 und II-2 oder frontale Muster des Haarausfalls.

Die Behandlungen sind für die Fitzpatrick-Hauttypen I - IV (sehr helle Haut, die immer brennt und nie bräunt, bis mäßig braune Haut, die selten brennt und leicht bräunt) geeignet.

NORWOOD-HAMILTON-KLASSIFIZIERUNG



LUDWIG-SAVIN-SKALA



WIDERSPRÜCHE


Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn:

- Sie ein Medikament einnehmen oder ein rezeptfreies Medikament anwenden Produkt, das bekanntermaßen Lichtempfindlichkeit verursacht. Dies kann Dazu gehören bestimmte Arten von Antibiotika, Krebsbehandlungen und Diuretika. Neben Medikamenten können einige gängige Produkte wie Johanniskraut, einige Deodorants, antibakterielle Seifen, künstliche Süßungsmittel und Waschmittel Photosensibilität verursachen.
- Sie an einer Hauterkrankung leiden.
- Sie an einer Augenerkrankung leiden, die zu einer Erhöhung der Lichtempfindlichkeit führen könnte.

Nebenwirkungen

Hautirritationen, Übelkeit und Kopfschmerzen sind selten, aber mögliche Nebenwirkungen. Wenn Sie erfahren haben, beenden Sie die Anwendung sofort und konsultieren Sie einen Arzt.

LADEVORGANG



Stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB-C-Ladeanschluss, und schließen Sie es an ein USB-Netzteil an.

Die Kontrollleuchte wird grün, um den Ladevorgang anzuzeigen, und blau, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Akkuladezeit: 2 Stunden
maximale Laufzeit: 3 Stunden

Hinweis: Wenn der Akku fast leer ist, gibt das HairGrow Laser Head Band mehrere Pieptöne aus, um anzuzeigen, dass der Akku aufgeladen werden muss.

WICHTIG - PATCH-TEST

Prüfen Sie vor der ersten Anwendung die Lichtempfindlichkeit Ihres Unterarms.

Lege die Einheit über deinen inneren Unterarm und lauf drei Minuten lang. Wenn bei Ihnen Rötung oder Juckreiz auftritt, die länger als eine Stunde andauert, verwenden Sie das Produkt nicht weiter.

ERSTE SCHRITTE



Halten Sie zum Einschalten die ein-/Ausschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät gibt einen Signalton aus, und die Kontrollleuchte leuchtet blau.



Legen Sie das Laserband über den Behandlungsbereich, und stellen Sie sicher, dass das Positionierungsband vom Laserband entfernt ist. Das Laserband sollte sich innerhalb von 3 cm von der Haut befinden. Das Gerät gibt zwei Pieptöne aus, um anzuzeigen, dass die Bestrahlung begonnen hat. Die Kontrollleuchte um den ein-/Ausschalter blinkt blau.



Sie können während des Gebrauchs ein warmes Gefühl spüren.

Wenn sich das Laserband während der Behandlung zu weit von der Haut entfernt befindet, gibt das Gerät zweimal einen Signalton aus, und die Laserdioden der Bestrahlung werden vorübergehend ausgeschaltet, bis das Laserband näher an der Haut positioniert wird. Ein einzelner Signalton bestätigt, dass die Laserdioden wieder aktiv sind.

Behandlungszeit:

Die empfohlene maximale Behandlungsdauer beträgt 25 Minuten. Studien haben gezeigt, dass längere Zeiträume nicht von Nutzen sind. Das Gerät gibt alle 5 Minuten einen Signalton aus und schaltet sich nach 25 Minuten mit zwei Signaltönen automatisch aus.



Die empfohlene Mindestdauer für einen Bereich beträgt 10 Minuten. Wenn mehrere Bereiche behandelt werden, können Sie das Band alle 10 Minuten verschieben

Behandlungsabdeckung:

Je nach zu behandelnder Körperpartie können Sie verschiedene Körperpartien an anderen Tagen behandeln.



Behandlungshäufigkeit:

Studien zeigen, dass die Laserlichttherapie entweder als tägliche oder alle zwei Tage wirksam ist. Unsere Empfehlung ist, täglich zu verwenden.

NACH GEBRAUCH

Bestrahlungspositionen:

Das Laserband und das Ortungsband können so eingestellt werden, dass die Kopfhaut vollständig abgedeckt wird. Achten Sie darauf, dass das Bestrahlungslicht nicht durch das Positionsband blockiert wird.



Wenn Sie sehr empfindliche Haut haben, können Sie nach der Anwendung Rötungen bemerken. Dieser sollte nach 30 Minuten nachlassen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Wischen Sie den Bestrahlungskopf vor und nach dem Gebrauch mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

KUNDENBETREUUNG

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns unter:

online@riobeauty.com

GARANTIE

Um Ihre zweijährige Garantie online zu registrieren, besuchen Sie

www.riobeauty.com/warranty

ENTSORGUNG



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) (2012/19/EU) wurde eingeführt, um Produkte mit den besten verfügbaren Verwertungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, um die Umweltauswirkungen zu minimieren, gefährliche Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Dieses Produkt ist als elektrische oder elektronische Geräte klassifiziert. Stellen Sie daher sicher, dass es am Ende der Lebensdauer des Produkts ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt wird. Es darf NICHT im Hausmüll entsorgt werden.

Verantwortungsvolles Recycling:

1. Überprüfen Sie die örtlichen Richtlinien

2. Trennen Sie die Komponenten, und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß

SPEZIFIKATION

Modell: LAHB

Eingabe: 5 V --- , 1,5A, 7,5 W, MAX. 

Batterie: Li-Ion 3,7 V 1500 mAh 5,55 Wh

Ladezeit: 2 Stunden

Maximale Laufzeit: 3 Stunden

Wellenlänge Der Laserdiode: 655 nm $\pm$ 10 nm

Klassifizierung Der Laserleistung: <5 mW im Uhrzeigersinn

Anzahl der Laserdioden: 60

Lebensdauer Der Laserdioden: 10.000 Stunden



Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie dann für eine spätere Verwendung auf.



Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.



Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Produktvorschriften.



Gleichstrom



Dieses Produkt entspricht den aktuellen britischen Produktgesetzen.



Laserstrahlung



Recyceln Sie Papier



Trocken Halten



Achtung-Symbol

WAARSCHUWINGEN

- **Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.**
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 18 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van de toepassing en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Gebruik dit apparaat NIET als het niet goed werkt, of als het gevallen of beschadigd is.
- Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
- Als u lijdt aan een huidaandoening, raadpleeg dan uw dermatoloog voor gebruik. Dit kan bepaalde soorten antibiotica, kankerbehandelingen en Diuretica omvatten. In aanvulling op medicijnen die vaak voorkomen, waaronder Sint-janskruid, sommige deodoranten, antibacteriële zeep, kunstmatige zoetstoffen en wasmiddelen, kan fotosensitiviteit veroorzaken.
- Niet gebruiken op snijwonden of gebroken huid.
- Gebruik dit apparaat niet op gebieden met tekenen van: Spataderen, huidziekten (bijvoorbeeld eczeem, psoriasis, dermatitis), sneden en schaafwonden, irritatie, wratten, moedervlekken, huiduitslag, overgevoeligheid of zonnebrand, flebitis, recent littekenweefsel, andere huidaandoeningen. Wij raden u aan uw arts te raadplegen voordat u de behandeling start als u aan een van de bovenstaande aandoeningen lijdt.
- Niet gebruiken op plaatsen die cosmetische chirurgie hebben ondergaan.
- Niet langer dan 24 uur opladen.
- Dit apparaat mag alleen worden gevoed met extra laagspanning (SELV) die overeenkomt met de markering op het apparaat.
- Niet onmiddellijk rond de ogen gebruiken.
- Niet gebruiken op plaatsen die cosmetische chirurgie hebben ondergaan.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter. Schakel uit voordat u de kamer verlaat.
- Het apparaat kan worden schoongemaakt door het af te vegen met een vochtige doek. Gebruik GEEN oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of zijn servicevertegenwoordiger of een vergelijkbare gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
- NIET direct naar de lichtbron staren.
- Niet gebruiken op nat of vochtig haar.
- Niet gebruiken waar het in contact kan komen met water.
- Vermijd directe blootstelling van de ogen

KEN UW UNIT

(zie pagina 3)

- | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| ❶ HairGrow Laser Head Band | ❸ Locating Band | ❺ USB-oplaadkabel | ❷ Aan/Uit |
| ❷ Laser Aperture | ❹ USB-C-oplaadpoort | ❻ Indicatielampje | ❽ Reistas |

INLEIDING

Er zijn vele redenen voor uw haar om volume en glans te verliezen. De HairGrow Laser Head Band biedt een natuurlijke manier om dit tegen te gaan.


De HairGrow Laser Head Band maakt gebruik van geavanceerde 650nm lichtlaserdiodes technologie en levert regeneratief rood licht diep in de huid en tot aan de haarwortel. Deze zachte lichtenergie helpt de bloedcirculatie in de hoofdhuid te verbeteren en stimuleert cellen die verantwoordelijk zijn voor de haargroei om dikker haar te produceren en nieuwe haargroei te stimuleren.

Wie kan hiervan profiteren?


Laserdiode rood licht behandeling is gunstig gebleken voor androgenetische alopecia, een veel voorkomende oorzaak van haaruitval bij mannen en vrouwen. Voor mannen is aangetoond dat het bevorderen van haargroei voor *Norwood-Hamilton Classificaties* van II tot V patronen van haarverlies, en voor vrouwen met *Ludwig-Savin Scale I-1* tot I-4, II-1, en II-2, of frontale patronen van haarverlies.

Behandelingen zijn geschikt voor Fitzpatrick Skin types I - IV (zeer eerlijke huid die altijd brandt en nooit taart tot matige bruine huid die zelden brandt en tans gemakkelijk).

NORWOOD-HAMILTON CLASSIFICATIE



LUDWIG-SAVIN SCHAAAL



TEGENSTRIJDIGHEDEN


Raadpleeg uw arts als:

- U neemt een medicatie of gebruikt een over the counter Product waarvan bekend is dat het fotosensitiviteit veroorzaakt. dit kan omvatten bepaalde soorten antibiotica, kankerbehandelingen en diuretica. Naast medicijnen sommige gemeenschappelijke producten, waaronder Sint-janskruid, sommige deodoranten, antibacteriële zeep, kunstmatige zoetstoffen en wasmiddelen, kan fotosensitiviteit veroorzaken.
- U een huidaandoening heeft.
- U een oogandoening heeft die kan leiden tot een verhoogde fotogevoeligheid.

Bijwerkingen

Huidirritatie, misselijkheid en hoofdpijn zijn zeldzaam maar mogelijke bijwerkingen. Stop onmiddellijk met het gebruik als u ervaring hebt en raadpleeg een medisch deskundige.

BEZIG MET OPLADEN



Sluit de USB-oplaadkabel aan op de USB-C-oplaadpoort en sluit deze aan op een USB-voeding.

Het indicatielampje wordt groen om het opladen aan te geven en blauw zodra de batterij volledig is opgeladen.

Oplaadtijd batterij:

Maximaal 2 uur bedrijfstijd: 3 uur

Opmerking: Wanneer de batterij bijna leeg is, geeft de HairGrow Laser Head Band meerdere afzonderlijke piepjes om aan te geven dat het apparaat moet worden opgeladen.

BELANGRIJK - PATCHTEST

Controleer voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of uw onderarm gevoelig is voor licht.

Plaats de unit boven uw binnenonderarm en laat deze drie minuten lopen. Als u roodheid of jeuk ervaart die langer dan een uur aanhoudt, mag u het product niet blijven gebruiken.

AAN DE SLAG



Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het apparaat piept en het indicatielampje wordt blauw.



Plaats de laserband over het behandelgebied en zorg ervoor dat de centreerband vrij is van de laserband. De laserband moet zich binnen 3 cm van de huid bevinden. De unit laat twee piepjes horen om aan te geven dat de behandeling is gestart. Het indicatielampje rond de aan/uit-knop knippert blauw.



U kunt een warm gevoel voelen tijdens het gebruik.

Als de laserband tijdens de behandeling te ver van de huid is verwijderd, piept het apparaat twee keer en worden de laserdiodes voor de behandeling tijdelijk uitgeschakeld totdat de laserband dichterbij de huid wordt geplaatst. Een enkele pieptoon bevestigt dat de laserdiodes weer actief zijn.

Behandeltijd:

De maximale aanbevolen behandeltijd is 25 minuten. Studies hebben aangetoond dat langere perioden niet gunstig zijn. Het apparaat piept elke 5 minuten en schakelt na 25 minuten automatisch uit met twee piepjes.



De minimale aanbevolen tijd voor een gebied is 10 minuten - als u meerdere gebieden behandelt, kunt u de band elke 10 minuten verplaatsen

Dekking behandeling:

Afhankelijk van het te behandelen gebied kunt u ervoor kiezen om verschillende gebieden op andere dagen te behandelen.

Behandelingsfrequentie:

Studies tonen aan dat laserlichttherapie effectief is als dagelijkse of om de andere dag behandeling. Onze aanbeveling is om dagelijks te gebruiken.

NA GEBRUIK

Als u een zeer gevoelige huid hebt, kunt u na gebruik roodheid opmerken. Dit zou na 30 minuten moeten verdwijnen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Veeg voor en na gebruik het behandelhoofd schoon met een schone, vochtige doek. Dompel het apparaat niet in water.

KLANTENSERVICE



Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via:
online@riobeauty.com

GARANTIE

Ga naar
www.riobeauty.com/warranty om uw tweejarige garantie
online te registreren

Behandelingsposities:

De laserband en de locatieband kunnen worden aangepast om volledige dekking van de hoofdhuid te bieden. Wees voorzichtig en zorg ervoor dat het behandelingslicht niet wordt geblokkeerd door de locatieband.



AFVOER



De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EU) is ingevoerd om producten te recyclen met behulp van de beste beschikbare technieken voor nuttige toepassing en recycling om de gevolgen voor het milieu te minimaliseren, gevaarlijke stoffen te behandelen en te voorkomen dat steeds meer afval wordt gestort. Dit product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur. Zorg er dus voor dat het aan het einde van de levensduur van dit product op de juiste manier wordt afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften. Het mag NIET met het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Op verantwoorde wijze recycleren:

1. Raadpleeg de plaatselijke gemeentelijke richtlijnen

2. Scheid de onderdelen en voer ze op de juiste wijze af

SPECIFICATIE

Model: LAHB

Invoer: 5 V $\equiv$ 1,5 A 7,5 W MAX. 

Batterij: Li-ion 3,7 V 1500 mAh 5,55 Wh

Oplaadtijd: 2 uur

Maximale bedrijfstijd: 3 uur

Golflengte laserdiode: 655nm +/- 10nm

Classificatie laservermogen: <5 mW CW

Aantal laserdiodes: 60

Levensduur laserdiode: 10.000 uur



Lees deze instructies zorgvuldig door voor gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik.



Gelijkstroom



Papier recycleren



Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.



Dit product voldoet aan de huidige Britse productwetgeving.



Droog houden



Dit product voldoet aan de huidige EU-productwetgeving.



Laserstraling



Waarschuwingssymbool

ADVERTENCIAS

- **Por favor, lea todas las instrucciones a fondo y conserve para referencia futura.**
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 18 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no jugarán con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no serán realizados por niños sin supervisión.
- NO utilice este aparato si no funciona correctamente, o si se ha caído o dañado.
- Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Este dispositivo solo debe usarse para el propósito previsto como se describe en esta guía del usuario.
- Si sufres de una afección de la piel, consulta a tu dermatólogo antes de usarlo. Esto puede incluir ciertos tipos de antibióticos, tratamientos contra el cáncer y diuréticos. Además de los medicamentos comunes, incluyendo la hierba de San Juan, algunos desodorantes, jabones antibacterianos, edulcorantes artificiales y detergentes para la ropa, pueden causar fotosensibilidad.
- No usar sobre cortes o piel rota.
- No utilice este aparato en áreas que muestren signos de: Venas varicosas, enfermedades de la piel (por ejemplo, eczema, psoriasis, dermatitis), cortes y abrasiones, irritación, verrugas, lunares, marcas cutáneas, erupción cutánea, hipersensibilidad o quemadura solar, flebitis, tejido cicatricial reciente, otras afecciones cutáneas. Le recomendamos que consulte a su médico antes del tratamiento si sufre de alguna de las condiciones anteriores.
- No usar en áreas que han tenido cirugía cosmética.
- No cobrar por más de 24 horas.
- Este aparato solo debe suministrarse en voltaje extra bajo de seguridad (SELV) correspondiente a la marca en el aparato.
- No lo use inmediatamente alrededor de los ojos.
- No usar en áreas que han tenido cirugía cosmética.
- No deje el dispositivo desatendido. Apague antes de salir de la habitación.
- El aparato se puede limpiar limpiando con un paño húmedo. NO utilice solventes o limpiadores abrasivos.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o persona calificada de manera similar para evitar un peligro.
- NO mire directamente a la fuente de luz.
- No usar sobre el cabello húmedo o húmedo.
- No lo use donde pueda entrar en contacto con el agua.
- Evite la exposición directa de los ojos

CONOCE TU UNIDAD

(ver página 3)

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| ❶ HairGrow Laser Head Band | ❸ Banda de Localización | ❺ Cable de Carga USB | ❷ Encendido/Apagado |
| ❷ Apertura Láser | ❹ Puerto de Carga USB-C | ❻ Luz Indicadora | ❸ Bolsa de Viaje |

INTRODUCCIÓN

Hay muchas razones para que tu cabello pierda volumen y brillo. La banda de cabeza láser HairGrow ofrece una forma natural de contrarrestar esto.


Aprovechando la avanzada tecnología de diodos láser de luz 650nm, la banda de cabeza láser HairGrow proporciona luz roja regenerativa en lo profundo de la piel y la raíz de su cabello. Esta suave energía ligera ayuda a aumentar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y estimula las células responsables del crecimiento del cabello para producir cabello más grueso y estimular el crecimiento de cabello nuevo.

¿Quién puede beneficiarse?


Se ha demostrado que el tratamiento con luz roja con diodo láser es beneficioso para la alopecia androgenética, una causa común de pérdida de cabello en hombres y mujeres. Para los hombres se ha demostrado que promueve el crecimiento del cabello para *las clasificaciones Norwood-Hamilton* de II a V patrones de pérdida de cabello, y para las mujeres con *escala de Ludwig-Savin* I-1 a I-4, II-1 y II-2, o patrones frontales de pérdida de cabello.

Los tratamientos son adecuados para los tipos de piel Fitzpatrick I - IV (piel muy clara que siempre se quema y nunca broncea a la piel marrón moderada que rara vez se quema y broncea fácilmente).

CLASIFICACIÓN NORWOOD-HAMILTON



ESCALA DE LUDWIG-SAVIN



CONTRADICCIONES


Consulte a su médico si:

- Usted está tomando un medicamento o usando un medicamento de venta libre Producto que se sabe que causa la foto-sensibilidad. Esto puede incluye ciertos tipos de antibióticos, tratamientos contra el cáncer y diuréticos. Además de los medicamentos, algunos productos comunes como la hierba de San Juan, algunos desodorantes, jabones antibacterianos, edulcorantes artificiales y detergentes para la ropa, pueden causar fotosensibilidad.
- Usted tiene cualquier trastorno de la piel.
- Usted tiene cualquier trastorno ocular que podría resultar en un aumento de la fotosensibilidad.

Reacciones adversas

La irritación de la piel, las náuseas y los dolores de cabeza son raros, pero son posibles efectos secundarios. Si tiene experiencia, deje de usar inmediatamente y consulte a un profesional médico.

COBRO



Inserte el cable de carga USB en el puerto de carga USB-C y conéctelo a una fuente de alimentación USB.

La luz indicadora se pondrá verde para indicar la carga y azul una vez que esté completamente cargada.

Tiempo de carga de la batería: 2 horas de tiempo máximo de ejecución: 3 horas

Nota: Cuando la batería está baja, la banda de cabezal láser HairGrow emitirá varios pitidos distintos para indicar la necesidad de recarga.

IMPORTANTE - PRUEBA DE PARCHE

Antes de usar por primera vez prueba para la sensibilidad a la luz en tu antebrazo.

Coloque la unidad sobre su antebrazo interno y corra durante tres minutos. Si experimenta enrojecimiento o picazón que persiste durante más de una hora, no continúe utilizando el producto.

PARA EMPEZAR



Presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encenderlo. La unidad emitirá un pitido y la luz indicadora se volverá azul.



Coloque la banda láser sobre el área de tratamiento y asegúrese de que la banda de localización esté girada hacia fuera de la banda láser. La banda láser debe estar dentro de los 3 cm de la piel. La unidad emitirá dos pitidos para indicar que el tratamiento ha comenzado. La luz indicadora alrededor del botón de encendido/apagado parpadeará en azul.



Usted puede sentir una sensación de calor durante el uso.

Si, durante el tratamiento, la banda láser está demasiado lejos de la piel, la unidad emitirá dos pitidos y los diodos láser de tratamiento se apagaran temporalmente hasta que la banda láser se vuelva a colocar más cerca de la piel. Un solo pitido confirmará que los diodos láser están activos de nuevo.

Tiempo de tratamiento:

El tiempo máximo de tratamiento recomendado es de 25 minutos. Los estudios han demostrado que los períodos más largos no son beneficiosos. La unidad sonará cada 5 minutos y se apagará automáticamente después de 25 minutos con dos sonidos.



El tiempo mínimo recomendado para un área es de 10 minutos - si trata varias áreas, puede mover la banda cada 10 minutos

Cobertura de tratamiento:

Dependiendo del área a tratar, puede optar por tratar diferentes áreas en días alternativos.



Frecuencia de tratamiento :

Los estudios demuestran que la terapia con luz láser es eficaz como tratamiento diario o cada dos días. Nuestra recomendación es usar diariamente.

DESPUÉS DE SU USO

Posiciones de tratamiento:

La banda láser y la banda de ubicación se pueden ajustar para proporcionar una cobertura completa del cuero cabelludo. Tenga cuidado para asegurarse de que la luz del tratamiento no esté bloqueada por la banda de ubicación.



Si tiene piel muy sensible, puede notar enrojecimiento después de su uso. Esto debería disminuir después de 30 minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes y después del uso, limpie el cabezal de tratamiento con un paño húmedo limpio, no sumerja la unidad en agua.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros en:
online@riobeauty.com

GARANTÍA

Para registrar su garantía de dos años en línea, visite:
www.riobeauty.com/warranty

ELIMINACIÓN



La Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (2012/19/UE) se ha puesto en marcha para reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclado para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el aumento de los vertederos. Este producto está clasificado como Equipo eléctrico o electrónico, así que asegúrese de que al final de la vida útil de este producto se elimina de la manera correcta de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales. NO debe eliminarse con los residuos domésticos.

Reciclar responsablemente:

1. Revisa tus pautas municipales locales

2. Separe los componentes y deshágalos correctamente

ESPECIFICACIÓN

Modelo: LAHB

Entrada: 5V --- 1.5A 7,5W MAX 

Batería: Li-Ion 3,7V 1500mAh 5.55Wh

Tiempo de carga: 2 horas

Tiempo máximo de ejecución: 3 horas

Longitud de onda de diodo láser: 655nm +/- 10nm

Clasificación de potencia láser: <5mW Cw

Número de diodos láser: 60

Vida del diodo láser: 10.000 horas



Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de su uso y luego conserve para su uso futuro.



Este producto es solo para uso en interiores.



Este producto cumple con la legislación vigente de productos de la UE.



Corriente continua



Este producto cumple con la legislación vigente del producto del Reino Unido.



Radiación láser



Reciclar papel



Mantenga seco



Símbolo de precaución

AVISOS

- **Por favor, leia todas as instruções cuidadosamente e guarde para referência futura.**
- Este aparelho pode ser usado por crianças com 18 anos ou mais e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se lhes tiverem sido dadas supervisão ou instruções sobre o uso da aplicação de forma segura e compreender os perigos envolvidos. As crianças não brincam com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Não utilize este aparelho se não estiver a funcionar corretamente, ou se tiver caído ou danificado.
- Manter fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- Este dispositivo só deve ser utilizado para a finalidade prevista, conforme descrito neste manual do utilizador.
- Se sofrer de uma condição de pele, consulte o seu dermatologista antes de usar. Isso pode incluir certos tipos de antibióticos, tratamentos contra o cancro e diuréticos. Além dos medicamentos comuns, incluindo a erva-do-são-joão, alguns desodorizantes, sabões antibacterianos, adoçantes artificiais e detergentes para roupa, podem causar sensibilidade fotográfica.
- Não usar em cortes ou pele partida.
- Não utilize este aparelho em áreas que apresentem sinais de: Varizes, doenças de pele (por exemplo, eczema, psoríase, dermatite), cortes e abrasões, irritação, verrugas, toupeiras, marcas de pele, erupções cutâneas, hipersensibilidade ou queimaduras solares, flebite, tecido cicatricial recente, outras condições de pele. Recomendamos que consulte o seu médico antes do tratamento se sofrer de qualquer uma das condições acima.
- Não use em áreas que tenham tido cirurgia estética.
- Não cobrar por mais de 24 horas.
- Este aparelho só deve ser fornecido com uma tensão extra baixa de segurança (SELV) correspondente à marcação no aparelho.
- Não use imediatamente em torno dos olhos.
- Não use em áreas que tenham tido cirurgia estética.
- Não deixe o dispositivo sem vigilância. Desligue antes de sair da sala.
- O aparelho pode ser limpo limpando com um pano húmido. Não use solventes ou produtos de limpeza abrasivos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa com qualificações semelhantes para evitar riscos.
- Não olhe diretamente para a fonte de luz.
- Não usar em cabelos molhados ou húmidos.
- Não use onde possa entrar em contacto com a água.
- Evite a exposição direta dos olhos

CONHEÇA A SUA UNIDADE

(ver página 3)

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| ❶ HairGrow Laser Head Band | ❸ Faixa de Localização | ❺ Cabo de Carregamento USB | ❷ Ligar/Desligar |
| ❷ Abertura a Laser | ❹ Porta de Carregamento USB-C. | ❻ Luz Indicadora | ❸ Bolsa de Viagem |

INTRODUÇÃO

Há muitas razões para o seu cabelo perder volume e brilho. A faixa de cabeça HairGrow laser oferece uma maneira natural de combater isso.


Aproveitando a tecnologia avançada de diodos laser de luz de 650 nm, a Faixa Cabeça de Laser HairGrow fornece luz vermelha regenerativa profundamente na pele e na raiz do seu cabelo. Esta energia suave e leve ajuda a aumentar a circulação sanguínea no couro cabeludo e estimula as células responsáveis pelo crescimento do cabelo para produzir cabelos mais grossos e encorajar o crescimento de novos cabelos.

Quem pode beneficiar?


O tratamento com luz vermelha de diodo laser demonstrou ser benéfico para a alopecia androgenética, uma causa comum de perda de cabelo em homens e mulheres. Para os homens, demonstrou-se que promove o crescimento do cabelo para as *classificações Norwood-Hamilton* de II a V padrões de perda de cabelo, e para as mulheres com *Ludwig-Savin* escala I-1 a I-4, II-1 e II-2, ou padrões frontais de perda de cabelo.

Os tratamentos são adequados para os tipos de pele de Fitzpatrick I - IV (pele muito clara que sempre queima e nunca se bronzeia a pele castanha moderada que raramente queima e bronzeia facilmente).

CLASSIFICAÇÃO NORWOOD-HAMILTON



ESCALA LUDWIG-SAVIN



CONTRADIÇÕES


Consulte o seu médico se:

- Você está tomando um medicamento ou usando um sem receita médica Produto que é conhecido por causar sensibilidade fotográfica. Isto pode incluir certos tipos de antibióticos, tratamentos contra o câncer e diuréticos. Além dos medicamentos, alguns produtos comuns, incluindo a erva-do-são-joão, alguns desodorizantes, sabões antibacterianos, adoçantes artificiais e detergentes para roupa, podem causar sensibilidade fotográfica.
- Você tem qualquer distúrbio de pele.
- Você tem qualquer distúrbio ocular que possa resultar em aumento da sensibilidade fotográfica.

Reações adversas

Irritação da pele, náuseas e dores de cabeça são raros, mas possíveis efeitos secundários. Se experiente, pare de usar imediatamente e consulte um profissional médico.

A CARREGAR



Introduza o cabo de carregamento USB na porta de carregamento USB-C e ligue a uma fonte de alimentação USB.

A luz indicadora ficará verde para indicar o carregamento e azul quando estiver totalmente carregada.

Tempo de carregamento da bateria:
2 horas de tempo máximo de funcionamento: 3 horas

Nota: Quando a bateria está fraca, a Faixa de Cabeça HairGrow Laser emite vários bipes distintos para indicar a necessidade de recarga.

IMPORTANTE - TESTE DE PATCH

Antes de usar pela primeira vez, teste a sensibilidade à luz no antebraço.

Coloque a unidade sobre o antebraço interior e deixe-a correr durante três minutos. Se sentir uma vermelhidão ou comichão que persista durante mais de uma hora, não continue a usar o produto.

COMO COMEÇAR



Prima e mantenha premido o botão ligar/desligar durante 2 segundos para ligar. A unidade emite um sinal sonoro e a Luz Indicadora fica azul.



Coloque a Faixa de laser sobre a área de tratamento e certifique-se de que a Faixa de localização é rodada sem a Faixa de laser. A Faixa a laser deve estar a 3 cm da pele. A unidade emite dois sinais sonoros para indicar que o tratamento foi iniciado. A luz indicadora à volta do botão ligar/desligar pisca a azul.



Você pode sentir uma sensação quente durante o uso.

Se, durante o tratamento, a banda laser estiver demasiado longe da pele, a unidade emite dois sinais sonoros e os diodos laser de tratamento desligam-se temporariamente até que a banda laser seja reposicionada mais perto da pele. Um único bip confirmará que os diodos laser estão novamente ativos.

Tempo de tratamento:

O tempo máximo de tratamento recomendado é de 25 minutos. Estudos têm mostrado que períodos mais longos não são benéficos. A unidade irá emitir um sinal sonoro a cada 5 minutos e desligar-se-á automaticamente após 25 minutos com duas vezes.



O tempo mínimo recomendado para uma área é de 10 minutos - se tratar várias áreas, pode mover a banda a cada 10 minutos

Cobertura do tratamento :

Dependendo da área a tratar, pode optar por tratar diferentes áreas em dias alternativos.



Frequência de tratamento:

Estudos mostram que a terapia com luz laser é eficaz tanto como um tratamento diário, ou de dois em dois dias. A nossa recomendação é usar diariamente.

APÓS O USO

Posições de tratamento:

A banda laser e a banda de localização podem ser ajustadas para proporcionar uma cobertura total do couro cabeludo. Tenha cuidado para garantir que a luz de tratamento não está bloqueada pela banda de localização.



Se tiver uma pele muito sensível, poderá notar uma vermelhidão após o uso. Isto deve diminuir após 30 minutos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes e depois da utilização, limpe a cabeça de tratamento com um pano limpo e húmido, não imerja a unidade em água.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco:

online@riobeauty.com

GARANTIA

Para registar online a sua garantia de dois anos, visite:

www.riobeauty.com/warranty

ELIMINAÇÃO



A diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) (2012/19/UE) foi posta em prática para reciclar produtos utilizando as melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis para minimizar o impacto no ambiente, tratar quaisquer substâncias perigosas e evitar o aumento do aterro. Este produto é classificado como equipamento elétrico ou eletrónico, por isso, certifique-se de que, no final da vida útil deste produto, é eliminado da forma correta, de acordo com os requisitos das autoridades locais. Não deve ser eliminado com resíduos domésticos.

Reciclar de forma responsável:

1. Verifique as suas diretrizes municipais locais

2. Separar os componentes e eliminá-los corretamente

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: LAHB

Entrada:  MÁX. 5 V ---1,5A 7.5 W

Bateria: Li-Ion 3.7V 1500 mAh 5.55Wh

Tempo de carregamento: 2 horas

Tempo máximo de funcionamento: 3 horas

Comprimento de onda do diodo do laser: 655nm e – 10nm

Classificação de potência a laser: 5 MW de potência

Número de diodos lasers: 60

Vida do diodo laser: 10 000 horas



Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar e depois guarde-as para uso futuro.



Corrente directa



Reciclar papel



Este produto destina-se apenas a utilização no interior.



Este produto está em conformidade com a atual legislação do Reino Unido.



Manter seco



Este produto está em conformidade com a legislação de produtos da UE em vigor.



Radiação laser



Símbolo de precaução

AVVERTENZE

- **Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.**
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dai 18 anni in su e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'applicazione in modo sicuro e comprendano i pericoli che comporta. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- NON utilizzate l'apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto o è danneggiato.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi previsti descritti nella presente guida per l'utente.
- Se soffre di una condizione cutanea, consultare il dermatologo prima dell'uso. Questo può includere alcuni tipi di antibiotici, trattamenti per il cancro e diuretici. Oltre ai farmaci alcuni comuni tra cui St. John's Wort, alcuni deodoranti, saponi antibatterici, dolcificanti artificiali e detersivi per bucato, possono causare fotosensibilità.
- Non utilizzare su tagli o pelle rotta.
- Non utilizzate questo apparecchio su aree che presentano segni di vene varicose, malattie della pelle (ad esempio eczema, psoriasi, dermatite), tagli e abrasioni, irritazioni, verruche, nei, tag cutanei, eruzioni cutanee, ipersensibilità o scottature, flebite, recente tessuto cicatriziale, altre condizioni cutanee. Si consiglia di consultare il proprio medico prima del trattamento se si soffre di una qualsiasi delle condizioni di cui sopra.
- Non utilizzare su aree che hanno subito interventi di chirurgia estetica.
- Non caricare per più di 24 ore.
- Questo apparecchio deve essere fornito solo a tensione extra bassa di sicurezza (SELV) corrispondente al contrassegno sull'apparecchio.
- Non utilizzare immediatamente intorno agli occhi.
- Non utilizzare su aree che hanno subito interventi di chirurgia estetica.
- Non lasciare il dispositivo incustodito. Spegnerlo prima di uscire dalla stanza.
- L'apparecchio può essere pulito strofinando con un panno umido. NON utilizzare solventi o detergenti abrasivi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo tecnico di assistenza o da personale qualificato per evitare situazioni pericolose.
- NON fissare direttamente la sorgente luminosa.
- Non utilizzare su capelli bagnati o umidi.
- Non utilizzare dove potrebbe venire a contatto con l'acqua.
- Evitare l'esposizione diretta degli occhi

CONOSCETE LA VOSTRA UNITÀ

(vedere pagina 3)

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| ❶ HairGrow Laser Head Band | ❸ Banda di Posizionamento | ❺ Cavo di Ricarica USB | ❷ On/Off |
| ❷ Apertura Laser | ❹ Porta di Ricarica USB-C. | ❻ Spia | ❽ Borsa da Viaggio |

INTRODUZIONE

Ci sono molte ragioni per cui i capelli perdono volume e lucentezza. La fascia per la testa laser HairGrow offre un modo naturale per contrastare questo fenomeno.


Sfruttando l'avanzata tecnologia a diodi laser a 650 nm, la fascia per testa laser HairGrow eroga una luce rossa rigenerativa in profondità nella pelle e nella radice dei capelli. Questa delicata energia luminosa aiuta ad aumentare la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto e stimola le cellule responsabili della crescita dei capelli per produrre capelli più spessi e incoraggiare la crescita di nuovi peli.

Chi può trarne vantaggio?


È stato dimostrato che il trattamento a luce rossa a diodo laser è utile per l'alopecia androgenetica, una causa comune di perdita di capelli negli uomini e nelle donne. Per gli uomini è stato dimostrato di promuovere la crescita dei capelli per le *classificazioni Norwood-Hamilton* di modelli di perdita dei capelli da II a V, e per le donne con *scala Ludwig-Savin* da i-1 a i-4, II-1 e II-2, o modelli frontali di perdita dei capelli.

I trattamenti sono adatti per la pelle Fitzpatrick di tipo i - IV (pelle molto leale che brucia sempre e non si abbronzia mai fino a moderare la pelle marrone che raramente brucia e abbronzia facilmente).

CLASSIFICAZIONE NORWOOD-HAMILTON



SCALA LUDWIG-SAVIN



CONTRADDIZIONI


Consultare il proprio medico se:

- Si sta assumendo un farmaco o si sta utilizzando un Over the-counter Prodotto noto per causare fotosensibilità includere alcuni tipi di antibiotici, trattamenti oncologici e diuretici. Oltre ai farmaci alcuni prodotti comuni, tra cui il St. John's Wort, alcuni deodoranti, saponi antibatterici, dolcificanti artificiali e detersivi per bucato, possono causare fotosensibilità.
- Lei ha qualche disturbo della pelle.
- Soffre di disturbi oculari che potrebbero determinare un aumento della fotosensibilità.

Reazioni avverse

Irritazione cutanea, nausea e mal di testa sono rari ma possibili effetti collaterali. In caso di esperienza, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

IN CARICA



Inserire il cavo di ricarica USB nella porta di ricarica USB-C e collegarlo a un alimentatore USB.

La spia luminosa diventerà verde per indicare la ricarica e blu una volta completamente carica.

Tempo di ricarica della batteria: 2 ore
durata massima di funzionamento: 3 ore

Nota: Quando la batteria è scarica, la fascia per la testa laser HairGrow emette più segnali acustici distinti per indicare la necessità di ricarica.

IMPORTANTE - PATCH TEST

Prima di utilizzarlo per la prima volta, verificare la sensibilità alla luce sull'avambraccio.

Posizionare l'unità sull'avambraccio interno e correre per tre minuti. Se si verificano arrossamenti o prurito che persistono per più di un'ora, non continuare a utilizzare il prodotto.

PER INIZIARE



Tenere premuto il pulsante on/off per 2 secondi per accenderlo. L'unità emette un segnale acustico e la spia diventa blu.



Posizionare la banda laser sull'area di trattamento e assicurarsi che la banda di posizionamento sia ruotata lontano dalla banda laser. La banda laser deve trovarsi entro 3 cm dalla cute. L'unità emette due segnali acustici per indicare che il trattamento è stato avviato. La spia intorno al pulsante on/off lampeggia in blu.



Si potrebbe avvertire una sensazione di calore durante l'uso.

Se, durante il trattamento, la banda laser è troppo lontana dalla pelle, l'unità emette due segnali acustici e i diodi laser di trattamento si spengono temporaneamente fino a quando la banda laser non viene riposizionata più vicino alla pelle. Un singolo segnale acustico conferma che i diodi laser sono nuovamente attivi.

Tempo di trattamento:

Il tempo massimo consigliato per il trattamento è di 25 minuti. Gli studi hanno dimostrato che periodi più lunghi non sono vantaggiosi. L'unità emette un segnale acustico ogni 5 minuti e si spegne automaticamente dopo 25 minuti con due segnali acustici.



Il tempo minimo consigliato per un'area è di 10 minuti; se si trattano più aree, è possibile spostare la banda ogni 10 minuti

Copertura del trattamento :

A seconda dell'area da trattare, è possibile scegliere di trattare diverse aree in giorni alternativi.

Frequenza del trattamento :

Gli studi dimostrano che la terapia laser con la luce è efficace sia come trattamento quotidiano sia come trattamento a giorni alterni. Si consiglia di utilizzare ogni giorno.

DOPO L'USO

Se la pelle è molto sensibile, si potrebbe notare rossore dopo l'uso. Questo dovrebbe diminuire dopo 30 minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima e dopo l'uso, pulire la testina di trattamento con un panno umido pulito e non immergere l'unità in acqua.

ASSISTENZA CLIENTI



In caso di domande, contattateci all'indirizzo:
online@riobeauty.com

GARANZIA

Per registrare online la garanzia di due anni, visitare il sito:
www.riobeauty.com/warranty

Posizioni di trattamento:

La banda laser e la banda di posizionamento possono essere regolate per fornire una copertura completa del cuoio capelluto. Prestare attenzione per assicurarsi che la luce di trattamento non sia bloccata dalla banda di posizionamento.



SMALTIMENTO



La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (2012/19/UE) è stata messa in atto per riciclare i prodotti utilizzando le migliori tecniche di recupero e riciclaggio disponibili al fine di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, trattare eventuali sostanze pericolose ed evitare l'aumento delle discariche. Questo prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica, pertanto si prega di assicurarsi che al termine del suo ciclo di vita venga smaltito correttamente in conformità alle normative locali vigenti. **NON** deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Riciclare in modo responsabile:

1. Consultare le linee guida locali

2. Separare i componenti e smaltirli correttamente

SPECIFICHE

Modello: LAHB

Ingresso: 5 V $\equiv$ 1,5A 7,5 W MAX 

Batteria: Ioni di litio 3,7 V 1500 mAh 5,55 Wh

Tempo di ricarica: 2 ore

Tempo di esecuzione massimo: 3 ore

Lunghezza d'onda diodo laser: 655 nm $\pm$ 10 nm

Classificazione potenza laser: <5 mW CW

Numero di diodi laser: 60

Durata diodo laser: 10.000 ore



Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per uso futuro.



Corrente continua



Riciclare la carta



Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.



Questo prodotto è conforme alla legislazione vigente del Regno Unito sui prodotti.



Mantenere asciutto



Questo prodotto è conforme alla legislazione UE vigente in materia di prodotti.



Radiazione laser



Simbolo di attenzione



www.riobeauty.com

© The Dezac Group Ltd 2025 Manufactured by The Dezac Group Ltd PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET

1-IN-LAHB-EU/1.1