


GIO perfect Neck Brace


masážny prístroj na krk



NÁVOD NA POUŽITIE

Aby ste predišli zraneniam spôsobeným nesprávnym používaním, pozorne si prečítajte pokyny a používajte tento výrobok výhradne v súlade s pokynmi.

PREHĽAD VÝROBKU



OBSAH BALENIA

- Hlavná jednotka
- Nabíjací kábel USB-C
- Používateľská príručka

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 1,5 sekundy, aby sa zariadenie zaplo (zelená kontrolka signalizuje, že je zariadenie zapnuté).
2. Krátkym stlačením prepínajte medzi 3 režimami (zelený, modrý, červený).
3. Dvojitým kliknutím aktivujete/deaktivujete funkciu ohrevu (55 °C; predvolené nastavenie).
4. Funkcie ohrevu a vibrácií môžu pracovať súčasne.
5. Zariadenie sa automaticky vypne po 15 minútach. V prípade potreby ho ručne reštartujte.
6. Stlačte a podržte tlačidlo 1,5 sekundy, aby ste zariadenie počas používania vypli.
7. Keď je batéria slabá, zariadenie nabite.
8. Používajte iba originálny nabíjací kábel.
9. Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte.
10. Plné nabitie trvá 3–4 hodiny (zelená kontrolka signalizuje, že nabíjanie je dokončené). Pred použitím odpojte zariadenie od napájania.
11. Príslušenstvo je určené výhradne pre toto zariadenie.

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Zariadenie sa nespustí	Nízky stav batérie	Nabite a reštartujte
Zariadenie sa počas používania zastaví	Vypršal časovač alebo je nízky stav batérie	Nabite a reštartujte

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Tento produkt má funkciu vyhrievania – používajte ho opatrne, najmä ak ste citliví na teplo.
- Batériu nabíjajte aspoň raz za 1–2 mesiace, aby si zachovala optimálny výkon.
- Používajte iba certifikovanú nabíjačku 5 V 1 A. Vyššie napätie môže poškodiť zariadenie.
- Uistite sa, že vstupné napätie zodpovedá špecifikáciám produktu.
- Nepoužívajte neoriginálne príslušenstvo ani náhradné diely.
- Ne nabíjať zariadenie počas kolísania napätia.
- Ne nabíjať ani nepoužívať produkt v kúpeľniach alebo vlhkých prostrediach.
- Vyhnite sa kontaktu s napájacím káblom mokrými rukami.
- Zabráňte dlhodobému vystaveniu zariadenia priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám.
- Deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami musia zariadenie používať pod dohľadom.
- Vstavanú lítiovú batériu nevyhadzujte do domového odpadu. Pri jej likvidácii postupujte podľa miestnych environmentálnych predpisov.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Nepoužívajte, ak:

- Zariadenie sa nespustí.
- Batéria sa vybije v pohotovostnom režime.
- Relácia sa ukončí z dôvodu vybitia batérie alebo uplynutia času.

Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom, ak:

- Podstupujete lekárske ošetrenie alebo sa necítite dobre.
- Trpíte akútnym alebo chronickým ochorením.
- Ste pod vplyvom alkoholu.
- Ste maloletý.

Nabíjanie a likvidácia batérie:

- Batériu nabíjajte aspoň raz za 1–2 mesiace, aby si zachovala svoj výkon.
- Používajte certifikovanú nabíjačku 5 V 1 A. Vyššie napätie môže zariadenie poškodiť.
- Batériu nevyhadzujte do domového odpadu.

SPECIFIKACE

Názov produktu: GIOperfect Neck Brace

Model: GIO-750

Rozmery: 180 × 210 × 90 mm

Spotreba energie: 8 W

Nabíjacie napätie: 5 V

Nabíjací prúd: 0,5 A

Kapacita batérie: 1200 mAh

Doba nabíjania: 3–4 hodiny

- Scan the QR code to download the manual
- Zeskanuj kod QR, aby pobrač instrukcję
- Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
- Scannez le code QR pour télécharger le manuel
- Escanee el código QR para descargar el manual
- Digitalize o código QR para descarregar o manual
- Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
- Scan the QR-code om de handleiding te downloaden
- Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
- Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
- Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
- Scanează codul QR pentru a descărca manualul
- Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
- Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
- Łaź juhend alla, skannides QR-koodi
- A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
- ليلا لدا ليزناتل ذعيرسلا فباچتسالال زمر جسملا



Distribútor pre Českú republiku a Slovensko:
Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha
www.andys.sk

innogIO

Vyrobené v Číne pre spoločnosť **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.

Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Poľsko

www.innogio.com

@innogIO.official @innogio_com