

GIO perfect Eye

Soniczny masażer twarzy
ze światłem LED i terapią EMS



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia,
przeczytaj dokładnie instrukcję.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować u osób z implantami medycznymi lub poważnymi schorzeniami bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Nie używaj urządzenia, jeśli:


- Masz rozrusznik serca, urządzenia wspomagające pracę serca i płuc lub inne wszczepione elektroniczne urządzenia medyczne.
- Jesteś w trakcie leczenia medycznego, cierpisz na choroby skóry, masz gorączkę, chorobę w fazie ostrej, gruźlicę, choroby narządów wewnętrznych lub poszerzone naczynka.
- Jesteś w ciąży, karmisz piersią lub jesteś w trakcie menstruacji (przed użyciem skonsultuj się z lekarzem).
- Masz wyjątkowo wrażliwą skórę, alergię na metale, dziedziczne zapalenie skóry lub zaburzone odczuwanie temperatury.
- Niedawno przeszedłeś/ przeszedłaś zabieg chirurgiczny w okolicy oczu lub twarzy (np. laserowa korekcja wzroku, wypełniacze, liftingi nićmi); skonsultuj się z lekarzem.
- Jesteś w trakcie leczenia stomatologicznego, nosisz aparat ortodontyczny lub masz wypełnienia – unikaj silnej stymulacji w okolicach ust.

- Nosisz soczewki kontaktowe podczas korzystania z urządzenia w okolicy oczu (najpierw zdejmij soczewki).
- Cierpisz na zaćmę, jaskrę, choroby siatkówki lub inne schorzenia oczu – przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przetestuj urządzenie na nadgarstku przed pierwszym użyciem.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie narażaj go na działanie wilgoci. Urządzenie nie jest wodoodporne.
3. Czyść wyłącznie miękką, lekko wilgotną lub suchą ściereczką, po wcześniejszym wyłączeniu i ostygnięciu urządzenia.
4. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego oraz kontaktu z materiałami żrącymi.
5. Nie demontuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. W przypadku awarii skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.
6. Podczas używania nie przytrzymuj głowicy masującej w jednym miejscu skóry zbyt długo.
7. Urządzenie przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Odpowiednie zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA



WŁĄCZANIE/ WYŁĄCZANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/ zmiany trybu przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk ponownie przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

WYBÓR TRYBU

Po włączeniu urządzenia automatycznie przechodzi w tryb HOT (czerwona dioda LED + ogrzewanie).

Każde krótkie naciśnięcie przycisku zasilania/ zmiany trybu powoduje przełączenie urządzenia między następującymi trybami w kolejności:

Tryb HOT (czerwona dioda LED + ogrzewanie)

Tryb SPA (wibracje + delikatne mikroprądy)

Tryb EMS (niebieska dioda LED + silniejsze mikroprądy)

Tryby będą się powtarzać w tej samej kolejności po każdym naciśnięciu przycisku.

Sterowanie diodami LED

Domyślnie dioda LED zaświeci się po włączeniu urządzenia. Aby wyłączyć diody LED, naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania oświetleniem LED przez 2 sekundy. Naciśnij i przytrzymaj ponownie, aby ponownie włączyć diody. Można to zrobić w dowolnym trybie.

Ostrzeżenie o niskim stanie baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, czerwona lampka na głowicy zamiga kilka razy, a następnie urządzenie wyłączy się automatycznie.

Wskaźnik ładowania

Świeci się czerwona dioda – urządzenie jest ładowane

Świeci się zielona dioda – bateria jest w pełni naładowana



Wskaźnik ładowania

Port ładowania typu C

SPOSÓB UŻYCIA

1. Po oczyszczeniu skóry nałóż cieką warstwę żelu lub serum równomiernie w okolicy oczu.



2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/ zmiany trybu, aby włączyć urządzenie. Wybierz żądany tryb i poziom intensywności.

3. Delikatnie przesuwaj urządzenie od wewnętrznego do zewnętrznego kąćka oka lub stosuj metodę punktowego ucisku: przyciśnij głowicę do jednego miejsca na 4–5 sekund, a następnie przesuń do następnego, gdy poczujesz uczucie ciepła.



4. Po użyciu wyłącz urządzenie, wytrzyj głowicę do czysta i przechowuj w suchym miejscu.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zawsze czyść głowicę zabiegową natychmiast po użyciu.
- Nie myj urządzenia wodą ani nie zanurzaj go.
- Nie używaj agresywnych lub żrących środków czyszczących, rozcieńczalników ani ściernych ściereczek.
- Przechowuj w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

SPECYFIKACJA

- Nazwa: GIOperfect Eye
- Model: GIO-720
- Wymiary: 138*24*24.8mm
- Moc znamionowa: 3 W
- Napięcie robocze: 3,7 V
- Pojemność baterii: 500 mAh
- Funkcja gorącego kompresu: $42 \pm 3^{\circ}\text{C}$

innoGIO

Wyprodukowano w Chinach
dla **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska

www.innogio.com



@innoGIO.official



@innogio_com

