

BEAUTIFLY

B-Scrub Perfume

Blush

series

Peeling kawitacyjny
Sonic skin scrubber



Instrukcja obsługi
User manual



/beautifly.eu



@beautifly.eu



www.beautifly.eu

B-Scrub Perfume
Blush
series

TRYB OCZYSZCZANIA

TRYB LIFTINGU

WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ WIBRACJI

INTELIGENTNY TIMER

WODOODPORNOŚĆ IPX5

UNIKALNY DESIGN


B-Scrub Perfume z serii Blush to urządzenie do peelingu kawitacyjnego. W wyniku zastosowania zabiegów, skóra zwiększy produkcję kolagenu, stanie się idealnie miękka, rozświetlona i gładka. Wszystko to, ukryte w małym urządzeniu, które na co dzień stanowi elegancki gadżet każdej kobiety. Kunsztu nadała mu oprawa w kształcie butelki perfum. Seria Beautifly Blush sprawi, że poczujesz się wyjątkowo dopieszczona.

Dane techniczne

napięcie znamionowe:	5VDC
prąd znamionowy:	<800mA
częstotliwość wibracji:	26±5K Hz
czas zabiegu:	5 min.
czas ładowania:	<4h
wodoodporność:	IPX5

Opis urządzenia

1. Zatyczka magnetyczna
2. Szpatułka
3. Kontrolka w trybie CLEAN
4. Przycisk On / Off / Mode
5. Kontrolka trybu LIFT
6. Czujnik
7. Kontrolka zasilania
8. Port ładowania USB
9. Korek silikonowy
10. Kabel typu C
11. Szmatka czyszcząca



Ten produkt ma wbudowaną baterię litową i może być ładowany TYLKO kablem typu C (w zestawie).

	Status	Opis
1.	Tryb CLEAN	Naciśnij przycisk Wł./Wyt./Tryb, możesz usłyszeć 1 sygnał dźwiękowy, zaświeci się lampka przy trybie CLEAN.
2.	Tryb LIFT	W trybie CLEAN naciśnij przycisk Wł./Wyt./Tryb, usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy, włączy się tryb LIFT (zaświeci się lampka trybu LIFT)
3.	Wyłączony	Automatyczne wyłączenie: urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach pracy i 5 sygnałach dźwiękowych. Non-auto Off: w trybie LIFT naciśnij przycisk Wł./Wyt./Tryb, aby wyłączyć urządzenie usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy.
4.	Niski poziom baterii	Urządzenie wyda 3 sygnały dźwiękowe wskazujące niski poziom naładowania baterii, co będzie powtarzane co 10 sekund. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 9 sygnałach dźwiękowych. Uwaga: możesz sprawdzić poziom naładowania baterii podczas korzystania z urządzenia. Im mniej kontrolki się świeci, tym niższa jest moc. Moc jest mniejsza niż 25% przy zapalanej tylko jednej lampce kontrolnej.
5.	Ładowanie	Kontrolki zasilania migają kolejno.
6.	Bateria w pełni naładowana	Wszystkie lampki wskaźnika zasilania są włączone.

Tryb CLEAN

1. Przed rozpoczęciem zabiegu dokładnie oczyść skórę, zmyj makijaż. Następnie zwilż skórę twarzy bawełnianym wacikiem lub atomizerem. W tym celu można użyć soli fizjologicznej, toniku lub wody. Podczas trwania zabiegu skóra cały czas musi być wilgotna. Nie można wykonywać zabiegu na suchej skórze.
2. Włącz urządzenie naciskając przycisk na środku. Od razu włączy się tryb CLEAN.
3. Delikatnie przesuwaj szpatułką od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni.
4. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach.
5. Przetrzyj twarz tonikiem.

Tryb LIFT

1. Po oczyszczaniu skóry twarzy, nałóż na nią produkt pielęgnacyjny (krem, serum, ampułka, żel).
2. Włącz urządzenie naciskając przycisk dwukrotnie.
3. Delikatnie przesuwaj szpatułką od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni. Dzięki temu dogłębnie wprowadzisz kosmetyk.



Ostrzeżenia

1. Zabrania się używać urządzenia osobom z rozrusznikiem serca.
2. Zabrania się korzystania z urządzenia przez osoby po zabiegu chirurgicznym skóry (w ciągu 1 miesiąca) lub oparzenia skóry.
3. Zabronione jest używanie urządzenia przez osoby z zapaleniem skóry, blizną, uszkodzeniem i wrażliwością elektromagnetyczną.
4. Należy unikać kontaktu głowicy z gałką oczną.
5. Nie wolno stosować urządzenia w tym samym obszarze skóry przez długi czas.
6. Nie wolno używać urządzenia przez kobiety w ciąży.

Czyszczenie

Szpatułkę do peelingu należy wyłukać i przetrzeć suchą, miękką szmatką, nie zanurzać urządzenia w wodzie na dłuższy czas.

Przechowywanie

1. Urządzenie należy utrzymywać w miejscu suchym i czystym.
2. Urządzenie należy trzymać z dala od wysokiej temperatury.
3. Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

B-Scrub Perfume Blush series

CLEANING MODE

FACELIFT MODE

HIGH VIBRATION FREQUENCY

SMART TIMER

IPX5 WATERPROOF

UNIQUE DESIGN


B-Scrub Perfume from the Blush series is a device for cavitation peeling. As a result of the treatments, the skin will increase collagen production, become perfectly soft, radiant and smooth. All this, hidden in a small device, which every day is an elegant gadget for every woman. The craftsmanship was given to him by the shape of a bottle of perfume. The Beautify Blush series will make you feel extremely refined.

Technical data

rated voltage:	5VDC
rated current:	<800mA
vibration frequency:	26±5K Hz
time of surgery:	5 min.
charging time:	<4h
waterproof:	IPX5

Part description

1. Magnetic plug
2. Spatula
3. CLEAN Mode Light
4. On/Off/Mode Button
5. LIFT Mode light
6. Sensor sheet
7. Power Indicator Light
8. USB Charging port
9. Silicone Stopper
10. Type-C Cable
11. Cleaning Cloth



This product is with built-in lithium battery and can be charged with Type-C cable (included) ONLY.

Description of the modes

	Status	Description
1.	CLEAN mode	Press the On/Off/mode Button, you can hear 1 beep and enter CLEAN Mode with the CLEAN mode light on.
2.	LIFT mode	Under CLEAN Mode, press the On/Off/Mode Button, you can hear 1 beep and enter LIFT Mode with LIFT Mode Light on.
3.	OFF	Auto-off: the device will be auto-off after 5 minutes' working along with 5 beeps. Non-auto Off: under LIFT Mode, press the On/ Off/Mode Button to turn off the device along with 1 beep.
4.	Low battery	The device would beep 3 times indicating low battery, which would repeat every 10 seconds. The device will be automatically off after 9 beeps. Note: you can check battery power when you are using the device. The fewer indicator lights are on, the lower the power is. The power is less than 25% with one indicator light on only.
5.	Charging	The Power Indicator Lights flash in turn.
6.	Full Charged	All the Power Indicator Lights are on.

CLEAN mode

1. Before starting the treatment, cleanse the skin thoroughly, wash your makeup. Then wet your face with a cotton swab or atomizer. For this purpose, you can use saline, tonic or water. The skin must be moist during the procedure. You cannot do the procedure on dry skin.
2. Turn on the device by pressing the button in the center. CLEAN mode is activated immediately.
3. Gently move the spatula from bottom to top along face contours at an angle of 45 degrees.
4. The device will turn off automatically after 5 minutes.
5. Wipe your face with tonic.

LIFT mode

1. After cleansing your face, apply a care product (cream, serum, ampoule, gel) to it.
2. Turn on the device by pressing the button twice.
3. Gently move the spatula from the bottom up, along the face contours at an angle of 45 degrees, thanks to which you will thoroughly introduce the cosmetic.



Cautions

1. A person with a pacemaker cannot perform a procedure using the B—Scrub Luxury
2. It is forbidden for people after skin surgery to use it within 1 month or for skin burns.
3. It is forbidden to use by people with dermatitis, scar, damage and electromagnetic sensitivity.
4. Avoid contact of the head with the eyeball.
5. Do not work in the same area for a long time.
6. Do not use the device by pregnant women.

Cleaning

Rinse the shovel head and wipe it with a dry soft cloth after using.
Do not immerse the device into water for long time.

Storage

1. Keep it dry and clean.
2. Keep it away from high temperature.
3. Keep it out of reach of children.



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci, oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that in the European Union after the end of the product's useful life it must be disposed of in a separate, dedicated collection point. Do not dispose of these products together with unsorted general household waste



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy
RE 2014/30/UE

Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy
RoHS 2011/65/UE

Beauty Factor Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

English

Hereby, Beauty Factor Sp. z o. o. declares that the device equipment Beautifly B-Scrub Perfume is in compliance with Directive 2014/30/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Polska

Niniejszym, Beauty Factor Sp. z o. o. deklaruje, że Beautifly B-Scrub Perfume jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

Importer

Beauty Factor Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
Assembled in China

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Beauty Factor Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.

W celu skorzystania z warunków gwarancji, należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail biuro@beautifly.eu

TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Beauty Factor Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
4. The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
5. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.

In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address biuro@beautifly.eu

BEAUTIFLY

.....
NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

NAME / ADDRESS OF THE SELLER

.....
NR DOWODU ZAKUPU

NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

.....
DATA SPRZEDAŻY

DATE OF SALE

.....
NAZWA URZĄDZENIA

DEVICE NAME

.....
NR SERYJNY / MODEL

SERIAL NUMBER / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję
warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.
I represent that I have read and accepted the
terms and conditions specified in the Warranty
Certificate.

.....