

BEAUTIFLY

B-Booster
PRO
series

Fale radiowe

Rejuvenation radio frequency

Instrukcja obsługi

User manual



[f /beautifly.eu](https://www.facebook.com/beautifly.eu) [@beautifly.eu](https://www.instagram.com/beautifly.eu) [g beautifly.eu](http://beautifly.eu)

[/beautiflyeu](https://www.youtube.com/beautiflyeu) [@beautifly.eu](https://www.tiktok.com/@beautifly.eu)


Dane techniczne B—Booster

Napięcie nominalne:	3.7V
Prąd roboczy:	SONIC 100mA-400mA RF 200mA-2800mA EMS 8mA-30mA
Częstotliwość ultradźwięków:	3MHz±10%
Fale radiowe:	1MHz
Wodoodporność:	IPX5
Tryby czasowe:	3Min, 5Min, 6Min
Czas pracy na jednym ładowaniu:	<3H
Pojemność baterii:	1000 mAh

Uwaga: Ten produkt ma wbudowaną baterię litową i obsługuje tylko kabel ładujący typu USB-C oraz adapter jako metoda ładowania.

Opis części

1. Przezroczysta osłona ochronna
2. Rolka V-kontur
3. Wyświetlacz HD
4. Przycisk przełączania trybu
5. Magnetyczny pierścień
6. Głowica główna
7. Podstawa magnetyczna
8. Listwa indukcyjna
9. Otwór do ładowania typu C
10. Kabel typu C
11. Ściereczka do czyszczenia



Funkcje

B-Booster Rejuvenation Radio Frequency. Silnie odmładzający aparat kosmetyczny, poprzez wibracje ultradźwiękowe połączone z jonami dodatnimi, dogłębnie eksportują pozostałości brudu na zewnątrz, przygotowując skórę do dalszych kroków zabiegowych. Częstotliwość radiowa RF o mocy 1MHz w połączeniu z jonami ujemnymi, aktywuje produkcję kolagenu i elastyny, importując jednocześnie składniki odżywcze, które wnikają w skórę. Liftingujące mikroprądy EMS napinają skórę, a diamentowe fasety rollera głęboko masują twarz uwidaczniając jej perfekcyjny V-kontur.

Opis funkcji

Nr	Status	Wskazówka
1	Tryb "SONIC"	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przełączania trybu przez 1 sekundę, sygnał dźwiękowy zostanie wygenerowany raz, a odpowiedni wskaźnik zaświeci się i wyłączy się automatycznie po 3 minutach.
2	Tryb "RF"	W trybie „SONIC” naciśnij krótko przycisk przełącznik trybu, aby przełączyć, brzęczyk wyda jeden sygnał dźwiękowy, a odpowiedni wskaźnik będzie włączony przez długi czas i wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

3.	Tryb "EMS"	W trybie „RF” naciśnij krótko przycisk przełącznik trybu, aby przełączyć, brzęczyk wyda jeden sygnał dźwiękowy, a odpowiedni wskaźnik będzie włączony przez długi czas i wyłączy się automatycznie po 6 minutach.
4.	Wyłączanie	Wyłączanie ręczne: w dowolnym trybie naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika trybu przez 1 sekundę, aby wyłączyć. Automatyczne wyłączanie nastąpi po zakończeniu pracy urządzenia w dowolnym trybie wyłącza się po sygnale dźwiękowym.
5.	Za mało mocy	Gdy poziom naładowania baterii jest mniejszy niż 10%, biały wskaźnik baterii będzie migał powoli, raz na 3 sekundy i cyklicznie 3 razy. Białe, powolne miganie zmieni się w szybkie miganie po raz trzeci, a brzęczyk wyda dwa sygnały dźwiękowe, aż się wyłączy. W trybie importu fali radiowej (RF) można użyć urządzenia 3 razy, bez konieczności ładowania. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii jest taka sama, jak w przypadku

		poprzednich dwóch trybów. Gdy poziom naładowania baterii wynosi 0%, brzęczyk wyda dźwięk 3 razy, bateria zostanie wyłączona, a biały wskaźnik będzie migał przez 5 sekund. Następnie zasilanie zostanie wyłączone. Nie można uruchomić urządzenia.
6.	Ładowanie baterii	Biała kontrolka baterii miga podczas ładowania.
7.	Bateria naładowana	Świeci się biały wskaźnik baterii.
8.	Funkcja pamięci	Po ręcznym lub zaplanowanym wyłączeniu, przy następnym uruchomieniu domyślnie jest ustawiony ostatni tryb ostatniego kroku.

Jak używać

Poniżej przedstawiono proces demonstracyjny (rysunek i tekst poniżej). Możesz wybrać dowolny tryb, aby używać go samodzielnie lub wykonać wszystkie kroki po kolei zgodnie z wprowadzeniem „Opis funkcji”.


Tryb SONIC



1. Przed użyciem zmyj makijaż i oczyść twarz środkiem do mycia twarzy.



2. Mocno zaciśnij wacik między pierścieniem magnetycznym, a głowicą główną i zwilż go płynem micelarnym.



3. Włącz zasilanie i wejdź w „tryb SONIC”.



4. Skieruj głowicę główną na skórę twarzy i przesuwaj od zewnątrz do wewnątrz po kolei każdą partię twarzy i szyi, aby ją dokładnie oczyścić.



5. Na czole, nosie, ustach, policzkach i innych partiach bardziej narażonych na zanieczyszczenia, można powtórzyć czynność kilkakrotnie.



6. Po 3 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie.



7. Zdejmij wacik i wyczyść głowicę główną szmatką.




8. Spłucz twarz czystą wodą i nałóż na skórę tonik.

Tryb RF



1. Nałóż esencję pielęgnacyjną, serum, ampułkę lub maskę równomiernie na twarz oraz szyję.



2. Włącz i przełącz na tryb „RF”.



3. Powoli przesuwaj głowicę główną wzdłuż konturu twarzy i wprowadzaj pielęgnację równomiernie na skórę (nie pozostawaj w tej samej pozycji na skórze zbyt długo).



4. Po 5 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie.




5. Użyj szmatki do czyszczenia głowicy głównej.

Tryb EMS



1. Równomiernie rozprowadź ujędrniające produkty pielęgnacyjne na twarzy. Może to być krem, który zastosujemy, by dopełnić pielęgnację.



2. Włącz i przejdź do trybu „EMS”.



3. Dopasuj V face roller do konturu twarzy, masuj i unosź równomiernie od dołu do góry.



4. Po 6 minutach produkt wyłoczy się automatycznie.



5. Użyj ściereczki do czyszczenia, aby wyczyścić rolkę czołową V.

Zasady bezpieczeństwa

Przeciwwskazania

1. Osoby poniżej 18-tego roku życia nie mogą używać urządzenia B-Booster.
2. Zabrania się używania urządzenia w przypadku elektronicznych urządzeń wewnątrz ciała, np. rozrusznik serca.
3. Osoby, które w ciągu ostatniego miesiąca przeszły jakiegokolwiek zabieg chirurgiczny lub operację w obrębie miejsca gdzie ma być wykonywany zabieg. Nie zaleca się używania urządzenia po uprzedniej ekspozycji skóry na słońce.

4. Osoby z uszkodzoną skórą, ropieniem, stanami zapalnymi, świeżymi bliznami i wrażliwością elektromagnetyczną nie powinny używać urządzenia B-Booster.
5. Osoby cierpiące na choroby krwi, gruźlicę, celiakie, nowotwory złośliwe, nadciśnienie, gorączkę, nie mogą używać urządzenia.
6. Nie używaj, jeśli jesteś w ciąży, w czasie menstruacji lub w okresie karmienia piersią.
7. Przed przystąpieniem do zabiegu zdejmij zegarki, okulary, biżuterię i inne przedmioty zawierające metal.
8. Nie stosować w okolicach gałki ocznej, ust, gardła.
9. Nie używać zbyt długo na tym samym obszarze skóry.
10. Nie zostawiaj tego produktu bez kontroli, gdy jest włączone.
11. Nie używaj w środowisku o wysokiej temperaturze.
12. Jeśli produkt zostanie uderzony lub upuszczony na ziemię, sprawdź uszkodzenia przed dalszym użytkowaniem.
13. Zwróć uwagę czy wtyczka i przewód zasilający są nienaruszone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
14. Nie należy samodzielnie demontować tego urządzenia.
15. Proszę nie włączać go podczas ładowania.

Metoda czyszczenia

Po każdym użyciu opłucz głowicę główną i rolki V face czystą wodą, a następnie osusz czystą szmatką. Nie używaj alkoholu ani płynów powodujących korozję do wycierania magnetycznego pierścienia.

Wymagania dotyczące przechowywania

Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu.

Proszę trzymać urządzenie z dala od wysokiej temperatury.

Trzymać z dala od żrących płynów. Proszę trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci.

Nie używaj urządzenia podczas brania kąpieli lub pod prysznicem.

Przypomnienie: Jeśli produkt nie był używany przez dłuższy czas (6 miesięcy lub dłużej), zaleca się używanie go po całkowitym naładowaniu.

Rozwiązywanie problemów

Zjawisko awarii

Produkt nie działa po włączeniu

Analiza przyczyn

1. Kontrolka zasilania nie włącza się (awaria baterii lub płyty głównej)
2. Kontrolka zasilania miga (bateria jest za słaba)

Rozwiązanie

1. Uruchom urządzenie ponownie po ładowaniu przez 3 godziny. Kontynuuj włączanie, a jeśli urządzenie nie świeci się, zgłoś się do serwisu posprzedażnego w celu naprawy;
2. Po 3 godzinach ładowania włącz go ponownie.

Zjawisko awarii

Słabe ładowanie urządzenia

Analiza przyczyn

1. Kontrolka zasilania nie włącza się (awaria baterii lub płyty głównej)
2. Kontrolka zasilania miga (bateria jest za słaba)

Rozwiązanie

1. Sprawdź, czy kabel / wtyczka ładująca jest podłączona, miga wskaźnik trybu, oznacza to „ładowanie”;
2. Jeśli po wypełnieniu nie ma odpowiedzi, należy wymienić produkt lub zgłosić się do serwisu posprzedażowego.

Zjawisko awarii

Produkt nagle przestaje działać podczas pracy

Analiza przyczyn

1. Słaba bateria
2. Mogą wystąpić inne nieznane usterki

Rozwiązanie

1. Po 3 godzinach ładowania uruchom ponownie;
2. Zgłoś się do serwisu posprzedażnego.


Technical data B—Booster

Nominal voltage:	3.7V
Operating current:	SONIC 100mA-400mA RF 200mA-2800mA EMS 8mA-30mA
Ultrasonic frequency:	3MHz±10%
Radio frequency:	1MHz
Waterproof:	IPX5
Working time:	3Min, 5Min, 6Min
Working:	<3H
Battery capacity:	1000 mAh

Note: This product has a built-in lithium battery and only supports USB-C charging cable and adapter as a charging method.

Part description

1. Transparent protective cover
2. V face roller
3. HD display
4. Switch/mode key
5. Magnetic snap ring
6. Nursing head
7. Magnetic base
8. Induction strip
9. Type-C Charging hole
10. Type-C Cable
11. Cleaning cloth



Functions

Functions B-Booster Rejuvenation Radio Frequency. Strongly rejuvenating cosmetic apparatus, through ultrasound vibrations combined with positive ions, deeply exports dirt residues to the outside, preparing the skin for further treatment steps. 1MHz RF radio frequency combined with negative ions activates the production of collagen and elastin, while importing nutrients that penetrate the skin. Lifting EMS micro-currents tighten the skin, and the diamond facets of the roller deeply massage the face, revealing its perfect V-contour.

Function description

No.	Status	Indications
1.	"SONIC" mode	Press and hold the mode switching button for 1 second, the beep will sound once and the corresponding indicator will light up and turn off automatically after 3 minutes.
2.	"RF" mode	In "SONIC" mode, short press the mode switch button to switch, the buzzer will beep one beep, and the corresponding indicator will be on for a long time and automatically turn off after 5 minutes.

No.	Status	Indications
3.	"EMS" mode	In "RF" mode, short press the mode switch button to switch, the buzzer will beep one time, and the corresponding indicator will be on for a long time and automatically turn off after 6 minutes.
4.	Turning off	Manual shutdown: In any mode, press and hold the mode switch button for 1 second to turn off. Automatic shutdown will take place when the product is finished in any mode, it turns off after a beep.
5.	Not enough power	When the battery level is less than 10%, the white battery indicator will flash slowly once every 3 seconds and cyclically 3 times. Slow blinking white will change to fast blinking a third time and the buzzer will beep twice until it goes off. In radio frequency (RF) import mode, you can use the device 3 times without recharging. The low battery information is the same as the previous two modes.

No.	Status	Indications
		When the battery level is 0%, the buzzer will beep 3 times, the battery will be turned off and the white indicator will flash for 5 seconds. Then the power will be turned off. Device cannot be started.
6.	Battery charging	The white battery light blinks while charging.
7.	Battery charged	The white battery indicator is on.
8.	Memory function	After manual or scheduled shutdown, the last mode is defaulted on next start step.

How to use

Below is a demonstration process (picture and text below). You can select any mode to use alone or perform all steps sequentially as in "Function description".


SONIC mond



1. Before use, remove makeup and cleanse your face with a face cleanser.



2. Tightly clamp the cotton pad between the magnetic ring and the main head and moisten it with micellar liquid.



3. Turn on the power and enter "SONIC mode".



4. Aim the main head at the skin of the face and move from the outside to the inside, gradually, every part of the face and neck to cleanse it thoroughly.



5. On the forehead, nose, mouth, cheeks and other parts more exposed to contamination, you can repeat the operation several times.



6. After 3 minutes, the device will turn off automatically.



7. Remove the cotton pad and clean the head with the cleaning cloth.




8. Rinse your face with clean water and apply a toner to the skin.

RF mode



1. Apply the beauty essence, serum ampoule or mask evenly on the face and neck.



2. Turn on and switch to "RF" mode.



3. Slowly move the main head along the contour of the face and apply the care evenly to the skin (do not stay in the same position on the skin for too long).



4. After 5 minutes, the device will turn off automatically.




5. Use a cloth to clean the main head.

EMS mode



1. Evenly distribute the firming care products on the face. It may be a cream that we will use to complete the care.



2. Turn on and enter "EMS" mode.



3. Adjust the V face roller to the contour of the face, massage and lift evenly from the bottom up.



4. After 6 minutes, the product will turn off automatically.



5. Use the cleaning cloth to clean the face roller V.

Warm tips

Contraindication

- 1 Person under 18 years of age may not use the B-Booster.
- 2 It is forbidden to use the device with electronic devices inside the body. e.g. a pacemaker.
3. People who have undergone any surgical procedures or operations in the area where the procedure is to be performed during the last one. It is not recommended to use the device after exposing the skin to the sun.

4. People with damaged skin, suppuration, inflammation, fresh scars and electromagnetic sensitivity should not use the B-Booster.
5. People suffering from blood diseases, tuberculosis, celiac disease, malignant tumors, hypertension, fever, cannot use the device.
6. Do not use if you are pregnant, menstruating or breastfeeding.
7. Before proceeding with the procedure, remove watches, glasses, jewelry and other items containing metal.
8. Do not use around the eyes, mouth or throat.
9. Do not use on the same skin area for too long.
10. Do not leave this product unchecked when powered on.
11. Do not use in high temperature environment.
12. If the product is struck or dropped to the ground, check for damage before resuming use.
13. Make sure that the plug and power cord are intact to avoid the risk of electric shock.
14. Do not disassemble this device by yourself.
15. Please don't turn it on while charging.

Cleaning method

Rinse the main head and V face rollers with clean water after each use, then dry with a clean cloth. Do not use alcohol or corrosive liquids to wipe the magnetic ring.

Storage requirements

Please keep the machine in a dry and dust-free place;

Please keep away from high temperature;

Keep away from corrosive liquids;

Please keep it out of reach of children;

Do not immerse the body in water.

Reminder: If the product has not been used for a long time (6 months or more), it is recommended to use it after fully charged.

Troubleshoot

Failure phenomenon

The product does not work when turned on

Root cause analysis

- 1.The power light does not turn on (battery or motherboard failure)
2. The power light is flashing (the battery is too weak)

Solution

1. Restart after charging for 3 hours and keep turning on the light is off, please contact the after-sales service and return to factory for repair;
2. After charging for 3 hours, turn it on again.

Failure phenomenon

Poor product loading

Root cause analysis

1. The power light does not turn on (battery or motherboard failure)
2. The power light is flashing (the battery is too weak)

Solution

1. Check if the charging cable / plug is plugged in, the mode indicator flashes, it means "charging";
2. If there is no answer after filling in, please replace the product or contact the after-sales service.

Failure phenomenon

The product suddenly stops working while running

Cause analysis

1. Low battery
2. Other unknown faults may occur

Solution

1. After 3 hours of charging, restart;
2. Report to the after-sales service.


Технические характеристики B-Booster

Номинальное напряжение:	3.7V
Рабочий ток:	SONIC 100mA-400mA RF 200mA-2800mA EMS 8mA-30mA
Ультразвуковая частота:	3MHz±10%
Радиочастота:	1MHz
Водонепроницаемость:	IPX5
Рабочие режимы:	3Min, 5Min, 6Min
Время работы от одной зарядки:	<3H
Емкость аккумуляторной батареи:	1000 mAh

Внимание: данное устройство имеет встроенную литиевую аккумуляторную батарею и поддерживает для зарядки только зарядный кабель и переходник типа USB-C.

Описание составных частей

1. Прозрачная защитная крышка
2. V-образный валик
3. HD-дисплей
4. Кнопка переключения режимов
5. Магнитное стопорное кольцо
6. Главная головка
7. Магнитная подставка
8. Индукционная полоса
9. Зарядный разъем типа USB-C
10. Кабель USB-C
11. Ткань для очистки



Функции

Радиочастотный аппарат для ухода за кожей лица B-Booster.

Косметологический аппарат для интенсивного омоложения с помощью ультразвуковых колебаний в сочетании с положительными ионами выводит глубоко находящиеся остатки загрязнения наружу, подготавливая кожу к дальнейшим этапам процедуры. Радиоволны RF (Radio Frequency) с частотой 1 МГц в сочетании с отрицательными ионами стимулируют процессы синтеза коллагена и эластина, одновременно доставляя питательные вещества, проникающие в кожу. Микротоки EMS обладают лифтинговым эффектом и приводят к подтягиванию кожи, а ромбовидные грани валика интенсивно массируют лицо с большой глубиной воздействия, моделируя идеальный V-образный контур лица.

Описание функций

№ п/п	Состояние	Руководство
1.	Режим «SONIC»	Нажмите и удерживайте кнопку переключения режима в течение 1 секунды, прозвучит однократный звуковой сигнал, после чего загорится соответствующий индикатор, который автоматически выключится через 3 минуты.
2.	Режим «RF»	В режиме «SONIC» кратковременно нажмите кнопку переключения режима, прозвучит короткий звуковой сигнал, после чего загорится соответствующий индикатор, который автоматически выключится через 5 минут.

3.	Режим «EMS»	В режиме «RF» кратковременно нажмите кнопку переключения режима для переключения, прозвучит однократный звуковой сигнал, после чего загорится соответствующий индикатор, который будет светиться продолжительное время и автоматически выключится через 6 минут.
4.	Выключение	Ручное выключение: для выключения в любом режиме нажмите и удерживайте кнопку переключения режима в течение 1 секунды. Автоматическое выключение произойдет после завершения работы устройства в любом режиме, оно отключится после звукового сигнала.
5.	Низкий заряд батареи	Когда уровень заряда аккумуляторной батареи будет составлять меньше 10%, белый индикатор батареи начнет медленно мигать каждые 3 секунды с 3-х кратной периодичностью. В третий раз медленное мигание сменится быстрым миганием, и зуммер издаст два звуковых сигнала, после чего прибор отключится. В режиме радиочастотного (RF) излучения вы можете использовать устройство 3 раза без зарядки. Информация о низком заряде батареи такая же, как и в двух предыдущих режимах. Когда заряд аккумуляторной батареи будет составлять 0%, зуммер издаст 3 звуковых сигнала, батарея выключится, и белый индикатор будет мигать в течение 5 секунд. После этого питание отключится, и устройство не будет запускаться.

No.	Status	Indications
6.	Зарядка аккумулятора батареи	Во время зарядки будет мигать белый индикатор батареи.
7.	Аккумуляторная батарея заряжена	Горит белый индикатор батареи.
8.	Функция памяти	После ручного или запланированного отключения во время следующего запуска по умолчанию устанавливается последний используемый режим.

Как использовать

Ниже приведена демонстрация процесса эксплуатации (рисунок и текст ниже). Вы можете выбрать любой режим для отдельного использования или последовательно выполнить все шаги, как указано в пункте «Описание функций».


Режим «SONIC»



1. Перед использованием удалите макияж и очистите лицо с помощью очищающего средства.



2. Плотно зажмите ватный диск между магнитным кольцом и основной головкой и смочите его мицеллярной жидкостью.



3. Включите питание и перейдите в «режим SONIC».



4. Направьте основную головку по направлению к коже лица и двигайтесь от внешней стороны к внутренней, поочередно для каждой части лица и шеи для выполнения тщательной очистки.



5. На лбу, носу, в области рта, на щеках и других участках, которые подвержены сильному загрязнению, можно повторить процедуру несколько раз.



6. Через 3 минуты устройство автоматически выключится.



7. Удалите ватный диск и протрите основную головку тканью.




8. Ополосните лицо чистой водой и нанесите на кожу тоник.

Режим «RF»



1. Равномерно нанесите эссенцию, ампульную сыворотку или маску на лицо и шею.



2. Включите питание и перейдите в режим «RF».



3. Медленно перемещайте основную головку по контуру лица и равномерно распределите косметическое средство на коже (не задерживайтесь в одном положении на коже слишком долго).



4. Через 5 минут устройство автоматически выключится.




5. Протрите основную головку тканью.

Режим «EMS»



1. Нанесите на лицо равномерный слой укрепляющего средства по уходу за кожей. Это может быть крем, который мы наносим для завершения процедуры по уходу за кожей.



2. Включите питание и перейдите в режим «EMS».



3. Отрегулируйте V-образный валик к контуру лица, выполняйте массаж и равномерно перемещайте его снизу вверх.



4. Через 6 минут аппарат автоматически выключится.



5. Очистите V-образный валик с помощью ткани для очистки.

Полезные советы

Противопоказания.

1. Лицам, не достигшим 18 лет, использовать аппарат B-Booster запрещено.
2. Запрещается использовать устройство с электронными устройствами внутри тела, напр., кардиостимулятором.
3. Нельзя использовать прибор лицам, которые в течение последнего месяца перенесли какую-либо операцию или операцию в том месте, где будет проводиться процедура. Не рекомендуется использовать устройство после предварительного воздействия солнечных лучей.

4. Лицам с поврежденной кожей, нагноениями, воспалениями, свежими шрамами и чувствительностью к электромагнитному излучению запрещено использовать аппарат B-Booster.
5. Лицам с заболеваниями крови, туберкулезом, глютенной болезнью, злокачественными опухолями, гипертонией, лихорадкой использовать данный прибор запрещено.
6. Не используйте данный аппарат во время беременности, менструации или в период кормления грудью.
7. Перед началом процедуры снимите часы, очки, украшения и другие предметы, содержащие металл.
8. Не используйте в области возле глазного яблока, рта или горла.
9. Не используйте слишком долго на одном и том же участке кожи.
10. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
11. Не используйте при высоких температурах.
12. Если прибор ударился или упал на землю, проверьте его на наличие повреждений перед дальнейшим использованием.
13. Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что вилка и шнур электропитания не повреждены.
14. Не разбирайте это устройство самостоятельно.
15. Пожалуйста, не включайте прибор во время его зарядки.

Метод очистки

После каждого использования промойте основную головку и V-образные валики для лица чистой водой, затем вытрите насухо чистой тканью. Не используйте для протирки магнитного кольца спирт или едкие жидкости.

Условия хранения

Храните устройство в сухом и непыльном месте.

Берегите от воздействия высоких температур, едких жидкостей.

Храните устройство в недоступном для детей месте.

Не используйте устройство во время принятия ванны или душа

Напоминание: если продукт не использовался в течение длительного времени (6 месяцев и более), рекомендуется использовать его после полной зарядки.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность

Прибор не работает после включения

Возможные причины

1. Не включается индикатор питания (сбой аккумуляторной батареи или материнской платы)
2. Мигает индикатор питания (аккумуляторная батарея разряжена).

Решение

1. Повторно включите устройство после зарядки в течение 3 часов. Продолжайте включать, и если индикатор прибора не загорается, обратитесь в сервисную службу для ремонта;
2. Снова включите прибор после 3-х часовой зарядки.

Неисправность

Устройство не заряжено должным образом

Возможные причины

1. Не включается индикатор питания (сбой аккумуляторной батареи или материнской платы)
2. Мигает индикатор питания (аккумуляторная батарея разряжена).

Решение

1. Убедитесь, что кабель/вилка для зарядки вставлены в розетку, индикатор режима мигает, это означает «зарядка»;
2. Если после зарядки результат останется прежним, замените товар или обратитесь в сервисную службу.

Неисправность

Изделие внезапно перестает работать во время эксплуатации

Возможные причины

1. Низкий заряд батареи
2. Могут возникнуть другие неизвестные неисправности.

Решение

1. Включите устройство после 3-х часовой зарядки;
2. Обратитесь в сервисную службу.


Paramètres techniques B—Booster

Tension nominale:	3.7V
Intensité de fonctionnement:	SONIC 100mA-400mA RF 200mA-2800mA EMS 8mA-30mA
Fréquence des ultrasons:	3MHz±10%
Ondes radi :	1MHz
Indice d'étanchéité:	IPX5
Modes du minuteur:	3Min, 5Min, 6Min
Durée de fonctionnement par recharge:	<3H
Capacité de la batterie :	1000 mAH

Remarque: ce produit est doté d'une batterie au lithium intégrée et ne prend en charge que le câble de chargement de type USB-C et l'adaptateur comme méthode de chargement.

Description des éléments

1. Capot de protection transparent
2. Rouleau V-contour
3. Écran HD
4. Touche d'activation du mode
5. Anneau magnétique
6. Tête principale
7. Socle magnétique
8. Bande à induction
9. Port de chargement de type C
10. Câble de type C
11. Lingette de nettoyage



Usage prévu

Appareil de radiofréquence esthétique B-Booster. Un appareil cosmétique fortement rajeunissant, grâce à des vibrations ultrasoniques combinées à des ions positifs qui transfèrent les impuretés résiduelles profondes vers l'extérieur, préparant ainsi la peau à d'autres étapes de traitement. Une radiofréquence de 1 MHz associée à des ions négatifs, active la production de collagène et d'élastine tout en important des nutriments pour pénétrer dans la peau. Les micro-courants EMS raffermissent la peau, tandis que les facettes des rouleaux en diamant massent le visage en profondeur, soulignant ainsi les contours de votre visage.

Description des fonctions

n°	Statut	Remarque
1.	Le mode "SONIC"	Pressez la touche de changement de mode et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde, un signal sonore est émis une fois et le voyant correspondant s'allume et s'éteint automatiquement après 3 minutes.
2.	Le mode "RF"	Si vous êtes en mode "SONIC", pressez brièvement la touche de changement de mode pour basculer en mode "RF", le buzzer émet un bip et le voyant correspondant s'allume pendant un long moment, puis s'éteint automatiquement après 5 minutes.

n°	Statut	Remarque
3.	Le mode "EMS"	Si vous êtes en mode "RF", pressez brièvement la touche de changement de mode pour basculer en mode "EMS", le buzzer émet un bip et le voyant correspondant s'allume pendant un long moment et s'éteint automatiquement après 6 minutes.
4.	Pour éteindre	Arrêt manuel : dans n'importe quel mode, pressez la touche de changement de mode et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil. L'arrêt se produit automatiquement lorsque l'appareil cesse de fonctionner dans chacun des modes sélectionnés. Il s'éteint après un bip sonore.
5.	Batterie faible	Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, le témoin blanc de batterie clignote lentement, une fois toutes les 3 secondes et effectue ce cycle 3 fois. La troisième fois, le clignotement blanc devient rapide et le buzzer émet deux bips avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement. En mode "RF" l'appareil peut être utilisé 3 fois sans être rechargé. L'indication de batterie faible est la même que pour les deux modes précédents.

n°	Statut	Remarque
		Lorsque le niveau de la batterie est de 0 %, le buzzer retentit 3 fois, la batterie s'éteint et le voyant blanc clignote pendant 5 secondes. Ensuite, l'alimentation est coupée. L'appareil ne peut pas être remis en marche sans être rechargé.
6.	Rechargement de la batterie	Le voyant blanc de batterie clignote pendant le rechargement.
7.	Batterie rechargée	Le témoin blanc de batterie s'allume en continu.
8.	Fonction mémoire	Après un arrêt manuel ou programmé, le dernier mode activé sera défini par défaut en remettant l'appareil en marche.

Mode d'utilisation

Voici comment procéder (figure et texte ci-dessous). Vous pouvez sélectionner n'importe quel mode pour l'utiliser vous-même, ou suivre toutes les étapes figurant dans la "Description des fonctions".


Le mode sonic



1. Avant d'utiliser ce mode, démaquillez-vous et lavez-vous le visage avec un nettoyant pour visage.



2. Serrez fermement un disque de coton entre l'anneau magnétique et la tête principale et humidifiez-le avec le fluide micellaire.



3. Mettez l'appareil en marche et passez en "mode SONIC".



4. Dirigez la tête principale vers votre visage et déplacez de l'extérieur vers l'intérieur, une par une, chaque partie de votre visage et de votre cou afin de procéder au nettoyage en profondeur.



5. Sur le front, le nez, les lèvres, les joues et autres zones plus sujettes aux impuretés, vous pouvez répéter l'action plusieurs fois.



6. Après 3 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.



7. Retirez le disque de coton et nettoyez la tête principale avec un chiffon.




8. Rincez votre visage à l'eau claire et appliquez un tonifiant sur la peau.

Le mode RF



1. Appliquez uniformément l'essence de beauté, le sérum, l'ampoule ou le masque de soin sur le visage et le cou.



2. Mettez l'appareil en marche et activez le mode "RF".



3. Déplacez lentement la tête principale le long du contour du visage et appliquez le traitement uniformément sur la peau (ne restez pas trop longtemps dans la même position sur la peau).



4. Après 5 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.




5. Utilisez un chiffon pour nettoyer la tête principale.

Le mode EMS



1. Répartissez uniformément les produits de soins raffermissants sur votre visage. Il peut s'agir d'une crème que l'on applique pour compléter une routine de soins de l'épiderme.



2. Mettez l'appareil en marche et activez le mode "EMS".



3. Appliquez le rouleau V-contour aux contours de votre visage, massez par des mouvements uniformes de bas en haut.



4. Le produit s'éteint automatiquement après 6 minutes.



5. Utilisez la lingette de nettoyage pour nettoyer le rouleau V-contour.

Consignes de sécurité

Contre-indications

1. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à utiliser l'appareil B-Booster.
2. Il est strictement interdit d'utiliser l'appareil avec des implants électroniques à l'intérieur du corps, (par ex. stimulateurs cardiaques).
3. Les personnes qui ont subi une intervention chirurgicale ou une opération au cours du dernier mois dans la zone où le traitement est supposé être effectué. L'utilisation de cet appareil n'est pas recommandée après avoir exposé votre peau au soleil.

4. Ne pas utiliser cet appareil si vous avez une peau endommagée, des abcès, des inflammations, des cicatrices récentes et une sensibilité électromagnétique.
5. Ne pas utiliser cet appareil si vous souffrez de maladies du sang, de tuberculose, de maladie coéliquue, de tumeurs malignes, d'hypertension, de fièvre.
6. Ne pas utiliser cet appareil si vous êtes enceinte, si vous avez vos règles ou si vous allaitez.
7. Veuillez retirer montres, lunettes, bijoux, piercings et autres objets contenant du métal avant le traitement.
8. Ne pas utiliser cet appareil autour des globes oculaires, de la bouche, de la gorge.
9. N'appliquez pas l'appareil trop longtemps sur la même zone d'épiderme.
10. Ne laissez pas ce produit sans surveillance lorsqu'il est en marche.
11. Ne pas utiliser dans un environnement où la température est élevée.
12. Si le produit subit un choc ou tombe sur le sol, vérifiez les dommages avant de continuer à l'utiliser.
13. Assurez-vous que la fiche et le cordon d'alimentation sont intacts pour éviter tout risque de choc électrique.
14. Ne démontez pas cet appareil vous-même.
15. Ne mettez pas l'appareil en marche pendant la recharge de la batterie

Méthode de nettoyage

Après chaque utilisation, rincez la tête principale et les rouleaux V-Contour avec de l'eau claire, puis séchez-les avec un chiffon propre. N'utilisez pas d'alcool ni de liquides corrosifs pour essuyer l'anneau magnétique.

Exigences de stockage

Rangerez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussière. Gardez l'appareil à l'abri des températures élevées. Tenir à l'écart des liquides corrosifs. Veuillez garder l'appareil hors de portée des enfants. N'utilisez pas l'appareil en prenant un bain ou une douche.

Rappel: Si le produit n'a pas été utilisé pendant une longue période. (6 mois ou plus), il est recommandé de ne le remettre en marche qu'après avoir rechargé complètement la batterie.

Dépannages

● Défaillance

Le produit ne fonctionne pas après avoir été allumé

● Causes possibles

- 1) Le voyant d'alimentation ne s'allume pas (panne de batterie ou de carte mère).
- 2) Le voyant d'alimentation clignote (la batterie est faible).

▼ Solutions

1. Après 3 heures de charge, remettre l'appareil en marche. Si après quelques essais de remise en marche l'appareil ne fonctionne pas, contactez le service après-vente pour réparation ;
2. Après 3 heures de charge, remettre l'appareil en marche.

Défaillance

Charge trop faible de l'appareil

Causes possibles

1. Le voyant d'alimentation ne s'allume pas (panne de batterie ou de carte mère).
2. Le voyant d'alimentation clignote (batterie faible).

Solutions

1. Vérifiez si le câble de charge ou la prise sont bien connectés, si le voyant de mode clignote, cela signifie "en charge" ;
2. Si vous n'obtenez pas de signaux après avoir rechargé la batterie, veuillez remplacer le produit ou contacter le service après-vente.

Défaillance

Le produit cesse soudainement de fonctionner en cours d'utilisation

Causes possibles

1. Batterie faible
2. D'autres défaillances inconnues peuvent survenir

Solution

1. Remettre l'appareil en marche après 3 heures de charge ;
2. Contacter le service après-vente.


Technische Daten B—Booster

Nennspannung:	3.7V
Betriebsstrom:	SONIC 100mA-400mA RF 200mA-2800mA EMS 8mA-30mA
Ultraschallfrequenz:	3MHz±10%
Radiofrequenz:	1MHz
Wasserbeständigkeit:	IPX5
Zeitmodi:	3Min, 5Min, 6Min
Betriebsdauer pro Ladevorgang:	<3H
Batterievolumen:	1000 mAH

Achtung: Dieses Produkt verfügt über eine eingebaute Lithium-Batterie und ist zwecks des Aufladens ausschließlich mit Ladekabeln des Typs USB-C und Adaptern kompatibel.

Teilebeschreibung

1. Transparente Schutzhülle
2. V-Kontur-Rolle
3. HD-Display
4. Modustaste
5. Magnetring
6. Gerätekopf
7. Magnetunterteil
8. Induktionsleiste
9. Ladebuchse Typ C
10. Kabel Typ C
11. Reinigungstuch



Funktionen

B-Booster Rejuvenation Radio Frequency. Stark verjüngendes Kosmetikgerät dank Ultraschallvibrationen und positive Ionen, die Verunreinigungen porentief exportieren und die Haut auf die nächsten Behandlungsschritte vorbereiten. Die Radiofrequenz RF mit 1 MHz Leistung aktiviert in Kombination mit negativen Ionen die Collagen- und Elastinproduktion und importiert gleichzeitig Nährstoffe in die Haut. Die EMS-Mikroimpulse mit Lifting-Wirkung sorgen für eine bessere Spannung der Haut und die Diamantfasetten des Rollers massieren die Gesichtshaut und machen die perfekte V-Kontur besser sichtbar.

Beschreibung der Funktionen

Nr.	Status	Hinweis
1	Modus „SONIC“	Betätigen und halten Sie die Modustaste 1 Sekunde lang, bis ein einmaliges akustisches Signal ertönt. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf und erlischt automatisch nach 3 Minuten.
2.	Modus „RF“	Betätigen Sie im Modus „SONIC“ die Modustaste kurz, um umzuschalten. Es ertönt ein einmaliges akustisches Signal. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf und erlischt automatisch nach 5 Minuten.

Nr.	Status	Hinweis
3.	Modus „EMS“	En el modo "RF", pulsa brevemente el botón de cambio de modo, el zumbador emitirá un pitido y el indicador correspondiente se encenderá durante un tiempo prolongado y se apagará automáticamente después de 6 minutos.
4.	Apagado	Manuell: betätigen Sie in allen Modi die Modustaste und halten Sie sie 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät wird nach Ende des Betriebs in jedem beliebigen Modus automatisch nach einem akustischen Signal ausgeschaltet.
5.	Zu wenig Strom	Wenn der Batterieladestand unter 10% fällt, blinkt die weiße Batterieanzeige langsam, einmal alle 3 Sekunden und zyklisch 3 Mal. Das weiße, langsame Blinken wird beim dritten Mal immer schneller und es ertönen zwei akustische Signale, bis der Summer ausgeschaltet wird. Im RF-Importmodus kann das Gerät 3 Mal verwendet werden, ohne geladen werden zu müssen. Der geringe Batterieladestand wird identisch signalisiert, wie im Falle der beiden anderen Modi.

Nr.	Status	Hinweis
		Wenn der Batterieladestand 0% beträgt, ist ein 3-faches akustisches Signal zu hören. Die Batterie wird ausgeschaltet und die weiße Anzeige blinkt 5 Sekunden lang. Anschließend wird das Gerät abgeschaltet und lässt sich nicht wieder einschalten.
6.	Batterie laden	Das weiße Kontrolllämpchen blinkt während des Ladevorgangs.
7.	Batterie geladen	Die weiße Batterieanzeige leuchtet.
8.	Speicherfunktion	Nach dem manuellen oder planmäßigen Abschalten wird bei der nächsten Inbetriebnahme standardmäßig der zuletzt verwendete Modus des letzten Schritts eingestellt.

Anwendung

Im Folgenden finden Sie eine Erläuterung (Abbildung und Text unten). Sie können einen beliebigen Modus wählen und einzeln nutzen, oder alle Schritte nacheinander realisieren, wie in der „Beschreibung der Funktionen“ erläutert.


Modus „SONIC“



1. Vor der Verwendung Make-up entfernen und das Gesicht mit einem Gesichtereinigungspräparat reinigen.



2. Einen Wattebausch fest zwischen den Magnetring und den Gerätekopf schieben und mit mizellarer Lösung befeuchten.



3. Gerät einschalten und „SONIC-Modus“ wählen.



4. Den Gerätekopf auf die Gesichtshaut halten und von außen nach innen nach und nach über **alle** Hautpartien von Gesicht und Hals bewegen, um die Haut präzise zu reinigen.



5. Stirn, Nase, Mund, Backen und andere stärker verunreinigte Stellen können mehrfach behandelt werden.



6. Nach 3 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab.



7. Wattebausch herausnehmen und Gerätekopf mit dem Tuch reinigen.




8. Das Gesicht mit sauberem Wasser abspülen und Gesichtswasser auf die Haut auftragen.

RF-Modus



1. Pflegeessenz, Serum, Ampulle oder Maske gleichzeitig auf Gesicht und Hals auftragen.



2. Einschalten und Modus „RF“ wählen.



3. Den Gerätekopf langsam entlang der Gesichtskonturen bewegen und die Haut gleichmäßig pflegen (nicht zu lange in derselben Position verweilen).



4. Nach 5 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus.




5. Den Gerätekopf mit dem Tuch reinigen

Modus EMS



1. Straffende Pflegeprodukte gleichmäßig im Gesicht verteilen. Dabei kann es sich um eine Gesichtsscreme handeln, die zur Ergänzung der Pflege verwendet wird.



2. Einschalten und Modus „EMS“ wählen.



3. Den V Face Roller an die Gesichtskontur anpassen, massieren und das Gerät gleichmäßig von unten nach oben bewegen.



4. Nach 6 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab.



5. Den V-Stirnroller mit dem Reinigungstuch säubern.

Consignes de sécurité

Gegenanzeigen

1. Personen unter 18 Jahren dürfen den B-Booster nicht verwenden.
2. Das Gerät darf nicht verwendet werden, falls elektronische Implantate vorhanden sind (z.B. Herzschrittmacher).
3. Falls innerhalb des letzten Monats chirurgische Eingriffe oder Operationen in den Bereichen vorgenommen wurden, die behandelt werden sollen. Es wird nicht empfohlen, das
4. Gerät nach Sonnenbädern zu verwenden.
Personen mit Hautverletzungen, eitrigen Wunden, Entzündungen, frischen Narben und Überempfindlichkeit

gegen elektromagnetische Wellen, sollten den B-Booster nicht verwenden.

5. Personen mit Blutkrankheiten, Tuberkulose, Zöliakie, Krebserkrankungen, Bluthochdruck oder Fieber dürfen das Gerät nicht verwenden.
6. Nicht während der Schwangerschaft, Menstruation oder in der Stillzeit verwenden.
7. Vor Behandlungsbeginn Armbanduhr, Brille, Schmuck und andere metallene Gegenstände abnehmen.
8. Nicht im Bereich der Augäpfel, des Mundes und des Halses verwenden.
9. Nicht zu lange an derselben Hautstelle verwenden.
10. Das Produkt im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt liegen lassen.
11. Bei hohen Umgebungstemperaturen nicht verwenden.
12. Falls das Produkt Stößen ausgesetzt wird oder auf den Boden fällt, vor der Weiternutzung auf Schäden prüfen.
13. Überprüfen Sie, ob Stecker und Kabel unbeschädigt sind, um das Stromschlagrisiko zu minimieren.
14. Das Gerät niemals eigenständig auseinanderbauen.
15. Während des Ladevorgangs nicht einschalten.

Reinigungsmethode

Gerätekopf und V Faceroller nach jeder Verwendung mit sauberem Wasser spülen und anschließend mit einem sauberen Tuch trocken reiben. Alkohol und korrosionsauslösende Flüssigkeiten dürfen nicht verwendet werden, um den Magnetring zu reinigen.

Exigences de stockage

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf. Das Gerät von hohen Temperaturen fernhalten. Von ätzenden Flüssigkeiten fern halten. Außer Reichweite von Kindern lagern. Das Gerät niemals unter der Dusche oder in der Badewanne verwenden.

Erinnerung: Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wurde (6 Monate oder mehr), wird empfohlen, es vor der erneuten Inbetriebnahme komplett aufzuladen.

Problemlösung

● Merkmal der Störung

Das Produkt funktioniert nach dem Einschalten nicht

● Ursachenanalyse

1. Das Kontrolllämpchen leuchtet nicht auf (Batterie oder Anzeigefeld defekt)
2. Das Kontrolllämpchen blinkt (Batterie zu schwach)

▼ Lösung

1. Laden Sie das Gerät 3 Stunden lang auf und schalten Sie es erneut ein. Falls das Gerät nach dem Einschalten nicht leuchtet, wenden Sie sich zwecks Reparatur an den After-Sales-Service;
2. Nach 3 Stunden Ladedauer erneut einschalten.

Merkmal der Störung

Das Gerät ist nur schwach geladen

Ursachenanalyse

1. Das Kontrollllämpchen leuchtet nicht auf (Batterie oder Anzeigefeld defekt)
2. Das Kontrollllämpchen blinkt (Batterie zu schwach)

Lösung

1. Prüfen Sie, ob das Kabel / der Ladestecker eingesteckt ist und die Modusanzeige blinkt – dies bedeutet, dass das Gerät geladen wird;
2. Falls das Problem nach dem Ladevorgang weiter besteht, muss das Produkt ausgetauscht werden, oder Sie sollten sich an den After-Sales-Service wenden.

Merkmal der Störung

Das Produkt schaltet sich während des Betriebs einfach aus.

Ursachenanalyse

1. Batterie schwach
2. Sonstige unbekannte Störungen

Lösung

1. Nach 3 Stunden Ladezeit erneut einschalten;
2. Wenden Sie sich an den After-Sales-Service.


Especificaciones técnicas B—Booster

Tensión nominal:	3.7V
Corriente eléctrica:	SONIC 100mA-400mA RF 200mA-2800mA EMS 8mA-30mA
Frecuencia de ultrasonidos:	3MHz±10%
Ondas de radio:	1MHz
Resistencia al agua:	IPX5
Modos de tiempo:	3Min, 5Min, 6Min
Tiempo de funcionamiento por carga:	<3H
Capacidad de batería:	1000 mAH

Nota: Este producto lleva incorporada una batería de litio y solo admite el cable de carga tipo USB-C y el adaptador como método de carga.

Descripción de piezas

1. Cubierta protectora transparente
2. Rodillo en V
3. Pantalla HD
4. Botón de cambio de modo
5. Anillo magnético
6. Cabezal principal
7. Base magnética
8. Banda de inducción
9. Orificio de carga tipo C
10. Cable tipo C
11. Paño de limpieza



Funciones

B-Booster Rejuvenation Radio Frequency. Un dispositivo de cuidado facial altamente rejuvenecedor. A través de vibraciones ultrasónicas combinadas con iones positivos, exporta los restos de suciedad al exterior, preparando la piel para los siguientes pasos de tratamiento. La radiofrecuencia de 1MHz combinada con iones negativos, activa la producción de colágeno y elastina al tiempo que importa nutrientes para que penetren en la piel. Las microcorrientes de electroestimulación tensan la piel, mientras que las facetas de diamante del rodillo masajean profundamente el rostro para definir su contorno.

Descripción de las funciones

Nº	Estado	Sugerencia
1	Modo "SONIC"	Mantén pulsado el botón de cambio de modo durante 1 segundo, el zumbador emitirá una vez un pitido y el indicador correspondiente se encenderá y se apagará automáticamente después de 3 minutos.
2.	Modus „RF"	En el modo "SONIC", pulsa brevemente el botón de cambio de modo, el zumbador emitirá un pitido y el indicador correspondiente se encenderá durante un tiempo prolongado y se apagará automáticamente después de 5 minutos.

Nr.	Status	Hinweis
3.	Modo „EMS“	En el modo "RF", pulsa brevemente el botón de cambio de modo, el zumbador emitirá un pitido y el indicador correspondiente se encenderá durante un tiempo prolongado y se apagará automáticamente después de 6 minutos.
4.	Apagado	Apagado manual: en cualquier modo, mantén pulsado el botón de cambio de modo durante 1 segundo para apagar el dispositivo. El apagado automático se producirá en cualquier modo, después de un pitido, cuando el dispositivo deje de funcionar.
5.	Potencia insuficiente	Cuando el nivel de la batería es inferior al 10%, el indicador de batería blanco parpadeará lentamente, una vez cada 3 segundos en ciclos de 3 veces. El parpadeo blanco y lento cambiará a parpadeo rápido por tercera vez y el zumbador emitirá dos pitidos hasta que el dispositivo se apague.

Nr.	Status	Hinweis
		En el modo de importación de ondas de radio (RF), el dispositivo puede utilizarse 3 veces sin necesidad de cargarlo. El aviso de batería baja es el mismo que en los dos modos anteriores.
6.	Carga de batería	El indicador luminoso blanco de la batería parpadea durante la carga.
7.	Batería cargada	El indicador blanco de la batería está encendido.
8.	Función de memoria	Después de un apagado manual o programado, la próxima vez que se encienda el dispositivo estará en el modo del último paso.

Cómo utilizar

A continuación, se presenta un proceso de cómo deberías utilizar el dispositivo (imagen y texto abajo). Puedes seleccionar cualquier modo para utilizar el dispositivo por tu cuenta o seguir todos los pasos, uno a uno, de acuerdo con la introducción "Descripción de funciones".


Modo sonic



1. Antes de usar el dispositivo, desmaquíllate y limpia tu rostro con un limpiador facial.



2. Coloca y sujeta firmemente un disco de algodón entre el anillo magnético y el cabezal principal, y humedéclo con una loción micelar.



3. Enciende el dispositivo y selecciona el "modo SONIC".



4. Dirige el cabezal principal hacia el rostro y deslízalo por cada parte del rostro y del cuello, desde fuera hasta dentro, para limpiarlos a fondo.



5. En la frente, la nariz, la boca, las mejillas y otras zonas más propensas a la suciedad, se puede repetir varias veces.



6. Después de 3 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente.



7. Retira el disco de algodón y limpia el cabezal con un paño limpio.




8. Aclara la cara con agua limpia y aplica el tónico.

Modo RF



1. Aplica una esencia, un sérum, una ampolla o una mascarilla de manera uniforme sobre el rostro y el cuello.



2. Enciende el dispositivo y selecciona el modo "RF".



3. Desliza lentamente el cabezal a lo largo del contorno de la cara, al mismo tiempo aplicando de manera uniforme sobre la piel el cosmético elegido (no utilizar durante un tiempo prolongado sobre la misma zona de la piel).



4. El dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos.




5. Utiliza un paño para limpiar el cabezal principal.

Modo EMS



1. Distribuye uniformemente un cosmético reafirmante sobre tu rostro. Puede ser una crema para completar la rutina de cuidado facial.



2. Enciende el dispositivo y selecciona el modo EMS.



3. Ajusta el rodillo facial en V al contorno de tu rostro, masajea y levanta uniformemente desde abajo hacia arriba.



4. Después de 6 minutos, el producto se apagará automáticamente.



5. Utiliza un paño para limpiar el rodillo frontal V.

Instrucciones de seguridad

Contraindicaciones

1. Está prohibido el uso del B-Booster por personas menores de 18 años.
2. Está prohibido utilizar el dispositivo con dispositivos electrónicos dentro del cuerpo, por ejemplo, un marcapasos.
3. Está prohibido el uso del dispositivo en personas que en el último mes se hayan sometido a cualquier tipo de cirugía u operación en la zona donde se va a realizar el tratamiento. No se recomienda utilizar el dispositivo después de la exposición solar.

4. Está prohibido el uso del B-Booster en personas con piel dañada, supuración, inflamación, cicatrices recientes y sensibilidad electromagnética.
5. Está prohibido el uso del B-Booster en personas que padecen enfermedades sanguíneas, tuberculosis, celiaquía, tumores malignos, hipertensión o fiebre.
6. No lo utilizar el dispositivo durante embarazo, menstruación o lactancia.
7. Antes de usar el dispositivo, quitarse relojes, gafas, joyas y otros artículos que contengan metal.
8. No utilizar alrededor del globo ocular, la boca o la garganta.
9. No utilizar durante un tiempo prolongado sobre la misma zona de la piel.
10. No dejar este producto sin supervisión cuando esté encendido.
11. No utilizar en un entorno de alta temperatura.
12. Si el producto se golpea o se cae al suelo, antes de volver a utilizarlo se debe comprobar si no está dañado.
13. Asegurarse de que el enchufe y el cable de alimentación están intactos para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
14. No desmontar el dispositivo.
15. No encender el dispositivo durante la carga

Método de limpieza

Después de cada uso, aclarar el cabezal principal y los rodillos faciales en V con agua limpia, y luego secarlos con un paño limpio. No utilizar alcohol ni líquidos corrosivos para limpiar el anillo magnético.

Requisitos de almacenamiento

Almacenar el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo.

Mantener el dispositivo alejado de altas temperaturas. Mantener el dispositivo alejado de líquidos corrosivos. Mantener el dispositivo fuera del alcance de los niños.

No utilizar el dispositivo durante el baño o la ducha.

Recordatorio: Si el producto no se ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado (6 meses o más), se recomienda utilizarlo después de haberlo cargado completamente.

Solución de problemas

Averías

El producto no funciona al encenderlo

Análisis de causas

1. La luz de encendido no se enciende (fallo de batería o de placa base)
2. La luz de encendido parpadea (batería es demasiado baja)

Solución

1. Reiniciar el dispositivo después de cargarlo durante 3 horas. Seguir encendiendo el dispositivo, y si no se enciende, ponerse en contacto con el servicio de post venta para su reparación;
2. Volver a encender el dispositivo después de cargarlo durante 3 horas.

Averías

Mala carga del dispositivo

Análisis de causas

1. La luz de encendido no se enciende (fallo de batería o de placa base)
2. La luz de encendido parpadea (batería es demasiado baja)

Solución

1. Comprueba si el cable de carga/enchufe está conectado, el indicador de modo parpadea, lo que significa que el dispositivo se está "cargando";
2. Si no hay respuesta después de cargar la batería, se debe reemplazar el producto o ponerse en contacto con el servicio post venta.

Averías

El producto deja de funcionar repentinamente mientras está en funcionamiento

Análisis de causas

1. Batería baja
2. Pueden haberse producido otros fallos desconocidos

Solución

1. Reinicia después de 3 horas de carga;
2. Contacta con el servicio post venta.


Especificaciones técnicas B—Booster

Technické údaje	3.7V
Jmenovité napětí:	SONIC 100mA-400mA RF 200mA-2800mA
Pracovní proud:	EMS 8mA-30mA
Frekvence ultrazvuku:	3MHz±10%
Rádiové vlny:	1MHz
Voděodolnost:	IPX5
Časové režimy:	3Min, 5Min, 6Min
Dobra práce na jedno nabití:	<3H
Kapacita baterie:	1000 mAH

Upozornění: Tento výrobek má vestavěnou lithiovou baterii a jako metodu nabíjení podporuje jen nabíjecí kabel typu USB-C a adaptér.

Popis dílů

1. Průhledný ochranný kryt rolleru
2. V-kontur
3. HD displej
4. Tlačítko přepnutí režimu
5. Magnetický kroužek
6. Hlavní hlavice
7. Magnetická základna
8. Indukční lišta
9. Nabíjecí otvor typu C
10. Kabel typu C
11. Hadřík na čištění



Funkce

B-Booster Rejuvenation Radio Frequency. Silně omlazující kosmetický přístroj prostřednictvím ultrazvukových vibrací kombinovaných s kladnými ionty hloubkově exportuje zbytky nečistot ven, čímž připravuje pokožku na další kroky ošetření. Rádiová frekvence RF se silou 1 MHz v kombinaci se zápornými ionty aktivuje produkci kolagenu a elastinu, přičemž zároveň importuje živiny, které pronikají do pokožky. Liftingové mikroproudy EMS napínají pokožku a diamantové fazety rolleru hloubkově masírují obličej, čímž činí viditelnými jeho dokonalé V-kontury.

Popis funkcí

Č.	Stav	Pokyn
1	Režim „SONIC“	Mantén pulsado el botón de cambio de modo durante 1 segundo, el zumbador emitirá una vez un pitido y el indicador correspondiente se encenderá y se apagará automáticamente después de 3 minutos.
2.	Režim „RF“	En el modo "SONIC", pulsa brevemente el botón de cambio de modo, el zumbador emitirá un pitido y el indicador correspondiente se encenderá durante un tiempo prolongado y se apagará automáticamente después de 5 minutos.

Č.	Stav	Pokyn
----	------	-------

3.	Režim „EMS“	En el modo "RF", pulsa brevemente el botón de cambio de modo, el zumbador emitirá un pitido y el indicador correspondiente se encenderá durante un tiempo prolongado y se apagará automáticamente después de 6 minutos.
4.	Vypínání	Apagado manual: en cualquier modo, mantén pulsado el botón de cambio de modo durante 1 segundo para apagar el dispositivo. El apagado automático se producirá en cualquier modo, después de un pitido, cuando el dispositivo deje de funcionar.
5.	Slabý výkon	Cuando el nivel de la batería es inferior al 10%, el indicador de batería blanco parpadeará lentamente, una vez cada 3 segundos en ciclos de 3 veces. El parpadeo blanco y lento cambiará a parpadeo rápido por tercera vez y el zumbador emitirá dos pitidos hasta que el dispositivo se apague.

Č.	Stav	Pokyn
----	------	-------

		En el modo de importación de ondas de radio (RF), el dispositivo puede utilizarse 3 veces sin necesidad de cargarlo. El aviso de batería baja es el mismo que en los dos modos anteriores.
6.	Nabíjení baterií	El indicador luminoso blanco de la batería parpadea durante la carga.
7.	Baterie nabita	El indicador blanco de la batería está encendido.
8.	Funkce paměti	Después de un apagado manual o programado, la próxima vez que se encienda el dispositivo estará en el modo del último paso.

Jak se používá

Níže je představen demonstrační proces (obrázek a text níže).

Můžete zvolit libovolný režim pro jeho samostatné používání nebo provést všechny kroky postupně podle úvodu „Popis funkcí“.


Režim sonic



1. Před použitím obličej odliďte a očistěte pleťovým čistícím přípravkem.



2. Silně zamáčkněte vatový tamponek mezi magnetický kroužek a hlavní hlavici a navlhčete ho micelární vodou.



3. Zapněte napájení a vstupte do „režimu SONIC“.



4. Namiřte hlavní hlavici na pokožku obličej a posouvejte jí směrem zvenčí dovnitř, postupně po každé části obličej a krku, abyste je důkladně očistili.



5. Na čele, nose, ústech, tvářích a jiných částech více vystavených nečistotám můžete činnost několikrát zopakovat.



6. Po 3 minutách se zařízení automaticky vypne.



7. Sundejte vatový tamponek a očistěte hlavní hlavici hadříkem.




8. Opláchněte obličej čistou vodou a neneste na pokožku tonikum.

Režim RF



1. Naneste pečující esenci, sérum, ampulku nebo masku rovnoměrně na obličej a krk.



2. Zapněte a přepněte na režim „RF“.



3. Pomalu posouvejte hlavní hlavici podél kontur obličeje a péči rovnoměrně roztírejte po pokožce (nenechávejte ji ve stejné poloze na pokožce příliš dlouho).



4. Po 5 minutách se zařízení automaticky vypne.




5. K očištění hlavní hlavy použijte hadřík

Režim EMS



1. Rovnoměrně rozetřete zpevňující pečující produkty na obličeji. Může jít o krém, který použijeme pro doplnění péče.



2. Zapněte a přejděte do režimu „EMS“.



3. Přizpůsobte V face roller konturám obličeje, masírujte a rovnoměrně ho zvedejte zdola nahoru.



4. Po 6 minutách se výrobek automaticky vypne.



5. K vyčištění čelního rolleru V použijte hadřík.

Bezpečnostní zásady

Kontraindikace

1. Zařízení B-Booster nemohou používat osoby mladší 18 let.
2. Zakazuje se používat zařízení v případě elektronických zařízení uvnitř těla, např. kardiostimulátorů.
3. Lidé, kteří během posledního měsíce absolvovali jakýkoliv chirurgický zákrok nebo operaci na místě, kde má být provedeno ošetření. Nedoporučuje se používání zařízení po předchozím vystavení pokožky slunci.

4. Lidé s narušenou pokožkou, vyrážkami, záněty, čerstvými jizvami a elektromagnetickou citlivostí by zařízení B-Booster neměli používat.
5. Lidé trpící krevními onemocněními, tuberkulózou, celiakií, zhoubnými nádory, vysokým tlakem, horečkou nesmí zařízení používat.
6. Nepoužívejte, pokud jste těhotná, menstruuje nebo kojíte.
7. Před přistoupením k ošetření si sundejte hodinky, brýle, šperky a jiné předměty obsahující kov.
8. Nepoužívejte v okolí očního důlku, úst, krku.
9. Nepoužívejte příliš dlouho na jednom a tom samém místě na kůži.
10. Nenechávejte výrobek bez kontroly, pokud je zapnutý.
11. Nepoužívejte v prostředí s vysokou teplotou.
12. Pokud bude výrobek vystaven nárazu nebo upuštěn na zem, zkontrolujte před dalším používáním možná poškození.
13. Věnujte pozornost tomu, jestli nejsou narušeny zástrčka a napájecí kabel, aby se zamezilo riziku zásahu elektrickým proudem.
14. Samostatně toto zařízení nedemontujte.
15. Během nabíjení ho nespouštějte.

Metoda čištění

Po každém použití opláchněte hlavní hlavici a roller V face čistou vodou, následně je osušte čistým hadříkem. K otírání magnetického kroužku nepoužívejte líh ani kapaliny způsobující korozi.

Požadavky na skladování

Zařízení skladujte na suchém místě bez prachu. Prosím udržujte zařízení dále od vysokých teplot. Uchovávejte dále od žíravých kapalin. Prosím zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepoužívejte zařízení během koupele nebo ve sprše.

Připomenutí: Pokud nebude výrobek používán po delší dobu (6 měsíců nebo déle), doporučuje se ho používat po úplném nabití.

Solución de problemas

- Projev poruchy
Výrobek po zapnutí nefunguje
- Analýza příčin
 1. Kontrolka napájení se nerozsvěcuje (porucha baterie nebo hlavní desky)
 2. Kontrolka napájení bliká (baterie je příliš slabá)
- ▼ Řešení
 1. Spusťte zařízení znovu po jeho nabíjení po 3 hodiny. Pokračujte v zapínání, a pokud zařízení nesvítí, obraťte se pro jeho opravu na poprodejní servis;
 2. Po 3 hodinách nabíjení ho znovu zapněte.

Projev poruchy

Slabé nabíjení zařízení

Analýza příčin

1. Kontrolka napájení se nerozsvěcuje (porucha baterie nebo hlavní desky)
2. Kontrolka napájení bliká (baterie je příliš slabá)

Řešení

1. Zkontrolujte, jestli je nabíjecí kabel/zástrčka připojena, bliká ukazatel režimu, to znamená „nabíjení“;
2. Pokud po nabití nereaguje, vyměňte výrobek nebo se obraťte na poprodejní servis.

Projev poruchy

Výrobek náhle během provozu přestane pracovat

Analýza příčin

1. Slabá baterie
2. Mohou se vyskytnout jiné neznámé závady

Řešení

1. Po 3 hodinách nabíjení spustte znovu;
2. Vyhledejte poprodejní servis.


البيانات الفنية B—Booster

3.7 فولت	الجهد الاسمي:
100mA-400mA مسونيك	تغذية العمل:
2800-200mA RF مللي أمبير	
EMS 8mA-30mA	
3MHz±10%	تردد الموجات فوق الصوتية:
1 ميجا هرتز	موجات الراديو:
IIPX5	مقاومة الماء:
3 دقيقة ، 5 دقيقة ، 6 دقيقة	أوضاع الوقت:
<3H	وقت العمل في شحن واحد:
1000 مللي أمبير	سعة البطارية:

ملاحظة: يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم مدمجة ويدعم فقط كابل شحن ومحول من نوع USB-C كطريقة شحن.

وصف الأجزاء

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. غطاء واقى شفاف | 7. القاعدة المغناطيسية |
| 2. لبكرة V | 8. شريط التحريض المغناطيسي |
| 3. شاشة عالية الدقة | 9. فتحة شحن من النوع C |
| 4. زر تبديل الوضع | 10. كابل من النوع C |
| 5. حلقة مغناطيسية | 11. قطعة قماش للتنظيف |
| 6. الرأسية الأساسية | |



B-Booster Rejuvenation Radio Frequency . جهاز التجميل الذي يعمل على تجديد الشباب بقوة، من خلال اهتزازات الموجات فوق الصوتية إلى جانب الأيونات الموجبة، تعمل على استخراج بقايا الأوساخ بعمق وطردها إلى الخارج، من أجل تحضير الجلد لمزيد من خطوات العلاج. يعمل التردد الراديوي بقوة 1 ميجاهرتز، إلى جانب الأيونات السالبة، على تنشيط إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مع استيراد العناصر الغذائية التي تخترق الجلد. تعمل التيارات الدقيقة EMS على شد الجلد، وتذلك الجوانب الماسية للبكرة الوجه بعمق، لتكشف عن محيطها المثالي على شكل حرف V.

وصف الوظائف

التعليمات

الحالة الرقم

1.	وضع "SONIC"	اضغط باستمرار على زر تبديل الوضع لمدة ثمانية واحدة، وسوف تصدر إشارة صوتية لمرة واحدة، وسيضيء المؤشر المقابل وينطفئ تلقائياً بعد 3 دقائق.
2.	وضع "RF"	في وضع "SONIC"، اضغط لفترة قصيرة على زر تبديل الوضع، وسوف تصدر إشارة صوتية لمرة واحدة وسيظل المؤشر المقابل قيد التشغيل لفترة طويلة وسيتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد 5 دقائق. في وضع "FR"، اضغط لفترة قصيرة على زر تبديل الوضع، وسوف تصدر إشارة صوتية لمرة واحدة، وسيظل المؤشر المقابل قيد التشغيل لفترة طويلة ويتوقف تلقائياً بعد 6 دقائق.

3.	وضع "EMS"	إيقاف التشغيل اليدوي: في أي وضع كان، اضغط باستمرار على زر تبديل الوضع لمدة ثانية واحدة لإيقاف التشغيل. سيحدث الإغلاق التلقائي بعد انتهاء تشغيل الجهاز في أي وضع كان، ويتم إيقاف تشغيله بعد الإشارة الصوتية.
4.	إيقاف التشغيل	عندما يكون مستوى البطارية أقل من 10%، سيومض مؤشر البطارية الأبيض ببطء، مرة كل 3 ثوان وبشكل دوري 3 مرات. سيغير اللون الأبيض الوامض البطيء إلى وميض سريع للمرة الثالثة وسيصدر الجرس إشارة صوتية مرتين حتى ينطفئ. في وضع استيراد موجات الراديو (FR)، يمكنك استخدام الجهاز 3 مرات بدون شحن. التبليغ بمستوى البطارية المنخفض هو نفسه في الوضعين السابقين.
5.	الاستطاعة غير كافية	عندما يكون مستوى البطارية 10% ، يصدر الجرس صفيراً 3 مرات ، وسيتم إيقاف تشغيل البطارية وسيومض المؤشر الأبيض لمدة 5 ثوان. ثم سيتم فصل الطاقة. لا يمكن بدء تشغيل الجهاز.

6.	شحن البطارية	يومض مؤشر البطارية الأبيض أثناء الشحن.
7.	البطارية مشحونة	يضيء مؤشر البطارية الأبيض.
8.	وظيفة الذاكرة	بعد إيقاف التشغيل اليدوي أو المجدول، يتم تعيين وضع الخطوة الأخيرة افتراضيا عند بدء التشغيل التالي.

كيفية الاستعمال

يوجد أدناه عملية توضيحية (الصورة والنص أدناه). يمكنك تحديد أي وضع لاستخدامه بمفرده أو تنفيذ جميع الخطوات بالتتابع كما هو الحال في "وصف الوظائف".


وضع Sonic



1. قبل الاستخدام، أزيل المكياج ونظفي وجهك بمنظف الوجه.



2. قومي بوضع القطعة القطنية بإحكام بين الحلقة المغناطيسية والرأس الرئيسي وقومي بترطيبها بسانل ميسيلار.



3. قومي بتشغيل الطاقة والدخول في "وضع Sonic".



4. قومي بتوجيه الرأس الرئيسي على بشرة الوجه وحركيه من الخارج إلى الداخل لكل جزء من الوجه والرقبة لتنظيفه جيدا.



5. على الجبهة والأنف والفم والخدين والأجزاء الأخرى الأكثر عرضة للتلوث، يمكنك تكرار العملية عدة مرات.



6. بعد 3 دقائق، سينطفئ الجهاز تلقائياً.



7. قومي بإزالة القطعة القطنية وتنظيف الرأسية بقطعة القماش.




8. اشطفي وجهك بالماء النظيف وضعي عليه مستحضر مقوي للجلد.

وضع RF



1. قومي بتطبيق مستحضر العناية كالمصل، أو الأمبولة أو القناع بالتساوي على الوجه والرقبة.



2. قومي بتشغيل الجهاز والانتقال إلى وضع "FR".



3. حركي الرأسية الأساسية ببطء على طول محيط الوجه وضعي العناية بالتساوي على الجلد (لا تبقي في نفس الوضع على الجلد لفترة طويلة).



4. بعد 5 دقائق، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.




5. استخدمي قطعة القماش لتنظيف الرأسية الأساسية.

وضع EMS



1. وزعي بالتساوي منتجات العناية بالبشرة على الوجه. يمكن أن يكون الكريم استكمال العناية بالوجه.



2. قومي بتشغيل الجهاز والانتقال إلى وضع "EMS".



3. اضبطي بكرة الوجه V وفقا لمحيط الوجه، وقومي بالتدليك والرفع بالتساوي من الأسفل إلى الأعلى.



4. بعد 6 دقائق، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.



5. استخدمي قطعة القماش لتنظيف بكرة الجبهة V.

قواعد السلامة

موانع الاستعمال

1. لا يمكن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً استخدام جهاز B-Booster.
2. يحظر استخدام الجهاز مع الأجهزة الإلكترونية داخل الجسم. على سبيل المثال: جهاز تنظيم ضربات القلب.
3. الأشخاص الذين خضعوا في الشهر السابق لأي عملية جراحية أو عمليات في المكان الذي سيجري فيه العلاج. لا ينصح باستخدام الجهاز بعد تعريض الجلد للشمس.

4. يجب على الأشخاص الذين يعانون من تشققات في الجلد والتقرحات والالتهاب والندوب الجديدة والحساسية الكهرومغناطيسية عدم استخدام جهاز B-Booster.
5. الأشخاص الذين يعانون من أمراض الدم، والسل، والداء البطني، والأورام الخبيثة، وارتفاع ضغط الدم، والحمى، لا يمكنهم استخدام الجهاز.
6. لا تستخدم الجهاز إذا كنت حاملاً أو أثناء فترة الحيض أو أثناء الرضاعة الطبيعية.
7. قبل الشروع في العلاج، قومي بإزالة الساعات والنظارات والمجوهرات والأشياء الأخرى التي تحتوي على معدن.
8. لا يستخدم حول العين أو القم أو الحلق.
9. لا يستخدم على نفس منطقة الجلد لفترة طويلة.
10. لا تترك هذا المنتج دون مراقبة عند تشغيله.
11. لا تستخدم في بيئة ذات درجة حرارة عالية.
12. في حالة اصطدام المنتج أو سقوطه على الأرض، تحقق من وجود التلف قبل استئناف الاستخدام.
13. تأكد من أن القابس وسلك الطاقة سليمان لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية.
14. لا تفكك هذا الجهاز بنفسك.
15. من فضلك لا تشغل الجهاز أثناء الشحن.

طريقة التطهير

اشطفي الرأس الرئيسي وبيكرات الوجه V بالماء النظيف بعد كل استخدام، ثم جففي بواسطة قطعة قماش نظيفة. لا تستخدم الكحول أو السوائل المسببة للتآكل لمسح الحلقة المغناطيسية.

متطلبات التخزين

قومي بتخزين الجهاز في مكان جاف وخالي من الغبار. يرجى إبقاء الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة العالية. يحفظ بعيداً عن السوائل المسببة للتآكل. يرجى إبقاء الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.

لا تستخدم الجهاز أثناء الاستحمام أو السباحة في حوض الاستحمام. تذكر: إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة (6 أشهر أو أكثر)، يوصى باستخدامه بعد شحنه بالكامل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العطل

المنتج لا يعمل عند تشغيله

تحليل السبب

1. مصباح الطاقة لا يضيء (فشل البطارية أو اللوحة الأم)
2. مصباح الطاقة يومض (البطارية ضعيفة جداً)

الحل

1. أعد تشغيل الجهاز بعد الشحن لمدة 3 ساعات. استمر في التشغيل، وإذا لم يضيء الجهاز، فيرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع لأجل الصيانة والتصليح؛
2. بعد 3 ساعات من الشحن، قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى.

المعطّل

الجهاز لا يشحن بشكل صحيح

تحليل السبب

1. لا يتم تشغيل مصباح مؤشر الطاقة (فشل البطارية أو اللوحة الأم)
2. مصباح الطاقة يومض (البطارية ضعيفة جداً)

الحل

1. تحقق من توصيل كابل الشحن / القابس، وميض مؤشر الوضع، فهذا يعني "الشحن"؛
2. في حالة عدم وجود إستجابة بعد الشحن، يرجى استبدال المنتج أو الاتصال بخدمة ما بعد البيع.

المعطّل

توقف المنتج فجأة عن العمل أثناء التشغيل

تحليل السبب

1. البطارية منخفضة
2. قد تحدث أخطاء أخرى غير معروفة

الحل

1. بعد 3 ساعات من الشحن، أعد تشغيل الجهاز؛
2. اتصل بخدمة ما بعد البيع.



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i

akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out basket on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may lead to health detriment or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus dürfen nicht mit anderem Hausmüll vermisch werden. Dies ist durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung gekennzeichnet. Verschlossene Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus sollten bei den örtlichen getrennten Sammelstellen oder beim Verkäufer abgegeben werden; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei der Entsorgung oder Wiederverwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Umweltverschmutzung führen.

Электрические и электронные устройства и батареи, а также аккумуляторы нельзя смешивать с другими бытовыми отходами. На это указывает символ перечеркнутой корзины на упаковке. Изношенное электрическое и электронное оборудование, а также батарейки и аккумуляторы необходимо сдать в местные пункты раздельного сбора отходов или к продавцу, а подробности узнать в своей административной зоне обслуживания. Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья человека. При дальнейшей утилизации или переработке оборудования, неправильное обращение или повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды.

Il est interdit d'éliminer les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Les déchets d'équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, doivent être déposés aux points de collecte sélective locaux ou chez votre détaillant. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale. Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et accumulateurs peuvent contenir des substances, mélanges et composants dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages sur l'appareil et ses composants peuvent entraîner des dommages à la santé ou à l'environnement lors de la mise au rebut ou du recyclage de l'équipement.

Los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas y los acumuladores no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Lo indica el símbolo del contenedor con ruedas tachado en el envase. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, deben entregarse en los puntos locales de recogida selectiva o en tiendas, donde fue comprado el aparato, cuyos datos deben solicitarse a su ayuntamiento. Los equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos para el medioambiente y la salud humana. El uso inadecuado o los daños en los aparatos pueden causar daños a la salud humana o al medioambiente durante su posterior eliminación o reciclaje.

Elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory nelze mísit s jiným domácím odpadem. Informuje o tom symbol přeškrtnutého koše umístěný na obalu. Vysloužilá elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory předejte na místa tříděného sběru odpadu nebo prodávajícímu, na podrobnosti se zeptejte ve své obci. Elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a součástky škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávné zacházení s nimi nebo jejich poškození může vést při další likvidaci nebo recyklaci zařízení k újmě na zdraví nebo k znečištění životního prostředí.

يجب عدم خلط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات مع النفايات المنزلية الأخرى. يشار إلى ذلك من خلال رمز السلة المشطوبة على العبوة. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية البالية وكذلك البطاريات إلى نقاط تجمع النفايات المنفصلة المحلية أو إلى البائع، وللحصول على التفاصيل استفسر في مجتمعك. قد تحتوي المعدات الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات على مواد وخلائط ومكونات خطيرة ضارة بالبيئة وصحة الإنسان. قد يؤدي التعامل غير السليم أو التلف الذي يلحق بهم إلى أضرار صحية أو تلوث بيئي أثناء التخلص من الجهاز أو إعادة تدويره مرة أخرى.



Skrócona deklaracja zgodności odnośnie do
Dyrektywy RE 2014/30/UE

English

Hereby, Beauty Factor Sp. z o. o. declares that the device equipment Beautifly B-Booster is in compliance with Directive 2014/30/UE.

Polska

Niniejszym, Beauty Factor Sp. z o. o. deklaruje, że Beautifly B-Booster jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE.

Польша

Настоящим ООО «BeautyFactor» заявляет, что устройство Beautifly B-Booster соответствует Директиве 2014/30/EC.

Français

Par la présente, Beauty Factor Sp. z o. o. déclare que Beautifly B-Booster est conforme à la directive 2014/30/UE.

Deutsche

Hiermit erklärt Beauty Factor Sp. z o.o., dass das Produkt Beautifly B-Booster mit den Anforderung der Richtlinie 2014/30/UE konform ist.

Español

Por la presente, Beauty Factor Sp. z o. o. declara que Beautifly B-Booster cumple con la Directiva 2014/30/UE.

čeština

Tímto Beauty Factor Sp. z o. o. prohlašuje, že Beautifly B-Booster je v souladu se směrnicí 2014/30/UE.

عربي

Beauty Factor المحدودة تعلن بأن Beautifly B-Booster متوافق مع التوجيه
2014/30/EU.

<https://beautifly.eu/deklaracje>

Importer: Beauty Factor Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska