

PL EN DE FR ES PT IT CZ SK SL EE LT LV  
NB FI HU RO AR RU EL HR SV DA NL TR BG

# BEAUTIFLY

Scrub Slim

# Blush

series




Sonic skin scrubber

User manual

 /beautifly.global  /@beautifly.global


 /beautifly\_global  /@beautifly.global

f1



f2

1



2



3



f3

[facebook.com/beautifly.global](https://www.facebook.com/beautifly.global)

[youtube.com/@beautifly.global](https://www.youtube.com/@beautifly.global)



Waga:	~43g
Rozmiar:	163*34*12mm
Akumulator:	300mAh, 3.7V
Sposób ładowania:	Typ C - USB



## Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

## Opis urządzenia [strona 2 - f1]

1. Osłona ochronna
2. Głowica - szpatułka
3. Przycisk włącz/wyłącz
4. Wskaźnik ładowania

## Tryby [strona 2 - f2]

### 1 Peeling: Jon(+) + Wibracje ultradźwiękowe

Nałóż płynny środek czyszczący lub wodę na twarz. Włącz urządzenie i wybierz tryb 1-Peeling (1 naciśnięcie). Głowicą w dół, oczyść i złuszcź swoją skórę przez maksymalnie 3 minuty. Nie naciskaj zbyt mocno, ultradźwięki mają moc bezboleśnie odblokować zanieczyszczenia ze skóry. Unikaj okolicy oczu.

### 2. Nawilżanie: Jon(-) + Wibracje ultradźwiękowe

Nałóż serum dostosowane do potrzeb swojej skóry. Wybierz tryb 2 Nawilżanie (2. naciśnięcie). Nawilżaj skórę za pomocą płaskiej części głowicy: wibracje ultradźwiękowe pomagają lepiej wchłonąć kosmetyk. Ten krok trwa maksymalnie 2 minuty. Unikaj okolicy oczu.

### 3. Lifting: Jon(-) + Wibracje ultradźwiękowe

Wybierz tryb 3 Lifting (3. naciśnięcie). Powoli przesuwaj urządzenie i płaską część głowicy, od brody do uszu, podążając konturem twarzy. A na brodzie, od środka na zewnątrz. Przez maksymalnie 2 minuty. Unikaj okolicy oczu.

## Ostrzeżenia

- Osoba z rozrusznikiem serca nie może wykonywać zabiegu z użyciem urządzenia.
- Zabrania się stosowania urządzenia przez osoby, które w ciągu ostatniego miesiąca przeszły operację lub mają oparzenia skóry.
- Zabronione jest używanie przez osoby z zapaleniem skóry, blizną, uszkodzeniem i wrażliwością elektromagnetyczną.
- Przed rozpoczęciem pracy zdejmij zegarek, okulary i inne metalowe przedmioty.
- Unikaj kontaktu głowicy z gałką oczną.
- Nie pracuj w tym samym obszarze przez długi czas.
- Nie używać urządzenia przez kobiety w ciąży.

## Czyszczenie

Przeplucz szpatułkę peelingu i przetrzyj ją suchą miękką ściereczką. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie na dłuższy czas.

## Przechowywanie

- Utrzymuj urządzenie w suchości i czystości.
- Trzymaj z dala od wysokiej temperatury.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

## Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f3]

Weight:	~43g
Size:	163*34*12mm
Rechargeable battery:	300mAh, 3.7V 6
Charging method:	Type C- USB

## Safety

Read this manual before using the product and follow the instructions in it when using the device.

## Device description [page 2 - f1]

1. Protective cover
2. Scrubber - head
3. On/Off button
4. Charge indicator

## Modes [page 2 - f2]

### 1. Peeling: Ion(+) + Ultrasonic vibration

Apply a liquid cleanser or water on your face. Switch on your device and select the mode 1 Peeling (1press). With the wave-head down, cleanse and exfoliate your skin for 3 minutes maximum. Don't press too hard, the ultrasound has the power to unclog impurities from your skin painlessly. Avoid the eye area.

### 2. Moisturizing: Ion(-) + Ultrasonic vibration

Apply your daily serum. Select the mode 2 Moisturizing (2nd press). Moisturizing your skin using the flat part of your wave-head: the ultrasonic vibrations help your cosmetic to be better absorbed. This step lasts 2 minutes maximum. Avoid the eye area.

### 3. Lifting: Ion(-) + Ultrasonic vibration

Select the mode 3 Lifting (3rd press). Slowly move the device and the flat side wave-head, from your chin up to your ears, following the contour of your face. And on the chin, from the center to the outside. For 2 minutes maximum. Avoid the eye area.

## Cautions

- Person with electronic human organ are forbidden to use it.
- Person with skin surgery within 1 month or skin sunburn is forbidden to use.
- Forbidden to use by a person with damage or inflammation of the skin, scar, or electromagnetic sensitivity.
- Take off your watch, glasses and other metal objects before use.
- Avoid shovel head close to the eyeball.
- Don't operate in the same area for a long time.
- Do not use the device for pregnant women.

## Cleaning

After using, rinse the shovel head and wipe it with a dry soft cloth.

Do not immerse the device into water for a long time.

## Storage

- Keep it dry and clean.
- Keep it away from high temperatures.
- Keep it out of reach of children.

## More information about the company and products [page 2 - f3]

Gewicht:	~43g
Größe:	163*34*12mm
Wiederaufladbare Batterie:	300 mAh, 3,7 V 6
Lademethode:	Typ C-USB



## Sicherheit

Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das Produkt verwenden, und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen, wenn Sie das Gerät benutzen.

## Gerätebeschreibung [Seite 2 - f1]

1. Schutzhülle
2. Wäscher - Kopf
3. Ein/Aus-Taste
4. Ladeanzeige

## Modi [Seite 2 - f2]

### 1. Peeling: Ionen (+) + Ultraschallvibration

Tragen Sie einen flüssigen Reiniger oder Wasser auf Ihr Gesicht auf. Schalten Sie Ihr Gerät ein und wählen Sie den Modus 1 Peeling (1press). Reinigen und peelen Sie Ihre Haut mit nach unten gerichtetem Wellenkopf maximal 3 Minuten lang. Drücken Sie nicht zu fest, der Ultraschall hat die Kraft, Unreinheiten schmerzlos von Ihrer Haut zu entfernen. Vermeiden Sie die Augenpartie.

### 2. Feuchtigkeitsspendend: Ion (-) + Ultraschallvibration

Tragen Sie Ihr tägliches Serum auf. Wählen Sie den Modus 2 Befeuchten (2. Drücken). Befeuchten Sie Ihre Haut mit dem flachen Teil Ihres Wellenkopfes: Die Ultraschallschwingungen helfen Ihrer Kosmetik, besser aufgenommen zu werden. Dieser Schritt dauert maximal 2 Minuten. Vermeiden Sie die Augenpartie.

### 3. Heben: Ionen (-) + Ultraschallvibration

Wählen Sie den Modus 3 Heben (3. Drücken). Bewegen Sie das Gerät und den flachen seitlichen Wellenkopf langsam von Ihrem Kinn bis zu Ihren Ohren und folgen Sie dabei der Kontur Ihres Gesichts. Und am Kinn, von der Mitte nach außen. Für maximal 2 Minuten. Vermeiden Sie die Augenpartie.

## Vorsicht

- Personen mit elektronischen menschlichen Organen ist die Verwendung untersagt.
- Personen mit Hautoperationen innerhalb von 1 Monat oder Hautsonnenbrand dürfen nicht verwendet werden.
- Die Verwendung durch eine Person mit entzündeter Haut, Narben, beschädigten und elektromagnetisch empfindlichen Personen ist verboten.
- Nehmen Sie Uhr, Brille und andere Metallgegenstände vor dem Betrieb ab.
- Vermeiden Sie es, den Schaufelkopf nahe am Augapfel zu halten.
- Arbeiten Sie nicht für längere Zeit in derselben Gegend.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für schwangere Frauen.

## Reinigung

Spülen Sie den Schaufelkopf nach Gebrauch ab und wischen Sie ihn mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät nicht für längere Zeit in Wasser.

## Lagerung

- Halten Sie es trocken und sauber.
- Halten Sie es von hohen Temperaturen fern.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

**Weitere Informationen über das Unternehmen und die Produkte [Seite 2 - f3]**

Lester:	~43g	
Taille:	163*34*12mm	
Batterie rechargeable:	300 mAh, 3,7 V 6	
Méthode de charge :	Type C-USB	

## Sécurité

Lisez ce manuel avant d'utiliser le produit et suivez les instructions qu'il contient lorsque vous utilisez l'appareil.

## Description de l'appareil [page 2 - f1]

1. Housse de protection
2. Laveur - tête
3. Bouton Marche/Arrêt
4. Indicateur de charge

## Modes [page 2 - f1]

### 1. Épluchage : Ion (+) + vibration ultrasonique

Appliquez un nettoyant liquide ou de l'eau sur votre visage. Allumez votre appareil et sélectionnez le mode 1 Peeling (1 appui). Tête de vague vers le bas, nettoyez et exfoliez votre peau pendant 3 minutes maximum. N'appuyez pas trop fort, les ultrasons ont le pouvoir de déloger les impuretés de votre peau sans douleur. Evitez le contour des yeux.

### 2. Hydratant : Ion (-) + vibration ultrasonique

Appliquez votre sérum quotidien. Sélectionnez le mode 2 Hydratation (2e appui). Hydratez votre peau à l'aide de la partie plate de votre tête d'onde : les vibrations ultrasoniques aident votre cosmétique à mieux absorber. Cette étape dure 2 minutes maximum. Evitez le contour des yeux.

### 3. Levage : Ion(-) + vibration ultrasonique

Sélectionnez le mode 3 Levage (3e appui). Déplacez lentement l'appareil et la tête d'onde du côté plat, de votre menton jusqu'à vos oreilles, en suivant le contour de votre visage. Et sur le menton, du centre vers l'extérieur. Pendant 2 minutes maximum. Evitez le contour des yeux.

## Précautions

- Il est interdit aux personnes possédant un organe humain électronique de l'utiliser.
- Personne ayant subi une chirurgie cutanée dans un délai d'un mois ou un coup de soleil cutané est interdit d'utilisation.
- Interdit d'utiliser par une personne souffrant d'inflammation de la peau, cicatrice, endommagé et sensible aux ondes électromagnétiques est interdit d'utilisation.
- Enlevez la montre, les lunettes et autres objets métalliques avant l'utilisation.
- Évitez la tête de pelle près du globe oculaire.
- Ne travaillez pas dans la même zone pendant une longue période.
- N'utilisez pas l'appareil pour les femmes enceintes.

## Nettoyage

Après utilisation, rincez la tête de la pelle et essuyez-la avec un chiffon doux et sec.

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau pendant une longue période.

## Stockage

- Gardez-le sec et propre.
- Tenez-le à l'écart des températures élevées.
- Gardez-le hors de portée des enfants.

## Plus d'informations sur la société et les produits [page 2 - f3]

Peso unitario:	~43g
Tamaño:	1633412mm
Batería recargable:	300mAh, 3.7V 6
Método de carga:	Tipo C- USB

ES

## Seguridad

Lea este manual antes de utilizar el producto y siga las instrucciones que contiene cuando utilice el aparato.

## Descripción del dispositivo [página 2 - f1]

1. Cubierta protectora
2. Cabezal - exfoliante
3. Botón de encendido/apagado
4. Indicador de carga

## Modos [página 2 - f2]

### 1. Peeling: Ion(+) + Vibración ultrasónica

Aplique un limpiador líquido o agua en su cara. Encienda su dispositivo y seleccione el modo 1 Peeling (1 presión). Con la parte ondulada del cabezal hacia abajo, limpie y exfolie su piel durante un máximo de 3 minutos. No presione demasiado fuerte, el ultrasonido tiene el poder de eliminar las impurezas de su piel sin dolor. Evite el área de los ojos.

### 2. Hidratación: Ion(-) + Vibración ultrasónica

Aplique su suero diario. Seleccione el modo 2 Hidratación (2ª presión). Hidrate su piel usando la parte plana de la cabeza de onda: las vibraciones ultrasónicas ayudan a que su cosmético se absorba mejor. Este paso dura un máximo de 2 minutos. Evite el área de los ojos.

### 3. Lifting: Ion(-) + Vibración ultrasónica

Seleccione el modo 3 Lifting (3ª presión). Mueva lentamente el dispositivo y la parte plana del cabezal, desde su barbilla hasta sus orejas, siguiendo el contorno de su cara. Y en la barbilla, desde el centro hacia afuera. Durante un máximo de 2 minutos. Evite el área de los ojos.

## Precauciones

- Está prohibido el uso del dispositivo en personas con marcapasos.
- Está prohibido el uso del dispositivo en personas que se hayan sometido a una intervención quirúrgica de piel en el último mes o tengan quemaduras en la piel.
- Está prohibido el uso del dispositivo en personas con dermatitis, cicatrices, daños y sensibilidad electromagnética.
- Antes de iniciar el tratamiento debe quitarse el reloj, las gafas y otros objetos metálicos.
- Evitar el contacto del cabezal con el globo ocular.
- No utilizar el dispositivo en la misma zona durante mucho tiempo.
- Está prohibido el uso del dispositivo en mujeres embarazadas.

## Limpieza

Aclare la espátula exfoliante y séquela con un paño suave y seco. No sumerja el dispositivo en agua durante mucho tiempo.

## Almacenamiento

- Mantenga el dispositivo seco y limpio.
- Mantener alejado de altas temperaturas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f3]

Peso:	~43g
Tamanho:	163*34*12mm
Bateria recarregável:	300mAh, 3,7V 6
Método de carregamento:	Tipo C- USB



## Segurança

Leia este manual antes de utilizar o produto e siga as instruções nele contidas quando utilizar o dispositivo.

## Descrição do dispositivo [página 2 - f1]

1. Tampa de proteção
2. Cabeça do purificador
3. Botão de ligar/desligar
4. Indicador de carga

## Modos [página 2 - f2]

### 1. Descascar: lão(+) + Vibração ultra-sónica

Aplique um produto de limpeza líquido ou água no seu rosto. Ligue o seu aparelho e seleccione o modo 1 Peeling (1press). Com a cabeça de onda para baixo, limpe e esfolie a sua pele durante 3 minutos no máximo. Não exerça demasiada pressão, pois os ultra-sons têm o poder de libertar as impurezas da sua pele sem dor. Evite a zona dos olhos.

### 2. Hidratação: lões(-) + Vibração ultra-sónica

Aplique o seu sérum diário. Selecionar o modo 2 Hidratação (2ª pressão). Hidratação da pele com a parte plana da cabeça de onda: as vibrações ultra-sónicas permitem uma melhor absorção do cosmético. Esta etapa tem uma duração máxima de 2 minutos. Evitar a zona dos olhos.

### 3. Lifting: lões(-) + Vibração ultra-sónica

Selecionar o modo 3 Lifting (3ª pressão). Deslocar lentamente o aparelho e a cabeça ondulada de lado plano, do queixo para cima até às orelhas, seguindo o contorno do rosto. E no queixo, do centro para o exterior. Durante 2 minutos no máximo. Evitar a zona dos olhos.

## Precauções

- As pessoas com órgãos humanos electrónicos estão proibidas de o utilizar.
- É proibida a utilização por pessoas que tenham sido submetidas a intervenções cirúrgicas na pele no prazo de 1 mês ou que tenham sofrido queimaduras solares.
- É proibida a utilização por pessoas com lesões ou inflamação da pele, cicatrizes ou sensibilidade electromagnética.
- Retirar o relógio, os óculos e outros objectos metálicos antes da utilização.
- Evitar a aproximação da cabeça da pá ao globo ocular.
- Não utilizar o aparelho na mesma área durante um longo período de tempo.
- Não utilizar o aparelho em mulheres grávidas.

## Limpeza

Após a utilização, enxaguar a cabeça da pá e limpá-la com um pano seco e macio.

Não mergulhar o aparelho em água durante um longo período de tempo.

## Armazenamento

- Manter o aparelho seco e limpo.
- Manter afastado de temperaturas elevadas.
- Manter fora do alcance das crianças.

## Mais informações sobre a empresa e os produtos [página 2 - f3]

Peso:	~43 g
Misurare:	163*34*12 mm
Batteria ricaricabile:	300 mAh, 3,7 V 6
Metodo di ricarica:	Tipo C-USB



## **Sicurezza**

Leggere il presente manuale prima di utilizzare il prodotto e seguire le istruzioni in esso contenute durante l'uso del dispositivo.

## **Descrizione del dispositivo [pagina 2 - f1]**

1. Copertura protettiva
2. Scrubber - testa
3. Pulsante di accensione/spegnimento
4. Indicatore di carica

## **Modalità [pagina 2 - f2]**

### **1. Peeling: Ion (+) + vibrazione ultrasonica**

Applicare un detergente liquido o acqua sul viso. Accendi il tuo dispositivo e seleziona la modalità 1 Peeling (1press). Con l'onda a testa in giù, detergi ed esfolia la pelle per un massimo di 3 minuti. Non premere troppo forte, gli ultrasuoni hanno il potere di sbloccare le impurità dalla tua pelle senza dolore. Evita la zona degli occhi.

### **2. Idratazione: Ion(-) + vibrazione ultrasonica**

Applica il tuo siero quotidiano. Selezionare la modalità 2 Idratazione (2a pressione). Idrata la tua pelle utilizzando la parte piatta della tua testina ondulata: le vibrazioni ultrasoniche aiutano il tuo cosmetico ad essere assorbito meglio. Questa fase dura al massimo 2 minuti. Evita la zona degli occhi.

### **3. Sollevamento: Ion (-) + vibrazione ultrasonica**

Selezionare la modalità 3 Sollevamento (terza pressione). Muovi lentamente il dispositivo e la testina ondulata laterale piatta, dal mento alle orecchie, seguendo il contorno del viso. E sul mento, dal centro verso l'esterno. Per 2 minuti al massimo. Evita la zona degli occhi.

## **Avvertenze**

- Alle persone con organi umani elettronici è vietato l'uso.
- È vietato l'uso di persone con interventi chirurgici della pelle entro 1 mese o scottature della pelle.
- Vietato l'uso da parte di una persona con infiammazione della pelle, cicatrice, danneggiata e sensibile agli elettromagnetici è vietato l'uso.
- Togliere l'orologio, gli occhiali e altri oggetti metallici prima dell'uso.
- Evitare la testa della pala vicino al bulbo oculare.
- Non operare nella stessa area per lungo tempo.
- Non utilizzare il dispositivo per donne incinte.

## **Pulizia**

Dopo l'uso, sciacquare la testa della pala e pulirla con un panno morbido e asciutto.

Non immergere il dispositivo in acqua per lungo tempo.

## **Magazzinaggio**

- Mantenerlo asciutto e pulito.
- Tenerlo lontano da temperature elevate.
- Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

## **Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f3]**

Hmotnost:	~43 g
Velikost:	163*34*12mm
Dobíjecí baterie:	300mAh, 3,7V 6
Způsob nabíjení:	Typ C-USB

## Bezpečnostní

Před použitím výrobku si přečtěte tuto příručku a při používání přístroje se řiďte pokyny v ní uvedenými.

## Popis zařízení [strana 2 - f1]

1. Ochranný kryt
2. Pračka - hlava
3. Tlačítko On/Off
4. Indikátor nabití

## Režimy [strana 2 - f2]

### 1. Peeling: Ion(+) + Ultrazvukové vibrace

Naneste na obličej tekutý čisticí prostředek nebo vodu. Zapněte zařízení a vyberte režim 1 Peeling (1stisk). S hlavou dolů čistěte a odlupujte pokožku po dobu maximálně 3 minut. Netlačte příliš silně, ultrazvuk má sílu bezbolestně odstranit nečistoty z pokožky. Vyhněte se očnímu okolí.

### 2. Zvlhčování: Ion(-) + ultrazvukové vibrace

Aplikujte své denní sérum. Zvolte režim 2 Vlhčení (2. stisknutí). Zvlhčení pokožky pomocí ploché části vlnové hlavy: ultrazvukové vibrace pomáhají vaší kosmetice lépe se vstřebat. Tento krok trvá maximálně 2 minuty. Vyhněte se očnímu okolí.

### 3. Zvedání: Ion(-) + Ultrazvukové vibrace

Zvolte režim 3 Zvedání (3. stisknutí). Pomalu pohybujte zařízením a plochou postranní vlnovou hlavou od brady k uším podle obrysu vašeho obličeje. A na bradě, od středu ven. Maximálně 2 minuty. Vyhněte se očnímu okolí.

## Upozornění

- Osobám s elektronickým lidským orgánem je zakázáno jej používat.
- Osobám po operaci kůže do 1 měsíce nebo spálené kůže je zakázáno používat.
- Zákaz používání osobám se zánětem kůže, jizvami, poškozenými a citlivými na elektromagnetické záření.
- Před použitím sundejte hodinky, brýle a jiné kovové předměty.
- Nenakládejte hlavu lopaty blízko oční bulvy.
- Nepracujte ve stejné oblasti po dlouhou dobu.
- Nepoužívejte zařízení pro těhotné ženy.

## Čištění

Po použití opláchněte hlavu lopaty a otřete ji suchým měkkým hadříkem.

Neponořujte přístroj na delší dobu do vody.

## Úložný prostor

- Udržujte jej v suchu a čistotě.
- Chraňte před vysokými teplotami.
- Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

## Další informace o společnosti a výrobcích [strana 2 - f3]

Utež:	~43g	
Velikost:	163*34*12 mm	
Polnilna baterija:	300 mAh, 3,7 V 6	
Način polnjenja:	Vrsta C- USB	

## Bezpečnosť

Pred použitím výrobku si prečítajte túto príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte pokyny v nej uvedené.

## Popis zariadenia [strana 2 - f1]

1. Zaštitni pokrov
2. Pralnik - glava
3. Gumb za vklop/izklop
4. Indikator naplnjenosti

## Načini [strana 2 - f2]

### 1. Piling: ion (+) + ultrazvočna vibracija

Na obraz naneste tekoče čistiľo ali vodo. Vklópite napravo in izberite naćin 1. Lušćenje (1 pritisk). Ko je glava valov obrnjena navzdol, kožo čistite in lušćite najveć 3 minute. Ne pritiskajte premoćno, ultrazvok ima moć, da neboleće odstrani nećistoće z vaše kože. Izogibajte se predelu oći.

### 2. Vlaženje: ion (-) + ultrazvoćne vibracije

Nanesite dnevni serum. Izberite naćin 2 Vlaženje (2. pritisk). Vlaženje vaše kože s plošćatim delom valovne glave: ultrazvoćne vibracije pomagajo, da se vaša kozmetika bolje vpije. Ta korak traja najveć 2 minuti. Izogibajte se predelu oći.

### 3. Dvigovanje: Ion(-) + Ultrazvoćna vibracija

Izberite naćin 3 Dvigovanje (3. pritisk). Poćasi premikajte napravo in ravno stransko valovito glavo od brade navzgor do ušes, pri ćemer sledite obrisu obraza. In na bradi, od sredine proti zunanosti. Za najveć 2 minuti. Izogibajte se predelu oći.

## Opozorila

- Osebam z elektronskim ćloveškim organom je prepovedana uporaba.
- Prepovedano je uporabljati osebo z operacijo kože v 1 mesecu ali sonćno opekľino kože.
- Prepovedana uporaba osebam z vnetjem kože, brazgotinami, pošćodovano in elektromagnetno občutľivo je prepovedana uporaba.
- Pred uporabo snemite uro, oćala in druge kovinske predmete.
- Izogibajte se, da je glava lopate blizu zrkľa.
- Ne delajte na istem obmoćju dlje ćasa.
- Naprave ne uporabljajte za nosećnice.

## Ćišćenje

Po uporabi sperite glavo lopate in jo obrišite s suho mehko krpo.

Naprave ne potaplajte v vodo za daljši ćas.

## Shranjevanje

- Naj bo suh in ćist.
- Hranite ga loćeno od visokih temperatur.
- Hranite izven dosega otrok.

## Ćalšie informacie o spoločnosti a výrobkoch [strana 2 - f3]

Teža:	~43g
Velikost:	163*34*12mm
Baterija za polnjenje:	300 mAh, 3,7 V 6
Način polnjenja:	USB tipa C

## Varnost

Pred uporabo izdelka preberite ta priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte navodila iz priročnika.

## Opis naprave [stran 2 - f1]

1. Zaščitni pokrov
2. Glava za čiščenje
3. Gumb za vklop/izklop
4. Indikator polnjenja

## Načini [stran 2 - f2]

### 1. Lupljenje: ionsko (+) + ultrazvočna vibracija

Na obraz nanesite tekoče čistilno sredstvo ali vodo. Vklopite napravo in izberite način 1 Peeling (1 klik). Ko spustite valovno glavo, kožo čistite in piling izvajate do 3 minute. Ne pritiskajte premočno, saj lahko ultrazvok neboleče odstrani nečistoče s kože. Izogibajte se območju okoli oči.

### 2. Hidracija: ionska (-) + ultrazvočna vibracija

Nanesite svoj dnevni serum. Izberite način 2 Vlaženje (2 klika). Vlaženje kože z uporabo ravnega dela valovne glave: ultrazvočne vibracije pripomorejo k boljši absorpciji kozmetike. To delovanje traja največ 2 minuti. Izogibajte se območju okoli oči.

### 3. Lifting: ionski (-) + ultrazvočne vibracije

Izberite način 3 Lifting (3 kliki). Počasi premikajte napravo in plosko stran valovite glavo od brade do ušes, pri čemer sledite konturi obraza. Na bradi pa od sredine navzven. Največ 2 minuti. Izogibajte se območju okoli oči.

## Opozorila

- Uporaba naprave je prepovedana osebam z elektronskim človeškim organom.
- Prepovedana je uporaba pri osebah, ki so imele operacijo kože ali opekline v obdobju 1 meseca.
- Prepovedano za uporabo pri osebah z vneto, brazgotinjeno, poškodovano in občutljivo kožo.
- Pred uporabo odstranite uro, očala in druge kovinske predmete.
- Izogibajte se približanju glave lopate očesnemu zrklju.
- Ne delajte dalj časa na istem mestu.
- Naprave ne uporabljajte pri nosečnicah.

## Čiščenje

Po uporabi sperite glavo lopatice in jo obrišite s suho mehko krpo.

Naprave ne potaplajte v vodo za daljše časovno obdobje.

## Shranjevanje

- Napravo hranite v suhem in čistem stanju.
- Hranite stran od visokih temperatur.
- Hranite zunaj dosega otrok.

## Za več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f3]

Kaal:	~43g
Suurus:	163*34*12mm
Suurus: Laetav aku:	300 mAh, 3,7 V 6
Laadimismeetod:	USB Type-C



## Ohutus

Enne toote kasutamist lugege seda kasutusjuhendit ja järgige seadme kasutamisel kasutusjuhendis toodud juhiseid.

## Seadme kirjeldus [lk 2 - f1]

1. Kaitsekate
2. Pesemispea
3. Sisse/välja nupp
4. Laadimisindikaator

## Režiimid [lk 2 - f2]

### 1. Koorimine: iooniline(+) + ultraheli vibratsioon

Kandke näole vedelat puhastusvahendit või vett. Lülitage seade sisse ja valige režiim 1 Peeling (1 klõps). Pärast lainepea langetamist puhastage ja koorige nahka kuni 3 minutit. Ärge vajutage liiga tugevalt, sest ultraheli võib nahalt valutult eemaldada mustuse. Vältige silmapiirkonda.

### 2. Niisutamine: iooniline (-) + ultraheli vibratsioon

Kandke oma igapäevast seerumit. Valige režiim 2 niisutav (2 klõpsu). Niisutamine kasutades lainepea lamedat osa: ultraheli vibratsioon aitab kosmeetikat paremini imenduda. See toiming ei kesta kauem kui 2 minutit. Vältige silmaümbruse piirkonda.

### 3. Tõstmine: iooniline(-) + ultraheli vibratsioon

Valige režiim 3 Lifting (3 klõpsu). Liigutage aeglaselt seadet ja lamedat külglainelaua pead lõuast kõrvadeni, järgides näo kontuuri. Ja lõualt keskelt väljapoole. Maksimaalselt 2 minutit. Vältige silmade piirkonda.

## Hoiatused

- Elektroonilise inimorganiga isikutel on keelatud seda kasutada.
- Keelatud kasutada isikul, kellel on 1 kuu jooksul olnud nahaoperatsioon või põletushaavu.
- Keelatud kasutada isikutel, kellel on põletikuline, armiline, kahjustatud ja tundlik nahk.
- Enne kasutamist eemaldage kell, prillid ja muud metallist esemed.
- Vältida labida pea toomist silmamunale lähedale.
- Ärge töötage samas kohas pikka aega.
- Ärge kasutage seadet rasedatel naistel.

## Puhastamine

Pärast kasutamist peske labidapea ja pühkige see kuiva pehme lapiga.

Ärge kastke seadet pikemaks ajaks vette.

## Säilitamine

- Hoidke seadet kuivana ja puhtana.
- Hoidke eemal kõrgetest temperatuuridest.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.

## Lisateave ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f3]

Svoris:	~43g
Dydis:	163 * 34 * 12 mm
Pakraunama baterija:	300 mAh, 3,7 V 6
Įkrovimo būdas:	C tipo USB



## Sauga

Prieš naudodami gaminį perskaitykite šį vadovą ir naudodami prietaisą laikykitės jame pateiktų nurodymų.

## Įrenginio aprašymas [2 puslapis - f1]

1. Apsauginis dangtelis
2. Šveitiklis – galvutė
3. Įjungimo/išjungimo mygtukas
4. Įkrovimo indikatorius

## Režimai [2 puslapis - f2]

### 1. Pilingas: jonų(+) + ultragarsinė vibracija

Tepkite veidą skystu valikliu arba vandeniu. Įjunkite įrenginį ir pasirinkite režimą 1 Lupimas (1 paspaudimas). Nuleidę bangos galvutę, nuvalykite ir šveičiate odą ne ilgiau kaip 3 minutes. Nespauskite per stipriai, nes ultragarsas gali neskausmingai pašalinti nešvarumus nuo jūsų odos. Venkite akių srities.

### 2. Drėkinimas: jonų (-) + ultragarso vibracija

Taikykite savo kasdienį serumą. Pasirinkite režimą 2 Moisturizing (2 paspaudimas). Odos drėkinimas naudojant plokščią bangos galvutės dalį: ultragarso vibracijos padeda geriau įsisavinti kosmetiką. Šis veiksmas trunka ne ilgiau kaip 2 minutes. Venkite akių srities.

### 3. Kėlimas: jonų(-) + ultragarsinė vibracija

Pasirinkite režimą 3 Kėlimas (3 paspaudimas). Lėtai judinkite prietaisą ir plokščią šoninę bangos galvutę nuo smakro iki ausų, vadovaudamiesi veido kontūru. Ir ant smakro, nuo centro į išorę. Maksimaliai 2 minutes. Venkite akių srities.

## Įspėjimai

- Asmenims, turintiems elektroninį žmogaus organą, juo naudotis draudžiama.
- Draudžiama naudoti asmenį, kuriam per 1 mėn. operuota oda arba nudegusi oda.
- Draudžiama naudoti asmenims, turintiems odos uždegimą, randą, pažeistą ir jautrų elektromagnetiniam poveikiui.
- Prieš naudodami nusiimkite laikrodį, akinius ir kitus metalinius daiktus.
- Venkite kastuvo galvutės arti akies obuolio.
- Nedirbkite toje pačioje vietoje ilgą laiką.
- Nenaudokite prietaiso nėščioms moterims.

## Valymas

Panaudoję nuplaukite kastuvo galvutę ir nuvalykite sausu minkštu skudurėliu.

Nenardinkite prietaiso į vandenį ilgam laikui.

## Sandėliavimas

- Laikykite jį sausą ir švarų.
- Saugokite nuo aukštos temperatūros.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [2 puslapis - f3]

Svars:	~43g
Izmērs:	163*34*12mm
Uzlādējams akumulators:	300 mAh, 3,7 V 6
Uzlādes metode:	C tipa USB



## Drošība

Pirms produkta lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu un, lietojot ierīci, ievērojiet tajā sniegtos norādījumus.

## Lerīces apraksts [2. lappuse - f1]

1. Aizsargvāciņš
2. Skruberu galva
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
4. Uzlādes indikators

## Režīmi [2. lappuse - f2]

### 1. Pīlings: jonu(+) + ultraskaņas vibrācija

Uzklājiet uz sejas šķidro tīrīšanas līdzekli vai ūdeni. Ieslēdziet ierīci un izvēlieties režīmu 1 Pīlings (1 klikšķis). Pēc viļņu galviņas nolaišanas veiciet ādas attīrīšanu un pīlingu līdz 3 minūtēm. Nespiediet pārāk spēcīgi, jo ultraskaņa var nesāpīgi noņemt netīrumus no ādas. Izvairieties no acu zonas.

### 2. Mitrināšana: jonu (-) + ultraskaņas vibrācija.

Uzklājiet ikdienas serumu. Izvēlieties 2. režīmu Mitrinošs (2 klikšķi). Mitrina ādu, izmantojot viļņu galviņas plakano daļu: ultraskaņas vibrācijas palīdz labāk uzsūkt kosmētiku. Šī darbība ilgst ne vairāk kā 2 minūtes. Izvairieties no acu zonas.

### 3. Liftings: jonu(-) + ultraskaņas vibrācija.

Izvēlieties 3. Liftinga režīmu (3 klikšķi). Lēnām pārvietojiet ierīci un plakano sānu viļņu galviņu no zoda līdz ausīm, sekojot sejas kontūrai. Un uz zoda no centra uz āru. Ne ilgāk kā 2 minūtes. Izvairieties no acu zonas.

## Brīdinājumi

- To aizliegts lietot personām ar elektronisku cilvēka orgānu.
- Aizliegts lietot personai, kurai 1 mēneša laikā ir veikta ādas operācija vai apdegums.
- Aizliegts lietot personām ar iekaisušu, rētainu, bojātu un jutīgu ādu.
- Pirms lietošanas noņemt pulksteni, brilles un citus metāla priekšmetus.
- Nepietuvināt lāpstiņas galvu acs ābola tuvumā.
- Nestrādājiet vienā un tajā pašā vietā ilgu laiku.
- Nelietojiet ierīci grūtniecēm.

## Tīrīšana

Pēc lietošanas nomazgājiet lāpstiņas galviņu un noslaukiet to ar sausu mīkstu drānu.

Neiegremdējiet ierīci ūdenī uz ilgu laiku.

## Uzglabāšana

- Uzglabājiet to sausu un tīru.
- Uzglabāt drošā vietā no augstām temperatūrām.
- Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

**Sīkāka informācija par uzņēmumu un izstrādājumiem [2. lpp. - f3]**

Mérleg:	~43g
Méret:	163*34*12mm
Akkumulátor:	300mAh, 3,7V
Töltési mód:	C típusú - USB



## Biztonság

A termék használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és kövesse az abban található ajánlásokat a készülék használata közben.

## Eszköz leírása [2. oldal - f1]

1. Védőburkolat
2. Fej - spatula
3. Be/ki gomb
4. Töltésjelző

## Módok [2. oldal - f2]

1 Peeling: Ion(+) + Ultrahangos rezgések

Vigyen fel folyékony tisztítószeret vagy vizet az arcára. Kapcsolja be a készüléket, és válassza az 1-Peling módot

(1 nyomás). Fejjel lefelé, tisztítsa meg és radirozza bőrét akár 3 percig. Ne nyomja túl erősen, az ultrahang képes fájdalommentesen eltávolítani a szennyeződések a bőrrel. Kerülje a szem környékét.

2. Párásítás: Ion(-) + Ultrahangos rezgések

Vigyen fel bőre igényeinek megfelelő szérumot. Válassza ki a 2-es módot Hidratálás (2. megnyomás) Hidratálja bőrét a fej lapos részének használatával: az ultrahangos rezgések segítenek jobban felszívni a kozmetikumot. Ez a lépés legfeljebb 2 percet vesz igénybe. Kerülje a szem környékét.

3. Emelés: Ion(-) + Ultrahangos rezgések

Válassza a 3 Emelési módot (3. nyomás). Lassan mozgassa a készüléket és a fej lapos részét az állától a füle felé, követve az arc körvonalait. És az állon belülről kifelé. Maximum 2 percig. Kerülje a szem környékét.

## Figyelmeztetések

- A szívritmus-szabályozóval rendelkező személy nem végezhet műveleteket a készülékkel.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek, akik az elmúlt hónapban műtéten estek át vagy égési sérülést szenvedtek.
- Használata tilos bőrgyulladásban, hegesezésben, sérülésben és elektromágneses érzékenységben szenvedőknek.
- A munka megkezdése előtt vegye le az óráját és a szemüvegét és egyéb fémtárgyak.
- Kerülje el, hogy a fej érintkezzen a szemgolyóval.
- Ne dolgozzon hosszú ideig ugyanazon a területen.
- Ne használja a készüléket terhes nők.

## Tisztítás

Öblítse le a hámozó spatulát, és törölje le száraz, puha ruhával. Ne merítse a készüléket hosszú időre vízbe.

## Tárolás

- Tartsa a készüléket szárazon és tisztán.
- Tartsa távol magas hőmérséklettől.
- Tartsa távol gyermekektől.

## További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f3]

Balanta:	~43 g
Mărimea:	163*34*12mm
Baterie:	300 mAh, 3,7 V
Mod de încărcare:	Tip C - USB



## Securitate

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual și urmați recomandările conținute în acesta în timp ce utilizați dispozitivul.

## Descrierea dispozitivului [pagina 2 - f1]

1. Husa de protecție
2. Cap - spatula
3. Buton pornit/oprit
4. Indicator de încărcare

## Moduri [pagina 2 - f2]

1 Peeling: Ion(+) + Vibrații cu ultrasunete

Aplicați demachiant lichid sau apă pe față. Porniți dispozitivul și selectați modul 1-Peeling

(1 apăsare). Capul în jos, curată și exfoliază pielea timp de până la 3 minute. Nu apăsați prea tare, ultrasunetele au puterea de a îndepărta fără durere impuritățile de pe piele. Evitați zona ochilor.

2. Umidificare: Ion(-) + Vibrații cu ultrasunete

Aplică un ser adaptat nevoilor pielii tale. Selectați modul 2 Hidratare (a doua apăsare) Hidratează-ți pielea folosind partea plată a capului: vibrațiile ultrasonice ajută la o mai bună absorbție a produselor cosmetice. Acest pas durează maxim 2 minute. Evitați zona ochilor.

3. Ridicare: Ion(-) + Vibrații cu ultrasunete

Selectați 3 modul de ridicare (a treia apăsare). Mutați încet dispozitivul și partea plată a capului de la bărbie la urechi, urmând conturul feței. Și pe bărbie, din interior spre exterior. Timp de maxim 2 minute. Evitați zona ochilor.

## Avertizări

- O persoană cu un stimulator cardiac nu poate efectua proceduri folosind dispozitivul.
- Dispozitivul nu trebuie utilizat de persoane care au suferit o intervenție chirurgicală sau au avut arsuri ale pielii în ultima lună.
- Este interzisă utilizarea de către persoanele cu dermatită, cicatrice, leziuni și sensibilitate electromagnetice.
- Înainte de a începe lucrul, scoateți ceasul și ochelarii și alte obiecte metalice.
- Evitați contactul capului cu globul ocular.
- Nu lucrați în aceeași zonă mult timp.
- Nu utilizați aparatul de către femei însărcinate.

## Curatenie

Clătiți spatula de peeling și ștergeți-o cu o cârpă moale și uscată. Nu scufundați dispozitivul în apă pentru o perioadă lungă de timp.

## Depozitare

- Păstrați aparatul uscat și curat.
- A se păstra departe de temperaturi ridicate.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

## Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f3]

Масса:	~43г
Размер:	163*34*12 мм
Аккумулятор:	300 мАч, 3,7 В 6
Способ зарядки:	Тип C-USB



### **Заявления о безопасности**

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Соблюдайте эти правила безопасности при использовании устройства.

### **Описание устройства [стр. 2 - f1]**

1. Защитная крышка
2. Скрubber - головка
3. Кнопка включения/выключения
4. Индикатор заряда

### **Режимы [стр. 2 - f2]**

#### **1. Пилинг: Ион (+) + Ультразвуковая вибрация**

Нанесите на лицо жидкое очищающее средство или воду. Включите устройство и выберите режим 1 Пилинг (1 нажатие). Насадкой-волной вниз очищайте и отшелушивайте кожу в течение максимум 3 минут. Не нажимайте слишком сильно, ультразвук способен безболезненно очистить кожу от загрязнений. Избегайте области вокруг глаз.

#### **2. Увлажнение: ион (-) + ультразвуковая вибрация**

Нанесите дневную сыворотку. Выберите режим 2 Увлажнение (2-е нажатие). Увлажнение кожи с помощью плоской части насадки: ультразвуковые колебания способствуют лучшему впитыванию косметики. Этот шаг длится максимум 2 минуты. Избегайте области вокруг глаз.

#### **3. Подъем: Ион (-) + Ультразвуковая вибрация**

Выберите режим 3 Подъем (3-е нажатие). Медленно перемещайте устройство и плоскую боковую волнистую головку от подбородка к ушам, следуя контуру лица. И на подбородке, от центра наружу. Максимум на 2 минуты. Избегайте области вокруг глаз.

### **Предостережения**

- Людям с электронным человеческим органом запрещено его использовать.
- Запрещается использовать лицам с кожными операциями в течение 1 месяца или солнечными ожогами кожи.
- Запрещено использование лицами с воспалениями кожи, шрамами, повреждениями и чувствительными к электромагнитному излучению.
- Снимите часы, очки и другие металлические предметы перед работой.
- Старайтесь не приближать головку лопаты к главному яблоку.
- Не работайте в одном и том же месте в течение длительного времени.
- Не используйте устройство беременным женщинам.

### **Уборка**

После использования промойте насадку лопаты и протрите ее сухой мягкой тканью.

Не погружайте устройство в воду на длительное время.

### **Хранилище**

- Держите его сухим и чистым.
- Держите его подальше от высоких температур.
- Храните в недоступном для детей месте.

### **Дополнительная информация о компании и продукции [стр. 2 - f3]**

Vekten:	~43g
Størrelse:	163*34*12mm
Batteri:	300mAh, 3,7V
Lademåte:	Type C - USB



## Sikkerhet

Før du bruker produktet, les denne håndboken og følg anbefalingene i den mens du bruker enheten.

## Enhetsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. Beskyttelsesdeksel
2. Hode - spatel
3. På/av-knapp
4. Ladeindikator

## Modi [side 2 - f2]

### 1 Peeling: Ion(+) + Ultralydvibrasjoner

Påfør flytende rengjøringsmiddel eller vann i ansiktet ditt. Slå på enheten og velg 1-Peeling-modus (1 trykk). Gå ned, rens og eksfolier huden din i opptil 3 minutter. Ikke trykk for hardt, ultralyd har kraften til å smertefritt fjerne urenheter fra huden. Unngå øyeområdet.

### 2. Fukting: Ion(-) + Ultralydvibrasjoner

Påfør et serum tilpasset hudens behov. Velg modus 2 Fuktighetsgivende (2. trykk) Fukt huden din ved å bruke den flate delen av hodet: ultralydvibrasjoner bidrar til å absorbere kosmetikken bedre. Dette trinnet tar maksimalt 2 minutter. Unngå øyeområdet.

### 3. Løfting: Ion(-) + Ultralydvibrasjoner

Velg 3 løftemodus (3. trykk). Flytt sakte enheten og den flate delen av hodet fra haken til ørene, og følg ansiktskonturene. Og på haken, fra innsiden og ut. I maks 2 minutter. Unngå øyeområdet.

## Advarsler

- En person med pacemaker kan ikke utføre prosedyrer med enheten.
- Enheten må ikke brukes av personer som har gjennomgått operasjoner eller har fått hudforbrenninger i løpet av den siste måneden.
- Det er forbudt å bruke av personer med dermatitt, arr, skader og elektromagnetisk følsomhet.
- Fjern klokken og brillene før du starter arbeidet og andre metallgjenstander.
- Unngå kontakt mellom hodet og øyeeplet.
- Ikke arbeid i det samme området over lengre tid.
- Ikke bruk enheten av gravide kvinner.

## Rengjøring

Skyll skrellespaden og tørk av den med en tørr, myk klut. Ikke senk enheten i vann over lengre tid.

## Oppbevaring

- Hold enheten tørr og ren.
- Holdes unna høy temperatur.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

## Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f3]

Vaaka:	~43g
Koko:	163*34*12mm
Akku:	300mAh, 3,7V
Lataustapa:	Tyyppi C - USB



## Turvallisuus

Ennen kuin käytät tuotetta, lue tämä käyttöohje ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitteen käytön aikana.

## Laitteen kuvaus [sivu 2 - f1]

1. Suojakansi
2. Pää - lastalla
3. On/off-painike
4. Latausilmaisim

## Tilat [sivu 2 - f2]

### 1 Kuorinta: Ion(+) + Ultraäänivärähtely

Levitä nestemäistä puhdistusainetta tai vettä kasvoillesi. Kytke laite päälle ja valitse 1-kuorintatila (1 painallus). Nosta pää alas, puhdista ja kuori ihoasi jopa 3 minuutin ajan. Älä paina liian voimakkaasti, ultraäänellä on voima poistaa epäpuhtaudet kivuttomasti iholta. Vältä silmänäpäräysihoa.

### 2. Kostutus: Ion(-) + Ultraäänivärähtely

Levitä ihosi tarpeisiin räätälöity seerumi. Valitse tila 2 Kosteuttaminen (2. painallus) Kosteuta ihoasi käyttämällä pään tasaista osaa: ultraäänivärähtely auttaa imemään kosmeettisia aineita paremmin. Tämä vaihe kestää enintään 2 minuuttia. Vältä silmänäpäräysihoa.

### 3. Nosto: Ion(-) + Ultraäänivärähtely

Valitse 3 Nostotila (3. painallus). Siirrä laitetta ja pään litteää osaa hitaasti leuasta korviin seuraamalla kasvosi muotoja. Ja leuassa sisältä ulospäin. Enintään 2 minuutin ajan. Vältä silmänäpäräysihoa.

## Varoitukset

- Henkilö, jolla on sydämentahdistin, ei voi suorittaa toimenpiteitä laitteen avulla.
- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joille on tehty leikkaus tai joilla on palovammoja viimeisen kuukauden aikana.
- Sen käyttö on kielletty henkilöiltä, joilla on ihotulehdus, arvet, vauriot ja sähkömagneettinen herkkyys.
- Poista kello ja lasit ennen työn aloittamista ja muita metalliesineitä.
- Vältä pään koskettamista silmämunaan.
- Älä työskentele samalla alueella pitkään aikaan.
- Älä käytä laitetta raskaana oleville naisille.

## Puhdistus

Huuhtelee kuorintalapsi ja pyyhi se kuivalla pehmeällä liinalla. Älä upota laitetta veteen pitkäksi aikaa.

## Varastointi

- Pidä laite kuivana ja puhtaana.
- Pidä poissa korkeista lämpötiloista.
- Pitää poissa lasten ulottuvilta.

## Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f3]

ΖΥΓΟΣ:	~ 43 γρ
Μέγεθος:	163*34*12 χλστ
Μπαταρία:	300mAh, 3,7V
Τρόπος φόρτισης:	Τύπος C - USB

## Ασφάλεια

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό κατά τη χρήση της συσκευής.

## Περιγραφή συσκευής [σελίδα 2 - f1]

1. Προστατευτικό κάλυμμα
2. Κεφάλι – σπάτουλα
3. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
4. Ένδειξη φόρτισης

## Λειτουργίες [σελίδα 2 - f2]

### 1 Peeling: Ιόν(+) + Υπερηχητικές δονήσεις

Εφαρμόστε υγρό καθαριστικό ή νερό στο πρόσωπό σας. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε λειτουργία 1-Peeling

(1 πάτημα). Το κεφάλι κάτω, καθαρίστε και απολεπίστε το δέρμα σας για έως και 3 λεπτά. Μην πιέζετε πολύ, ο υπέρηχος έχει τη δύναμη να απομακρύνει ανώδυνα τους ρύπους από το δέρμα. Αποφύγετε την περιοχή των ματιών.

### 2. Υγρασία: Ιόν(-) + Δονήσεις υπερήχων

Εφαρμόστε έναν ορό προσαρμοσμένο στις ανάγκες του δέρματός σας. Επιλέξτε λειτουργία 2 Ενυδάτωση (2ο πάτημα) Ενυδατώστε το δέρμα σας χρησιμοποιώντας το επίπεδο μέρος του κεφαλιού: οι δονήσεις υπερήχων βοηθούν στην καλύτερη απορρόφηση του καλλυντικού. Αυτό το βήμα διαρκεί το πολύ 2 λεπτά. Αποφύγετε την περιοχή των ματιών.

### 3. Ανύψωση: Ιόν(-) + Δονήσεις υπερήχων

Επιλέξτε 3 Λειτουργία ανύψωσης (3ο πάτημα).

Μετακινήστε αργά τη συσκευή και το επίπεδο μέρος του κεφαλιού από το πηγούνι στα αυτιά σας, ακολουθώντας το περίγραμμα του προσώπου σας. Και στο πηγούνι, από μέσα προς τα έξω. Για το πολύ 2 λεπτά. Αποφύγετε την περιοχή των ματιών.

## Προειδοποιήσεις

- Ένα άτομο με βηματοδότη δεν μπορεί να εκτελέσει διαδικασίες χρησιμοποιώντας τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή έχουν δερματικά εγκαύματα τον τελευταίο μήνα.
- Απαγορεύεται η χρήση από άτομα με δερματίτιδα, ουλή, βλάβη και ηλεκτρομαγνητική ευαισθησία.
- Πριν ξεκινήσετε την εργασία, αφαιρέστε το ρολόι και τα γυαλιά σας και άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Αποφύγετε την επαφή του κεφαλιού με τον βολβό του ματιού.
- Μην εργάζεστε στον ίδιο χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή από έγκυες γυναίκες.

## Καθάρισμα

Ξεπλύνετε τη σπάτουλα απολέπισης και σκουπίστε την με ένα στεγνό μαλακό πανί. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## Αποθήκευση

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή και καθαρή.
- Μακριά από υψηλές θερμοκρασίες.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

**Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f3]**

Vaga:	~43g
Veličina:	163*34*12 mm
Baterija:	300 mAh, 3,7 V
Način punjenja:	Tip C - USB

## Sigurnost

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj priručnik i slijedite preporuke sadržane u njemu tijekom korištenja uređaja.

## Opis uređaja [stranica 2 - f1]

1. Zaštitni poklopac
2. Glava - lopatica
3. Tipka za uključivanje/isključivanje
4. Indikator punjenja

## Načini rada [stranica 2 - f2]

### 1 Piling: Ion(+) + Ultrazvučne vibracije

Nanesite tekuće sredstvo za čišćenje ili vodu na lice. Uključite uređaj i odaberite način rada 1-Peeling (1 pritisak). Spustite glavu, očistite i pilingirajte kožu do 3 minute. Ne pritiskajte prejako, ultrazvuk ima moć bezbolnog uklanjanja nečistoća s kože. Izbjegavajte područje oko očiju.

### 2. Ovlaživanje: Ion(-) + Ultrazvučne vibracije

Nanesite serum prilagođen potrebama vaše kože. Odaberite način rada 2 Vlaženje (2. pritisak) Vlažite kožu ravnim dijelom glave: ultrazvučne vibracije pomažu boljem upijanju kozmetike. Ovaj korak traje najviše 2 minute. Izbjegavajte područje oko očiju.

### 3. Lifting: Ion(-) + Ultrazvučne vibracije

Odaberite 3 način rada za podizanje (3. pritisak). Polako pomičite uređaj i ravni dio glave od brade prema ušima, prateći konture lica. I to na bradi, iznutra prema van. Najviše 2 minute. Izbjegavajte područje oko očiju.

## Upozorenja

- Osoba s srčanim stimulatorom ne može izvoditi postupke pomoću uređaja.
- Uređaj ne smiju koristiti osobe koje su bile podvrgnute kirurškom zahvatu ili su imale opekline kože u zadnjih mjesec dana.
- Zabranjeno je koristiti osobama s dermatitisom, ožiljkom, oštećenjem i elektromagnetskom osjetljivošću.
- Prije početka rada skinite sat i naočale i druge metalne predmete.
- Izbjegavajte kontakt glave s očnom jabučicom.
- Ne radite na istom području dulje vrijeme.
- Nemojte koristiti uređaj od strane trudnica.

## Čišćenje

Isperite lopaticu za guljenje i obrišite je suhom mekom krpom. Ne uranjajte uređaj u vodu na duže vrijeme.

## Skladištenje

- Držite uređaj suhim i čistim.
- Držite podalje od visokih temperatura.
- Čuvati izvan dohvata djece.

## Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f3]

Vågen:	~43g
Storlek:	163*34*12mm
Batteri:	300mAh, 3,7V
Laddningssätt:	Typ C - USB

## säkerhet

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den medan du använder enheten.

## Enhetsbeskrivning [sida 2 - f1]

1. Skyddskåpa
2. Huvud - spatel
3. På/av-knapp
4. Laddningsindikator

## Lägen [sida 2 - f2]

### 1 Peeling: Jon(+) + Ultraljudsvibrationer

Applicera flytande rengöringsmedel eller vatten i ansiktet. Slå på enheten och välj 1-Peeling-läge (1 tryck). Gå ner, rengör och exfoliera din hud i upp till 3 minuter. Tryck inte för hårt, ultraljud har kraften att smärtfritt ta bort orenheter från huden. Undvik området kring ögonen.

### 2. Befuktning: Jon(-) + Ultraljudsvibrationer

Applicera ett serum anpassat efter din huds behov. Välj läge 2 Återfuktande (2:a trycket) Återfukta din hud med den platta delen av huvudet: ultraljudsvibrationer hjälper bättre att absorbera kosmetikan. Detta steg tar högst 2 minuter. Undvik området kring ögonen.

### 3. Lyft: Jon(-) + Ultraljudsvibrationer

Välj 3 Lyftläge (3:e tryckningen). Flytta långsamt enheten och den platta delen av huvudet från hakan till öronen, följ konturerna av ditt ansikte. Och på hakan, inifrån och ut. I max 2 minuter. Undvik området kring ögonen.

## Varningar

- En person med pacemaker kan inte utföra procedurer med enheten.
- Enheten får inte användas av personer som har opererats eller fått brännskador på huden under den senaste månaden.
- Det är förbjudet att använda av personer med dermatit, ärr, skador och elektromagnetisk känslighet.
- Innan du börjar arbeta, ta bort klockan och glasögonen och andra metallföremål.
- Undvik kontakt mellan huvudet och ögongloben.
- Arbeta inte i samma område under en längre tid.
- Använd inte enheten av gravida kvinnor.

## Rengöring

Skölj peelingspateln och torka av den med en torr mjuk trasa. Sänk inte ner enheten i vatten under en längre tid.

## Lagring

- Håll enheten torr och ren.
- Förvaras åtskilt från höga temperaturer.
- Förvara utom räckhåll för barn.

## Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f3]

Vægten:	~43 g
Størrelse:	163*34*12mm
Batteri:	300mAh, 3,7V
Opladningsmåde:	Type C - USB

DA

## Sikkerhed

Før du bruger produktet, skal du læse denne vejledning og følge anbefalingerne deri mens du bruger enheden.

## Enhedsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. Beskyttelsesdæksel
2. Hoved - spatel
3. Tænd/sluk-knap
4. Opladningsindikator

## Tilstande [side 2 - f2]

### 1 Peeling: Ion(+) + Ultralydsvibrationer

Påfør flydende resemiddel eller vand til dit ansigt. Tænd for enheden, og vælg 1-Peeling-tilstand (1 tryk). Gå ned, rens og eksfolier din hud i op til 3 minutter. Tryk ikke for hårdt, ultralyd har kraften til smertefrit at fjerne urenheder fra huden. Undgå øjenområdet.

### 2. Befugtning: Ion(-) + Ultralydsvibrationer

Påfør et serum, der er skræddersyet til din hud's behov. Vælg tilstand 2 Fugtgivende (2. tryk) Fugt din hud ved hjælp af den flade del af hovedet: Ultralydsvibrationer hjælper bedre med at absorbere kosmetik. Dette trin tager maksimalt 2 minutter. Undgå øjenområdet.

### 3. Løft: Ion(-) + Ultralydsvibrationer

Vælg 3 Lifting mode (3. tryk). Flyt langsomt enheden og den flade del af hovedet fra din hage til dine ører, og følg dit ansigts konturer. Og på hagen, indefra og ud. I højst 2 minutter. Undgå øjenområdet.

## Advarsler

- En person med en pacemaker kan ikke udføre procedurer ved hjælp af enheden.
- Apparatet må ikke bruges af personer, der er blevet opereret eller har fået forbrændinger af huden inden for den seneste måned.
- Det er forbudt at bruge af personer med dermatitis, ar, skader og elektromagnetisk følsomhed.
- Fjern dit ur og dine briller, før du starter arbejdet og andre metalgenstande.
- Undgå kontakt mellem hovedet og øjeæblet.
- Arbejd ikke i det samme område i længere tid.
- Brug ikke enheden af gravide kvinder.

## Rengøring

Skyl skrælningsspatelen og tør den af med en tør, blød klud. Nedsænk ikke enheden i vand i længere tid.

## Opbevaring

- Hold enheden tør og ren.
- Holdes væk fra høje temperaturer.
- Holde utilgængeligt for børn.

## Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f3]

Weegschaal:	~43g
Maat:	163*34*12mm
Accu:	300 mAh, 3,7 V
Oplaadmanier:	Type C-USB



## Beveiliging

Voordat u het product gebruikt, dient u deze handleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen terwijl u het apparaat gebruikt.

## Apparaatbeschrijving [pagina 2 - f1]

1. Beschermhoes
2. Kop - spatel
3. Aan/uit-knop
4. Oplaadindicator

## Modi [pagina 2 - f2]

### 1 Peeling: Ion(+) + Ultrasonische trillingen

Breng vloeibare reiniger of water aan op uw gezicht. Schakel het apparaat in en selecteer de 1-Peeling-modus

(1 druk). Ga naar beneden, reinig en exfolieer uw huid gedurende maximaal 3 minuten. Druk niet te hard, echografie heeft de kracht om pijnloos onzuiverheden van de huid te verwijderen. Vermijd het gebied rond de ogen.

### 2. Bevochtiging: Ion(-) + Ultrasonische trillingen

Breng een serum aan dat is afgestemd op de behoeften van uw huid. Selecteer modus 2 Hydrateren (tweede druk) Hydrateer uw huid met het platte deel van het hoofd: ultrasonische trillingen helpen de cosmetica beter te absorberen. Deze stap duurt maximaal 2 minuten. Vermijd het gebied rond de ogen.

### 3. Tillen: Ion(-) + Ultrasonische trillingen

Selecteer 3 Hefmodus (3e druk). Beweeg het apparaat en het platte deel van het hoofd langzaam van uw kin naar uw oren, waarbij u de contouren van uw gezicht volgt. En op de kin, van binnen naar buiten. Voor maximaal 2 minuten. Vermijd het gebied rond de ogen.

## Waarschuwingen

- Een persoon met een pacemaker kan geen procedures uitvoeren met het apparaat.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door mensen die in de afgelopen maand een operatie hebben ondergaan of brandwonden hebben op de huid.
- Het is verboden om te gebruiken door mensen met dermatitis, littekens, beschadigingen en elektromagnetische gevoeligheid.
- Zet uw horloge en bril af voordat u met uw werkzaamheden begint en andere metalen voorwerpen.
- Vermijd contact van het hoofd met de oogbol.
- Werk niet langdurig in dezelfde ruimte.
- Gebruik het apparaat niet door zwangere vrouwen.

## Schoonmaak

Spoel de schilspatel af en veeg hem af met een droge, zachte doek. Dompel het apparaat niet langdurig onder in water.

## Opslag

- Houd het apparaat droog en schoon.
- Blijf uit de buurt van hoge temperaturen.
- Buiten bereik van kinderen houden.

## Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f3]

Terazi:	~43g
Boyut:	163*34*12mm
Pil:	300mAh, 3,7V
Şarj yolu:	Tip C - USB

## Güvenlik

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve burada yer alan tavsiyelere uyun. cihazı kullanırken.

## Cihaz açıklaması [sayfa 2 - f1]

1. Koruyucu kapak
2. Kafa - spatula
3. Açma/kapama düğmesi
4. Şarj göstergesi

## Modlar [sayfa 2 - f2]

### 1 Soyma: İyon(+) + Ultrasonik titreşimler

Yüzünüze sıvı temizleyici veya su uygulayın. Cihazı açın ve 1-Peeling modunu seçin

(1 basın). Başınızı aşağı indirin, cildinizi 3 dakikaya kadar temizleyin ve peeling yapın. Çok sert bastırmayın, ultrason ciltteki yabancı maddeleri acısız bir şekilde temizleme gücüne sahiptir. Göz bölgesinden kaçının.

### 2. Nemlendirme: İyon(-) + Ultrasonik titreşimler

Cildinizin ihtiyaçlarına uygun bir serum uygulayın. Mod 2 Nemlendirmeyi seçin (2. basış) Başlığın düz kısmını kullanarak cildinizi nemlendirin: ultrasonik titreşimler kozmetik ürünün daha iyi emilmesine yardımcı olur. Bu adım maksimum 2 dakika sürer. Göz bölgesinden kaçının.

### 3. Kaldırma: İyon(-) + Ultrasonik titreşimler

3 Kaldırma modunu seçin (3. basış). Yüzünüzün hatlarını takip ederek cihazı ve başınızın düz kısmını yavaşça çenenizden kulaklarınıza doğru hareket ettirin. Ve çenede, içten dışa. Maksimum 2 dakika boyunca. Göz bölgesinden kaçının.

## Uyanlar

- Kalp pili taşıyan bir kişi, cihazı kullanarak işlem gerçekleştiremez.
- Son bir ay içinde ameliyat olmuş veya cilt yanığı olan kişiler tarafından cihaz kullanılmamalıdır.
- Dermatit, yara izi, hasar ve elektromanyetik hassasiyeti olan kişilerin kullanması yasaktır.
- Çalışmaya başlamadan önce saatinizi ve gözlüğünüzü çıkarın ve diğer metal nesnelere.
- Başın göz küresine temasından kaçının.
- Aynı bölgede uzun süre çalışmayın.
- Cihazı hamile kadınlar tarafından kullanmayın.

## Temizlik

Soyma spatulasını durulayın ve kuru, yumuşak bir bezle silin. Cihazı uzun süre suya batırmayın.

## Depolamak

- Cihazı kuru ve temiz tutun.
- Yüksek sıcaklıktan uzak tutun.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

## Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f3]

Везни:	~43гр
размер:	163*34*12 мм
Батерия:	300mAh, 3.7V
Начин на зареждане:	Тип C - USB



## Сигурност

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство и следвайте препоръките, съдържащи се в него докато използвате устройството.

## Описание на устройството [страница 2 - f1]

1. Защитен капак
2. Глава - шпатула
3. Бутон за включване/изключване
4. Индикатор за зареждане

## Режими [страница 2 - f2]

### 1 Пилинг: Йон(+) + Ултразвукови вибрации

Нанесете течен почистващ препарат или вода върху лицето си. Включете устройството и изберете режим 1-Peeling (1 натискане). Наведете главата си, почистете и ексфолирайте кожата си за до 3 минути. Не натискайте твърде силно, ултразвукът има силата да отстрани безболезнено замърсяванията от кожата. Избягвайте зоната около очите.

### 2. Овлажняване: Йони (-) + Ултразвукови вибрации

Нанесете серум, съобразен с нуждите на вашата кожа. Изберете режим 2 Овлажняване (2-ро натискане) Овлажнявайте кожата си, като използвате плоската част на главата: ултразвуковите вибрации спомагат за по-доброто усвояване на козметиката. Тази стъпка отнема максимум 2 минути. Избягвайте зоната около очите.

### 3. Лифтинг: Йон(-) + Ултразвукови вибрации

Изберете 3 режим на повдигане (3-то натискане). Бавно преместете устройството и плоската част на главата от брадичката към ушите, като следвате контурите на лицето си. И на брадичката, отвътре навън. За максимум 2 минути. Избягвайте зоната около очите.

## Предупреждения

- Човек с пейсмейкър не може да извършва процедури с помощта на устройството.
- Устройството не трябва да се използва от хора, които са претърпели операция или са имали изгаряния на кожата през последния месец.
- Забранено е да се използва от хора с дерматит, белези, увреждания и електромагнитна чувствителност.
- Преди да започнете работа, свалете часовника и очилата и други метални предмети.
- Избягвайте контакт на главата с очната ябълка.
- Не работете на едно и също място дълго време.
- Не използвайте уреда от бременни жени.

## Почистване

Изплакнете шпатулата за белене и я избършете със суха мека кърпа. Не потапяйте устройството във вода за дълго време.

## Съхранение

- Пазете устройството сухо и чисто.
- Пазете от висока температура.
- Дръжте далеч от деца.

## Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f3]

الميزان:	43 جرام~
مقاس:	12*34*163 مللي متر
بطارية:	300 مللي أمبير، 3.7 فولت
طريقة الشحن:	النوع سي - يو اس بي

## حمية

قبل استخدام المنتج، اقرأ هذا الدليل واتبع التوصيات الواردة فيه أثناء استخدام الجهاز.

## [f1 - صفحة 2] وصف الجهاز

1. الغطاء الواقى
2. الرأس - ملعقة
3. زر التشغيل/الإيقاف
4. مؤشر الشحن

## [f2 - صفحة 2] الأوضاع

- 1 التفتيش: أيون (+) + اهتزازات فوق صوتية  
ضعي منظفًا سائلاً أو ماء على وجهك. قم بتشغيل الجهاز واختر وضع 1-التفتيش  
توجه للأسفل، و قم بتنظيف وتفتيش بشرتك لمدة تصل إلى 3 دقائق. لا (1 اضغط)  
تضغط بشدة، فالموجات فوق الصوتية لديها القدرة على إزالة الشوائب من الجلد.  
دون ألم. تجنب منطقة العين
2. الترطيب: أيون (-) + اهتزازات بالموجات فوق الصوتية  
ضعي مصلاً مصمماً خصيصاً لاحتياجات بشرتك. اختر وضع الترطيب 2  
(الضغط الثانية) قم بترطيب بشرتك باستخدام الجزء المسطح من الرأس: تساعد  
الاهتزازات فوق الصوتية على امتصاص مستحضرات التجميل بشكل أفضل.  
تستغرق هذه الخطوة دقيقتين كحد أقصى. تجنب منطقة العين
3. الرفع: أيون (-) + اهتزازات بالموجات فوق الصوتية  
حدد 3 أوضاع الرفع (الضغط الثالثة). حرك الجهاز والجزء المسطح من الرأس  
ببطء من نقتك إلى أذنك، مع اتباع ملامح وجهك. وعلى الذقن من الداخل إلى  
الخارج لمدة أقصاها 2 دقيقة. تجنب منطقة العين

## تحذيرات

- لا يستطيع الشخص الذي لديه جهاز تنظيم ضربات القلب تنفيذ الإجراءات باستخدام الجهاز
- يجب عدم استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية أو أصيبوا بحروق جلدية خلال الشهر الماضي
- يمنع استخدامه من قبل الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجلد والندبات، والأضرار والحساسية الكهرومغناطيسية
- قبل البدء بالعمل، قم بإزالة الساعة والنظارات، وغيرها من الأشياء المعدنية
- تجنب ملامسة الرأس لمقلة العين.
- لا تعمل في نفس المنطقة لفترة طويلة.
- لا تستخدم الجهاز من قبل النساء الحوامل.

## تنظيف

اشطف ملعقة التفتيش وامسحها بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تغمر الجهاز في الماء لفترة طويلة

## تخزين

- حافظ على الجهاز جافاً ونظيفاً.
- الابتعاد عن درجة الحرارة المرتفعة.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

## [f3 - صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات



**[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:** Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać

niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

**[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment:** Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



**[PL] Skrócona deklaracja zgodności:** Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

**[EN] Summary declaration of conformity:** The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

[www.beautifly.eu/deklaracje](http://www.beautifly.eu/deklaracje)

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Scrub Slim Blush

Made in China.

SN: 04265903003701170

Marka: Beautifly

e-mail: [serwis@beautifly.eu](mailto:serwis@beautifly.eu)