


PL EN DE FR ES PT IT CZ SK SL EE LT LV
NB FI HU RO AR RU EL HR SV DA NL TR BG

BEAUTIFLY

LaserBoost

PRO

series



Multifunctional hair growth comb User manual

[/beautifully.global](#) [/beautifully_global](#)

[/@beautifully.global](#) [/@beautifully.global](#)


f1

facebook.com/beautify.global


youtube.com/@beautify.global



f2



f2



Typ ładowania: USB-C

Napięcie zasilania: 3,7 V

Moc wyjściowa: 3,33 W

Pojemność baterii: 700 mAh/3,7 Wh

Czas ładowania: 2-3 godziny

Czas pracy w trybie pojedynczym: 10 minut

Czas czuwania: 90 dni (jeśli urządzenie nie było używane przez ponad 90 dni, należy je w pełni naładować przed użyciem)

Wymiary (szer. x dł. x wys): ~136,7×58,2×44,5 mm

Światło LED: 18 grup

Ilość laserów (LLLT): 6

Długość fali światła podczerwonego: 850±10 nm

Długość fali światła czerwonego: 620±10 nm

Długość fali światła niebieskiego: 465±10 nm

Długość fali światła laserowego: 650±10 nm

Materiał: ABS + metal

W zestawie: urządzenie x1, kabel USB x1, instrukcja obsługi x1, pipeta x1, karta gwarancyjna x1

Przyciski i wskaźniki: [patrz strona 2-3, f2]

1. Obszar emisji jonów ujemnych
2. Światło laserowe
3. Ząbki grzebienia EMS
4. Światło LED
5. Przycisk wibracji
6. Przycisk włączania/wyłączania (przycisk regulacji poziomu)
7. Przycisk trybu
8. Wskaźnik czasu
9. Wskaźnik poziomu
10. Wskaźnik pojemności baterii
11. Interfejs ładowania USB
12. Zbiornik na płyn (4 ml)
13. Ząbki do rozprowadzania płynu

Użycie:

- Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby wejść w pierwszy poziom trybu światła czerwonego, a następnie krótko naciśnij, aby przełączyć poziomy.
- Naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć na tryb światła niebieskiego, a następnie krótko naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby dostosować poziom.
- Naciśnij przycisk wibracji, aby włączyć wibracje, i naciśnij ponownie, aby je wyłączyć.
- Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć urządzenie.

Dodawanie serum do pielęgnacji włosów:

- Wyjmij zbiornik z urządzenia i podnieś pokrywę.
- Użyj pipety, aby dodać olej lub serum do zbiornika.
- Załóż pokrywę i umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu.

Ładowanie:

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane. Jeśli bateria jest rozładowana, naładuj urządzenie przez co najmniej 15-25 minut, aby móc przeprowadzić jeden zabieg.

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Podłącz kabel USB do urządzenia i adaptera (brak adaptera w zestawie), a następnie włóż adapter do gniazdka (urządzenie nie może być używane podczas ładowania. Podczas ładowania wskaźnik pojemności baterii będzie się poruszał).
- Kiedy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik pojemności baterii przestanie się poruszać.
- Gdy bateria jest na wyczerpaniu, wskaźnik pojemności baterii miga trzy razy i urządzenie się wyłącza.

Ostrzeżenia

1. Przed korzystaniem z zakupionego produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi produktu oraz niniejszymi ostrzeżeniami bezpieczeństwa, instrukcją konserwacji oraz przechowywania produktu, a także zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Przestrzegaj zawartych w tam zaleceń i korzystaj z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Produkt nie jest zabawką i nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Z produktu mogą korzystać jedynie osoby dorosłe.
3. Nie korzystaj z produktu jeśli nie działa lub działa nieprawidłowo, bądź został upuszczony lub uszkodzony inny sposób. W takiej sytuacji nie otwieraj ani nie naprawiaj produktu na własną rękę. Jeśli na produkt nadal obowiązuje odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia) lub gwarancja, skontaktuj się ze sprzedawcą lub gwarantem. Jeśli upłynął już okres rękojmi lub gwarancji, bądź wada nie powstała z przyczyny tkwiącej w produkcie, oddaj produkt do naprawy do odpowiedniego serwisu.
4. Nie korzystaj z produktu w pobliżu źródeł ciepła, wody lub wilgoci, jak również nie zanurzaj go w wodzie lub innych cieczach.
5. Produkt przeznaczony jest do użytku w temperaturze pokojowej, w zakresie od 10 do 40 stopni Celsjusza.
6. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
7. Po zakończeniu korzystania z produktu przechowuj go w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w zakresie od 10 do 40 stopni, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
8. W przypadku zabrudzenia produkt należy odłączyć od źródła zasilania, przetrzeć wilgotną ściereczką i pozostawić go do wyschnięcia przed jego przechowywaniem. Nie korzystaj z materiałów ściernych ani żrących środków czyszczących, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia produktu.
9. Nie korzystaj z produktu, jeśli zauważysz uszkodzony przewód zasilający albo wtyczkę, wydziela nieprzyjemny zapach (np. spalinowy), przegrzewa się lub wydziela się z niego dym. W takiej sytuacji nie otwieraj ani nie naprawiaj produktu na własną rękę. Jeśli na produkt nadal obowiązuje odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia) lub gwarancja skontaktuj się ze sprzedawcą lub gwarantem. Jeśli upłynął już okres rękojmi lub gwarancji, bądź wada nie powstała z przyczyny tkwiącej w produkcie, oddaj produkt do naprawy do odpowiedniego serwisu.
10. Nie zostawiaj produktu bez nadzoru podczas kiedy jest on włączony.
11. Źródło zasilania musi być zgodne z wymaganym napięciem produktu.

12. Po użyciu odłącz produkt od źródła zasilania i pozostaw go do ostygnięcia przed jego przemieszczaniem lub przechowywaniem.

13. Nie skręcaj, ani nie zwijaj kabla zasilającego, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.

14. Akcesoria do produktu, które nie pochodzą od producenta, mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania produktu lub jego uszkodzenia.

15. Korzystaj z urządzenia stosując ochronę oczu (okulary ochronne). Nie kieruj emitowanego przez urządzenie światła w stronę oczu.

16. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na dzieciach.

17. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią.

18. Z urządzenia nie mogą korzystać osoby, u których występują lub występowały w przeszłości:

- choroby nowotworowe skóry;
- liczne znamiona lub inne zmiany skórne;
- zaburzenia kolagenowe lub naczyniowe skóry, np. przypadki tworzenia blizny keloidowej, problemy z gojeniem ran, żyłaki lub ektazja naczyniowa;
- wrażliwość skóry na światło;
- wysypka lub reakcje alergiczne na skórze, w miejscu, które ma zostać poddane zabiegowi;
- infekcje, egzemy, poparzenia, zapalenie mieszków włosowych, otwarte skaleczenia, otarcia, opryszczka, rany lub obrażenia bądź krwiaki w miejscu, które ma zostać poddane zabiegowi;
- zabiegi chirurgiczne w miejscu, które ma zostać poddane zabiegowi;
- epilepsja z wrażliwością na światło błyskowe;
- cukrzyca, toczeń rumieniowaty, porfiria lub niewydolność serca;
- zaburzenia krzepnięcia krwi;
- choroby obniżające odporność (w tym zakażenie wirusem HIV lub AIDS).

19. Nie korzystaj z urządzenia w następujących miejscach:

- na twarzy, w tym w szczególności wokół oczu i w pobliżu brwi;
- na sutkach i ich otoczkach, wargach sromowych, mosznie lub w okolicy pochwy bądź odbytu;
- wewnątrz nozdrzy i uszu;
- na obszarach lub w pobliżu obszarów zawierających sztuczne obiekty, takie jak implanty silikonowe, rozruszniki serca, podskórne miejsca iniekcji (dozowniki insuliny) lub kolczyki;
- na znamionach, piegach, ciemniejszych obszarach skóry, bliznach;
- na brodawkach, tatuażach i miejscach z makijażem permanentnym;
- w miejscach stosowania dezodorantów o przedłużonym działaniu;
- w miejscach oparzeń słonecznych, miejscach niedawno opalanych (w ciągu ostatnich 48 godzin) i miejscach stosowania samoopalaczy.

20. Po zabiegu przez co najmniej 48 godzin nie wystawiaj skóry na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Wiecej informacji znajdziesz > patrz strona 2, f1

Charging Type: USB-C
Supply Voltage: 3.7V
Output Power: 3.33W
Battery Capacity: 700 mAh/3.7 Wh
Charging Time: 2-3 hours
Single Mode Operating Time: 10 minutes
Standby Time: 90 days (if the device has not been used for more than 90 days, fully charge it before use)
Dimensions (W x L x H): ~136.7×58.2×44.5 mm
LED Light: 18 groups
Number of Lasers (LLLT): 6
Infrared Light Wavelength: 850±10 nm
Red Light Wavelength: 620±10 nm
Blue Light Wavelength: 465±10 nm
Laser Light Wavelength: 650±10 nm
Material: ABS + metal
Includes: device x1, USB cable x1, user manual x1, pipette x1, warranty card x1

Buttons and Indicators: [see page 2-3, f2]

1. Negative ion emission area
2. Laser light
3. EMS comb teeth
4. LED light
5. Vibration button
6. Power on/off button (level adjustment button)
7. Mode button
8. Time indicator
9. Level indicator
10. Battery capacity indicator
11. USB charging interface
12. Liquid tank (4 ml)
13. Liquid distribution teeth

Usage:

- Hold the power on/off button to enter the first level of red light mode, then press briefly to switch levels.
- Press the mode button to switch to blue light mode, then briefly press the power on/off button to adjust the level.
- Press the vibration button to turn on vibrations, and press again to turn them off.
- Hold the power on/off button to turn off the device.

Adding Hair Care Serum:

- Remove the tank from the device and lift the cover.
- Use the pipette to add oil or serum to the tank.
- Replace the cover and place the tank back in the device.

Charging:

- Make sure the device is fully charged before first use. If the battery is depleted, charge the device for at least 15-25 minutes to perform one treatment.
- Ensure the device is turned off.
- Connect the USB cable to the device and adapter (adapter not included), then insert the adapter into the outlet (the device cannot be used while charging. During charging, the battery

capacity indicator will move).

- When fully charged, the battery capacity indicator will stop moving.
- When the battery is low, the battery capacity indicator will blink three times and the device will turn off.

EN

Warnings:

1. Before using the purchased product, read the product's user manual and these safety warnings, maintenance, and storage instructions, as well as instructions for handling used electrical and electronic equipment. Follow the recommendations and use the product as intended.
2. The product is not a toy and is not intended for use by children. Only adults should use the product.
3. Do not use the product if it is not functioning, functioning improperly, or has been dropped or damaged in any way. Do not open or repair the product yourself. If the product is still under warranty, contact the seller or guarantor. If the warranty period has expired or the defect is not due to the product, have it repaired at an appropriate service center.
4. Do not use the product near heat sources, water, or moisture, and do not immerse it in water or other liquids.
5. The product is intended for use at room temperature, ranging from 10 to 40 degrees Celsius.
6. Do not expose the product to direct sunlight.
7. After use, store the product in a dry place at room temperature, ranging from 10 to 40 degrees, away from children and pets.
8. In case of dirt, disconnect the product from the power source, wipe it with a damp cloth, and let it dry before storing. Do not use abrasive or corrosive cleaning agents as they may damage the product.
9. Do not use the product if you notice a damaged power cord or plug, it emits an unpleasant smell (e.g., burning), overheats, or emits smoke. In such a situation, do not open or repair the product yourself. If the product is still under warranty, contact the seller or guarantor. If the warranty period has expired or the defect is not due to the product, have it repaired at an appropriate service center.
10. Do not leave the product unattended while it is on.
11. The power source must comply with the required product voltage.
12. After use, disconnect the product from the power source and let it cool before moving or storing it.
13. Do not twist or coil the power cord as this may damage it.
14. Accessories not from the manufacturer may cause the product to malfunction or damage it.
15. Use the device with eye protection (goggles). Do not direct the light emitted by the device towards the eyes.
16. The device is not intended for use on children.
17. Do not use the device if you are pregnant or breastfeeding.
18. The device should not be used by people with past or present:
 - skin cancer;
 - numerous moles or other skin changes;
 - collagen or vascular skin disorders, e.g., keloid scars, wound healing problems, varicose veins or vascular ectasia;

- skin sensitivity to light;
 - rash or allergic reactions on the skin where the treatment is to be applied;
 - infections, eczema, burns, folliculitis, open cuts, abrasions, herpes, wounds or injuries, or bruises where the treatment is to be applied;
 - surgical procedures where the treatment is to be applied;
 - epilepsy with sensitivity to flashing light;
 - diabetes, lupus, porphyria, or heart failure;
 - blood clotting disorders;
 - immune-lowering diseases (including HIV or AIDS infection).
19. Do not use the device in the following places:
- on the face, particularly around the eyes and near the eyebrows;
 - on nipples and areolas, labia, scrotum, or around the vagina or anus;
 - inside the nostrils and ears;
 - on or near areas containing artificial objects, such as silicone implants, pacemakers, subcutaneous injection sites (insulin dispensers), or piercings;
 - on moles, freckles, darker skin areas, scars;
 - on warts, tattoos, and places with permanent makeup;
 - where long-acting deodorants are used;
 - in sunburned areas, recently tanned areas (within the last 48 hours), and areas where self-tanners are used.
20. After the treatment, for at least 48 hours, do not expose the skin to direct sunlight.

For more information, see > page 2, f1

Ladetyp: USB-C
 Versorgungsspannung: 3,7 V
 Ausgangsleistung: 3,33 W
 Akkukapazität: 700 mAh/3,7 Wh
 Ladezeit: 2-3 Stunden
 Betriebszeit im Einzelmodus: 10 Minuten
 Standby-Zeit: 90 Tage (wenn das Gerät länger als 90 Tage nicht verwendet wurde, laden Sie es vor der Verwendung vollständig auf)
 Abmessungen (B x L x H): ~136,7×58,2×44,5 mm
 LED-Licht: 18 Gruppen
 Anzahl der Laser (LLLT): 6
 Infrarotlichtwellenlänge: 850±10 nm
 Rotlichtwellenlänge: 620±10 nm
 Blaulichtwellenlänge: 465±10 nm
 Laserlichtwellenlänge: 650±10 nm
 Material: ABS + Metall
 Enthält: Gerät x1, USB-Kabel x1, Bedienungsanleitung x1, Pipette x1, Garantiekarte x1

Tasten und Anzeigen: [siehe Seite 2-3, f2]

1. Negativ-Ionen-Emissionsbereich
2. Laserlicht
3. EMS-Kammzähne
4. LED-Licht
5. Vibrationsknopf
6. Ein-/Ausschalter (Stufenanpassungstaste)
7. Modustaste
8. Zeitindikator
9. Stufenindikator
10. Batterieanzeige
11. USB-Ladeanschluss
12. Flüssigkeitstank (4 ml)
13. Flüssigkeitsverteilungszähne

Verwendung:

- Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, um in den ersten Stufen des Rotlichtmodus zu gelangen, und drücken Sie dann kurz, um die Stufen zu wechseln.
- Drücken Sie die Modustaste, um in den Blaulichtmodus zu wechseln, und drücken Sie dann kurz die Ein-/Austaste, um die Stufe anzupassen.
- Drücken Sie die Vibrationsknopf, um die Vibration einzuschalten, und drücken Sie erneut, um sie auszuschalten.
- Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Hinzufügen von Haarpflegeserum:

- Entfernen Sie den Tank aus dem Gerät und heben Sie die Abdeckung an.
- Verwenden Sie die Pipette, um Öl oder Serum in den Tank zu geben.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und setzen Sie den Tank zurück in das Gerät.

Laden:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen ist. Wenn der Akku leer ist, laden Sie das Gerät mindestens 15-25 Minuten auf, um eine Behandlung durchzuführen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät und den Adapter an (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten), und stecken Sie dann den Adapter in die Steckdose (das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden. Beim Laden bewegt sich die Batterieanzeige).
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, hört die Batterieanzeige auf sich zu bewegen.
- Wenn der Akku schwach ist, blinkt die Batterieanzeige dreimal und das Gerät schaltet sich aus.

Warnungen:

1. Lesen Sie vor der Verwendung des gekauften Produkts die Bedienungsanleitung des Produkts und diese Sicherheitswarnungen, Wartungs- und Lagerungsanweisungen sowie Anweisungen zum Umgang mit gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten. Befolgen Sie die Empfehlungen und verwenden Sie das Produkt wie vorgesehen.
2. Das Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Nur Erwachsene sollten das Produkt verwenden.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht funktioniert, falsch funktioniert oder auf irgendeine Weise fallen gelassen oder beschädigt wurde. Öffnen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Wenn das Produkt noch unter Garantie steht, kontaktieren Sie den Verkäufer oder Garantiegeber. Wenn die Garantiezeit abgelaufen ist oder der Defekt nicht auf das Produkt zurückzuführen ist, lassen Sie es in einem geeigneten Servicezentrum reparieren.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, Wasser oder Feuchtigkeit und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
5. Das Produkt ist für die Verwendung bei Raumtemperatur bestimmt, im Bereich von 10 bis 40 Grad Celsius.
6. Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus.
7. Bewahren Sie das Produkt nach Gebrauch an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur im Bereich von 10 bis 40 Grad auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
8. Bei Verschmutzung das Produkt von der Stromquelle trennen, mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen, bevor es gelagert wird. Verwenden Sie keine scheuernden oder korrosiven Reinigungsmittel, da sie das Produkt beschädigen können.
9. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie ein beschädigtes Netzkabel oder einen Stecker bemerken, es einen unangenehmen Geruch (z. B. verbrannt) abgibt, überhitzt oder Rauch freisetzt. In solch einem Fall das Produkt nicht selbst öffnen oder reparieren. Wenn das Produkt noch unter Garantie steht, kontaktieren Sie den Verkäufer oder Garantiegeber. Wenn die Garantiezeit abgelaufen ist oder der Defekt nicht auf das Produkt zurückzuführen ist, lassen Sie es in einem geeigneten Servicezentrum reparieren.
10. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es eingeschaltet ist.

11. Die Stromquelle muss mit der erforderlichen Produktspannung übereinstimmen.

12. Nach Gebrauch das Produkt von der Stromquelle trennen und vor dem Bewegen oder Lagern abkühlen lassen.

13. Wickeln oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht, da dies zu Schäden führen kann.

14. Zubehör, das nicht vom Hersteller stammt, kann dazu führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt wird.

15. Verwenden Sie das Gerät mit Augenschutz (Schutzbrille). Richten Sie das vom Gerät ausgestrahlte Licht nicht auf die Augen.

16. Das Gerät ist nicht für die Verwendung bei Kindern bestimmt.

17. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.

18. Das Gerät sollte nicht von Personen verwendet werden, die in der Vergangenheit oder derzeit:

- Hautkrebs;
- zahlreiche Muttermale oder andere Hautveränderungen;
- Kollagen- oder Gefäßerkrankungen der Haut, z. B. Keloidnarben, Wundheilungsprobleme, Krampfadern oder Gefäßektasie;
- Hautempfindlichkeit gegenüber Licht;
- Hautausschlag oder allergische Reaktionen auf der Haut, an der die Behandlung angewendet werden soll;
- Infektionen, Ekzeme, Verbrennungen, Follikulitis, offene Schnitte, Abschürfungen, Herpes, Wunden oder Verletzungen oder Blutergüsse an der Stelle, an der die Behandlung angewendet werden soll;
- chirurgische Eingriffe an der Stelle, an der die Behandlung angewendet werden soll;
- Epilepsie mit Empfindlichkeit gegenüber Blitzlicht;
- Diabetes, Lupus, Porphyrie oder Herzinsuffizienz;
- Blutgerinnungsstörungen;
- Immunerkrankungen (einschließlich HIV- oder AIDS-Infektion).

19. Verwenden Sie das Gerät nicht an folgenden Stellen:

- im Gesicht, insbesondere um die Augen und in der Nähe der Augenbrauen;
- an Brustwarzen und Areolas, Schamlippen, Hodensack oder um die Vagina oder den Anus;
- in den Nasenlöchern und Ohren;
- auf oder in der Nähe von Bereichen, die künstliche Objekte enthalten, wie Silikonimplantate, Herzschrittmacher, subkutane Injektionsstellen (Insulinspender) oder Piercings;
- auf Muttermalen, Sommersprossen, dunkleren Hautbereichen, Narben;
- auf Warzen, Tätowierungen und Stellen mit permanentem Make-up;
- wo langanhaltende Deodorants verwendet werden;
- in sonnenverbrannten Bereichen, kürzlich gebräunten Bereichen (innerhalb der letzten 48 Stunden) und Bereichen, in denen Selbstbräuner verwendet werden.

20. Nach der Behandlung für mindestens 48 Stunden die Haut nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Weitere Informationen finden Sie > siehe Seite 2, f1

Type de charge: USB-C

Tension d'alimentation: 3,7 V

Puissance de sortie: 3,33 W

Capacité de la batterie: 700 mAh/3,7 Wh

Temps de charge: 2-3 heures

Temps de fonctionnement en mode unique: 10 minutes

Temps de veille: 90 jours (si l'appareil n'a pas été utilisé pendant plus de 90 jours, chargez-le complètement avant de l'utiliser)

Dimensions (L x P x H): ~136,7×58,2×44,5 mm

Lumière LED: 18 groupes

Nombre de lasers (LLLT): 6

Longueur d'onde de la lumière infrarouge: 850±10 nm

Longueur d'onde de la lumière rouge: 620±10 nm

Longueur d'onde de la lumière bleue: 465±10 nm

Longueur d'onde de la lumière laser: 650±10 nm

Matériel: ABS + métal

Inclus: appareil x1, câble USB x1, manuel d'utilisation x1, pipette x1, carte de garantie x1

Boutons et indicateurs: [voir page 2-3, f2]

1. Zone d'émission d'ions négatifs
2. Lumière laser
3. Dents du peigne EMS
4. Lumière LED
5. Bouton de vibration
6. Bouton d'allumage/extinction (bouton de réglage de niveau)
7. Bouton de mode
8. Indicateur de temps
9. Indicateur de niveau
10. Indicateur de capacité de la batterie
11. Interface de charge USB
12. Réservoir de liquide (4 ml)
13. Dents de distribution de liquide

Utilisation:

- Maintenez le bouton d'allumage/extinction enfoncé pour entrer dans le premier niveau du mode lumière rouge, puis appuyez brièvement pour changer de niveau.
- Appuyez sur le bouton de mode pour passer au mode lumière bleue, puis appuyez brièvement sur le bouton d'allumage/extinction pour ajuster le niveau.
- Appuyez sur le bouton de vibration pour activer les vibrations, et appuyez à nouveau pour les éteindre.
- Maintenez le bouton d'allumage/extinction enfoncé pour éteindre l'appareil.

Ajout de sérum de soin capillaire:

- Retirez le réservoir de l'appareil et soulevez le couvercle.
- Utilisez la pipette pour ajouter de l'huile ou du sérum dans le réservoir.
- Remettez le couvercle et remplacez le réservoir dans l'appareil.

Chargement:

- Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant la première utilisation. Si la batterie est déchargée, chargez

l'appareil pendant au moins 15-25 minutes pour effectuer un traitement.

FR

- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Connectez le câble USB à l'appareil et à l'adaptateur (adaptateur non inclus), puis insérez l'adaptateur dans la prise (l'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge. Pendant la charge, l'indicateur de capacité de la batterie se déplacera).
- Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur de capacité de la batterie cessera de se déplacer.
- Lorsque la batterie est faible, l'indicateur de capacité de la batterie clignote trois fois et l'appareil s'éteint.

Avertissements:

1. Avant d'utiliser le produit acheté, lisez le manuel d'utilisation du produit et ces avertissements de sécurité, instructions d'entretien et de stockage, ainsi que les instructions pour la gestion des équipements électriques et électroniques usagés. Suivez les recommandations et utilisez le produit comme prévu.
2. Le produit n'est pas un jouet et n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Seuls les adultes doivent utiliser le produit.
3. N'utilisez pas le produit s'il ne fonctionne pas, fonctionne mal ou a été laissé tomber ou endommagé de quelque manière que ce soit. N'ouvrez ou ne réparez pas le produit vous-même. Si le produit est toujours sous garantie, contactez le vendeur ou le garant. Si la période de garantie est expirée ou si le défaut n'est pas dû au produit, faites-le réparer dans un centre de service approprié.
4. N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur, d'eau ou d'humidité, et ne l'immergez pas dans l'eau ou d'autres liquides.
5. Le produit est destiné à être utilisé à température ambiante, dans une plage de 10 à 40 degrés Celsius.
6. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil.
7. Après utilisation, rangez le produit dans un endroit sec à température ambiante, dans une plage de 10 à 40 degrés, hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
8. En cas de salissure, débranchez le produit de l'alimentation, essuyez-le avec un chiffon humide et laissez-le sécher avant de le ranger. N'utilisez pas d'agents de nettoyage abrasifs ou corrosifs car ils peuvent endommager le produit.
9. N'utilisez pas le produit si vous remarquez un cordon d'alimentation ou une prise endommagée, s'il émet une odeur désagréable (par exemple, de brûlé), s'il surchauffe ou émet de la fumée. Dans une telle situation, n'ouvrez ou ne réparez pas le produit vous-même. Si le produit est toujours sous garantie, contactez le vendeur ou le garant. Si la période de garantie est expirée ou si le défaut n'est pas dû au produit, faites-le réparer dans un centre de service approprié.
10. Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est allumé.
11. La source d'alimentation doit être conforme à la tension requise du produit.
12. Après utilisation, débranchez le produit de l'alimentation et laissez-le refroidir avant de le déplacer ou de le ranger.

13. Ne tordez ni n'enroulez le cordon d'alimentation, car cela pourrait l'endommager.

14. Les accessoires qui ne proviennent pas du fabricant peuvent entraîner un mauvais fonctionnement du produit ou l'endommager.

15. Utilisez l'appareil avec une protection oculaire (lunettes de sécurité). Ne dirigez pas la lumière émise par l'appareil vers les yeux.

16. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé sur les enfants.

17. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

18. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des antécédents ou actuellement:

- cancer de la peau;
- nombreux grains de beauté ou autres changements cutanés;
- troubles du collagène ou vasculaires de la peau, par exemple, cicatrices chéloïdes, problèmes de cicatrisation, varices ou ectasie vasculaire;
- sensibilité de la peau à la lumière;
- éruption cutanée ou réactions allergiques sur la peau où le traitement doit être appliqué;
- infections, eczéma, brûlures, folliculite, coupures ouvertes, abrasions, herpès, plaies ou blessures ou ecchymoses à l'endroit où le traitement doit être appliqué;
- interventions chirurgicales à l'endroit où le traitement doit être appliqué;
- épilepsie avec sensibilité à la lumière clignotante;
- diabète, lupus, porphyrie ou insuffisance cardiaque;
- troubles de la coagulation sanguine;
- maladies abaissant l'immunité (y compris l'infection par le VIH ou le SIDA).

19. N'utilisez pas l'appareil dans les endroits suivants:

- sur le visage, en particulier autour des yeux et près des sourcils;
- sur les mamelons et les aréoles, les lèvres, le scrotum ou autour du vagin ou de l'anus;
- à l'intérieur des narines et des oreilles;
- sur ou à proximité des zones contenant des objets artificiels, tels que des implants en silicone, des stimulateurs cardiaques, des sites d'injections sous-cutanées (distributeurs d'insuline) ou des piercings;
- sur les grains de beauté, les taches de rousseur, les zones de peau plus foncées, les cicatrices;
- sur les verrues, les tatouages et les endroits avec un maquillage permanent;
- où des déodorants à action prolongée sont utilisés;
- dans les zones brûlées par le soleil, les zones récemment bronzées (dans les dernières 48 heures) et les zones où des autobronzants sont utilisés.

20. Après le traitement, pendant au moins 48 heures, n'exposez pas la peau à la lumière directe du soleil.

Pour plus d'informations, voir > page 2, f1

Tipo de carga: USB-C

Voltaje de alimentación: 3,7 V

Potencia de salida: 3,33 W

Capacidad de la batería: 700 mAh/3,7 Wh

Tiempo de carga: 2-3 horas

Tiempo de funcionamiento en modo único: 10 minutos

Tiempo de espera: 90 días (si el dispositivo no se ha utilizado durante más de 90 días, cárguelo completamente antes de usarlo)

Dimensiones (An x L x Al): ~136,7×58,2×44,5 mm

Luz LED: 18 grupos

Número de láseres (LLLT): 6

Longitud de onda de la luz infrarroja: 850±10 nm

Longitud de onda de la luz roja: 620±10 nm

Longitud de onda de la luz azul: 465±10 nm

Longitud de onda de la luz láser: 650±10 nm

Material: ABS + metal

Incluye: dispositivo x1, cable USB x1, manual de usuario x1, pipeta x1, tarjeta de garantía x1

Botones e indicadores: [ver página 2-3, f2]

1. Área de emisión de iones negativos
2. Luz láser
3. Dientes del peine EMS
4. Luz LED
5. Botón de vibración
6. Botón de encendido/apagado (botón de ajuste de nivel)
7. Botón de modo
8. Indicador de tiempo
9. Indicador de nivel
10. Indicador de capacidad de la batería
11. Interfaz de carga USB
12. Tanque de líquido (4 ml)
13. Dientes de distribución de líquido

Uso:

- Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para entrar en el primer nivel del modo de luz roja, luego presione brevemente para cambiar de nivel.
- Presione el botón de modo para cambiar al modo de luz azul, luego presione brevemente el botón de encendido/apagado para ajustar el nivel.
- Presione el botón de vibración para activar las vibraciones y presione nuevamente para apagarlas.
- Mantenga presionado el botón de encendido/apagado para apagar el dispositivo.

Adición de suero para el cuidado del cabello:

- Retire el tanque del dispositivo y levante la tapa.
- Use la pipeta para agregar aceite o suero al tanque.
- Vuelva a colocar la tapa y coloque el tanque en el dispositivo.

Carga:

- Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes del primer uso. Si la batería está agotada,

cargue el dispositivo durante al menos 15-25 minutos para realizar un tratamiento.

ES

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
- Conecte el cable USB al dispositivo y al adaptador (adaptador no incluido), luego inserte el adaptador en el enchufe (el dispositivo no se puede usar durante la carga. Durante la carga, el indicador de capacidad de la batería se moverá).
- Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador de capacidad de la batería dejará de moverse.
- Cuando la batería esté baja, el indicador de capacidad de la batería parpadeará tres veces y el dispositivo se apagará.

Advertencias:

1. Antes de usar el producto comprado, lea el manual de usuario del producto y estas advertencias de seguridad, instrucciones de mantenimiento y almacenamiento, así como instrucciones para el manejo de equipos eléctricos y electrónicos usados. Siga las recomendaciones y use el producto según lo previsto.
2. El producto no es un juguete y no está destinado al uso por niños. Solo los adultos deben usar el producto.
3. No use el producto si no funciona, funciona mal o se ha caído o dañado de alguna manera. No abra ni repare el producto por su cuenta. Si el producto aún está bajo garantía, comuníquese con el vendedor o el garante. Si el período de garantía ha expirado o el defecto no se debe al producto, llévelo a reparar a un centro de servicio apropiado.
4. No use el producto cerca de fuentes de calor, agua o humedad y no lo sumerja en agua u otros líquidos.
5. El producto está destinado para su uso a temperatura ambiente, que varía de 10 a 40 grados Celsius.
6. No exponga el producto a la luz solar directa.
7. Después del uso, almacene el producto en un lugar seco, a temperatura ambiente, que varía de 10 a 40 grados, fuera del alcance de niños y mascotas.
8. En caso de suciedad, desconecte el producto de la fuente de alimentación, límpielo con un paño húmedo y déjelo secar antes de almacenarlo. No use agentes de limpieza abrasivos o corrosivos, ya que pueden dañar el producto.
9. No use el producto si nota un cable de alimentación o enchufe dañado, emite un olor desagradable (por ejemplo, quemado), se sobrecalienta o emite humo. En tal situación, no abra ni repare el producto por su cuenta. Si el producto aún está bajo garantía, comuníquese con el vendedor o el garante. Si el período de garantía ha expirado o el defecto no se debe al producto, llévelo a reparar a un centro de servicio apropiado.
10. No deje el producto sin supervisión mientras está encendido.
11. La fuente de alimentación debe cumplir con el voltaje requerido del producto.
12. Después del uso, desconecte el producto de la fuente de alimentación y déjelo enfriar antes de moverlo o almacenarlo.
13. No tuerza ni enrolle el cable de alimentación, ya que esto podría dañarlo.

14. Los accesorios que no sean del fabricante pueden hacer que el producto funcione incorrectamente o lo dañen.

15. Use el dispositivo con protección ocular (gafas de seguridad). No dirija la luz emitida por el dispositivo hacia los ojos.

16. El dispositivo no está destinado para su uso en niños.

17. No use el dispositivo si está embarazada o amamantando.

18. El dispositivo no debe ser utilizado por personas con antecedentes o actuales:

- cáncer de piel;
- numerosos lunares u otros cambios en la piel;
- trastornos del colágeno o vasculares de la piel, por ejemplo, cicatrices queloides, problemas de cicatrización de heridas, varices o ectasia vascular;
- sensibilidad de la piel a la luz;
- erupción cutánea o reacciones alérgicas en la piel donde se aplicará el tratamiento;
- infecciones, eccemas, quemaduras, foliculitis, cortes abiertos, abrasiones, herpes, heridas o lesiones o hematomas en el lugar donde se aplicará el tratamiento;
- procedimientos quirúrgicos en el lugar donde se aplicará el tratamiento;
- epilepsia con sensibilidad a la luz intermitente;
- diabetes, lupus, porfiria o insuficiencia cardíaca;
- trastornos de coagulación sanguínea;
- enfermedades que reducen la inmunidad (incluida la infección por VIH o SIDA).

19. No use el dispositivo en los siguientes lugares:

- en el rostro, especialmente alrededor de los ojos y cerca de las cejas;
- en los pezones y areolas, labios, escroto o alrededor de la vagina o el ano;
- dentro de las fosas nasales y los oídos;
- en o cerca de áreas que contienen objetos artificiales, como implantes de silicona, marcapasos, sitios de inyección subcutánea (dispensadores de insulina) o piercings;
- en lunares, pecas, áreas de piel más oscura, cicatrices;
- en verrugas, tatuajes y lugares con maquillaje permanente;
- donde se usan desodorantes de larga duración;
- en áreas quemadas por el sol, áreas recientemente bronceadas (en las últimas 48 horas) y áreas donde se usan autobronceadores.

20. Después del tratamiento, durante al menos 48 horas, no exponga la piel a la luz solar directa.

Para más información, vea > página 2, f1

Tipo de carregamento: USB-C

Tensão de alimentação: 3,7 V

Potência de saída: 3,33 W

Capacidade da bateria: 700 mAh/3,7 Wh

Tempo de carregamento: 2-3 horas

Tempo de operação em modo único: 10 minutos

Tempo de espera: 90 dias (se o dispositivo não for utilizado por mais de 90 dias, carregue-o completamente antes de usar)

Dimensões (L x C x A): ~136,7×58,2×44,5 mm

Luz LED: 18 grupos

Número de lasers (LLLT): 6

Comprimento de onda da luz infravermelha: 850±10 nm

Comprimento de onda da luz vermelha: 620±10 nm

Comprimento de onda da luz azul: 465±10 nm

Comprimento de onda da luz laser: 650±10 nm

Material: ABS + metal

Inclui: dispositivo x1, cabo USB x1, manual do usuário x1, pipeta x1, cartão de garantia x1

Botões e indicadores: [veja página 2-3, f2]

1. Área de emissão de íons negativos
2. Luz laser
3. Dentes do pente EMS
4. Luz LED
5. Botão de vibração
6. Botão de ligar/desligar (botão de ajuste de nível)
7. Botão de modo
8. Indicador de tempo
9. Indicador de nível
10. Indicador de capacidade da bateria
11. Interface de carregamento USB
12. Tanque de líquido (4 ml)
13. Dentes de distribuição de líquido

Uso:

- Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar para entrar no primeiro nível do modo de luz vermelha e pressione brevemente para alternar os níveis.
- Pressione o botão de modo para alternar para o modo de luz azul e pressione brevemente o botão de ligar/desligar para ajustar o nível.
- Pressione o botão de vibração para ativar as vibrações e pressione novamente para desligá-las.
- Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar para desligar o dispositivo.

Adição de soro de cuidado capilar:

- Remova o tanque do dispositivo e levante a tampa.
- Use a pipeta para adicionar óleo ou soro ao tanque.
- Recoloque a tampa e coloque o tanque de volta no dispositivo.

Carregamento:

- Certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente carregado antes do primeiro uso. Se a bateria estiver descarregada, carregue o dispositivo por pelo menos 15-25 minutos para realizar um tratamento.

- Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado.
- Conecte o cabo USB ao dispositivo e ao adaptador (adaptador não incluído), depois insira o adaptador na tomada (o dispositivo não pode ser usado durante o carregamento. Durante o carregamento, o indicador de capacidade da bateria se moverá).
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador de capacidade da bateria parará de se mover.
- Quando a bateria estiver fraca, o indicador de capacidade da bateria piscará três vezes e o dispositivo se desligará.

Avisos:

1. Antes de usar o produto adquirido, leia o manual do usuário do produto e estes avisos de segurança, instruções de manutenção e armazenamento, bem como instruções para o manuseio de equipamentos elétricos e eletrônicos usados. Siga as recomendações e use o produto conforme pretendido.
2. O produto não é um brinquedo e não se destina ao uso por crianças. Somente adultos devem usar o produto.
3. Não use o produto se não funcionar, funcionar de forma inadequada, ou foi deixado cair ou danificado de alguma forma. Não abra ou repare o produto por conta própria. Se o produto ainda estiver na garantia, entre em contato com o vendedor ou garantidor. Se o período de garantia expirou ou se o defeito não for devido ao produto, leve-o para reparo em um centro de serviço apropriado.
4. Não use o produto perto de fontes de calor, água ou umidade e não o mergulhe em água ou outros líquidos.
5. O produto é destinado ao uso em temperatura ambiente, variando de 10 a 40 graus Celsius.
6. Não exponha o produto à luz solar direta.
7. Após o uso, armazene o produto em um local seco, em temperatura ambiente, variando de 10 a 40 graus, fora do alcance de crianças e animais de estimação.
8. Em caso de sujeira, desconecte o produto da fonte de alimentação, limpe-o com um pano úmido e deixe secar antes de armazená-lo. Não use agentes de limpeza abrasivos ou corrosivos, pois podem danificar o produto.
9. Não use o produto se perceber um cabo de alimentação ou plugue danificado, emitir um cheiro desagradável (por exemplo, queimado), superaquecer ou emitir fumaça. Nessa situação, não abra ou repare o produto por conta própria. Se o produto ainda estiver na garantia, entre em contato com o vendedor ou garantidor. Se o período de garantia expirou ou se o defeito não for devido ao produto, leve-o para reparo em um centro de serviço apropriado.
10. Não deixe o produto sem supervisão enquanto estiver ligado.
11. A fonte de alimentação deve ser compatível com a tensão exigida pelo produto.
12. Após o uso, desconecte o produto da fonte de alimentação e deixe esfriar antes de movê-lo ou armazená-lo.
13. Não torça ou enrole o cabo de alimentação, pois isso pode danificá-lo.
14. Acessórios que não sejam do fabricante podem fazer com que o produto funcione incorretamente ou danificá-lo.
15. Use o dispositivo com proteção ocular (óculos de segurança).

Não direcione a luz emitida pelo dispositivo para os olhos.

16. O dispositivo não é destinado ao uso em crianças.

17. Não use o dispositivo se estiver grávida ou amamentando.

18. O dispositivo não deve ser usado por pessoas com antecedentes ou atuais:

- câncer de pele;
- numerosas pintas ou outras alterações na pele;
- distúrbios de colágeno ou vasculares da pele, por exemplo, cicatrizes quelóides, problemas de cicatrização de feridas, varizes ou ectasia vascular;
- sensibilidade da pele à luz;
- erupção cutânea ou reações alérgicas na pele onde o tratamento deve ser aplicado;
- infecções, eczemas, queimaduras, foliculite, cortes abertos, abrasões, herpes, feridas ou lesões ou hematomas no local onde o tratamento deve ser aplicado;
- procedimentos cirúrgicos no local onde o tratamento deve ser aplicado;
- epilepsia com sensibilidade à luz intermitente;
- diabetes, lúpus, porfiria ou insuficiência cardíaca;
- distúrbios de coagulação sanguínea;
- doenças que reduzem a imunidade (incluindo infecção por HIV ou AIDS).

19. Não use o dispositivo nos seguintes locais:

- no rosto, especialmente ao redor dos olhos e perto das sobrancelhas;
 - nos mamilos e aréolas, lábios, escroto ou ao redor da vagina ou ânus;
 - dentro das narinas e ouvidos;
 - em ou perto de áreas que contêm objetos artificiais, como implantes de silicone, marcapassos, locais de injeção subcutânea (dispositivos de dispensação de insulina) ou piercings;
 - em pintas, sardas, áreas de pele mais escura, cicatrizes;
 - em verrugas, tatuagens e locais com maquiagem permanente;
 - onde são usados desodorantes de longa duração;
 - em áreas queimadas pelo sol, áreas recentemente bronzeadas (nas últimas 48 horas) e áreas onde são usados autobronzeadores.
20. Após o tratamento, por pelo menos 48 horas, não exponha a pele à luz solar direta.

Para mais informações, veja > página 2, f1

Tipo di carica: USB-C

Tensione di alimentazione: 3,7 V

Potenza di uscita: 3,33 W

Capacità della batteria: 700 mAh/3,7 Wh

Tempo di ricarica: 2-3 ore

Tempo di funzionamento in modalità singola: 10 minuti

Tempo di standby: 90 giorni (se il dispositivo non è stato utilizzato per più di 90 giorni, ricaricarlo completamente prima dell'uso)

Dimensioni (L x P x A): ~136,7×58,2×44,5 mm

Luce LED: 18 gruppi

Numero di laser (LLLT): 6

Lunghezza d'onda della luce infrarossa: 850±10 nm

Lunghezza d'onda della luce rossa: 620±10 nm

Lunghezza d'onda della luce blu: 465±10 nm

Lunghezza d'onda della luce laser: 650±10 nm

Materiale: ABS + metallo

Incluso: dispositivo x1, cavo USB x1, manuale d'uso x1, pipetta x1, scheda di garanzia x1

Pulsanti e indicatori: [vedi pagina 2-3, f2]

1. Area di emissione ioni negativi
2. Luce laser
3. Denti del pettine EMS
4. Luce LED
5. Pulsante di vibrazione
6. Pulsante di accensione/spegnimento (pulsante di regolazione del livello)
7. Pulsante modalità
8. Indicatore del tempo
9. Indicatore del livello
10. Indicatore della capacità della batteria
11. Interfaccia di ricarica USB
12. Serbatoio del liquido (4 ml)
13. Denti di distribuzione del liquido

Uso:

- Tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per entrare nel primo livello della modalità luce rossa, quindi premi brevemente per cambiare livello.
- Premi il pulsante modalità per passare alla modalità luce blu, quindi premi brevemente il pulsante di accensione/spegnimento per regolare il livello.
- Premi il pulsante di vibrazione per attivare le vibrazioni e premi nuovamente per spegnerle.
- Tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere il dispositivo.

Aggiunta di siero per la cura dei capelli:

- Rimuovi il serbatoio dal dispositivo e solleva il coperchio.
- Usa la pipetta per aggiungere olio o siero nel serbatoio.
- Rimetti il coperchio e posiziona il serbatoio nel dispositivo.

Ricarica:

- Assicurati che il dispositivo sia completamente carico prima del primo utilizzo. Se la batteria è esaurita, carica il dispositivo per almeno 15-25 minuti per eseguire un trattamento.

- Assicurati che il dispositivo sia spento.
- Collega il cavo USB al dispositivo e all'adattatore (adattatore non incluso), quindi inserisci l'adattatore nella presa (il dispositivo non può essere utilizzato durante la ricarica. Durante la ricarica, l'indicatore della capacità della batteria si muoverà).
- Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore della capacità della batteria smetterà di muoversi.
- Quando la batteria è scarica, l'indicatore della capacità della batteria lampeggerà tre volte e il dispositivo si spegnerà.

Avvertenze:

1. Prima di utilizzare il prodotto acquistato, leggere il manuale d'uso del prodotto e questi avvertimenti di sicurezza, istruzioni di manutenzione e conservazione, nonché istruzioni per la gestione di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Segui le raccomandazioni e usa il prodotto come previsto.
2. Il prodotto non è un giocattolo e non è destinato all'uso da parte dei bambini. Solo gli adulti devono usare il prodotto.
3. Non utilizzare il prodotto se non funziona, funziona in modo errato o è stato lasciato cadere o danneggiato in qualche modo. Non aprire o riparare il prodotto da soli. Se il prodotto è ancora in garanzia, contattare il venditore o il garante. Se il periodo di garanzia è scaduto o il difetto non è dovuto al prodotto, farlo riparare in un centro di assistenza appropriato.
4. Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore, acqua o umidità e non immergerlo in acqua o altri liquidi.
5. Il prodotto è destinato all'uso a temperatura ambiente, in un intervallo da 10 a 40 gradi Celsius.
6. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta.
7. Dopo l'uso, conservare il prodotto in un luogo asciutto a temperatura ambiente, in un intervallo da 10 a 40 gradi, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
8. In caso di sporco, scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione, pulirlo con un panno umido e lasciarlo asciugare prima di conservarlo. Non utilizzare agenti di pulizia abrasivi o corrosivi poiché possono danneggiare il prodotto.
9. Non utilizzare il prodotto se si nota un cavo di alimentazione o una spina danneggiati, emette un odore sgradevole (ad esempio, bruciato), si surriscalda o emette fumo. In tal caso, non aprire o riparare il prodotto da soli. Se il prodotto è ancora in garanzia, contattare il venditore o il garante. Se il periodo di garanzia è scaduto o il difetto non è dovuto al prodotto, farlo riparare in un centro di assistenza appropriato.
10. Non lasciare il prodotto incustodito mentre è acceso.
11. La fonte di alimentazione deve essere conforme alla tensione richiesta dal prodotto.
12. Dopo l'uso, scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione e lasciarlo raffreddare prima di spostarlo o conservarlo.
13. Non torcere o avvolgere il cavo di alimentazione poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
14. Gli accessori non provenienti dal produttore possono causare il malfunzionamento del prodotto o danneggiarlo.
15. Utilizzare il dispositivo con protezione per gli occhi (occhiali protettivi). Non dirigere la luce emessa dal dispositivo verso gli occhi.

16. Il dispositivo non è destinato all'uso sui bambini.

17. Non utilizzare il dispositivo se sei incinta o stai allattando.

18. Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone con precedenti o attuali:

- cancro della pelle;
- numerosi nei o altri cambiamenti della pelle;
- disturbi del collagene o vascolari della pelle, ad es., cicatrici cheloidi, problemi di cicatrizzazione, vene varicose o ectasia vascolare;
- sensibilità della pelle alla luce;
- eruzione cutanea o reazioni allergiche sulla pelle dove il trattamento deve essere applicato;
- infezioni, eczemi, ustioni, follicolite, tagli aperti, abrasioni, herpes, ferite o lesioni o lividi dove il trattamento deve essere applicato;
- interventi chirurgici dove il trattamento deve essere applicato;
- epilessia con sensibilità alla luce lampeggiante;
- diabete, lupus, porfiria o insufficienza cardiaca;
- disturbi della coagulazione del sangue;
- malattie che abbassano l'immunità (inclusa l'infezione da HIV o AIDS).

19. Non utilizzare il dispositivo nei seguenti luoghi:

- sul viso, in particolare intorno agli occhi e vicino alle sopracciglia;
 - sui capezzoli e areole, labbra, scroto o intorno alla vagina o all'ano;
 - all'interno delle narici e delle orecchie;
 - su o vicino a zone che contengono oggetti artificiali, come impianti in silicone, pacemaker, siti di iniezione sottocutanea (distributori di insulina) o piercing;
 - su nei, lentiggini, aree di pelle più scura, cicatrici;
 - su verruche, tatuaggi e luoghi con trucco permanente;
 - dove vengono utilizzati deodoranti a lunga durata;
 - in aree scottate dal sole, aree recentemente abbronzate (nelle ultime 48 ore) e aree in cui vengono utilizzati autoabbronzanti.
20. Dopo il trattamento, per almeno 48 ore, non esporre la pelle alla luce solare diretta.

Per ulteriori informazioni, vedere > pagina 2, f1

Typ nabíjení: USB-C

Napájecí napětí: 3,7 V

Výstupní výkon: 3,33 W

Kapacita baterie: 700 mAh/3,7 Wh

Doba nabíjení: 2-3 hodiny

Doba provozu v jednom režimu: 10 minut

Pohotovostní doba: 90 dní (pokud zařízení nebylo používáno déle než 90 dní, před použitím jej plně nabijte)

Rozměry (š x d x v): ~136,7×58,2×44,5 mm

LED světlo: 18 skupin

Počet laserů (LLLT): 6

Vlnová délka infračerveného světla: 850±10 nm

Vlnová délka červeného světla: 620±10 nm

Vlnová délka modrého světla: 465±10 nm

Vlnová délka laserového světla: 650±10 nm

Materiál: ABS + kov

Obsah balení: zařízení x1, USB kabel x1, uživatelská příručka x1, pipeta x1, záruční karta x1

Tlačítka a indikátory: [viz strana 2-3, f2]

1. Oblast emisí záporných iontů
2. Laserové světlo
3. Zuby hřebene EMS
4. LED světlo
5. Vibrační tlačítko
6. Tlačítko zapnutí/vypnutí (tlačítko nastavení úrovně)
7. Tlačítko režimu
8. Časový indikátor
9. Indikátor úrovně
10. Indikátor kapacity baterie
11. USB nabíjecí rozhraní
12. Nádržka na kapalinu (4 ml)
13. Zuby pro distribuci kapaliny

Použití:

- Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí pro vstup do první úrovně režimu červeného světla, poté krátce stiskněte pro přepnutí úrovní.
- Stiskněte tlačítko režimu pro přepnutí na režim modrého světla, poté krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí pro úpravu úrovně.
- Stiskněte vibrační tlačítko pro zapnutí vibrací a stiskněte znovu pro jejich vypnutí.
- Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí pro vypnutí zařízení.

Přidání séra na péči o vlasy:

- Vyměňte nádržku ze zařízení a zvedněte kryt.
- Použijte pipetu k přidání oleje nebo séra do nádržky.
- Vraťte kryt a vložte nádržku zpět do zařízení.

Nabíjení:

- Ujistěte se, že je zařízení před prvním použitím plně nabitě.
- Pokud je baterie vybitá, nabijte zařízení alespoň 15-25 minut pro provedení jednoho ošetření.
- Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
- Připojte USB kabel k zařízení a adaptéru (adaptér není součástí balení), poté vložte adaptér do zásuvky (zařízení nelze používat

během nabíjení. Během nabíjení se bude indikátor kapacity baterie pohybovat).

CZ

- Když je baterie plně nabitá, indikátor kapacity baterie se přestane pohybovat.
- Když je baterie slabá, indikátor kapacity baterie třikrát blikne a zařízení se vypne.

Upozornění:

1. Před použitím zakoupeného produktu si přečtěte uživatelskou příručku produktu a tato bezpečnostní upozornění, pokyny k údržbě a skladování, stejně jako pokyny pro nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními. Dodržujte doporučení a používejte produkt podle určení.

2. Produkt není hračka a není určen pro použití dětmi. Produkt by měli používat pouze dospělí.

3. Nepoužívejte produkt, pokud nefunguje, funguje nesprávně nebo byl upuštěn nebo poškozen jakýmkoli způsobem.

Neotvírejte ani neopravujte produkt sami. Pokud je produkt stále v záruce, kontaktujte prodejce nebo záruku. Pokud záruční doba uplynula nebo vada není způsobena produktem, nechte jej opravit v odpovídajícím servisním středisku.

4. Nepoužívejte produkt v blízkosti zdrojů tepla, vody nebo vlhkosti a neponořujte jej do vody ani jiných kapalin.

5. Produkt je určen k použití při pokojové teplotě, v rozmezí od 10 do 40 stupňů Celsia.

6. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření.

7. Po použití uchovávejte produkt na suchém místě při pokojové teplotě, v rozmezí od 10 do 40 stupňů, mimo dosah dětí a zvířat.

8. V případě znečištění odpojte produkt od napájení, otřete jej vlhkým hadříkem a nechte jej uschnout před uložením.

Nepoužívejte abrazivní ani korozivní čisticí prostředky, protože mohou produkt poškodit.

9. Nepoužívejte produkt, pokud si všimnete poškozeného napájecího kabelu nebo zástrčky, vydává nepříjemný zápach (např. spáleniny), přehřívá se nebo vydává kouř. V takovém případě produkt neotvírejte ani neopravujte sami. Pokud je produkt stále v záruce, kontaktujte prodejce nebo záruku. Pokud záruční doba uplynula nebo vada není způsobena produktem, nechte jej opravit v odpovídajícím servisním středisku.

10. Nenechávejte produkt bez dozoru, když je zapnutý.

11. Napájecí zdroj musí být v souladu s požadovaným napětím produktu.

12. Po použití odpojte produkt od napájení a nechte jej vychladnout před přemístěním nebo uložením.

13. Neotáčejte ani nevintěte napájecí kabel, protože to může způsobit jeho poškození.

14. Příslušenství, které není od výrobce, může způsobit nesprávnou funkci produktu nebo jej poškodit.

15. Používejte zařízení s ochranou očí (ochranné brýle). Nesvitte světlem emitovaným zařízením směrem k očím.

16. Zařízení není určeno k použití na dětech.

17. Nepoužívejte zařízení, pokud jste těhotná nebo kojíte.

18. Zařízení by neměly používat osoby s minulými nebo současnými:

- rakovina kůže;
- čtené mateřské znaménka nebo jiné změny na kůži;

- poruchy kolagenu nebo cévní poruchy kůže, např. keloidní jizvy, problémy s hojením ran, křečové žíly nebo cévní ektázie;

- citlivost kůže na světlo;
- vyrážka nebo alergické reakce na kůži, kde má být ošetření aplikováno;
- infekce, ekzémy, popáleniny, folikulitida, otevřené rány, oděrky, opary, rány nebo zranění nebo modřiny v místě, kde má být ošetření aplikováno;
- chirurgické zákroky v místě, kde má být ošetření aplikováno;
- epilepsie s citlivostí na blikající světlo;
- diabetes, lupus, porfyrie nebo srdeční selhání;
- poruchy srážlivosti krve;
- nemoci snižující imunitu (včetně infekce HIV nebo AIDS).

19. Nepoužívejte zařízení na následujících místech:

- na obličeji, zejména kolem očí a v blízkosti obočí;
- na bradavkách a jejich okolí, rtech, šourku nebo kolem vagíny nebo anusu;
- uvnitř nosních dírek a uší;
- na nebo v blízkosti oblastí obsahujících umělé objekty, jako jsou silikonové implantáty, kardiostimulátory, podkožní místa injekce (dávkovače inzulínu) nebo piercingy;
- na mateřských znaménkách, pihách, tmavších oblastech kůže, jizvách;
- na bradavicích, tetováních a místech s permanentním make-upem;
- v místech používání dlouhodobě působících deodorantů;
- v místech spálených sluncem, nedávno opalovaných (v posledních 48 hodinách) a místech používání samoopalovacích prostředků.

20. Po ošetření po dobu nejméně 48 hodin nevystavujte pokožku přímému slunečnímu záření.

Pro více informací viz > strana 2, f1

Typ nabíjania: USB-C
 Napájacie napätie: 3,7 V
 Výstupný výkon: 3,33 W
 Kapacita batérie: 700 mAh/3,7 Wh
 Doba nabíjania: 2-3 hodiny
 Doba prevádzky v jednom režime: 10 minút
 Pohotovostná doba: 90 dní (ak zariadenie nebolo používané dlhšie ako 90 dní, pred použitím ho plne nabite)
 Rozmery (š x d x v): ~136,7×58,2×44,5 mm
 LED svetlo: 18 skupín
 Počet laserov (LLLT): 6
 Vlnová dĺžka infračerveného svetla: 850±10 nm
 Vlnová dĺžka červeného svetla: 620±10 nm
 Vlnová dĺžka modrého svetla: 465±10 nm
 Vlnová dĺžka laserového svetla: 650±10 nm
 Materiál: ABS + kov
 Obsah balenia: zariadenie x1, USB kábel x1, užívateľská príručka x1, pipeta x1, záručná karta x1

Tlačidlá a indikátory: [pozri strana 2-3, f2]

1. Oblasť emisií záporných iónov
2. Laserové svetlo
3. Zuby hrebeňa EMS
4. LED svetlo
5. Vibračné tlačidlo
6. Tlačidlo zapnutia/vypnutia (tlačidlo nastavenia úrovne)
7. Tlačidlo režimu
8. Časový indikátor
9. Indikátor úrovne
10. Indikátor kapacity batérie
11. USB nabíjacie rozhranie
12. Nádržka na kvapalinu (4 ml)
13. Zuby na distribúciu kvapaliny

Použitie:

- Podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia pre vstup do prvej úrovne režimu červeného svetla, potom krátko stlačte pre prepnutie úrovni.
- Stlačte tlačidlo režimu pre prepnutie na režim modrého svetla, potom krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia pre úpravu úrovne.
- Stlačte vibračné tlačidlo pre zapnutie vibrácií a stlačte znova pre ich vypnutie.
- Podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia pre vypnutie zariadenia.

Pridanie séra na starostlivosť o vlasy:

- Vyberte nádržku zo zariadenia a zdvihnite kryt.
- Použite pipetu na pridanie oleja alebo séra do nádržky.
- Vráťte kryt a vložte nádržku späť do zariadenia.

Nabíjanie:

- Uistite sa, že je zariadenie pred prvým použitím plne nabité. Ak je batéria vybitá, nabite zariadenie aspoň 15-25 minút na vykonanie jedného ošetrenia.
- Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
- Pripojte USB kábel k zariadeniu a adaptéru (adaptér nie je

súčasťou balenia), potom vložte adaptér do zásuvky (zariadenie nemožno používať počas nabíjania. Počas nabíjania sa bude indikátor kapacity batérie pohybovať).

- Keď je batéria plne nabitá, indikátor kapacity batérie sa prestane pohybovať.
- Keď je batéria slabá, indikátor kapacity batérie trikrát blikne a zariadenie sa vypne.

SK

Upozornenia:

1. Pred použitím zakúpeného produktu si prečítajte užívateľskú príručku produktu a tieto bezpečnostné upozornenia, pokyny k údržbe a skladovaniu, ako aj pokyny na nakladanie s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami. Dodržujte odporúčania a používajte produkt podľa určení.
2. Produkt nie je hračka a nie je určený na použitie deťmi. Produkt by mali používať iba dospelí.
3. Nepoužívajte produkt, ak nefunguje, funguje nesprávne alebo bol upustený alebo poškodený akýmkoľvek spôsobom. Neotvárajte ani neopravujte produkt sami. Ak je produkt stále v záruke, kontaktujte predajcu alebo záruku. Ak záručná doba uplynula alebo vada nie je spôsobená produktom, nechajte ho opraviť v príslušnom servisnom stredisku.
4. Nepoužívajte produkt v blízkosti zdrojov tepla, vody alebo vlhkosti a neponárajte ho do vody ani iných kvapalín.
5. Produkt je určený na použitie pri izbovej teplote, v rozmedzí od 10 do 40 stupňov Celzia.
6. Nevystavujte produkt priamemu slnečnému žiareniu.
7. Po použití uchovávajte produkt na suchom mieste pri izbovej teplote, v rozmedzí od 10 do 40 stupňov, mimo dosahu detí a zvierat.
8. V prípade znečistenia odpojte produkt od napájania, utrite ho vlhkou handričkou a nechajte ho vyschnúť pred uložením. Nepoužívajte abrazívne ani korozívne čistiace prostriedky, pretože môžu produkt poškodiť.
9. Nepoužívajte produkt, ak si všimnete poškodený napájací kábel alebo zástrčku, vydáva neprijemný zápach (napr. spáleniny), prehrieva sa alebo vydáva dym. V takom prípade produkt neotvárajte ani neopravujte sami. Ak je produkt stále v záruke, kontaktujte predajcu alebo záruku. Ak záručná doba uplynula alebo vada nie je spôsobená produktom, nechajte ho opraviť v príslušnom servisnom stredisku.
10. Nenechávajte produkt bez dozoru, keď je zapnutý.
11. Napájací zdroj musí byť v súlade s požadovaným napätím produktu.
12. Po použití odpojte produkt od napájania a nechajte ho vychladnúť pred premiestnením alebo uložením.
13. Neotáčajte ani nevinte napájací kábel, pretože to môže spôsobiť jeho poškodenie.
14. Príslušenstvo, ktoré nie je od výrobcu, môže spôsobiť nesprávnu funkciu produktu alebo ho poškodiť.
15. Používajte zariadenie s ochranou očí (ochranné okuliare). Nesviette svetlom emitovaným zariadením smerom k očiam.
16. Zariadenie nie je určené na použitie na deťoch.
17. Nepoužívajte zariadenie, ak ste tehotná alebo dojčíte.
18. Zariadenie by nemali používať osoby s minulými alebo súčasnými:

- rakovina kože;
 - početné materské znamienka alebo iné zmeny na koži;
 - poruchy kolagénu alebo cievne poruchy kože, napr. keloidné jazvy, problémy s hojením rán, kŕčové žily alebo cievna ektázia;
 - citlivosť kože na svetlo;
 - vyrážka alebo alergické reakcie na koži, kde má byť ošetrovanie aplikované;
 - infekcie, ekzémy, popáleniny, folikulitída, otvorené rany, odery, opary, rany alebo zranenia alebo modriny v mieste, kde má byť ošetrovanie aplikované;
 - chirurgické zákroky v mieste, kde má byť ošetrovanie aplikované;
 - epilepsia s citlivosťou na blikajúce svetlo;
 - diabetes, lupus, porfýria alebo srdcové zlyhanie;
 - poruchy zrážanlivosti krvi;
 - choroby znižujúce imunitu (vrátane infekcie HIV alebo AIDS).
19. Nepoužívajte zariadenie na nasledujúcich miestach:
- na tvári, najmä okolo očí a v blízkosti obočia;
 - na bradavkách a ich okolí, perách, šourku alebo okolo vagíny alebo anusu;
 - vo vnútri nosných dierok a uší;
 - na alebo v blízkosti oblastí, ktoré obsahujú umelé objekty, ako sú silikónové implantáty, kardiostimulátory, podkožné miesta injekcie (dávkače inzulínu) alebo piercingy;
 - na materských znamienkach, pehách, tmavších oblastiach kože, jazvách;
 - na bradaviciach, tetovaniach a miestach s permanentným make-upom;
 - v miestach používania dlhodobo pôsobiacich dezodorantov;
 - v miestach spálených slnkom, nedávno opálených (v posledných 48 hodinách) a miestach používania samoopaľovacích prostriedkov.
20. Po ošetrení po dobu najmenej 48 hodín nevystavujte pokožku priamemu slnečnému žiareniu.

Pre viac informácií pozri > strana 2, f1

Vrsta polnjenja: USB-C

Napetost napajanja: 3,7 V

Izhodna moč: 3,33 W

Kapaciteta baterije: 700 mAh/3,7 Wh

Čas polnjenja: 2-3 ure

Čas delovanja v enojnem načinu: 10 minut

Čas pripravljenosti: 90 dni (če naprava ni bila uporabljena več kot 90 dni, jo pred uporabo popolnoma napolnite)

Dimenzije (š x d x v): ~136,7×58,2×44,5 mm

LED svetloba: 18 skupin

Število laserjev (LLLT): 6

Valovna dolžina infrardeče svetlobe: 850±10 nm

Valovna dolžina rdeče svetlobe: 620±10 nm

Valovna dolžina modre svetlobe: 465±10 nm

Valovna dolžina laserske svetlobe: 650±10 nm

Material: ABS + kovina

Vključuje: naprava x1, USB kabel x1, uporabniški priročnik x1, pipeta x1, garancijska kartica x1

Gumbi in indikatorji: [glej stran 2-3, f2]

1. Območje emisije negativnih ionov
2. Laserska svetloba
3. Zobje glavnika EMS
4. LED svetloba
5. Gumb za vibracije
6. Gumb za vklop/izklop (gumb za nastavitev ravni)
7. Gumb za način
8. Indikator časa
9. Indikator ravni
10. Indikator kapacitete baterije
11. Vmesnik za polnjenje USB
12. Rezervoar za tekočino (4 ml)
13. Zobje za distribucijo tekočine

Uporaba:

- Držite gumb za vklop/izklop, da vstopite v prvo raven načina rdeče svetlobe, nato kratko pritisnite za preklon ravni.
- Pritisnite gumb za način, da preklonite na način modre svetlobe, nato kratko pritisnite gumb za vklop/izklop za prilagoditev ravni.
- Pritisnite gumb za vibracije, da vklopite vibracije, in ponovno pritisnite, da jih izklopite.
- Držite gumb za vklop/izklop, da izklopite napravo.

Dodajanje seruma za nego las:

- Odstranite rezervoar iz naprave in dvignite pokrov.
- Uporabite pipeto, da dodate olje ali serum v rezervoar.
- Ponovno namestite pokrov in postavite rezervoar nazaj v napravo.

Polnjenje:

- Pred prvo uporabo se prepričajte, da je naprava popolnoma napolnjena. Če je baterija izpraznjena, napravo napolnite vsaj 15-25 minut za izvedbo enega tretmaja.
- Prepričajte se, da je naprava izklopljena.

- Povežite USB kabel z napravo in adapterjem (adapter ni vključen), nato vstavite adapter v vtičnico (naprave ni mogoče uporabljati med polnjenjem. Med polnjenjem se bo indikator kapacitete baterije premikal).
- Ko je baterija popolnoma napolnjena, se indikator kapacitete baterije preneha premikati.
- Ko je baterija nizka, indikator kapacitete baterije trikrat utripa in naprava se izklopi.

Opozorila:

1. Pred uporabo kupljenega izdelka preberite uporabniški priročnik izdelka in ta varnostna opozorila, navodila za vzdrževanje in shranjevanje ter navodila za ravnanje z izbrljenimi električnimi in elektronskimi napravami. Upoštevajte priporočila in uporabljajte izdelek po predvidenem namenu.
2. Izdelek ni igrača in ni namenjen uporabi pri otrocih. Izdelek naj uporabljajo le odrasli.
3. Ne uporabljajte izdelka, če ne deluje, deluje nepravilno ali je bil kakorkoli poškodovan ali padel. Ne odpirajte ali popravljajte izdelka sami. Če je izdelek še vedno v garanciji, se obrnite na prodajalca ali garancijo. Če je garancijsko obdobje poteklo ali napaka ni posledica izdelka, ga dajte popraviti v ustreznem servisnem centru.
4. Ne uporabljajte izdelka v bližini virov toplote, vode ali vlage in ga ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
5. Izdelek je namenjen za uporabo pri sobni temperaturi, v razponu od 10 do 40 stopinj Celzija.
6. Ne izpostavljajte izdelka neposredni sončni svetlobi.
7. Po uporabi izdelek shranjujte na suhem mestu pri sobni temperaturi, v razponu od 10 do 40 stopinj, izven dosega otrok in živali.
8. V primeru umazanije izdelek odklopite od napajanja, obrišite z vlažno krpo in pustite, da se posuši pred shranjevanjem. Ne uporabljajte abrazivnih ali korozivnih čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo izdelek.
9. Ne uporabljajte izdelka, če opazite poškodovan napajalni kabel ali vtič, oddaja neprijeten vonj (npr. po spalenju), se pregreva ali oddaja dim. V takšni situaciji izdelka ne odpirajte ali popravljajte sami. Če je izdelek še vedno v garanciji, se obrnite na prodajalca ali garancijo. Če je garancijsko obdobje poteklo ali napaka ni posledica izdelka, ga dajte popraviti v ustreznem servisnem centru.
10. Ne puščajte izdelka brez nadzora, medtem ko je vklopljen.
11. Vir napajanja mora biti v skladu z zahtevano napetostjo izdelka.
12. Po uporabi izdelek odklopite od napajanja in pustite, da se ohladi pred premikanjem ali shranjevanjem.
13. Ne zvičajte ali navijajte napajalnega kabla, saj lahko to povzroči poškodbe.
14. Dodatki, ki niso od proizvajalca, lahko povzročijo nepravilno delovanje izdelka ali ga poškodujejo.
15. Uporabljajte napravo z zaščito za oči (zaščitna očala). Ne usmerjajte svetlobe, ki jo oddaja naprava, proti očem.
16. Naprava ni namenjena uporabi pri otrocih.

17. Ne uporabljajte naprave, če ste noseči ali dojite.
18. Naprave ne smejo uporabljati osebe z zgodovino ali trenutnimi stanji:

SL

- kožni rak;
- številne materine pege ali druge spremembe na koži;
- motnje kolagena ali vaskularne motnje kože, npr. keloidne brazgotine, težave z celjenjem ran, krčne žile ali vaskularna ektazija;
- občutljivost kože na svetlobo;
- izpuščaj ali alergijske reakcije na koži, kjer naj bi bil tretma uporabljen;
- okužbe, ekcemi, opekline, folikulitis, odprti rezi, odrgnine, herpes, rane ali poškodbe ali modrice na mestu, kjer naj bi bil tretma uporabljen;
- kirurški posegi na mestu, kjer naj bi bil tretma uporabljen;
- epilepsija z občutljivostjo na utripajočo svetlobo;
- diabetes, lupus, porfirija ali srčno popuščanje;
- motnje strjevanja krvi;
- bolezni, ki znižujejo imuniteto (vključno z okužbo z virusom HIV ali AIDS).

19. Ne uporabljajte naprave na naslednjih mestih:

- na obrazu, zlasti okoli oči in v bližini obrvi;
- na bradavičkah in njihovih okolici, ustnicah, mošnji ali okoli vagine ali anusa;
- znotraj nosnic in ušes;
- na ali v bližini območij z umetnimi predmeti, kot so silikonski vsadki, srčni spodbujevalniki, mesta za podkožne injekcije (dispenzerji za inzulin) ali piercingi;
- na materinih pegah, pegah, temnejših predelih kože, brazgotinah;
- na bradavicah, tetovažah in mestih s permanentnim ličenjem;
- na mestih, kjer se uporabljajo deodoranti z dolgotrajnim delovanjem;
- na mestih opečenih od sonca, nedavno porjavljenih mestih (v zadnjih 48 urah) in mestih, kjer se uporabljajo samoporjavitveni izdelki.

20. Po tretmaju vsaj 48 ur ne izpostavljajte kože neposredni sončni svetlobi.

Za več informacij glej > stran 2, f1

Laadimise tüüp: USB-C

Toitepinge: 3,7 V

Väljundvõimsus: 3,33 W

Aku maht: 700 mAh/3,7 Wh

Laadimisaeg: 2-3 tundi

Ühe režiimi tööaeg: 10 minutit

Ooterežiimi aeg: 90 päeva (kui seadet pole kasutatud rohkem kui 90 päeva, laadige see enne kasutamist täielikult)

Mõõtmed (l x p x k): ~136,7×58,2×44,5 mm

LED-valgus: 18 gruppi

Laserite arv (LLLT): 6

Infrapunavalguse lainepikkus: 850±10 nm

Punase valguse lainepikkus: 620±10 nm

Sinise valguse lainepikkus: 465±10 nm

Laservalguse lainepikkus: 650±10 nm

Materjal: ABS + metall

Komplekti kuulub: seade x1, USB-kaabel x1, kasutusjuhend x1, pipett x1, garantiikaart x1

Nupud ja indikaatorid: [vt leht 2-3, f2]

1. Negatiivsete ionide emissiooniala
2. Laservalgus
3. EMS-kammipiid
4. LED-valgus
5. Vibratsiooninupp
6. Sisse-/väljalülitamise nupp (taseme reguleerimise nupp)
7. Režiiminupp
8. Ajaindikaator
9. Tasemeindikaator
10. Aku mahutavuse indikaator
11. USB-laadimisliides
12. Vedelikupaak (4 ml)
13. Vedeliku jaotamise piid

Kasutamine:

- Hoidke sisse-/väljalülitamise nuppu, et siseneda punase valguse režiimi esimesele tasemele, seejärel vajutage lühidalt, et taset vahetada.
- Vajutage režiiminuppu, et vahetada sinise valguse režiimi, seejärel vajutage lühidalt sisse-/väljalülitamise nuppu, et taset reguleerida.
- Vajutage vibratsiooninuppu, et vibratsiooni sisse lülitada, ja vajutage uuesti, et see välja lülitada.
- Hoidke sisse-/väljalülitamise nuppu, et seade välja lülitada.

Juuksehooldusseerumi lisamine:

- Eemaldage paak seadmest ja tõstke kaas.
- Kasutage pipetti õli või seerumi lisamiseks paaki.
- Asetage kaas tagasi ja asetage paak seadmesse tagasi.

Laadimine:

- Veenduge, et seade oleks enne esmakordset kasutamist täielikult laetud. Kui aku on tühi, laadige seadet vähemalt 15-25 minutit, et teha üks ravi.
- Veenduge, et seade on välja lülitatud.
- Ühendage USB-kaabel seadme ja adapteriga (adapter ei

kuulu komplekti), seejärel sisestage adapter pistikupessa (seadet ei saa laadimise ajal kasutada. Laadimise ajal liigub aku mahutavuse indikaator).

EE

- Kui aku on täielikult laetud, lõpetab aku mahutavuse indikaator liikumise.
- Kui aku on tühi, vilgub aku mahutavuse indikaator kolm korda ja seade lülitub välja.

Hoiatused:

1. Enne ostetud toote kasutamist lugege toote kasutusjuhendit ja neid ohutushoiatusi, hooldus- ja hoiustamisjuhiseid ning juhiseid kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmetega toimetulekuks. Järgige soovitusi ja kasutage toode vastavalt ettenähtud otstarbele.
2. Toode ei ole mänguasi ja ei ole mõeldud laste kasutamiseks. Toodet peaksid kasutama ainult täiskasvanud.
3. Ärge kasutage toodet, kui see ei tööta, töötab valesti või on mingil viisil kahjustatud või maha kukkunud. Ärge avage ega parandage toodet ise. Kui toode on endiselt garantiis, võtke ühendust müüja või garantiiga. Kui garantiiaeg on möödas või viga ei ole toote tõttu, laske see parandada sobivas teeninduskeskuses.
4. Ärge kasutage toodet kuumuse, vee või niiskuse lähedal ja ärge kastke seda vette ega muudesse vedelikesse.
5. Toode on mõeldud kasutamiseks toatemperatuuril, vahemikus 10 kuni 40 kraadi Celsiuse järgi.
6. Ärge jätke toodet otsese päikesevalguse kätte.
7. Pärast kasutamist hoidke toodet kuivas kohas toatemperatuuril, vahemikus 10 kuni 40 kraadi, lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.
8. Mustuse korral eemaldage toode vooluvõrgust, pühkige niiske lapiga ja laske enne hoiustamist kuivada. Ärge kasutage abrasiivseid ega söövitavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad toodet kahjustada.
9. Ärge kasutage toodet, kui märkate kahjustatud toitekaablit või pistikut, see eraldab ebameeldivat lõhna (nt põletust), ülekuumeneb või eraldab suitsu. Sellises olukorras ärge avage ega parandage toodet ise. Kui toode on endiselt garantiis, võtke ühendust müüja või garantiiga. Kui garantiiaeg on möödas või viga ei ole toote tõttu, laske see parandada sobivas teeninduskeskuses.
10. Ärge jätke toodet järelevalveta, kui see on sisse lülitatud.
11. Toiteallikas peab vastama toote nõutavale pingele.
12. Pärast kasutamist eemaldage toode vooluvõrgust ja laske sellel enne liigutamist või hoiustamist jahtuda.
13. Ärge keerake ega kerige toitejuhet, kuna see võib seda kahjustada.
14. Lisatarvikud, mis ei ole tootjalt, võivad põhjustada toote talitlushäireid või kahjustada seda.
15. Kasutage seadet silmakaitsega (kaitseprillid). Ärge suunake seadme kiirgavat valgust silmade poole.
16. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastel.
17. Ärge kasutage seadet, kui olete rase või toidate last rinnaga.

18. Seadet ei tohi kasutada inimesed, kellel on olnud või on praegu:

- nahavähk;
- arvukad sünnimärgid või muud nahamuutused;
- kollageeni või veresoonekonna häired, nt keloidarmid, haavade paranemise probleemid, veenilaiendid või vaskulaarne ektaasia;
- naha tundlikkus valguse suhtes;
- lööve või allergilised reaktsioonid nahal, kuhu ravi tuleb rakendada;
- infektsioonid, ekseem, põletused, follikuliit, lahtised lõiked, marrastused, herpes, haavad või vigastused või verevalumid kohas, kuhu ravi tuleb rakendada;
- kirurgilised protseduurid kohas, kuhu ravi tuleb rakendada;
- epilepsia vilkuva valguse tundlikkusega;
- diabeet, luupus, porfüüria või südamepuudulikkus;
- vere hüübimishäired;
- immuunsust alandavad haigused (sealhulgas HIV või AIDS nakkus).

19. Ärge kasutage seadet järgmistes kohtades:

- näol, eriti silmade ümber ja kulmude lähedal;
- nibudel ja nende ümbruses, huultel, munandikoti või tupe või päraku ümbruses;
- ninasõõrmete ja kõrvade sees;
- kunstlike objektidega piirkondades või nende läheduses, nagu silikoonimplantaadid, südamestimulaatorid, nahaalused süstekohad (insuliini doseerimisseadmed) või augustused;
- sünnimärkidel, tedretäppidel, tumedamatel nahapiirkondadel, armidel;
- soolatüügastel, tätoveeringutel ja alalistel meigikohtadel;
- pikaajaliste deodorantide kasutuskohad;
- päikesepõletatud kohtades, hiljuti päevitunud kohtades (viimase 48 tunni jooksul) ja isepruunistavate toodete kasutuskohad.

20. Pärast ravi ärge vähemalt 48 tunni jooksul jätke nahka otsese päikesevalguse kätte.

Lisateabe saamiseks vt > leht 2, f1

Įkrovimo tipas: USB-C
 Maitinimo įtampa: 3,7 V
 Išėjimo galia: 3,33 W
 Baterijos talpa: 700 mAh/3,7 Wh
 Įkrovimo laikas: 2-3 valandos
 Vieno režimo veikimo laikas: 10 minučių
 Budėjimo laikas: 90 dienų (jei prietaisas nenaudotas daugiau nei 90 dienų, prieš naudojimą jį visiškai įkraukite)
 Matmenys (plotis x ilgis x aukštis): ~136,7×58,2×44,5 mm
 LED šviesa: 18 grupių
 Lazerio skaičius (LLLĖ): 6
 Infraraudonųjų spindulių šviesos bangos ilgis: 850±10 nm
 Raudonos šviesos bangos ilgis: 620±10 nm
 Mėlynos šviesos bangos ilgis: 465±10 nm
 Lazerio šviesos bangos ilgis: 650±10 nm
 Medžiaga: ABS + metalas
 Komplektacija: prietaisas x1, USB kabelis x1, vartotojo vadovas x1, pipetė x1, garantijos kortelė x1

Mygtukai ir indikatoriai: [žr. puslapis 2-3, f2]

1. Neigiamų jonų išskyrimo sritis
2. Lazerio šviesa
3. EMS šukos dantys
4. LED šviesa
5. Vibracijos mygtukas
6. Įjungimo/išjungimo mygtukas (lygio reguliavimo mygtukas)
7. Režimo mygtukas
8. Laiko indikatorius
9. Lygio indikatorius
10. Baterijos talpos indikatorius
11. USB įkrovimo sąsaja
12. Skysčio bakas (4 ml)
13. Skysčio paskirstymo dantys

Naudojimas:

- Laikykite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad įeitumėte į pirmą raudonos šviesos režimo lygį, tada trumpai paspauskite, kad pakeistumėte lygius.
- Paspauskite režimo mygtuką, kad pereitumėte į mėlynos šviesos režimą, tada trumpai paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad reguliuotumėte lygį.
- Paspauskite vibracijos mygtuką, kad įjungtumėte vibraciją, ir vėl paspauskite, kad ją išjungtumėte.
- Laikykite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.

Plaukų priežiūros serumo pridėjimas:

- Išimkite baką iš prietaiso ir pakelkite dangtį.
- Naudokite pipetę, kad pridėtumėte aliejaus ar serumo į baką.
- Uždėkite dangtį atgal ir įdėkite baką atgal į prietaisą.

Įkrovimas:

- Prieš pirmą naudojimą įsitikinkite, kad prietaisas yra visiškai įkrautas. Jei baterija išsikrovusi, įkraukite prietaisą

bent 15-25 minutes, kad atliktumėte vieną procedūrą.

- Įsitinkite, kad prietaisas išjungtas.
- Prijunkite USB kabelį prie prietaiso ir adapterio (adapteris nepridedamas), tada įkiškite adapterį į lizdą (prietaisas negali būti naudojamas įkrovimo metu. Įkrovimo metu baterijos talpos indikatorius judės).
- Kai baterija visiškai įkrauta, baterijos talpos indikatorius nustos judėti.
- Kai baterija yra silpna, baterijos talpos indikatorius mirksi tris kartus ir prietaisas išsijungia.

LT

Įspėjimai:

1. Prieš naudodamiesi įsigytu produktu, perskaitykite produkto naudojimo vadovą ir šiuos saugos įspėjimus, priežiūros ir saugojimo instrukcijas bei nurodymus, kaip elgtis su naudota elektros ir elektronine įranga. Laikykitės rekomendacijų ir naudokite produktą pagal paskirtį.
2. Produktas nėra žaizdas ir nėra skirtas naudoti vaikams. Produktą turėtų naudoti tik suaugusieji.
3. Nenaudokite produkto, jei jis neveikia, veikia netinkamai arba buvo numestas ar kitaip pažeistas. Neatidarykite ar neremontuokite produkto patys. Jei produktas vis dar turi garantiją, susisiekite su pardavėju arba garantija. Jei garantijos terminas pasibaigė arba gedimas nėra susijęs su produktu, jį turėtų remontuoti atitinkamas serviso centras.
4. Nenaudokite produkto šilumos, vandens ar drėgmės šaltinių šalia ir nepanardinkite jo į vandenį ar kitas skysčius.
5. Produktas skirtas naudoti kambario temperatūroje, diapazone nuo 10 iki 40 laipsnių Celsijaus.
6. Neekspozuokite produkto tiesioginiams saulės spinduliams.
7. Po naudojimo laikykite produktą sausoje vietoje, kambario temperatūroje, diapazone nuo 10 iki 40 laipsnių, vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
8. Jei produktas yra nešvarus, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio, nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite išdžiūti prieš saugojimą. Nenaudokite abrazyvinių ar korozinių valiklių, nes jie gali pažeisti produktą.
9. Nenaudokite produkto, jei pastebėjote pažeistą maitinimo laidą ar kištuką, jis skleidžia nemalonų kvapą (pvz., degėsių), perkaista arba skleidžia dūmus. Tokiu atveju neatidarykite ar neremontuokite produkto patys. Jei produktas vis dar turi garantiją, susisiekite su pardavėju arba garantija. Jei garantijos terminas pasibaigė arba gedimas nėra susijęs su produktu, jį turėtų remontuoti atitinkamas serviso centras.
10. Neleiskite produktui veikti be priežiūros, kai jis įjungtas.
11. Maitinimo šaltinis turi atitikti reikiamą produkto įtampą.
12. Po naudojimo atjunkite produktą nuo maitinimo šaltinio ir leiskite jam atvėsti prieš perkeldami ar saugodami.
13. Nesukite ar nevyniokite maitinimo laido, nes tai gali jį pažeisti.
14. Priedai, kurie nėra iš gamintojo, gali sukelti netinkamą produkto veikimą arba jį pažeisti.
15. Naudokite prietaisą su akių apsauga (apsauginiais akiniais). Nekreipkite prietaiso skleidžiamos šviesos akių link.

16. Prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams.

17. Nenaudokite prietaiso, jei esate nėščia ar maitinate krūtimi.

18. Prietaiso neturėtų naudoti asmenys, turintys ar turėję:

- odos vėžys;
- daugybė apgamų ar kitų odos pakitimų;
- kolageno ar kraujagyslių odos sutrikimai, pvz., keloidiniai randai, žaizdų gijimo problemos, venų varikozė ar kraujagyslių ektazija;
- odos jautrumas šviesai;
- bėrimas ar alerginės reakcijos ant odos, kur bus taikomas gydymas;
- infekcijos, egzema, nudegimai, folikulitas, atviri pjūviai, nubrozdinimai, herpes, žaizdos ar sužalojimai ar mėlynės vietoje, kur bus taikomas gydymas;
- chirurginės procedūros vietoje, kur bus taikomas gydymas;
- epilepsija, jautri mirksinčiai šviesai;
- diabetas, vilkligė, porfirija ar širdies nepakankamumas;
- kraujo krešėjimo sutrikimai;
- imunitetą mažinančios ligos (įskaitant ŽIV ar AIDS infekciją).

19. Nenaudokite prietaiso šiose vietose:

- ant veido, ypač aplink akis ir šalia antakių;
- ant spenelių ir jų apylinkėse, lūpose, kapšelyje ar aplink makštį ar išangę;
- nosies ir ausų viduje;
- ant ar šalia vietų, kuriose yra dirbtinių objektų, tokių kaip silikono implantai, širdies stimulatoriai, poodinės injekcijos vietos (insulino dozatoriai) ar auskarai;
- ant apgamų, strazdanų, tamsesnių odos vietų, randų;
- ant karpų, tatuiruočių ir vietų su nuolatiniu makiažu;
- vietose, kur naudojami ilgalaikiai dezodorantai;
- vietose, kuriose yra saulės nudegimų, neseniai saulėje įdegusiose vietose (per paskutines 48 valandas) ir vietose, kur naudojami savaiminio įdegio produktai.

20. Po gydymo bent 48 valandas neeksponuokite odos tiesioginei saulės šviesai.

Daugiau informacijos rasite > žr. puslapis 2, f1

Uzlādes veids: USB-C

Barošanas spriegums: 3,7 V

Izejas jauda: 3,33 W

Akumulatora ietilpība: 700 mAh/3,7 Wh

Uzlādes laiks: 2-3 stundas

Vienas režīma darbības laiks: 10 minūtes

Gaidīšanas laiks: 90 dienas (ja ierīce nav izmantota vairāk nekā 90 dienas, pirms lietošanas to pilnībā uzlādējiet)

Izmēri (platums x garums x augstums): ~136,7×58,2×44,5 mm

LED gaisma: 18 grupas

Lāzeru skaits (LLLT): 6

Infrasarkanās gaismas viļņa garums: 850±10 nm

Sarkanās gaismas viļņa garums: 620±10 nm

Zilās gaismas viļņa garums: 465±10 nm

Lāzera gaismas viļņa garums: 650±10 nm

Materiāls: ABS + metāls

Iekļauts komplektā: ierīce x1, USB kabelis x1, lietošanas pamācība x1, pipete x1, garantijas karte x1

Pogas un indikatori: [skatīt lappusi 2-3, f2]

1. Negatīvo jonu emisijas zona
2. Lāzera gaisma
3. EMS ķemmes zobi
4. LED gaisma
5. Vibrācijas poga
6. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (līmeņa regulēšanas poga)
7. Režīma poga
8. Laika indikators
9. Līmeņa indikators
10. Akumulatora ietilpības indikators
11. USB uzlādes saskarne
12. Šķidrums tvertne (4 ml)
13. Šķidrums izplatīšanas zobi

Lietošana:

- Turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieietu pirmajā sarkanās gaismas režīma līmenī, pēc tam īsi nospiediet, lai mainītu līmeņus.
- Nospiediet režīma pogu, lai pārslēgtos uz zilās gaismas režīmu, pēc tam īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai pielāgotu līmeni.
- Nospiediet vibrācijas pogu, lai ieslēgtu vibrāciju, un vēlreiz nospiediet, lai to izslēgtu.
- Turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.

Matu kopšanas seruma pievienošana:

- Izņemiet tvertni no ierīces un paceliet vāku.
- Izmantojiet pipeti, lai pievienotu eļļu vai serumu tvertnei.
- Uzlieciet vāku atpakaļ un novietojiet tvertni atpakaļ ierīcē.

Uzlāde:

- Pirms pirmās lietošanas reizes pārliecinieties, ka ierīce ir pilnībā uzlādēta. Ja akumulators ir iztukšots, uzlādējiet ierīci vismaz 15-25 minūtes, lai veiktu vienu procedūru.
- Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
- Pievienojiet USB kabeli ierīcei un adapterim (adapteris nav

iekļauts), pēc tam ievietojiet adapteri kontaktligzdā (ierīci nevar izmantot uzlādes laikā. Uzlādes laikā akumulatora ietilpības indikators kustēsies).



- Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, akumulatora ietilpības indikators pārstās kustēties.
- Kad akumulators ir vājš, akumulatora ietilpības indikators mirgo trīs reizes un ierīce izslēdzas.

Brīdinājumi:

1. Pirms iegādātā produkta lietošanas izlasiet produkta lietošanas pamācību un šos drošības brīdinājumus, uzturēšanas un glabāšanas instrukcijas, kā arī norādījumus par nolietotu elektroiekārtu un elektronisko iekārtu apstrādi. Ievērojiet ieteikumus un lietojiet produktu saskaņā ar tā paredzēto izmantošanu.
2. Produkts nav rotālieta un nav paredzēts bērnu lietošanai. Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.
3. Nelietojiet produktu, ja tas nedarbojas, darbojas nepareizi vai ir kādā veidā bojāts vai nokritis. Neatveriet un neremontējiet produktu paši. Ja produktam joprojām ir garantija, sazinieties ar pārdevēju vai garantiju. Ja garantijas termiņš ir beidzies vai defekts nav saistīts ar produktu, nododiet to remontam atbilstošā servisa centrā.
4. Nelietojiet produktu siltuma, ūdens vai mitruma avotu tuvumā un nenogrimstiet to ūdenī vai citos šķidrumos.
5. Produkts ir paredzēts lietošanai istabas temperatūrā, diapazonā no 10 līdz 40 grādiem pēc Celsija.
6. Neatstājiet produktu tiešos saules staros.
7. Pēc lietošanas uzglabājiet produktu sausā vietā, istabas temperatūrā, diapazonā no 10 līdz 40 grādiem, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā.
8. Ja produkts ir netīrs, atvienojiet to no strāvas avota, noslaukiet ar mitru drānu un ļaujiet tam nožūt pirms uzglabāšanas. Nelietojiet abrazīvus vai korozīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt produktu.
9. Nelietojiet produktu, ja pamanāt bojātu strāvas vadu vai kontaktdakšu, tas izdala nepatīkamu smaku (piemēram, dedzināšanas), pārkarst vai izdala dūmus. Šādā situācijā neatveriet un neremontējiet produktu paši. Ja produktam joprojām ir garantija, sazinieties ar pārdevēju vai garantiju. Ja garantijas termiņš ir beidzies vai defekts nav saistīts ar produktu, nododiet to remontam atbilstošā servisa centrā.
10. Neatstājiet produktu bez uzraudzības, kad tas ir ieslēgts.
11. Strāvas avotam jāatbilst produkta vajadzīgajam spriegumam.
12. Pēc lietošanas atvienojiet produktu no strāvas avota un ļaujiet tam atdzist pirms pārvietošanas vai uzglabāšanas.
13. Nepagrieziet un neritiniet strāvas vadu, jo tas var to sabojāt.
14. Piederumi, kas nav no ražotāja, var izraisīt produkta darbības traucējumus vai to sabojāt.
15. Lietojiet ierīci ar acu aizsardzību (aizsargbrilles). Nevirziet ierīces izstaroto gaismu uz virzienā.
16. Ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem.
17. Nelietojiet ierīci, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.
18. Ierīci nedrīkst lietot personas, kurām ir bijis vai ir pašlaik:
 - ādas vēzis;
 - daudzi dzimumzīmes vai citi ādas izmaiņas;

- kolagēna vai asinsvadu ādas traucējumi, piemēram, keloīdu rētas, brūču dzīšanas problēmas, varikozas vēnas vai asinsvadu ektazija;
- ādas jutība pret gaismu;
- izsitumi vai alerģiskas reakcijas uz ādas, kurai ir paredzēts piemērot ārstēšanu;
- infekcijas, ekzēma, apdegumi, folikulīts, atvērtas brūces, nobrāzumi, herpes, brūces vai traumas vai zilumi vietā, kurai ir paredzēts piemērot ārstēšanu;
- ķirurģiskas procedūras vietā, kurai ir paredzēts piemērot ārstēšanu;
- epilepsija ar jutību pret mirgojošu gaismu;
- diabēts, lupus, porfīrija vai sirds mazspēja;
- asins recēšanas traucējumi;
- imunitāti pazeminošas slimības (ieskaitot HIV vai AIDS infekciju).

19. Nelietojiet ierīci šādās vietās:

- uz sejas, īpaši ap acīm un tuvu uzacīm;
- uz sprauslām un to apkārtnē, lūpām, sēklinieku maisiņā vai ap maksti vai anālo atveri;
- deguna un ausu iekšpusē;
- uz vai tuvu vietām, kurās ir mākslīgi objekti, piemēram, silikona implantanti, sirds stimulatori, zemādas injekciju vietas (insulīna dozatori) vai pīrsingi;
- uz dzimumzīmēm, vasaras raibumiem, tumšākām ādas vietām, rētām;
- uz kārpām, tetovējumiem un vietām ar pastāvīgu grīmu;
- vietās, kur tiek izmantoti ilgstošas iedarbības dezodoranti;
- vietās, kurās ir saules apdegumi, nesen iesauļotas vietas (pēdējo 48 stundu laikā) un vietās, kur tiek izmantoti pašiedeguma produkti.

20. Pēc ārstēšanas vismaz 48 stundas nepakļaujiet ādu tiešiem saules stariem.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet > lappusi 2, f1



Type lading: USB-C

Spenning: 3,7 V

Utgangseffekt: 3,33 W

Batterikapasitet: 700 mAh/3,7 Wh

Ladetid: 2-3 timer

Driftstid i enkeltmodus: 10 minutter

Standby-tid: 90 dager (hvis enheten ikke har vært brukt i mer enn 90 dager, må den lades helt før bruk)

Dimensjoner (bredde x lengde x høyde): ~136,7×58,2×44,5 mm

LED-lys: 18 grupper

Antall lasere (LLLT): 6

Infrarød lysbølgelengde: 850±10 nm

Rødt lysbølgelengde: 620±10 nm

Blått lysbølgelengde: 465±10 nm

Laserlys bølgelengde: 650±10 nm

Materiale: ABS + metall

Inkludert: enhet x1, USB-kabel x1, brukerhåndbok x1, pipette x1, garantikort x1

Knapper og indikatorer: [se side 2-3, f2]

1. Område for negative ioner
2. Laserlys
3. EMS-kamtenner
4. LED-lys
5. Vibrasjonsknapp
6. Av/på-knapp (nivåjusteringsknapp)
7. Modusknapp
8. Tidsindikator
9. Nivåindikator
10. Batterikapasitetsindikator
11. USB-ladegrensesnitt
12. Væsketank (4 ml)
13. Tenner for væskedistribusjon

Bruk:

- Hold av/på-knappen for å gå inn i første nivå av rødt lysmodus, og trykk deretter kort for å bytte nivåer.
- Trykk på modusknappen for å bytte til blått lysmodus, og trykk deretter kort på av/på-knappen for å justere nivået.
- Trykk på vibrasjonsknappen for å slå på vibrasjonene, og trykk igjen for å slå dem av.
- Hold av/på-knappen for å slå av enheten.

Legge til hårpleieserum:

- Fjern tanken fra enheten og løft lokket.
- Bruk pipetten til å tilsette olje eller serum i tanken.
- Sett på lokket og plasser tanken tilbake i enheten.

Lading:

- Før første bruk, sørg for at enheten er fulladet. Hvis batteriet er utladet, lad enheten i minst 15-25 minutter for å kunne utføre en behandling.
- Sørg for at enheten er slått av.
- Koble USB-kabelen til enheten og en adapter (adapter ikke inkludert), og sett deretter adapteren i stikkontakten

(enheten kan ikke brukes under lading. Under lading vil batterikapasitetsindikatoren bevege seg).

NB

- Når batteriet er fulladet, slutter batterikapasitetsindikatoren å bevege seg.
- Når batteriet er lavt, blinker batterikapasitetsindikatoren tre ganger og enheten slås av.

Advarsler:

1. Før du bruker det kjøpte produktet, les bruksanvisningen for produktet og disse sikkerhetsadvarslene, vedlikeholds- og lagringsinstruksjonene for produktet, samt retningslinjene for avhending av elektrisk og elektronisk utstyr. Følg anbefalingene i disse og bruk produktet i samsvar med dets formål.
2. Produktet er ikke et leketøy og er ikke ment for bruk av barn. Bare voksne kan bruke produktet.
3. Ikke bruk produktet hvis det ikke fungerer eller fungerer feil, eller hvis det har blitt mistet eller skadet på annen måte. I en slik situasjon, ikke åpne eller reparer produktet selv. Hvis produktet fortsatt er under ansvar for mangler (reklamasjon) eller garanti, kontakt selgeren eller garantisten. Hvis garantien eller reklamasjonstiden er utløpt, eller feilen ikke skyldes produktet, lever produktet til et passende verksted for reparasjon.
4. Ikke bruk produktet i nærheten av varmekilder, vann eller fuktighet, og ikke senk det i vann eller andre væsker.
5. Produktet er beregnet for bruk ved romtemperatur, innenfor området 10 til 40 grader Celsius.
6. Ikke utsett produktet for direkte sollys.
7. Når du er ferdig med å bruke produktet, oppbevar det på et tørt sted, ved romtemperatur, innenfor området 10 til 40 grader, utenfor rekkevidde for barn og dyr.
8. Hvis produktet blir skittent, må det kobles fra strømkilden, tørkes av med en fuktig klut og la det tørke før oppbevaring. Ikke bruk slipemidler eller etsende rengjøringsmidler, da dette kan føre til skade på produktet.
9. Ikke bruk produktet hvis du merker en skadet strømkabel eller plugg, det avgir en ubehagelig lukt (f.eks. brent), overopphetes eller avgir røyk. I en slik situasjon, ikke åpne eller reparer produktet selv. Hvis produktet fortsatt er under ansvar for mangler (reklamasjon) eller garanti, kontakt selgeren eller garantisten. Hvis garantien eller reklamasjonstiden er utløpt, eller feilen ikke skyldes produktet, lever produktet til et passende verksted for reparasjon.
10. Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er på.
11. Strømkilden må være i samsvar med produktets nødvendige spenning.
12. Etter bruk, koble produktet fra strømkilden og la det avkjøles før flytting eller oppbevaring.
13. Ikke vri eller vikle strømkabelen, da dette kan føre til skade.
14. Tilbehør til produktet som ikke kommer fra produsenten, kan føre til feilfunksjon eller skade på produktet.
15. Bruk enheten med øyebeskyttelse (vernebriller). Ikke rett lyset som avgis av enheten mot øynene.

16. Enheten er ikke egnet for bruk på barn.

17. Ikke bruk enheten hvis du er gravid eller ammer.

18. Enheten kan ikke brukes av personer som har eller har hatt:

- hudkreft;
- mange føflekker eller andre hudforandringer;
- kollagen- eller karsykdommer i huden, f.eks. keloid arrdannelse, sårhelingsproblemer, åreknuter eller vaskulær ektasi;
- lysfølsomhet;
- utslett eller allergiske reaksjoner på huden på stedet som skal behandles;
- infeksjoner, eksem, forbrenninger, follikulitt, åpne kutt, skrubbsår, herpes, sår eller skader eller blåmerker på stedet som skal behandles;
- kirurgiske inngrep i området som skal behandles;
- epilepsi med følsomhet for blinkende lys;
- diabetes, lupus erythematosus, porfyri eller hjertesvikt;
- blodkoagulasjonsforstyrrelser;
- immunforsvarssykdommer (inkludert HIV- eller AIDS-infeksjon).

19. Ikke bruk enheten i følgende områder:

- på ansiktet, spesielt rundt øynene og nær øyenbrynene;
 - på brystvorter og deres omgivelser, kjønnslepper, pungen eller i området rundt skjeden eller anus;
 - inne i neseborene og ørene;
 - på områder eller i nærheten av områder som inneholder kunstige objekter som silikonimplantater, pacemakere, subkutane injeksjonssteder (insulindispensere) eller piercinger;
 - på føflekker, fregner, mørkere hudområder, arr;
 - på vorter, tatoveringer og områder med permanent sminke;
 - i områder hvor langtidsvirkende deodoranter brukes;
 - i områder med solbrenthet, nylig solbrente områder (innen de siste 48 timene) og områder med selvbruningsprodukter.
20. Etter behandling, unngå direkte sollys på huden i minst 48 timer.

For mer informasjon, se > side 2, f1

Lataustyyppi: USB-C

Syöttöjännite: 3,7 V

Lähtöteho: 3,33 W

Akkukapasiteetti: 700 mAh/3,7 Wh

Latausaika: 2-3 tuntia

Käyttöaika yksittäisessä tilassa: 10 minuuttia

Valmiusaika: 90 päivää (jos laitetta ei ole käytetty yli 90 päivään, se on ladattava täyteen ennen käyttöä)

Mitat (leveys x pituus x korkeus): ~136,7×58,2×44,5 mm

LED-valo: 18 ryhmää

Laserien määrä (LLLT): 6

Infrapunavalon aallonpituus: 850±10 nm

Punaisen valon aallonpituus: 620±10 nm

Sinisen valon aallonpituus: 465±10 nm

Laserin aallonpituus: 650±10 nm

Materiaali: ABS + metalli

Mukana: laite x1, USB-kaapeli x1, käyttöohje x1, pipetti x1, takuutodistus x1

Painikkeet ja merkkivalot: [katso sivu 2-3, f2]

1. Negatiivisten ionien päästöalue
2. Laserivalo
3. EMS-kamman hampaat
4. LED-valo
5. Väriäpainike
6. Virtapainike (tason säätöpainike)
7. Tilapainike
8. Aikaindikaattori
9. Tasoindikaattori
10. Akkukapasiteetin indikaattori
11. USB-latausliitäntä
12. Nestesäiliö (4 ml)
13. Nesteen levityshampaat

Käyttö:

- Pidä virtapainiketta painettuna siirtyäksesi ensimmäiseen tasoon punaisen valon tilassa ja paina sitten lyhyesti tasojen vaihtamiseksi.
 - Paina tilapainiketta siirtyäksesi sinisen valon tilaan ja paina sitten lyhyesti virtapainiketta tason säätämiseksi.
 - Paina väriäpainiketta kytkeäksesi värinän päälle, ja paina uudelleen sammuttaaksesi sen.
 - Pidä virtapainiketta painettuna sammuttaaksesi laitteen.
- Huostenhoitoseerumin lisääminen:
- Poista säiliö laitteesta ja nosta kansi.
 - Käytä pipettiä lisätäksesi öljyä tai seerumia säiliöön.
 - Aseta kansi paikalleen ja laita säiliö takaisin laitteeseen.

Lataaminen:

- Varmista ennen ensimmäistä käyttöä, että laite on täysin ladattu. Jos akku on tyhjä, lataa laitetta vähintään 15-25 minuuttia, jotta voit suorittaa yhden hoidon.
- Varmista, että laite on pois päältä.
- Liitä USB-kaapeli laitteeseen ja sovittimeen (sovitinta ei sisälly toimitukseen), ja aseta sitten sovitin pistorasiaan (laitetta ei voi käyttää latauksen aikana. Latauksen aikana

akkukapasiteetin indikaattori liikkuu).

• Kun akku on täysin ladattu, akkukapasiteetin indikaattori lakkaa liikkumasta.

• Kun akku on vähissä, akkukapasiteetin indikaattori vilkkuu kolme kertaa ja laite sammuu.

FI

Varoitukset:

1. Ennen kuin käytät ostamaasi tuotetta, lue tuotteen käyttöohjeet ja nämä turvallisuusvaroitukset, tuotteen kunnossapito- ja säilytysohjeet sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuolto-ohjeet. Noudata niiden suosituksia ja käytä tuotetta sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
2. Tuote ei ole lelu, eikä se ole tarkoitettu lasten käyttöön. Vain aikuiset voivat käyttää tuotetta.
3. Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi tai toimii virheellisesti, tai jos se on pudonnut tai vahingoittunut muulla tavoin. Tällaisessa tilanteessa älä avaa tai korjaa tuotetta itse. Jos tuotteella on edelleen takuuvastuu tai takuu, ota yhteyttä myyjään tai takuuvastaavaan. Jos takuu tai takuu-aika on umpeutunut tai vika ei johdu tuotteesta, vie tuote korjattavaksi asianmukaiseen huoltoliikkeeseen.
4. Älä käytä tuotetta lähellä lämmönlähteitä, vettä tai kosteutta, äläkä upota sitä veteen tai muihin nesteisiin.
5. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi huoneenlämpötilassa, alueella 10-40 astetta Celsius.
6. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle.
7. Käytön jälkeen säilytä tuote kuivassa paikassa, huoneenlämpötilassa, alueella 10-40 astetta, lasten ja eläinten ulottumattomissa.
8. Jos tuote likaantuu, irrota se virtalähteestä, pyyhi kostealla liinalla ja anna sen kuivua ennen säilytystä. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta.
9. Älä käytä tuotetta, jos huomaat vahingoittuneen virtajohdon tai pistokkeen, se tuoksuu epämiellyttävältä (esim. palaneelta), ylikuumenee tai siitä tulee savua. Tällaisessa tilanteessa älä avaa tai korjaa tuotetta itse. Jos tuotteella on edelleen takuuvastuu tai takuu, ota yhteyttä myyjään tai takuuvastaavaan. Jos takuu tai takuu-aika on umpeutunut tai vika ei johdu tuotteesta, vie tuote korjattavaksi asianmukaiseen huoltoliikkeeseen.
10. Älä jätä tuotetta valvomatta, kun se on päällä.
11. Virtalähteen on oltava tuotteen vaatimusten mukainen.
12. Käytön jälkeen irrota tuote virtalähteestä ja anna sen jäähtyä ennen siirtämistä tai säilytystä.
13. Älä kierrä tai kääri virtajohtoa, sillä se voi vahingoittaa sitä.
14. Tuotteen lisävarusteet, jotka eivät ole valmistajan valmistamia, voivat aiheuttaa tuotteen toimintahäiriöitä tai vahingoittumista.
15. Käytä laitetta silmiensuojauksella (suojalasit). Älä suuntaa laitteen tuottamaa valoa silmiin.
16. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsilla.
17. Älä käytä laitetta, jos olet raskaana tai imetät.
18. Laitetta ei saa käyttää henkilöillä, joilla on tai on ollut:

- ihosyöpä;
 - lukuisia luomia tai muita ihomuutoksia;
 - kollageeni- tai verisuonitauteja iholla, kuten keloidinen arpeutumisen, haavan paranemisongelmat, suonikohjuja tai verisuonten ektasiota;
 - valoherkkyys;
 - ihottuma tai allergiset reaktiot iholla kohdassa, jota on tarkoitus hoitaa;
 - infektiot, ekseema, palovammat, karvatupen tulehdus, avoimet haavat, hiertymät, herpes, haavat tai vammat tai mustelmat kohdassa, jota on tarkoitus hoitaa;
 - kirurgiset toimenpiteet kohdassa, jota on tarkoitus hoitaa;
 - epilepsia, joka on herkkä vilkkuvalolle;
 - diabetes, lupus erythematosus, porfyria tai sydämen vajaatoiminta;
 - veren hyytymishäiriöitä;
 - immuunijärjestelmän heikentyminen (mukaan lukien HIV- tai AIDS-infektio).
19. Älä käytä laitetta seuraavissa paikoissa:
- kasvoilla, erityisesti silmien ympärillä ja lähellä kulmakarvoja;
 - nänneissä ja niiden ympärillä, häpyhuulissa, kivespussissa tai emättimen tai peräaukon alueella;
 - sieraimien ja korvien sisällä;
 - alueilla tai lähellä alueita, joissa on keinotekoisia esineitä, kuten silikonimplantteja, sydämentahdistimia, ihonalaisia injektiokohtia (insuliiniannostelijat) tai lävistyksiä;
 - luomilla, pisamilla, tummemmilla ihoalueilla, arvilla;
 - syyllillä, tatuoinneilla ja paikoilla, joissa on pysyvä meikki;
 - alueilla, joissa käytetään pitkävaikutteisia deodoranteja;
 - alueilla, joilla on auringonpolttamia, äskettäin auringon alla olleilla (viimeisten 48 tunnin aikana) ja itseruskettavilla alueilla.
20. Käsittelyn jälkeen, vältä suoraa auringonvaloa iholla vähintään 48 tunnin ajan.

Lisätietoja, katso > sivu 2, f1

Töltéstípus: USB-C

Tápfeszültség: 3,7 V

Kimeneti teljesítmény: 3,33 W

Akkumulátor kapacitása: 700 mAh/3,7 Wh

Töltési idő: 2-3 óra

Üzemidő egyéni módban: 10 perc

Készenléti idő: 90 nap (ha a készüléket több mint 90 napig nem használták, teljesen fel kell tölteni használat előtt)

Méretek (szélesség x hosszúság x magasság):

~136,7×58,2×44,5 mm

LED fény: 18 csoport

Lézer mennyisége (LLLT): 6

Infravörös fény hullámhossza: 850±10 nm

Piros fény hullámhossza: 620±10 nm

Kék fény hullámhossza: 465±10 nm

Lézer fény hullámhossza: 650±10 nm

Anyag: ABS + fém

A csomag tartalma: készülék x1, USB kábel x1, használati útmutató x1, pipetta x1, garanciaártya x1

Gombok és jelzők: [lásd 2-3. oldal, f2]

1. Negatív ion kibocsátási terület
2. Lézerfény
3. EMS fésűfogak
4. LED fény
5. Rezgés gomb
6. Be-/kikapcsoló gomb (szint szabályzó gomb)
7. Mód gomb
8. Idő jelző
9. Szint jelző
10. Akkumulátor kapacitás jelző
11. USB töltő interfész
12. Folyadéktartály (4 ml)
13. Folyadék elosztó fogak

Használat:

- Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot, hogy belépjen az első szintre a piros fény módban, majd röviden nyomja meg a szintek váltásához.
- Nyomja meg a mód gombot, hogy átváltson a kék fény módra, majd röviden nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a szint beállításához.
- Nyomja meg a rezgés gombot, hogy bekapcsolja a rezgéseket, majd nyomja meg újra, hogy kikapcsolja őket.
- Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához.

Hajápoló szérum hozzáadása:

- Vegye ki a tartályt a készülékből, és emelje fel a fedelet.
- Használja a pipettát, hogy olajat vagy szérumot adjon a tartályhoz.
- Helyezze vissza a fedelet, és tegye vissza a tartályt a készülékbe.

Töltés:

- Az első használat előtt győződjön meg róla, hogy a

készülék teljesen fel van töltve. Ha az akkumulátor lemerült, töltsa a készüléket legalább 15-25 percig, hogy végrehajthasson egy kezelést.

- Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Csatlakoztassa az USB kábelt a készülékhez és egy adapterhez (adapter nem tartozék), majd dugja be az adaptert a konnektorba (a készülék nem használható töltés közben. Töltés alatt az akkumulátor kapacitás jelző mozogni fog).
- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltött, az akkumulátor kapacitás jelző megáll.
- Ha az akkumulátor lemerült, az akkumulátor kapacitás jelző háromszor villog, és a készülék kikapcsol.

Figyelmeztetések:

1. A vásárolt termék használata előtt olvassa el a termék használati útmutatóját és ezeket a biztonsági figyelmeztetéseket, a termék karbantartási és tárolási útmutatóját, valamint az elektromos és elektronikus hulladék kezelésére vonatkozó szabályokat. Kövesse az ezekben található ajánlásokat, és a terméket rendeltetésszerűen használja.
2. A termék nem játék, és nem gyermekek számára készült. A terméket csak felnőttek használhatják.
3. Ne használja a terméket, ha az nem működik vagy hibásan működik, vagy ha leesett vagy más módon megsérült. Ilyen esetben ne nyissa ki vagy javítsa meg a terméket saját kezűleg. Ha a termékre még garancia vagy szavatosság vonatkozik, vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy a garancia szolgáltatóval. Ha a garancia vagy szavatossági idő lejárt, vagy a hiba nem a termékből ered, vigye el a terméket egy megfelelő szervizbe javításra.
4. Ne használja a terméket hőforrások, víz vagy nedvesség közelében, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
5. A termék szobahőmérsékleten történő használatra készült, 10-40 Celsius fok közötti tartományban.
6. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek.
7. Használat után tárolja a terméket száraz helyen, szobahőmérsékleten, 10-40 Celsius fok között, gyermekek és állatok elől elzárva.
8. Ha a termék koszos, húzza ki a tápegységből, törölje le nedves ruhával, és hagyja megszáradni tárolás előtt. Ne használjon súrolószereket vagy maró tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a terméket.
9. Ne használja a terméket, ha sérült tápkábelt vagy dugót észlel, kellemetlen szagot áraszt (pl. égett), túlmelegszik, vagy füstöt áraszt. Ilyen esetben ne nyissa ki vagy javítsa meg a terméket saját kezűleg. Ha a termékre még garancia vagy szavatosság vonatkozik, vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy a garancia szolgáltatóval. Ha a garancia vagy szavatossági idő lejárt, vagy a hiba nem a termékből ered, vigye el a terméket egy megfelelő szervizbe javításra.
10. Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket, amikor az be van kapcsolva.
11. A tápegységnek meg kell felelnie a termék szükséges feszültségének.
12. Használat után húzza ki a terméket a tápegységből, és

hagyja lehűlni, mielőtt átmozgatná vagy tárolná.

13. Ne csavarja vagy tekerje össze a tápkábelt, mert ez károsíthatja azt.

14. A termékhez nem a gyártótól származó kiegészítők hibás működést vagy a termék károsodását okozhatják.

15. Használja a készüléket szemvédővel (védőszemüveg). Ne irányítsa a készülék által kibocsátott fényt a szemébe.

16. A készülék nem alkalmas gyermekek számára történő használatra.

17. Ne használja a készüléket, ha terhes vagy szoptat.

18. A készüléket nem használhatják azok, akiknek vagy akiknek volt:

- bőrrák;
- sok anyajegy vagy más bőrelváltozás;
- kollagén- vagy érbetegségek a bőrön, például keloid hegesedés, sebgyógyulási problémák, visszér vagy vaszkuláris ektázia;
- fényérzékenység;
- bőrkiütés vagy allergiás reakciók a bőrön a kezelendő helyen;
- fertőzések, ekcéma, égési sérülések, szőrtüszőgyulladás, nyílt sebek, horzsolások, herpesz, sebek vagy sérülések, vagy véraláfutások a kezelendő helyen;
- sebészeti beavatkozások a kezelendő helyen;
- epilepszia fényérzékenységgel;
- cukorbetegség, lupus erythematosus, porfíria vagy szívelégtelenség;
- véralvadási zavarok;
- immunrendszer gyengülést okozó betegségek (beleértve a HIV- vagy AIDS-fertőzést).

19. Ne használja a készüléket a következő helyeken:

- az arcon, különösen a szem körül és a szemöldök közelében;
 - a mellbimbókon és azok környékén, a szeméremajkakon, a herezacskón vagy a hüvely vagy a végbélnyílás környékén;
 - az orrlyukak és a fülek belsejében;
 - olyan területeken vagy azok közelében, ahol mesterséges tárgyak vannak, mint például szilikon implantátumok, pacemakerek, bőr alatti injekciós helyek (inzulinadagolók) vagy piercingek;
 - anyajegyeken, szeplőkön, sötétebb bőrterületeken, hegeken;
 - szemölcsökön, tetoválásokon és állandó sminkkel ellátott területeken;
 - hosszan tartó hatású dezodorokkal kezelt területeken;
 - napégéses területeken, nemrég napozott (az elmúlt 48 órában) területeken és barnítókrémekkel kezelt területeken.
20. Kezelés után legalább 48 órán keresztül kerülje a bőr közvetlen napfénynek való kitettségét.

További információkért, lásd > 2. oldal, f1

Tip de încărcare: USB-C

Tensiune de alimentare: 3,7 V

Putere de ieșire: 3,33 W

Capacitate baterie: 700 mAh/3,7 Wh

Timp de încărcare: 2-3 ore

Timp de funcționare în modul simplu: 10 minute

Timp de așteptare: 90 zile (dacă dispozitivul nu a fost utilizat timp de peste 90 de zile, trebuie să fie complet încărcat înainte de utilizare)

Dimensiuni (lățime x lungime x înălțime): ~136,7×58,2×44,5 mm

Lumină LED: 18 grupuri

Număr de lasere (LLLT): 6

Lungime de undă a luminii infraroșii: 850±10 nm

Lungime de undă a luminii roșii: 620±10 nm

Lungime de undă a luminii albastre: 465±10 nm

Lungime de undă a luminii laser: 650±10 nm

Material: ABS + metal

În pachet: dispozitiv x1, cablu USB x1, manual de utilizare x1, pipetă x1, card de garanție x1

Butoane și indicatoare: [vezi pagina 2-3, f2]

1. Zonă de emisie ioni negativi
2. Lumină laser
3. Dinți pieptene EMS
4. Lumină LED
5. Buton de vibrații
6. Buton pornire/oprit (buton de reglare a nivelului)
7. Buton de mod
8. Indicator de timp
9. Indicator de nivel
10. Indicator de capacitate a bateriei
11. Interfață de încărcare USB
12. Rezervor de lichid (4 ml)
13. Dinți pentru distribuirea lichidului

Utilizare:

- Țineți apăsat butonul de pornire/oprit pentru a intra în primul nivel al modului lumină roșie, apoi apăsați scurt pentru a schimba nivelurile.
- Apăsați butonul de mod pentru a comuta la modul lumină albastră, apoi apăsați scurt butonul de pornire/oprit pentru a ajusta nivelul.
- Apăsați butonul de vibrații pentru a activa vibrațiile și apăsați din nou pentru a le opri.
- Țineți apăsat butonul de pornire/oprit pentru a opri dispozitivul.

Adăugarea serului de îngrijire a părului:

- Scoateți rezervorul din dispozitiv și ridicați capacul.
- Folosiți pipeta pentru a adăuga ulei sau ser în rezervor.
- Puneți capacul și plasați rezervorul înapoi în dispozitiv.

Încărcare:

- Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este complet încărcat. Dacă bateria este descărcată, încărcați dispozitivul timp de cel puțin 15-25 de minute pentru a putea efectua un tratament.

- Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
- Conectați cablul USB la dispozitiv și la un adaptor (adaptorul nu este inclus), apoi introduceți adaptorul în priză (dispozitivul nu poate fi utilizat în timpul încărcării. În timpul încărcării, indicatorul de capacitate a bateriei se va mișca).
- Când bateria este complet încărcată, indicatorul de capacitate a bateriei nu se va mai mișca.
- Când bateria este descărcată, indicatorul de capacitate a bateriei va clipi de trei ori și dispozitivul se va opri.

Avertismente:

1. Înainte de a utiliza produsul cumpărat, citiți instrucțiunile de utilizare ale produsului și aceste avertismente de siguranță, instrucțiunile de întreținere și depozitare ale produsului, precum și regulile pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice uzate. Respectați recomandările din acestea și utilizați produsul conform scopului său.
2. Produsul nu este o jucărie și nu este destinat utilizării de către copii. Produsul poate fi utilizat doar de adulți.
3. Nu utilizați produsul dacă nu funcționează sau funcționează incorect, sau dacă a fost scăpat sau deteriorat în alt mod. Într-o astfel de situație, nu deschideți sau reparați produsul pe cont propriu. Dacă produsul este încă sub responsabilitatea pentru defecte (garanție) sau garanție, contactați vânzătorul sau garantul. Dacă perioada de garanție este expirată sau defectul nu este cauzat de produs, duceți produsul la un atelier adecvat pentru reparație.
4. Nu utilizați produsul în apropierea surselor de căldură, apă sau umiditate și nu îl scufundați în apă sau alte lichide.
5. Produsul este destinat utilizării la temperatura camerei, în intervalul de la 10 la 40 de grade Celsius.
6. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui.
7. După utilizare, păstrați produsul într-un loc uscat, la temperatura camerei, în intervalul de la 10 la 40 de grade, departe de copii și animale.
8. Dacă produsul este murdar, deconectați-l de la sursa de alimentare, ștergeți-l cu o cârpă umedă și lăsați-l să se usuce înainte de a-l depozita. Nu utilizați materiale abrazive sau agenți de curățare corozivi, deoarece acestea pot deteriora produsul.
9. Nu utilizați produsul dacă observați un cablu de alimentare sau o priză deteriorată, emană un miros neplăcut (de exemplu, ars), se supraîncălzește sau emană fum. Într-o astfel de situație, nu deschideți sau reparați produsul pe cont propriu. Dacă produsul este încă sub responsabilitatea pentru defecte (garanție) sau garanție, contactați vânzătorul sau garantul. Dacă perioada de garanție este expirată sau defectul nu este cauzat de produs, duceți produsul la un atelier adecvat pentru reparație.
10. Nu lăsați produsul nesupravegheat în timp ce este pornit.
11. Sursa de alimentare trebuie să fie conformă cu tensiunea necesară a produsului.
12. După utilizare, deconectați produsul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească înainte de a-l muta sau depozita.
13. Nu răsuciți sau înfășurați cablul de alimentare, deoarece acesta poate cauza deteriorarea sa.
14. Accesorii pentru produs care nu provin de la producător pot duce la funcționarea necorespunzătoare a produsului sau la

deteriorarea acestuia.

15. Utilizați dispozitivul cu protecție pentru ochi (ochelari de protecție). Nu îndreptați lumina emisă de dispozitiv către ochi.

RO

16. Dispozitivul nu este destinat utilizării pe copii.

17. Nu utilizați dispozitivul dacă sunteți însărcinată sau alăptați.

18. Dispozitivul nu poate fi utilizat de persoane care au sau au avut:

- cancer de piele;
- numeroase alunițe sau alte modificări ale pielii;
- tulburări de colagen sau vasculare ale pielii, cum ar fi cicatrizare cheloidă, probleme de vindecare a rănilor, varice sau ectazie vasculară;
- fotosensibilitate;
- erupții cutanate sau reacții alergice pe piele în zona care urmează a fi tratată;
- infecții, eczeme, arsuri, foliculită, tăieturi deschise, abraziuni, herpes, răni sau leziuni sau hematoame în zona care urmează a fi tratată;
- intervenții chirurgicale în zona care urmează a fi tratată;
- epilepsie cu sensibilitate la lumini intermitente;
- diabet, lupus eritematos, porfirie sau insuficiență cardiacă;
- tulburări de coagulare a sângelui;
- boli care scad imunitatea (inclusiv infecția cu HIV sau SIDA).

19. Nu utilizați dispozitivul în următoarele locuri:

- pe față, inclusiv în special în jurul ochilor și lângă sprâncene;
- pe mameloane și împrejurimile acestora, labiile, scrotul sau în zona vaginului sau anusului;
- în interiorul nărilor și urechilor;
- pe zone sau în apropierea zonelor care conțin obiecte artificiale, cum ar fi implanturi de silicon, pacemaker-e, locuri de injecție subcutanată (distribuitoare de insulină) sau piercinguri;
- pe alunițe, pistrii, zone de piele mai închisă, cicatrici;
- pe negi, tatuaje și locuri cu machiaj permanent;
- în locuri unde se folosesc deodorante cu acțiune îndelungată;
- în locuri cu arsuri solare, locuri recent bronzate (în ultimele 48 de ore) și locuri cu autobronzante.

20. După tratament, evitați expunerea directă la soare a pielii timp de cel puțin 48 de ore.

Pentru mai multe informații, consultați > pagina 2, f1

USB-C: نوع الشحن

AR جهد الإمداد: 3.7 فولت

القدرة المخرجة: 3.33 واط

سعة البطارية: 700 مللي أمبير/3.7 واط ساعة

وقت الشحن: 2-3 ساعات

وقت العمل في الوضع الفردي: 10 دقائق

وقت الانتظار: 90 يوماً (إذا لم يُستخدم الجهاز لأكثر من 90 يوماً، يجب

شحنه بالكامل قبل الاستخدام)

الأبعاد (العرض × الطول × الارتفاع): ~44.5×58.2×136.7 ملم

مجموعة LED: 18 ضوء

6 (LLLT): عدد الليزر

طول موجة الضوء تحت الأحمر: 10±850 نانومتر

طول موجة الضوء الأحمر: 10±620 نانومتر

طول موجة الضوء الأزرق: 10±465 نانومتر

طول موجة الضوء الليزري: 10±650 نانومتر

معدن + ABS: المادة

، x1 قطارة ، x1 دليل المستخدم ، x1 USB كابل ، x1 في العبوة: جهاز

x1 بطاقة الضمان

[f2، انظر الصفحة 2-3]: الأزرار والمؤشرات

منطقة انبعاث الأيونات السالبة. 1.

الضوء الليزري. 2.

EMS أسنان المشط. 3.

LED ضوء. 4.

زر الاهتزاز. 5.

زر التشغيل/الإيقاف (زر ضبط المستوى). 6.

زر الوضع. 7.

مؤشر الوقت. 8.

مؤشر المستوى. 9.

مؤشر سعة البطارية. 10.

USB واجهة شحن. 11.

خزان السائل (4 مل). 12.

أسنان لتوزيع السائل. 13.

الاستخدام:

• اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف للدخول إلى المستوى

الأول من وضع الضوء الأحمر، ثم اضغط بسرعة لتغيير المستويات

• اضغط على زر الوضع للتبديل إلى وضع الضوء الأزرق، ثم اضغط

بسرعة على زر التشغيل/الإيقاف لضبط المستوى

• اضغط على زر الاهتزاز لتشغيل الاهتزازات، واضغط مرة أخرى

لإيقافها

• اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لإيقاف الجهاز.

إضافة السيروم للعناية بالشعر:

• أخرج الخزان من الجهاز وارفع الغطاء.

• استخدم القطارة لإضافة الزيت أو السيروم إلى الخزان.

- أعد الغطاء وضع الخزان مرة أخرى في الجهاز.

AR

الشحن:

- قبل الاستخدام الأول، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل. إذا كانت البطارية فارغة، اشحن الجهاز لمدة 15-25 دقيقة على الأقل لإجراء علاج واحد.
- تأكد من أن الجهاز مغلق.
- بالجهاز والمحول (المحول غير مشمول في USB قم بتوصيل كابل العبوة)، ثم أدخل المحول في المقبس (لا يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن. أثناء الشحن سيتحرك مؤشر سعة البطارية)
- عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، سيتوقف مؤشر سعة البطارية عن الحركة.
- عندما تكون البطارية منخفضة، سيومض مؤشر سعة البطارية ثلاث مرات وسيطفئ الجهاز.

تحذيرات

1. قبل استخدام المنتج الذي تم شراؤه، اطلع على دليل المستخدم الخاص بالمنتج وهذه التحذيرات الامنية، وتعليمات الصيانة وتخزين المنتج، وكذلك قواعد التعامل مع المعدات الكهربائية والإلكترونية المستهلكة. اتبع التوصيات الواردة هناك واستخدم المنتج وفقاً لغرضه.
2. المنتج ليس لعبة وليس مخصصاً لاستخدام الأطفال. يمكن استخدامه فقط من قبل البالغين.
3. لا تستخدم المنتج إذا لم يعمل أو لم يعمل بشكل صحيح، أو إذا تم إسقاطه أو تعرض للتلف بطريقة أخرى. في مثل هذه الحالة، لا تفتح المنتج أو تصلحه بنفسك. إذا كان المنتج لا يزال تحت الضمان أو الضمان التجاري، فاتصل بالبائع أو الضامن. إذا انتهت فترة الضمان أو لم تنشأ العيب بسبب المنتج، فقم بإرسال المنتج للإصلاح إلى مركز خدمة مناسب.
4. لا تستخدم المنتج بالقرب من مصادر الحرارة أو الماء أو الرطوبة، ولا تغمره في الماء أو السوائل الأخرى.
5. المنتج مخصص للاستخدام في درجة حرارة الغرفة، في نطاق من 10 إلى 40 درجة مئوية.
6. لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.
7. بعد الانتهاء من استخدام المنتج، احتفظ به في مكان جاف، في درجة حرارة الغرفة، في نطاق من 10 إلى 40 درجة، بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات.
8. في حالة تلوين المنتج، افصله عن مصدر الطاقة، امسحه بقطعة قماش رطبة واتركه ليجف قبل تخزينه. لا تستخدم مواد كاشطة أو منظفات كاوية، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج.
9. لا تستخدم المنتج إذا لاحظت تلف السلك الكهربائي أو القابس، أو إذا كان يصدر رائحة كريهة (مثل حريق)، أو يسخن بشكل مفرط أو ينبعث منه دخان. في مثل هذه الحالة، لا تفتح المنتج أو تصلحه بنفسك. إذا كان المنتج لا يزال تحت الضمان أو الضمان التجاري، فاتصل بالبائع أو الضامن. إذا انتهت فترة الضمان أو لم تنشأ العيب بسبب المنتج، فقم بإرسال المنتج للإصلاح إلى مركز خدمة مناسب.
10. لا تترك المنتج دون مراقبة أثناء تشغيله.
11. يجب أن يكون مصدر الطاقة متوافقاً مع الجهد المطلوب للمنتج.

12. بعد الاستخدام، افصل المنتج عن مصدر الطاقة واتركه يبرد قبل نقله أو تخزينه. **AR**
13. لا تقم بلف أو لف السلك الكهربائي، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه.
14. الملحقات التي لا تأتي من الشركة المصنعة قد تؤدي إلى عدم عمل المنتج بشكل صحيح أو تلفه.
15. استخدم الجهاز مع حماية العين (نظارات واقية). لا توجه الضوء المنبعث من الجهاز نحو العينين.
16. الجهاز غير مخصص للاستخدام على الأطفال.
17. لا تستخدم الجهاز إذا كنت حاملاً أو مرضعة.
18. لا يمكن للأشخاص الذين يعانون من أو عانوا في الماضي من:
- أمراض الجلد السرطانية -
 - شامات عديدة أو تغييرات جلدية أخرى -
 - اضطرابات الكولاجين أو الأوعية الدموية في الجلد، مثل حالات تكوين ندبة كلويدية، مشاكل شفاء الجروح، دوالي أو توسعات الأوعية حساسية الجلد للضوء -
 - طفح جلدي أو ردود فعل تحسسية على الجلد في المكان الذي سيتم علاجه -
 - التهابات، إكزيما، حروق، التهاب الجريبات الشعرية، جروح مفتوحة، خدوش، قروح باردة، جروح أو إصابات أو كدمات في المكان الذي سيتم علاجه -
 - عمليات جراحية في المكان الذي سيتم علاجه -
 - الصرع مع حساسية للضوء الوامض -
 - السكري، الذئبة الحمراء، البورفيريا أو فشل القلب -
 - اضطرابات تجلط الدم -
- أو HIV بما في ذلك العدوى بفيروس) أمراض تسبب انخفاض المناعة (الإيدز).
19. لا تستخدم الجهاز في الأماكن التالية:
- على الوجه، بما في ذلك حول العينين وقرب الحواجب -
 - على الحلمات والهالات المحيطة بها، الشفرين، الصفن أو بالقرب من المهبل أو فتحة الشرج
 - داخل الأنف أو الأذنين -
 - على المناطق أو بالقرب من المناطق التي تحتوي على أشياء صناعية - مثل زرعات السيليكون، منظمات القلب، مواقع الحقن تحت الجلد (موزعات الأنسولين) أو الأقرط
 - على الشامات، النمش، المناطق الداكنة من الجلد، الندوب -
 - على التآليل، الوشوم والأماكن مع الماكياج الدائم -
 - في الأماكن التي تم استخدام مزيلات العرق طويلة الأمد فيها -
 - في الأماكن المحروقة من الشمس، الأماكن المعرضة للشمس مؤخراً (في الـ 48 ساعة الماضية) والأماكن التي تم استخدام منتجات التسمير الذاتي فيها.
- بعد العلاج، لا تعرض الجلد لأشعة الشمس المباشرة لمدة لا تقل عن 20 ساعة.

المخاطر وتدابير التحكم في المخاطر المرتبطة بالجهاز

Тип зарядки: USB-C

Напряжение питания: 3,7 В

Выходная мощность: 3,33 Вт

Емкость батареи: 700 мАч/3,7 Втч

Время зарядки: 2-3 часа

Время работы в одном режиме: 10 минут

Время ожидания: 90 дней (если устройство не использовалось более 90 дней, его необходимо полностью зарядить перед использованием)

Размеры (шир. x дл. x выс.): ~136,7×58,2×44,5 мм

Светодиод: 18 групп

Количество лазеров (LLLT): 6

Длина волны инфракрасного света: 850±10 нм

Длина волны красного света: 620±10 нм

Длина волны синего света: 465±10 нм

Длина волны лазерного света: 650±10 нм

Материал: ABS + металл

В комплекте: устройство x1, кабель USB x1, инструкция по эксплуатации x1, пипетка x1, гарантийная карта x1

Кнопки и индикаторы: [см. стр. 2-3, f2]

1. Область эмиссии отрицательных ионов
2. Лазерный свет
3. Зубцы расчески EMS
4. Светодиод
5. Кнопка вибрации
6. Кнопка включения/выключения (кнопка регулировки уровня)
7. Кнопка режима
8. Индикатор времени
9. Индикатор уровня
10. Индикатор емкости батареи
11. Интерфейс зарядки USB
12. Резервуар для жидкости (4 мл)
13. Зубцы для распределения жидкости

Использование:

- Удерживайте кнопку включения/выключения, чтобы войти в первый уровень режима красного света, затем кратко нажмите, чтобы переключать уровни.
- Нажмите кнопку режима, чтобы переключиться на режим синего света, затем кратко нажмите кнопку включения/выключения, чтобы настроить уровень.
- Нажмите кнопку вибрации, чтобы включить вибрации, и нажмите снова, чтобы выключить их.
- Удерживайте кнопку включения/выключения, чтобы выключить устройство.

Добавление сыворотки для ухода за волосами:

- Извлеките резервуар из устройства и поднимите крышку.
- Используйте пипетку, чтобы добавить масло или сыворотку в резервуар.
- Закройте крышку и поместите резервуар обратно в устройство.

Зарядка:

- Перед первым использованием убедитесь, что устройство полностью заряжено. Если батарея разряжена, зарядите устройство не менее 15-25 минут для проведения одной

процедуры.

- Убедитесь, что устройство выключено.
- Подключите кабель USB к устройству и адаптеру (адаптер не входит в комплект), затем вставьте адаптер в розетку (устройство не может использоваться во время зарядки. Индикатор емкости батареи будет двигаться во время зарядки).
- Когда батарея полностью заряжена, индикатор емкости батареи перестанет двигаться.
- Когда батарея разряжена, индикатор емкости батареи мигает три раза, и устройство выключается.

Предупреждения

1. Перед использованием приобретенного продукта ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации продукта и настоящими предупреждениями по безопасности, инструкцией по уходу и хранению продукта, а также с правилами обращения с отработанным электрическим и электронным оборудованием. Соблюдайте рекомендации, содержащиеся в них, и используйте продукт в соответствии с его назначением.
2. Продукт не является игрушкой и не предназначен для использования детьми. Использовать продукт могут только взрослые.
3. Не используйте продукт, если он не работает или работает неправильно, либо был уронен или поврежден иным способом. В таком случае не открывайте и не ремонтируйте продукт самостоятельно. Если на продукт все еще действует гарантия или гарантия, свяжитесь с продавцом или гарантом. Если срок гарантии истек или дефект не возник из-за продукта, отдайте продукт в ремонт в соответствующий сервисный центр.
4. Не используйте продукт вблизи источников тепла, воды или влаги, а также не погружайте его в воду или другие жидкости.
5. Продукт предназначен для использования при комнатной температуре, в диапазоне от 10 до 40 градусов Цельсия.
6. Не подвергайте продукт прямому воздействию солнечных лучей.
7. После завершения использования продукта храните его в сухом месте, при комнатной температуре, в диапазоне от 10 до 40 градусов, вне досягаемости детей и животных.
8. В случае загрязнения продукта отключите его от источника питания, протрите влажной тканью и дайте ему высохнуть перед хранением. Не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства, так как это может привести к повреждению продукта.
9. Не используйте продукт, если вы заметили поврежденный шнур питания или вилку, он издает неприятный запах (например, горелый), перегревается или из него идет дым. В таком случае не открывайте и не ремонтируйте продукт самостоятельно. Если на продукт все еще действует гарантия или гарантия, свяжитесь с продавцом или гарантом. Если срок гарантии истек или дефект не возник из-за продукта, отдайте продукт в ремонт в соответствующий сервисный центр.
10. Не оставляйте продукт без присмотра, когда он включен.
11. Источник питания должен соответствовать требуемому напряжению продукта.
12. После использования отключите продукт от источника

питания и дайте ему остыть перед перемещением или хранением.

13. Не скручивайте и не сворачивайте шнур питания, так как это может привести к его повреждению.

14. Аксессуары для продукта, которые не производятся производителем, могут привести к неправильной работе продукта или его повреждению.

15. Используйте устройство с защитой для глаз (защитные очки). Не направляйте свет, излучаемый устройством, в глаза.

16. Устройство не предназначено для использования на детях.

17. Не используйте устройство, если вы беременны или кормите грудью.

18. Устройство не могут использовать лица, у которых есть или были в прошлом:

- раковые заболевания кожи;
- многочисленные родинки или другие кожные изменения;
- коллагеновые или сосудистые нарушения кожи, например, случаи образования келоидных рубцов, проблемы с заживлением ран, варикозное расширение вен или сосудистая эктазия;
- чувствительность кожи к свету;
- сыпь или аллергические реакции на коже в месте, которое должно быть подвергнуто обработке;
- инфекции, экземы, ожоги, воспаление волосяных фолликулов, открытые порезы, ссадины, герпес, раны или травмы либо гематомы в месте, которое должно быть подвергнуто обработке;
- хирургические операции в месте, которое должно быть подвергнуто обработке;
- эпилепсия с чувствительностью к вспышкам света;
- диабет, системная красная волчанка, порфирия или сердечная недостаточность;
- нарушения свертываемости крови;
- заболевания, снижающие иммунитет (включая ВИЧ-инфекцию или СПИД).

19. Не используйте устройство в следующих местах:

- на лице, включая область вокруг глаз и рядом с бровями;
- на сосках и их ареолах, половых губах, мошонке или около влагалища или ануса;
- внутри ноздрей и ушей;
- на участках или рядом с участками, содержащими искусственные объекты, такие как силиконовые имплантаты, кардиостимуляторы, подкожные места инъекций (дозаторы инсулина) или серьги;
- на родинках, веснушках, более темных участках кожи, рубцах;
- на бородавках, татуировках и местах с перманентным макияжем;
- в местах применения дезодорантов с длительным действием;
- в местах солнечных ожогов, недавно загорелых местах (в течение последних 48 часов) и местах применения автозагара.

20. После процедуры в течение как минимум 48 часов не подвергайте кожу прямому воздействию солнечных лучей.

Больше информации смотрите на странице 2, f1

=Τύπος φόρτισης: USB-C

Τάση τροφοδοσίας: 3,7 V

Ισχύς εξόδου: 3,33 W

Χωρητικότητα μπαταρίας: 700 mAh/3,7 Wh

Χρόνος φόρτισης: 2-3 ώρες

Χρόνος λειτουργίας σε απλή λειτουργία: 10 λεπτά

Χρόνος αναμονής: 90 ημέρες (εάν η συσκευή δεν έχει

χρησιμοποιηθεί για πάνω από 90 ημέρες, πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν από τη χρήση)

Διαστάσεις (πλ. x μήκ. x ύψ.): ~136,7×58,2×44,5 mm

Φως LED: 18 ομάδες

Αριθμός λέιζερ (LLLT): 6

Μήκος κύματος υπέρυθρου φωτός: 850±10 nm

Μήκος κύματος κόκκινου φωτός: 620±10 nm

Μήκος κύματος μπλε φωτός: 465±10 nm

Μήκος κύματος λέιζερ: 650±10 nm

Υλικό: ABS + μέταλλο

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία: συσκευή x1, καλώδιο USB x1, οδηγίες χρήσης x1, πιπέτα x1, κάρτα εγγύησης x1

Κουμπιά και δείκτες: [δείτε σελίδα 2-3, f2]

1. Περιοχή εκπομπής αρνητικών ιόντων
2. Λέιζερ φως
3. Δόντια χτένας EMS
4. Φως LED
5. Κουμπί δόνησης
6. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (κουμπί ρύθμισης επιπέδου)
7. Κουμπί λειτουργίας
8. Δείκτης χρόνου
9. Δείκτης επιπέδου
10. Δείκτης χωρητικότητας μπαταρίας
11. Διασύνδεση φόρτισης USB
12. Δοχείο υγρού (4 ml)
13. Δόντια για διανομή υγρού

Χρήση:

- Κρατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να εισέλθετε στο πρώτο επίπεδο της λειτουργίας κόκκινου φωτός, στη συνέχεια πατήστε σύντομα για να αλλάξετε επίπεδα.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να αλλάξετε στη λειτουργία μπλε φωτός, και στη συνέχεια πατήστε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να προσαρμόσετε το επίπεδο.
- Πατήστε το κουμπί δόνησης για να ενεργοποιήσετε τις δονήσεις και πατήστε ξανά για να τις απενεργοποιήσετε.
- Κρατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Προσθήκη ορού περιποίησης μαλλιών:

- Αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευή και σηκώστε το καπάκι.
- Χρησιμοποιήστε την πιπέτα για να προσθέσετε λάδι ή ορό στο δοχείο.
- Τοποθετήστε το καπάκι και τοποθετήστε το δοχείο πίσω στη συσκευή.

Φόρτιση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη. Εάν η μπαταρία είναι εξαντλημένη, φορτίστε τη συσκευή για τουλάχιστον 15-25 λεπτά για να πραγματοποιήσετε μία θεραπεία.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή και στον προσαρμογέα (ο προσαρμογέας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία), και στη συνέχεια συνδέστε τον προσαρμογέα στην πρίζα (η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση. Κατά τη φόρτιση, ο δείκτης χωρητικότητας μπαταρίας θα κινείται).
- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ο δείκτης χωρητικότητας μπαταρίας θα σταματήσει να κινείται.
- Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, ο δείκτης χωρητικότητας μπαταρίας θα αναβοσβήνει τρεις φορές και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

Προειδοποιήσεις

1. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν που αγοράσατε, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος και αυτές τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες συντήρησης και αποθήκευσης του προϊόντος, καθώς και τους κανόνες χειρισμού των απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται εκεί και χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τον προορισμό του.
2. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Μπορούν να το χρησιμοποιούν μόνο ενήλικες.
3. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν δεν λειτουργεί ή λειτουργεί εσφαλμένα, ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με άλλο τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, μην ανοίξετε ή επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Εάν το προϊόν εξακολουθεί να είναι υπό εγγύηση ή εγγύηση, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή τον εγγυητή. Εάν έχει λήξει η περίοδος εγγύησης ή το ελάττωμα δεν προκλήθηκε από το προϊόν, στείλτε το προϊόν για επισκευή σε κατάλληλο κέντρο εξυπηρέτησης.
4. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας, νερού ή υγρασίας, και μην το βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
5. Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία δωματίου, σε εύρος από 10 έως 40 βαθμούς Κελσίου.
6. Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
7. Μετά τη χρήση του προϊόντος, αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία δωματίου, σε εύρος από 10 έως 40 βαθμούς, μακριά από παιδιά και ζώα.
8. Σε περίπτωση μόλυνσης του προϊόντος, αποσυνδέστε το από την πηγή ενέργειας, σκουπίστε το με υγρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει πριν το αποθηκεύσετε. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή καυστικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
9. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρατηρήσετε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή πρίζα, αν εκπέμπει δυσάρεστη οσμή (π.χ. καμένη), αν υπερθερμαίνεται ή αν εκπέμπει καπνό. Σε αυτή την περίπτωση, μην ανοίξετε ή επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Εάν το προϊόν εξακολουθεί να είναι υπό εγγύηση ή εγγύηση, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή τον εγγυητή. Εάν έχει λήξει η περίοδος εγγύησης ή το ελάττωμα δεν προκλήθηκε από το προϊόν, στείλτε το προϊόν για επισκευή σε κατάλληλο κέντρο εξυπηρέτησης.
10. Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίτηρηση όταν είναι

ενεργοποιημένο.

11. Η πηγή τροφοδοσίας πρέπει να είναι συμβατή με την απαιτούμενη τάση του προϊόντος.

12. Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το προϊόν από την πηγή ενέργειας και αφήστε το να κρυώσει πριν το μετακινήσετε ή το αποθηκεύσετε.

13. Μην στρίβετε ή τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

14. Αξεσουάρ για το προϊόν που δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένη λειτουργία του προϊόντος ή ζημιά.

15. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή με προστασία ματιών (προστατευτικά γυαλιά). Μην κατευθύνετε το φως που εκπέμπεται από τη συσκευή προς τα μάτια.

16. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε παιδιά.

17. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είστε έγκυος ή θηλάζετε.

18. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που έχουν ή είχαν στο παρελθόν:

- καρκινικές παθήσεις του δέρματος;
- πολυάριθμα σημάδια ή άλλες αλλαγές στο δέρμα;
- κολλαγενικές ή αγγειακές διαταραχές του δέρματος, όπως περιπτώσεις δημιουργίας χηλοειδών ουλών, προβλήματα επούλωσης πληγών, κηροί ή αγγειακή εκτασία;
- ευαισθησία του δέρματος στο φως;
- εξάνθημα ή αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρμα στην περιοχή που πρόκειται να υποβληθεί σε θεραπεία;
- λοιμώξεις, έκζεμα, εγκαύματα, φλεγμονή θυλάκων των τριχών, ανοιχτά κοψίματα, εκδορές, έρπητας, πληγές ή τραυματισμοί ή αιματώματα στην περιοχή που πρόκειται να υποβληθεί σε θεραπεία;
- χειρουργικές επεμβάσεις στην περιοχή που πρόκειται να υποβληθεί σε θεραπεία;
- επιληψία με ευαισθησία στο φως;
- διαβήτη, συστηματικό ερυθρηματώδη λύκο, πορφυρία ή καρδιακή ανεπάρκεια;
- διαταραχές πήξης του αίματος;
- ασθένειες που μειώνουν την ανοσία (συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης από τον ιό HIV ή το AIDS).

19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στις ακόλουθες περιοχές:

- στο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών γύρω από τα μάτια και κοντά στα φρύδια;
 - στις θηλές και τις περιοχές τους, στα χείλη των γεννητικών οργάνων, στο όσχεο ή κοντά στον κόλπο ή τον πρωκτό;
 - στο εσωτερικό των ρουθουνιών και των αυτιών;
 - σε περιοχές ή κοντά σε περιοχές με τεχνητά αντικείμενα, όπως εμφυτεύματα σιλικόνης, καρδιολογιστές, υποδόριες περιοχές ενέσεων (δοσομετρητές ινσουλίνης) ή σκουλαρίκια;
 - σε σημάδια, φακίδες, πιο σκούρες περιοχές του δέρματος, ουλές;
 - σε κονδυλώματα, τατουάζ και περιοχές με μόνιμο μακιγιάζ;
 - σε περιοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί αποσμητικά με παρατεταμένη δράση;
 - σε περιοχές με ηλιακά εγκαύματα, πρόσφατα μαυρισμένες περιοχές (εντός των τελευταίων 48 ωρών) και περιοχές που χρησιμοποιήθηκαν αυτοίματα μαυρίσματος.
20. Μετά τη θεραπεία, για τουλάχιστον 48 ώρες μην εκθέτετε το δέρμα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 2, f1

Vrsta punjenja: USB-C
 Napon napajanja: 3,7 V
 Izlazna snaga: 3,33 W
 Kapacitet baterije: 700 mAh/3,7 Wh
 Vrijeme punjenja: 2-3 sata
 Vrijeme rada u jednostrukom načinu: 10 minuta
 Vrijeme čekanja: 90 dana (ako uređaj nije korišten više od 90 dana, potrebno ga je potpuno napuniti prije upotrebe)
 Dimenzije (šir. x dulj. x vis.): ~136,7×58,2×44,5 mm
 LED svjetlo: 18 grupa
 Broj lasera (LLLT): 6
 Duljina valne crvene svjetlosti: 620±10 nm
 Duljina valne plave svjetlosti: 465±10 nm
 Duljina valne laserske svjetlosti: 650±10 nm
 Materijal: ABS + metal
 U pakiranju: uređaj x1, USB kabel x1, upute za uporabu x1, pipeta x1, jamstvena kartica x1

Gumbi i indikatori: [vidi stranicu 2-3, f2]

1. Područje emisije negativnih iona
2. Lasersko svjetlo
3. Zubi češlja EMS
4. LED svjetlo
5. Gumb za vibracije
6. Gumb za uključivanje/isključivanje (gumb za podešavanje razine)
7. Gumb za način rada
8. Indikator vremena
9. Indikator razine
10. Indikator kapaciteta baterije
11. Sučelje za punjenje USB-a
12. Spremnik za tekućinu (4 ml)
13. Zubi za raspodjelu tekućine

Korištenje:

- Držite gumb za uključivanje/isključivanje za ulazak u prvu razinu načina crvenog svjetla, a zatim kratko pritisnite za prebacivanje razina.
- Pritisnite gumb za način rada za prebacivanje na način plavog svjetla, a zatim kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje za prilagodbu razine.
- Pritisnite gumb za vibracije za uključivanje vibracija i ponovno pritisnite za isključivanje.
- Držite gumb za uključivanje/isključivanje za isključivanje uređaja.

Dodavanje seruma za njegu kose:

- Izvadite spremnik iz uređaja i podignite poklopac.
- Koristite pipetu za dodavanje ulja ili seruma u spremnik.
- Vratite poklopac i stavite spremnik natrag u uređaj.

Punjenje:

- Prije prve uporabe, provjerite je li uređaj potpuno napunjen. Ako je baterija ispražnjena, napunite uređaj najmanje 15-25 minuta za provođenje jednog tretmana.
- Provjerite je li uređaj isključen.
- Spojite USB kabel na uređaj i adapter (adapter nije uključen u

pakiranje), a zatim umetnite adapter u utičnicu (uređaj se ne može koristiti tijekom punjenja. Tijekom punjenja, indikator kapaciteta baterije će se kretati).

HR

- Kada je baterija potpuno napunjena, indikator kapaciteta baterije će prestati kretati.
- Kada je baterija prazna, indikator kapaciteta baterije treperi tri puta i uređaj se isključuje.

Upozorenja

1. Prije korištenja kupljenog proizvoda, pročitajte upute za uporabu proizvoda, ova sigurnosna upozorenja, upute za održavanje i skladištenje proizvoda, kao i pravila za rukovanje otpadnom električnom i elektroničkom opremom. Slijedite preporuke sadržane u njima i koristite proizvod u skladu s njegovom namjenom.

2. Proizvod nije igračka i nije namijenjen za upotrebu djece. Proizvod mogu koristiti samo odrasle osobe.

3. Ne koristite proizvod ako ne radi ili ne radi ispravno, ili je bio ispušten ili oštećen na drugi način. U takvom slučaju, nemojte otvarati ili popravljati proizvod sami. Ako proizvod još ima jamstvo ili jamstvo, obratite se prodavaču ili jamcu. Ako je jamstveni rok istekao ili kvar nije uzrokovan proizvodom, pošaljite proizvod na popravak u odgovarajuću servisnu službu.

4. Ne koristite proizvod u blizini izvora topline, vode ili vlage, te ga nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine.

5. Proizvod je namijenjen za korištenje na sobnoj temperaturi, u rasponu od 10 do 40 stupnjeva Celzijusa.

6. Ne izlažite proizvod izravnom sunčevom svjetlu.

7. Nakon korištenja proizvoda, pohranite ga na suho mjesto, na sobnoj temperaturi, u rasponu od 10 do 40 stupnjeva, izvan doseg djece i životinja.

8. U slučaju onečišćenja proizvoda, isključite ga iz izvora energije, obrišite vlažnom krpom i ostavite da se osuši prije pohrane. Ne koristite abrazivna ili korozivna sredstva za čišćenje, jer to može dovesti do oštećenja proizvoda.

9. Ne koristite proizvod ako primijetite oštećeni kabel za napajanje ili utikač, ispušta neugodan miris (npr. spaljen), pregrijava se ili ispušta dim. U takvom slučaju, nemojte otvarati ili popravljati proizvod sami. Ako proizvod još ima jamstvo ili jamstvo, obratite se prodavaču ili jamcu. Ako je jamstveni rok istekao ili kvar nije uzrokovan proizvodom, pošaljite proizvod na popravak u odgovarajuću servisnu službu.

10. Ne ostavljajte proizvod bez nadzora kada je uključen.

11. Izvor napajanja mora biti u skladu s potrebnim naponom proizvoda.

12. Nakon upotrebe, isključite proizvod iz izvora napajanja i ostavite ga da se ohladi prije premještanja ili pohrane.

13. Ne savijajte ili uvijajte kabel za napajanje, jer to može dovesti do oštećenja.

14. Dodaci za proizvod koji ne dolaze od proizvođača mogu dovesti do neispravnog rada proizvoda ili njegovog oštećenja.

15. Koristite uređaj s zaštitom za oči (zaštitne naočale). Nemojte usmjeravati svjetlo koje emitira uređaj prema očima.

16. Uređaj nije namijenjen za upotrebu na djeci.

17. Ne koristite uređaj ako ste trudni ili dojite.

18. Uređaj ne mogu koristiti osobe koje imaju ili su imale u

prošlosti:

- karcinome kože;
- brojne madeže ili druge promjene na koži;
- poremećaje kolagena ili krvnih žila u koži, kao što su slučajevi stvaranja keloidnih ožiljaka, problemi s zacjeljivanjem rana, proširene vene ili vaskularna ektažija;
- osjetljivost kože na svjetlo;
- osip ili alergijske reakcije na koži na mjestu koje će biti tretirano;
- infekcije, ekcemi, opekline, upale folikula dlake, otvorene posjekotine, ogrebotine, herpes, rane ili ozljede ili hematomi na mjestu koje će biti tretirano;
- kirurške zahvate na mjestu koje će biti tretirano;
- epilepsiju s osjetljivošću na bljeskajuće svjetlo;
- dijabetes, sistemski lupus eritematozus, porfiriju ili srčanu insuficijenciju;
- poremećaje zgrušavanja krvi;
- bolesti koje smanjuju imunitet (uključujući infekciju HIV-om ili AIDS).

19. Ne koristite uređaj na sljedećim mjestima:

- na licu, uključujući područja oko očiju i blizu obrva;
- na bradavicama i okolnim područjima, usnama spolovila, skrotumu ili blizu vagine ili anusa;
- unutar nosnica i ušiju;
- na područjima ili blizu područja koja sadrže umjetne objekte, kao što su silikonski implantati, srčani stimulatori, potkožne injekcijske lokacije (dozatori inzulina) ili naušnice;
- na madežima, pjegama, tamnijim područjima kože, ožiljcima;
- na bradavicama, tetovažama i mjestima s trajnom šminkom;
- na mjestima na kojima su korišteni dezodoransi dugotrajnog djelovanja;
- na mjestima sunčanih opekline, nedavno preplanulim mjestima (unutar posljednjih 48 sati) i mjestima na kojima su korišteni sredstva za samotamnjenje.

20. Nakon tretmana, najmanje 48 sati ne izlažite kožu izravnom sunčevom svjetlu.

Više informacija možete pronaći na stranici 2, f1

Typ av laddning: USB-C

Inspänning: 3,7 V

Uteffekt: 3,33 W

Batterikapacitet: 700 mAh/3,7 Wh

Laddningstid: 2-3 timmar

Arbetstid i enkel läge: 10 minuter

Standby-tid: 90 dagar (om enheten inte har använts på mer än 90 dagar, måste den laddas fullt innan användning)

Mått (B x L x H): ~136,7×58,2×44,5 mm

LED-ljus: 18 grupper

Antal lasrar (LLLT): 6

Infraröd ljusvåglängd: 850±10 nm

Röd ljusvåglängd: 620±10 nm

Blå ljusvåglängd: 465±10 nm

Laserljusvåglängd: 650±10 nm

Material: ABS + metall

I paketet: enhet x1, USB-kabel x1, bruksanvisning x1, pipett x1, garantikort x1

Knappar och indikatorer: [se sida 2-3, f2]

1. Område för negativa joner
2. Laserljus
3. EMS-kam tändare
4. LED-ljus
5. Vibrationsknapp
6. Ström på/av-knapp (nivåjusteringsknapp)
7. Lägesknapp
8. Tidsindikator
9. Nivåindikator
10. Batterikapacitetsindikator
11. USB-laddningsgränssnitt
12. Vätsketank (4 ml)
13. Vätskespridningstånder

Användning:

- Håll ström på/av-knappen för att gå in i första nivån av röd ljusläge och tryck sedan kort för att byta nivåer.
- Tryck på lägesknappen för att byta till blå ljusläge och tryck sedan kort på ström på/av-knappen för att justera nivån.
- Tryck på vibrationsknappen för att aktivera vibrationer, och tryck igen för att stänga av dem.
- Håll ström på/av-knappen för att stänga av enheten.

Tillsättning av hårvårdsserum:

- Ta bort tanken från enheten och lyft locket.
- Använd pipetten för att tillsätta olja eller serum i tanken.
- Sätt tillbaka locket och placera tanken tillbaka i enheten.

Laddning:

- Se till att enheten är fulladdad innan första användningen. Om batteriet är urladdat, ladda enheten i minst 15-25 minuter för att kunna genomföra en behandling.
- Se till att enheten är avstängd.
- Anslut USB-kabeln till enheten och adaptern (ingen adapter ingår) och sätt sedan adaptern i ett uttag (enheten kan inte användas under laddning. Under laddningen rör sig batterikapacitetsindikatorn).

- När batteriet är fulladdat, slutar batterikapacitetsindikatorn att röra sig.
- När batteriet är nästan slut, blinkar batterikapacitetsindikatorn tre gånger och enheten stängs av.

Varningar:

1. Läs bruksanvisningen och dessa säkerhetsvarningar, underhålls- och förvaringsinstruktioner samt reglerna för hantering av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning innan du använder produkten. Följ rekommendationerna och använd produkten enligt dess avsedda syfte.
2. Produkten är inte en leksak och är inte avsedd för användning av barn. Endast vuxna bör använda produkten.
3. Använd inte produkten om den inte fungerar eller fungerar felaktigt, eller om den har tappats eller skadats på annat sätt. Öppna eller reparera inte produkten själv. Om produkten fortfarande omfattas av ansvar för felaktigheter (garanti) eller garanti, kontakta säljaren eller garantigivaren. Om garantiperioden har gått ut eller om felet inte orsakats av produkten, lämna in produkten för reparation till en lämplig serviceverkstad.
4. Använd inte produkten i närheten av värmekällor, vatten eller fukt, och sänk inte ner den i vatten eller andra vätskor.
5. Produkten är avsedd för användning vid rumstemperatur, inom området 10 till 40 grader Celsius.
6. Exponera inte produkten för direkt solljus.
7. Efter användning, förvara produkten på en torr plats, vid rumstemperatur, inom området 10 till 40 grader, utom räckhåll för barn och djur.
8. Vid smuts, koppla bort produkten från strömkällan, torka av med en fuktig trasa och låt den torka innan förvaring. Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel, eftersom detta kan skada produkten.
9. Använd inte produkten om du märker en skadad strömkabel eller kontakt, om den avger en obehaglig lukt (som bränd lukt), överhettas eller avger rök. Öppna eller reparera inte produkten själv. Om produkten fortfarande omfattas av ansvar för felaktigheter (garanti) eller garanti, kontakta säljaren eller garantigivaren. Om garantiperioden har gått ut eller om felet inte orsakats av produkten, lämna in produkten för reparation till en lämplig serviceverkstad.
10. Lämna inte produkten utan tillsyn när den är påslagen.
11. Strömkällan måste överensstämja med produktens spänningskrav.
12. Efter användning, koppla bort produkten från strömkällan och låt den svalna innan du flyttar eller förvarar den.
13. Vrid eller rulla inte strömkabeln, eftersom detta kan orsaka skada.
14. Tillbehör till produkten som inte kommer från tillverkaren kan orsaka felaktig funktion eller skada produkten.
15. Använd enheten med ögonskydd (skyddsglasögon). Rikta inte enhetens ljus mot ögonen.
16. Enheten är inte avsedd för användning på barn.
17. Använd inte enheten om du är gravid eller ammar.
18. Enheten bör inte användas av personer som har eller har haft:

- hudcancer;
- många födelsemärken eller andra hudförändringar;
- kollagen- eller kärthudstörningar, såsom keloidärrbildning, såråkningsproblem, åderbräck eller kärlvidgning;
- ljuskänslig hud;
- utslag eller allergiska reaktioner på huden där behandlingen ska utföras;
- infektioner, eksem, brännskador, hårsäcksinflammation, öppna sår, skrapsår, herpes, sår eller blåmärken där behandlingen ska utföras;
- kirurgiska ingrepp där behandlingen ska utföras;
- epilepsi med ljuskänslighet;
- diabetes, lupus, porfyri eller hjärtsvikt;
- blödningsstörningar;
- immunförsvarsnedsättande sjukdomar (inklusive HIV- eller AIDS-infektion).

19. Använd inte enheten på följande platser:

- i ansiktet, särskilt runt ögonen och nära ögonbrynen;
- på bröstvårtor och deras omgivning, labia, scrotum eller nära slidan eller anus;
- inuti näsborrar och öron;
- på eller nära områden med konstgjorda objekt, såsom silikonimplantat, pacemakers, subkutana injektionsställen (insulin dispenser) eller piercingar;
- på födelsemärken, fräcknar, mörkare hudområden, ärr;
- på vårtor, tatueringar och områden med permanent makeup;
- i områden där långverkande deodoranter har använts;
- i solsvedda områden, nyligen solade områden (inom de senaste 48 timmarna) och områden där brun utan sol har använts.

20. Efter behandling, undvik att utsätta huden för direkt solljus i minst 48 timmar.

För mer information se > se sida 2, f1

Type opladning: USB-C

Forsyningsspænding: 3,7 V

Udgangseffekt: 3,33 W

Batterikapacitet: 700 mAh/3,7 Wh

Opladningstid: 2-3 timer

Driftstid i enkelt tilstand: 10 minutter

Standbytid: 90 dage (hvis enheden ikke har været brugt i mere end 90 dage, skal den oplades fuldt ud før brug)

Dimensioner (B x L x H): ~136,7×58,2×44,5 mm

LED-lys: 18 grupper

Antal lasere (LLLT): 6

Infrarød lysbølgelængde: 850±10 nm

Rød lysbølgelængde: 620±10 nm

Blå lysbølgelængde: 465±10 nm

Laserlys bølgelængde: 650±10 nm

Materiale: ABS + metal

I pakken: enhed x1, USB-kabel x1, brugsanvisning x1, pipette x1, garantikort x1

Knapper og indikatorer: [se side 2-3, f2]

1. Område for negative ioner
2. Laserlys
3. EMS-kam tænder
4. LED-lys
5. Vibrationsknap
6. Tænd/sluk-knap (niveaustilleringsknap)
7. Tilstandsknap
8. Tidsindikator
9. Niveauindikator
10. Batterikapacitetsindikator
11. USB-opladningsinterface
12. Væsketank (4 ml)
13. Væskefordelingstænder

Brug:

- Hold tænd/sluk-knappen for at komme ind i første niveau af rødt lys tilstand, og tryk derefter kort for at skifte niveauer.
- Tryk på tilstandsknappen for at skifte til blåt lys tilstand, og tryk derefter kort på tænd/sluk-knappen for at justere niveauet.
- Tryk på vibrationsknappen for at aktivere vibrationer, og tryk igen for at slukke dem.
- Hold tænd/sluk-knappen for at slukke enheden.

Tilsætning af hårplejeserum:

- Fjern tanken fra enheden og løft låget.
- Brug pipetten til at tilføje olie eller serum til tanken.
- Sæt låget på igen, og placer tanken tilbage i enheden.

Opladning:

- Sørg for, at enheden er fuldt opladet før første brug. Hvis batteriet er afladet, oplad enheden i mindst 15-25 minutter for at kunne gennemføre en behandling.
- Sørg for, at enheden er slukket.
- Tilslut USB-kablet til enheden og adapteren (ingen adapter inkluderet), og sæt derefter adapteren i en stikkontakt (enheden kan ikke bruges under opladning. Under opladning

bevæger batterikapacitetsindikatoren sig).

- Når batteriet er fuldt opladet, stopper batterikapacitetsindikatoren med at bevæge sig.

- Når batteriet er ved at løbe tør, blinker batterikapacitetsindikatoren tre gange, og enheden slukker.

A small icon of the Danish flag with the letters 'DA' in white on a red background, positioned in the top right corner of the page.

Advarsler:

1. Læs brugsanvisningen og disse sikkerhedsadvarsler, vedligeholdelses- og opbevaringsinstruktioner samt reglerne for håndtering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr før brug af produktet. Følg anbefalingerne og brug produktet i henhold til dets tilsigtede formål.

2. Produktet er ikke et legetøj og er ikke beregnet til brug af børn. Kun voksne bør bruge produktet.

3. Brug ikke produktet, hvis det ikke fungerer eller fungerer forkert, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget på anden måde. Åbn eller reparer ikke produktet selv. Hvis produktet stadig er underlagt ansvar for mangler (garanti) eller garanti, kontakt sælgeren eller garantigiveren. Hvis garantiperioden er udløbet, eller hvis fejlen ikke skyldes produktet, indlever produktet til reparation til et passende serviceværksted.

4. Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder, vand eller fugt, og nedsænk det ikke i vand eller andre væsker.

5. Produktet er beregnet til brug ved stuetemperatur, inden for området 10 til 40 grader Celsius.

6. Udsæt ikke produktet for direkte sollys.

7. Efter brug, opbevar produktet på et tørt sted, ved stuetemperatur, inden for området 10 til 40 grader, uden for børns og dyrs rækkevidde.

8. Ved snavs, frakobl produktet fra strømkilden, tør det af med en fugtig klud, og lad det tørre, før det opbevares. Brug ikke slibende eller ætsende rengøringsmidler, da dette kan beskadige produktet.

9. Brug ikke produktet, hvis du bemærker en beskadiget strømkabel eller stik, hvis det afgiver en ubehagelig lugt (som brændt lugt), overopheder eller afgiver røg. Åbn eller reparer ikke produktet selv. Hvis produktet stadig er underlagt ansvar for mangler (garanti) eller garanti, kontakt sælgeren eller garantigiveren. Hvis garantiperioden er udløbet, eller hvis fejlen ikke skyldes produktet, indlever produktet til reparation til et passende serviceværksted.

10. Efterlad ikke produktet uden opsyn, når det er tændt.

11. Strømkilden skal være i overensstemmelse med produktets spændingskrav.

12. Efter brug, frakobl produktet fra strømkilden, og lad det køle af, før det flyttes eller opbevares.

13. Vrid eller rul ikke strømkablet, da dette kan forårsage skade.

14. Tilbehør til produktet, der ikke kommer fra producenten, kan forårsage fejlfunktion eller skade produktet.

15. Brug enheden med øjenbeskyttelse (beskyttelsesbriller). Ret ikke enhedens lys mod øjnene.

16. Enheden er ikke beregnet til brug på børn.

17. Brug ikke enheden, hvis du er gravid eller ammer.

18. Enheden bør ikke anvendes af personer, der har eller har haft:

- hudkræft;
- mange modermærker eller andre hudændringer;
- kollagen- eller karhudlidelser, såsom keloid-ar, sårheltningsproblemer, åreknuder eller karudvidelse;
- lysfølsom hud;
- udslett eller allergiske reaktioner på huden, hvor behandlingen skal udføres;
- infektioner, eksem, forbrændinger, hårsæksbetændelse, åbne sår, skrammer, herpes, sår eller blå mærker, hvor behandlingen skal udføres;
- kirurgiske indgreb, hvor behandlingen skal udføres;
- epilepsi med lysfølsomhed;
- diabetes, lupus, porfyri eller hjertesvigt;
- blødningsforstyrrelser;
- immunsvækkende sygdomme (inklusive HIV- eller AIDS-infektion).

19. Brug ikke enheden på følgende steder:

- i ansigtet, især omkring øjnene og nær øjenbrynene;
- på brystvorter og deres omgivelser, labia, scrotum eller nær skeden eller anus;
- inde i næsebor og ører;
- på eller nær områder med kunstige objekter, såsom silikoneimplantater, pacemakere, subkutane injektionssteder (insulindispensere) eller piercinger;
- på modermærker, fregner, mørkere hudområder, ar;
- på vorter, tatoveringer og områder med permanent makeup;
- i områder, hvor langvarige deodoranter er blevet brugt;
- i solbrændte områder, nyligt solbrændte områder (inden for de sidste 48 timer) og områder, hvor selvbruner er blevet brugt.

20. Efter behandling, undgå at udsætte huden for direkte sollys i mindst 48 timer.

For mere information se > se side 2, f1

Type opladen: USB-C

Voedingsspanning: 3,7 V

Uitgangsvermogen: 3,33 W

Batterijcapaciteit: 700 mAh/3,7 Wh

Oplaadtijd: 2-3 uur

Werktijd in enkelvoudige modus: 10 minuten

Standby-tijd: 90 dagen (indien het apparaat langer dan 90 dagen niet is gebruikt, moet het voor gebruik volledig worden opgeladen)

Afmetingen (B x L x H): ~136,7×58,2×44,5 mm

LED-licht: 18 groepen

Aantal lasers (LLLT): 6

Infrarood lichtgolflengte: 850±10 nm

Rood lichtgolflengte: 620±10 nm

Blauw lichtgolflengte: 465±10 nm

Lasergolflengte: 650±10 nm

Materiaal: ABS + metaal

In de set: apparaat x1, USB-kabel x1, handleiding x1, pipet x1, garantiebewijs x1

Knoppen en indicatoren: [zie pagina 2-3, f2]

1. Negatieve ionen emissiegebied
2. Laserlicht
3. EMS-kam tanden
4. LED-licht
5. Trillingsknop
6. Aan/uit-knop (niveau-instelknop)
7. Modusknop
8. Tijdindicator
9. Niveau-indicator
10. Batterijcapaciteitsindicator
11. USB-oplaadinterface
12. Vloeistoftank (4 ml)
13. Vloeistof verspreidingstanden

Gebruik:

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de eerste niveau van rood licht modus in te schakelen en druk dan kort om niveau te schakelen.
- Druk op de modusknop om over te schakelen naar blauw licht modus en druk dan kort op de aan/uit-knop om het niveau aan te passen.
- Druk op de trillingsknop om trillingen in te schakelen, en druk nogmaals om ze uit te schakelen.
- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Toevoegen van haarverzorgingsserum:

- Haal de tank uit het apparaat en til het deksel op.
- Gebruik de pipet om olie of serum aan de tank toe te voegen.
- Plaats het deksel terug en plaats de tank terug in het apparaat.

Opladen:

- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen vóór het eerste gebruik. Als de batterij leeg is, laad het apparaat dan

minstens 15-25 minuten op om een behandeling te kunnen uitvoeren.

NL

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Sluit de USB-kabel aan op het apparaat en de adapter (geen adapter inbegrepen), en steek vervolgens de adapter in een stopcontact (het apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen. Tijdens het opladen beweegt de batterijcapaciteitsindicator).
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, stopt de batterijcapaciteitsindicator met bewegen.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert de batterijcapaciteitsindicator drie keer en schakelt het apparaat uit.

Waarschuwingen:

1. Lees de handleiding en deze veiligheidswaarschuwingen, onderhouds- en opslaginstructies en de regels voor het omgaan met afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voordat u het product gebruikt. Volg de aanbevelingen op en gebruik het product volgens de voorgeschreven bestemming.
2. Het product is geen speelgoed en is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Alleen volwassenen zouden het product moeten gebruiken.
3. Gebruik het product niet als het niet werkt of defect is, of als het is gevallen of op een andere manier is beschadigd. Open of repareer het product niet zelf. Als het product nog steeds onder de garantie valt, neem dan contact op met de verkoper of garantieverstrekker. Als de garantieperiode is verlopen of als het defect niet door het product is veroorzaakt, breng het product dan naar een geschikte servicewerkplaats voor reparatie.
4. Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen, water of vocht, en dompel het niet onder in water of andere vloeistoffen.
5. Het product is bedoeld voor gebruik bij kamertemperatuur, binnen het bereik van 10 tot 40 graden Celsius.
6. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht.
7. Na gebruik, bewaar het product op een droge plaats, bij kamertemperatuur, binnen het bereik van 10 tot 40 graden, buiten het bereik van kinderen en dieren.
8. Bij vuil, koppel het product los van de stroombron, veeg het af met een vochtige doek en laat het drogen voor opslag. Gebruik geen schurende of bijtende reinigingsmiddelen, omdat dit het product kan beschadigen.
9. Gebruik het product niet als u een beschadigde stroomkabel of stekker opmerkt, als het een onaangename geur afgeeft (zoals brandlucht), oververhit raakt of rook afgeeft. Open of repareer het product niet zelf. Als het product nog steeds onder de garantie valt, neem dan contact op met de verkoper of garantieverstrekker. Als de garantieperiode is verlopen of als het defect niet door het product is veroorzaakt, breng het product dan naar een geschikte servicewerkplaats voor reparatie.
10. Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld.

11. De stroombron moet in overeenstemming zijn met de spanningsvereisten van het product.

12. Na gebruik, koppel het product los van de stroombron en laat het afkoelen voordat u het verplaatst of opslaat.

13. Draai of rol de stroomkabel niet, omdat dit schade kan veroorzaken.

14. Accessoires voor het product die niet van de fabrikant zijn, kunnen defecten of schade aan het product veroorzaken.

15. Gebruik het apparaat met oogbescherming (beschermbril). Richt het licht van het apparaat niet op de ogen.

16. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik op kinderen.

17. Gebruik het apparaat niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

18. Het apparaat mag niet worden gebruikt door mensen die hebben of hebben gehad:

- huidkanker;
- veel moedervlekken of andere huidveranderingen;
- collageen- of vaatziekten van de huid, zoals keloïd littekens, wondgeneesingsproblemen, spataderen of vaatuitbreiding;
- lichtgevoelige huid;
- uitslag of allergische reacties op de huid waar de behandeling moet worden uitgevoerd;
- infecties, eczeem, brandwonden, haarfollikelontsteking, open snijwonden, schaafwonden, herpes, wonden of blauwe plekken waar de behandeling moet worden uitgevoerd;
- chirurgische ingrepen waar de behandeling moet worden uitgevoerd;
- epilepsie met lichtgevoeligheid;
- diabetes, lupus, porfyrie of hartfalen;
- bloedstollingsstoornissen;
- immuunonderdrukkende ziekten (inclusief HIV- of AIDS-infectie).

19. Gebruik het apparaat niet op de volgende plaatsen:

- op het gezicht, vooral rond de ogen en nabij de wenkbrauwen;
- op tepels en hun omgevingen, schaamlippen, scrotum of nabij de vagina of anus;
- binnen de neusgaten en oren;
- op of nabij gebieden met kunstmatige objecten, zoals siliconenimplantaten, pacemakers, subcutane injectieplaatsen (insulineverdelers) of piercings;
- op moedervlekken, sproeten, donkerdere huidgebieden, littekens;
- op wratten, tatoeages en gebieden met permanente make-up;
- in gebieden waar langdurige deodorants zijn gebruikt;
- in zonerbrande gebieden, recent gebruikte gebieden (binnen de laatste 48 uur) en gebieden waar zelfbruiners zijn gebruikt.

20. Na behandeling, vermijd blootstelling van de huid aan direct zonlicht gedurende ten minste 48 uur.

Voor meer informatie zie > zie pagina 2, f1

Şarj türü: USB-C

Besleme voltajı: 3,7 V

Çıkış gücü: 3,33 W

Batarya kapasitesi: 700 mAh/3,7 Wh

Şarj süresi: 2-3 saat

Tek modda çalışma süresi: 10 dakika

Bekleme süresi: 90 gün (cihaz 90 günden fazla

kullanılmadıysa, kullanımdan önce tamamen şarj edilmelidir)

Boyutlar (G x U x Y): ~136,7×58,2×44,5 mm

LED ışık: 18 grup

Lazer sayısı (LLLT): 6

Kızılötesi ışık dalga boyu: 850±10 nm

Kırmızı ışık dalga boyu: 620±10 nm

Mavi ışık dalga boyu: 465±10 nm

Lazer ışık dalga boyu: 650±10 nm

Malzeme: ABS + metal

Kutuda: cihaz x1, USB kablosu x1, kullanım kılavuzu x1, damlalık x1, garanti kartı x1

Düğmeler ve göstergeler: [bkz. sayfa 2-3, f2]

1. Negatif iyon yayılım alanı

2. Lazer ışık

3. EMS tarak dişleri

4. LED ışık

5. Titreşim düğmesi

6. Açma/kapama düğmesi (seviye ayar düğmesi)

7. Mod düğmesi

8. Zaman göstergesi

9. Seviye göstergesi

10. Batarya kapasite göstergesi

11. USB şarj arayüzü

12. Sıvı tankı (4 ml)

13. Sıvı dağıtım dişleri

Kullanım:

- Kırmızı ışık modunun ilk seviyesine girmek için açma/kapama düğmesine basılı tutun ve ardından seviyeleri değiştirmek için kısaca basın.
- Mavi ışık moduna geçmek için mod düğmesine basın ve ardından seviyeyi ayarlamak için açma/kapama düğmesine kısaca basın.
- Titreşimleri etkinleştirmek için titreşim düğmesine basın ve kapatmak için tekrar basın.
- Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine basılı tutun.

Saç bakım serumu ekleme:

- Tankı cihazdan çıkarın ve kapağı kaldırın.
- Damlalığı kullanarak tanka yağ veya serum ekleyin.
- Kapağı geri takın ve tankı cihaza geri yerleştirin.

Şarj:

- İlk kullanımdan önce cihazın tamamen şarj edildiğinden emin olun. Batarya boşsa, bir tedavi gerçekleştirebilmek için cihazı en az 15-25 dakika şarj edin.
- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- USB kablosunu cihaza ve adaptöre (adaptör dahil değildir)

bağlayın ve ardından adaptörü bir prize takın (cihaz şarj sırasında kullanılamaz. Şarj sırasında batarya kapasite göstergesi hareket eder).

TR

- Batarya tamamen şarj olduğunda, batarya kapasite göstergesi hareket etmeyi durdurur.
- Batarya neredeyse boşaldığında, batarya kapasite göstergesi üç kez yanıp söner ve cihaz kapanır.

Uyarılar:

1. Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu ve bu güvenlik uyarılarını, bakım ve saklama talimatlarını ve atık elektrikli ve elektronik ekipmanla ilgili kuralları okuyun. Tavsiyelere uyun ve ürünü amacına uygun şekilde kullanın.
2. Ürün oyuncak değildir ve çocukların kullanımını için tasarlanmamıştır. Sadece yetişkinler ürünü kullanmalıdır.
3. Ürün çalışmıyor veya düzgün çalışmıyorsa veya düşürülmüş veya başka bir şekilde zarar görmüşse ürünü kullanmayın. Ürünü kendiniz açmayın veya tamir etmeyin. Ürün hala garanti kapsamında ise satıcı veya garanti verenle iletişime geçin. Garanti süresi dolmuşsa veya kusur üründen kaynaklanmıyorsa, ürünü uygun bir servise tamir için götürün.
4. Ürünü ısı kaynakları, su veya nem yakınında kullanmayın ve suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
5. Ürün oda sıcaklığında, 10 ila 40 derece Celsius arasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
6. Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
7. Kullanımdan sonra ürünü kuru bir yerde, oda sıcaklığında, 10 ila 40 derece arasında, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
8. Kirlenme durumunda, ürünü güç kaynağından ayırın, nemli bir bezle silin ve saklamadan önce kurummasını bekleyin. Aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın, çünkü bu ürünün zarar görmesine neden olabilir.
9. Ürünü, hasarlı bir güç kablosu veya fiş fark ederseniz, kötü bir koku (örneğin yanık kokusu) yayarsa, aşırı ısınır veya duman çıkarırsa kullanmayın. Ürünü kendiniz açmayın veya tamir etmeyin. Ürün hala garanti kapsamında ise satıcı veya garanti verenle iletişime geçin. Garanti süresi dolmuşsa veya kusur üründen kaynaklanmıyorsa, ürünü uygun bir servise tamir için götürün.
10. Ürün açıksa gözetimsiz bırakmayın.
11. Güç kaynağı, ürünün voltaj gereksinimleriyle uyumlu olmalıdır.
12. Kullanımdan sonra, ürünü güç kaynağından ayırın ve taşımadan veya saklamadan önce soğumasını bekleyin.
13. Güç kablosunu bükmeyin veya sarmayın, çünkü bu hasara neden olabilir.
14. Üreticiden olmayan ürün aksesuarları, ürünün arızalı çalışmasına veya zarar görmesine neden olabilir.
15. Cihazı göz koruması (koruyucu gözlük) ile kullanın. Cihazın ışığını gözle doğru yönlendirmeyin.
16. Cihaz, çocuklar üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
17. Hamileyseniz veya emziriyorsanız cihazı kullanmayın.
18. Cihaz, geçmişte ya da şimdi aşağıdaki rahatsızlıkları olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır:

- cilt kanseri;
- çok sayıda ben veya diğer cilt deęişiklikleri;
- keloid yara izi, yara iyileşme problemleri, varis veya damar genişlemesi gibi kollajen veya damar cilt bozuklukları;
- ışığa duyarlı cilt;
- tedavi edilecek bölgede ciltte kızarıklık veya alerjik reaksiyonlar;
- enfeksiyonlar, egzama, yanıklar, kıl kökü iltihabı, açık kesikler, sıyrıklar, uçuk, yaralar veya morluklar;
- tedavi edilecek bölgede cerrahi işlemler;
- ışığa duyarlılığı olan epilepsi;
- diyabet, lupus, porfiria veya kalp yetmezliği;
- kan pıhtılaşma bozuklukları;
- bağışıklık sistemi zayıflamış hastalıklar (HIV veya AIDS enfeksiyonu dahil).

19. Cihazı şu bölgelerde kullanmayın:

- yüzde, özellikle gözlerin etrafında ve kaşların yakınında;
- meme uçları ve çevresinde, labia, skrotum veya vajina ya da anüs yakınında;
- burun delikleri ve kulakların içinde;
- silikon implantlar, kalp pilleri, deri altı enjeksiyon yerleri (insülin dağıtıcıları) veya piercing gibi yapay nesnelere içeren bölgelerde veya yakınında;
- benler, çiller, koyu cilt bölgeleri, yara izleri üzerinde;
- siğiller, dövme ve kalıcı makyaj bölgelerinde;
- uzun süreli deodorantların uygulandığı bölgelerde;
- güneş yanığı olan bölgelerde, son 48 saat içinde güneşlenmiş bölgelerde ve bronzlaşma ürünlerinin uygulandığı bölgelerde.

20. Tedaviden sonra, en az 48 saat boyunca cildi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının.

Daha fazla bilgi için > bkz. sayfa 2, f1

Тип на зареждане: USB-C

Захранващо напрежение: 3,7 V

Изходна мощност: 3,33 W

Капацитет на батерията: 700 mAh/3,7 Wh

Време за зареждане: 2-3 часа

Време на работа в единичен режим: 10 минути

Време на готовност: 90 дни (ако устройството не е използвано повече от 90 дни, трябва да бъде напълно заредено преди употреба)

Размери (шир. x дълж. x вис.): ~136,7×58,2×44,5 мм

LED светлина: 18 групи

Брой лазери (LLLT): 6

Дължина на вълната на инфрачервената светлина: 850±10 nm

Дължина на вълната на червената светлина: 620±10 nm

Дължина на вълната на синята светлина: 465±10 nm

Дължина на вълната на лазерната светлина: 650±10 nm

Материал: ABS + метал

В комплекта: устройство x1, USB кабел x1, ръководство за употреба x1, пипета x1, гаранционна карта x1

Бутони и индикатори: [вж. стр. 2-3, f2]

1. Область на емисия на отрицателни йони

2. Лазерна светлина

3. Зъбци на гребен EMS

4. LED светлина

5. Бутон за вибрации

6. Бутон за включване/изключване (бутон за регулиране на нивото)

7. Бутон за режим

8. Индикатор за време

9. Индикатор за ниво

10. Индикатор за капацитет на батерията

11. USB интерфейс за зареждане

12. Резервоар за течности (4 мл)

13. Зъбци за разпространение на течността

Употреба:

- Задръжте бутона за включване/изключване, за да влезете в първото ниво на режим на червената светлина, след това кратко натиснете, за да превключите нивата.
- Натиснете бутона за режим, за да превключите на режим на синята светлина, след това кратко натиснете бутона за включване/изключване, за да настроите нивото.
- Натиснете бутона за вибрации, за да включите вибрациите, и натиснете отново, за да ги изключите.
- Задръжте бутона за включване/изключване, за да изключите устройството.

Добавяне на серум за грижа за косата:

- Извадете резервоара от устройството и вдигнете капака.
- Използвайте пипета, за да добавите масло или серум в резервоара.
- Поставете капака и върнете резервоара обратно в устройството.

Зареждане:

- Преди първа употреба, уверете се, че устройството е напълно заредено. Ако батерията е изтощена, заредете устройството поне 15-25 минути, за да може да извършите една процедура.
- Уверете се, че устройството е изключено.

- Свържете USB кабела към устройството и адаптера (няма адаптер в комплекта), след това вкарайте адаптера в контакта (устройството не може да се използва по време на зареждане. По време на зареждане индикаторът за капацитета на батерията ще се движи).
- Когато батерията е напълно заредена, индикаторът за капацитет на батерията ще спре да се движи.
- Когато батерията е на изчерпване, индикаторът за капацитет на батерията ще мига три пъти и устройството ще се изключи.

Предупреждения:

1. Преди да използвате закупения продукт, прочетете ръководството за употреба на продукта и тези предупредителни мерки за безопасност, инструкцията за поддръжка и съхранение на продукта, както и правилата за боравене с отпадъчно електрическо и електронно оборудване. Спазвайте препоръките, дадени там, и използвайте продукта в съответствие с неговото предназначение.
2. Продуктът не е играчка и не е предназначен за употреба от деца. Само възрастни лица могат да го използват.
3. Не използвайте продукта, ако не работи или нееднозначно работи, или ако е бил изпуснат или повреден по друг начин. В такъв случай не го отваряйте или ремонтирайте сами. Ако продуктът подлежи на отговорност за дефекти на продадения артикул (гаранция) или има гаранция, свържете се с продавача или гаранта. Ако гаранцията е изтекла или дефектът не е причинен от продукта, предайте продукта за ремонт в оторизиран сервиз.
4. Не използвайте продукта в близост до източници на топлина, вода или влажност, както и не го потапяйте във вода или други течности.
5. Продуктът е предназначен за употреба при стайна температура, в диапазона от 10 до 40 градуса по Целзий.
6. Не излагайте продукта на директна слънчева светлина.
7. След приключване на използването на продукта го съхранявайте на сухо място при стайна температура, в диапазона от 10 до 40 градуса, извън обсега на деца и животни.
8. При замърсяване продуктът трябва да се изключи от източника на хранване, да се избърше с влажна кърпа и да се остави да изсъхне преди съхранение. Не използвайте абразивни материали или корозионни почистващи препарати, тъй като те могат да причинят повреда на продукта.
9. Не използвайте продукта, ако забележите повреден хранващ кабел или щепсел, ако излъчва неприятна миризма (напр. на изгаряне), ако прегрява или ако излъчва дим. В такъв случай не отваряйте или ремонтирайте продукта сами. Ако продуктът все още е по гаранция или има гаранция, свържете се с продавача или гаранта. Ако гаранцията е изтекла или дефектът не е причинен от продукта, предайте продукта за ремонт в оторизиран сервиз.
10. Не оставяйте продукта без надзор, докато е включен.
11. Източникът на хранване трябва да отговаря на необходимото напрежение за продукта.
12. След употреба изключете продукта от източника на

захранване и го оставете да изстине преди местене или съхранение.

BG

13. Не огъвайте или не усуквайте захранващия кабел, тъй като това може да го повреди.

14. Аксесоарите към продукта, които не са от производителя, могат да доведат до неправилно функциониране на продукта или негово повреждане.

15. Използвайте устройството със защита за очите (защитни очила). Не насочвайте светлината, излъчвана от устройството, към очите си.

16. Устройството не е предназначено за употреба върху деца.

17. Не използвайте устройството, ако сте бременна или кърмите.

18. Устройството не трябва да се използва от лица, които имат или са имали в миналото:

- ракови кожни заболявания;
- множество пигментни петна или други кожни изменения;
- колагенови или съдови нарушения на кожата, напр. случаи на келоидни белези, проблеми с зарастване на рани, разширени вени или съдова ектазия;
- чувствителност на кожата към светлина;
- обрив или алергични реакции на кожата, на мястото, което трябва да бъде подложено на лечение;
- инфекции, екзема, изгаряния, възпаление на фоликулите, отворени рани, охлузвания, херпес, рани или наранявания или хематоми на мястото, което трябва да бъде подложено на лечение;
- хирургически операции на мястото, което трябва да бъде подложено на лечение;
- епилепсия със светлинна чувствителност;
- диабет, системен лупус еритематозус, порфирия или сърдечна недостатъчност;
- нарушения на кръвосъсирването;
- заболявания, които понижават имунитета (включително HIV инфекция или СПИН).

19. Не използвайте устройството на следните места:

- на лицето, особено около очите и близо до веждите;
- на зърната и ареолите им, labia majora, скротума или в областта на влагалището или ануса;
- вътре в ноздрите и ушите;
- на или около области, съдържащи изкуствени обекти, като силиконови импланти, пейсмейкъри, подкожни места за инжекции (инсулинови дозатори) или пиърсинги;
- на пигментни петна, лунички, тъмни области на кожата, белези;
- на брадавици, татуировки и места с постоянен грим;
- на места, използвани дезодоранти с удължено действие;
- на слънчеви изгаряния, наскоро изгорели на солариум (в рамките на последните 48 часа) и места, използващи самолъчен тен.

20. След процедурата не излагайте кожата на директна слънчева светлина най-малко 48 часа.

Повече информация > вж. страница 2, f1



[PL] Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny



oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

[EN] Used electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, must not be mixed with other waste. This is indicated by the symbol of a crossed-out bin placed on the product packaging. Electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, may contain hazardous substances, mixtures, and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them can lead to health risks or environmental pollution. Proper handling of used electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, in households positively contributes to reuse and recovery, including recycling of the used equipment. Used electrical and electronic devices, as well as batteries and accumulators, can be returned at local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and served the same functions as the equipment sold. When delivering equipment intended for households, the distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the delivery location, provided that the used equipment is of the same type and served the same functions as the delivered equipment. A distributor operating a retail unit with a

sales area, as defined in Article 2, point 19 of the Act of March 27, 2003, on spatial planning and development, of at least 400 m² dedicated to the sale of equipment intended for households, is obliged to accept used equipment from households free of charge at this unit or in its immediate vicinity, provided that none of the external dimensions exceeds 25 cm, without the necessity of purchasing new equipment intended for households. The product was placed on the market after August 13, 2005.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że poniżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the below product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa, Polska

Model: LaserBoost Pro Rosegold, SN: 04255903003703044
Model: LaserBoost Pro Dark, SN: 04255903003703037

Marka: Beautifly
e-mail: serwis@beautifly.eu