

PL EN DE FR ES PT IT CZ SK SL EE LT LV
NB FI HU RO AR RU EL HR SV DA NL TR BG

BEAUTIFLY

AuraSkin

PRO




series

LED Mask
User manual



[f](#) /beautifuly.global [i](#) /beautifuly_global

[v](#) /@beautifuly.global [d](#) /@beautifuly.global

f1**1****2****3****4****5****f3****1****2****3****4****5****6****f2****1****2****3****4****f4**

[youtube.com/@beautiflyglobal](https://www.youtube.com/@beautiflyglobal)



[facebook.com/beautiflyglobal](https://www.facebook.com/beautiflyglobal)



Napięcie znamionowe: 3,7V

Moc znamionowa: 4W

Napięcie ładowania: 5V

Prąd ładowania: 600mA

Materiał: Silikon + PP

Ilość diod LED: 70 lamp, 280 diod

Moc świetlna: 30–50 cm²/mW

Pojemność baterii pilota: 1500 mAh

Czas pracy na jednym ładowaniu: 150 minut

Czas ładowania: 120 minut

Tryby światła: czerwony 630nm (RL), bliska podczerwień 850nm (NIL), niebieski 465nm (BL), żółty 580nm (YL), zielony 540nm (GL), pomarańczowy 610nm (OL), fioletowy 630/465nm (PL), cyjan 485nm (IL).

Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Zawartość zestawu [strona 2- f1]:

1. Maskę. / 2. Pilot. / 3. Kabel USB. / 4. Ochronne okulary. / 5. Pasek mocujący.

Opis pilota [strona 2- f2]:

1. Wyświetlacz czasu – pokazuje ustawiony czas działania. / 2. Wyświetlacz trybu – pokazuje aktualnie wybrany tryb światła. / 3. Przycisk trybu – zmiana trybu światła. / 4. Przycisk zasilania / ustawienie czasu – włączenie/wyłączenie urządzenia i ustawienie czasu.

Obsługa urządzenia [strona 2- f3]:

1. Usunąć makijaż i dokładnie oczyścić twarz. / 2. Załóż okulary ochronne. Okular oznaczony literą „L” zakłada się na lewe oko, z literą „L” skierowaną na zewnątrz. Okular oznaczony literą „R” zakłada się na prawe oko, z literą „R” skierowaną na zewnątrz. Zamontuj paski mocujące. Paski nie rozróżniają strony lewej i prawej. Z miękkim materiałem skierowanym do wewnątrz, przełóż dwa paski z rzepami przez otwory po lewej i prawej stronie maski. Rzepy mocuje się do taśmy – pozycję można dostosować w lewo lub w prawo, w zależności od potrzeb. Po założeniu maski duże części rzepów mogą zostać połączone razem. / 3. Podłącz maskę do pilota. Załóż maskę. / 4. Uruchom i wybierz tryb światła. / 5/6. Po użyciu ściagnij i oczyść maskę.

Tryby urządzenia i ich działanie:

1. Czerwony (RL, 630 nm) - stymuluje produkcję kolagenu, poprawia elastyczność i wspomaga regenerację skóry.
 2. Bliska podczerwień (NIL, 850 nm) - wnika w głębsze warstwy skóry, wspomagając metabolizm komórkowy i procesy naprawy komórek.
 3. Niebieski (BL, 465 nm) - działa antybakteryjnie, łagodzi stany zapalne i redukuje widoczność niedoskonałości.
 4. Żółty (YL, 580 nm) - rozjaśnia cerę, wyrównuje koloryt i koi wrażliwą skórę.
 5. Zielony (GL, 540 nm) - redukuje zaczerwienienia i wyrównuje koloryt.
 6. Pomarańczowy (OL, 610 nm) - stymuluje mikrokrążenie, przywraca skórze energię i naturalny blask.
 7. Fioletowy (PL, 630/465 nm) - łączy działanie czerwieni i błękitu, wspomagając regenerację i pielęgnację skóry trądzikowej.
 8. Cyjan (IL, 485 nm) - łagodzi i odświeża cerę, poprawiając dotlenienie i ogólny wygląd skóry.

Jak używać urządzenia [strona 2- f2]:

1. Przycisk zasilania / ustawienie czasu:

- Przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

- Po włączeniu domyślnym trybem jest światło czerwone (RL) – kontrolka RL świeci się, a domyślny czas działania to 5 minut.

- Krótkie naciśnięcie przycisku wł/wył. umożliwia zmianę czasu pracy na 5 lub 10 minut. Czas można ustawić osobno dla każdego trybu światła.

2. Przycisk trybu:

- Po włączeniu urządzenia, każde kolejne naciśnięcie przycisku trybu zmienia aktywne światło i aktywuje odpowiedni wskaźnik (kontrolkę LED).

3. Wskaźnik trybu/zasilania:

- Gdy pilot działa poprawnie, odpowiednia kontrolka trybu świeci się.
- Jeśli napięcie baterii spadnie poniżej 3,4V, kontrolka danego trybu zaczyna migać.

Przykład:

Jeśli aktywny jest tryb czerwonego światła (RL), a napięcie spada poniżej 3,4V, kontrolka RL zaczyna migać. Gdy napięcie osiągnie 3,2V, urządzenie automatycznie się wyłącza.

Ładowanie, konserwacja i pielęgnacja urządzenia:

Produkt nie obsługuje pracy podczas ładowania. Gdy wskaźnik miga, urządzenie znajduje się w trybie ładowania. Gdy trzy wskaźniki jasności świecą się jednocześnie i przestają migać, ładowanie jest zakończone. Po użyciu maski przetrzyj część silikonową suchym lub wilgotnym ręcznikiem. Wysusz maskę w przewiewnym miejscu i przechowuj w miejscu wolnym od kurzu. Nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu z wodą.

Środki ostrożności:

Trzymaj produkt z dala od małych dzieci. Obsługuj produkt ostrożnie. Nie powinny go używać kobiety w ciąży, przygotowujące się do ciąży lub karmiące piersią, osoby wrażliwe na światło oraz osoby z chorobami genetycznymi lub skórnymi (np. toczeń rumieniowaty, wyprysk, albinizm itp.). Nie używaj podczas ładowania. Nie naciskaj urządzenia nadmiernie, aby uniknąć odkształceń i awarii. Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia na własną rękę. Nie upuszczaj ani nie uderzaj urządzeniem, aby uniknąć jego nieprawidłowego działania. Uwaga: pilot i przewody nie powinny mieć kontaktu z wodą. Po zakończeniu każdego zabiegu należy wytrzeć produkt wilgotną szmatką. Nie myj urządzenia pod wodą ani nie zanurzaj go. Nie używaj środków żrących do czyszczenia urządzenia. Przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu. Niezależnie od stosowanego środka bezpieczeństwa, na skutek działania urządzenia mogą pojawić się na skórze zaczerwienienie lub podrażnienie. Należy wówczas niezwłocznie przerwać zabieg i skonsultować się z lekarzem. W przypadku częstszego używania wyrobu niż zalecane istnieje ryzyko wystąpienia podrażnień bądź stanów zapalnych skóry. Co najmniej na 48 godzin przez użyciem urządzenia oraz na co najmniej 48 godzin po jego użyciu nie korzystaj z solarium ani nie wystawiaj skóry na światło słoneczne. Urządzenia nie wolno stosować u osób poniżej 18 roku życia. Nie należy stosować na częściach skóry, na których istnieje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia raka skóry, na otwartych ranach lub wysypkach, na opuchniętych, zaczerwienionych, podrażnionych, zakażonych lub zapalonych obszarach skóry lub wykwitach skórnym. Stosować środki ochrony oczu przy korzystaniu z urządzeń IPL lub laserowych, aby uniknąć narażenia na promieniowanie bezpośrednie lub odbite. Przed użyciem urządzenia zaleca się konsultację lekarską oraz, w razie potrzeby, wykonanie badań diagnostycznych obszaru ciała poddawanego zabiegowi. Zabiegu nie należy wykonywać przed uzyskaniem dokumentacji z takiej konsultacji. Zalecane stosowanie: 3–5 razy w tygodniu, przez 4 kolejne tygodnie jako jeden cykl.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f4]:

Nominal voltage: 3.7V

Nominal power: 4W

Charging voltage: 5V

Charging current: 600mA

Material: Silicone + PP

Number of LEDs: 70 lamps, 280 diodes

Luminous power: 30–50 cm²/mW

Remote control battery capacity: 1500 mAh

Operating time on a single charge: 150 minutes

Charging time: 120 minutes

Light modes: red 630nm (RL), near infrared 850nm (NIL), blue 465nm (BL), yellow 580nm (YL), green 540nm (GL), orange 610nm (OL), purple 630/465nm (PL), cyan 485nm (IL).

Safety:

Before using the product, please read this user manual and follow the recommendations contained herein during the operation of the device.

Contents of the set [page 2 - f1]:

1. Mask. / 2. Remote control. / 3. USB cable. / 4. Protective glasses. / 5. Strapping band.

Description of the remote control [page 2 - f2]:

1. Time display – shows the set operating time. / 2. Mode display – shows the currently selected light mode. / 3. Mode button – changes the light mode. / 4. Power/time setting button – turns the device on/off and sets the time.

Operating the device [page 2 - f3]:

1. Remove makeup and thoroughly cleanse your face. / 2. Put on the protective glasses. The glass marked with the letter "L" is worn on the left eye, with the letter "L" facing outward. The glass marked with the letter "R" is worn on the right eye, with the letter "R" facing outward. Attach the strapping bands. The bands do not distinguish between left and right sides. With the soft material (flannel) facing inward, thread two bands with small Velcro through the holes on the left and right sides of the mask. The Velcro is attached to the tape – the position can be adjusted left or right as needed. After putting on the mask, the large parts of the Velcro can be joined together. / 3. Connect the mask to the remote control. Put on the mask. / 4. Turn on and select the light mode. / 5/6. After use, remove and clean the mask.

Device Modes and Their Effects:

1. Red (RL, 630 nm) - stimulates collagen production, improves elasticity, and supports skin regeneration.
2. Near Infrared (NIL, 850 nm) - penetrates deeper layers of the skin, supporting metabolism and cell repair.
3. Blue (BL, 465 nm) - has antibacterial properties, soothes inflammation, and reduces the appearance of imperfections.
4. Yellow (YL, 580 nm) - brightens the complexion, evens out skin tone, and soothes sensitive skin.
5. Green (GL, 540 nm) - reduces redness and evens out skin tone.
6. Orange (OL, 610 nm) - stimulates microcirculation, restores energy and a natural radiance to the skin.
7. Purple (PL, 630/465 nm) - combines the effects of red and blue, supporting regeneration and caring for acne-prone skin.
8. Cyan (IL, 485 nm) - soothes and refreshes the complexion, improving oxygenation and the overall appearance of the skin.

How to use the device [page 2 - f2]:

1. Power/time setting button:

- Press and hold the power button to turn the device on/off.
- When turned on, the default mode is red light (RL) – the RL indicator lights up, and the default operating time is 5 minutes.
- A short press of the on/off button allows you to change the operating time to 5 or 10 minutes. The time can be set separately for each light mode.

2. Mode button:

- When the device is turned on, each subsequent press of the mode button changes the active light and activates the corresponding indicator (LED light).
3. Mode/power indicator:
- When the remote control is functioning correctly, the corresponding mode indicator lights up.
 - If the battery voltage drops below 3.4V, the indicator for that mode starts to flash.

Example:

If the red light mode (RL) is active and the voltage drops below 3.4V, the RL indicator starts to flash. When the voltage reaches 3.2V, the device automatically turns off.

Charging, maintenance, and care of the device:

The product does not support operation while charging. When the indicator is flashing, the device is in charging mode. When three brightness indicators light up simultaneously and stop flashing, charging is complete. After using the mask, wipe the silicone part with a dry or damp towel. Dry the mask in a well-ventilated area and store it in a dust-free place. Do not allow direct contact with water.

Precautions:

Keep the product away from small children. Handle the product carefully during use. It should not be used by pregnant women, those preparing for pregnancy or breastfeeding, individuals sensitive to light, or those with genetic or skin diseases (e.g., lupus erythematosus, light eczema, albinism, etc.). Do not use while charging. Do not press the device excessively to avoid deformation and malfunction. Do not repair, disassemble, or modify the device on your own. Do not drop or hit the device to avoid malfunction. Note: the remote control and cables should not come into contact with water. After each treatment, wipe the product with a damp cloth. Do not wash the device under water or immerse it. Do not use corrosive cleaning agents on the device. Store it in a cool, dry place. Regardless of the safety measures used, redness or irritation may occur on the skin due to the device's operation. In such cases, immediately stop the treatment and consult a doctor. Frequent use of the product beyond the recommended frequency may lead to irritation or inflammatory skin conditions. For at least 48 hours before using the device and for at least 48 hours after its use, do not use tanning beds or expose the skin to sunlight. The device should not be used by individuals under 18 years of age. Do not use on skin areas with an increased likelihood of skin cancer, on open wounds or rashes, on swollen, red, irritated, infected, or inflamed skin areas or skin eruptions. Use eye protection when using IPL or laser devices to avoid exposure to direct or reflected radiation. It is recommended to consult a doctor before using the device and, if necessary, to perform diagnostic tests on the area of the body undergoing treatment. The treatment should not be performed before obtaining documentation from such a consultation. Recommended use: 3–5 times a week, for 4 consecutive weeks as one cycle.

More information about the company and products [page 2 - f4]:

Nennspannung: 3,7 V

Nennleistung: 4 W

Ladespannung: 5 V

Ladestrom: 600 mA

Material: Silikon + PP

Anzahl der LEDs: 70 Lampen, 280 Dioden

Lichtleistung: 30–50 cm²/mW

Batteriekapazität der Fernbedienung: 1500 mAh

Betriebsdauer pro Ladung: 150 Minuten

Ladezeit: 120 Minuten

Lichtmodi: Rot 630 nm (RL), Nahinfrarot 850 nm (NIL), Blau 465 nm (BL), Gelb 580 nm (YL), Grün 540 nm (GL), Orange 610 nm (OL), Lila 630/465 nm (PL), Cyan 485 nm (IL).

Sicherheit:

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.

Lieferumfang [Seite 2 – f1]:

1. Maske. / 2. Fernbedienung. / 3. USB-Kabel. / 4. Schutzbrille. / 5. Befestigungsband.

Beschreibung der Fernbedienung [Seite 2 – f2]:

1. Zeitanzeige – zeigt die eingestellte Betriebsdauer an. / 2. Modusanzeige – zeigt den aktuell gewählten Lichtmodus an. / 3. Modustaste – ändert den Lichtmodus. / 4. Ein-/Aus-Taste / Zeiteinstellung – schaltet das Gerät ein/aus und stellt die Uhrzeit ein.

Bedienung des Geräts [Seite 2 – f3]:

1. Make-up entfernen und Gesicht gründlich reinigen. / 2. Schutzbrille aufsetzen. Die mit „L“ gekennzeichnete Schutzbrille wird über dem linken Auge platziert, wobei das „L“ nach außen zeigt. Die mit „R“ gekennzeichnete Schutzbrille wird über dem rechten Auge platziert, wobei das „R“ nach außen zeigt. Bringen Sie die Befestigungsbänder an. Die Bänder unterscheiden nicht zwischen der linken und rechten Seite, Fädeln Sie die beiden kleinen Klettbänder mit dem weichen Flanel nach innen durch die Löcher links und rechts an der Maske. Die Klettbänder sind am Band befestigt – die Position lässt sich je nach Bedarf nach links oder rechts verstellen. Nach dem Aufsetzen der Maske können die großen Klettbänder miteinander verbunden werden. / 3. Verbinden Sie die Maske mit der Fernbedienung. Setzen Sie die Maske auf. / 4. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie einen Lichtmodus. / 5/6. Nehmen Sie die Maske nach Gebrauch ab und reinigen Sie sie.

Gerätemodi und ihre Wirkungen:

1. Rot (RL, 630 nm) - stimuliert die Kollagenproduktion, verbessert die Elastizität und unterstützt die Hautregeneration.
2. Nahinfrarot (NIL, 850 nm) - dringt tiefer in die Hautschichten ein und fördert den Stoffwechsel und die Zellreparatur.
3. Blau (BL, 465 nm) - wirkt antibakteriell, lindert Entzündungen und reduziert das Erscheinungsbild von Hautunreinheiten.
4. Gelb (YL, 580 nm) - hellt den Teint auf, gleicht den Hautton aus und beruhigt empfindliche Haut.
5. Grün (GL, 540 nm) - reduziert Rötungen und gleicht den Hautton aus.
6. Orange (OL, 610 nm) - stimuliert die Mikrozirkulation, spendet neue Energie und verleiht der Haut einen natürlichen Glow.
7. Violett (PL, 630/465 nm) - vereint die Wirkung von Rot und Blau, unterstützt die Regeneration und pflegt zu Akne neigende Haut.
8. Cyan (IL, 485 nm) - beruhigt und erfrischt den Teint, verbessert die Sauerstoffversorgung und das gesamte Hautbild.

Bedienung des Geräts [Seite 2-f2]:

1. Ein-/Aus-Taste / Zeiteinstellung:

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.
- Nach dem Einschalten ist der Standardmodus rotes Licht (RL) – die RL-Kontrollleuchte leuchtet und die Standardlaufzeit beträgt 5 Minuten.
- Durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste lässt sich die Betriebsdauer auf 5 oder 10 Minuten ändern. Die Zeit lässt sich für jeden Lichtmodus separat einstellen.

2. Modustaste:

- Nach dem Einschalten des Geräts ändert jeder weitere Druck auf die Modustaste die aktive Leuchte und aktiviert die entsprechende Anzeige (LED).

3. Modus-/Betriebsanzeige:

- Wenn die Fernbedienung ordnungsgemäß funktioniert, leuchtet die entsprechende Modusanzeige.

- Wenn die Batteriespannung unter 3,4 V fällt, blinkt die entsprechende Modusanzeige.

Beispiel:

Wenn der Rotlichtmodus (RL) aktiv ist und die Spannung unter 3,4 V fällt, blinkt die RL-Anzeige. Bei Erreichen von 3,2 V schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Laden, Wartung und Pflege des Geräts:

Dieses Produkt unterstützt keinen Betrieb während des Ladevorgangs. Wenn die Anzeige blinkt, befindet sich das Gerät im Lademodus. Wenn die drei Helligkeitsanzeigen gleichzeitig aufleuchten und aufhören zu blinken, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Wischen Sie den Silikonteil der Maske nach Gebrauch mit einem trockenen oder feuchten Tuch ab. Trocknen Sie die Maske an einem gut belüfteten Ort und bewahren Sie sie staubfrei auf. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Wasser.

Vorsichtsmaßnahmen:

Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Gehen Sie während des Gebrauchs vorsichtig mit dem Produkt um. Es sollte nicht von schwangeren Frauen, Frauen mit Schwangerschaftswunsch oder stillenden Frauen, Personen mit Lichtempfindlichkeit oder Personen mit genetischen oder Hauterkrankungen (z. B. Lupus erythematoses, Photodermatitis, Albinismus usw.) verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs. Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, um Verformungen und Fehlfunktionen zu vermeiden. Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Hinweis: Fernbedienung und Kabel dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Wischen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch ab. Waschen oder tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Verwenden Sie keine ätzenden Mittel zur Reinigung. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen können bei der Verwendung des Geräts Rötungen oder Reizungen auftreten. Brechen Sie in solchen Fällen die Verwendung sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf. Wenn Sie das Gerät häufiger als empfohlen verwenden, besteht die Gefahr von Hautreizungen oder Entzündungen. Benutzen Sie das Gerät mindestens 48 Stunden vor und mindestens 48 Stunden nach der Anwendung nicht im Solarium und setzen Sie Ihre Haut nicht der Sonne aus. Dieses Gerät ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Nicht anwenden auf Hautpartien mit erhöhtem Hautkrebsrisiko, auf offenen Wunden oder entzündeten Hautpartien oder bei Hautausschlägen. Tragen Sie bei der Anwendung von IPL- oder Lasergeräten eine Schutzbrille, um Vermeiden Sie direkte oder reflektierte Strahlung. Vor der Anwendung des Geräts wird empfohlen, einen Arzt zu konsultieren und gegebenenfalls diagnostische Untersuchungen an der zu behandelnden Körperregion durchzuführen. Die Behandlung sollte erst nach Vorlage der entsprechenden Unterlagen erfolgen. Empfohlene Anwendung: 3–5-mal pro Woche, 4 aufeinanderfolgende Wochen lang als Einzelzyklus.

Weitere Informationen zu Unternehmen und Produkten [Seite 2–f4]:

Tension nominale : 3,7 V
 Puissance nominale : 4 W
 Tension de charge : 5 V
 Courant de charge : 600 mA
 Matériau : Silicone + PP
 Nombre de LED : 70 lampes, 280 diodes
 Puissance lumineuse : 30–50 cm²/mW
 Capacité de la batterie de la télécommande : 1500 mAh
 Autonomie par charge : 150 minutes
 Temps de charge : 120 minutes
 Modes d'éclairage : rouge 630 nm (RL), proche infrarouge 850 nm (NIL), bleu 465 nm (BL), jaune 580 nm (YL), vert 540 nm (GL), orange 610 nm (OL), violet 630/465 nm (PL), cyan 485 nm (IL).

Sécurité:

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et suivre les instructions qu'il contient.

Contenu de l'emballage [page 2- f1]:

1. Masque. / 2. Télécommande. / 3. Câble USB. / 4. Lunettes de sécurité. / 5. Sangle de fixation.

Description de la télécommande [page 2- f2]:

1. Affichage de l'heure : indique la durée de fonctionnement définie. / 2. Affichage du mode : indique le mode d'éclairage sélectionné. / 3. Bouton Mode : change le mode d'éclairage. / 4. Bouton Marche/Arrêt/Réglage de l'heure : allume/éteint l'appareil et règle l'heure.

Utilisation de l'appareil [page 2- f3]:

1. Démaquillez-vous et nettoyez soigneusement votre visage. / 2. Fixez les lunettes de sécurité. Les lunettes marquées « L » se placent sur l'œil gauche, le « L » étant orienté vers l'extérieur. Les lunettes marquées « R » se placent sur l'œil droit, le « R » étant orienté vers l'extérieur. Installez les sangles de fixation. Les sangles ne font pas de distinction entre les côtés gauche et droit. Avec la flanelle douce tournée vers l'intérieur, passez les deux petites bandes Velcro dans les trous situés à gauche et à droite du masque. Les bandes Velcro sont fixées à la sangle ; leur position peut être ajustée à gauche ou à droite, selon vos besoins. Après avoir mis le masque, les grandes bandes Velcro peuvent être reliées entre elles. / 3. Connectez le masque à la télécommande. Mettez le masque. / 4. Allumez et sélectionnez un mode d'éclairage. / 5/6. Retirez et nettoyez le masque après utilisation.

Modes d'utilisation et leurs effets:

1. Rouge (RL, 630 nm) - stimule la production de collagène, améliore l'élasticité et favorise la régénération cutanée.
 2. Proche infrarouge (NIL, 850 nm) - pénètre les couches profondes de la peau, favorisant le métabolisme et la réparation cellulaire.
 3. Bleu (BL, 465 nm) - possède des propriétés antibactériennes, apaise l'inflammation et atténue l'apparence des imperfections.
 4. Jaune (YL, 580 nm) - illumine le teint, unifie le teint et apaise les peaux sensibles.
 5. Vert (GL, 540 nm) - réduit les rougeurs et unifie le teint.
 6. Orange (OL, 610 nm) - stimule la microcirculation, redonne de l'énergie et un éclat naturel à la peau.
 7. Violet (PL, 630/465 nm) - combine les effets du rouge et du bleu, favorisant la régénération et prenant soin des peaux à tendance acnéique.
 8. Cyan (IL, 485 nm) - apaise et rafraîchit le teint, améliorant l'oxygénation et l'aspect général de la peau.

Comment utiliser l'appareil [page 2-f2]:

1. Bouton marche/réglage de la durée:

- Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pour allumer/éteindre l'appareil.

- Après la mise en marche, le mode par défaut est la lumière rouge (RL) ; le voyant RL est allumé et la durée de fonctionnement par défaut est de 5 minutes.

- Une brève pression sur le bouton marche/arrêt permet de régler la durée de fonctionnement sur 5 ou 10 minutes. La durée peut être réglée séparément pour chaque mode d'éclairage.

2. Bouton Mode:

- Après la mise sous tension de l'appareil, chaque pression sur le bouton Mode modifie le voyant et active le voyant correspondant (LED).

3. Voyant Mode/Alimentation:

- Lorsque la télécommande fonctionne correctement, le voyant correspondant s'allume.
- Si la tension de la batterie descend en dessous de 3,4 V, le voyant correspondant clignote.

Exemple:

Si le mode lumière rouge (RL) est actif et que la tension descend en dessous de 3,4 V, le voyant RL clignote. Lorsque la tension atteint 3,2 V, l'appareil s'éteint automatiquement.

Chargement, entretien et maintenance de l'appareil:

Ce produit ne fonctionne pas pendant le chargement. Lorsque le voyant clignote, l'appareil est en charge. Lorsque les trois voyants de luminosité s'allument simultanément et s'arrêtent de clignoter, la charge est terminée. Après utilisation du masque, essuyez la partie en silicone avec un chiffon sec ou humide. Séchez le masque dans un endroit bien ventilé et rangez-le à l'abri de la poussière. Évitez tout contact direct avec l'eau.

Précautions:

Tenir ce produit hors de portée des jeunes enfants. Manipuler avec précaution pendant l'utilisation. Il est déconseillé aux femmes enceintes, aux personnes qui envisagent une grossesse ou qui allaitent, aux personnes sensibles à la lumière ou aux personnes souffrant de maladies génétiques ou cutanées (par exemple, lupus érythémateux, photodermatite, albinisme, etc.). Ne pas utiliser pendant la charge. Ne pas exercer de pression excessive pour éviter toute déformation ou dysfonctionnement. Ne pas réparer, démonter ou modifier l'appareil soi-même. Ne pas laisser tomber ni heurter l'appareil pour éviter tout dysfonctionnement. Remarque : La télécommande et les câbles ne doivent pas entrer en contact avec l'eau. Après chaque utilisation, essuyer le produit avec un chiffon humide. Ne pas laver ni immerger l'appareil dans l'eau. Ne pas utiliser de produits corrosifs pour le nettoyer. Conserver dans un endroit frais et sec. Malgré les précautions prises, des rougeurs ou des irritations peuvent survenir suite à l'utilisation de l'appareil. Dans ce cas, cesser immédiatement l'utilisation et consulter un médecin. Une utilisation plus fréquente que recommandée peut entraîner un risque d'irritation ou d'inflammation cutanée. N'utilisez pas de solarium et n'exposez pas votre peau au soleil pendant au moins 48 heures avant et après utilisation. Cet appareil ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans. Ne l'utilisez pas sur des zones cutanées présentant un risque accru de cancer, sur des plaies ouvertes ou des éruptions cutanées, sur des zones gonflées, rouges, irritées, infectées ou enflammées, ou en cas d'éruptions cutanées. Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez des appareils IPL ou laser afin d'éviter l'exposition aux rayonnements directs ou réfléchis. Avant d'utiliser l'appareil, il est recommandé de consulter un médecin et, si nécessaire, de réaliser des examens diagnostiques sur la zone du corps à traiter. Le traitement ne doit être entrepris qu'après avoir obtenu les documents de cette consultation. Utilisation recommandée : 3 à 5 fois par semaine, pendant 4 semaines consécutives, en un seul cycle.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f4]:

Voltaje nominal: 3,7 V
Potencia nominal: 4 W
Voltaje de carga: 5 V
Corriente de carga: 600 mA
Material: Silicona + PP
Número de LED: 70 lámparas, 280 diodos
Salida de luz: 30-50 cm²/mW
Capacidad de la batería del control remoto: 1500 mAh
Tiempo de funcionamiento por carga: 150 minutos
Tiempo de carga: 120 minutos
Modos de luz: rojo 630 nm (RL), infrarrojo cercano 850 nm (NIL), azul 465 nm (BL), amarillo 580 nm (YL), verde 540 nm (GL), naranja 610 nm (OL), morado 630/465 nm (PL), cian 485 nm (IL).

Seguridad:

Antes de utilizar este producto, lea este manual de usuario y siga las instrucciones que contiene.

Contenido del paquete [página 2- f1]:

1. Mascariila. / 2. Control remoto. / 3. Cable USB. / 4. Gafas de seguridad. / 5. Correa de montaje.

Descripción del control remoto [página 2- f2]:

1. Pantalla de tiempo: muestra el tiempo de funcionamiento establecido. / 2. Pantalla de modo: muestra el modo de luz seleccionado. / 3. Botón de modo: cambia el modo de luz. / 4. Botón de encendido/ajuste de tiempo: enciende/apaga el dispositivo y ajusta la hora.

Uso del dispositivo [página 2- f3]:

1. Desmaquillase y limpie bien el rostro. / 2. Conecte las gafas de seguridad. Las gafas marcadas con una "L" se colocan sobre el ojo izquierdo, con la "L" hacia afuera. Las gafas marcadas con una "R" se colocan sobre el ojo derecho, con la "R" hacia afuera. Instale las correas de montaje. Las correas no distinguen entre el lado izquierdo y el derecho. Con la franja suave hacia adentro, pase las dos pequeñas correas de velcro por los orificios de los lados izquierdo y derecho de la mascarilla. Las correas de velcro están unidas a la correa; la posición se puede ajustar a la izquierda o a la derecha, según sus necesidades. Después de colocarse la mascarilla, las secciones grandes de velcro se pueden unir. / 3. Conecte la mascarilla al control remoto. Colóquese la mascarilla. / 4. Encienda y seleccione un modo de luz. / 5/6. Quitese y limpie la mascarilla después de usarla.

Modos del dispositivo y sus efectos:

1. Rojo (RL, 630 nm) - estimula la producción de colágeno, mejora la elasticidad y favorece la regeneración de la piel.
 2. Infrarrojo cercano (NIL, 850 nm) - penetra en las capas más profundas de la piel, favoreciendo el metabolismo y la reparación celular.
 3. Azul (BL, 465 nm) - tiene propiedades antibacterianas, alivia la inflamación y reduce la apariencia de imperfecciones.
 4. Amarillo (YL, 580 nm) - ilumina la tez, unifica el tono de la piel y calma la piel sensible.
 5. Verde (GL, 540 nm) - reduce el enrojecimiento y unifica el tono de la piel.
 6. Naranja (OL, 610 nm) - estimula la microcirculación, restaura la energía y una luminosidad natural a la piel.
 7. Morado (PL, 630/465 nm) - combina los efectos del rojo y el azul, favoreciendo la regeneración y cuidando la piel con tendencia acnéica.
 8. Cian (IL, 485 nm) - calma y refresca la tez, mejorando la oxigenación y el aspecto general de la piel.

Cómo usar el dispositivo [página 2-f2]:

1. Botón de encendido / ajuste de tiempo:

- Mantenga presionado el botón de encendido para encender/apagar el dispositivo.
- Después de encenderlo, el modo predeterminado es luz roja (RL); la luz indicadora RL está encendida y el tiempo de funcionamiento predeterminado es de 5 minutos.
- Una pulsación breve del botón de encendido/apagado permite cambiar el tiempo de funcionamiento a 5 o 10 minutos. El tiempo se puede configurar por separado para cada modo de luz.

2. Botón de modo:

- Tras encender el dispositivo, cada pulsación posterior del botón de modo cambia la luz activa y activa el indicador LED correspondiente.

3. Indicador de modo/encendido:

- Cuando el control remoto funciona correctamente, el indicador de modo correspondiente se iluminará.

- Si el voltaje de la batería baja de 3,4 V, el indicador de modo correspondiente parpadeará.

Ejemplo:

Si el modo de luz roja (RL) está activo y el voltaje baja de 3,4 V, el indicador RL parpadeará. Cuando el voltaje alcance los 3,2 V, el dispositivo se apagará automáticamente.

Carga, mantenimiento y cuidado del dispositivo:

Este producto no puede utilizarse mientras se carga. Cuando el indicador parpadea, el dispositivo está en modo de carga. Cuando los tres indicadores de brillo se iluminan simultáneamente y dejan de parpadear, la carga está completa. Después de usar la mascarilla, limpie la parte de silicona con una toalla seca o húmeda. Seque la mascarilla en un lugar bien ventilado y guárdela en un lugar sin polvo. Evite el contacto directo con el agua.

Precauciones:

Mantenga este producto fuera del alcance de los niños pequeños. Manipule este producto con cuidado durante su uso. No debe ser utilizado por mujeres embarazadas, personas que planeen quedar embarazadas o en período de lactancia, personas sensibles a la luz o personas con afecciones genéticas o cutáneas (p. ej., lupus eritematoso, fotodermatitis, albinismo, etc.). No lo utilice mientras se carga. No aplique una presión excesiva para evitar deformaciones y fallos de funcionamiento. No repare, desmonte ni modifique el dispositivo usted mismo. No deje caer ni golpee el dispositivo para evitar fallos de funcionamiento. Nota: El control remoto y los cables no deben entrar en contacto con el agua. Después de cada uso, limpie el producto con un paño húmedo. No lave ni sumerja el dispositivo en agua. No utilice agentes corrosivos para limpiarlo. Guárdelo en un lugar fresco y seco. Independientemente de las precauciones que tome, puede producirse enrojecimiento o irritación como resultado del uso del dispositivo. En tales casos, suspenda su uso inmediatamente y consulte a un médico. Si utiliza el dispositivo con más frecuencia de la recomendada, existe el riesgo de irritación o inflamación de la piel. No utilice un solárium ni exponga su piel a la luz solar durante al menos 48 horas antes y después de usar el dispositivo. Este dispositivo no es apto para menores de 18 años. No lo utilice en zonas de la piel con mayor riesgo de cáncer de piel, heridas abiertas o erupciones cutáneas, ni en zonas inflamadas, enrojecidas, irritadas, infectadas o con erupciones cutáneas. Use protección ocular al utilizar dispositivos de IPL o láser para evitar. Evite la exposición a la radiación directa o reflejada. Antes de usar el dispositivo, se recomienda consultar a un médico y, si es necesario, realizar pruebas diagnósticas en la zona a tratar. No se debe realizar el tratamiento hasta obtener la documentación de dicha consulta. Uso recomendado: 3 a 5 veces por semana, durante 4 semanas consecutivas en un solo ciclo.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f4]:

Tensão nominal: 3,7 V
Potência nominal: 4 W
Tensão de carregamento: 5 V
Corrente de carregamento: 600 mA
Material: Silicone + PP
Número de LEDs: 70 lâmpadas, 280 díodos
Emissão de luz: 30–50 cm²/mW
Capacidade da bateria do comando à distância: 1500 mAh
Tempo de funcionamento por carga: 150 minutos
Tempo de carregamento: 120 minutos
Modos de luz: vermelho 630 nm (RL), infravermelho próximo 850 nm (NIL), azul 465 nm (BL), amarelo 580 nm (YL), verde 540 nm (GL), laranja 610 nm (OL), roxo 630/465 nm (PL), ciano 485 nm (IL).

Segurança:

Antes de utilizar este produto, leia este manual do utilizador e siga as instruções nele contidas quando utilizar o dispositivo.

Conteúdo da embalagem [página 2-f1]:

1. Máscara. / 2. Comando Remoto. / 3. Cabo USB. / 4. Óculos de Segurança. / 5. Pega de Montagem.

Descrição do Comando à Distância [página 2-f2]:

1. Visor de Hora – apresenta o tempo de funcionamento definido. / 2. Visor de Modo – apresenta o modo de iluminação atualmente selecionado. / 3. Botão de Modo – altera o modo de iluminação. / 4. Botão Ligar/Desligar / Configuração da Hora – liga/desliga o dispositivo e ajusta a hora.

Operar o Dispositivo [página 2-f3]:

1.º Remova a maquiagem e limpe bem o rosto. / 2. Coloque os óculos de segurança. Os óculos marcados com "L" são colocados sobre o olho esquerdo, com o "L" virado para fora. Os óculos marcados com "R" são colocados sobre o olho direito, com o "R" virado para fora. Instale as pegas de montagem. As pegas não distinguem entre os lados esquerdo e direito. Com a flanela macia virada para dentro, passe as duas pequenas tiras de velcro pelos orifícios dos lados esquerdo e direito da máscara. As tiras de velcro estão fixas à tira – a posição pode ser ajustada para a esquerda ou para a direita, dependendo das suas necessidades. Após a colocação da máscara, as secções grandes de velcro podem ser unidas. / 3. Ligue a máscara ao telecomando. Coloque a máscara. / 4. Ligue e seleccione um modo de iluminação. / 5/6. Remova e limpe a máscara após a utilização.

Modos do dispositivo e seus efeitos:

1. Vermelho (RL, 630 nm) - estimula a produção de colagénio, melhora a elasticidade e auxilia na regeneração da pele.
2. Infravermelho próximo (NIL, 850 nm) - penetra nas camadas mais profundas da pele, auxiliando o metabolismo e a reparação celular.
3. Azul (BL, 465 nm) - possui propriedades antibacterianas, acalma a inflamação e reduz o aparecimento de imperfeições.
4. Amarelo (YL, 580 nm) - ilumina a tez, uniformiza o tom da pele e acalma a pele sensível.
5. Verde (GL, 540 nm) - reduz a vermelhidão e uniformiza o tom da pele.
6. Laranja (OL, 610 nm) - estimula a microcirculação, restabelece a energia e o brilho natural da pele.
7. Roxo (PL, 630/465 nm) - combina os efeitos do vermelho e do azul, ajudando na regeneração e cuidando da pele com tendência acneica.
8. Ciano (IL, 485 nm) - acalma e refresca a tez, melhorando a oxigenação e o aspeto geral da pele.

Como utilizar o dispositivo [página 2-f2]:

1. Botão de ligar/desligar / configuração do tempo:

- Mantenha o botão de ligar/desligar pressionado para ligar/desligar o dispositivo.

- Após ligar, o modo padrão é a luz vermelha (RL) – a luz indicadora RL está acesa e o tempo de execução padrão é de 5 minutos.

- Um breve toque no botão de alimentação permite alterar o tempo de funcionamento para 5 ou 10 minutos. O tempo pode ser definido separadamente para cada modo de iluminação.
2. Botão de Modo:
- Após ligar o dispositivo, cada pressão subsequente do botão de modo altera a luz ativa e ativa o indicador correspondente (LED).
3. Indicador de Modo/Energia:
- Quando o telecomando estiver a funcionar corretamente, o indicador de modo correspondente acenderá.
 - Se a tensão da bateria descer abaixo dos 3,4 V, o indicador de modo correspondente piscará.

Exemplo:

Se o modo de luz vermelha (RL) estiver ativo e a tensão descer abaixo dos 3,4 V, o indicador RL piscará. Quando a tensão atingir 3,2 V, o dispositivo desligar-se-á automaticamente.

Carregamento, Manutenção e Cuidados a ter com o Dispositivo:

Este produto não suporta o funcionamento durante o carregamento. Quando o indicador está a piscar, o dispositivo está em modo de carregamento. Quando os três indicadores de luminosidade acenderem simultaneamente e deixarem de piscar, o carregamento estará concluído. Após utilizar a máscara, limpe a parte de silicone com uma toalha seca ou húmida. Seque a máscara num local bem ventilado e guarde-a num local livre de pó. Evite o contacto direto com água.

Precauções:

Mantenha este produto fora do alcance das crianças pequenas. Manuseie este produto com cuidado durante a utilização. Não deve ser utilizado por grávidas, pessoas que planeiam engravidar ou amamentar, pessoas sensíveis à luz ou pessoas com problemas genéticos ou de pele (por exemplo, lúpus eritematoso, fotodermatite, albinismo, etc.). Não o utilize durante o carregamento. Não aplique pressão excessiva para evitar deformação e avarias. Não repare, desmonte ou modifique o dispositivo por conta própria. Não deixe cair nem bata no dispositivo para evitar avarias. Nota: O comando e os cabos não devem entrar em contacto com água. Após cada utilização, limpe o produto com um pano húmido. Não lave nem mergulhe o dispositivo em água. Não utilize agentes corrosivos para limpar o dispositivo. Guarde-o em local fresco e seco. Independentemente das precauções tomadas, pode ocorrer vermelhidão ou irritação como resultado da utilização do dispositivo. Nestes casos, interrompa imediatamente a utilização e consulte um médico. Se utilizar o dispositivo com mais frequência do que o recomendado, existe o risco de irritação ou inflamação da pele. Não utilize solário nem exponha a pele à luz solar durante pelo menos 48 horas antes de utilizar o dispositivo e durante pelo menos 48 horas após a utilização. Este dispositivo não é adequado para utilização em menores de 18 anos. Não utilize em zonas da pele com risco acrescido de cancro de pele, em feridas abertas ou erupções cutâneas, em zonas inchadas, vermelhas, irritadas, infetadas ou inflamadas ou em erupções cutâneas. Utilize proteção ocular ao utilizar dispositivos IPL ou laser para evitar Evite a exposição à radiação direta ou refletida. Antes de utilizar o dispositivo, recomenda-se consultar um médico e, se necessário, realizar exames de diagnóstico na zona do corpo a tratar. O tratamento não deve ser realizado até que a documentação dessa consulta seja obtida. Utilização recomendada: 3 a 5 vezes por semana, durante 4 semanas consecutivas, num único ciclo.

Mais informações sobre a empresa e os produtos [página 2 - f4]:

Tensione nominale: 3,7 V
 Potenza nominale: 4 W
 Tensione di carica: 5 V
 Corrente di carica: 600 mA
 Materiale: Silicone + PP
 Numero di LED: 70 lampade, 280 diodi
 Uscita luminosa: 30–50 cm²/mW
 Capacità della batteria del telecomando: 1500 mAh
 Tempo di funzionamento per carica: 150 minuti
 Tempo di ricarica: 120 minuti
 Modalità di illuminazione: rosso 630 nm (RL), vicino infrarosso 850 nm (NIL), blu 465 nm (BL), giallo 580 nm (YL), verde 540 nm (GL), arancione 610 nm (OL), viola 630/465 nm (PL), ciano 485 nm (IL).

Sicurezza:

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale utente e seguire le istruzioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Contenuto della confezione [pagina 2-f1]:

1. Maschera. / 2. Telecomando. / 3. Cavo USB. / 4. Occhiali di sicurezza. / 5. Cinghia di montaggio.

Descrizione del telecomando [pagina 2-f2]:

1. Display dell'ora: mostra il tempo di funzionamento impostato. / 2. Display della modalità: mostra la modalità di illuminazione attualmente selezionata. / 3. Pulsante della modalità: cambia la modalità di illuminazione. / 4. Pulsante di accensione/impostazione dell'ora: accende/spegne il dispositivo e imposta l'ora.

Funzionamento del dispositivo [pagina 2-f3]:

1. Struccarsi e detergere accuratamente il viso. / 2. Collegare gli occhiali di sicurezza. Gli occhiali contrassegnati con la lettera "L" vanno posizionati sull'occhio sinistro, con la lettera "L" rivolta verso l'esterno. Gli occhiali contrassegnati con la lettera "R" vanno posizionati sull'occhio destro, con la lettera "R" rivolta verso l'esterno. Installare le cinghie di montaggio. Le cinghie non distinguono tra lato sinistro e destro. Con la morbida filarella rivolta verso l'interno, infilare le due piccole cinghie in velcro attraverso i fori sui lati sinistro e destro della maschera. Le cinghie in velcro sono fissate alla cinghia: la posizione può essere regolata a sinistra o a destra, a seconda delle esigenze. Dopo aver indossato la maschera, le sezioni grandi in velcro possono essere unite tra loro. / 3. Collegare la maschera al telecomando. Indossare la maschera. / 4. Accendere e selezionare una modalità luce. / 5/6. Rimuovere e pulire la maschera dopo l'uso.

Modalità del dispositivo e relativi effetti:

1. Rosso (RL, 630 nm) - stimola la produzione di collagene, migliora l'elasticità e favorisce la rigenerazione cutanea.
 2. Infrarosso vicino (NIL, 850 nm) - penetra negli strati più profondi della pelle, favorendo il metabolismo e la riparazione cellulare.
 3. Blu (BL, 465 nm) - ha proprietà antibatteriche, lenisce le infiammazioni e riduce la comparsa di imperfezioni.
 4. Giallo (YL, 580 nm) - illumina l'incarnato, uniforma il tono della pelle e lenisce la pelle sensibile.
 5. Verde (GL, 540 nm) - riduce i rossori e uniforma il tono della pelle.
 6. Arancione (OL, 610 nm) - stimola la microcircolazione, restituisce energia e una naturale luminosità alla pelle.
 7. Viola (PL, 630/465 nm) - combina gli effetti del rosso e del blu, favorendo la rigenerazione e prendendosi cura della pelle a tendenza acneica.
 8. Ciano (IL, 485 nm) - lenisce e rinfresca l'incarnato, migliorando l'ossigenazione e l'aspetto generale della pelle.

Come utilizzare il dispositivo [pagina 2-f2]:

1. Pulsante di accensione / impostazione dell'ora:

- Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere/spegnere il dispositivo.
- Dopo l'accensione, la modalità predefinita è luce rossa (RL): la spia RL è accesa e l'autonomia predefinita è di 5 minuti.
- Una breve pressione del pulsante on/off consente di modificare il tempo di funzionamento a 5 o

10 minuti. Il tempo può essere impostato separatamente per ciascuna modalità di illuminazione.

2. Pulsante Modalità:

- Dopo aver acceso il dispositivo, ogni successiva pressione del pulsante Modalità modifica la luce attiva e attiva l'indicatore corrispondente (LED).

3. Indicatore Modalità/Alimentazione:

- Quando il telecomando funziona correttamente, l'indicatore di modalità corrispondente si accende.

- Se la tensione della batteria scende al di sotto di 3,4 V, l'indicatore di modalità corrispondente lampeggia.

Esempio:

Se la modalità luce rossa (RL) è attiva e la tensione scende al di sotto di 3,4 V, l'indicatore RL lampeggia. Quando la tensione raggiunge i 3,2 V, il dispositivo si spegne automaticamente.

Ricarica, Manutenzione e Cura del Dispositivo:

Questo prodotto non supporta il funzionamento durante la ricarica. Quando l'indicatore lampeggia, il dispositivo è in modalità di ricarica. Quando i tre indicatori di luminosità si accendono contemporaneamente e smettono di lampeggiare, la ricarica è completa. Dopo aver utilizzato la mascherina, pulire la parte in silicone con un panno asciutto o umido. Asciugare la mascherina in un luogo ben ventilato e conservarla in un luogo privo di polvere. Evitare il contatto diretto con l'acqua.

Precauzioni:

Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli. Maneggiare questo prodotto con cura durante l'uso. Non deve essere utilizzato da donne incinte, che stanno pianificando una gravidanza o che stanno allattando, da persone sensibili alla luce o da persone con patologie genetiche o cutanee (ad esempio, lupus eritematoso, fotodermatite, albinismo, ecc.). Non utilizzarlo durante la ricarica. Non applicare una pressione eccessiva per evitare deformazioni e malfunzionamenti. Non riparare, smontare o modificare il dispositivo autonomamente. Non far cadere o urtare il dispositivo per evitare malfunzionamenti. Nota: il telecomando e i cavi non devono entrare in contatto con l'acqua. Dopo ogni utilizzo, pulire il prodotto con un panno umido. Non lavare o immergere il dispositivo in acqua. Non utilizzare agenti corrosivi per pulire il dispositivo. Conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Independentemente dalle precauzioni adottate, l'uso del dispositivo può causare arrossamenti o irritazioni. In tali casi, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico. Se si utilizza il dispositivo più frequentemente di quanto raccomandato, sussiste il rischio di irritazione o infiammazione cutanea. Non utilizzare un solarium o esporre la pelle alla luce solare per almeno 48 ore prima di utilizzare il dispositivo e per almeno 48 ore dopo l'uso. Questo dispositivo non è adatto all'uso su persone di età inferiore ai 18 anni. Non utilizzare su aree della pelle a rischio aumentato di cancro della pelle, su ferite aperte o eruzioni cutanee, su aree della pelle gonfie, rosse, irritate, infette o infiammate o su eruzioni cutanee. Indossare protezioni per gli occhi quando si utilizzano dispositivi IPL o laser per evitare. Evitare l'esposizione a radiazioni dirette o riflesse. Prima di utilizzare il dispositivo, si raccomanda di consultare un medico e, se necessario, di eseguire test diagnostici sulla zona del corpo da trattare. Il trattamento non deve essere eseguito prima di aver ottenuto la documentazione di tale consultazione. Uso consigliato: 3-5 volte a settimana, per 4 settimane consecutive come ciclo singolo.

Ulteriori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f4]:

Jmenovité napětí: 3,7 V
 Jmenovitý výkon: 4 W
 Nabíjecí napětí: 5 V
 Nabíjecí proud: 600 mA
 Materiál: Silikon + PP
 Počet LED diod: 70 lamp, 280 diod
 Světelný výkon: 30–50 cm²/mW
 Kapacita baterie dálkového ovladače: 1500 mAh
 Provozní doba na jedno nabití: 150 minut
 Doba nabíjení: 120 minut
 Režimy svícení: červená 630 nm (RL), blízké infračervené záření 850 nm (NIL), modrá 465 nm (BL), žlutá 580 nm (YL), zelená 540 nm (GL), oranžová 610 nm (OL), fialová 630/465 nm (PL), azurová 485 nm (IL).

Bezpečnost:

Před použitím tohoto produktu si prosím přečtete tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte pokyny v ní uvedené.

Obsah balení [strana 2- f1]:

1. Maska. / 2. Dálkové ovládání. / 3. Kabel USB. / 4. Ochranné brýle. / 5. Montážní popruh.

Popis dálkového ovládání [strana 2- f2]:

1. Zobrazení času – zobrazuje nastavenou dobu provozu. / 2. Zobrazení režimu – zobrazuje aktuálně zvolený režim světla. / 3. Tlačítko režimu – mění režim světla. / 4. Tlačítko napájení / Nastavení času – zapíná/vypíná zařízení a nastavuje čas.

Ovládání zařízení [strana 2- f3]:

1. Odstraňte make-up a důkladně si očistěte obličej. / 2. Připojte ochranné brýle. Brýle označené „L“ se nasazují na levé oko, písmeno „L“ směřuje ven. Brýle označené „R“ se nasazují na pravé oko, písmeno „R“ směřuje ven. Nainstalujte montážní popruhy. Popruhy nerozlišují mezi levou a pravou stranou. S měkkým flanelovým materiálem směřujícím dovnitř provlékněte dva malé suché zipy otvory na levé a pravé straně masky. K popruhu jsou připevněny suché zipy – polohu lze nastavit doleva nebo doprava, v závislosti na vašich potřebách. Po nasazení masky lze velké části suchého zipu spoj dohromady. / 3. Připojte masku k dálkovému ovladači. Nasadte si masku. / 4. Zapiňte a vyberte režim svícení. / 5/6. Po použití masku sejměte a očistěte.

Režimy zařízení a jejich účinky:

1. Červená (RL, 630 nm) - stimuluje tvorbu kolagenu, zlepšuje elasticitu a podporuje regeneraci pokožky.
2. Blízké infračervené záření (NIL, 850 nm) - proniká do hlubších vrstev pokožky, podporuje metabolismus a obnovu buněk.
3. Modrá (BL, 465 nm) - má antibakteriální vlastnosti, zklidňuje záněty a redukuje výskyt nedokonalostí.
4. Žlutá (YL, 580 nm) - rozjasňuje pleť, sjednocuje tón pleti a zklidňuje citlivou pokožku.
5. Zelená (GL, 540 nm) - redukuje zarudnutí a sjednocuje tón pleti.
6. Oranžová (OL, 610 nm) - stimuluje mikrocirkulaci, obnovuje energii a přirozený jas pleti.
7. Fialová (PL, 630/465 nm) - kombinuje účinky červené a modré, podporuje regeneraci a pečuje o pleť náchylnou k akně.
8. Azurová (IL, 485 nm) - zklidňuje a osvěžuje pleť, zlepšuje oxyličení a celkový vzhled pleti.

Jak používat zařízení [strana 2-f2]:

1. Tlačítko napájení / nastavení času:

- Podržením tlačítka napájení zapnete/vypnete zařízení.
- Po zapnutí je výchozí režim červené světlo (RL) – kontrolka RL svítí a výchozí doba svícení je 5 minut.
- Krátkým stisknutím tlačítka zap/vyp můžete změnit dobu provozu na 5 nebo 10 minut. Čas lze nastavit samostatně pro každý režim světla.

2. Tlačítko režimu:

- Po zapnutí zařízení každé další stisknutí tlačítka režimu změní aktivní světlo a aktivuje odpovídající indikátor (LED).

3. Indikátor režimu/napájení:

- Pokud dálkové ovládání funguje správně, rozsvítí se odpovídající indikátor režimu.
- Pokud napětí baterie klesne pod 3,4 V, odpovídající indikátor režimu bliká.

Příklad:

Pokud je aktivní režim červeného světla (RL) a napětí klesne pod 3,4 V, indikátor RL bliká. Když napětí dosáhne 3,2 V, zařízení se automaticky vypne.

Nabíjení, údržba a péče o zařízení:

Tento produkt nepodporuje provoz během nabíjení. Pokud indikátor bliká, zařízení je v režimu nabíjení. Když se tři indikátory jasu rozsvítí současně a přestanou blikat, nabíjení je dokončeno. Po použití masky otřete silikonovou část suchým nebo vlhkým ručníkem. Masku osušte na dobře větraném místě a skladujte ji v bezprašném prostředí. Zabraňte přímému kontaktu s vodou.

Opatření:

Uchovávejte tento produkt mimo dosah malých dětí. Během používání s tímto produktem zacházejte opatrně. Přístroj by neměly používat těhotné ženy, osoby plánující těhotenství nebo kojící děti, osoby citlivé na světlo ani osoby s genetickými nebo kožními onemocněními (např. lupus erythematosus, fotodermatitida, albinismus atd.). Nepoužívejte jej během nabíjení. Nevyvíjejte nadměrný tlak, abyste zabránili deformaci a poruše. Zařízení sami neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte. Abyste předešli poruše, nenechte zařízení upadnout ani do něj neudeřte. Poznámka: Dálkový ovladač a kabely by se neměly dostat do kontaktu s vodou. Po každém použití výrobek otřete vlhkým hadříkem. Zařízení nemýjte ani neponořujte do vody. K čištění zařízení nepoužívejte korozivní prostředky. Skladujte jej na chladném a suchém místě. Bez ohledu na přijatá opatření se může v důsledku používání zařízení objevit zarudnutí nebo podráždění. V takových případech jej okamžitě přestaňte používat a poraďte se s lékařem. Pokud zařízení používáte častěji, než je doporučeno, hrozí riziko podráždění nebo zánětu kůže. Před použitím zařízení a alespoň 48 hodin po jeho použití nepoužívejte solárium ani nevystavujte pokožku slunečnímu záření. Toto zařízení není vhodné pro osoby mladší 18 let. Nepoužívejte jej na oblastech kůže se zvýšeným rizikem rakoviny kůže, na otevřených ranách nebo vyrážkách, na oteklých, zarudlých, podrážděných, infikovaných nebo zanícených oblastech kůže nebo kožních vyrážkách. Při používání IPL nebo laserových zařízení používejte ochranu očí, abyste předešli. Vyhněte se vystavení přímému nebo odraženému záření. Před použitím zařízení se doporučuje poradit se s lékařem a v případě potřeby provést diagnostické testy na ošetřované oblasti těla. Ošetření by se nemělo provádět, dokud není získána dokumentace z takové konzultace. Doporučené použití: 3–5krát týdně, po dobu 4 po sobě jdoucích týdnů v jednom cyklu.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f4]:

Menovité napätie: 3,7 V

Menovitý výkon: 4 W

Nabíjacie napätie: 5 V

Nabíjací prúd: 600 mA

Materiál: Silikón + PP

Počet LED diód: 70 žiaroviek, 280 diód

Svetelný výkon: 30–50 cm²/mW

Kapacita batérie diaľkového ovládača: 1500 mAh

Prevádzková doba na jedno nabitie: 150 minút

Čas nabíjania: 120 minút

Režimy svietenia: červená 630 nm (RL), blízke infračervené 850 nm (NIL), modrá 465 nm (BL), žltá 580 nm (YL), zelená 540 nm (GL), oranžová 610 nm (OL), fialová 630/465 nm (PL), azúrová 485 nm (IL).

Bezpečnosť:

Pred použitím tohto produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte pokyny, ktoré sú v nej uvedené.

Obsah balenia [strana 2- f1]:

1. Maska. / 2. Diaľkové ovládanie. / 3. Kábel USB. / 4. Ochranné okuliare. / 5. Montážny popruh.

Popis diaľkového ovládania [strana 2- f2]:

1. Zobrazenie času – zobrazuje nastavený prevádzkový čas. / 2. Zobrazenie režimu – zobrazuje aktuálne zvolený režim svetla. / 3. Tlačidlo režimu – mení režim svetla. / 4. Tlačidlo napájania / Nastavenie času – zapína/vypína zariadenie a nastavuje čas.

Obsluha zariadenia [strana 2- f3]:

1. Odličte sa a dôkladne si očistite tvár. / 2. Pripojte ochranné okuliare. Okuliare označené „L“ sa nasadia na ľavé oko, pričom „L“ smeruje von. Okuliare označené „R“ sa nasadia na pravé oko, pričom „R“ smeruje von. Nainštalujte montážne popruhy. Popruhy nerozlišujú medzi ľavou a pravou stranou. S mäkkou flanelovou látkou smerujúcou dovnútra prevlečte dva malé suché zipsy cez otvory na ľavej a pravej strane masky. K popruhu sú pripevnené suché zipsy – ich polohu je možné nastaviť doľava alebo doprava podľa potrieb. Po nasadení masky je možné spojiť veľké časti suchého zipsu. / 3. Pripojte masku k diaľkovému ovládaču. Nasadte si masku. / 4. Zapnite a vyberte režim svetla. / 5/6. Po použití masku odstráňte a vyčistite.

Režimy zariadenia a ich účinky:

1. Červená (RL, 630 nm) - stimuluje tvorbu kolagénu, zlepšuje elasticitu a podporuje regeneráciu pokožky.
2. Blízke infračervené žiarenie (NIL, 850 nm) - preniká do hlbších vrstiev pokožky, podporuje metabolizmus a obnovu buniek.
3. Modrá (BL, 465 nm) - má antibakteriálne vlastnosti, upokojuje zápal a redukuje výskyt nedokonalostí.
4. Žltá (YL, 580 nm) - rozjasňuje pleť, zjednocuje tón pleti a upokojuje citlivú pokožku.
5. Zelená (GL, 540 nm) - redukuje začervenanie a zjednocuje tón pleti.
6. Oranžová (OL, 610 nm) - stimuluje mikrocirkuláciu, obnovuje energiu a prirodzený jas pleti.
7. Fialová (PL, 630/465 nm) - kombinuje účinky červenej a modrej, podporuje regeneráciu a stará sa o pleť náchylnú na akné.
8. Azúrová (IL, 485 nm) - upokojuje a osviežuje pleť, zlepšuje oxyskútenie a celkový vzhľad pleti.

Ako používať zariadenie [strana 2-f2]:

1. Tlačidlo napájania / nastavenie času:

- Podržte tlačidlo napájania, aby ste zariadenie zapli/vypli.

- Po zapnutí je predvolený režim červené svetlo (RL) – kontrolka RL svieti a predvolená doba svietenia je 5 minút.

- Krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia môžete zmeniť prevádzkový čas na 5 alebo 10 minút. Čas je možné nastaviť samostatne pre každý režim svetla.

2. Tlačidlo režimu:

- Po zapnutí zariadenia každé ďalšie stlačenie tlačidla režimu zmení aktívne svetlo a aktívuje príslušný indikátor (LED).

3. Indikátor režimu/napájania:

- Keď diaľkové ovládanie funguje správne, rozsvieti sa príslušný indikátor režimu.
- Ak napätie batérie klesne pod 3,4 V, príslušný indikátor režimu bude blikať.

SK

Príklad:

Ak je aktívny režim červeného svetla (RL) a napätie klesne pod 3,4 V, indikátor RL bude blikať. Keď napätie dosiahne 3,2 V, zariadenie sa automaticky vypne.

Nabíjanie, údržba a starostlivosť o zariadenie:

Tento produkt nepodporuje prevádzku počas nabíjania. Keď indikátor blinká, zariadenie je v režime nabíjania. Keď sa tri indikátory jasú súčasne rozsvietené a prestanú blikať, nabíjanie je dokončené. Po použití masky utrite silikónovú časť suchým alebo vlhkým uterákom. Masku osušte na dobre vetranom mieste a skladujte ju na bezprašnom mieste. Zabráňte priamemu kontaktu s vodou.

Upozomenia:

Uchovávajúte tento produkt mimo dosahu malých detí. Počas používania s týmto produktom manipulujte opatrne. Nemali by ho používať tehotné ženy, ženy plánujúce otehotnieť alebo dojčiacie ženy, osoby citlivé na svetlo alebo osoby s genetickými alebo kožnými ochoreniami (napr. lupus erythematosus, fotodermatitída, albinizmus atď.). Nepoužívajte ho počas nabíjania. Nevyvíjajte nadmerný tlak, aby ste predišli deformácii a poruche. Zariadenie sami neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte. Aby ste predišli poruche, nenechajte zariadenie spadnúť ani na neho neudierať. Poznámka: Diaľkové ovládanie a káble by nemali prísť do kontaktu s vodou. Po každom použití výrobok utrite vlhkou handričkou. Zariadenie neumývajte ani neponárajte do vody. Na čistenie zariadenia nepoužívajte korozívne prostriedky. Skladujte ho na chladnom a suchom mieste. Bez ohľadu na prijaté opatrenia sa môže v dôsledku používania zariadenia vyskytnúť začervenanie alebo podráždenie. V takýchto prípadoch ho okamžite prestaňte používať a poraďte sa s lekárom. Ak používate zariadenie častejšie, ako sa odporúča, existuje riziko podráždenia alebo zápalu pokožky. Nepoužívajte solárium ani nevystavujte pokožku slnečnému žiareniu najmenej 48 hodín pred použitím zariadenia a najmenej 48 hodín po jeho použití. Toto zariadenie nie je vhodné na použitie u osôb mladších ako 18 rokov. Nepoužívajte ho na oblastiach pokožky so zvýšeným rizikom rakoviny kože, na otvorených ranách alebo vyrážkach, na opuchnutých, červených, podráždených, infikovaných alebo zapálených miestach pokožky alebo na kožných vyrážkach. Pri používaní IPL alebo laserových zariadení noste ochranu očí, aby ste predišli. Vyhnite sa vystaveniu priamemu alebo odrazenému žiareniu. Pred použitím zariadenia sa odporúča poradiť sa s lekárom a v prípade potreby vykonať diagnostické testy na ošetrovanej oblasti tela. Liečba by sa nemala vykonávať, kým sa nezíska dokumentácia z takejto konzultácie. Odporúčané použitie: 3–5-krát týždenne, počas 4 po sebe nasledujúcich týždňov ako jeden cyklus.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - 4]:

Nazivna napetost: 3,7 V

Nazivna moč: 4 W

Polnilna napetost: 5 V

Polnilni tok: 600 mA

Material: Silikon + PP

Število LED diod: 70 sijalk, 280 diod

Svetlobni tok: 30–50 cm²/mW

Kapaciteta baterije daljinskega upravljalnika: 1500 mAh

Čas delovanja na polnjenje: 150 minut

Čas polnjenja: 120 minut

Načini svetlobe: rdeča 630 nm (RL), bližnja infrardeča 850 nm (NIL), modra 465 nm (BL), rumena 580 nm (YL), zelena 540 nm (GL), oranžna 610 nm (OL), vijolična 630/465 nm (PL), cijan 485 nm (IL).

Varnost:

Pred uporabo tega izdelka preberite ta uporabniški priročnik in upoštevajte navodila, ki so v njem navedena.

Vsebina paketa [stran 2- f1]:

1. Maska. / 2. Daljinski upravljalnik. / 3. Kabel USB. / 4. Zaščitna očala. / 5. Pritrdilni trak.

Opis daljinskega upravljalnika [stran 2- f2]:

1. Prikaz časa – prikazuje nastavljeni čas delovanja. / 2. Prikaz načina – prikazuje trenutno izbrani način svetlobe. / 3. Gumb za način – spreminja način svetlobe. / 4. Gumb za vklop / Nastavitev časa – vklopi/izklopi napravo in nastavi čas.

Upravljanje naprave [stran 2- f3]:

1. Odstranite ličila in temeljito očistite obraz. / 2. Namestite zaščitna očala. Očala z oznako "L" so nameščena čez levo oko, tako da je "L" obrnjena navzven. Očala z oznako "R" so nameščena čez desno oko, tako da je "R" obrnjena navzven. Namestite pritrdilne trakove. Trakovi ne razlikujejo med levo in desno stranjo. Z mehko flanelasto tkanino, obrnjeno navznoter, napeljite dva majhna ježka skozi luknjice na levi in desni strani maske. Na trak so pritrjeni ježki – položaj je mogoče nastaviti v levo ali desno, odvisno od vaših potreb. Po namestitvi maske lahko velike dele ježka povežete skupaj. / 3. Maske priključite na daljinski upravljalnik. Nadenite si masko. / 4. Vključite in izberite način osvetlitve. / 5/6. Po uporabi odstranite in očistite masko.

Načini delovanja naprave in njihovi učinki:

1. Rdeča (RL, 630 nm) - spodbuja proizvodnjo kolagena, izboljšuje elastičnost in podpira regeneracijo kože.
2. Bližnji infrardeči sevanje (NIL, 850 nm) - prodre v globlje plasti kože, podpira presnovo in obnovo celic.
3. Modra (BL, 465 nm) - ima antibakterijske lastnosti, pomirja vnetja in zmanjšuje videz nepravilnosti.
4. Rumena (YL, 580 nm) - posvetli polt, izenači ten kože in pomirja občutljivo kožo.
5. Zelena (GL, 540 nm) - zmanjšuje rdečico in izenači ten kože.
6. Oranžna (OL, 610 nm) - spodbuja mikrocirkulacijo, koži vrača energijo in naravni sijaj.
7. Vijolična (PL, 630/465 nm) - združuje učinke rdeče in modre barve, podpira regeneracijo in neguje kožo, nagnjeno k aknam.
8. Cijan (IL, 485 nm) - pomirja in osvežuje polt, izboljšuje oksigenacijo in celoten videz kože.

Kako uporabljati napravo [stran 2-f2]:

1. Gumb za vklop/nastavitev časa:

- Držite gumb za vklop, da vključite/izključite napravo.

- Po vklopu je privzeti način rdeča luč (RL) – indikatorska lučka RL sveti, privzeti čas delovanja pa je 5 minut.

- S kratkim pritiskom na gumb za vklop/izklop lahko spremenite čas delovanja na 5 ali 10 minut. Čas je mogoče nastaviti ločeno za vsak način svetlobe.

2. Gumb za način:

- Po vklopu naprave vsak naslednji pritisk gumba za način spremeni aktivno luč in aktivira ustrezní indikator (LED).

3. Indikator načina/vklopa:

- Ko daljinski upravljalnik deluje pravilno, se prižge ustrezní indikator načina.
- Če napetost baterije pade pod 3,4 V, utripa ustrezní indikator načina.

Primer:

Če je način rdeče lučke (RL) aktiven in napetost pade pod 3,4 V, indikator RL utripa. Ko napetost doseže 3,2 V, se naprava samodejno izklopi.

Polnjenje, vzdrževanje in nega naprave:

Ta izdelek ne podpira delovanja med polnjenjem. Ko indikator utripa, je naprava v načinu polnjenja. Ko se trije indikatorji svetlosti hkrati prižgejo in prenehajo utripati, je polnjenje končano. Po uporabi maske silikonski del obrišite s suho ali vlažno brisačo. Masko posušite v dobro prezračevanem prostoru in jo shranite na mestu brez prahu. Izogibajte se neposrednemu stiku z vodo.

Previdnostni ukrepi:

Izdelek hranite izven dosega majhnih otrok. Med uporabo z izdelkom ravnajte previdno. Naprave ne smejo uporabljati nosečnice, osebe, ki načrtujejo nosečnost ali dojijo, osebe, ki so občutljive na svetlobo, ali osebe z genetskimi ali kožnimi boleznimi (npr. eritematozni lupus, fotodermatitis, albinizem itd.). Naprave ne uporabljajte med polnjenjem. Ne pritiskajte premočno, da preprečite deformacije in okvare. Naprave ne popravljajte, razstavljajte ali spreminjajte sami. Naprave ne spuščajte in ne udarjajte, da preprečite okvaro. Opomba: Daljinski upravljalnik in kablí ne smejo priti v stik z vodo. Po vsaki uporabi izdelek obrišite z vlažno krpo. Naprave ne perite ali potaplajte v vodo. Za čiščenje naprave ne uporabljajte korozivnih sredstev. Shranjujte jo na hladnem in suhem mestu. Ne glede na sprejete previdnostne ukrepe se lahko zaradi uporabe naprave pojavi rdečina ali draženje. V takih primerih takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom. Če napravo uporabljate pogosteje, kot je priporočeno, obstaja tveganje za draženje ali vnetje kože. Vsaj 48 ur pred uporabo naprave in vsaj 48 ur po uporabi ne uporabljajte solarija ali izpostavljajte kože sončni svetlobi. Ta naprava ni primerna za uporabo pri osebah, mlajših od 18 let. Ne uporabljajte je na predelih kože, kjer obstaja povečano tveganje za kožnega raka, na odprtih ranah ali izpuščajih, na oteklih, rdečih, razdraženih, okuženih ali vnetih predelih kože ali kožnih izbruhih. Pri uporabi IPL ali laserskih naprav nosite zaščito za oči, da se izognete. Izogibajte se izpostavljenosti neposrednemu ali odbitemu sevanju. Pred uporabo naprave je priporočljivo posvetovati se z zdravnikom in po potrebi opraviti diagnostične preiskave na delu telesa, ki ga zdravite. Zdravljenja se ne sme izvajati, dokler ni pridobljena dokumentacija o takšnem posvetu. Priporočena uporaba: 3–5-krat na teden, 4 zaporedne tedne kot en sam cikel.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f4]:

Nimipinge: 3,7 V
 Nimivõimsus: 4 W
 Laadimispinge: 5 V
 Laadimisvool: 600 mA
 Materjal: Silikoon + PP
 LED-ide arv: 70 lampi, 280 diodi
 Valgusvõim: 30–50 cm²/mW
 Kaugjuhtimispuhldi aku mahtuvus: 1500 mAh
 Tööaeg laadimise kohta: 150 minutit
 Laadimisaeg: 120 minutit
 Valgusrežiimid: punane 630 nm (RL), lähiinfrapuna 850 nm (NIL), sinine 465 nm (BL), kollane 580 nm (YL), roheline 540 nm (GL), oranž 610 nm (OL), lilla 630/465 nm (PL), tsüaan 485 nm (IL).

Ohutus:

Enne toote kasutamist lugege palun see kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid juhiseid.

Paki sisu [lk 2- f1]:

1. Mask. / 2. Kaugjuhtimispuhlt. / 3. USB-kaabel. / 4. Kaitseprillid. / 5. Kinnitusrihm.

Kaugjuhtimispuhldi kirjeldus [lk 2- f2]:

1. Ajanäidik – näitab seatud tööaega. / 2. Režiiminäidik – näitab hetkel valitud valgusrežiimi. / 3. Režiiminupp – muudab valgusrežiimi. / 4. Toitenupp / Aja seadistamine – lülitab seadme sisse/välja ja seadistab aja.

Seadme kasutamine [lk 2- f3]:

1. Eemaldage meik ja puhastage nägu hoolikalt. / 2. Ühendage kaitseprillid. "L"-märgisega prillid asetatakse vasaku silma peale, "R" väljapoole. "R"-märgisega prillid asetatakse parema silma peale, "R" väljapoole. Paigaldage kinnitusrihmad. Rihmad ei tee vahet vasaku ja parema poole vahel. Pehme flanell sissepoole suunatud ja ajage kaks väikest takjapaela läbi maski vasakul ja paremal küljel asuvate aukude. Takjapaelad on rihma külge kinnitatud – asendit saab vastavalt vajadusele vasakule või paremale reguleerida. Pärast maski pähepanemist saab suured takjapaelaga osad omavahel ühendada. / 3. Ühendage mask kaugjuhtimispuhldiga. Pange mask pähe. / 4. Lülitage sisse ja valige valgusrežiim. / 5/6. Eemaldage ja puhastage mask pärast kasutamist.

Seadme režiimid ja nende mõjud:

1. Punane (RL, 630 nm) - stimuleerib kollageeni tootmist, parandab elastsust ja toetab naha uuenemist.
2. Lähiinfrapuna (NIL, 850 nm) - tungib naha sügavamatesse kihtidesse, toetades ainevahetust ja rakkude taastumist.
3. Sinine (BL, 465 nm) - omab antibakteriaalseid omadusi, rahustab põletikku ja vähendab ebataäiuste nähtavust.
4. Kollane (YL, 580 nm) - heledab jumet, ühtlustab nahatooni ja rahustab tundlikku nahka.
5. Roheline (GL, 540 nm) - vähendab punetust ja ühtlustab nahatooni.
6. Oranž (OL, 610 nm) - stimuleerib mikrotsirkulatsiooni, taastab naha energia ja loomuliku sära.
7. Lilla (PL, 630/465 nm) - ühendab punase ja sinise mõju, toetades uuenemist ja hoolitsedes aknele kalduva naha eest.
8. Tsüaan (IL, 485 nm) - rahustab ja värskendab jumet, parandades hapnikuga varustatust ja naha üldist välimust.

Seadme kasutamine [lk 2-f2]:

1. Toitenupp / aja seadistamine:

- Seadme sisse/väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all.
- Pärast sisselülitamist on vaikerežiimiks punane tuli (RL) – RL-indikaator põleb ja vaikesäte on 5 minutit.
- Lühike vajutus sisse/välja nupule võimaldab muuta tööaega 5 või 10 minutiks. Aega saab iga valgustusrežiimi jaoks eraldi seadistada.

2. Režiiminupp:

- Pärast seadme sisselülitamist muudab iga järgnev režiiminupu vajutus aktiivset valgust ja aktiveerib vastava indikaatori (LED).

3. Režiimi/toiteindikaator:

- Kui kaugjuhtimispuult töötab korralikult, süttib vastava režiimi indikaator.
- Kui aku pinge langeb alla 3,4 V, vilgub vastava režiimi indikaator.

Näide:

Kui punase tule režiim (RL) on aktiivne ja pinge langeb alla 3,4 V, vilgub RL-indikaator. Kui pinge jõuab 3,2 V-ni, lülitub seade automaatselt välja.

Seadme laadimine, hooldus ja korrasoid:

See toode ei toeta laadimise ajal töötamist. Kui indikaator vilgub, on seade laadimisrežiimis. Kui kolm heleduse indikaatorit süttivad samaaegselt ja lõpetavad vilkumise, on laadimine lõppenud. Pärast maski kasutamist pühkige silikoonosa kuiva või niiske rätikuga. Kuivatage mask hästi ventileeritavas kohas ja hoidke seda tolmuvabas kohas. Vältige otsesest kokkupuudet veega.

Ettevaatusabinõud:

Hoidke toodet väikelastele kättesaamatus kohas. Käsitsege toodet kasutamise ajal ettevaatlikult. Seda ei tohiks kasutada rasedad, rasestuda plaanivad või rinnaga toitvad isikud, valgustundlikud isikud ega geneetiliste või nahahaigustega (nt erütematoosluupus, fotodermatiit, albinism jne) isikud. Ärge kasutage seda laadimise ajal. Ärge avaldage liigset survet, et vältida deformatsiooni ja talitlushäireid. Ärge parandage, võtke lahti ega muutke seadet ise. Ärge pillake ega lööge seadet, et vältida rikkeid. Märkus. Kaugjuhtimispuult ja kaablid ei tohiks veega kokku puutuda. Pärast iga kasutamist pühkige toodet niiske lapiga. Ärge peske ega kastke seadet vette. Ärge kasutage seadme puhastamiseks söövitavaid aineid. Hoidke seda jahedas ja kuivas kohas. Sõltumata võetud ettevaatusabinõudest võib seadme kasutamise tagajärjel tekkida punetus või ärritus. Sellistel juhtudel lõpetage kasutamine kohe ja pöörduge arsti poole. Kui kasutate seadet sagedamini kui soovitatud, on nahaärrituse või põletiku oht. Ärge kasutage solaariumi ega jätke nahka päikesevalguse kätte vähemalt 48 tundi enne seadme kasutamist ja vähemalt 48 tundi pärast selle kasutamist. See seade ei sobi kasutamiseks alla 18-aastastele isikutele. Ärge kasutage nahapiirkondadel, kus on suurenenud nahavähi risk, lahtistel haavadel või löövetel, paistes, punastel, ärritunud, nakatunud või põletikulistel nahapiirkondadel või nahalöövetel. Kandke IPL- või laserseadmete kasutamisel silmakaitset, et vältida. Vältige kokkupuudet otsese või peegelduva kiirgusega. Enne seadme kasutamist on soovitatav konsulteerida arstiga ja vajadusel teha diagnostilisi teste ravitava kehapiirkonnal. Ravi ei tohiks läbi viia enne, kui on saadud sellise konsultatsiooni tulemused. Soovitatav kasutamine: 3–5 korda nädalas, 4 järjestikuse nädala jooksul ühe tsükliina.

Lisateavet ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f4]:

Nominali įtampa: 3,7 V
 Nominali galia: 4 W
 Įkrovimo įtampa: 5 V
 Įkrovimo srovė: 600 mA
 Medžiaga: Silikonas + PP
 Šviesos diodų skaičius: 70 lempų, 280 diodų
 Šviesos srautas: 30–50 cm²/mW
 Nuotolinio valdymo pulto baterijos talpa: 1500 mAh
 Veikimo laikas vienu įkrovimu: 150 minučių
 Įkrovimo laikas: 120 minučių
 Šviesos režimai: raudona 630 nm (RL), artimoji infraraudonoji spinduliuotė 850 nm (NIL), mėlyna 465 nm (BL), geltona 580 nm (YL), žalia 540 nm (GL), oranžinė 610 nm (OL), violetinė 630/465 nm (PL), žydra 485 nm (IL).

Saugumas:

Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite šį naudotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų nurodymų.

Pakuotės turinys [2 psl. – f1]:

1. Kaukė. / 2. Nuotolinio valdymo pultas. / 3. USB laidas. / 4. Apsauginiai akiniai. / 5. Tvirtinimo dirželis.

Nuotolinio valdymo pulto aprašymas [2 psl. – f2]:

1. Laiko ekranas – rodo nustatytą veikimo laiką. / 2. Režimo ekranas – rodo šiuo metu pasirinktą apšvietimo režimą. / 3. Režimo mygtukas – keičia apšvietimo režimą. / 4. Maitinimo mygtukas / Laiko nustatymas – jungia / išjungia įrenginį ir nustato laiką.

Įrenginio valdymas [2 psl. – f3]:

1. Nuvalykite makiažą ir kruopščiai nuvalykite veidą. / 2. Užsidėkite apsauginius akinius. Akiniai, pažymėti raide „L“, uždėdami ant kairės akies, „L“ raide nukreipta į išorę. Akiniai, pažymėti raide „R“, uždėdami ant dešinės akies, „R“ raide nukreipta į išorę. Uždėkite tvirtinimo dirželius. Dirželiai neskinia kairės ir dešinės pusių. Minkštą flanelinį audinį nukreipę į vidų, perverkite du mažus lipdukus per skylutes kairėje ir dešinėje kaukės pusėse. Lipdukai pritvirtinti prie dirželio – padėti galima reguliuoti į kairę arba į dešinę, atsižvelgiant į jūsų poreikius. Užsidėjus kaukę, didelės „Velcro“ dalis galima sujungti. / 3. Prijunkite kaukę prie nuotolinio valdymo pulto. Užsidėkite kaukę. / 4. Įjunkite ir pasirinkite apšvietimo režimą. / 5/6. Po naudojimo nuimkite ir išvalykite kaukę.

Prietaiso režimai ir jų poveikis:

1. Raudona (RL, 630 nm) - stimuliuoja kolageno gamybą, gerina elastingumą ir palaiko odos regeneraciją.
 2. Artimoji infraraudonoji spinduliuotė (NIL, 850 nm) - prisiskverbia į gilesnius odos sluoksnius, palaikydama medžiagų apykaitą ir ląstelių atsinaujinimą.
 3. Mėlyna (BL, 465 nm) - pasižymi antibakterinėmis savybėmis, ramina uždegimą ir mažina netobulumus.
 4. Geltona (YL, 580 nm) - skaidina veido spalvą, suvienodina odos atspalvį ir ramina jautrią odą.
 5. Žalia (GL, 540 nm) - mažina paraudimą ir suvienodina odos atspalvį.
 6. Oranžinė (OL, 610 nm) - stimuliuoja mikrocirkuliaciją, atkuria odos energiją ir natūralų spindesį.
 7. Violetinė (PL, 630/465 nm) - sujungia raudonos ir mėlynos spalvų poveikį, palaikydama regeneraciją ir rūpindamasi į spuogus linkusia oda.
 8. Žydras (IL, 485 nm) - ramina ir gaivina veido odą, gerina deguonies tiekimą ir bendrą odos išvaizdą.

Kaip naudoti įrenginį [2-f2 psl.]:

1. Maitinimo mygtukas / laiko nustatymas:
 - Laikykitės nuspausta maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte / išjungtumėte įrenginį.
 - Įjungus numatytasis režimas yra raudona šviesa (RL) – šviečia RL indikatoriaus lemputė, o numatytasis veikimo laikas yra 5 minutės.
 - Trumpai paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką, galite pakeisti veikimo laiką į 5 arba 10 minučių. Laiką galima nustatyti atskirai kiekvienam apšvietimo režimui.

2. Režimo mygtukas:

- Įjungus įrenginį, kiekvienas tolesnis režimo mygtuko paspaudimas pakeičia aktyvų apšvietimą ir įjungia atitinkamą indikatorių (LED).

3. Režimo / maitinimo indikatorius:

- Kai nuotolinio valdymo pultas veikia tinkamai, užsidega atitinkamas režimo indikatorius.
- Jei akumuliatoriaus įtampa nukrenta žemiau 3,4 V, mirksi atitinkamas režimo indikatorius.

Pavyzdys:

Jei aktyvus raudonos šviesos režimas (RL) ir įtampa nukrenta žemiau 3,4 V, RL indikatorius mirksi. Kai įtampa pasiekia 3,2 V, įrenginys automatiškai išsijungia.

Įrenginio įkrovimas, priežiūra ir eksploatavimas:

Šis gaminys nepalaiko veikimo kraunant. Kai indikatorius mirksi, įrenginys veikia kraunant. Kai trys ryškumo indikatoriai užsidega vienu metu ir nustoja mirksėti, įkrovimas baigtas. Panaudoję kaukę, nuvalykite silikoninę dalį sausu arba drėgnu rankšluosčiu. Išdžiovinkite kaukę gerai vėdinamoje vietoje ir laikykite ją nedulkėtoje vietoje. Venkite tiesioginio sąlyčio su vandeniu.

Atsargumo priemonės:

Laikykite šį gaminį mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Naudojimo metu su šiuo gaminiu elkitės atsargiai. Jo neturėtų naudoti nėščios moterys, planuojančios pastoti ar maitinančios krūtimi, asmenys, jautrūs šviesai, arba asmenys, turintys genetinių ar odos ligų (pvz., raudonoji vilkligė, fotodermatitas, albinizmas ir kt.). Nenaudokite jo kraunant. Nespauskite per stipriai, kad išvengtumėte deformacijos ir gedimo. Netaisykite, neišardykite ir nemodifikuokite prietaiso patys. Nenumeskite ir nedaužykite prietaiso, kad išvengtumėte gedimų. Pastaba: nuotolinio valdymo pultas ir laidai neturi liestis su vandeniu. Po kiekvieno naudojimo gaminį nuvalykite drėgnu skudurėliu. Neplaukite ir nemerkite prietaiso į vandenį. Prietaisui valyti nenaudokite esdinančių medžiagų. Laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje. Nepaisant imtųsi atsargumo priemonių, naudojant prietaisą gali atsirasti paraudimas arba sudirginimas. Tokiais atvejais nedelsdami nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją. Jei prietaisą naudojate dažniau nei rekomenduojama, kyla odos sudirginimo arba uždegimo rizika. Nenaudokite soliariumo ir nelaikykite odos saulės šviesoje bent 48 valandas prieš naudodami prietaisą ir bent 48 valandas po jo naudojimo. Šis prietaisas netinka naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Nenaudokite odos vietose, kur yra padidėjusi odos vėžio rizika, ant atvirų žaizdų ar bėrimų, ant patinusių, paraudusių, sudirgusių, užkrėstų ar uždegiminių odos vietų arba odos bėrimų. Naudodami IPL arba lazerinius prietaisus, dėvėkite akių apsaugos priemones, kad išvengtumėte. Venkite tiesioginės arba atspindėtos spinduliuotės. Prieš naudojant prietaisą, rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju ir, jei reikia, atlikti diagnostinius tyrimus gydomoje kūno vietoje. Gydomo negalima atlikti, kol nebus gauti tokios konsultacijos dokumentai. Rekomenduojamas naudojimas: 3–5 kartus per savaitę, 4 savaites iš eilės kaip vieną ciklą.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [2 puslapis - f4]:

Nominālais spriegums: 3,7 V

Nominālā jauda: 4 W

Uzlādes spriegums: 5 V

Uzlādes strāva: 600 mA

Materiāls: Silikons + PP

Gaismas diodžu skaits: 70 lampas, 280 diodes

Gaismas jauda: 30–50 cm²/mW

Tālvadības pults akumulatora ietilpība: 1500 mAh

Darbības laiks ar vienu uzlādi: 150 minūtes

Uzlādes laiks: 120 minūtes

Gaismas režīmi: sarkanš 630 nm (RL), tuvais infrasarkanais 850 nm (NIL), zilš 465 nm (BL), dzeltenš 580 nm (YL), zaļš 540 nm (GL), oranžš 610 nm (OL), violetš 630/465 nm (PL), ciāns 485 nm (IL).

Drošība:

Pirms šī produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un, lietojot ierīci, ievērojiet tajā sniegtos norādījumus.

Iepakojuma saturs [2. lappuse - f1]:

1. Maska. / 2. Tālvadības pults. / 3. USB kabelis. / 4. Aizsargbrilles. / 5. Stiprinājuma siksnīņa.

Tālvadības pults apraksts [2.–f2. lpp.]:

1. Laika displejs – rāda iestatīto darbības laiku. / 2. Režīma displejs – rāda pašlaik izvēlēto gaismas režīmu. / 3. Režīma poga – maina gaismas režīmu. / 4. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga / Laika iestatījums – ieslēdz/izslēdz ierīci un iestata laiku.

Ierīces lietošana [2.–f3. lpp.]:

1. Nonemiet kosmētiku un rūpīgi notīriet seju. / 2. Pievienojiet aizsargbrilles. Brilles, kas apzīmētas ar "L", tiek uzliktas uz kreisās acs, ar "R" vērstu uz āru. Brilles, kas apzīmētas ar "R", tiek uzliktas uz labās acs, ar "R" vērstu uz āru. Uzstādi stiprinājuma siksnīnas. Siksnas neatšķir kreiso un labo pusi. Ar miksto flaneli vērstu uz iekšu, izveriet divas mazās Velcro siksnīnas caur caurumiem maskas kreisajā un labajā pusē. Velcro siksnīnas ir piestiprinātas pie siksnīnas – pozīciju var iegult pa kreisi vai pa labi atkarībā no jūsu vajadzībām. Pēc maskas uzlikšanas var savienot lielās Velcro daļas kopā. / 3. Pievienojiet masku tālvadības pultij. Uzvelciet masku. / 4. Ieslēdziet un izvēlieties gaismas režīmu. / 5/6. Pēc lietošanas noņemiet un notīriet masku.

Ierīces režīmi un to iedarbība:

1. Sarkanā (RL, 630 nm) - stimulē kolagēna veidošanos, uzlabo elastību un atbalsta ādas atjaunošanos.
2. Tuvā infrasarkanā (NIL, 850 nm) - iekļūst dziļākajos ādas slāņos, atbalstot vielmaiņu un šūnu atjaunošanos.
3. Zilā (BL, 465 nm) - piemīt antibakteriālas īpašības, nomierina iekaisumu un samazina nepilnību redzamību.
4. Dzeltenā (YL, 580 nm) - padara sejas krāsu gaišāku, izlīdzina ādas toni un nomierina jutīgu ādu.
5. Zaļā (GL, 540 nm) - samazina apsārtumu un izlīdzina ādas toni.
6. Oranžā (OL, 610 nm) - stimulē mikrocirkulāciju, atjauno enerģiju un dabisku mirdzumu ādai.
7. Violetā (PL, 630/465 nm) - apvieno sarkanās un zilās krāsas iedarbību, atbalstot atjaunošanos un rūpējoties par pinnēm pakļautu ādu.
8. Ciāna (IL, 485 nm) - nomierina un atsvaidzina sejas ādu, uzlabojot skābekļa piegādi un kopējo ādas izskatu.

Kā lietot ierīci [2.–f2. lpp.]:

1. Ieslēgšanas poga/laika iestatīšana:
- Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.
- Pēc ieslēgšanas noklusējuma režīms ir sarkanā gaisma (RL) – RL indikatora gaisma ir ieslēgta, un noklusējuma darbības laiks ir 5 minūtes.
- Īsi nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, darbības laiku var mainīt uz 5 vai 10 minūtēm. Laiku var iestatīt atsevišķi katram apgaismojuma režīmam.
2. Režīma poga:
- Pēc ierīces ieslēgšanas katrs nākamais režīma pogas nospiešanas reize maina aktīvo gaismu

un aktivizē atbilstošo indikatoru (LED).

3. Režīma/barošanas indikators:

- Kad tālvadības pults darbojas pareizi, iedegas atbilstošais režīma indikators.
- Ja akumulatora spriegums nokrītas zem 3,4 V, mirgos atbilstošais režīma indikators.

LV

Piemērs:

Ja ir aktivizē sarkanās gaismas režīms (RL) un spriegums nokrītas zem 3,4 V, RL indikators mirgos. Kad spriegums sasniedz 3,2 V, ierīce automātiski izslēgsies.

Ierīces uzlāde, apkope un kopšana:

Šis produkts neatbalsta darbību uzlādes laikā. Kad indikators mirgo, ierīce ir uzlādes režīmā. Kad trīs spilgtuma indikatori iedegas vienlaicīgi un pārstāj mirgot, uzlāde ir pabeigta. Pēc maskas lietošanas noslaukiet silikona daļu ar sausu vai mitru dvieli. Nodosiniet masku labi vēdināmā vietā un uzglabājiet to vietā, kur nav putekļu. Izvairieties no tiešas saskares ar ūdeni.

Piesardzības pasākumi:

Sargājiet šo produktu maziem bērniem nepieejamā vietā. Lietošanas laikā rīkojieties ar šo produktu uzmanīgi. To nedrīkst lietot grūtnieces, sievietes, kas plāno grūtniecību vai baro bērnu ar krūti, personas, kas ir jutīgas pret gaismu, vai personas ar ģenētiskām vai ādas slimībām (piemēram, sarkanā vilkēde, fotodermatīts, albinisms utt.). Nelietojiet to uzlādes laikā. Nepielietojiet pārmērīgu spiedienu, lai izvairītos no deformācijas un darbības traucējumiem. Neremontējiet, neizjauciet un nepārveidojiet ierīci pašā. Nemetiet un nesīti ierīci, lai novērstu tās darbības traucējumus. Piezīme. Tālvadības pults un kabeli nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni. Pēc katras lietošanas reizes noslaukiet ierīci ar mitru drānu. Nemazgājiet un neiegremdējiet ierīci ūdenī. Neizmantojiet ierīces tīrīšanai kodīgus līdzekļus. Uzglabājiet to vēsā, sausā vietā. Neatkarīgi no veiktajiem piesardzības pasākumiem, ierīces lietošanas rezultātā var rasties apsārtums vai kairinājums. Šādos gadījumos nekavējoties pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu. Ja ierīci lietojat biežāk nekā ieteicams, pastāv ādas kairinājuma vai iekaisuma risks. Nelietojiet solāriju un nepakļaujiet ādu saules gaismai vismaz 48 stundas pirms ierīces lietošanas un vismaz 48 stundas pēc tās lietošanas. Šī ierīce nav piemērota lietošanai personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Nelietojiet ādas vietās, kur ir paaugstināts ādas vēža risks, uz atvērtām brūcēm vai izsitumiem, uz pietūkušām, sarkanām, iekaisušām, inficētām vai iekaisušām ādas vietām vai ādas izsitumiem. Lietojot IPL vai lāzerierīces, valkājiet acu aizsargus, lai izvairītos no. Izvairieties no tiešas vai atstarotas radiācijas iedarbības. Pirms ierīces lietošanas ieteicams konsultēties ar ārstu un, ja nepieciešams, veikt diagnostiskos testus apstrādājamajā ķermeņa zonā. Ārstēšanu nedrīkst veikt, kamēr nav iegūti dokumenti no šādas konsultācijas. Ieteicamā lietošana: 3–5 reizes nedēļā, 4 nedēļas pēc kārtas kā viens cikls.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [2. lappuse - f4]:

Nominell spenning: 3,7 V

Nominell effekt: 4 W

Ladespenning: 5 V

Ladestrøm: 600 mA

Materiale: Silikon + PP

Antall LED-er: 70 lamper, 280 dioder

Lyseffekt: 30–50 cm²/mW

Fjernkontrollens batterikapasitet: 1500 mAh

Driftstid per lading: 150 minutter

Ladetid: 120 minutter

Lysmoduser: rød 630 nm (RL), nær infrarød 850 nm (NIL), blå 465 nm (BL), gul 580 nm (YL),

grønn 540 nm (GL), oransje 610 nm (OL), lilla 630/465 nm (PL), cyan 485 nm (IL).

Sikkerhet:

Les denne brukerhåndboken før du bruker dette produktet og følg instruksjonene i den.

Pakkens innhold [side 2- f1]:

1. Maske. / 2. Fjernkontroll. / 3. USB-kabel. / 4. Vernebriller. / 5. Monteringsstropp.

Beskrivelse av fjernkontroll [side 2- f2]:

1. Tidsvisning – viser innstilt driftstid. / 2. Modusvisning – viser gjeldende valgte lysmodus. / 3. Modusknapp – endrer lysmodus. / 4. Av/på-knapp / Tidsinnstilling – slår enheten av/på og stiller inn tiden.

Bruk av enheten [side 2- f3]:

1. Fjern sminke og rens ansiktet grundig. / 2. Koble til vernebrillene. Vernebrillene merket med "L" plasseres over venstre øye, med "L" vendt utover. Vernebrillene merket med "R" plasseres over høyre øye, med "R" vendt utover. Monter monteringsstroppene. Stroppene skiller ikke mellom venstre og høyre side. Med den myke flanelstripene vendt innover, tre de to små borrelåsstroppene gjennom hullene på venstre og høyre side av masken. Borrelåsstroppene er festet til stroppen – posisjonen kan justeres til venstre eller høyre, avhengig av behov. Etter at du har tatt på masken, kan de store borrelåsdelenene kobles sammen. / 3. Koble masken til fjernkontrollen. Ta på masken. / 4. Slå på og velg en lysmodus. / 5/6. Ta av og rengjør masken etter bruk.

Enhetsmoduser og deres effekter:

1. Rød (RL, 630 nm) - stimulerer kollagenproduksjon, forbedrer elastisiteten og støtter hudens regenerering.
 2. Nær infrarød (NIL, 850 nm) - trenger inn i dypere hudlag og støtter metabolisme og celledreparasjon.
 3. Blå (BL, 465 nm) - har antibakterielle egenskaper, lindrer betennelse og reduserer synligheten av ujevnheter.
 4. Gul (YL, 580 nm) - lysner opp hudtonen, jevner ut hudtonen og lindrer sensitiv hud.
 5. Grønn (GL, 540 nm) - reduserer rødhet og jevner ut hudtonen.
 6. Oransje (OL, 610 nm) - stimulerer mikrosirkulasjonen, gjenoppretter energi og en naturlig glød i huden.
 7. Lilla (PL, 630/465 nm) - kombinerer effekten av rødt og blått, støtter regenerering og pleier akneutsatt hud.
 8. Cyan (IL, 485 nm) - lindrer og frisker opp hudtonen, forbedrer oksygeninntaket og hudens generelle utseende.

Slik bruker du enheten [side 2–f2]:

1. Av/på-knapp / tidsinnstilling:

- Hold inne av/på-knappen for å slå enheten av/på.

- Etter at den er slått på, er standardmodus rødt lys (RL) – RL-indikatorlampen lyser, og standard kjøretid er 5 minutter.

- Et kort trykk på av/på-knappen lar deg endre driftstiden til 5 eller 10 minutter. Tiden kan stilles inn separat for hver lysmodus.

2. Modusknapp:

- Etter at du har slått på enheten, endrer hvert påfølgende trykk på modusknappen det aktive lyset og aktiverer den tilsvarende indikatoren (LED).

3. Modus-/strømindikator:

- Når fjernkontrollen fungerer som den skal, vil den tilhørende modusindikatoren lyse.
- Hvis batterispenningen faller under 3,4 V, vil den tilhørende modusindikatoren blinke.

Eksempel:

Hvis den røde lysmodusen (RL) er aktiv og spenningen faller under 3,4 V, vil RL-indikatoren blinke. Når spenningen når 3,2 V, vil enheten slå seg av automatisk.

Lading, vedlikehold og stell av enheten:

Dette produktet støtter ikke drift under lading. Når indikatoren blinker, er enheten i lademodus. Når de tre lysstyrkeindikatorene lyser samtidig og slutter å blinke, er ladingen fullført. Etter bruk av masken, tørk av silikondelen med et tørt eller fuktig håndkle. Tørk masken på et godt ventilert sted og oppbevar den på et støvfritt sted. Unngå direkte kontakt med vann.

Forholdsregler:

Oppbevar dette produktet utilgjengelig for små barn. Håndter dette produktet forsiktig under bruk. Den skal ikke brukes av gravide, de som planlegger å bli gravide eller ammer, personer som er lysfølsomme, eller personer med genetiske eller hudsykdommer (f.eks. lupus erythematosus, fotodermatitt, albinisme osv.). Ikke bruk den under lading. Ikke bruk for mye trykk for å unngå deformasjon og funksjonsfeil. Ikke reparer, demonter eller modifier enheten selv. Ikke slipp eller slå enheten for å forhindre funksjonsfeil. Merk: Fjernkontrollen og kablene skal ikke komme i kontakt med vann. Tørk av produktet med en fuktig klut etter hver bruk. Ikke vask eller senk enheten i vann. Ikke bruk etsende midler for å rengjøre enheten. Oppbevar den på et kjølig og tørt sted. Uansett hvilke forholdsregler som tas, kan rødhet eller irritasjon oppstå som følge av bruk av enheten. I slike tilfeller må du slutte å bruke den umiddelbart og kontakte lege. Hvis du bruker enheten oftere enn anbefalt, er det risiko for hudirritasjon eller betennelse. Ikke bruk solarium eller utsett huden for sollys i minst 48 timer før du bruker enheten og i minst 48 timer etter bruk. Denne enheten er ikke egnet for bruk på personer under 18 år. Ikke bruk på hudområder med økt risiko for hudkreft, på åpne sår eller utslett, på hovne, røde, irriterte, infiserte eller betente hudområder eller hudutslett. Bruk øyevern når du bruker IPL- eller laserenheter for å unngå .Unngå eksponering for direkte eller reflektert stråling. Før bruk av enheten anbefales det å konsultere lege og om nødvendig utføre diagnostiske tester på det området av kroppen som behandles. Behandling bør ikke utføres før dokumentasjon fra en slik konsultasjon er innhentet. Anbefalt bruk: 3–5 ganger per uke, i 4 sammenhengende uker som en enkelt syklus.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f4]:

Nimellisjännite: 3,7 V
 Nimellisteho: 4 W
 Latausjännite: 5 V
 Latausvirta: 600 mA
 Materiaali: Silikoni + PP
 LEDien lukumäärä: 70 lamppua, 280 diodia
 Valoteho: 30–50 cm²/mW
 Kaukosäätimen akun kapasiteetti: 1500 mAh
 Käyttöaika per lataus: 150 minuuttia
 Latausaika: 120 minuuttia
 Valaistustilat: punainen 630 nm (RL), lähi-infrapuna 850 nm (NIL), sininen 465 nm (BL), keltainen 580 nm (YL), vihreä 540 nm (GL), oranssi 610 nm (OL), violetti 630/465 nm (PL), syaani 485 nm (IL).

Turvallisuus:

Ennen tuotteen käyttöä lue tämä käyttöohje ja noudata siinä annettuja ohjeita laitetta käyttäessäsi.

Pakkauksen sisältö [sivu 2- f1]:

1. Maski. / 2. Kaukosäädin. / 3. USB-kaapeli. / 4. Suojalasit. / 5. Kiinnityshihna.

Kaukosäätimen kuvaus [sivu 2- f2]:

1. Aikanäyttö – näyttää asetetun käyttöajan. / 2. Tilinäyttö – näyttää valitun valotilan. / 3. Tilapainike – vaihtaa valotilan. / 4. Virtapainike / Aika-asetus – kytkee laitteen päälle/pois ja asettaa ajan.

Laitteen käyttö [sivu 2- f3]:

1. Poista meikki ja puhdista kasvosi huolellisesti. / 2. Kiinnitä suojalasit. "L"-merkityt suojalasit asetetaan vasemman silmän päälle "L" ulospäin. "R"-merkityt suojalasit asetetaan oikean silmän päälle "R" ulospäin. Asenna kiinnityshihnat. Hihnat eivät tee eroa vasemman ja oikean puolen välillä. Pujota kaksi pientä tarranauhaa maskin vasemmalla ja oikealla puolella olevien reikien läpi pehmeän filanellikankaan osoittaessa sisäänpäin. Tarranauhat on kiinnitetty hihnaan – asentoa voidaan säätää vasemmalle tai oikealle tarpeidesi mukaan. Kun maski on asetettu päälle, suuret tarranauhaosat voidaan yhdistää toisiinsa. / 3. Liitä maski kaukosäätimeen. Pue maski päälle. / 4. Käynnistä ja valitse valotila. / 5/6. Poista ja puhdista maski käytön jälkeen.

Laitteen tilat ja niiden vaikutukset:

1. Punainen (RL, 630 nm) - stimuloi kollageenin tuotantoa, parantaa kimmoisuutta ja tukee ihon uudistumista.
 2. Lähi-infrapuna (NIL, 850 nm) - tunkeutuu ihon syvempiin kerroksiin, tukee aineenvaihduntaa ja solujen korjausta.
 3. Sininen (BL, 465 nm) - omaa antibakteerisia ominaisuuksia, rauhoittaa tulehdusta ja vähentää epätäydellisyyksiä.
 4. Keltainen (YL, 580 nm) - kirkastaa ihoa, tasoittaa ihon sävyä ja rauhoittaa herkkää ihoa.
 5. Vihreä (GL, 540 nm) - vähentää punoitusta ja tasoittaa ihon sävyä.
 6. Oranssi (OL, 610 nm) - stimuloi mikroverenkiertoa, palauttaa energian ja luonnollisen hehkun iholle.
 7. Violetti (PL, 630/465 nm) - yhdistää punaisen ja sinisen vaikutukset, tukee uudistumista ja hoitaa akneen taipuvaista ihoa.
 8. Syaani (IL, 485 nm) - rauhoittaa ja virkistää ihoa, parantaa hapettumista ja ihon yleisilmettä.

Laitteen käyttöohjeet [sivu 2-f2]:

1. Virtapainike / aika-asetus:

- Pidä virtapainiketta painettuna kytkeäksesi laitteen päälle/pois.

- Käynnistämisen jälkeen oletustila on punainen valo (RL) – RL-merkkivalo palaa ja oletuskäyttöaika on 5 minuuttia.

- Lyhyellä painalluksella virtapainiketta voit muuttaa käyttöaikaa 5 tai 10 minuuttiin. Aika voidaan asettaa erikseen kullekin valaistustilalle.

2. Tilapainike:

- Laitteen käynnistämisen jälkeen jokainen tilapainikkeen painallus vaihtaa aktiivista valoa ja aktiivoi vastaavan merkkivalon (LED).

3. Tila-/virtamerkkivalo:

- Kun kaukosäädin toimii oikein, vastaavan tilan merkkivalo syttyy.
- Jos akun jännite laskee alle 3,4 V:n, vastaavan tilan merkkivalo vilkkuu.

Esimerkki:

Jos punainen valotila (RL) on aktiivinen ja jännite laskee alle 3,4 V:n, RL-merkkivalo vilkkuu. Kun jännite saavuttaa 3,2 V:n, laite sammuu automaattisesti.

Laitteen lataus, huolto ja hoito:

Tämä tuote ei tue käyttöä latauksen aikana. Kun merkkivalo vilkkuu, laite on lataustilassa. Kun kolme kirkkausmerkkivaloa syttyvät samanaikaisesti ja lakkaavat vilkkumasta, lataus on valmis. Maskin käytön jälkeen pyyhi silikoniosa kuivalla tai kostealla pyyhkeellä. Kuivaa maski hyvin ilmastoidussa paikassa ja säilytä sitä pölyttömässä paikassa. Vältä suoraa kosketusta veden kanssa.

Varoimet:

Pidä tämä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta. Käsittele tätä tuotetta varoen käytön aikana. Raskaana olevien, raskautta suunnittelevien tai imettävien naisten, valoherkkien henkilöiden tai geneettisiä tai iho-ongelmia (esim. lupus erythematosus, fotodermatiitti, albinismi jne.) ei tule käyttää sitä. Älä käytä sitä latauksen aikana. Älä käytä liikaa painetta muodonmuutosten ja toimintahäiriöiden välttämiseksi. Älä korjaa, pura tai muokkaa laitetta itse. Älä pudota tai lyö laitetta toimintahäiriöiden välttämiseksi. Huomautus: Kaukosäädin ja kaapelit eivät saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Pyyhi tuote kostealla liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä pese tai upota laitetta veteen. Älä käytä syövyttäviä aineita laitteen puhdistamiseen. Säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Riippumatta käytetyistä varoimista, laitteen käyttö voi aiheuttaa punoitusta tai ärsytystä. Tällaisissa tapauksissa lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin. Jos käytät laitetta suositeltua useammin, on olemassa ihoärsytyksen tai tulehduksen vaara. Älä käytä solariumia tai allista ihoasi auringonvalolle vähintään 48 tuntia ennen laitteen käyttöä ja vähintään 48 tuntia käytön jälkeen. Tämä laite ei sovelle alle 18-vuotiaille. Älä käytä ihoalueille, joilla on lisääntynyt ihosyövän riski, avohaavoihin tai ihottumiin, turvonneisiin, punaisiin, ärtyneisiin, tulehtuneisiin tai tulehtuneisiin ihoalueisiin tai ihottumiin. Käytä silmäsuojaimia IPL- tai laserlaitteita käyttäessäsi välttääksesi. Vältä altistumista suoralle tai heijastuneelle säteilylle. Ennen laitteen käyttöä on suositeltavaa neuvotella lääkärin kanssa ja tarvittaessa suorittaa diagnostisia testejä hoidettavalle kehon alueelle. Hoitoa ei tule suorittaa ennen kuin tällaisesta konsultaatiosta on saatu dokumentaatio. Suositeltu käyttö: 3–5 kertaa viikossa, 4 peräkkäisen viikon ajan yhtenä syklinä.

Lisätietoja yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f4]:

Névleges feszültség: 3,7 V

Névleges teljesítmény: 4 W

Töltési feszültség: 5 V

Töltési áram: 600 mA

Anyag: Szilikon + PP

LED-ek száma: 70 lámpa, 280 dióda

Fényteljesítmény: 30–50 cm²/mW

Távirányító akkumulátorkapacitása: 1500 mAh

Üzemidő töltésenként: 150 perc

Töltési idő: 120 perc

Fénymódok: piros 630 nm (RL), közeli infravörös 850 nm (NIL), kék 465 nm (BL), sárga 580 nm

(YL), zöld 540 nm (GL), narancssárga 610 nm (OL), lila 630/465 nm (PL), cian 485 nm (IL).

Biztonság:

A termék használata előtt kérjük, olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, és kövesse az abban található utasításokat a készülék használata során.

A csomag tartalma [2. oldal - f1]:

1. Maszk. / 2. Távirányító. / 3. USB-kábel. / 4. Védőszemüveg. / 5. Rögzítőpánt.

Távirányító leírása [2. oldal - f2]:

1. Időjelző – a beállított működési időt mutatja. / 2. Módjelző – az aktuálisan kiválasztott fénymódot mutatja. / 3. Módgomb – a fénymód megváltoztatása. / 4. Bekapcsológomb / Időbeállítás – a készülék be/kikapcsolása és az idő beállítása.

A készülék kezelése [2. oldal - f3]:

1. Távolítsa el a sminket, és alaposan tisztítsa meg az arcát. / 2. Csatlakoztassa a védőszemüveget. Az „L” betűvel jelölt szemüveget a bal szemre kell helyezni, az „L” betűvel kifelé. Az „R” betűvel jelölt szemüveget a jobb szemre kell helyezni, az „R” betűvel kifelé. Szerelje fel a rögzítőpántokat. A pántok nem tesznek különbséget a bal és a jobb oldal között. A puha filannel befelé nézve fűzze át a két kis tépőzáras pántot a maszk bal és jobb oldalán található lyukakon. A tépőzáras pántok a pántra vannak rögzítve – a helyzet balra vagy jobbra állítható, az igényeinek megfelelően. A maszk felvétele után a nagy tépőzáras részek összekapcsolhatók. / 3. Csatlakoztassa a maszkot a távirányítóhoz. Vegye fel a maszkot. / 4. Kapcsolja be és válasszon ki egy világítási módot. / 5/6. Használat után vegye le és tisztítsa meg a maszkot.

Készülék üzemmódok és hatásuk:

1. Piros (RL, 630 nm) - serkenti a kollagéntermelést, javítja a rugalmasságot és támogatja a bőr regenerálódását.
2. Közel infravörös (NIL, 850 nm) - behatol a bőr mélyebb rétegeibe, támogatva az anyagcserét és a sejtek regenerálódását.
3. Kék (BL, 465 nm) - antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, csillapítja a gyulladást és csökkenti a bőrhibák megjelenését.
4. Sárga (YL, 580 nm) - ragyogóbbá teszi az arcszínt, kiegyenlíti a bőrtónust és nyugtatja az érzékeny bőrt.
5. Zöld (GL, 540 nm) - csökkenti a bőrpírt és kiegyenlíti a bőrtónust.
6. Narancssárga (OL, 610 nm) - serkenti a mikrokeringést, visszaadja a bőr energiáját és természetes ragyogását.
7. Lila (PL, 630/465 nm) - egyesíti a piros és a kék hatásait, támogatja a regenerációt és ápolja a pattanásokra hajlamos bőrt.
8. Cian (IL, 485 nm) - nyugtatja és felfrissíti az arcbőrt, javítja az oxigénellátást és a bőr általános megjelenését.

A készülék használata [2-f2. oldal]:

1. Bekapcsológomb / időbeállítás:

- Tartva lenyomva a bekapcsológombot a készülék be/kikapcsolásához.

- Bekapcsolás után az alapértelmezett mód a piros fény (RL) – az RL jelzőfény világít, és az alapértelmezett futási idő 5 perc.

- A be/ki gomb rövid megnyomásával 5 vagy 10 percre módosíthatja a működési időt. Az idő minden világítási módhoz külön beállítható.

2. Mód gomb:

- A készülék bekapcsolása után a mód gomb minden további megnyomása megváltoztatja az aktív fényt és aktiválja a megfelelő jelzőfényt (LED).

3. Mód/Bekapcsolásjelző:

- Amikor a távirányító megfelelően működik, a megfelelő módjelző világít.
- Ha az akkumulátor feszültsége 3,4 V alá esik, a megfelelő módjelző villogni kezd.

Példa:

Ha a vörös fény mód (RL) aktív, és a feszültség 3,4 V alá esik, az RL jelzőfény villogni kezd. Amikor a feszültség eléri a 3,2 V-ot, a készülék automatikusan kikapcsol.

A készülék töltése, karbantartása és ápolása:

Ez a termék töltés közben nem működik. Amikor a jelzőfény villog, a készülék töltési módban van. Amikor a három fényerőjelző egyszerre világít, és abbahagyja a villogást, a töltés befejeződött. A maszk használata után törölje át a szilikon részt egy száraz vagy nedves törülközővel. Szárítsa meg a maszkot jól szellőző helyen, és tárolja pormentes helyen. Kerülje a vízzel való közvetlen érintkezést.

Óvintézkedések:

A terméket kisgyermekektől elzárva tartandó. Használat közben óvatosan kezelje a terméket. Terhes nők, terhességet tervezők vagy szoptató anyák, fényérzékenyek, illetve genetikai vagy bőrbetegségben (pl. lupus erythematosus, photodermatitis, albinizmus stb.) nem használhatják. Ne használja töltés közben. Ne alkalmazzon túlzott nyomást a deformáció és a meghibásodás elkerülése érdekében. Ne javítsa, ne szedje szét és ne módosítsa saját kezűleg a készüléket. Ne ejtse le és ne üsse meg a készüléket a meghibásodás elkerülése érdekében. Megjegyzés: A távirányító és a kábelek nem érintkezhetnek vízzel. Minden használat után törölje át a terméket nedves ruhával. Ne mossa és ne merítse vízbe a készüléket. Ne használjon maró hatású szereket a készülék tisztításához. Hűvös, száraz helyen tárolja. A megtejt óvintézkedésektől függetlenül a készülék használata során bőrpír vagy irritáció léphet fel. Ilyen esetekben azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz. Ha a készüléket az ajánlottnál gyakrabban használja, fennáll a bőrirritáció vagy -gyulladás veszélye. Ne használjon szoláriumot, és ne tegye ki bőrét napfénynek legalább 48 órán át a készülék használata előtt, és legalább 48 órán át a használat után. Ez a készülék nem alkalmas 18 év alatti személyek számára. Ne használja olyan bőrfelületeken, ahol fokozott a bőrrák kockázata, nyílt sebekben vagy kiütéseken, duzzadt, vörös, irritált, fertőzött vagy gyulladt bőrfelületeken, illetve bőrkiütéseken. IPL vagy lézeres készülékek használatakor viseljen szemvédőt a szemkárosodás elkerülése érdekében. Kerülje a közvetlen vagy visszavert sugárzásnak való kitettséget. A készülék használata előtt ajánlott orvoshoz fordulni, és szükség esetén diagnosztikai vizsgálatokat végezni a kezelt testfelületen. A kezelést csak a konzultáció dokumentációjának beszerzése után szabad elvégezni. Ajánlott használat: hetente 3-5 alkalommal, 4 egymást követő héten keresztül egyetlen ciklusban.

További információk a cégről és a termékekről [2. oldal - f4]:

Tensiune nominală: 3,7 V
 Putere nominală: 4 W
 Tensiune de încărcare: 5 V
 Curent de încărcare: 600 mA
 Material: Silicon + PP
 Număr de LED-uri: 70 de lămpi, 280 de diode
 Putere luminoasă: 30–50 cm²/mW
 Capacitate baterie telecomandă: 1500 mAh
 Timp de funcționare per încărcare: 150 de minute
 Timp de încărcare: 120 de minute
 Moduri de iluminare: roșu 630 nm (RL), infraroșu apropiat 850 nm (NIL), albastru 465 nm (BL), galben 580 nm (YL), verde 540 nm (GL), portocaliu 610 nm (OL), violet 630/465 nm (PL), cyan 485 nm (IL).

Siguranță:

Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți acest manual de utilizare și să urmați instrucțiunile conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Conținutul pachetului [pagina 2- f1]:

1. Mască. / 2. Telecomandă. / 3. Cablu USB. / 4. Ochelari de protecție. / 5. Curea de montare.

Descrierea telecomenzii [pagina 2- f2]:

1. Afișaj timp – arată timpul de funcționare setat. / 2. Afișaj mod – arată modul de iluminare selectat în prezent. / 3. Buton mod – schimbă modul de iluminare. / 4. Buton pomire / Setare timp – pomește/oprește dispozitivul și setează ora.

Utilizarea dispozitivului [pagina 2- f3]:

1. Îndepărtați machiajul și curățați-vă bine fața. / 2. Conectați ochelarii de protecție. Ochelarii marcați cu „L” se plasează peste ochiul stâng, cu „L” orientat spre exterior. Ochelarii marcați cu „R” se plasează peste ochiul drept, cu „R” orientat spre exterior. Instalați curelele de montare. Curelele nu fac distincție între partea stângă și cea dreaptă. Cu flanelul moale orientat spre interior, introduceți cele două curele mici cu velcro prin găurile de pe partea stângă și dreaptă a măștii. Benzile Velcro sunt atașate de curea – poziția poate fi ajustată la stânga sau la dreapta, în funcție de nevoile dumneavoastră. După ce ați pus masca, secțiunile mari de Velcro pot fi conectate între ele. / 3. Conectați masca la telecomandă. Puneți masca. / 4. Pomiți și selectați un mod de iluminare. / 5/6. Scoateți și curățați masca după utilizare.

Modurile dispozitivului și efectele acestora:

1. Roșu (RL, 630 nm) - stimulează producția de colagen, îmbunătățește elasticitatea și susține regenerarea pielii.
 2. Infraroșu apropiat (NIL, 850 nm) - pătrunde în straturile mai profunde ale pielii, susținând metabolismul și repararea celulară.
 3. Albastru (BL, 465 nm) - are proprietăți antibacteriene, calmează inflamația și reduce aspectul imperfecțiunilor.
 4. Galben (YL, 580 nm) - luminează tenul, uniformizează nuanța pielii și calmează pielea sensibilă.
 5. Verde (GL, 540 nm) - reduce roșeața și uniformizează nuanța pielii.
 6. Portocaliu (OL, 610 nm) - stimulează microcirculația, redă energie și strălucire naturală pielii.
 7. Mov (PL, 630/465 nm) - combină efectele roșului și albastrului, susținând regenerarea și îngrijind pielea predispusă la acnee.
 8. Cyan (IL, 485 nm) - calmează și împrospătează tenul, îmbunătățind oxigenarea și aspectul general al pielii.

Cum se utilizează dispozitivul [pagina 2-f2]:

1. Buton de pomire / setare timp:
 - Țineți apăsat butonul de pomire pentru a pomi/opri dispozitivul.
 - După pomire, modul implicit este lumina roșie (RL) – indicatorul luminos RL este aprins, iar timpul de funcționare implicit este de 5 minute.
 - O apăsare scurtă a butonului pomi/opri vă permite să modificați timpul de funcționare la 5 sau 10 minute. Timpul poate fi setat separat pentru fiecare mod de iluminare.

2. Buton Mod:

- După pomirea dispozitivului, fiecare apăsare ulterioară a butonului mod schimbă lumina activă și activează indicatorul (LED-ul) corespunzător.

3. Indicator Mod/Alimentare:

- Când telecomanda funcționează corect, indicatorul modului corespunzător se va aprinde.
- Dacă tensiunea bateriei scade sub 3,4V, indicatorul modului corespunzător va clipi.

Exemplu:

Dacă modul lumină roșie (RL) este activ și tensiunea scade sub 3,4V, indicatorul RL va clipi. Când tensiunea ajunge la 3,2V, dispozitivul se va opri automat.

Încărcarea, întreținerea și îngrijirea dispozitivului:

Acest produs nu acceptă funcționarea în timpul încărcării. Când indicatorul clipește, dispozitivul este în modul de încărcare. Când cele trei indicatoare de luminozitate se aprind simultan și nu mai clipește, încărcarea este completă. După utilizarea măștii, ștergeți partea din silicon cu un prosop uscat sau umed. Uscați masca într-un loc bine ventilat și depozitați-o într-un loc fără praf. Evitați contactul direct cu apa.

Precauții:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Manipulați acest produs cu grijă în timpul utilizării. Nu trebuie utilizat de către femeile însărcinate, cele care intenționează să rămână însărcinate sau care alăptează, persoanele sensibile la lumină sau persoanele cu afecțiuni genetice sau ale pielii (de exemplu, lupus eritematos, fotodermatită, albinism etc.). Nu utilizați în timpul încărcării. Nu aplicați presiune excesivă pentru a evita deformarea și funcționarea defectuoasă. Nu reparați, dezamblați și nu modificați dispozitivul singur. Nu scăpați și nu loviți dispozitivul pentru a preveni funcționarea defectuoasă. Notă: Telecomanda și cablurile nu trebuie să intre în contact cu apa. După fiecare utilizare, ștergeți produsul cu o cârpă umedă. Nu spălați și nu scufundați dispozitivul în apă. Nu utilizați agenți corozivi pentru a curăța dispozitivul. Depozitați-l într-un loc răcoros și uscat. Indiferent de măsurile de precauție luate, pot apărea roșeață sau iritații ca urmare a utilizării dispozitivului. În astfel de cazuri, întrerupeți imediat utilizarea și consultați un medic. Dacă utilizați dispozitivul mai des decât este recomandat, există riscul de iritație sau inflamație a pielii. Nu utilizați un solar și nu vă expuneți pielea la lumina soarelui timp de cel puțin 48 de ore înainte de a utiliza dispozitivul și timp de cel puțin 48 de ore după utilizare. Acest dispozitiv nu este potrivit pentru utilizarea la persoane sub 18 ani. Nu utilizați pe zone ale pielii unde există un risc crescut de cancer de piele, pe răni deschise sau erupții cutanate, pe zone ale pielii umflate, roșii, iritate, infectate sau inflamate sau pe erupții cutanate. Purtați ochelari de protecție atunci când utilizați dispozitive IPL sau laser pentru a evita. Evitați expunerea la radiații directe sau reflectate. Înainte de a utiliza dispozitivul, se recomandă consultarea unui medic și, dacă este necesar, efectuarea unor teste de diagnostic pe zona corpului tratată. Tratamentul nu trebuie efectuat până la obținerea documentelor obținute în urma unei astfel de consultații. Utilizare recomandată: de 3-5 ori pe săptămână, timp de 4 săptămâni consecutive, ca un singur ciclu.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f4]:

AR الجهد الاسمي: ٣.٧ فولت

الطاقة الاسمية: ٤ واط

جهد الشحن: ٥ فولت

تيار الشحن: ٦٠٠ مللي أمبير

المادة: سيليكون + بولي برويلين

٧٠ مصباحًا، ٢٨٠ صمامًا ثنائيًا: LED عدد مصابيح

مخرج الضوء: ٣٠-٥٠ سم²/مللي واط

سعة بطارية جهاز التحكم عن بُعد: ١٥٠٠ مللي أمبير/ساعة

مدة التشغيل لكل شحنة: ١٥٠ دقيقة

مدة الشحن: ١٢٠ دقيقة

أزرق ٤٦٥، (NIL) تحت الحمراء القريبة ٨٥٠ نانومتر، (RL) أوضاع الإضاءة: أحمر ٦٣٠ نانومتر

، (OL) برتقالي ٦١٠ نانومتر، (GL) أخضر ٥٤٠ نانومتر، (YL) أصفر ٥٨٠ نانومتر، (BL) نانومتر

والأزرق ٤٦٥، (NIL) ٨٥٠ نانومتر. (IL) سماوي ٤٨٥ نانومتر، (PL) بنفسجي ٦٣٠/٤٦٥ نانومتر

والبرتقالي ٦١٠ نانومتر، (GL) والأخضر ٥٤٠ نانومتر، (YL) والأصفر ٥٨٠ نانومتر، (BL) نانومتر

(IL) والسماوي ٤٨٥ نانومتر، (PL) والأرجواني ٦٣٠/٤٦٥ نانومتر، (OL)

السلامة:

الجهد الاسمي: ٣.٧ فولت

الطاقة الاسمية: ٤ واط

جهد الشحن: ٥ فولت

تيار الشحن: ٦٠٠ مللي أمبير

المادة: سيليكون + بولي برويلين

٧٠ مصباحًا، ٢٨٠ صمامًا ثنائيًا: LED عدد مصابيح

مخرج الضوء: ٣٠-٥٠ سم²/مللي واط

سعة بطارية جهاز التحكم عن بُعد: ١٥٠٠ مللي أمبير/ساعة

مدة التشغيل لكل شحنة: ١٥٠ دقيقة

(OL) والأخضر ٥٤٠ نانومتر، (YL) والأصفر ٥٨٠ نانومتر، (BL) والأزرق ٤٦٥ نانومتر، (NIL) نانومتر

والأزرق ٤٦٥، (NIL) ٨٥٠ نانومتر. (IL) والسماوي ٤٨٥ نانومتر، (PL) والأرجواني ٦٣٠/٤٦٥ نانومتر، (OL) والبرتقالي ٦١٠ نانومتر

السلامة:

قبل استخدام هذا المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا واتباع التعليمات الواردة فيه

[١- الصفحة ٢]: محتويات العبوة

٤. نظارات واقية. / ٥. حزام التثبيت. / USB. / ١. قناع. / ٢. جهاز تحكم عن بُعد. / ٣. كابل

[٢- الصفحة ٢]: وصف جهاز التحكم عن بُعد

١. شاشة عرض الوقت - تعرض وقت التشغيل المحدد. / ٢. شاشة عرض الوضع - تعرض وضع الإضاءة

المحدد حاليًا. / ٣. زر الوضع - لتغيير وضع الإضاءة. / ٤. زر التشغيل / ضبط الوقت - لتشغيل/إيقاف الجهاز

وضبط الوقت

[٣- الصفحة ٢]: تشغيل الجهاز

"L" ١. أزيل المكياب ونظفي وجهك جيدًا. / ٢. وصلي نظارات السلامة. توضع النظارات التي تحمل علامة

فوق العين "R" موجهًا للخارج. توضع النظارات التي تحمل علامة "L" فوق العين اليسرى، بحيث يكون الحرف

موجهًا للخارج. ركني أشرطة التثبيت. لا تميز الأشرطة بين الجانبين الأيمن "R" اليميني، بحيث يكون الحرف

والأيسر. مع توجيه القماش الناعم للداخل، مرر شريطي الفيلكرو الصغيرين عبر الفتحات الموجودة على جانبي

القناع. شريطا الفيلكرو متصلان بالشريط، ويمكن تعديل وضعهما إلى اليسار أو اليمين حسب الحاجة. بعد ارتداء

القناع، يمكن توصيل شريطي الفيلكرو الكبيرين معًا. ٣. وصل القناع بجهاز التحكم عن بُعد. ارتد القناع. ٤. شغل

الجهاز واختر وضع الإضاءة. / ٦/٥. انزع القناع ونظفه بعد الاستخدام

[٢- الصفحة ٢]: كيفية استخدام الجهاز

١. زر التشغيل/ضبط الوقت

اضغط باستمرار على زر التشغيل لتشغيل/إيقاف الجهاز -

يضئ مؤشر الضوء الأحمر، ومدة - (RL) عند التشغيل، يكون الوضع الافتراضي هو الضوء الأحمر -

- اضغط لفترة وجيزة على زر التشغيل/الإيقاف لتغيير مدة التشغيل إلى ٥ أو ١٠ دقائق. يمكن ضبط الوقت - بشكل منفصل لكل وضع إضاءة

٢. زر الوضع

- بعد تشغيل الجهاز، يؤدي كل ضغطة لاحقة على زر الوضع إلى تغيير الإضاءة النشطة وتنشيط المؤشر المقابل - (LED).

٣. مؤشر الوضع/الطاقة

- عند عمل جهاز التحكم عن بُعد بشكل صحيح، يضيء مؤشر الوضع المقابل -
إذًا انخفض جهد البطارية عن ٣.٤ فولت، سيومض مؤشر الوضع المقابل -

مثال:

عندما يصل RL نشطًا وانخفض الجهد عن ٣.٤ فولت، سيومض مؤشر (RL) إذا كان وضع الضوء الأحمر الجهد إلى ٣.٢ فولت، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا

الشحن والصيانة والعناية بالجهاز

لا يدعم هذا المنتج التشغيل أثناء الشحن. عندما يومض المؤشر، يكون الجهاز في وضع الشحن. عندما تضيء مؤشرات السطوح الثلاثة في وقت واحد وتتوقف عن الوميض، يكون الشحن قد اكتمل. بعد استخدام القناع، امسح الجزء السيليكوني بمنشفة جافة أو رطبة. جفف القناع في مكان جيد التهوية واحفظه في مكان خالٍ من الغبار. تجنب ملامسته للماء مباشرة

احتياطات:

احفظ هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار. تعامل معه بحذر أثناء الاستخدام

لا يُنصح باستخدامه من قبل النساء الحوامل، أو اللواتي يخططن للحمل، أو المرضعات، أو الأشخاص الحساسين للضوء، أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض وراثية أو جلدية (مثل الذئبة الحمامية، والتهاب الجلد الضوئي، والمهق، إلخ). لا تستخدمه أثناء الشحن. لا تضغط عليه بشدة لتجنب تشوهه أو تعطله. لا تقم بإصلاحه أو تفكيكه أو تعديله بنفسك. لا تسقطه أو تضربه لتجنب تعطله. ملاحظة: يجب عدم ملامسة جهاز التحكم عن بُعد والأسلاك للماء. بعد كل استخدام، امسح المنتج بقطعة قماش مبللة. لا تغسل الجهاز أو تغمره في الماء. لا تستخدم مواد أكالة لتنظيفه. خزّنه في مكان بارد وجاف. بغض النظر عن الاحتياطات المتخذة، قد يحدث احمرار أو تهيج نتيجة استخدام الجهاز. في هذه الحالات، توقف عن الاستخدام فورًا واستشر طبيبك. في حال استخدام الجهاز أكثر من الموصى به، قد تتعرض لتهيج أو التهاب الجلد. لا تستخدم حمّام الشمس أو تعرضي بشرتك لأشعة الشمس لمدة ٤٨ ساعة على الأقل قبل استخدام الجهاز ولمدة ٤٨ ساعة على الأقل بعده. هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام لمن تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا. لا يُستخدم على مناطق الجلد التي يزيد فيها خطر الإصابة بسرطان الجلد، أو على الجروح المفتوحة أو الطفح الجلدي، أو على مناطق الجلد المتورمة أو الحمراء أو المتهيجة أو المصابة أو الليزر لتجنب... تجنب التعرض IPL الملتهبة، أو على الطفح الجلدي. ارتدِ واقياً للعينين عند استخدام أجهزة للإشعاع المباشر أو المنعكس. قبل استخدام الجهاز، يُنصح باستشارة طبيب، وعند الضرورة، إجراء فحوصات تشخيصية على المنطقة المعالجة من الجسم. لا يُجرى العلاج إلا بعد الحصول على وثيقة من هذه الاستشارة. الاستخدام الفوصي به: ٣-٥ مرات أسبوعيًا، لمدة ٤ أسابيع متتالية كدورة واحدة

[f٤ - الصفحة ٢]: للمزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

قد يحدث احمرار أو تهيج في الجلد في هذه الحالة، توقف عن العلاج فورًا واستشر طبيبك. قد يؤدي استخدام الجهاز أكثر من الموصى به إلى تهيج أو التهاب الجلد. لا تستخدم سرير التسمير أو تعرض الجلد لأشعة الشمس لمدة ٤٨ ساعة على الأقل قبل استخدام الجهاز ولمدة ٤٨ ساعة على الأقل بعد الاستخدام. لا ينبغي استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا. لا تستخدمه على مناطق الجلد التي يزيد فيها خطر الإصابة بسرطان الجلد، أو على الجروح المفتوحة أو الطفح الجلدي، أو على مناطق الجلد المتورمة أو الحمراء أو الليزر IPL أو المتهيجة أو المصابة أو الملتهبة، أو على الطفح الجلدي. ارتدِ واقياً للعينين عند استخدام أجهزة لتجنب التعرض للإشعاع المباشر أو المنعكس. قبل استخدام الجهاز، يُنصح باستشارة الطبيب، وإذا لزم الأمر، إجراء فحوصات تشخيصية على المنطقة المعالجة. يجب عدم إجراء العلاج حتى تتوفر وثائق هذه الاستشارة. الاستخدام الفوصي به: ٥-٣ مرات أسبوعيًا لمدة ٤ أسابيع متتالية كدورة واحدة. لمزيد من المعلومات حول [f٤ - الصفحة ٢]: للشركة والمنتجات

Номинальное напряжение: 3,7 В
 Номинальная мощность: 4 Вт
 Напряжение зарядки: 5 В
 Ток зарядки: 600 мА
 Материал: силикон + полипропилен
 Количество светодиодов: 70 ламп, 280 диодов
 Световой поток: 30–50 см²/мВт
 Ёмкость аккумулятора пульта ДУ: 1500 мА·ч
 Время работы от одной зарядки: 150 минут
 Время зарядки: 120 минут
 Режимы света: красный 630 нм (RL), ближний инфракрасный 850 нм (NIL), синий 465 нм (BL), жёлтый 580 нм (YL), зелёный 540 нм (GL), оранжевый 610 нм (OL), фиолетовый 630/465 нм (PL), голубой 485 нм (IL).

Безопасность:

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством пользователя и следуйте приведенным в нем инструкциям.

Комплектация [стр. 2 - f1]:

1. Маска. / 2. Пульт дистанционного управления. / 3. USB-кабель. / 4. Защитные очки. / 5. Ремешок для крепления.

Описание пульта дистанционного управления [стр. 2 - f2]:

1. Дисплей времени – отображает установленное время работы. / 2. Дисплей режима – отображает текущий выбранный режим освещения. / 3. Кнопка режима – изменяет режим освещения. / 4. Кнопка питания/установка времени – включает/выключает устройство и устанавливает время.

Эксплуатация устройства [стр. 2 - f3]:

1. Удалите макияж и тщательно очистите лицо. / 2. Наденьте защитные очки. Очки с маркировкой «L» надеваются на левый глаз, буквой «L» наружу. Очки с маркировкой «R» надеваются на правый глаз, буквой «R» наружу. Установите ремешки для крепления. Ремешки не различаются по левой и правой стороне. Расположите маску мягкой фланелью внутрь, продев два маленьких ремешка на липучке через отверстия на левой и правой сторонах маски. Ремешки на липучке прикреплены к ремешку – положение можно отрегулировать влево или вправо в зависимости от ваших потребностей. После надевания маски большие секции на липучке можно соединить вместе. / 3. Подключите маску к пульту дистанционного управления. Наденьте маску. / 4. Включите и выберите режим освещения. / 5/6. Снимите и очистите маску после использования.

Modulele dispozitivului și efectele acestora:

1. Roșu (RL, 630 nm) - stimulează producția de colagen, îmbunătățește elasticitatea și susține regenerarea pielii.
 2. Infraroșu apropiat (NIL, 850 nm) - pătrunde în straturile mai profunde ale pielii, susținând metabolismul și repararea celulară.
 3. Albastru (BL, 465 nm) - are proprietăți antibacteriene, calmează inflamația și reduce aspectul imperfecțiunilor.
 4. Galben (YL, 580 nm) - luminează tenul, uniformizează nuanța pielii și calmează pielea sensibilă.
 5. Verde (GL, 540 nm) - reduce roșeața și uniformizează nuanța pielii.
 6. Portocaliu (OL, 610 nm) - stimulează microcirculația, redă energie și strălucire naturală pielii.
 7. Mov (PL, 630/465 nm) - combină efectele roșului și albastrului, susținând regenerarea și îngrijind pielea predispusă la acnee.
 8. Cyan (IL, 485 nm) - calmează și împrăștează tenul, îmbunătățind oxigenarea și aspectul general al pielii.

Как использовать устройство [страница 2-f2]:

1. Кнопка питания / настройка времени:
 - Удерживайте кнопку питания, чтобы включить/выключить устройство.
 - После включения режим по умолчанию – красный свет (RL) – горит индикатор RL, а время работы по умолчанию составляет 5 минут.

- Короткое нажатие кнопки включения/выключения позволяет изменить время работы на 5 или 10 минут. Время можно установить отдельно для каждого режима освещения.
2. Кнопка режима:
- После включения устройства каждое последующее нажатие кнопки режима изменяет цвет индикатора и активирует соответствующий индикатор (светодиод).
3. Индикатор режима/питания:
- При исправности пульта дистанционного управления соответствующий индикатор режима загорается.
 - Если напряжение аккумулятора падает ниже 3,4 В, соответствующий индикатор режима мигает.

Пример:

Если активен режим красного света (RL) и напряжение падает ниже 3,4 В, индикатор RL мигает. Когда напряжение достигает 3,2 В, устройство автоматически выключается.

Зарядка, обслуживание и уход за устройством:

Данный прибор не поддерживает работу во время зарядки. Если индикатор мигает, устройство находится в режиме зарядки. Когда три индикатора яркости загораются одновременно и перестают мигать, зарядка завершена. После использования маски протрите силиконовую часть сухим или влажным полотенцем. Высушите маску в хорошо проветриваемом помещении и храните в защищенном от пыли месте. Избегайте прямого контакта с водой.

Меры предосторожности:

Храните это изделие в недоступном для маленьких детей месте. Обращайтесь с изделием осторожно во время использования. Не предназначено для беременных женщин, планирующих беременность, кормящих грудью, лиц с повышенной чувствительностью к свету, а также лиц с генетическими или кожными заболеваниями (например, красной волчанкой, фотодерматитом, альбинизмом и т. д.). Не используйте изделие во время зарядки. Не прикладывайте чрезмерное давление во избежание деформации и выхода из строя. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно. Не роняйте и не ударяйте устройство во избежание его неисправности. Примечание: Пульт дистанционного управления и кабели не должны контактировать с водой. После каждого использования протирайте изделие влажной тканью. Не мойте и не погружайте устройство в воду. Не используйте едкие вещества для очистки устройства. Храните его в прохладном, сухом месте. Независимо от принятых мер предосторожности, использование устройства может привести к покраснению или раздражению. В таких случаях немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу. При использовании устройства чаще, чем рекомендовано, существует риск раздражения или воспаления кожи. Не посещайте солярий и не подвергайте кожу воздействию солнечных лучей в течение как минимум 48 часов до использования устройства и в течение как минимум 48 часов после него. Устройство не подходит для лиц младше 18 лет. Не используйте его на участках кожи с повышенным риском развития рака кожи, на открытых ранах или сыпи, на опухших, покрасневших, раздраженных, инфицированных или воспаленных участках кожи или при наличии кожных высыпаний. Используйте защитные очки при использовании устройств IPL или лазеров, чтобы избежать. Избегайте воздействия прямого или отраженного излучения. Перед использованием устройства рекомендуется проконсультироваться с врачом и, при необходимости, провести диагностические исследования на обрабатываемом участке тела. Лечение не следует проводить без получения результатов такого обследования. Рекомендуемая частота применения: 3–5 раз в неделю в течение 4 недель подряд в течение одного цикла.

Подробнее о компании и продукции [страница 2 - f4]:

Ονομαστική τάση: 3,7V
 Ονομαστική ισχύς: 4W
 Τάση φόρτισης: 5V
 Ρεύμα φόρτισης: 600mA
 Υλικό: Σιλκόνη + PP
 Αριθμός LED: 70 λάμπες, 280 διοδοί
 Ισχύς φωτός: 30–50 cm²/mW
 Χωρητικότητα μπαταρίας τηλεχειριστηρίου: 1500 mAh
 Χρόνος λειτουργίας ανά φόρτιση: 150 λεπτά
 Χρόνος φόρτισης: 120 λεπτά
 Λειτουργίες φωτισμού: κόκκινο 630nm (RL), εγγύς υπέρυθρο 850nm (NIL), μπλε 465nm (BL), κίτρινο 580nm (YL), πράσινο 540nm (GL), πορτοκαλί 610nm (OL), μωβ 630/465nm (PL), κυανό 485nm (IL).

Ασφάλεια:

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό κατά τη χρήση της συσκευής.

Περιεχόμενα Συσκευασίας [σελίδα 2- f1]:

1. Μάσκα. / 2. Τηλεχειριστήριο. / 3. Καλώδιο USB. / 4. Προστατευτικά γυαλιά. / 5. Ιμάντας στερέωσης.

Περιγραφή Τηλεχειριστηρίου [σελίδα 2- f2]:

1. Ένδειξη ώρας – δείχνει την καθορισμένη ώρα λειτουργίας. / 2. Ένδειξη λειτουργίας – δείχνει την τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία φωτισμού. / 3. Κουμπί λειτουργίας – αλλάζει τη λειτουργία φωτισμού. / 4. Κουμπί λειτουργίας / Ρύθμιση ώρας – ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη συσκευή και ρυθμίζει την ώρα.

Λειτουργία της Συσκευής [σελίδα 2- f3]:

1. Αφαιρέστε το μακιγιάζ και καθαρίστε καλά το πρόσωπό σας. / 2. Συνδέστε τα προστατευτικά γυαλιά. Τα προστατευτικά γυαλιά με την ένδειξη "L" τοποθετούνται πάνω από το αριστερό μάτι, με το "L" στραμμένο προς τα έξω. Τα προστατευτικά γυαλιά με την ένδειξη "R" τοποθετούνται πάνω από το δεξί μάτι, με το "R" στραμμένο προς τα έξω. Τοποθετήστε τους ιμάντες στερέωσης. Οι ιμάντες δεν διακρίνονται μεταξύ αριστερής και δεξιάς πλευράς. Με το μαλακό φανελένιο ύφασμα στραμμένο προς τα μέσα, περάστε τους δύο μικρούς ιμάντες Velcro μέσα από τις τρύπες στην αριστερή και δεξιά πλευρά της μάσκας. Οι ιμάντες Velcro είναι προσαρτημένοι στον ιμάντα – η θέση μπορεί να ρυθμιστεί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αφού φορέσετε τη μάσκα, τα μεγάλα τμήματα Velcro μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους. / 3. Συνδέστε τη μάσκα στο τηλεχειριστήριο. Φορέστε τη μάσκα. / 4. Ενεργοποιήστε και επιλέξτε μια λειτουργία φωτισμού. / 5/6 . Αφαιρέστε και καθαρίστε τη μάσκα μετά τη χρήση.

Λειτουργίες Συσκευής και οι Επιδράσεις τους:

1. Κόκκινο (RL, 630 nm) - διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, βελτιώνει την ελαστικότητα και υποστηρίζει την ανανέωση του δέρματος.
 2. Εγγύς Υπέρυθρο (NIL, 850 nm) - διεισδύει στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος, υποστηρίζοντας τον μεταβολισμό και την επιδιόρθωση των κυττάρων.
 3. Μπλε (BL, 465 nm) - έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες, καταπραΰνει τη φλεγμονή και μειώνει την εμφάνιση ατελειών.
 4. Κίτρινο (YL, 580 nm) - φωτίζει την επιδερμίδα, εξισορροπεί τον τόνο του δέρματος και καταπραΰνει το ευαίσθητο δέρμα.
 5. Πράσινο (GL, 540 nm) - μειώνει την ερυθρότητα και εξισορροπεί τον τόνο του δέρματος.
 6. Πορτοκαλί (OL, 610 nm) - διεγείρει τη μικροκυκλοφορία, αποκαθιστά την ενέργεια και τη φυσική λάμψη στο δέρμα.
 7. Μωβ (PL, 630/465 nm) - συνδυάζει τις επιδράσεις του κόκκινου και του μπλε, υποστηρίζοντας την ανανέωση και φροντίζοντας το δέρμα με τάση ακμής.
 8. Κυανό (IL, 485 nm) - καταπραΰνει και αναζωογονεί την επιδερμίδα, βελτιώνοντας την οξυγόνωση και τη συνολική εμφάνιση του δέρματος.

Τρόπος χρήσης της συσκευής [σελίδα 2-f2]:

1. Κουμπί λειτουργίας / ρύθμιση χρόνου:

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιησετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- Μετά την ενεργοποίηση, η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι το κόκκινο φως (RL) – η ένδεικτική λυχνία RL είναι αναμμένη και ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας είναι 5 λεπτά.

- Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σας επιτρέπει να αλλάξετε τον χρόνο λειτουργίας σε 5 ή 10 λεπτά. Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε λειτουργία φωτισμού.

2. Κουμπί λειτουργίας:

- Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, κάθε επόμενο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας αλλάζει το ενεργό φως και ενεργοποιεί την αντίστοιχη ένδειξη (LED).

3. Ένδειξη λειτουργίας/Τροφοδοσίας:

- Όταν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά, η αντίστοιχη ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει.

- Εάν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από τα 3,4V, η αντίστοιχη ένδειξη λειτουργίας θα αναβοσβήνει.

Παράδειγμα:

Εάν η λειτουργία κόκκινου φωτός (RL) είναι ενεργή και η τάση πέσει κάτω από τα 3,4V, η ένδειξη RL θα αναβοσβήνει. Όταν η τάση φτάσει τα 3,2V, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Φόρτιση, Συντήρηση και Φροντίδα της Συσκευής:

Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει λειτουργία κατά τη φόρτιση. Όταν η ένδειξη αναβοσβήνει, η

συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία φόρτισης. Όταν οι τρεις ενδείξεις φωτεινότητας ανάψουν ταυτόχρονα και σταματήσουν να αναβοσβήνουν, η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. Αφού χρησιμοποιήσετε τη μάσκα, σκουπίστε το σιλικονούχο μέρος με μια στεγνή ή υγρή πετσέτα. Στεγνώστε τη μάσκα σε καλά αεριζόμενο μέρος και φυλάξτε την σε μέρος χωρίς σκόνη. Αποφύγετε την άμεση επαφή με νερό.

Προφυλάξεις:

Φυλάξτε αυτό το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Χειριστείτε αυτό το προϊόν με προσοχή κατά τη χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από έγκυες γυναίκες, από άτομα που σχεδιάζουν να μείνουν έγκυες ή θηλάζουν, από άτομα που είναι ευαίσθητα στο φως ή από άτομα με γενετικές ή δερματικές παθήσεις (π.χ. ερυθριματώδη λύκο, φωτοδερματίτιδα, αλμπιτισμό κ.λπ.). Μην το χρησιμοποιείτε κατά τη φόρτιση. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση για να αποφύγετε παραμόρφωση και δυσλειτουργία. Μην επισκευάζετε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή. Μην ρίχνετε ή χτυπάτε τη συσκευή για να αποτρέψετε δυσλειτουργία. Σημείωση: Το τηλεχειριστήριο και τα καλώδια δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με νερό. Μετά από κάθε χρήση, σκουπίστε το προϊόν με ένα υγρό πανί. Μην πλένετε ή βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικούς παράγοντες για τον καθαρισμό της συσκευής. Φυλάξτε την σε δροσερό και ξηρό μέρος. Ανεξάρτητα από τις προφυλάξεις που έχουν ληφθεί, μπορεί να εμφανιστεί ερυθρότητα ή ερεθισμός ως αποτέλεσμα της χρήσης της συσκευής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή συχνότερα από τη συνηθισμένη, υπάρχει κίνδυνος ερεθισμού ή φλεγμονής του δέρματος. Μην χρησιμοποιείτε σολάριουμ ή εκθέτετε το δέρμα σας στο ηλιακό φως για τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χρήση της συσκευής και για τουλάχιστον 48 ώρες μετά τη χρήση της. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε άτομα κάτω των 18 ετών. Μην τη χρησιμοποιείτε σε περιοχές του δέρματος όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος καρκίνου του δέρματος, σε ανοιχτές πληγές ή εξανθήματα, σε πρησμένες, κόκκινες, ερεθισμένες, μολυσμένες ή φλεγμονώδεις περιοχές του δέρματος ή σε δερματικά εξανθήματα. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν χρησιμοποιείτε συσκευές IPL ή λέιζερ για να αποφύγετε Αποφύγετε την έκθεση σε άμεση ή ανακλώμενη ακτινοβολία. Πριν από τη χρήση της συσκευής, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν γιατρό και, εάν είναι απαραίτητο, να πραγματοποιήσετε διαγνωστικές εξετάσεις στην περιοχή του σώματος που πρόκειται να αντιμετωπιστεί. Η θεραπεία δεν πρέπει να πραγματοποιείται μέχρι να ληφθεί η σχετική τεκμηρίωση. Συνιστώμενη χρήση: 3–5 φορές την εβδομάδα, για 4 συνεχόμενες εβδομάδες ως ένας μόνο κύκλος.

Περαισότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f4]:

Nazivni napon: 3,7 V
 Nazivna snaga: 4 W
 Napon punjenja: 5 V
 Struja punjenja: 600 mA
 Materijal: Silikon + PP
 Broj LED dioda: 70 lampica, 280 dioda
 Svjetlosni tok: 30–50 cm²/mW
 Kapacitet baterije daljinskog upravljača: 1500 mAh
 Vrijeme rada po punjenju: 150 minuta
 Vrijeme punjenja: 120 minuta
 Načini osvjetljenja: crvena 630 nm (RL), blisko infracrveno 850 nm (NIL), plava 465 nm (BL), žuta 580 nm (YL), zelena 540 nm (GL), narančasta 610 nm (OL), ljubičasta 630/465 nm (PL), cijan 485 nm (IL).

Sigurnost:

Prije upotrebe ovog proizvoda, pročitajte ovaj korisnički priručnik i slijedite upute sadržane u njemu pri likom korištenja uređaja.

Sadržaj pakiranja [stranica 2- f1]:

1. Maska. / 2. Daljinski upravljač. / 3. USB kabel. / 4. Zaštitne naočale. / 5. Remen za montažu.

Opis daljinskog upravljača [stranica 2- f2]:

1. Prikaz vremena – prikazuje postavljeno vrijeme rada. / 2. Prikaz načina rada – prikazuje trenutno odabrani način rada svjetla. / 3. Gumb za način rada – mijenja način rada svjetla. / 4. Gumb za napajanje / Postavka vremena – uključuje/isključuje uređaj i postavlja vrijeme.

Upravljanje uređajem [stranica 2- f3]:

1. Uklonite šminku i temeljito očistite lice. / 2. Spojite zaštitne naočale. Naočale s oznakom "L" postavljaju se preko lijevog oka, s oznakom "L" okrenutom prema van. Naočale s oznakom "R" postavljaju se preko desnog oka, s oznakom "R" okrenutom prema van. Postavite remene za montažu. Remeni ne razlikuju lijevu i desnu stranu. S mekom flanelskom tkaninom okrenutom prema unutra, provucite dvije male čičak trake kroz rupe na lijevoj i desnoj strani maske. Čičak trake su pričvršćene na remen – položaj se može podesiti lijevo ili desno, ovisno o vašim potrebama. Nakon stavljanja maske, veliki dijelovi čička mogu se spojiti. / 3. Spojite masku na daljinski upravljač. Stavite masku. / 4. Uključite i odaberite način rada svjetla. / 5/6. Skinite i očistite masku nakon upotrebe.

Načini rada uređaja i njihovi učinci:

1. Crvena (RL, 630 nm) - potiče proizvodnju kolagena, poboljšava elastičnost i podržava regeneraciju kože.
2. Blisko infracrveno zračenje (NIL, 850 nm) - prodire u dublje slojeve kože, podržava metabolizam i obnovu stanica.
3. Plava (BL, 465 nm) - ima antibakterijska svojstva, umiruje upalu i smanjuje pojavu nepravilnosti.
4. Žuta (YL, 580 nm) - posvjetljuje ten, ujednačava ten i umiruje osjetljivu kožu.
5. Zelena (GL, 540 nm) - smanjuje crvenilo i ujednačava ten.
6. Narančasta (OL, 610 nm) - potiče mikrocirkulaciju, vraća energiju i prirodni sjaj kože.
7. Ljubičasta (PL, 630/465 nm) - kombinira učinke crvene i plave boje, podržava regeneraciju i njeguje kožu sklonu aknama.
8. Cijan (IL, 485 nm) - umiruje i osvježava ten, poboljšavajući oksigenaciju i cjelokupni izgled kože.

Kako koristiti uređaj [stranica 2-f2]:

1. Gumb za uključivanje/postavljanje vremena:
 - Držite gumb za uključivanje/isključivanje uređaja.
 - Nakon uključivanja, zadani način rada je crveno svjetlo (RL) – indikatorska lampica RL svijetli, a zadano vrijeme rada je 5 minuta.
 - Kratkim pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje možete promijeniti vrijeme rada na 5 ili 10 minuta. Vrijeme se može zasebno postaviti za svaki način rada svjetla.
2. Gumb za način rada:
 - Nakon uključivanja uređaja, svaki sljedeći pritisak gumba za način rada mijenja aktivno svjetlo i

aktivira odgovarajući indikator (LED).

3. Indikator načina rada/napajanja:

- Kada daljinski upravljač ispravno radi, zasvijetlit će odgovarajući indikator načina rada.
- Ako napon baterije padne ispod 3,4 V, uređaj će se automatski isključiti.

Primjer:

Ako je aktivan način rada crvenog svjetla (RL) i napon padne ispod 3,4 V, indikator RL će treptati. Kada napon dosegne 3,2 V, uređaj će se automatski isključiti.

Punjenje, održavanje i njega uređaja:

Ovaj proizvod ne podržava rad tijekom punjenja. Kada indikator treperi, uređaj je u načinu punjenja. Kada se tri indikatora svjetline istovremeno upale i prestanu treptati, punjenje je završeno. Nakon korištenja maske, obrišite silikonski dio suhim ili vlažnim ručnikom. Osušite masku na dobro prozračenom mjestu i pohranite je na mjestu bez prašine. Izbjegavajte izravan kontakt s vodom.

Mjere opreza:

Držite ovaj proizvod izvan dohvata male djece. Pažljivo rukujte ovim proizvodom tijekom upotrebe. Ne smiju ga koristiti trudnice, osobe koje planiraju trudnoću ili doje, osobe osjetljive na svjetlost ili osobe s genetskim ili kožnim bolestima (npr. lupus eritematosus, fotodermatitis, albinizam itd.). Ne koristite ga tijekom punjenja. Ne vršite pretjerani pritisak kako biste izbjegli deformacije i kvar. Ne popravljajte, ne rastavljajte niti modificirajte uređaj sami. Ne ispuštajte niti udarajte uređaj kako biste spriječili kvar. Napomena: Daljinski upravljač i kabeli ne smiju doći u kontakt s vodom. Nakon svake upotrebe obrišite proizvod vlažnom krpom. Ne perite niti uranjajte uređaj u vodu. Ne koristite korozivna sredstva za čišćenje uređaja. Čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu. Bez obzira na poduzete mjere opreza, kao posljedica korištenja uređaja može se pojaviti crvenilo ili iritacija. U takvim slučajevima odmah prekinite korištenje i obratite se liječniku. Ako uređaj koristite češće nego što je preporučeno, postoji rizik od iritacije ili upale kože. Ne koristite solarij niti izlažite kožu sunčevoj svjetlosti najmanje 48 sati prije korištenja uređaja i najmanje 48 sati nakon korištenja. Ovaj uređaj nije prikladan za korištenje na osobama mlađim od 18 godina. Ne koristite ga na područjima kože gdje postoji povećan rizik od raka kože, na otvorenim ranama ili osipima, na otečenim, crvenim, iritiranim, inficiranim ili upaljenim područjima kože ili kožnim erupcijama. Nosite zaštitu za oči prilikom korištenja IPL ili laserskih uređaja kako biste izbjegli izlaganje izravnom ili reflektiranom zračenju. Prije upotrebe uređaja preporučuje se konzultacija s liječnikom i, ako je potrebno, provođenje dijagnostičkih testova na području tijela koje se tretira. Tretman se ne smije provoditi dok se ne dobije dokumentacija iz takvih konzultacija. Preporučena upotreba: 3–5 puta tjedno, tijekom 4 uzastopna tjedna kao jedan ciklus.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f4]:

Nominal spänning: 3,7 V

Nominal effekt: 4 W

Laddspänning: 5 V

Laddström: 600 mA

Material: Silikon + PP

Antal lysdioder: 70 lampor, 280 dioder

Ljusflöde: 30–50 cm²/mW

Fjärrkontrollens batterikapacitet: 1500 mAh

Drifttid per laddning: 150 minuter

Laddningstid: 120 minuter

Ljuslägen: röd 630 nm (RL), nära infraröd 850 nm (NIL), blå 465 nm (BL), gul 580 nm (YL),

grön 540 nm (GL), orange 610 nm (OL), lila 630/465 nm (PL), cyan 485 nm (IL).

Säkerhet:

Läs denna användarmanual innan du använder produkten och följ instruktionerna i den.

Paketets innehåll [sida 2- f1]:

1. Mask. / 2. Fjärrkontroll. / 3. USB-kabel. / 4. Skyddsglasögon. / 5. Monteringsrem.

Beskrivning av fjärrkontroll [sida 2- f2]:

1. Tidsdisplay – visar inställd drifttid. / 2. Lägesdisplay – visar det aktuella ljusläget. / 3. Lägesknapp – ändrar ljusläget. / 4. Strömknapp / Tidsinställning – slår på/av enheten och ställer in tiden.

Använda enheten [sida 2- f3]:

1. Ta bort smink och rengör ansiktet noggrant. / 2. Anslut skyddsglasögonen. Skyddsglasögonen märkta "L" placeras över vänster öga, med "L" utåt. Skyddsglasögonen märkta "R" placeras över höger öga, med "R" utåt. Montera monteringsremmarna. Remmarna skiljer inte mellan vänster och höger sida. Med den mjuka flanellyget vänt inåt, trä de två små kardborrebanden genom hålen på vänster och höger sida av masken. Kardborrebanden är fästa vid remmen – positionen kan justeras åt vänster eller höger, beroende på dina behov. Efter att du har satt på masken kan de stora kardborrebanden sättas ihop. / 3. Anslut masken till fjärrkontrollen. Ta på masken. 4. Slå på masken och välj ett ljusläge. / 5/6 . Ta av och rengör masken efter användning.

Enhetslägen och deras effekter:

1. Röd (RL, 630 nm) - stimulerar kollagenproduktionen, förbättrar elasticiteten och stödjer hudens regenerering.
2. Nära infrarött (NIL, 850 nm) - penetrerar djupare hudlager och stödjer ämnesomsättning och cellreparation.
3. Blå (BL, 465 nm) - har antibakteriella egenskaper, lindrar inflammation och minskar synligheten av skavanker.
4. Gul (YL, 580 nm) - ljusar upp huden, jämnar ut hudtonen och lugnar känslig hud.
5. Grön (GL, 540 nm) - minskar rodnad och jämnar ut hudtonen.
6. Orange (OL, 610 nm) - stimulerar mikrocirkulationen, återställer energi och en naturlig lyster i huden.
7. Lila (PL, 630/465 nm) - kombinerar effekterna av rött och blått, stödjer regenerering och vårdar aknebenägen hud.
8. Cyan (IL, 485 nm) - lugnar och fräschar upp huden, förbättrar syresättningen och hudens övergripande utseende.

Hur man använder enheten [sida 2-f2]:

1. Strömknapp / tidsinställning:

- Håll strömknappen intryckt för att slå på/av enheten.

- Efter att ha slagit på är standardläget rött ljus (RL) – RL-indikatorlampan lyser och standardkörtiden är 5 minuter.

- Med ett kort tryck på på/av-knappen kan du ändra drifttiden till 5 eller 10 minuter. Tiden kan ställas in separat för varje ljusläge.

2. Lägesknapp:

- Efter att du har slagit på enheten ändrar varje efterföljande tryckning på lägesknappen det aktiva ljuset och aktiverar motsvarande indikator (LED).

3. Läges-/strömindikator:

- När fjärrkontrollen fungerar korrekt tänds motsvarande lägesindikator.
- Om batterispänningen sjunker under 3,4 V blinkar motsvarande lägesindikator.

Exempel:

Om det röda ljusläget (RL) är aktivt och spänningen sjunker under 3,4 V blinkar RL-indikatorn. När spänningen når 3,2 V stängs enheten av automatiskt.

Laddning, underhåll och skötsel av enheten:

Denna produkt stöder inte drift under laddning. När indikatorn blinkar är enheten i laddningsläge. När de tre ljusstyrkeindikatorerna tänds samtidigt och slutar blinka är laddningen klar. Torka av silikondelen med en torr eller fuktig handduk efter att du har använt masken. Torka masken på en välventilerad plats och förvara den dammfri. Undvik direktkontakt med vatten.

Försiktighetsåtgärder:

Förvara denna produkt utom räckhåll för små barn. Hantera denna produkt försiktigt under användning. Den bör inte användas av gravida kvinnor, de som planerar att bli gravida eller ammar, personer som är ljuskänsliga eller personer med genetiska eller hudsjukdomar (t.ex. lupus erythematosus, fotodermatit, albinism etc.). Använd den inte under laddning. Tryck inte för hårt för att undvika deformation och funktionsfel. Reparera, demontera eller modifiera inte enheten själv. Tappa eller slå inte på enheten för att förhindra funktionsfel. Obs: Fjärrkontrollen och kablarna ska inte komma i kontakt med vatten. Torka av produkten med en fuktig trasa efter varje användning. Våtta eller sänk inte ner enheten i vatten. Använd inte frätande medel för att rengöra enheten. Förvara den på en sval och torr plats. Oavsett vilka försiktighetsåtgärder som vidtas kan rodnad eller irritation uppstå till följd av användning av enheten. I sådana fall, avbryt användningen omedelbart och kontakta en läkare. Om du använder enheten oftare än rekommenderat finns det risk för hudirritation eller inflammation. Använd inte solarium och utsätt inte huden för solljus i minst 48 timmar innan du använder enheten och i minst 48 timmar efter att du använt den. Denna apparat är inte lämplig för användning på personer under 18 år. Använd inte på hudområden där det finns en ökad risk för hudcancer, på öppna sår eller utslag, på svullna, röda, irriterade, infekterade eller inflammerade hudområden eller hudutslag. Använd ögonskydd när du använder IPL- eller laserapparater för att undvika exponering för direkt eller reflekterad strålning. Innan du använder apparaten rekommenderas det att du rådfrågar en läkare och vid behov utför diagnostiska tester på det område av kroppen som behandlas. Behandling bör inte utföras förrän dokumentation från en sådan konsultation har erhållits. Rekommenderad användning: 3–5 gånger per vecka, i 4 veckor i följd som en enda cykel.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f4]:

Nominal spænding: 3,7V

Nominal effekt: 4W

Ladespænding: 5V

Ladestrøm: 600mA

Materiale: Silikone + PP

Antal LED'er: 70 lamper, 280 dioder

Lysudbytte: 30–50 cm²/mW

Fjernbetjeningens batterikapacitet: 1500 mAh

Driftstid pr. opladning: 150 minutter

Ladetid: 120 minutter

Lystilstande: rød 630nm (RL), nær infrarød 850nm (NIL), blå 465nm (BL), gul 580nm (YL),

grøn 540nm (GL), orange 610nm (OL), lilla 630/465nm (PL), cyan 485nm (IL).

Sikkerhed:

Læs venligst denne brugermanual, og følg instruktionerne deri, når du bruger enheden, før du bruger dette produkt.

Pakkens indhold [side 2- f1]:

1. Maske, / 2. Fjernbetjening, / 3. USB-kabel / 4. Beskyttelsesbriller, / 5. Monteringsrem.

Beskrivelse af fjernbetjening [side 2- f2]:

1. Tidsvisning – viser den indstillede driftstid, / 2. Tilstandsvisning – viser den aktuelle valgte lystilstand, / 3. Tilstandsknap – ændrer lystilstanden, / 4. Tænd/sluk-knap / Tidsindstilling – tænder/slukker enheden og indstiller tiden.

Betjening af enheden [side 2- f3]:

1. Fjern makeup og rens dit ansigt grundigt, / 2. Tilslut sikkerhedsbrillerne, Beskyttelsesbrillerne mærket "L" placeres over venstre øje med "L" udad, Beskyttelsesbrillerne mærket "R" placeres over højre øje med "R" udad. Monter monteringsstropperne. Stropperne skelner ikke mellem venstre og højre side. Med det bløde flannelstof vendt indad, træk de to små velcrostropper gennem hullerne på venstre og højre side af masken. Velcrostropperne er fastgjort til stroppen – positionen kan justeres til venstre eller højre, afhængigt af dine behov. Efter at have taget masken på, kan de store velcrosektioner forbindes, / 3. Tilslut masken til fjernbetjeningen, Tag masken på, / 4. Tænd og vælg en lystilstand, / 5/6. Fjern og rengør masken efter brug.

Enhedstilstande og deres virkninger:

1. Rød (RL, 630 nm) - stimulerer kollagenproduktionen, forbedrer elasticiteten og understøtter hudens regenerering.
2. Nær infrarød (NIL, 850 nm) - trænger ind i de dybere hudlag og understøtter stofskiftet og celledereparationen.
3. Blå (BL, 465 nm) - har antibakterielle egenskaber, lindrer inflammation og reducerer synligheden af ufuldkommenheder.
4. Gul (YL, 580 nm) - lysner teinten, udjævner hudtonen og beroliger følsom hud.
5. Grøn (GL, 540 nm) - reducerer rødme og udjævner hudtonen.
6. Orange (OL, 610 nm) - stimulerer mikrocirkulationen, genopretter energi og en naturlig udstråling til huden.
7. Lilla (PL, 630/465 nm) - kombinerer virkningerne af rød og blå, understøtter regenerering og plejer akneudsat hud.
8. Cyan (IL, 485 nm) - beroliger og opfrisker teinten, forbedrer iltoptagelsen og hudens generelle udseende.

Sådan bruger du enheden [side 2-f2]:

1. Tænd/sluk-knap / tidsindstilling:

- Hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde/slukke enheden.

- Efter tænding er standardtilstanden rødt lys (RL) – RL-indikatorlampen lyser, og standarddriftstiden er 5 minutter.

- Med et kort tryk på tænd/sluk-knappen kan du ændre driftstiden til 5 eller 10 minutter. Tiden kan indstilles separat for hver lystilstand.

2. Tilstandsknap:

- Efter tænding af enheden ændrer hvert efterfølgende tryk på tilstandsknappen det aktive lys og aktiverer den tilsvarende indikator (LED).

3. Tilstands-/strømindikator:

- Når fjernbetjeningen fungerer korrekt, lyser den tilsvarende tilstandsindikator.
- Hvis batterispændingen falder til under 3,4 V, blinker den tilsvarende tilstandsindikator.

Eksempel:

Hvis den røde lystilstand (RL) er aktiv, og spændingen falder til under 3,4 V, blinker RL-indikatoren. Når spændingen når 3,2 V, slukker enheden automatisk.

Opladning, vedligeholdelse og pleje af enheden:

Dette produkt understøtter ikke drift under opladning. Når indikatoren blinker, er enheden i opladningstilstand. Når de tre lysstyrkeindikatorer lyser samtidigt og holder op med at blinke, er opladningen færdig. Efter brug af masken skal du tørre silikonedelen af med et tørt eller fugtigt håndklæde. Tør masken et godt ventileret sted og opbevar den et støvfrit sted. Undgå direkte kontakt med vand.

Forholdsregler:

Opbevar dette produkt utilgængeligt for små børn. Håndter dette produkt forsigtigt under brug. Den bør ikke anvendes af gravide kvinder, kvinder, der planlægger at blive gravide, eller ammer, personer, der er lysfølsomme, eller personer med genetiske eller hudlidelser (f.eks. lupus erythematosus, fotodermatitis, albinisme osv.). Brug den ikke under opladning. Tryk ikke for hårdt for at undgå deformation og funktionsfejl. Reparer, skil eller modificer ikke enheden selv. Tab eller slå ikke enheden, da det kan føre til funktionsfejl. Bemærk: Fjernbetjeningen og kablerne må ikke komme i kontakt med vand. Tør produktet af med en fugtig klud efter hver brug. Vask eller nedsænk ikke enheden i vand. Brug ikke ætsende midler til at rengøre enheden. Opbevar den et køligt og tørt sted. Uanset hvilke forholdsregler der tages, kan der opstå rødme eller irritation som følge af brugen af enheden. I sådanne tilfælde skal du straks stoppe med at bruge den, og kontakte en læge. Hvis du bruger enheden oftere end anbefalet, er der risiko for hudirritation eller betændelse. Brug ikke et solarium, og udsæt ikke din hud for sollys i mindst 48 timer før brug af enheden, og i mindst 48 timer efter brug. Denne enhed er ikke egnet til brug på personer under 18 år. Må ikke anvendes på hudområder med øget risiko for hudkræft, på åbne sår eller udsætt, på hævede, røde, irriterede, inficerede eller betændte hudområder eller hududslæt. Brug øjenbeskyttelse, når du bruger IPL- eller laserapparater for at undgå Undgå eksponering for direkte eller reflekteret stråling. Før brug af apparatet anbefales det at konsultere en læge og om nødvendigt udføre diagnostiske tests på det område af kroppen, der behandles. Behandling bør ikke udføres, før dokumentation fra en sådan konsultation er indhentet. Anbefalet brug: 3-5 gange om ugen i 4 uger i træk som en enkelt cyklus.

Mere information om virksamheden og produkterne [side 2 - f4]:

Nominale spanning: 3,7 V
 Nominaal vermogen: 4 W
 Laadspanning: 5 V
 Laadstroom: 600 mA
 Materiaal: Siliconen + PP
 Aantal leds: 70 lampen, 280 diodes
 Lichtopbrengst: 30–50 cm²/mW
 Batterijcapaciteit afstandsbediening: 1500 mAh
 Gebruiksduur per oplaadbeurt: 150 minuten
 Laadtijd: 120 minuten
 Lichtstanden: rood 630 nm (RL), nabij-infrarood 850 nm (NIL), blauw 465 nm (BL), geel 580 nm (YL), groen 540 nm (GL), oranje 610 nm (OL), paars 630/465 nm (PL), cyaan 485 nm (IL).

Veiligheid:

Lees voor gebruik van dit product deze gebruikershandleiding en volg de instructies die erin staan.

Inhoud van de verpakking [pagina 2 - f1]:

1. Masker. / 2. Afstandsbediening. / 3. USB-kabel. / 4. Veiligheidsbril / 5. Bevestigingsband.

Beschrijving van de afstandsbediening [pagina 2 - f2]:

1. Tijdweergave - toont de ingestelde gebruiksduur. / 2. Modusweergave - toont de momenteel geselecteerde lichtmodus. / 3. Modusknop - wijzigt de lichtmodus. / 4. Aan/uit-knop / Tijdinstelling - schakelt het apparaat in/uit en stelt de tijd in.

Het apparaat bedienen [pagina 2 - f3]:

1. Verwijder make-up en reinig uw gezicht grondig. / 2. Sluit de veiligheidsbril aan. De bril met de markering "L" wordt over het linkeroog geplaatst, met de "L" naar buiten gericht. De bril met de markering "R" wordt over het rechteroog geplaatst, met de "R" naar buiten gericht. Bevestig de bevestigingsbanden. De banden maken geen onderscheid tussen linker- en rechteroog. Rijd de twee kleine klittenbandsluitingen door de gaten aan de linker- en rechterkant van het masker, met het zachte flanel naar binnen. De klittenbandsluitingen zijn aan de band bevestigd – de positie kan naar wens naar links of rechts worden aangepast. Nadat u het masker hebt opgezet, kunt u de grote klittenbandsluitingen aan elkaar bevestigen. / 3. Verbind het masker met de afstandsbediening. Zet het masker op. / 4. Zet het masker aan en selecteer een lichtmodus. / 5/6 . Verwijder en reinig het masker na gebruik.

Apparaatmodi en hun effecten:

1. Rood (RL, 630 nm) - stimuleert de collageenproductie, verbetert de elasticiteit en ondersteunt de huidregeneratie.
 2. Nabij-infrarood (NIL, 850 nm) - dringt door in de diepere huidlagen en ondersteunt de stofwisseling en celherstel.
 3. Blauw (BL, 465 nm) - heeft antibacteriële eigenschappen, verzacht ontstekingen en vermindert de zichtbaarheid van oneffenheden.
 4. Geel (YL, 580 nm) - verheldert de teint, egaliseert de teint en verzacht de gevoelige huid.
 5. Groen (GL, 540 nm) - vermindert roodheid en egaliseert de teint.
 6. Oranje (OL, 610 nm) - stimuleert de microcirculatie, herstelt de energie en geeft de huid een natuurlijke uitstraling.
 7. Paars (PL, 630/465 nm) - combineert de effecten van rood en blauw, ondersteunt de regeneratie en verzorgt de acnegevoelige huid.
 8. Cyaan (IL, 485 nm) - kalmeert en verfrist de teint, verbetert de zuurstofvoorziening en het algehele uiterlijk van de huid.

Gebruiksaanwijzing [pagina 2-f2]:

1. Aan/uit-knop / tijdinstelling:

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in/uit te schakelen.
- Na het inschakelen is de standaardmodus rood licht (RL) – het RL-indicatielampje brandt en de standaard looptijd is 5 minuten.
- Met een korte druk op de aan/uitknop kunt u de gebruiksduur wijzigen naar 5 of 10 minuten. De tijd kan voor elke lichtmodus afzonderlijk worden ingesteld.

2. Modusknop:

- Na het inschakelen van het apparaat verandert elke volgende druk op de modusknop het actieve licht en activeert de bijbehorende indicator (led).

3. Modus-voedingsindicator:

- Wanneer de afstandsbediening correct werkt, licht de bijbehorende modusindicator op.
- Als de batterijspanning onder 3,4 V daalt, knippert de bijbehorende modusindicator.

Voorbeeld:

Als de rode lichtmodus (RL) actief is en de spanning onder 3,4 V daalt, knippert de RL-indicator. Wanneer de spanning 3,2 V bereikt, schakelt het apparaat automatisch uit.

Opladen, onderhoud en verzorging van het apparaat:

Dit product ondersteunt geen gebruik tijdens het opladen. Wanneer de indicator knippert, bevindt het apparaat zich in de oplaadmodus. Wanneer de drie helderheidsindicatoren tegelijkertijd oplichten en stoppen met knipperen, is het opladen voltooid. Veeg na gebruik van het masker het siliconen gedeelte af met een droge of vochtige handdoek. Droog het masker op een goed geventileerde plaats en bewaar het op een stofvrije plaats. Vermijd direct contact met water.

Voorzorgsmaatregelen:

Houd dit product buiten het bereik van kleine kinderen. Ga voorzichtig om met dit product tijdens gebruik. Het mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of borstvoeding geven, personen die gevoelig zijn voor licht of personen met genetische of huidaandoeningen (bijv. lupus erythematoses, fotodermatitis, albinisme, enz.). Gebruik het niet tijdens het opladen. Oefen geen overmatige druk uit om vervorming en storingen te voorkomen. Repareer, demonteer of wijzig het apparaat niet zelf. Laat het apparaat niet vallen of stoot het niet om storingen te voorkomen. Opmerking: De afstandsbediening en kabels mogen niet in contact komen met water. Veeg het product na elk gebruik af met een vochtige doek. Was het apparaat niet en dompel het niet onder in water. Gebruik geen bijtende middelen om het apparaat te reinigen. Bewaar het op een koele, droge plaats. Ongeacht de genomen voorzorgsmaatregelen kan er roodheid of irritatie optreden als gevolg van het gebruik van het apparaat. Stop in dergelijke gevallen onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts. Als u het apparaat vaker gebruikt dan aanbevolen, bestaat het risico op huidirritatie of -ontsteking. Gebruik geen zonnebank en stel uw huid niet bloot aan zonlicht gedurende ten minste 48 uur vóór en ten minste 48 uur na gebruik van het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik bij personen jonger dan 18 jaar. Gebruik het niet op huidgebieden met een verhoogd risico op huidkanker, op open wonden of huiduitslag, op gezwollen, rode, geïnfecteerde, geïnfecteerde of ontstoken huidgebieden of huiduitslag. Draag oogbescherming bij het gebruik van IPL- of laserapparaten om huidirritatie te voorkomen. Vermijd blootstelling aan directe of gereflecteerde straling. Voordat u het apparaat gebruikt, is het raadzaam een arts te raadplegen en indien nodig diagnostische tests uit te voeren op het te behandelen lichaamsdeel. De behandeling mag pas worden uitgevoerd nadat de documentatie van een dergelijk consult is verkregen. Aanbevolen gebruik: 3-5 keer per week, gedurende 4 opeenvolgende weken in één cyclus.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f4]:

Nominal voltaj: 3,7 V
 Nominal güç: 4 W
 Şarj voltajı: 5 V
 Şarj akımı: 600 mA
 Malzeme: Silikon + PP
 LED sayısı: 70 lamba, 280 diyot
 Işık çıkışı: 30–50 cm²/mW
 Uzaktan kumanda pil kapasitesi: 1500 mAh
 Şarj başına çalışma süresi: 150 dakika
 Şarj süresi: 120 dakika
 Işık modları: kırmızı 630 nm (RL), yakın kızılötesi 850 nm (NIL), mavi 465 nm (BL), sarı 580 nm (YL), yeşil 540 nm (GL), turuncu 610 nm (OL), mor 630/465 nm (PL), camgöbeği 485 nm (IL).

Güvenlik:

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken içindeki talimatları izleyin.

Paket İçeriği [sayfa 2- f1]:

1. Maske. / 2. Uzaktan Kumanda. / 3. USB Kablosu. / 4. Koruyucu Gözlük. / 5. Montaj Kayış.

Uzaktan Kumanda Açıklaması [sayfa 2- f2]:

1. Zaman Göstergesi – ayarlanan çalışma süresini gösterir. / 2. Mod Göstergesi – seçili ışık modunu gösterir. / 3. Mod Düğmesi – ışık modunu değiştirir. / 4. Güç Düğmesi / Zaman Ayarı – cihazı açar/kapatır ve saati ayarlar.

Cihazın Kullanımı [sayfa 2- f3]:

1. Makyajınızı çıkarın ve yüzünüzü iyice temizleyin. / 2. Koruyucu gözlüğü takın. "L" işaretli gözlükler, "L" kısmı dışa bakacak şekilde sol gözünüzün üzerine yerleştirilir. "R" işaretli gözlükler, "R" kısmı dışa bakacak şekilde sağ gözünüzün üzerine yerleştirilir. Montaj kayışlarını takın. Kayışlar sol ve sağ taraf arasında ayırın yapmaz. Yumuşak flanel içe bakacak şekilde, iki küçük Velcro kayışını maskenin sol ve sağ tarafındaki deliklerden geçirin. Velcro kayışlar kayışa takılır, konumunu ihtiyaçlarınıza göre sola veya sağa ayarlayabilirsiniz. Maskeyi taktıktan sonra, büyük Velcro bölümleri birbirine bağlanabilir. 3. Maskeyi uzaktan kumandaya bağlayın, Maskeyi takın. 4. Cihazı açın ve bir ışık modu seçin. 5. Kullandıktan sonra maskeyi çıkarın ve temizleyin.

Cihaz Modları ve Etkileri:

1. Kırmızı (RL, 630 nm) - kolajen üretimini uyarır, elastikiyeti artırır ve cilt yenilenmesini destekler.
 2. Yakın Kızılötesi (NIL, 850 nm) - cildin daha derin katmanlarına nüfuz ederek metabolizmayı ve hücre onarımını destekler.
 3. Mavi (BL, 465 nm) - antibakteriyel özelliklere sahiptir, iltihabı yatıştırır ve kusurların görünümünü azaltır.
 4. Sarı (YL, 580 nm) - cildi aydınlatır, cilt tonunu eşitler ve hassas cildi rahatlatır.
 5. Yeşil (GL, 540 nm) - kızarıklık azaltır ve cilt tonunu eşitler.
 6. Turuncu (OL, 610 nm) - mikro dolaşımı uyarır, cilde enerji ve doğal ışıltı kazandırır. 7. Mor (PL, 630/465 nm) - Kırmızı ve mavinin etkilerini birleştirerek, yenilenmeyi destekler ve akneye meyilli ciltlere bakım yapar.
 8. Camgöbeği (IL, 485 nm) - Cildi yatıştırır ve tazeler, oksijenasyonu ve genel cilt görünümünü iyileştirir.

Cihazın Kullanımı [sayfa 2-f2]:

1. Güç düğmesi / süre ayarı:
 - Cihazı açmak/kapatmak için güç düğmesini basılı tutun.
 - Açıldıktan sonra, varsayılan mod kırmızı ışıktır (RL) - RL gösterge ışığı yanar ve varsayılan çalışma süresi 5 dakikadır.
 - Açma/kapama düğmesine kısa bir süre basarak çalışma süresini 5 veya 10 dakikaya ayarlayabilirsiniz. Süre, her ışık modu için ayrı ayrı ayarlanabilir.
 2. Mod Düğmesi:
 - Cihazı açıldıktan sonra, mod düğmesine her basıldığında aktif ışık değişir ve ilgili gösterge (LED) etkinleşir.

3. Mod/Güç Göstergesi:

- Uzaktan kumanda düzgün çalıştığında, ilgili mod göstergesi yanar.
- Pil voltajı 3,4 V'un altına düşerse, ilgili mod göstergesi yanıp söner.

Örnek:

Kırmızı ışık modu (RL) etkinken ve voltaj 3,4 V'un altına düşerse, RL göstergesi yanıp söner. Voltaj 3,2 V'a ulaştığında cihaz otomatik olarak kapanır.

Cihazın Şarj Edilmesi, Bakımı ve Onanımı:

Bu ürün şarj sırasında çalışmayı desteklemez. Gösterge yanıp söndüğünde, cihaz şarj modundadır. Üç parlaklık göstergesi aynı anda yanıp sönmeyi bıraktığında, şarj işlemi tamamlanmış olur. Maskeyi kullandıktan sonra, silikon kısmı kuru veya nemli bir havluyla silin. Maskeyi iyi havalandırılan bir yerde kurulayın ve tozsuz bir yerde saklayın. Suyla doğrudan temastan kaçının.

Önlemler:

Bu ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kullanım sırasında dikkatli kullanın. Hamile kadınlar, hamile kalmayı planlayanlar veya emzirenler, ışığa duyarlı kişiler ve genetik veya cilt rahatsızlıkları (örneğin lupus eritematозus, fotodermatit, albinizm vb.) olan kişiler tarafından kullanılmalıdır. Şarj sırasında kullanmayın. Deformasyon ve arızayı önlemek için aşırı basınç uygulamayın. Cihazı kendiniz onarmayın, sökmeyin veya değiştirmeyin. Arızayı önlemek için cihazı düşürmeyin veya çarpmayın. Not: Uzaktan kumanda ve kablolar suyla temas ettirilmemelidir. Her kullanımdan sonra ürünü nemli bir bezle silin. Cihazı yıkamayın veya suya batırmayın. Cihazı temizlemek için aşındırıcı maddeler kullanmayın. Serin ve kuru bir yerde saklayın. Alınan önlemlere bakılmaksızın, cihazın kullanımı sonucu kızarıklık veya tahriş meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda, kullanımı derhal bırakın ve bir doktora danışın. Cihazı önerilerden daha sık kullanırsanız, ciltte tahriş veya iltihaplanma riski vardır. Cihazı kullanmadan önce en az 48 saat ve kullandıktan sonra en az 48 saat solaryum kullanmayın veya cildinizi güneşe maruz bırakmayın. Bu cihaz 18 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılmaya uygun değildir. Cilt kanseri riskinin yüksek olduğu bölgelerinde, açık yaralarda veya döküntülerde, şişmiş, kızarmış, tahriş olmuş, enfekte veya iltihaplı cilt bölgelerinde veya döküntülerde kullanmayın. IPL veya lazer cihazlarını kullanırken, Doğrudan veya yansıyan radyasyona maruz kalmaktan kaçının. Cihazı kullanmadan önce bir doktora danışmanız ve gerekirse tedavi edilecek vücut bölgesinde tanı testleri yaptırmanız önerilir. Böyle bir konsültasyondan belge alınana kadar tedavi uygulanmamalıdır. Önerilen kullanım: Haftada 3-5 kez, 4 hafta boyunca tek bir kür halinde.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f4]:

Номинално напрежение: 3.7V
 Номинална мощност: 4W
 Зарядно напрежение: 5V
 Заряден ток: 600mA
 Материал: Силикон + PP
 Брой светодиоди: 70 лампи, 280 диода
 Светлинен поток: 30–50 cm²/mW
 Капацитет на батерията на дистанционното управление: 1500 mAh
 Време на работа с едно зареждане: 150 минути
 Време за зареждане: 120 минути
 Режими на светлина: червен 630nm (RL), близък инфрачервен 850nm (NIL), син 465nm (BL), жълт 580nm (YL), зелен 540nm (GL), оранжев 610nm (OL), лилав 630/465nm (PL), циан 485nm (IL).

Безопасност:

Преди да използвате този продукт, моля, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте инструкциите, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Съдържание на пакета [страница 2- f1]:

1. Маска. / 2. Дистанционно управление. / 3. USB кабел. / 4. Предпазни очила. / 5. Монтажна лента.

Описание на дистанционното управление [страница 2- f2]:

1. Дисплей за време – показва зададеното време на работа. / 2. Дисплей за режим – показва текущо избрания режим на осветление. / 3. Бутон за режим – променя режима на осветление. / 4. Бутон за захранване / Настройка на времето – включва/изключва устройството и настройва часа.

Режими на устройството и техните ефекти:

1. Червено (RL, 630 nm) - стимулира производството на колаген, подобрява еластичността и подпомага регенерацията на кожата.
 2. Близка инфрачервена светлина (NIL, 850 nm) - прониква в по-дълбоките слоеве на кожата, подпомагайки метаболизма и възстановяването на клетките.
 3. Синьо (BL, 465 nm) - има антибактериални свойства, успокоява възпаленията и намалява появата на несъвършенства.
 4. Жълто (YL, 580 nm) - изсветлява тена, изравнява тена на кожата и успокоява чувствителната кожа.
 5. Зелено (GL, 540 nm) - намалява зачервяването и изравнява тена на кожата.
 6. Оранжево (OL, 610 nm) - стимулира микроциркулацията, възстановява енергията и естествения блясък на кожата.
 7. Лилаво (PL, 630/465 nm) - комбинира ефектите на червеното и синьото, подпомагайки регенерацията и грижата за кожа, склонна към акне.
 8. Циан (IL, 485 nm) - успокоява и освежава тена, подобрявайки оксигенацията и цялостния вид на кожата.

Работа с устройството [страница 2- f3]:

1. Отстранете грима и почистете старателно лицето си. / 2. Поставете предпазните очила. Очилата с маркировка "L" се поставят върху лявото око, като "L" е обърнато навън. Очилата с маркировка "R" се поставят върху дясното око, като "R" е обърнато навън. Поставете монтажните ленти. Лентите не правят разлика между лявата и дясната страна. С меката фланела, обърната навътре, прокарайте двете малки велкро ленти през отворите от лявата и дясната страна на маската. Велкро лентите са прикрепени към кашката – позицията може да се регулира наляво или надясно, в зависимост от вашите нужди. След като поставите маската, големите велкро секции могат да се свържат заедно. / 3. Свържете маската с дистанционното управление. Поставете маската. / 4. Включете и изберете режим на осветление. / 5/6 . Свалете и почистете маската след употреба.

Как да използвате устройството [страница 2-f2]:

1. Бутон за захранване / настройка на времето:
 - Задръжте бутона за захранване, за да включите/изключите устройството.
 - След включване, режимът по подразбиране е червена светлина (RL) – индикаторната

светлина RL свети, а времето за работа по подразбиране е 5 минути.

- Кратко натискане на бутона за включване/изключване ви позволява да промените времето за работа на 5 или 10 минути. Времето може да се настрои отделно за всеки режим на осветление.

2. Бутон за режим:

- След включване на устройството, всяко следващо натискане на бутона за режим променя активната светлина и активира съответния индикатор (LED).

3. Индикатор за режим/захранване:

- Когато дистанционното управление работи правилно, съответният индикатор за режим ще светне.

- Ако напрежението на батерията падне под 3,4 V, съответният индикатор за режим ще мига.

Пример:

Ако режимът на червена светлина (RL) е активен и напрежението падне под 3,4 V, индикаторът RL ще мига. Когато напрежението достигне 3,2 V, устройството ще се изключи автоматично.

Зареждане, поддръжка и грижа за устройството:

Този продукт не поддържа работа по време на зареждане. Когато индикаторът мига, устройството е в режим на зареждане. Когато трите индикатора за яркост светнат едновременно и спрат да мигат, зареждането е завършено. След употреба на маската, избършете силиконовата част със суха или влажна кърпа. Подсушете маската на добре проветриво място и я съхранявайте на място без прах. Избягвайте директен контакт с вода.

Предпазни мерки:

Дръжте този продукт далеч от малки деца. Работете внимателно с този продукт по време на употреба.

Не трябва да се използва от бременни жени, лица, планиращи бременност или кърмещи, лица, чувствителни към светлина, или лица с генетични или кожни заболявания (напр. лупус еритематозус, фотодерматит, албинизъм и др.). Не го използвайте, докато се зарежда. Не прилагайте прекомерен натиск, за да избегнете деформация и неизправност. Не поправяйте, не разглобявайте и не модифицирайте устройството сами. Не изпускайте и не удряйте устройството, за да предотвратите неизправност. Забележка: Дистанционното управление и кабелите не трябва да влизат в контакт с вода. След всяка употреба избърсвайте продукта с влажна кърпа. Не мийте и не потапяйте устройството във вода. Не използвайте корозивни препарати за почистване на устройството. Съхранявайте го на хладно и сухо място. Независимо от взетите предпазни мерки, в резултат на използването на устройството може да се появи зачервяване или раздразнение. В такива случаи незабавно прекратете употребата и се консултирайте с лекар. Ако използвате устройството по-често от препоръчаното, съществува риск от кожно раздразнение или възпаление. Не използвайте солариум и не излагайте кожата си на слънчева светлина поне 48 часа преди употреба на устройството и поне 48 часа след употреба. Това устройство не е подходящо за употреба от лица под 18 години. Не използвайте върху участъци от кожата, където има повишен риск от рак на кожата, върху отворени рани или обриви, върху подути, зачервени, раздразнени, инфектирани или възпалени участъци от кожата или кожни обриви. Носете предпазни очила, когато използвате IPL или лазерни устройства, за да избегнете. Избягвайте излагане на пряка или отразена радиация. Преди употреба на устройството се препоръчва консултация с лекар и, ако е необходимо, провеждане на диагностични тестове върху третраната област от тялото. Лечението не трябва да се извършва, докато не се получи документация от такава консултация. Препоръчителна употреба: 3–5 пъти седмично, в продължение на 4 последователни седмици като един цикъл.

Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f4]:



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub

PL EN

zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczanego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczanego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Used electrical and electronic equipment, batteries, and accumulators should not be disposed of with other waste. This is indicated by the crossed-out waste bin symbol on the product. Electrical and electronic equipment, batteries, and accumulators may contain accessories, components, and parts that are harmful to the environment and human health. Improper handling or their consequences may result in damage to the environment or the environment. Proper household handling of used electrical and electronic equipment, batteries, and accumulators is essential for the proper disposal of devices and equipment, including used electrical and electronic equipment. Used electrical and electronic equipment, batteries, and accumulators can be disposed of separately. The distributor is obligated to collect household equipment free of charge at the point of sale, provided the used equipment is of the same type and performs the same functions as commercial equipment. A distributor delivering household appliances to a purchaser is obligated to collect waste household appliances free of charge at the point of delivery, provided the waste appliances are of the same type and have served the same function as the appliances. A distributor operating a retail business with an online sales area of 400 m² of household appliances designated for sale pursuant to Article 2, Section 19 of the Act of 27 March 2003 on Spatial Planning and Development is entitled to free membership in the same entity or its immediate vicinity for discarded household appliances with external dimensions not exceeding 25 cm, without the need to purchase new household appliances. The product was registered on the market after August 13, 2005.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że niżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastosowane normy: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji



ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastosowane normy: EN 60335-1:2012+A15:2021, EN 60335-2-17:2013+A2:2021, EN 62233:2008, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.beautify.eu/deklaracje

[EN] Summary declaration of conformity: Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że niżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastosowane normy: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastosowane normy: EN 60335-1:2012+A15:2021, EN 60335-2-17:2013+A2:2021, EN 62233:2008, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem, zastosowane normy: IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.beautify.eu/deklaracje

Importer: Beautify Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: AuraSkin Pro

SN: 10255903003703396

Marka: Beautify

e-mail: serwis@beautify.eu