

GIO-450 GIO-451 GIO-455

# innoGIO

## GARSINIS DANTŲ ŠEPETĖLIS VAIKAMS


### VARTOTOJO VADOVAS

### INFORMACIJA APIE GAMINĮ


**Pavadinimas:** Dantų šepetėlis vaikams:  
garsinis dantų šepetėlis vaikams  
**Modelis:** GIO-450/ GIO-451/ GIO-455  
**Maitinimo šaltinis:** 1x AAA baterija  
(baterija neįtraukta)  
**Gaminio dydis:** 160,5 x 35 x 35 mm  
**Nominali įtampa:** 1,5 V  
**Nominali galia:** 0,51 W  
**Vardinė srovė:** 0,34 A  
**Atsparumo vandeniui klasė:** IPX7




### PIRMASIS NAUDOJIMAS




Išimkite dantų šepetėlį.




Pasukite apatinį dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir atidarykite apatinį dangtelį.




Išimkite akumuliatorių ir apsauginę plėvelę ir pakeiskite akumuliatorių (teigiama puse žemyn).




Uždėkite atgal apatinį dangtelį ir užsukite jį pagal laikrodžio rodyklę.




Ant šepetėlio išspauskite dantų pastos.




Įdėkite dantų šepetėlį į burną.



Norėdami pasirinkti tinkamą pavarą, švelniai paspauskite jungiklį. Laikmatis atskaičiuoja 2 minutes, skirtas dantų valymui. Taip pat yra priminimas kas 30 sekundžių pakeisti šepetėlio plotą. Paspauskite ir palaikykite 3 s, kad išsijungtų.



Valykite dantis pagal odontologų rekomendacijas: kad dantys būtų švaresni, kiekviena dantų sritis valoma 30 s.



Po dantų valymo praskalaukite burną vandeniu ir išvalykite dantų šepetėlį vandeniu.

### KETURIOS PAVAROS

- Pirmoji pavarą Septynių spalvų režimas: įjunkite prietaisą ir jis rodys skirtingas spalvas: raudoną, oranžinę, geltoną, žalią, mėlyną, indigo ir violetinę, spalvų keitimo intervalas yra 0,5 s, be vibracijos, bendras šepetėlio valymo laikas yra 1 minutė. Šį įrankį rekomenduojama naudoti vaikams, kurie netoleruoja vibracijos.
- Antroji pavarą Švelnaus valymo režimas: šviesa išlieka nepakitusi 2 minutes. Ši pavarą rekomenduojama 2-5 metų vaikams.
- Trečioji pavarą Standartinis šepetėlio režimas: po antrosios pavaros šviesa pasikeičia į kitą spalvą, bendra šepetėlio valymo trukmė - 2 minutės. Ši pavarą rekomenduojama 5-8 metų vaikams.
- Ketvirta pavarą Stiprus šepetėlio režimas: po trečios pavaros lemputė pasikeičia į kitą spalvą, bendra šepetėlio valymo trukmė - 2 minutės. Ši pavarą rekomenduojama 8-12 metų vaikams.

### 2 MINUČIŲ LAIKO REŽIMAS

Antrosios, trečiosios ir ketvirtosios pavaros režimuose po 30, 60 ir 90 sekundžių lemputės mirksi atitinkamai vieną, du ir tris kartus, o variklis sustoja atitinkamai vieną, du ir tris kartus. Mirksėjimo ir sustojimo laikas yra 0,5 s, kad primintų naudotojui pakeisti šepetėlio plotą. 120 s, lemputė mirkteli du kartus, o tada išsijungia.

### ATMINTIES FUNKCIJA

Prietaisas gali įjungti atminties režimą kiekvienoje pavaroje. Paspauskite ir palaikykite, kad automatiškai išsijungtų arba išsijungtų. Kitą kartą įjungus prietaisą, jis automatiškai įjungs paskutinį kartą naudotą.



### DUPONT ŠEPETYS

Šepetys pagamintas iš "DuPont" medžiagos, su užapvalintu galu, kuris yra tvirtas ir atsparus dilimui. Jis apsaugo kūdikio danteną ir kartu veiksmingai valo dantis.



### SILIKONO RANKOVĖS DIZAINAS

Unikalūs ir kūrybiškas silikono dizainas yra trimatis, suteikiantis patogesnę ir lygesnę pojūtį. Vaikams patiks dantų valymo pojūtis.



### SPALVINGOS LEMPUTĖS

Dantų šepetėlis yra mielo gyvūno dizaino su spalvotais žiburėliais – vaikams jis patiks, o kartu mokysis gero įpročio valyti dantis.



### IPX7 ATSPARUMA VANDENIUI

Prietaiso atsparumo vandeniui klasė yra IPX7, todėl dantų šepetėlį galima visiškai nuplauti ir net naudoti maudantis.

### DĖMESIO

- Įprastinė darbo temperatūra yra 0-50°C.
- Jei prietaisas ilgą laiką nenaudojamas, išimkite bateriją ir laikykite dantų šepetėlį dėžutėje, vėsioje vietoje.
- Po dantų valymo palikite dantų šepetėlio galvutę išdžiūti.
- Kai gaminys naudojamas, jis pasiekia didžiausią išėjimo galią. Gaminys neturi veikti nepertraukiamai ilgą laiką. Paprastai kiekvienas naudojimo laikas neturėtų viršyti 10 minučių.
- Naudodami dantų šepetėlį niekada nevaikščiokite ir nebėgiokite.
- Įsitinkite, kad valantis dantis vaikus visada prižiūri suaugusieji.



# innoGIO

Pagaminta Kinijoje, skirta: **INNOGIO** sp. z o.o.  
gatvė Ostródzka 74H, 03-289 Varšuva, Lenkija

[www.innogio.com](http://www.innogio.com)