

GIO-460

# innoGIO




## GIÖsonic giraffe / crocodile

Brosse à dents sonore pour enfants

### MANUEL D'UTILISATION

#### Remarque:

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit. Veuillez nous signaler tout problème.



### Spécifications et informations

**Nom de l'article:** InnoGIO GIOsonic Girafe/Crocodile

- Brosse à dents sonore pour enfants

**Modèle:** GIO-460GIRAFFE/GIO-460CROCODILE

**Niveau d'étanchéité:** IPX7

**Tension/puissance:** DC 3.7V - 0.5W

**Temps de charge:** environ 3 heures

**Contenu de la boîte:** Manche avec 4 têtes de brosse à dents, câble USB, manuel d'utilisation

#### Conseils d'hygiène dentaire

*Brossez-vous les dents au moins deux fois par jour.*

*Changez la tête de brosse tous les 2 à 3 mois.*

#### Niveau faible (Période des dents primaires)

Développez les habitudes de brossage des dents de l'enfant; nettoyez sa bouche en douceur et utilisez des poils souples.

#### Niveau moyen (Période d'apparition des dents)

Pour protéger la croissance saine des jeunes dents, prenez soin des gencives sensibles et veillez à ce que les dents soient brossées tous les jours.

#### Haut niveau (Période des dents définitives)

Maintenez de bonnes habitudes de brossage des dents; nettoyez les dents en profondeur pour réduire le risque de caries.


### Instructions de chargement

1. Vérifiez le chargeur et la prise - assurez-vous qu'ils sont sûrs, conformes aux normes et adaptés à la tension utilisée.
2. Assurez-vous que le câble USB est sec et que la prise du chargeur est exempte de tâches d'eau, de dommages, etc. Branchez le chargeur dans des conditions sûres.
3. Avant d'utiliser la brosse à dents électrique pour la première fois, allumez-la. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation en cas de batterie faible ou déchargée.

### Etapes




Lorsque la batterie est faible et que le voyant de charge clignote, rechargez la brosse à dents avant de l'utiliser. Pour plus d'informations sur la charge, voir la section Instructions de charge.




Fixez la tête de brosse, comme indiqué sur l'image. L'écart entre la tête de brosse et le manche est normal.




Mouillez la tête de brosse et appliquez une quantité appropriée de dentifrice sur les poils.



Placez la tête de brosse dans votre bouche; tenez les poils à un angle de 45 degrés vers la ligne des gencives; appuyez sur le bouton et sélectionnez le mode de brossage souhaité.



Déplacez la tête de la brosse de haut en bas; n'appuyez pas fort et ne frottez pas.



Pour éviter les éclaboussures de mousse de dentifrice, éteignez la brosse à dents avant de la retirer de votre bouche.



Rincez la tête de brosse une fois le brossage terminé.



Conservez la tête de brosse dans un endroit sec et ventilé.

### Indicateur de batterie description

État de la lumière lorsque le chargement n'est pas en cours	Description
Indicateur	Mode veille
Voyant rouge allumé	Batterie faible, chargement nécessaire
Lumière éteinte	Batterie déchargée, l'appareil ne fonctionne pas

État de la lumière lors de la charge	Description
Voyant rouge allumé	Mode de chargement
Le voyant rouge est devenu vert	Chargement terminé

### ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS NON NÉCESSAIRES PAR LES UTILISATEURS DOMESTIQUES DANS L'UNION EUROPÉENNE

La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé de la même manière que les déchets ménagers. Par conséquent, vous êtes responsable de la mise au rebut correcte de l'équipement et vous êtes tenu de le remettre à un centre de recyclage agréé pour les déchets d'équipements électroniques et électriques. Le tri, l'élimination et le recyclage de vos déchets d'équipements contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre service local d'élimination des déchets ménagers ou les autorités locales.



# innoGIO

[www.innogio.fr](http://www.innogio.fr)

INNOGIO sp. z o.o.  
rue Ostródzka 74H, 03-289 Varsovie, Pologne



@innoGIO.official



@innogio\_com