



NoseNest



Automatyczny aspirator do nosa

Automatic nasal aspirator


Instrukcja obsługi

User manual


Create happy beginnings

A

C



B



1



2



3



4



01. BEZPIECZEŃSTWO:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

02. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU [STRONA 2 - A]:

1. Aspirator.
2. Okrągła końcówka.
3. Spiczasta końcówka.
4. Pokrywa.
5. Komora zbierająca.
6. Rurka.
7. Filtr higieniczny.
8. Peśeta do czyszczenia nosa.
9. Szczoteczka do czyszczenia.
10. Kabel do ładowania USB-C.

03. OPIS WYŚWIELACZA [STRONA 2 - B]:

1. Wskaźnik naładowania baterii.
2. Przycisk zmniejszania poziomu intensywności (aby zmniejszyć należy przycisnąć krótko, aby wyciszyć muzykę lub szum należy przytrzymać przycisk).
3. Przycisk zwiększania poziomu intensywności (aby zwiększyć należy przycisnąć krótko, aby podgłościć muzykę lub szum należy przytrzymać przycisk).
4. Przycisk włączania/wyłączania (przytrzymaj 3 s aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, krótkie naciśnięcie pauzuje lub wznowia).
5. Wskaźnik poziomu intensywności ssania (6 poziomów).
6. Wskaźnik pracy aspiratora.
7. Przycisk włączania/wyłączania muzyki (przytrzymaj 3 s aby wyłączyć muzykę, krótkie naciśnięcie zmienia melodię).
8. Przycisk włączania/wyłączania szumu (przytrzymaj 3 s aby wyłączyć szum, krótkie naciśnięcie zmienia szum).
9. Przycisk zmiany intensywności światła (3 tryby światła, krótkie przyciśnięcie zmienia tryb).

04. OPIS ZŁOŻENIA URZĄDZENIA [STRONA 2 - C]:

1. Włóż filtr higieniczny do kanału ssącego w komorze zbierającej i zamknij pokrywę komory zbierającej.
2. Nałóż silikonową końcówkę na wypustkę komory zbierającej.
3. W jednostce głównej znajdują się dwa otwory, wydechowy (A) oraz zassający (B).
4. Podłącz komorę zbierającą do otworu zassającego za pomocą rurki.

Uwaga: Pokrywę komory zbierającej można zamknąć tylko z jednej, stałej strony. Proszę umieścić komorę zbierającą zgodnie ze strzałką do góry.

05. SPOSÓB UŻYCIA:

1. Wybierz silikonową końcówkę odpowiednią dla wieku dziecka. Okrągła końcówka jest odpowiednia dla niemowląt w wieku 0-3 lata, a spiczasta dla dzieci powyżej 3 roku życia.
2. Włóż silikonową końcówkę do nozdrza, obracaj delikatnie wewnątrz, nie trzymaj w jednym miejscu zbyt długo.
3. Jeśli w nozdrzach są zaschnięte grudki śluzu, należy je zmiękczyć solą fizjologiczną lub usunąć przy pomocy peśety dołączonej do zestawu.
4. Podczas korzystania z aspiratora należy najpierw użyć niskiego poziomu ssania i powoli zwiększać poziom, nie należy zaczynać od najwyższego poziomu.
5. Podczas użytkowania zwróć uwagę, jeśli śluz z nosa zostanie zassany do rurki, proszę natychmiast zatrzymać aspirator, aby zapobiec zassaniu śluzu do urządzenia i wpływu na normalne użytkowanie.

06. KONSERWACJA I PIELĘGNACJA URZĄDZENIA:

1. Wyłącz urządzenie. Następnie zdemontuj komorę zbierającą. Aby uniknąć uszkodzenia obwodu maszyny, główna jednostka nie może być płukana wodą.
2. Filtr higieniczny jest jednorazowy i nie wymaga czyszczenia. Nie używaj go ponownie, aby zapobiec namnażaniu się bakterii.
3. Komorę zbierającą, pokrywę i silikonową końcówkę można płukać wodą, sterylizować parą, wrzącą wodą lub dezynfekować światłem UV. Wnętrze silikonowej końcówki można czyścić małą szczoteczka. Po wyczyszczeniu komory zbierającej, włóż rurkę do otworu wydechowego, aby wysuszyć komorę zbierającą.

07. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Aspirator do nosa automatycznie zatrzyma się po 10 minutach. Może zapamiętywać poziom ssania, głośność muzyki i jasność światła używane przed ostatnim wyłączeniem. Nie używaj aspiratora do nosa na zewnątrz nosa. Nie używaj produktu jako zabawki dla dzieci. Jeśli w nosie są rany, zapalenie lub objawy krwawienia, nie używaj aspiratora do nosa. Obsługuj produkt ostrożnie podczas używania. Nie używaj podczas ładowania. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia na własną rękę. Wszelkie nieprawidłowości powinny być ocenione przez serwis. Nie

opuszczaj ani nie uderzaj urządzeniem, aby uniknąć jego nieprawidłowego działania. Nie myj urządzenia pod wodą ani nie zanurzaj go. Nie używaj środków żrących do czyszczenia urządzenia. Przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu. W czasie użytkowania upewnij się, że usta dziecka są otwarte i występuje cyrkulacja powietrza w jamie nosowej w celu uniknięcia uczucia dyskomfortu w wyniku podciśnienia. W czasie pracy aspiratora do nosa, nie należy blokować drugiego nozdrza, w ten sposób unikając podciśnienia i uczucia dyskomfortu. Wyczyść produkt przed każdym użyciem. Zdezyntekuj końcówkę ssącą oraz zbiornik do przechowywania wydzieliny po użyciu w celu uniknięcia zakażenia krzyżowego. Produkt nie jest zabawką, przechowuj go poza zasięgiem dzieci.

- Materiał: ABS, Silikon
- Pojemność kubka: 30 ml
- Sposób ładowania: ładowanie USB-C
- Czas ładowania: około 3 godzin
- Bateria: 2000mAh
- Napięcie: 3.7V
- Napięcie wejściowe: 5V-1A
- Łmcc ssania: 65-70kPa
- Hałas: poniżej 80 decybeli



01. SECURITY:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

02. SET CONTENTS [PAGE 2 - A]:

1. Aspirator.
2. Round tip.
3. Pointed tip.
4. Cover.
5. Collection chamber.
6. Tube.
7. Hygienic filter.
8. Nose cleaning tweezers.
9. Cleaning brush.
10. USB-C charging cable.

03. DISPLAY DESCRIPTION [PAGE 2 - B]:

1. Battery charge indicator.
2. Intensity level decrease button (to decrease, press briefly, to mute music or noise, hold down the button).
3. Button to increase the intensity level (to increase it, press it briefly, to increase the volume of the music or noise, hold the button down).
4. On/off button (hold 3 seconds to turn the device on or off, a short press pauses or resumes).
5. Suction intensity level indicator (6 levels).
6. Aspirator operation indicator.
7. Music on/off button (hold down for 3 seconds to turn off the music, a short press changes the melody).
8. Noise on/off button (hold 3 seconds to turn off the noise, short press changes the noise).
9. Light intensity change button (3 light modes, short press changes the mode).

04. DESCRIPTION OF THE DEVICE ASSEMBLY [PAGE 2 - C]:

1. Insert the hygiene filter into the suction channel in the collection chamber and close the cover of the collection chamber.
2. Place the silicone tip on the tab of the collection chamber.
3. There are two holes in the main unit, exhaust (A) and intake (B).
4. Connect the collection chamber to the suction port with a tube.

Note: The collection chamber cover can only be closed from one fixed side. Please place the collection chamber in the direction of the arrow up.

05. HOW TO USE:

1. Choose a silicone tip appropriate for your child's age. The round tip is suitable for babies aged 0-3 years and the pointed tip is suitable for children over 3 years of age.
2. Insert the silicone tip into the nostril, rotate gently inside, do not hold in one place for too long.
3. If there are dried mucus lumps in the nostrils, they should be softened with physiological saline or removed using the tweezers included in the kit.
4. When using the aspirator, please use low suction level first and increase the level slowly, do not start at the highest level.
5. When using, pay attention, if the nasal mucus is sucked into the tube, please stop the aspirator immediately to prevent the mucus from being sucked into the device and affecting normal use.

06. MAINTENANCE AND CARE OF THE DEVICE:

1. Turn off your device. Then dismantle the collection chamber. To avoid damaging the machine circuit, the main unit cannot be flushed with water.
2. The hygienic filter is disposable and does not require cleaning. Do not reuse it to prevent bacteria from multiplying.
3. The collection chamber, lid and silicone tip can be rinsed with water, sterilized with steam, boiling water or disinfected with UV light. The inside of the silicone tip can be cleaned with a small brush. After cleaning the collection chamber, insert a tube into the exhaust port to dry the collection chamber.

07. PRECAUTIONS:

The nasal aspirator will automatically stop after 10 minutes. It can remember the suction level, music volume and light brightness used before the last time it was turned off. Do not use the nasal aspirator on the outside of your nose. Do not use the product as a toy for children. If your nose has sores, inflammation, or signs of bleeding, do not use the nasal aspirator. Handle the product carefully when using. Do not use while charging. Do not use the device if it is damaged. Do not repair, disassemble or modify the device yourself. Any irregularities should be assessed by the service. Do not drop or hit the device to avoid malfunction. Do not wash the device under water or submerge it. Do not use corrosive agents to clean the device. Store it in a cool, dry place. During use, make sure the child's mouth is open and there is air circulation in the nasal cavity to avoid discomfort due to negative pressure. When using the nasal aspirator, do not block the other nostril, thus avoiding negative pressure and discomfort. Clean the product

before each use. Disinfect the suction tip and secretion reservoir after use to avoid cross-contamination. The product is not a toy, keep it out of the reach of children.

Material: ABS, Silicone
Cup capacity: 30 ml
Charging method: USB-C charging
Charging time: about 3 hours
Battery: 2000mAh
Voltage: 3.7V
Input voltage: 5V-1A
Suction power: 65-70kPa
Noise: below 80 decibels



01. SICHERHEIT:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

02. INHALT FESTLEGEN [SEITE 2 - A]:

1. Nasensauger.
2. Runde Spitze.
3. Spitze Spitze.
4. Abdeckung.
5. Sammelkammer.
6. Rohr.
7. Hygienefilter.
8. Nasenreinigungspinzette.
9. Reinigungsbürste.
10. USB-C-Ladekabel.

03. BESCHREIBUNG DER ANZEIGE [SEITE 2 - B]:

1. Batterieladeanzeige.
2. Taste zum Verringern der Intensitätsstufe (zum Verringern kurz drücken, zum Stummschalten von Musik oder Geräuschen die Taste gedrückt halten).
3. Taste zum Erhöhen der Intensitätsstufe (zum Erhöhen kurz drücken, zum Erhöhen der Lautstärke der Musik oder des Geräusches Taste gedrückt halten).
4. Ein-/Aus-Taste (3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten, ein kurzer Druck pausiert oder setzt den Betrieb fort).
5. Anzeige der Saugintensität (6 Stufen).
6. Betriebsanzeige des Absauggeräts.
7. Musik-Ein/Aus-Taste (3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Musik auszuschalten, ein kurzer Druck ändert die Melodie).
8. Geräusch-Ein/Aus-Taste (3 Sekunden gedrückt halten, um das Geräusch auszuschalten, kurzes Drücken ändert das Geräusch).
9. Taste zum Ändern der Lichtintensität (3 Lichtmodi, kurzes Drücken ändert den Modus).

04. BESCHREIBUNG DER GERÄTEBAUGRUPPE [SEITE 2 - C]:

1. Setzen Sie den Hygienefilter in den Saugkanal der Auffangkammer ein und schließen Sie den Deckel der Auffangkammer.
2. Setzen Sie die Silikonspitze auf die Lasche der Sammelkammer.
3. Es gibt zwei Löcher in der Haupteinheit, Auslass (A) und Einlass (B).
4. Verbinden Sie die Sammelkammer mit einem Schlauch mit dem Sauganschluss.

Hinweis: Der Deckel der Sammelkammer kann nur von einer festen Seite geschlossen werden. Bitte platzieren Sie die Sammelkammer in Pfeilrichtung nach oben.

05. WIE BENUTZT MAN:

1. Wählen Sie eine Silikonspitze, die dem Alter Ihres Kindes entspricht. Die runde Spitze ist für Babys im Alter von 0–3 Jahren geeignet und die spitze Spitze ist für Kinder über 3 Jahre geeignet.
2. Führen Sie die Silikonspitze in das Nasenloch ein, drehen Sie sie vorsichtig nach innen und halten Sie sie nicht zu lange an einer Stelle.
3. Sollten sich eingetrocknete Schleimklumpen in den Nasenlöchern befinden, sollten diese mit physiologischer Kochsalzlösung aufgeweicht oder mit der im Kit enthaltenen Pinzette entfernt werden.
4. Wenn Sie den Sauger verwenden, verwenden Sie bitte zuerst eine niedrige Saugstufe und erhöhen Sie die Stufe langsam, beginnen Sie nicht mit der höchsten Stufe.
5. Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass der Nasensauger sofort gestoppt wird, wenn Nasenschleim in den Schlauch gesaugt wird, um zu verhindern, dass Schleim in das Gerät gesaugt wird und die normale Verwendung beeinträchtigt wird.

06. WARTUNG UND PFLEGE DES GERÄTES:

1. Schalten Sie Ihr Gerät aus. Anschließend die Sammelkammer demonstrieren. Um eine Beschädigung des Maschinenkreislaufs zu vermeiden, kann die Haupteinheit nicht mit Wasser gespült werden.
2. Der Hygienefilter ist ein Einwegfilter und muss nicht gereinigt werden. Verwenden Sie es nicht wieder, um die Vermehrung von Bakterien zu verhindern.
3. Die Auffangkammer, der Deckel und die Silikonspitze können mit Wasser gespült, mit Dampf, kochendem Wasser sterilisiert oder mit UV-Licht desinfiziert werden. Die Innenseite der Silikonspitze kann mit einer kleinen Bürste gereinigt werden. Führen Sie nach der Reinigung der Sammelkammer einen Schlauch in die Auslassöffnung ein, um die Sammelkammer zu trocknen.

07. VORSICHTSMAßNAHMEN:

Der Nasensauger stoppt automatisch nach 10 Minuten. Es kann sich die Saugstärke, die Musiklautstärke und die Lichthelligkeit merken, die vor dem letzten Ausschalten verwendet wurden. Benutzen Sie den Nasensauger nicht an der Außenseite Ihrer

Nase. Benutzen Sie das Produkt nicht als Spielzeug für Kinder. Wenn Ihre Nase wund ist, sich entzündet oder Blutungen aufweist, verwenden Sie den Nasensauger nicht. Gehen Sie bei der Verwendung vorsichtig mit dem Produkt um. Nicht während des Ladevorgangs verwenden. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst. Eventuelle Unregelmäßigkeiten sollten vom Dienst beurteilt werden. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schlagen Sie es nicht, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Waschen Sie das Gerät nicht unter Wasser und tauchen Sie es nicht ein. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine ätzenden Mittel. Bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf. Achten Sie bei der Anwendung darauf, dass der Mund des Kindes geöffnet ist und eine Luftzirkulation in der Nasenhöhle gewährleistet ist, um Beschwerden durch Unterdruck zu vermeiden. Wenn Sie den Nasensauger verwenden, verstopfen Sie nicht das andere Nasenloch, um Unterdruck und Unbehagen zu vermeiden. Reinigen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Desinfizieren Sie die Saugspitze und das Sekretreservoir nach dem Gebrauch, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Das Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Material: ABS, Silikon
- Fassungsvermögen der Tasse: 30 ml
- Lademethode: USB-C-Aufladung
- Ladezeit: ca. 3 Stunden
- Batterie: 2000 mAh
- Spannung: 3,7 V
- Eingangsspannung: 5V-1A
- Saugkraft: 65–70 kPa
- Lärm: unter 80 Dezibel



01. SEGURIDAD:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

02. ESTABLECER CONTENIDOS [PÁGINA 2 - A]:

1. Aspirador nasal.
2. Punta redonda.
3. Punta puntiaguda.
4. Cubrir.
5. Cámara de recolección.
6. Tubo.
7. Filtro higiénico.
8. Pinzas para limpieza de nariz.
9. Cepillo de limpieza.
10. Cable de carga USB-C.

03. DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA [PÁGINA 2 - B]:

1. Indicador de carga de la batería.
2. Botón de disminución del nivel de intensidad (para disminuir, presione brevemente, para silenciar la música o el ruido, mantenga presionado el botón).
3. Botón para aumentar el nivel de intensidad (para aumentarlo presiónelo brevemente, para aumentar el volumen de la música o tiempo mantenga presionado el botón).
4. Botón de encendido/apagado (mantenga presionado durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo, una presión breve lo pausa o lo reanuda).
5. Indicador de nivel de intensidad de succión (6 niveles).
6. Indicador de funcionamiento del aspirador.
7. Botón de encendido/apagado de música (manténgalo presionado durante 3 segundos para apagar la música, una presión breve cambia la melodía).
8. Botón de encendido/apagado de ruido (mantenga presionado durante 3 segundos para apagar el ruido, presione brevemente para cambiar el ruido).
9. Botón de cambio de intensidad de la luz (3 modos de luz, una pulsación corta cambia el modo).

04. DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO DEL DISPOSITIVO [PÁGINA 2 - C]:

1. Inserte el filtro higiénico en el canal de aspiración de la cámara colectora y cierre la tapa de la cámara colectora.
2. Coloque la punta de silicona en la pestaña de la cámara de

recolección.

3. Hay dos orificios en la unidad principal, escape (A) y admisión (B).

4. Conecte la cámara de recolección al puerto de succión con un tubo.

Nota: La tapa de la cámara de recogida sólo se puede cerrar desde un lado fijo. Coloque la cámara de recolección en la dirección de la flecha hacia arriba.

05. CÓMO UTILIZAR:

1. Elija una punta de silicona adecuada para la edad de su hijo. La punta redonda es adecuada para bebés de 0 a 3 años y la punta puntiaguda es adecuada para niños mayores de 3 años.
2. Inserte la punta de silicona en la fosa nasal, gírela suavemente hacia adentro, no la mantenga en un lugar por mucho tiempo.
3. Si quedan grumos de moco seco en las fosas nasales, se deben ablandar con suero fisiológico o eliminar con las pinzas incluidas en el kit.
4. Cuando utilice el aspirador, utilice primero el nivel de succión bajo y aumente el nivel lentamente, no comience en el nivel más alto.
5. Al usarlo, preste atención, si el moco nasal es aspirado por el tubo, detenga el aspirador inmediatamente para evitar que el moco sea succionado por el dispositivo y afecte el uso normal.

06. MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL DISPOSITIVO:

1. Apague su dispositivo. Luego desmonte la cámara de recolección. Para evitar dañar el circuito de la máquina, la unidad principal no se puede lavar con agua.
2. El filtro higiénico es desechable y no requiere limpieza. No lo reutilice para evitar que las bacterias se multipliquen.
3. La cámara de recolección, la tapa y la punta de silicona se pueden enjuagar con agua, esterilizar con vapor, agua hirviendo o desinfectar con luz ultravioleta. El interior de la punta de silicona se puede limpiar con un cepillo pequeño. Después de limpiar la cámara de recolección, inserte un tubo en el puerto de escape para secar la cámara de recolección.

07. PRECAUCIONES:

El aspirador nasal se detendrá automáticamente después de 10 minutos. Puede recordar el nivel de succión, el volumen de la música y el brillo de la luz utilizados antes de la última vez que se

apagó. No utilice el aspirador nasal en la parte exterior de la nariz. No utilice el producto como juguete para niños. Si su nariz tiene llagas, inflamación o signos de sangrado, no utilice el aspirador nasal. Manipule el producto con cuidado cuando lo utilice. No lo use mientras se carga. No utilice el dispositivo si está dañado. No repare, desmonte ni modifique el dispositivo usted mismo. Cualquier irregularidad deberá ser evaluada por el servicio. No deje caer ni golpee el dispositivo para evitar un mal funcionamiento. No lave el dispositivo bajo el agua ni lo sumerja. No utilice agentes corrosivos para limpiar el dispositivo. Guárdelo en un lugar fresco y seco. Durante el uso, asegúrese de que la boca del niño esté abierta y que haya circulación de aire en la cavidad nasal para evitar molestias por presión negativa. Al utilizar el aspirador nasal no obstruya la otra fosa nasal, evitando así presiones negativas y molestias. Limpiar el producto antes de cada uso. Desinfecte la punta de succión y el depósito de secreciones después de su uso para evitar la contaminación cruzada. El producto no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.

Material: ABS, silicona
Capacidad de la taza: 30 ml
Método de carga: carga USB-C
Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas
Batería: 2000mAh
Voltaje: 3,7 V
Voltaje de entrada: 5V-1A
Potencia de succión: 65-70kPa
Ruido: por debajo de 80 decibeles



01. SEGURANÇA:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

02. DEFINIR CONTEÚDO [PÁGINA 2 - A]:

1. Aspirador nasal.
2. Ponta redonda.
3. Ponta pontiaguda.
4. Capa.
5. Câmara de coleta.
6. Tubo.
7. Filtro higiênico.
8. Pinça para limpeza de nariz.
9. Escova de limpeza.
10. Cabo de carregamento USB-C.

03. DESCRIÇÃO DO DISPLAY [PÁGINA 2 - B]:

1. Indicador de carga da bateria.
2. Botão de diminuição do nível de intensidade (para diminuir, pressione brevemente, para silenciar música ou ruído, mantenha pressionado o botão).
3. Botão para aumentar o nível de intensidade (para aumentá-lo pressione brevemente, para aumentar o volume da música ou ruído mantenha o botão pressionado).
4. Botão liga/desliga (mantenha pressionado por 3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo, um toque curto pausa ou retoma).
5. Indicador do nível de intensidade de sucção (6 níveis).
6. Indicador de funcionamento do aspirador.
7. Botão liga/desliga de música (mantenha pressionado por 3 segundos para desligar a música, um toque curto muda a melodia).
8. Botão liga / desliga de ruído (mantenha pressionado por 3 segundos para desligar o ruído, pressione rapidamente para alterar o ruído).
9. Botão de alteração da intensidade da luz (3 modos de luz, um toque curto altera o modo).

04. DESCRIÇÃO DA MONTAGEM DO DISPOSITIVO [PÁGINA 2 - C]:

1. Insira o filtro higiênico no canal de sucção da câmara de coleta e feche a tampa da câmara de coleta.
2. Coloque a ponta de silicone na aba da câmara de coleta.
3. Existem dois orifícios na unidade principal, exaustão (A) e admissão (B).

4. Conecte a câmara de coleta à porta de sucção com um tubo.

Nota: A tampa da câmara de recolha só pode ser fechada por um lado fixo. Coloque a câmara de coleta na direção da seta para cima.

05. COMO USAR:

1. Escolha uma ponta de silicone adequada à idade do seu filho. A ponta redonda é adequada para bebês dos 0 aos 3 anos e a ponta pontiaguda é adequada para crianças com mais de 3 anos.
2. Insira a ponta de silicone na narina, gire suavemente para dentro, não segure no mesmo lugar por muito tempo.
3. Se houver nódulos de muco ressecado nas narinas, eles devem ser amolecidos com soro fisiológico ou removidos com a pinça incluída no kit.
4. Ao usar o aspirador, use primeiro o nível de sucção baixo e aumente o nível lentamente, não comece no nível mais alto.
5. Ao usar, preste atenção, se o muco nasal for sugado para dentro do tubo, pare o aspirador imediatamente para evitar que o muco seja sugado para dentro do dispositivo e afete o uso normal.

06. MANUTENÇÃO E CUIDADOS COM O DISPOSITIVO:

1. Desligue seu dispositivo. Em seguida, desmonte a câmara de coleta. Para evitar danos ao circuito da máquina, a unidade principal não pode ser lavada com água.
2. O filtro higiênico é descartável e não requer limpeza. Não reutilize para evitar a multiplicação de bactérias.
3. A câmara de coleta, a tampa e a ponta de silicone podem ser enxaguadas com água, esterilizadas com vapor, água fervente ou desinfetadas com luz ultravioleta. O interior da ponta de silicone pode ser limpo com uma escova pequena. Após limpar a câmara de coleta, insira um tubo na porta de exaustão para secar a câmara de coleta.

07. PRECAUÇÕES:

O aspirador nasal irá parar automaticamente após 10 minutos. Ele pode lembrar o nível de sucção, o volume da música e o brilho da luz usados antes da última vez que foi desligado. Não use o aspirador nasal na parte externa do nariz. Não utilize o produto como brinquedo para crianças. Se o seu nariz apresentar feridas, inflamação ou sinais de sangramento, não use o aspirador nasal. Manuseie o produto com cuidado durante o uso. Não use durante o carregamento. Não use o dispositivo se estiver danificado. Não

repare, desmonte ou modifique o dispositivo por conta própria. Eventuais irregularidades deverão ser avaliadas pelo serviço. Não deixe cair nem bata no dispositivo para evitar mau funcionamento. Não lave o dispositivo debaixo de água nem o mergulhe. Não use agentes corrosivos para limpar o dispositivo. Guarde-o em local fresco e seco. Durante o uso, certifique-se de que a boca da criança esteja aberta e que haja circulação de ar na cavidade nasal para evitar desconforto devido à pressão negativa. Ao utilizar o aspirador nasal, não bloqueie a outra narina, evitando assim pressão negativa e desconforto. Limpe o produto antes de cada uso. Desinfete a ponta de sucção e o reservatório de secreção após o uso para evitar contaminação cruzada. O produto não é um brinquedo, mantenha-o fora do alcance das crianças.

- Material: ABS, Silicone
- Capacidade do copo: 30 ml
- Método de carregamento: carregamento USB-C
- Tempo de carregamento: cerca de 3 horas
- Bateria: 2000mAh
- Tensão: 3,7V
- Tensão de entrada: 5V-1A
- Potência de sucção: 65-70kPa
- Ruído: abaixo de 80 decibéis



01. BEZPEČNOSTNÍ:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

02. OBSAH SADY [STRANA 2 - A]:

1. Nosní odsávačka.
2. Kulatý hrot.
3. Špicatá špička.
4. Kryt.
5. Sběrná komora.
6. Trubka.
7. Hygienický filtr.
8. Pinzeta na čištění nosu.
9. Čističí kartáč.
10. USB-C nabíjecí kabel.

03. ZOBRAZIT POPIS [STRANA 2 - B]:

1. Indikátor nabití baterie.
2. Tlačítko snížení úrovně intenzity (pro snížení stiskněte krátce, pro ztlumení hudby nebo hluku tlačítko podržte).
3. Tlačítko pro zvýšení úrovně intenzity (pro zvýšení stiskněte krátce, pro zvýšení hlasitosti hudby nebo hluku podržte tlačítko stisknuté).
4. Tlačítko zapnutí/vypnutí (podržením 3 sekund zařízení zapnete nebo vypnete, krátké stisknutí pozastaví nebo obnoví).
5. Indikátor úrovně intenzity sání (6 úrovní).
6. Indikátor provozu odsávačky.
7. Tlačítko zapnutí/vypnutí hudby (podržením na 3 sekundy vypnete hudbu, krátkým stisknutím změníte melodii).
8. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí šumu (podržením 3 sekund hluk vypnete, krátkým stisknutím se hluk změní).
9. Tlačítko změny intenzity světla (3 režimy svícení, krátkým stisknutím se režim mění).

04. POPIS SESTAVY ZAŘÍZENÍ [STRANA 2 - C]:

1. Vložte hygienický filtr do sacího kanálu ve sběrné komoře a zavřete kryt sběrné komory.
2. Umístěte silikonový hrot na výstupek sběrné komory.
3. V hlavní jednotce jsou dva otvory, výfuk (A) a sání (B).
4. Připojte sběrnou komoru k sacímu portu pomocí hadičky.

Poznámka: Kryt sběrné komory lze zavřít pouze z jedné pevné strany. Umístěte sběrnou komoru ve směru šipky nahoru.

05. JAK POUŽÍVAT:

1. Vyberte silikonovou koncovku vhodnou pro věk vašeho dítěte. Kulatý hrot je vhodný pro miminka ve věku 0-3 let a hrotitý hrot je vhodný pro děti od 3 let.
2. Vložte silikonovou špičku do nosní dírk, jemně otáčejte uvnitř, nedržte na jednom místě příliš dlouho.
3. Pokud jsou v nosních dírkách zaskléné hleny, měly by být změkčeny fyziologickým roztokem nebo odstraněny pomocí pinzety, která je součástí soupravy.
4. Při použití odsávačky použijte nejprve nízkou úroveň sání a úroveň zvyšujte pomalu, nezačínějte na nejvyšší úrovni.
5. Při používání dávejte pozor, pokud dojde k nasátí nosního hlenu do hadičky, okamžitě zastavte odsávačku, aby nedošlo k nasátí hlenu do přístroje a ovlivnění běžného používání.

06. ÚDRŽBA A PÉČE O ZAŘÍZENÍ:

1. Vypněte zařízení. Poté demontujte sběrnou komoru. Aby nedošlo k poškození okruhu stroje, nelze hlavní jednotku oplachovat vodou.
2. Hygienický filtr je jednorázový a nevyžaduje čištění. Nepoužívejte jej znovu, abyste zabránili množení bakterií.
3. Sběrnou komoru, víko a silikonový hrot lze opláchnout vodou, sterilizovat párou, vařit vodou nebo dezinfikovat UV světlem. Vnitřek silikonového hrotu lze vyčistit malým kartáčkem. Po vyčištění sběrné komory vložte hadici do výfukového otvoru, abyste sběrnou komoru vysušili.

07. OPATŘENÍ:

Nosní odsávačka se automaticky zastaví po 10 minutách. Dokáže si zapamatovat úroveň sání, hlasitost hudby a jas světla použité před posledním vypnutím. Nepoužívejte nosní odsávačku na vnější straně nosu. Nepoužívejte výrobek jako hračku pro děti. Pokud máte vředy, záněty nebo známky krvácení, nosní odsávačku nepoužívejte. Při používání zacházejte s výrobkem opatrně. Při nabíjení nepoužívejte. Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej. Zařízení sami neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte. Jakékoli nesrovnalosti by měly být posouzeny službou. Nenechte zařízení spadnout nebo na něj nenarážet, aby nedošlo k jeho poruše. Zařízení nemýte pod vodou ani jej nepoužívejte. K čištění zařízení nepoužívejte korozivní prostředky. Skladujte jej na chladném a suchém místě. Během používání se ujistěte, že má dítě otevřená ústa a že v nosní dutině cirkuluje vzduch, aby se zabránilo nepohodlí v důsledku podtlaku. Při

použití nosní odsávačky neblokuje druhou nosní dírkou, vyhněte se tak podtlaku a nepohodlí. Před každým použitím výrobek vyčistěte. Po použití dezinfikujte sací koncovku a nádržku na sekreci, abyste zabránili křížové kontaminaci. Výrobek není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

- **Materiál:** ABS, silikon
- Kapacita šálku:** 30 ml
- Způsob nabíjení:** USB-C nabíjení
- Doba nabíjení:** přibližně 3 hodiny
- Baterie:** 2000 mAh
- Napětí:** 3,7V
- Vstupní napětí:** 5V-1A
- Sací výkon:** 65-70kPa
- Hlučnost:** pod 80 decibelů



01. ZABEZPEČENIE:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri použití zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

02. OBSAH NASTAVENIA [STRANA 2 - A]:

1. Nosová odsávačka.
2. Okružný hrot.
3. Špicatý hrot.
4. Kryt.
5. Zberná komora.
6. Rúrka.
7. Hygienický filter.
8. Pinzeta na čistenie nosa.
9. Čistiaca kefka.
10. USB-C nabíjací kábel.

03. ZOBRAZIŤ POPIS [STRANA 2 - B]:

1. Indikátor nabitia batérie.
2. Tlačidlo na zníženie úrovne intenzity (pre zníženie stlačte krátko, pre stlmenie hudby alebo hluku podržte tlačidlo).
3. Tlačidlo pre zvýšenie úrovne intenzity (pre zvýšenie, stlačte ho krátko, pre zvýšenie hlasitosti hudby alebo hluku podržte tlačidlo).
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia (podržaním 3 sekúnd zariadenie zapnete alebo vypnete, krátkym stlačením sa pozastaví alebo obnoví).
5. Indikátor úrovne intenzity sania (6 úrovní).
6. Indikátor prevádzky odsávačky.
7. Tlačidlo zapnutia/vypnutia hudby (podržaním na 3 sekundy vypnete hudbu, krátkym stlačením zmeníte melódiu).
8. Tlačidlo zapnutia/vypnutia šumu (podržaním 3 sekúnd hluk vypnete, krátkym stlačením zmeníte hluk).
9. Tlačidlo zmeny intenzity svetla (3 svetelné režimy, krátkym stlačením sa mení režim).

04. POPIS ZOSTAVY ZARIADENIA [STRANA 2 - C]:

1. Vložte hygienický filter do sacieho kanála v zbernej komore a zatvorte kryt zbernej komory.
2. Umiestnite silikónový hrot na výstupok zbernej komory.
3. V hlavnej jednotke sú dva otvory, výfuk (A) a nasávanie (B).
4. Pripojte zbernú komoru k saciemu portu pomocou hadičky.

Poznámka: Kryt zbernej komory je možné zatvoriť len z jednej pevnej strany. Umiestnite zbernú komoru v smere šípky nahor.

05. AKO POUŽIŤ:

1. Vyberte silikónový koncovku vhodnú pre vek vášho dieťaťa. Okružná špička je vhodná pre bábätká vo veku 0-3 roky a špicatá špička je vhodná pre deti od 3 rokov.
2. Silikónový hrot zasunúť do nosovej diery, vnútri jemne otáčajte, nedržte na jednom mieste príliš dlho.
3. Ak sú v nosových dierkach zaschnuté hrčky hlienu, mali by sa zmäknúť fyziologickým roztokom alebo odstrániť pomocou pinzety, ktorá je súčasťou súpravy.
4. Pri použití odsávačky použite najskôr nízku úroveň nasávania a úroveň zvyšujte pomaly, nezačínajte na najvyššej úrovni.
5. Pri používaní dávajte pozor, ak sa nosový hlien nasaje do hadičky, okamžite zastavte odsávačku, aby ste zabránili nasatiu hlienu do prístroja a neovplyvnili bežné používanie.

06. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIE:

1. Vypnite svoje zariadenie. Potom demontujte zbernú komoru. Aby nedošlo k poškodeniu okruhu stroja, hlavnú jednotku nie je možné oplachovať vodou.
2. Hygienický filter je jednorazový a nevyžaduje čistenie. Nepoužívajte ho opakovane, aby ste zabránili množeniu baktérií.
3. Zbernú komoru, veko a silikónový hrot je možné opláchnuť vodou, sterilizovať parou, vriacou vodou alebo dezinfikovať UV svetlom. Vnútro silikónového hrotu je možné vyčistiť malou kefkou. Po vyčistení zbernej komory vložte hadičku do výfukového otvoru, aby sa zberná komora vysušila.

07. PREVENČIA:

Nosová odsávačka sa automaticky zastaví po 10 minútach. Dokáže si zapamätať úroveň sania, hlasitosť hudby a jas svetla, ktoré boli použité pred posledným vypnutím. Nosovú odsávačku nepoužívajte na vonkajšej strane nosa. Výrobok nepoužívajte ako hračku pre deti. Ak má váš nos vredy, zápal alebo príznaky krvácania, nosovú odsávačku nepoužívajte. Pri používaní zaobchádzajte s výrobkom opatrne. Počas nabíjania nepoužívajte. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené. Zariadenie sami neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte. Akékoľvek nezrovnalosti by mala posúdiť služba. Zariadenie neháďte ani neudierajte, aby ste predišli poruche. Zariadenie neumývajte pod vodou ani ho neponárajte. Na čistenie zariadenia nepoužívajte korozívne prostriedky. Skladujte ho na chladnom a suchom mieste. Počas používania sa uistite, že dieťa má otvorené ústa a cirkuláciu vzduchu v nosovej dutine, aby ste sa vyhlili neprijemným

počítom v dôsledku podtlaku. Pri používaní nosovej odsávačky neupchávajte druhú nosovú dierku, vyhnete sa tak podtlaku a nepohodliu. Pred každým použitím výrobok vyčistite. Po použití dezinfikujte saciu koncovku a nádržku na sekret, aby ste predišli krížovej kontaminácii. Výrobok nie je hračka, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

- Materiál: ABS, silikón
- Kapacita pohára: 30 ml
- Spôsob nabíjania: nabíjanie cez USB-C
- Doba nabíjania: približne 3 hodiny
- Batéria: 2000 mAh
- Napätie: 3,7V
- Vstupné napätie: 5V-1A
- Sací výkon: 65-70kPa
- Hlučnosť: pod 80 decibelov

01. VARNOST:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

02. VSEBINA KOMPLETA [STRAN 2 - A]:

1. Nosni aspirator.
2. Okrogla konica.
3. Koničasta konica.
4. Pokrov.
5. Zbirna komora.
6. Cev.
7. Higijenski filter.
8. Pinceta za čiščenje nosu.
9. Ščetka za čiščenje.
10. Polnilni kabel USB-C.

03. OPIS ZASLONA [STRAN 2 - B]:

1. Indikator napolnjenosti baterije.
2. Gumb za zmanjšanje intenzivnosti (za zmanjšanje na kratko pritisnite, za utišanje glasbe ali hrupa držite gumb).
3. Gumb za povečanje jakosti (za povečanje glasnosti na kratko pritisnite, za povečanje glasnosti glasbe ali hrupa držite gumb).
4. Gumb za vklop/izklop (držite 3 sekunde za vklop ali izklop naprave, kratak pritisk začasno ustavi ali nadaljuje).
5. Indikator stopnje intenzivnosti sesanja (6 stopenj).
6. Indikator delovanja aspiratorja.
7. Gumb za vklop/izklop glasbe (za izklop glasbe držite 3 sekunde, kratak pritisk spremeni melodijo).
8. Gumb za vklop/izklop hrupa (držite 3 sekunde, da izklopite hrup, kratak pritisk spremeni hrup).
9. Gumb za spreminjanje jakosti svetlobe (3 načini osvetlitve, kratak pritisk spremeni način).

04. OPIS SKLOPA NAPRAVE [STRAN 2 - C]:

1. Higijenski filter vstavite v sesalni kanal v zbiralni komori in zaprite pokrov zbiralne komore.
2. Postavite silikonsko konico na jeziček zbiralne komore.
3. V glavni enoti sta dve luknji, izpušna (A) in sesalna (B).
4. Povežite zbiralno komoro s cevjo na sesalno odprtino.

Opomba: Pokrov zbirne komore je mogoče zapreti samo z ene fiksne strani. Zbirno komoro postavite v smeri puščice navzgor.

05. KAKO UPORABITI:

1. Izberite silikonsko konico, primerno starosti vašega otroka.
2. Okrogla konica je primerna za dojenčke od 0 do 3 let, koničasta konica pa je primerna za otroke, starejše od 3 let.
3. Silikonsko konico vstavite v nosnico, nežno zavrtite v notranjosti, ne držite predolgo na enem mestu.
3. Če so v nosnicah zasušene grudice sluzi, jih je treba zmehčati s fiziološko raztopino ali odstraniti s pinceto, ki je priložena kompletu.
4. Pri uporabi aspiratorja najprej uporabite nizko stopnjo sesanja in počasi povečujte raven, ne začnite pri najvišji stopnji.
5. Pri uporabi bodite pozorni, če se nosna sluz vsesa v cevko, takoj ustavite aspirator, da preprečite, da bi se sluz vsesala v napravo in vplivala na normalno uporabo.

06. VZDRŽEVANJE IN NEGA NAPRAVE:

1. Izklopite napravo. Nato razstavite zbiralno komoro. Da bi preprečili poškodbe tokokroga stroja, glavne enote ne smete izpirati z vodo.
2. Higijenski filter je za enkratno uporabo in ga ni treba čistiti. Ne uporabljajte ga ponovno, da preprečite razmnoževanje bakterij.
3. Zbirno komoro, pokrov in silikonsko konico lahko sperete z vodo, sterilizirate s paro, vrelo vodo ali razkužite z UV svetlobo. Notranjost silikonske konice lahko očistite z majhno krtačko. Po čiščenju zbiralne komore vstavite cev v izpušno odprtino, da posušite zbiralno komoro.

07. PREVIDNOSTNI UKREPI:

Nosni aspirator se samodejno ustavi po 10 minutah. Zaporni si lahko stopnjo sesanja, glasnost glasbe in svetlost svetlobe, uporabljene pred zadnjim izklopom. Nosnega aspiratorja ne uporabljajte na zunanji strani nosu. Izdelka ne uporabljajte kot igračo za otroke. Če imate v nosu rane, vnetja ali znake krvavitve, ne uporabljajte nosnega aspiratorja. Pri uporabi z izdelkom ravajte previdno. Ne uporabljajte med polnjenjem. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana. Naprave ne popravljajte, razstavljajte ali spreminjajte sami. Morebitne nepravilnosti naj omeni servis. Naprave ne pazite ali udarjate, da preprečite okvaro. Naprave ne umivajte pod vodo in je ne potapljajte. Za čiščenje naprave ne uporabljajte jedkih sredstev. Shranjujte ga na hladnem in suhem mestu. Med uporabo se prepričajte, da so otrokova usta odprta in da v nosni votlini kroži zrak, da se izognete neugodju zaradi podtlaka. Pri uporabi nosnega aspiratorja ne zamašite druge nosnice, da se izognete podtlaku in neugodju. Izdelek

očistite pred vsako uporabo. Po uporabi razkužite sesalno konico in rezervoar za izločanje, da preprečite navzkrižno kontaminacijo. Izdelek ni igrača, hranite ga izven dosega otrok.

Material: ABS, silikon
 Prostornina skodelice: 30 ml
 Način polnjenja: USB-C polnjenje
 Čas polnjenja: približno 3 ure
 Baterija: 2000mAh
 Napetost: 3,7V
 Vhodna napetost: 5V-1A
 Sesalna moč: 65-70kPa
 Hrup: pod 80 decibelov

01. TURVALISUS:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

02. KOMPLEKTI SISU [LEHEKÜLG 2 - A]:

1. Ninaaspiraator.
2. Ümmargune ots.
3. Terav ots.
4. Kaas.
5. Kogumiskamber.
6. Toru.
7. Hügieeniline filter.
8. Nina puhastamise pintsetid.
9. Puhastushari.
10. USB-C laadimiskaabel.

03. KUVA KIRJELDUS [LEHEKÜLG 2 - B]:

1. Aku laetuse indikaator.
2. Intensiivsuse taseme vähendamise nupp (vähendamiseks vajutage korra, muusika või müra vaigistamiseks hoidke nuppu all).
3. Nupp intensiivsuse suurendamiseks (selle suurendamiseks vajutage seda lühidalt, muusika või müra helitugevuse suurendamiseks hoidke nuppu all).
4. Sisse/välja nupp (seadme sisse- või väljalülitamiseks hoidke all 3 sekundit, lühike vajutus peatab või jätkab).
5. Imemise intensiivsuse taseme indikaator (6 astet).
6. Aspiraatori töö indikaator.
7. Muusika sisse/välja nupp (muusika väljalülitamiseks hoidke all 3 sekundit, lühike vajutus muudab melodiat).
8. Müra sisse/välja nupp (müra väljalülitamiseks hoidke all 3 sekundit, lühike vajutus muudab müra).
9. Valguse intensiivsuse muutmise nupp (3 valgusrežiimi, lühike vajutus muudab režiimi).

04. SEADME KOOSTU KIRJELDUS [LEHEKÜLG 2 - C]:

1. Sisestage hügieenifilter kogumiskambri immeskanalisse ja sulgege kogumiskambri kaas.
2. Asetage silikoonotsik kogumiskambri skale.
3. Põhiseadmel on kaks auku, väljalaskeava (A) ja sisselaskeava (B).
4. Ühendage kogumiskamber toru abil immisporidiga.

Märkus: Kogumiskambri katet saab sulgeda ainult ühelt fikseeritud küljelt. Palun asetage kogumiskamber noolega ülespoole.

05. KUIDAS KASUTADA:

1. Valige oma lapse vanusele vastav silikoonotsik. Ümar ots sobib beebidele vanuses 0-3 aastat ja terav ots sobib üle 3-aastastele lastele.
2. Pista silikoonots ninasõõmesse, keera sees õrnalt, ära hoi liiga kaua ühes kohas.
3. Kui ninasõõmetes on kuivanud lima tükke, tuleb need pehmendada füsioloogilise soolalahusega või eemaldada komplekti kuuluvate pintsettidega.
4. Aspiraatori kasutamisel kasutage kõigepealt madalat immistaset ja suurendage taset aeglaselt, ärge alustage kõrgeimast.
5. Kasutamisel olge tähelepanelik, kui nina lima imetakse torusse, siis palun peatage aspiraator koheselt, et vältida lima imemist seadmesse ja tavakasutuse mõjutamist.

06. SEADME HOOLDUS JA HOOLDUS:

1. Lülitage seade välja. Seejärel demonteerige kogumiskamber. Masina vooluringi kahjustamise vältimiseks ei saa põhiseadet veega loputada.
2. Hügieeniline filter on ühekordne ega vaja puhastamist. Ärge kasutage seda uuesti, et vältida bakterite paljunemist.
3. Kogumiskambrit, kaant ja silikoonotsikut saab loputada veega, steriliseerida auru, keeva veega või desinfitseerida UV-valgusega. Silikoonotsiku sisemust saab puhastada väikese harjaga. Pärast kogumiskambri puhastamist sisestage kogumiskambri kuivatamiseks toru väljalaskeavasse.

07. ETTEVAATUSABINÕUD:

Ninaaspiraator seiskub automaatselt 10 minuti pärast. See suudab meeles pidada immistaset, muusika helitugevust ja valguse heledust, mida kasutati enne viimast väljalülitamist. Ärge kasutage ninaaspiraatorit nina välisküljel. Ärge kasutage toodet laste mänguasjana. Kui teie ninal on haavandeid, põletikke või verejooksu märke, ärge kasutage ninaaspiraatorit. Käsitsege toodet kasutamisel ettevaatlikult. Ärge kasutage laadimise ajal. Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud. Ärge parandage, võtke lahti ega muutke seadet ise. Talitus peaks hindama kõiki eeskirjade eiramisi. Ärge kukutage seadet maha ega lööge seda

rikke vältimiseks. Ärge peske seadet vee all ega kastke seda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks söövitavaid aineid. Hoidke seda jahedas ja kuivas kohas. Kasutamise ajal veenduge, et lapse suu oleks avatud ja et ninaõõnes oleks õhuringlus, et vältida alarõhust tingitud ebamugavustunnet. Ninaaspiraatorit kasutades ärge blokeerige teist ninaõõret, vältides sellega negatiivset survet ja ebamugavustunnet. Puhastage toodet enne iga kasutamist. Ristsaastumise vältimiseks desinfitseerige immisotsik ja sekretsiooni reservuaar pärast kasutamist. Toodet ei ole mänguasi, hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.

- Materjal: ABS, silikoon
- Tassi maht: 30 ml
- Laadimisviis: USB-C laadimine
- Laadimisaeg: umbes 3 tundi
- Aku: 2000 mAh
- Pinge: 3,7V
- Sisendpinge: 5V-1A
- Imemisvõimsus: 65-70kPa
- Müra: alla 80 detsibelli

01. SAUGUMAS:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jamė pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

02. NUSTATYTI TURINĮ [2 PUSLAPIS - A]:

1. Nosies aspiratorius.
2. Apvalus antgalis.
3. Smailus galiukas.
4. Viršelis.
5. Surinkimo kamera.
6. Vamzdis.
7. Higieninis filtras.
8. Nosies valymo pincetas.
9. Valymo šepetys.
10. USB-C įkrovimo laidas.

03. EKRANO APRĖŠAS [2 PUSLAPIS – B]:

1. Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius.
2. Intensyvumo lygio mažinimo mygtukas (norėdami sumažinti, paspauskite trumpai, norėdami nutildyti muziką ar triukšmą, laikykite nuspaudę mygtuką).
3. Mygtukas intensyvumo lygiui padidinti (norėdami padidinti, paspauskite trumpai, norėdami padidinti muzikos ar triukšmo garsumą, laikykite nuspaudę).
4. Įjungimo/išjungimo mygtukas (palaikykite 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį, trumpas paspaudimas pristabdo arba tęsia).
5. Siurbimo intensyvumo lygio indikatorius (6 lygiai).
6. Aspiratoriaus veikimo indikatorius.
7. Muzikos įjungimo/išjungimo mygtukas (palaikykite nuspaudę 3 sekundes, kad išjungtumėte muziką, trumpai paspaudus pakeičiama melodija).
8. Triukšmo įjungimo/išjungimo mygtukas (palaikykite 3 sekundes, kad išjungtumėte triukšmą, trumpas paspaudimas pakeičia triukšmą).
9. Šviesos intensyvumo keitimo mygtukas (3 šviesos režimai, trumpas paspaudimas keičia režimą).

04. ĮRENGINIO SURINKIMO APRĖŠYMAS [PUSLAPIS 2 - C]:

1. Įstatykite higienos filtrą į siurbimo kanalą surinkimo kameroje ir uždarykite surinkimo kameros dangtį.
2. Uždėkite silikoninį antgalį ant surinkimo kameros skirtuko.
3. Pagrindiniame bloke yra dvi angos: išmetimo (A) ir įsiurbimo (B).
4. Prijunkite surinkimo kamerą prie įsiurbimo angos vamzdeliu.

Pastaba: surinkimo kameros dangtį galima uždaryti tik iš vienos fiksuotos pusės. Padėkite surinkimo kamerą rodyklės kryptimi į viršų.

05. KAIP NAUDOTI:

1. Pasirinkite silikoninį antgalį, atitinkantį vaiko amžių. Apvalus galiukas tinka 0-3 metų kūdikiams, o smailus – vyresniems nei 3 metų vaikams.
2. Įkiškite silikoninį antgalį į šnervę, švelniai pasukite viduje, nelaikykite vienoje vietoje per ilgai.
3. Jei šnervėse yra išdžiūvusių gleivių gumulėlių, juos reikia suminkštinti fiziologiniu tirpalu arba pašalinti pincetu, esančiu komplekte.
4. Kai naudojate aspiratorių, pirmiausia naudokite žemą siurbimo lygį ir lėtai didinkite lygį, nepradėkite nuo aukščiausio lygio.
5. Naudodami atkreipkite dėmesį, jei nosies gleivių įsiurbė į vamzdelį, nedelsdami sustabdykite aspiratorių, kad gleivės neįsiurbtų į prietaisą ir nepakenktų įprastam naudojimui.

06. PRIETAISO PRIEŽIŪRA IR PRIEŽIŪRA:

1. Išjunkite įrenginį. Tada išmontuokite surinkimo kamerą. Kad nepažeistumėte mašinos grandinės, pagrindinio įrenginio negalima nuplauti vandeniu.
2. Higieninis filtras yra vienkartinis ir jo nereikia valyti. Nenaudokite pakartotinai, kad bakterijos nesidaugintų.
3. Surinkimo kamerą, dangtį ir silikoninį antgalį galima nuplauti vandeniu, sterilizuoti garais, verdančiu vandeniu arba dezinfekuoti UV šviesa. Silikoninio antgalio vidų galima valyti nedideliu šepetėliu. Išvalę surinkimo kamerą, išmetimo angą įkiškite vamzdelį, kad išdžiūvintumėte surinkimo kamerą.

07. ATSARGUMO PRIEMONĖS:

Nosies aspiratorių automatiškai sustos po 10 minučių, jis gali prisiminti siurbimo lygį, muzikos garsumą ir šviesos ryškumą, naudotą prieš paskutinį kartą, kai buvo išjungtas. Nenaudokite nosies aspiratoriaus nosies išorinėje pusėje. Nenaudokite gaminio kaip žaislo vaikams. Jei nosyje yra opų, uždegimų ar kraujavimo požymių, nenaudokite nosies aspiratoriaus. Naudodami gaminį elkitės atsargiai. Nenaudokite įkrovimo metu. Nenaudokite įrenginio, jei jis pažeistas. Netaisykite, ardykite ir nekeiskite įrenginio patys. Bet kokius pažeidimus turėtų įvertinti tarnyba. Nenumeskite ir nematykite prietaiso, kad išvengtumėte gedimo. Neplaukite prietaiso po vandeniu ir panardinkite. Prietaisui valyti

nenaudokite korozinių medžiagų. Laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje. Naudodami įsitikinkite, kad vaiko burna yra atvira, o nosies ertmėje yra oro cirkuliacija, kad išvengtumėte diskomforto dėl neigiamo slėgio. Naudodami nosies aspiratorių neužkimškite kitos šnervės, taip išvengsite neigiamo slėgio ir diskomforto. Išvalykite gaminį prieš kiekvieną naudojimą. Po naudojimo dezinfekuokite siurbimo antgalį ir sekreto rezervuarą, kad išvengtumėte kryžminio užteršimo. Gaminys nėra žaislas, laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Medžiaga: ABS, silikonas
- Puodelio talpa: 30 ml
- Įkrovimo būdas: USB-C įkrovimas
- Įkrovimo laikas: apie 3 valandas
- Baterija: 2000 mAh
- Įtampa: 3,7V
- Įėjimo įtampa: 5V-1A
- Siurbimo galia: 65-70kPa
- Triukšmas: mažesnis nei 80 decibelų

01. DROŠĪBA:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

02. IESTĀTĪUMA SATURS [2. LAPA — A]:

1. Deguna aspirators.
2. Apaļš gais.
3. Smails gais.
4. Vāks.
5. Savākšanas kamera.
6. Caurule.
7. Higienas filtrs.
8. Deguna tīrīšanas pincete.
9. Tīrīšanas birste.
10. USB-C uzlādes kabelis.

03. DISPLEJA APRAKSTS [2. LAPA — B]:

1. Akumulatora uzlādes indikators.
2. Intensitātes līmeņa samazināšanas poga (lai samazinātu, īsi nospiediet, lai izslēgtu mūziku vai troksni, turiet nospiegtu pogu).
3. Poga, lai palielinātu intensitātes līmeni (lai to palielinātu, īsi nospiediet, lai palielinātu mūzikas vai trokšņa skaļumu, turiet pogu nospiegtu).
4. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (turiet 3 sekundes, lai izslēgtu vai izslēgtu ierīci, īsi nospiežot, tiek atpūrta vai atsākta).
5. Sūkšanas intensitātes līmeņa indikators (6 līmeņi).
6. Aspiratora darbības indikators.
7. Mūzikas ieslēgšanas/izslēgšanas poga (turiet nospiegtu 3 sekundes, lai izslēgtu mūziku, īsi nospiežot, tiek mainīta melodija).
8. Trokšņa ieslēgšanas/izslēgšanas poga (turiet 3 sekundes, lai izslēgtu troksni, īsi nospiežot, mainās trokšnis).
9. Gaismas intensitātes maiņas poga (3 gaismas režīmi, īsi nospiežot maina režīmu).

04. IERĪCES KOMPLEKTA APRAKSTS [LAPA 2 - C]:

1. Ievietojiet higiēnas filtru savākšanas kameras sūkšanas kanālā un aizveriet savākšanas kameras vāku.
2. Novietojiet silikona galu uz savākšanas kameras mēlītes.
3. Galvenajā blokā ir divi caurumi, izplūdes (A) un ieplūdes (B).
4. Savienojiet savākšanas kameru ar iesūkšanas portu ar cauruli.

Piezīme: savākšanas kameras vāku var aizvērt tikai no vienas fiksētās puses. Lūdzu, novietojiet savākšanas kameru butiņas virzienā uz augšu.

05. KĀ IZMANTOT:

1. Izvēlieties bērnam vecumam atbilstošu silikona uzgali. Apaļš uzgaliņš ir piemērots zīdaiņiem vecumā no 0-3 gadiem un smailais uzgaliņš ir piemērots bērniem no 3 gadu vecuma.
2. Ievietojiet silikona galu nāsī, maigi pagrieziet iekšā, neturieties vienā vietā pārāk ilgi.
3. Ja nāsīs ir izžuvis gļotu gabaliņi, tie jāmīkstina ar fizioloģisko šķīdumu vai jānoņem, izmantojot komplektā iekļautās pincetes.
4. Lietojot aspiratoru, lūdzu, vispirms izmantojiet zemu sūkšanas līmeni un lēnām palieliniet līmeni, nesāciet ar augstāko līmeni.
5. Lietojot, pievērsiet uzmanību, ja deguna gļotas ir iesūktas mēģenē, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet aspiratoru, lai novērstu gļotu iesūkšanos ierīcē un neietekmējot normālu lietošanu.

06. IERĪCES APKOPE UN KOPŠANA:

1. Izslēdziet ierīci. Pēc tam demontējiet savākšanas kameru. Lai nesabojātu iekārtas ķēdi, galveno bloku nevar izskalot ar ūdeni.
2. Higienas filtrs ir vienreiz lietojams un nav jātīra. Neizmantojiet to atkārtoti, lai novērstu baktēriju vairošanos.
3. Savākšanas kameru, vāku un silikona galu var izskalot ar ūdeni, sterilizēt ar tvaiku, verdošu ūdeni vai dezinficēt ar UV gaismu. Silikona uzgaliņš iekšpusi var notīrīt ar nelielu birstīti. Pēc savākšanas kameras tīrīšanas ievietojiet cauruli izplūdes atverē, lai izžvētu savākšanas kameru.

07. PIESARDZĪBAS PASĀKUMI:

Deguna aspirators automātiski apstāties pēc 10 minūtēm. Tas var atcerēties sūkšanas līmeni, mūzikas skaļumu un gaismas spilgtumu, kas tika izmantots pirms pēdējās izslēgšanas. Neizmantojiet deguna aspiratoru deguna ārpusei. Neizmantojiet produktu kā rotaļlietu bērniem. Ja degunā ir čūlas, iekaisums vai asiņošanas pazīmes, nelietojiet deguna aspiratoru. Lietojot produktu, rīkojieties uzmanīgi. Nelietot uzlādes laikā. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Nelabojiet, neizjauciet un nepārveidojiet ierīci pats. Jebkuri pārkāpumi ir jānovērtē dienestam. Lai izvairītos no nepareizas darbības, nenometiet to vai nesatītiot to. Nemaizgājiet ierīci zem ūdens un neiegremdējiet to. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet kodīgus līdzekļus. Uzglabājiet to vēsā, sausā vietā. Lietošanas laikā pārliecinieties, ka bērns mute ir atvērta un deguna dobumā ir gaisa cirkulācija, lai izvairītos no diskomforta negatīvā spiediena dēļ. Lietojot deguna aspiratoru, neaizsedziet otru nāsi, tādējādi izvairīties no negatīva spiediena diskomforta. Notīriet produktu pirms katras lietošanas reizes. Pēc lietošanas

dezinficējiet sūkšanas galu un sekrēciju rezervuāru, lai izvairītos no savstarpējas inficēšanas. Produkts nav rotaļlieta, glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.

● Materiāls: ABS, silikons
Krūzes tilpums: 30 ml
Uzlādes metode: USB-C uzlāde
Uzlādes laiks: apmēram 3 stundas
Akumulators: 2000 mAh
Spriegums: 3,7V
Ieejas spriegums: 5V-1A
Sūkšanas jauda: 65-70kPa
Troksnis: zem 80 decibelu



01. BIZTONSÁG:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

02. A KÉSZLET TARTALMA [2. OLDAL - A]:

1. Orrszívó.
2. Kerek hegy.
3. Hegyes hegy.
4. Fedél.
5. Gyűjtőkamra.
6. Cső.
7. Higiénikus szűrő.
8. Orrtisztító csipesz.
9. Tisztítókefe.
10. USB-C töltőkábel.

03. KIJELZŐ LEÍRÁSA [2. OLDAL - B]:

1. Akkumulátor töltésléjz.
2. Intenzitás csökkentése gomb (a csökkentéshez nyomja meg röviden, a zene vagy a zaj elnémításához tartsa lenyomva a gombot).
3. Gomb az intenzitás szint növeléséhez (növeléséhez nyomja meg röviden, a zene vagy a zaj hangerejének növeléséhez tartsa lenyomva a gombot).
4. Be/ki gomb (tartva lenyomva 3 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához, rövid megnyomásával szünetet vagy újraindul).
5. Szívási intenzitás szintjelzője (6 fokozat).
6. Az elszívó működését jelző lámpa.
7. Zene be-/kikapcsoló gomb (lenyomva tartva 3 másodpercig a zene kikapcsolásához, rövid megnyomásával a dallam megváltozik).
8. Zaj be/ki gomb (lenyomva tartva 3 másodpercig a zaj kikapcsolásához, rövid megnyomásával megváltoztatja a zajt).
9. Fényerősség váltó gomb (3 fény mód, rövid megnyomás módváltás).

04. A KÉSZÜLÉK ÖSSZEÁLLÍTÁS LEÍRÁSA [2. OLDAL - C]:

1. Helyezze be a higiéniai szűrőt a gyűjtőkamra szívócsatorájába, és zárja le a gyűjtőkamra fedelét.
2. Helyezze a szilikon hegyet a gyűjtőkamra fülébe.
3. Két lyuk van a fő egységen, a kipufogó (A) és a szívónyílás (B).
4. Csatlakoztassa a gyűjtőkamrát a szívónyíláshoz egy cső segítségével.

Megjegyzés: A gyűjtőkamra fedele csak egy rögzített oldalról zárható. Kérjük, helyezze el a gyűjtőkamrát a felfelé mutató nyíl irányába.

05. HOGYAN KELL HASZNÁLNI:

1. Válasszon gyermeke életkorának megfelelő szilikon hegyet. A kerek hegy 0-3 éves kor közötti babák számára, a hegyes hegy pedig 3 évesnél idősebb gyermekek számára alkalmas.
2. Helyezze be a szilikon hegyet az orrlyukba, óvatosan forgassa belül, ne tartsa túl sokáig egy helyen.
3. Ha az orrlyukakban beszáradt nyálkacsomók vannak, azokat fiziológias sóoldattal kell lágyítani, vagy a készletben található csipesszel kell eltávolítani.
4. Az aspirátor használatakor először alacsony szívási szintet használjon, és lassan növelje a szintet, ne kezdje a legmagasabb szintre.
5. Használatkor ügyeljen arra, hogy ha az orrnyálka beszívódott a tubusba, azonnal állítsa le az aspirátort, nehogy a nyálka beszívódjon a készülékbe, és ne befolyásolja a normál használatot.

06. A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS GONDOZÁSA:

1. Kapcsolja ki a készüléket. Ezután szerelje le a gyűjtőkamrát. A gép áramkörének károsodásának elkerülése érdekében a főegységet nem lehet vízzel leöblíteni.
2. A higiénikus szűrő eldobható, tisztítást nem igényel. Ne használja újra, hogy megakadályozza a baktériumok elszaporodását.
3. A gyűjtőkamra, a fedél és a szilikoncsúcs vízzel öblíthető, gőzzel, forrásban lévő vízzel sterilizálható vagy UV fényrel fertőtleníthető. A szilikon hegy belseje egy kis kefével tisztítható. A gyűjtőkamra tisztítása után helyezzen be egy csövet a kipufogónyílásba a gyűjtőkamra szárításához.

07. ÖVINTÉZKEDÉSEK:

Az orrszívó 10 perc elteltével automatikusan leáll. Emlékezhetsz a szívási szintre, a zenei hangerejére és a fényerőre, amelyet az utolsó kikapcsolás előtt használtál. Ne használja az orrszívót az orra külső oldalán. Ne használja a terméket gyermekjártékként. Ha az orrán sebek, gyulladások vagy vérzés jelei vannak, ne használja az orrszívót. Használat közben óvatosan kezelje a terméket. Ne használja töltés közben. Ne használja a készüléket, ha az sérült. Ne javítsa, szerelje szét vagy módosítsa saját maga a

készüléket. Az esetleges szabálytalanságokat a szolgálatnak értékelnie kell. A meghibásodás elkerülése érdekében ne ejtse le vagy üsse meg a készüléket. Ne mossa víz alatt a készüléket, és ne merítse víz alá. Ne használjon máró hatású szereket a készülék tisztításához. Tárolja hűvös, száraz helyen. Használat közben ügyeljen arra, hogy a gyermek szája nyitva legyen, és hogy az orrürege legyen levegő keringése, hogy elkerülje a negatív nyomás okozta kényelmetlenséget. Az orrszívó használatakor ne zárja el a másik orrlyukat, elkerülve ezzel a negatív nyomást és a kellemetlen érzést. Minden használat előtt tisztítsa meg a terméket. A kereszteszennyeződés elkerülése érdekében használat után fertőtlenítsa a szívócsúcsot és a váladék tartályt. A termék nem játék, tartsa gyermekektől elzárva.

- Anyaga: ABS, szilikon
- Csésze úrtartalom: 30 ml
- Töltési mód: USB-C töltés
- Töltési idő: kb 3 óra
- Akkumulátor: 2000 mAh
- Feszültség: 3,7V
- Bemeneti feszültség: 5V-1A
- Szivóteljesítmény: 65-70kPa
- Zaj: 80 decibel alatt

01. SECURITATE:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

02. SETARE CONȚINUT [PAGINA 2 - A]:

1. Aspirator nazal.
2. Vârf rotund.
3. Vârf ascuțit.
4. Acoperire.
5. Camera de colectare.
6. Tub.
7. Filtru igienic.
8. Pensetă pentru curățarea nasului.
9. Perie de curățare.
10. Cablu de încărcare USB-C.

03. DESCRIEREA AFIȘAJULUI [PAGINA 2 - B]:

1. Indicator de încărcare a bateriei.
2. Buton de scădere a nivelului de intensitate (pentru a scădea, apăsați scurt, pentru a opri muzica sau zgomotul, țineți apăsat butonul).
3. Buton pentru a crește nivelul de intensitate (pentru a-l crește, apăsați scurt, pentru a crește volumul muzicii sau a zgomotului, țineți apăsat butonul).
4. Buton pornit/oprit (ține apăsat 3 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul, o apăsare scurtă întrerupe sau reia).
5. Indicator nivel intensitate aspirație (6 nivele).
6. Indicator de funcționare a aspiratorului.
7. Butonul de pornire/oprire a muzicii (ține apăsat timp de 3 secunde pentru a opri muzica, o apăsare scurtă schimbă melodia).
8. Butonul de pornire/oprire a zgomotului (ține apăsat 3 secunde pentru a opri zgomotul, apăsarea scurtă schimbă zgomotul).
9. Buton de modificare a intensității luminii (3 moduri de lumină, apăsarea scurtă schimbă modul).

04. DESCRIEREA ANSAMBLULUI DISPOZITIVULUI [PAGINA 2 - C]:

1. Introduceți filtrul de igienă în canalul de aspirație din camera de colectare și închideți capacul camerei de colectare.
2. Așezați vârful de silicon pe urechea camerei de colectare.
3. Există două găuri în unitatea principală, evacuare (A) și admisie (B).
4. Conectați camera de colectare la orificiul de aspirație cu un tub.

Notă: Capacul camerei de colectare poate fi închis numai dintr-o parte fixă. Vă rugăm să plasați camera de colectare în direcția săgeții în sus.

05. CUM SE UTILIZEAZĂ:

1. Alege un vârf de silicon potrivit vârstei copilului tău. Vârful rotund este potrivit pentru bebeluși cu vârsta între 0-3 ani, iar vârful ascuțit este potrivit pentru copiii peste 3 ani.
2. Introduceți vârful de silicon în nară, rotiți ușor în interior, nu țineți prea mult timp într-un singur loc.
3. Dacă există bulgări de mucus uscat în nări, acestea trebuie înmuiate cu soluție salină fiziologică sau îndepărtate cu penseta inclusă în kit.
4. Când utilizați aspiratorul, vă rugăm să utilizați mai întâi un nivel scăzut de aspirație și să creșteți nivelul încet, nu porniți la cel mai înalt nivel.
5. Când utilizați, acordați atenție, dacă mucusul nazal este aspirat în tub, vă rugăm să opriți imediat aspiratorul pentru a preveni aspirarea mucusului în dispozitiv și afectarea utilizării normale.

06. ÎNTREȚINEREA ȘI ÎNGRIJIREA DISPOZITIVULUI:

1. Opriți dispozitivul. Apoi demontați camera de colectare. Pentru a evita deteriorarea circuitului mașinii, unitatea principală nu poate fi spălată cu apă.
2. Filtru igienic este de unică folosință și nu necesită curățare. Nu-l reutilizați pentru a preveni înmulțirea bacteriilor.
3. Camera de colectare, capacul și vârful din silicon pot fi clătite cu apă, sterilizate cu abur, apă clocotită sau dezinfectate cu lumină UV. Interiorul vârfului de silicon poate fi curățat cu o perie mică. După curățarea camerei de colectare, introduceți un tub în orificiul de evacuare pentru a usca camera de colectare.

07. PRECAUȚII:

Aspiratorul nazal se va opri automat după 10 minute. Își poate aminti nivelul de aspirație, volumul muzicii și luminozitatea luminii utilizate înainte de ultima dată când a fost oprit. Nu utilizați aspiratorul nazal pe partea exterioră a nasului. Nu utilizați produsul ca jucărie pentru copii. Dacă nasul dumneavoastră are răni, inflamații sau semne de sângerare, nu utilizați aspiratorul nazal. Manipulați produsul cu grijă când îl utilizați. Nu utilizați în timpul încălzirii. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat. Nu reparați, dezasamblați sau modificați singur dispozitivul. Orice neregulă ar trebui să fie evaluată de către serviciu. Nu scăpați și

nu loviți dispozitivul pentru a evita funcționarea defectuoasă. Nu spălați dispozitivul sub apă și nu îl scufundați. Nu utilizați agenți corozivi pentru a curăța dispozitivul. Păstrați-l într-un loc răcoros și uscat. În timpul utilizării, asigurați-vă că copilul este gura deschisă și că există circulația a aerului în cavitatea nazală pentru a evita disconfortul din cauza presiunii negative. Când utilizați aspiratorul nazal, nu blocați cealaltă nară, evitând astfel presiunea negativă și disconfortul. Curățați produsul înainte de fiecare utilizare. Dezinfectați vârful de aspirație și rezervorul de secreție după utilizare pentru a evita contaminarea încrucișată. Produsul nu este o jucărie, nu-l lăsați la îndemâna copiilor.

- Material: ABS, silicon
- Capacitate cană: 30 ml
- Metoda de încărcare: încărcare USB-C
- Timp de încărcare: aproximativ 3 ore
- Baterie: 2000mAh
- Tensiune: 3.7 V
- Tensiune de intrare: 5V-1A
- Putere de aspirație: 65-70kPa
- Zgomot: sub 80 decibeli

01. БЕЗОПАСНОСТЬ:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

02. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА [СТРАНИЦА 2 - А]:

1. Аспиратор.
2. Круглый кончик.
3. Заостренный кончик.
4. Крышка.
5. Сборная камера.
6. Трубка.
7. Гигиенический фильтр.
8. Пинцет для чистки носа.
9. Щетка для чистки.
10. Зарядный кабель USB-C.

03. ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ [СТРАНИЦА 2 - В]:

1. Индикатор заряда аккумулятора.
2. Кнопка уменьшения уровня интенсивности (для уменьшения нажмите одновременно, для отключения музыки или шума удерживайте кнопку).
3. Кнопка увеличения уровня интенсивности (для увеличения одновременно нажмите, для увеличения громкости музыки или шума удерживайте кнопку нажатой).
4. Кнопка включения/выключения (удерживайте 3 секунды, чтобы включить или выключить устройство, короткое нажатие приостанавливает или возобновляет работу).
5. Индикатор уровня интенсивности всасывания (6 уровней).
6. Индикатор работы аспиратора.
7. Кнопка включения/выключения музыки (для выключения музыки удерживайте 3 секунды, короткое нажатие меняет мелодию).
8. Кнопка включения/выключения шума (удерживайте 3 секунды, чтобы выключить шум, короткое нажатие меняет шум).
9. Кнопка изменения интенсивности света (3 режима освещения, короткое нажатие меняет режим).

04. ОПИСАНИЕ СБОРКИ УСТРОЙСТВА [СТР. 2 - С]:

1. Вставьте гигиенический фильтр во всасывающий канал сборной камеры и закройте крышку сборной камеры.
2. Поместите силиконовый наконечник на выступ сборной камеры.
3. В основном блоке имеются два отверстия: выпускное (А) и

впускное (В).

4. Подсоедините сборную камеру к всасывающему отверстию с помощью трубки.

- **Примечание:** Крышку сборной камеры можно закрыть только с одной фиксированной стороны. Пожалуйста, разместите сборную камеру в направлении стрелки вверх.

05. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

1. Выберите силиконовую насадку, соответствующую возрасту вашего ребенка. Круглый кончик подходит для детей в возрасте 0–3 лет, а заостренный — для детей старше 3 лет.
2. Вставьте силиконовый наконечник в ноздрю, осторожно вращайте внутрь, не держите на одном месте слишком долго.
3. При наличии в ноздрях засохших комков слизи их следует размякнуть физиологическим раствором или удалить с помощью пинцета, входящего в комплект.
4. При использовании аспиратора сначала используйте низкий уровень всасывания и постепенно увеличивайте уровень, не начинайте с самого высокого уровня.
5. При использовании обратите внимание: если слизь из носа засасывается в трубку, немедленно остановите аспиратор, чтобы предотвратить засасывание слизи в устройство и нарушение нормального использования.

06. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ:

1. Выключите устройство. Затем демонтируйте сборную камеру. Во избежание повреждения контура машины основной блок нельзя промывать водой.
2. Гигиенический фильтр одноразовый и не требует чистки. Не используйте его повторно, чтобы предотвратить размножение бактерий.
3. Сборную камеру, крышку и силиконовый наконечник можно промывать водой, стерилизовать паром, кипящей водой или дезинфицировать ультрафиолетовым излучением. Внутреннюю часть силиконового наконечника можно очистить небольшой щеточкой. После очистки камеры сбора вставьте трубку в выпускное отверстие, чтобы высушить камеру сбора.

07. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Назальный аспиратор автоматически остановится через 10 минут. Он может запомнить уровень всасывания, громкость музыки и яркость света, которые использовались до

последнего выключения. Не используйте назальный аспиратор снаружи носа. Не используйте изделие в качестве игрушки для детей. Если у вас в носу язва, воспаления или признаки кровотечения, не используйте назальный аспиратор. При использовании обращайтесь с изделием осторожно. Не используйте во время зарядки. Не используйте устройство, если оно повреждено. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно. Любые нарушения должны быть оценены службой. Не роняйте и не ударяйте устройство во избежание неисправности. Не мойте устройство под водой и не погружайте его в воду. Не используйте едкие вещества для очистки устройства. Храните его в прохладном, сухом месте. Во время использования следите за тем, чтобы рот ребенка был открыт и в полости носа циркулировал воздух, чтобы избежать дискомфорта из-за отрицательного давления. При использовании назального аспиратора не закрывайте другую ноздрю, чтобы избежать отрицательного давления и дискомфорта. Очищайте изделие перед каждым использованием. Дезинфицируйте аспирационный наконечник и резервуар для секрета после использования, чтобы избежать перекрестного загрязнения. Изделие не является игрушкой, храните его в недоступном для детей месте.

- **Материал:** АБС, силикон
- Емкость чаши: 30 мл.
- Способ зарядки: зарядка через USB-C.
- Время зарядки: около 3 часов
- Батарея: 2000 мАч
- Напряжение: 3,7 В
- Входное напряжение: 5 В-1 А
- Мощность всасывания: 65-70 гПа
- Шум: ниже 80 децибел.



01. ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

02. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ [ΣΕΛΙΔΑ 2 - Α]:

1. Αναρροφητήρας.
2. Στρογγυλή άκρη.
3. Μυτερή άκρη.
4. Κάλυμμα.
5. Θάλαμος συλλογής.
6. Σωλήνας.
7. Υγιεινό φίλτρο.
8. Λαβίδες καθαρισμού μύτης.
9. Βούρτσα καθαρισμού.
10. Καλώδιο φόρτισης USB-C.

03. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ [ΣΕΛΙΔΑ 2 - Β]:

1. Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας.
2. Κομπιτί μείωσης επιπέδου έντασης (για μείωση, πατήστε στιγμιαία, για αύξηση μουσικής ή θορύβου, κρατήστε πατημένο το κομπιτί).
3. Κομπιτί για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης (για να το αυξήσετε, πατήστε το στιγμιαία, για να αυξήσετε την ένταση της μουσικής ή τον θόρυβο, κρατήστε πατημένο το κομπιτί).
4. Κομπιτί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ένα σύντομο πάτημα διακόπεται ή συνεχίζεται).
5. Ένδειξη επιπέδου έντασης αναρρόφησης (6 επίπεδα).
6. Ένδειξη λειτουργίας αναρρόφησης.
7. Κομπιτί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μουσικής (κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη μουσική, ένα σύντομο πάτημα αλλάζει τη μελωδία).
8. Κομπιτί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θορύβου (κρατήστε πατημένο 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον θόρυβο, το σύντομο πάτημα αλλάζει τον θόρυβο).
9. Κομπιτί αλλαγής έντασης φωτός (3 λειτουργίες φωτός, σύντομο πάτημα αλλάζει τη λειτουργία).

04. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ [ΣΕΛΙΔΑ 2 - Γ]:

1. Εισαγάγετε το φίλτρο υγιεινής στο κανάλι αναρρόφησης στο θάλαμο συλλογής και κλείστε το κάλυμμα του θαλάμου συλλογής.
2. Τοποθετήστε το άκρο σιλικόνης στη γωνία του θαλάμου συλλογής.
3. Υπάρχουν δύο τρύπες στην κύρια μονάδα, η εξάτμιση (Α) και η

εισαγωγή (Β).

4. Συνδέστε το θάλαμο συλλογής στη θύρα αναρρόφησης με ένα σωλήνα.

Σημείωση: Το κάλυμμα του θαλάμου συλλογής μπορεί να κλείσει μόνο από τη μία σταθερή πλευρά. Τοποθετήστε το θάλαμο συλλογής προς την κατεύθυνση του βέλους προς τα πάνω.

05. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Επιλέξτε μια άκρη σιλικόνης κατάλληλη για την ηλικία του παιδιού σας. Η στρογγυλή άκρη είναι κατάλληλη για μικρά ηλικίας 0-3 ετών και η μυτερή άκρη είναι κατάλληλη για παιδιά άνω των 3 ετών.
2. Εισαγάγετε το άκρο σιλικόνης στο ρουθούνι, περιστρέψτε το απαλά προς τα μέσα, μην το κρατάτε σε ένα σημείο για πολλή ώρα.
3. Εάν υπάρχουν αποξηραμένα κομμάτια βλέννας στα ρουθούνια, θα πρέπει να μαλακώσουν με φυσιολογικό ορό ή να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας τα τοιμητάκια που περιλαμβάνονται στο κιτ.
4. Όταν χρησιμοποιείτε την αναρρόφηση, χρησιμοποιήστε πρώτα χαμηλή στάθμη αναρρόφησης και αυξήστε τη στάθμη αργά, μην ξεκινάτε από το υψηλότερο επίπεδο.
5. Κατά τη χρήση, δώστε προσοχή, εάν η ρινική βλέννα αναρροφηθεί στο σωλήνα, σταματήστε αμέσως τον αναρροφητή για να αποτρέψετε την αναρρόφηση της βλέννας στη συσκευή και να επηρεάσει την κανονική χρήση.

06. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας. Στη συνέχεια, αποσυναρμολογήστε το θάλαμο συλλογής. Για να αποφευχθεί η καταστροφή του κυκλώματος του μηχανήματος, η κύρια μονάδα δεν μπορεί να ξεπλυθεί με νερό.
2. Το φίλτρο υγιεινής είναι μιας χρήσης και δεν χρειάζεται καθαρισμό. Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποτρέψετε τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων.
3. Ο θάλαμος συλλογής, το καπάκι και το άκρο σιλικόνης μπορούν να ξεπλυθούν με νερό, να αποστειρωθούν με ατμό, βραστό νερό ή να απολυμανθούν με υπεριώδη ακτινοβολία. Το εσωτερικό του άκρου σιλικόνης μπορεί να καθαριστεί με μια μικρή βούρτσα. Αφού καθαρίσετε το θάλαμο συλλογής, εισάγετε ένα σωλήνα στη θύρα εξαγωγής για να στεγνώσει ο θάλαμος συλλογής.

07. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Η ρινική αναρρόφηση θα σταματήσει αυτόματα μετά από 10 λεπτά. Μπορεί να θυμάται το επίπεδο αναρρόφησης, την ένταση της μουσικής και τη φωτεινότητα του φωτός που χρησιμοποιούθηκαν πριν από την τελευταία φορά που απενεργοποιήθηκε. Μη χρησιμοποιείτε τη ρινική αναρρόφηση στο εξωτερικό της μύτης σας. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως παιχνίδι για παιδιά. Εάν η μύτη σας έχει πληγές, φλεγμονή ή σημάδια αιμορραγίας, μην χρησιμοποιείτε τη ρινική αναρρόφηση. Χειριστείτε το προϊόν προσεκτικά κατά τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε κατά τη φόρτιση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη. Μην επισκευάζετε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή μόνοι σας. Τυχόν παρατυπίες θα πρέπει να αξιολογούνται από την υπηρεσία. Μην ρίχνετε ή χτυπάτε τη συσκευή για να αποφύγετε δυσλειτουργία. Μην πλένετε τη συσκευή κάτω από νερό και μην τη βυθίζετε. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικούς παράγοντες για τον καθαρισμό της συσκευής. Αποθηκεύστε το σε δροσερό, ξηρό μέρος. Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το στόμα του παιδιού είναι ανοιχτό και υπάρχει κυκλοφορία αέρα στη ρινική κοιλότητα για να αποφύγετε την ενόχληση λόγω αρνητικής πίεσης. Όταν χρησιμοποιείτε τη ρινική αναρρόφηση, μην φράξετε το άλλο ρουθούνι, αποφεύγοντας έτσι την αρνητική πίεση και την ενόχληση. Καθαρίζετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Απολυμάνετε το άκρο αναρρόφησης και το δοχείο έκκρισης μετά τη χρήση για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, φυλάξτε το μακριά από παιδιά.

- Υλικό: ABS, Σιλικόνη
- Χωρητικότητα φιλτράριου: 30 ml
- Τρόπος φόρτισης: Φόρτιση USB-C
- Χρόνος φόρτισης: περίπου 3 ώρες
- Μπαταρία: 2000mAh
- Τάση: 3.7V
- Τάση εισόδου: 5V-1A
- Ισχύς αναρρόφησης: 65-70kPa
- Θόρυβος: λιγότερο από 80 ντισιμπέλ

01. BEVEILIGING:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

02. INHOUD INSTELLEN [PAGINA 2 - A]:

1. Afzuiger.
2. Ronde punt.
3. Puntige punt.
4. Dek af.
5. Verzamelkamer.
6. Buis.
7. Hygiënisch filter.
8. Pincet voor neusreiniging.
9. Reinigingsborsteltje.
10. USB-C-oplaadkabel.

03. DISPLAYBESCHRIJVING [PAGINA 2 - B]:

1. Indicator voor batterijlading.
2. Knop voor het verlagen van het intensiteitsniveau (om te verlagen, kort indrukken, om muziek of geluid te dempen, houd de knop ingedrukt).
3. Knop om het intensiteitsniveau te verhogen (om het te verhogen, druk er kort op, om het volume van de muziek of het geluid te verhogen, houd de knop ingedrukt).
4. Aan/uit-knop (3 seconden ingedrukt houden om het apparaat aan of uit te zetten, een korte druk pauzeert of hervat).
5. Indicator zuigintensiteitsniveau (6 niveaus).
6. Werkingsindicator aspirator.
7. Muziek aan/uit-knop (3 seconden ingedrukt houden om de muziek uit te zetten, een korte druk verandert de melodie).
8. Ruis aan/uit-knop (3 seconden ingedrukt houden om het geluid uit te schakelen, kort indrukken verandert het geluid).
9. Knop voor het wijzigen van de lichtintensiteit (3 lichtmodi, kort indrukken verandert de modus).

04. BESCHRIJVING VAN DE APPARAATMONTAGE [PAGINA 2 - C]:

1. Plaats het hygiënefilter in het aanzuigkanaal in de verzamelkamer en sluit het deksel van de verzamelkamer.
 2. Plaats de siliconentip op het lipje van de verzamelkamer.
 3. Er zitten twee gaten in de hoofdunit: uitlaat (A) en inlaat (B).
 4. Sluit de verzamelkamer met een slang aan op de zuigpoort.
- Opmerking: Het deksel van de verzamelkamer kan slechts vanaf één

vaste zijde worden gesloten. Plaats de verzamelkamer in de richting van de pijl omhoog.

05. HOE TE GEBRUIKEN:

1. Kies een siliconentip die geschikt is voor de leeftijd van uw kind. Het ronde uiteinde is geschikt voor baby's van 0-3 jaar en het puntige uiteinde is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
2. Steek het siliconen puntje in het neusgat, draai voorzichtig naar binnen en houd het niet te lang op één plaats.
3. Als er opgedroogde slijmklontjes in de neusgaten zitten, moeten deze worden verzacht met fysiologische zoutoplossing of worden verwijderd met het pincet dat in de set zit.
4. Gebruik bij gebruik van de aspirator eerst een laag zuigniveau en verhoog het niveau langzaam, begin niet vanaf het hoogste niveau.
5. Let er bij gebruik op dat als het neusslijm in de buis wordt gezogen, de aspirator onmiddellijk moet worden gestopt om te voorkomen dat het slijm in het apparaat wordt gezogen en het normale gebruik beïnvloedt.

06. ONDERHOUD EN VERZORGING VAN HET APPARAAT:

1. Schakel uw apparaat uit. Demonteer vervolgens de verzamelkamer. Om schade aan het machinecircuit te voorkomen, kan de hoofdunit niet met water worden doorgespoeld.
2. Het hygiënische filter is wegwerpbaar en hoeft niet te worden gereinigd. Gebruik het niet opnieuw om te voorkomen dat bacteriën zich vermenigvuldigen.
3. De verzamelkamer, het deksel en de siliconentip kunnen worden gespoeld met water, gesteriliseerd met stoom, kokend water of gedesinfecteerd met UV-licht. De binnenkant van de siliconentip kan met een klein borsteltje worden schoongemaakt. Steek na het reinigen van de verzamelkamer een buis in de uitlaatpoort om de verzamelkamer te drogen.

07. VOORZORGSMAATREGELEN:

- De neusaspirator stopt automatisch na 10 minuten. Het kan het zuigniveau, het muziekvolume en de lichthelderheid onthouden die werden gebruikt vóór de laatste keer dat het werd uitgeschakeld. Gebruik de neusaspirator niet aan de buitenkant van uw neus. Gebruik het product niet als speelgoed voor kinderen. Als uw neus zweren, ontstekingen of tekenen van bloeding vertoont, gebruik dan de neuszug niet. Ga voorzichtig om met het product tijdens gebruik. Niet gebruiken tijdens het opladen. Gebruik het apparaat

niet als het beschadigd is. Repareer, demonteer of wijzig het apparaat niet zelf. Eventuele onregelmatigheden dienen door de dienst beoordeeld te worden. Laat het apparaat niet vallen en sla er niet op om defecten te voorkomen. Was het apparaat niet onder water en dompel het niet onder. Gebruik geen bijtende middelen om het apparaat schoon te maken. Bewaar het op een koele, droge plaats.

Zorg er tijdens gebruik voor dat de mond van het kind open is en dat er luchtcirculatie in de neusholte is om ongemak als gevolg van negatieve druk te voorkomen. Wanneer u de neuszug gebruikt, mag u het andere neusgat niet blokkeren, zodat negatieve druk en ongemak worden vermeden. Reinig het product voor elk gebruik. Desinfecteer de zuigtip en het secretiereservoir na gebruik om kruisbesmetting te voorkomen. Het product is geen speelgoed, houd het buiten het bereik van kinderen.

- Materiaal: ABS, siliconen
- Capaciteit kopje: 30 ml
- Oplaadmethode: opladen via USB-C
- Opladtid: ongeveer 3 uur
- Batterij: 2000 mAh
- Spanning: 3,7 V
- Ingangsspanning: 5V-1A
- Zuigkracht: 65-70 kPa
- Geluid: minder dan 80 decibel



01. BEVEILIGING:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

02. INHOUD INSTELLEN [PAGINA 2 - A]:

1. Afzuiger.
2. Ronde punt.
3. Puntige punt.
4. Dek af.
5. Verzamelkamer.
6. Buis.
7. Hygiënisch filter.
8. Pincet voor neusreiniging.
9. Reinigingsborsteltje.
10. USB-C-oplaadkabel.

03. DISPLAYBESCHRIJVING [PAGINA 2 - B]:

1. Indicator voor batterijlading.
2. Knop voor het verlagen van het intensiteitsniveau (om te verlagen, kort indrukken, om muziek of geluid te dempen, houd de knop ingedrukt).
3. Knop om het intensiteitsniveau te verhogen (om het te verhogen, druk er kort op, om het volume van de muziek of het geluid te verhogen, houd de knop ingedrukt).
4. Aan/uit-knop (3 seconden ingedrukt houden om het apparaat aan of uit te zetten, een korte druk pauzeert of hervat).
5. Indicator zuigintensiteitsniveau (6 niveaus).
6. Werkingsindicator aspirator.
7. Muziek aan/uit-knop (3 seconden ingedrukt houden om de muziek uit te zetten, een korte druk verandert de melodie).
8. Ruis aan/uit-knop (3 seconden ingedrukt houden om het geluid uit te schakelen, kort indrukken verandert het geluid).
9. Knop voor het wijzigen van de lichtintensiteit (3 lichtmodi, kort indrukken verandert de modus).

04. BESCHRIJVING VAN DE APPARAATMONTAGE [PAGINA 2 - C]:

1. Plaats het hygiënefilter in het aanzuigkanaal in de verzamelkamer en sluit het deksel van de verzamelkamer.
 2. Plaats de siliconentip op het lipje van de verzamelkamer.
 3. Er zitten twee gaten in de hoofdunit: uitlaat (A) en inlaat (B).
 4. Sluit de verzamelkamer met een slang aan op de zuigpoort.
- Opmerking: Het deksel van de verzamelkamer kan slechts vanaf één

vaste zijde worden gesloten. Plaats de verzamelkamer in de richting van de pijl omhoog.

05. HOE TE GEBRUIKEN:

1. Kies een siliconentip die geschikt is voor de leeftijd van uw kind. Het ronde uiteinde is geschikt voor baby's van 0-3 jaar en het puntige uiteinde is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
2. Steek het siliconen puntje in het neusgat, draai voorzichtig naar binnen en houd het niet te lang op één plaats.
3. Als er opgedroogde slijmklontjes in de neusgaten zitten, moeten deze worden verzacht met fysiologische zoutoplossing of worden verwijderd met het pincet dat in de set zit.
4. Wanneer u de aspirator gebruikt, gebruik dan eerst een laag zuigniveau en verhoog het niveau langzaam, begin niet vanaf het hoogste niveau.
5. Let er bij gebruik op dat als het neusslijm in de buis wordt gezogen, de aspirator onmiddellijk moet worden gestopt om te voorkomen dat het slijm in het apparaat wordt gezogen en het normale gebruik beïnvloedt.

06. ONDERHOUD EN VERZORGING VAN HET APPARAAT:

1. Schakel uw apparaat uit. Demonteer vervolgens de verzamelkamer. Om schade aan het machinecircuit te voorkomen, kan de hoofdunit niet met water worden doorgespoeld.
2. Het hygiënische filter is wegwerpbaar en hoeft niet te worden gereinigd. Gebruik het niet opnieuw om te voorkomen dat bacteriën zich vermenigvuldigen.
3. De verzamelkamer, het deksel en de siliconentip kunnen worden gespoeld met water, gesteriliseerd met stoom, kokend water of gedesinfecteerd met UV-licht. De binnenkant van de siliconentip kan met een klein borsteltje worden schoongemaakt. Steek na het reinigen van de verzamelkamer een buis in de uitlaatpoort om de verzamelkamer te drogen.

07. VOORZORGSMAATREGELEN:

De neusaspirator stopt automatisch na 10 minuten. Het kan het zuigniveau, het muziekvolume en de helderheid onthouden die werden gebruikt vóór de laatste keer dat het werd uitgeschakeld. Gebruik de neusaspirator niet aan de buitenkant van uw neus. Gebruik het product niet als speelgoed voor kinderen. Als uw neus zweren, ontstekingen of tekenen van bloeding ervaart, gebruik dan de neuszug niet. Ga voorzichtig om met het product tijdens gebruik. Niet gebruiken tijdens het opladen. Gebruik het apparaat

niet als het beschadigd is. Repareer, demonteer of wijzig het apparaat niet zelf. Eventuele onregelmatigheden dienen door de dienst beoordeeld te worden. Laat het apparaat niet vallen en sla er niet tegen om defecten te voorkomen. Was het apparaat niet onder water en dompel het niet onder. Gebruik geen bijtende middelen om het apparaat schoon te maken. Bewaar het op een koele, droge plaats.

Zorg er tijdens gebruik voor dat de mond van het kind open is en dat er luchtcirculatie in de neusholte is om ongemak als gevolg van negatieve druk te voorkomen. Wanneer u de neuszug gebruikt, mag u het andere neusgat niet blokkeren, om negatieve druk en ongemak te voorkomen. Reinig het product voor elk gebruik. Desinfecteer de zuigtip en het secretiereservoir na gebruik om kruisbesmetting te voorkomen. Het product is geen speelgoed, houd het buiten het bereik van kinderen.

- Materiaal: ABS, siliconen
- Capaciteit kopje: 30 ml
- Opladmethode: opladen via USB-C
- Opladtid: ongeveer 3 uur
- Batterij: 2000 mAh
- Spanning: 3,7 V
- Ingangsspanning: 5V-1A
- Zuigkracht: 65-70 kPa
- Geluid: minder dan 80 decibel



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczonego na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do

uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators cannot be mixed with other waste. This is indicated by the crossed-out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage may result in health damage or environmental pollution. Proper household handling of waste electrical and electronic equipment and batteries and accumulators positively contributes to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators can be returned to local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the equipment sold. When delivering equipment intended for households to the buyer, the distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the place of delivery of the equipment, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the delivered equipment. A distributor running a retail unit with a sales area within the meaning of Art. 2 point 19 of the Act of March 27, 2003 on spatial planning and development of at least 400 m² devoted to the sale of equipment intended for households, is obliged to accept waste equipment from households, free of charge, in this unit or in its immediate vicinity, none of the external dimensions exceeds 25 cm, without the need to purchase new household equipment



Delegowana Komisja (UE) 2015/663 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca Załącznik II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w zakresie wykazu substancji objętych ograniczeniami. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest na stronie www.momini.eu/deklaracje

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer declares, under its sole responsibility, that the device complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The full content of the declaration of conformity is available at www.momini.eu/deklaracje

www.momini.eu/deklaracje

Importer: Beauty Factor Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Made in: China. Designed by: Momini

Model: NoseNest

[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że urządzenie jest zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywą 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wraz z Dyrektywą 2015/663 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą Załącznik II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w zakresie wykazu substancji objętych ograniczeniami. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest na stronie www.momini.eu/deklaracje

PL | Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem:

EN | More information about the product is available on the manufacturer's website at:

DE | Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Herstellers unter:

ES | Más información sobre el producto está disponible en el sitio web del fabricante en:

PT | Mais informações sobre o produto estão disponíveis no site do fabricante em:

CZ | Více informací o produktu je k dispozici na stránkách výrobce na adrese:

SK | Viac informácií o produkte je dostupných na webovej stránke výrobcu na adrese:

SL | Več informacij o izdelku je na voljo na spletni strani proizvajalca:

EE | Rohkem teavet toote kohta leiata tootja veebisaidilt aadressil:

LT | Daugiau informacijos apie produktą rasite gamintojo svetainėje adresu:

LV | Vairāk informācijas par produktu var atrast ražotāja mājaslapā adresē:

HU | A termékről további információkat a gyártó weboldalán találhat az alábbi címen:

RO | Mai multe informații despre produs sunt disponibile pe site-ul producătorului la adresa:

RU | Более подробная информация о продукте доступна на сайте производителя по адресу:

EL | Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν διατίθενται στο ιστότοπο του κατασκευαστή στη διεύθυνση:


SCAN IT



www.momini.eu/do-pobrania



Create happy beginnings



www.momini.eu
contact@momini.eu