

# Momini

## NasoClear




Create happy beginnings




**Automatic nasal aspirator**  
Automatyczny aspirator do nosa

Instrukcja obsługi  
User manual






A



B

C



**01. BEZPIECZEŃSTWO:**

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

**02. OPIS URZĄDZENIA [ STRONA 2 - A]:**

1. Wymienna końcówka
2. Kubek zbiorczy
3. Wyświetlacz
4. Poziom baterii
5. Tryby ssania
6. Przycisk zasilania On/Off/pauza
7. Włącznik ssania
8. Włącznik muzyka/światło
9. Otwory głośnikowe
10. Port ładowania

**03. OPIS AKCESORIÓW [ STRONA 2 - B]:**

1. Końcówka dyniowa: dla noworodków
2. Końcówka prosta do odsysania wydzielin
3. Końcówka skośna dla dzieci powyżej 2 lat
4. Pojemnik na katar
5. Pokrywa pojemnika na katar
6. Zewnętrzna osłona pojemnika na katar

**Uwaga:** Przed użyciem aspiratora do nosa upewnij się, że rozumiesz cechy każdej końcówki i wybierasz odpowiednią, na podstawie wieku dziecka, aby zapewnić komfortowe i skuteczne użytkowanie. U noworodków używaj końcówki silikonowej typu dyniowego, ponieważ końcówka skośna może sięgać zbyt głęboko.

**04. SPOSÓB INSTALACJI ORAZ UŻYCIA [ STRONA 2 - C]:**

1. Umieść pokrywę ochronną na pojemniku na katar.
2. Zainstaluj na urządzeniu, przekierując zgodnie z rurem wskazówek zegara.
3. Nałóż zewnętrzną osłonę pojemnika na katar.
4. Wybierz i zainstaluj odpowiednią silikonową końcówkę ssącą.
5. Naciśnij przez 3 sekundy przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć aspirator, krótkie naciśnięcie, aby rozpocząć lub wstrzymać działanie urządzenia.
6. Naciśnij krótko przycisk ssania, aby wybrać jeden z trzech trybów.
6. Aby przełączyć lub wstrzymać muzykę naciśnij krótko przycisk nutki; długie naciśnięcie przycisku: włącza lub wstrzymuje światło.

**05. WSKAZÓWKI:**

- Podczas użytkowania upewnij się, że końcówka szczelnie przylega do jamy nosowej, aby zapobiec wnikaniu powietrza z zewnątrz, co ułatwi odsysanie.
- Jeśli katar/śluz w nosie dziecka jest suchy, zaleca się zmiękczenie

go, używając ciepłego ręcznika lub kropli soli fizjologicznej do nawilżenia, przed użyciem aspiratora do nosa.

**06. CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:**

1. Zawsze wyłączaj zasilanie po użyciu.
2. Zdejmij końcówkę ssącą, pojemnik, pokrywę i osłonę, a następnie oczyść je przy użyciu środka czyszczącego i wody oraz osusz.
3. Końcówki ssące, pojemnik, pokrywę i osłonę można sterylizować np. zanurzając we wrzącej wodzie o temperaturze 100°C na kilka minut, ale nie można do sterylizacji używać mikrofalówki lub innych urządzeń urządzeń wysokotemperaturowych.
5. Główny korpus produktu nie jest wodoodporny, więc nie płucz i/lub nie zanurzaj go w wodzie ani nie czyść w wysokich temperaturach. Do czyszczenia używaj miękkiej, wilgotnej szmatki.
6. Unikaj przechowywania produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub wilgotnym środowisku.

**07. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:**

- Zaleca się, aby dziecko podczas używania urządzenia, miało otworzone usta aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza w jamie nosowej oraz nie miało zablokowanego drugiego nozdrza, aby uniknąć dyskomfortu spowodowanego ciśnieniem powietrza.
- Należy zwrócić uwagę na ilość wydzieliny w nosie podczas używania aspiratora. Jeśli jest jej za dużo, może dojść do przelania się pojemnika na katar. Należy opróżnić pojemnik i dokończyć czyszczenie nosa.

**08. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

1. Nie włączaj aspiratora do nosa podczas ładowania.
2. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do obsługi przez dorosłych.
3. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego.
4. Urządzenie jest specjalnie zaprojektowane do usuwania śluzu z nosa. Nie powinno być używane do żadnych innych celów!
5. Po każdym użyciu czyść i susz części oraz korpus urządzenia.
6. Ładuj baterię do 100% co 2 miesiące, jeśli nie używasz jej przez długi czas.
7. Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie podczas czyszczenia.
8. Podczas użytkowania dziecko/niemowlę nie powinno wstrzymywać oddechu, zamykać ust ani polykać. Nadmierne ciśnienie próżniowe może spowodować brak równowagi w ciśnieniu usznym.
9. Nie stosuj nadmiernej siły podczas umieszczania końcówki ssącej w jamie nosowej.
10. Jeśli dziecko/niemowlę doświadcza jakiegokolwiek dyskomfortu podczas korzystania z urządzenia, natychmiast przerwij jego używanie i skonsultuj się z lekarzem.
11. Nie używaj aspiratora do nosa na zewnątrz nosa.
12. Nie używaj produktu jako zabawki dla dzieci.
13. Jeśli w nosie są rany, zapalenie lub objawy krwawienia, nie używaj urządzenia.

14. Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia na własną rękę. Wszelkie nieprawidłowości powinny być ocenione przez serwis.

15. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.

16. Nie używaj środków żrących do czyszczenia urządzenia.

**• Zasilanie: 3,7 V**

Napięcie wejściowe: 5V1A

Bateria: 600 mAh

Materiał: ABS + PC, silikon spożywczy

**01. SECURITY:**

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

**02. DEVICE DESCRIPTION [PAGE 2 - A]:**

1. Replaceable durability
2. Collective cup
3. Organizing
4. Battery level
5. Suction modes
6. Power On/Off/Pause button
7. CHOKE switch
8. Music/light switch
9. Speaker holes
10. Charging port

**03. DESCRIPTION OF ACCESSORIES [PAGE 2 - B]:**

1. Pumpkin tip: for newborns
2. Straight tip for sucking secretions
3. Slant tip for children over 2 years old
4. Runny nose container
5. Runny nose container cover
6. Outer cover of the cold case container

**Note:** Before using the aspirator to control yourself, the results are determined by the user and is selected, based on the assessment of the child, who is the control and follow-up. In newborns using pumpkin-type silicone used through the oblique, it may reach too deep.

**04. INSTALLATION AND USE [PAGE 2 - C]:**

1. Closing the lid on the runny nose container.
2. Mount on your device by turning the update with your watch.
3. Put the outer cover of the catarrh container on.
4. Select and install the suction silicone power supply.
5. Start by 3 buttons to turn on/off the aspirator, short press to start or detect the operation of the device.
5. Short press the button to select one of three modes.
6. To process or detect software touch the music note button briefly; snap tabs: light on or off.

**05. CAME:**

- When in use, the application is tightly applied to prevent outside air from entering, making suction easier.
- If your child's nose is runny/mucous, it is recommended to soften it by using a warm towel or a drop of saline to moisturize it before using the nasal aspirator.

**06. CLEANING AND STORAGE:**

1. Always turn off the power after use.
2. Remove the suction tip, container, lid and cover, then clean them with cleaning agent and water and dry them.
3. The suction tips, container, lid and cover can be sterilized, for example by immersing them in boiling water at 100°C for a few minutes, but you cannot use a microwave or other high-temperature devices for sterilization.
5. The main body of the product is not waterproof, so do not rinse and/or immerse it in water or clean it at high temperatures. Use a soft, damp cloth to clean.
6. Avoid storing the product in direct sunlight or humid environments.

**07. SECURITY MEASURES:**

- When using the device, it is recommended that the child keep his mouth open to ensure proper air flow in the nasal cavity and not have the other nostril blocked to avoid discomfort caused by air pressure.
- Pay attention to the amount of nasal secretions when using the aspirator. If there is too much of it, the container may overflow and cause a runny nose. Empty the container and complete nasal cleaning.

**08. PRECAUTIONS:**

1. Do not turn on the nasal aspirator while charging.
2. The device is intended for use by adults only.
3. Do not expose the device to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
4. The device is specially designed to remove mucus from the nose. It should not be used for any other purposes!
5. Clean and dry the parts and body of the device after each use.
6. Charge the battery to 100% every 2 months if you don't use it for a long time.
7. Do not immerse the entire device in water when cleaning.
8. During use, the child/infant should not hold their breath, close their mouth or swallow. Excessive vacuum pressure may cause an imbalance in ear pressure.
9. Do not use excessive force when placing the suction tip into the nasal cavity.
10. If a child/infant occurs when using the device, discontinue use immediately and consult the product.
11. Do not use the nasal aspirator on the outside of your nose.
12. Do not use the product as a toy for children.
13. If there are wounds, inflammation or bleeding in the nose, do not use the device.
14. Do not repair, disassemble or modify the device with your own hand. Any additional information may be disputed by the website.
15. Do not use the device, the device is damaged.
16. Do not use corrosive agents to clean the device.

**09. Power supply: 3.7V**

Input voltage: 5V/1A

Battery: 600 mAh

Material: ABS + PC, food-grade silicone

**01. SICHERHEIT:**

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

**02. GERÄTEBESCHREIBUNG [SEITE 2 - A]:**

1. Austauschbare Haltbarkeit
2. Sammelpokal
3. Organierstand
4. Batteriestand
5. Saugmodi
6. Ein-/Aus-/Pause-Taste
7. CHOKE-Schalter
8. Musik-/Lichtschalter
9. Lautsprecherlöcher
10. Ladeanschluss

**03. BESCHREIBUNG DES ZUBEHÖRS [SEITE 2 - B]:**

1. Kürbis-Tipp: für Neugeborene
2. Gerade Spitze zum Absaugen von Sekreten
3. Schrägschäufel für Kinder ab 2 Jahren
4. Schnupfenbehälter
5. Abdeckung des Schnupfenbehälters
6. Außenhülle des Cold-Case-Containers

**Hinweis:** Bevor der Absauger zur Selbstkontrolle verwendet wird, werden die Ergebnisse vom Benutzer ermittelt und auf der Grundlage der Beurteilung des Kindes ausgewählt, das die Kontrolle und Nachsorge übernimmt. Bei Neugeborenen kann die Verwendung von kürbisartigem Silikon durch den schrägen Bauchbereich zu tief reichen.

**04. INSTALLATION UND VERWENDUNG [SEITE 2 - C]:**

1. Schließen Sie den Deckel des Schnupfenbehälters.
2. Installieren Sie es auf Ihrem Gerät, indem Sie das Update mit Ihrer Uhr aktivieren.
3. Setzen Sie den äußeren Deckel des Katarthbehälters auf.
4. Wählen Sie das Saugsilikon-Netzteil aus und installieren Sie es.
5. Starten Sie mit 3 Tasten, um den Absauger ein-/auszuschalten. Drücken Sie kurz, um den Betrieb des Geräts zu starten oder zu erkennen.
5. Drücken Sie kurz die Taste, um einen von drei Modi auszuwählen.
6. Um Software zu verarbeiten oder zu erkennen, berühren Sie kurz die Musiknotentaste. Schnappplätschen: Licht an oder aus.

**05. KAM:**

- Beim Gebrauch wird die Anwendung fest angebracht, um das

Eindringen von Außenluft zu verhindern und so das Absaugen zu erleichtern.

- Wenn die Nase Ihres Kindes läuft/schleimig ist, empfiehlt es sich, sie mit einem warmen Handtuch oder einem Tropfen Kochsalzlösung zu befeuchten, bevor Sie den Nasensauger verwenden.

**06. REINIGUNG UND LAGERUNG:**

1. Schalten Sie nach Gebrauch immer den Strom aus.
2. Nehmen Sie Saugspitze, Behälter, Deckel und Abdeckung ab, reinigen Sie diese anschließend mit Reinigungsmittel und Wasser und trocknen Sie sie.
3. Die Saugspitzen, der Behälter, der Deckel und die Abdeckung können sterilisiert werden, indem Sie sie beispielsweise einige Minuten lang in kochendes Wasser bei 100 °C eintauchen. Sie können zur Sterilisation jedoch keine Mikrowelle oder andere Hochtemperaturgeräte verwenden.
5. Der Hauptkörper des Produkts ist nicht wasserdicht. Spülen Sie es daher nicht aus und/oder tauchen Sie es nicht in Wasser und reinigen Sie es nicht bei hohen Temperaturen. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch.
6. Lagern Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder in feuchten Umgebungen.

**07. SICHERHEITSSMAßNAHMEN:**

- Bei der Verwendung des Geräts wird empfohlen, dass das Kind den Mund offen hält, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation in der Nasenhöhle zu gewährleisten, und dass das andere Nasenloch nicht blockiert wird, um Beschwerden durch Luftdruck zu vermeiden.
- Achten Sie bei der Verwendung des Aspirators auf die Menge des Nasensekrets. Wenn zu viel davon vorhanden ist, kann der Behälter überlaufen und eine laufende Nase verursachen. Leeren Sie den Behälter und führen Sie die Nasenreinigung durch.

**08. VORSICHTSSMAßNAHMEN:**

1. Schalten Sie den Nasensauger während des Ladevorgangs nicht ein.
2. Das Gerät ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt.
3. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
4. Das Gerät wurde speziell zum Entfernen von Schleim aus der Nase entwickelt. Es darf nicht für andere Zwecke verwendet werden!
5. Reinigen und trocknen Sie die Teile und das Gehäuse des Geräts nach jedem Gebrauch.
6. Laden Sie den Akku alle 2 Monate auf 100 % auf, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.
7. Tauchen Sie beim Reinigen nicht das gesamte Gerät in Wasser.
8. Während der Anwendung sollte das Kind/Kleinkind nicht den Atem anhalten, den Mund schließen oder schlucken. Ein zu hoher Vakuumdruck kann zu einem Ungleichgewicht des Ohrdrucks führen.

9. Wenden Sie beim Einführen der Saugspitze in die Nasenhöhle keine übermäßige Kraft an.

10. Wenn bei der Verwendung des Geräts ein Kind/Kleinkind auftritt, stellen Sie die Verwendung sofort ein und konsultieren Sie das Produkt.
11. Benutzen Sie den Nasensauger nicht an der Außenseite Ihrer Nase.
12. Benutzen Sie das Produkt nicht als Spielzeug für Kinder.
13. Bei Wunden, Entzündungen oder Blutungen in der Nase das Gerät nicht verwenden.
14. Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht eigenhändig. Alle zusätzlichen Informationen können von der Website bestritten werden.
15. Benutzen Sie das Gerät nicht, das Gerät ist beschädigt.
16. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine ätzenden Mittel.

**Stromversorgung: 3,7 V**

Eingangsspannung: 5V1A

Batterie: 600 mAh

Material: ABS + PC, lebensmittelechtes Silikon

**01. SEGURIDAD:**

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

**02. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO [PÁGINA 2 - A]:**

1. Durabilidad reemplazable
2. Copa colectiva
3. Organizar
4. Nivel de batería
5. Modos de succión
6. Botón de encendido/apagado/pausa
7. Interruptor de estrangulador
8. Interruptor de música/luz
9. Orificios para los altavoces
10. Puerto de carga

**03. DESCRIPCIÓN DE ACCESORIOS [PÁGINA 2 - B]:**

1. Consejo de calabaza: para recién nacidos
2. Punta recta para chupar secreciones
3. Punta inclinada para niños mayores de 2 años
4. Recipiente para secreción nasal
5. Tapa del recipiente para la secreción nasal
6. Tapa exterior del contenedor frigorífico.

**Nota:** Antes de utilizar el aspirador para controlarse, los resultados los determina el usuario y se selecciona, en base a la valoración del niño, quién es el que realiza el control y seguimiento. En los recién nacidos que utilizan silicona tipo calabaza que se utiliza a través del oblicuo, puede llegar demasiado profundo.

**04. INSTALACIÓN Y USO [PÁGINA 2 - C]:**

1. Cerrar la tapa del recipiente para la nariz que moquea.
2. Móntalo en tu dispositivo girando la actualización con tu reloj.
3. Coloque la tapa exterior del recipiente para catarros.
4. Seleccione e instale la fuente de alimentación de silicona de succión.
5. Comience con 3 botones para encender/apagar el aspirador, presione brevemente para iniciar o detectar el funcionamiento del dispositivo.
5. Presione brevemente el botón para seleccionar uno de los tres modos.
6. Para procesar o detectar software, toque brevemente el botón de nota musical; Pestañas a presión: luz encendida o apagada.

**05. VINO:**

- Cuando está en uso, la aplicación se aplica firmemente para evitar que entre aire exterior, lo que facilita la succión.

• Si la nariz de su hijo tiene secreción o mucosidad, se recomienda suavizarla usando una toalla tibia o una gota de solución salina para hidratarla antes de usar el aspirador nasal.

**06. LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:**

1. Apague siempre la alimentación después de su uso.
2. Retire la punta de succión, el recipiente, la tapa y la cubierta, luego límpielos con un agente limpiador y agua y séquelos.
3. Las puntas de succión, el recipiente, la tapa y la cubierta se pueden esterilizar, por ejemplo, sumergiéndolos en agua hirviendo a 100°C durante unos minutos, pero no se puede utilizar un microondas u otros dispositivos de alta temperatura para la esterilización.
5. El cuerpo principal del producto no es resistente al agua, por lo tanto no lo enjuague ni sumerja en agua ni lo limpie a altas temperaturas. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar.
6. Evite almacenar el producto bajo la luz solar directa o ambientes húmedos.

**07. MEDIDAS DE SEGURIDAD:**

- Al utilizar el dispositivo, se recomienda que el niño mantenga la boca abierta para asegurar un correcto flujo de aire en la cavidad nasal y no tener la otra fosa nasal bloqueada para evitar molestias causadas por la presión del aire.
- Preste atención a la cantidad de secreciones nasales cuando utilice el aspirador. Si hay demasiado, el recipiente puede desbordarse y provocar secreción nasal. Vaciar el envase y completar la limpieza nasal.

**08. PRECAUCIONES:**

1. No encienda el aspirador nasal mientras se carga.
2. El dispositivo está diseñado para que lo utilicen únicamente adultos.
3. No exponga el dispositivo a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa.
4. El dispositivo está especialmente diseñado para eliminar la mucosidad de la nariz. ¡No debe usarse para ningún otro propósito!
5. Limpiar y secar las piezas y el cuerpo del dispositivo después de cada uso.
6. Cargue la batería al 100% cada 2 meses si no la usa durante mucho tiempo.
7. No sumerja todo el dispositivo en agua durante la limpieza.
8. Durante el uso, el niño/bebé no debe contener la respiración, cerrar la boca ni tragar. Una presión de vacío excesiva puede causar un desequilibrio en la presión del oído.
9. No utilice fuerza excesiva al colocar la punta de succión en la cavidad nasal.
10. Si ocurre un niño/bebé al usar el dispositivo, suspenda su uso inmediatamente y consulte el producto.
11. No utilice el aspirador nasal en la parte exterior de la nariz.

12. No utilice el producto como juguete para niños.

13. Si hay heridas, inflamación o sangrado en la nariz, no utilice el dispositivo.

14. No repare, desmonte ni modifique el dispositivo con sus propias manos. Cualquier información adicional puede ser cuestionada por el sitio web.

15. No utilice el dispositivo, el dispositivo está dañado.

16. No utilice agentes corrosivos para limpiar el dispositivo.

• Fuente de alimentación: 3,7 V

Voltaje de entrada: 5V1A

Batería: 600 mAh

Materia: ABS + PC, silicona de calidad alimentaria

**01. SEGURANÇA:**

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

**02. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO [PÁGINA 2 - A]:**

1. Durabilidade substituível
2. Tapa coletiva
3. Organização
4. Nível da bateria
5. Modos de sucção
6. Botão Ligar/Desligar/Pausar
7. Interruptor CHOKE
8. Interruptor de música/luz
9. Orifícios para alto-falantes
10. Porta de carregamento

**03. Descrição dos acessórios [página 2 - B]:**

1. Dica de abóbora: para recém-nascidos
2. Ponta reta para sugar secreções
3. Ponta inclinada para crianças maiores de 2 anos
4. Recipiente para coriza
5. Tapa do recipiente para coriza
6. Cobertura externa do contêiner rio

**Nota:** Antes de usar o aspirador para se controlar, os resultados são determinados pelo usuário e selecionados, com base na avaliação da criança, que faz o controle e acompanhamento. Em recém-nascidos que usam silicone tipo abóbora usado pela obliqua, pode atingir muito fundo.

**04. INSTALAÇÃO E USO [PÁGINA 2 - C]:**

1. Fechar a tampa do recipiente para coriza.
2. Monte no seu dispositivo ativando a atualização com o seu relógio.
3. Coloque a tampa externa do recipiente para catamar.
4. Selecione e instale a fonte de alimentação de silicone de sucção.
5. Inicie por 3 botões para ligar/desligar o aspirador, pressione rapidamente para iniciar ou detectar o funcionamento do dispositivo.
5. Pressione rapidamente o botão para selecionar um dos três modos.
6. Para processar ou detectar software, toque brevemente no botão de nota musical; abas de encaixe: luz acesa ou apagada.

**05. VEIO:**

- Quando em uso, a aplicação é bem aplicada para evitar a entrada de ar externo, facilitando a sucção.
- Se o nariz do seu filho estiver com corrimento/mucosa, recomenda-se amaciá-lo com uma toalha quente ou uma gota de

soro fisiológico para hidratá-lo antes de usar o aspirador nasal.

**06. LIMPEZA E ARMAZENAMENTO:**

1. Sempre desligue a energia após o uso.
2. Remova a ponta de sucção, o recipiente, a tampa e a tampa, depois limpe-os com agente de limpeza e água e seque-os.
3. As pontas de sucção, o recipiente, a tampa e a tampa podem ser esterilizados, por exemplo, mergulhando-os em água fervente a 100°C por alguns minutos, mas não é possível usar um micro-ondas ou outros dispositivos de alta temperatura para esterilização.
5. O corpo principal do produto não é à prova d'água, portanto não enxágue e/ou mergulhe em água nem limpe em altas temperaturas. Use um pano macio e úmido para limpar.
6. Evite armazenar o produto sob luz solar direta ou ambientes úmidos.

**07. MEDIDAS DE SEGURANÇA:**

- Ao utilizar o aparelho, recomenda-se que a criança mantenha a boca aberta para garantir o fluxo adequado de ar na cavidade nasal e não tenha a outra narina obstruída para evitar desconforto causado pela pressão do ar.
- Preste atenção à quantidade de secreções nasais ao utilizar o aspirador. Se houver muito, o recipiente pode transbordar e causar coriza. Esvazie o recipiente e complete a limpeza nasal.

**08. PRECAUÇÕES:**

1. Não ligue o aspirador nasal durante o carregamento.
2. O dispositivo destina-se a ser utilizado apenas por adultos.
3. Não exponha o dispositivo a altas temperaturas, alta umidade ou luz solar direta.
4. O dispositivo foi especialmente projetado para remover o muco do nariz. Não deve ser usado para quaisquer outros fins!
5. Limpe e seque as peças e o corpo do dispositivo após cada utilização.
6. Carregue a bateria até 100% a cada 2 meses se não for usá-la por um longo período.
7. Não mergulhe todo o dispositivo em água durante a limpeza.
8. Durante a utilização, a criança/bebê não deve prender a respiração, fechar a boca ou engolir. A pressão excessiva do vácuo pode causar um desequilíbrio na pressão do ouvido.
9. Não use força excessiva ao colocar a ponta de sucção na cavidade nasal.
10. Se ocorrer uma criança/bebê ao usar o dispositivo, interrompa o uso imediatamente e consulte o produto.
11. Não utilize o aspirador nasal na parte externa do nariz.
12. Não utilize o produto como brinquedo para crianças.
13. Se houver feridas, inflamação ou sangramento no nariz, não utilize o aparelho.
14. Não repare, desmonte ou modifique o dispositivo com as próprias

mãos. Qualquer informação adicional poderá ser contestada pelo site.

15. Não use o dispositivo, o dispositivo está danificado.
16. Não utilize agentes corrosivos para limpar o aparelho.

**Fonte de alimentação: 3,7V**

Tensão de entrada: 5V1A

Bateria: 600mAh

Material: ABS + PC, silicone de qualidade alimentar

**01. BEZPEČNOSTNÍ:**

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedené.

**02. POPIS ZAŘÍZENÍ [STRANA 2 - A]:**

1. Vyměnitelná odolnost
2. Kolektivní pohár
3. Organizování
4. Úroveň baterie
5. Režimy odsávání
6. Tlačítko zapnutí/vypnutí/pozastavení
7. Vypínač CHOKE
8. Přepínač hudby/světla
9. Otvory pro reproduktory
10. Nabíjecí port

**03. POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ [STRANA 2 - B]:**

1. Tip dýně: pro novorozence
2. Rovný hrot pro odsávání sekretu
3. Šikmá špička pro děti starší 2 let
4. Nádobka s výtokem z nosu
5. Kryt nádoby s výtokem z nosu
6. Vnější kryt nádoby studeného pouzdra

**Poznámka:** Před použitím odsávačky k vlastní kontrole jsou výsledky určeny uživatelem a jsou vybírány na základě posouzení dítěte, které je kontrolou a sledováním. U novorozenců, kteří používají silikon dýňového typu použitý přes šikmou část, může zasahovat příliš hluboko.

**04. INSTALACE A POUŽITÍ [STRANA 2 - C]:**

1. Zavření víčka na nádobě s výtokem z nosu.
2. Upevněte na zařízení otočením aktualizace pomocí hodinek.
3. Nasaďte vnější kryt nádoby na katar.
4. Vyberte a nainstalujte sací silikonový napájecí zdroj.
5. Začněte 3 tlačítka pro zapnutí/vypnutí odsávačky, krátkým stisknutím spustíte nebo detekujete provoz zařízení.
6. Krátkým stisknutím tlačítka vyberte jeden ze tří režimů.
6. Pro zpracování nebo detekci softwaru se krátce dotkněte tlačítka noty, zaklapávací jazyčky: rozsvícení nebo zhasnutí.

**05. PŘÍŠEL:**

- Při použití je aplikace pevně přiložena, aby se zabránilo vnikání venkovního vzduchu, což usnadňuje odsávání.
- Pokud má vaše dítě z nosu rýmu/slizinu, doporučuje se jej před použitím nosní odsávačky změkčit teplem ručnícem nebo kapkou fyziologického roztoku k navlhčení.

**06. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ:**

1. Po použití vždy vypněte napájení.
2. Odstraňte sací koncovku, nádobu, víko a kryt, poté je očistěte čisticím prostředkem a vodou a osušte.
3. Přísavky, nádobu, víko a kryt lze sterilizovat například ponořením do vroucí vody o teplotě 100°C na několik minut, nelze však ke sterilizaci použít mikrovlnnou troubu nebo jiné vysokoteplotní přístroje.
5. Hlavní tělo produktu není vodotěsné, proto jej neoplachujte a nebo nepoužívejte do vody ani nečistěte při vysokých teplotách. K čištění používejte měkký, vlhký hadřík.
6. Neskladujte výrobek na přímém slunci nebo ve vlhkém prostředí.

**07. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:**

- Při používání zařízení se doporučuje, aby dítě mělo otevřená ústa, aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu v nosní dutině, a nemělo ucpanou druhou nosní dírku, aby se zabránilo nepohodlí způsobenému tlakem vzduchu.
- Při používání odsávačky dávejte pozor na množství nosní sekrece. Pokud je ho příliš mnoho, může nádoba přetéct a způsobit rýmu. Vyprázdněte nádobu a dokončete čištění nosu.

**08. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:**

1. Během nabíjení nezapínejte nosní odsávačku.
2. Zařízení je určeno pouze pro dospělé.
3. Nevystavujte zařízení vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
4. Zařízení je speciálně navrženo k odstranění hlenu z nosu. Nemělo by být používáno pro žádné jiné účely!
5. Po každém použití očistěte a osušte části a tělo zařízení.
6. Nabíjte baterii na 100 % každé 2 měsíce, pokud ji nebudete delší dobu používat.
7. Při čištění neponořte celé zařízení do vody.
8. Během používání by dítě/kojenec nemělo zadržovat dech, zavírat ústa nebo polykat. Nadměrný podtlak může způsobit nerovnováhu ušního tlaku.
9. Při vkládání sací koncovky do nosní dutiny nepoužívejte nadměrnou sílu.
10. Pokud se při používání zařízení objeví dítě/kojenec, okamžitě jej přestaňte používat a poradte se s výrobcem.
11. Nepoužívejte nosní odsávačku na vnější straně nosu.
12. Nepoužívejte výrobek jako hračku pro děti.
13. Pokud jsou v nose rány, záněty nebo krvácení, přístroj nepoužívejte.
14. Neopravujte, nerozebírejte ani neopravujte zařízení vlastní rukou. Jakékoli další informace mohou být webem zpochybněny.
15. Zařízení nepoužívejte, zařízení je poškozené.
16. K čištění zařízení nepoužívejte korozivní prostředky.

**09. Napájení: 3,7V**

Vstupní napětí: 5V/1A

Baterie: 600 mAh

Materiál: ABS + PC, potravinářský silikon

**01. ZABEZPEČENIE:**

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

**02. POPIS ZARIADENIA [STRANA 2 - A]:**

1. Vymeniteľná odolnosť
2. Kolektívny pohár
3. Organizovanie
4. Úroveň nabitia batérie
5. Režimy odsávania
6. Tlačidlo zapnutia/vypnutia/pozastavenia
7. Vypínač CHOKE
8. Prepínač hudby/svetla
9. Otvory pre reproduktory
10. Nabíjaci port

**03. POPIS PRÍSLUŠENSTVA [STRANA 2 - B]:**

1. Tekvicový tip: pre novorodencov
2. Rovný hrot na odsávanie sektrétov
3. Šikmý hrot pre deti staršie ako 2 roky
4. Nádoba s výtokom z nosa
5. Kryt nádoby na výtok z nosa
6. Vonkajší kryt nádoby studeného puzdra

**Poznámka:** Pred použitím odsávačky na sebakontrolu sú výsledky určené používateľom a vyberajú sa na základe posúdenia dieťaťa, ktoré je kontrolované a sledované. U novorodencov, ktorí používajú silikón tekvicového typu, ktorý sa používa šikmo, môže siahť príliš hlboko.

**04. INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE [STRANA 2 - C]:**

1. Zatvorenie veka na nádobu s výtokom z nosa.
2. Pripevnite na svoje zariadenie otočením aktualizácie pomocou hodiniek.
3. Nasadte vonkajší kryt nádoby na katar.
4. Vyberte a nainštalujte napájací silikónový sací zdroj.
5. Začnite 3 tlačidlami na zapnutie/vypnutie odsávačky, krátkym stlačením spustíte alebo rozpoznáte činnosť zariadenia.
5. Krátkym stlačením tlačidla vyberte jeden z troch režimov.
6. Ak chcete spracovať alebo zistiť softvér, krátko stlačte tlačidlo noty; zaskakovacie úchytky: zapnutie alebo vypnutie svetla.

**05. PRIŠIEL:**

- Pri používaní je aplikácia pevne aplikovaná, aby sa zabránilo vniknutiu vonkajšieho vzduchu, čo uľahčuje odsávanie.
- Ak má vaše dieťa z nosa nádchu/hlienu, odporúča sa ho pred použitím nosovej odsávačky zjemniť teplým uterákom alebo kvapkou

fyziológického rozťoku na jeho zvlhčenie.

**06. ČISTENIE A SKLADOVANIE:**

1. Po použití vždy vypnite napájanie.
2. Odstráňte saciu koncovku, nádobu, veko a kryt, potom ich očistite čistiacim prostriedkom a vodou a osušte.
3. Odsávacie hroty, nádobu, vrchnák a kryt je možné sterilizovať, napríklad ponorením do vriacej vody s teplotou 100°C na niekoľko minút, ale na sterilizáciu nemôžete použiť mikrovlnnú rúru ani iné vysokoteplotné zariadenia.
5. Hlavné telo produktu nie je vodotesné, preto ho neoplachujte a/alebo neponárajte do vody ani nečistite pri vysokých teplotách. Na čistenie používajte mäkkú vlhku handičku.
6. Neskladujte výrobok na priamom slnéčnom svetle alebo vo vlhkom prostredí.

**07. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:**

- Pri používaní pomôcky sa odporúča, aby dieťa malo otvorené ústa, aby sa zabezpečilo správne prúdenie vzduchu v nosovej dutine a nemalo upchatú druhú nosnú dierku, aby sa predišlo nepohodliu spôsobenému tlakom vzduchu.
- Pri používaní odsávačky dávajte pozor na množstvo sektrétov z nosa. Ak je ho príliš veľa, nádoba môže pretečť a spôsobiť nádchu. Vyprázdnite nádobu a dokončíte čistenie nosa.

**08. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:**

1. Počas nabíjania nezapínajte nosovú odsávačku.
2. Zariadenie je určené len na používanie dospelými osobami.
3. Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám, vysokej vlhkosti alebo priamemu slnéčnému žiareniu.
4. Prístroj je špeciálne navrhnutý na odstránenie hlienu z nosa. Nemal by sa používať na žiadne iné účely!
5. Po každom použití vyčistíte a vysušte časti a telo zariadenia.
6. Nabite batériu na 100 % každé 2 mesiace, ak ju nebudete dlhší čas používať.
7. Pri čistení neponárajte celé zariadenie do vody.
8. Počas používania by dieťa/dojča nemalo zadržávať dych, zatvárať ústa ani prehltať. Nadmerný podtlak môže spôsobiť nerovnováhu tlaku v uchu.
9. Pri vkladaní sacej koncovky do nosovej dutiny nepoužívajte nadmernú silu.
10. Ak sa pri používaní zariadenia vyskytne dieťa/dojča, okamžite ho prestaňte používať a poradte sa s výrobkom.
11. Nepoužívajte nosovú odsávačku na vonkajšej strane nosa.
12. Nepoužívajte výrobok ako hračku pre deti.
13. Ak sú v nose rany, zápal alebo krvácanie, prístroj nepoužívajte.
14. Zariadenie neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte vlastnými rukami. Akékoľvek dodatočné informácie môže webová stránka

spochybníť.

15. Prístroj nepoužívajte, prístroj je poškodený.
16. Na čistenie zariadenia nepoužívajte korozívne prostriedky.

**• Napájanie: 3.7V**

Vstupné napätie: 5V1A

Batéria: 600 mAh

Materiál: ABS + PC, potravinársky silikón

**01. VARNOST:**

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

**02. OPIS NAPRAVE [STRAN 2 - A]:**

1. Zamenljiva vzdržljivost
2. Skupni pokal
3. Organiziranje
4. Raven baterije
5. Načini sesanja
6. Gumb za vklop/izklop/pavza
7. Stikalo CHOKE
8. Stikalo za glasbo/luč
9. Luknje za zvočnike
10. Vrata za polnjenje

**03. OPIS DODATNE OPREME [STRAN 2 - B]:**

1. Bučna konica: za novorojenčke
2. Ravna konica za sesanje izločkov
3. Poševna konica za otroke, starejše od 2 let
4. Posoda za izcedek iz nosu
5. Pokrov posode za izcedek iz nosu
6. Zunanji pokrov hladilne posode

**Opomba:** Pred uporabo aspiratorja za samokontrolo rezultate določi uporabnik in izbere na podlagi ocene otroka, ki je kontrola in spremljanje. Pri novorojenčkih, ki uporabljajo silikon tipa buče, ki se uporablja skozi poševno mišico, lahko seže pregloboko.

**04. NAMESTITEV IN UPORABA [stran 2 - C]:**

1. Zapiranje pokrova posode za izcedek iz nosu.
2. Namestite na vašo napravo tako, da obrnete posodobitev z uro.
3. Namestite zunanji pokrov posode za katar.
4. Izberite in namestite sesalni silikonski napajalnik.
5. Začnite s 3 gumbi za vklop/izklop aspiratorja, kratek pritisk za zagon ali zaznavanje delovanja naprave.
5. Š kratkim pritiskom na gumb izberite enega od treh načinov.
6. Če želite obdelati ali zaznati programsko opremo, se na kratko dotaknite lučka za noto; snap tabs: lučka vklopljena ali izklopljena.

**05. PRIŠEL:**

- Med uporabo je aplikacija tesno nameščena, da prepreči vstop zunanjega zraka, kar olajša sesanje.
- Če ima vaš otrok nos izcedek/sluz, je priporočljivo, da ga pred uporabo nosnega aspiratorja zmehčate s toplo brisačo ali kapljico fiziološke raztopine, da ga navlažite.

**06. ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE:**

1. Po uporabi vedno izklopite napajanje.
2. Odstranite sesalno konico, posodo, pokrov in pokrov, nato jih očistite s čistilnim sredstvom in vodo ter posušite.
3. Sesalne konice, posodo, pokrov in pokrov lahko sterilizirate, na primer tako, da jih za nekaj minut potopite v vrelo vodo pri 100 °C, vendar za sterilizacijo ne morete uporabiti mikrovalovne pečice ali drugih visokotemperaturnih naprav.
5. Glavni del izdelka ni vodotesen, zato ga ne izpirajte in/ali potapljajte v vodo ali čistite pri visokih temperaturah. Za čiščenje uporabite mehko, vlažno krpo.
6. Izogibajte se shranjevanju izdelka na neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem okolju.

**07. VARNOSTNI UKREPI:**

- Pri uporabi pripomočka je priporočljivo, da ima otrok odprta usta, da zagotovi ustrezen pretok zraka v nosni votlini in da nima zamašene druge nosnice, da se izognele nelagodju zaradi zračnega pritiska.
- Pri uporabi aspiratorja bodite pozorni na količino nosnega izločka. Če ga je preveč, se lahko posoda prelije in povzroči izcedek iz nosu. Izpraznite posodo in dokončajte čiščenje nosu.

**08. VARNOSTNI UKREPI:**

1. Ne vklopljajte nosnega aspiratorja med polnjenjem.
2. Naprava je namenjena samo odraslim osebam.
3. Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, visoki vlažnosti ali neposredni sončni svetlobi.
4. Naprava je posebej zasnovana za odstranjevanje sluzi iz nosu. Ne sme se uporabljati za druge namene!
5. Po vsaki uporabi očistite in posušite dele in telo naprave.
6. Napolnite baterijo do 100 % vsaka 2 meseca, če je ne uporabljate dje časa.
7. Pri čiščenju ne potapljajte celotne naprave v vodo.
8. Med uporabo otrok/dojenček ne sme zadrževati diha, zapirati ust ali požirati. Previsok vakuumski tlak lahko povzroči neravnovesje v ušesnem tlaku.
9. Ne uporabljajte pretirane sile, ko sesalno konico nameščate v nosno votlino.
10. Če se med uporabo naprave pojavijo otrok/dojenček, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z izdelkom.
11. Nosnega aspiratorja ne uporabljajte na zunanji strani nosu.
12. Izdelka ne uporabljajte kot igračo za otroke.
13. Če so v nosu rane, vnetja ali krvavitve, naprave ne uporabljajte.
14. Naprave ne popravljajte, razstavljajte ali spreminjajte z lastnimi rokami. Spletno mesto lahko izpodbija vse dodatne informacije.
15. Naprave ne uporabljajte, naprava je poškodovana.
16. Za čiščenje naprave ne uporabljajte jeklih sredstev.

- Napajanje: 3,7 V
- Vhodna napetost: 5V1A

Baterija: 600 mAh

Material: ABS + PC, živilski silikon

**01. TURVALISUS:**

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

**02. SEADME KIRJELDUS [LEHEKÜLG 2 - A]:**

1. Vahetatav vastupidavus
2. Kollektiivne tass
3. Korraldamine
4. Aku tase
5. Imemisrežiimid
6. Toite sisse/välja/pausi nupp
7. CHOKE lülit
8. Muusika/valgustuse lülit
9. Kõlari augud
10. Laadimisport

**03. Tarvikute kirjeldus [lehekülg 2 - B]:**

1. Kõrvitsa näpunäide: vastsüdinutele
2. Sirge ots erilise imemiseks
3. Kaldus ots üle 2-aastastele lastele
4. Nohu konteiner
5. Nohu konteineri kate
6. Külma korpuse konteineri välimine kaas

**Märkus:** Enne aspiraatori kasutamist enda kontrollimiseks määrab tulemused kasutaja ja need valitakse vastavalt lapse hinnangule, kes on kontroll- ja järelegevus. Vastsüdinutel, kes kasutavad kõrvitsa tüüpi silikooni, mida kasutatakse läbi kaldu, võib see ulatuda liiga sügavale.

**04. PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE [LEHEKÜLG 2 - C]:**

1. Nohukonteineri kaane sulgemine.
2. Kinnitage oma seadmele, keerates kellaga värskendust.
3. Pange katarni anuma välimine kate peale.
4. Valige ja paigaldage imemise silikoonilteelaliks.
5. Alustage 3 nupuga aspiraatori sisse/välja lülitamiseks, lühiajaline vajutus seadme käivitamiseks või töö tuvastamiseks.
5. Vajutage lühidalt nuppu, et valida üks kolmest režiimist.
6. Tarkvara töötlemiseks või tuvastamiseks puudutage lühidalt noodiruppu; klõpsatavad sakid: tuli sisse või välja.

**05. TULI:**

- Kasutamisel asetatakse aplikatsioon tihedalt peale, et välisõhk ei pääseks sisse, muutes imemise lihtsamaks.
- Kui teie lapse nina on nohulimaskesta, on soovitatav seda enne ninaaspiraatori kasutamist pehmemdada, kasutades niisutamiseks sooja rätikut või tilka soolalahust.

**06. PUHASTAMINE JA LADUSTAMINE:**

1. Pärast kasutamist lülitage toide alati välja.
2. Eemaldage imemisotsik, anum, kaas ja kaas, seejärel puhastage need puhastusvahendi ja veega ning kuivatage.
3. Imiotsikuid, anumad, kaant ja kaant saab steriliseerida, näiteks kastet need mõneks minutiks 100°C keevasse vette, kuid steriliseerimiseks ei saa kasutada mikrolaineahju ega muud kõrge temperatuuriga seadmeid.
5. Tootle põhiosa ei ole veekindel, seega ärge loputage ja/või kastke seda vette ega puhastage seda kõrgel temperatuuril. Kasutage puhastamiseks pehmet niisket lappi.
6. Vältige toote hoidmist otsestes päikesevalguses või niiskes keskkonnas.

**07. TURVAMEETMED:**

- Seadme kasutamisel on lapsel soovitatav hoida suu lahti, et tagada õige õhuvool ninaõõnes ja mitte lasta teist ninasõõret ummistada, et vältida õhurõhust tulenevat ebamugavust.
- Pöörake aspiraatori kasutamisel tähelepanu ninasekreedide hulgale. Kui seda on liiga palju, võib anum üle voolata ja põhjustada nohu. Tühjendage konteiner ja lõpetage nina puhastamine.

**08. ETTEVAATUSABINÕUD:**

1. Ärge lülitage ninaaspiraatorit laadimise ajal sisse.
2. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele.
3. Ärge jätke seadet kõrgete temperatuuride, kõrge niiskuse ega otseste päikesevalguse kätte.
4. Seade on spetsiaalselt ette nähtud lima eemaldamiseks ninast. Seda ei tohi kasutada muudel eesmärkidel!
5. Puhastage ja kuivatage seadme osi ja korpust pärast iga kasutuskorda.
6. Laadige akut 100% iga 2 kuu tagant, kui te seda pikka aega ei kasuta.
7. Ärge kastke puhastamise ajal kogu seadet vette.
8. Laps/imik ei tohi kasutamise ajal hinge kinni hoida, suud sulgeda ega neelata. Ligne vaakumrõhk võib põhjustada kõrvarõhu tasakaalustamatust.
9. Ärge kasutage imemisotsa ninaõõnde asetades liigset jõudu.
10. Kui seadet kasutades satub laps/imik, lõpetage kohe kasutamine ja tutvuge tootega.
11. Ärge kasutage ninaaspiraatorit nina välisküljel.
12. Ärge kasutage toodet laste mänguasjana.
13. Kui ninas on haavad, põletik või verejooks, ärge seadet kasutage.
14. Ärge parandage, võtke lahti ega muutke seadet oma kätega. Veebisait võib viidustada igasuguse täiendava teabe.
15. Ärge kasutage seadet, seade on kahjustatud.
16. Ärge kasutage seadme puhastamiseks soovitavaid aineid.

- Toide: 3,7V
- Sisendpinge: 5V1A
- Aku: 600 mAh

Materjal: ABS + PC, toidu silikoon

**01. SAUGUMAS:**

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

**02. ĮRENGINIO APRAŠAS [2 PUSLAPIS – A]:**

1. Keičiamas ilgaamžiškumas
2. Kolektyvinė taurė
3. Organizavimas
4. Bateriajos lygis
5. Siurbimo režimai
6. Įjungimo/išjungimo/pauzės mygtukas
7. CHOKE jungiklis
8. Muzikos/šviesos jungiklis
9. Garsiakalbio angos
10. Įkrovimo prievadas

**03. PRIEDŲ APRAŠYMAS [PUSLAPIS 2 - B]:**

1. Moliūgų patarimas: naujagimiams
2. Tiesus antgalis sekretams čiulpti
3. Nuožulnus antgalis vyresniems nei 2 metų vaikams
4. Talpykla slogai
5. Talpyklos nuo slogos dangtelis
6. Saldymo dėklų talpyklos išorinis dangtelis

**Pastaba:** Prieš naudojant aspiratorių savęs valdymui, rezultatus nustato naudotojas ir jie parenkami pagal vaiko, kuris yra kontroliuojamas, stebėjimas, įvertinimą. Naujagimiams naudojant moliūgo tipo silikoną, naudojamą per štrichą, jis gali siekti per giliai.

**04. MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS [2 PUSLAPIS - C]:**

1. Uždarykite slogos talpyklės dangtelį.
2. Prityrinkite prie įrenginio, pasukdami naujinimą kartu su laikrodžiu.
3. Uždėkite išorinį katarų konteinerio dangtelį.
4. Pasirinkite ir sumontuokite siurbiamąjį silikoninį maitinimo šaltinį.
5. Pradėkite 3 mygtukais, kad jungtumėte/išjungtumėte aspiratorių, trumpai paspauskite, kad paleistumėte arba aptiktumėte įrenginio veikimą.
5. Trumpai paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš trijų režimų.
6. Norėdami apdoroti arba aptikti programinę įrangą, trumpai palieskite muzikos natos mygtuką; fiksuojami skirtukai: šviesa jungiama arba išjungiama.

**05. ATĖJO:**

- Naudojant, aplikacija yra sandariai užtepama, kad nepatektų lauko oro ir būtų lengviau siurbti.
- Jei vaiko nosis sloga/gleivėjusi, prieš naudojant nosies aspiratorių

rekomenduojama ją suminkštinti šiltu rankšluosčiu arba lašeliu fiziologinio tirpalo.

**06. VALYMAS IR LAIKYMAS:**

1. Po naudojimo visada išjunkite maitinimą.
2. Nuimkite siurbimo antgalį, talpyklą, dangtį ir dangtelį, tada nuvalykite juos valymo priemone ir vandeniui ir išdžiovinkite.
3. Siurbimo antgalius, indą, dangtį ir dangtelį galima sterilizuoti, pavyzdžiui, kelioms minutėms panardinant į verdantį 100°C vandenį, tačiau sterilizacijai negalima naudoti mikrobangų krosnelės ar kitų aukštos temperatūros prietaisų.
5. Pagrindinis gaminio korpusas nėra atsparus vandeniui, todėl neskalkaukite ir/ar nenardinkite į vandenį arba nevalykite aukštoje temperatūroje. Valymui naudokite minkštą, drėgną šluostę.
6. Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose arba drėgnoje aplinkoje.

**07. SAUGOS PRIEMONĖS:**

- Naudojant prietaisą, vaikui rekomenduojama laikyti atvirą burną, kad būtų užtikrintas tinkamas oro srautas nosies ertmėje, ir neužkimšti kitos šnervės, kad būtų išvengta oro slėgio sukeliama diskomforto.
- Naudodami aspiratorių atkreipkite dėmesį į nosies sekreto kiekį. Jei juo bus per daug, indas gali perpildyti ir sukelti slogą. Ištuštinkite talpyklą ir užbaikite nosies valymą.

**08. ATSARGUMO PRIEMONĖS:**

1. Neįjunkite nosies aspiratoriaus kraunant.
2. Prietaisas skirtas naudoti tik suaugusiems.
3. Nelaikykite prietaiso nuo aukštos temperatūros, didelės drėgmės ar tiesioginių saulės spindulių.
4. Prietaisas specialiai sukurtas pašalinti iš nosies gleives. Jis neturėtų būti naudojamas jokiems kitiems tikslams!
5. Po kiekvieno naudojimo nuvalykite ir išdžiovinkite prietaiso dalis ir korpusą.
6. Įkraukite akumuliatorių iki 100% kas 2 mėnesius, jei nenaudojate jo ilgą laiką.
7. Valdydami nenardinkite viso prietaiso į vandenį.
8. Vartojimo metu vaikas/kūdikis neturėtų sulaikyti kvėpavimo, uždaryti burnos ar nuryti. Per didelis vakuuminis slėgis gali sukelti ausies slėgio disbalansą.
9. Nenaudokite per didelės jėgos, kai įkišate siurbimo antgalį į nosies ertmę.
10. Jei naudojant prietaisą atsiranda vaikas/kūdikis, nedelsdami nutraukite naudojimą ir pasitarkite su gaminiu.
11. Nenaudokite nosies aspiratoriaus išorinėje nosies pusėje.
12. Nenaudokite gaminio kaip žaislo vaikams.
13. Jei nosyje yra žaizdų, uždegimų ar kraujavimų, prietaiso nenaudokite.

14. Netaisykite, neardykite ir nemodifikuokite įrenginio savo rankomis. Bet kokia papildoma informacija gali būti užgimta svetainėje.
15. Nenaudokite prietaiso, prietaisas yra pažeistas.
16. Prietaisui valyti nenaudokite korozinių medžiagų.

- Maitinimas: 3,7V  
Išėjimo įtampa: 5V/1A  
Baterija: 600 mAh  
Medžiaga: ABS + PC, maistinis silikonas

### 01. DROŠĪBA:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

### 02. IERĪCES APRAKSTS [2. LAPA — A]:

1. Nomaināma izturība
2. Kolektīvā kauss
3. Organizēšana
4. Akumulatora līmenis
5. Sūkšanas režīmi
6. Ieslēgšanas/izslēgšanas/pauzes poga
7. CHOKE slēdzis
8. Mūzikas/gaismas slēdzis
9. Skalrunu atveres
10. Uzlādes ports

### 03. PIEDERUMU APRAKSTS [LAPA 2 - B]:

1. Kīrbju gais: jaundzimušajiem
2. Taisns uzgalis izdalījumu sūkšanai
3. Slīps uzgalis bērniem, kas vecāki par 2 gadiem
4. Iesnu konteiners
5. Iesnu konteinaera vāciņš
6. Aukstā korpusa konteinaera ārējais vāks

**Piezīme:** Pirms lietot aspiratoru, lai kontrolētu sevi, rezultātus nosaka lietotājs, un tos izvēlas, pamatojoties uz bērna novērtējumu, kurš ir kontrolē un uzraudzība. Jaundzimušajiem, izmantojot kīrbju tipa sūkšoni, ko lieto caur slīpi, tas var sasniegt pārāk dziļu.

### 04. UZSTĀDĪŠANA UN LIETOŠANA [LAPA 2 - C]:

1. Aizveriet iesnu konteinaera vāku.
2. Uzstādiet ierīci, pagriežot atjauninājumu ar pulksteini.
3. Uzlieciet kataras tvertnes ārējo vāku.
4. Izvēlieties un uzstādiet sūkšanas silikona barošanas avotu.
5. Sāciet ar 3 pogām, lai ieslēgtu/izslēgtu aspiratoru, īsi nospiediet, lai palaistu vai noteiktu ierīces darbību.
5. Īsi nospiediet pogu, lai izvēlētos vienu no trim režīmiem.
6. Lai apstrādātu vai noteiktu programmatūru, īsi pieskarieties mūzikas nots pogai; fiksējams cilpas: ieslēdzas vai izslēdzas gaisma.

### 05. ATNĀCA:

- Lietojot, aplikācija ir cieši uzklāta, lai novērstu ārējā gaisa iekļūšanu, atvieglojot sūkšanu.
- Ja bērna deguns ir iesnas/glotādas, pirms deguna aspiratora lietošanas ieteicams to mīkstināt, izmantojot siltu diviļi vai pilnienu fizioloģiskā šķīduma, lai to samitrinātu.

### 06. TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA:

1. Pēc lietošanas vienmēr izslēdziet strāvu.
2. Noņemiet sūkšanas uzgali, konteinaeru, vāku un vāku, pēc tam notīriet tos ar tīrīšanas līdzekli un ūdeni un nosusiniet.
3. Sūkšanas uzgali, trauku, vāku un vāku var sterilizēt, piemēram, iegremdējot tos uz dažām minūtēm verdošā ūdenī 100°C temperatūrā, bet sterilizācijai nevar izmantot mikroviļņu krāsni vai citas augstas temperatūras ierīces.
3. Produkta galvenais korpus nav ūdensizturīgs, tāpēc neskalojiet un/vai neiegremdējiet to ūdenī vai netīriet augstā temperatūrā. Tīrīšanai izmantojiet mikstu, mitru drānu.
6. Izvairieties no produkta glabāšanas tiešos saules staros vai mitrā vidē.

### 07. DROŠĪBAS PASĀKUMI:

- Lietojot ierīci, bērnam ieteicams turēt muti vaļā, lai nodrošinātu pareizu gaisa plūsmu deguna dobumā, un neaizsprostot otru nāsi, lai izvairītos no gaisa spiediena radītā diskomforta.
- Lietojot aspiratoru, pievērsiet uzmanību deguna izdalījumu daudzumam. Ja tā ir par daudz, trauks var pārplūst un izraisīt iesnas. Iztukšojiet trauku un pabeidziet deguna tīrīšanu.

### 08. PIESARDZĪBAS PASĀKUMI:

1. Uzlādes laikā neieslēdziet deguna aspiratoru.
2. Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai pieaugušajiem.
3. Nepakļaujiet ierīci augstas temperatūras, augsta mitruma vai tiešas saules gaismas iedarbībai.
4. Ierīce ir īpaši paredzēta gļotu noņemšanai no deguna. To nedrīkst izmantot citiem mērķiem!
5. Pēc katras lietošanas reizes notīriet un nosusiniet ierīces daļas un korpusu.
6. Uzlādējiet akumulatoru līdz 100% ik pēc 2 mēnešiem, ja nelietojat to ilgu laiku.
7. Tīrīšanas laikā neiegremdējiet visu ierīci ūdenī.
8. Lietošanas laikā bērnam/zīdāim nevajadzētu aizturēt elpu, aizvērt muti vai norīt. Pārmērīgs vakuuma spiediens var izraisīt auss spiediena nelīdzsvarotību.
9. Nelietojiet pārmērīgu spēku, ievietojot sūkšanas galu deguna dobumā.
10. Ja ierīces lietošanas laikā parādās bērns/zīdāinis, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar produktu.
11. Neizmantojiet deguna aspiratoru deguna ārpusei.
12. Neizmantojiet produktu kā rotaļlietu bērniem.
13. Ja degunā ir brūces, iekaisums vai asiņošana, nelietojiet ierīci.
14. Nelabojiet, neizjauciet un nepārveidojiet ierīci ar savām rokām. Timekļa vietne var apstrīdēt jebkuru papildu informāciju.
15. Nelietojiet ierīci, ierīce ir bojāta.
16. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet kodīgus līdzekļus.

- Barošana: 3,7V

Ieejas spriegums: 5V1A

Akumulators: 600 mAh

Materiāls: ABS + PC, pārtikas silikons

**01. BIZTONSÁG:**

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

**02. ESZKÖZ LEÍRÁSA [2. OLDAL - A]:**

1. Cserélhető tartósság
2. Kollektív kupa
3. Szervezés
4. Az akkumulátor töltöttségi szintje
5. Szívási módok
6. Be/Ki/Szünet gomb
7. CHOKE kapcsoló
8. Zene/fénykapcsoló
9. Hangszóró furatok
10. Töltőcsatlakozó

**03. TARTOZÉKOK LEÍRÁSA [2 - B OLDAL]:**

1. Tök tipp: újszülötteknek
2. Egyenes hegy a váladék szívásához
3. Ferde hegy 2 évesnél idősebb gyermekek számára
4. Orrfolyás tartály
5. Orrfolyás tartály fedele
6. A hidegdoboz tartályának külső fedele

**Megjegyzés:** Mielőtt az aspirátort önkontrollra használná, az eredményeket a felhasználó határozza meg, és a gyermek értékelése alapján választja ki, aki a kontroll és a nyomon követés. Az újszülötteknél a ferdén keresztül használt sütőtök típusú szilikon túl mélyre nyúlhat.

**04. TELEPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT [2. OLDAL - C]:**

1. Zárja le az orrfolyás tartály fedelét.
2. Rögzítse eszközeire úgy, hogy az orrájával együtt elfogjatja a frissítést.
3. Tegye rá a hurutos tartály külső fedelét.
4. Válassza ki és szerelje fel a szilikon szívó tápegységet.
5. Indítsa el a 3 gombbal az elszívó be/kikapcsolását, rövid megnyomásával indítsa el vagy érzékeli a készülék működését.
5. Nyomja meg röviden a gombot a három üzemmód egyikének kiválasztásához.
6. A szoftver feldolgozásához vagy észleléséhez érintse meg röviden a hangjegy gombot; patintható fülek: világítás be vagy ki.

**05. JÖTT:**

• Használat közben az alkalmazást szorosan kell felhordani, hogy megakadályozza a külső levegő bejutását, ami megkönnyíti a szívást.

• Ha a gyermek orra náthás/nyálkás, ajánlott meleg törülközővel vagy cepp södélattal puhítani az orrszívó használatát előtt.

**06. TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS:**

1. Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket.
2. Távolítsa el a szívócsúcsot, a tartályt, a fedelet és a fedelet, majd tisztítsa meg tisztítószerezrel és vízzel, és szárítsa meg.
3. A szivóhegyek, a tartály, a fedő és a fedél sterilizálható, például néhány percre 100°C-os forrásban lévő vízbe merítve, de nem használhatunk mikrohullámú sütőt vagy más magas hőmérsékletű készüléket a sterilizáláshoz.
5. A termék teste nem vízálló, ezért ne öblítse le és/vagy merítse vízbe, és ne tisztítsa magas hőmérsékleten. Használjon puha, nedves ruhát a tisztáláshoz.
6. Ne tárolja a terméket közvetlen napfényben vagy párák környezetben.

**07. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:**

• A készülék használatokor javasolt a gyermeknek nyitva tartani a száját, hogy biztosítsa a megfelelő légáramlást az orrüregben, a másik orlyukat pedig ne zárja el, hogy elkerülje a légnyomás okozta kellemetlenségeket.  
• Az aspirátor használatokor ügyeljen az orrváladék mennyiségére. Ha túl sok van belőle, a tartály túlszordulhat, és orrfolyást okozhat. Üritse ki a tartályt és fejezze be az orrtisztítást.

**08. ÖVINTÉZKEDÉSEK:**

1. Töltés közben ne kapcsolja be az orrszívót.
2. A készüléket csak felnőttek használhatják.
3. Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.
4. A készüléket kifejezetten a nyálka eltávolítására tervezték az orrból. Más célra nem szabad használni!
5. Minden használat után tisztítsa meg és szárítsa meg a készülék részét és testét.
6. Ha hosszabb ideig nem használja, 2 havonta töltsen fel az akkumulátort 100%-ra.
7. Tisztításkor ne merítse vízbe az egész készüléket.
8. Használat közben a gyermek/csecsemő ne tartsa vissza a lélegzetét, ne zárja be a száját és ne nyelje le. A túlzott vákuumnyomás egyensúlyhiányt okozhat a fülnyomásban.
9. Ne alkalmazzon túlzott erőt, amikor a szívócsúcsot az orrüregbe helyezi.
10. Ha gyermek/csecsemő történik a készülék használata közben, azonnal hagyja abba a használatát, és tájékozzódjon a termékről.
11. Ne használja az orrszívót az orra külső oldalán.
12. Ne használja a terméket gyermekjátékként.
13. Ha sebek, gyulladások vagy vérzések vannak az orban, ne használja a készüléket.

14. Ne javítsa, szerelje szét vagy módosítsa a készüléket saját kezűleg. A weboldal vitathat minden további információt.
15. Ne használja a készüléket, a készülék sérült.
16. Ne használjon maró hatású szereket a készülék tisztálásához.

**• Tápellátás: 3,7V**

Bemeneti feszültség: 5V1A

Akkumulátor: 600 mAh

Anyaga: ABS + PC, élelmiszeripari szilikon

**01. SECURITATE:**

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

**02. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI [PAGINA 2 - A]:**

1. Durabilitate înlocuibilă
2. Cupa colectivă
3. Organizarea
4. Nivelul bateriei
5. Modul de aspirare
6. Butonul Pornire/Oprire/Pauză
7. Comutator CHOKE
8. Comutator muzică/lumină
9. Orifolii pentru difuzoare
10. Port de încărcare

**03. DESCRIEREA ACCESORIILOR [PAGINA 2 - B]:**

1. Vârf de dovleac: pentru nou-născuți
2. Vârf drept pentru aspirarea secrețiilor
3. Vârf înclinat pentru copii peste 2 ani
4. Recipient pentru nasul care curge
5. Capac recipient pentru secreții
6. Capacul exterior al recipientului cu carcasă rece

**Notă:** Înainte de a utiliza aspiratorul pentru a vă controla, rezultatele sunt determinate de utilizator și sunt selectate, pe baza evaluării copilului, care este controlul și urmărirea. La nou-născuți care folosesc silicon de tip dovleac folosit prin oblic, acesta poate ajunge prea adânc.

**04. INSTALARE ȘI UTILIZARE [pagina 2 - C]:**

1. Închiderea capacului recipientului pentru secreții.
2. Montați pe dispozitiv rotind actualizarea cu ceasul.
3. Puneți capacul exterior al recipientului pentru catar.
4. Selectați și instalați sursa de alimentare cu silicon de aspirație.
5. Porniți cu 3 butane pentru a porni/opri aspiratorul, apăsați scurt pentru a porni sau detecta funcționarea dispozitivului.
5. Apăsați scurt butonul pentru a selecta unul dintre cele trei moduri.
6. Pentru a procesa sau detecta software-ul atingeți scurt butonul pentru nota muzicală; snap tabs: lumina aprinsă sau stinsă.

**05. A VENIT:**

- Când este utilizată, aplicația se aplică strâns pentru a preveni intrarea aerului din exterior, facilitând aspirația.
- Dacă nasul copilului tău curge/mucos, este recomandat să-l înmuiezi folosind un prosop cald sau o picătură de ser fiziologic pentru a-l hidrata înainte de a folosi aspiratorul nazal.

**06. CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE:**

1. Oprți înlocuindu-l alimentarea după utilizare.
2. Scoateți vârful de aspirație, recipientul, capacul și capacul, apoi curățați-le cu agent de curățare și apă și uscați-le.
3. Vârful de aspirație, recipientul, capacul și capacul pot fi sterilizate, de exemplu prin scufundarea lor în apă clocotită la 100°C timp de câteva minute, dar nu puteți folosi cuptorul cu microunde sau alte dispozitive la temperatură ridicată pentru sterilizare.
5. Corpul principal al produsului nu este impermeabil, deci nu-l clătiți și/sau scufundați în apă și nu îl curățați la temperaturi ridicate. Utilizați o cârpă moale și umedă pentru a curăța.
6. Evitați depozitarea produsului în lumina directă a soarelui sau în medii umede.

**07. MĂSURI DE SECURITATE:**

- La folosirea aparatului se recomandă ca copilul să își țină gura deschisă pentru a asigura un flux corespunzător de aer în cavitatea nazală și să nu aibă cealaltă nară blocată pentru a evita disconfortul cauzat de presiunea aerului.
- Accordați atenție cantității de secreții nazale atunci când utilizați aspiratorul. Dacă este prea mult, recipientul se poate revărsa și poate cauza curgerea nasului. Golii recipientul și curățați nazal complet.

**08. PRECAUȚII:**

1. Nu porniți aspiratorul nazal în timpul încărcării.
2. Dispozitivul este destinat utilizării numai de către adulți.
3. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau lumina directă a soarelui.
4. Aparatul este special conceput pentru a elimina mucusul din nas. Nu trebuie folosit în alte scopuri!
5. Curățați și uscați părțile și corpul dispozitivului după fiecare utilizare.
6. Încărcați bateria la 100% la fiecare 2 luni dacă nu o utilizați o perioadă lungă de timp.
7. Nu scufundați întregul dispozitiv în apă când curățați.
8. În timpul utilizării, copilul/sugarul nu trebuie să-și țină respirația, să închidă gura sau să înghită. Presiunea excesivă a vidului poate cauza un dezechilibru în presiunea urechii.
9. Nu folosiți forță excesivă când introduceți vârful de aspirație în cavitatea nazală.
10. Dacă apare un copil/sugar când utilizați dispozitivul, întrerupeți imediat utilizarea și consultați produsul.
11. Nu utilizați aspiratorul nazal pe exteriorul nasului.
12. Nu utilizați produsul ca jucărie pentru copii.
13. Dacă există răni, inflamații sau sângerări la nivelul nasului, nu utilizați aparatul.
14. Nu reparați, dezasamblați sau modificați dispozitivul cu propria mână. Orice informații suplimentare pot fi contestate de site-ul web.

15. Nu utilizați dispozitivul, dispozitivul este deteriorat.
16. Nu utilizați agenți corozivi pentru a curăța dispozitivul.

**Alimentare: 3,7 V**

Tensiune de intrare: 5V1A

Baterie: 600 mAh

Material: ABS + PC, silicon alimentar

**01. БЕЗОПАСНОСТЬ:**

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

**02. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА [СТРАНИЦА 2 - A]:**

1. Сменная долговечность
2. Коллективный кубок
3. Организация
4. Уровень заряда батареи
5. Режимы всасывания
6. Кнопка включения/выключения/паузы питания.
7. Переключатель ДРОССЕЛЬЯ
8. Переключатель музыки/света
9. Отверстия для динамиков
10. Порт зарядки.

**03. ОПИСАНИЕ АКСЕССУАРОВ [СТР. 2 - B]:**

1. Совет из тыквы: для новорожденных.
2. Прямой наконечник для всасывания выделений.
3. Наклонный наконечник для детей старше 2 лет.
4. Емкость от насморка
5. Крышка контейнера от насморка.
6. Внешняя крышка контейнера-холодильника.

**Примечание:** Перед использованием аспиратора для самостоятельного контроля результаты определяются пользователем и выбираются на основе оценки ребенка, который является контрольным и последующим. У новорожденных, использующих силикон тыквенного типа, вводимый через носовую часть, он может проникать слишком глубоко.

**04. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ [СТР. 2 - C]:**

1. Закройте крышки емкости для насморка.
2. Установите на свое устройство, повернув обновление на часах.
3. Наденьте внешнюю крышку катарного контейнера.
4. Выберите и установите силиконовый источник питания.
5. Запустите 3 кнопки, чтобы включить/выключить аспиратор, короткое нажатие для запуска или обнаружения работы устройства.
6. Коротко нажмите кнопку, чтобы выбрать один из трех режимов.
7. Для обработки или обнаружения программного обеспечения кратковременно нажмите кнопку музыкальной ноты, привязать вкладки: включить или выключить свет.

**05. ПРИШЕЛ:**

• При использовании средство плотно наносится, чтобы предотвратить попадание наружного воздуха и облегчить

всасывание.

• Если у вашего ребенка из носа насморк/слизистый, перед использованием назального аспиратора рекомендуется смягчить его, используя теплое полотенце или каплю физиологического раствора, чтобы увлажнить его.

**06. ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ:**

1. Всегда выключайте питание после использования.
2. Снимите всасывающий наконечник, контейнер, крышку и чехол, затем очистите их чистящим средством и водой и высушите.
3. Присоски, контейнер, крышку и крышку можно стерилизовать, например, погрузив их в кипящую воду при температуре 100°C на несколько минут, но нельзя использовать для стерилизации микроволновую печь или другие высокотемпературные устройства.
5. Основной корпус изделия не является водонепроницаемым, поэтому не промывайте и/или не погружайте его в воду и не очищайте при высоких температурах. Для очистки используйте мягкую влажную ткань.
6. Избегайте хранения продукта под прямыми солнечными лучами или во влажной среде.

**07. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:**

- При использовании устройства рекомендуется держать рот ребенка открытым, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха в носовой полости, и не закрывать другую ноздрю, чтобы избежать дискомфорта, вызванного давлением воздуха.
- При использовании аспиратора обратите внимание на количество выделений из носа. Если его будет слишком много, емкость может переполниться и вызвать насморк. Осторожно контейнер и завершите очистку носа.

**08. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Не включайте назальный аспиратор во время зарядки.
2. Устройство предназначено только для взрослых.
3. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности или прямых солнечных лучей.
4. Аппарат специально разработан для удаления слизи из носа. Его нельзя использовать для каких-либо других целей!
5. Очищайте и сушите детали и корпус устройства после каждого использования.
6. Заряжайте аккумулятор до 100% каждые 2 месяца, если не пользуетесь им долгое время.
7. Не погружайте все устройство в воду во время чистки.
8. Во время использования ребенок/младенец не должен задерживать дыхание, закрывать рот или глотать. Чрезмерное вакуумное давление может вызвать дисбаланс давления в ушах.
9. Не применяйте чрезмерную силу при введении аспирационного наконечника в полость носа.

10. Если во время использования устройства возникает ребенок/младенец, немедленно прекратите использование и проконсультируйтесь с продуктом.

11. Не используйте назальный аспиратор снаружи носа.
12. Не используйте изделие в качестве игрушки для детей.
13. При наличии ран, воспалений или кровотечений в носу не используйте прибор.
14. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно. Любая дополнительная информация может быть оспорена сайтом.
15. Не используйте устройство, оно повреждено.
16. Не используйте едкие вещества для очистки устройства.

- Источник питания: 3,7 В  
Входное напряжение: 5 В 1 А  
Аккумулятор: 600 мАч  
Материал: АБС + ПК, пищевой силикон.

**01. ΑΣΦΑΛΕΙΑ:**

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

**02. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ [ΣΕΛΙΔΑ 2 - Α]:**

1. Αντικατάσταση αντοχή
2. Συλλογικό κύπελλο
3. Οργάνωση
4. Επίπεδο μπαταρίας
5. Τρόπος αναρρόφησης
6. Κομπι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/παύσης
7. Διακόπτης CHOKE
8. Διακόπτης μουσικής/φωτισμού
9. Τρόπος ηχείων
10. Θύρα φόρτισης

**03. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ [ΣΕΛΙΔΑ 2 - Β]:**

1. Συμβουλή κολοκύθας για νεογέννητα
2. Ευθύ άκρο για το πιπίλισμα των εκκρίσεων
3. Κεκλιμένη άκρη για παιδιά άνω των 2 ετών
4. Δοχείο ρινικής καταρροής
5. Κάλυμμα δοχείου για ρινική καταρροή
6. Εξωτερικό κάλυμμα του δοχείου κρούας θήκης

**Σημείωση:** Πριν χρησιμοποιήσετε τον αναρροφητή για να ελέγξετε τον εαυτό σας, τα αποτελέσματα καθαρίζονται από τον χρήστη και ελέγχονται, με βάση την αξιολόγηση του παιδιού, που είναι ο έλεγχος και η παρακολούθηση. Στα νεογέννητα που χρησιμοποιούν σλικόνη τύπου κολοκύθας που χρησιμοποιείται μέσω της λούξ, μπορεί να φτάσει πολύ βαθιά.

**04. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ [σελίδα 2 - Γ]:**

1. Κλείσιμο του καπακιού στο δοχείο ρινικής καταρροής.
2. Τοποθετήστε στη συσκευή σας περιστρέφοντας την ενημέρωση με το ρολόι σας.
3. Τοποθετήστε το εξωτερικό κάλυμμα του δοχείου καταρροής.
4. Επιλέξτε και εγκαταστήστε το τροφοδοτικό σλικόνης αναρρόφησης.
5. Ξεκινήστε με 3 κομπι για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αναρρόφηση, πατήστε σύντομα για να ξεκινήσετε ή να ενισχύσετε τη λειτουργία της συσκευής.
5. Πατήστε στιγμιαία το κομπι για να επιλέξετε μία από τις τρεις λειτουργίες.
6. Για επεξεργασία ή ανίχνευση λογιμικού, αγγίξτε για λίγο το κομπι της μουσικής νότας. snar tabs: φως αναμμένο ή σβηστό.

**05. ΗΡΘΕ:**

• Όταν χρησιμοποιείται, η εφαρμογή εφαρμόζεται σιγχατά για να αποτρέψει την είσοδο εξωτερικού αέρα, διευκολύνοντας την

αναρρόφηση.

• Εάν η μύτη του παιδιού σας έχει καταρροή/βλεννογόνο, συνιστάται να την μαλακώσετε χρησιμοποιώντας μια ζεστή πετσέτα ή μια σταγόνα φυσιολογικού ορού για να την ενυδατώσετε πριν χρησιμοποιήσετε τη ρινική αναρρόφηση.

**06. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗΚΕΥΣΗ:**

1. Πάντα να απενεργοποιείτε το ρεύμα μετά τη χρήση.
2. Αραιρώστε το άκρο αναρρόφησης, το δοχείο, το καπάκι και το κάλυμμα, στη συνέχεια καθαρίστε τα με καθαριστικό και νερό και στεγνώστε τα.
3. Τα άκρα αναρρόφησης, το δοχείο, το καπάκι και το κάλυμμα μπορούν να αποστειρωθούν, για παράδειγμα βυθίζοντάς τα σε βραστό νερό στους 100°C για λίγα λεπτά, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φούorno μικροκυμάτων ή άλλες συσκευές υψηλής θερμοκρασίας για αποστείρωση.
5. Το κύριο σώμα του προϊόντος δεν είναι αδιάβροχο, γι' αυτό μην το ξεπλένετε και/ή το βυθίζετε σε νερό και μην το καθαρίζετε σε υψηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε.
6. Αποφύγετε την αποθήκευση του προϊόντος σε άμεσο ηλιακό φως ή υγρά περιβάλλοντα.

**07. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:**

• Κατά τη χρήση της συσκευής, συνιστάται στο παιδί να κρατά το στόμα του ανοιχτό για να διασφαλίσει τη σωστή ροή αέρα στη ρινική κοιλότητα και να μην φράξει το άλο ρουθούνι για να αποφευχθεί η ενόχληση που προκαλείται από την πίεση του αέρα.

• Δώστε προσοχή στην ποσότητα των ρινικών εκκρίσεων όταν χρησιμοποιείτε τον αναρροφητή. Εάν είναι πολύ, το δοχείο μπορεί να φρελλίσει και να προκαλέσει ρινική καταρροή. Αδειάστε το δοχείο και ολοκληρώστε τον ρινικό καθαρισμό.

**08. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**

1. Μην ενεργοποιείτε τη ρινική αναρρόφηση κατά τη φόρτιση.
2. Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο από ενήλικες.
3. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως.
4. Η συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για να απομακρύνει τη βλέννα από τη μύτη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς!
5. Καθαρίζετε και στεγνώνετε τα μέρη και το σώμα της συσκευής μετά από κάθε χρήση.
6. Φορτίστε την μπαταρία στο 100% κάθε 2 μήνες εάν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
7. Μην βυθίζετε ολόκληρη τη συσκευή στο νερό κατά τον καθαρισμό.
8. Κατά τη χρήση, το παιδί/βρέφος δεν πρέπει να κρατά την ανατομή του, να κλείνει το στόμα του ή να καταπιεί. Η υπερβολική πίεση κενού μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία στην πίεση του αυτιού.
9. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη όταν τοποθετείτε το άκρο αναρρόφησης στη ρινική κοιλότητα.

10. Εάν παρουσιαστεί παιδιβρέφος κατά τη χρήση της συσκευής, διακόψτε τη χρήση αμέσως και συμβουλευτείτε το προϊόν.

11. Μην χρησιμοποιείτε τη ρινική αναρρόφηση στο εξωτερικό της μύτης σας.

12. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως παιχνίδι για παιδιά.

13. Εάν υπάρχουν πηλές, φλεγμονή ή αιμορραγία στη μύτη, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

14. Μην επισκευάζετε, αποσυρμαολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή με το δικό σας χέρι. Οποιαδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ενδέχεται να αμφισβητηθούν από τον ιστότοπο.

15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, η συσκευή είναι καταστραμμένη.

16. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικούς παράγοντες για τον καθαρισμό της συσκευής.

• Τροφοδοσία: 3,7V

Τάση εισόδου: 5V1A

Μπαταρία: 600 mAh

Υλικό: ABS + PC, σλικόνη για τρόφιμα

**01. BEVEILIGING:**

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

**02. APPARAATBESCHRIJVING [PAGINA 2 - A]:**

1. Vervangbare punt
2. Verzamelbeker
3. Weergave
4. Batterijniveau
5. Zuigmodi
6. Aan/uit/pauzeknop
7. Chokeschakelaar
8. Muziek-/lichtschakelaar
9. Luidsprekergaten
10. Oplaadpoort

**03. BESCHRIJVING VAN ACCESSOIRES [PAGINA 2 - B]:**

1. Pompoentip: voor pasgeborenen
2. Rechte punt voor het opzuigen van secreties
3. Schuine punt voor kinderen vanaf 2 jaar
4. Loopneuscontainer
5. Afdekking voor loopneuscontainer
6. Buitenhoes van de loopneuscontainer

**Let op:** Voordat u de neuszuiger gebruikt, zorg ervoor dat u de kenmerken van elke tip begrijpt en kies de juiste op basis van de leeftijd van uw kind om comfortabel en effectief gebruik te garanderen. Gebruik voor pasgeborenen een siliconen uiteinde van het pompoentype, omdat het schuine uiteinde te diep kan reiken.

**04. INSTALLATIE EN GEBRUIK [pagina 2 - C]:**

1. Plaats de beschermhoes op de coldcase-container.
2. Installeer op het apparaat door met de klok mee te draaien.
3. Plaats het buitendecksel van de catarrecontainer.
4. Selecteer en installeer de juiste siliconen zuigtip.
5. Druk gedurende 3 seconden op de aan/uit-knop om de aspirator aan/uit te zetten, druk kort om het apparaat te starten of te pauzeren.
6. Druk kort op de chokknop om een van de drie modi te selecteren.
5. Om de muziek te wisselen of te pauzeren, druk je kort op de notenknoop; druk lang op de knop: schakelt het licht aan of uit.

**05. TIPS:**

- Zorg er bij gebruik voor dat de punt strak in de neusholte past om te voorkomen dat er buitenlucht binnendringt, waardoor het afzuigen gemakkelijker wordt.
- Als de loopneus/het slijm van uw kind droog is, wordt aanbevolen deze zacht te maken door een warme handdoek of zoutdruppels te gebruiken om deze te bevochtigen voordat u de neuszuiger gebruikt.

**06. REINIGING EN OPSLAG:**

1. Schakel na gebruik altijd de stroom uit.
2. Verwijder de zuignap, het reservoir, het deksel en het deksel, reinig ze vervolgens met reinigingsmiddel en water en droog ze.
3. De zuigmonden, de container, het deksel en het deksel kunnen worden gesteriliseerd, bijvoorbeeld door ze een paar minuten onder te dompelen in kokend water van 100°C, maar u kunt voor sterilisatie geen magnetron of ander apparaat met hoge temperatuur gebruiken.
5. Het hoofdgedeelte van het product is niet waterdicht, dus spoel het niet af en/of dompel het niet onder in water en maak het niet schoon bij hoge temperaturen. Gebruik voor het reinigen een zachte, vochtige doek.
6. Bewaar het product niet in direct zonlicht of in een vochtige omgeving.

**07. BEVEILIGINGSMAATREGELEN:**

- Bij gebruik van het apparaat wordt aanbevolen dat het kind zijn mond open houdt om een goede luchtstroom in de neusholte te garanderen en dat het andere neusgat niet wordt geblokkeerd om ongemak veroorzaakt door luchtdruk te voorkomen.
- Let bij het gebruik van de aspirator op de hoeveelheid neusafscheiding. Als er te veel van is, kan de container overstromen en een loopneus veroorzaken. Leeg de container en voltooi de neusreiniging.

**08. VOORZORGSMAATREGELEN:**

1. Schakel de neusaspirator niet in tijdens het opladen.
2. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen.
3. Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of direct zonlicht.
4. Het apparaat is speciaal ontworpen om slijm uit de neus te verwijderen. Het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
5. Reinig en droog de onderdelen en behuizing van het apparaat na elk gebruik.
6. Laad de batterij elke 2 maanden op tot 100% als u deze langere tijd niet gebruikt.
7. Dompel het hele apparaat tijdens het reinigen niet onder in water.
8. Tijdens gebruik mag het kind/de baby de adem niet inhouden, de mond sluiten of slikken. Overmatige vacuümdruk kan een onbalans in de oordruk veroorzaken.
9. Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van de zuigtip in de neusholte.
10. Als uw kind/baby enig ongemak ervaart tijdens het gebruik van het apparaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en raadpleeg een arts.
11. Gebruik de neusaspirator niet aan de buitenkant van de neus.
12. Gebruik het product niet als speelgoed voor kinderen.
13. Als er zweren, ontstekingen of tekenen van bloeding in de neus optreden, gebruik het apparaat dan niet.
14. Repareer, demonteer of wijzig het apparaat niet zelf. Eventuele onregelmatigheden dienen door de dienst beoordeeld te worden.

15. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.
16. Gebruik geen bijtende middelen om het apparaat schoon te maken.

**• Voeding: 3,7V**

Ingangsspanning: 5V1A

Batterij: 600 mAh

Materiaal: ABS + PC, siliconen van voedingskwaliteit

**01. SÉCURITÉ:**

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

**02. DESCRIPTION DE L'APPAREIL [PAGE 2 - A]:**

1. Embout remplaçable
2. Coupe collective
3. Affichage
4. Niveau de batterie
5. Modes d'aspiration
6. Bouton Marche/Arrêt/Pause
7. Interrupteur de starter
8. Interrupteur musique/lumière
9. Trous pour haut-parleurs
10. Port de chargement

**03. DESCRIPTION DES ACCESSOIRES [PAGE 2 - B]:**

1. Astuce citrouille : pour les nouveau-nés
2. Embout droit pour aspirer les sécrétions
3. Pointe inclinée pour les enfants de plus de 2 ans
4. Conteneur pour nez qui coule
5. Couvercle du récipient à nez qui coule
6. Couvercle extérieur du récipient à nez qui coule

**Remarque:** Avant d'utiliser l'aspirateur nasal, assurez-vous de bien comprendre les caractéristiques de chaque embout et choisissez celui qui convient en fonction de l'âge de votre enfant pour garantir une utilisation confortable et efficace. Pour les nouveau-nés, utilisez un embout en silicone de type citrouille, car l'embout incliné peut atteindre trop profondément.

**04. INSTALLATION ET UTILISATION [PAGE 2 - C]:**

1. Placez le couvercle de protection sur le conteneur Cold Case.
2. Installez sur l'appareil en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Mettez le couvercle extérieur du récipient pour catarrhe.
4. Sélectionnez et installez l'embout d'aspiration en silicone approprié.
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'aspirateur, appuyez brièvement pour démarrer ou mettre l'appareil en pause.
5. Appuyez brièvement sur le bouton starter pour sélectionner l'un des trois modes.
6. Pour changer ou mettre la musique en pause, appuyez brièvement sur le bouton note ; appui long sur le bouton : allume ou éteint la lumière.

**05. CONSEILS:**

- Lors de l'utilisation, assurez-vous que l'embout s'insère bien dans la cavité nasale pour empêcher l'air extérieur d'entrer, facilitant ainsi

l'aspiration.

- Si le nez qui coule le mucus de votre enfant est sec, il est recommandé de le ramollir en utilisant une serviette chaude ou des gouttes de solution saline pour l'humidifier avant d'utiliser l'aspirateur nasal.

**06. NETTOYAGE ET STOCKAGE:**

1. Coupez toujours l'alimentation après utilisation.
2. Retirez la pointe d'aspiration, le récipient, le couvercle et le couvercle, puis nettoyez-les avec un produit de nettoyage et de l'eau et séchez-les.
3. Les pointes d'aspiration, le récipient, le couvercle et le couvercle peuvent être stérilisés, par exemple en les plongeant dans de l'eau bouillante à 100°C pendant quelques minutes, mais vous ne pouvez pas utiliser de micro-ondes ou d'autres appareils à haute température pour la stérilisation.
5. Le corps principal du produit n'est pas étanche, donc ne le rincez pas et/ou ne le plongez pas dans l'eau et ne le nettoyez pas à haute température. Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer.
6. Évitez de stocker le produit à la lumière directe du soleil ou dans des environnements humides.

**07. MESURES DE SÉCURITÉ:**

- Lors de l'utilisation de l'appareil, il est recommandé à l'enfant de garder la bouche ouverte pour assurer une bonne circulation de l'air dans la cavité nasale et de ne pas boucher l'autre narine pour éviter l'inconfort causé par la pression de l'air.
- Faites attention à la quantité de sécrétions nasales lorsque vous utilisez l'aspirateur. S'il y en a trop, le récipient peut déborder et provoquer un écoulement nasal. Videz le récipient et terminez le nettoyage nasal.

**08. PRÉCAUTIONS:**

1. N'allumez pas l'aspirateur nasal pendant le chargement.
2. L'appareil est destiné à être utilisé uniquement par des adultes.
3. N'exposez pas l'appareil à des températures élevées, à une humidité élevée ou à la lumière directe du soleil.
4. L'appareil est spécialement conçu pour éliminer le mucus du nez. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins !
5. Nettoyez et séchez les pièces et le corps de l'appareil après chaque utilisation.
6. Chargez la batterie à 100 % tous les 2 mois si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
7. Ne plongez pas l'ensemble de l'appareil dans l'eau lors du nettoyage.
8. Pendant l'utilisation, l'enfant/nourrisson ne doit pas retenir sa respiration, fermer la bouche ou avaler. Une pression de vide excessive peut provoquer un déséquilibre de la pression auditive.
9. N'utilisez pas de force excessive lorsque vous placez l'embout d'aspiration dans la cavité nasale.
10. Si votre enfant/nourrisson ressent une gêne lors de l'utilisation de l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin.
11. N'utilisez pas l'aspirateur nasal à l'extérieur du nez.
12. N'utilisez pas le produit comme jouet pour les enfants.

13. En cas de plaies, d'inflammation ou de signes de saignement du nez, n'utilisez pas l'appareil.

14. Ne réparez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil vous-même. Toute irrégularité doit être évaluée par le service.

15. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.

16. N'utilisez pas d'agents corrosifs pour nettoyer l'appareil.

• Alimentation : 3,7 V

Tension d'entrée: 5V1A

Batterie : 600 mAh

Matériel: ABS + PC, silicone de qualité alimentaire



**[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:** Zużyte sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczonego na opakowaniu produktu.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszczyny oraz części składowe

szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do utraczenia na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywany sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m<sup>2</sup> poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w jej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

**[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment:** Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators cannot be mixed with other waste. This is indicated by the crossed out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage may result in damage to health or environmental pollution. Proper household handling of waste electrical and electronic equipment and batteries and accumulators positively contributes to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators can be returned to local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the equipment sold. When delivering equipment intended for households to the buyer, the distributor is obliged to collect used equipment

from households free of charge at the place of delivery of the equipment, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the delivered equipment. A distributor running a retail unit with a sales area within the meaning of Art. 2 point 19 of the Act of 27 March 2003 on spatial planning and development of at least 400 m<sup>2</sup> devoted to the sale of equipment intended for households, is obliged to accept waste equipment from households, free of charge, in this unit or in its immediate vicinity, none of the external dimensions exceeds 25 cm, without the need to purchase new household equipment. The product was introduced to the market on August 13, 2005 r.



**[PL] Skrócona deklaracja zgodności:** Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym [www.momini.eu/deklaracje](http://www.momini.eu/deklaracje)

**[EN] Summary declaration of conformity:** The manufacturer declares, under its sole responsibility, that the device complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Directive Commission delegated act (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The full content of the declaration of conformity is available at [www.momini.eu/deklaracje](http://www.momini.eu/deklaracje)

Wyprodukowano w Chinach  
**Importer:** Beauty Factor Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,  
 00-095 Warszawa, Polska  
**Model:** NasoClear

**[PL]** Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem:

**[EN]** More information about the product is available on the manufacturer's website at:

**[DE]** Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Herstellers unter:

**[ES]** Más información sobre el producto está disponible en el sitio web del fabricante en:

**[PT]** Mais informações sobre o produto estão disponíveis no site do fabricante em:

**[CZ]** Více informací o produktu je k dispozici na stránkách výrobce na adrese:

**[SK]** Viac informácií o produkte je dostupných na webovej stránke výrobcu na adrese:

**[SL]** Več informacij o izdelku je na voljo na spletni strani proizvajalca:

**[EE]** Rohkem teavet toote kohta leiate tootja veebisaidilt aadressil:

**[LT]** Daugiau informacijos apie produktą rasite gamintojo svetainėje adresu:

**[LV]** Vairāk informācijas par produktu var atrast ražotāja mājaslapā adresē:

**[HU]** A termékről további információkat a gyártó weboldalaán találhat az alábbi címen:

**[RO]** Mai multe informații despre produs sunt disponibile pe site-ul producătorului la adresa:

**[RU]** Более подробная информация о продукте доступна на сайте производителя по адресу:


**[EL]** Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν διατίθενται στον ιστότοπο του κατασκευαστή στη διεύθυνση:

SCAN IT



[www.momini.eu/do-pobrania](http://www.momini.eu/do-pobrania)

Create happy beginnings



[www.momini.eu](http://www.momini.eu)

[contact@momini.eu](mailto:contact@momini.eu)