

PL EN DE ES PT CZ SK SL EE

2

PL

- 01. **BEZPIECZENSTWO:** Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.
- 02. **OPIS URZĄDZENIA [STRONA 2 - A]:** 1. On/Off/Vibracje - przyciski, aby włączyć. Krótkie naciśnięcie zmienia tryby wibracji lub w pauzę. Przyciski ponownie, aby wyłączyć. / 2. Rozgrzewanie - krótkie naciśnięcie zmienia tryby (żółta dioda - tryb średni, czerwona - wysoki, niebieska - ogrzewanie wyłączzone).
- 03. **SPOSOBY UŻYCIA [STRONA 2 - B]:** Umyj ręce i piersi. Usadź się wygodnie, lekko pochyl się do przodu. Nie leż i nie pracuj przy masażu. Należy masować miękką pierś w kierunku brodawki. Użyj większej części masażera i delikatnie naciśnij aby masować/dobrowolnie zakłama przewody. Umieść masażer na różnych częściach piersi, aby pobudzić przepływ mleka i zwiększyć jego produkcję.
- 04. **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Należy produkt przed pierwszym użyciem (~ 2 godz.). Naladowanie sygnalizuje stała, niebieska dioda. / Przed i po użyciu czyść miękką ściereczką. Nie zarzucaj w wodzie, nie używaj chemikaliów. / Produkt automatycznie wyłączy się po 20 minutach, unikaj używania tego samego miejsca dłużej niż 20 minut. / Regularnie sprawdzaj urządzenie. Nie demontuj ani nie wymieniaj żadnego elementu samodzielnego. / Sprządk produkt przed użyciem, w razie uszkodzenia natychmiast przestań używać. / Trzymaj produkt z dala od światła słonecznego, źródła ciepła i dźwięku - to nie jest zabawka. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu.
- Napięcie: 3.7 V ~ / Prąd: 810mA / Moc: 3W / Czas pracy na baterii: 80-90 minut

EN

- 01. **SAFETY:** Before using the product, read this manual and follow its recommendations during use.
- 02. **DEVICE DESCRIPTION [PAGE 2 - A]:** 1. On/Off/Vibration - press and hold to turn on. Short press changes vibration modes or pauses. Press and hold again to turn off. / 2. Heating - short press changes modes (yellow light - medium mode, red light - high mode, blue light - heating off).
- 03. **USAGE METHODS [PAGE 2 - B]:** Wash your hands and breasts. Sit comfortably and lean slightly forward. Do not lie down or tilt the massager. Apply the massage pad and gently massage the breast towards the nipple. Use the narrow part of the massager and gently press to massage/unblock clogged ducts. Place the massager on different parts of the breast to stimulate milk flow and increase production.
- 04. **PRECAUTIONS:** Charge the product before first use (~ 2 hrs). Full charge is indicated by a steady blue light. / Clean with a soft cloth before and after use. Do not immerse in water or use chemicals. / The product will automatically turn off after 20 minutes, avoid using the same area for longer than 20 minutes. / Regularly check the device. Do not disassemble or replace any parts yourself. / Inspect the product before use, if damaged, stop using immediately. / Keep away from direct sunlight, heat sources, and children - this is not a toy. Store in a cool, dry place.
- Voltage: 3.7 V ~ / Current: 810mA / Power: 3W / Battery life: 80-90 minutes

DE

- 01. **SICHERHEIT:** Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Anleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen während der Verwendung.
- 02. **GERÄTEBESCHREIBUNG [SEITE 2 - A]:** 1. Ein/Aus/Vibration - zum Einschalten gedrückt halten. Kurzes Drücken ändert die Vibrationsmodi oder pausiert. Erneut gedrückt halten zum Ausschalten. / 2. Erwärmung - kurzes Drücken ändert die Modi (gelbes Licht - mittlerer Modus, rotes Licht - hoher Modus, blaues Licht - Heizung aus).
- 03. **ANWENDUNGSMETHODEN [SEITE 2 - B]:** Waschen Sie Ihre Hände und Brüste. Setzen Sie sich bequem hin und lehnen Sie sich leicht nach vorne. Legen Sie sich nicht hin und kippen Sie den Messenger nicht. Tragen Sie das Massagepad auf und massieren Sie die Brust sanft in Richtung Brustwarze. Verwenden Sie den schmalen Teil des Massagers und drücken Sie sanft, um verstopfte Kanäle zu massieren/entzugen. Platzieren Sie den Messenger auf verschiedenen Teilen der Brust, um den Milchfluss zu stimulieren und die Produktion zu erhöhen.
- 04. **VORSICHTSMASSNAHMEN:** Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf (~ 2 Std.). Die vollständige Ladung wird durch ein konstantes blaues Licht angezeigt. / Reinigen Sie es vor und nach Gebrauch mit einem weichen Tuch. Nicht in Wasser tauchen oder Chemikalien verwenden. / Das Produkt schaltet sich nach 20 Minuten automatisch ab, vermeiden Sie die Verwendung derselben Stelle länger als 20 Minuten. / Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig, zerlegen oder ersetzen Sie keine Teile selbst. / Überprüfen Sie das Produkt vor Gebrauch, bei Beschädigung sofort aufhören zu verwenden. / Von direktem Sonnenlicht, Wärmequellen und Kindern fernhalten - dies ist kein Spielzeug. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
- Spannung: 3.7 V ~ / Strom: 810mA / Leistung: 3W / Batterielebenszeit: 80-90 Minuten

**PLEN**



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informacje o tym symbol przekazywane muszą umieszczać na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe oddziaływanie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszkodzenia na zdrowie lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe oddziaływanie się w gospodarstwie domowym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do oszczędniejszego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, pełni te same funkcje i został sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor powołany jest do odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego waga nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczającego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators cannot be mixed with other waste. This is indicated by the crossed out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage may result in damage to health or environmental pollution. Proper household handling of waste electrical and electronic equipment and batteries and accumulators positively contributes to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. Used electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators can be returned to local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the equipment sold. When delivering equipment intended for households to the buyer, the distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the place of delivery of the equipment, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the delivered equipment. A distributor running a retail unit with a sales area within the meaning of Art. 2 point 19 of the Act of 27 March 2003 on spatial planning and development of at least 400 m<sup>2</sup> devoted to the sale of equipment intended for households, is obliged to accept waste equipment from households, free of charge, in this unit or in its immediate vicinity, none of the external dimensions exceeds 25 cm, without the need to purchase new household equipment. The product was introduced to the market on August 13, 2005.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent na własną odpowiedzialność oświadcza, że urządzenie Calma jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/EU z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/EU z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach prądu oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/EU z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/EU w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym [www.momini.eu/deklaracja](http://www.momini.eu/deklaracja)

[EN] Short declaration of conformity: The manufacturer declares, under its sole responsibility, that the Calma device complies with Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the electromagnetic compatibility, Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment intended for use within specified voltage limits and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances and Directive (EU) 2017/102 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The full content of the declaration of conformity is available at [www.momini.eu/deklaracja](http://www.momini.eu/deklaracja)

**SCAN IT**



[www.momini.eu/do-pobrania](http://www.momini.eu/do-pobrania)

**www.momini.eu**  
contact@momini.eu

ES

- 01. **SEGURIDAD:** Antes de usar el producto, lea este manual y siga sus recomendaciones durante el uso.
- 02. **DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO [PÁGINA 2 - A]:** 1. On/Off/Vibración - mantenga presionado para encender. Presione brevemente para cambiar los modos de vibración o pausar. Mantenga presionado nuevamente para apagar. / 2. Calentamiento - presione brevemente para cambiar de modo (luz amarilla - modo medio, luz roja - modo alto, luz azul - calentamiento apagado).
- 03. **MÉTODOS DE USO [PÁGINA 2 - B]:** Lávese las manos y los senos. Siéntese cómodamente y inclíñese ligeramente para adelante. No se acueste ni se incline en el masajeador. Aplique la almohadilla de masaje en la parte estrecha del masajeador y presione suavemente para masajear/desbloquear conductos obstruidos. Coloque el masajeador en diferentes partes del seno para estimular el flujo de leche y aumentar la producción.
- 04. **PRECAUCIONES:** Cargue el producto antes del primer uso (~ 2 horas). La carga completa está indicada por una luz azul fija. / Limpie con un paño suave antes y después de cada uso. No sumerja en agua ni use productos químicos. / El producto se apagará automáticamente después de 20 minutos, evite usar la misma área por más de 20 minutos. / Revise regularmente el dispositivo. No demonte ni reemplace ninguna parte por sí mismo. / Inspeccione el producto antes de usar, si está dañado, deje de usarlo inmediatamente. / Mantenga alejado de la luz solar directa, fuentes de calor y ruidos - esto no es un juguete. Almacene en un lugar fresco y seco.
- Voltage: 3.7 V ~ / Corriente: 810mA / Potencia: 3W / Duración de la batería: 80-90 minutos


PT

- 01. **SEGURANÇA:** Antes de usar o produto, leia este manual e siga as recomendações durante o uso.
- 02. **DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO [PÁGINA 2 - A]:** 1. On/Off/Vibração - pressione e segure para ligar. Pressione brevemente para mudar os modos de vibração ou pausar. Pressione e segure novamente para desligar. / 2. Aquecimento - pressione brevemente para mudar os modos (luz amarela - modo médio, luz vermelha - modo alto, luz azul - aquecimento desligado).
- 03. **MÉTODOS DE USO [PÁGINA 2 - B]:** Lave as mãos e os seios. Sente-se confortavelmente e incline-se ligeiramente para a frente. Não se deite nem incline o massageador. Aplique a almofada de massagem e massageie suavemente o seio em direção ao mamilo. Use a parte estreita do massageador e pressione suavemente para massagear/desobstruir ductos entupidos. Coloque o massageador em diferentes partes do seio para estimular o fluxo de leite e aumentar a produção.
- 04. **PRECAUÇÕES:** Carregue o produto antes do primeiro uso (~ 2 horas). A carga completa é indicada por uma luz azul constante. / Limpe com um pano macio antes e depois de cada uso. Não mergulhe em água, não use produtos químicos. / O produto desligará automaticamente após 20 minutos, evite usar a mesma área por mais de 20 minutos. / Verifique regularmente o dispositivo. Não demonte nem substitua qualquer peça por conta própria. / Inspeccione o produto antes do uso, se estiver danificado, pare de usar imediatamente. / Mantenha o produto longe da luz solar direta, fontes de calor e ruídos - não é um brinquedo. Armazene em local fresco e seco.
- Voltagem: 3.7 V ~ / Corrente: 810mA / Potência: 3W / Tempo de uso da bateria: 80-90 minutos

CZ

- 01. **BEZPEČNOST:** Před použitím produktu si přečtěte tento manuál a během používání dodržujte jeho doporučení.
- 02. **POPIS ZAŘÍZENÍ [STRANA 2 - A]:** 1. On/Off/Vibrace - podržte pro zapnutí. Krátkým stisknutím změňte režim vibrací nebo je pozastavte. Podržte znovu pro vypnutí. / 2. Zahřívání - krátkým stisknutím změňte režim (žlutá dioda - střední režim, červená - vysoký, modrá - zahřívání vypnuto).
- 03. **ZPŮSOBY POUŽÍTI [STRANA 2 - B]:** Umyjte si ruce a prsa. Posadte se pohodlně a mírně se nakloňte dopředu. Neležte si ani nenakláníjte masážní přístroj. Aplikujte masážní podložku a jemně masírujte prsa směrem k bradavce. Použijte úzkou část masážního přístroje a jemně tlačte, aby se masírovaly/volněji ucpané kanálky. Umístěte masážní přístroj na různé části prsu, aby stimuloval tok mléka a zvýšil produkci.
- 04. **OPATŘENÍ:** Nabíje produkt před prvním použitím (~ 2 hodiny). Plně nabíje je signalizováno stálou modrou diodou. / Čištěte mléčným hadříkem před a po každém použití. Neponorujte do vody, nepoužívejte chemikálie. / Produkt se automaticky vypne po 20 minutách, vyhněte se používání stejného místa déle než 20 minut. / Pravidelně kontrolujte zařízení. Nerozjímejte ani nenahrabujte žádnou část samu. / Zkontrolujte produkt před použitím, pokud je poškozený, okamžitě přestaňte používat. / Uchovávejte produkt mimo přímého slunečního světla, zdrojů tepla a dýchání - není to hračka. Skladujte na chladném a suchém místě.
- Náplň: 3.7 V ~ / Prúd: 810mA / Výkon: 3W / Doba provozu baterie: 80-90 minut

**PLEN DE ES PT CZ SK SL EE**



**Rozgrzewający masażer laktacyjny 2w1**  
2in1 warming lactation massager

Instrukcja obsługi  
User manual

*Create happy beginnings*

SK

- 01. **BEZPEČNOST:** Pred použitím produktu si prečítajte tento manuál a počas používania dodržiavajte jeho odporúčania.
- 02. **POPIS ZAŘÍZENÍ [STRANA 2 - A]:** 1. On/Off/Vibrace - podržte pro zapnutí. Krátkým stisknutím změňte režim (žlutá dioda - střední režim, červená - vysoký, modrá - ohřevání vypnuto).
- 03. **SPOSOBY POUŽITIA [STRANA 2 - B]:** Umyte si ruky a prsia. Posadte sa pohodlne a mierne sa nakloňte dopredu. Neležajte si ani nenaklňte masážny prístroj. Aplikujte masážnu podložku a jemne masírujte prsia smerom k bradavke. Použite úzku časť masážneho prístroja a jemne tlačte, aby ste masírovali/volnšie ucpané kanálky. Umiestnite masážny prístroj na rôzne časti prsníka, aby stimuloval tok mlieka a zvýšil produkciu.
- 04. **OPATRENIA:** Nabíjajte produkt pred prvým použitím (~ 2 hodiny). Plne nabíjanie je signalizované stálou modrou diodou. / Čistite mléčnou hadičkou pred a po každom použití. Neponorajte do vody, nepoužívajte chemikálie. / Produkt sa automaticky vypne po 20 minútach, vyhnite sa používaniu toho istého miesta dlhšie ako 20 minút. / Pravidelne kontrolujte zariadenie. Nerozbiehajte ani nenahrabujte žiadnu časť samu. / Zkontrolujte produkt pred použitím, ak je poškodený, okamžite prestaňte používať. / Uchovávejte produkt mimo priameho slnečného svetla, zdrojov tepla a dýchání - nie je to hračka. Skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Náplň: 3.7 V ~ / Prúd: 810mA / Výkon: 3W / Doba prevádzky batérie: 80-90 minút

SL

- 01. **ARNOST:** Pred uporabo izdelka preberite la uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.
- 02. **OPIS NAPRAVE [STRAN 2 - A]:** 1. Vključitev/vibriranje - držite za vklop. Kratak pritisk spremeni ali začasno ustavi način vibriranja. Pritiskno držite za izklop. / 2. Ogrevanje - kratak pritisk spremeni način (rumena dioda - srednji način, rdeča - visok način, modra - ogrevanje izklopljeno).
- 03. **KAKO UPORABLJATI [STRAN 2 - B]:** Umyjte si ruke in prsa. Posadite se naravnost in rahlo nagibte naprej. Ne ležite in ne nagibajte masaznega aparata. Namestite masazno podložko in nežno masirajte prsi proti bradavici. Uporabite ožji del masaznega aparata z nežnim pritiskom zmasirajte/odmestite zamazane kanalice. Postavite masazno na različne dele dojke, da spodbudite pretok mleka in povečate proizvodnjo mleka.
- 04. **PREVIDNOSTNI UKREPI:** Pred prvo uporabo napolnite izdelek (~ 2 ur). Polnjenje je označeno s stalno modro LED. / Pred in po uporabi očistite z mehko krpico. Ne potopljajte ga v vodo ali uporabljajte kemikalije. / Izdelek se bo samodejno izklopil po 20 minutah, izogibajte se uporabi istega mesta več kot 20 minut. / Redno preverjajte svojo napravo. Ne razstajljajte ali zamenjajte nobene komponente same. / Izdelek pred uporabo preverite, če je poškodovan, takoj prenehajte z uporabo. / Izdelek hranite stran od sončne svetlobe, virov toplote in otrok - ni igračka. Hraniti na hladnem in suhem mestu.
- Napetost: 3.7 V ~ / Tok: 810 mA / Moč: 3 W / Življenjska doba baterije: 80-90 minut

EE

- 01. **OHUTUS:** Enne toote kasutamist lugege käesolevat kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvat soovitusi.
- 02. **SEADME KIRJELDUS [LEHEKÜLG 2 - A]:** 1. Sees/Väljas/vibreeri - sisse/lülitamiseks hoidke all. Lühike vajutus muudab režiimi (kolmele režiimil, punane - kõrge režiim, sinine - soojenduse välja lülitatud).
- 03. **KUIDAS KASUTADA [LK 2 - B]:** peske käsi ja rindu. Istuge mugavalt ja kummarduge kergelt ette. Arge heitke pikki ega kallutage masseerijat. Kinnitage massaažikork ja masseerige rinnad õrnalt ribu suunas. Kasutage masseerija kitsamat osa ja suruge õrnalt ümritunud kanalid massaaži/lahti ümritust. Asetage masseerija rinna erinevatele osadele, et stimuleerida piimavoolu ja suurendada piima tootmist.
- 04. **ETTEVAUTUSABINÕUD:** Laadige toode enne esimest kasutamist (~ 2 tundi). Laadimist näitab pidev sinine LED. / Puhastage enne ja pärast kasutamist pehme lapiga. Arge kasutage vete ega kasutage kemikaale. / Toode lülitub automaatselt välja 20 minuti pärast, vältige sama kohta kasutamist kauem kui 20 minutit. / Kontrollige enne seadme regulaarselt. Arge võtke ühtegi komponenti ise lahti ega asendage seda. / Kontrollige toodet enne kasutamist, kui see on kahjustatud, lõpetage selle kasutamine kohe. / Hoidke toodet päikesekiirgusest, soojusallikatest ja lastest eemal - see ei ole mänguasja. Hoida põhjas ja kuivas kohas.
- Ping: 3.7 V ~ / Voog: 810mA / Võimsus: 3W / Aku eluiga: 80-90 minutit

**PL EN DE ES PT CZ SK SL EE**

**01. VEILIGHED:** Lees deze handleiding voordat u het product gebruikt en volg de aanbevelingen tijdens het gebruik.

**02. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT [PAGINA 2 - A]:** 1. Aan/Uit/Vibratie - houd ingedrukt om in te schakelen. Kort indrukken verandert de vibratiestand of pauzeert. Houd nogmaals ingedrukt om uit te schakelen. / 2. Verwarmen - kort indrukken verandert de stand (geel licht - mediumstand, rood licht - hoge stand, blauw licht - verwarmen uit).

**03. GEBRUIKSMETHODEN [PAGINA 2 - B]:** Was uw handen en borsten. Ga comfortabel zitten en leun lichtjes naar voren. Ga niet liggen en kantel de massage-unit niet. Breng het apparaat opwarmend aan en masseer de borst zachties richting de tepel. Gebruik het smalle gedeelte van de massage-unit en druk zachties om verstopte kanalen te masseren/ontstoppen. Plaats de massage-unit op verschillende delen van de borst om de melkstrom te stimuleren en de productie te verhogen.

**04. VOORZORGSMAATREGELEN:** Laad het product op voor het eerste gebruik (~ 2 uur). Een volledige lading wordt aangegeven door een constant blauw licht. / Reinig met een zachte doek voor en na gebruik. Demp het niet onder in water en gebruik geen chemicaliën. / Het product schakelt automatisch uit na 20 minuten, vermijd het gebruik van hetzelfde gebied langer dan 20 minuten. / Controleer het apparaat regelmatig. Demonteer of vervang geen onderdelen zelf. / Inspecteer het product voor gebruik, stop onmiddellijk met het gebruik als het beschadigd is. / Houd het uit de buurt van direct zonlicht, warmtebronnen en kinderen - dit is geen speelgoed. Bewaar het op een keuk, droge plaats.

Voltage: 3.7 V ~ / Stroom: 810 mA / Vermogen: 3 W / Levensduur batterij: 80-90 minuten

NL

FR

- 01. **SÉCURITÉ:** Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel et suivez ses recommandations pendant l'utilisation.
- 02. **DESCRIPTION DE L'APPAREIL [PAGE 2 - A]:** 1. Marche/Arrêt/Vibration - appuyez et maintenez pour allumer. Une pression courte change les modes de vibration ou met en pause. Appuyez et maintenez à nouveau pour éteindre. / 2. Chauffage - une pression courte change les modes (lumière jaune - mode moyen, lumière rouge - mode élevé, lumière bleue - chauffage éteint).
- 03. **MÉTHODES D'UTILISATION [PAGE 2 - B]:** Lavez-vous les mains et les seins. Asseyez-vous confortablement et penchez-vous légèrement en avant. Ne vous allongez pas et n'inclinez pas le masseur. Appliquez le coussin de massage et massez doucement le sein vers le mamelon. Utilisez la partie étroite du masseur et appuyez doucement pour masser/débloquer les conduits obstrués. Placez le masseur sur différentes parties du sein pour stimuler le flux de lait et augmenter la production.
- 04. **PRÉCAUTIONS:** Chargez le produit avant la première utilisation (~ 2 heures). La charge complète est indiquée par une lumière bleue fixe. / Nettoyez avec un chiffon doux avant et après utilisation. Ne pas immerger dans l'eau ni utiliser de produits chimiques. / Le produit s'éteint automatiquement après 20 minutes, évitez d'utiliser la même zone pendant plus de 20 minutes. / Vérifiez régulièrement l'appareil. Ne démontez ni ne remplacez aucune pièce vous-même. / Inspectez le produit avant utilisation, s'il est endommagé, arrêtez immédiatement de l'utiliser. / Tenez à l'écart de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur et des enfants - ce n'est pas un jouet. Conservez dans un endroit frais et sec.
- Tension : 3.7 V ~ / Courant : 810 mA / Puissance : 3 W / Autonomie de la batterie : 80-90 minutes

↑

→

# 112x75mm x 6P