

EN: LunaEye by GLOV – User Manual

Contents

1. General Device Information
2. Product Overview
3. Description of the Device
4. Before You Start
5. How to Use LunaEye
6. Warnings
 - Potential Benefits
 - 6.1 Tips for Use
7. Using & Caring for LunaEye
 - 7.1 General Use
 - 7.2 Cleaning
 - 7.3 Storing
 - 7.4 Troubleshooting
8. Specifications
9. Travel and International Use
10. Limited Warranty – 2 Years
11. Disposal
12. Symbols
13. Contact Information

1. General Device Information

LunaEye by GLOV is an advanced LED care device designed for the delicate under-eye area. It uses **red (630 nm)** and **infrared (830 nm)** light in **9-minute automatic sessions** to support the skin's natural appearance.

Compact, portable, and rechargeable, LunaEye fits into any daily routine. It can be used under the eyes or on other areas of the face in consecutive sessions.

⚠ Note: This is a beauty device for **personal home use only**. It is not a medical device and is not intended to diagnose, treat, or cure any medical condition.

2. Product Overview

LunaEye Case	LunaEye USB
1 × Charging Case 2 × LunaEye Patches	2 × LunaEye Patches 2 × Mini Controllers

2 × Mini Controllers 1 × USB Cable 1 × Set of Adhesive Stickers 1 × User Manual	1 × USB Cable 1 × Set of Adhesive Stickers 1 × User Manual
--	--

3. Description of the Device

- **Light Source:** Red (630 nm) + Infrared (830 nm) LEDs
- **Session Duration:** 9 minutes (auto shut-off)
- **Battery Life:** 4–6 sessions per charge
- **Design:** Ergonomic crescent-shaped patches
- **Frequency:** Safe for daily use; multiple areas can be treated consecutively

4. Before You Start

Perform a **sensitivity test** before first use:

1. Place on inner forearm.
2. Run one full session (9 min).
3. If redness or irritation occurs within 24h, discontinue use.

5. How to Use LunaEye

1. **Charge Fully** - Before first use, place the patches in the charging case or USB pod and charge for about 2 hours until fully powered.
2. **Prepare Skin**- Cleanse and dry the area you wish to treat (typically the under-eye). Ensure skin is free of oils, creams, or makeup for best contact.
3. **Apply Patches** - Attach the adhesive stickers to the back of the patches. Place gently under the eyes or on another target facial area.
4. **Start Session** - Press and hold the power button for 1.5 seconds. The device will activate and run a **9-minute automatic session**.
5. **End of Session** - The device switches off automatically after 9 minutes. Remove patches and discard adhesive stickers.
6. **After Care** - Apply your preferred serum or moisturizer to complete your routine.

△ Note: Multiple facial areas (cheeks, forehead, etc.) may be treated consecutively in the same routine.

6. Warnings

- Stop use if you experience discomfort, dizziness, or prolonged redness.
- Do not use on **wounds, ulcers, post-surgical areas, or severely irritated skin**.
- Avoid use if you have **sunburn, photosensitivity, inflamed skin**, or are on **photosensitizing medication**.
- Do not look directly into the LEDs.

- Not for children. Use only under supervision if the user has reduced physical/mental ability.
- For hygiene reasons, do not share the patches.
- Keep away from **direct sunlight, heat, or water**.
- Use only the supplied **USB cable and adapter**. Ensure charging port is dry before use.
- Do not use while charging.
- Do not disassemble the device — it contains no user-serviceable parts.
- Maximum session time is **9 minutes** (preset).
- Dispose of responsibly (see Disposal section).

7. Potential Benefits

Regular use of LunaEye may help to:

- ✨ Refresh & brighten the under-eye area
- ✨ Reduce the look of puffiness & fatigue
- ✨ Support smoother, more resilient-looking skin
- ✨ Complement daily skincare routines

7.1 Tips for Use

- Use on **clean, dry skin**.
- Apply serum or moisturizer after sessions.
- Safe for **daily use**; different areas can be treated one after another.

8. Using & Caring for LunaEye

8.1 General Use

- The device works at safe, non-invasive light levels.
- Shuts off automatically after 9 minutes.

8.2 Cleaning

- Wipe with a **damp cloth** or **70% alcohol wipe**.
- Do not use solvents or harsh cleaners.
- Never clean while charging.

8.3 Storing

- Store in the **charging case**.
- Avoid bending, crushing, or extreme temperatures.

8.4 Troubleshooting

- **Device won't turn on:** Recharge for 2 hours, then restart.

- **Device won't turn off / frozen:** Hold power button 10 seconds to reset.
- **Stops during session:** Recharge fully, clean contacts, retry.
- **Won't charge:** Use original cable, ensure port is dry, use 5V/2A adapter.

9. Specifications

LED Technology

- Wavelengths: 630 nm (red), 830 nm (infrared)
- Max. power density: $\leq 5.5 \text{ mW/cm}^2$
- Session: 9 minutes (auto shut-off)

Battery

- Type: Rechargeable Li-ion
- Capacity: 65 mAh
- Battery life: 4–6 sessions per charge
- Charging time: ~2 hours
- Power: 5V / 2A
- Standby: Up to 30 days

Physical Properties

- Materials: PC + ABS, body-safe silicone
- Colors: White/Pink
- Weight: ~24 g per patch
- Dimensions: ~70 × 40 × 12 mm

Environmental Conditions

- Storage temp: 0°C to 40°C
- Storage humidity: 30% – 85%

10. Travel and International Use

- Lightweight & compact – ideal for travel.
- Worldwide voltage (**AC100–240V, 50/60Hz**).
- Confirm airline rules before onboard use.

11. Limited Warranty – 2 Years

Phenicoptere Sp. z o.o. warrants LunaEye for **2 years** from purchase against defects in materials or workmanship under normal use.

Does **not** cover:


- Cosmetic wear and tear
- Damage from misuse, neglect, or improper storage
- Unauthorized repair or tampering

⚠ Opening or disassembling voids the warranty.

If a defect occurs, **Phenicoptere Sp. z o.o.** may repair or replace the device. Proof of purchase required. Shipping costs non-refundable.

This warranty is **in addition to your statutory consumer rights**.

Claims:


 contact@phenicoptere.com

 www.glov.co

12. Disposal


The **crossed-out bin symbol** means this product must not be disposed of with household waste. Take to an official collection point for recycling.


Battery Disposal

 **CAUTION:** Opening the device voids warranty. Remove the battery only when disposing of the device.

- Contains a lithium-ion battery — do not discard with household waste.
- Switch off and disconnect before opening housing.
- Remove and recycle the battery at an official collection point.
- Wear gloves when handling.

13. Symbols

 – Warnings / safety instructions

 – Refer to manual

 – Electronic recycling

 – Manufacturer

LOT – Batch code

 – Keep dry

EC REP – EU Representative

14. Contact Information

Manufacturer: Produced for Phenicoptere Sp. z o.o.

Address: Chocimska 14a/101, 00-791 Warsaw, Poland

Tel: +48 577 111 675

EU Representative: Phenicoptere Sp. z o.o.

Manual Version: V1.1

Issue Date: 01.10.2025

FR:  **LunaEye by GLOV – Manuel d'utilisation**

Contenu

1. Informations générales sur l'appareil
2. Présentation du produit
3. Description de l'appareil
4. Avant de commencer
5. Comment utiliser LunaEye
6. Avertissements
7. Bénéfices potentiels
 - 7.1 Conseils d'utilisation
8. Utilisation et entretien de LunaEye
 - 8.1 Utilisation générale
 - 8.2 Nettoyage
 - 8.3 Rangement
 - 8.4 Dépannage
9. Spécifications
10. Voyage et utilisation internationale
11. Garantie limitée – 2 ans
12. Élimination
13. Symboles
14. Informations de contact

1. Informations générales sur l'appareil

LunaEye by GLOV est un appareil de soin LED avancé, spécialement conçu pour la zone délicate du contour des yeux. Il utilise la lumière rouge (630 nm) et la lumière infrarouge (830 nm) lors de séances automatiques de 9 minutes pour soutenir l'apparence naturelle de la peau.

Compact, portable et rechargeable, LunaEye s'intègre facilement à toute routine quotidienne. Il peut être utilisé sous les yeux ou sur d'autres zones du visage lors de séances consécutives.

⚠ Remarque : Il s'agit d'un appareil de beauté pour **usage domestique personnel uniquement**. Ce n'est pas un dispositif médical et il n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter ou guérir une quelconque maladie.

2. Présentation du produit

LunaEye Case	LunaEye USB
1 × Boîtier de charge 2 × Patches LunaEye 2 × Mini-contrôleurs 1 × Câble USB 1 × Jeu d'autocollants adhésifs 1 × Manuel d'utilisation	2 × Patches LunaEye 2 × Mini-contrôleurs 1 × Câble USB 1 × Jeu d'autocollants adhésifs 1 × Manuel d'utilisation

3. Description de l'appareil

Source lumineuse : LED rouge (630 nm) + LED infrarouge (830 nm)

Durée de la séance : 9 minutes (arrêt automatique)

Autonomie : 4–6 séances par charge complète

Design : Patches ergonomiques en forme de croissant pour un ajustement optimal

Fréquence : Utilisation quotidienne possible ; plusieurs zones peuvent être traitées consécutivement

4. Avant de commencer

Effectuez un **test de sensibilité** avant la première utilisation :

1. Placez l'appareil sur l'avant-bras.
2. Faites fonctionner une session complète de 9 minutes.
3. Si des rougeurs ou irritations apparaissent dans les 24 h, ne pas utiliser.
4. Si la peau tolère bien, vous pouvez commencer l'utilisation régulière.

5. Comment utiliser LunaEye

1. **Charge complète** – Avant la première utilisation, placez les patches dans le boîtier de charge ou connectez-les directement avec le câble USB et rechargez pendant environ 2 heures.
2. **Préparer la peau** – Nettoyez et séchez la zone à traiter (généralement le contour des yeux). La peau doit être exempte d'huiles, crèmes ou maquillage.
3. **Appliquer les patches** – Fixez les autocollants adhésifs au dos des patches. Placez-les délicatement sous les yeux ou sur une autre zone ciblée du visage.
4. **Démarrer la séance** – Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 1,5 seconde. L'appareil s'active et lance une session automatique de 9 minutes.
5. **Fin de séance** – L'appareil s'éteint automatiquement après 9 minutes. Retirez les patches et jetez les autocollants.
6. **Soin après séance** – Appliquez votre sérum ou crème hydratante préféré(e).

△ **Remarque** : Plusieurs zones du visage (joues, front, etc.) peuvent être traitées consécutivement lors de la même routine.

6. Avertissements

- Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas de gêne, étourdissement ou rougeur prolongée.
- Ne pas utiliser sur des **plaies ouvertes, ulcères, zones postopératoires ou peaux très irritées**.
- Évitez l'utilisation en cas de **coup de soleil, photosensibilité, inflammation cutanée** ou si vous prenez des médicaments photosensibilisants.
- Ne pas regarder directement la lumière LED.

- Ne convient pas aux enfants. Utiliser uniquement sous surveillance en cas de capacités physiques ou mentales réduites.
- Pour des raisons d'hygiène, ne pas partager les patchs.
- Garder à l'écart de la **chaleur, lumière directe du soleil et de l'eau**.
- Utiliser uniquement le **câble USB et l'adaptateur fournis**.
- S'assurer que le port de charge est sec avant utilisation.
- Ne pas utiliser pendant la charge.
- Ne pas démonter l'appareil (aucune pièce réparable par l'utilisateur).
- Temps de session maximal : 9 minutes (préréglé).
- Éliminer conformément aux réglementations locales (voir section Élimination).

7. Bénéfices potentiels

Une utilisation régulière de LunaEye peut aider à :

- ✨ Rafrâchir et illuminer le contour des yeux
- ✨ Réduire l'apparence des poches et signes de fatigue
- ✨ Soutenir une peau plus lisse et résistante
- ✨ Compléter votre routine de soins quotidiens

7.1 Conseils d'utilisation

- Appliquer sur une peau **propre et sèche**.
- Utiliser un sérum ou une crème après chaque session.
- Utilisation **quotidienne** possible ; plusieurs zones peuvent être traitées l'une après l'autre.

8. Utilisation et entretien de LunaEye

8.1 Utilisation générale

- Fonctionne à des niveaux lumineux sûrs et non invasifs.
- Arrêt automatique après 9 minutes.

8.2 Nettoyage

- Nettoyer avec un chiffon humide ou une lingette imbibée d'alcool à 70 %.
- Ne pas utiliser de solvants ou produits abrasifs.
- Ne jamais nettoyer pendant la charge.

8.3 Rangement

- Conserver dans le boîtier de charge fourni.
- Éviter de plier, écraser ou exposer à des températures extrêmes.

8.4 Dépannage

- **Ne s'allume pas** : Recharger 2 h, puis redémarrer.
- **Ne s'éteint pas / gelé** : Maintenir le bouton d'alimentation 10 s.
- **Arrêt pendant la séance** : Recharger complètement, nettoyer les contacts.

- **Ne charge pas** : Utiliser le câble d'origine, vérifier que le port est sec, utiliser un adaptateur 5V/2A.

9. Spécifications

Technologie LED

- Longueurs d'onde : 630 nm (rouge), 830 nm (infrarouge)
- Puissance optique max. : $\leq 5,5 \text{ mW/cm}^2$
- Durée de session : 9 minutes (arrêt automatique)

Batterie

- Type : Lithium-ion rechargeable
- Capacité : 65 mAh
- Autonomie : 4–6 sessions par charge
- Temps de charge : ~2 heures
- Alimentation : 5V / 2A
- Veille : jusqu'à 30 jours

Caractéristiques physiques

- Matériaux : PC + ABS, silicone de grade cosmétique
- Couleurs : Blanc / Rose
- Poids : ~24 g par patch
- Dimensions : ~70 × 40 × 12 mm

Conditions environnementales

- Température de stockage : 0°C à 40°C
- Humidité de stockage : 30 % – 85 %

10. Voyage et utilisation internationale

- Léger et compact – idéal pour voyager.
- Compatible avec les tensions mondiales (**AC100–240V, 50/60Hz**).
- Vérifiez la réglementation des compagnies aériennes avant un usage à bord.

11. Garantie limitée – 2 ans

Phenicoptere Sp. z o.o. garantit LunaEye pendant **2 ans** à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale.

Exclusions :

- Usure esthétique normale
- Dommages dus à une mauvaise utilisation, négligence ou stockage incorrect


- Réparations non autorisées ou tentative de démontage

⚠ Tout démontage de l'appareil annule la garantie.

En cas de défaut, **Phenicoptere Sp. z o.o.** pourra réparer ou remplacer le produit gratuitement, preuve d'achat requise. Les frais d'expédition ne sont pas remboursables.

Cette garantie s'ajoute à vos **droits légaux en tant que consommateur**.

Réclamations :

 contact@phenicoptere.com

 www.glov.co

12. Élimination

Le symbole de la **poubelle barrée** signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Déposez-le dans un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électroniques.

Élimination de la batterie

⚠ **ATTENTION** : L'ouverture de l'appareil annule la garantie. Retirez la batterie uniquement lors de l'élimination finale du produit.

- Batterie lithium-ion intégrée — ne pas jeter avec les déchets ménagers.
- Éteignez et déconnectez l'appareil avant ouverture.
- Retirez et recyclez la batterie dans un centre agréé.
- Portez des gants lors de la manipulation.

13. Symboles

⚠ – Avertissements / consignes de sécurité

 – Se référer au manuel

 – Recyclage électronique

 – Fabricant

LOT – Code de lot

 – Garder au sec

EC REP – Représentant UE

14. Informations de contact

Fabricant : Produit pour Phenicoptere Sp. z o.o.

Adresse : Chocimska 14a/101, 00-791 Varsovie, Pologne

Tel : +48 577 111 675

Représentant UE : Phenicoptere Sp. z o.o.

Version du manuel : V1.1

Date d'émission : 01.10.2025

DE: 📖 LunaEye by GLOV – Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Allgemeine Geräteinformationen
2. Produktübersicht
3. Gerätebeschreibung
4. Vor dem Start
5. Verwendung von LunaEye
6. Warnhinweise
7. Mögliche Vorteile
 - 7.1 Anwendungstipps
8. Verwendung & Pflege von LunaEye
 - 8.1 Allgemeine Nutzung
 - 8.2 Reinigung
 - 8.3 Aufbewahrung
 - 8.4 Fehlerbehebung
9. Technische Daten
10. Reisen & Internationale Nutzung
11. Eingeschränkte Garantie – 2 Jahre
12. Entsorgung
13. Symbole
14. Kontaktinformationen

1. Allgemeine Geräteinformationen

LunaEye by GLOV ist ein fortschrittliches LED-Pflegegerät, das speziell für die empfindliche Augenpartie entwickelt wurde. Es nutzt rotes Licht (630 nm) und Infrarotlicht (830 nm) in automatischen 9-Minuten-Sitzungen, um das natürliche Erscheinungsbild der Haut zu unterstützen.

Kompakt, tragbar und wiederaufladbar passt LunaEye problemlos in jede tägliche Pflegeroutine. Es kann unter den Augen oder auf anderen Gesichtsbereichen in aufeinanderfolgenden Sitzungen angewendet werden.

⚠ **Hinweis:** Dies ist ein Beauty-Gerät für den **privaten Gebrauch zu Hause**. Es ist kein Medizinprodukt und nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten bestimmt.

2. Produktübersicht

LunaEye Case	LunaEye USB
1 × Ladestation 2 × LunaEye Patches 2 × Mini-Controller	2 × LunaEye Patches 2 × Mini-Controller 1 × USB-Kabel

1 × USB-Kabel 1 × Set Klebe-Sticker 1 × Bedienungsanleitung	1 × Set Klebe-Sticker 1 × Bedienungsanleitung
---	--

3. Gerätebeschreibung

- **Lichtquelle:** Rotes Licht (630 nm) + Infrarotlicht (830 nm)
- **Sitzungsdauer:** 9 Minuten (automatische Abschaltung)
- **Akkulaufzeit:** 4–6 Sitzungen pro vollständiger Ladung
- **Design:** Ergonomische, halbmondförmige Patches für optimale Passform
- **Häufigkeit:** Geeignet für die tägliche Anwendung; mehrere Bereiche können nacheinander behandelt werden

4. Vor dem Start

Führen Sie vor der ersten Anwendung einen **Empfindlichkeitstest** durch:

1. Gerät auf den Unterarm legen.
2. Eine vollständige 9-Minuten-Sitzung durchführen.
3. Falls innerhalb von 24 Stunden Rötungen oder Reizungen auftreten, die Anwendung abbrechen.
4. Wenn die Haut unempfindlich bleibt, kann das Gerät regulär verwendet werden.

5. Verwendung von LunaEye

1. **Vollständig aufladen** – Vor der ersten Anwendung die Patches in die Ladestation legen oder sie direkt mit dem USB-Kabel verbinden und ca. 2 Stunden aufladen.
2. **Haut vorbereiten** – Die zu behandelnde Hautpartie (typischerweise unter den Augen) reinigen und trocknen. Keine Öle, Cremes oder Make-up auftragen.
3. **Patches anbringen** – Klebe-Sticker auf der Rückseite der Patches befestigen. Vorsichtig unter den Augen oder an einer anderen gewünschten Gesichtspartie platzieren.
4. **Sitzung starten** – Den Power-Knopf 1,5 Sekunden lang gedrückt halten. Das Gerät startet eine automatische Sitzung von 9 Minuten.
5. **Ende der Sitzung** – Nach 9 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab. Patches entfernen und Klebe-Sticker entsorgen.
6. **Nachpflege** – Im Anschluss Serum oder Feuchtigkeitscreme auftragen.

△ **Hinweis:** Mehrere Gesichtszonen (z. B. Wangen, Stirn) können nacheinander behandelt werden.

6. Warnhinweise

- Anwendung sofort abbrechen, wenn Unwohlsein, Schwindel oder anhaltende Rötungen auftreten.
- Nicht anwenden auf **offenen Wunden, Geschwüren, Operationsnarben oder stark gereizter Haut**.
- Nicht verwenden bei **Sonnenbrand, Photosensibilität, entzündeter Haut** oder während der Einnahme von photosensibilisierenden Medikamenten.
- Nicht direkt in die LEDs schauen.
- Nicht für Kinder geeignet. Nur unter Aufsicht bei eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten verwenden.
- Aus hygienischen Gründen die Patches nicht mit anderen Personen teilen.
- Von **direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder Wasser** fernhalten.
- Nur das mitgelieferte **USB-Kabel und Netzteil** verwenden.
- Sicherstellen, dass der Ladeanschluss trocken ist.
- Gerät nicht während des Ladevorgangs verwenden.
- Gerät nicht öffnen oder zerlegen – keine wartungsfähigen Teile enthalten.
- Maximale Sitzungsdauer: 9 Minuten (voreingestellt).
- Entsorgung gemäß den lokalen Vorschriften (siehe Abschnitt Entsorgung).

7. Mögliche Vorteile

Regelmäßige Anwendung von LunaEye kann helfen:

- ✨ Die Augenpartie zu erfrischen & aufzuhellen
- ✨ Das Erscheinungsbild von Schwellungen & Müdigkeit zu reduzieren
- ✨ Eine glattere, widerstandsfähigere Haut zu unterstützen
- ✨ Die tägliche Hautpflegeroutine zu ergänzen

7.1 Anwendungstipps

- Nur auf **sauberer, trockener Haut** anwenden.
- Nach jeder Sitzung ein Serum oder eine Feuchtigkeitscreme auftragen.
- Geeignet für den **täglichen Gebrauch**; mehrere Bereiche können nacheinander behandelt werden.

8. Verwendung & Pflege von LunaEye

8.1 Allgemeine Nutzung

- Arbeitet mit sicheren, nicht-invasiven Lichtstärken.
- Schaltet sich nach 9 Minuten automatisch ab.

8.2 Reinigung

- Mit einem feuchten Tuch oder einem Tuch mit 70 % Alkohol abwischen.
- Keine Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Nicht während des Ladevorgangs reinigen.

8.3 Aufbewahrung

- In der mitgelieferten Ladestation aufbewahren.
- Vor Biegen, Quetschen oder extremen Temperaturen schützen.

8.4 Fehlerbehebung

- **Gerät startet nicht:** 2 Stunden laden, dann neu starten.
- **Gerät lässt sich nicht ausschalten / reagiert nicht:** Power-Knopf 10 Sekunden lang gedrückt halten.
- **Stopp während der Sitzung:** Vollständig aufladen, Kontakte reinigen, erneut versuchen.
- **Gerät lädt nicht:** Originalkabel verwenden, Ladeanschluss trocknen, 5V/2A-Adapter benutzen.

9. Technische Daten

LED-Technologie

- Wellenlängen: 630 nm (rot), 830 nm (infrarot)
- Maximale Leistungsdichte: $\leq 5,5 \text{ mW/cm}^2$
- Sitzungsdauer: 9 Minuten (automatische Abschaltung)

Akku

- Typ: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- Kapazität: 65 mAh
- Laufzeit: 4–6 Sitzungen pro Ladung
- Ladezeit: ~2 Stunden
- Stromversorgung: 5V / 2A
- Standby: bis zu 30 Tage

Physische Eigenschaften

- Materialien: PC + ABS, hautfreundliches Silikon
- Farben: Weiß / Rosa
- Gewicht: ~24 g pro Patch
- Abmessungen: ~70 × 40 × 12 mm

Umgebungsbedingungen

- Lagertemperatur: 0°C bis 40°C
- Lagerfeuchtigkeit: 30 % – 85 %

10. Reisen & Internationale Nutzung

- Leicht und kompakt – ideal für Reisen.
- Weltweit spannungskompatibel (**AC100–240V, 50/60Hz**).
- Fluggesellschaftsrichtlinien vor Nutzung an Bord prüfen.

11. Eingeschränkte Garantie – 2 Jahre

Phenicoptere Sp. z o.o. gewährt eine Garantie von **2 Jahren** ab Kaufdatum für Material- und Herstellungsfehler bei normalem Gebrauch.

Nicht abgedeckt sind:

- Normale optische Abnutzung
- Schäden durch unsachgemäße Nutzung, Vernachlässigung oder falsche Lagerung
- Unbefugte Reparaturen oder Manipulationen

⚠ Ein Öffnen oder Zerlegen des Geräts führt zum Garantieverlust.

Im Falle eines Defekts kann **Phenicoptere Sp. z o.o.** das Gerät nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen. Kaufbeleg erforderlich. Versandkosten sind nicht erstattungsfähig.

Diese Garantie gilt **zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten**.

Garantieansprüche:

✉ contact@phenicoptere.com

🌐 www.glov.co

12. Entsorgung

Das Symbol der **durchgestrichenen Mülltonne** bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte bei einer offiziellen Sammelstelle für Elektrogeräte abgeben.

Batterieentsorgung

⚠ **ACHTUNG:** Das Öffnen des Geräts macht die Garantie ungültig. Batterie nur zur endgültigen Entsorgung entfernen.

- Enthält Lithium-Ionen-Batterie — nicht im Hausmüll entsorgen.
- Vor dem Öffnen ausschalten und vom Netz trennen.
- Batterie entnehmen und bei einer Sammelstelle recyceln.
- Beim Entfernen Handschuhe tragen.

13. Symbole

⚠ – Warnungen / Sicherheitshinweise

📖 – Bedienungsanleitung beachten

♻ – Elektronik-Recycling

🏭 – Hersteller

LOT – Chargencode

☂ – Vor Nässe schützen

EC REP – EU-Repräsentant

14. Kontaktinformationen

Hersteller: Produziert für Phenicoptere Sp. z o.o.

Adresse: Chocimska 14a/101, 00-791 Warschau, Polen

Tel: +48 577 111 675

EU-Repräsentant: Phenicoptere Sp. z o.o.

Handbuch-Version: V1.1

IT: LunaEye by GLOV – Manuale d'uso

Indice

1. Informazioni generali sul dispositivo
2. Panoramica del prodotto
3. Descrizione del dispositivo
4. Prima di iniziare
5. Come usare LunaEye
6. Avvertenze
7. Benefici potenziali
 - 7.1 Consigli d'uso
8. Uso e cura di LunaEye
 - 8.1 Uso generale
 - 8.2 Pulizia
 - 8.3 Conservazione
 - 8.4 Risoluzione dei problemi
9. Specifiche tecniche
10. Viaggi e uso internazionale
11. Garanzia limitata – 2 anni
12. Smaltimento
13. Simboli
14. Informazioni di contatto

1. Informazioni generali sul dispositivo

LunaEye by GLOV è un avanzato dispositivo LED progettato per la delicata area del contorno occhi. Utilizza luce rossa (630 nm) e luce infrarossa (830 nm) in sessioni automatiche di 9 minuti per supportare l'aspetto naturale della pelle.

Compatto, portatile e ricaricabile, LunaEye si integra facilmente in qualsiasi routine quotidiana. Può essere utilizzato sotto gli occhi o in altre aree del viso in sessioni consecutive.

⚠ Nota: Questo è un dispositivo beauty per **uso domestico personale**. Non è un dispositivo medico e non è destinato a diagnosticare, trattare o curare alcuna condizione medica.

2. Panoramica del prodotto

LunaEye Case	LunaEye USB
1 × Custodia di ricarica 2 × Patch LunaEye	2 × Patch LunaEye 2 × Mini-controller

2 × Mini-controller 1 × Cavo USB 1 × Set di adesivi 1 × Manuale d'uso	1 × Cavo USB 1 × Set di adesivi 1 × Manuale d'uso
--	---

3. Descrizione del dispositivo

Fonte luminosa: LED rossi (630 nm) + LED infrarossi (830 nm)

Durata sessione: 9 minuti (spegnimento automatico)

Autonomia: 4–6 sessioni per ricarica completa

Design: Patch ergonomici a forma di mezzaluna per un'aderenza ottimale

Frequenza: Adatto all'uso quotidiano; più aree possono essere trattate consecutivamente

4. Prima di iniziare

Eseguire un **test di sensibilità** prima del primo utilizzo:

1. Posizionare il dispositivo sull'avambraccio.
2. Eseguire una sessione completa di 9 minuti.
3. Se entro 24 ore compaiono arrossamenti o irritazioni, non utilizzare.
4. Se la pelle non mostra reazioni, procedere con l'uso regolare.

5. Come usare LunaEye

1. **Ricarica completa** – Prima del primo utilizzo, inserire i patch nella custodia di ricarica oppure collegarli direttamente con il cavo USB e caricarli per circa 2 ore.
2. **Preparare la pelle** – Pulire e asciugare l'area da trattare (di solito il contorno occhi). La pelle deve essere priva di oli, creme o trucco.
3. **Applicare i patch** – Fissare gli adesivi sul retro dei patch. Posizionarli delicatamente sotto gli occhi o su un'altra area del viso.
4. **Avviare la sessione** – Tenere premuto il pulsante di accensione per 1,5 secondi. Il dispositivo si attiva e avvia una sessione automatica di 9 minuti.
5. **Fine della sessione** – Dopo 9 minuti il dispositivo si spegne automaticamente. Rimuovere i patch e gettare gli adesivi usati.
6. **Dopo la sessione** – Applicare il proprio siero o crema idratante preferiti.

△ **Nota:** Più aree del viso (guance, fronte, ecc.) possono essere trattate consecutivamente durante la stessa routine.

6. Avvertenze

- Interrompere l'uso in caso di fastidio, vertigini o arrossamenti persistenti.
- Non utilizzare su **ferite aperte, ulcere, aree post-operatorie o pelle gravemente irritata**.
- Non utilizzare in caso di **scottature solari, fotosensibilità, infiammazioni cutanee** o durante l'assunzione di farmaci fotosensibilizzanti.

- Non guardare direttamente nella luce LED.
- Non adatto ai bambini. Utilizzare solo sotto supervisione in caso di capacità fisiche o mentali ridotte.
- Per motivi igienici, non condividere i patch.
- Tenere lontano da **luce solare diretta, calore e acqua**.
- Utilizzare solo il **cavo USB e l'adattatore forniti**.
- Assicurarsi che la porta di ricarica sia asciutta.
- Non utilizzare durante la ricarica.
- Non smontare il dispositivo – non contiene parti riparabili dall'utente.
- Durata massima per sessione: 9 minuti (preimpostata).
- Smaltire correttamente (vedi sezione Smaltimento).

7. Benefici potenziali

L'uso regolare di LunaEye può contribuire a:

- ✨ Rinfrescare e illuminare il contorno occhi
- ✨ Ridurre la visibilità di gonfiore e segni di stanchezza
- ✨ Sostenere una pelle più liscia e resistente
- ✨ Completare la routine di cura quotidiana

7.1 Consigli d'uso

- Applicare su **pelle pulita e asciutta**.
- Dopo ogni sessione, applicare siero o crema idratante.
- Sicuro per **uso quotidiano**; più aree possono essere trattate consecutivamente.

8. Uso e cura di LunaEye

8.1 Uso generale

- Funziona a livelli di luce sicuri e non invasivi.
- Si spegne automaticamente dopo 9 minuti.

8.2 Pulizia

- Pulire con un panno umido o con salviette contenenti alcool al 70 %.
- Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi.
- Non pulire durante la ricarica.

8.3 Conservazione

- Riporre nella custodia di ricarica fornita.
- Evitare piegature, schiacciamenti o esposizione a temperature estreme.

8.4 Risoluzione dei problemi

- **Non si accende:** Caricare per 2 ore, poi riavviare.
- **Non si spegne / bloccato:** Tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.
- **Si ferma durante la sessione:** Ricaricare completamente, pulire i contatti e riprovare.
- **Non si carica:** Utilizzare il cavo originale, verificare che la porta sia asciutta, usare un adattatore 5V/2A.

9. Specifiche tecniche

Tecnologia LED

- Lunghezze d'onda: 630 nm (rosso), 830 nm (infrarosso)
- Densità di potenza max.: $\leq 5,5 \text{ mW/cm}^2$
- Durata sessione: 9 minuti (spegnimento automatico)

Batteria

- Tipo: Litio-ione ricaricabile
- Capacità: 65 mAh
- Autonomia: 4–6 sessioni per carica
- Tempo di ricarica: ~2 ore
- Alimentazione: 5V / 2A
- Standby: fino a 30 giorni

Caratteristiche fisiche

- Materiali: PC + ABS, silicone sicuro per la pelle
- Colori: Bianco / Rosa
- Peso: ~24 g per patch
- Dimensioni: ~70 × 40 × 12 mm

Condizioni ambientali

- Temperatura di conservazione: 0°C – 40°C
- Umidità di conservazione: 30 % – 85 %

10. Viaggi e uso internazionale

- Leggero e compatto – ideale per i viaggi.
- Compatibile con tensioni mondiali (**AC100–240V, 50/60Hz**).
- Verificare le regole della compagnia aerea prima dell'uso a bordo.

11. Garanzia limitata – 2 anni

Phenicoptere Sp. z o.o. garantisce LunaEye per **2 anni** dalla data di acquisto contro difetti di materiali o di fabbricazione derivanti da uso normale.

Non copre:

- Normale usura estetica
- Danni causati da uso improprio, negligenza o conservazione scorretta
- Riparazioni non autorizzate o manomissioni

△ L'apertura o lo smontaggio annullano la garanzia.

In caso di difetto, **Phenicoptere Sp. z o.o.** può riparare o sostituire il dispositivo a propria discrezione. È richiesta la prova d'acquisto. Le spese di spedizione non sono rimborsabili.

Questa garanzia è **aggiuntiva ai diritti legali del consumatore**.

Assistenza garanzia:

 contact@phenicoptere.com

 www.glov.co

12. Smaltimento

Il simbolo del **cestino barrato** indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Portarlo in un punto di raccolta ufficiale per il riciclo delle apparecchiature elettroniche.

Smaltimento della batteria

△ **ATTENZIONE:** L'apertura del dispositivo annulla la garanzia. Rimuovere la batteria solo per lo smaltimento finale.

- Contiene batteria al litio-ione – non smaltire nei rifiuti domestici.
- Spegnere e scollegare prima di aprire.
- Rimuovere e riciclare la batteria in un centro autorizzato.
- Indossare guanti durante la rimozione.

13. Simboli

△ – Avvertenze / istruzioni di sicurezza

 – Consultare il manuale

 – Riciclo elettronico

 – Produttore

LOT – Codice lotto

 – Tenere asciutto

EC REP – Rappresentante UE

14. Informazioni di contatto

Produttore: Prodotto per Phenicoptere Sp. z o.o.

Indirizzo: Chocimska 14a/101, 00-791 Varsavia, Polonia

Tel: +48 577 111 675

Rappresentante UE: Phenicoptere Sp. z o.o.

Versione manuale: V1.1

Data di emissione: 01.10.2025

PL: LunaEye by GLOV – Instrukcja obsługi

Spis treści

1. Informacje ogólne o urządzeniu
2. Przegląd produktu
3. Opis urządzenia
4. Zanim zaczniesz
5. Jak używać LunaEye
6. Ostrzeżenia
7. Potencjalne benefity
 - 7.1 Wskazówki dotyczące użycia
8. Użytkowanie i pielęgnacja LunaEye
 - 8.1 Użycie ogólne
 - 8.2 Czyszczenie
 - 8.3 Przechowywanie
 - 8.4 Rozwiązywanie problemów
9. Specyfikacja techniczna
10. Podróże i użytkowanie międzynarodowe
11. Gwarancja ograniczona – 2 lata
12. Utylizacja
13. Symbole
14. Informacje kontaktowe

1. Informacje ogólne o urządzeniu

LunaEye by GLOV to zaawansowane urządzenie LED stworzone z myślą o delikatnej okolicy pod oczami. Wykorzystuje czerwone światło (630 nm) i podczerwone (830 nm) w 9-minutowych automatycznych sesjach, wspierając naturalny wygląd skóry.

Kompaktowe, przenośne i ładowane, LunaEye łatwo dopasowuje się do codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Może być stosowane pod oczami lub na innych partiach twarzy w kolejnych sesjach.

⚠ Uwaga: To urządzenie kosmetyczne przeznaczone wyłącznie do **domowego użytku osobistego**. Nie jest wyrobem medycznym i nie służy do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.

2. Przegląd produktu

LunaEye Case	LunaEye USB
1 × Etui ładujące 2 × Płatki LunaEye 2 × Mini kontrolery 1 × Kabel USB 1 × Zestaw naklejek samoprzylepnych 1 × Instrukcja obsługi	2 × Płatki LunaEye 2 × Mini kontrolery 1 × Kabel USB 1 × Zestaw naklejek samoprzylepnych 1 × Instrukcja obsługi

3. Opis urządzenia

Źródło światła: czerwone (630 nm) + podczerwone (830 nm) LED

Czas sesji: 9 minut (automatyczne wyłączenie)

Czas pracy na baterii: 4–6 sesji na jednym ładowaniu

Kształt: ergonomiczne płatki w formie półksiężyca

Częstotliwość użycia: bezpieczne do codziennego stosowania; można używać kolejno na różnych obszarach twarzy

4. Zanim zaczniesz

Przed pierwszym użyciem wykonaj **test wrażliwości**:

1. Umieść urządzenie na wewnętrznej stronie przedramienia.
2. Uruchom pełną sesję (9 minut).
3. Jeśli w ciągu 24 godzin pojawi się zaczerwienienie lub podrażnienie – nie używaj urządzenia.
4. Jeśli skóra nie zareaguje – możesz rozpocząć regularne stosowanie.

5. Jak używać LunaEye

1. **Naładuj w pełni** – przed pierwszym użyciem włóż płatki do etui ładującego lub przez kabel USB i ładuj około 2 godzin.
2. **Przygotuj skórę** – oczyść i osusz wybraną partię twarzy (najczęściej okolice oczu). Skóra powinna być wolna od olejków, kremów i makijażu.
3. **Nałóż płatki** – przyklej naklejki samoprzylepne na tył płatków. Delikatnie umieść pod oczami lub na innej wybranej partii twarzy.
4. **Rozpocznij sesję** – przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy. Urządzenie uruchomi się i rozpocznie automatyczną sesję 9 minut.
5. **Koniec sesji** – po 9 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie. Zdejmij płatki i wyrzuć zużyte naklejki.
6. **Pielęgnacja po sesji** – nałóż ulubione serum lub krem nawilżający.

△ **Uwaga:** W jednej rutynie można kolejno traktować różne obszary twarzy (np. policzki, czoło).

6. Ostrzeżenia

- Natychmiast przerwij użycie w przypadku dyskomfortu, zawrotów głowy lub utrzymującego się zaczerwienienia.
- Nie stosować na **otwarte rany, owrzodzenia, miejsca pooperacyjne ani mocno podrażnioną skórę**.
- Nie stosować w przypadku **oparzeń słonecznych, nadwrażliwości na światło, stanów zapalnych skóry** lub podczas przyjmowania leków światłoczułych.
- Nie patrzeć bezpośrednio w diody LED.
- Nie dla dzieci. Stosować wyłącznie pod nadzorem w przypadku osób o ograniczonej sprawności fizycznej lub psychicznej.
- Ze względów higienicznych nie udostępniać płatków innym osobom.
- Chronić przed **światłem słonecznym, wysoką temperaturą i wodą**.
- Używać wyłącznie **oryginalnego kabla USB i zasilacza**.
- Upewnić się, że port ładowania jest suchy.
- Nie używać podczas ładowania.
- Nie rozkładać ani nie otwierać urządzenia – nie zawiera części serwisowych.
- Maksymalny czas sesji: 9 minut (ustawienie fabryczne).
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami (patrz sekcja Utylizacja).

7. Potencjalne korzyści

Regularne stosowanie LunaEye może pomóc w:

- ✨ Odświeżeniu i rozświetleniu okolic oczu
- ✨ Zmniejszeniu widoczności opuchlizny i oznak zmęczenia
- ✨ Wsparciu w uzyskaniu gładziej i bardziej odpornej skóry
- ✨ Uzupełnieniu codziennej rutyny pielęgnacyjnej

7.1 Wskazówki dotyczące użycia

- Stosować na **czystą i suchą skórę**.
- Po sesji nałożyć serum lub krem nawilżający.
- Bezpieczne do **codziennego stosowania**; kolejne obszary można traktować jeden po drugim.

8. Użytkowanie i pielęgnacja LunaEye

8.1 Użycie ogólne

- Działa w bezpiecznych, nieinwazyjnych poziomach światła.
- Automatycznie wyłącza się po 9 minutach.

8.2 Czyszczenie

- Przecierać wilgotną ściereczką lub chusteczką nasączoną alkoholem 70 %.
- Nie stosować rozpuszczalników ani silnych detergentów.

- Nie czyścić podczas ładowania.

8.3 Przechowywanie

- Przechowywać w dostarczonym etui ładującym.
- Chronić przed zginaniem, zgniataniem i skrajnymi temperaturami.

8.4 Rozwiązywanie problemów

- **Nie włącza się:** Ładować przez 2 h, następnie uruchomić ponownie.
- **Nie wyłącza się / zawieszono:** Przytrzymać przycisk zasilania przez 10 s.
- **Przerywa pracę podczas sesji:** Naładować do pełna, wyczyścić styki i spróbować ponownie.
- **Nie ładuje się:** Użyć oryginalnego kabla, sprawdzić czy port jest suchy, zastosować zasilacz 5V/2A.

9. Specyfikacja techniczna

Technologia LED

- Długości fali: 630 nm (czerwone), 830 nm (podczerwone)
- Maks. gęstość mocy: $\leq 5,5 \text{ mW/cm}^2$
- Czas sesji: 9 minut (automatyczne wyłączenie)

Bateria

- Typ: litowo-jonowa, ładowalna
- Pojemność: 65 mAh
- Żywotność: 4–6 sesji na ładowaniu
- Czas ładowania: ~2 godziny
- Zasilanie: 5V / 2A
- Tryb czuwania: do 30 dni

Właściwości fizyczne

- Materiały: PC + ABS, silikon bezpieczny dla skóry
- Kolory: biało różowy
- Waga: ~24 g na płatek
- Wymiary: ~70 × 40 × 12 mm

Warunki przechowywania

- Temperatura: 0°C – 40°C
- Wilgotność: 30 % – 85 %

10. Podróże i użytkowanie międzynarodowe

- Lekkie i kompaktowe – idealne w podróży.
- Kompatybilne z napięciami na całym świecie (**AC100–240V, 50/60Hz**).
- Przed użyciem w samolocie należy sprawdzić przepisy linii lotniczych.

11. Gwarancja ograniczona – 2 lata

Phenicoptere Sp. z o.o. udziela **2-letniej gwarancji** od daty zakupu na wady materiałowe i produkcyjne przy normalnym użytkowaniu.

Gwarancja nie obejmuje:


- Normalnego zużycia estetycznego
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem, zaniedbaniem lub złym przechowywaniem
- Nieautoryzowanych napraw lub prób otwarcia

⚠ Rozebranie urządzenia powoduje utratę gwarancji.

W przypadku wady **Phenicoptere Sp. z o.o.** może według własnego uznania naprawić lub wymienić urządzenie. Wymagany jest dowód zakupu. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.

Ta gwarancja jest **dotądkiem do ustawowych praw konsumenta**.

Reklamacje:

 contact@phenicoptere.com

 www.glov.co

12. Utylizacja

Symbol **przekreślonego kosza** oznacza, że produkt nie może być wyrzucany z odpadami komunalnymi. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Utylizacja baterii

⚠ **UWAGA:** Otwarcie urządzenia unieważnia gwarancję. Baterię należy usuwać wyłącznie przy ostatecznej utylizacji urządzenia.


- Zawiera akumulator litowo-jonowy – nie wyrzucać do odpadów komunalnych.
- Przed otwarciem wyłączyć i odłączyć urządzenie.
- Wyjąć baterię i przekazać do punktu zbiórki.
- Podczas wyjmowania nosić rękawice ochronne.

13. Symbole


 – Ostrzeżenia / informacje o bezpieczeństwie

 – Patrz instrukcja obsługi

 – Recykling elektroniki

 – Producent

LOT – Kod partii

 – Chronić przed wilgocią

EC REP – Przedstawiciel UE

14. Informacje kontaktowe

Producent: wyprodukowano dla Phenicoptere Sp. z o.o.

Adres: ul. Chocimska 14a/101, 00-791 Warszawa, Polska

Tel: +48 577 111 675

Przedstawiciel UE: Phenicoptere Sp. z o.o.

Wersja instrukcji: V1.1

Data wydania: 01.10.2025