


EN



DIFORO
Rives

Contents

1.	SAFETY -----	.1
2.	TECHNICAL DATA -----	.2
3.	CERTIFICATES -----	.2
4.	CLEANING AND CONSERVATION -----	.2
5.	PRODUCT DESCRIPTION -----	.3
6.	CHARGING AND USING -----	.4
7.	FACE AND BODY CARE -----	.4 i 5
8.	WARRANTY CONDITIONS -----	.6
9.	INFORMATION REGARDING DISPOSAL -----	.7

1. Safety

- People with a pacemaker should not use the device.
- During the care treatment, remember not to put them on your hands
- conductive objects, such as rings, watches, and bracelets. They can interfere with the operation of the devices.
- The spatula can damage the eyeball. Under no circumstances do not touch the eyeball.
- If your skin is irritated after sunbathing, has unhealed scars, inflamed inflammation, or any other type of damage, do not perform skin care at the site of the damaged skin.
- Pregnant women should not use the device.
- Do not carry out the procedure in one place for a long time.
- Keep the interval between treatments.
- Do not use if you have a blood clotting disorder (including HIV infection).
- Do not use with skin care products with high exfoliating properties such as liquid scrubs or granules at the same time.
- If you are unsure about any potential side effects, talk to your healthcare professional.
- The device uses a lithium battery. Do not place or store the product for a long time in a humid room or high temperature.

Technical Data

Name: Skin Scrubber

Model: Rives

Power: 2.5W

Input Voltage: 5V

Battery: 600 mAh

Charging time: 120 min.

Net weight: 150g

Waterproof Grade: IPX5

Dimensions: 197.9 * 79.9 * 45.7mm

Docking station: With a UV lamp

3. Certificates

CE / ROHS / FCC - full declarations available at diforo.pl

4. Cleaning and conservation


After each use, make sure the device is turned off, clean the ultrasonic skin care spatula and wipe the device with a paper towel or cloth. Do not immerse the device and charging base directly in water. Avoid washing with water directly so as not to cause a breakdown. Do not use steel elements, strong detergents, caustic liquids or other cleaning agents. The spatula, when placed in the docking station, will be additionally disinfected by a UV lamp.

5. Product description


Charging
connector



Spatula



Charging
connector



6. Charging and using

The charging base and the device are connected with power pins. The charging base has a USB type C connector. It takes 2 hours to fully charge the product. When fully charged, the device works for up to 100 minutes. During charging, the LEDs blink, when fully charged, the LEDs glow continuously. When the power required is low, the current mode light flashes quickly with a beep, then the unit automatically turns off.

Basic functions after starting the device:

Power on / off: long press the switch / mode key, it will start the device with beep twice. Mode switching: press the toggle / mode key, prompt "beep" and toggle the four circulatory modes.

Skin Scrubber has a timer, after 5 minutes the device will automatically turn off.

7. Face and body care - first steps

Before use, cleanse the skin and remove any cosmetic residues.

The "PEELING" mode is the default and is used as a basic treatment.

" PEELING " ②

For use in conjunction with daily tonics etc., place an ultrasonic spatula on the face at a 30 ° angle, gently touch the skin and slowly move upward for a blackhead removal and gentle peeling effect.

" CLEAN " ③

"CLEAN" mode, for daily use with tonics. Point the spatula upwards at an angle of 30 ° gently touching the surface to be cleaned. Move slowly upwards while gently pressing for a deep cleaning effect.

" MOIST " ④

Use with lotions and creams, evenly tap cosmetics with the contoured tip of the spatula to break down the particles and penetrate the substance deeper.

" LIFT " ⑤

Use with gels and creams, moving at an angle of 30 ° from the bottom up, gently pulling the skin. Thanks to the "LIFT" mode, you will get smooth and taut skin.

After the treatment, cleanse the skin and perform natural skin care according to your preferences. You can use a serum or other care cosmetic.

Intervals between treatments and therapy.

" PEELING " Twice a week

" CLEAN " Twice a week

" MOIST " three to four times a week

" LIFT " three to four times a week

Before first use, do a skin test and wait 12 hours. This will help to eliminate any risks and adverse reaction of the skin to the treatments. Remember, the device is designed to exfoliate the epidermis, and it is still an invasive procedure. Apply a small amount of water or tonic to your forearm and run the spatula on the inside of your upper arm for about 30 seconds. If there is no strong reaction, you can safely use the product. Using it will cause the skin to appear slightly reddened or swollen. This effect will wear off after a while. This is the desired effect because this is how the peeling works. If redness does not disappear within 24 hours, consult your doctor. The skin tolerance and sensation vary from person to person and skin to complexion.

8. Warranty conditions

DIFORO provides a 2-year warranty on this device, counted from the date of the first purchase;

The warranty covers defects due to faulty workmanship or materials as well as moving parts that affect the operation of the device. If, during the warranty period, the user notices a defect and notifies the dealer, DIFORO, will replace the device free of charge or make a free repair.

The warranty does NOT cover cosmetic deterioration caused by normal wear and tear, or damage resulting from mechanical damage, misuse or neglect. Attempting to open or disassemble the device (or its accessories) will void the warranty. Claims under the warranty must be supported by reliable evidence (proof of purchase) that the claim arose within the warranty period. To validate the warranty, keep the original purchase receipt for the duration of the warranty period. The user will be provided with a Return Merchandise Authorization (RMA) number which must be handed over to the nearest DIFORO office or authorized reseller with the device. Shipping costs are not refundable. This obligation is in addition to, and in no way affects, your legal rights as a consumer.

This warranty is provided by VOBÉ sp. z o.o., ul. Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla. KRS: 0000800189, Registration number; NIP: 525-279-92-70, REGON: 384166183.

8. Disposal Information

Disposal of waste electrical equipment (suitable for EU countries and other European countries, with a waste recycling system).



The symbol of the crossed out wheeled bin means that the device should not be treated as municipal waste, but should be handed over to an appropriate collection point for used electrical and electronic equipment. The distributor or retailer is obligated to accept such device. If the device is used correctly, it does not pose any risk to the environment and human health, which may not be the case with inappropriate disposal of the used product. The recycling of materials also helps to conserve natural resources.

IMPORTER:

Vobe sp. z o.o.

Rudna Mała 167A

36-054 Mrowla

get@diforo.pl

NIP: 5252799270

Spis treści

1.	BEZPIECZEŃSTWO	.1
2.	DANE TECHNICZNE	.2
3.	CERTYFIKATY	.2
4.	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	.2
5.	OPIS PRODUKTU	.3
6.	ŁADOWANIE I URUCHOMIENIE	.4
7.	PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA	.4 i 5
8.	WARUNKI GWARANCJI	.6
9.	INFORMACJĘ DOTYCZĄCE UTYLIZACJI	.7

1. Bezpieczeństwo

- Osoby posiadające rozrusznik serca nie powinny używać urządzenia.
- Podczas zabiegu pamiętaj aby na dłoniach nie znajdowały się przedmioty przewodzące prąd, takie jak: pierścionki, zegarek, bransoletka. Mogą one zakłócać pracę urządzenia.
- Szpatułka może uszkodzić gałkę oczną. Pod żadnym pozorem nie dotykaj gałki ocznej.
- Jeśli twoja skóra jest podrażniona po opalaniu, posiada niezagojone blizny, zaogniony stan zapalny, lub innego typu uszkodzenia nie należy przeprowadzać zabiegu w miejscu uszkodzenia skóry.
- Kobiety w ciąży nie powinny używać urządzenia.
- Nie przeprowadzaj zabiegu w jednym miejscu przez długi czas.
- Zachowaj odstęp pomiędzy zabiegami.
- Nie używaj jeśli posiadasz, zaburzeniami krzepnięcia krwi, (w tym zakażenie wirusem HIV).
- Nie stosować z produktami do pielęgnacji skóry o silnych właściwościach złuszczeniowych, takimi jak peelingi lub granulki w tym samym czasie.
- W razie wątpliwości co do potencjalnych skutków ubocznych należy skonsultować się z lekarzem.
- Produkt wykorzystuje baterię litową. Nie umieszczaj ani nie przechowuj produktu przez długi czas w wilgotnym pomieszczeniu lub wysokiej temperaturze.

2. Dane techniczne

Nazwa: Peeling Kawitacyjny

Model: Rives

Moc: 2,5 W

Zasilanie: 5V

Bateria: 600 mAh

Czas ładowania: 120 min.

Waga: 160g

Klasa wodoodporności: IPX5

Wymiary: 197,9*79,9*45,7 mm

Stacja dokująca: Wyposażona w lampę UV

3. Certyfikaty

CE/ROSH/FCC - pełne deklaracje dostępne na stronie diforo.pl

4. Czyszczenie i konserwacja

Po każdym użyciu upewnij się, że produktu jest wyłączony, wyczyść ultradźwiękową szpatułkę do pielęgnacji skóry, a urządzenie przetrzyj ręcznikiem papierowym lub ściereczką. Nie należy zanurzać urządzenia i bazy ładującej bezpośrednio w wodzie. Unikaj bezpośredniego mycia wodą, aby nie spowodować awarii. Nie używaj elementów stalowych, silnych detergentów, płynów żrących i innych środków czyszczących. Szpatułka po umieszczeniu w stacji dokującej zostanie dodatkowo zdezynfekowana przez lampę UV.


5. Opis produktu

Złącze ładowania



① Port ładowania

Szpatułka



Przycisk
ON/OFF
Mode

- ② Piling
- ③ Oczyszczanie
- ④ Nawilżanie
- ⑤ Lifting

Złącze ładowania



Pasek czujnika jonów

6. Ładowanie i uruchomienie

Baza i produkt połączone są pinami zasilającymi. Baza do ładowania posiada złącze USB typu C. Pełne naładowanie produktu zajmuje 2 godziny. Na pełnym naładowaniu urządzenie działa do 100 minut. Podczas ładowania diody migają, po pełnym naładowaniu diody świecą ciągłym światłem. Gdy wymagana moc jest niska, kontrolka bieżącego trybu miga szybko z sygnałem dźwiękowym, a następnie urządzenie automatycznie się wyłącza.

Podstawowe uruchomienie:

Włączanie/wyłączanie: długie naciśnięcie klawisza przełącznika/trybu, uruchomi urządzenie z dwukrotnym sygnałem dźwiękowym. Przełączanie trybów: naciśnij klawisz przełącznika/trybu, monit „sygnał dźwiękowy” i przełącz cztery tryby krążeniowe

Piling posiada timer, po upływie 5 minut urządzenie samoczynnie się wyłączy.

7. Pielęgnacja twarzy i ciała - kroki

Przed użyciem oczyść skórę, i usuń pozostałości po kosmetykach.

Tryb „PEELING” jest domyślny i stosuj go jako zabieg podstawowy.

“ PEELING ” ②

Do stosowania w połączeniu z codziennymi tonikami itp., przyłóż do twarzy ultradźwiękową szpatułkę pod kątem 30°, delikatnie dotknij skóry i powoli przesuwaj się w górę, tak aby uzyskać efekt usuwania zaskórników oraz delikatnego pilingu.

“ CLEAN ” ③

Tryb „CLEAN”, do codziennego stosowania z tonikami. Szpatułka skieruj do góry pod kątem 30° delikatnie dotykając powierzchni oczyszczanej. Przesuwaj powoli w górę delikatnie dociskając, aby uzyskać efekt głębokiego czyszczenia.

“ MOIST ” ④

Stosuj z balsamami oraz kremami, wyprofilowaną końcówką szpatułki równomiernie wklepuj kosmetyki w celu rozbicia cząsteczek i głębszej penetracji substancji.

“ LIFT ” ⑤

Stosuj z żelami oraz kremami, przesuwając pod kątem 30° z dołu do góry delikatnie podciągając skórę. Dzięki trybowi „LIFT” uzyskasz gładką i napiętą skórę.

Po zabiegu oczyść skórę i wykonaj naturalną pielęgnację skóry zgodnie z własnymi preferencjami. Możesz użyć serum lub inny kosmetyk do pielęgnacji.

Częstotliwość bezpiecznego stosowania:

“ PEELING ” 2 razy w tygodniu

“ CLEAN ” 2 razy w tygodniu

“ MOIST ” od 3 do 4 razy w tygodniu

“ LIFT ” od 3 do 4 razy w tygodniu

Przy pierwszym użyciu wykonaj test skórny i poczekaj 12 godzin. Test ma za zadanie potwierdzić, że nie napotkasz żaden problem podczas zabiegów. Pamiętaj, urządzenie ma za zadanie złuszczać naskórek, a jest to mimo wszystko zabieg inwazyjny. Nanieś niewielką ilość wody lub toniku na przedramię i przesuвай szpatułkę po wewnętrznej stronie ramienia przez około 30 sekund. Jeśli nie nastąpi silna reakcja, możesz bezpiecznie używać produktu. Użytkowanie spowoduje, że na skórze pojawi się lekkie zaczerwienienie lub obrzęk. Efekt ten ustąpi po chwili. Jest to pożądany efekt, gdyż tak właśnie działa peeling. Jeśli zaczerwienienie nie zniknie w ciągu 24 godzin, skonsultuj się z lekarzem. Tolerancja i odczucia na skórze różnią się w zależności od osoby i cery.

8. Warunki gwarancji

DIFORO udziela 2-letniej gwarancji na niniejsze urządzenie, liczonej od daty pierwszego zakupu;

Gwarancja obejmuje wady wynikające z wadliwego wykonania lub materiałów tak i, jak części ruchome, które mają wpływ na działanie urządzenia. Jeśli w okresie gwarancyjnym użytkownik zauważy usterkę i powiadomi o niej sprzedawcę, DIFORO, bezpłatnie wymieni urządzenie lub dokona bezpłatnej naprawy.

Gwarancja NIE obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego urządzenia spowodowanego zwykłym zużyciem ani uszkodzeń powstałych wskutek mechanicznych uszkodzeń, niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozłożenia urządzenia (lub jego akcesoriów), spowoduje utratę gwarancji. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte wiarygodnym dowodem (dowód zakupu), że roszczenie powstało w czasie objętym gwarancją. Aby potwierdzić ważność gwarancji, należy zachować oryginalny dowód zakupu przez cały czas trwania okresu gwarancyjnego. Użytkownik otrzyma numer Return Merchandise Authorization (RMA), który wraz z urządzeniem DIFORO należy przekazać do najbliższego biura firmy DIFORO lub autoryzowanego partnera handlowego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie jest zobowiązaniem dodatkowym względem praw wynikających z odpowiednich przepisów, które przysługują użytkownikowi jako konsumentowi, oraz w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

Niniejsza gwarancja udzielona zostaje przez VOBÉ sp. z o.o., ul. Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000800189, posiadającą nadane numery; NIP: 525-279-92-70, REGON: 384166183, zwaną dalej Gwarantem.

8. Informację dotyczące utylizacji

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego (właściwa dla krajów EU oraz innych krajów europejskich z systemem recyklingu odpadów).



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że urządzenie nie powinno być traktowane jako odpad komunalny, lecz trzeba je oddać do właściwego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dystrybutor lub sprzedawca jest zobligowany do przyjęcia takiego urządzenia. Jeśli urządzenie jest wykorzystane we właściwy sposób, nie stwarza zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka, które może mieć miejsce w przypadku niewłaściwej utylizacji zużytego produktu. Recykling materiałów pomaga również w ochronie zasobów naturalnych.

IMPORTER:

Vobe sp. z o.o.

Rudna Mała 167A

36-054 Mrowla

get@diforo.pl

NIP: 5252799270

Obsah stránek

1.	BEZPEČNOST O	.1
2.	TECHNICKÉ ÚDAJE	.2
3.	CERTIFIKÁTY	.2
4.	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	.2
5.	POPIS PRODUKTU	.3
6.	NABÍJENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU.....	.4
7.	PÉČE O OBLIČEJ A TĚLO	.4 i 5
8.	ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	.6
9.	INFORMACE O LIKVIDACI	.7

1. Bezpečnost

- Lidé s kardiostimulátorem by přístroj neměli používat.
- Během léčby nezapomeňte nosit žádné vodivé prvky. Vodivé předměty na ruku, jako jsou prsteny, hodinky nebo náramky. Ty mohou narušit činnost přístroje.
- Špachtle může poškodit oční bulvu. Za žádných okolností se nedotýkejte oční bulvy.
- Pokud je vaše pokožka podrážděná po opalování, má nezhojené jizvy, zanícené záněty nebo jiné typy poškození, neprovádějte ošetření v místě poškození pokožky.
- Přístroj by neměly používat těhotné ženy.
- Neprovádějte ošetření na jednom místě po dlouhou dobu.
- Dodržujte intervaly mezi jednotlivými ošetřeními.
- Přístroj nepoužívejte, pokud máte poruchu srážlivosti krve, (včetně infekce HIV).
- Nepoužívejte současně s přípravky pro péči o pokožku se silnými exfoliačními vlastnostmi, jako jsou peelingy nebo granule.
- V případě pochybností o možných nežádoucích účincích měli byste se poradit se svým lékařem.
- Výrobek používá lithiovou baterii. Výrobek neumísťujte ani neskladujte po delší dobu ve vlhké místnosti nebo při vysokých teplotách.

2 Technické údaje

Název: Kavitační peeling

Model: Rives

Výkon: 2,5 W

Napájení: 5 V

Baterie: 600 mAh

Doba nabíjení: Doba nabíjení: 120 min.

Hmotnost: 160 g

Třída voděodolnosti: ODOLNOST: IPX5

Rozměry: 197,9*79,9*45,7 mm

Dokovací stanice: Vybavena UV lampou

3 Certifikáty


CE/ROSH/FCC - úplná prohlášení jsou k dispozici na diforo.pl

4 Čištění a údržba

Po každém použití se ujistěte, že je výrobek vypnutý, vyčistěte ultrazvukovou špachtli pro péči o pokožku a otřete přístroj papírovou utěrkou nebo hadříkem. Přístroj a nabíjecí základnu neponořujte přímo do vody. Vyhněte se přímému mytí vodou, aby nedošlo k poruchám. Nepoužívejte ocelové části, silné čisticí prostředky, žíravé kapaliny ani jiné čisticí prostředky. Po vložení do dokovací stanice bude špachtle dále dezinfikována UV lampou.

5. Popis produktu


Konektor
nabíjení



① Přístav
nabíjení



Špachtle



Tlačítko
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Režim

- ② Pílky
- ③ Čistění
- ④ Zvlhčování
- ⑤ Zvedání

Konektor
nabíjení



Průběh iontového senzoru

6. Nabíjení a uvedení do provozu

Základna a výrobek jsou propojeny napájecími kolíky. Nabíjecí základna má konektor USB typu C. Plné nabití výrobku trvá 2 hodiny. Při plném nabití zařízení funguje až 100 minut. Během nabíjení blikají kontrolky LED, při plném nabití kontrolky LED svítí nepřetržitě. Když je požadovaná energie nízká, kontrolka aktuálního režimu rychle bliká se zvukovým signálem a poté se zařízení automaticky vypne.

Základní uvedení do provozu:

Zapnutí/vypnutí: dlouhým stisknutím tlačítka vypínače/režimu se zařízení spustí dvojitým pípnutím. Přepínání režimů: stiskněte tlačítko přepínače/režimu, ozve se "pípnutí" a přepnete čtyři režimy cirkulace.

Piling je vybaven časovačem, po 5 minutách se přístroj automaticky vypne.

7. Péče o obličej a tělo - kroky

Před použitím očištěte pokožku a odstraňte zbytky kosmetických přípravků.

Režim "PEELING" je výchozí a používá se jako primární ošetření.

" PEELING " ②

Pro použití v kombinaci s denními toniky apod. přiložte ultrazvukovou špachtli na obličej pod úhlem 30°, jemně se dotkněte pokožky a pomalu pohybujte směrem nahoru, abyste dosáhli odstranění černých teček a jemného peelingového efektu.

" CLEAN " ③

Režim "CLEAN" pro každodenní použití s tonery. Nasměrujte špachtli nahoru pod úhlem 30° a jemně se dotkněte čistěného povrchu. Pomalým pohybem směrem nahoru a jemným tlakem dosáhnete hloubkového čistícího účinku.

" MOIST " ④

Používejte s pletovými mléky a krémy; profilovanou špičkou špachtle rovnoměrně vklepejte kosmetické přípravky, aby se částechy rozbily a látky pronikly hlouběji.

" LIFT " ⑤

Používejte s gely a krémy, pohybujte se pod úhlem 30° zespodu nahoru, abyste jemně nadzvedli pokožku. S režimem "LIFT" dosáhnete hladké a vypnuté pokožky.

Po ošetření plet vyčistěte a proveďte přirozenou péči o plet podle svých preferencí. Můžete použít sérum nebo jiný přípravek péče o plet.

Frekvence bezpečného používání:

" PEELING " 2x týdně

" CLEAN " 2x týdně

" MOIST " 3 až 4x týdně

" LIFT " 3 až 4x týdně

Při prvním použití proveďte kožní test a počkejte 12 hodin. Test má potvrdit, že se během ošetření nesetkáte s žádným problémem. Nezapomeňte, že přístroj je určen k exfoliaci epidermis a jedná se přece jen o invazivní zákrok. Naneste si na předloktí malé množství vody nebo tonika a přejíždějte špachtlí po vnitřní straně paže asi 30 sekund. Pokud nedojde k žádné silné reakci, můžete přípravek bez obav použít. Použití způsobí, že se na kůži objeví mírné zarudnutí nebo otok. Tento účinek po chvíli odezní. Jedná se o žádoucí účinek, protože takto peeling funguje. Pokud zarudnutí nezmizí do 24 hodin, poraďte se s lékařem. Snášlivost a pocity na kůži se u jednotlivých osob a na různých typech pleti liší.

8 Záruční podmínky

Společnost DIFORO poskytuje na tento spotřebič dvouletou záruku počítanou od data prvního zakoupení;

Záruka se vztahuje na závady způsobené vadným zpracováním nebo materiálem a na pohyblivé části, které ovlivňují provoz spotřebiče. Pokud uživatel během záruční doby zjistí závadu a oznámí ji prodejci, společnost DIFORO spotřebič bezplatně vymění nebo bezplatně opraví.

Záruka se NEVZTAHUJE na kosmetické poškození jednotky způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené mechanickým poškozením, nesprávným používáním nebo nedbalostí. Pokus o otevíření nebo demontáž spotřebiče (nebo jeho příslušenství) vede ke ztrátě záruky. Nároky ze záruky musí být doloženy věrohodným dokladem (dokladem o koupi), že nárok vznikl během záruční doby. Originál dokladu o koupi musí být uchováván po celou dobu záruky, aby byla potvrzena platnost záruky. Uživatel obdrží číslo RMA (Return Merchandise Authorisation), které spolu se zařazením DIFORO měl předat nejbližší pobočce společnosti DIFORO nebo autorizovanému obchodnímu partnerovi. Náklady na dopravu se nevracejí. Tento závazek doplňuje vaše práva vyplývající z příslušných právních předpisů, na která máte jako spotřebitel nárok, a nijak se jich nedotýká.

Tuto záruku vystavuje společnost VOBÉ sp. z o.o., ul. Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowia, zapsaná Okresním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, 12. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000800189, s následujícími čísly: NIP: 525-279-92-70, REGON: 384166183, dále jen Ručitel.

8 Informace o likvidaci

Likvidace elektroodpadu (vhodné pro EU a další evropské země se systémy recyklace odpadu).



Symbol s přeškrtnutým odpadkovým košem znamená, že se spotřebičem se nesmí nakládat jako s domovním odpadem, ale musí se odevzdat na příslušném sběrném místě pro odpadní elektrická a elektronická zařízení. Distributor nebo prodejce je povinen takové zařízení přijmout. Pokud je spotřebič používán správným způsobem, nepředstavuje hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví, která může nastat při nesprávné likvidaci odpadního výrobku. Recyklace materiálů také pomáhá šetřit přírodní zdroje.

IMPORTÉR:

Vobe sp. z o.o.

Rudna Mała 167A

36-054 Mrowla

get@diforo.pl

NIP: 5252799270

Obsah zoznamu

1.	BEZPEČNOSŤ	.1
2.	TECHNICKÉ ÚDAJE	.2
3.	CERTIFIKÁTY	.2
4.	ČISTENIE A ÚDRŽBA	.2
5.	OPIS PRODUKTU	.3
6.	NABÍJANIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY	.4
7.	STAROSTLIVOSŤ O TVÁR A TELO	.4 i 5
8.	ZÁRUČNÉ PODMIENKY	.6
9.	INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE	.7

1. Bezpečnosť

- Ľudia s kardiostimulátorom by zariadenie nemali používať.
- Počas liečby nezabudnite nosiť žiadne vodivé vodivé predmety na rukách, ako sú prstene, hodinky alebo náramky. Tie môžu rušiť činnosť zariadenia.
- Špachtľa môže poškodiť očné guľy. Za žiadnych okolností nedotýkajte sa očnej gule.
- Ak je vaša pokožka podráždená po opaľovaní, má nezahojené jazvy, zapálený zápal alebo iné druhy poškodenia, ošetrovanie nevykonávajte v oblasti poškodenia pokožky.
- Prístroj by nemali používať tehotné ženy.
- Ošetrovanie nevykonávajte dlhodobo na jednom mieste.
- Medzi jednotlivými ošetrovaniami dodržiavajte interval.
- Prístroj nepoužívajte, ak máte poruchu zrážania krvi (vrátane infekcie HIV).
- Nepoužívajte súčasne s prípravkami na starostlivosť o pokožku so silnými exfoliačnými vlastnosťami, ako sú peelingy alebo granule.
- Ak máte pochybnosti o možných vedľajších účinkoch mali by ste sa poradiť so svojím lekárom.
- Výrobok používa lítiovú batériu. Výrobok neumiestňujte ani neskladujte dlhodobo vo vlhkej miestnosti alebo pri vysokých teplotách.

2 Technické údaje

Názov: Kavitačný peeling

Model: Rives

Výkon: 2,5 W

Napájanie: 5 V

Batéria: 5,5 l: Elektrická batéria: 600 mAh

Čas nabíjania: 10 min: 120 min.

Hmotnosť: 160 g

Trieda odolnosti voči vode: IPX5

Rozmery: 197,9*79,9*45,7 mm

Dokovacia stanica: Vybavená UV lampou


3 Certifikáty

CE/ROSH/FCC - úplné vyhlásenia sú k dispozícii na stránke diforo.pl

4 Čistenie a údržba

Po každom použití sa uistite, že je výrobok vypnutý, vyčistite ultrazvukovú špachtľu na starostlivosť o pokožku a utrite zariadenie papierovou utierkou alebo handričkou. Zariadenie a nabíjaciu základňu neponárajte priamo do vody. Vyhnite sa priamemu umývaniu vodou, aby nedošlo k poruchám. Nepoužívajte ocelové časti, silné čistiace prostriedky, žieravé kvapaliny ani iné čistiace prostriedky. Špachtľa sa po vložení do dokovacej stanice ďalej dezinfikuje pomocou UV lampy.

5. Opis produktu



- ② Pílingy -
 ③ Čistenie
 ④ Zvlhčovanie
 ⑤ Zdvíhanie -



6. Nabíjanie a uvedenie do prevádzky

Základňa a výrobok sú prepojené napájacími kolíkmi. Nabíjacia základňa má konektor USB typu C. Úplné nabitie výrobku trvá 2 hodiny. Pri plnom nabití zariadenie funguje až 100 minút. Počas nabíjania LED diódy blikajú, po úplnom nabití LED diódy svietia nepretržite. Keď je potrebná energia nízka, kontrolka aktuálneho režimu rýchlo bliká so zvukovým signálom a potom sa zariadenie automaticky vypne.

Základné uvedenie do prevádzky:

Zapnutie/vypnutie: dlhým stlačením tlačidla prepínača/režimu sa zariadenie spustí dvojitém pípnutím. Prepínanie režimov: stlačte tlačidlo prepínača/režimu, zobrazí sa výzva "pípnutie" a prepínajú sa štyri režimy cirkulácie

Piling má časovač, po 5 minútach sa zariadenie automaticky vypne.

7. Starostlivosť o tvár a telo - kroky

Pred použitím očistite pokožku a odstráňte zvyšky kozmetických prípravkov.

Režim "PEELING" je predvolený a používa sa ako primárne ošetrovanie.

“ PEELING ” ②

Na použitie v kombinácii s dennými tonikami atď. priložte ultrazvukovú špachtľu na tvár pod uhlom 30°, jemne sa dotknite pokožky a pomaly sa pohybujte smerom nahor, aby ste dosiahli odstránenie čiernych bodiek a jemný peelingový efekt.

“ CLEAN ” ③

Režim "CLEAN" na každodenné používanie s tonermi. Špachtľou smerujte nahor pod uhlom 30° a jemne sa dotýkajte čistého povrchu. Pomalým pohybom smerom nahor s jemným tlakom dosiahnete hĺbkový čistiaci účinok.

“ MOIST ” ④

Používajte s krémami a pletovými vodami; profilovaným hrotom špachtle rovnomerne vklepávajújte kozmetické prípravky, aby sa čiastočky rozbili a látky prenikli hlbšie.

“ LIFT ” ⑤

Používajte s gémi a krémami a pohybujte sa pod uhlom 30° zdola nahor, aby ste jemne nadvihli pokožku. Pomocou režimu "LIFT" dosiahnete hladkú a vypnutú pokožku.

Po ošetrovaní pleti očistite a vykonajte prirodzenú starostlivosť o plet podľa svojich preferencií. Môžete použiť sérum alebo iný prípravok na starostlivosť o plet.

Časť bezpečného používania:

“ PEELING ” 2x týždenne

“ CLEAN ” 2x týždenne

“ MOIST ” 3 až 4 krát týždenne

“ LIFT ” 3 až 4 krát týždenne

Pri prvom použití vykonajte kožný test a počkajte 12 hodín. Test má potvrdiť, že sa počas ošetrovania nestretnete so žiadnym problémom. Nezabudnite, že zariadenie je určené na exfoliáciu epidermy a ide predsa o invazívny zákrok. Na predlaktie naneste malé množstvo vody alebo tonika a prechádzajte špachtľou po vnútornej strane ramena približne 30 sekúnd. Ak nedôjde k silnej reakcii, môžete výrobok bezpečne používať. Použitie spôsobí, že sa na pokožke objaví mierne začervenanie alebo opuch. Tento účinok po chvíli ustúpi. Ide o želaný účinok, pretože takto peeling funguje. Ak začervenanie nezmizne do 24 hodín, poraďte sa so svojím lekárom. Tolerancia a pocity na pokožke sa líšia od človeka k človeku a od pokožky k pokožke.

8 Záručné podmienky

Spoločnosť DIFORO poskytuje na tento spotrebič 2-ročnú záruku, ktorá sa počíta od dátumu prvého nákupu;

Záruka sa vzťahuje na chyby spôsobené chybným spracovaním alebo materiálom, ako aj na pohyblivé časti, ktoré ovplyvňujú prevádzku spotrebiča. Ak počas záručnej doby používateľ zistí závalu a oznámi ju predajcovi, spoločnosť DIFORO spotrebič bezplatne vymení alebo bezplatne opraví.

Záruka sa NEVZŤAHUJE na kozmetické poškodenie jednotky v dôsledku bežného opotrebovania alebo poškodenia spôsobeného mechanickým poškodením, nesprávnym používaním alebo nedbalosťou. Pokus o otvorenie alebo rozobratie spotrebiča (alebo jeho príslušenstva) má za následok stratu záruky. Nároky zo záruky musia byť podložené spoľahlivým dôkazom (dokladom o kúpe), že nárok vznikol počas záručnej doby. Originál dokladu o kúpe sa musí uchovávať počas celej záručnej doby, aby sa potvrdila platnosť záruky. Používateľ dostane číslo autorizácie vrátenia tovaru (RMA), ktoré spolu so zariadením DIFORO treba zaslať najbližšej pobočke spoločnosti DIFORO alebo autorizovanému obchodnému partnerovi. Náklady na dopravu sa nevracajú. Tento záväzok dopĺňa vaša práva vyplývajúce z príslušných právnych predpisov, na ktoré máte ako spotrebiteľ nárok, a nijako ich neovplyvňuje.

Túto záruku vystavuje spoločnosť VOBÉ sp. z o.o., ul. Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowia, zapísaná Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 12. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000800189, s týmito číslami: NIP: 525-279-92-70, REGON: 384166183, ďalej len Ručiteľ.

8 Informácie o likvidácii

Likvidácia elektroodpadu (vhodné pre EÚ a ostatné európske krajiny so systémami recyklácie odpadu).



Symbol s prečiarknutým odpadkovým košom znamená, že so spotrebičom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale musí sa odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre odpad z elektrických a elektronických zariadení. Distribútor alebo predajca je povinný takéto zariadenie prijať. Ak sa spotrebič používa správnym spôsobom, nepredstavuje hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktorá môže vzniknúť pri nesprávnej likvidácii odpadu. Recyklácia materiálov tiež pomáha šetriť prírodné zdroje.

IMPORTÉR:

Vobe sp. z o.o.

Rudna Mała 167A

36-054 Mrowla

get@diforo.pl

NIP: 5252799270

DIFORO

©2022 DIFORO by VOBE sp. z o.o.. ALL RIGHTS RESERVED

DISTRIBUTOR IN EU: VOBE SP. Z O.O. POLAND

MADE for DIFORO in CHINA

www.diforo.pl