


DIFORO AMIRTA
RF FACIAL BEAUTY DEVICE
INSTRUCTIONS





Contains

- Beauty device
- Charging base
- Charging cable
- Manual
- Warranty



Product introduction



Button/Mode Description

Mode Display

- Mode1: Soothing micro current+RF+Redlight
- • Mode2: Contraction microcurrent +RF+Redlight
- • • Mode3: Promote activation of microcurrent+RF+Red light

Charging Display

When the battery is low, the three charging indicators flash rapidly;
When charging, the three charging indicators flash circularly;
When full, the three charging indicators are always on.

Function Introduction

(((••))) RF(Radio Frequency)

RF(Radio Frequency) can penetrate the epidermis layer to reach the dermis layer, heat collagen cells, stimulate the growth of fibroblasts, and regenerate a large amount of collagen, thereby supporting the skin of the epidermis, so as to achieve the effect of firming the skin.

~~~~~ EMS Microcurrent

EMS microcurrent is a low-level electrical current that stimulates the face by sending gentle electrical waves through the skin and tissue to the facial muscles. Continuous tightening from the epidermis layer to the muscle layer can tighten the facial muscles. Microcurrent has been shown to stimulate the production of ATP, stimulate the vitality of facial muscles and promote the production of collagen and elastin.

~~~~~ Optical Beauty

Use 620-630nm red light. In the cells in the dermis, mitochondria can absorb a large amount of red light, accelerate the regeneration of cells, and synthesize collagen, thereby achieving the effect of plumping epidermal cells, firming the skin, diluting acne marks and melanin deposition.

~~~~~ Food Grade Silicone Body

Food-grade silica gel is an inorganic polymer colloid material made of silicic acid polycondensation. It is non-toxic and tasteless, with stable performance and soft texture. It is safe, healthy, and odor-free by selecting high-end materials. Users can use it with confidence.

~~~~~ Doubles Treatment Heads: 316L

316L is medical grade stainless steel, which is often used in medical equipment, scalpels and other medical products. It's no irritation to human epidermis that any skin can be used with confidence.

~~~~~ Memory mode, intelligent time control


The last mode you used will be remembered every time you turn it on. Automatic time control function, it will automatically shut down after 5 minutes of use, and switch the mode halfway to re-time to avoid damage to the skin caused by prolonged use.

How to Use?

It is recommended to use after cleansing the face to prevent facial oil from affecting the use experience.

① Apply the gel to the area of use. Please try it on your hands before use, and use it on your face if there is no discomfort. When using it around the eyes, there will be a flickering sensation when the eyes are opened or closed, which is the function of biological micro-electricity, which is a normal phenomenon. For better results, apply eye cream or face cream evenly. If it is used in winter, to prevent the metal from being cold when it first touches the face, you can start it on the hand for a while, and then use it on the face after it warms up.

② Double heads can be used for eye care/facial grooming/face lift, and they are perfect for different parts. The corners of the jaw, the corners of the eyes, the cheeks, the bridge of the nose and other parts can be lifted and massaged. Long-term use can effectively solve facial skin problems such as eye fine lines, nasolabial lines, neck lines, and firm and smooth skin. The use method is shown in the figure below. It is recommended to use the method from the bottom to the top to achieve the effect of lifting.



Precautions

- Do not use the red light directly into the eye.
- Do not use on upper eyelids.
- This product needs to be used with gel. If there is too much gel on the guide head and the left and right guide heads are connected, there is no feeling on the face. Please wipe the excess gel between the left and right guide heads before use.
- Do not disassemble and modify this product without permission.
- The body cannot be washed.
- When using it around the eyes, there is a light flickering sensation, which is a normal biological micro-electricity effect, please do not worry.
- Due to the deviation of the resistance value of the human body, the electric shock is strong when used by individual people. Please choose whether to continue using it according to the individual tolerance level. If you feel uncomfortable, please stop using it immediately.
- After use, please wipe the guide bit with a clean cloth or wet paper towel.
- If you find any abnormality such as vibration during use, please check whether the battery is low or turn off.
- When not in use for a long time, please place the machine in a dry place to avoid direct sunlight.
- Please keep this product out of the reach of children, this product cannot be used as a toy.
- If you experience skin irritation or any discomfort during use, please stop using it immediately.

The following persons should not use

- Those equipped with medical electronic devices such as cardiac pacemakers and other implantable devices;
- When you have heart disease, cancer, or feel abnormal blood pressure;
- Suffering from diseases with fever, infectious diseases, acute diseases;
- During dental treatment;
- Patients with weakened immunity due to immunocompromised diseases such as AIDS or those who use immune preparations;
- Hemophilia, bleeding disorders. Diabetic facial neuralgia, sensory, allodynia;
- Crab foot swollen constitution, facial melanoderma, light allergy, abnormal pigment;
- Patients with microvascular dilation caused by long-term use of steroids or impaired liver skills;
- People with allergies, atopic dermatitis, skin diseases, sensitive skin or sensitive skin;
- Those with a history of epilepsy or discomfort due to flickering light;
- Those who have sequelae on the head or eyes, those who have undergone eye surgery (please consult a physician before use);
- During pregnancy, menstrual period, breast feeding;
- Young children or those who cannot express their own will, those with alcohol and hangovers;
- Those who take drowsiness-inducing drugs, those who feel extremely tired, or who are in poor physical condition;
- Those who have problems such as pigmentation and inflammation due to chemical fibers, or who have or have had dermatitis due to cosmetics;
- Those who have recently received chemical peels, and those who have had skin problems after using beauty equipment;

\* Do not use other parts except designated parts.  
\* Those who are receiving doctor's treatment should consult a doctor before using.

Product Parameters

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Name             | Diforo RF facial Device beauty |
| Model            | AMIRTA                         |
| Size             | 142*46*44 mm                   |
| Net Wight        | 130g                           |
| Material         | 316L/Silicone/PC/ABS           |
| Battery Capacity | 400mAh                         |
| Charging time    | 120 min                        |
| Working time     | 40~60 min                      |
| Input            | 5V/0.27A                       |
| Power            | 4W                             |
| Certificate      | CE RoHS                        |

Warranty

The manufacturer guarantees its manufactured products for a period of 24 months from the date of purchase. Accessories included with the original product are warranted for a period of 12 months from the date of purchase.

For the efficient operation of products and complaints, we

- ① Study and follow the operating instructions carefully.
- ② Keep the manual, warranty card, proof of purchase.
- ③ Use the original accessories supplied with the device.
- ④ In case of problems with the device, contact the Manufacturer.
- ⑤ Do not make repairs or modifications yourself.
- ⑥ Use the product according to its intended use.

During the warranty period, all repairs are performed free of charge.

Any defects or faults will be removed within a maximum period of 14 days, calculated from the time of delivery of the device to the manufacturer's authorized service center.

Limitations

The warranty will not be recognized, in case of mechanical damage due to inattention or fortuitous events.

If the device is used contrary to its intended use and specifications.

Batteries are consumables, the warranty covers 6 months. Batteries cannot be replaced outside of an authorized service center.

Dane kontaktowe

DIFORO Brand

CUSTOMER SERVICE **+48 535 281 934**

Consultation hours : 08:00 ~ 16:00 (8 AM ~ 4 PM)  
(Monday to Friday)

PRODUCENT

**DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.**  
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLAND

www.diforo.pl get@diforo.pl  
NIP: 5252799270, KRS 0000800189



DIFORO AMIRTA  
URZĄDZENIE DO UPIĘKSZANIA  
TWARZY METODĄ RF  
INSTRUKCJA OBSŁUGI




### W zestawie

- Urządzenie Amirta
- Stacja ładowująca
- Kabel ładowujący
- Instrukcja i Gwarancja



### Opis funkcji produktu



### Tryby pracy

#### Sygnalizacja świetlna - opis włączonych funkcji

- Mode 1: Kojący mikroprąd+RF+czerwone światło
- • Mode 2: Mikroprąd masujący+RF+czerwone światło
- • • Mode 3: Mikroprąd aktywujący, intensywny +RF +Red light

#### Sygnalizacja ładowania i baterii

W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii zauważysz mrugające trzy wskaźniki, światelka;  
W trakcie ładowania trzy wskaźniki ładowania światelka zaczną pulsować;  
Po pełnym naładowaniu wszystkie trzy światelka świecą ciągłym światłem.

### Funkcje i parametry

#### (((•))) RF(Radio Frequency)

RF (Radio Frequency) może przenikać przez warstwę naskórka, aby dotrzeć do warstwy skóry właściwej, ogrzać komórki kolagenowe, stymulować wzrost fibroblastów, odwarzać dużą ilość kolagenu, wspomagając w ten sposób skórę naskórka, dzięki czemu osiągnąć efekt of firming the skin.

#### ⚡ EMS Microcurrent

Mikroprąd EMS to prąd elektryczny o niskim natężeniu, który stymuluje skórę twarzy poprzez wysyłanie delikatnych fale elektrycznych przez skórę i tkanki do mięśni twarzy. Ciągłe napięcie od warstwy naskórka do warstwy mięśniowej może napinać mięśnie twarzy. Wykazano, że mikroprądy stymulują produkcję ATP pobudzają vitalność mięśni twarzy i promują produkcję kolagenu i elastyny.

#### ☀ Optical Beauty

Regenerujące światło czerwone o długości 620-630nm. Komórki w skórze właściwej, mitochondria mogą absorbować dużą ilość czerwonego światła, przyspieszają regenerację komórek i syntezę kolagenu, uzyskując w ten sposób efekt plumping epidermal cells, wygładzenia skóry, wygładzenia śladów po trądziku i odkładania się melaniny.

#### 🍃 Food Grade Silicone Body

Silikon klasy spożywczej to polimerowy materiał koloidalny wykonany z polikondensacji kwasu krzemowego. Jest nietoksyczny i bez smaku, o stabilnej wydajności i miękkiej teksturze. Jest bezpieczny dla skóry i bez zapachu. Nie powoduje odczynów alergicznych.

#### ⊕ Doubles Treatment Heads: 316L

316L to stal nierdzewna klasy medycznej zastosowana w głowicach, jest taka sama jak używana w materiałach medycznych. Nie podrażnia skóry i jest w pełni bezpieczna niepowodująca alergii.

#### ⚙ Memory mode, intelligent time control

Urządzenie zapamięta ostatni tryb przed wyłączeniem. Włączy go podczas kolejnego zabiegu. Funkcja automatycznej kontroli czasu wyłączy urządzenie po 5 minutach stosowania. 5-minutowy cykl to bezpieczna częstotliwość stosowania i zalecany czas dziennego zabiegu.

### Jak używać?

Zaleca się stosowanie na świeżo oczyszczoną skórę twarzy i dekoltu. Skóra oczyszczona w pełni odczuwa efekt zabiegu.

① Nałóż żel nawilżający lub preparat z witaminą C. Skóra powinna zostać nawilżona przed zabiegiem. W przypadku użycia wokół oczu możesz odczuwać pieczenie. Podczas mrugania silnie odczuwalne są ładunki elektryczne z EMS. Jest to naturalny efekt. Następnie uruchom urządzenia i masuj wybrane części twarzy. Głowice mogą być zimne, możesz ogrzać je w dłoniach przed przyłożeniem do twarzy. Dociskaj je równomiernie z wyciuciem, tak by nie odczuwać dyskomfortu.

② Urządzenie oraz podwójne głowice mogą być używane do upiększania okolic oczu, twarzy, liftingu. Ich unikalna konstrukcja idealnie dopasowuje się do kształtów twarzy. Stymuluje kąćki ust, oczy i usuwa worki pod oczami, podnosi policzki i cały obszar wokół nosa. Kształt i funkcjonalność głowic doskonale sprawdza się również w stymulowaniu i ujednoliciu ust oraz linii szczęki, gdzie jedna głowica modeluje górą a druga dolną linię. Zalety tego urządzenia można również sprawdzić i odczuć w okolicach dekoltu szyi i dłoniach.

Eye area Face

### Środki ostrożności

- Nie należy używać czerwonego światła bezpośrednio do oka.
- Nie należy stosować na górne powieki.
- Ten produkt musi być stosowany z żelem nawilżającym. Jeśli jest zbyt dużo żelu na głowicach, efekt przewodzenia zostanie zaburzony. Proszę wytrzeć nadmiar żelu pomiędzy lewą i prawą głowicą prowadzącą przed użyciem.
- Nie należy demontować i modyfikować tego produktu bez zezwolenia.
- Nie można myć pod wodą.
- Podczas używania go wokół oczu występuje silniejsze mrowienie, jest to normalny biologiczny mikroelektryczny efekt.
- Ze względu na odchylenie wartości oporu ludzkiego ciała, szok elektryczny może być odczuwalny różnie przez różnych ludzi. Proszę wybrać, czy kontynuować korzystanie z niego w zależności od indywidualnego poziomu tolerancji. Jeśli czujesz się niekomfortowo, proszę natychmiast zaprzestać używania.
- Po użyciu proszę przetrzeć końcówkę prowadzącą czystą szmatką lub wilgotnym ręcznikiem papierowym.
- Jeśli podczas użytkowania stwierdzą Państwo nieprawidłowości, jak proszę sprawdzić, czy bateria jest słaba lub, czy jest wyłączona.
- Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy umieścić je w suchym miejscu, aby uniknąć bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Proszę trzymać ten produkt poza zasięgiem dzieci, ten produkt nie może być używany jako zabawka.
- Jeśli podczas użytkowania wystąpi podrażnienie skóry lub jakikolwiek dyskomfort, proszę natychmiast zaprzestać używania i skontaktować się ze specjalistą.

### Ograniczenia w stosowaniu osób i przypadków medycznych.

- Używając medycznych urządzeń elektronicznych, takie jak rozruszniki serca i inne urządzenia wszczepialne;
- Gdy masz chorobę serca, zaburzenia rytmu serca lub choroby onkologiczną;
- Osoby z epilepsją w wywiadzie lub dyskomfortem z powodu migającego światła;
- Osoby z uszkodzeniami głowy lub oczu, osoby, które przeszły operację oczu (przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem);
- W czasie ciąży, miesiączki, karmienia piersią;
- Osoby, które przyjmują leki wywołujące senność, osoby, które czują się ekstremalnie zmęczone, lub które są w złej kondycji fizycznej;
- Osoby, które mają problemy takie jak pigmentacja i inflamacja z powodu substancji chemicznych, lub którzy mają lub mieli zapalenie skóry z powodu kosmetyków;
- Nie używać w przypadku stwierdzenia wysokiej gorączki i przebiegania;
- Podczas leczenia stomatologicznego;
- Pacjenci z osłabioną odpornością z powodu chorób związanych z obniżeniem odporności, takich jak AIDS lub osoby stosujące preparaty immunologiczne;
- Hemofilia, zaburzenia krwawienia. Cukrzycowa neuropatia twarzy, czuciowa, allodynia;
- Pacjenci z poszerzeniem mikronaczyniowym spowodowanym długotrwałym stosowaniem steroidów lub zaburzoną sprawnością wątroby;
- Osoby z alergiami, atopowym zapaleniem skóry, chorobami skóry, wrażliwą skórą lub cerą wrażliwą;
- Małe dzieci lub osoby, które nie potrafią wyrazić własnej woli, osoby z problemem alkoholowym i kacem;
- Osoby, które niedawno otrzymały peelingi chemiczne, oraz tych, którzy mieli problemy ze skórą po użyciu sprzętu kosmetycznego lub urządzeń.

- \* Używaj tylko z akcesoriami przeznaczonymi do tego celu.
- \* Osoby leczące się u lekarza powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.

### Product Parameters

| Name             | Diforo RF facial Device beauty |
|------------------|--------------------------------|
| Model            | AMIRTA                         |
| Size             | 142*46*44 mm                   |
| Net Wight        | 130g                           |
| Material         | 316L/Silicone/PC/ABS           |
| Battery Capacity | 400mAh                         |
| Charging time    | 120 min                        |
| Working time     | 40-60 min                      |
| Input            | 5V/0.27A                       |
| Power            | 4W                             |
| Certificate      | CE RoHS                        |

### Gwarancja

Producent udziela gwarancji na wytwarzane przez siebie produkty w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Akcesoria dołączone do oryginalnego produktu podlegają gwarancji w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.

W celu sprawnego działania produktów i reklamacji zalecamy.

- ① Zapoznaj się dokładnie i przestrzegaj instrukcji obsługi.
- ② Zachowaj instrukcję, kartę gwarancyjną, dowód zakupu.
- ③ Korzystaj z oryginalnych akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
- ④ W przypadku problemów z urządzeniem skontaktuj się z Producentem.
- ⑤ Nie dokonuj samodzielnych napraw lub modyfikacji.
- ⑥ Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane bezpłatnie.

Wszelkie wady lub usterki zostaną usunięte w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od chwili dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu producenta.

### Ograniczenia

Gwarancja nie zostanie uznana, w przypadku mechanicznych uszkodzeń wynikających z niewłaściwej obsługi.

W przypadku używania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i specyfikacją.

Baterie są materiałami eksploatacyjnymi, gwarancja obejmuje 6 miesięcy. Baterii nie można wymienić poza autoryzowanym serwisem.

### Dane kontaktowe

DIFORO Brand

BIURO OBSŁUGI KLIENTA **+48 535 281 934**

Godziny konsultacji : 08:00 ~ 16:00  
(Od poniedziałku do piątku)

#### PRODUCENT

**DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.**  
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLSKA

www.diforo.pl get@diforo.pl  
NIP: 5252799270, KRS 0000800189




DIFORO AMIRTA  
RF-GESICHTSVERSCHÖNERUNG GERÄT  
GEBRAUCHSANWEISUNG





Eingeschlossen

- Gerät Amirta
- Ladestationen
- Ladekabel
- Anleitung und Garantie



Funktion und Produktbeschreibung



Arbeitsweise

Ampeln - Beschreibung der aktivierten Funktionen

- Mode 1: Beruhigender Mikrostrom+RF+Rotlicht
- Mode 2: Massage mit Mikrostrom+RF+Rotlicht
- Mode 3: Aktivierender Mikrostrom, intensiv +RF +Rotlicht

Aufladung und Batterieanzeige

Wenn der Ladezustand des Akkus niedrig ist, blinken die drei Anzeigen, die Lichter;  
Während des Ladevorgangs beginnen die drei Ladekontrollleuchten zu blinken;  
Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle drei Lichter kontinuierlich.

Beschreibung der Funktionen und Parameter

(((•••))) RF(Radio Frequency)

RF (Radiofrequenz) kann die Epidermisschicht durchdringen, um die Dermis zu erreichen, die Kollagenzellen zu erwärmen, das Wachstum der Broblasten zu stimulieren, eine große Menge an Kollagen zu reproduzieren und so die epidermale Haut zu unterstützen, wodurch der Effekt der Hauterwärmung erreicht wird.

EMS Microcurrent

EMS-Mikrostrom ist ein elektrischer Strom geringer Intensität, der die Gesichtshaut stimuliert, indem er sanfte elektrische Wellen durch die Haut und das Gewebe zu den Gesichtsmuskeln sendet. Durch die kontinuierliche Dehnung von der Epidermis bis zur Muskelschicht können die Gesichtsmuskeln gestrafft werden. Es hat sich gezeigt, dass der Mikrostrom die ATP-Produktion stimuliert, die Vitalität der Gesichtsmuskeln anregt und die Produktion von Kollagen und Elastin fördert.

Optical Beauty

Regenerierendes rotes Licht bei 620-630nm. Zellen in der Dermis, die Mitochondrien können große Mengen an rotem Licht absorbieren, beschleunigen die Zellregeneration und Kollagensynthese, so dass effect plumping epidermalen Zellen, Glättung der Haut, Glättung von Akne Flecken und Melanin Ablagerung.

Food Grade Silicone Body

Silikon in Lebensmittelqualität ist ein polymeres kolloidales Material, das durch Polykondensation von Kieselsäure hergestellt wird. Es ist ungiftig und geschmacksneutral, hat eine stabile Leistung und eine weiche Textur. Es ist sicher für die Haut und geruchsneutral. Es löst keine allergischen Reaktionen aus.

Doubles Treatment Heads: 316L

316L ist der medizinische Edelstahl, der in den Köpfen verwendet wird, es ist derselbe, der auch in medizinischen Materialien verwendet wird. Es reizt nicht die Haut und ist völlig sicher nicht verursacht Allergien.

Memory mode, intelligent time control


Das Gerät merkt sich den letzten Modus vor dem Ausschalten. Es schaltet ihn bei der nächsten Behandlung wieder ein. Die automatische Zeitkontrollfunktion schaltet das Gerät nach 5 Minuten Benutzung ab. Der 5-Minuten-Zyklus ist eine sichere Anwendungshäufigkeit und die empfohlene tägliche Behandlungszeit.

Wie wird es verwendet?

Es wird empfohlen, das Produkt auf das frisch gereinigte Gesicht und Dekollete. Die gereinigte Haut spürt die Wirkung der Behandlung vollständig.

① Tragen Sie ein feuchtigkeitsspendendes Gel oder ein Vitamin-C-Präparat auf. Die Haut sollte vor der Behandlung mit Feuchtigkeit versorgt werden. Bei der Anwendung im Augenbereich können Sie ein Brennen spüren. Beim Blinzeln wird die elektrische Ladung des EMS stärker empfunden. Dies ist ein natürlicher Effekt. Starten Sie dann die Geräte und massieren Sie die ausgewählten Gesichtspartien. Die Köpfe können kalt sein; Sie können sie in Ihren Händen erwärmen, bevor Sie sie auf Ihr Gesicht auflegen. Drücken Sie sie gleichmäßig und mit Fingerspitzengefühl, damit Sie kein Unbehagen verspüren.

② Das Gerät und die Doppelköpfe können zur Verschönerung der Augenpartie, des Gesichts und zum Lifting verwendet werden. Ihr einzigartiges Design passt sich perfekt an die Formen des Gesichts an. Es stimuliert die Mundwinkel, Augen und entfernt Tränensäcke, hebt die Wangen und den gesamten Bereich um die Nase. Die Form und Funktionalität der Köpfe eignet sich auch perfekt zur Stimulierung und Straffung der Lippen und der Kieferlinie, wobei ein Kopf die obere und der andere die untere Linie modelliert. Die Vorteile dieses Geräts sind auch im Dekolletébereich und an den Händen zu sehen und zu spüren.



Vorsichtsmaßnahmen

- Rotes Licht nicht direkt auf das Auge auftragen.
- Nicht auf die oberen Augenlider auftragen.
- Dieses Produkt muss mit Feuchtigkeitsspende verwendet werden. Wenn sich zu viel Gel auf den Köpfen befindet, wird die leitende Wirkung beeinträchtigt. Bitte wischen Sie überschüssiges Gel vor dem Gebrauch zwischen dem linken und rechten Leitkopf ab.
- Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht ohne Genehmigung.
- Es kann nicht unter Wasser abgewaschen werden.
- Es gibt ein stärkeres Kribbeln um die Augen herum, wenn Sie es benutzen, dies ist ein normaler biologischer mikroelektrischer Effekt.
- Aufgrund der Abweichung der Widerstandswerte des menschlichen Körpers kann der elektrische Schock von verschiedenen Personen unterschiedlich empfunden werden. Bitte entscheiden Sie je nach Ihrer individuellen Verträglichkeit, ob Sie das Gerät weiter benutzen möchten. Wenn Sie sich unwohl fühlen, unterbrechen Sie bitte sofort die Anwendung.
- Wischen Sie die Führungsspitze nach dem Gebrauch mit einem sauberen Tuch oder einem feuchten Papiertuch ab.
- Wenn Sie während des Gebrauchs Anomalien feststellen, prüfen Sie bitte, ob die Batterie schwach ist oder ob sie ausgeschaltet ist.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, stellen Sie es an einen trockenen Ort, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
- Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, dieses Produkt darf nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Wenn während des Gebrauchs Hautreizungen oder Unwohlsein auftreten, beenden Sie bitte sofort den Gebrauch und wenden Sie sich an einen Fachmann.

Beschränkungen für den Einsatz von medizinischen Personen und Fällen.

- Verwendung von medizinischen elektronischen Geräten, wie z. B. Herzschrittmachern und anderen implantierten Geräten;
- wenn Sie an einem Herzleiden, einer Herzrhythmusstörung oder einer onkologischen Erkrankung leiden;
- Menschen mit Epilepsie oder Unwohlsein durch blinkende Lichter;
- Menschen mit Kopf- oder Augenverletzungen, Menschen, die sich die sich einer Augenoperation unterzogen haben (fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt);
- Während Schwangerschaft, Menstruation und Stillzeit;
- Menschen, die Medikamente einnehmen, die Schläfrigkeit verursachen, Menschen, die sich extrem müde fühlen oder in schlechter körperlicher Verfassung sind;
- Menschen, die Probleme wie Pigmentierung und Immunschwächen Krankheiten wie AIDS oder Patienten, die immunosuppressive Präparate einnehmen;
- Hämophilie, Blutungsstörungen, Diabetische Gesichtsnervschmerzen, sensorische Neuralgie, Allodynie;
- Patienten mit mikrovaskulärer Dilatation aufgrund von langfristiger Steroideinnahme oder eingeschränkter Leberfunktion;
- Personen mit Allergien, atopischer Dermatitis, Hautkrankheiten, empfindlicher Haut oder sensiblen Teint;
- Kleinkinder oder Personen, die nicht in der Lage sind, ihren eigenen Willen zu äußern, Personen mit Alkoholproblemen und Katerstimmung;
- Personen, die kürzlich chemische Peelings erhalten haben, und Personen, die nach der Verwendung von kosmetischen Geräten oder Hilfsmitteln Hautprobleme hatten.

\* Verwenden Sie nur das für diesen Zweck vorgesehene Zubehör.  
\* Personen, die sich in medizinischer Behandlung befinden, sollten vor der Einnahme einen Arzt konsultieren.

Product Parameters

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Name             | Diforo RF facial Device beauty |
| Model            | AMIRTA                         |
| Size             | 142*46*44 mm                   |
| Net Wight        | 130g                           |
| Material         | 316L/Silicone/PC/ABS           |
| Battery Capacity | 400mAh                         |
| Charging time    | 120 min                        |
| Working time     | 40-60 min                      |
| Input            | 5V/0.27A                       |
| Power            | 4W                             |
| Certificate      | CE RoHS                        |

Gwarancja

Der Hersteller garantiert seine Produkte für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Kaufdatum. Für Zubehör, das dem Originalprodukt beiliegt, gilt eine Garantie von 12 Monaten ab dem Kaufdatum.

Für den reibungslosen Ablauf von Produkten und Reklamationen empfehlen wir.

- 1 Lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig.
- 2 Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, die Garantiekarte und den Kaufbeleg auf.
- 3 Verwenden Sie das mit dem Gerät gelieferte Originalzubehör.
- 4 Bei Problemen mit dem Gerät wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
- 5 Führen Sie keine Reparaturen oder Änderungen selbst durch.
- 6 Verwenden Sie das Produkt für den vorgesehenen Zweck.

Während der Garantiezeit werden alle Reparaturen kostenlos

Etwas Mängel oder Fehler werden innerhalb einer Frist von höchstens 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Lieferung an die autorisierte Kundendienststelle des Herstellers, behoben.

Beschränkungen

Die Garantie wird nicht gewährt, wenn die mechanische Beschädigung auf Unachtsamkeit oder zufällige Ereignisse

Wenn das Gerät nicht entsprechend seinem Verwendungszweck und seinen Spezifikationen verwendet wird.

Batterien sind Verbrauchsmaterial, die Garantie beträgt 6 Monate. Batterien können nicht außerhalb eines autorisierten Servicecenters ausgetauscht werden.

Kontaktangaben

DIFORO Brand  
KUNDENDIENSTBÜRO **+48 535 281 934**

Sprechstunden : 08:00 ~ 16:00  
(Montag bis Freitag)

PRODUZENT

DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.  
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLSKA

www.diforo.pl get@diforo.pl  
NIP: 5252799270, KRS 0000800189






DIFORO AMIRTA  
APPAREIL D'EMBELLISSEMENT  
DU VISAGE PAR RF  
MANUEL D'INSTRUCTION





### Inclus

- Dispositif Amirta
- Station de recharge
- Câble de chargement
- Instructions et garantie



### Description des caractéristiques du produit



### Mode de fonctionnement

#### Feux de circulation - description des fonctions activées

- Mode1: Microcourant apaisant+RF+lumière rouge
- • Mode2: Massage microcourant+RF+lumière rouge
- • • Mode3: Activation du microcourant, intensif +RF +Lumière rouge

#### Indication de la charge et de la batterie

Si la charge de la batterie est faible, vous remarquerez que les trois indicateurs, les voyants, clignotent ; Pendant la charge, les trois voyants de charge commencent à clignoter ; Lorsque la batterie est complètement chargée, les trois voyants s'allument en continu.

### Description des fonctions et des paramètres

#### (((•))) RF(Radio Frequency)

La RF (radiofréquence) peut pénétrer la couche épidermique pour atteindre la couche dermique, réchauffer les cellules de collagène, stimuler la croissance des fibroblastes qui reproduisent une grande quantité de collagène, soutenant ainsi la peau épidermique, ce qui a pour effet de firmer la peau.

#### ~~~~~ EMS Microcurrent

Le microcourant EMS est un courant électrique de faible intensité qui stimule la peau du visage en envoyant de légères ondes électriques à travers la peau et les tissus jusqu'aux muscles du visage. L'étirement continu de la couche épidermique à la couche musculaire peut resserrer les muscles du visage. Il a été démontré que les microcourants stimulent la production d'ATP, stimulant la vitalité des muscles du visage et favorisent la production de collagène et d'élastine.

#### ☀️ Optical Beauty

Lumière rouge régénératrice à 620-630nm. Les cellules du derme, les mitochondries peuvent absorber de grandes quantités de lumière rouge, accélérer la régénération cellulaire et la synthèse du collagène, ce qui permet d'obtenir un effet repulpant des cellules épidermiques, de lisser la peau, les marques d'acné et les dépôts de mélanine.

#### 🍃 Food Grade Silicone Body

Le silicone de qualité alimentaire est un matériau colloïdal polymère issu de la polycondensation de l'acide silicique. Il est non toxique et inodore, ses performances sont stables et sa texture est douce. Il est sans danger pour la peau et inodore. Il ne provoque pas de réactions allergiques.

#### ⊕ Doubles Treatment Heads: 316L

316L est l'acier inoxydable de qualité médicale utilisé dans les têtes, le même que celui utilisé dans les matériaux médicaux. Il n'irrite pas la peau et ne provoque aucune allergie.

#### 🕒 Memory mode, intelligent time control


L'appareil mémorise le dernier mode avant de s'éteindre. Il l'activera lors du traitement suivant. La fonction de contrôle automatique du temps éteint l'appareil après 5 minutes d'utilisation. Le cycle de 5 minutes est une fréquence d'utilisation sûre et la durée de traitement quotidienne recommandée.

### Comment l'utiliser ?

Il est recommandé de l'appliquer sur le visage et le décolleté fraîchement nettoyés, et le décollé. La peau nettoyée ressent pleinement l'effet du traitement.

① Appliquer un gel hydratant ou une préparation à base de vitamine C. La peau doit être hydratée avant le traitement. En cas d'utilisation autour des yeux, vous pouvez ressentir une sensation de brûlure. En clignant des yeux, la charge électrique de l'EMS est ressentie plus fortement. Il s'agit d'un effet naturel. Mettez ensuite les appareils en marche et massez les parties sélectionnées de votre visage. Les têtes peuvent être froides ; vous pouvez les réchauffer dans vos mains avant de les appliquer sur votre visage. Pressez-le uniformément avec sensibilité afin de ne pas ressentir d'inconfort.

② L'appareil et les deux têtes peuvent être utilisés pour l'embellissement du contour des yeux, du visage, du lifting. Leur conception unique s'adapte parfaitement aux formes du visage. Il stimule les coins de la bouche, les yeux et élimine les poches sous les yeux, lève les joues et toute la zone autour du nez. La forme et la fonctionnalité des têtes sont également parfaites pour stimuler et raffermir les lèvres et la mâchoire, une tête modelant la ligne supérieure et l'autre la ligne inférieure. Les avantages de cet appareil peuvent également être observés et ressentis au niveau du décolleté et des mains.



### Précautions

- Ne pas appliquer la lumière rouge directement sur l'œil.
- Ne pas appliquer sur les paupières supérieures.
- Ce produit doit être utilisé avec un gel hydratant. S'il y a trop de gel sur les têtes, l'effet conducteur sera altéré. Veuillez essuyer tout excès de gel entre les têtes conductrices gauche et droite avant utilisation.
- Ne pas démonter ou modifier ce produit sans autorisation.
- Il ne peut pas être lavé à l'eau.
- L'utilisation de l'appareil s'accompagne d'une sensation de picotement plus intense autour des yeux, ce qui est un effet microélectrique biologique normal.
- En raison de l'écart entre les valeurs de résistance du corps humain, le choc électrique peut être ressenti par l'utilisateur.
- le choc électrique peut être ressenti différemment d'une personne à l'autre. Vous pouvez continuer à l'utiliser en fonction de votre niveau de tolérance individuel. Si vous vous sentez mal à l'aise, arrêtez immédiatement l'utilisation.
- Après utilisation, essuyez l'embout du guide avec un chiffon propre ou une serviette en papier humide.
- Si vous constatez des anomalies pendant l'utilisation, vérifiez si la pile est faible ou si l'appareil est éteint.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, placez-le dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Tenez ce produit hors de portée des enfants et ne l'utilisez pas comme jouet.
- En cas d'irritation de la peau ou d'inconfort pendant l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez un spécialiste.

### Restrictions concernant l'utilisation de personnes et de cas médicaux.

- Utilisation d'appareils électroniques médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques et autres dispositifs implantables ;
- Si vous souffrez d'une maladie cardiaque, d'un trouble du rythme cardiaque ou d'une maladie oncologique ;
- Les personnes ayant des antécédents d'épilepsie ou de malaise dû à des lumières clignotantes ;
- Les personnes souffrant de blessures à la tête ou aux yeux, les personnes ayant subi une opération des yeux (consultez votre médecin avant utilisation) ;
- Pendant la grossesse, les règles, l'allaitement ;
- Les personnes qui prennent des médicaments qui provoquent la somnolence, les personnes qui se sentent extrêmement fatiguées ou qui sont en mauvaise condition physique ;
- Les personnes qui ont des problèmes de pigmentation et d'inflammation.
- Les personnes qui ont des problèmes de pigmentation et d'inflammation dus à des produits chimiques, ou qui ont ou ont eu une dermatite due à des produits cosmétiques ;
- Ne pas utiliser en cas de forte fièvre ou de rhume ;
- Pendant un traitement dentaire ;
- Patients dont l'immunité est affaiblie par des maladies immunodépressives telles que le SIDA ou qui suivent des préparations immunologiques ;
- Hémophilie, troubles de la coagulation. Névralgie faciale diabétique, névralgie sensorielle, alodynie ;
- Patients présentant une dilatation microvasculaire due à une utilisation prolongée de stéroïdes ou à une altération de la fonction hépatique ;
- Les personnes souffrant d'allergies, de dermatite atopique, de maladies cutanées, d'une peau ou d'un teint sensible ;
- Les jeunes enfants ou les personnes incapables d'exprimer leur propre volonté.
- Les personnes ayant des problèmes d'alcool et de gueule de bois.

\* N'utilisez que des accessoires conçus à cet effet.

\* Les personnes qui suivent un traitement médical doivent consulter un médecin avant de l'utiliser.

### Product Parameters

| Name             | Diforo RF facial Device beauty |
|------------------|--------------------------------|
| Model            | AMIRTA                         |
| Size             | 142*46*44 mm                   |
| Net Wight        | 130g                           |
| Material         | 316L/Silicone/PC/ABS           |
| Battery Capacity | 400mAh                         |
| Charging time    | 120 min                        |
| Working time     | 40-60 min                      |
| Input            | 5V/0.27A                       |
| Power            | 4W                             |
| Certificate      | CE RoHS                        |

### Garantie

Le fabricant garantit ses produits pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat. Les accessoires inclus dans le produit d'origine sont garantis pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat.

Pour le bon fonctionnement des produits et des réclamations, nous recommandons.

- ① Lisez et suivez attentivement les instructions d'utilisation.
- ② Conservez le manuel, la carte de garantie et la preuve
- ③ Utilisez les accessoires originaux fournis avec l'appareil.
- ④ En cas de problème avec l'appareil, contactez le fabricant.
- ⑤ N'effectuez pas de réparations ou de modifications vous-même.
- ⑥ Utiliser le produit pour l'usage auquel il est destiné.

Pendant la période de garantie, toutes les réparations sont effectuées gratuitement.

Il sera remédié à tout défaut ou anomalie dans un délai maximum de 14 jours, calculé à partir de la date de livraison au centre de service agréé du fabricant.

### Restrictions

La garantie ne s'applique pas en cas de dommages mécaniques dus à la négligence ou à des événements fortuits.

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément à sa destination et à ses spécifications.

Les batteries sont des consommables, la garantie est de 6 mois. Les piles ne peuvent pas être remplacées en dehors d'un centre de service agréé.

### Coordonnées

DIFORO Brand

BUREAU DU SERVICE  
CLIENTELE

**+48 535 281 934**

Heures de  
consultation : 08:00 ~ 16:00  
(du lundi au vendredi)

#### PRODUCTEUR

DIFORO by VOBE sp. z o.o.

Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLSKA


www.diforo.pl get@diforo.pl  
NIP: 5252799270, KRS 000800189

DIFORO AMIRTA  
DISPOSITIVO DE BELLEZA  
FACIAL RF  
MANUAL DE INSTRUCCIONES



Incluye

- Dispositivo Amirta
- Estación de carga
- Cable de carga
- Instrucciones y garantía



Dispositivo en la estación de carga





Cable de carga



Instrucciones y garantía

Descripción de las características del producto



Puerto de carga en la estación

Modos de funcionamiento

Semáforos - descripción de las funciones activadas

- Mode 1: Calmante microcorriente+RF+luz roja
- • Mode 2: Masaje microcorriente+RF+luz roja
- • • Mode 3: Microcorriente activadora, intensiva +RF +Luz roja

Indicación de carga y batería

Si la carga de la batería es baja, notará que los tres indicadores, las luces, parpadearán; Durante la carga, las tres luces indicadoras de carga empezarán a parpadear; Cuando está completamente cargada, las tres luces brillan de forma continua.

Descripción de funciones y parámetros

RF(Radio Frequency)

La RF (radiofrecuencia) puede penetrar en la capa epidérmica para llegar a la capa de la dermis, calentar las células de colágeno, estimular el crecimiento de fibroblastos reproducir una gran cantidad de colágeno, sosteniendo así la piel epidérmica, logrando así el efecto de firmar la piel.

EMS Microcurrent

La microcorriente EMS es una corriente eléctrica de baja intensidad que estimula la piel del rostro enviando suaves ondas eléctricas a través de la piel y los tejidos hasta los músculos faciales. El estiramiento continuo desde la capa epidérmica hasta la capa muscular puede tensar los músculos faciales. Se ha demostrado que las microcorrientes estimulan la producción de ATP, estimulando la vitalidad de los músculos faciales y promueven la producción de colágeno y elastina.

Optical Beauty

Regeneración de la luz roja a 620-630nm. Células de la dermis, las mitocondrias pueden absorber grandes cantidades de luz roja, acelerar la regeneración celular y la síntesis de colágeno, logrando así el efecto plumping, células epidérmicas, suavizar la piel, suavizar las marcas de acné y la deposición de melanina.

Food Grade Silicone Body

La silicona alimentaria es un material coloidal polimérico fabricado a partir de la policondensación del ácido silícico. Es atóxico e inodoro, con un rendimiento estable y una textura suave. Es inocua para la piel e inodora. No provoca reacciones alérgicas.

Doubles Treatment Heads: 316L

316L es el acero inoxidable de grado médico utilizado en las cabezas, es el mismo que se utiliza en materiales médicos. No irrita la piel y es completamente seguro no causando alergias.

Memory mode, intelligent time control


Los dispositivos recordarán el último modo antes de apagarse. Lo activará durante el siguiente tratamiento. La función de control automático del tiempo apagará el aparato tras 5 minutos de uso. El ciclo de 5 minutos es una frecuencia de uso segura y el tiempo de tratamiento diario recomendado.

¿Cómo se utiliza?

Se recomienda aplicar sobre la piel recién limpia del rostro y el escote. La piel limpia siente plenamente el efecto del tratamiento.

① Aplicar un gel hidratante o un preparado de vitamina C. La piel debe estar hidratada antes del tratamiento. Si se utiliza alrededor de los ojos, se puede sentir una sensación de quemazón. Al parpadear, la carga eléctrica de la EMS se siente con más intensidad. Se trata de un efecto natural. A continuación, ponga en marcha los aparatos y masajee las partes seleccionadas de la cara. Los cabezales pueden estar fríos; puede calentarlos en las manos antes de aplicarlos en la cara. Presiónelos uniformemente con sensibilidad para que no sienta ninguna molestia.

② El aparato y los cabezales dobles pueden utilizarse para el embellecimiento del contorno de ojos, el rostro y el lifting. Su diseño único se adapta perfectamente a las formas del rostro. Estimula las comisuras de la boca, los ojos y elimina las bolsas bajo los ojos, levanta las mejillas y toda la zona alrededor de la nariz. La forma y funcionalidad de los cabezales también es perfecta para estimular y reafirmar los labios y la línea de la mandíbula, donde un cabezal modela la línea superior y el otro la inferior. Los beneficios de este aparato también pueden verse y sentirse en la zona del escote y las manos.



Eye area

Face

Precauciones

- No aplicar la luz roja directamente sobre el ojo.
- No aplicar en los párpados superiores.
- Este producto debe utilizarse con gel hidratante. Si hay demasiado gel en los cabezales, el efecto conductor se verá afectado. Limpie el exceso de gel entre los cabezales conductores izquierdo y derecho antes de utilizarlo.
- No desmonte ni modifique este producto sin autorización.
- No puede lavarse con agua.
- Hay una sensación de hormigueo más fuerte alrededor de los ojos al utilizarlo, se trata de un efecto microeléctrico biológico normal.
- Debido a la desviación en los valores de resistencia del cuerpo humano, la descarga eléctrica puede ser sentida de manera diferente por diferentes personas. Por favor, elija si desea seguir utilizándolo en función de su nivel de tolerancia individual. Si se siente incómodo, deje de usarlo inmediatamente.
- Después del uso, limpie la punta de la guía con un paño limpio o una toalla de papel húmeda.
- Si detecta alguna anomalía durante el uso, compruebe si la pila está agotada o si está apagada.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante mucho tiempo, colóquelo en un lugar seco para evitar la luz solar directa.
- Por favor, mantenga este producto fuera del alcance de los niños, este producto no debe ser utilizado como juguete.
- Si se produce irritación de la piel o alguna molestia durante el uso, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con un especialista.

Restricciones al uso de personas y casos médicos.

- Utilización de dispositivos médicos electrónicos, como marcapasos y otros dispositivos implantables;
- Si padece una afección cardíaca, un trastorno del ritmo cardíaco o una enfermedad oncológica;
- Personas con antecedentes de epilepsia o molestias por luces intermitentes;
- Personas con lesiones en la cabeza o en los ojos, personas que se hayan sometido a cirugía ocular (consulte a su médico antes de utilizarlo);
- Durante el embarazo, la menstruación o la lactancia;
- Personas que estén tomando medicamentos que provoquen somnolencia, personas que se sientan extremadamente cansadas o que estén en malas condiciones físicas;
- Personas que tengan problemas como pigmentación e inflamación debido a productos químicos, o que tengan o hayan tenido dermatitis debido a cosméticos;
- No utilizar si se detecta fiebre alta o resfriado;
- Durante el tratamiento dental;
- Pacientes con inmunidad debilitada debido a enfermedades inmunocomprometidas como el SIDA o los que toman preparados inmunológicos;
- Hemofilia, trastornos hemorrágicos. Neuralgia facial diabética, neuralgia sensorial, alodinia;
- Pacientes con dilatación microvascular debida al uso prolongado de esteroides o a alteraciones de la función hepática;
- Personas con alergias, dermatitis atópica, enfermedades cutáneas, piel sensible o cutis sensible;
- Niños pequeños o personas incapaces de expresar su propia voluntad, Personas con problemas de alcoholismo y resaca;
- Personas que hayan recibido peelings químicos recientemente, y Las personas que hayan tenido problemas cutáneos después de utilizar aparatos o dispositivos cosméticos.

\* Utilizar únicamente con accesorios diseñados para este fin.

\* Las personas sometidas a tratamiento médico deben consultar a un médico antes de utilizarlo.

Product Parameters

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Name             | Diforo RF facial Device beauty |
| Model            | AMIRTA                         |
| Size             | 142*46*44 mm                   |
| Net Wight        | 130g                           |
| Material         | 316L/Silicone/PC/ABS           |
| Battery Capacity | 400mAh                         |
| Charging time    | 120 min                        |
| Working time     | 40-60 min                      |
| Input            | 5V/0.27A                       |
| Power            | 4W                             |
| Certificate      | CE RoHS                        |

Garantía

El fabricante garantiza sus productos durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra. Los accesorios incluidos con el producto original tienen una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra.

Para el buen funcionamiento de los productos y las reclamaciones, recomendamos.

- ① Lea y siga atentamente las instrucciones de uso.
- ② Conserve el manual, la tarjeta de garantía y el justificante de compra.
- ③ Utilice los accesorios originales suministrados con el aparato.
- ④ Si tiene problemas con el aparato, póngase en contacto con el fabricante.
- ⑤ No realice reparaciones ni modificaciones por su cuenta.
- ⑥ Utilice el producto para los fines previstos.

Durante el periodo de garantía, todas las reparaciones son gratuitas.

Los defectos o averías serán subsanados en un plazo máximo de 14 días, contados a partir del momento de la entrega en el centro de servicio autorizado por el fabricante.

Restricciones

La garantía no se hará efectiva en caso de daños mecánicos debidos a descuidos o casos fortuitos.

Si el aparato no se utiliza de acuerdo con su uso previsto y sus especificaciones.

Las baterías son consumibles, la garantía es de 6 meses. Las baterías no pueden sustituirse fuera de un centro de servicio autorizado.

Datos de contacto

DIFORO Brand

OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE **+48 535 281 934**

Horas de consulta : 08:00 ~ 16:00  
(de lunes a viernes)

PRODUCTOR

DIFORO by YOBE sp. z o.o.

Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLSKA

www.diforo.pl get@diforo.pl  
NIP: 5252799270, KRS 0000800189

DIFORO AMIRTA  
DISPOSITIVO PER  
L'ABBELLIMENTO DEL VISO A  
RADIOFREQUENZA  
MANUALE DI ISTRUZIONI





### Incluso

- Dispositivo Amirta
- Stazione di ricarica
- Cavo di ricarica
- Istruzioni e garanzia



### Descrizione delle caratteristiche del prodotto



### Modalità di funzionamento

#### Semafori - descrizione delle funzioni attivate

- Mode 1: Microcorrente lenitiva+RF+luce rossa
- • Mode 2: Microcorrente massaggiante+RF+luce rossa
- • • Mode 3: Attivazione della microcorrente, intensa +RF +Luce rossa

#### Indicazione di carica e batteria

Se la carica della batteria è bassa, i tre indicatori luminosi lampeggiano; Durante la carica, le tre spie di carica iniziano a lampeggiare; Quando la batteria è completamente carica, tutte e tre le spie brillano continuamente.

### Caratteristiche e parametri

#### (((•))) RF(Radio Frequency)

La radiofrequenza (RF) può penetrare nello strato epidermico per raggiungere lo strato del derma, riscaldare le cellule di collagene, stimolare la crescita di fibroblasti che riproducono una grande quantità di collagene, sostenendo così la pelle epidermica, ottenendo così l'effetto di firmare la pelle.

#### ⚡ EMS Microcurrent

La microcorrente EMS è una corrente elettrica a bassa intensità che stimola la pelle del viso inviando delicate onde elettriche attraverso la pelle e i tessuti fino ai muscoli facciali. Lo stiramento continuo dallo strato epidermico a quello muscolare può rassodare i muscoli facciali. È stato dimostrato che le microcorrenti stimolano la produzione di ATP, stimolano la vitalità dei muscoli facciali e promuovono la produzione di collagene ed elastina.

#### ☀ Optical Beauty

Le cellule del derma, i mitocondri, possono assorbire grandi quantità di luce rossa, accelerare la rigenerazione cellulare e la sintesi del collagene, ottenendo così un effetto rimpolpamento delle cellule epidermiche, levigando la pelle, attenuando i segni dell'acne e il deposito di melanina.

#### 🍃 Food Grade Silicone Body

Il silicone alimentare è un materiale polimerico colloidale ottenuto dalla policondensazione dell'acido silicico. È atossico e insapore, con prestazioni stabili e una consistenza morbida. È sicuro per la pelle e inodore. Non provoca reazioni allergiche.

#### ⊕ Doubles Treatment Heads: 316L

316L è l'acciaio inossidabile di grado medicale utilizzato nelle teste, lo stesso utilizzato nei materiali medici. Non irrita la pelle ed è completamente sicuro, non provoca allergie.

#### 🧠 Memory mode, intelligent time control


Il dispositivo ricorda l'ultima modalità prima di spegnersi. La accenderà durante il trattamento successivo. La funzione di controllo automatico del tempo spegne il dispositivo dopo 5 minuti di utilizzo. Il ciclo di 5 minuti rappresenta una frequenza di utilizzo sicura e il tempo di trattamento giornaliero consigliato.

### Come si usa?

Si consiglia di applicare sulla pelle appena pulita del viso e del décolleté. La pelle pulita percepisce appieno l'effetto del trattamento.

① Applicare un gel idratante o un preparato a base di vitamina C. La pelle deve essere idratata prima del trattamento. Se usato intorno agli occhi, si può avvertire una sensazione di bruciore. Quando si sbattono le palpebre, la carica elettrica dell'EMS viene percepita con maggiore intensità. Si tratta di un effetto naturale. Avviare quindi i dispositivi e massaggiare le parti del viso selezionate. Le testine possono essere fredde; è possibile riscaldarle tra le mani prima di applicarle sul viso. Premete in modo uniforme e delicato in modo da non avvertire alcun fastidio.

② Il dispositivo e le doppie testine possono essere utilizzati per l'abbellimento del contorno occhi, del viso e per il lifting. Il loro design unico si adatta perfettamente alle forme del viso. Stimola gli angoli della bocca, gli occhi e rimuove le borse sotto gli occhi, solleva le guance e l'intera area intorno al naso. La forma e la funzionalità delle testine è perfetta anche per stimolare e rassodare le labbra e la mascella, dove una testina modella la linea superiore e l'altra quella inferiore. I benefici di questo dispositivo sono visibili e percepibili anche nella zona del décolleté e delle mani.



### Precauzioni

- Non applicare la luce rossa direttamente sull'occhio.
- Non applicare sulle palpebre superiori.
- Questo prodotto deve essere utilizzato con un gel idratante. Se c'è troppo gel sulle testine, l'effetto conduttivo sarà compromesso. Prima dell'uso, eliminare il gel in eccesso tra le testine conduttrici destra e sinistra.
- Non smontare o modificare questo prodotto senza autorizzazione.
- Non può essere lavato sotto l'acqua.
- Durante l'uso si avverte una sensazione di formicolio più forte intorno agli occhi: si tratta di un normale effetto microelettrico biologico.
- A causa della deviazione dei valori di resistenza del corpo umano, la scossa elettrica può essere avvertita.
- corpo umano, la scossa elettrica può essere percepita in modo diverso da persone diverse. Scegliere se continuare a usarlo o meno in base al proprio livello di tolleranza individuale. In caso di disagio, interrompere immediatamente l'uso.
- Dopo l'uso, pulire la punta della guida con un panno pulito o un tovagliolo di carta umido.
- Se si riscontrano anomalie durante l'uso, controllare se la batteria è debole o se è spenta.
- Quando il dispositivo non viene utilizzato per lungo tempo, riporlo in un luogo asciutto per evitare la luce diretta del sole.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e non utilizzarlo come giocattolo.
- Se durante l'uso si verificano irritazioni cutanee o disturbi, interrompere immediatamente l'uso e contattare uno specialista.

### Limitazioni all'uso di persone e casi medici.

- Utilizzo di dispositivi elettronici medici, come pacemaker e altri dispositivi impiantabili;
  - Se si è affetti da patologie cardiache, disturbi del ritmo cardiaco o malattie oncologiche;
  - Persone con una storia di epilessia o di disagio per le luci lampeggianti;
  - Persone con lesioni alla testa o agli occhi, persone che hanno subito un intervento chirurgico agli occhi (consultare il medico prima dell'uso);
  - Durante la gravidanza, le mestruazioni e l'allattamento;
  - Persone che assumono farmaci che causano sonnolenza, persone che si sentono estremamente stanche o in cattive condizioni fisiche;
  - Persone che hanno problemi di pigmentazione e di infiammazione dovuti a sostanze chimiche, o che hanno o hanno avuto dermatiti dovute a cosmetici;
  - Non utilizzare in caso di febbre alta o raffreddore;
  - Durante il trattamento dentale;
  - Pazienti con immunità indebolita a causa di malattie che compromettono il sistema immunitario, come l'AIDS, o che assumono preparati immunologici;
  - Eritrofilia, disturbi emorragici. Nevralgia facciale diabetica, nevralgia sensoriale, allodinia;
  - Pazienti con dilatazione microvascolare dovuta all'uso prolungato di steroidi o alla compromissione della funzionalità epatica;
  - Persone con allergie, dermatite atopica, malattie della pelle, pelle sensibile o carnagione sensibile;
  - Bambini piccoli o persone che non sono in grado di esprimere la propria volontà.
- Persone con problemi di alcol e postumi di sbornie;
- Persone che hanno recentemente ricevuto peeling chimici e persone che hanno avuto problemi di pelle dopo l'uso di apparecchiature o dispositivi cosmetici.

- \* Usare solo con accessori progettati per questo scopo.
- \* Le persone sottoposte a trattamento medico devono consultare un medico prima dell'uso.

### Product Parameters

| Name             | Diforo RF facial Device beauty |
|------------------|--------------------------------|
| Model            | AMIRTA                         |
| Size             | 142*46*44 mm                   |
| Net Wight        | 130g                           |
| Material         | 316L/Silicone/PC/ABS           |
| Battery Capacity | 400mAh                         |
| Charging time    | 120 min                        |
| Working time     | 40~60 min                      |
| Input            | 5V/0.27A                       |
| Power            | 4W                             |
| Certificate      | CE RoHS                        |

### Garanzia

Il produttore garantisce i suoi prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Gli accessori inclusi nel prodotto originale sono garantiti per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.

Per il buon funzionamento dei prodotti e dei reclami, si consiglia di.

- ① Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l'uso.
- ② Conservare il manuale, la scheda di garanzia e la prova d'acquisto.
- ③ Utilizzare gli accessori originali forniti con il dispositivo.
- ④ In caso di problemi con il dispositivo, contattare il produttore.
- ⑤ Non eseguire personalmente riparazioni o modifiche.
- ⑥ Utilizzare il prodotto per lo scopo previsto.

Durante il periodo di garanzia, tutte le riparazioni vengono

Eventuali difetti o anomalie saranno eliminati entro un periodo massimo di 14 giorni, calcolati dal momento della consegna al centro di assistenza autorizzato dal produttore.

### Restrizioni

La garanzia non sarà onorata in caso di danni meccanici dovuti a incuria o eventi fortuiti.

Se il dispositivo non viene utilizzato in conformità all'uso previsto e alle specifiche.

Le batterie sono materiali di consumo e la garanzia è di 6 mesi. Le batterie non possono essere sostituite al di fuori di un centro di assistenza autorizzato.

### Dettagli di contatto

DIFORO Brand

UFFICIO ASSISTENZA CLIENTI **+48 535 281 934**

Ore di consultazione : 08:00 ~ 16:00  
(da lunedì a venerdì)

#### PRODUTTORE

DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.

Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLSKA

www.diforo.pl get@diforo.pl  
NIP: 5252799270, KRS 0000800189






DIFORO AMIRTA  
RF-APPARAAT VOOR  
GEZICHTSVERFRAAIING  
HANDLEIDING





### Inbegrepen

- Apparaat Amirta
- Laadstation
- Opladkabel
- Instrukcja i Gwarancja



### Productkenmerken



### Werkingswijzen

#### Verkeerslichten - beschrijving van geactiveerde functies

- Mode 1: Kalmerende microstroom+RF+rood licht
- • Mode 2: Masserende microstroom+RF+rood licht
- • • Mode 3: Activerende microstroom, intensief +RF +Rood licht

#### Opladen en batterij-indicatie

Als de batterij bijna leeg is, ziet u de drie indicatoren, de lampjes, knipperen;  
Tijdens het opladen beginnen de drie lampjes van de oplaadindicatoren te knipperen;  
Wanneer de batterij volledig is opgeladen, schijnen alle drie de lampjes continu.

### Eigenschappen en parameters

#### (((•••))) RF(Radio Frequency)

RF (Radiofrequentie) kan de epidermale laag doordringen om de dermis laag te bereiken, de collageencellen verwarmen, de groei van fibroblasts bevorderen die een grote hoeveelheid collageen reproduceren, waarbij de epidermale huid wordt ondersteund, waardoor het effect van firming van de huid wordt bereikt.

#### ⚡ EMS Microcurrent

EMS-microstroom is een elektrische stroom met lage intensiteit die de gezichtshuid stimuleert door zachte elektrische golven door de huid en weefsels naar de gezichtsspieren te sturen. Continue rek van de epidermale laag naar de spierlaag kan de gezichtsspieren aanspannen. Van microstroom is aangetoond dat het de productie van ATP stimuleert, de vitaliteit van de gezichtsspieren bevordert en de productie van collageen en elastine stimuleert.

#### ☀ Optical Beauty

Regenererend rood licht bij 620-630nm. Cells in de dermis, kunnen de mitochondriën grote hoeveelheden rood licht absorberen, celregeneratie en collageensynthese versnellen, waarbij effect het opvullen van epidermale cellen, het gladmaken van huid, het gladmaken van acnevlekken en melanineafzetting wordt bereikt.

#### 🍷 Food Grade Silicone Body

Silicone van voedselkwaliteit is een polymeer colloïdaal materiaal dat wordt gemaakt van de polycondensatie van kiezelzuur. Het is niet-giftig en smaakloos, met stabiele prestaties en een zachte textuur. Het is veilig voor de huid en geurloos. Het veroorzaakt geen allergische reacties.

#### ⊕ Doubles Treatment Heads: 316L

316L is het medische roestvrij staal dat in de koppen wordt gebruikt, het is hetzelfde als in medische materialen. Het irriteert de huid niet en is volkomen veilig en veroorzaakt geen allergieën.

#### 🧠 Memory mode, intelligent time control


Het apparaat onthoudt de laatste modus voordat het wordt uitgeschakeld. Het zal deze tijdens de volgende behandeling inschakelen. De automatische tijdscontrole schakelt het apparaat uit na 5 minuten gebruik. De cyclus van 5 minuten is een veilige gebruiksfrequentie en de aanbevolen dagelijkse behandelingsduur.

### Hoe te gebruiken?

Het wordt aanbevolen om het aan te brengen op een fris gereinigde huid van het gezicht en het decolleté. Een gereinigde huid voelt het effect van de behandeling ten volle.

- ① Breng een vochtinbrengende gel of een vitamine C-preparaat aan. De huid moet voor de behandeling worden gehydrateerd. Bij gebruik rond de ogen kunt u een branderig gevoel krijgen. Bij het knippen wordt de elektrische lading van de EMS sterker gevoeld. Dit is een natuurlijk effect. Start vervolgens de apparaten en masseer de geselecteerde delen van uw gezicht. De koppen kunnen koud zijn; u kunt ze in uw handen opwarmen voordat u ze op uw gezicht aanbrengt. Druk ze gelijkmatig en met gevoeligheid in, zodat u geen ongemak voelt.

- ② Het apparaat en de dubbele koppen kunnen worden gebruikt voor de verfraaiing van de oogzone, het gezicht en de lifting. Het unieke ontwerp past zich perfect aan de vormen van het gezicht aan. Het stimuleert de mondhoeken, de ogen en verwijdert wallen onder de ogen, lift de wangen en het hele gebied rond de neus. De vorm en functionaliteit van de koppen is ook perfect voor het stimuleren en verstevigen van de lippen en de kaaklijn, waarbij de ene kop de bovenste en de andere de onderste lijn modelleert. De voordelen van dit apparaat zijn ook zichtbaar en voelbaar in het halsgebied en de handen.



### Voorzorgsmaatregelen

- Rood licht niet rechtstreeks op het oog aanbrengen.
- Niet aanbrengen op de bovenste oogleden.
- Dit product moet worden gebruikt met vochtinbrengende gel. Als er te veel gel op de koppen zit, wordt het geleidende effect aangetast. Veeg voor gebruik overtollige gel tussen de linker en rechter geleidende koppen weg.
- Demonteer of wijzig dit product niet zonder toestemming.
- Het kan niet onder water worden gewassen.
- Er is een sterker tintelend gevoel rond de ogen bij gebruik, dit is een normaal biologisch micro-elektrisch effect.
- Door de afwijking in weerstandswaarden van het menselijk lichaam, kan de elektrische schok door verschillende mensen verschillend worden gevoeld. Afhankelijk van uw individuele tolerantieniveau kunt u kiezen of u het wilt blijven gebruiken. Als u zich ongemakkelijk voelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Veeg de geleidertip na gebruik af met een schone doek of een vochtige papieren handdoek.
- Als u tijdens het gebruik afwijkingen constateert, controleer dan of de batterij zwak is of dat deze is uitgeschakeld.
- Wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, plaats het dan op een droge plaats om direct zonlicht te vermijden.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen, dit product mag niet als speelgoed worden gebruikt.
- Als er huidirritatie of enig ongemak optreedt tijdens het gebruik, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met een specialist.

### Beperkingen op het gebruik van medische personen en gevallen.

- Het gebruik van medische elektronische apparaten, zoals pacemakers en andere implanteerbare apparaten;
- Als u een hartaandoening, hartritme stoornis of oncologische ziekte heeft;
- Mensen met een voorgeschiedenis van epilepsie of ongemak van knipperende lichten;
- Mensen met hoofd- of oogletsel, mensen die een oogoperatie hebben ondergaan (raadpleeg voor gebruik uw arts);
- Tijdens zwangerschap, menstruatie, borstvoeding;
- Mensen die medicijnen gebruiken die slapigheid veroorzaken, mensen die zich extreem moe voelen of een slechte lichamelijke conditie hebben;
- Mensen die problemen hebben zoals pigmentatie en inflammatie door chemicaliën, of die dermatitis hebben of hebben gehad door cosmetica;
- Niet gebruiken bij hoge koorts of verkoudheid;
- Tijdens tandheelkundige behandelingen;
- Patiënten met een verzwakte immuniteit als gevolg van immuuncompromiterende ziekten zoals AIDS of patiënten die immunologische preparaten gebruiken;
- Hemofilie, bloedingsstoornissen. Diabetische gezichtsneuralgie, sensorische neuralgie, alldynie;
- Patiënten met microvasculaire dilatatie door langdurig gebruik van verminderde leverfunctie;
- Personen met allergieën, atopische dermatitis, huidziekten, een gevoelige huid of een gevoelige teint;
- Jonge kinderen of personen die niet in staat zijn hun eigen wil te uiten, Mensen met alcoholproblemen en katers;
- Personen die onlangs chemische peelingen hebben ondergaan, en Personen die huidproblemen hebben gehad na het gebruik van cosmetische apparatuur of toestellen.

- \* Alleen gebruiken met accessoires die hiervoor ontworpen zijn.
- \* Personen die een medische behandeling ondergaan dienen voor gebruik een arts te raadplegen.

### Product Parameters

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Name             | Diforo RF facial Device beauty |
| Model            | AMIRTA                         |
| Size             | 142*46*44 mm                   |
| Net Wight        | 130g                           |
| Material         | 316L/Silicone/PC/ABS           |
| Battery Capacity | 400mAh                         |
| Charging time    | 120 min                        |
| Working time     | 40~60 min                      |
| Input            | 5V/0.27A                       |
| Power            | 4W                             |
| Certificate      | CE RoHS                        |

### Garantie

De fabrikant garandeert zijn producten voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Voor accessoires die bij het originele product worden geleverd, geldt een garantie van 12 maanden vanaf de datum van aankoop.

Voor de goede werking van producten en klachten bevelen wij aan.

- ① Lees en volg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
- ② Bewaar de handleiding, de garantiekart en het aankoopbewijs.
- ③ Gebruik de originele accessoires die bij het apparaat zijn geleverd.
- ④ Neem bij problemen met het apparaat contact op met de fabrikant.
- ⑤ Voer zelf geen reparaties of wijzigingen uit.
- ⑥ Gebruik het product voor het beoogde doel.

Tijdens de garantieperiode worden alle reparaties gratis uitgevoerd.

Eventuele gebreken of storingen worden verholpen binnen een termijn van maximaal 14 dagen, gerekend vanaf het moment van aflevering bij het erkende servicecentrum van de fabrikant.

### Beperkingen

De garantie wordt niet gehonoreerd in geval van mechanische schade door nalatigheid of toeval.

Als het apparaat niet wordt gebruikt overeenkomstig het beoogde gebruik en de specificaties.

Batterijen zijn verbruiksartikelen, de garantie geldt voor 6 maanden. Batterijen kunnen niet buiten een erkend servicecentrum worden vervangen.

### Contactgegevens

DIFORO Brand

KLANTENSERVICE **+48 535 281 934**

Spreekuur : 08:00 ~ 16:00  
(maandag tot vrijdag)

#### PRODUCER

DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.

Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLSKA

www.diforo.pl get@diforo.pl  
NIP: 5252799270, KRS 0000800189







DIFORO AMIRTA  
RF ZAŘÍZENÍ PRO ZKRÁŠLENÍ  
OBLIČEJE  
NÁVOD K POUŽITÍ





### Zahrnuto

- Zařízení Amirta
- Nabíjecí stanice
- Nabíjecí kabel
- Návod k použití a záruka



### Vlastnosti produktu



### Režimy provozu

#### Sematory - popis aktivovaných funkcí

- Mode 1: Zklidňující mikroproud + RF + červené světlo
- • Mode 2: Masážní mikroproud + RF + červené světlo
- • • Mode 3: Aktivací mikroproud, intenzivní +RF +Červené světlo

#### Indikace nabíjení a baterie

Pokud je baterie slabě nabitá, blikají tři indikátory, kontrolky; Během nabíjení začnou blikat tři indikátory nabíjení, kontrolky; Při plném nabití budou všechny tři kontrolky svítit nepřetržitě.

### Funkce a parametry

#### (((•))) RF(Radio Frequency)

RF (radiofrekvence) může proniknout epidermální vrstvou a dosáhnout vrstvy dermis, zahřát kolagenové buňky, stimulovat růst fibroblastů reprodukcí velkého množství kolagenu, a tím podpořit epidermální pokožku, čímž se dosáhne efektu filmování pokožky.

#### ⚡ EMS Microcurrent

Mikroproud EMS je elektrický proud o nízké intenzitě, který stimuluje pokožku obličeje vysláním jemných elektrických vln přes kůži a tkáně do obličejových svalů. Kontinuální protahování od epidermální vrstvy ke svalové vrstvě může zpevnit obličejové svaly. Bylo prokázáno, že mikroproudy stimulují produkci ATP povzbuzují vitalitu obličejových svalů a podporují tvorbu kolagenu a elastinu.

#### ☀ Optical Beauty

Regenerační červené světlo o vlnové délce 620-630 nm. Buňky v dermis, mitochondrie mohou absorbovat velké množství červeného světla, urychlit regeneraci buněk a syntézu kolagenu, čímž se dosáhne effect plnění epidermálních buněk, vyhlazení pleti, vyhlazení stop po akné a usazování melaninu.

#### 🍃 Food Grade Silicone Body

Potravinářský silikon je polymerní koloidní materiál vyrobený polykondenzací kyseliny křemíčitě. Je netoxický a bez chuti, má stabilní vlastnosti a jemnou strukturu. Je bezpečný pro pokožku a bez zápachu. Nevylouvá alergické reakce.

#### ⊕ Doubles Treatment Heads: 316L

316L je lékařská nerezová ocel používaná v hlavách, stejná jako v lékařských materiálech. Nedráždí pokožku a je zcela bezpečná a nezpůsobuje alergie.

#### ⚙ Memory mode, intelligent time control


Zařízení si zapamatují poslední režim před vypnutím. Při dalším ošetření jej zapne. Funkce automatické kontroly času vypne zařízení po 5 minutách používání. Pětiminutový cyklus představuje bezpečnou frekvenci používání a doporučenou denní dobu ošetření.

### Jak používat?

Doporučuje se nanášet na čerstvě vyčištěnou pleť obličeje a dekoltu. Vyčištěná pleť plně pocítí účinek ošetření.

① Naneste hydratační gel nebo přípravek s vitamínem C. Pokožka by měla být před ošetřením hydratovaná. Při použití v okolí očí můžete pociťovat pálení. Při mrkání je elektrický náboj z EMS citlivější. Jedná se o přirozený účinek. Poté spusťte přístroje a masírujte vybrané části obličeje. Hlavice mohou být studené; před přiložením na obličej je můžete zahřát v dlaních. Přitlačujte je rovnoměrně a citlivě, abyste necítili nepříjemné pocity.

② Přístroj a dvě hlavice lze použít ke zkrášení očního okolí, obličeje, liftingu. Jejich jedinečný design se dokonale přizpůsobí tvarům obličeje. Stimuluje koutky úst, oči a odstraňuje vráčky pod očima, zvedá tváře a celou oblast kolem nosu. Tvar a funkčnost hlavice je také ideální pro stimulaci a zpevnění rtů a čelistí, kdy jedna hlavice modeluje jejich horní a druhá spodní linii. Přínosy tohoto přístroje lze pozorovat a pocítit také v oblasti dekoltu a rukou.



### Bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte červené světlo přímo do očí.
- Nepoužívejte na horní víčka.
- Tento výrobek musí být používán s hydratačním gelem. Pokud je na hlavách příliš mnoho gelu, vodivý účinek se zhorší. Před použitím setřete přebytečný gel mezi levou a pravou vodící hlavici.
- Tento výrobek bez povolení nerozebírejte ani neupravujte.
- Netzte jej mýt pod vodou.
- Při používání dochází k silnějšímu brnění kolem očí, jedná se o normální biologický mikroelektrický efekt.
- Vzhledem k odchylkám v hodnotách odporu lidského těla může být elektrický šok různými lidmi pociťován různě. Rozhodněte se, zda budete v používání pokračovat, v závislosti na své individuální úrovni tolerance. Pokud se budete cítit nepříjemně, okamžitě přestaňte používat.
- Po použití otřete vodící špičku čistým hadříkem nebo vlhkým papírovým ubrouskem.
- Pokud během používání zjistíte nějaké abnormality, zkontrolujte, zda není baterie slabá nebo zda není vypnutá.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, umístěte jej na suché místo, abyste se vyhnuli průměrnému slunečnímu záření.
- Udržujte tento výrobek mimo dosah dětí, tento výrobek nesmí být používán jako hračka.
- Pokud během používání dojde k podráždění pokožky nebo jakýmkoli nepříjemným pocitem, okamžitě přestaňte přístroj používat a obraťte se na odborníka.

### Omezení používání zdravotnických osob a případů.

- Používání lékařských elektronických přístrojů, jako jsou např. kardiostimulátory a další implantabilní zařízení;
- pokud trpíte srdečním onemocněním, poruchou srdečního rytmu nebo onkologickým onemocněním;
- u osob, které v minulosti trpěly epilepsi nebo měly nepříjemné pocity z blízkých světél;
- Lidé s poraněním hlavy nebo očí, lidé, kteří mají podstoupili operaci očí (před použitím se poraďte se svým lékařem);
- během těhotenství, menstruace, kojení;
- Lidé, kteří užívají léky způsobující ospalost, lidé, kteří se cítí extrémně unaveni nebo kteří jsou ve špatné fyzické kondici;
- Lidé, kteří mají problémy s pigmentací, např. inflamaci způsobenou chemickými látkami, nebo kteří mají nebo měli dermatitidu způsobenou kosmetickými přípravky;
- Nepoužívejte, pokud zjistíte vysokou horečku nebo nachlazení;
- Během zubního ošetření;
- Pacienti s oslabenou imunitou v důsledku imunosupresivních onemocnění, jako je AIDS, nebo pacienti užívající imunologické přípravky;
- Hemofilie, poruchy krvácení. Diabetická neuralgie obličeje, senzorická neuralgie, alodynie;
- Pacienti s mikrovaskulární dilatací v důsledku dlouhodobého užívání steroidů nebo zhoršené funkce jater;
- Osoby s alergiemi, atopickou dermatitidou, kožními chorobami, citlivou pokožkou nebo citlivou pletí;
- Malé děti nebo osoby, které nejsou schopny vyjádřit vlastní vůli, Osoby s problémy s alkoholem a kocovinou;
- Osoby, které v nedávné době podstoupily chemický peeling, a Osoby, které měly kožní problémy po použití kosmetických přístrojů nebo zařízení.

- \* Používejte pouze s příslušenstvím určeným k tomuto účelu.
- \* Lidé, kteří se léčí, by se před použitím měli poradit s lékařem.

### Product Parameters

| Name             | Diforo RF facial Device beauty |
|------------------|--------------------------------|
| Model            | AMIRTA                         |
| Size             | 142*46*44 mm                   |
| Net Wight        | 130g                           |
| Material         | 316L/Silicone/PC/ABS           |
| Battery Capacity | 400mAh                         |
| Charging time    | 120 min                        |
| Working time     | 40-60 min                      |
| Input            | 5V/0.27A                       |
| Power            | 4W                             |
| Certificate      | CE RoHS                        |

### Záruka

Výrobce poskytuje na své výrobky záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení. Na příslušenství dodávané s originálním výrobek se vztahuje záruka po dobu 12 měsíců od data zakoupení.

Pro bezproblémový provoz výrobků a reklamaci doporučujeme.

- ① Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a dodržujte jej.
- ② Uchovejte si návod k obsluze, záruční list a doklad o koupi.
- ③ Používejte originální příslušenství dodané se zařízením.
- ④ V případě problémů se zařízením se obraťte na výrobce.
- ⑤ Neprovádějte opravy nebo úpravy sami.
- ⑥ Používejte výrobek k určenému účelu.

Během záruční doby jsou všechny opravy prováděny zdarma.

Veškeré závady nebo poruchy budou odstraněny nejpozději do 14 dnů, počítáno od okamžiku doručení do autorizovaného servisního střediska výrobce.

### Omezení

Záruka nebude uznána v případě mechanického poškození způsobeného nedbalostí nebo náhodnými událostmi.

Pokud se zařízení nepoužívá v souladu s jeho určením a specifikací.

Baterie jsou spotřební materiál, záruka je 6 měsíců. Baterie nelze vyměnit mimo autorizované servisní středisko.

### Kontaktní údaje

DIFORO Brand

KANCELÁŘ SLUŽEB  
ZÁKAZNÍKŮM

**+48 535 281 934**

Konzultační hodiny : 08:00 ~ 16:00  
(pondělí až pátek)

#### PRODUCENT

DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.

Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLSKA

www.diforo.pl get@diforo.pl  
NIP: 5252799270, KRS 000800189



DIFORO AMIRTA  
RF ZARIADENIE NA  
SKRÁŠĽOVANIE TVÁRE  
NÁVOD NA POUŽITIE





### Zahrnuté

- Zariadenie Amirta
- Nabíjacia stanica
- Nabíjací kábel
- Návod na použitie a záruka



### Vlastnosti produktu



### Režimy prevádzky

#### Svetelná signalizácia - popis aktivovaných funkcií

- Mode1: Upokojujúci mikropúd+RF+červené svetlo
- • Mode2: Masážny mikropúd + RF + červené svetlo
- • • Mode3: Aktívny mikropúd, intenzívny +RF +Červené svetlo

#### Indikácia nabíjania a batérie

Ak je úroveň nabitia batérie nízka, tri indikátory, kontrolky, blikajú; Počas nabíjania začnú blikat tri indikátory nabíjania, kontrolky; Pri úplnom nabití budú všetky tri kontrolky svietiť nepretržite.

### Vlastnosti a parametre

#### (((•••))) RF(Radio Frequency)

RF (rádiofrekvencia) môže preniknúť epidermálnou vrstvou a dosiahnuť vrstvu dermy, zahriať kolagénové bunky, stimulovať rast fibroblastov, ktoré reprodujú veľké množstvo kolagénu, čím podporujú epidermálnu pokožku, čím sa dosiahne efekt filtrovania pokožky.

#### ⚡ EMS Microcurrent

Mikropúd EMS je elektrický prúd nízkej intenzity, ktorý stimuluje pokožku tváre vysielať jemných elektrických vln cez pokožku atkanivádťvýchysvalov.Nepretržiténatáhovanieodepidermálnej vrstvy k svalovej vrstve môže napnúť tvárové svaly Mikroprúdy preukázateľne stimulujú produkciu ATP stimulujú vitalitu tvárových svalov a podporujú tvorbu kolagénu a elastínu.

#### ☀ Optical Beauty

Regeneračné červené svetlo s vlnovou dĺžkou 620-630 nm.Bunky v dermis, mitochondrie môžu absorbovať veľké množstvo červeného svetla, urýchliť regeneráciu buniek a syntézu kolagénu, čím sa dosiahne effect plumpingu epidermálnych buniek, vyhladenie pokožky, vyhladenie škvrn po akné a usadzovanie melanínu.

#### 🍃 Food Grade Silicone Body

Potravinársky silikón je polymérny koloidný materiál vyrobený polykondenzáciou kyseliny kremičitej. Je netoxický a bez chuti, má stabilné vlastnosti a jemnú štruktúru. Je bezpečný pre pokožku a bez zápachu. Nevyvoláva alergické reakcie.

#### ⊕ Doubles Treatment Heads: 316L

316L je lekárska nehrdzavejúca oceľ používaná v hlavách, je rovnaká ako v lekárskejších materiáloch. Nedráždi pokožku a je úplne bezpečná a nespôsobuje alergie.

#### ⚙ Memory mode, intelligent time control


Zariadenia si zapamätajú posledný režim pred vypnutím. Zapne ho pri ďalšom ošetrení. Funkcia automatickej kontroly času vypne zariadenie po 5 minútach používania. Cyklus 5 minút predstavuje bezpečnú frekvenciu používania a odporúčaný denný čas ošetrovania.

### Ako používať?

Odporúča sa nanášať na čerstvo vyčistenú pokožku tváre a dekoltu. Vyčistená pleť plne pocíti účinok ošetrovania.

① Naneste hydratačný gél alebo prípravok s vitamínom C. Pred ošetrením by mala byť pokožka hydratovaná. Pri použití v okolí očí môžete pociťovať pálenie. Pri zmurkani je elektrický náboj z EMS citlivší silnejšie. Ide o prirodzený účinok. Potom spustíte prístroje a masírujte vybrané časti tváre. Hlavice môžu byť studené; pred priložením na tvár ich môžete zohriať v rukách. Stláčajte ich rovnomerne s citlivosťou, aby ste nepociťovali žiadne nepríjemné pocity.

② Prístroj a dvojité hlavice možno použiť na skrášlenie očného okolia, tváre, lifting. Ich jedinečný dizajn sa dokonale prispôbi tvarom tváre. Stimuluje kútiky úst, oči a odstraňuje vrásky pod očami, pozdvihuje líca a celú oblasť okolo nosa. Tvar a funkčnosť hlavíc je ideálna aj na stimuláciu a spevnenie pier a čeluste, kde jedna hlavica modeluje jej hornú a druhá dolnú líniu. Výhody tohto prístroja možno pozorovať a cítiť aj v oblasti dekoltu a rúk.



### Bezpečnostné opatrenia

- Nepoužívajte červené svetlo priamo do očí.
- Nepoužívajte na horné viečka.
- Tento výrobok sa musí používať s hydratačným gélom. Ak je na hlavách príliš veľa gélu, vodivý účinok sa zhorší. Pred použitím zotrite prebytočný gél medzi ľavou a pravou vodiacou hlaviceou.
- Tento výrobok nerozoberajte ani neupravujte bez povolenia.
- Nemožno ho umývať pod vodou.
- Pri používaní sa vyskytuje silnejší pocit mravčenia okolo očí, ide o normálny biologický mikroelektrický efekt.
- Vzhľadom na odchýlky v hodnotách odporu ľudského tela môžu rôzni ľudia pociťovať elektrický šok rôzne. Rozhodnite sa, či ho budete ďalej používať, v závislosti od vašej individuálnej úrovne tolerancie. Ak sa budete cítiť neprijemne, okamžite prerušte používanie.
- Po použití utrite vodiacu špičku čistou handričkou alebo vlhkou papierovou utierkou.
- Ak počas používania zistíte akékoľvek abnormality, skontrolujte, či je batéria slabá alebo či je vypnutá.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, umiestnite ho na suché miesto, aby ste sa vyhli priamemu slnečnému žiareniu.
- Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí, tento výrobok sa nesmie používať ako hračka.
- Ak sa počas používania objaví podráždenie pokožky alebo akékoľvek nepríjemné pocity, okamžite prestaňte prístroj používať a obráťte sa na odborníka.

### Obmedzenia týkajúce sa používania zdravotníckych osôb a prípadov.

- Používanie lekárskejších elektronických prístrojov, ako napr. kardiostimulátory a iné implantovateľné zariadenia;
- ak máte ochorenie srdca, poruchu srdcového rytmu alebo onkologické ochorenie;
- ľudia s anamnézou epilepsie alebo nepríjemnými pocitmi z blízakých svetiel;
- Osoby s poranením hlavy alebo očí, osoby, ktoré majú podstúpili operáciu očí (pred použitím sa poraďte so svojím lekárom);
- počas tehotenstva, menštruácie, dojčenia;
- Ľudia, ktorí užívajú lieky spôsobujúce ospalosť, ľudia, ktorí sa cítia extrémne unavení alebo ktorí sú v slabšej fyzickej kondícii;
- Ľudia, ktorí majú problémy s pigmentáciou a inflamáciou spôsobenú chemickými látkami, alebo ktorí majú alebo mali dermatitídu spôsobenú kozmetickými prípravkami;
- Nepoužívajte, ak zistíte vysokú horúčku alebo prechladnutie;
- Počas zubného ošetrovania;
- Pacienti s oslabenou imunitou v dôsledku imunosupresívnych ochorení, ako je AIDS, alebo pacienti užívajúci imunitné prípravky;
- Hemofília, poruchy krvácania. Diabetická neuralgia tváre, senzorická neuralgia, alodýnia;
- Pacienti s mikrovaskulárnou dilatáciou v dôsledku dlhodobého užívania steroidov alebo poruchy funkcie pečene;
- Osoby s alergiami, atopickou dermatitídou, kožnými ochoreniami, citlivosťou pokožkou alebo citlivosťou pľeťou;
- Malé deti alebo osoby, ktoré nie sú schopné vyjadriť vlastnú vôľu, Osoby s problémami s alkoholom a kocovinou;
- Osoby, ktoré nedávno podstúpili chemický peeling, a Osoby, ktoré mali kožné problémy po použití kozmetických prístrojov alebo zariadení.

- \* Používajte len s príslušenstvom určeným na tento účel.
- \* Ľudia, ktorí sa liečia, by sa mali pred použitím poradiť s lekárom.

### Product Parameters

| Name             | Diforo RF facial Device beauty |
|------------------|--------------------------------|
| Model            | AMIRTA                         |
| Size             | 142*46*44 mm                   |
| Net Wight        | 130g                           |
| Material         | 316L/Silicone/PC/ABS           |
| Battery Capacity | 400 mAh                        |
| Charging time    | 120 min                        |
| Working time     | 40-60 min                      |
| Input            | 5V/0.27A                       |
| Power            | 4W                             |
| Certificate      | CE RoHS                        |

### Záruka

Výrobca poskytuje na svoje výrobky záruku 24 mesiacov od dátumu nákupu. Na príslušenstvo dodávané s originálnym výrobkom sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od dátumu nákupu.

Pre bezproblémovú prevádzku výrobkov a reklamácií odporúčame.

- ① Pozorne si prečítajte a dodržiavajte návod na obsluhu.
- ② Uchovajte si príručku, záručný list a doklad o kúpe.
- ③ Používajte originálne príslušenstvo dodané so zariadením.
- ④ V prípade problémov so zariadením kontaktujte výrobcu.
- ⑤ Opravy alebo úpravy nevykonávajte sami.
- ⑥ Používajte výrobok na určený účel.

Počas záručnej doby sa všetky opravy vykonávajú bezplatne.

Akékoľvek závady alebo poruchy budú odstránené v lehote maximálne 14 dní, ktorá sa počíta od doručenia do autorizovaného servisného strediska výrobcu.

### Obmedzenia

Záruka nebude poskytnutá v prípade mechanického poškodenia spôsobeného neopatrnosťou alebo náhodnými udalosťami.

Ak sa zariadenie nepoužíva v súlade s jeho určeným použitím a špecifikáciami.

Batérie sú spotrebný materiál, záruka je 6 mesiacov. Batérie nie je možné vymeniť mimo autorizovaného servisného strediska.

### Kontaktné údaje

DIFORO Brand

KANCELÁRIA SLUŽIEB  
ZÁKAZNÍKOM **+48 535 281 934**

Konzultačné  
hodiny : 08:00 ~ 16:00  
(pondelok až piatok)

#### PRODUCENT

DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.

Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLSKA

www.diforo.pl get@diforo.pl  
NIP: 5252799270, KRS 0000800189