



medivon®



GUN PRO

Instrukcja Obsługi | User manual

Akcesoria



Ładowarka



Sześć palców
Do rąk
Stopy I Mięśnie



Mała końcówka
Dla małych mięśni



Rozwidlona końcówka
Do kręgosłupa



Palma Głowa dłoni
Dla wszystkich rodzajów mięśni






Płaska końcówka



Kończówka w
kształcie naboju
Do stawów

Do wszystkich części ciała

Ogólne:



1. Silnik bezszczotkowy

2. Akumulator

3. Sześć główek masujących

4. Dioda ładowania

5. Gniazdo ładowania

6. Włącznik / wyłącznik zasilania


7. Wyświetlacz LED pozostałej baterii

8. Wyświetlacz LED dla kół zębatach (Wersja 20 prędkości)

9. Przycisk dotykowy do zwiększania / zmniejszania prędkości (Wersja 20 Speed)


10. Przycisk dotykowy do zatrzymania (Wersja 20 Speed)

Obsługa




Krok 1:

Wybierz odpowiednią głowicę masującą i zainstaluj



Krok 2:

Włącz



Krok 3:

W górę / w dół: jednorazowe dotknięcie zmienia tylko jeden bieg Przytrzymaj, aby szybko osiągnąć niższe lub wyższe biegi Stop: Silnik zmniejsza się do 0 prędkości W górę, Zatrzymaj, W dół przechodzi w stan gotowości

Notatki

1. Gdy nie korzystasz z urządzenia i nie wyłączasz po 2 minutach wyświetlacz LED wyłączy się, aby oszczędzać energię
2. Urządzenie jest proste w obsłudze
 - a. W przypadku wersji dotykowej naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy, można szybko zmienić prędkość na maksimum lub minimum
 - b. W przypadku wersji dotykowej jedno naciśnięcie przycisku może osiągnąć dowolną prędkość, prędkość jest zapętlona
 - c. w trybie gotowości dotknij dowolnego przycisku, aby przejść do biegu 1
 - d. w przypadku wersji z przyciskiem naciśnij i przytrzymaj przycisk, można przełączyć bieg 0
3. Podczas ładowania urządzenia, gdy bateria jest mniejsza niż 10%, nie można go używać
4. Gdy bateria pozostanie tylko 5%, urządzenie automatycznie zatrzyma się w celu ochrony baterii
5. Po naładowaniu baterii dioda ładowania zacznie migać, gdy będzie pełna, dioda przestanie migać
A kiedy ładujesz baterię, diody baterii będą włączone, pokaż pojemność baterii
6. Gdy użyjesz prędkości, którą lubisz, następnym razem, gdy ją użyjesz, pozostanie na tej samej prędkości

Instrukcje dotyczące baterii


Gdy bateria jest pusta, należy ją naładować przez 2,5-3 godziny, aby w pełni naładować. Żywotność baterii zależy od ustawienia biegu. Gdy akumulator się ładuje, zaświeci się kontrolka włączenia akumulatora (5), wskazując normalne ładowanie. Dla własnego bezpieczeństwa nie można aktywować przycisku silnika podczas ładowania akumulatora. Uruchomienie silnika podczas ładowania jest zabronione.

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru i obrażeń ciała, tego produktu należy używać zgodnie z następującymi instrukcjami.

1. Do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe.
2. To urządzenie nie powinno bezpośrednio masować powierzchni skóry, aby uniknąć jej uszkodzenia. Część do masażu powinna być przykryta czystą, suchą odzieżą lub czystym, suchym ręcznikiem. Należy delikatnie nacisnąć i przesunąć. Czas masażu na tej samej części nie powinien przekraczać 60 sekund.
3. Wysoka prędkość i nacisk powinny być stosowane tylko na częściach tkanek miękkich ciała, jeśli nie występuje ból lub dyskomfort. Nie wolno stosować dużych prędkości i wysokich nacisków na głowę lub jakiegokolwiek kości ciała.
4. Wybierz odpowiednią głowicę masującą, zgodnie z potrzebami masażu różnych części.
5. Częste użycie pod wysokim ciśnieniem przy wysokim ciśnieniu wywiera nacisk na tę samą część ciała. Jeśli wystąpią otarcia, bolesność lub niezdolność do pracy, należy natychmiast przestać używać.
6. Palce, włosy lub jakakolwiek część ciała powinny być trzymane z dala od teleskopowego pręta urządzenia i otworów wentylacyjnych tylnego silnika, aby zapobiec zapłatanii.
7. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych silnika.
8. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Nie wolno dopuścić, aby woda dostała się do urządzenia lub otworów wentylacyjnych silnika.
9. Nie należy niewłaściwie używać urządzenia. Zutyлизuj urządzenie poprawnie po upływie okresu użytkowania.
10. Do ładowania używaj wyłącznie ładowarki dostarczonej przez oryginalnego producenta.
11. Proszę dokładnie sprawdzić sprzęt i baterię przed każdym użyciem.
12. Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji w sprzęcie.
13. Nie uruchamiaj ani nie ładuj urządzenia bez nadzoru.

Accessory list



Charger



Six Finger
For Hands
Feet And Muscles



Small Ball Head
For Large Muscle



Forked Head
Suitable For
Spine



Palm Heads
For All Kinds Of Muscles






Flat Head
Suitable For All Parts
Of The Body



Bullet Head
For Joints Of
The Body


Illustration:



- 1.Brushless motor
- 2.Rechargeable battery
- 3.Six massage heads
- 4.Charging LED
- 5.Charging jack
- 6.Power switch on/off
- 7.LED display for battery left


- 8.LED display for gears(20 Speed Version)
- 9.Touch button for speed up/down(20 Speed Version)
- 10.Touch button for stop(20 Speed Version)

How to Use




Step 1:

Select a suitable massage head and install



Step 2:

Switch on



Step 3(20 Gear Version):

Up/Down: one time touch only changes one gear Continuous touch to reach lower or higher gears quickly
Stop: Motor reduces to 0 speed
Up Stop Down and enters standby status

Notes

1. When you don't use the device and not switch off, 2 minutes , LED display will switch off to save power
2. Friendly definition in software
 - a. For touch version, press and hold the touch button, can fast change speed to maximum or minimum
 - b. For touch version, one button operate can reach any speed, the speed is loop out
 - c. in stand by status, touch any button reach gear 1
 - d. for button version, press and hold the button, can switch to 0 gear
3. When you charge the device, when the battery less than 10%, you can not use it
4. When the battery left only 5%, the device will auto stop to work to protect the battery
5. When you charge the battery, the charge led will flash, when it was full, Led will stop flashing
And when you charge the battery, battery leds will be on , show the capacity of battery
6. When you use the speed you like , next time when you use it will stay in the same speed

Battery instructions

When the battery is empty it needs to be charged for 2.5-3 hours to be fully charged. The battery life is determined by the gear adjustment. When the battery is charging, the battery power-on indicator light (5) will light up, indicating normal charging. For your safety, the motor button cannot be activated when the battery is charging. Starting the motor during charging is prohibited.

Safety instructions

To reduce the risk of electric shock, fire and personal injury, this product must be used in accordance with the following instructions.

1. Only to be used by adults.
2. This equipment should not directly massage the skin surface to avoid damage to the skin. The massage part should be covered by clean, dry clothes or a clean, dry towel. It should be gently pressed and moved. Massage time on the same part should not exceed 60 seconds.
3. High speed and pressure should only be used on soft tissue parts of the body, if there is no pain or discomfort. High speed and high pressure must not be used on the head or any bones of the body.
4. Please choose the appropriate massage head, according to the massage needs of the different parts.
5. Frequent high-speed high-pressure use exerts pressure on the same body part. If abrasions, painfulness or incapacity occur, please stop using immediately.

6. Fingers, hair or any part of the body should be kept away from the telescopic rod of the device and the cooling vents of the back motor to prevent entanglement.
7. Do not put any objects into the cooling vents of the motor.
8. Do not immerse the device in water. Do not allow water to enter the device or the motor cooling vents.
9. Do not misuse the device. Dispose of the device correctly after the end of its useful life.
10. Only use the charger provided by the original manufacturer to charge.
11. Please check the equipment and battery carefully before each use.
12. Do not make any modifications to the equipment.
13. Do not run or charge the device unattended.
14. This device may not be disposed of with the normal household waste at the end of its life, but must be taken to a special collection point for the reuse of electrical and electronic devices. The materials used in the device can be recycled. By recycling used household appliances you make an important contribution to the protection of our environment. Ask your local government for the collection points.
15. The device is only intended for massaging the human body. For damage caused by the use of the device for other purposes, incorrect operation or repairs carried out by an amateur, no liability will be accepted.

Maintenance

1. Wipe the surface of the device with a slightly wet towel and dry it with a soft piece of cloth.
2. When storing or traveling for a long time, separate the device from the battery and place it in the device's original case.

Warning and cautions:

1. Do not put the device inside water, keep the machine away from liquids and heat sources, ensure the motor cooling holes are free from dust and debris.
2. Do not remove the screws by yourself.
3. Turn off the device after one hour of operation and continue using it after resting it for 30 minutes.
4. Remove the charger from the battery after charging, and do not use the device during charging.
5. The use of this device for the injured part of the body is prohibited without consulting the doctor.

Please read the instruction manual carefully before using this equipment, use this equipment correctly in accordance with the instructions, our company will not be liable for any damage or loss to the customer caused by the incorrect use of this equipment as explained.

Do not use this device without the approval of your doctor if:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| -pregnancy | -migraines |
| -diabetes | -spinal inflammation |
| -neuropathy or retinal damage | -IUD's |
| -pacemaker wear | -have had/have health problems. |
| -had surgery recently | |

You must consult your doctor first and use it with your doctor's permission.

We are studying the effects of the device on specific medical conditions, this may cause the above taboo symptoms to be not detailed enough, if you are unwell please stop using, follow the advice of a physician or physiotherapist.

We provide warranty for battery, motor, controller of one year, other wearing parts warranty of three months.

Except when:

1. Damage to this equipment caused by man-made incorrect operation or transport.
2. Unauthorized removal and repair of this equipment.
3. The instruction manual isn't being respected.
4. Overloaded use of this product design parameter.
5. Damage due to the customer's unusually poor storage or maintenance environment.
6. Failure to provide proof of purchase date.

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out basket on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may lead to health damage or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.



Producent niniejszym oświadcza, że urządzenie GUN PRO X jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym:

www.medivon.pl/do-pobrania

Importer:

Armare S.A.

ul Grzybowska 87,00-844, Warszawa, Polska

Designed by Medivon in Europe,

produced in China