



Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush
User Manual

Oclean Air 2 elektrinio dantų šepetėlio
naudotojo vadovas

Oclean Smart Sonic Electric tandbørste
brugervejledning

Elektrilise hambaharja Oclean Smart Sonic
kasutusjuhend


Oclean Smart Sonic elektriskās zobu
birstes lietotāja rokasgrāmata

Oclean Smart Sonic Electric Tannbørste
Brukerhåndbok

Oclean Smart Sonic -sähköhammasharjan
käyttöopas

Oclean Smart Sonic Electric tandborste
användarhandbok

Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush User Manual



Instructions

- 1.Power On**
Start the toothbrush by short pressing the power button, the toothbrush will automatically shut down after a 2-mins brushing plan is finished.
- 2.Intensity Switch**
Oclean Air2 has preset 2 types of 2mins brushing plan: Standard Cleaning(Default) and Deep Cleaning.
To switch the intensity, just long press the power button for 2s under working condition.
- 3.Battery Indication**
0%-95%, the power indicator light flashes. 95%-100%, the Power Indicator light is constantly on.

First Use : Charging time depends on the battery life demand of user.

Working Process :If battery power is less than 5%, the red indicator light will flash as a charging reminder.

Specifications	
Product Name	Oclean Air2 Sonic Electric Toothbrush
Model Name	Oclean Air2
Input Power	2.5W
Charging	Oclean USB Charger
Input	5V $\approx$ 0.5A
Charging Standard	DC 5V 1A or above
Battery Life	30 Days (*)
Battery Capacity	800 mAh (**))
Charging Time	2.5 Hours (***)
Standard	GB 4706.1-2005 GB4706.59-2008

* Validated by 2 minutes brushing period, twice a day with low intensity mode.

** The battery capacity theoretically has a capacity range of 350mAh.

*** It is suggested to use a USB charger of 5V $\approx$ 0.5A.

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

32G, Tower 3, Dachong Business Building(The Third Phase), Shennan Avenue North, Tong Gu Road West, Yuehai Street Communities, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Zip Code: 518057
If there is fault occurring in the product you purchase, please contact Email: service@oclean.com

Facebook Page



www.facebook.com/ocleanofficial

[Follow the Oclean Official Facebook Page](#)

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	×	○	○	○	○	○	10 Years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	
Metal Hardware	×	○	○	○	○	○	
Vibrating motor	×	○	○	○	○	○	
Accessories	×	○	○	○	○	○	
Battery	○	○	○	○	○	○	5 Years

Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- ×
- × The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.


Warranty Card

- These clauses only apply to Oclean products sold in the country or region where the purchase is made, if there is any inconsistency or omission with the national policy, the national policy shall prevail.
- For performance issues caused by the product itself, one may avail service as per below regulations with valid proof of purchase:
2.1 A customer can avail warranty service for free within 24 months from the date of purchase if there is a performance failure caused by the product itself.
- In order to avail replacement and warranty services, one should show the valid proof of purchase.
- Other product related materials (such as Packaging box, Product Manual etc.) are not covered in warranty.

Product model:	Serial Number:
User Information	Name:
	Tel:
	Email:
	Address:
	Date of purchase:
	Invoice number:
Problem Description:	



Oclean Air 2 elektrinio dantų šepetėlio naudotojo vadovas



Nurodymai

- 1. Įjungimas**
Įjunkite dantų šepetėlį trumpai paspausdami įjungimo mygtuką. Dantų šepetėlis automatiškai išsijungs, kai bus baigtas 2 minučių valymo ciklas.
- 2. Intensyvumo jungiklis**
„Oclean Air2“ yra nustatyti 2 valymo tipai po 2 minutes: Standartinis valymas (numatytasis) ir Gilus valymas.

Norėdami perjungti intensyvumą, ilgiau palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką (2 sekundes).
- 3. Baterijos indikacija**
0–95% mirksi maitinimo indikatorius lemputė. 95–100%, maitinimo indikatorius lemputė nuolat dega.

Pirmasis naudojimas: Įkrovimo laikas priklauso nuo vartotojo baterijos naudojimo laiko.

Jei akumulatoriaus energija yra mažesnė nei 5%, raudona indikatorius lemputė mirksi kaip įkrovimo priminimas.

Specifications

Product Name	Oclean Air2 Sonic Electric Toothbrush
Model Name	Oclean Air2
Input Power	2.5W
Charging	Oclean USB Charger
Input	5V ≈ 0.5A
Charging Standard	DC 5V 1A or above
Battery Life	30 Days (*)
Battery Capacity	800 mAh (**)
Charging Time	2.5 Hours (***)
Standard	GB 4706.1-2005 GB4706.59-2008

* Validated by 2 minutes brushing period, twice a day with low intensity mode.

** The battery capacity theoretically has a capacity range of 350mAh.

*** It is suggested to use a USB charger of 5V ≈ 0.5A.

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

32G, Tower 3, Dachong Business Building(The Third Phase), Shennan Avenue North, Tong Gu Road West, Yuehai Street Communities, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China. Zip Code: 518057

If there is fault occurring in the product you purchase, please contact Email: service@oclean.com

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	X	○	○	○	○	○	10 Years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	
Metal Hardware	X	○	○	○	○	○	
Vibrating motor	X	○	○	○	○	○	
Accessories	X	○	○	○	○	○	
Battery	○	○	○	○	○	○	5 Years

Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
 - X The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.

Garantijos kortelė

- Šios sąlygos taikomos tik „Oclean“ gaminiams, parduodamiems šalyje ar regione, kuriame perkama, jei yra neatitikimų su nacionaline politika, pirmenybė teikiama nacionalinei politikai.
- Norėdami išspręsti problemas, susijusias su pačiu produktu, galite pasinaudoti garantiniu aptarnavimu pagal žemiau pateiktas taisykles su galiojančiu pirkimo dokumentu:
- 2.1 Klientas gali nemokamai naudotis garantiniu aptarnavimu 24 mėnesius nuo pirkimo datos, jei įvyko produkto gedimas.
- Norint pasinaudoti pakeitimo ir garantinėmis paslaugomis, reikia pateikti galiojantį pirkimo dokumentą.
- Garantija netaikoma kitoms su produktu susijusioms medžiagoms (tokioms kaip pakavimo dėžutė, gaminio vadovas ir kt.).

Produkto modelis:	Serijinis numeris:
Vartotojo informacija	Vardas:
	Tel:
	Email:
	Adresas:
	Pirkimo data:
	Sąskaitos numeris:
Problemos aprašymas:	

Facebook Page




www.facebook.com/ocleanofficial

Follow the
Oclean Official Facebook Page



Oclean Smart Sonic Electric tandbørste brugervejledning



Instruktioner

- 1. Tænd**
Start tandbørsten ved kort at trykke på tænd / sluk-knappen, tandbørsten lukkes automatisk, når en 2-minutters børsteplan er færdig.
- 2. Intensitetskontakt**
Oclean Air2 har forudindstillet 2 typer 2 minutter børsteplan: Standardrensning (standard) og dybrensning.
For at skifte intensitet skal du bare trykke længe på afbryderknappen i 2 sekunder under arbejdstilstand.
- 3. Batteriindikation**
0% -95%, strømindikatorlampen blinker. 95% -100%, tændes indikatorlampen konstant.

Første brug: Opladningstid afhænger af brugerens behov for batterilevetid.

Arbejdsproces: Hvis batteristrømmen er mindre end 5%, blinker den røde indikatorlampe som en opladningspåmindelse.

Specifications

Product Name	Oclean Air2 Sonic Electric Toothbrush
Model Name	Oclean Air2
Input Power	2.5W
Charging	Oclean USB Charger
Input	5V = 0.5A
Charging Standard	DC 5V 1A or above
Battery Life	30 Days (*)
Battery Capacity	800 mAh (**))
Charging Time	2.5 Hours (***)
Standard	GB 4706.1-2005 GB4706.59-2008

* Validated by 2 minutes brushing period, twice a day with low intensity mode.

** The battery capacity theoretically has a capacity range of 350mAh.

*** It is suggested to use a USB charger of 5V =0.5A.

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

32G, Tower 3, Dachong Business Building(The Third Phase), Shennan Avenue North, Tong Gu Road West, Yuehai Street Communities, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China. Zip Code: 518057
If there is fault occurring in the product you purchase, please contact Email: service@oclean.com

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	x	o	o	o	o	o	10 Years
Plastic parts	o	o	o	o	o	o	
Metal Hardware	x	o	o	o	o	o	
Vibrating motor	x	o	o	o	o	o	
Accessories	x	o	o	o	o	o	5 Years
Battery	o	o	o	o	o	o	

Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
 - × The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.

Garantikort

- Disse klausuler gælder kun for produkter fra Oclean, der sælges i det land eller den region, hvor købet foretages, hvis den nationale politik er uoverensstemmende eller undladt med den nationale politik.
- For ydelsesproblemer forårsaget af selve produktet kan man benytte service i henhold til nedenstående regler med gyldigt købsbevis:
2.1 En kunde kan benytte garantiservice gratis inden for 24 måneder fra købsdatoen, hvis der er en ydeevnefejl forårsaget af selve produktet.
- For at benytte udskiftnings- og garantiservice skal man vise det gyldige købsbevis.
- Andre produktrelaterede materialer (såsom emballageboks, produktmanual osv.) Er ikke dækket af garantien.

Product model:	Serial Number:
Brugeroplysninger	Navn:
	Tel:
	Email:
	Adresse:
	Købsdato:
	Faktura nummer:
Problem Beskrivelse:	

Facebook Page




www.facebook.com/ocleanofficial

Follow the
Oclean Official Facebook Page



Elektrilise hambaharja Occean Smart Sonic kasutusjuhend



Juhised

- 1. Toide sisse**
Käivitage hambahari, vajutades lühidalt toitenuppu, hambahari lülitub automaatselt välja, kui 2-minutilise harjamise kava on lõpule jõudnud.
- 2. Intensiivsuse lüliti**
Occean Air2-l on eelseadistatud 2 tüüpi 2-minutise harjamise kava: tavaline puhastus (valkimisi) ja sügavpuhastus. Tugevuse vahetamiseks vajutage tööttingimustes lihtsalt 2 sekundit toitenuppu.
- 3. Aku näidik**
0-95%, toite märgutuli vilgub. 95%-100%, toiteindikaatori tuli põleb pidevalt.

Esimene kasutamine: laadimisaeg sõltub kasutaja nõudest aku kasutusajast.

Tööprotsess: kui aku on vähem kui 5%, vilgub punane märgutuli laadimise meeldetuletusena.

Specifications

Product Name	Occean Air2 Sonic Electric Toothbrush
Model Name	Occean Air2
Input Power	2,5W
Charging	Occean USB Charger
Input	5V = 0,5A
Charging Standard	DC 5V 1A or above
Battery Life	30 Days (*)
Battery Capacity	800 mAh (**))
Charging Time	2.5 Hours (***)
Standard	GB 4706.1-2005 GB4706.59-2008

* Validated by 2 minutes brushing period, twice a day with low intensity mode.

** The battery capacity theoretically has a capacity range of 350mAh.

*** It is suggested to use a USB charger of 5V = 0.5A.

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

32G, Tower 3, Dachong Business Building(The Third Phase), Shennan Avenue North, Tong Gu Road West, Yuehai Street Communities, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China. Zip Code: 518057
If there is fault occurring in the product you purchase, please contact Email: service@occean.com

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	x	o	o	o	o	o	10 Years
Plastic parts	o	o	o	o	o	o	
Metal Hardware	x	o	o	o	o	o	
Vibrating motor	x	o	o	o	o	o	
Accessories	x	o	o	o	o	o	
Battery	o	o	o	o	o	o	5 Years

Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
 - × The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.

Garantii kaart

- Neid klausleid kohaldatakse Occean'i toodete suhtes, mida müüakse riigis või piirkonnas, kus ost tehakse, kui on vastuolu või puudujääke riikliku poliitikaga, lähtutakse riiklikust poliitikast.
- Toote enda põhjustatud jõudlusprobleemide korral võib kasutada kehtivate ostutõenditega teenust vastavalt allpool toodud reeglitele:
2.1 Klient saab tasuta kasutada garantiiteenust 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, kui toote enda toimimises on rike.
- Asendus- ja garantiiteenuste kasutamiseks peab esitama kehtiva ostutõendi.
- Garantii ei hõlma muid tootega seotud materjale (näiteks pakendikarp, toote juhend jne).

Product model:		Serial Number:	
Kasutaja teave		Nimi:	
		Tel:	
		Email:	
		Aadress:	
		Ostukuupäev:	
		Arve number:	
Probleemi kirjeldus:			

Facebook Page




www.facebook.com/occeanofficial

Follow the
Occean Official Facebook Page



Oclean Smart Sonic elektriskās zobu birstes lietotāja rokasgrāmata



Instrukcija

- 1. Ieslēgšana**
Ieslēdziet zobu birsti, īsi nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Zobu birste automātiski izslēgsies pēc divām minūtēm beidzot tīrīšanas plānu.
- 2. Intensitātes slēdzis**
Oclican Air2 ir iepriekš iestatījis 2 veidu, 2 minūšu tīrīšanas plāni: standarta tīrīšana (noklusējums) un dziļa tīrīšana.
Lai pārslēgtu intensitāti, darba stāvoklī 2 sekundes nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.
- 3. Akumulatora indikācija**
0% -95%, strāvasindikators mirgo. 95% -100%, strāvas indikators pastāvīgi deg.

Pirmā lietošana: Uzlādes laiks ir atkarīgs no lietotāja pieprasītā akumulatora darbības laika.

Darba process: ja akumulatora jauda ir mazāka par 5%, sarkanais indikators mirgos kā uzlādes atgādinājums.

Specifications

Product Name	Oclican Air2 Sonic Electric Toothbrush
Model Name	Oclican Air2
Input Power	2,5W
Charging	Oclican USB Charger
Input	5V = 0,5A
Charging Standard	DC 5V 1A or above
Battery Life	30 Days (*)
Battery Capacity	800 mAh (**)
Charging Time	2.5 Hours (***)
Standard	GB 4706.1-2005 GB4706.59-2008

* Validated by 2 minutes brushing period, twice a day with low intensity mode.

** The battery capacity theoretically has a capacity range of 350mAh.

*** It is suggested to use a USB charger of 5V = 0.5A.

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

32G, Tower 3, Dachong Business Building(The Third Phase), Shennan Avenue North, Tong Gu Road West, Yuehai Street Communities, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China. Zip Code: 518057
If there is fault occurring in the product you purchase, please contact Email: service@oclean.com

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	×	○	○	○	○	○	10 Years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	
Metal Hardware	×	○	○	○	○	○	
Vibrating motor	×	○	○	○	○	○	
Accessories	×	○	○	○	○	○	
Battery	○	○	○	○	○	○	5 Years

Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
 - ×
 - ×
- The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.

Garantijas karte

- Šīs klauzulas attiecas tikai uz Oclican izstrādājumiem, kas tiek pārdoti valstī vai reģionā, kurā pirkums tiek veikts, ja ir kāda neatbilstība vai izlaidums valsts politikai, noteicošā ir valsts politika.
- Attiecībā uz veiktspējas problēmām, ko izraisa pats produkts, var izmantot pakalpojumu, kas atbilst zemāk esošajiem noteikumiem, ar derīgu pirkuma apliecinājumu:
- 2.1. Klients var bez maksas izmantot garantijas servisu 24 mēnešu laikā no pirkuma datuma, ja pašas produkta dēļ rodas darbības traucējumi.
3. Lai izmantotu nomaņas un garantijas pakalpojumus, jāuzrāda derīgs pirkuma apliecinājums.
4. Garantija neattiecas uz citiem ar produktu saistītiem materiāliem (piemēram, iepakojuma kārbu, Produkta rokasgrāmata utt.).

Produkta modelis:	Sērijas numurs:
Informācija par lietotāju	Nosaukums:
	Tel:
	Email:
	Adrese:
	Iegādes datums:
Rēķina numurs:	
Problēmas apraksts:	

Facebook Page




www.facebook.com/ocleanofficial

Follow the
Oclican Official Facebook Page



Oclean Smart Sonic Electric Tannbørste Brukerhåndbok



Bruksanvisning

- 1. Slå på**
Start tannbørsten ved å trykke kort på av / på-knappen, tannbørsten slås automatisk av etter at en 2-minutters børsteplan er ferdig.
- 2. Intensitetsbryter**
Oclean Air2 har forhåndsinnstilt 2 typer 2 min børsteplan: Standard rengjøring (standard) og dyp rengjøring.

For å bytte intensitet, trykk bare på av / på-knappen i to sekunder under arbeidsforhold.
- 3. Batteriindikasjon**
0% -95%, strømindikatorlampen blinker. 95% -100%, strømindikatorlampen lyser kontinuerlig.

Første gangs bruk: Ladetiden avhenger av brukerens behov for batterilevetid.

Arbeidsprosess: Hvis batteristrommen er mindre enn 5%, vil den røde indikatorlampen blinke som en påminnelse om lading.

Specifications

Product Name	Oclean Air2 Sonic Electric Toothbrush
Model Name	Oclean Air2
Input Power	2.5W
Charging	Oclean USB Charger
Input	5V = 0.5A
Charging Standard	DC 5V 1A or above
Battery Life	30 Days (*)
Battery Capacity	800 mAh (**)
Charging Time	2.5 Hours (***)
Standard	GB 4706.1-2005 GB4706.59-2008

* Validated by 2 minutes brushing period, twice a day with low intensity mode.

** The battery capacity theoretically has a capacity range of 350mAh.

*** It is suggested to use a USB charger of 5V = 0.5A.

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

32G, Tower 3, Dachong Business Building(The Third Phase), Shennan Avenue North, Tong Gu Road West, Yuehai Street Communities, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Zip Code: 518057
If there is fault occurring in the product you purchase, please contact
Email: service@oclean.com

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	×	○	○	○	○	○	10 Years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	
Metal Hardware	×	○	○	○	○	○	
Vibrating motor	×	○	○	○	○	○	
Accessories	×	○	○	○	○	○	
Battery	○	○	○	○	○	○	5 Years

Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
 - ×
 - ×
- Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.

Garantikort

- Disse klausulene gjelder bare for Oclean-produkter som selges i landet eller regionen der kjøpet er gjort, hvis det er uoverensstemmelse eller unnlatelse av den nasjonale politikken, skal den nasjonale politikken ha forrang.
- For ytelsesproblemer forårsaket av selve produktet, kan man benytte seg av tjenesten i henhold til nedenstående forskrifter med gyldig kjøpsbevis:
2.1 En kunde kan benytte garantiservice gratis innen 24 måneder fra kjøpsdatoen hvis det er en ytelsesfeil forårsaket av selve produktet.
- For å benytte erstatningstjenester og garantitjenester, bør man vise gyldig kjøpsbevis.
- Andre produktrelaterte materialer (som emballasjeboks, produktmanual osv.) Dekkes ikke av garantien.

Product model:	Serial Number:
brukerinformasjon	Navn:
	Tel:
	Email:
	Adresse:
	Kjøpsdato:
	Fakturanummer:
Problem beskrivelse:	

Facebook Page



www.facebook.com/ocleanofficial

Follow the
Oclean Official Facebook Page



Oclean Smart Sonic -sähköham- masharjan käyttöopas



Ohjeet

- 1. Virta päälle**
Käynnistä hammasharja painamalla lyhyesti virtapainiketta. Hammasharja sammuu automaattisesti, kun 2 minuutin harjaussuunnitelma on valmis.
- 2. Tehokytken**
Oclean Air2: lla on esiasetettu 2 erityyppistä 2 minuutin harjaussuunnitelmaa: Vakiopuhdistus (oletus) ja Syväpuhdistus.
Voit vaihtaa voimakkuutta painamalla virtapainiketta pitkään 2 sekunnin ajan harjattessasi.
- 3. Akun ilmais**
0% - 95%, virran merkivalo vilkkuu. 95% - 100%, virran merkivalo palaa jatkuvasti.

Ensimmäinen käyttö: Latausaika riippuu käyttäjän akun kestosta.

Työskentely: Jos akun varaus taso on alle 5%, punainen merkivalo vilkkuu latausmuistutuksena.

Specifications

Product Name	Oclean Air2 Sonic Electric Toothbrush
Model Name	Oclean Air2
Input Power	2.5W
Charging	Oclean USB Charger
Input	5V ≈ 0.5A
Charging Standard	DC 5V 1A or above
Battery Life	30 Days (*)
Battery Capacity	800 mAh (**)
Charging Time	2.5 Hours (***)
Standard	GB 4706.1-2005 GB4706.59-2008

* Validated by 2 minutes brushing period, twice a day with low intensity mode.

** The battery capacity theoretically has a capacity range of 350mAh.

*** It is suggested to use a USB charger of 5V ≈ 0.5A.

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

32G, Tower 3, Dachong Business Building(The Third Phase), Shennan Avenue North, Tong Gu Road West, Yuehai Street Communities, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Zip Code: 518057

If there is fault occurring in the product you purchase, please contact Email: service@oclean.com

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	X	○	○	○	○	○	10 Years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	
Metal Hardware	X	○	○	○	○	○	
Vibrating motor	X	○	○	○	○	○	
Accessories	X	○	○	○	○	○	
Battery	○	○	○	○	○	○	5 Years

Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
 - X The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.

Takuukortti

- Näitä lausekkeita sovelletaan vain OcClean-tuotteisiin, joita myydään ostomaassa tai -alueella, jos kansallisen politiikan kanssa on ristiriitaisuuksia tai puutteita, kansallisen politiikan on oltava etusijalla.
- Tuotteen itsensä aiheuttamiin suorituskykyongelmiin voidaan käyttää alla olevien sääntöjen mukaista palvelua, jolla on voimassa oleva ostotodistus: 2.1 Asiakas voi käyttää takuupalvelua ilmaiseksi 24 kuukauden kuluessa ostopäivästä, jos itse tuotteesta havaitaan toimintahäiriö.
- Vaihto- ja takuupalveluiden käyttämiseksi sinun on esitettävä voimassa oleva ostotodistus.
- Takuu ei kata muita tuotteisiin liittyviä materiaaleja (kuten pakkauslaatikko, tuotekäsikirja jne.).

Tuotemalli:	Serial Number:
Käyttäjän tiedot	Nimi:
	Tel:
	Email:
	Osoite:
	Ostopäivä:
	Laskun numero:
Ongelman kuvaus:	

Facebook Page




www.facebook.com/ocleanofficial

Follow the
Oclean Official Facebook Page



Oclean Smart Sonic Electric tandborste användarhandbok



Instruktioner

- 1. Slå på**
Starta tandborsten genom att kort trycka på strömbrytaren, tandborsten stängs automatiskt av efter att en borstplan på 2 minuter är klar.
- 2. Intensitetsbrytare**
Oclican Air2 har förinställt två typer av borstplaner för 2 minuter: Standardrengöring (standard) och djuprengöring.

För att växla intensiteten, tryck på strömbrytaren i 2 sekunder medan tandborsten är igång.
- 3. Batteriindikering**
0% -95%, strömindikatorylampan blinkar. 95% -100% lyser strömindikatorylampan konstant.

Första användningen: Laddningstiden beror på användarens behov av batteritid.

Arbetsprocess: Om batteriet är mindre än 5% kommer den röda indikatorlampan att blinka som en påminnelse om laddning.

Specifications

Product Name	Oclican Air2 Sonic Electric Toothbrush
Model Name	Oclican Air2
Input Power	2,5W
Charging	Oclican USB Charger
Input	5V = 0,5A
Charging Standard	DC 5V 1A or above
Battery Life	30 Days (*)
Battery Capacity	800 mAh (**)
Charging Time	2,5 Hours (***)
Standard	GB 4706.1-2005 GB4706.59-2008

* Validated by 2 minutes brushing period, twice a day with low intensity mode.

** The battery capacity theoretically has a capacity range of 350mAh.

*** It is suggested to use a USB charger of 5V = 0,5A.

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

32G, Tower 3, Dachong Business Building(The Third Phase), Shennan Avenue North, Tong Gu Road West, Yuehai Street Communities, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Zip Code: 518057
If there is fault occurring in the product you purchase, please contact Email: service@oclean.com

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	x	o	o	o	o	o	10 Years
Plastic parts	o	o	o	o	o	o	
Metal Hardware	x	o	o	o	o	o	
Vibrating motor	x	o	o	o	o	o	
Accessories	x	o	o	o	o	o	5 Years
Battery	o	o	o	o	o	o	

Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
 - ✗ The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.

Garantikort

1. Dessa klausuler gäller endast Oclican-produkter som säljs i det land eller den region där köpet görs, om det föreligger någon inkonsekvens med eller utelämnande av den nationella politiken, ska den nationella politiken ha företräde.
2. För prestandafrågor orsakade av själva produkten kan man använda tjänsten enligt nedanstående regler med giltigt inköpsbevis:
2.1 En kund kan utnyttja garantiservice gratis inom 24 månader från inköpsdatum om prestandafel orsakas av själva produkten.
3. För att kunna använda ersättnings- och garantitjänster, bör man visa giltigt inköpsbevis.
4. Andra produktrelaterade material (som förpackningsbox, produktmanual etc.) täcks inte av garantin.

Produktmodell:		Serienummer:	
Användarinformation	Namn:		
	Tel:		
	Email:		
	Adress:		
	Inköpsdatum:		
	Fakturanummer:		
Problembeskrivning:			

Facebook Page



www.facebook.com/ocleanofficial

Follow the
Oclican Official Facebook Page



