


Ulike	变更履历						
	料号	版本号	说明			日期	绘图
	7212201009	V0	初版图纸			2025/03/12	王秀娟

封面



技术要求：


- 1.产品不可有卷翘,毛边,鼓泡等不良现象,边缘不可有溢胶
- 2.符合ROHS、REACH相关要求
- 3.含胶材质3个月内使用最佳,务必在6个月内使用完,使用以先进先出原则

- 模切线
- 灰板
- 标注
- 胶水
- 磁铁

成品尺寸(mm)
长：**±0.5
宽：**±0.5
高：**±0.5
角度公差 ±5°
除另有标注,否则以mm为公差单位

绘图 王秀娟
审核 叶郁娟
核准 叶郁娟

第三视角投影



2025/03/12
2025/03/12
2025/03/12


Ulike-UI04欧英版说明书	
材料要求: 157g双铜纸,正面裱哑膜;内页80g书纸 工艺:胶装	
比例 1:1	页码 1/1

Ulike

PRODUCT DESCRIPTION

IPL Hair Removal Device

Air Series



ENGLISH ————— 02-15

DEUTSCH ————— 17-30

FRANÇAIS ————— 32-45

ITALIANO ————— 47-60

ESPAÑOL ————— 62-75

Thank you for choosing Ulike.

Founded in 2013, Ulike has focused on at-home IPL hair removal devices from day one.

We believe hair removal should be a safe, smooth, and pain-less experience.

And this device is going to be the hair removal system you like.

Feel free to contact us via email or chat with us through our website if you need assistance or have any questions. We're here to help!
seasupport@ulike.com



Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.
810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza,
No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai
Sub-District, Nanshan District, Shenzhen
518000, Guangdong, P.R. China

Before using the device, please read the user manual carefully, including all contraindications, warnings and safety information, and keep them for future reference. Illustrations in this manual are for reference only.

Safety Precautions

● Special attention

- Do not apply any gels or care products (aloe vera gel, etc.) before use.
- Be sure to assemble and use the product in accordance with the regulations contained in the Instruction Manual.
- Please read the "Instruction Manual" carefully and keep it for future reference.
- If you have any questions during use, please contact the online customer service in the required language.

⚠ DANGER: Contents related to personal injury due to incorrect operation

⚠ WARNING: Dangerous content due to incorrect operation

⚠ CAUTION: Contents related to personal safety or property damage due to incorrect operation

⚠ Danger



- Do not use the device directly at the eyes, otherwise the strong light source emitted by the product may cause damage to the eyes;
- Under normal working condition, do not directly fit the side outlet, otherwise the temperature of the outlet may cause burns to the skin;
- Under normal working condition, do not insert any objects into the product, otherwise it may hurt you;
- Children under 15 years old are not allowed to touch or use it. Therefore, please keep away from them.

⚠ Warning



- Adverse effects may be caused if the instructions are not followed;
- Do not apply antiperspirant immediately after lighting the armpit;
- For avoiding scald and failure when using, please regularly confirm and clean the dirt of the light port;
- Do not place the light port near items that are easy to demagnetize, otherwise it may cause failure and damage;
- Do not use it when the vent is blocked, otherwise it may cause smoke and fire;
- For normal operation of the product, please do not point the light port towards black objects;
- For avoiding blackening, discoloration and breakage, do not light clothes, hair or other items;
- Do not use the product on pets, otherwise it may cause injury;
- It may cause eye (potentially blindness) or skin damage if instructions are not followed. Please read and follow the instructions;

- Do not extend or reuse on a surface area, avoid excessive use, including excessive pulse stack and/or excessive frequency, which may cause damage to your skin;
- Misuse may cause damage to the eyes, please protect your eyes from exposure, do not use the product above the eyelids or near the eyes;
- Do not ignore the inherent safety mechanisms of the product. For example, the correct wearing of the goggles, the correct way to fit the skin, etc.;
- Please take a skin test before use, and confirm the skin condition after testing for 2 hours. You can use the product if there is no abnormality (redness or blisters) in the lighted area;
- During use, please wear the goggles and place the depilation window close to the skin for depilation operation;
- After use, please wipe the hair and skin care products attached to the depilator to avoid failure and skin damage;
- Please follow the instructions, wear goggles correctly to use the product, so as to avoid strong light stimulation;
- Please set the intensity level according to your skin condition, and be sure to use it from Gear 1 for the first time;
- If the skin is slightly hot and red after use, it is normal;
- The product can not be left unattended after it is turned on, and please turn it off in time after use;
- Clean the skin to ensure that it is free of hair residue, is completely dry and free of oily substances and stains;
- If the operating environment temperature difference reaches more than 20 degrees (from a low-temperature environment to a high-temperature environment, or vice versa), please turn it off and wait for about 2 hours before using it again;
- Do not use the product near inflammable and explosive objects (including sprayers, gas stations, etc.), which may cause fire, electric shock injury and other dangers;
- The ambient temperature of the depilator is 5-30°C. Please confirm the room temperature before use;
- Please avoid direct ultraviolet radiation on the lighted part within 24 hours after lighting;
- Do not expose the product to the sun or place it under ultraviolet light for a long time, which will seriously damage the product;
- If the built-in fan does not work after turning on the power (no humming sound is heard), do not use it, otherwise it may cause failures such as smoke, fire, etc.;
- Do not use it in the bath, shower or other places near the water source;
- Please keep the product and the power adapter dry;
- When using the product, it is not recommended to use it for a long time. Please turn it off for 10 minutes after using it for 1 hour;
- If the casing, lens or power supply is damaged, please stop using the product immediately. Do not repair the product without authorization. It must be repaired by professional personnel from the manufacturer's maintenance department or similar department.



● Unsuitable Situations

- People with skin diseases, such as allergic dermatitis, or sensitive skin may feel uncomfortable when using the product. If any adverse effects occur, please stop use the device immediately;
- Do not use the product on areas with damaged skin integrity (e.g. burns, blisters, cuts, wounds, active skin diseases, or infections);
- If you are taking photosensitive drugs for important treatments, medical consultation is required before using the product, otherwise the use of the product may damage the skin;
- Not suitable for women who are pregnant, in lactation period, in menstrual period, or has body scars, diabetes, or light-sensitive skin;
- Severe heart disease, moderate to severe hypertension, malignant tumors, folliculitis, infectious skin disease, burned skin and anticoagulant disorders are prohibited;
- Do not use if you have abnormal collagen metabolism, including history of scars and poor wound healing;
- Patients with vascular diseases, such as varicose veins and vasodilation in the light site;
- Do not use if your skin is sensitive to light and prone to rashes or allergies;
- Please do not use it if your lighted area is infected, patient with herpes simplex, skin lesions and hematoma is prohibited;
- Suppression of immune response diseases (including HIV infection, lupus erythematosus, porphyria, etc.) is prohibited;
- Any patient with bleeding disorder is prohibited, and those who use isotretinoin, fruit acid (AHA), salicylic acid (BHA) or azalea acid are prohibited;
- Please use this product with caution for those who use chemical hair removal within 30 days, those who have used skin whitening products in a short time, or those who have used vitamin A ingredients;
- Do not use with essential oil products at the same time. Please ensure that the skin in the light area is clean and dry, and no lotions, lubricants and other cosmetics are used;
- If the skin surface is not clean and dry, it may affect the use experience of the product and may even damage the product;
- Prohibited during taking aspirin drugs, using immunosuppressive drugs, isotretinoin and other drugs. The recent use of light-sensitive drugs is prohibited (such as tetracycline and sulfa);
- The product is prohibited for use on those who have injected fillers and toxins recently.

- Do not use for the following body parts or the following conditions

1/ Intra-oral, genitals, mucosa, etc.	6/ Acne area	11/ Inside the navel
2/ Plastic surgery	7/ Spots and moles	12/ Large vein
3/ Throat knot	8/ Eyebrows, hair	13/ Tattoo, body painting
4/ Eyeball, eyelid, around eyes	9/ Ear	
5/ head	10/ Nipple, Areola	

(Note: This list is not exhaustive, if you are not sure whether you can use this product, we recommend that you consult a doctor)

- After using the product, the following side effects may be caused:


1/ Skin burns	3/ Edema and blister of hair follicles	5/ Itchiness and pain
2/ Local redness and swelling	4/ Erythema and pigmentation	6/ Scar

(Note: The list is not exhaustive; if you experience any other discomfort, you are advised to consult customer service or a doctor)

⚠ Matters needing attention

- 1.The product should not be used for the treatment of diseases
- 2.It is not recommended to remove white or gray hair
- 3.For naturally dark skin, please do not use the product
- 4.Don't expose yourself to the sun before hair removal
- 5.When using for the first time, please be sure to start from the Gear 1 and choose a small area on your arm to test the skin reaction
- 6.Make sure that the epilation window is close to the skin when depilating, and then perform depilation operation
- 7.Do not use it in a dark environment
- 8.For avoiding machine failure, please do not use in direct sunlight
- 9.Do not hit and shake the product violently
- 10.Do not unplug the plug without turning it off; otherwise it may cause damage to the product

Note: When using the depilator, make sure to place the air inlet upwards and the LCD screen downwards, which is conducive to better heat dissipation and cooling of the depilator.



Product introduction

● Product brief introduction

About Hair Removal Device

- The product subversion concave hot light hair removal device, Turning medical ice hair removal technology into household and miniaturization. Innovative sapphire freezing skin care technology, effectively cools the skin, reduce skin heat, avoid sunburn and better protect skin .Sapphire plane head compresses the skin and presses down the hair follicles to make its roots closer to the more energy areas, that improve the efficiency of energy absorption of hair follicle. Sapphire plane lamp head is easy to clean and has good transparency, which bring better hair removal effect.
- The product sets 5 energy levels to meet the needs of different skin sensitivity. The machine and power supply can be separated, compact and portable, easy to store.
- This product has an integrated lamp holder that does not need to be replaced for a long life, and is suitable for multiple hair removal areas (such as: face, lips, underarms, bikini lines, arms, legs, etc.) to save you expensive lamp holder replacement costs, you have no need to buy accessories frequently and there are no hidden additional costs. In addition, it has a perfect filtering system, which can filter ineffective short wavelength and harmful light very well.


Basic parameters

IPL Hair Removal Device	Specification		
	Product model	:	UI04
	Product Size	:	169.9x60.5x38.0mm
	Rated Input	:	24V $\rightarrow$ 2.8A
	Power	:	67.2W
	Energy level	:	5-geer
	Area of lamp holder	:	3.3cm ²
	Spectrum	:	560nm-1200nm
	Pulse time	:	0.7s-1.7s
	Pulse repetiton rate	:	0.6-1.4Hz
	Manufacturer	:	Shenzhen Ulike Smart Electronics Co.,Ltd.
	Address	:	No.8, Keyuan Road, Yuehai District, Nanshan District, Shenzhen


Storage and transportation conditions		Operating conditions	
storage temperature	-10-55°C	Operating temperature	5-30°C
Humidity	≤90%RH	Humidity	≤80%RH
Relative pressure	50~106 kPa	Relative pressure	80~106kPa

● Product structure and accessories


Product and its accessories




Main unit



Power Cord




Adapter



Manual




Goggles



Razor

Product structure



Preparation before use

● Getting started



① Thoroughly clean the skin to ensure that it is hairless, completely dry, and free from oily substances. (Residues such as perfume, lotions, deodorants and sunscreens)

② Check that there is no dirt, hair, or other dirt remaining on the light portal, and that there is no damage or abnormality. If there is dirt, please clean it up to avoid product failure, deterioration and skin problems.

③ After 2 hours of skin test, confirm the skin condition. If there is no abnormality (redness, blisters) in the lighted area, you can safely use this product. We do not recommend any hair removal until the skin exposure test is complete.

● Intensity level setting

The product has five gears of energy adjustment, which can meet the needs of different skin sensitivity and different hair colors. The following are the recommended instructions:

• Please refer to the table below to select the energy gear suitable for your skin nature and hair color.

Skin color							
Hair color		Skin color					
		White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brown black and darker
White/Grey		NO	NO	NO	NO	NO	NO
Red		NO	NO	NO	NO	NO	NO
Pale golden		NO	NO	NO	NO	NO	NO
Berkellum gold/light		4/5	4/5	4/5	1/2/3	NO	NO
Brown		4/5	4/5	4/5	1/2/3	NO	NO
Dark brown		4/5	4/5	4/5	1/2/3	NO	NO
Black		4/5	4/5	4/5	1/2/3	NO	NO

(Note: NO is the item not application)


- If you feel pain or discomfort during use, please lower the energy gear (if you feel warm or slight burning without pain, it is normal);
- People with darker skin are prone to skin allergies, so it is recommended to use it with a lower energy gear;
- For people with thick hair, it is recommended to use a higher energy gear (Gear 4 or 5); For people with little hair, it is recommended to use the lower gear (Gear 1, 2 or 3). The specific situation varies from person to person, but for the first time, Please use it from Gear 1.

How to use


● Use steps




1. Use a razor to shave off the hair in need of care




2. Connect the power cord to the adapter, Plug the power cord into the power input connector on the rear of the product




3. Insert the plug into a power outlet




4. Short press the On-off button on the side of the host to turn on the machine, and the gear and ice mode will be displayed when the machine is turned on




5. Press the ON/OFF/Gear Adjustment, the product has five gears, adjust the required depilation gear, the higher the gear, the greater the energy, the faster the effect. For the first time, it is suggested to start from Gear 1, and it can be gradually strengthened to the acceptable



6. Wear the goggles before you shave hair to protect eyes



7. Place the light outlet on the skin to be treated and apply it vertically. The hair removal sensor light will light up to indicate that it is fully in contact. Press the Lighting button to start the hair removal operation. If the white light is not turned on, it means that the lamp head is not completely attached to the skin, and the instrument will not emit light



8. After hair removal is completed, press and hold the On-off button for 1.2s to turn off the device (never pull the plug without turning off the machine to avoid damage)


● Mode introduction

- Continuous play mode (for large areas such as arms, legs):

Place the light outlet on the area to be treated on the skin and fully fit the skin. At this time, the hair removal sensor lamp will light up, indicating that the lamp head is in full contact with the skin. Long press the Lighting button, and immediately start


moving the instrument slowly and uniformly on the skin, keeping the fit with the skin, and the flash will be emitted at a certain interval. At this time, please keep the hair removal moving, and slide the hair back and forth twice in the area where hair removal is needed. To ensure that the hair removal area is covered evenly and avoid missing light.

Tip: The skin's movement speed can be adjusted according to the flash speed, so that the coverage is more uniform the flash frequency is faster in the first gear, the flash frequency is slower in the second gear, and the higher the gear, the slower the light output speed.



- Single play mode (suitable for small areas such as fingers and lip hair):

Place the light outlet on the area to be treated on the skin and fully fit the skin. At this time, the hair removal sensor lamp will light up, indicating that the lamp head is in full contact with the skin.




Short press the Lighting button to start hair removal. Move the lamp head to the next piece of skin, wait for the white light of the hair removal sensor lamp to light up, and then press the Lighting button to repeat the above operation in order.


Tip: At any time during the hair removal process, if your skin begins to feel overheated, just pause for a few seconds, allow the light outlet to cool down again, and then perform hair removal.

[Tips for using hair removal]

1. The continuous flash of the hair removal instrument will continuously accumulate heat. In order to keep the icing effect effective, it is recommended to use a sapphire lamp head to icing around the lightened skin area for about 30s after hair removal, and then perform the hair removal operation in the next area. This will calm the skin again with ice and make sapphire cooling better.



2. Press the lamp head tightly against the skin to make sure that the lamp head full contact with the root of the hair follicle and the hair follicle will absorb higher energy, then achieve better hair removal effect. Sapphire freezing skin care technology, effectively cools the skin, reduce skin heat and better protect skin.



● Life cycle

Use 3 times a week for weeks 1-4;

Use every half or one month from 5 weeks.

Note: Please use it multiple times according to the growth of the hair. Too thick hair can be appropriately increased in gear and frequency based on this, the specific situation varies from person to person.

Care after use

● Precautions after hair removal

- It is recommended to avoid contact with water within 6 hours after the hair removal operation, and then moisturizing water can be used to moisturize the lighted area.

- Do not use perfumes, masks, or cosmetics containing frosted beads after skin depilation. Avoid UV exposure for 24 hours after depilation, and apply sunscreen if necessary.

- Sunbathing is likely to cause skin darkening or sunburn. lighting at this time will cause redness, swelling, and inflammation.

Therefore, during the use of this product, be careful not to be exposed to the sun, and the time to repair the sunburn is not less than 1 week.

- Artificial tanning is not allowed during the hair removal operation.

- If you need plastic surgery after hair removal (only for the hair removal area), consult your doctor.

- If you feel unwell, stop using the product and consult a physician.

● Cleaning and maintenance

In order to ensure the best results and the longest service life of the product, please clean the product before and after each epilation to avoid long-term accumulation of hair and dust. If you do not clean it properly, the product will not get its proper effect

- Before starting cleaning, the device must be switched off and unplugged to allow the machine to cool.

- Use a soft, clean and dry cloth to wipe and clean the mirror surface of the light outlet.

- Store the device in a dry, dust-free environment at -10-60 ° C.

- Never wash the product and accessories in faucets and dishwashers.



- Do not use steel balls, abrasive cleaners (toothpaste, etc.) or corrosive liquids (gasoline, motor oil, acetone, etc.) to clean the product.

Note: If the water does not clean well, you can use a few drops of high concentration alcohol (not more than 95%) to clean the above parts.

● Environmental protection

When disposing of the product, please do not throw it with general household waste. You should send it to a designated recycling center. This is good for the environment.



FAQ

This chapter outlines the problems you may encounter when using this product. If you cannot solve the problems encountered with the following solutions, please contact the customer service center in your country/region.

- When an abnormal situation occurs or the fault cannot be eliminated, please contact the after-sales customer service in the corresponding language.
- Please keep your purchase invoice and warranty card, you will need to bring these certificates when your product fails.

Problem	Possible reason	Solution
Unable to boot normally	Power is not connected	Check if the power is plugged in
Unable to emit light	Whether the temperature of the host head and the body is too high Whether the head is close to the skin	Wait for the machine to cool down before using it. Hold the host close to the skin until the light indicator lights up
The work indicator is off	Bad machine contact	Check if the power supply is working properly. Repair or return product immediately
Odor appears when flashing	Filter is contaminated Hair residue on body surface	Wipe filter Shaving hair and reducing light intensity
Unbearable pain during hair removal	Did not shave off the hair to be removed	Before using this product, please shave off the hair to be lighted. If shaving causes skin irritation, cut your hair as short as possible and use it in a comfortable position
	Hair removal site is prohibited to use this product	Do not use this product for inner labia, vagina, anus, nipples, and areola. Men do not use this product on the face or penis
	Light intensity is too high	Reduce light intensity to a comfortable level
	The light transmission window is damaged	Repairer return product immediately
After using, the hair removal area turns red	A slight reddening is normal and harmless to the body, and it will soon fade	Use aloe vera gel to soothe the skin or use a sapphire lamp head for ice soothing
Unsatisfactory hair removal effect	You use a light intensity level that is too low for you	Please choose a higher gear next time
	Missing flash areas on the hair removal area	Flashes in close proximity and there should be some overlap between the flash areas
	This device has no effect on your hair color	If your hair is pale blonde, gray, red, and white, the exposure will not be effective
	Insufficient frequency of use of this equipment	To successfully remove all hair, we recommend that you follow the recommended lighting regimen
	Your response to light exposure is slow	This product should be used continuously for at least 5 months, as it can still suppress hair regeneration during this period
The product becomes hot and humid during use	May be due to long-term instrument operation May be due to long-term instrument operation	Turn off the instrument and let it stand, and then let it cool down before using it

Warranty Regulations

- The warranty period of this product may vary according to the country in which it is sold, and we will try to extend it as far as possible under the laws of that country.

- The warranty period for this product is 2 year from the date of purchase. The power supply and accessories are guaranteed for one year from the date of purchase.

- If the instrument has quality problems during the warranty period, Ulike will repair or replace it free of charge. However, machine damage caused by improper use or improper operation is not covered by the warranty. Ulike will replace the damaged part or the old one at the cost price. The old instrument is owned by Ulike.

- Please present your warranty card when you need a warranty. The Ulike products warranty date is based on the date when you purchased it. If you do not have a purchase date, it will be calculated based on the factory date

In the following cases, Ulike may not provide warranty or return

Ulike is not responsible for reissuing the purchase invoice and warranty card for you, please keep your purchase invoice and warranty card for yourself

- 1.For product damage caused by unpredictable events such as fire, earthquake, and flood.

- 2.Instrument failure and damage caused by your negligence, misuse, or use under other abnormal conditions.

- 3.Damage to the instrument caused by improper disassembly and storage (such as rodent damage or liquid penetration).

- 4.Damage caused by mandatory use of the product in a non-product use environment, including but not limited to exceeding the workload.

- 5.Product damage caused by other conditions that Ulike cannot control.

- 6.For the function of this product or the incidental damage to its use (such as loss of your business benefits, business interruption, other losses caused by the use of the instrument, the cost of using this product to replace equipment, devices or services, your customer claims Etc.), Ulike assumes no responsibility for this.

For the type and extent of the accident, Ulike will bear it according to relevant laws and regulations.

Authorised Representative



Ulike Europe SAS
4 rue Royale, 75008, Paris, France
Contact: Raphael
E-Mail: contacteurope@ulikeglobal.com



Name: Kingsmead Service Limited
Add.: 19 mezzanine floor 19-21 Crawford Street London, England W1H 1PJ
Contact: Peng Yan
E-mail: office@kingsmead-service.com

Vielen Dank dass Du Dich für Ulike
entschieden hast.

Das 2013 gegründete Unternehmen Ulike
hat sich von Anfang an auf
IPL-Haarentfernung für den Privatgebrauch
spezialisiert.

Nach unserer Auffassung sollte
Haarentfernung sicher, sanft und
schmerzfrei sein.

Und dieses Gerät wird der Haarentferner
sein, der für Sie das Richtige ist.

Wenn Sie Hilfe benötigen oder Fragen haben, können Sie
uns gerne per E-Mail anschreiben oder mit uns auf
unserer Website chatten. Gerne sind wir für Sie da!
seasupport@ulike.com



Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.
810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza,
No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai
Sub-District, Nanshan District, Shenzhen
518000, Guangdong, V.R. China

Beachten Sie vor der Inbetriebnahme das Benutzerhandbuch,
insbesondere alle Gegenanzeigen, Warn- und Sicherheitshinweise,
und heben Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Abbildungen
in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz.

Sicherheitsvorkehrungen

● Besondere Aufmerksamkeit

- Tragen Sie vor Gebrauch keine Gele oder Pflegeprodukte (Aloe-Vera-Gel usw.) auf.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt gemäß dem Benutzerhandbuch zusammenbauen und benutzen.
- Beachten Sie das Benutzerhandbuch und heben Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
- Gerne können Sie Fragen zur Anwendung in Ihrer Sprache an unseren Online-Kundendienst richten.

⊗ GEFAHR: Verletzungsgefahr bei Fehlbedienung

ⓘ WARNUNG: Gefahr durch Fehlbedienung

⚠ VORSICHT: Gefahr von Personen- oder Sachschäden durch Fehlbedienung

⊗ Gefahr



- Wenden Sie das Gerät nicht im Augenbereich an: Seine starke Lichtquelle kann Augenschäden verursachen;
- Setzen Sie die seitliche Entlüftungsöffnung bei Normalbetrieb nicht direkt auf: Seine Hitze kann Verbrennungen verursachen;
- Bei Normalbetrieb dürfen keine Gegenstände in das Gerät eingeführt werden, da es dabei Verletzungen verursachen kann;
- Kinder unter 15 Jahren dürfen das Gerät nicht berühren oder benutzen. Halten Sie es daher bitte fern.

ⓘ Warnung



- Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, kann es zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen;
- Tragen Sie Antitranspirant nicht unmittelbar nach Bestrahlung der Achselhöhle auf;
- Zur Verhinderung von Verbrennungen und Fehlfunktionen bei Gebrauch kontrollieren und reinigen Sie das Lichtfenster regelmäßig von Schmutz;
- Bringen Sie das Lichtfenster nicht in die Nähe leichtentmagnetisierbarer Gegenstände, sonst kann es zu Störungen und Schäden kommen;
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei blockierter Entlüftung, es besteht Brandgefahr;
- Richten Sie das Lichtfenster bei Normalbetrieb nicht auf schwarze Gegenstände;
- Wegen der Gefahr von Schwärzungen, Verfärbungen und Brüchen sollten Sie keine Kleidung, Haare oder andere Gegenstände bestrahlen;
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Haustieren; es kann Verletzungen verursachen;
- Bei Nichtbeachtung der Anweisungen kann es zu Augen- (bis zur Erblindung) oder Hautschäden kommen. Beachten Sie die Anweisungen;

- Begrenzen Sie die Anwendungszeit, die Impulsfolge und/oder die Frequenz,
- Unsachgemäße Verwendung kann Augenschäden verursachen. Schützen Sie Ihre Augen vor der Bestrahlung. Verwenden Sie das Produkt nicht über den Lidern oder in Augennähe;
- Übergehen Sie nicht die vorgesehenen Sicherheitsmechanismen. Zum Beispiel das korrekte Tragen der Schutzbrille, das richtige Aufsetzen auf die Haut usw.;
- Vor Inbetriebnahme sollten Sie einen Hauttest durchführen und nach 2 Stunden den Zustand der bestrahlten Hautpartie kontrollieren. Sie können das Produkt bedenkenlos verwenden, wenn bestrahlten Bereich keine Auffälligkeiten (Rötungen oder Blasen) auftreten;
- Tragen Sie während der Anwendung eine Schutzbrille und setzen Sie das Lichtfenster zum Epilieren genau auf die Haut;
- Nach Gebrauch wischen Sie die am Epilierer haftenden Haar- und Hautpflegeprodukte ab, damit keine Fehlfunktionen und Hautschäden entstehen;
- Befolgen Sie die Anweisungen und tragen Sie eine Schutzbrille, damit keine zu starke Strahlreaktion ausgelöst wird;
- Stellen Sie die Intensität entsprechend Ihrem Hautzustand ein. Beim ersten Mal versuchen Sie es unbedingt mit Stufe 1;
- Wenn die Haut nach der Anwendung etwas heiß und gerötet ist, ist das normal;
- Das Gerät darf nach dem Einschalten nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Schalten Sie es nach Gebrauch zeitnah aus;
- Reinigen Sie die Haut von Haarrückständen, Feuchtigkeit sowie öligen Substanzen und Flecken;
- Wenn der Temperaturunterschied in der Betriebsumgebung mehr als 20 Grad beträgt (vom Kalten ins Warme oder umgekehrt), schalten Sie das Gerät aus und warten Sie etwa 2 Stunden, bevor Sie es wieder benutzen;
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Gegenständen (wie Sprühern oder Gastanks), da dies zu Bränden, Stromschlägen und anderen Gefahren führen kann;
- Die Betriebstemperatur des Haarentferners beträgt 5 - 30 °C. Überprüfen Sie die Raumtemperatur vor Gebrauch;
- Bestrahlte Körperteile sollten in den ersten 24 Stunden keiner direkten UV-Strahlung ausgesetzt werden;
- Setzen Sie das Gerät nicht längere Zeit der Sonne oder einer UV-Quelle aus, da es dabei schweren Schaden nehmen kann;
- Wenn der eingebaute Kühler nach dem Einschalten nicht funktioniert (es ist kein Brummen zu hören), betreiben Sie den Haarentferner nicht. Es besteht Brandgefahr!
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Badewanne, unter der Dusche oder am Waschbecken;
- Bitte achten Sie darauf, dass Gerät und Netzteil immer trocken bleiben.
- Betreiben Sie das Gerät nicht auf Dauer. Nach 1 Stunde Gebrauch schalten Sie es für 10 Minuten aus;
- Wenn das Gehäuse, das Lichtfenster oder das Netzteil beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Das Produkt darf nicht ohne Genehmigung des Herstellers repariert werden. Die Reparatur darf nur von Fachpersonal des Herstellers durchgeführt werden.



● Gegenanzeigen

- Personen mit Hautkrankheiten wie allergischer Dermatitis oder empfindlicher Haut können bei Anwendung des Produkts Beschwerden erleiden. Bei Auftreten von unerwünschten Nebenwirkungen betreiben Sie das Gerät nicht weiter;
- Wenden Sie das Produkt nicht bei Hautschäden an (Verbrennungen, Blasen, Schnitten, Wunden, aktiven Hautkrankheiten oder Infektionen);
- Wenn Sie zu wichtigen Behandlungen lichtempfindliche Medikamente einnehmen, ist vor der Anwendung ärztlicher Rat erforderlich, da die Haut bei der Anwendung geschädigt werden kann;
- Ungeeignet für schwangere, stillende und menstruierende Frauen sowie bei Narbenbildung, Diabetes oder lichtempfindlicher Haut;
- Die Anwendung ist bei schweren Herzerkrankungen, mäßigem bis schwerem Bluthochdruck, bösartigen Tumoren, Follikulitis, infektiösen Hauterkrankungen, Hautverbrennung und Blutgerinnungsstörungen nicht zulässig;
- Nicht bei abnormalen Kollagenstoffwechsel anwenden, auch nicht bei vorangegangener Narbenbildung und schlechter Wundheilung;
- Nicht bei Patienten mit Gefäßerkrankungen wie Krampfadern und Gefäßerweiterung an der bestrahlten Stelle anwenden;
- Nicht bei lichtempfindlicher Haut anwenden, die zu Ausschlag oder allergischen Reaktionen neigt;
- Patienten mit Herpes simplex, Hautläsionen und Hämatomen dürfen das Produkt nicht verwenden, wenn die bestrahlte Stelle infiziert ist;
- Bei Unterdrückung der Immunreaktion (durch HIV-Infektion, Lupus erythematoses, Porphyrie etc.) ist die Verwendung untersagt;
- Patienten mit Blutungsstörungen dürfen nicht mit diesem Gerät behandelt werden, ebenso wenig Patienten, die Isotretinoin, Fruchtsäure (AHA), Salicylsäure (BHA) oder Azaleensäure erhalten;
- Verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht, wenn Sie vor 30 Tagen eine chemische Haarentfernung durchgeführt, kürzlich Hautaufheller verwendet oder Hautpflegeprodukte verwendet, die Vitamin A enthalten, haben;
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zusammen mit ätherischen Ölen. Achten Sie auf saubere und trockene Haut im bestrahlten Bereich, und verwenden Sie keine Lotionen, Pflegemittel oder andere Kosmetika;
- Wenn die Hautoberfläche nicht sauber und trocken ist, kann die Anwendung beeinträchtigt und sogar das Produkt beschädigt werden;
- Bei Einnahme von Aspirin, Immunsuppressiva, Isotretinoin und anderen Medikamenten ist die Anwendung nicht zulässig. Nicht nach kürzlicher Einnahme von lichtempfindlichen Medikamenten (wie Tetracyclin und Sulfa) anwenden;
- Das Produkt darf nicht bei Personen mit kürzlicherfolgtten Injektionen von Füllstoffen und Botulinumtoxinen angewendet werden.

- Wenden Sie das Produkt nicht an folgenden Körperteilen oder unter folgenden Bedingungen an

1/ Rachenbereich, Genitalien, Schleimhäute etc.	6/ bei Akne	11/ im Nabel
2/ Plastische Chirurgie	7/ Pickel und Muttermale	12/ Große Venen
3/ Kehlkopfknoten	8/ Augenbrauen, Haare	13/ Tätowierung, Körperbemalung
4/ Augapfel, Lid, Augenbereich	9/ Ohr	
5/ Kopf	10/ Brustwarze, Warzenhof	

(Hinweis: Diese Liste ist nicht vollständig, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie dieses Produkt anwenden können, fragen Sie einen Arzt)

- Nach Anwendung des Produkts können die folgenden Nebenwirkungen auftreten:


1/ Hautverbrennungen	3/ Ödeme und Blasenbildung an den Haarfollikeln	5/ Juckreiz und Schmerzen
2/ Lokale Rötung und Schwellung	4/ Rötung und Pigmentierung	6/ Narbenbildung

(Hinweis: Diese Liste ist nicht vollständig; bei anderen Beschwerden sollten Sie den Kundendienst oder einen Arzt aufsuchen)

⚠ Wichtige Hinweise

1. Das Produkt sollte nicht zur Behandlung von Krankheiten verwendet werden.
2. Es wird nicht zur Entfernung von weißen oder grauen Haaren empfohlen.
3. Bei natürlich dunkler Haut darf das Produkt nicht verwendet werden.
4. Setzen Sie sich vor der Haarentfernung nicht der Sonne aus.
5. Bei der Erstanwendung beginnen Sie mit Stufe 1 und testen Sie die Hautreaktion auf einer kleinen Fläche am Arm.
6. Das Lichtfenster muss beim Epilieren dicht an der Haut entlang geführt werden.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Dunkelheit.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht, da dies zu Funktionsstörungen führen kann.
9. Setzen Sie das Produkt keinen Stößen und Erschütterungen aus.
10. Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose, ohne das Gerät auszuschalten; andernfalls kann es zu Schäden kommen.

Hinweis: Bei Betrieb des Haarentferners sollten Sie darauf achten, dass der Lufteinlass nach oben und der LCD-Bildschirm nach unten gerichtet sind. So wird die Wärme besser abgeleitet und der Haarentferner gekühlt.



Produktbeschreibung

● Kurze Produktbeschreibung

Zum Haarentferner

- Dieser Haarentferner bringt medizinische Epilier- und Kühlungstechnik im Kleinformat ins Haus. Innovative Hautpflegetechnik mittels Saphir-Kühlung, hautkühlend, hitzemindernd, schützt vor Sonnenbrand, hautschonend. Das flache Saphir-Lichtfenster übt Druck auf die Haut aus und drückt die Follikeln nieder, um deren Wurzeln dichter an die Lichtquelle heranzuholen, so dass sie auch mehr Energie aufnehmen können. Das flache Saphir-Lichtfenster ist leicht zu reinigen und sehr transparent. Das begünstigt die Haarentfernung.
- Das Produkt verfügt über 5 Intensitätsstufen für unterschiedlich empfindliche Haut. Gerät und Netzteil sind trennbar, kompakt und tragbar, leicht zu lagern.
- Das Lichtfenster ist in dieses Produkt integriert und braucht nicht ausgetauscht zu werden; eine lange Haltbarkeit ist garantiert. Das Produkt eignet sich zur Haarentfernung an verschiedenen Stellen (z. B. Gesicht, Lippen, Achselhöhlen, Bikinizone, Arme, Beine usw.). Es fallen keine Kosten für Austauschteile und Zubehör an. Keine versteckten Mehrkosten. Darüber hinaus verfügt es über ein perfektes Filtersystem, das unwirksames kurzwelliges und schädliches Licht sehr gut ausfiltert.


Grund-parameter

	Techn. Daten	
	Modell : UI04 Abmessungen : 169,9 x 60,5 x 38,0 mm Nenneingangswerte : 24 V $\Rightarrow$ 2,8 A Leistung : 67,2 W# Energiestufe : 5-stufig Fläche des Lichtfensters : 3,3 cm² Spektralbereich : 560 - 1200 nm# Impulstakt : 0,7 - 1,7 s# Impulswiederholrate : 0,6 - 1,4 Hz# Hersteller : Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. Anschrift : No.8, Keyuan Road, Yuehai District, Nanshan District, Shenzhen	
IPL-Haarentferner		


Lager- und Transportbedingungen		Betriebsbedingungen	
Lagertemperatur	-10 - 55 °C	Lagertemperatur	5 - 30 °C
Feuchte	≤90 % RF	Feuchte	≤80 % RF
Relativdruck	50 - 106 kPa	Relativdruck	80 - 106 kPa

● Geräteaufbau und Zubehör


Produkt und Zubehör




Gerät



Netzkabel




Netzteil



Benutzerhandbuch




Schutzbrille





Rasierer

Geräteaufbau



Vorbereitung

● Erste Schritte



- ① Reinigen Sie Ihre Haut gründlich von Haaren, Feuchtigkeit und öligen Substanzen (d. h. keine Rückstände von Parfüms, Lotionen, Deodorants und Sonnenschutzmitteln).
- ② Auf dem Lichtfenster dürfen weder Schmutz noch Haare oder andere Verunreinigungen sowie keine sichtbaren Schäden zu sehen sein. Falls Schmutz vorhanden ist, entfernen Sie ihn zur Vermeidung von Produktausfällen, Beschädigungen und Hautproblemen.
- ③ Führen Sie einen Hauttest durch und kontrollieren Sie nach 2 Stunden den Zustand der Haut. Wenn sich die bestrahlte Stelle nicht rötet oder bläht, können Sie das Produkt weiter verwenden. Wir empfehlen, keine Haare zu entfernen, bevor der Hauttest durchgeführt ist.

● Einstellung der Intensitätsstufe

Das Produkt bietet fünf Intensitätsstufen für unterschiedlich empfindliche Haut und verschiedene Haarfarben. Im Folgenden finden Sie die empfohlenen Anwendungsmöglichkeiten:

- Beachten Sie die nachstehende Tabelle zur Auswahl der für Ihre Haut und Haarfarbe geeigneten Energiestufe.

Hautfarbe							
Haarfarbe		Hautfarbe					
		Weiß	Beige	Hell-braun	Mittel-braun	Dunkel-braun	Schwarzbraun bis schwarz
Weiß/Grau		NO	NO	NO	NO	NO	NO
Rot		NO	NO	NO	NO	NO	NO
Hellblond		NO	NO	NO	NO	NO	NO
Dunkelblond		4/5	4/5	4/5	1/2/3	NO	NO
Braun		4/5	4/5	4/5	1/2/3	NO	NO
Dunkelbraun		4/5	4/5	4/5	1/2/3	NO	NO
Schwarz		4/5	4/5	4/5	1/2/3	NO	NO

(Hinweis: NO steht für „keine Anwendung“)


- Wenn Sie bei der Anwendung Schmerzen oder Beschwerden verspüren, setzen Sie die Intensitätsstufe herab (ein Gefühl von Wärme oder leichtem Brennen ohne Schmerzen ist normal);
- Menschen mit dunklerer Haut neigen zu Hautallergien, daher wird empfohlen, es mit einer niedrigeren Stufe zu versuchen;
- Bei dichtem Haar wird eine höhere Stufe empfohlen (4 oder 5); bei lichtem Haarwuchs eine niedrigere (1, 2 oder 3). Die konkrete Wahl ist einzelfallabhängig. Aber beim ersten Mal verwenden Sie am besten die Stufe 1.

Anwendung


● Anwendungsschritte




1. Rasieren Sie die pflegebedürftigen Haare zunächst mit einem Rasierapparat.




2. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an. Stecken Sie es in die Spannungsbuchse auf der Rückseite.




3. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.




4. Drücken Sie zum Einschalten kurz den Ein-/Ausschalter an der Seite und Stufen- und Kühlanzeiger leuchten, sobald das Gerät eingeschaltet ist.



5. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter/Betriebsartwechsler. Das Gerät hat fünf Stufen. Stellen Sie die gewünschte Enthaarungsstufe ein. Je höher sie liegt, desto größer die Energieabgabe, desto schneller die Wirkung. Bei Erstinbetriebnahme ist es empfehlenswert, mit Stufe 1 zu beginnen und sich bis zur Erträglichkeitsgrenze hochzuarbeiten.



6. Setzen Sie vor der Haarentfernung die Schutzbrille auf.



8. Nach dem Epilieren halten Sie den Ein-/Ausschalter 1,2 s lang gedrückt, damit sich das Gerät ausschaltet (ziehen Sie niemals den Stecker, ohne vorher das Gerät auszuschalten)


● Beschreibung der Betriebsarten

- Dauerbetrieb (bei großen Flächen wie Armen, Beinen):


Setzen Sie das Lichtfenster vollständig auf die zu behandelnden Hautstellen auf. Bei korrektem Sitz leuchtet die Epiliersensorleuchte auf. Drücken Sie lange auf die Bestrahlungstaste und beginnen Sie sofort, das Gerät langsam und gleichmäßig

auf der Haut zu bewegen. Halten Sie dabei dem Hautkontakt aufrecht. Die Strahlimpulse werden in einem vorgegebenen Takt abgegeben. Fahren Sie mit der Haarentfernung fort. Schieben Sie die Haare dort, wo ihre Entfernung erforderlich ist, zweimal hin und her. So wird der Haarentfernungsbereich gleichmäßig abgedeckt und es entstehen keine Lücken.

Tip: Die Geschwindigkeit auf der Haut kann sich nach dem Impulstakt richten, dann ist die Abdeckung gleichmäßiger. Die erste Stufe entspricht der schnellsten Taktfrequenz, bei höheren Stufen wird der Impulstakt immer langsamer.




7. Setzen Sie das Lichtfenster auf die zu behandelnde Haut und halten Sie das Gerät senkrecht. Die Epiliersensorleuchte leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Lichtfenster vollständigen Hautkontakt hat. Drücken Sie lange auf die Bestrahlungstaste und beginnen Sie mit dem Epilieren. Wenn das weiße Licht nicht eingeschaltet ist, bedeutet dies, dass das Lichtfenster nicht vollständig auf der Haut sitzt und das Gerät kein Licht abgibt.



- Einzelbetrieb (geeignet bei kleinen Bereichen wie Finger und Lippenhaar):

Setzen Sie das Lichtfenster vollständig auf die zu behandelnden Hautstellen auf. Bei korrektem Sitz leuchtet die Epiliersensorleuchte auf.





Drücken Sie kurz die Bestrahlungstaste, um die Haarentfernung zu starten. Bewegen Sie das Lichtfenster zur nächsten Hautpartie. Warten Sie, bis die Epiliersensoranzeige weiß aufleuchtet. Drücken Sie dann die Bestrahlungstaste, um den oben beschriebenen Vorgang der Reihe nach zu wiederholen.

Tipp: Sollte sich Ihre Haut beim Epilieren überhitzt anfühlen, legen Sie einfach eine kurze Pause ein, lassen Sie das Lichtfenster abkühlen und fahren Sie mit der Haarentfernung fort.

[Tipps zur Anwendung des Haarentferners]

1. Durch den Impulstakt des Haarentferners wird kontinuierlich Wärme abgegeben. Damit der Kühleffekt der Saphir-Kühlungsfunktion eintreten kann, wird empfohlen, den bestrahlten Hautbereich nach der Haarentfernung etwa 30 s lang mit dem Saphir-Lichtfenster zu kühlen und dann die Haarentfernung im nächsten Bereich durchzuführen. Die Haut wird wieder gekühlt und die Saphirkühlung gesteigert.



2. Drücken Sie das Lichtfenster fest gegen die Haut, damit er vollständig mit der

Follikelwurzel in Kontakt kommt und der Follikel eine höhere Energie aufnimmt, um ein besseres Epilationsergebnis zu erzielen.

● Behandlungszyklus

Anwendung dreimal wöchentlich in den Wochen 1 - 4,
Ein- bis zweimal monatlich ab der 5. Woche.

Hinweis: Je nach Haarwachstum mehrmals anwenden. Bei zu dickem Haar kann die Anwendung im Einzelfall entsprechend häufiger geschehen.

Pflege nach der Anwendung

● Vorsichtsmaßnahmen nach der Haarentfernung

Wir empfehlen, innerhalb von 6 Stunden nach der Haarentfernung den Kontakt mit Wasser zu vermeiden, danach kann die bestrahlte Stelle gewaschen werden.

- Tragen Sie nach der Haarentfernung keine Parfüms, Masken oder Kosmetika auf, die Mattperlen enthalten. Nach der Haarentfernung setzen Sie sich 24 Stunden lang keiner UV-Bestrahlung aus. Tragen Sie bei Bedarf einen Sonnenschutz auf.

- Ein Sonnenbad kann zu Bräunung oder Sonnenbrand führen. Die Bestrahlung erzeugt in diesem Fall Rötungen, Schwellungen und Entzündungen.

Achten Sie daher darauf, dass Sie sich während der Anwendung dieses Produkts nicht der Sonne aussetzen und der letzte Sonnenbrand mindestens eine Woche zurückliegt.

- Künstliche Bräunung ist während der Haarentfernung nicht erlaubt.

- Wenn Sie nach der Haarentfernung einen plastischen Eingriff benötigen (nur im Bereich der Haarentfernung), wenden Sie sich an Ihren Arzt.

- Bei Beschwerden stellen Sie die Anwendung ein, und suchen Sie einen Arzt auf.

● Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Gerät vor und nach jeder Epilation von Haaren und Staub, damit seine Funktionsfähigkeit voll erhalten bleibt. Bei unzureichender Reinigung kann das Produkt seine Wirkung nicht richtig entfalten.

- Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, damit es abkühlen kann.

Wischen Sie das Lichtfenster mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch ab.

- Lagern Sie das Gerät trocken und staubfrei bei -10 bis 60 °C.

- Waschen Sie Gerät und Zubehör niemals in Waschbecken oder Geschirrspülern.



- Verwenden Sie keine Stahlkugeln, Scheuermittel (Zahnpasta usw.) oder ätzende Flüssigkeiten (Benzin, Motoröl, Aceton usw.) zur Reinigung.

Hinweis: Wenn Wasser nicht ausreicht, können Sie einige Tropfen hochprozentigen Alkohols (nicht mehr als 95 %) hinzugeben, um die oben genannten Teile zu reinigen.

● Umweltschutz

Werfen Sie das Produkt nicht in den Haushaltsmüll. Führen Sie es einer ausgewiesenen Sammelstelle zu. Somit können Sie die Umwelt schützen.



FAQ

In diesem Kapitel werden die Probleme beschrieben, die bei Anwendung dieses Produkts auftreten können. Wenn Sie die aufgetretenen Probleme nicht mit den im Folgenden genannten Maßnahmen lösen können, wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrem Land.

- Bei Störungen oder wenn der Fehler nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den Kundendienst in der entsprechenden Sprache.
- Bewahren Sie die Kaufrechnung und die Garantiekarte auf, da Sie diese Bescheinigungen vorlegen müssen, wenn Ihr Produkt ausfällt.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät startet nicht	Strom ist nicht angeschlossen	Prüfen Sie, ob das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist
Das Gerät strahlt nicht	Wenn die Temperatur des Lichtfensters und des Körpers zu hoch ist oder wenn der Lichtfenster nicht nahe genug an der Haut ist	Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verwenden. Halten Sie das Gerät dicht an die Haut, bis die Epiliersensoranzeige aufleuchtet
Die Betriebsanzeige ist ausgeschaltet	Schlechter Stromkontakt	Prüfen Sie, ob die Stromversorgung richtig funktioniert. Reparieren Sie das Gerät oder tauschen Sie es sofort aus
Beim Bestrahlen tritt Geruch auf	Der Filter ist verschmutzt; Haarrückstände auf der Körperoberfläche	Wischen Sie den Filter ab; Rasieren Sie sich und reduzieren Sie die Strahlintensität
Unerträgliche Schmerzen bei der Haarentfernung	Sie haben die zu entfernenden Haare nicht rasiert	Bevor Sie dieses Produkt anwenden, rasieren Sie die zu bestrahlenden Haare ab. Wenn die Rasur zu Hautreizungen führt, schneiden Sie die Haare so kurz wie möglich und verwenden Sie das Gerät in einer bequemen Position
	Dieses Produkt darf nicht zur Haarentfernung in den folgenden Bereichen verwendet werden.	An den inneren Schamlippen, der Vagina, dem Anus, den Brustwarzen und dem Warzenhof. Männer sollten dieses Produkt nicht im Gesicht oder am Penis verwenden
	Die Strahlintensität ist zu hoch	Reduzieren Sie die Intensität auf ein angenehmes Niveau
	Das Lichtfenster ist beschädigt	Lassen Sie das Produkt sofort reparieren
Nach der Anwendung ist die zu enthaarende Stelle rot	Eine leichte Rötung ist normal und harmlos für den Körper, sie verblasst bald	Beruhigen Sie die Haut mit Aloe-Vera-Gel oder verwenden Sie das Saphir-Das Lichtfenster zur Kühlung
Unbefriedigende Haarentfernung	Sie verwenden eine Strahlintensität, die zu niedrig für Sie ist	Wählen Sie beim nächsten Mal eine höhere Stufe
	Ausgelassene Bereiche beim Epilieren	Die Impulse liegen dicht beieinander, und es sollte eine gewisse Überlappung bestehen
	Dieses Gerät hat keinen Einfluss auf Ihre Haarfarbe	Bei hellblondem, grauem, rotem und weißem Haar ist eine Bestrahlung sinnlos
	Gerät nicht oft genug angewendet	Zur erfolgreichen Entfernung aller Haare empfehlen wir Ihnen, das empfohlene Bestrahlungsprogramm zu befolgen
	Die Reaktion Ihrer Haut auf die Bestrahlung ist langsam	Dieses Produkt sollte mindestens 5 Monate lang regelmäßig verwendet werden, da es die Haarneubildung auch während dieser Zeit unterdrücken kann
Das Produkt wird während der Anwendung heiß und feucht	Dies kann auf den Langzeitbetrieb zurückzuführen sein	Schalten Sie das Gerät aus, lassen Sie es stehen und kühlen Sie es ab, bevor Sie es anwenden

Gewährleistungsbestimmungen

- Die Gewährleistungsfrist ist länderabhängig. Wir werden versuchen, sie nach den Gesetzen des jeweiligen Landes so weit wie möglich zu verlängern.
- Die Gewährleistungsfrist dieses Produkts beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Auf Netzteil und Zubehör wird eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr ab dem Kaufdatum gewährt.
- Wenn das Gerät während der Gewährleistungsfrist Qualitätsprobleme aufweist, wird es von Ulike kostenlos repariert oder ersetzt. Geräteschäden durch unsachgemäßen Gebrauch sind von der Gewährleistung nicht abgedeckt. Ulike ersetzt das beschädigte Teil oder das alte Gerät zum Selbstkostenpreis. Das alte Gerät ist Eigentum von Ulike.
- Legen Sie Ihre Gewährleistungskarte vor, wenn Sie eine Gewährleistung in Anspruch nehmen wollen. Die Gewährleistungsfrist von Ulike-Produkten hängt vom Kaufdatum ab. Wenn das Kaufdatum nicht bekannt ist, gilt die Gewährleistung ab Werk.

In den folgenden Fällen kann Ulike keine Gewährleistung oder Rückgabe gewähren:

Ulike ist nicht für eine Neuausstellung des Kaufbelegs und der Gewährleistungskarte verantwortlich. Bewahren Sie beide deshalb sorgfältig auf.

1. Bei Produktschäden durch unvorhersehbare Ereignisse wie Feuer, Erdbeben und Überschwemmungen.
2. Bei Geräteausfall und Schäden aufgrund von Fahrlässigkeit, Missbrauch oder Verwendung unter unzulässigen Umständen.
3. Schäden am Gerät durch unsachgemäße Demontage und Lagerung (z. B. durch Nagetiere oder eingedrungene Flüssigkeiten).
4. Schäden durch Verwendung des Produkts unter unzulässigen Bedingungen, insbesondere nach Überschreitung der Höchstbetriebsdauer.
5. Produktschäden durch andere Umstände, die Ulike nicht beeinflussen kann.
6. Für die Funktion dieses Produkts oder die durch seine Verwendung verursachten Schäden (wie z. B. Verlust Ihres Geschäftsvorteils, Betriebsunterbrechung, andere durch die Anwendung verursachte Verluste, Ersatz- und Austauschkosten, Schadensersatzansprüche Ihres Kunden usw.) übernimmt Ulike keine Verantwortung.

Ulike übernimmt die Haftung nach Art und Umfang des Unfalls gemäß den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften.

Bevollmächtigter Vertreter



Ulike Europe SAS
4 rue Royale, 75008, Paris, Frankreich
Kontakt: Raphael
E-Mail: contacteurope@ulikeglobal.com



Name: Kingsmead Service Limited
Anschrift: 19 mezzanine floor 19-21
crawford street London, England W1H 1PJ
Kontakt: Peng Yan
E-mail: office@kingsmead-service.com

Merci d'avoir choisi Ulike.

Fondée en 2013, Ulike s'est concentrée sur les appareils d'épilation à lumière pulsée à domicile dès le premier jour.

Nous pensons que l'épilation doit être une expérience sûre, douce et indolore.

Et cet appareil constituera le système d'épilation qui vous plaira.

N'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique, ou discutez avec nous sur notre site web si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions. Nous sommes là pour vous aider !
seasupport@ulike.com



Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.
810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza,
No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai
Sub-District, Nanshan District, Shenzhen 518000,
Guangdong, R.P China

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation, y compris les contre-indications, les avertissements et les informations relatives à la sécurité, et conservez-les pour référence ultérieure. Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de référence uniquement.

Précautions de sécurité

● Une attention particulière

- N'appliquez pas de gels ou de produits de soins (gel d'aloe vera, etc.) avant l'utilisation.
- Veillez à assembler et à utiliser le produit conformément aux prescriptions contenues dans le manuel d'utilisation.
- Veuillez lire attentivement le «Manuel d'utilisation» et le conserver pour vous y référer ultérieurement.
- Si vous avez des questions lors de l'utilisation, veuillez contacter le service clientèle en ligne dans la langue souhaitée.

⊗ **DANGER:** Contenu relatif à des blessures corporelles dues à une utilisation incorrecte

❗ **AVERTISSEMENT:** Contenu dangereux dû à une utilisation incorrecte

⚠ **ATTENTION:** Contenu relatif à la sécurité des personnes ou aux dommages matériels dus à une utilisation incorrecte.

⊗ **Danger**



- N'utilisez pas l'appareil directement en direction des yeux, sinon la forte source de lumière émise par le produit peut provoquer des lésions oculaires ;
- Dans des conditions normales de fonctionnement, n'installez pas directement la sortie latérale, sinon la température de la sortie peut provoquer des brûlures de la peau ;
- Dans des conditions de fonctionnement normales, n'insérez pas d'objets dans le produit, car ils peuvent vous blesser ;
- Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à toucher ou à l'utiliser. Par conséquent, veuillez le tenir à l'écart des enfants.

❗ Avertissement



- Le non-respect des instructions peut entraîner des effets indésirables ;
- N'appliquez pas d'antisudorifique immédiatement après l'éclairage de l'aisselle ;
- Pour éviter les brûlures et les pannes lors de l'utilisation, vérifiez et nettoyez régulièrement la saleté de l'orifice d'irradiation ;
- Ne placez pas l'orifice d'éclairage à proximité d'objets faciles à démagnétiser, autrement il peut provoquer des pannes et des dommages ;
- Ne l'utilisez pas lorsque l'évent est bloqué, autrement il peut provoquer de la fumée et un incendie ;
- Pour un fonctionnement normal du produit, veuillez ne pas orienter l'orifice d'éclairage vers des objets noirs ;
- Pour éviter le noircissement, la décoloration et la casse, ne pas éclairer les vêtements, les cheveux ou d'autres objets ;
- N'utilisez pas le produit sur des animaux domestiques, sous peine de les blesser ;
- Il peut provoquer des lésions oculaires (potentiellement la cécité) ou cutanées si les instructions ne sont pas respectées. Veuillez lire et suivre les consignes ;

- N'étendez pas ou ne réutilisez pas sur une surface, évitez une utilisation excessive, y compris une pile d'impulsions excessive et/ou une fréquence excessive, ce qui pourrait endommager votre peau ;
- Une mauvaise utilisation peut provoquer des lésions oculaires. Veuillez protéger vos yeux de l'exposition, n'utilisez pas le produit au-dessus des paupières ou près des yeux ;
- N'ignorez pas les mécanismes de sécurité inhérents au produit. Par exemple, le port correct des lunettes, la façon correcte d'adapter la peau, etc ;
- Veuillez effectuer un test cutané avant l'utilisation et confirmer l'état de la peau après un test de 2 heures. Vous pouvez utiliser le produit s'il n'y a pas d'anomalie (rougeur ou cloques) dans la zone d'éclairage ;
- Pendant l'utilisation, veuillez porter des lunettes de protection et placer la fenêtre d'épilation près de la peau pour l'opération d'épilation ;
- Après utilisation, veuillez essuyer les produits de soin des cheveux et de la peau attachés à l'épilateur afin d'éviter toute panne et tout dommage à la peau ;
- Veuillez suivre les consignes, porter des lunettes de protection pour utiliser le produit, afin d'éviter une forte stimulation lumineuse ;
- Veuillez régler le niveau d'intensité en fonction de l'état de votre peau et veillez à utiliser l'appareil à partir de la vitesse 1 lors de la première utilisation ;
- Si la peau est légèrement chaude et rouge après l'utilisation, c'est normal ;
- Le produit ne doit pas être laissé sans surveillance après avoir été mis en marche, et il faut l'éteindre à temps après l'avoir utilisé ;
- Nettoyez la peau pour vous assurer qu'elle est exempte de résidus de cheveux, qu'elle est complètement sèche et qu'elle ne contient pas de substances grasses ni de taches ;
- Si la différence de température de l'environnement de fonctionnement atteint plus de 20 degrés (d'un environnement à basse température à un environnement à haute température, ou vice versa), veuillez éteindre l'appareil et attendre environ 2 heures avant de l'utiliser à nouveau ;
- N'utilisez pas le produit à proximité d'objets inflammables et explosifs (y compris les pulvérisateurs, les stations-service, etc.), qui peuvent provoquer des incendies, des décharges électriques et d'autres dangers ;
- La température ambiante de l'épilateur est comprise entre 5-30°C. Veuillez vérifier la température ambiante avant utilisation ;
- Évitez toute radiation directe des rayons ultraviolets sur la partie éclairée dans les 24 heures suivant l'éclairage ;
- N'exposez pas le produit au soleil ou ne le placez pas sous une lumière ultraviolette pendant une longue période, ce qui l'endommagerait gravement ;
- Si le ventilateur intégré ne fonctionne pas après la mise sous tension (aucun bourdonnement n'est entendu), ne l'utilisez pas, car il pourrait provoquer des pannes telles que de la fumée, un incendie, etc ;
- Ne l'utilisez pas dans le bain, la douche ou tout autre endroit proche d'une source d'eau ;
- Veuillez à garder le produit et l'adaptateur d'alimentation au sec ;
- Lors de l'utilisation du produit, il n'est pas recommandé de l'utiliser pendant une longue période. Veuillez l'éteindre pendant 10 minutes après 1 heure d'utilisation ;
- Si le boîtier, la lentille ou l'alimentation électrique sont endommagés, cessez immédiatement d'utiliser le produit. Ne réparez pas le produit sans autorisation. Il doit être réparé par du personnel professionnel du service d'entretien du fabricant ou par un service similaire.



● Situation inadaptées

- les personnes souffrant de maladies de peau et de dermatite allergique, les personnes à la peau sensible, etc. Si des effets indésirables se produisent pendant l'utilisation du produit, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement ;
- N'utilisez pas le produit sur des zones où l'intégrité de la peau est endommagée (par exemple, brûlures, cloques, coupures, plaies, maladies actives de la peau ou infections) ;
- Si vous prenez des médicaments photosensibles pour des traitements importants, une consultation médicale est nécessaire avant d'utiliser le produit, sinon l'utilisation du produit peut endommager la peau ;
- Déconseillé aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux femmes en période de menstruation, aux personnes présentant des cicatrices corporelles, aux diabétiques, aux peaux fragiles ;
- Les maladies cardiaques graves, l'hypertension modérée à grave, les tumeurs malignes, la folliculite, les maladies infectieuses de la peau, les brûlures de la peau et les troubles anticoagulants sont interdits ;
- N'utilisez pas ce produit en cas de métabolisme anormal du collagène, d'antécédents de cicatrices ou de mauvaise cicatrisation des plaies ;
- Les patients souffrant de maladies vasculaires, telles que les varices et la vasodilatation au niveau du site d'éclairage ;
- N'utilisez pas ce produit si votre peau est sensible à la lumière et sujette à des éruptions cutanées ou à des allergies ;
- Veuillez ne pas l'utiliser si la zone éclairée est infectée, si le patient souffre d'herpès simplex, de lésions cutanées et d'hématomes ;
- La suppression des maladies liées à la réponse immunitaire (y compris l'infection par le VIH, le lupus érythémateux, la porphyrie, etc.) est interdite ;
- Tout patient présentant des troubles de la coagulation est interdit, de même que ceux qui utilisent de l'isotrétinoïne, de l'acide de fruit (AHA), de l'acide salicylique (BHA) ou de l'acide d'azalée ;
- Veuillez utiliser ce produit avec prudence pour les personnes qui ont eu recours à l'épilation chimique dans les 30 jours, qui ont utilisé des produits de blanchiment de la peau dans un court laps de temps, ou qui ont utilisé des ingrédients à base de vitamine A ;
- N'utilisez pas de produits à base d'huiles essentielles en même temps. Veillez à ce que la peau de la zone éclairée soit propre et sèche et à ce qu'aucune lotion, lubrifiant ou autre produit cosmétique ne soit utilisé ;
- Si la surface de la peau n'est pas propre et sèche, cela peut affecter l'expérience d'utilisation du produit et même l'endommager ;
- Interdit en cas de prise d'aspirine, de médicaments immunosuppresseurs, d'isotrétinoïne et d'autres médicaments. L'utilisation récente de médicaments sensibles à la lumière est interdite (comme la tétracycline et les sulfamides) ;
- Le produit est interdit aux personnes qui ont récemment reçu des injections de produits de comblement et de toxines.

- N'utilisez pas ce produit pour les parties du corps ou les conditions suivantes

1/ Intra-oral, organes génitaux, muqueuses, etc.	6/ Zone d'acné	11/ À l'intérieur du nombril
2/ La chirurgie plastique	7/ Taches et grains de beauté	12/ Grande veine
3/ Nœud de gorge	8/ Les sourcils, cheveux	13/ Tatouage, peinture corporelle
4/ Le globe oculaire, la paupière, le contour des yeux	9/ L'oreille	
5/ La tête	10/ Mamelon, aréole	

(Remarque : Cette liste n'est pas exhaustive, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser ce produit, nous vous recommandons de consulter un médecin)

- L'utilisation du produit peut entraîner les effets secondaires suivants :


1/ Brûlures de la peau	3/ Œdème et boursoufflement des follicules pileux	5/ Démangeaisons et douleurs
2/ Rougeur et gonflement locaux	4/ Érythème et pigmentation	6/ Cicatrice

(Remarque : La liste n'est pas exhaustive ; si vous ressentez d'autres désagréments, nous vous conseillons de consulter le service clientèle ou un médecin)

⚠ Questions nécessitant une attention particulière

1. Le produit ne doit pas être utilisé pour le traitement de maladies
2. Il n'est pas recommandé de retirer les cheveux blancs ou gris.
3. Pour les peaux naturellement foncées, veuillez ne pas utiliser le produit.
4. N'exposez pas votre peau au soleil avant l'épilation.
5. Lors de la première utilisation, commencez par la vitesse 1 et choisissez une petite zone de votre bras pour tester la réaction de la peau.
6. Assurez-vous que la fenêtre d'épilation est proche de la peau lors de l'épilation, puis effectuez l'opération d'épilation.
7. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement sombre
8. Pour éviter toute panne de l'appareil, ne pas l'utiliser à la lumière directe du soleil.
9. N'effectuez pas de chocs et ne secouez pas violemment le produit.
10. Ne débranchez pas la prise sans l'avoir éteinte, sous peine d'endommager le produit.

Remarque : Lorsque vous utilisez l'épilateur, veuillez à placer l'entrée d'air vers le haut et l'écran LCD vers le bas, ce qui favorise la dissipation de la chaleur et le refroidissement de l'épilateur.



Présentation du produit

● Présentation succincte du produit

À propos de l'appareil d'épilation

- Le produit subvertit le dispositif d'épilation à lumière chaude concave, transformant la technologie médicale d'épilation ice en un appareil domestique et miniaturisé. La tête de saphir plane comprime la peau et appuie sur les follicules pileux pour rapprocher leurs racines des zones les plus énergétiques, ce qui améliore l'efficacité de l'absorption de l'énergie par les follicules pileux. La tête de lampe plane en saphir est facile à nettoyer et présente une bonne transparence, ce qui améliore l'efficacité de l'épilation.
- Le produit propose 5 niveaux d'énergie pour répondre aux besoins des différentes sensibilités de la peau. L'appareil et le bloc d'alimentation peuvent être séparés. Compact et portable, il est facile à ranger.
- Ce produit est équipé d'une douille intégrée qui n'a pas besoin d'être remplacée pour une longue durée de vie, et convient à de multiples zones d'épilation (telles que : visage, lèvres, aisselles, maillot, bras, jambes, etc.) pour vous épargner les coûts élevés de remplacement du support de lampe, vous n'avez pas besoin d'acheter fréquemment des accessoires et il n'y a pas de coûts supplémentaires cachés. En outre, il est équipé d'un système de filtrage parfait, capable de filtrer très efficacement les courtes longueurs d'onde inefficaces et la lumière nocive.


Paramètres de base

Appareil d'épilation à lumière pulsée	Spécification	
	Modèle du produit :	UI04
	Taille du produit :	169,9x60,5x38,0mm
	Entrée nominale :	24V $\rightarrow$ 2,8A
	Puissance :	67,2W
	Niveau d'énergie :	5-Vitesses
	Zone de la douille de la lampe :	3,3cm ²
	Spectre :	560nm-1200nm
	Temps d'impulsion :	0,7s-1,7s
	Fréquence de répétition des impulsions :	0,6-1,4Hz
	Fabricant :	Shenzhen Ulike Smart Electronics Co.,Ltd.
	Adresse :	No.8, Keyuan Road, Yuehai District, Nanshan District, Shenzhen


Conditions de rangement et de transport		Conditions de fonctionnement	
Température de rangement	-10-55°C	Température de fonctionnement	5-30°C
Feuchtigkeit	≤90%RH	Humidité	≤80%RH
Pression relative	50~106 kPa	Pression relative	80~106kPa

● Structure du produit et accessoires


Produit et ses accessoires




Unité principale



Cordon d'alimentation




Adaptateur



Manuel




Lunettes de protection



Rasoir

Structure du produit



Préparation avant utilisation

● Démarrage



① Nettoyez soigneusement la peau pour vous assurer qu'elle est dépourvue de poils, complètement sèche et exempte de substances grasses. (Résidus tels que parfums, lotions, déodorants et écrans solaires)

② Vérifiez qu'il n'y a pas de saleté, de cheveux ou d'autres saletés sur le portail d'éclairage et qu'il n'y a pas de dommage ou d'anomalie. S'il y a des salissures, veuillez les nettoyer afin d'éviter toute panne du produit, toute détérioration et tout problème de peau.

③ Après 2 heures de test cutané, confirmez l'état de la peau. S'il n'y a pas d'anomalie (rougeur, cloques) dans la zone éclairée, vous pouvez utiliser ce produit en toute sécurité. Nous ne recommandons pas l'épilation jusqu'à ce que le test d'exposition cutanée soit terminé.

● Réglage du niveau d'intensité

Le produit dispose de cinq vitesses de réglage de l'énergie, ce qui permet de répondre aux besoins des différentes sensibilités de la peau et des différentes couleurs de cheveux. Les consignes suivantes sont recommandées :

• Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour choisir l'équipement énergétique adapté à la nature de votre peau et à la couleur du poils.

Couleur du poils	Teint de la peau					
	Blanche	Beige	Marron clair	Marron moyen	Marron foncé	Marron noir et plus foncé
Blanc/Gris	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Rouge	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Blond clair	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Marron clair	4/5	4/5	4/5	1/2/3	NON	NON
Marron	4/5	4/5	4/5	1/2/3	NON	NON
Marron foncé	4/5	4/5	4/5	1/2/3	NON	NON
Noire	4/5	4/5	4/5	1/2/3	NON	NON

(Remarque : NON est un article et non une application)

• Si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort pendant l'utilisation, veuillez baisser le niveau d'énergie (si vous ressentez une chaleur ou une légère brûlure sans douleur, c'est normal) ;

• Les personnes à la peau plus foncée sont sujettes aux allergies cutanées, il est donc recommandé de l'utiliser avec une vitesse d'énergie plus faible ;


• Pour les personnes ayant des cheveux épais, il est recommandé d'utiliser une vitesse d'énergie plus élevée (vitesse 4 ou 5) ; pour les personnes ayant peu de cheveux, il est recommandé d'utiliser la vitesse inférieure (vitesse 1, 2 ou 3). La situation spécifique varie d'une personne à l'autre, mais pour la première fois, veuillez l'utiliser à partir de la vitesse 1.

Comment l'utiliser


● Utilisez les étapes




1. Utilisez un rasoir pour raser les poils qui ont besoin d'être soignés.




2. Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur, branchez le cordon d'alimentation dans le connecteur d'entrée situé à l'arrière du produit.




3. Insérez la fiche dans une prise de courant




4. Appuyez brièvement sur le bouton Marche-Arrêt situé sur le côté de l'appareil pour le mettre en marche, et le mode vitesse et ice s'affichera lorsque l'appareil sera mis en marche.




5. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT/Réglage des vitesses, le produit possède cinq vitesses, réglez la vitesse d'épilation souhaitée, plus la vitesse est élevée, plus l'énergie est importante, plus l'effet est rapide. Pour la première fois, il est suggéré de commencer par la vitesse 1, qui peut être progressivement renforcée jusqu'à ce qu'elle devienne acceptable.



6. Portez des lunettes de protection avant de vous raser les cheveux pour protéger vos yeux.



7. Placez la prise de lumière sur la peau à traiter et appliquez-la verticalement. Le voyant du capteur d'épilation s'allumera pour indiquer qu'il est complètement en contact. Appuyez sur le bouton d'allumage pour démarrer l'opération d'épilation. Si la lumière blanche ne s'allume pas, cela signifie que la tête de la lampe n'est pas complètement fixée à la peau et que l'instrument n'émet pas de lumière.




8. Une fois l'épilation terminée, appuyez sur le bouton marche-arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 1,2 seconde pour éteindre l'appareil (ne débranchez jamais l'appareil sans l'avoir éteint pour éviter de l'endommager).

● Présentation du mode

- Mode de fonctionnement continu (pour les zones étendues telles que les bras et les jambes) :

Placez la prise de lumière sur la zone à traiter sur la peau et ajustez-la complètement. À ce moment-là, la lampe du capteur d'épilation s'allume, indiquant que la tête de la lampe est en contact total avec la peau. Appuyez longuement sur le bouton d'allumage et commencez




immédiatement à déplacer l'instrument lentement et uniformément sur la peau, en gardant le contact avec la peau, et le flash sera émis à un certain intervalle. À ce moment-là, continuez à déplacer l'épilateur et faites glisser le poil d'avant en arrière deux fois sur la zone où l'épilation est nécessaire. Pour s'assurer que la zone d'épilation est couverte uniformément et éviter les manques de lumière.

Conseil : La vitesse de mouvement de la peau peut être ajustée en fonction de la vitesse du flash, afin que la couverture soit plus uniforme. La fréquence du flash est plus rapide dans la première vitesse, la fréquence du flash est plus lente dans la deuxième vitesse, et plus la vitesse est élevée, plus la vitesse de sortie de la lumière est lente.

- Mode de fonctionnement unique (adapté aux petites zones telles que les doigts et les poils de la lèvre) :

Placez la prise de lumière sur la zone à traiter sur la peau et ajustez-la complètement. À ce moment-là, la lampe du capteur d'épilation s'allume, indiquant que la tête de la lampe est en contact total avec la peau.




Appuyez brièvement sur le bouton d'allumage pour commencer l'épilation. Déplacez la tête de la lampe sur le morceau de peau suivant, attendez que la lumière blanche de la lampe du capteur d'épilation s'allume, puis appuyez sur le bouton d'allumage pour répéter l'opération ci-dessus dans l'ordre.


Conseil : À tout moment au cours du processus d'épilation, si votre peau commence à être surchauffée, il suffit de faire une pause de quelques secondes, de laisser la prise de lumière se refroidir à nouveau, puis de procéder à l'épilation.

[Conseils pour l'utilisation de l'épilation].

1. Le flash continu de l'instrument d'épilation accumule continuellement de la chaleur. Pour que l'effet icing reste efficace, il est recommandé d'utiliser une tête de lampe saphir pour glacer la zone de peau éclaircie pendant environ 30 secondes après l'épilation, puis d'effectuer l'opération d'épilation sur la zone suivante. Cela calmera à nouveau la peau avec la glace et améliorera le refroidissement du saphir.



2. Appuyez fermement la tête de la lampe sur la peau pour vous assurer que la tête de la lampe est en contact total avec la racine



du follicule pileux et que le follicule pileux absorbe une énergie plus élevée, ce qui permet d'obtenir un meilleur effet d'épilation. Technologie de soin de la peau par congélation au saphir, refroidissant efficacement la peau, réduisant la chaleur de la peau et protégeant mieux la peau.

● Cycle de vie

Utilisez le produit 3 fois par semaine pendant les semaines 1 à 4 ;

Utilisez-le tous les six mois ou tous les mois à partir de 5 semaines.

Remarque : Veuillez l'utiliser plusieurs fois en fonction de la croissance des cheveux. Les cheveux trop épais peuvent faire l'objet d'une augmentation appropriée de la vitesse et de la fréquence en fonction de cela, la situation spécifique varie d'une personne à l'autre.

Soins après utilisation

● Précautions après l'épilation

- Il est recommandé d'éviter tout contact avec l'eau dans les 6 heures suivant l'opération d'épilation, puis d'utiliser de l'eau hydratante pour hydrater la zone éclairée.
- N'utilisez pas de parfums, de masques ou de cosmétiques contenant des perles givrées après l'épilation de la peau. Évitez l'exposition aux UV pendant les 24 heures suivant l'épilation et appliquez un écran solaire si nécessaire.
- Les bains de soleil sont susceptibles de provoquer un assombrissement de la peau ou des coups de soleil. L'éclairage à ce moment-là provoque des rougeurs, des gonflements et des inflammations. Par conséquent, pendant l'utilisation de ce produit, il faut veiller à ne pas s'exposer au soleil, et le délai de réparation du coup de soleil n'est pas inférieur à 1 semaine.
- Le bronzage artificiel n'est pas autorisé pendant l'opération d'épilation.
- Si vous avez besoin d'une chirurgie plastique après une épilation (uniquement pour la zone épilée), consultez votre médecin.
- Si vous vous sentez mal, arrêtez d'utiliser le produit et consultez un médecin.

● Nettoyage et entretien

Afin de garantir les meilleurs résultats et la plus longue durée de vie possible du produit, veuillez le nettoyer avant et après chaque épilation pour éviter l'accumulation à long terme de poils et de poussières. Si vous ne le nettoyez pas correctement, le produit n'aura pas l'effet escompté.

- Avant de commencer le nettoyage, l'appareil doit être éteint et débranché pour permettre à la machine de refroidir.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer et nettoyer la surface du miroir de la prise de lumière.
- Rangez l'appareil dans un environnement sec et sans poussière à une température de -10 -60°C.
- Ne lavez jamais le produit et les accessoires aux robinets et dans les lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de billes d'acier, de nettoyeurs abrasifs (dentifrice, etc.) ou de liquides corrosifs (essence, huile de moteur, acétone, etc.) pour nettoyer le produit.

Remarque : Si l'eau ne nettoie pas bien, vous pouvez utiliser quelques gouttes d'alcool à haute concentration (pas plus de 95 %) pour nettoyer les parties ci-dessus.

● Protection de l'environnement

Lorsque vous vous débarrassez du produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Vous devez l'envoyer à un centre de recyclage désigné. Cela est bon pour l'environnement.



FAQ

Ce chapitre décrit les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de ce produit. Si vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes rencontrés à l'aide des solutions suivantes, veuillez contacter le service clientèle de votre pays/région.

- Lorsqu'une situation anormale se produit ou que la panne ne peut être réparée, veuillez contacter le service après-vente dans la langue correspondante.
- Conservez votre facture d'achat et votre carte de garantie, vous devrez présenter ces certificats en cas de panne de votre produit.

Problème	Raison possible	Solution
Impossible de démarrer normalement	L'alimentation n'est pas connectée	Vérifiez si l'appareil est branché
Incapable d'émettre de la lumière	Si la température de la tête et du corps de l'hôte est trop élevée Si la tête est proche de la peau	Attendez que l'appareil refroidisse avant de l'utiliser. Tenez l'hôte près de la peau jusqu'à ce que l'indicateur lumineux s'allume
L'indicateur de fonctionnement est éteint	Mauvais contact avec la machine	Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne correctement. Réparez ou renvoyez le produit immédiatement
Une odeur apparaît lors du clignotement	Le filtre est contaminé. Résidus de cheveux sur la surface du corps	Essuyez le filtre Rasage des poils et réduction de l'intensité de lumière
Douleur insupportable pendant l'épilation	N'a pas rasé les poils à enlever	Avant d'utiliser ce produit, il convient de raser les poils à éclairer. Si le rasage provoque une irritation de la peau, coupez vos cheveux aussi courts que possible et utilisez le rasoir dans une position confortable.
	L'utilisation de ce produit est interdite sur les sites d'épilation	N'utilisez pas ce produit pour les lèvres intérieures, le vagin, l'anus, les mamelons et l'aréole. Les hommes n'utilisent pas ce produit sur le visage ou le pénis.
	L'intensité lumineuse est trop élevée	Réduisez l'intensité lumineuse à un niveau confortable
	La fenêtre de transmission de la lumière est endommagée	Le réparateur renvoie le produit immédiatement
Après utilisation, la zone d'épilation devient rouge	Une légère rougeur est normale et inoffensive pour l'organisme, et elle s'estompe rapidement	Utilisez du gel d'aloë vera pour apaiser la peau ou une tête de lampe saphir pour apaiser la glace.
Effet d'épilation insatisfaisant	Vous utilisez un niveau d'intensité lumineuse trop faible pour vous	Veuillez choisir une vitesse supérieure la prochaine fois
	Zones de flash manquantes sur la zone d'épilation	Flashes proches les uns des autres, avec un certain chevauchement entre les zones de flashes.
	Cet appareil n'a aucun effet sur la couleur du poils	Si vos poils sont blonds pâles, gris, roux ou blancs, l'exposition ne sera pas efficace.
	Fréquence d'utilisation insuffisante de cet équipement	Pour réussir à éliminer tous les poils, nous vous recommandons de suivre le régime d'éclairage recommandé
	Votre réaction à l'exposition à la lumière est lente	Ce produit doit être utilisé de manière continue pendant au moins 5 mois, car il peut encore empêcher la régénération des cheveux pendant cette période.
L'appareil devient chaud et humide pendant l'utilisation	Peut être dû au fonctionnement à long terme de l'instrument. Peut être dû au fonctionnement à long terme de l'instrument	Éteignez l'instrument et laissez-le reposer, puis laissez-le refroidir avant de l'utiliser

Règlements de garantie

- La période de garantie de ce produit peut varier en fonction du pays dans lequel il est vendu, et nous essaierons de la prolonger autant que possible selon les lois de ce pays.
- La période de garantie de ce produit est de 2 ans à compter de la date d'achat. L'alimentation et les accessoires sont garantis pendant un an à compter de la date d'achat.
- Si l'instrument présente des problèmes de qualité pendant la période de garantie, Ulike le réparera ou le remplacera gratuitement. Toutefois, les dommages causés à la machine par une utilisation ou un fonctionnement inappropriés ne sont pas couverts par la garantie. Ulike remplacera la pièce endommagée ou l'ancienne au prix coûtant. L'ancien instrument appartient à Ulike.
- Veuillez présenter votre carte de garantie lorsque vous avez besoin d'une garantie. La date de garantie des produits Ulike est basée sur la date d'achat. Si vous n'avez pas de date d'achat, elle sera calculée sur la base de la date d'usine

Dans les cas suivants, Ulike peut ne pas fournir de garantie ou de retour

Ulike n'est pas responsable de la réémission de la facture d'achat et de la carte de garantie pour vous, veuillez conserver votre facture d'achat et votre carte de garantie.

1. Pour des dommages causés au produit par des événements imprévisibles tels que le feu, les tremblements de terre et les inondations.
2. Panne de l'instrument et dommages causés par votre négligence, une mauvaise utilisation ou une utilisation dans d'autres conditions anormales.
3. Dommages causés à l'instrument par un démontage et un rangement inadéquats (tels que dommages causés par des rongeurs ou pénétration de liquides).
4. Les dommages causés par l'utilisation obligatoire du produit dans un environnement où il n'est pas utilisé, y compris, mais sans s'y limiter, le dépassement de la charge de travail.
5. Les dommages au produit causés par d'autres conditions sur lesquelles Ulike n'a aucun contrôle.
6. Pour le fonctionnement de ce produit ou les dommages accessoires à son utilisation (tels que la perte de vos bénéfices commerciaux, l'interruption des affaires, d'autres pertes causées par l'utilisation de l'instrument, le coût de l'utilisation de ce produit pour remplacer l'équipement, les dispositifs ou les services, les réclamations de vos clients, etc.), Ulike n'assume aucune responsabilité à cet égard.

En fonction du type et de l'ampleur de l'accident, Ulike le prendra en charge conformément aux lois et règlements en vigueur.

Représentant agréé



Ulike Europe SAS
4 rue Royale, 75008, Paris, France
Contact : Raphael
E-mail : contacteurope@ulikeglobal.com



Nom: Kingsmead Service SARL
Adresse: 19ème étage en mezzanine, 19-21 Rue Crawford, Londres,
Angleterre W1H 1PJ
Contact: Peng Yan
E-mail: office@kingsmead-service.com

Grazie per aver scelto Ulike.

Fondata nel 2013, Ulike si è concentrata sui dispositivi di depilazione IPL domestica fin dal primo giorno.

Crediamo che la depilazione dovrebbe essere un'esperienza sicura, agevole e indolore.

E questo dispositivo sarà il vostro sistema di depilazione preferito.

Per assistenza o per qualsiasi domanda, potete contattarci tramite e-mail o chattare con noi tramite il nostro sito web. Siamo a vostra disposizione!
seasupport@ulike.com



Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.
810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza,
No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai
Sub-District, Nanshan District, Shenzhen 518000,
Guangdong, P.R. China

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente il manuale d'uso, comprese tutte le controindicazioni, le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza, e di conservarlo per riferimento futuro. Le illustrazioni in questo manuale sono solo di riferimento.

Precauzioni di sicurezza

● Attenzione speciale

- Non applicare gel o prodotti per la cura (gel di aloe vera, ecc.) prima dell'uso.
- Assicurarsi di montare e utilizzare il prodotto in conformità con le norme contenute nel Manuale di istruzioni.
- Leggere attentamente il "Manuale di istruzioni" e conservarlo per riferimento futuro.
- In caso di domande sull'uso, si prega di contattare il servizio clienti online nella lingua richiesta.

⊗ **PERICOLO:** informazioni relative a lesioni personali dovute ad un funzionamento non corretto

❗ **AVVERTENZA:** informazioni su pericoli dovuti a un funzionamento errato

⚠ **ATTENZIONE:** informazioni relative alla sicurezza personale o a danni materiali dovuti a un funzionamento non corretto

⊗ **Pericolo**



- Non utilizzare il dispositivo direttamente sugli occhi poiché potrebbero essere danneggiati dalla sorgente luminosa emessa dal prodotto;
- In condizioni di funzionamento normali, non toccare direttamente la presa laterale, poiché la temperatura della presa potrebbe causare ustioni alla pelle;
- In condizioni di funzionamento normali, non inserire oggetti nel prodotto per evitare lesioni;
- Ai bambini di età inferiore ai 15 anni è vietato toccare o utilizzare il prodotto. Tenere lontano dalla loro portata.

❗ Avvertenza



- Se le istruzioni non vengono seguite possono verificarsi effetti negativi;
- Non applicare deodoranti subito dopo aver trattato l'ascella;
- Per evitare scottature e guasti durante l'uso, verificare regolarmente e pulire lo sporco della porta di illuminazione;
- Non posizionare la porta di illuminazione vicino ad elementi che potrebbero smagnetizzarsi, per evitare guasti e danni;
- Non utilizzare il prodotto quando la presa d'aria è bloccata, per evitare fumo e incendi;
- Per il normale funzionamento del prodotto, non puntare la porta di illuminazione verso oggetti neri;
- Per evitare annerimento, scolorimento e rottura, non puntare su vestiti, capelli o altri oggetti;
- Non utilizzare il prodotto sugli animali domestici per evitare lesioni;
- Il dispositivo può causare danni agli occhi (potenzialmente cecità) o alla pelle se non vengono seguite le istruzioni. Leggere e seguire le istruzioni;

- Non estendere o riutilizzare su una superficie, evitare un uso eccessivo, compreso l'accumulo di impulsi e/o frequenza eccessiva, per evitare danni alla pelle;
- Un uso improprio può causare danni agli occhi, si prega quindi di proteggerli dall'esposizione e di non utilizzare il prodotto sopra le palpebre o vicino agli occhi;
- Non ignorare i meccanismi di sicurezza intrinseci del prodotto. Per esempio, il corretto uso degli occhiali, la corretta adesione alla pelle, ecc.;
- Effettuare un test cutaneo prima dell'uso e confermare le condizioni della pelle dopo 2 ore dal test. Si può utilizzare il prodotto se non vi sono anomalie (arrossamenti o vesciche) nella zona trattata;
- Durante l'uso, indossare gli occhiali e posizionare la finestra di depilazione vicino alla pelle per l'operazione di depilazione;
- Dopo l'uso, pulire gli accessori per la cura dei peli e della pelle per evitare guasti al depilatore e danni alla pelle;
- Seguire le istruzioni e indossare correttamente gli occhiali per utilizzare il prodotto, in modo da evitare una forte stimolazione della luce;
- Impostare l'intensità dell'illuminazione in base alla condizione della pelle e, al primo utilizzo, assicurarsi di iniziare da Impostazione 1;
- Un leggero riscaldamento e arrossamento della pelle dopo l'uso è normale;
- Non lasciare il prodotto incustodito se è acceso e spegnerlo subito dopo l'uso;
- Pulire la pelle per garantire che sia priva di residui di peli, completamente asciutta e priva di sostanze oleose e macchie;
- Se la differenza di temperatura dell'ambiente operativo supera i 20 gradi (da un ambiente a bassa temperatura a un ambiente ad alta temperatura o viceversa), spegnere il prodotto e attendere circa 2 ore prima di utilizzarlo nuovamente;
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di oggetti infiammabili ed esplosivi (compresi irroratori, distributori di benzina, ecc.), che possono causare incendi, lesioni da scosse elettriche e altri pericoli;
- La temperatura ambiente del depilatore è di 5-30°C. Verificare la temperatura ambiente prima dell'uso;
- Evitare la radiazione ultravioletta diretta sulla parte trattata entro 24 ore dal trattamento;
- Non esporre il prodotto al sole o metterlo sotto la luce ultravioletta per lungo tempo, per evitare gravi danni al prodotto;
- Se la ventola incorporata non funziona dopo aver acceso l'alimentazione (non si sente alcun ronzio), non utilizzare il prodotto per evitare guasti come fumo, incendi, ecc.;
- Non usarlo in bagno, doccia o altri luoghi vicino a fonti d'acqua;
- Mantenere il prodotto e l'adattatore di alimentazione asciutti;
- Non è consigliabile utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo. Spegnerlo per 10 minuti dopo averlo utilizzato per 1 ora;
- Se l'alloggiamento, la lente o l'alimentazione sono danneggiati, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto. Non riparare il prodotto senza autorizzazione. Deve essere riparato da personale professionista del reparto di manutenzione del fabbricante o di un reparto simile.



● Situazioni inadatte

- L'uso del prodotto può causare disagio su persone con malattie della pelle, quali allergie, o pelle sensibile. Se si verificano effetti negativi durante l'uso, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto;
- Non utilizzare il prodotto su aree con pelle danneggiata (es. ustioni, vesciche, tagli, ferite, malattie attive della pelle o infezioni);
- Se si stanno assumendo farmaci fotosensibili per trattamenti importanti, prima di utilizzare il prodotto è necessaria una consultazione medica per evitare danni alla pelle;
- Non adatto per le donne in gravidanza, che allattano, con periodo mestruale, cicatrici sul corpo, diabete o pelle fotosensibile;
- Non utilizzare in caso di grave malattia cardiaca, ipertensione da moderata a grave, tumori maligni, follicolite, malattie infettive della pelle, bruciature della pelle e disturbi anticoagulanti;
- Non utilizzare in caso di metabolismo del collagene anomalo, tra cui storia di cicatrici e scarsa guarigione delle ferite;
- Pazienti con malattie vascolari, come vene varicose e vasodilatazione nel sito di trattamento;
- Non utilizzare in caso di pelle fotosensibile e soggetta a eruzioni cutanee o allergie;
- Non utilizzare se la zona trattata è infetta, in caso di herpes simplex, lesioni cutanee ed ematomi;
- Non utilizzare in caso di malattie autoimmuni (compresa l'infezione da HIV, lupus eritematoso, porfiria, ecc.);
- Non utilizzare in caso di coagulopatie e se si utilizzano isotretinoina, acidi della frutta (AHA), acido salicilico (BHA) o acido azelaico;
- Utilizzare questo prodotto con cautela in caso di depilazione chimica nei 30 giorni precedenti, in caso di utilizzo di prodotti sbiancanti della pelle nel periodo di tempo precedente o se si sono utilizzati ingredienti a base di vitamina A;
- Non utilizzare contemporaneamente a oli essenziali. Assicurarsi che la pelle nella zona da irradiare sia pulita e asciutta e che non vengano utilizzati lozioni, lubrificanti e altri cosmetici;
- Se la superficie della pelle non è pulita e asciutta, può influenzare l'esperienza di utilizzo del prodotto e può anche danneggiare il prodotto;
- È vietato l'utilizzo durante l'assunzione di aspirina, farmaci immunosoppressivi, isotretinoina e altri farmaci. Non utilizzare in caso di uso recente di farmaci fotosensibili (come tetracicline e sulfamidici);
- Non utilizzare in caso di recenti trattamenti con filler e tossine.

- Non utilizzare per le seguenti parti del corpo o le seguenti condizioni

1/ Interno bocca, genitali, mucosa, ecc.	6/ Area con acne	11/ All'interno dell'ombelico
2/ Chirurgia plastica	7/ Macchie e talpe	12/ Vene grosse
3/ Nodo alla gola	8/ Sopracciglia, capelli	13/ Tatuaggi, pittura del corpo
4/ Bulbi oculari, palpebre, intorno agli occhi	9/ Orecchie	
5/ Testa	10/ capezzoli, areola	

(Nota: questo elenco non è esaustivo, se non si è sicuri di poter utilizzare questo prodotto, consigliamo di consultare un medico)


- Dopo l'uso del prodotto, possono verificarsi i seguenti effetti collaterali:

1/ Ustioni cutanee	3/ Edema e vescica dei follicoli piliferi	5/ Prurito e dolore
2/ Arrossamento locale e gonfiore	4/ Eritema e pigmentazione	6/ Cicatrice

(Nota: l'elenco non è esaustivo; se si verificano altri disagi, si consiglia di consultare il servizio clienti o un medico)

⚠ Questioni che richiedono attenzione

1. Il prodotto non deve essere utilizzato per il trattamento di malattie
 2. Non è consigliabile rimuovere peli bianchi o grigi
 3. Non utilizzare il prodotto sulla pelle naturalmente scura
 4. Non esporsi al sole prima della depilazione
 5. Quando si utilizza per la prima volta, assicurarsi di iniziare da Impostazione 1 e scegliere una piccola area sul braccio per testare la reazione della pelle
 6. Assicurarsi che la finestra di depilazione sia vicina alla pelle, quindi eseguire l'operazione di depilazione
 7. Non utilizzare il prodotto in un ambiente buio
 8. Per evitare guasti alla macchina, non esporre alla luce solare diretta
 9. Non colpire o scuotere il prodotto violentemente
 10. Non staccare la spina senza prima spegnere il prodotto per evitare che quest'ultimo venga danneggiato
- Nota: quando si utilizza il depilatore, assicurarsi di posizionare l'ingresso dell'aria verso l'alto e lo schermo LCD verso il basso, per una migliore dissipazione del calore e raffreddamento del depilatore.



Introduzione al prodotto

● Breve introduzione al prodotto

Informazioni sul dispositivo di depilazione

- Il prodotto rivoluziona la depilazione a luce calda trasformando la tecnologia di depilazione medica in un dispositivo domestico e miniaturizzato. L'innovativa tecnologia zaffiro di congelamento della pelle, raffredda efficacemente la pelle, ne riduce il calore, evita scottature e la protegge meglio. La testina di zaffiro comprime la pelle e preme i follicoli piliferi per avvicinare le radici alle aree con più energia, migliorando l'efficienza dell'assorbimento energetico del follicolo pilifero. La testa piana della lampada di zaffiro è facile da pulire e ha una buona trasparenza, per un effetto di depilazione migliore.
- Il prodotto imposta 5 livelli di energia per soddisfare le esigenze di sensibilità di diversi tipi di pelle. La macchina e l'alimentazione possono essere separati; compatte e portatili, sono facili da conservare.
- Questo prodotto ha un portalampada integrato che non è necessario sostituire, garantendo così una lunga durata, ed è adatto a più aree di depilazione (come: viso, labbra, ascelle, zona bikini, braccia, gambe, ecc.). Non c'è bisogno di acquistare frequentemente accessori e non ci sono costi aggiuntivi nascosti, per un risparmio sulle costose sostituzioni del portalampada. Inoltre, ha un sistema di filtraggio perfetto, che può filtrare molto bene la luce nociva e la lunghezza d'onda corta inefficace.


Parametri di base

Dispositivo di depilazione IPL	Specifiche	
	Modello del prodotto :	UI04
	Dimensioni del prodotto :	169,9x60,5x38,0mm
	Ingresso nominale :	24V~2,8A
	Alimentazione :	67,2W
	Livello di energia :	5 impostazioni
	Area del portalampada :	3,3cm ²
	Spettro :	560nm-1200nm
	Tempo di impulso :	0,7s-1,7s
	Frequenza di ripetizione dell'impulso :	0,6-1,4Hz
	Produttore :	Shenzhen Ulike Smart Electronics Co.,Ltd.
	Indirizzo :	No.8, Keyuan Road, Yuehai District, Nanshan District, Shenzhen


Condizioni di conservazione e di trasporto		Condizioni di funzionamento	
temperatura di conservazione	-10-55°C	Temperatura di funzionamento	5-30°C
Umidità	≤90%RH	Umidità	≤80%RH
Pressione relativa	50~106 kPa	Pressione relativa	80~106kPa

● Structure du produit et accessoires


Prodotto e suoi accessori




Unità principale



Cavo di alimentazione




Alimentatore



Manuale




Occhiali




Rasoio

Struttura del prodotto



Preparazione prima dell'uso

● Iniziare



- ① Pulire accuratamente la pelle per garantire che sia priva di peli, completamente asciutta e priva di sostanze oleose. (Residui quali profumi, lozioni, deodoranti e filtri solari)
- ② Verificare che non vi siano residui di sporco, peli o altro sulla porta di illuminazione e che non ci siano danni o anomalie. Se è presente sporco, pulirlo per evitare guasti del prodotto, deterioramento e problemi della pelle.
- ③ Dopo 2 ore dal test, verificare la condizione della pelle. Se non sono presenti anomalie (arrossamento, vesciche) nella zona trattata, è possibile utilizzare questo prodotto in modo sicuro. Non raccomandiamo alcuna depilazione fino a quando il test di esposizione della pelle è completo.

● Impostazione del livello di intensità

Il prodotto ha cinque impostazioni di regolazione dell'energia, che possono soddisfare le esigenze di diverse sensibilità della pelle e diversi colori dei peli. Le seguenti sono le istruzioni raccomandate:

- Fare riferimento alla tabella qui sotto per selezionare l'impostazione dell'energia adatta per la natura della pelle e il colore dei peli.


Colore del pelo \ Colore della pelle	Colore della pelle					
	Bianco	Beige	Castano chiaro	Castano medio	Castano scuro	Marrone nero e più scuro
Bianco/Grigio	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Rosso	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Biondo chiaro	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Castano chiaro	4/5	4/5	4/5	1/2/3	NO	NO
Castano	4/5	4/5	4/5	1/2/3	NO	NO
Castano scuro	4/5	4/5	4/5	1/2/3	NO	NO
Nero	4/5	4/5	4/5	1/2/3	NO	NO

(Nota: NO indica che il dispositivo non è adatto)


- Se si sente dolore o disagio durante l'uso, ridurre l'impostazione di energia (se si sente caldo o lieve bruciore senza dolore, è normale);
- Le persone con la pelle più scura sono inclini alle allergie cutanee, quindi si consiglia di utilizzare il prodotto con una bassa impostazione di energia;
- Per le persone con peli folti, si consiglia di utilizzare un'impostazione di energia più alta (Impostazione 4 o 5); per le persone con pochi peli, si consiglia di utilizzare un'impostazione bassa (Impostazione 1, 2 o 3). La situazione specifica varia da persona a persona, ma la prima volta si consiglia di partire dall'Impostazione 1.

Modalità di utilizzo


● Fasi di utilizzo




1. Utilizzare un rasoio per radere i peli da trattare



2. Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore, collegare il cavo di alimentazione al connettore di ingresso di alimentazione sul retro del prodotto




3. Inserire la spina in una presa di corrente




4. Premere brevemente il pulsante di accensione sul lato dell'host per accendere la macchina, l'impostazione e la modalità Ice verranno visualizzate quando la macchina è accesa




5. Premere ON/OFF/Regolazione dell'impostazione, il prodotto ha cinque impostazioni, regolare l'impostazione di depilazione richiesta, più alta è l'impostazione, maggiore è l'energia, più rapido l'effetto. Per la prima volta si consiglia di partire da Impostazione 1, che può essere gradualmente aumentata fino a raggiungere il livello accettabile



6. Prima della depilazione, indossare gli occhiali per proteggere gli occhi



7. Posizionare la parte di emissione della luce sulla pelle da trattare e applicarla verticalmente. La luce del sensore di depilazione si accende per indicare che è completamente in contatto. Premere il pulsante di illuminazione per iniziare la depilazione. Se la luce bianca non è accesa, significa che la testina della lampada non è completamente aderente alla pelle e lo strumento non emetterà luce




8. Al termine della depilazione, tenere premuto il pulsante di accensione per 1,2 secondi per spegnere il dispositivo (non staccare mai la spina senza spegnere la macchina per evitare danni)

● Introduzione alle modalità

• Modalità di funzionamento continuo (per aree ampie come braccia o gambe):


Posizionare l'area di uscita della luce sulla zona di pelle da trattare e far sì che aderisca completamente alla pelle. A questo punto, la lampada del sensore di depilazione si accende, indicando che la testina della lampada è a pieno contatto con la pelle. Premere a lungo il pulsante di illuminazione, e iniziare subito



muovendo lo strumento in modo lento e uniforme sulla pelle, tenendolo aderente alla pelle, il flash sarà emesso ad un determinato intervallo. A questo punto, continuare con la rimozione dei peli e far scorrere avanti e indietro due volte nella zona in cui è necessaria la depilazione. Assicurarsi di coprire l'area di depilazione in modo uniforme e che la luce venga emessa.

Consiglio: La velocità di movimento della pelle può essere regolata in funzione della velocità del flash, in modo che la copertura sia più uniforme; la frequenza del flash è più rapida nella prima impostazione e sempre più lenta man mano che si passa alle impostazioni più alte.

• Modalità di funzionamento singolo (adatta ad aree ridotte come le dita e le labbra):
Posizionare l'area di uscita della luce sulla zona di pelle da trattare e far sì che aderisca completamente alla pelle. A questo punto, la lampada del sensore di depilazione si accende, indicando che la testina della lampada è a pieno contatto con la pelle.




Premere brevemente il pulsante di illuminazione per iniziare la depilazione. Spostare la testina della lampada sulla successiva parte di pelle, attendere che la luce bianca della lampada del sensore di depilazione si illumini, quindi premere il pulsante di illuminazione per ripetere l'operazione nell'ordine.


Consiglio: in qualsiasi momento durante il processo di depilazione, se la pelle inizia a surriscaldarsi, basta fare una pausa per alcuni secondi, lasciar raffreddare nuovamente l'area di uscita delle luce e quindi eseguire la depilazione.

[Consigli per la depilazione]

1. Il flash del depilatore continuerà ad accumulare calore. Al fine di mantenere l'effetto ghiaccio efficace, si consiglia di utilizzare la testina della lampada in zaffiro per congelare l'area della pelle illuminata per circa 30 secondi dopo la depilazione, quindi eseguire l'operazione di depilazione nella zona successiva. Questo lenirà nuovamente la pelle con il ghiaccio e migliorerà il raffreddamento in zaffiro.



2. Premere saldamente la testina della lampada contro la pelle per assicurarsi che sia completamente a contatto con la del follicolo pilifero e quest'ultimo assorba più energia, per poter poi rimuovere il pelo. La tecnologia di cura della pelle tramite congelamento con zaffiro raffredda efficacemente la pelle, ne riduce il calore e la protegge meglio.



● Ciclo di vita

Utilizzare 3 volte a settimana per le settimane 1-4;

Utilizzare ogni quindici giorni o ogni mese dalla settimana 5.

Nota: utilizzare più volte in base alla crescita dei peli. Per peli troppo spessi è possibile aumentare adeguatamente l'impostazione e la frequenza; la situazione specifica varia da persona a persona.

Cura dopo l'uso

● Precauzioni dopo la depilazione

- Si consiglia di evitare il contatto con l'acqua entro 6 ore dopo l'operazione di depilazione, quindi è possibile utilizzare acqua idratante per idratare l'area trattata.

- Non utilizzare profumi, maschere o cosmetici contenenti perline ghiacciate dopo la depilazione della pelle. Evitare l'esposizione ai raggi UV per 24 ore dopo la depilazione, e applicare una protezione solare se necessario.

- Prendere il sole può scurire la pelle e causare scottature. Il trattamento in questo caso provoca arrossamento, gonfiore e infiammazione.

Pertanto, durante l'uso di questo prodotto, fare attenzione a non esporsi al sole; il periodo di tempo per rimediare a una scottatura non è inferiore a 1 settimana.

- L'abbronzatura artificiale non è consentita durante l'operazione di depilazione.

- Se si ha bisogno di chirurgia plastica dopo la depilazione (solo per l'area di rimozione dei peli), consultare il medico.

- In caso di malessere, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.

● Pulizia e manutenzione

Per garantire i migliori risultati e la massima durata, pulire il prodotto prima e dopo ogni depilazione per evitare l'accumulo di peli e polvere a lungo termine. Se non viene pulito correttamente, il prodotto non avrà l'effetto adeguato

- Prima di avviare la pulizia, il dispositivo deve essere spento e scollegato per consentire il raffreddamento della macchina.

- Utilizzare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie a specchio dell'uscita della luce.

- Conservare il dispositivo in un ambiente asciutto e privo di polvere a -10-60 °C.

- Non lavare mai il prodotto e gli accessori sotto il rubinetto o in lavastoviglie.



- Non utilizzare sfere d'acciaio, detergenti abrasivi (dentifricio, ecc.) o liquidi corrosivi (benzina, olio motore, acetone, ecc.) per pulire il prodotto.

Nota: se l'acqua non pulisce bene, è possibile utilizzare alcune gocce di alcol ad alta concentrazione (non più del 95%) per pulire le parti di cui sopra.

● Protezione ambientale

Quando si smaltisce il prodotto, non gettarlo con i rifiuti domestici. Inviarlo a un



centro di riciclaggio designato. Ciò andrà a beneficio dell'ambiente.

FAQ

Questo capitolo descrive i problemi che si possono incontrare quando si utilizza questo prodotto. Se non si riesce a risolvere i problemi riscontrati con le soluzioni seguenti, contattare il centro di assistenza clienti del proprio paese/regione.

- Quando si verifica una situazione anomala o non è possibile eliminare il guasto, contattare il servizio clienti post-vendita nella lingua corrispondente.
- Conservare la ricevuta d'acquisto e la garanzia, necessarie in caso di guasto al prodotto.

Problema	Possibile motivo	Soluzione
Non è possibile effettuare un avvio normale	L'alimentazione non è collegata	Verificare che la spina sia collegata.
Il prodotto non emette luce	La temperatura della testina dell'host e del corpo del dispositivo è troppo alta La testina è vicina alla pelle	Attendere che la macchina si raffreddi prima di utilizzarla. Tenere l'host vicino alla pelle fino a quando la spia della luce non si accende.
La spia di funzionamento è spenta	Cattivo contatto della macchina	Verificare se l'alimentazione funziona correttamente. Riparare o sostituire il prodotto immediatamente.
Durante il flash si sente dell'odore	Il filtro è contaminato Residui di peli sulla superficie del corpo	Pulire il filtro Rasatura dei peli e riduzione dell'intensità luminosa
Dolore insopportabile durante la depilazione	I peli non sono stati rasati	Prima di usare questo prodotto, rasare i peli da trattare. Se la rasatura causa irritazioni alla pelle, tagliare i peli più corti possibile e utilizzare il dispositivo in una posizione comoda.
	Non utilizzare questo prodotto sul sito di depilazione	Non utilizzare questo prodotto per labbra interne, vagina, ano, capezzoli e areola. Gli uomini non dovrebbero usare questo prodotto su viso o pene.
	L'intensità della luce è troppo alta	Ridurre l'intensità della luce a un livello adeguato
	La finestra di trasmissione della luce è danneggiata	Riparare o restituire il prodotto immediatamente
Dopo l'uso, l'area depilata diventa rossa	Un leggero arrossamento è normale e innocuo per il corpo, e presto svanirà	Usare un gel all'aloe vera per lenire la pelle o la testina della lampada in zaffiro per lenire la pelle tramite raffreddamento
Effetto depilatorio insoddisfacente	Si utilizza un livello di intensità della luce troppo basso	Scegliere un'impostazione più alta la prossima volta
	Non ci sono aree di flash sulla zona di depilazione	Sono stati effettuati flash in prossimità e potrebbe esserci stata una sovrapposizione tra le aree di flash
	Questo dispositivo non ha effetto sul colore dei peli	Se i peli sono di colore biondo pallido, grigio, rosso e bianco, l'esposizione non sarà efficace.
	Frequenza d'uso non sufficiente di questo dispositivo	Per rimuovere efficacemente tutti i peli, si consiglia di seguire il regime di trattamento raccomandato
	La risposta dell'utente all'esposizione alla luce è bassa	Questo prodotto dovrebbe essere usato continuamente per almeno 5 mesi, poiché può ancora reprimere la rigenerazione dei peli durante questo periodo.
Il prodotto diventa caldo e umido durante l'uso	Può essere dovuto a un funzionamento prolungato dello strumento	Spegnere lo strumento e lasciarlo riposare, poi lasciarlo raffreddare prima di usarlo

Norme di garanzia

- Il periodo di garanzia di questo prodotto può variare a seconda del paese in cui viene venduto, e cercheremo di estenderlo per quanto possibile in base alle leggi di quel paese.

- Il periodo di garanzia per questo prodotto è di 2 anni dalla data di acquisto. L'alimentazione e gli accessori sono garantiti per un anno dalla data di acquisto.

- Se lo strumento ha problemi di qualità durante il periodo di garanzia, Ulike lo riparerà o lo sostituirà gratuitamente. Tuttavia, i danni alla macchina causati da un uso improprio o da un funzionamento improprio non sono coperti dalla garanzia. Ulike sostituirà la parte danneggiata o quella vecchia al prezzo di costo. Il vecchio strumento è di proprietà di Ulike.

- Si prega di presentare il certificato di garanzia quando si ha bisogno di utilizzare la garanzia. La data di garanzia dei prodotti Ulike si basa sulla data di acquisto. Se non si dispone di una data di acquisto, questa verrà calcolata in base alla data di produzione.

Nei seguenti casi, Ulike potrebbe rifiutarsi di applicare la garanzia o la sostituzione

Ulike non è responsabile per la riemissione della ricevuta di acquisto e del certificato di garanzia, si prega quindi di conservarli.

1. Per danni al prodotto causati da eventi imprevedibili come incendio, terremoto e inondazione.

2. Guasto dello strumento e danni causati da negligenza, uso improprio o utilizzo in altre condizioni anomale.

3. Danni allo strumento causati da smontaggio e stoccaggio impropri (come danni da roditori o penetrazione di liquidi).

4. Danni causati dall'uso del prodotto in un ambiente non consono, compreso, ma non solo, il superamento del carico di lavoro.

5. Danno al prodotto causato da altre condizioni che non sono sotto il controllo di Ulike.

6. Ulike non si assume alcuna responsabilità per la funzione di questo prodotto o i danni incidentali al suo utilizzo (come perdita dei benefici commerciali, interruzione dell'attività, altre perdite causate dall'uso dello strumento, il costo di utilizzo di questo prodotto per sostituire attrezzature, dispositivi o servizi, le richieste di rimborso dei clienti, ecc.).

Ulike si farà carico in base a tipo ed entità, secondo le leggi e i regolamenti pertinenti.

Rappresentante autorizzato



Ulike Europe SAS
4 rue Royale, 75008, Parigi, Francia
Contatto: Raphael
E-Mail: contacteurope@ulikeglobal.com



Nome: Kingsmead Service S.r.l.
Indirizzo: 19 piano mezzanino, 19-21 Via Crawford, Londra, Inghilterra W1H 1PJ
Contatto: Peng Yan
E-mail: office@kingsmead-service.com

Gracias por elegir Ulike.

Fundada en 2013, Ulike se ha enfocado en dispositivos de depilación IPL para uso doméstico desde el primer día.

Creemos que la depilación debe ser una experiencia segura, suave e indolora.

Y este dispositivo será el sistema de depilación que le gustará.

No dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o a través del chat de nuestro sitio web si necesita ayuda o tiene alguna pregunta.

¡Estamos aquí para ayudarle!

seasupport@ulike.com



Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.
810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza,
No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai
Sub-District, Nanshan District, Shenzhen 518000,
Guangdong, P.R. China

Antes de utilizar el dispositivo, lea atentamente el manual del usuario, incluidas todas las contraindicaciones, advertencias e información de seguridad, y consérvelas para futuras consultas. Las imágenes que aparecen en este manual son únicamente de referencia.

Precauciones de seguridad

● Atención especial

- No se aplique geles ni productos de cuidado (gel de aloe vera, por ejemplo) antes de su uso.
- Asegúrese de instalar y utilizar el producto de acuerdo con las normas indicadas en el Manual de Instrucciones.
- Lea atentamente el "Manual de Instrucciones" y consérvelo para futuras consultas.
- Si tiene alguna duda durante el uso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente a través de la página web en el idioma deseado.

⊗ **PELIGRO:** Contenido que puede causar daños personales si se usa de forma incorrecta

⚠ **ADVERTENCIA:** Contenido potencialmente peligroso si se usa de forma incorrecta

⚠ **PRECAUCIÓN:** Contenido que puede poner en peligro la seguridad de las personas o causar daños materiales si se usa de forma incorrecta

⊗ Peligro



- No utilice el dispositivo apuntando directamente hacia los ojos, de lo contrario la fuerte fuente de luz emitida por el producto podría causar daños en los ojos;
- En condiciones normales de funcionamiento, no se debe acoplar directamente a la toma de corriente lateral, de lo contrario la temperatura de la toma puede provocar quemaduras en la piel;
- No introduzca ningún objeto en el producto en condiciones normales de funcionamiento, de lo contrario podría herirle;
- Los niños menores de 15 años no pueden manipularlo ni utilizarlo. Por lo tanto, manténgalo alejado de ellos.

⚠ Advertencia



- Si no se siguen las instrucciones, pueden producirse efectos adversos;
- No aplique antitranspirante inmediatamente después de haber iluminado la axila;
- Para evitar quemaduras y fallos durante el uso, confirme y limpie regularmente la suciedad del puerto de irradiación;
- No coloque el puerto de iluminación cerca de objetos fáciles de desmagnetizar, de lo contrario puede causar fallos y daños;
- No lo utilice cuando la rejilla de ventilación esté bloqueada, de lo contrario podría provocar la formación de humo e incendios;
- Para garantizar el funcionamiento normal del producto, no oriente el puerto de iluminación hacia objetos de color negro;
- Para evitar el ennegrecimiento, la decoloración y la rotura, no aplique iluminación en la ropa, el cabello u otros objetos;
- No utilice el producto en animales domésticos, ya que podría causarles lesiones;
- Puede causar lesiones oculares (potencialmente ceguera) o en la piel si no se siguen las instrucciones. Por favor, lea y siga las instrucciones;

- No lo extienda ni lo reutilice sobre una superficie, evite un uso excesivo, incluída una excesiva pila de pulsos y/o una frecuencia excesiva, ya que podría dañar su piel;
- El uso incorrecto puede causar daños en los ojos, por favor protéjalos de la exposición, no utilice el producto por encima de los párpados o cerca de los ojos;
- No ignore los mecanismos de seguridad inherentes al producto. Por ejemplo, el uso correcto de las gafas, la forma correcta de ajustarse al tipo de piel, entre otras cosas;
- Realice una prueba de la piel antes de su uso y confirme el estado de la piel después de 2 horas de la misma. Puede utilizar el producto si no presenta ninguna anomalía (enrojecimiento o ampollas) en la zona iluminada;
- Durante el uso, póngase las gafas y coloque la ventana de depilación cerca de la piel para realizar la depilación;
- Después del uso, limpie los productos para el cuidado del cabello y la piel adheridos a la depiladora para evitar fallos y daños en la piel;
- Por favor, siga las instrucciones, use las gafas correctamente para usar el producto, con el fin de evitar la estimulación de luz intensa;
- Por favor, ajuste el nivel de intensidad de acuerdo con el estado de su piel, y asegúrese de utilizarlo desde la Velocidad 1 por primera vez;
- Si nota la piel ligeramente caliente y enrojecida tras su uso, es normal;
- No deje el producto sin supervisión después de encenderlo y apáguelo inmediatamente después de utilizarlo;
- Limpie la piel para asegurarse de que está libre de restos de vello, completamente seca y sin sustancias grasas ni manchas;
- Si la diferencia de la temperatura del entorno de funcionamiento alcanza más de 20 grados (de un entorno de baja temperatura a un entorno de alta temperatura, o viceversa), apáguelo y espere unas 2 horas antes de volver a utilizarlo;
- No utilice el producto cerca de objetos inflamables y explosivos (incluidos pulverizadores, estaciones de servicio, entre otros), ya que podría provocar un incendio, lesiones por descarga eléctrica y otros peligros;
- La temperatura ambiente de la depiladora es de 5-30°C. Confirme la temperatura ambiente antes de utilizarla;
- Evite la radiación ultravioleta directa sobre la parte iluminada en un plazo de 24 horas tras haber aplicado la iluminación;
- No exponga el producto al sol ni lo coloque bajo la luz ultravioleta durante mucho tiempo, ya que se dañaría seriamente;
- Si el ventilador incorporado no funciona después de conectarlo a la alimentación (no se oye ningún zumbido), no lo utilice, ya que de lo contrario podría provocar fallos como humo, incendios, entre otros;
- No lo utilice en la bañera, ducha u otros lugares cercanos a fuentes de agua;
- Mantenga seco tanto el producto como el adaptador de corriente;
- No se recomienda utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo. Por favor, apáguelo durante 10 minutos después de usarlo durante 1 hora;
- Si la carcasa, la lente o la fuente de alimentación están dañadas, deje de utilizar el producto inmediatamente. No repare el producto sin autorización. Debe ser reparado por personal profesional del departamento de mantenimiento del fabricante o similar.



● Situaciones inadecuadas

- Es posible que las personas que padecen enfermedades de la piel, como dermatitis alérgica, o piel sensible no se sientan bien al utilizar el producto. Si se produce algún efecto adverso, deje de utilizarlo inmediatamente;
- No utilice el producto en zonas con la integridad de la piel dañada (por ejemplo, quemaduras, ampollas, cortes, heridas, enfermedades de la piel activas o infecciones);
- Si está tomando medicamentos fotosensibles para tratamientos importantes, es necesario que consulte a un médico antes de utilizar el producto, ya que de lo contrario el uso del producto puede dañar la piel;
- No es adecuado para mujeres embarazadas, en período de lactancia, que tengan el periodo menstrual o cicatrices corporales, diabetes o piel sensible a la luz;
- Se prohíbe su uso en caso de cardiopatías graves, hipertensión de moderada a grave, tumores malignos, foliculitis, enfermedades infecciosas de la piel, piel quemada y trastornos anticoagulantes;
- No lo utilice si tiene un metabolismo anormal del colágeno, incluyendo antecedentes de cicatrices y mala cicatrización de heridas;
- Los pacientes con enfermedades vasculares, como varices y vasodilatación en el lugar de iluminación no deben usar el producto;
- No lo utilice si su piel es sensible a la luz y propensa a erupciones o alergias;
- Por favor, no lo use si su zona a ser iluminada está infectada, los pacientes con herpes simple, lesiones en la piel y hematomas tampoco deben usarlo;
- Está prohibido su uso en enfermedades que provocan una disminución de la respuesta inmunitaria (como la infección por VIH, el lupus eritematoso, la porfiria, entre otras);
- Se prohíbe el uso en pacientes con trastornos hemorrágicos, así como en pacientes que utilicen isotretinoína, ácido frutal (AHA), ácido salicílico (BHA) o ácido azelaico;
- Por favor, utilice este producto con precaución en el caso de personas que se hayan depilado químicamente en los últimos 30 días, que hayan utilizado productos blanqueadores de la piel en poco tiempo o que hayan utilizado ingredientes con vitamina A;
- No lo utilice simultáneamente con productos a base de aceites esenciales. Por favor, asegúrese de que la piel de la zona iluminada esté limpia y seca, y no utilice lociones, lubricantes ni otros cosméticos;
- Si la superficie de la piel no está limpia y seca, puede afectar a la experiencia de uso del producto e incluso dañarlo;
- Se prohíbe su uso durante tratamientos con aspirina, fármacos inmunosupresores, isotretinoína y otros medicamentos. Se prohíbe su uso en pacientes que han usado recientemente medicamentos fotosensibles (como la tetraciclina y la sulfamida);
- Se prohíbe el uso del producto en aquellas personas que se hayan inyectado rellenos y toxinas recientemente.

- No lo utilice en las siguientes partes del cuerpo o en las siguientes afecciones

1/ Intraoral, genitales, mucosas, entre otros.	6/ Zona afectada por el acné	11/ Dentro del ombligo
2/ Cirugía plástica	7/ Manchas y lunares	12/ Gran vena
3/ Nudo en la garganta	8/ Cejas, cabello	13/ Tatuaje, pintura corporal
4/ Globo ocular, párpado, alrededor de los ojos	9/ Oreja	
5/ Cabeza	10/ Pezón, areola	

(Nota: Esta lista no es exhaustiva, si no está seguro de si puede utilizar este producto, le recomendamos que consulte a un médico)

- Después de utilizar el producto, pueden producirse los siguientes efectos secundarios:


1/ Quemaduras en la piel	3/ Edema y ampolla de los folículos pilosos	5/ Picazón y dolor
2/ Enrojecimiento e hinchazón local	4/ Eritema y pigmentación	6/ Cicatrices

(Nota: La lista no es exhaustiva; si experimenta cualquier otra molestia, le recomendamos que consulte al servicio de atención al cliente o a un médico)

⚠️ Asuntos que requieren atención

1. El producto no debe utilizarse para el tratamiento de enfermedades
2. No se recomienda para eliminar vellos de color blanco o gris
3. No utilice el producto en caso de tener la piel oscura
4. No se exponga al sol antes de someterse a la depilación
5. Cuando lo utilice por primera vez, asegúrese de empezar por la Velocidad 1 y elija una pequeña zona del brazo para comprobar la reacción de la piel
6. Asegúrese de que la ventana de depilación está cerca de la piel al realizar la depilación y, a continuación, realice la operación de depilación
7. No lo utilice en un entorno oscuro
8. Para evitar fallos en la máquina, no la utilice bajo la luz solar directa
9. No golpee ni agite el producto violentamente
10. No desconecte el enchufe sin haberlo apagado; de lo contrario, podría dañar el producto

Nota: Cuando utilice la depiladora, asegúrese de colocar la entrada de aire hacia arriba y la pantalla LCD hacia abajo, lo que favorece una mejor disipación del calor y el enfriamiento de la depiladora.



Introducción del producto

● Breve introducción del producto

Sobre el Dispositivo de Depilación

- Dispositivo de depilación con luz caliente cóncava de subversión. Convierte la tecnología médica de depilación mediante enfriamiento en doméstica y miniaturizada. Innovadora tecnología Sapphire de enfriamiento para el cuidado de la piel, enfría eficazmente la piel, reduce el calor de la misma, evita las quemaduras solares y protege mejor la piel. El cabezal plano de Sapphire comprime la piel y presiona los folículos pilosos para acercar sus raíces a las zonas con más energía, lo que mejora la eficacia de absorción de energía del folículo piloso. El cabezal de la lámpara plana Sapphire es fácil de limpiar y tiene una buena transparencia, lo que proporciona un mejor efecto de depilación.
- El producto dispone de 5 niveles de energía para satisfacer las necesidades de las distintas sensibilidades de la piel. La máquina y la fuente de alimentación se pueden separar, es compacto y portátil, fácil de almacenar.
- Este producto dispone de un portalámparas integrado que no necesita ser sustituido, lo cual garantiza una larga vida útil, y es apto para múltiples zonas de depilación (como: cara, labios, axilas, zonas del bikini, brazos, piernas, etc.) para ahorrarle los caros costes de sustitución del portalámparas, no tiene necesidad de comprar accesorios con frecuencia y no tendrá costes adicionales no contemplados. Además, cuenta con un sistema de filtrado perfecto, que puede filtrar muy bien la luz nociva y de longitud de onda corta ineficaz.


Parámetros básicos

Dispositivo de Depilación IPL	Especificación	
	Modelo del producto :	UI04
	Tamaño del producto :	169,9x60,5x38,0mm
	Entrada nominal :	24V $\Rightarrow$ 2,8A
	Potencia :	67,2W
	Nivel de energía :	5 velocidades
	Zona del portalámparas :	3,3cm ²
	Espectro :	560nm-1200nm
	Tiempo de impulso :	0,7s-1,7s
	Frecuencia de repetición de impulsos :	0,6-1,4Hz
	Fabricante :	Shenzhen Ulike Smart Electronics Co.,Ltd.
	Dirección :	No.8, Keyuan Road, Yuehai District, Nanshan District, Shenzhen


Condiciones de almacenamiento y transporte		Condiciones de funcionamiento	
temperatura de almacenamiento	-10-55°C	Temperatura de funcionamiento	5-30°C
Humedad	≤90%RH	Humedad	≤80%RH
Presión relativa	50~106 kPa	Presión relativa	80~106kPa

● Estructura del producto y accesorios


El producto y los accesorios que contiene




Unidad principal



Cable de alimentación




Adaptador



Manual




Gafas



Navaja

Estructura del producto



Preparación antes de su uso

● Primeros pasos



- ① Limpie cuidadosamente la piel para asegurarse de que está libre de vello, completamente seca y sin sustancias grasas. (Residuos como perfumes, lociones, desodorantes y protectores solares)
- ② Compruebe que no haya suciedad, vello u otros restos de suciedad en el portal de iluminación, y que no haya daños ni anomalías. Si hay suciedad, límpiela para evitar fallos en el producto, deterioro y problemas en la piel.
- ③ Después de 2 horas de realizar la prueba en la piel, confirme el estado de la piel. Si no hay ninguna anomalía (enrojecimiento, ampollas) en la zona iluminada, puede utilizar este producto sin peligro. No recomendamos ninguna depilación hasta que se haya completado la prueba de exposición de la piel.

● Ajuste de la intensidad de iluminación

El producto tiene cinco velocidades de ajuste de energía, que pueden satisfacer las necesidades de diferentes sensibilidades de la piel y diferentes colores de vello. A continuación se indican las instrucciones recomendadas:

- Consulte la siguiente tabla para seleccionar la velocidad de energía adecuada para su tipo de piel y color de vello.

Tono de piel Color de vello						
	Blanco	Beige	Marrón claro	Marrón medio	Marrón oscuro	Negro marrón y más oscuro
Blanco/Gris	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Rojo	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Rubio claro	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Marrón claro	4/5	4/5	4/5	1/2/3	NO	NO
Marrón	4/5	4/5	4/5	1/2/3	NO	NO
Marrón oscuro	4/5	4/5	4/5	1/2/3	NO	NO
Negro	4/5	4/5	4/5	1/2/3	NO	NO

(Nota: "NO" corresponde al elemento en el que no se debe aplicar)


- Si siente dolor o molestias durante el uso, baje la velocidad de energía (si siente calor o un ligero ardor sin dolor, es normal);
- Las personas de piel más oscura son propensas a las alergias en la piel, por lo que se recomienda utilizarlo con una velocidad de energía más baja;
- Para las personas con vello grueso, se recomienda utilizar una velocidad de mayor energía (Velocidad 4 o 5); Para las personas con poco vello, se recomienda utilizar la velocidad más baja (Velocidad 1, 2 o 3). La situación en concreto varía en función de la persona, pero para la primera vez, por favor, utilícelo a partir de la Velocidad 1.

Cómo utilizarlo


● Pasos a seguir




1. Utilice una navaja para afeitar el vello que necesite mantenimiento



2. Conecte el cable de alimentación al adaptador, enchufe el cable de alimentación en el conector de entrada de alimentación situado en la parte posterior del producto




3. Inserte el enchufe en una toma de corriente




4. Pulse brevemente el botón de encendido/apagado situado en el lateral de la máquina para encenderla y, al encenderla, se mostrará la velocidad y el modo de enfriamiento



5. Pulse el botón de encendido y apagado/ajuste de velocidad, el producto tiene cinco velocidades, ajuste la velocidad de depilación deseada, cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la energía y más rápido el efecto. Para la primera vez, se sugiere comenzar desde la Velocidad 1, y se puede fortalecer gradualmente hasta la velocidad aceptable



6. Póngase las gafas antes de afeitarse el vello para protegerse los ojos



8. Una vez finalizada la depilación, mantenga pulsado el botón de encendido y apagado durante 1,2 segundos para apagar el dispositivo (no desenchufe nunca el dispositivo sin haberlo apagado para evitar daños).


● Introducción del modo

- Modo de funcionamiento continuo (para zonas extensas como brazos, piernas):


Coloque la salida de luz sobre la zona de la piel que desea tratar y ajústela completamente. En ese momento, la lámpara del sensor de depilación se encenderá, indicando que el cabezal de la lámpara está en pleno contacto con la piel. Pulse prolongadamente el botón de iluminación, e inmediatamente comience a mover el instrumento lenta y uniformemente sobre la piel, manteniendo el ajuste con la piel, y el destello se emitirá en un intervalo determinado.

En este momento, por favor, mantenga la depilación en movimiento, y deslice el vello hacia adelante y hacia atrás dos veces en la zona donde se necesita realizar la depilación. Para garantizar una cobertura uniforme de la zona de depilación y evitar que se desperdicie la luz.

Consejo: La velocidad de movimiento de la piel puede ajustarse en función de la velocidad del destello, de forma que la cobertura sea más uniforme, la frecuencia del destello es más rápida en la primera velocidad, la frecuencia del destello es más lenta en la segunda velocidad, y cuanto más alta sea la velocidad, más lenta será la velocidad de salida de la luz.




7. Coloque la salida de luz sobre la piel a tratar y aplíquela verticalmente. La luz del sensor de depilación se encenderá para indicar que está totalmente en contacto. Pulse el botón de iluminación para iniciar la operación de depilación. Si la luz blanca no se enciende, significa que el cabezal de la lámpara no está completamente adherido a la piel y el instrumento no emite luz



- Modo de reproducción individual (adecuado para zonas pequeñas como los dedos y el vello de los labios):

Coloque la salida de luz sobre la zona de la piel que desea tratar y ajústela completamente. En ese momento, la lámpara del sensor de depilación se encenderá, indicando que el cabezal de la lámpara está en pleno contacto con la piel.




Pulse brevemente el botón de iluminación para iniciar la depilación. Mueva el cabezal de la lámpara hasta la siguiente sección de piel, espere a que se encienda la luz blanca de la lámpara del sensor de depilación y, a continuación, pulse el botón de iluminación para repetir la operación anterior en orden.


Consejo: En cualquier momento durante el proceso de depilación, si la piel comienza a sentirse sobrecalentada, simplemente haga una pausa durante unos segundos, deje que la salida de luz se enfríe de nuevo y, a continuación, realice la depilación.

[Consejos para usar la depiladora]

1. El destello continuo del dispositivo de depilación acumula calor continuamente. Para mantener la eficacia del efecto de enfriamiento, se recomienda utilizar un cabezal de lámpara Sapphire para enfriar alrededor de la zona de piel iluminada durante unos 30 segundos después de la depilación y, a continuación, realizar la operación de depilación en la zona siguiente. Esto volverá a calmar la piel gracias al enfriamiento y mejorará el enfriamiento con sapphire.



2. Presione el cabezal de la lámpara firmemente contra la piel para asegurarse de que el cabezal de la lámpara está en pleno contacto con la raíz del folículo piloso y éste absorberá más energía, consiguiendo así un mejor efecto depilatorio. La tecnología de enfriamiento Sapphire para el cuidado de la piel, enfría eficazmente la piel, reduce el calor de la piel y protege mejor la piel.



● Ciclo de vida

Utilícelo 3 veces a la semana durante las semanas 1-4;

Utilícelo cada quince días o una vez al mes a partir de las 5 semanas.

Nota: Utilícelo varias veces según el crecimiento del vello. Para un vello demasiado grueso puede incrementarse adecuadamente la velocidad y la frecuencia en función de esto, la situación concreta varía de una persona a otra.

Cuidados después del uso

● Precauciones después de la depilación

- Se recomienda evitar el contacto con el agua en las 6 horas posteriores a la operación de depilación, pudiendo utilizarse entonces agua hidratante para hidratar la zona iluminada.

- No utilice perfumes, mascarillas o cosméticos que contengan perlas esmeriladas después de la depilación de la piel. Evite la exposición a los rayos UV durante las 24 horas posteriores a la depilación, y aplíquese protección solar si es necesario.

- Tomar el sol puede provocar el oscurecimiento de la piel o quemaduras solares. Aplicar la iluminación en este momento provocará enrojecimiento, hinchazón e inflamación.

Por lo tanto, durante el uso de este producto, tenga mucho cuidado de no exponerse al sol, ya que el tiempo para reparar las quemaduras solares no es inferior a 1 semana.

- Está prohibido hacerse un bronceado artificial durante la operación de depilación.

- Si necesita realizarse una intervención de cirugía plástica después de la depilación (solo en la zona depilada), consulte a su médico.

- Si se siente indispuesto, deje de utilizar el producto y consulte a un médico.

● Limpieza y mantenimiento

Para garantizar los mejores resultados y la mayor vida útil del producto, límpielo antes y después de cada depilación para evitar la acumulación prolongada de vello y polvo. Si no lo limpia correctamente, el producto no logrará su efecto adecuado

- Antes de iniciar la limpieza, el dispositivo debe estar apagado y desenchufado para permitir que la máquina se enfríe.

- Utilice un paño suave, limpio y seco para frotar y limpiar la superficie del espejo de la salida de luz.

- Almacene el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo a -10-60 ° C.

- No lave nunca el producto ni los accesorios en grifos ni lavavajillas.



- No utilice esponjas de alambre, limpiadores abrasivos (pasta de dientes, entre otros) ni líquidos corrosivos (gasolina, aceite de motor, acetona, entre otros) para limpiar el producto.

Nota: Si el agua no limpia bien, puede utilizar unas gotas de alcohol de alta concentración (no más del 95%) para limpiar las partes mencionadas.

● Protección del medio ambiente

Al desechar el producto, no lo arroje junto con la basura doméstica general.

Debe enviarlo a un centro de reciclaje designado.

Esto es bueno para el medio ambiente.



En este capítulo se describen los problemas que puede experimentar al utilizar este producto. Si no puede resolver los problemas encontrados con las siguientes soluciones, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de su país/región.

- Cuando se produzca una situación anormal o no pueda eliminarse el fallo, póngase en contacto con el servicio postventa en el idioma correspondiente.
- Conserve la factura de compra y la tarjeta de garantía, ya que necesitará aportar estos certificados cuando se produzca un fallo en el producto.

Problema	Posible motivo	Solución
No puede iniciarse normalmente	No está conectado a la corriente	Compruebe si está enchufado a la corriente
No emite luz	Si la temperatura de la cabeza y el cuerpo del receptor es demasiado alta Si la cabeza está cerca de la piel	Espere a que la máquina se enfríe antes de utilizarla. Mantenga al receptor cerca de la piel hasta que se encienda el indicador luminoso
El indicador de funcionamiento está apagado	Mal contacto de la máquina	Compruebe si la fuente de alimentación funciona correctamente. Devuelva el producto para su reparación inmediatamente
Aparece olor cuando destella	El filtro está contaminado. Residuos de vello en la superficie del cuerpo	Limpie el filtro Afeite el vello y reduzca la intensidad de la luz
Dolor insoportable durante la depilación	No afeitó el vello a retirar	Antes de utilizar este producto, afeite el vello que vaya a iluminar. Si el afeitado le irrita la piel, córtese el vello lo más corto posible y utilícelo en una posición cómoda
	Está prohibido el uso de este producto en zonas de depilación	No utilice este producto en los labios interiores, la vagina, el ano, los pezones y la areola. Los hombres no deben utilizar este producto en la cara ni en el pene
	La intensidad de la luz es demasiado alta	Reduzca la intensidad de la luz a un nivel cómodo
	La ventana de transmisión de la luz está dañada	Devuelva el producto para su reparación inmediatamente
Después de su uso, la zona depilada se enrojece	Un ligero enrojecimiento es normal e inofensivo para el organismo, y pronto desaparecerá.	Utilice gel de aloe vera para calmar la piel o un cabezal de lámpara Sapphire para calmarla mediante enfriamiento
Efecto de depilación insatisfactorio	Utiliza un nivel de intensidad de luz demasiado bajo para usted	Por favor, elija una velocidad superior la próxima vez
	Faltan zonas de destello en la zona de depilación	Los destellos deben estar muy próximos y debe haber cierto solapamiento entre las zonas de destello
	Este dispositivo no afecta al color del vello	Si su vello es rubio pálido, gris, pelirrojo o blanco, la exposición no será eficaz
	Frecuencia de uso insuficiente de este equipo	Para eliminar con éxito todo el vello, le recomendamos que siga el régimen de iluminación recomendado
	Su respuesta a la exposición a la luz es lenta	Este producto debe utilizarse de forma continua durante al menos 5 meses, ya que puede suprimir la regeneración capilar durante este periodo
El producto se calienta y humedece durante su uso	Puede deberse al funcionamiento prolongado del instrumento. Puede deberse al funcionamiento prolongado del instrumento.	Apague el instrumento, déjelo reposar y, a continuación, deje que se enfríe antes de utilizarlo

Normativa sobre garantía

- El periodo de garantía de este producto puede variar según el país en el que se venda, y trataremos de ampliarlo en la medida de lo posible de acuerdo con la legislación de ese país.

- El periodo de garantía de este producto es de 2 años a partir de la fecha de compra. La fuente de alimentación y los accesorios tienen una garantía de un año a partir de la fecha de compra.

- Si el instrumento presenta problemas de calidad durante el periodo de garantía, Ulike lo reparará o sustituirá gratuitamente. Sin embargo, los daños en la máquina causados por un uso inadecuado o un funcionamiento incorrecto no están cubiertos por la garantía. Ulike sustituirá la pieza dañada o la antigua al precio de coste. El antiguo instrumento es propiedad de Ulike.

- Presente su tarjeta de garantía cuando necesite una garantía. La fecha de garantía de los productos Ulike se basa en la fecha de compra. Si no tiene fecha de compra, se calculará en función de la fecha de fábrica

En los siguientes casos, Ulike no podrá ofrecer garantía ni devolución

Ulike no se hace responsable de volver a emitir la factura de compra y la tarjeta de garantía para usted, por favor guarde su factura de compra y tarjeta de garantía para usted

1. Por daños en el producto causados por sucesos imprevisibles como incendios, terremotos e inundaciones.

2. Fallos y daños del instrumento causados por su negligencia, mal uso o utilización en otras condiciones anormales.

3. Daños en el instrumento causados por un desmontaje y almacenamiento inadecuados (como daños por roedores o penetración de líquidos).

4. Daños causados por el uso obligatorio del producto en un entorno que no sea de uso del producto, incluyendo entre otros, la superación de la carga de trabajo.

5. Daños en el producto causados por otras condiciones que Ulike no pueda controlar.

6. Por el funcionamiento de este producto o los daños incidentales derivados de su uso (como la pérdida de beneficios de su negocio, la interrupción de su negocio, otras pérdidas causadas por el uso del instrumento, el coste del uso de este producto para sustituir equipos, dispositivos o servicios, las reclamaciones de sus clientes, etc.), Ulike no asume ninguna responsabilidad.

Según el tipo y el alcance del accidente, Ulike se hará cargo de él de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes.

Representante autorizado



Ulike Europa SAS
Calle Royale 4, 75008, París Francia
Contacto: Raphael
Correo electrónico: contacteurope@ulikeglobal.com



Nombre: Servicio de Kingsmeda Limitada
Dirección: Planta de Entresuelo 19, Calle de Crawford 19-21, Londres, Inglaterra W1H 1PJ
Contacto: Peng Yan
Correo electrónico: office@kingsmead-service.com

Air Series

IPL Hair Removal Device