

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Откройте крышку LED-устройства и вытащите пластмассовый предохранитель.




Подсоедините к LED-устройству мундштук.



Поверните крышку перед нанесением геля.



Нанесите ¼ геля на верхнюю сторону мундштука по маркированной линии.



Нанесите ¼ геля на нижнюю сторону мундштука по маркированной линии.



Оставьте отбеливать на 10 минут. Смойте и повторите на следующий день.

Используйте ежедневно в течение 6 последовательных дней. Каждый тюбик геля рассчитан на 2 дня применения. Чтобы получить долгосрочный эффект, повторяйте уход в течение 6 дней каждые 2 недели.

Как этим пользоваться?

1

Перед использованием хорошо почистите зубы щеткой. Затем высушите зубы.



2

Откройте крышку аккумулятора на устройстве, снимите пластмассовый предохранитель и верните аккумулятор на место.



3

Прикрутите к устройству мундштук.



4

Нанесите ¼ геля на верхнюю и нижнюю закругленную стенку зубной формы, чтобы гель закрывал переднюю сторону ваших зубов.



5

Вставьте мундштук между зубами и включите устройство.




6

Светодиод выключится сам через 10 минут.



7

Снимите мундштук с лампы и тщательно его промойте.




8

Улыбнитесь!



Как получить лучшие результаты



Для достижения лучших результатов рекомендуется ежедневное использование.



Ограничьте употребление напитков темного цвета, например, чая, красного вина и кофе.



Во время отбеливания слегка прикусите и придайте форму.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА



Гранат



Ромашка



Алоэ вера



Перборат натрия и гидроксиапатит

Отбеливающий гель для зубов

Ингредиенты: сорбит, вода, пропиленгликоль, глицерин, нитрат калия, ПЭГ-8, фталимидпероксикарпроновая кислота, гидроксиапатит, целлюлозная камедь, гидроксизилцеллюлоза, ксантановая камедь, ментол, сахарин натрия, метилпарабен, экстракт ромашки аптечной, экстракт листьев алоэ вера, экстракт семян граната, пропилпарабен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Хранить в недоступном для детей месте. Продукт не разработан и не рекомендован для использования детьми и лицами младше 12 лет. Все продукты Toothy® не предназначены для замены обычного ухода за зубами. Проконсультируйтесь со своим стоматологом об использовании продукта, если вам меньше 18 лет, вы беременны, у вас серьезные проблемы с зубами или вы перенесли операцию в ротовой полости. Не глотайте гель. Избегайте контакта с глазами. В случае контакта тщательно промойте глаза чистой водой. При контакте с чувствительной кожей возможно ее временное раздражение. Гель не отбеливает коронки, пломбы и протезы.

KASUTUSJUHEND



Avage seadme LED kate ja eemaldage plastikust kaitse




Kinnitage huulik LED seadmele



Enne selle pealekandmist keerake geelikorki



Kandke 1/4 geelist huuliku ülemisele poolele vastavalt äramärgitud joonete.



Kandke 1/4 geelist huuliku alumisele poolele vastavalt äramärgitud joonete.



Lase valgendada 10 minutit. Loputage ja korrake seda järgmisel päeval

Kasutage iga päev, 6 päeva jooksul. Iga geel sisaldab 2-päevast kogust. Pikaajaliste tulemuste saavutamiseks korrake 6-päevast kuuri iga 2 nädala järel.

Kuidas seda teha?

1

Enne kasutamist puhastage korralikult hambad hambaharjaga, seejärel kuivatage hamba



2

Avage seadme kate patareil, eemaldage plastikust kaitse ja seekärel asetage patarei tagasi



3

Asetage huulik seadmel



4

Kandke 1/4 geelist hambavormi üla- ja alaosale niimoodu, et geel kataks Teie hammaste esiosa



5

Asetage huulik hammaste vahele ja lülitage seade sisse




6

LED valgus lülitub välja pärast kümne minutist tsüklit



7

Eemaldage huulik lambist ja peske seda hoolikalt




8

Naeratus



Näpunäiteid paremate tulemuste saamiseks



Parimate tulemuste saamiseks on soovitatav igapäevane kasutus.



Piirake tumedate jookide tarbimist, nagu näiteks tee, punane vein või kohv, tarbimist.




Valgendamise ajal jätka kergelt hammaste survet vajutades kergelt vormile.

TOIMEAINED



Granaatõun



Kummel



Aloe Vera



Sodium Perborate ja Hüdroksüapatiit

Valgendusgeel hammastele

Koostis: Sorbitool, vesi, propüleenglükool, glütseriin, kaaliumnitraat, PEG-8, Ftalimidoperoüksükaproonhape, hüdroksüapatiit, tsellulooskumm, hüdroksüetüültselluloos, ksantaankummi, mentool, naatriumsahharin, metüülparabeen, Chamomilla Recutita ekstrakt, Aloe Barbadensise lehtede mahl, naatriumvesinikkarbonaat, Punica Granatum seemne ekstrakt, propüülparabeen.

Hoiautus: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Toode pole mõeldud kasutamiseks lastele ja alla 12-aastastele isikutele ja seda ei soovitata kasutada. Kõik Toothy®kaubamärgi tooted ei ole ette nähtud tavapärase hambahoolduse asendamiseks. Toote kasutamist konsulteerige oma hambaarstiga, kui te olete noorem kui 18-aastat, rase naine, teil on tõsiseid probleeme hammastega või teile on tehtud suuõõnega seotud operatsioon. Arge neelake geeli alla. Vältige silma sattumist. Kokkupuute korral silmaga loputage põhjalikult puhta veega. Kokkupuutel tundliku nahaga võib tekkida selle ajutine ärritus. Geel ei valgendata hambakroone, täiteaineid ega proteese.

BRUGSANVISNING



Åbner låget på LED apparatet og fjern plastik sikring




Fastgør mundstykket til LED apparatet



Drej gel hætte for anbringelse



Anbring ¼ af gel til toppen af mundstykket i.h.t. markeret linje



Anbring ¼ af gel til bundet af mundstykket i.h.t. markeret linje



Lad det blege i 10 min. Skylle og gentage følgende dag.

Bruge dagligt, 6 sammenhængende dage. Enhver gel indeholder en mængde til 2 dage. For langsigtede resultater gentages 6 dages peeling hver 2. dag.

Hvordan gør man det ?

①

Før brug børster vi grundig tænder og følgende tørrer vi tænder



②

Åbne batteridækslet på apparatet plastik sikring tages ud og dernæst sættes batteri tilbage



③

Sæt mundstykket på apparatet



④

Anbringe ¼ af gel på den nedre og øvre rund væg af dental form sådan at gel dækker den forreste side af dine tænder



⑤

Læg mundstykket mellem tænderne og tænd apparatet




⑥

LED-lyset slukkes selv efter 10 min cyklus



⑦

Tag mundstykket ud fra lyset og skyl grundigt




⑧

Smil



Tips til bedre resultater



For at opnå de bedste resultater anbefales daglig brug



Begræns indtagelse af mørke drikke, som te, rød vin eller kaffe



I løbet af blegning få lidt bidt tænder og udøve mildt tryk på formen

Aktive stoffer



Granatæble



Kamille



Aloe Vera



Sodium Perborate og Hydroxyapatite

Tandblegningsgel

Sammensætning: Sorbitol, Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Potassium Nitrate, PEG-8, Phthalimidoperoxycaproic Acid, Hydroxyapatite, Cellulose Gum, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Menthol, Sodium Saccharin, Methylparaben, Chamomilla Recutita Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Bicarbonate, Punica Granatum Seed Extract, Propylparaben.

Advarsel: Holder utilgængeligt for børn. Produktet er ikke udviklet og anbefalet til brug for børn og personer under 12 år. Alle produkter m.k. Toothy® er ikke bestemt som erstatning for rutinemæssig tandpleje. Konsultere brug af produktet med din tandlæge hvis du er under 18 år, gravid kvinde, har alvorlige problemer med dine tænder eller efter operation i forbindelse med en mundhule. Du må ikke sluge gelen. Undgå kontakt med øjne. Hvis der ske kontakt med øjne, skyl øjnene grundigt med rent vand. Under kontakt med følsom hud kan der forekomme midlertidig irritation. Gel vil ikke blege kroner, fyldninger eller proteser.

KÄYTTÖOHJEET



Avaa LED-laitteen kansi ja poista muovisulake.




Kiinnitä suukappale LED-laitteeseen.



Kierrä geelikorkkia ennen levitystä.



Levitä 1/4 geelistä suukappaleen yläosaan merkityn viivan mukaisesti.



Levitä 1/4 geelistä suukappaleen alapuolelle merkityn viivan mukaisesti.



Valkaise hampaitasi 10 minuuttia. Huuhtelee ja toista seuraavana päivänä.

Käytä päivittäin kuutena peräkkäisenä päivänä. Jokainen geeliannos riittää kahdeksi päiväksi. Pitkäaikaisten tulosten varmistamiseksi, toista kuuden päivän hoito kahden viikon välein.

Miten se tehdään?

1

Harjaa ja kuivaa hampaat huolellisesti ennen käyttöä.



2

Avaa laitteen paristokotelon kansi, irrota muovilukko ja vaihda paristo.



3

Kiinnitä suukappale laitteeseen.



4

Levitä 1/4 geeliannoksesta hammamuotin ylä- ja alaosaan siten, että geeli peittää hampaidesi etupuolen.



5

Aseta suukappale hampaidesi päälle ja käynnistä laite.




6

LED-valo sammuu automaattisesti kymmenen minuutin käyttöjakson päätteeksi.



7

Irrota suukappale valosta ja pese se huolellisesti.




8

Hymyile!



Vinkkejä parhaiden tulosten saavuttamiseksi



Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi suosittelemme päivittäistä käyttöä.



Rajoita tummien juomien, kuten teen, punaviinin tai kahvin käyttöä.



Pure muuttia pienellä paineella koko valkaisun ajan.

AKTIIVISET AINESOSAT



Granaattiomena



Kamomilla



Aloe Vera



Natriumperboraatti ja Hydroksiapatiitti

Hampaiden valkaisu geeli

Ainesosat: Sorbitoli, Vesi, Propyyleeniglykoli, Glyceriini, Kaliumnitraatti, PEG-8, Ftalimidoperoksisipronihappo, Hydroksiapatiitti, Selluloosakumi, Hydroksietyyli-selluloosa, Ksantaanikumi, Mentoli, Natriumsakkarini, Metyyliparabeeni, Kamomilla Recutica-uute, Granaattiomenan Siemenuute, Propyyliparabeeni.
VAROITUS: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Tuotetta ei ole suunniteltu, eikä sitä suositella käytettäväksi lapsille ja alle 12-vuotiaille. Miltään Toothy®-tuotteita ei ole tarkoitettu korvaamaan säännöllistä hampaiden hoitoa. Ota yhteys hammaslääkäriisi, jos olet alle 18-vuotias, olet raskaana, sinulla on vakavia hammasongelmia tai jos sinulla on ollut suuleikkauksia. Älä niele geeliä. Vältä aineen joutumista silmiin. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät huolellisesti puhtaalla vedellä. Jos aine joutuu kosketuksiin herkän ihon kanssa, se voi aiheuttaa tilapäistä ärsytystä. Geeli ei valkaise hammaskruunuja, täyteaineita tai proteeseja.

UPUTA ZA UPORABU



Otvorite poklopac na LED aparatu i sklonite plastični osigurač.




Pričvrstite naustak na LED aparat.



Okrenite zatvarač gela prije njegove aplikacije



Aplikujte 1/4 gela na gornju stranu naustka prema naznačenoj liniji



Aplikujte 1/4 gela na donju stranu naustka prema naznačenoj liniji



Pustite bijeljenje 10 minuta. Operite i ponovite narednog dana.

Upotrebljavajte svakodnevno, 6 uzastopnih dana. Svaki gel sadrži količinu za 2 dana. Za dugotrajne rezultate ponavljati 6dnevnu kuru svake 2 sedmice.

KAKO TO IDE ?

1

Prije uporabe temeljito očistiti zube četkicom, poslije zube osušiti



2

Otvorite poklopac baterije na aparatu, izvadite plastični osigurač i poslije vratite bateriju natrag




3

Stavite naustak na aparat



4

Aplikujte 1/4 gela na gornji i donji oboj zid zubne forme tako da gel pokrrije prednju stranu Vaših zuba



5

Stavite naustak medju zube i uključite aparat




6

LED svjetlo samo će se isključiti poslije desetak minuta ciklusa



7

Skinute naustak sa svjetla i pažljivo ga operite



8

Osmijeh!



Tipovi za bolje rezultate



Za najbolje rezultate preporučena je svakodnevna uporaba.



Ograničite konzumaciju tamnih napitaka, kao što je čaj, crno vino ili kava.



Tokom bijeljenja lagano stisnuti zube i lagano tlačiti na formu.

DJELOTVORNE MATERIJE



Nar



Kamilica



Aloe Vera



Sodium perborate i Hydroxyapatite

Gel za bijeljenje zuba

Sastav: Sorbitol, Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Potassium Nitrate, PEG-8, Phthalimidoperaxycaproic Acid, Hydroxyapatite, Cellulose Gum, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Menthol, Sodium Saccharin, Methylparaben, Chamomilla Recutita Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Bicarbonate, Punica Granatum Seed Extract, Propylparaben.

UPOZORENJE: Čuvajte van dometa djece. Proizvod nije razvijen i preporučen za uporabu djece i osobama mlađim od 12 godina. Svi proizvodi marke Toothy(R) nisu namijenjeni kao nadoknada redovne zubne skrbe. Konzultovati uporabu proizvoda sa Vašim zubarom, ukoliko ste mlađi od 18 godina, trudnica, imate ozbiljne probleme sa svojim zubima ili ste poslije operacije usne šuplje. Gel ne gutati. Sprječite kontakt sa očima. Ukoliko dodje do kontakta, oči dobro isperite čistom vodom. Prilikom kontakta sa osjetljivom kožom može doći do prolaznog nadražjenja. Gel ne izbijeljuje krunice, inijeje ili proteze.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ



Відкрийте кришку на світлодіодному пристрої та вийміть пластиковий запобіжник




Прикріпіть мундштук до світлодіодного пристрою



Поверніть ковпачок гелю перед його застосуванням



Нанесіть 1/4 частину гелю на верхню сторону мундштука вздовж зазначеної лінії



Нанесіть 1/4 частину гелю на нижню частину мундштука вздовж зазначеної лінії



Залишіть на 10 хвилин для відбілювання. Сполосніть та повторіть процедуру наступного дня

Використовуйте щоденно протягом 6 днів поспіль. Кожна упаковка гелю містить кількість на 2 дні. Повторіть 6-денний курс лікування кожні 2 тижні для досягнення тривалих результатів.

Процедура нанесення гелю?


1

Перед використанням правильно почистіть зуби, потім насухо витріть зуби.



2

Відкрийте кришку акумулятора на приладі, вийміть пластиковий запобіжник і встановіть акумулятор на місце.




3

Встановіть мундштук на пристрій.



4

Нанесіть 1/4 частину гелю на верхню та нижню округлі стінки форми для зубів так, щоб гель покривав передню сторону зубів



5

Вставте мундштук між зубами та увімкніть пристрій.




6

Світлодіодний індикатор вимикається сам після закінчення 10-хвилинного циклу.



7

Вийміть мундштук з лампи та ретельно вимийте його.




8

Посміхніться!



Рекомендації для досягнення найкращих результатів



Для досягнення найкращих результатів рекомендується щоденне використання.



Обмежте споживання темних напоїв, таких як чай, червоне вино або кава.



Під час відбілювання зберігайте легкий прикус і чиніть помірний Тиск на форму.

АКТИВНІ РЕЧОВИНИ



Гранат



Ромашка



Алое Віра



Перборат натрію і гідроксиапатит

Гель для відбілювання зубів

Склад: Сорбітол, вода, пропіленгліколь, гліцерин, нітрат калію, PEG-8, Фталімідопероксикапронова кислота, гідроксиапатит, целюлозна камедь, гідроксиетилцелюлоза, ксантанова камедь, ментол, сахарин натрію, метилпарабен, екстракт ромашки, сік листя алое барбаденсис, бікарбонат натрію, екстракт насіння Psylla Granatum.

ОБЕРЕЖНО: Зберігати в недоступному для дітей місці. Продукт не розроблений і не рекомендований для використання дітьми та особами віком до 12 років. Всі продукти Toothy® не призначені для заміни традиційного догляду за зубами. Проконсультуйтеся зі своїм стоматологом, якщо вам менше 18 років, ви вагітні, маєте серйозні проблеми із зубами або перенесли операцію на ротовій порожнині. Не ковтайте гель. Уникайте контакту з очима. При попаданні в очі промийте їх чистою водою. Контакт із чутливою шкірою може спричинити тимчасове подразнення шкіри. Гель не відбілює коронки, пломби чи зубні протези.

INSTRUCCIONES PARA EL USO



Abrir la cubierta sobre el aparato LED y quitar el seguro de plástico.




Sujetar la boquilla sobre el aparato LED.



Girar el cierre del gel antes de aplicarlo.



Aplicar 1/4 del gel sobre la parte superior de la boquilla siguiendo la línea marcada.



Aplicar 1/4 del gel sobre la parte inferior de la boquilla siguiendo la línea marcada.



Dejar blanquear 10 minutos. Enjuagar y repetir el día siguiente.

Usar a diario 6 días consecutivos. Cada gel contiene la cantidad para 2 días. Para resultados duraderos repetir el tratamiento de 6 días cada 2 semanas.

¿Cómo hacerlo?

1

Antes de usar lavarse bien los dientes con el cepillo y, a continuación, secar los dientes.



2

Abrir la cubierta de la batería sobre el aparato, sacar el seguro de plástico y después volver a poner la batería.




3

Poner la boquilla sobre el aparato.



4

Aplicar 1/4 de gel sobre la pared redonda superior e inferior del molde dental, de forma que el gel cubra la parte delantera de sus dientes.



5

Introducir la boquilla entre los dientes y activar el aparato.




6

La luz LED se apagará automáticamente después del ciclo de diez minutos.



7

Retirar la boquilla de la luz y lavar cuidadosamente.




8

Sonrisa!



Consejos para mejores resultados



Para obtener los mejores resultados se recomienda el uso diario.



Limitar el consumo de bebidas oscuras como son los tés, el vino tinto o el café.



Durante el blanqueado mantener los dientes ligeramente apretados y ejercer una ligera presión sobre la forma.

Substancias activas



Granada



Manzanilla



Perborato de sodio e hidroxiapatita

Gel blanqueador para dientes

Ingredientes: Sorbitol, Agua, propilenglicol, glicerina, nitrato de potasio, PEG-8, ácido ftalimidoperoxipiroico, hidroxiapatita, goma de celulosa, hidroxietilcelulosa, goma xantana, mentol, Sacarina sódica, metilparabeno, extracto de manzanilla, jugo de hoja de aloe barbadensis, bicarbonato de sodio, extracto de semilla de Punica Granatum, propilparabeno.

ADVERTENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños. El producto no ha sido desarrollado ni se recomienda para ser usado por niños y personas menores de 12 años. Ninguno de los productos de la marca Toothy® está designado para sustituir el cuidado dental habitual. Consulte el uso del producto con su odontólogo en caso de ser menor de 18 años, mujer embarazada, tener problemas graves con los dientes o haber tenido una operación relacionada con la cavidad oral. No tragar el gel. Evitar el contacto con los ojos.

En caso de producirse el contacto, enjuague bien los ojos con agua limpia. En caso de contacto con piel sensible se puede causar su irritación temporal. El gel no blanqueará coronas, los empastes o las prótesis.

INSTRUCTIONS FOR USE



Open the cover on the LED device
And remove the plastic safety
catch.




Attach the mouthpiece to
the LED device.



Turn the cap of the gel
before its application.



Apply ¼ of the gel on the top
surface of the mouthpiece according
to the marked line.



Apply ¼ of the gel on the bottom
surface of the mouthpiece according
to the marked line.



Let it whiten for 10 minutes.
Rinse and repeat the next day.

Use daily for 6 consecutive days. Every gel contains amount for 2 days. For long lasting results repeat the 6-day treatment every 2 weeks.

How to do it?


①

Brush your teeth thoroughly with a
brush and dry your teeth afterwards.



②

Open the battery cover on the device,
remove the plastic safety catch
and return the batteries back.




③

Mount the mouthpiece
on the device.



④

Apply ¼ of the gel on the top and
bottom rounded walls of
the mouthpiece so that the gel covers
the front side of your teeth.



⑤

Insert the mouthpiece between
your teeth and turn the device on.




⑥

The LED light will turn off
after a 10-minute cycle.



⑦

Remove the mouthpiece from the
lamp and wash it thoroughly.




⑧

Smile!



Tips for better results



Daily use is recommended
for the best results.



Reduce consumption of dark
beverages such as tea, red wine
or coffee.



During the whitening process,
keep your teeth slightly pressed together,
applying slight pressure to the mould.

EFFECTIVE SUBSTANCES



Pomegranate



Chamomile



Aloe Vera



Sodium Perborate and Hydroxyapatite

Teeth whitening gel

Ingredients: Sorbitol, Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Potassium Nitrate, PEG-8, Phthalimidoperoxycaproic Acid, Hydroxyapatite, Cellulose Gum, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Menthol, Sodium Saccharin, Methylparaben, Chamomilla Recutita Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Bicarbonate, Punica Granatum Seed Extract, Propylparaben.

WARNING: Keep out of reach of children. This product is not formulated or recommended for use by children or persons under 12 years of age. All Toothy® brand products are not intended as a substitute for routine dental care. Consult your dentist for product use if you are under 18 years of age, a pregnant woman, have serious dental problems, or have had oral health related surgery. Do not swallow the gel. Avoid contact with eyes. In the case of contact, rinse eyes properly with clean water. Contact with sensitive skin may cause temporary irritation. The gel will not bleach crowns, fillings or dentures.

Användningsinstruktioner



Öppna locket på LED-lampan och ta bort platsäkring.




Sätt fast munstycket på LED-lampa.



Vrid på gelens lock innan du applicerar den.



Applicera 1/4 av gelen på munstyckets ovansida längs den markerade linjen.



Applicera 1/4 av gelen på munstyckets undersida längs den markerade linjen.



Blek tänderna i 10 minuter. Skölj och upprepa nästa dag.

Upprepa blekningen en gång om dagen i 6 dagar. Varje gel innehåller en mängd för 2 dagar. För långsiktigt resultat, upprepa 6-dagarskuren varannan vecka.

Hur man gör?

1

Borsta tänderna noggrant med tandborste innan blekningen och torka tänderna.



2

Öppna batteriluckan på lampan, ta bort platsäkring och lägg sedan tillbaka batterierna.




3

Placera munstycket på lampan.



4

Applicera 1/4 av gelen på tandformens övre och nedre runda bettskenor så att gelen täcker framsidan av dina tänder.



5

Sätt in bettskenorna i munnen mellan tänderna och sätt på lampan.




6

LED-lampan släcks automatiskt efter en tio minuters period.



7

Ta bort munstycket från LED-lampan och tvätta det noggrant.



8

Njut av ditt nya leende!



Tips för bättre resultat



Tips för bättre resultat, daglig användning rekommenderas.



Begränsa konsumtion av mörka drycker som te, rött vin eller kaffe.



Under blekning, håll tänderna hopbitna och tryck lätt på formen.

AKTIVA SUBSTANSER



Granatäpple



Kamomill



Aloe Vera



Natriumperborat och Hydroxyapatit

Tandblekningsgel

Ingredienser: Sorbitol, Aqua, Propylenglykol, Glycerin, Kaliumnitrat, PEG-8, Ftalimidoperoxikapropronsyra, hydroxiapatit, cellulosa, xantangummi, Mentol, Natriumsackarin, Metylparaben, Chamomilla Recutita-extrakt, Aloe Barbadensis-blådjus, Natriumbikarbonat, Punat Granatum fröextrakt, Propylparaben.

WARNING: Förvaras utom räckhåll för barn. Produkten är inte utvecklad och rekommenderad för användning för barn och personer under 12 år. Alla Toothy®-produkter fungerar inte som ersättning för rutinemässig tandvård. Rådfråga din tandläkare om produktens användning, om du är under 18 år, gravid kvinna, har allvarliga problem med dina tänder eller om du är efter operation relaterad till munhålan. Svälj inte gelen. Undvik ögonkontakt. Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med rent vatten. Vid kontakt med känslig hud kan förekomma en tillfällig irritation. Gelen bleker inte kronor, tandfyllningar eller proteser.

NAVODILA ZA UPORABO



Odprite pokrovček na LED napravi in odstranite plastično varovalo




Pritrdite zobni nastavek na LED napravo.



Zavrtite pokrovček gela preden ga nanesete.



Nanesite 1/4 gela na zgornji del zobnega nastavka kjer je označena linija.



Nanesite 1/4 gela na spodnji del zobnega nastavka kjer je označena linija.



Naj belilo deluje 10 minut. Splahnite in ponovite naslednji dan.

Uporabljajte vsak dan, 6 dni zaporedoma. Vsebina vsakega gela zadostuje za 2 dni. Za daljše trajanje beline ponavljajte ta 6 dnevni postopek vsake 2 tedna.

Kako se lotiti zadeve?

1

Predn začnete si temeljito umijte zobe z zobno krtlačko, nato zobe osušite.



2

Odstranite pokrovček baterije na napravi, izvemite plastično varovalo in nato baterijo namestite nazaj.




3

Zobni nastavek namestite na napravo.



4

Nanesite 1/4 gela na zgornji in spodnji zaobljeni del zobnega nastavka tako, da gel prekriva sprednjo stran zob.



5

Vstavite zobni nastavek med zobe in vklopite napravo.




6

LED lučka preneha svetiti samodejno po deset minutnem ciklu.



7

Odstranite zobni nastavek od lučke in ga previdno umijte.




8

Nasmehnite se!



Nasveti za boljše rezultate



Za najboljše rezultate je priporočena dnevna uporaba.



Omejite uživanje napitkov, ki puščajo sledi, kot so čaji, rdeče vino ali kava.



Med procesom beljenja rahlo pritiskajte z zobmi skupaj.

Aktivne sestavine



Granatno jabolko



Kamilica



Aloe Vera



Natrijev perborat in Hidroksiapatit

Gel za beljenje zob

Sestavine: Sorbitol, voda, propilenglikol, glicerol, kalijev nitrat, PEG-8, ftalimidoperoksikaprionska kislina, hidroksiapatit, celulozni gumi, hidroksietilceluloza, ksantanski gumi, mentol, natrijev saharin, metilparaben, izvleček Chamomilla Recutita, sok listov aloe barbadensis, natrijev bikarbonat, izvleček semen Punica Granatum, propilparaben.

OPOZORILO: Hranite zunaj doseg a otrok. Izdelek ni zasnovan in priporočen za otroke in osebe, mlajše od 12 let. Noben izdelek blagovne znamke Toothy® ni namenjen kot nadomestek za redno zobozdravstveno oskrbo. O uporabi izdelka se posvetujte z zobozdravnikom, če ste mlajši od 18 let, noseči, imate resne težave z zobmi ali ste imeli operacijo povezano z oralno kirurgijo. Gel ni namenjen za uživanje. Izogibajte se stiku z očmi. Če pride do stika, oči ustrezno izperite s čisto vodo. Stik z občutljivo kožo lahko povzročičasno draženje. Gel ne beli kron, zalivk ali zobnih protez.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Ανοίξτε το κάλυμμα στη συσκευή LED και αφαιρέστε την πλαστική ασφάλεια.




Συνδέστε το επιστόμιο στη συσκευή LED.



Γυρίστε το καπάκι του τζελ πριν το χρησιμοποιήσετε.



Εφαρμόστε 1/4 του τζελ στην πάνω επιφάνεια του επιστόμιου σύμφωνα με τη σημειωμένη γραμμή.



Εφαρμόστε 1/4 του τζελ στην κάτω επιφάνεια του επιστόμιου σύμφωνα με τη σημειωμένη γραμμή.



Αφήστε να δράσει 10 λεπτά. Ξεπλύνετε και επαναλάβετε την διαδικασία την επόμενη μέρα.

Χρησιμοποιήστε καθημερινά για 6 συνεχόμενες ημέρες. Κάθε τζελ περιέχει μια ποσότητα για 2 ημέρες. Για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, επαναλάβετε την διαδικασία για 6 συνεχόμενες ημέρες κάθε 2 εβδομάδες.

Πώς γίνεται;

1

Πριν χρησιμοποιήσετε το τζελ, βουρτσίστε καλά τα δόντια με οδοντόκρεμα και στεγνώστε τα καλά.



2

Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στη συσκευή, αφαιρέστε την πλαστική ασφάλεια και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε τη μπαταρία.



3

Τοποθετήστε το επιστόμιο στη συσκευή.



4

Εφαρμόστε 1/4 του τζελ στην πάνω και 1/4 του τζελ στην κάτω στρογγυλή επιφάνεια της φόρμας έτσι ώστε το τζελ να καλύπτει το μπροστινό τοίχωμα των δοντιών σας.



5

Τοποθετήστε το στόμιο ανάμεσα στα δόντια σας και ενεργοποιήστε τη συσκευή.




6

Το φως LED σβήνει αυτόματα μετά από δέκα λεπτά.



7

Αφαιρέστε το επιστόμιο από τη συσκευή και ξεπλύνετε το καλά.




8

Χαμόγελο!



Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα



Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η καθημερινή χρήση.



Περιορίστε την κατανάλωση των χρωμογόνων ποτών, όπως τσάι, κόκκινο κρασί ή καφές.



Κατά τη διάρκεια της λεύκανσης, συνεχίστε να δαγκώνετε ελαφρώς το μασελάκι.

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ



ρόδι



χαμομήλι



Sodium Perborate και Hydroxyapatite

Τζελ Λεύκανσης Δοντιών

Συστατικά: Sorbitol, Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Potassium Nitrate, PEG-8, Phthalimidoperoxyacaproic Acid, Hydroxyapatite, Cellulose Gum, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Menthol, Sodium Saccharin, Methylparaben, Chamomilla Recutita Extract, Aloe Barbardensis Leaf Juice, Sodium Bicarbonate, Punica Granatum Seed Extract, Propylparaben.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Το προϊόν δεν έχει παραχθεί ούτε συνιστάται για χρήση από παιδιά και άτομα κάτω των 12 ετών. Όλα τα προϊόντα Toothy® δεν αντικαθιστούν την κανονική οδοντιατρική φροντίδα. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας εάν είστε κάτω των 18 ετών, εάν είστε έγκυος, έχετε σοβαρά προβλήματα με τα δόντια σας ή έχετε χειρουργική επέμβαση στο στόμα. Μην καταπιείτε το τζελ. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε καλά τα μάτια σας με καθαρό νερό. Η επαφή με το ευαίσθητο δέρμα μπορεί να προκαλέσει προσωρινά ερεθισμό.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE



Deschideți capacul pe aparatul LED și îndepărtați siguranța din plastic.




Fixați mulajul bucal de închidere pe aparatul LED.



Rotiți dispozitivul al gelului înainte de aplicare.



Aplicați ¼ gel pe partea superioară a mulajului dentar cf. marcajului.



Aplicați ¼ gel pe partea superioară a mulajului dentar cf. marcajului.



Permiteți o albire de 10 minute. Spălați și repetați a doua zi.

A se folosi zilnic timp de 6 zile consecutive. Gelul conține cantitatea pentru 2 zile. Pentru rezultate mai bune repetați cura de 6 zile la fiecare 2 săptămâni.

Care este procedura?

1

Înainte de folosire curățați dinții cu periuța, apoi uscați dinții.



2

Deschideți capacul bateriei aparatului, scoateți siguranța din plastic, apoi introduceți bateria înapoi.




3

Fixați mulajul bucal pe aparat.



4

Aplicați ¼ gel pe partea superioară și inferioară ale peretelui inclinat al a mulajului dentar astfel ca gelul să acopere partea din față a dinților.



5

Introduceți mulajul bucal între dinți și porniți aparatul.




6

Lumina LED se stinge automat după un ciclu de zece minute.



7

Scoateți mulajul bucal din aparat și spălați-l cu atenție.



8

Zâmbiți!



Sfaturi pentru rezultate mai bune



Pentru atingerea celor mai bune rezultate se recomandă o folosire zilnică.



Limitați consumul de băuturi negre, precum ceaiuri, vin roșu sau cafea.



În timpul albirii să aveți gura ușor închisă și aplicați o forță ușoară asupra mulajului bucal.

Substanța activă



Rodie



Mușețel



Aloe Vera



Sodium Perborate and Hydroxyapatite

Gel de albire a dinților

Compoziție: Sorbitol, Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Potassium Nitrate, PEG-8, Phthalimidoperoxycaproic Acid, Hydroxyapatite, Cellulose Gum, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Menthol, Sodium Saccharin, Methylparaben, Chamomilla Recutita Extract, Aloe Barbardensis Leaf Juice, Sodium Bicarbonate, Punica Granatum Seed Extract, Propil paraben.

AVERTIZARE: A se feri de accesul copiilor. Produsul nu este conceput nici recomandat spre folosirea de către copii și persoane mai tinere de 12 ani. Nici un produs al mărcii Toothy® nu este destinat a fi înlocuitor al îngrijirii clasice a dinților. Consultați utilizarea produsului cu medicul dvs. stomatolog, în cazul în care aveți vârsta sub 18 ani, sunteți femeie gravidă, aveți probleme serioase cu dinții sau ați absolvit o operație legată de cavitatea bucală. Nu înghițiți gelul. Evitați contactul cu ochii. În cazul în care există contact cu ochii, spălați ochii bine cu apă curată. La contactul cu o piele sensibilă poate avea loc iritarea temporară a acesteia. Gelul nu va asigura albirea coroanei dentare, a plombelor sau a protezei.

INSTRUÇÕES DE USO



Abra a tampa do dispositivo LED e remova a trava de segurança de plástico.




Conecte o bocal ao dispositivo LED.



Vire a tampa do gel antes da sua aplicação.



Aplique ¼ do gel na superfície superior do bocal de acordo com a linha marcada.



Aplique ¼ do gel na superfície inferior do bocal de acordo com a linha marcada.



Deixe branquear por 10 minutos. Enxague e repita no dia seguinte.

Use diariamente por 6 dias consecutivos. Cada gel contém a quantidade para 2 dias. Para resultados duradouros, repita o tratamento de 6 dias a cada 2 semanas.

Como fazê-lo?


1

Escove bem os dentes com uma escova e seque os dentes depois.



2

Abra a tampa da bateria no dispositivo, remova a trava de segurança de plástico e devolva as baterias.




3

Coloque o bocal no dispositivo.



4

Aplique ¼ do gel nas paredes arredondadas superior e inferior do bocal para que o gel cubra a parte frontal dos dentes.



5

Insira o bocal entre os dentes e ligue o dispositivo.




6

A luz LED desligar-se-á automaticamente após um ciclo de 10 minutos.



7

Retire o bocal da lâmpada e lave-o bem.




8

Sorriso!



Dicas para melhores resultados



Para os melhores resultados recomenda-se o uso diário.



Reduza o consumo de bebidas escuras, coma chá, vinho tinto ou café.



Durante o processo de branqueamento, mantenha os dentes levemente pressionados juntos, com uma leve pressão no molde.

SUBSTÂNCIAS EFICAZES



Romã



Camomila



Aloe Vera



Perborato de sódio e hidroxiapatita

Gel branqueador para dentes

Ingredientes: Sorbitol, Água, Propylene Glycol, Glycerin, Potassium Nitrate, PEG-8, Phthalimidoperoxycaproic Acid, Hydroxyapatite, Cellulose Gum, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Menthol, Sodium Saccharin, Methylparaben, Chamomilla Recutita Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Bicarbonate, Punica Granatum Seed Extract, Propylparaben.

ATENÇÃO: Manter fora do alcance das crianças. Este produto não foi desenvolvido nem se recomenda para crianças ou pessoas com menos de 12 anos de idade. Nenhum produto da marca Toothy® se destina a substituir os cuidados dentários de rotina. Consulte com o seu dentista o uso do produto se for menor de 18 anos, estiver grávida, tiver sérios problemas dentários ou tiver feito uma cirurgia relacionada à saúde bucal. Não engula o gel. Evite contacto com os olhos. Em caso de contacto, lave os olhos adequadamente com água limpa. O contacto com a pele sensível pode causar irritação temporária. O gel não branqueará coroas, obturações ou dentaduras.

INSTRUKCJA UŻYCIA




Otwórz pokrywę urządzenia LED i wyjmij plastikowy bezpiecznik.




Przymocuj ustnik do urządzenia LED.



Odkręć żel przed jego aplikacją.



Nanieś 1/4 żelu na górną część ustnika zgodnie z zaznaczoną linią.



Nanieś 1/4 żelu na spód ustnika zgodnie z zaznaczoną linią.



Pozostaw wybielacz na 10 minut. Oplucz i powtórz następnego dnia.

Stosuj codziennie przez 6 kolejnych dni. Każdy żel zawiera ilość na 2 dni. W celu uzyskania długotrwałych rezultatów należy powtarzać 6-dniową kurację co 2 tygodnie.

Jak to zrobić?


1

Przed użyciem dokładnie umyj zęby szczoteczką, a następnie zęby wysusz.



2

Otwórz pokrywę baterii w urządzeniu, wyjmij plastikowy bezpiecznik, a następnie włóż baterie s powrotem.




3

Umieść ustnik na urządzeniu.



4

Nanieś 1/4 żelu na górę i dół okrągłej ścianki formy dentystycznej, aby żel pokrył przednią część Twoich zębów.



5

Włóż ustnik między zęby i włącz urządzenie.




6

Dioda LED wyłącza się automatycznie po dziesięciu minutach cyklu.



7

Wyjmij ustnik od lampy i dokładnie go umyj.




8

Uśmiech!



Wskazówki dotyczące lepszych rezultatów



Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się codzienne stosowanie.



Ograniczyć spożycie ciemnych napojów, takich jak herbata, czerwone wino czy kawa.



Podczas wybielania trzymaj lekki zgryz i naciskaj na formę.

SUBSTANCJE AKTYWNE



Granatowiec



Rumianek



Nadboran sodu i hydroksyapatyt

Żel do wybielania zębów

Składniki: Sorbitol Aqua, Propylene Glycol, Gliceryna, Azotan Potasu, PEG-8, Kwas ftalimidoperochloresykapronowy, hydroksyapatyt, guma celulozowa, hydroksyetyloceluloza, guma ksantanowa, Mentol, Sacharyna Sodu, Metyloparaben, Ekstrakt z Chamomilla Recutita, Sok z Liści Aloe Barbadensis, Wodorowęglan sodu, ekstrakt z nasion Punat Granatum, propyloparaben.

OSTRZEŻENIE: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt nie jest opracowany i zalecany do stosowania przez dzieci i osoby poniżej 12 roku życia. Nie wszystkie produkty Toothy® są przeznaczone jako substytut rutynowej opieki stomatologicznej. Porozmawiaj ze swoim stomatologiem o stosowaniu preparatu, jeśli masz mniej niż 18 lat, jesteś kobietą w ciąży, masz poważne problemy z zębami lub przeszłeś operację jamy ustnej. Nie należy połykać żelu. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu dokładnie przemyć oczy czystą wodą. Kontakt z wrażliwą skórą może powodować przejściowe podrażnienie. Żel nie wybieli koron, wypełnień ani protez.

GEBRUIKSHANDLEIDING



Open de dop op het LED apparaat en verwijder de plastic beveiliging.




Bevestig het mondstuk op het LED apparaat.



Draai met de gelafsluiter voor de applicatie daarvan.



Voeg ¼ van de gel op de bovenkant van het mondstuk volgens aangegeven lijn.



Voeg ¼ van de gel op de onderkant van het mondstuk volgens aangegeven lijn.



Laat 10 minuten werken voor het witten van uw tanden. Spoel af en herhaal dit de volgende dag.

Utilizzare ogni giorno, per 6 giorni consecutivi. Ogni gel contiene una quantità per 2 giorni. Per i risultati a lungo termine ripetere il trattamento di 6 giorni ogni 2 settimane.

Hoe doen we het?


①

Poets uw tanden voor het gebruik goed met de tandenborstel, maak uw tanden vervolgens droog.



②

Open de dop op de batterij, haal de plastic beveiliging er uit en zet de batterij weer terug.




③

Zet het mondstuk op het apparaat.



④

Voeg ¼ van de gel op de bovenkant en ook onderkant van de ronde wand van de tandvorm zodanig, dat de gel de voorkant van uw tanden dekt.



⑤

Doe het mondstuk tussen de tanden en zet het apparaat aan.




⑥

Het LED licht gaat na een cyclus van tien minuten weer vanzelf uit.



⑦

Haal het mondstuk van het lichtdeel en maak het zorgvuldig schoon.




⑧

Laat uw glimlach zien!



Tips voor nog beter resultaat



Voor het verkrijgen van het beste resultaat raden aan het apparaat dagelijks te gebruiken.



Beperk het consumeren van donkere dranken zoals thee, rode wijn of koffie.



Zet tijdens het witten uw tanden licht op elkaar en oefen een lichte druk op de vorm.

WERKENDE STOFFEN



Granaatappel



Kamille



Aloe Vera



Sodium Perborate en Hydroxyapatite

Whitening gel voor tanden

Samenstelling: Sorbitol, Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Potassium Nitrate, PEG-8, Phthalimidoperoxycaproic Acid, Hydroxyapatite, Cellulose Gum, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Menthol, Sodium Saccharin, Methylparaben, Chamomilla Recutita Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Bicarbonate, Punica Granatum Seed Extract, Propylparaben.

WAARSCHUWING: Bewaar buiten bereik van kinderen. Dit product is niet ontwikkeld en wordt niet aanbevolen voor gebruik door kinderen en personen onder 12 jaar. Geen van de producten van het merk Toothy® is bestemd als vervanging van de gewone zorg voor tanden. Bespreek het gebruik van dit product met uw tandarts wanneer u zwanger bent, ernstige problemen hebt met uw tanden of wanneer u een operatie hebt gehad van de mondholte. Slik de gel niet in. Voorkom contact met uw ogen. Wanneer de gel in contact komt met uw ogen, spoel de ogen zorgvuldig uit. Bij contact met gevoelige huid kan een tijdelijke irritatie ontstaan. De gel zal de kronen, vullingen of prothese niet witten.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



Atveriet LED ierīces vāciņu un noņemiet plastmasas drošinātāju.




Pievienojiet iemutni LED ierīcei.



Pirms uzklāšanas pagrieziet gēla vāciņu.



Uzklājiet 1/4 gēla iemutņa augšpusē atbilstoši iezīmētajai līnijai.



Uzklājiet 1/4 gēla iemutņa apakšā atbilstoši iezīmētajai līnijai.



Laujiet zobiem balināties 10 minūtes. Izskalojiet muti un atkārtojiet nākamajā dienā.

Lietojiet katru dienu 6 dienas pēc kārtas. Katrs gēla iepakojums satur 2 dienām nepieciešamo daudzumu. Lai iegūtu ilgstošus rezultātus, atkārtojiet 6 dienu kursu ik pēc 2 nedēļām.

Kā to darīt?

1

Pirms lietošanas rūpīgi notīriet zobus ar zobu birsti, pēc tam nosusiniet zobus.



2

Atveriet ierīces akumulatora vāciņu, noņemiet plastmasas drošinātāju un pēc tam nomainiet baterijas.



3

Uzlieciet iemutni uz ierīces.



4

Uzklājiet 1/4 gēla uz zoba veidnes augšdaļas un apakšas tā, lai gēls pārklātu jūsu zoba priekšpusi.



5

Ievietojiet iemutni starp zobiem un ieslēdziet ierīci.




6

LED gaisma pēc desmit minūšu cikla izslēdzas automātiski.



7

Noņemiet iemutni no ierīces un rūpīgi to nomazgājiet.



8

Smaidiet!



Leteikumi labākiem rezultātiem



Lai iegūtu labākos rezultātus, ieteicams lietot katru dienu.



Lerobežojiet tumšo dzērienu, piemēram, tējas, sarkanvīna vai kafijas, patēriņu.



Balināšanas laikā sakodiet un nedaudz piespiediet veidni.

AKTĪVĀS VIELAS



Granātābols



Kumelītes



Alveja



Nātrija perborāts un hidroksiapatīts

Zobu balināšanas gēls

Sastāvdaļas: sorbīts, ūdens, propilēnglikols, glicerīns, kālija nitrāts, PEG-8, ftalimidoperoksikapronskābe, hidroksiapatīts, celulozes sveķi, hidroksietilceluloze, ksantāna sveķi, mentols, nātrija saharīns, metilparabēns, Chamomilla Recutita ekstrakts, Barb Barboque Punicia Granatum sēklu ekstrakts, propilparabēns.

BRĪDINĀJUMS: Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Produkts nav izstrādāts un nav ieteicams lietošanai bērniem un personām, kas jaunākas par 12 gadiem. Ne visi Toothy® produkti ir paredzēti kā parastās zobu kopšanas aizstājēji. Konsultējieties ar savu zobārstu, ja esat jaunāks par 18 gadiem, ja esat grūtniece, jums ir nopietnas problēmas ar zobiem vai ir veikta mutes dobuma operācija. Nenorīt zeleju. Izvairieties no saskares ar acīm. Saskares gadījumā rūpīgi izskalojiet acis ar tīru ūdeni. Saskaņā ar jutīgu ādu var izraisīt īslaicīgu kairinājumu. Gēls nebalinās kronus, pildvielas vai protēzes.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Nyissa ki a LED készülék fedelét, és vegye ki a műanyag biztosítékot.




Csatlakoztassa a szájrészt a LED készülékhez.



Alkalmazás előtt fordítsa el a gél kupakját.



Vigye fel a gél 1/4-ét a szájrész tetejére a megjelölt vonal mentén.



Vigye fel a gél 1/4-ét a szájrész aljára a megjelölt vonal mentén.



Hagyja 10 percig hatni. Öblítse le és ismételje meg a következő napon.

Használja naponta, 6 egymást követő napon keresztül. Minden gél 2 napra elegendő mennyiséget tartalmaz. A tartós eredmény érdekében kéthetente ismételje meg a hatnapos kezelést.

Mi a teendő?

1

Használat előtt mosson alaposan fogat, majd szárítsa meg a fogait.



2

Nyissa fel a készülék elemházának fedelét, vegye ki a műanyag biztosítékot, majd helyezze vissza az elemeket.




3

Csatlakoztassa a szájrészt a készülékre.



4

Vigye fel a gél 1/4 részét a forma felső és alsó lekerekített oldalára úgy, hogy a gél elfedje a fogak elülső részét.



5

Helyezze a szájrészt a fogak közé, és kapcsolja be a készüléket.




6

A LED lámpa tíz perces ciklus után kikapcsol.



7

Vegye ki a szájrészt a lámpából, és gondosan mossa el.



8

Mosoly!



Tippek a jobb eredmények érdekében



A legjobb eredmény elérése érdekében napi használat ajánlott.



Korlátozza a sötét italok, például tea, vörösbor vagy kávé fogyasztását.



Fehérités közben enyhén harapjon rá, és gyakoroljon enyhe nyomást a formára.

HATÓANYAGOK



Gránátalma



Kamilla



Aloe Vera



Nátrium-perborát és hidroxipatit

Fogfehérítő gél

Összetevők: Szorbit, Aqua, propilén-glikol, glicerin, kálium-nitrát, PEG-8, ftalimidoperoxikaprónsav, hidroxipatit, cellulózgumi, hidroxietilcellulóz, xantángumi, mentol, nátrium-szacharin, metilparabén, Chamomilla Recutita kivonat, Aloe Barbadensis levéllel, nátrium-bikarbonát, Punica Granatum magkivonat, propilparabén.
FIGYELEM: Gyermektől távol tartandó. A terméket nem gyermekek, illetve 12 év alatti személyek számára fejlesztettük ki, illetve a használata számukra nem ajánlott. A Toothy® márkájú termékek nem helyettesítik a hagyományos fogápolást. Ha Ön 18 évnél fiatalabb, terhes, súlyos fogászati problémái vannak, vagy ha már volt szájszűrészes beavatkozása, konzultáljon a fogorvosával. Ne nyelje le a gélt! A termék nem kerülhet szembe. Ha a termék szembe kerül, tiszta vízzel megfelelően öblítse ki. Érzékeny bőrrel érintkezve átmeneti bőrirritációt okozhat. A gél nem fehériti a koronákat, töméseket, fogprotéziseket.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Atidarykite LED prietaiso dangtį ir nuimkite plastikinį fiksatorių.




Pritvirtinkite kandiklį prie LED prietaiso.



Gelio dangtelį atsukite prieš naudojimą.



Ant viršutinės kandiklio dalies užtepkite ¼ gelio pagal pažymėtą liniją.



Ant apatinės kandiklio dalies užtepkite ¼ gelio pagal pažymėtą liniją.



Balinkite 10 minučių. Praskalaukite ir pakartokite kitą dieną.

Utilizzare ogni giorno, per 6 giorni consecutivi. Ogni gel contiene una quantità per 2 giorni. Per i risultati a lungo termine ripetere il trattamento di 6 giorni ogni 2 settimane.

KAIP TAI PADARYTI?

1

Prieš dantų balinimą kruopščiai išvalykite dantis ir praskalaukite burną.



2

Atidarykite prietaiso baterijos dangtelį, nuimkite plastikinį fiksatorių ir įdėkite bateriją atgal.



3

Dėkite kandiklį į LED prietaisą.



4

Ant viršutinės ir apatinės kandiklio dalies užtepkite ¼ gelio, tepkite jį taip, kad apsemtų priekinę jūsų dantų pusę.



5

Įsidėkite kandiklį į burną ir įjunkite prietaisą.




6

LED lempa po dešimties minučių išsijungs automatiškai.



7

Nuimkite kandiklį nuo prietaiso ir kruopščiai išplaukite.



8

Šypsena!



Patarimai dėl geresnio rezultato



Norint pasiekti geresnį rezultatą patariama naudoti kasdien.



Sumažinkite tamsių gėrimų, tokių kaip arbata, raudonas vynas arba kava, vartojimą.



Balinimo metu lengvai sukąskite ir palaikykite lengvą formos suspaudimą.

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS



Granatai



Ramunėlės



Tikrasis alavijas



Natrio perboratas ir hidroksiapatitas


Dantų balinimo gelis

Sudėtis: Sorbitolis, vanduo, propileno glicerinas, kalio nitratas, PEG-8, ftalimidoperoksikaprano rūgštis, hidroksiapatitas, celiuliozės derva, hidroksietilceliuliozė, ksantano derva, mentolis, natrio sacharinas, metilparabenas, chamomilla recutita ekstraktas, aloe barbadensis lapų sultys, natrio bikarbonatas, punica granatum sėklų ekstraktas, propilparabenas.

Ispėjimas: Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Produktas nėra sukurtas vaikams, nerekomenduojama naudoti vaikams ir asmenims jaunesniams 12 metų. Visi ženklai Toothy® produktai nėra skirti įprastinei dantų priežiūrai. Jei esate jaunesni, nei 18 metų, nėščia moteris, turite rimtų problemų su dantimis arba jums buvo atlikta operacija susijusi su burnos ertme, dėl gamtinio naudojimo pasitarkite su savo odontologu.

Neparyškite gelio. Venkite patekimo į akis. Patekęs į akis, gerai praplaukite akis švari vandeniu. Gelio sąlytis su oda gali jautrią odą laikinai sudirginti. Gelis nepabalins karūnelių, užpildų ar protezų.

ISTRUZIONI PER L'USO



Aprire il coperchio sul dispositivo a LED e rimuovere il fermo di plastica.




Fissare la mascherina dentale al dispositivo LED.



Ruotare il cappuccio di gel prima di applicarlo.



Applicare 1/4 del gel sulla parte superiore della mascherina dentale secondo la linea segnata.



Applicare 1/4 del gel sulla parte inferiore della mascherina dentale secondo la linea segnata.



Lasciare sbiancare per 10 minuti. Risciacquare e ripetere il giorno successivo.

Utilizzare ogni giorno, per 6 giorni consecutivi. Ogni gel contiene una quantità per 2 giorni. Per i risultati a lungo termine ripetere il trattamento di 6 giorni ogni 2 settimane.

COME FARLO?

1

Prima dell'uso, lavarsi accuratamente i denti con uno spazzolino e asciugarli.



2

Aprire il coperchio della batteria sul dispositivo, rimuovere il fermo di plastica e poi rimettere la batteria.



3

Posizionare la mascherina dentale sul dispositivo.



4

Applicare 1/4 del gel sulla parte rotonda superiore e inferiore della mascherina dentale in modo che il gel copra la parte anteriore dei denti.



5

Inserire la mascherina dentale tra i denti e accendere il dispositivo.




6

La luce a LED si spegne automaticamente dopo un ciclo di dieci minuti.



7

Rimuovere la mascherina dentale dalla lampada e lavarla accuratamente.



8

Sorriso!



Suggerimenti per ottenere i migliori risultati



Per ottenere i migliori risultati, si consiglia l'uso quotidiano.



Evitare l'assunzione di bevande scure come per esempio tè, vino rosso o caffè.



Durante lo sbiancamento, mordere leggermente e applicare una leggera pressione sullo stampo.

SOSTANZE ATTIVE



Melograno



Camomilla



Sodium Perborate e Hydroxyapatite

Gel sbiancante per denti

Ingredienti: Sorbitol, Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Potassium Nitrate, PEG-8, Phthalimidoperoxycaproic Acid, Hydroxyapatite, Cellulose Gum, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Menthol, Sodium Saccharin, Methylparaben, Chamomilla Recutita Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Bicarbonate, Punica Granatum Seed Extract, Propylparaben.

AVVERTIMENTO: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto non è sviluppato e raccomandato per l'uso da parte di bambini e persone di età inferiore a 12 anni. Non tutti i prodotti Toothy® sono progettati in sostituzione dei trattamenti odontoiatrici di routine. Consulta il tuo dentista se hai meno di 18 anni, se sei incinta, hai seri problemi con i tuoi denti o ti sei stato sottoposto a un intervento chirurgico orale. Non ingerire il gel. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente gli occhi con acqua pulita. Il contatto con la pelle sensibile può causare un'irritazione temporanea. Il gel non sbianca corone protesiche, riempitivi o protesi.

Gebrauchsanweisungen



Die Abdeckung der LED-Einheit öffnen und die Plastiksicherung entfernen.




Das Mundstück an der LED-Einheit befestigen.



Vor dem Auftragen des Gels die Tubenkappe drehen.



1/4 des Gels entlang der markierten Linie auf die Oberseite des Mundstücks auftragen.



1/4 des Gels entlang der markierten Linie auf die Unterseite des Mundstücks auftragen.




10 Minuten lang bleichen lassen. Ausspülen und am nächsten Tag wiederholen.

Täglich an 6 aufeinanderfolgenden Tagen anwenden. Jede Tube enthält genug Gel für zwei Tage. Um dauerhafte Ergebnisse zu erhalten, sollten Sie alle 2 Wochen eine 6-tägige Behandlung durchführen.

Wie ist das zu machen?


①

Putzen Sie Ihre Zähne gründlich mit einer Zahnbürste vor dem Gebrauch. Danach trocknen Sie Ihre Zähne.



②

Öffnen Sie die Batterieabdeckung des Geräts, entfernen Sie die Plastiksicherung und legen Sie dann die Batterie wieder ein.



③

Setzen Sie das Mundstück auf das Gerät.



④

Tragen Sie 1/4 des Gels auf die oberen und unteren abgerundeten Seiten des Mundstücks auf, so dass das Gel die Vorderseite Ihrer Zähne bedeckt.



⑤

Legen Sie das Mundstück zwischen Ihre Zähne ein und schalten Sie das Gerät ein.




⑥

Die LED-Leuchte schaltet sich nach dem 10-Minuten-Zyklus automatisch aus.



⑦

Trennen Sie das Mundstück vom LED-Gerät und waschen Sie es gründlich.



⑧

Lächeln!



Tipps für verbesserte Ergebnisse



Um bestmögliche Ergebnisse zu erhalten, wird empfohlen, das Gel täglich anzuwenden.



Schränken Sie den Konsum von dunklen Getränken wie Tee, Rotwein oder Kaffee ein.



Die Zähne leicht zusammenbeißen und auf das Mundstück während des Zahnweißens leicht andrücken.

Wirkstoffe



Granatapfel



Kamille



Natriumperborat und Hydroxylapatit

Zahnbleichgel

Produktformulierung: Sorbitol, Wasser, Propylenglykol, Glycerin, Kaliumnitrat, PEG-8, Phthalimidoperoxycapronsäure, Hydroxyapatit, Cellulosegummi, Hydroxyethylcellulose, Xanthiangummi, Menthol, Natriumsaccharin, Methylparaben, Chamomilla-Recutita-Extrakt, Aloe-Barbadensis-Blattsaft, Natriumbikarbonat, Punica-Granatum-Samenextrakt, Propylparaben.

WARNUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt wurde nicht für die Verwendung von Kindern oder Minderjährigen unter 12 Jahren entwickelt und wird nicht empfohlen. Alle Toothy-Produkte sind nicht geeignet, eine regelmäßige Zahnpflege zu ersetzen. In folgenden Fällen sollen Sie Ihren Zahnarzt konsultieren: wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, wenn Sie schwanger sind, wenn Sie unter schweren Zahnproblemen leiden oder wenn Sie sich Ihre Mundhöhle operieren lassen haben. Schlucken Sie das Gel nicht. Vermeiden Sie den Kontakt des Gels mit Ihren Augen. Falls dies dennoch geschehen sollte, müssen die Augen mit klarem Wasser gründlich ausgespült werden. Empfindliche Haut kann bei Kontakt vorübergehend gereizt werden. Das Gel bleicht Zahnkronen, Füllungen und Zahnersatz nicht aus.

Mode d'emploi



Ouvrez le couvercle de l'appareil à LED et retirez le verrou en plastique.




Fixez l'embout buccale à l'appareil LED.



Tournez le capuchon de gel avant l'application.



Appliquez ¼ de gel sur le dessus de l'embout buccale selon la ligne marquée.



Appliquez ¼ de gel sous l'embout buccale selon la ligne marquée.



Laissez blanchir pendant 10 minutes. Rincez et répétez le lendemain.

Utilisez tous les jours pendant 6 jours consécutifs. Chaque gel contient une quantité pour 2 jours. Pour des résultats à long terme, répétez le traitement de 6 jours toutes les deux semaines.

Comment faire?

①

Avant utilisation, brossez-vous soigneusement les dents avec une brosse, puis séchez-vous les dents.



②

Ouvrez le couvercle des piles sur l'appareil, retirez le verrou en plastique, puis remettez les piles.



③

Placez l'embout buccal sur l'appareil.



④

Appliquez ¼ de gel en haut et en bas du moule à dents afin que le gel recouvre le devant de vos dents.



⑤

Insérez l'embout buccale entre vos dents et allumez l'appareil.




⑥

La lumière LED s'éteint automatiquement après un cycle de dix minutes.



⑦

Retirez l'embout buccale de la lampe de poche et lavez-le soigneusement.



⑧

Sourire





Conseils pour de meilleurs résultats

Pour de meilleurs résultats, une utilisation quotidienne est recommandée.

Limitez les boissons sombres telles que le thé, le vin rouge ou le café.

Pendant le blanchiment, continuez à mordre et appliquez une légère pression sur le moule.

SUBSTANCES ACTIVES



Gel de blanchiment des dents

INGRÉDIENTS: Sorbitol, Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Potassium Nitrate, PEG-8, Phthalimidoperoxycaproic Acid, Hydroxyapatite, Cellulose Gum, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Menthol, Sodium Saccharin, Methylparaben, Chamomilla Recutita Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Bicarbonate, Punica Granatum Seed Extract, Propylparaben.

AVERTISSEMENT: Tenir hors de portée des enfants. Le produit n'est pas développé et recommandé pour une utilisation par des enfants et des personnes de moins de 12 ans. Tous les produits Toothy® ne sont pas destinés à remplacer les soins dentaires de routine. Consultez votre dentiste si vous avez moins de 18 ans, si vous êtes enceinte, si vous avez de graves problèmes dentaires ou si vous subissez une chirurgie buccale après l'opération. Ne pas avaler le gel. Éviter le contact visuel. En cas de contact, rincer abondamment les yeux à l'eau claire. Le contact avec la peau sensible peut provoquer une irritation temporaire. Le gel ne blanchira pas les couronnes, les obturations ou les prothèses.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА



Отворете капачката на LED уреда и отстранете пластмасовия предпазител.




Прикрепете шината към LED уреда.



Завъртете капачката на гела, преди да го нанесете.



Нанесете 1/4 от гела върху горната част на шината по означената линия.



Нанесете 1/4 от гела от долната страна на шината по означената линия.



Оставете да избелва 10 минути. Изплакнете и повторете на следващия ден.

Използвайте ежедневно, 6 последователни дни. Всеки гел съдържа количество за 2 дни. Повтаряйте 6-дневното лечение на всеки 2 седмици за дълготрайни резултати.

Как се прави?

1

Преди употреба измийте зъбите си добре, след което ги подсушете



2

Отворете капачката на батерията на уреда, отстранете пластмасовия предпазител и след това върнете батерията




3

Прикрепете шината към уреда



4

Нанесете 1/4 от гела върху горната и долната заоблени страни на шината, така че гелът да покрие предната част на зъбите Ви



5

Поставете шината между зъбите си и включете уреда




6

LED лампата се изключва сама след десетминутен цикъл



7

Извадете шината от LED уреда и грижливо я измийте




8

Усмивка



Съвети за по-добри резултати



За най-добри резултати се препоръчва ежедневна употреба.



Ограничете консумацията на тъмни напитки, като чай, червено вино или кафе.



По време на избелване захапете и стискайте шината леко.

АКТИВНИ СЪСТАВКИ



Нар



Лайка



Алое Вера



Натриев перборат и хидроксиапатит

Гел за избелване на зъби

Състав: Сорбитол, аква, пропиленов гликол, глицерин, калиев нитрат, PEG-8, фталимидопероксиапронова киселина, хидроксиапатит, целулозна гума, хидроксиетилцелулоза, гума ксантан, ментол, натриев захарин, метилпарабен, екстракт от лайка, сок от листа на алое барбаденсис, натриев бикарбонат, екстракт от семена на плодове на нар, пропилпарабен

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Този продукт не е разработен и не се препоръчва за употреба от деца или лица под 12-годишна възраст. Всички продукти на марката Toothy® не са предназначени да заместят рутинната стоматологична грижа. Консултирайте се с Вашия стоматолог за употребата на продукта, ако сте на възраст под 18 години, бременна жена, имате сериозни проблеми със зъбите или сте след операция, свързана с устната кухина. Не поглъщайте гела. Предотвратете контакт с очите. Ако все пак се стигне до контакт, изплакнете очите добре с чиста вода. Контактът с чувствителна кожа може да предизвика временно дразнене. Гелът не избелва коронки, пломби или протези.