

FOREO



BEAR™ mini

SMART MICROCURRENT
FACIAL TONING



ÚPLNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



ZAČÍNÁME

Gratulujeme vám, že jste udělali první krok k objevování chytřejší péče o pleť a pořídili si BEAR™ mini. Než začnete využívat všech výhod sofistikované technologie péče o pleť v pohodlí domova, věnujte prosím několik okamžiků pečlivému přečtení pokynů v tomto návodu.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE a používejte toto zařízení pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.

URČENÉ POUŽITÍ: BEAR™ mini je určen ke stimulaci obličeje a krku a je určen k volně prodejnému kosmetickému použití.

⚠ UPOZORNĚNÍ: ŽÁDNÉ ÚPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEJSOU POVOLENY.

BEAR™ mini PŘEHLED

Seznamte se s BEAR™ mini - chytrým mikroproudovým tonizačním přístrojem na obličej, který kombinuje přesný mikroproud a pulzace T-Sonic™, abyste získali pevnější pleť a mladistvý vzhled během několika minut!

BEAR™ mini můžete používat jako součást každodenní ranní nebo večerní péče o pleť. Vyberte si z řady fitness cvičení pro obličej s průvodcem v aplikaci, která využívají 3 nastavitelné intenzity mikroproudu, aby dodala pleti energii a pomohla zmírnit viditelné známky stárnutí. Během cvičení s mikroproudem jemné pulzace T-Sonic™ masírují obličej, zvyšují zářivost pleti a zlepšují vstřebávání séra SERUM SERUM před cvičením a vašich oblíbených produktů péče o pleť po něm.

Díky unikátnímu integrovanému systému BEAR™ mini Anti-Shock System™, který pomocí ultrachytrých senzorů snímá a měří odpor vaší pokožky vůči elektřině rychlostí 100x za sekundu, se intenzita mikroproudu automaticky upraví během pouhých 0,002 sekundy (rychleji, než stačíte zamrkat!) tak, aby co nejlépe vyhovovala vaší pleti. Systém Anti-Shock System™ eliminuje možnost, že by mikroproud způsobil vaší pokožce šok, což vede k maximální bezpečnosti a účinnosti pro neochvějnou kvalitu ošetření při každém ošetření.

SEZNAMTE SE S BEAR™ mini

MIKROPROUDOVÉ SFÉRY

Přesný mikroproud přímo do pokožky pro vypnutější a tonizovanější pleť.

NABÍJECÍ PORT

Až 90 použití na jedno nabití*.

ANTI-SHOCK SYSTEM™

Snímá odpor pokožky a upravuje intenzitu mikroproudu pro maximální bezpečnost a pohodlí.

T-SONIC™ PULZACE

Posiluje vstřebávání pečujících

produktů a jemně masíruje pleť pro rozjasnění.

UNIVERZÁLNÍ TLAČÍTKO

Zapnutí a vypnutí zařízení a přepnutí zařízení do režimu párování Bluetooth.

CHYTRÝ ŠVÉDSKÝ DESIGN

Jemně zakřivený, aby se přizpůsobil konturám obličeje, a lehký pro péči o pleť na cestách

INDIKÁTOR BLUETOOTH

Blikáním signalizuje, že je zařízení v režimu párování Bluetooth.

3 KONTROLKY INTENZITY

Svítilny pro indikaci nastavení intenzity mikroproudu vašeho zařízení.



PŘEDNÍ STRANA

ZADNÍ STRANA



2ML VZOREK SÉRA

Použijte pro optimální vodivost a lepší výsledky.



USB NABÍJECÍ KABEL

Nabíjejte kdykoli a kdekoli pomocí kabelu USB.



INTERAKTIVNÍ APLIKACE

Přístup k tréninkům obličeje a širší škále intenzit.

STOJÁNEK

Chrání a zobrazuje zařízení BEAR™.



*Vychází z doby ošetření 1 minuta na jedno použití.

UPOZORNĚNÍ PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST

- Tonizace pomocí BEAR™ mini by měla být příjemná - pokud pocítíte jakékoli nepohodlí nebo podráždění, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- BEAR™ mini musí být vždy používán s vodivým sérem, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem. Doporučujeme používat SERUM SERUM SERUM, protože vytváří vodivou bariéru a účinně a bezpečně přenáší mikroproud ze zařízení na vaši pokožku. Ujistěte se, že sérum pokrývá oblast pokožky, kterou chcete ošetřit.
- Nepoužívejte na oblast hrudníku / prsou, oblast očí (kruhový sval v oblasti očnice), střední linii (kost) krku nebo genitálie / oblast třísel.
- Nepoužívejte na zarudlou kůži, vystouplá mateřská znaménka, hlavní tepny (např. krkavice), rozšířené kapiláry, kovové implantáty, infikované oblasti nebo oblasti, kde není nemáte cit.
- Přístroj nepoužívejte k ošetření růžovky, mateřských znamének, bradavic, otevřených vředů, rakovinných lézí nebo jakýchkoli kožních onemocnění.
- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte jakýmkoli stávajícím zdravotním stavem, například epilepsií, krvácivým onemocněním, rakovinou, nádory nebo poruchami vnímání.
- Nepoužívejte, pokud jste podstoupili laserové ošetření, chemický peeling nebo máte jinak poraněnou či poškozenou pokožku.
- Nepoužívejte, pokud jste podstoupili kosmetický zákrok na obličeji.
- Nepoužívejte, pokud máte implantovaný lékařský přístroj nebo jakýkoli jiný elektronický přístroj či tělesnou pomůcku.
- Elektronická monitorovací zařízení, jako jsou EKG monitory a EKG alarmy, nemusí při používání přístroje správně fungovat.
- Přístroj BEAR™ mini by neměly používat děti, osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi ani osoby v jejich blízkosti. Při používání, čištění nebo skladování tohoto přístroje v blízkosti dětí nebo osob se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi je nutný přísný dohled.
- Dlouhodobé účinky mikroproudu nejsou známy.
- Bezpečnost přístroje pro použití během těhotenství nebyla stanovena. Pokud jste těhotná, poraďte se před použitím tohoto přístroje se svým lékařem.
- Pokud máte kožní onemocnění nebo jakékoli zdravotní problémy, poraďte se před použitím s lékařem.
- Pokud máte podezření na srdeční onemocnění nebo je u vás diagnostikováno, dodržujte opatření doporučená lékařem.
- Při tonizaci v oblasti pod očima dbejte zvýšené opatrnosti a nepřivádějte přístroj do kontaktu s očními víčky nebo samotnými očima.
- Během používání přístroje může docházet k vnímání blikajících světel, což je důsledek stimulace zrakového nervu. Pokud tento stav pozorujete neustále i bez použití přístroje, poraďte se se svým lékařem.
- Při používání zařízení se může objevit mírný pocit brnění, což je normální a není důvodem k obavám. Snížení intenzity může tento pocit snížit nebo odstranit.
- Vzhledem k účinnosti tonizačních postupů FOREO doporučujeme, abyste přístroj BEAR™ mini nepoužívali déle než 3 minuty v kuse.
- Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet přístroj BEAR™ mini s nikým dalším.
- Nepoužívejte jej při řízení nebo obsluze těžkých strojů.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je zapojeno do sítě.
- Do žádného otvoru zařízení nevkládejte žádné předměty.
- Zařízení nepoužívejte, pokud se přehřívá nebo máte podezření na jeho špatnou funkci.
- Nenechávejte zařízení BEAR™ mini na přímém slunečním světle a nikdy jej nevystavujte extrémnímu teplu nebo vroucí vodě.
- Před aktivací funkce mikroproudu by měl být přístroj BEAR™ mini zcela suchý. Zařízení nepoužívejte, pokud bylo ponořeno do vody, a nepoužívejte jej s mokřými rukama.
- Toto zařízení by mělo být používáno pouze s napájecím adaptérem SELV.
- K nabíjení zařízení se doporučuje používat dodavatele napájení podle normy IEC60950.
- Před nabíjením se ujistěte, že jsou zástrčka a zásuvka zcela suché. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.
- Během nabíjení zařízení nepoužívejte. Pokud toto zařízení nebo nabíječka nefungují správně nebo se zdají být jakkoli poškozené, přestaňte je používat. Používejte pouze napájecí kabel dodaný se zařízením.
- Před likvidací přístroje je nutné z něj vyjmout baterii. Při vyjmutí baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě a baterie musí být bezpečně zlikvidována.
- Tento výrobek neobsahuje žádné opravitelné části.
- Přístroj je určen ke kosmetickému použití na obličej a krk. Za případné škodlivé následky způsobené nesprávným použitím, aplikací na jiné části těla, připojením k nevhodným zdrojům napětí, znečištěným vodivým roztokem nebo koulemi nebo jakoukoli jinou nevhodnou aplikací nenese společnost FOREO odpovědnost.
- Tento přístroj používejte pouze k určenému použití, jak je popsáno v tomto návodu. Pokud nenaleznete odpověď na svou konkrétní otázku nebo pokud máte jiné otázky týkající se provozu zařízení, navštivte web foreo.com/support.

ODEMKNĚTE SVÉ ZAŘÍZENÍ

Před prvním použitím si stáhněte mobilní aplikaci FOREO For You a odemkněte a zaregistrujte své zařízení podle následujících jednoduchých kroků;

1. Stáhněte si aplikaci FOREO For You do svého telefonu
2. Přihlašte se do svého účtu, nebo si ho vytvořte
3. Přidejte zařízení (v horní části obrazovky)
4. Vyberte sérii zařízení
5. Stiskněte a podržte univerzální tlačítko, aby se přístroj propojil s aplikací
6. Vyplňte informace o nákupu

A Vaše zařízení je připraveno k použití!

www.foreo.com/app



MOBILNÍ APLIKACE FOREO FOR YOU



Mobilní aplikace FOREO For You nabízí pokyny k používání a péči o zařízení BEAR™ mini, ovládání nastavení, přístup k videonávodům a vyhledání zařízení v případě, že jste ho ztratili.



V nastaveních si můžete vybrat mezi 2 režimy mikroproudu - BASIC a PRO a až 5 intenzitami T-Sonic™. Zařízení si zapamatuje vaše nastavení pro ruční použití.

Základní režim nabízí nižší intenzitu mikroproudu, zatímco mikroproud v režimu Pro je silnější a vhodnější pro pokročilé uživatele.

Doporučujeme začít s režimem Basic bez ohledu na to, zda jste v minulosti používali jiné přístroje s mikroproudem.



V sekci OŠETŘENÍ si můžete vybrat ze 3 předprogramovaných procedur s mikroproudem a jednoduše se řídit pokyny ve videu.

- **Total Facial Knockout:** pozvedne a zpevní celý obličej (2.5 min)
- **Gentle V-Shape Yoga:** zaměřuje se na krk a linii čelisti (2.5 min)
- **Contour Cardio:** modeluje ústa a tváře (2.1 min)

JAK POUŽÍVAT BEAR™ mini

UPOZORNĚNÍ: BEAR™ mini MUSÍ BÝT ÚPLNĚ SUCHÝ PŘED ZAHÁJENÍM MIKROPROUDOVÉHO OŠETŘENÍ.

1. Pečlivě očistěte a osušte obličej a krk, aby na nich nezůstaly žádné zbytky.
2. Naneste tenkou vrstvu séra na pokožku a rovnoměrně ji rozetřete na všechna místa, která chcete ošetřit.
3. Stisknutím univerzálního tlačítka aktivujte mikroproud. Kontrolky pod univerzálním tlačítkem indikují nastavení intenzity mikroproudu. Intenzitu mikroproudu můžete měnit rychlým stisknutím univerzálního tlačítka jednou pro každou úroveň.
4. Lehce přitiskněte obě kovové kuličky na obličej a jemně přejíždějte přístrojem po lících kostech a čele, kolem rtů a podle potřeby po linii čelistí a krku.
5. Ujistěte se, že se obě mikroproudové koule neustále dotýkají vaší pokožky. Pro dosažení lepších výsledků klouzejte přístrojem vždy pomalu, pohybem směrem nahoru a lehkým tlakem. V případě potřeby znovu naneste sérum.
6. Po dokončení ošetření stiskněte a podržte univerzální tlačítko po dobu 3 sekund, čímž přístroj vypnete. V případě potřeby aplikujte další produkty péče o pleť dle vlastního výběru.



ČIŠTĚNÍ BEAR™ mini

Po použití vždy důkladně vyčistěte přístroj BEAR™ mini. Kovové kuličky a silikonový povrch omyjte vodou a mýdlem a poté opláchněte teplou vodou. Osušte neabrazivním hadříkem nebo utěrkou, která nepouští vlákna. Po použití doporučujeme pro dosažení optimálních výsledků nastříkat zařízení silikonovým čisticím sprejem FOREO a opláchnout teplou vodou.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou podráždit pokožku a poškodit silikon.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Opatření, která je třeba přijmout v případě změn ve výkonu zařízení BEAR™ mini:

Pokud se zařízení BEAR™ mini neaktivuje při stisknutí univerzálního tlačítka:

- Baterie je vybitá. Nabíjejte pomocí nabíjecího kabelu USB až 1,5 hodiny do úplného nabití a poté restartujte zařízení podržením univerzálního tlačítka.

Pokud nelze zařízení BEAR™ mini vypnout a/nebo univerzální tlačítko nereaguje:

- Mikroprocesor je dočasně nefunkční. Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka přístroj restartujete.

Pokud se zařízení BEAR™ mini nesynchronizuje s aplikací FOREO For You:

- Vypněte a znovu zapněte Bluetooth a zkuste se znovu připojit.
- Zavřete aplikaci FOREO For You a znovu ji otevřete, abyste proces zahájili znovu.
- Zkontrolujte, zda není třeba aplikaci aktualizovat v obchodě s aplikacemi vašeho mobilního zařízení.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

REGISTRACE ZÁRUKY

Chcete-li aktivovat dvouletou omezenou záruku, zaregistrujte se prostřednictvím aplikace FOREO For You nebo navštivte web foreo.com/product-registration, kde získáte další informace.

2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost FOREO poskytuje na toto zařízení záruku po dobu DVOU (2) LET od původního data zakoupení na vady způsobené vadným zpracováním nebo materiály, které vznikly při běžném používání zařízení. Záruka se vztahuje na pracovní části, které ovlivňují funkci zařízení. NEpokrývá kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené nehodou, nesprávným používáním nebo zanedbáním. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení (nebo jeho příslušenství) vede ke ztrátě záruky.

Pokud zjistíte závadu a oznámíte ji společnosti FOREO během záruční doby, společnost FOREO vám zařízení podle svého uvážení bezplatně vymění. Záruční reklamace musí být doloženy přiměřenými důkazy, že datum reklamace spadá do záruční doby. Pro potvrzení platnosti záruky si prosím uschovejte originál dokladu o koupi spolu s těmito záručními podmínkami po dobu trvání záruční doby.

Chcete-li uplatnit záruční nárok, musíte se přihlásit ke svému účtu na adrese www.foreo.com a poté vybrat možnost uplatnit záruční nárok. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek doplňuje vaše zákonná práva spotřebitele a nijak tato práva neovlivňuje.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu).



EUROPEAN
CONFORMITY



PACKAGING IS MADE
OF RECYCLABLE
MATERIAL



GARBAGE WASTE
ELECTRICAL & ELECTRONIC
EQUIPMENT DIRECTIVE


S tímto zařízením by se nemělo nakládat jako s domovním odpadem, ale mělo by se odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto zařízení, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo způsobit nevhodné nakládání s tímto zařízením. Recyklace materiálů také pomůže šetřit přírodní zdroje.

Další informace o recyklaci vašeho zařízení získáte u místní služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v místě nákupu.

ODSTRANĚNÍ BATERIE

POZNÁMKA: Tento proces není vratný. Otevřením zařízení zaniká jeho záruka. Tento úkon je nutné provést pouze v případě, že je zařízení připraveno k likvidaci.

Protože toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, je nutné ji před likvidací vyjmout a nevyhazovat ji do domovního odpadu. Chcete-li baterii vyjmout, otevřete po odstranění vnější silikonové vrstvy vnitřní plastový obal a vyjměte baterii, která bude zlikvidována v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí. Během tohoto procesu použijte v zájmu své bezpečnosti rukavice. Podrobné vizuální pokyny jsou uvedeny níže:



SPECIFIKACE

MATERIÁLY: Silikon bezpečný pro tělo, ABS, PC, chromovaná zinková slitina

BARVA: Pink / Lavender

ROZMĚR: 57x56x32mm

VÁHA: 52g

BATERIE: Li-ion 520mAh 3.7V

POUŽITÍ: Až 90 použití na 1 nabití*

POHOTOVOSTNÍ REŽIM: 90 dní

FREKVENCE: 185 Hz

MAX ÚROVEŇ HLUKU: <50dB

ROZHRANÍ: 1 tlačítko

*Vychází z doby ošetření 1 minuta na jedno použití.

Odmítnutí odpovědnosti: Uživatelé tohoto zařízení jej používají na vlastní nebezpečí. Společnost FOREO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakékoli fyzické či jiné úrazy nebo škody, které přímo či nepřímo vzniknou v důsledku používání tohoto zařízení. Společnost FOREO si dále vyhrazuje právo revidovat tuto publikaci a čas od času provádět změny v jejím obsahu, aniž by byla povinna o takové revizi nebo změnách kohokoli informovat.

UPOZORNĚNÍ: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

UPOZORNĚNÍ:

1) Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

2) Toto zařízení splňuje požadavky normy CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Toto zařízení je v souladu s kanadskou normou (normami) RSS, která je osvobozena od licence. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- Toto zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Podle předpisů Industry Canada smí tento rádiový vysílač pracovat pouze s anténou typu a s maximálním (nebo menším) ziskem schváleným pro vysílač organizací Industry Canada. Aby se snížilo potenciální rádiové rušení ostatních uživatelů, měl by být typ antény a její zisk zvolen tak, aby ekvivalentní izotropně vyzářený výkon (e.i.r.p.) nebyl větší, než je nutné pro úspěšnou komunikaci.

Model může být změněn za účelem vylepšení bez předchozího upozornění.

FAQ

ZÁKLADY O BEAR™ mini

CO BYCH MĚL DĚLAT, KDYŽ OBDRŽÍM PŘÍSTROJ BEAR™ mini?

Gratulujeme k objevení chytřejší péče o pleť! Nejdříve si zdarma stáhněte aplikaci FOREO For You a odemkněte a zaregistrujte své zařízení. (Další informace naleznete v části níže nazvané "APLIKACE").

JAK ZAČNU OŠETŘENÍ?

Nejprve si pečlivě očistěte a osušte obličej a krk. Poté na pleť naneste sérum FOREO SERUM a rovnoměrně jej rozetřete po všech oblastech, které chcete ošetřit. Nakonec si v aplikaci vyberte preferovanou proceduru péče o obličej nebo postupujte krok za krokem podle návodu pro manuální režim, který najdete výše nebo v uživatelské příručce dodané se zařízením BEAR™ mini.

JAK BEAR™ mini ZAPNU?

Stisknutím univerzálního tlačítka na zařízení BEAR™ mini jej zapnete. Kontrolka bude blikat, abyste věděli, že je zařízení v režimu párování Bluetooth.

JAK BEAR™ mini VYPNU?

Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka po dobu 3 sekund zařízení vypnete. Po dokončení přednastavené rutiny se zařízení automaticky vypne.

CO DOSTANU SPOLU S PŘÍSTROJEM BEAR™ mini?

1 BEAR™ mini, 1 2ml vzorek SERUM, 1 USB nabíjecí kabel, 1 uživatelská příručka, 1 manuál a 1 stojánek.

ZAŘÍZENÍ BEAR™ mini

JAK ČASTO MŮŽU BEAR™ mini POUŽÍVAT?

BEAR™ mini je dostatečně bezpečný a šetrný, abyste jej mohli používat každý den, ráno nebo večer. Doporučujeme používat přístroj BEAR™ mini jednou za 24 hodin po dobu 2 minut na jedno ošetření.

JE MIKROPROUD BEZPEČNÝ?

Funkce mikroproudu BEAR™ mini je bezpečná a bezbolestná tonizační technologie, která se používá výhradně s ochranným sérem potřebným pro optimální vodivost. Přístroj BEAR™ mini se NIKDY nesmí aktivovat v blízkosti vody nebo jakýchkoli mokrých povrchů.

JE POUŽÍVÁNÍ VYŠŠÍ INTENZITY MIKROPROUDU EFEKTIVNĚJŠÍ?

Ano. Vyšší intenzita mikroproudu znamená vyšší výkon, což vede k hlubšímu proniknutí a většímu množství energie do pokožky, takže je účinnější. Každý člověk má však jinou pleť - proto doporučujeme přístroj nejprve vyzkoušet (pomocí SERUM SERUM SERUM), abyste zjistili, jaká intenzita mikroproudu je pro vás nejlepší.

MOHU UPRAVIT INTENZITU MIKROPROUDU?

Ano, intenzitu mikroproudu můžete nastavit ručně rychlým stisknutím univerzálního tlačítka jednou pro každou úroveň nebo výběrem preferované intenzity prostřednictvím aplikace.

MOHU UPRAVIT INTENZITU T-SONIC™ PULZACÍ?

Ano, prostřednictvím aplikace můžete nastavit intenzitu pulzací T-Sonic™. Pokud dáváte přednost ošetření bez pulzací T-Sonic™, můžete pulzace T-Sonic™ vypnout dvojitým stisknutím univerzálního tlačítka na zařízení.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI BEAR™ & BEAR™ mini?

Přístroje BEAR™ a BEAR™ mini poskytují mikroprúd, který stimuluje obličej a krk, vypíná a tonizuje pleť a zlepšuje její vzhled. Přístroj BEAR™ mini byl však navržen s ohledem na cílenější procvičování obličeje, a proto má menší kuličky, aby se dostal do malých záhybů vašeho obličeje, a také nižší rozsah 3 intenzit mikroproudu. Naproti tomu BEAR™ má středně velké kuličky, které pokrývají větší plochu a zároveň se zaměřují na každou linii s precizní péčí. BEAR™ také nabízí větší rozsah 5 intenzit mikroproudu, které jsou silnější než ty, které nabízí BEAR™ mini.

JAK SE PŘÍSTROJE BEAR™ ODLIŠUJÍ OD JINÝCH DOMÁCÍCH MIKROPROUDOVÝCH PŘÍSTROJŮ?

Přístroje BEAR™ se od ostatních domácích mikroprúdových přístrojů liší dvěma velmi významnými způsoby. Za prvé, přístroje BEAR™ jsou jediné domácí přístroje, které jsou vybaveny systémem Anti-Shock System™, který eliminuje možnost, že by mikroprúd zasáhl vaši pokožku, což z nich činí nejbezpečnější mikroprúdové přístroje na světě. Za druhé, přístroje BEAR™ nabízejí širší škálu intenzit mikroproudu než jakékoli jiné domácí přístroje, což vám umožní individuálnější a účinnější ošetření.

JAK DLOUHO PŘEDNASTAVENÉ OŠETŘENÍ MIKROPROUDEM TRVÁ?

Délka procedury se pohybuje od 1 do 3 minut v závislosti na tom, na které oblasti se zaměřuje.

APLIKACE

PROČ SI MUSÍM PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ BEAR™ mini STÁHNOUT APLIKACI FOREO?

Všechny produkty FOREO s aplikací je třeba při prvním zapnutí aktivovat a odemknout prostřednictvím aplikace FOREO For You. To pomáhá chránit před falešnými/kopírovanými výrobky FOREO a usnadňuje registraci záruky a ochranu vaší investice.

JAK SPÁRUJI BEAR™ mini S FOREO APLIKACÍ?

Stáhněte si aplikaci FOREO For You do chytrého telefonu nebo tabletu a zapněte Bluetooth. Jednou stiskněte univerzální tlačítko na zařízení a zapněte jej. Blikající bílé světlo signalizuje, že je zařízení v režimu párování. Podle pokynů v aplikaci zaregistrujte a spárujte zařízení BEAR™ mini.

FUNGUJE ZAŘÍZENÍ BEAR™ mini I BEZ APLIKACE?

Ano, zařízení můžete používat ručně a nevyžaduje použití aplikace FOREO For You. Chcete-li však zařízení odemknout pro první použití, musíte jej zaregistrovat prostřednictvím aplikace FOREO For You a vybrat své preference. Chcete-li aktivovat přednastavený obličejový fitness trénink, musíte přejít přímo přes aplikaci. Vaše cvičení se pak automaticky synchronizuje se zařízením.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ÚDRŽBA

JAK VÍM, ZDA POUŽÍVÁM ZAŘÍZENÍ BEAR™ mini SPRÁVNĚ?

Při používání přístroje BEAR™ mini dbejte na to, aby se obě kuličky mikroproudu vždy dotýkaly vaší pokožky. Pokud se obě koule nedotýkají vaší pokožky, univerzální tlačítko napájení zůstane rozsvícené. Když tato kontrolka zhasne, znamená to, že zařízení používáte správně.

CO ZNAMENÁ, KDYŽ ZAŘÍZENÍ NEPŘETŘŽITĚ BLIKÁ?

Blikající kontrolka kolem univerzálního tlačítka signalizuje, že je zařízení v režimu párování Bluetooth nebo že je třeba zařízení nabít. Při synchronizaci zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci.

JAK NABÍJET BEAR™ mini?

BEAR™ mini se nabíjí přes USB, 1,5 hodiny nabíjení umožňuje až 90 použití (při 1 minutě ošetření na jedno použití). Během nabíjení přístroje blikají kontrolky intenzity pod univerzálním tlačítkem napájení, které ukazují, kolik baterie má přístroj k dispozici. Když svítí všechny kontrolky, znamená to, že je zařízení plně nabitě.

JAK ČISTIT BEAR™ mini?

Ujistěte se, že je zařízení vypnuté, poté jej umyjte vodou a mýdlem, opláchněte teplou vodou a osušte neabrazivním hadříkem nebo utěrkou, které nepouštějí vlákna. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme zařízení postříkat silikonovým čisticím sprejem FOREO a poté opláchnout teplou vodou.

SERUM SERUM SERUM

MUSÍM POUŽÍVAT SERUM SERUM SERUM OD FOREO S PŘÍSTROJEM BEAR™ mini?

Ano, s přístrojem je nutné používat SERUM SERUM SERUM, protože sérum vytváří vodivou bariéru, která účinně a bezpečně přenáší mikroproud z přístroje do vaší pokožky.

DÍKY ČEMU JE SERUM SERUM SERUM KOMPATIBILNÍ S MIKROPROUDOVÝMI ZAŘÍZENÍMI?

SERUM SERUM SERUM je speciálně vyvinuto s vodivými složkami, jako je glycerin, které umožňují bezproblémovou práci mikroproudového zařízení, jako je BEAR™ mini, bez jakéhokoli pocitu na pokožce.

JE SERUM SERUM SERUM CRUELTY FREE?

Ano, SERUM SERUM SERUM je cruelty free, což znamená, že nebylo testováno na zvířatech.

OBSAHUJE SERUM SERUM SERUM NĚJAKÉ HORMONÁLNÍ DISRUPTORY?

Ne, naše čisté složení bylo vyvinuto bez hormonálních disruptorů.

JE MOŽNÉ OBAL SERUM SERUM SERUM RECYKLOVAT PO SPOTŘEBOVÁNÍ?

Ano, lahvička je recyklovatelná.

©2022 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

IMPORTER AND DISTRIBUTOR IN EU: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

IMPORTER AND DISTRIBUTOR IN US: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

IMPORTER AND DISTRIBUTOR IN AUS.: SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 3109, AUSTRALIA.

IMPORTER AND DISTRIBUTOR IN UK.: FOREO LTD., LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE, N3 1QA LONDON.

MANUFACTURED FOR: FOREO AB. DESIGNED AND DEVELOPED BY: FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED BY: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN,

JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

WWW.FOREO.COM