

FOREO
SWEDEN



iss^oa™ 3

ULTRAHYGIENICKÁ SONICKÁ ZUBNÁ KEFKA

Online Manuál

MANUÁL

ZAČÍNAME

Gratulujeme k prvému kroku k lepším čistiacim návykom a belšiemu a jasnejšiemu úsmevu so zubnou kefkou ISSA™ 3. Skôr ako začnete využívať všetky výhody sofistikovanej a štýlovej stomatologickej starostlivosti v pohodlí vášho domova, nájdite si chvíľu na preštudovanie tejto príručky.

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE: Na domáce použitie, na podporu celkovej ústnej hygieny čistením zubov a ďasien.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY a používajte tento produkt iba na určený účel, ako je popísané v tejto príručke.

⚠ VÝSTRAHA: NA TOMTO ZARIADENÍ NIE SÚ POVOLENÉ ŽIADNE ÚPRAVY.



PREHĽAD ISSA™ 3

ISSA™ 3 je vybavený revolučnou patentovanou technológiou, vďaka ktorej vydrží až jeden rok na jedno nabitie USB, a kombinuje zvukový impulz s inovatívnou silikónovou hybridnou hlavou odolnou voči baktériám - takže môžete používať prirodzené manuálne gestá a zároveň si užívať výsledky elektrickej zubnej kefky. Čistenie zubov ešte nikdy nebolo také jednoduché...

ZOZNÁMTE SA S ISSA™ 3


POZNÁMKA : ISSA™ 3 môže byť vymknutá z krabice. Odomknite ho súčasným podržaním tlačidiel + a - . Potom začne kontrolka blikať, čo indikuje, že zariadenie je odomknuté.



MIMORIADNE VŠESTRANNÝ
Môže byť použitý s akýmkoľvek zariadením ISSA™.



PAMÄŤ
Zapamätá si vaše preferencie pre ďalšie použitie.



USB NABÍJEČKA
Nabíjajte kedykoľvek a kdekoľvek pomocou nabijacieho kábla USB.



CESTOVNÉ VRECKO
Ochranné puzdro vás udrží ISSA™ 3 čistá aj na ceste.


AKO POUŽÍVAŤ ISSA™ 3

Nemeňte spôsob, akým si čistíte zuby, iba zubnú kefku!



NANESTE ZUBNÍ PASTU

Používajte bežnú zubnú pastu a zapnite ISSA™ 3.



VYČISTĚTE

Čistite si zuby rovnako ako s manuálnou zubnou kefkou. ISSA™ 3 vás vyzve na čistenie nového kvadrantu úst každých 30 sekúnd.



VYPLÁCHNĚTE

Vypláchnite si ústa a vyčistite ISSA™ 3 pod tečúcou vodou.



ČISTENIE JAZYKA A TVÁRE (voliteľné)

Ak chcete vyčistiť celú ústnu dutinu, otočte kefku a jemne vydrhnite jazyk a líca zadnou časťou hlavy kefy.

Opakujte dvakrát denne pre jasný a svieži úsmev!

UPOZORNENIE: Ak sa u vás pri používaní zubnej kefy ISSA™ 3 vyskytnú akékoľvek nepríjemné pocity, okamžite ju prestaňte používať a poraďte sa s lekárom. Ak nájdete krv na povrchu kefy, vyčistite zariadenie mydlom a vodou.

ČISTENIE ISSA™ 3

Po každom použití kefy očistite tak, že ju umyjete teplou vodou a zároveň prejdete prstami po štetinách. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame aplikovať silikónový čistiaci sprej FOREO na telo ISSA™ 3 a potom ho opláchnuť teplou vodou. Nechajte kefku vyschnúť na vzduchu. Neodporúčame umiestňovať ISSA™ 3 do UV sanitárneho puzdra.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo acetón. Na prístroji nepoužívajte zubnú pastu s bielidlom.

VÝMENA HLAVY ISSA™ 3

ŤAHAŤ, TLAČIŤ

Všetky kefkové hlavy ISSA sú kompatibilné s ISSA™ 3.

Ak chcete vymeniť kefkovú hlavu, uistite sa, že je ISSA™ 3 vypnutá a zdvihnite hlavu kefy rovno nahor, aby sa dala oddeliť. Štetinami náhradnej hlavy smerom dopredu zarovnajete jej stredový otvor s kovovou hmoždinkou zatlačte nadol, aby ste ju bezpečne pripevnili.

Pre maximálnu účinnosť odporúčame meniť kefkovú hlavu ISSA™ 3 každých 6 mesiacov. Každá citlivá kefková hlava a čistič jazyka vydrží až 1 rok.

Náhradné kefkové hlavy si môžete objednať na webovej stránke www.foreo.com alebo u najbližšieho autorizovaného predajcu FOREO.



DOBÍJENÍ ISSA™ 3

Ak sa zdá, že pulzačná sila klesá alebo sa indikátor rozsvieti načerveno, je čas zariadenie nabiť. Pripojte nabíjací kábel USB do ľubovoľnej zásuvky a nabíjajte až 2 hodiny. Keď svetlo prestane blikať, ISSA™ 3 je úplne nabitá.

UPOZORNENIE: Pred nabíjaním sa uistite, že na nabíjacom porte a nabíjačke nie sú žiadne zvyšky vody alebo zubnej pasty. Počas nabíjania NEPOUŽÍVAJTE ani nenabíjajte zariadenie FOREO dlhšie ako 24 hodín. Používajte iba nabíjací kábel USB dodaný spoločnosťou FOREO.

DÔLEŽITÉ

PRE OPTIMÁLNU BEZPEČNOSŤ:

- Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, pred použitím ISSA™ 3 sa poraďte so svojim lekárom.
- Ak sa liečite na akékoľvek ochorenia ústnej dutiny, pred použitím sa poraďte s odborníkom.
- Ak sa u vás pri používaní zubnej kefy ISSA™ vyskytne akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte používať zubnú kefku a poraďte sa s lekárom.
- Nenechávajte svoju kefku ISSA™ na priamom slnečnom svetle a nikdy ju nevystavujte extrémnemu teplu alebo vriacej vode.
- Táto zubná kefka nie je určená pre deti mladšie ako 5 rokov. Ak toto zariadenie používajú deti, na nich alebo v ich blízkosti, je potrebný starostlivý dohľad. Deťom a osobám so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami by sa mal poskytnúť primeraný dohľad a pokyny na bezpečné používanie.
- Deťom by sa nemalo dovoliť hrať sa so zubnou kefkou.
- Ak sa zdá, že tento výrobok je akýmkoľvek spôsobom poškodený (hlava kefy, rukoväť, nabíjačka), prestaňte ho používať.
- Tento výrobok neobsahuje žiadne opraviteľné časti.
- Aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom, musí byť toto zariadenie pripojené iba k napájaciemu systému s ochranným uzemnením.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade zmien vo výkone ISSA™ 3.

Po stlačení univerzálneho tlačidla sa ISSA™ 3 neaktivuje:

- Batéria je takmer vybitá. Nabíjajte ho pomocou nabíjacieho kábla USB až 2 hodiny, kým nie je úplne nabitý, a potom reštartujte normu ISSA™ 3 podržaním tlačidla univerzálneho napájania.
- Rozhranie je uzamknuté. Odomknite ho súčasným podržaním tlačidiel + a - .

ISSA™ 3 sa nedá vypnúť a/alebo tlačidlá rozhrania nereagujú:

- Mikroprocesor je dočasne nefunkčný. Pripojte sa k nabíjacemu káblu USB a/alebo stlačením a podržaním univerzálneho tlačidla reštartujte zariadenie.

Kontrolka ISSA™ 3 neblinká, keď je pripojený nabíjací kábel USB:

- Batéria je plne nabitá a pripravená až na 365 dní čistenia.
- Batéria je vybitá a potvrdenie nabíjacieho kábla USB bude trvať niekoľko minút.
- Nabíjací kábel USB nie je správne pripojený. Skontrolujte elektrickú zásuvku/USB zásuvku a nabíjací port.

ISSA™ 3 spadol do vody a nabíjací port je mokrý:

- Osušte ich a pokračujte v používaní. ISSA™ 3 je úplne vodotesný a nabíjací port je úplne utesnený.

Ak nenájdete odpoveď na svoju konkrétnu otázku v sekcii riešenia problémov alebo ak máte ďalšie otázky o tom, ako táto zubná kefka funguje, navštívte sekciu starostlivosti o zákazníkov na adrese www.foreo.com.

ZÁRUKA A PODMIENKY

REGISTRÁCIA ZÁRUKY

Ak si chcete aktivovať dvojiročnú obmedzenú záruku, navštívte webovú stránku foreo.com/product-registration, kde sa dozviete viac.

2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť FOREO poskytuje záruku na toto zariadenie po dobu DVOCH (2) ROKOV od dátumu zakúpenia proti chybám spôsobeným chybným spracovaním alebo materiálmi vyplývajúcimi z bežného používania zariadenia. Záruka sa vzťahuje na pracovné časti, ktoré ovplyvňujú činnosť zariadenia. Nezahŕňa kozmetické poškodenia spôsobené bežným opotrebovaním alebo poškodenie spôsobené nehodou, nesprávnym použitím alebo nedbanlivosťou. Akýkoľvek pokus o otvorenie alebo demontáž zariadenia (alebo jeho príslušenstva) ruší záruku.

Ak zistíte chybu a nahlásite ju spoločnosti FOREO počas záručnej doby, spoločnosť FOREO bezplatne vymení zariadenie podľa uváženia spoločnosti FOREO. Záručné nároky musia byť podložené primeranými dôkazmi o tom, že dátum reklamácie spadá do záručnej doby. Na potvrdenie platnosti záruky si ponechajte originál dokladu o kúpe spolu s týmito záručnými podmienkami po dobu trvania záručnej doby.

Ak chcete uplatniť nárok na záruku, musíte sa prihlásiť do svojho účtu na www.foreo.com a potom vybrať možnosť uplatnenia nároku na záruku. Náklady na dopravu sú nevratné. Tento záväzok dopĺňa vaše zákonné práva spotrebiteľa a žiadnym spôsobom tieto práva neovplyvňuje.

**Táto dvojnásobná obmedzená záruka sa nevzťahuje na náhradné kefkové hlavy.*

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCIÍ

Zneškodňovanie starých elektronických zariadení (platné v EÚ a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu odpadu).

Preškrtnutý symbol koša znamená, že s týmto zariadením by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale malo by sa vrátiť na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto zariadenia pomôžete zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom z tohto produktu. Recyklácia materiálov tiež pomôže šetriť prírodné zdroje.

Ak potrebujete ďalšie informácie o recyklácii svojho zariadenia, obráťte sa na miestnu službu likvidácie domového odpadu alebo na nákupné miesto.



ODSTRÁNENIE BATÉRIE

POZNÁMKA: Tento proces nie je reverzibilný. Otvorením zariadenia zaniká jeho záruka. Táto akcia by sa mala vykonať iba vtedy, keď je zariadenie pripravené na likvidáciu.

Pretože toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu, batéria musí byť pred zneškodnením odstránená a nemala by sa likvidovať v domovom odpade. Ak chcete vybrať batériu, vyberte kefkovú hlavu, odlepte silikónový kryt, otvorte plastové puzdro a vyberte batériu, ktorá bude zlikvidovaná v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi. Počas tohto procesu noste pre svoju bezpečnosť rukavice. Podrobné vizuálne pokyny sú uvedené nižšie:



ŠPECIFIKÁCIA

MATERIÁLY: lekársky silikón, PBT polymér, PC + ABS
BARVY: Fuschia / Perleťovo ružová / Mäta / Čierna
ROZMER: 195 × 28 × 32,4 mm
HMOTNOSŤ: 72 g
BATERIE: Li-Ion 1000 mA 3,7V
HODNOTENIE: 5 V DC, 0,6 W

DOBA POUŽÍVANIA: Až 365 dní
POHOTOVOSTNÝ REŽIM: 180 dní
FREKVENCE: 166 Hz
ROZHRANIA: 3 tlačidlá
POLOVICAPOAKS/MIN: Do 11 000

PODMIENKY PROSTREDIA PRE POUŽITIE

TEPLOTA:	5° až 40 °C
VLHKOSŤ:	40 % až 80 %
ATMOS FERIC TLAK:	800 až 1 060 hPa

PODMIENKY PROSTREDIA PRE SKLADOVANIE A PREPRAVU:

TEPLOTA:	-10° až 50 °C
VLHKOSŤ:	30 % až 80 %
ATMOS DIVOKÝ TLAK:	500 až 1 060 hPa

DEKLARÁCIA

Používatelia tohto zariadenia tak robia na vlastné riziko. Spoločnosť FOREO ani jej predajcovia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek fyzické alebo iné zranenia alebo škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania tohto zariadenia. Okrem toho si spoločnosť FOREO vyhradzuje právo revidovať túto publikáciu a z času na čas meniť jej obsah bez toho, aby bola povinná informovať kohokoľvek o takejto revízii alebo zmenách.

Model sa môže zmeniť na zlepšenie bez predchádzajúceho upozornenia.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ZA KLADY

1. ČO OBSAHUJE BALENIE ISSA™ 3?

1x ISSA™ 3 zubná kefka, 1x USB nabíjací kábel, 1x cestovné puzdro & 1x ISSA™ manuál.

2. ČO MÁM ROBIŤ, KEĎ DOSTANEM SVOJU ISSA™ 3?

Gratulujeme k tomu, že ste urobili prvý krok k lepším návykom pri čistení zubov a belšiemu a jasnejšiemu úsmevu tým, že ste si zaobstarali zubnú kefku ISSA™ 3! Začnite si čistiť zuby bez námahy odomknutím zubnej kefky, aby ste si mohli vychutnať všetky výhody sofistikovanej a štýlovej starostlivosti o zuby v pohodlí vášho domova súčasným podržaním tlačidiel + a - . Potom začne kontrolka blikať, čo indikuje, že zariadenie je odomknuté.

3. AKO ZAPNÚŤ ISSA™ 3?

Po odomknutí zubnej kefky na prvé použitie zapnite ISSA™ 3 jedným stlačením univerzálneho tlačidla napájania.

4. AKO VYPNÚŤ ISSA™ 3?

Ak chcete vypnúť ISSA™ 3, stlačte a podržte univerzálne tlačidlo na 3 sekundy.

5. MÔŽEM NASTAVIŤ RÝCHLOSŤ/INTENZITU?

Áno, môžete si vybrať zo 16 rôznych rýchlostí/intenzít a prispôbiť ich svojim preferenciám pomocou tlačidiel + a - na zubnej kefke. ISSA™ 3 si potom zapamätá vaše nastavenia pre ďalšie čistenie zubov.

ZUBNÁ KEFKA ISSA™ 3

6. AKO SI MÁM ČISTIŤ ZUBY S ISSA™ 3?

Použite odporúčané množstvo svojej obľúbenej zubnej pasty. Stlačením univerzálneho tlačidla zapnite zubnú kefku ISSA™ 3 (pomocou tlačidiel +/- upravte intenzitu na požadované nastavenie). Čistite si zuby rovnako ako pri manuálnej zubnej kefke. ISSA™ 3 vás vyzve na čistenie nového kvadrantu úst každých 30 sekúnd. Ak chcete vyčistiť celé ústa, otočte kefu a jemne vydrhnite jazyk a líca zadnou časťou hlavy. Vypnite zubnú kefku opätovným stlačením univerzálneho tlačidla (zubná kefka sa automaticky vypne po 3 minútach). Potom vypláchnite ústa a vyčistite kefu ISSA™ 3 pod tečúcou vodou.

7. AKO ČASTO SI MÁM ČISTIŤ ZUBY POMOCOU KEFKY ISSA™ 3?

Pre svieži a jasnejší úsmev odporúčame používať ISSA™ 3 dvakrát denne (každé ráno a večer).

8. AKO ČASTO BY SA MALA MENIŤ KEFKOVÁ HLAVA ISSA™ 3?

Kefkové hlavy ISSA™ sú vyrobené tak, aby vydržali až 6 mesiacov, takže sú šetrnejšie k životnému prostrediu ako iné elektrické hlavice na zubné kefky, ktoré vydržia iba 3 mesiace, kým je potrebné ich vymeniť.

9. AKO VYMENIŤ KEFOVÚ HLAVU ISSA™ 3?

Kefkovú hlavu ISSA™ 3 je možné nahradiť jednoduchým pohybom, ktorý sa posúva a tlačí. Ak chcete vymeniť kefkovú hlavu, uistite sa, že je ISSA™ 3 vypnutá a zdvihnite hlavu kefy rovno nahor, aby ste ju oddelili. Zarovnajzte stredový otvor s kovovou hmoždinkou tak, aby štetiny náhradnej hlavy smerovali dopredu, a zatlačte nadol, aby ste ju pevne zaistili.

10. PREČO SA ZUBNÁ KEFKA ISSA™ 3 POUŽÍVA ĽAHŠIE AKO INÉ SONICKÉ ZUBNÉ KEFKY?

Na rozdiel od iných elektrických zubných kefiek na trhu, ISSA™ 3 vydrží na jedno nabitie až neuveriteľných 365 dní a jej kefková hlava vydrží až 6 mesiacov, kým ju bude potrebné vymeniť. Je tiež vybavený jedinečným a inovatívnym flexibilným hybridným dizajnom kefy s polymérom PBT a lekáorskými štetinami, ktoré sú odolné voči povlaku a veľmi šetrné k ďasnám, takže sa nemusíte obávať príliš tvrdého čistenia. Okrem toho je ISSA™ 3 vybavená 16 rýchlostami/intenzitami a vstavaným čističom jazyka a tváre, ktorý poskytuje prispôsobiteľnú starostlivosť o ústnu dutinu 4 v 1 a umožňuje najrýchlejšie a najjednoduchšie kefovanie.

PROBLÉMY A SERVIS

11. ČO MÁM ROBIŤ, AK SA ISSA™ 3 PO STLAČENÍ UNIVERZÁLNEHO TLAČIDLA NEAKTIVUJE?

Batéria môže byť vybitá. Nabíjajte ho pomocou nabíjacieho kábla USB až 2 hodiny, kým nie je úplne nabitý, a potom reštartujte zubnú kefku ISSA™ 3 podržaním tlačidla univerzálneho napájania. Alternatívne to môže znamenať, že rozhranie je uzamknuté a je potrebné ho odomknúť podržaním tlačidiel + a - spolu, po ktorom bude blikať kontrolka, ktorá indikuje, že zariadenie je odomknuté.

12. ČO MÁM ROBIŤ, AK SA ISSA™ 3 NEDÁ VYPNÚŤ A/ALEBO TLAČIDLÁ ROZHRANIA NEREAGUJÚ?

To môže znamenať, že mikroprocesor dočasne nefunguje správne. Pripojte sa k nabíjaciemu káblu USB a/alebo stlačením a podržaním univerzálneho tlačidla reštartujte zariadenie.

13. ČO TO ZNAMENÁ, AK KONTROLKA ISSA™ 3 PRESTANE BLIKAŤ, KEĎ JE PRIPOJENÝ NABÍJACÍ KÁBEL USB?

To môže znamenať niekoľko vecí. Buď je batéria úplne nabitá a pripravená až na 365 dní čistenia, alebo je batéria vybitá a potvrdenie nabíjacieho kábla USB bude trvať niekoľko minút. Prípadne to môže znamenať, že nabíjací kábel USB nie je správne pripojený - skontrolujte elektrickú zásuvku / zásuvku USB a nabíjací port.

14. ČO AK ISSA™ 3 SPADOL DO VODY A NABÍJACÍ PORT JE MOKRÝ?

ISSA™ 3 je úplne vodotesný a nabíjací port je úplne utesnený. Takže ho jednoducho musíte vysušiť a pokračovať v používaní.

15. AKO ZISTÍM, KEDY NABIŤ ISSA™ 3?

Keď sa kontrolka na základni ISSA™ 3 rozsvieti načerveno, je čas kefy nabiť. Pripojte nabíjací kábel USB k akejkoľvek zásuvke a nabíjajte ho 2 hodiny. Keď svetlo prestane blikať, ISSA™ 3 je úplne nabitá.

16. AKO ČISTIŤ ISSA™ 3?

Po každom použití kefy očistite tak, že ju umyjete teplou vodou a zároveň prejdete prstami po štetinách. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame aplikovať silikónový čistiaci sprej FOREO na telo ISSA™ 3 a potom ho opláchnuť teplou vodou. Nechajte kefu vyschnúť na vzduchu. Neodporúčame umiestňovať ISSA™ 3 do UV sanitárneho puzdra.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo acetón. Na prístroji nepoužívajte zubnú pastu s bielidlom.

©2021 FOREO AB. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

EÚ DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 ŠTOKHOLM, ŠVÉDSKO.

US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIA.

VYRÁBA: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, OKRES JINSHAN, ŠANGHAJ, ČÍNA NAVRHNUTÝ A VYVINUTÝ SPOLOČNOSŤOU FOREO SWEDEN.

VYROBENÉ PRE FOREO AB.

WWW.FOREO.COM