

FOREO



PEACH™ 2

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Gratulujeme k prvnímu kroku k objevení chytřejšího odstranění chloupků pořízením PEACH™ 2. Než začnete využívat všech výhod jeho sofistikované technologie v pohodlí vašeho domova, věnujte prosím chvíli pozornému přečtení pokynů v této příručce.

Před **použitím** si **PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY** a používejte toto zařízení pouze pro jeho zamýšlené použití, jak je popsáno v této příručce.

POUŽITÍ: PEACH™ 2 je volně prodejné zařízení určené k odstranění nežádoucího ochlupení a/nebo ochlupení na obličejí.

OBLASTI TĚLA: PEACH™ 2 je vhodný pro použití na ochlupení a ženské chloupky pod lícní linií.

ODSTÍN PLETI: PEACH™ 2 je vhodný pro použití na světlé, střední a tmavé tóny pleti až do tónu pleti 5 včetně.



BARVA CHLOUPKŮ: PEACH™ 2 je vhodná pro použití na přirozeně černé nebo hnědé chloupky. Nemusí být tak účinný na bílé, šedé, blond nebo zrzavé chlupy.



UPOZORNĚNÍ: ŽÁDNÁ ÚPRAVA TOHOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ POVOLENA.

SEZNÁMENÍ S PEACH™ 2

RYSY

KANÁLKY CHLADÍCÍ POKOŽKU

Jemně ochlazující pokožku vzduchem pro optimální pohodlí během ošetření.

9 cm² OŠETŘOVACÍ OKÉNKO

Dodává neuvěřitelných 7,3 J/cm² energie IPL pro rychlé a účinné odstranění chloupků a zabránění opětovnému růstu.

OCHRANNÝ ŠTÍT

Inovativní silikonový štít chrání oči před intenzivními světelnými pulzy.

SAMONASTAVOVACÍ HLAVICE

Ohebný pro snadné, rovnoměrné a pohodlné ošetření těžko přístupných záhybů těla.

CHLADICÍ OTVOR ZAŘÍZENÍ

Zajišťuje, že zařízení je udržováno v chladu pro optimální ošetření.

BLIKAJÍCÍ TLAČÍTKO

Aktivuje IPL blesk. Jedním stisknutím stiskněte pro režim razítka nebo stiskněte nepřetržitě pro klouzavý režim.

TLAČÍTKA PLUS A MÍNUS

Upravte intenzitu IPL ošetření tak, aby dokonale vyhovovala potřebám vaší pokožky v každé oblasti vašeho těla.

KONTROLKY

Nastavte úroveň intenzity IPL.




PŘIPOJITELNÉ K APLIKACI

Získejte přístup k přizpůsobitelným ošetřením a připomenutím.



4 ZÁSUVKOVÉ ADAPTÉRY

Snadné připojení a odpojení od napájecího kabelu pro použití doma i v zahraničí.



ČISTICÍ HADŘÍK

Udržuje zařízení čisté a suché.

JAK PEACH™ 2 PŮSOBÍ?

PEACH™ 2 je navržen tak, aby pomohl přerušit cyklus růstu chlupů. Světelná energie je přenášena přes povrch pokožky a je absorbována melaninem přítomným ve vlasovém stvolu. Absorbovaná světelná energie se přeměňuje na tepelnou energii (pod povrchem kůže), která deaktivuje vlasový folikul. Ošetřené chloupky přirozeně vypadnou v průběhu několika dnů až 1-2 týdnů. Růst chlupů je cyklický a následuje po 3 odlišné a po sobě jdoucí fáze. IPL ošetření je účinné pouze tehdy, když jsou chloupky v určité fázi (Anagen - růstová fáze). Ne všechny chloupky jsou ve stejné fázi najednou. To je důvod, proč byste měli dodržovat doporučený režim 1 ošetření každé 2 týdny, po dobu 12 týdnů.

CO OČEKÁVAT

Bezprostředně po ošetření byste se neměli setkat s žádnými významnými nežádoucími účinky ošetření (více informací o nežádoucích účincích naleznete v bodě "Nežádoucí účinky").

V prvních týdnech po počátečním ošetření stále uvidíte růst některých chloupků. Pravděpodobně se jedná o chloupky, které byly během ošetření vynechány, tj. během ošetření ležely nečinně a nebyly v růstové fázi (Anagen); kdy je IPL nejúčinnější.

Přibližně po 6 týdnech 12týdenního programu byste měli zaznamenat snížení růstu chlupů. Mnoho chloupků však stále nemusí být ošetřeno ve fázi růstu. Je důležité pokračovat v ošetření každé 2 týdny. Po 12týdenním programu byste měli pozorovat výrazné snížení chloupků v ošetřované oblasti. Všechny zbývající chloupky by měly být jemnější a / nebo světlejší. Pokračující měsíční ošetření nebo ošetření podle potřeby by mělo udržet snížení nežádoucích chloupků.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE KONTRAINDIKACE

Zařízení NEPOUŽÍVEJTE:

- Pokud je vaše pleť tmavší než tón pleti 5 zobrazený v tabulce tónů pleti výše. Vzhledem k tomu, že tmavá pleť absorbuje více světelné energie, ošetření velmi tmavé pleti může způsobit nepohodlí/bolest a nežádoucí účinky (např. popáleniny, puchýře, změnu barvy nebo zjizvení) a zranit pokožku.

- Jste těhotná, kojíte nebo jste mladší 18 let, protože toto zařízení nebylo testováno s těmito jedinci.
- máte v anamnéze rakovinu kůže nebo prekancerózní léze (např. névy nebo velký počet mateřských znamének).
- Vaše pokožka byla v poslední době uměle nebo přirozeně opálena nebo je spálena nadměrným slunečním zářením. Vaše pokožka může být citlivá po vystavení slunci a obzvláště citlivá na vedlejší účinky ošetření IPL (např. popálení, puchýř, změna barvy nebo zjizvení). Před použitím zařízení počkejte 1 týden, dokud nezmizí spálení nebo opálení.
- přímo na bradavky, genitálie nebo kolem konečníku. Tyto oblasti mohou mít tmavší barvu pleti a / nebo větší hustotu chlupů. Používání zařízení v těchto oblastech může způsobit nepohodlí/bolest nebo poškodit (popáleniny, změnu barvy nebo jizvy) kůži.
- na puchýře, jizvy, tmavě hnědé nebo černé skvrny, jako jsou mateřská znaménka, mateřská znaménka nebo bradavice v oblasti, kterou chcete léčit. Nebo může zařízení poranit kůži nebo zhoršit stávající stav a můžete být zvláště náchylní k vedlejším účinkům ošetření IPL (např. popáleniny, puchýře, změna barvy nebo zjizvení)
- jestliže máte v ošetřované oblasti jakékoli kožní onemocnění, včetně psoriázy, vitiliga, ekzému, akné, herpes simplex nebo infekcí nebo ran.

NEVYSTAVUJTE ošetřené oblasti slunci. Vyčkejte nejméně 7 dní po ošetření, než vystavíte ošetřenou pokožku přímému slunečnímu záření. Vaše pokožka může být po ošetření IPL mimořádně citlivá a obzvláště náchylná ke spálení sluncem. Aplikujte opalovací krém (SPF 15 nebo vyšší) na ošetřenou oblast, nebo zakryjte ošetřenou oblast vhodným oblečením.

Pokud si nejste jisti, zda je pro vás používání tohoto zařízení bezpečné, poraďte se se svým lékařem nebo dermatologem.

Pokud užíváte jakýkoli druh léku pravidelně a po dlouhou dobu, poraďte se se svým lékařem o možném vlivu na citlivost pokožky na světlo.

VAROVÁNÍ



BEZPEČNOST OČÍ

PEACH™ 2 vydává záblesky intenzivního pulzního světla. Přímá expozice je potenciálně škodlivá pro vaše oči. Dbejte na to, abyste dodržovali níže uvedená bezpečnostní opatření.

VAROVÁNÍ: Možné poranění očí (potenciálně vedoucí ke ztrátě zraku) nebo

poranění kůže, pokud nejsou dodrženy pokyny. Přečtěte si pokyny a postupujte podle nich.

Zařízení lze aktivovat (blikat) pouze tehdy, je-li v plném kontaktu s pokožkou.

Nicméně:

NEPROVÁDĚJTE:

- Nedívejte se přímo do ošetrovacího okénka přístroje, když je zapnutý.
- Nepokoušejte se aktivovat (blikat) zařízení směrem k oku.
- Neošetřujte oblasti kolem oka (obočí nebo řasy). Nesprávné použití může vést k poškození očí.
- Nepoužívejte přístroj přes oční víčka nebo blízko oka. O aktivaci (bliknutí) zařízení se pokoušejte POUZE tehdy, když je ošetrovací okno v plném kontaktu s oblastí, kterou chcete ošetřit.

DOPORUČUJEME, abyste se při ošetření na kůži dívali mimo zařízení.

ELEKTRICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ

Stejně jako u jiných elektrických zařízení musí být přijata určitá opatření, aby byla zajištěna vaše bezpečnost.

NEPROVÁDĚJTE:

- Nepokoušejte se zařízení otevřít, protože vás to může vystavit nebezpečným elektrickým součástem.
- Nepoužívejte, pokud je PEACH™ 2 poškozen; Například prasklé zařízení, poškození kabelu (viditelné vnitřní vodiče), prasklé nebo rozbité sklo na zařízení atd. To může vést ke zranění.
- Nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu. Pokud se zařízení navlhčí, nemělo by být používáno.
- Nepoužívejte, pokud je zařízení nepříjemně horké na dotek. To může znamenat, že jednotka je poškozena.
- Nepoužívejte napájecí zdroj nebo jiné součásti, jiné než ty, které jsou určeny pro použití s PEACH™ 2. Mohlo by dojít k poškození zařízení a k jeho zastavení práce.
- Nepokoušejte se aktivovat (blikat) zařízení na jakémkoli jiném povrchu než na kůži.
- Umístěte zařízení tak, aby bylo jednoduché jej odpojit od síťového napájení.

OBEČNÁ BEZPEČNOST

NEPROVÁDĚJTE:

- Nepoužívejte, pokud jste podstoupil(a) ošetření peelingem na oblasti, kterou chcete ošetřit. Před ošetřením přístrojem vyčkejte 30 dní po olupování kůže. Ošetření opálené pokožky intenzivním pulzním světlem (IPL) může mít za následek trvalou hyperpigmentaci (ztmavnutí) nebo hypopigmentaci

(zesvětlení) ošetřené pokožky.

- Nepoužívejte na oblasti, kde máte tetování nebo permanentní make-up.

- Nepoužívejte přístroj přes místa, kde máte výplně nebo botox.
- Nepoužívejte, pokud trpíte citlivostí na sluneční světlo (fotosenzitivita) nebo užíváte léky, které činí pokožku citlivější a způsobují fotosenzitivitu, např. Retin A, Accutane a / nebo jiné lokální retinoidy. Vždy si přečtěte příbalovou informaci dodanou s léčivým přípravkem, abyste zjistili, zda je fotosenzitivita uvedena jako vedlejší účinek. Použití zařízení na fotocitlivou pokožku může vést k poškození kůže, jako je otok nebo puchýře. Před použitím zařízení vyhledejte lékařskou pomoc, protože použití může poškodit pokožku. Toto zařízení není určeno k ošetření zdravotních stavů. Lékařská pomoc by měla být vyhledána například při řešení krtků, kožní vyrážky, svědění kůže, kožní houby nebo infekce, kožních hrbolků nebo kožních štítků.
- Nedotýkejte se ošetrovacího okénka během nebo bezprostředně po použití. Pravidelně kontrolujte okno pro ošetření, zda není poškozené.
- Nedotýkejte se chladicího otvoru (kovové části) zařízení během nebo bezprostředně po použití.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je ošetrovací okénko prasklé nebo chybí.
- Ujistěte se, že ošetrovací okénko je čisté a bez nečistot. Jakékoli nečistoty na ošetrovacím okně nebo kolem něj během provozu mohou mít za následek dočasné změny kůže, jako je zarudnutí nebo otok.
- Zařízení by mělo být uchováváno mimo dosah dětí mladších 18 let. Děti by neměly přístroj používat, hrát si, udržovat ani čistit. Existuje celá řada potenciálních rizik - vystavení světelnému výstupu způsobující popáleniny nebo poškození očí, úraz elektrickým proudem, uškrcení kabely.
- Zařízení by mělo být uchováváno mimo dosah zvířat v zájmovém chovu a škůdců, kteří by mohli prostředek poškodit. Mezi možná rizika patří snížená funkce a úraz elektrickým proudem.
- Zařízení není určeno pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi. Pokud jim nebyl udělen dozor nebo pokyny týkající se bezpečného a řádného používání prostředku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Okno pro ošetření zařízení je kritickou součástí, která se během používání zahřeje.

VAROVÁNÍ:

- **NEPŘEKRAČUJTE** použití uvedené v ošetrovacím režimu.
- Poškození kůže může nastat po dlouhodobé nebo opakované aplikaci na jednom místě. Vyhněte se nadměrnému používání, které zahrnuje nadměrné průchody, stohování záblesků a / nebo zvýšenou frekvenci používání.
- Nepřekračujte bezpečnostní mechanismy, které jsou součástí zařízení.

OPATŘENÍ

- Odstranění chloupků lasery nebo intenzivními zdroji pulzního světla může způsobit zvýšený růst vlasů u některých jednotlivců. Na základě aktuálně dostupných údajů jsou nejrizikovějšími skupinami pro tuto reakci ženy ze středomořské, blízkovýchodní,

a jihoasijské oblasti.

- **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení na žádné oblasti, kde byste mohli chtít, aby chloupky znovu rostly.
- **NEPOUŽÍVEJTE** na pokožku hlavy, obočí nebo kdekoli v blízkosti očí nebo kolem nich. Použití v těchto oblastech může trvale poškodit oči.
- **NEPOUŽÍVEJTE** přístroj na mužský obličej, čelist nebo krk. Vlasy v oblasti mužských vousů jsou příliš husté a použití IPL zařízení v těchto oblastech může vést k poranění kůže.
- Toto zařízení se nedoporučuje používat na zrzavé, šedé, bílé nebo blond chlupy. Na tyto barvy ochlupení není účinný.

MOŽNÁ RIZIKA, VEDLEJŠÍ ÚČINKY A KOŽNÍ REAKCE

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY	JAK POSODIT A REAGOVAT
Mírná bolest / nepohodlí v léčené oblasti	To se očekává a je to normální pro všechny ošetření IPL. Zařízení můžete nadále používat podle instrukcí a bolest by se měla při dalším používání snížit
Pocit tepla nebo brnění během ošetření, který se obvykle objeví po několika sekundách až minutě a s pokračujícím používáním se snižuje.	To se očekává a je to normální pro všechny ošetření IPL. Zařízení můžete nadále používat podle pokynů.
Svědění v ošetřované oblasti.	To je u ošetření IPL poměrně běžné a mělo by to po krátké době ustoupit. Zařízení můžete nadále používat podle pokynů. Oblast nepoškrábejte.
Zarudnutí kůže během nebo po ošetření, které zmizí během několika minut.	To se očekává a je to normální pro všechny ošetření IPL. Zařízení můžete nadále používat podle instrukcí po vymizení zarudnutí kůže.
Zarudnutí kůže, které nezmizí během několika minut a trvá 24-48 hodin.	Přístroj okamžitě přestaňte používat a před dalším použitím se poraďte se svým lékařem.
Bolest nebo nepohodlí, které jsou intenzivní během ošetření nebo přetrvávají po ošetření	Přístroj okamžitě přestaňte používat a před dalším použitím se poraďte se svým lékařem.
VE VELMI VZÁCNÝCH PŘÍPADECH	JAK POSODIT A REAGOVAT
Opuch a zarudnutí, které nezmizí během dvou až tří dnů.	Přístroj okamžitě přestaňte používat a před dalším použitím se poraďte se svým lékařem.
Dočasné změny barvy pleti (zesvětlení nebo ztmavnutí).	Pokud se barva vaší pokožky změní, okamžitě přestaňte přístroj používat a poraďte se se svým lékařem.

Puchýře, zjizvení nebo pálení kůže.	Přístroj okamžitě přestaňte používat a před dalším použitím se poraďte se svým lékařem. Aplikujte na oblast studený zábal. Ošetřete antiseptickým nebo popáleným krémem.
--	---

JAK POUŽÍVAT

VAROVÁNÍ: Postupujte podle každého kroku v procesu ošetření a ujistěte se, že dokončíte všechny aspekty každého kroku, než postoupíte k dalšímu.

ODEMKNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Stáhněte si aplikaci FOREO a odemkněte a zaregistrujte svůj PEACH™ 2 před prvním použitím. To lze provést naskenováním kódu QR, který najdete na zadní straně obalu zařízení, nebo v příručce Quick Start Guide dodané se zařízením.

PŘIPRAVTE OŠETŘOVANOU OBLAST

Před použitím zařízení odstraňte všechny viditelné chloupky na pokožce. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme oholit ochlupení a dermaplanovat. Ujistěte se, že nad povrchem kůže nezůstaly žádné chloupky, protože to může způsobit zranění. Tím se také zabrání tomu, aby nečistoty pokryly přední část zařízení. Vyčistěte ošetřovanou oblast a osušte.

ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Připojte příslušný adaptér k napájecímu kabelu. Poté pomocí napájecího kabelu připojte zařízení k elektrické zásuvce. Zařízení se automaticky zapne. Požadovanou úroveň intenzity můžete upravit pomocí tlačítek + a -.

POZNÁMKA: Úrovně 1 až 3 na vašem zařízení jsou určeny pro citlivé oblasti a pro první uživatele. Se sníženou intenzitou světla může být zapotřebí více ošetření, aby se dosáhlo požadovaných účinků. Dokud je ošetření pohodlné, zvyšte nastavení o jednu úroveň v rámci doporučeného rozsahu intenzity pro váš typ pleti.

TEST

Před prvním ošetřením každé nové oblasti těla **DOPORUČUJEME** otestovat pokožku v této oblasti na reakci na zařízení. Oblast by měla mít velikost přibližně 3 cm x 3 cm (odpovídá 1 záblesku z PEACH™ 2).

Proveďte test, jak je popsáno níže v části "Metody ošetření" v části "Režim rázítka". Počkejte 24 hodin po testu, abyste se ujistili, že

plet' je vhodná k ošetření a nedochází k nežádoucím reakcím na světelnou energii. Pokud po 24 hodinách nedojde k žádné reakci, můžete ošetřit oblast kolem testu. Testovaná oblast by NEMĚLA být znovu ošetřena po dobu nejméně 2 týdnů. Pokud se objeví kožní reakce, přestaňte přístroj používat a poraďte se se svým lékařem.

METODY OŠETŘENÍ

Ošetřovaná oblast musí být bez chloupků, čistá a suchá. Před stisknutím tlačítka blesku odvrátte pohled od zařízení, abyste se vyhnuli jasnému světlu. V ojedinělých případech může být blesk příliš jasný. S tím však není spojeno žádné bezpečnostní riziko. Pro větší pohodlí doporučujeme ošetření v dobře osvětlené místnosti, která pomůže snížit vnímaný jas. Doporučujeme nosit sluneční brýle pro dodatečnou ochranu očí při používání přístroje k odstranění chloupků na obličeji.

REŽIM KLOUZÁNÍ

Pro rychlé a účinné ošetření velkých ploch - jako jsou nohy, paže, hrudník, záda a žaludek

1. Umístěte okno pevně na pokožku a vyberte preferovanou úroveň intenzity.
2. Stiskněte a podržte tlačítko blesku. Zařízení začne blikat.
3. Pomalu a nepřetržitě klouzejte zařízením od dna k horní části ošetřované oblasti. Ujistěte se, že vždy dodržujete plný kontakt s pokožkou, aby zařízení nepřetržitě blikalo.
4. Po dokončení klouzavého zdvihu zvedněte přístroj z ošetřované oblasti.
5. Opakujte ošetření další sousední oblasti v paralelním klouzání, dokud nedokončíte celou oblast, kterou chcete ošetřit.

REŽIM RAZÍTKA

Pro ošetření malých nebo těžko přístupných oblastí - jako je obličej, linie bikin a podpaží

6. Umístěte okno ošetření pevně na pokožku a vyberte preferovanou úroveň intenzity.
7. Stiskněte a okamžitě uvolněte tlačítko blesku. Zařízení vydá blesk.
8. Zvedněte přístroj z kůže a umístěte jej na další sousední místo, které má být ošetřeno.
9. Pokračujte v ošetření místo po místě, dokud nedokončíte celou oblast, kterou chcete ošetřit.

POZNÁMKA:

- Ošetřovací okénko na PEACH™ 2 musí být v plném kontaktu s pokožkou, jinak blesk nebude fungovat.

- Aby PEACH™ 2 fungoval efektivně, musíte jej používat rovnoměrně po celé pokožce, aniž byste vynechali jakékoli místo. Ujistěte se, že se vyhnete již dříve ošetřeným místům, aniž byste mezi ošetřenými oblastmi ponechali prostor. Ujistěte se však, že stejnou oblast neblíkáte více než jednou. To nezlepšuje účinnost ošetření a může místo toho zvýšit riziko kožních reakcí.
- Pokud pocítíte intenzivní bolest, okamžitě ukončete ošetření a před dalším použitím se poraďte se svým lékařem.

VÁŠ PLÁN OŠETŘENÍ PEACH™ 2

Pro dosažení optimálních výsledků by měl být přístroj používán jednou za 2 týdny po dobu 12 týdnů, aby se zajistilo ošetření všech vlasových folikulů.

Po počáteční fázi ošetření (jednou za 2 týdny po dobu 12 týdnů) doporučujeme k udržení výsledků používat přístroj jednou měsíčně nebo podle potřeby.



Vždy počkejte 14 dní , než stejnou oblast znovu ošetříte

- Dopřejte si ošetření během 3 dnů před nebo po plánovaném termínu ošetření. Pokud jste se neléčil(a) během 3 dnů před nebo po plánovaném datu ošetření, restartujte počáteční fázi.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ

Po ošetření vždy vypněte přístroj odpojením napájení od přístroje a elektrické zásuvky.

Po každém použití by mělo být ošetřovací okénko důkladně otřeno mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna. Zvláště důležité je udržovat přední část zařízení a reflektor bez nečistot, vlasů nebo jiných nečistot, aby byl zajištěn maximální výkon.

UPOZORNĚNÍ: Ošetrovací okénko se může během používání zahřát. Nedotýkejte se ani nečistěte ošetrovací okénko po dobu nejméně 5 minut po použití, aby mohlo vychladnout.

POZNÁMKA:

- Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou dráždit pokožku a poškodit silikon.
- Dávejte pozor, abyste se vyhnuli vniknutí vody do otvorů v zařízení, včetně chladičích kanálků pokožky.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Zařízení se nezapne.	- Ujistěte se, že je napájecí zdroj zapojen. - Zařízení je uzamčeno. Chcete-li jej odemknout, zaregistrujte své zařízení prostřednictvím aplikace FOREO (pokyny výše v části "Jak používat")
Blikající tlačítko nereaguje.	- Ujistěte se, že ošetrovací okénko je v plném kontaktu s pokožkou. - Odpojte zařízení. Poté jej znovu zapojte.
Zařízení se nesynchronizuje s aplikací FOREO.	- Vypněte a znovu zapněte Bluetooth a zkuste se znovu připojit. - Zavřete aplikaci FOREO a poté ji znovu otevřete, abyste mohli začít proces znovu. - Zkontrolujte, zda je třeba aplikaci aktualizovat v obchodě s aplikacemi vašeho mobilního zařízení.
Zařízení, ošetrovací okénko, napájecí zdroj nebo kabel jsou poškozené, poškozené, prasklé nebo se zdají být vadné.	NEPOUŽÍVEJTE. Máte-li jakékoli pochybnosti o bezpečnosti zařízení nebo máte podezření, že je jakkoli poškozen, nesmí být použit. A měli byste se obrátit na webové stránky.

Pokud nenajdete odpověď na svou konkrétní otázku nebo máte jiné dotazy týkající se provozu zařízení, navštivte stránku foreo.com/support.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

REGISTRACE ZÁRUKY

Chcete-li aktivovat 2letou omezenou záruku, zaregistrujte se prostřednictvím aplikace FOREO For You nebo navštivte foreo.com/product-

registration pro více informací.

2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost FOREO poskytuje záruku na toto zařízení po dobu DVOU (2) LET od originálu

datum nákupu proti vadám způsobeným vadným zpracováními nebo materiály vyplývajícími z běžného používání zařízení. Záruka se vztahuje na pracovní části, které ovlivňují funkci zařízení. NEZAHRAUJE kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo škody způsobené nehodou, nesprávným použitím nebo nedbalostí. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení (nebo jeho příslušenství) ztratí záruku.

Pokud zjistíte chybu a upozorníte společnost FOREO během záruční doby, společnost FOREO zařízení dle svého uvážení bezplatně vymění. Nároky ze záruky musí být doloženy přiměřeným důkazem, že datum reklamace je v záruční době. Chcete-li ověřit svou záruku, uschovejte si původní doklad o nákupu spolu s těmito záručními podmínkami po dobu trvání záruční doby.

Chcete-li uplatnit záruku, musíte se přihlásit ke svému účtu na www.foreo.com a poté vybrat možnost uplatnění reklamace. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek doplňuje vaše zákonná práva jako spotřebitele a tato práva nijak neovlivňuje.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru odpadu).



SHODA V
EVROPĚ



PROHLÁŠENÍ O
SHODĚ SPOJENÉHO
KRÁLOVSTVÍ



POLARITA DC
NAPÁJECÍHO
KONEKTORU



SHODA FEDERÁLNÍ
KOMISE PRO
KOMUNIKACE



TYP BF
APLIKOVANÝ
DÍL



VYBAVENÍ TŘÍDY II



OBAL JE
VYROBEN Z
RECYKLOVAT
ELNÉHO
MATERIÁLU



SMĚRNICE O
ODPADNÍCH
ELEKTRICKÝCH A
ELEKTRONICKÝCH
ZAŘÍZENÍCH



PŘEČTĚTE SI
NÁVOD K
POUŽITÍ

S tímto zařízením by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale mělo by být dopraveno na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem zařízení. Recyklace materiálů rovněž přispěje k ochraně přírodních zdrojů.

Další informace o používání recyklování vašeho zařízení vám poskytne místní služba likvidace domovního odpadu nebo místo nákupu.

PROHLÁŠENÍ FCC:

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení vyrábí, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s mohou způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a zařízením.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PEACH[™] 2 je filtrovaný širokopásmový systém intenzivního pulzního světla s následujícími technickými specifikacemi:

Míra opakování	0,5 -1 s
Délka impulzu	Volné vybíjení 3ms
Maximální optický výstup	7,3 J/cm ²
Vlnová délka	550 - 1100nm
Vstup do napájecího vedení	100-240 V, 50/60Hz 3A
Provozní teplota	5 ° C až +40 ° C
Provozní vlhkost	40 % až 80 %
Provozní tlaky	800 až 1 060 hPa
Ošetřovaná oblast (velikost místa)	9 cm ²

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY:

Teplota	-10 ° C až +50 ° C
Vlhkost	30 % až 80 %
Tlaky	500 hPa až 1 060 hPa

Pokud bylo zařízení skladováno při teplotách mimo uvedený provozní rozsah, vyčkejte před použitím alespoň 30 minut, aby se zařízení mohlo aklimatizovat.

PEACH™ 2 má neomezený počet blesků a je určen pro jednoho uživatele. Minimální předpokládaná životnost je 10 let při dodržení doporučeného režimu.

Označení CE osvědčuje, že tento spotřebič splňuje následující směrnice EU:

- Směrnice o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
- Směrnice o výrobcích souvisejících se spotřebou energie 2009 / 125 / ES.

Toto zařízení vyhovuje nejnovějším normám a změnám EMC platným pro domácí a zdravotnické prostředky. Jsou to: EN 55014- 1:2021, EN 55014- 2:2021, EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3- 3:2013/ A1:2019/ A2:2021, IEC 60601-1-2:2014/AMD1 :2020

Toto zařízení splňuje nejnovější bezpečnostní normy a změny platné pro domácí a zdravotnické prostředky. Jedná se o: IEC 60335-1: 2010 + pozm., IEC 60335-2-113:2016, EN 62233:2008, IEC 60601-1:2005+A1:2012 +A2:2020, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-11: 2015+ AMS, IEC 62304:2006 + AMS, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1 : 2005 + Ams

©2023 FOREO AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA.

DOVOZCE A DISTRIBUTOR V EU: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, ŠVÉDSKO
DOVOZCE A DISTRIBUTOR V USA: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
VYROBENO PRO: FOREO AB. DESIGNED AND DEVELOPED BY: FOREO SWEDEN. DOVOZCE A DISTRIBUTOR V AUS.: SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 3109, AUSTRÁLIE. VÝROBCE: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. Č.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, ŠANGHAJ, ČÍNA

