

FOREO



PEACH™ 2

UŽÍVATELSKÝ MANUÁL

Gratulujeme k prvému kroku k objaveniu inteligentnejšieho odstraňovania chlčkov zakúpením PEACH™ 2. Predtým, ako si začnete užívať všetky výhody jeho sofistikovanej technológie v pohodlí domova, venujte chvíľu pozornému prečítaniu pokynov v tejto príručke.

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY pred použitím a používajte toto zariadenie iba na určené použitie, ako je popísané v tejto príručke.

APLIKÁCIA: PEACH™ 2 je voľnopredajné zariadenie určené na odstránenie nežiaducich chlčkov a / alebo chlčkov na tvári.

OBLASTI TELA: PEACH™ 2 je vhodný na použitie na ochlpenie a ženské ochlpenie pod lícnou líniou.

SKIN TONE: Peach 2™ je vhodný na použitie na svetlé, stredné a tmavé odtiene pleti až do tónu pleti 5 vrátane.



FARBA VLASOV: PEACH™ 2 je vhodná na použitie na prírodné čierne alebo hnedé chlčky. Nemusí byť taký účinný na biele, sivé, blond alebo červené vlasy.



UPOZORNENIE: NIE JE POVOLENÁ ŽIADNA ÚPRAVA TOHTO ZARIADENIA.

SEZNÁMENÍ S BROSKYŇOU™ 2

ŠKRABANCE

KANÁLY OCHLADZUJÚCE POKOŽKU

Jemne ochladzuje pokožku vzduchom pre optimálne pohodlie počas ošetrovania.

9 cm² OKIENKO OŠETRENIA

Poskytuje neuveriteľných 7,3 J/cm² energie IPL na rýchle a efektívne odstránenie chlčkov a zabránenie ich opätovnému rastu.

OCHRANNÝ ŠTÍT

Inovatívny silikónový štít chráni oči pred intenzívnymi svetelnými impulzmi.

SAMONASTAVOVACIE HLAVY NA ĽAD

Flexibilný pre jednoduché, rovnomerné a pohodlné ošetrovanie ťažko dostupných záhybov tela.



PRÍPOJITELNÉ K APLIKÁCIÍ

Získajte prístup k prispôsobiteľným ošetreniam a pripomenutiam.

4 ZÁSTRČKOVÉ ADAPTÉRY

Jednoduché pripojenie a odpojenie od napájacieho kábla pre použitie doma i v zahraničí.



CHLADIACI OTVOR ZARIADENIA

Zaistuje, že zariadenie je udržiavané v chlade pre optimálne ošetrovanie.

BLIKAJÚCE TLAČIDLO

Aktivuje blesk IPL. Jedným stlačením prepnete režim pečiatky alebo nepretržitým stlačením pre klzavý režim.

TLAČIDLÁ PLUS A MÍNUS


Upravte intenzitu ošetrovania IPL tak, aby dokonale vyhovovala potrebám vašej pokožky v každej oblasti tela.

SVETLA

Nastavte úroveň intenzity IPL.

ČISTIACA HANDRIČKA

Udržiava zariadenie čisté a suché.



AKO PEACH™ 2 FUNGUJE?

PEACH™ 2 je navrhnutý tak, aby pomáhal prerušiť cyklus rastu vlasov. Svetelná energia sa prenáša na povrch pokožky a je absorbovaná melanínom prítomným vo vlasovej šachte. Absorbovaná svetelná energia sa premieňa na tepelnú energiu (pod povrchom kože), ktorá deaktivuje vlasový folikul. Ošetrené chĺpky prirodzene vypadávajú v priebehu niekoľkých dní až 1-2 týždňov. Rast vlasov je cyklický a sleduje 3 odlišné a po sebe nasledujúce fázy. Ošetrovanie IPL je účinné len vtedy, keď sú chĺpky v určitej fáze (Anagen - rastová fáza). Nie všetky chĺpky sú v rovnakej fáze naraz. Preto by ste mali dodržiavať odporúčaný režim 1 liečby každé 2 týždne počas 12 týždňov.

ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ

Bezprostredne po liečbe by ste nemali pociťovať žiadne významné vedľajšie účinky (viac informácií o vedľajších účinkoch, pozri časť "Vedľajšie účinky").

V prvých týždňoch po počiatočnej liečbe budete stále vidieť rast niektorých chĺpkov. Pravdepodobne ide o chĺpky, ktoré boli počas liečby vynechané, tj. ležali počas liečby nečinne a neboli vo fáze rastu (Anagen); keď je IPL najúčinnnejšie.

Po približne 6 týždňoch 12-týždňového programu by ste si mali všimnúť zníženie rastu vlasov. Mnohé chĺpky však stále nie je potrebné ošetrovať vo fáze rastu. Je dôležité pokračovať v liečbe každé 2 týždne. Po 12-týždňovom programe by ste mali pozorovať výrazné zníženie vlasov v ošetrovanej oblasti. Všetky zvyšné chĺpky by mali byť jemnejšie a/alebo svetlejšie. Pokračujúce mesačné ošetrovanie alebo ošetrovanie podľa potreby by malo znížiť počet nežiaducich vlasov.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE KONTRAINDIKACE

NEPOUŽÍVAJTE zariadenie:

- Ak je vaša pokožka tmavšia ako odtieň pleti 5 uvedený v tabuľke odtieňov pleti vyššie. Keďže tmavá pokožka absorbuje viac svetelnej energie, ošetrovanie veľmi tmavej pokožky môže spôsobiť nepríjemné pocity/bolesť a vedľajšie účinky (napr. popáleniny, pluzgiere, zmenu farby alebo zjazvenie) a poškodiť pokožku.

- Ste tehotná, dojčíte alebo máte menej ako 18 rokov, pretože toto zariadenie nebolo testované s týmito osobami.
- máte v anamnéze rakovinu kože alebo prekancerózne lézie (napr. névy alebo veľký počet materských znamienok).
- Vaša pokožka bola nedávno umelo alebo prirodzene opálená alebo je spálená nadmerným slnečným žiarením. Vaša pokožka môže byť citlivá po pobyte na slnku a obzvlášť citlivá na vedľajšie účinky ošetrovania IPL (napr. popáleniny, pluzgiere, zmena farby alebo zjazvenie). Pred použitím prístroja počkajte 1 týždeň, kým zmizne popálenie alebo opálenie.
- priamo na bradavkách, genitáliách alebo okolo konečníka. Tieto oblasti môžu mať tmavšiu farbu pleti a / alebo väčšiu hustotu vlasov. Používanie prístroja v týchto oblastiach môže spôsobiť nepríjemné pocity/bolesť alebo poškodenie (popáleniny, zmenu farby alebo jazvy) pokožky.
- na pluzgieroch, jazvách, tmavohnedých alebo čiernych škvrnách, ako sú materské znamienka, materské znamienka alebo bradavice v oblasti, ktorú chcete liečiť. Alebo môže zariadenie poškodiť vašu pokožku alebo zhoršiť stav a môžete byť obzvlášť náchylní na vedľajšie účinky liečby IPL (napr. popáleniny, pluzgiere, zmena farby alebo zjazvenie)
- ak máte akékoľvek kožné ochorenia v ošetrovanej oblasti, vrátane psoriázy, vitiliga, ekzému, akné, herpes simplex alebo infekcií alebo rán.

Nevystavujte ošetrené oblasti slnku. Počkajte aspoň 7 dní po ošetrení, kým ošetrenú pokožku vystavíte priamemu slnečnému žiareniu. Vaša pokožka môže byť po ošetrení IPL mimoriadne citlivá a obzvlášť náchylná na spálenie slnkom. Naneste opalovací krém (SPF 15 alebo vyšší) na ošetrované miesto alebo ošetrené miesto zakryte vhodným oblečením.

Ak si nie ste istý, či je pre vás bezpečné používať toto zariadenie, obráťte sa na svojho lekára alebo dermatológa.

Ak užívate akýkoľvek druh liekov pravidelne a dlho, porozprávajte sa so svojím lekárom o možnom účinku na citlivosť pokožky na svetlo.

VAROVANIE



BEZPEČNOSŤ OČÍ

PEACH™ 2 vyžaruje záblesky intenzívneho pulzného svetla. Priama expozícia je potenciálne škodlivá pre vaše oči. Uistite sa, že dodržiavate nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia.

VÝSTRAHA: Možné poranenie oka (potenciálne vedúce k strate zraku) alebo poranenie kože, ak sa nedodržia pokyny. Prečítajte si pokyny a postupujte podľa nich.

Zariadenie je možné aktivovať (blikat) iba vtedy, keď je v úplnom kontakte s pokožkou.

Jednako:

NEPROVÁDĚJTE:

- Nepozerajte sa priamo do okna na ošetrovanie zariadenia, keď je zapnuté.
- Nepokúšajte sa aktivovať (žmurkať) zariadenie smerom k oku.
- Neošetrujte oblasti okolo oka (obočie alebo riasy). Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu očí.
- Nepoužívajte prístroj nad alebo v blízkosti očných viečok. Pokúste sa aktivovať (blikať) prístroj IBA vtedy, keď je okienko na ošetrovanie v úplnom kontakte s oblasťou, ktorú chcete ošetriť.

ODPORÚČAME, aby ste sa počas liečby pozerali mimo prístroja.

ELEKTRICKÉ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Rovnako ako pri každom elektrickom zariadení je potrebné prijať určité bezpečnostné opatrenia na zaistenie vašej bezpečnosti.

NEPROVÁDĚJTE:

- Nepokúšajte sa zariadenie otvárať, pretože by vás to mohlo vystaviť nebezpečným elektrickým komponentom.
- Nepoužívajte, ak je PEACH™ 2 poškodený; Napríklad prasknuté zariadenie, poškodenie kábla (viditeľné vnútorné vodiče), prasknuté alebo rozbité sklo na zariadení atď. To môže viesť k zraneniu.
- Nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Ak zariadenie navlhne, nemalo by sa používať.
- Nepoužívajte, ak je zariadenie nepríjemne horúce na dotyk. Môže to znamenať, že jednotka je poškodená.
- Nepoužívajte napájací zdroj ani iné komponenty ako tie, ktoré sú určené na použitie s PEACH™ 2. Ak tak urobíte, mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a prestať fungovať.
- Nepokúšajte sa aktivovať (blikať) prístroj na inom povrchu ako na pokožke.
- Umiestnite zariadenie tak, aby bolo ľahké ho odpojiť od elektrickej siete.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ

NEPROVÁDĚJTE:

- Nepoužívajte ho, ak ste podstúpili exfoliačné ošetrovanie v oblasti, ktorú chcete ošetriť. Pred ošetrovaním prístrojom počkajte 30 dní po odlupovaní pokožky. Ošetrovanie opálenej pokožky intenzívnym pulzným svetlom (IPL) môže mať za následok trvalú hyperpigmentáciu (stmavnutie) alebo hypopigmentáciu (zosvetlenie) ošetrenej pokožky.

- Nenoste na miestach, kde máte tetovanie alebo permanentný make-up.

- Nepoužívajte prístroj na miestach, kde máte výplne alebo botox.
- Nepoužívajte, ak trpíte citlivosťou na slnečné svetlo (fotosenzitivitou) alebo ak užívate lieky, ktoré zvyšujú citlivosť vašej pokožky a spôsobujú fotosenzitivitu, napr. fotosenzitivitu. Retín A, Accutane a / alebo iné lokálne retinoidy. Vždy si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa dodanú s liekom, aby ste zistili, či je fotosenzitivita uvedená ako vedľajší účinok. Použitie prístroja na fotosenzitívnu pokožku môže viesť k poškodeniu kože, ako je opuch alebo pluzgiere. Pred použitím prístroja vyhľadajte lekársku pomoc, pretože použitie môže poškodiť pokožku. Toto zariadenie nie je určené na liečbu zdravotných stavov. Lekársku pomoc je potrebné vyhľadať napríklad pri liečbe materských znamienok, kožných vyrážok, svrbenia kože, kožných plesní alebo infekcií, kožných hrčiek alebo kožných výrastkov.
- Nedotýkajte sa ošetrovacieho okienka počas alebo bezprostredne po použití. Pravidelne kontrolujte, či nie je okienko ošetrovania poškodené.
- Nedotýkajte sa chladiaceho otvoru (kovovej časti) zariadenia počas alebo bezprostredne po použití.
- Nepoužívajte prístroj, ak je okienko na ošetrovanie prasknuté alebo chýba.
- Uistite sa, že ošetrovacie okienko je čisté a bez nečistôt. Akékoľvek nečistoty na ošetrovacom okienku alebo okolo neho počas prevádzky môžu mať za následok dočasné zmeny kože, ako je začervenanie alebo opuch.
- Zariadenie by sa malo uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 18 rokov. Deti by nemali zariadenie používať, hrať, udržiavať ani čistiť. Existuje niekoľko potenciálnych rizík - vystavenie svetelnému výkonu spôsobujúcemu popáleniny alebo poškodenie očí, úraz elektrickým prúdom, uškrtanie kábla.
- Zariadenie by sa malo uchovávať mimo dosahu domácich zvierat a škodcov, ktorí by mohli produkt poškodiť. Medzi možné riziká patrí znížená funkcia a úraz elektrickým prúdom.
- Pomôcka nie je určená na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami. Ak nad nimi osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nedala dozor alebo im nebola daná inštrukcia o bezpečnom a správnom používaní pomôcky.
- Okno na ošetrovanie zariadenia je kritickým komponentom, ktorý sa počas používania zahrieva.

VAROVANIE:

- **NEPREKRAČUJTE** použitie uvedené v liečebnom režime.
- Poškodenie pokožky môže nastať po dlhšej alebo opakovanej aplikácii na jednom mieste. Vyhnite sa nadmernému používaniu, ktoré zahŕňa nadmerné priechody, stohovacie blesky a/alebo zvýšenú frekvenciu používania.

- Neprekračujte rámec bezpečnostných mechanizmov, ktoré sú súčasťou zariadenia.

OPATRENIA

- Odstraňovanie chlpkov laserom alebo intenzívnymi pulznými svetelnými zdrojmi môže u niektorých jedincov spôsobiť zvýšený rast vlasov. Na základe v súčasnosti dostupných údajov sú najrizikovejšími skupinami pre túto reakciu ženy zo Stredomoria, Blízkeho východu,

a juhoázijský región.

- **NEPOUŽÍVAJTE** prístroj na žiadnu oblasť, kde by ste mohli chcieť, aby vlasy dorástli.
- **NEPOUŽÍVAJTE** na pokožku hlavy, obočie alebo kdekkoľvek v blízkosti alebo okolo očí. Použitie v týchto oblastiach môže trvalo poškodiť oči.
- **NEPOUŽÍVAJTE** prístroj na tvár, čeľusť alebo krk muža. Vlasy v oblasti mužskej brady sú príliš hrubé a použitie zariadení IPL v týchto oblastiach môže viesť k poraneniu kože.
- Toto zariadenie sa neodporúča používať na červené, sivé, biele alebo blond chlčky. Na týchto farbách ochlpenia nie je účinné.

MOŽNÉ RIZIKÁ, VEDĽAJŠIE ÚČINKY A KOŽNÉ REAKCIE

VEDĽAJŠIE ÚČINKY	AKO HODNOTIŤ A REAGOVAŤ
Mierna bolesť /nepohodlie v ošetrovanej oblasti	Toto sa očakáva a je to normálne pre všetky ošetrenia IPL. Prístroj môžete naďalej používať podľa pokynov a bolesť by sa mala pri ďalšom používaní zmiernovať
Pocit tepla alebo brnenia počas liečby, ktorý sa zvyčajne objavuje po niekoľkých sekundách až minúte a klesá pri ďalšom používaní.	Toto sa očakáva a je to normálne pre všetky ošetrenia IPL. Zariadenie môžete naďalej používať podľa pokynov.
Svrbenie v ošetrovanej oblasti.	Pri liečbe IPL je to celkom bežné a po krátkom čase by malo ustúpiť. Zariadenie môžete naďalej používať podľa pokynov. Nepoškrabajte oblasť.
Začervenanie kože počas alebo po liečbe, ktoré zmizne v priebehu niekoľkých minút.	Toto sa očakáva a je to normálne pre všetky ošetrenia IPL. Zariadenie môžete naďalej používať podľa pokynov po zmiznutí začervenania kože.
Sčervenanie kože, ktoré nezmizne za pár minút a trvá 24-48 hodín.	Okamžite prestaňte prístroj používať a pred ďalším použitím sa poraďte so svojím lekárom.
Bolesť alebo nepohodlie, ktoré sú intenzívne počas liečby alebo pretrvávajú po liečbe	Okamžite prestaňte prístroj používať a pred ďalším použitím sa poraďte so svojím lekárom.
VO VEĽMI ZRIEDKAVÝCH PRÍPADOCH	AKO HODNOTIŤ A REAGOVAŤ
Opuch a začervenanie, ktoré nezmiznú do dvoch až troch dní.	Okamžite prestaňte prístroj používať a pred ďalším použitím sa poraďte so svojím lekárom.
Dočasné zmeny farby kože (zosvetlenie alebo	Ak sa farba vašej pokožky zmení, okamžite prestaňte prístroj používať a poraďte sa so svojím

stmavnutie).	lekárom.
Pluzgiere, zjazvenie alebo pálenie kože.	Okamžite prestaňte prístroj používať a pred ďalším použitím sa poraďte so svojím lekárom. Na oblasť naneste studený zábal. Ošetríte antiseptickým alebo spáleným krémom.

AKO POUŽÍVAŤ

VÝSTRAHA: Postupujte podľa každého kroku v procese liečby a uistite sa, že ste dokončili všetky aspekty každého kroku predtým, ako pristúpíte k ďalšiemu.

ODOMKNUTIE ZARIADENIA

Stiahnite si aplikáciu FOREO na odomknutie a registráciu PEACH™ 2 pred prvým použitím. Môžete to urobiť naskenovaním QR kódu, ktorý sa nachádza na zadnej strane puzdra zariadenia alebo v príručke so stručným návodom dodanej so zariadením.

PRIPRAVTE OŠETROVANÚ OBLASŤ

Pred použitím prístroja odstráňte všetky viditeľné chlčky na pokožke. Pre optimálne výsledky odporúčame oholiť ochlpenie a dermaplaning. Uistite sa, že nad povrchom kože nezostali žiadne chlčky, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie. Tým sa tiež zabráni tomu, aby nečistoty zakrývali prednú časť zariadenia. Vyčistite ošetrovanú oblasť a osušte.

ZAPNITE ZARIADENIE

Pripojte príslušný adaptér k napájaciemu káblu. Potom pomocou napájacieho kábla pripojte zariadenie k elektrickej zásuvke. Zariadenie sa zapne automaticky. Požadovanú úroveň intenzity môžete nastaviť pomocou tlačidiel + a -.

POZNÁMKA: Úrovně 1 až 3 vo vašom zariadení sú určené pre citlivé oblasti a pre nových používateľov. Pri zníženej intenzite svetla môže byť na dosiahnutie požadovaných účinkov potrebných viac ošetrení. Pokiaľ je ošetrenie pohodlné, zvýšte nastavenie o jednu úroveň v rámci odporúčaného rozsahu intenzity pre váš typ pleti.

TEST

Pred prvým ošetrením každej novej oblasti tela **ODPORÚČAME** otestovať pokožku v tejto oblasti na reakciu na prístroj. Plocha by mala mať veľkosť približne 3 cm x 3 cm (ekvivalent 1 záblesku z broskyne™ 2). Vykonajte test, ako je opísané nižšie v časti "Liečebné metódy" v časti "Režim pečiatok". Po teste počkajte 24 hodín, aby ste sa uistili, že

Je vhodný na liečbu a nedochádza k žiadnym nežiaducim reakciám na svetelnú energiu. Ak po 24 hodinách nedôjde k žiadnej reakcii, môžete ošetriť oblasť okolo testu. Testovacia plocha sa NEMÁ opätovne ošetrovať najmenej 2 týždne. Ak sa vyskytne kožná reakcia, prestaňte prístroj používať a poraďte sa so svojím lekárom.

METÓDY SPRACOVANIA

Ošetrená oblasť musí byť bez chlpkov, čistá a suchá. Pred stlačením tlačidla blesku odvráťte zrak od zariadenia, aby ste predišli jasnému svetlu. V zriedkavých prípadoch môže byť blesk príliš jasný. Nie je s tým však spojené žiadne bezpečnostné riziko. Pre pohodlie odporúčame ošetrenie v dobre osvetlenej miestnosti, čo pomôže znížiť vnímaný jas. Pri používaní zariadenia na odstraňovanie chlpkov na tvári odporúčame nosiť slnečné okuliare na dodatočnú ochranu očí.

REŽIM KLZANIA

Pre rýchle a efektívne ošetrenie veľkých plôch - ako sú nohy, ruky, hrudník, chrbát a žalúdok

1. Umiestnite okienko pevne na pokožku a vyberte preferovanú úroveň intenzity.
2. Stlačte a podržte tlačidlo blesku. Zariadenie začne blikať.
3. Pomaly a nepretržite posúvajte zariadenie zdola do hornej časti ošetrovanej oblasti. Vždy udržiavajte úplný kontakt s pokožkou, aby zariadenie nepretržite blikalo.
4. Po dokončení kľzavého zdvihu zdvihnite zariadenie z ošetrovanej oblasti.
5. Ošetrenie ďalšej susednej oblasti opakujte paralelným klzaním, až kým nedokončíte celú oblasť, ktorú chcete ošetriť.

REŽIM PEČIATKY

Na ošetrenie malých alebo ťažko dostupných miest - ako je tvár, línia bikín a podpazušie

6. Ošetrovacie okienko pevne položte na pokožku a vyberte preferovanú úroveň intenzity.
7. Stlačte a okamžite uvoľnite tlačidlo blesku. Zariadenie vydá blesk.
8. Zdvihnite zariadenie z pokožky a umiestnite ho na iné príslušné miesto, ktoré sa má ošetriť.
9. Pokračujte v liečbe miesto po mieste, kým nedokončíte celú oblasť, ktorú chcete ošetriť.

NOTA:

- Okienko na PEACH™ 2 musí byť v úplnom kontakte s pokožkou, inak blesk nebude fungovať.

- Aby PEACH™ 2 fungoval efektívne, musíte ho používať rovnomerne po celej pokožke bez toho, aby ste vynechali akékoľvek miesto. Uistite sa, že ste sa vyhli predtým ošetrovaným oblastiam bez toho, aby ste medzi ošetrovanými oblasťami ponechali priestor. Dbajte však na to, aby ste tú istú oblasť neblikli viac ako raz. To nezlepšuje účinnosť liečby a namiesto toho môže zvýšiť riziko kožných reakcií.
- Ak pocítite intenzívnu bolesť, okamžite ukončíte liečbu a pred opätovným použitím sa poraďte so svojím lekárom.

VÁŠ LIEČEBNÝ™ PLÁN BROSKYNE 2

Pre optimálne výsledky by sa zariadenie malo používať raz za 2 týždne počas 12 týždňov, aby sa zabezpečilo, že všetky vlasové folikuly sú ošetrované.

Po počiatočnej fáze liečby (raz za 2 týždne počas 12 týždňov) sa odporúča používať prístroj raz mesačne alebo podľa potreby na udržanie výsledkov.



Pred opätovným ošetrovaním **tej istej oblasti vždy počkajte 14 dní**

- Doprajte si liečbu do 3 dní pred alebo po plánovanom dátume liečby. Ak ste neboli liečení v priebehu 3 dní pred alebo po plánovanom dátume liečby, znovu začnite počiatočnú fázu.

ČISTENIE, ÚDRŽBA, SKLADOVANIE

Po ošetroaní vždy vypnite zariadenie odpojením napájania od zariadenia a elektrickej zásuvky.

Po každom použití je potrebné ošetrovacie okienko dôkladne utrieť mierne navlhčenou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna. Je obzvlášť dôležité udržiavať prednú časť zariadenia a reflektor bez nečistôt, vlasov alebo iných

nečistôt, aby sa zabezpečil maximálny výkon.

VÝSTRAHA: Ošetrovacie okienko sa môže počas používania zahriať. Nedotýkajte sa ošetrovacieho okienka ani ho nečistite najmenej 5 minút po použití, aby vychladlo.

NOTA:

- Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo acetón, pretože môžu dráždiť pokožku a poškodiť silikón.
- Dávajte pozor, aby ste zabránili vniknutiu otvorov v prístroji vodou vrátane kanálov na chladenie pokožky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	RIEŠENIE
Zariadenie sa nezapne.	- Skontrolujte, či je zdroj napájania zapojený. - Zariadenie je uzamknuté. Ak ho chcete odomknúť, zaregistrujte svoje zariadenie pomocou aplikácie FOREO (pokyny vyššie v časti "Ako používať")
Blikajúce tlačidlo t nereaguje.	- Uistite sa, že okienko na ošetrovanie je v úplnom kontakte s pokožkou. - Odpojte zariadenie. Potom ho znova zapojte.
Zariadenie sa nesynchronizuje s aplikáciou FOREO.	- Vypnite a znova zapnite Bluetooth a potom sa skúste pripojiť znova. - Zatvorte a znova otvorte aplikáciu FOREO, aby sa proces spustil znova. - Skontrolujte, či potrebujete aktualizovať aplikáciu v obchode s aplikáciami mobilného zariadenia.
Zariadenie, ošetrovacie okienko, napájací zdroj alebo kábel sú poškodené, poškodené, prasknuté alebo sa zdajú byť chybné.	POUŽIŤ. Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti zariadenia alebo máte podozrenie, že je akýmkoľvek spôsobom poškodené, nesmie sa používať. A mali by ste sa obrátiť na webovú stránku.

Ak nenájdete odpoveď na svoju konkrétnu otázku alebo máte iné otázky týkajúce sa prevádzky zariadenia, navštívte stránku foreo.com/support.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

REGISTRÁCIA ZÁRUKY

Ak chcete aktivovať 2-ročnú obmedzenú záruku, zaregistrujte sa prostredníctvom aplikácie FOREO For You alebo navštívte foreo.com/ registráciu produktu , kde nájdete ďalšie informácie.

2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť FOREO poskytuje záruku na toto zariadenie po dobu DVOCH (2) ROKOV od pôvodného

dátum nákupu proti chybám spôsobeným chybným spracovaním alebo materiálom vyplývajúcim z bežného používania zariadenia. Záruka sa vzťahuje na pracovné časti, ktoré ovplyvňujú prevádzku zariadenia. NEZAHŔŇA kozmetické poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním alebo poškodenie spôsobené nehodou, nesprávnym použitím alebo nedbanlivosťou. Akýkoľvek pokus o otvorenie alebo demontáž zariadenia (alebo jeho príslušenstva) ruší záruku.

Ak sa dozviete o chybe a oznámite to spoločnosti FOREO počas záručnej doby, spoločnosť FOREO zariadenie podľa vlastného uváženia bezplatne vymení. Reklamácie musia byť podložené primeraným dôkazom, že dátum uplatnenia reklamácie je v záručnej dobe. Ak chcete overiť svoju záruku, uschovajte si originál dokladu o kúpe spolu s týmito záručnými podmienkami počas trvania záručnej doby.

Ak chcete uplatniť záruku, musíte sa prihlásiť do svojho účtu www.foreo.com a potom vybrať možnosť reklamácie. Náklady na dopravu sú nevratné. Tento záväzok dopĺňa vaše zákonné práva spotrebiteľa a žiadnym spôsobom tieto práva neovplyvňuje.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Likvidácia starých elektronických zariadení (platí v EÚ a iných európskych krajinách so systémami separovaného zberu odpadu).



DODRŽIAVANIE
PREDPISOV
V EURÓPE



VYHLÁSENIE O
ZHODE SPOJENÉHO
KRÁLOVSTVA



POLARITA
JEDNOSMER
NÉHO
NAPÁJACIEH
O
KONEKTORA



KONSENZUS
FEDERÁLNEJ
KOMUNIKAČNEJ
KOMISIE



APLIKOVANÁ
ČASŤ TYPU BF



ZARIADENIA TRIEDY
II



OBAL JE
VYROBENÝ Z
RECYKLOVANÉHO
ELÉKTRONICKÉHO
MATERIÁLU



SMERNICA O ODPADE
Z ELEKTRICKÝCH A
ELEKTRONICKÝCH
ZARIADENÍ



PREČÍTAJTE SI
NÁVOD NA
POUŽITIE

Takéto zariadenia by sa nemali považovať za odpad z domácností, ale mali by sa prepraviť na vhodné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto zariadenia pomôžete vyhnúť sa možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom zo zariadení. Recyklácia materiálov prispeje

aj k zachovaniu prírodných zdrojov.

Ďalšie informácie o recyklácii zariadenia vám poskytne miestna služba likvidácie domového odpadu alebo miesto nákupu.

VYHLÁSENIE FCC:

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie vyrába, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k žiadnemu rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, ktoré možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil rušenie eliminovať jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a zariadením.
- Pripojte zariadenie k zásuvke v inom obvode, ako je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.

ŠPECIFIKÁCIE

PEACH™ 2 je filtrovaný systém intenzívneho širokopásmového pulzného svetla s nasledujúcimi technickými špecifikáciami:

Miera opakovania	0,5 -1 s
Dĺžka impulzu	Voľné vybitie 3 ms
Maximálny optický výkon	7,3 J/cm²
Vlnová dĺžka	550 - 1100nm
Vstup do napájacieho vedenia	100 - 240 V, 50/60Hz 3A
Prevádzková teplota	5 °C až +40 °C
Prevádzková vlhkosť	40 % až 80 %
Prevádzkové tlaky	800 až 1 060 hPa
Ošetrovaná oblasť (veľkosť lokality)	9 cm²

PREPRAVNÉ PODMIENKY:

Teplota	-10 °C až +50 °C
Vlhkosť	30 % až 80 %
Tlaky	500 hPa až 1 060 hPa

Ak bolo zariadenie skladované pri teplotách mimo špecifikovaného prevádzkového rozsahu, počkajte pred použitím aspoň 30 minút, aby sa zariadenie mohlo aklimatizovať.

PEACH™ 2 má neobmedzený počet zábleskov a je určený pre jedného používateľa. Minimálna predpokladaná životnosť je 10 rokov, ak sa dodrží odporúčaný režim .

Označenie CE potvrdzuje, že tento spotrebič spĺňa nasledujúce smernice EÚ:

- Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ
- Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ
- Smernica o energeticky významných výrobkoch 2009 / 125 / ES.

Toto zariadenie vyhovuje najnovším normám EMC a zmenám platným pre domáce a zdravotnícke prístroje. Sú to: EN 55014- 1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3- 3:2013/ A1:2019/ A2:2021, IEC 60601-1-2:2014/AMD1 :2020

Toto zariadenie spĺňa najnovšie bezpečnostné normy a zmeny platné pre domáce a zdravotnícke prístroje. Sú to: IEC 60335-1:2010 + pozm., IEC 60335-2-113:2016, EN 62233:2008, IEC 60601-1:2005+A1:2012 +A2:2020, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + AMS, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-11: 2015+ AMS, IEC 62304:2006 + AMS, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 a 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1 : 2005 + AMS

©2023 FOREO AB. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

DOVOZCE A DISTRIBUTOR V EÚ: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, ŠVÉDSKO
DOVOZCE A DISTRIBUTOR V USA: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

VYROBENO PRO: FOREO AB. NAVRHOV A VYVINUL: FOREO ŠVÉDSKO. DOVOZCE A DISTRIBUTOR V AUS.: SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 3109, AUSTRÁLIE. VÝROBCE: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. Č.58 LINSHENG ROAD, MESTO TINGLIN, OKRES JINSHAN, ŠANGHAJ, ČÍNA

