

OR O



Felicitări pentru că ați făcut primul pas spre descoperirea unei epilări mai inteligente prin achiziționarea aparatului PEACH™ 2. Înainte de a începe să vă bucurați de toate avantajele tehnologiei sale sofisticate în confortul casei dumneavoastră, vă rugăm să vă acordați câteva momente pentru a citi cu atenție instrucțiunile din acest manual.

Vă rugăm să citiți **TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE** și să folosiți acest dispozitiv numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descrisă în acest manual.

UTILIZARE INTENȚIONATĂ: PEACH™ 2 este un dispozitiv fără prescripție medicală destinat îndepărtării părului nedorit de pe corp și/sau facial.

ZONELE CORPULUI: PEACH™ 2 este potrivit pentru utilizarea pe părul de pe corp și pe părul facial feminin sub linia obrazilor.

TONUL PIELII: PEACH™ 2 este potrivit pentru utilizare pe tonuri de piele deschise, medii și închise, până la tonul de piele 5 inclusiv.



CULOAREA PĂRULUI: PEACH™ 2 este potrivit pentru utilizarea pe părul natural negru sau șaten. Este posibil să nu fie la fel de eficient pe părul alb, gri, blond sau roșcat.



AVERTISMENTE: NU ESTE PERMISĂ NICIO MODIFICARE A ACESTUI ECHIPAMENT.

SĂ CUNOAȘTEM PEACH™ 2

CARACTERISTICI

CONDUCTE DE RĂCIRE A PIELII

Răcește ușor pielea cu aer pentru un confort optim în timpul tratamentului.

4,5 cm² FEREASĂ DE TRATAMENT

Oferă o energie IPL de 7,3 J/cm² pentru a îndepărta rapid și eficient părul și a preveni reapariția acestuia.

SCUT DE PROTECȚIE

Ecranul inovator din silicon protejează ochii de impulsurile luminoase intense. Ecranul inovator din silicon protejează ochii de impulsurile luminoase intense.

CAP AUTOREGLABIL

Se poate îndoi pentru a trata cu ușurință, uniform și confortabil pliurile și colțurile greu accesibile ale corpului.

VENTIL DE RĂCIRE A DISPOZITIVULUI

Asigură că dispozitivul este menținut rece pentru un tratament optim.

BUTON FLASH


Activează blițul IPL. Apăsați o singură dată pentru modul de ștampilare sau apăsați continuu pentru modul de alunecare.

BUTOANE PLUS ȘI MINUS

Reglați intensitatea tratamentului IPL pentru a se potrivi perfect nevoilor pielii dvs. pe fiecare zonă a corpului.

LUMINI INDICATOARE

Indică nivelul de intensitate IPL.



APLICAȚIE CONECTATĂ

Accesați tratamente și
memento-uri
personalizabile.

4 ADAPTOARE DE PRIZĂ

Se atașează și se
detașează cu ușurință de
cablul de alimentare,
pentru utilizare acasă
sau în străinătate.

CULOARE DE CURĂȚAT

Păstrează dispozitivul
curat și uscat.

CUM FUNCȚIONEAZĂ PEACH™ 2?

PEACH™ 2 este conceput pentru a ajuta la întreruperea ciclului de creștere a părului. Energia luminoasă este transferată prin suprafața pielii și este absorbită de melanina prezentă în firul de păr. Energia luminoasă absorbită este transformată în energie termică (sub suprafața pielii), care dezactivează foliculul pilos. Firele de păr tratate cad în mod natural în decurs de câteva zile până la 1-2 săptămâni. Creșterea părului este ciclică și urmează 3 faze distincte și consecutive. Tratamentul IPL este eficient doar atunci când firele de păr se află într-o anumită fază (Anagen - faza de creștere). Nu toate firele de păr se află în aceeași fază la un moment dat. Acesta este motivul pentru care trebuie să urmați regimul de tratament recomandat de 1 tratament la fiecare 2 săptămâni, timp de 12 săptămâni.

LA CE SĂ NE AȘTEPTĂM

Imediat după tratament, nu ar trebui să observați niciun efect secundar semnificativ în urma tratamentului (consultați secțiunea intitulată "Efecte secundare" pentru mai multe informații despre efectele secundare).

În primele câteva săptămâni de la tratamentele inițiale, veți vedea încă unele fire de păr crescând. Este posibil ca acestea să fie fire de păr care nu au fost observate în timpul tratamentului, adică acestea au stat în stare latentă și nu s-au aflat în faza de creștere (Anagen) în timpul tratamentului; atunci când IPL este cel mai eficient.

După aproximativ 6 săptămâni de la începerea programului de tratament de 12 săptămâni, ar trebui să observați o reducere a creșterii părului. Cu toate acestea, este posibil ca multe fire de păr să nu fi fost încă tratate în faza de creștere. Este important să continuați tratamentele la fiecare 2 săptămâni. După programul de 12 săptămâni, ar trebui să observați o reducere semnificativă a firelor de păr în zona tratată. Orice fir de păr rămas ar trebui să fie mai fin și/sau mai deschis la culoare. Continuarea tratamentelor lunare sau a tratamentelor, după caz, ar trebui să mențină reducerea părului nedorit.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA CONTRAINDICAȚII

NU utilizați dispozitivul:

- dacă pielea dvs. este mai închisă la culoare decât nuanța de piele 5 indicată în tabelul de mai sus. Deoarece pielea închisă la culoare absoarbe mai multă energie luminoasă, tratarea pielii foarte închise la culoare poate provoca disconfort/durere și efecte adverse (de exemplu, arsuri, bășici, decolorare sau cicatrici) și vă poate leza pielea.
- sunteți gravidă, alăptați sau aveți sub 18 ani, deoarece acest dispozitiv nu a fost testat pe aceste persoane.
- aveți antecedente de cancer de piele sau leziuni precanceroase (de exemplu, nevi sau un număr mare de alunițe).
- pielea dvs. a fost bronzată recent în mod artificial sau natural sau este arsă în urma unei supraexpunerii la soare. pielea dumneavoastră poate fi sensibilă în urma expunerii la soare și deosebit de sensibilă la efectele secundare ale tratamentului IPL (de exemplu, arsură, bășici, decolorare sau cicatrici). Așteptați 1 săptămână până la dispariția arsurilor solare sau a bronzului înainte de a utiliza dispozitivul.
- direct pe sfârcuri, organele genitale sau în jurul anusului. Aceste zone pot avea o culoare mai închisă a pielii și/sau o densitate mai mare a părului. Utilizarea dispozitivului în aceste zone poate provoca disconfort/durere sau vă poate leza (arsură, decolorare sau cicatrice) pielea.
- pe bășici, cicatrici, pete maro închise sau negre, cum ar fi semne din naștere, alunițe sau veruci în zona pe care doriți să o tratați. Sau dispozitivul vă poate răni pielea sau poate agrava afecțiunile existente, iar dumneavoastră puteți fi deosebit de sensibil la efectele secundare ale tratamentului IPL (de exemplu, arsuri, bășici, decolorare sau cicatrici)
- dacă aveți orice afecțiune a pielii în zona de tratament, inclusiv psoriazis, vitiligo, eczeme, acnee, herpes simplex sau infecții sau răni active.

NU expuneți zonele tratate la soare. Așteptați cel puțin 7 zile după tratament înainte de a expune pielea tratată la lumina directă a soarelui. Este posibil ca pielea dumneavoastră să fie foarte sensibilă după un tratament IPL și deosebit de sensibilă la arsuri solare. Aplicați protecție solară (SPF 15 sau mai mare) pe zona tratată sau acoperiți zona tratată cu îmbrăcăminte adecvată.

Dacă nu sunteți sigur că acest dispozitiv poate fi utilizat în siguranță, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră sau dermatologului.

Dacă luați orice fel de medicamente în mod regulat și pe o perioadă lungă de timp, vă rugăm să vă consultați medicul pentru orice impact potențial asupra sensibilității pielii la lumină.

AVERTISMENTE



SIGURANȚA OCHILOR

PEACH™ 2 emite flash-uri de lumină intensă pulsată. Expunerea directă este potențial dăunătoare pentru ochi. Aveți grijă să respectați măsurile de siguranță de mai jos.

AVERTISMENT: Posibile leziuni oculare (care pot duce la pierderea vederii) sau ale pielii dacă nu sunt respectate instrucțiunile. Citiți și respectați instrucțiunile.

Dispozitivul poate fi activat (bliț) numai dacă este în contact deplin cu pielea.

Cu toate acestea:

NU:

- priviți direct în fereastra de tratament a aparatului atunci când acesta este alimentat cu energie electrică și este pornit.
- să încercați să activați (să clipiți) dispozitivul spre ochi.
- tratați zonele din jurul ochiului (sprâncene sau gene). Utilizarea necorespunzătoare poate duce la afectarea ochilor.
- folosiți dispozitivul deasupra pleoapelor sau aproape de ochi. Încercați să activați (să clipiți) dispozitivul NUMAI atunci când fereastra de tratament este în contact deplin cu zona pe care doriți să o tratați.

RECOMANDĂM să vă îndepărtați privirea de la dispozitiv atunci când trageți pe piele.

ELECTRICITATE ȘI SIGURANȚĂ

Ca în cazul oricărui dispozitiv electric, trebuie luate anumite măsuri de precauție pentru a vă asigura siguranța.

NU:

- să încercați să deschideți dispozitivul, deoarece acest lucru vă poate expune la componente electrice periculoase.
- folosiți dacă PEACH™ 2 este deteriorat; de exemplu, dispozitiv crăpat, cablu deteriorat (fire interne vizibile), sticlă crăpată sau spartă pe dispozitiv etc. Acest lucru poate duce la rănire.
- utilizați în apropierea căzilor de baie, dușurilor, bazinelor sau a altor recipiente care conțin apă. Dacă dispozitivul se udă, acesta nu trebuie utilizat.
- utilizați dacă dispozitivul devine inconfortabil de fierbinte la atingere. Acest lucru poate indica faptul că aparatul este deteriorat.
- utilizați o sursă de alimentare sau alte componente, altele decât cele furnizate pentru utilizarea cu PEACH™ 2. Acest lucru poate deteriora dispozitivul și poate face ca acesta să nu mai funcționeze.
- încercați să activați (să aprindeți) dispozitivul pe orice altă suprafață decât pielea.
- poziționați dispozitivul astfel încât să fie dificil de deconectat de la rețeaua de alimentare.

SIGURANȚĂ GENERALĂ

NU:

- utilizați dacă ați efectuat un tratament de exfoliere a pielii pe zona pe care doriți să o tratați. Vă rugăm să așteptați 30 de zile după un peeling al pielii înainte de a trata cu dispozitivul. Tratarea pielii bronzate cu lumină intens pulsată (IPL) poate avea ca rezultat hiperpigmentarea (întunecarea) sau hipopigmentarea (luminarea) permanentă a pielii tratate.
- utilizați pe zonele în care aveți tatuaje sau machiaj permanent.

- folosiți dispozitivul în locul oricăror materiale de umplere sau botox.
- utilizați dacă aveți o sensibilitate cunoscută la lumina soarelui (fotosensibilitate) sau dacă luați medicamente care fac pielea mai sensibilă și provoacă fotosensibilitate, de exemplu Retin A, Accutane și/sau alte retinoizi topici. Verificați întotdeauna prospectul de instrucțiuni care însoțește medicamentul dumneavoastră, pentru a vedea dacă fotosensibilitatea este menționată ca efect secundar. Utilizarea dispozitivului pe pielea fotosensibilă ar putea duce la leziuni ale pielii, cum ar fi umflături sau bășici. Cereți sfatul medicului înainte de a utiliza dispozitivul, deoarece utilizarea poate afecta pielea. Acest dispozitiv nu este destinat pentru tratamentul afecțiunilor medicale. Trebuie solicitat un sfat medical pentru a trata, de exemplu, alunițe, erupții cutanate, mâncărimi ale pielii, ciuperci sau infecții ale pielii, umflături ale pielii sau etichete cutanate.
- atingeți fereastra de tratament în timpul sau imediat după utilizare. Inspectați în mod regulat fereastra de tratament pentru a vedea dacă este deteriorată.
- atingeți orificiul de răcire a dispozitivului (partea metalică) al dispozitivului în timpul sau imediat după utilizare.
- utilizați dispozitivul în cazul în care fereastra de tratament este crăpată sau lipsește.
- Asigurați-vă că fereastra de tratament este curată și lipsită de resturi. Orice resturi pe sau în jurul ferestrei de tratament în timpul funcționării pot duce la modificări temporare ale pielii, cum ar fi roșeață sau umflături.
- Dispozitivul trebuie ținut departe de copiii cu vârsta sub 18 ani. Copiii nu trebuie să utilizeze, să se joace cu, să întrețină sau să curețe dispozitivul. Există o serie de riscuri potențiale - expunerea la ieșirea luminii care provoacă arsuri sau leziuni oculare, electrocutare, strangulare cu ajutorul cablurilor.
- Dispozitivul trebuie ținut departe de animalele de companie și de dăunători, care ar putea deteriora dispozitivul. Printre riscurile potențiale se numără reducerea funcționării și electrocutarea.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse. Cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea sigură și corectă a dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Fereastra de tratament a dispozitivului este o componentă esențială care se va încălzi în timpul utilizării.

AVERTISMENT:

- NU depășiți utilizarea specificată în regimul de tratament.
- Deteriorarea pielii poate apărea după aplicarea prelungită sau repetată pe un singur loc. Evitați utilizarea excesivă, care include treceri excesive,

- suprapunerea de flash-uri și/sau creșterea frecvenței de utilizare.
- Nu anulați mecanismele de siguranță inerente dispozitivului.

PRECAUȚII

- Îndepărtarea părului cu ajutorul laserelor sau al surselor de lumină cu impulsuri intense poate provoca creșterea părului la unele persoane. Pe baza datelor disponibile în prezent, cele mai mari grupuri de risc pentru acest răspuns sunt femeile din zona mediteraneană, din Orientul Mijlociu,

- și a moștenirii sud-asiatice tratate pe față și gât.
- NU folosiți dispozitivul pe nicio zonă în care ați putea dori să vă crească părul la loc.
 - NU se utilizează pe scalp, pe sprâncene sau oriunde în apropierea sau în jurul ochilor. Utilizarea în aceste zone poate afecta permanent ochii.
 - NU folosiți dispozitivul pe față, maxilarul sau gâtul omului. Părul din zona bărbii unui bărbat este prea dens și utilizarea unui dispozitiv IPL în aceste zone poate duce la rănirea pielii.
 - Acest dispozitiv nu este recomandat pentru utilizarea pe părul roșcat, gri, alb sau blond. Nu este eficient pe aceste culori de păr.

RISURI POTENȚIALE, EFECTE SECUNDARE ȘI REACȚII CUTANATE

EFECTELE SECUNDARE	CUM SĂ EVALUEZI ȘI SĂ REACȚIONEZI
Durere ușoară / disconfort în zona tratată	Acest lucru este de așteptat și este normal pentru toate tratamentele IPL. Puteți continua să folosiți dispozitivul conform instrucțiunilor, iar durerea ar trebui să se diminueze odată cu utilizarea continuă.
Senzatie de căldură sau furnicături în timpul tratamentului, care apar de obicei după câteva secunde până la un minut și scad odată cu utilizarea continuă.	Acest lucru este de așteptat și este normal pentru toate tratamentele IPL. Puteți continua să folosiți dispozitivul conform instrucțiunilor.
Mâncărimi în zona de tratament.	Acest lucru este destul de comun pentru tratamentele IPL și ar trebui să dispară după o perioadă scurtă de timp. Puteți continua să folosiți dispozitivul conform instrucțiunilor. Nu vă zgâriați zona.
Înroșirea pielii în timpul sau după tratament, care dispare în câteva minute.	Acest lucru este de așteptat și este normal pentru toate tratamentele IPL. Puteți continua să folosiți dispozitivul conform instrucțiunilor, odată ce roșeața pielii a dispărut.
Înroșirea pielii care nu dispare în câteva minute și care durează 24-48 de ore.	Întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului și consultați medicul înainte de a-l utiliza din nou.
Durere sau disconfort care este intens în timpul tratamentului sau care persistă după un tratament	Întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului și consultați medicul înainte de a-l utiliza din nou.
ÎN CAZURI FOARTE RARE	CUM SĂ EVALUEZI ȘI SĂ REACȚIONEZI

Umflături și roșeață care nu dispar în două-trei zile.

Modificări temporare ale culorii pielii (iluminare sau întunecare).

apariția de bășici, cicatrici sau arsuri ale pielii.

Întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului și consultați medicul înainte de a-l utiliza din nou.

Dacă vă schimbați culoarea pielii, întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului și adresați-vă medicului dumneavoastră.

Întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului și consultați medicul înainte de a-l utiliza din nou. Aplicați o compresă rece pe zonă. Tratați cu un antiseptic sau cu o cremă pentru arsuri.

CUM SE UTILIZEAZĂ

AVERTISMENT: Urmați fiecare etapă a procesului de tratament, asigurându-vă că finalizați toate aspectele fiecărei etape înainte de a trece la următoarea.

DEBLOCAȚI-VĂ DISPOZITIVUL

Descărcați aplicația FOREO pentru a vă debloca și înregistra dispozitivul PEACH™ 2 înainte de prima utilizare. Puteți face acest lucru prin scanarea codului QR care se găsește pe spatele ambalajului dispozitivului sau pe Ghidul de pornire rapidă care însoțește dispozitivul.

SCANEAZĂ PIELEA PENTRU UN TRATAMENT OPTIM

După ce v-ați înregistrat PEACH™ 2 prin intermediul aplicației, veți putea selecta o opțiune numită "Recomandare". Aici, vi se va oferi opțiunea de a vă scana tonusul pielii și părul de pe zona pe care doriți să o tratați, pentru a genera setările optime de tratament pentru zona respectivă. De asemenea, veți putea ajusta și alte setări, în funcție de preferințele dumneavoastră.

PREGĂTIȚI ZONA DE TRATAMENT

Îndepărtați orice păr vizibil de pe piele înainte de a utiliza dispozitivul. Vă recomandăm să vă radeți părul de pe corp și să vă dermaplantați părul facial, pentru rezultate optime. Asigurați-vă că nu rămâne niciun fir de păr deasupra suprafeței pielii, deoarece acest lucru ar putea provoca răni. Acest lucru împiedică, de asemenea, ca resturile să acopere partea din față a dispozitivului. Curățați zona de tratament și uscați-o.

PORNIȚI DISPOZITIVUL

Atașați adaptorul de priză corespunzător la cablul de alimentare. Folosiți apoi cablul de alimentare pentru a conecta dispozitivul la o priză electrică. Dispozitivul se va porni automat. Puteți regla la nivelul de intensitate preferat cu ajutorul butoanelor + și -.

NOTĂ: Nivelurile 1 - 3 de pe dispozitivul dvs. sunt destinate zonelor sensibile și primilor utilizatori. Cu o intensitate redusă a luminii, este posibil să fie necesare mai multe tratamente pentru a vedea efectele dorite. Atâta timp cât tratamentul se simte confortabil, creșteți setarea cu un nivel în intervalul de intensitate recomandat pentru tipul dvs. de piele.

TESTUL PATCH

Înainte de primul tratament pe fiecare zonă nouă a corpului, vă **RECOMANDĂM** să vă testați pielea din zona respectivă pentru a vedea dacă există o reacție la dispozitiv. Zona de test petic ar trebui să aibă o dimensiune de aproximativ 3 cm x 3 cm (echivalentul a 1 flash de PEACH™ 2).

Efectuați testul peticului așa cum este descris mai jos, în secțiunea "Metode de tratament", la rubrica "Mod de ștampilare". Așteptați 24 de ore după efectuarea testului cu plasture, pentru a vă asigura că dumneavoastră

pielea este potrivită pentru tratament și nu există reacții adverse la energia luminoasă. Dacă nu există nicio reacție după 24 de ore, puteți trata zona din jurul testului cutanat. "Zona testată prin plasture" NU trebuie să fie tratată din nou timp de cel puțin 2 săptămâni. În cazul în care apare o reacție cutanată, întrerupeți utilizarea dispozitivului și consultați medicul dumneavoastră.

METODE DE TRATAMENT

Zona care urmează să fie tratată trebuie să fie lipsită de păr, curată și uscată. Înainte de a apăsa butonul de bliț, priviți în altă parte față de aparat pentru a evita lumina puternică. În cazuri rare, este posibil ca blițul să vi se pară prea luminos. Cu toate acestea, nu există niciun risc de siguranță asociat cu acest lucru. Pentru un confort sporit, vă recomandăm să faceți tratamentul într-o cameră bine luminată pentru a ajuta la reducerea luminozității percepute. Vă recomandăm să purtați ochelari de soare pentru o protecție suplimentară a ochilor atunci când utilizați dispozitivul pentru îndepărtarea părului de pe față.

MODUL DE ALUNECARE

Pentru tratarea rapidă și eficientă a zonelor mari - cum ar fi picioarele, brațele, pieptul, spatele și stomacul

1. Așezați ferm fereastra de tratament pe piele și selectați nivelul de intensitate preferat.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de bliț. Dispozitivul va începe să clipească.
3. Glisați dispozitivul încet și continuu de jos în sus pe zona de tratament. Asigurați-vă că mențineți întotdeauna contactul deplin cu pielea, astfel încât dispozitivul să clipească continuu.
4. Odată ce cursa de alunecare este completă, ridicați dispozitivul de pe zona de tratament.
5. Repetați pentru a trata următoarea zonă adiacentă, într-o alunecare paralelă, până când ați completat întreaga zonă pe care doriți să o tratați.

MODUL ȘTAMPILĂ

Pentru tratarea zonelor mici sau greu de atins - cum ar fi fața, linia de bikini și axilele

1. Așezați ferm fereastra de tratament pe piele și selectați nivelul de intensitate preferat.
2. Apăsați și eliberați instantaneu butonul de bliț. Dispozitivul va emite un flash.
3. Ridicați dispozitivul de pe piele și plasați-l pe următorul punct adiacent

care urmează să fie tratat.

4. Continuați tratamentul punct cu punct, până când ați terminat întreaga zonă pe care doriți să o tratați.

NOTĂ:

- Fereastra de tratament de pe PEACH™ 2 trebuie să fie în contact deplin cu pielea dumneavoastră, altfel blițul nu va funcționa.

- Pentru ca PEACH™ 2 să acționeze eficient, trebuie să îl utilizați uniform pe toată pielea, fără a omite niciun punct. Asigurați-vă că evitați zonele ratate, plasând fereastra de tratament direct lângă locul tratat anterior, fără a lăsa spațiu între zonele tratate. Cu toate acestea, asigurați-vă că nu fulgeră aceeași zonă de mai multe ori. Acest lucru nu îmbunătățește eficiența tratamentului și, în schimb, poate crește riscul de reacții cutanate.
- Dacă simțiți o durere intensă, întrerupeți imediat tratamentul și consultați medicul înainte de a utiliza din nou dispozitivul.

PROGRAMUL DUMNEAVOASTRĂ DE TRATAMENT PEACH™ 2

Pentru rezultate optime, dispozitivul trebuie utilizat o dată la 2 săptămâni, timp de 12 săptămâni, pentru a se asigura că toți foliculii de păr sunt tratați.

După faza inițială de tratament (o dată la 2 săptămâni, timp de 12 săptămâni), pentru a menține rezultatele, vă recomandăm să folosiți dispozitivul o dată pe lună sau la nevoie.



Așteptați întotdeauna 14 zile înainte de a trata din nou aceeași zonă.

- Tratați-vă cu 3 zile înainte sau după data planificată pentru tratament. Dacă nu v-ați tratat în termen de 3 zile înainte sau după data planificată a tratamentului, reîncepeți faza inițială.

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE, DEPOZITARE

După tratament, opriți întotdeauna aparatul prin deconectarea sursei de alimentare de la aparat și de la priza electrică.

După fiecare utilizare, fereastra de tratament trebuie ștearsă temeinic cu o cârpă ușor umedă, care nu lasă scame. Este deosebit de important să păstrați partea frontală a dispozitivului și reflectorul fără murdărie, păr sau alte resturi pentru a asigura o performanță maximă.

AVERTISMENT: Fereastra de tratament se poate încălzi în timpul utilizării. NU atingeți sau curățați fereastra de tratament timp de cel puțin 5 minute după utilizare pentru a-i permite să se răcească.

NOTĂ:

- Nu utilizați niciodată produse de curățare care conțin alcool, benzină sau acetona, deoarece acestea pot irita pielea și deteriora siliconul.
- Aveți grijă să evitați ca apa să intre în orice deschizătură a dispozitivului, inclusiv în conductele de răcire a pielii.

DEPANARE

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Dispozitivul nu pornește.	- Asigurați-vă că sursa de alimentare este conectată la priză. - Dispozitivul dvs. este blocat. Pentru a-l debloca, înregistrați-vă dispozitivul prin intermediul aplicației FOREO (instrucțiunile de mai sus în secțiunea "Cum se utilizează").
Butonul de bliț nu răspunde.	- Asigurați-vă că fereastra de tratament este în contact deplin cu pielea dumneavoastră. - Scoateți dispozitivul din priză. Apoi conectați-l din nou.
Dispozitivul nu se sincronizează cu aplicația FOREO.	- Dezactivați și apoi activați din nou funcția Bluetooth pentru a încerca să vă reconectați. - Închideți aplicația FOREO și apoi redeschideți-o pentru a începe din nou procesul. - Verificați dacă aplicația trebuie să fie actualizată în magazinul de aplicații al dispozitivului dvs. mobil.
Aparatul, fereastra de tratament, sursa de alimentare sau cablul sunt deteriorate, rupte, crăpate sau par defecte.	A NU SE UTILIZA. Dacă aveți îndoieli cu privire la siguranța dispozitivului sau dacă bănuieți că este deteriorat în vreun fel, acesta nu trebuie utilizat. Și trebuie să consultați site-ul web.

Dacă nu găsiți răspunsul la întrebarea dvs. specifică sau dacă aveți alte întrebări referitoare la funcționarea dispozitivului, vă rugăm să vizitați foreo.com/support.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE

ÎNREGISTRAȚI GARANȚIA

Pentru a vă activa garanția limitată de 2 ani, înregistrați-vă prin intermediul aplicației FOREO For You sau vizitați foreo.com/product-registration pentru mai multe informații.

GARANȚIE LIMITATĂ DE 2 ANI

FOREO garantează acest dispozitiv pentru o perioadă de DOUĂ (2) ANI de la data de livrare originală.

data cumpărării împotriva defectelor datorate unor defecte de fabricație sau de materiale care rezultă din utilizarea normală a dispozitivului. Garanția acoperă piesele de lucru care afectează funcționarea dispozitivului. NU acoperă deteriorarea cosmetică cauzată de uzura normală sau deteriorarea cauzată de accident, utilizare necorespunzătoare sau neglijență. Orice încercare de a deschide sau de a demonta dispozitivul (sau accesoriile acestuia) va anula garanția.

Dacă descoperiți un defect și notificați FOREO în timpul perioadei de garanție, FOREO va înlocui gratuit dispozitivul, la discreția sa. Revendicările în cadrul garanției trebuie să fie susținute de dovezi rezonabile care să ateste că data reclamației se încadrează în perioada de garanție. Pentru a vă valida garanția, vă rugăm să păstrați chitanța de achiziție originală împreună cu aceste condiții de garanție pe toată durata perioadei de garanție.

Pentru a vă revendica garanția, trebuie să vă autentificați în contul dvs. la www.foreo.com și apoi să selectați opțiunea de a face o cerere de garanție. Costurile de expediere nu sunt rambursabile. Acest angajament se adaugă la drepturile dumneavoastră legale în calitate de consumator și nu afectează în niciun fel aceste drepturi.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Eliminarea echipamentelor electronice vechi (aplicabil în UE și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă a deșeurilor).



CONFORMITATE
EUROPEANĂ

DECLARAȚIA DE
CONFORMITATE A
REGATULUI UNIT



POLARITAT
EA
CONECTOR
ULUI DE
ALIMENTAR
E DE C.C.



CONFORMITATEA
COMISIEI FEDERALE
PENTRU
COMUNICAȚII

TIP BF PARTE
APLICATĂ



ECHIPAMENTE DE
CLASA II



AMBALAJELE SUNT
REALIZATE DIN
MATERIALE
RECICLABILE

DIRECTIVA PRIVIND DEȘEURILE DE
ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI
ELECTRONICE DE GUNOI



CONSULTAȚI
INSTRUCȚIUNILE
DE UTILIZARE

Acest dispozitiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer, ci trebuie adus la

punctul de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest dispozitiv este eliminat în mod corect, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea umană care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a dispozitivului ca deșeu. De asemenea, reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale.

Pentru mai multe informații despre reciclarea dispozitivului dumneavoastră, vă rugăm să contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau locul de achiziție.

DECLARAȚIA FCC:

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu prevederile instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția radio sau de televiziune, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

PEACH™ 2 este un sistem de lumină intens pulsată în bandă largă filtrată cu următoarele specificații tehnice:

Rata de repetiție	0.5 -1s
Lungimea impulsului	Descărcare liberă 3ms
Ieșire optică maximă	7.3 J/cm²
Lungime de undă	550 - 1100nm
Intrarea liniei de alimentare	100 - 240V, 50/60Hz 3A
Temperatura de funcționare	5 Celsius to +40 Celsius

Umiditatea de funcționare	40% to 80%
Presiuni de operare	800 to 1,060 hPa
Zona de tratament (mărimea spotului)	4.5cm ²

CONDIȚII DE TRANSPORT:

Temperatura	-10 Celsius to +50 Celsius
Umiditate	30% to 80%
Presiuni	500hPa to 1,060hPa

Dacă dispozitivul a fost depozitat la temperaturi care nu se încadrează în intervalul de funcționare indicat, vă rugăm să așteptați cel puțin 30 de minute înainte de utilizare pentru a permite dispozitivului să se aclimatizeze.

PEACH™ 2 are un număr nelimitat de flash-uri și este destinat unui singur utilizator. Durata de viață minimă preconizată este de 10 ani, dacă se respectă regimul recomandat.

Marcajul CE certifică faptul că acest aparat este în conformitate cu următoarele directive UE:

- Directiva privind joasă tensiune 2014/35/UE
- Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică
- Directiva 2009 / 125 / CE privind produsele cu impact energetic.

Acest dispozitiv este conform cu cele mai recente standarde EMC și amendamente aplicabile dispozitivelor casnice și medicale. Acestea sunt: EN 55014- 1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/ A1:2019/ A2:2021, IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020.

Acest dispozitiv este conform cu cele mai recente standarde de siguranță și amendamente aplicabile dispozitivelor casnice și medicale. Acestea sunt: IEC 60335-1:2010

+ Ams, IEC 60335-2-113:2016, EN 62233:2008, IEC 60601-1:2005+A1:2012 +A2:2020, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-11:2015 + Ams, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 Nr. 60601-1:2008 și 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams

©2023 FOREO AB. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

IMPORTATOR ȘI DISTRIBUITOR ÎN UE: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN

IMPORTATOR ȘI DISTRIBUITOR ÎN SUA: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, SUA.

FABRICAT PENTRU: FOREO AB. PROIECTAT ȘI DEZVOLTAT DE: FOROEVO: FOREO SWEDEN. IMPORTATOR ȘI

DISTRIBUTOR ÎN AUS.: SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 3109, AUSTRALIA.
FABRICAT DE: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN
DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

OR O