

FOREO
SWEDEN



ESPADA™ 2 plus

LUMINĂ ALBASTRĂ CONCENTRATĂ CU LEDURI PENTRU TRATAMENTUL PETELOR



MANUAL ONLINE

GHID DE UTILIZARE COMPLET

INTRODUCERE

Felicitări pentru că ați făcut primul pas spre o îngrijire mai inteligentă a pielii cu ESPADA™ 2 plus. Înainte de a începe să vă bucurați de toate beneficiile îngrijirii avansate a acneei în confortul propriei locuințe, vă rugăm să vă acordați câteva minute pentru a parcurge acest ghid.

Vă rugăm să citiți TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE și să folosiți acest produs numai în scopul pentru care este destinat, așa cum este descris în acest manual.

⚠️ AVERTISMENT: NU SUNT PERMISE MODIFICĂRI ALE ACESTUI ECHIPAMENT.

ESPADA™ 2 plus PREZENTARE GENERALĂ

Asigurați-vă o piele curată, netedă și sănătoasă cu ESPADA™ 2 plus - special conceput pentru a elimina petele acneice recurente și inflamațiile prin tratarea fiecărui punct în parte cu terapia cu LED albastru ultra-concentrat. Acționând rapid și eficient pentru a regla producția de sebum, ESPADA™ 2 plus previne, de asemenea, viitoarele erupții.

Faceți cunoștință cu ESPADA™ 2 plus

FUNCȚII

LUMINĂ LED ALBASTRĂ

Lungimea de undă de 415 nm pătrunde prin epidermă pentru a distruge bacteriile care cauzează pete la sursă.

ÎNDRUMARE PRECISĂ A LUMINII

Aceasta ajută la acoperirea precisă a zonei cu probleme și direcționează LED-ul albastru către aceasta cu o precizie maximă.

BUTON UNIVERSAL

Pornește și oprește dispozitivul și activează LED-ul albastru.

SILICON ANTIBACTERIAN

Extrem de igienic pentru a reduce răspândirea bacteriilor de la o zonă a pielii la alta.

ÎNTRAREA DE ÎNCĂRCARE

Până la 210 utilizări cu o încărcare USB completă. Acoperire 100% impermeabilă.

INDICATOR LUMINOS

Culoarea albă indică faptul că lumina LED albastră este activă. Roșu - indică o baterie descărcată.



CUM SĂ UTILIZAȚI ESPADA™ 2 plus

ÎNREGISTRAȚI-VĂ GARANȚIA

Înainte de prima utilizare, descărcați aplicația FOREO For You pentru a vă înregistra dispozitivul și a activa garanția, urmând acești pași simpli:

1. Descărcați aplicația FOREO pe telefonul mobil prin scanarea codului QR.
2. Conectați-vă la contul dvs. existent sau înregistrați-vă pentru a crea unul nou.
3. Adăugați un dispozitiv (în partea de sus a ecranului).
4. Selectați tipul de dispozitiv.
5. Urmăți instrucțiunile din aplicație și completați informațiile de achiziție.

www.foreo.com/app



Și dispozitivul dvs. este gata de utilizare!

MOD DE UTILIZARE



CURĂȚAȚI

Curățați-vă și uscați-vă fața și gâtul. Pentru rezultate optime, vă recomandăm să folosiți peria de curățare facială inteligentă FOREO LUNA™.

APLICAȚI

Opțional, aplicați FOREO ESPADA™ BHA+PHA Blemish Solution Gel pe orice pată pe care doriți să o tratați.

TRATAȚI

Apăsăți butonul universal pentru a porni ESPADA™ 2. Orientați dispozitivul astfel încât locul pe care doriți să îl tratați să fie centrat pe lumina de precizie de ochire și mențineți-l pe piele timp de 30 de secunde. Puteți trata același loc de până la 2 ori într-un singur tratament.

CURĂȚAREA ESPADA™ 2 plus

Întotdeauna curățați bine ESPADA™ 2 plus după utilizare. Curățați dispozitivul cu săpun, clătiți-l cu apă caldă și uscați-l cu o cârpă moale care nu lasă scame. După utilizare, vă recomandăm să pulverizați dispozitivul cu FOREO Silicone Cleaning Spray și să clătiți cu apă caldă pentru rezultate optime.

NOTĂ: Nu utilizați niciodată produse de curățare care conțin alcool, petrol sau acetonă, deoarece acestea pot irita pielea și pot deteriora siliconul.

IMPORTANT

PENTRU O SIGURANȚĂ OPTIMĂ:

- Dacă aveți boli de piele sau probleme medicale grave, vă rugăm să consultați un dermatolog înainte de utilizare.
- Utilizarea ESPADA™ 2 plus trebuie să fie confortabilă - dacă simțiți disconfort, întrerupeți imediat utilizarea și consultați un medic.
- Fiți deosebit de atent atunci când utilizați ESPADA™ 2 plus în jurul zonei ochilor. Nu atingeți dispozitivul de pleoape sau de ochi în sine.
- Din motive de igienă, nu vă recomandăm să împărtășiți ESPADA™ 2 plus cu alte persoane.
- Evitați să vă lăsați ESPADA™ 2 plus în lumina directă a soarelui și nu îl expuneți niciodată la căldură puternică sau la apă clocotită.
- Este necesară o supraveghere atentă atunci când acest dispozitiv este utilizat de către, pe sau în apropierea copiilor și de către persoane cu capacități fizice și mentale reduse.
- Întrerupeți utilizarea în cazul în care acest produs pare a fi deteriorat în vreun fel. Acest produs nu conține piese care pot fi reparate.
- Utilizați acest aparat numai în scopul pentru care a fost conceput, așa cum este descris în acest manual. Dacă nu găsiți răspunsul la întrebarea dvs. specifică sau dacă aveți alte întrebări referitoare la funcționarea aparatului, vă rugăm să vizitați www.foreo.com.

DEPANARE

Măsuri de precauție care trebuie luate în cazul unor modificări în funcționarea ESPADA™ 2 plus.

Dacă ESPADA™ 2 plus nu este activat atunci când este apăsat butonul universal:

- Bateria este descărcată. Încărcați ESPADA™ 2 plus cu ajutorul cablului de încărcare USB furnizat timp de 1,5 ore până când este complet încărcat. O încărcare completă va dura până la 210 bucăți de tratamente de 30 de secunde.

În cazul în care ESPADA™ 2 plus nu poate fi oprit și/sau butoanele interfeței nu răspund:

- Microprocesorul are o defecțiune temporară. Apăsați și mențineți apăsat butonul universal pentru a reporni dispozitivul.

Dacă indicatorul ESPADA™ 2 plus nu clipește atunci când este conectat cablul de încărcare USB:

- Ако индикаторът ESPADA™ 2 plus не мига, когато USB кабелът за зареждане е свързан:
- Bateria este descărcată și va dura câteva minute până când va recunoaște conectarea cablului de încărcare USB.
- Cablul de încărcare USB nu este conectat corect. Verificați priza electrică/punctul USB și portul de încărcare.

CONDIȚII DE GARANȚIE

ÎNREGISTRAREA GARANȚIEI

Pentru a vă activa garanția limitată de 2 ani, înregistrați-vă prin intermediul aplicației FOREO For You sau vizitați foreo.com/product-registration pentru mai multe informații.

GARANȚIE LIMITATĂ DE 2 ANI

FOREO garantează acest dispozitiv pentru o perioadă de DOUĂ (2) ANI (cu excepția țărilor în care legislația națională impune o garanție minimă mai lungă) de la data inițială de achiziție împotriva defectelor datorate unei manopere defectuoase sau a celor care apar în condiții normale de utilizare a dispozitivului. Garanția acoperă piesele de lucru care afectează funcționarea dispozitivului. NU acoperă deteriorarea cosmetică cauzată de uzura standard sau deteriorarea cauzată de accident, utilizare greșită sau neglijență. Orice încercare de a deschide sau de a dezambla dispozitivul (sau accesoriile acestuia) va anula garanția.

Dacă descoperiți un defect și notificați FOREO în timpul perioadei de garanție, FOREO va înlocui gratuit dispozitivul, la discreția sa. Cererile de garanție trebuie să fie susținute de dovezi rezonabile că data cererii se încadrează în perioada de garanție. Pentru a confirma garanția, vă rugăm să păstrați chitanța de achiziție originală împreună cu aceste condiții de garanție pe toată durata perioadei de garanție.

Pentru a face o cerere de garanție, trebuie să vă conectați la contul dvs. de pe www.foreo.com și apoi să selectați opțiunea de a face o cerere de garanție. Costurile de expediere nu sunt rambursabile. Acest angajament se adaugă la drepturile dumneavoastră legale în calitate de consumator și nu afectează în niciun fel aceste drepturi.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Eliminarea echipamentelor electronice vechi (aplicabil în UE și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă a deșeurilor).




Simbolul de pe coșul de gunoi barat indică faptul că acest dispozitiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer, ci dus la punctul de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice. Asigurându-vă că acest dispozitiv este eliminat în mod corect, veți contribui la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane care pot fi cauzate de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor de produse. Reciclarea materialelor va contribui, de asemenea, la conservarea resurselor naturale.

Pentru mai multe informații despre reciclarea dispozitivului, vă rugăm să contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau locul de achiziție.

ÎNDEPĂRTAREA BATERIEI

NOTĂ: Acest proces nu este reversibil. Deschiderea dispozitivului va anula garanția acestuia. Această acțiune trebuie întreprinsă numai atunci când aparatul este pregătit pentru eliminare.

Deoarece acest dispozitiv conține o baterie litiu-ion, aceasta trebuie îndepărtată înainte de a fi eliminată și nu trebuie să fie aruncată împreună cu deșeurile menajere. Pentru a scoate bateria, deschideți carcasa interioară din plastic după ce ați îndepărtat stratul exterior de silicon și scoateți bateria pentru a fi eliminată în conformitate cu reglementările locale de mediu. Purtați mănuși în timpul acestui proces pentru siguranța dumneavoastră. Instrucțiuni vizuale detaliate sunt furnizate mai jos:



SPECIFICAȚII

MATERIALE:	Silicon, sigur pentru corp, PC+ABS, oțel inoxidabil	UTILIZARE:	Până la 210 utilizări la fiecare încărcare
CULOARE:	Levăntică / fistic	ÎN AȘTEPTARE	180 zile
DIMENSIUNI:	H191 x W36 x D31 mm	Frecvență	103 Hz
GREUTATE:	97 gr	NIVELUL MAXIM DE ZGOMOT	<50 dB
BATERIE:	420mAh:	INTERFAȚĂ:	1 buton
TEMPERATURA:	5-45 grade celsius		

AVERTISMENT: Utilizatorii acestui dispozitiv îl folosesc pe propriul risc. Nici FOREO și nici comercianții cu amănuntul nu își asumă nicio răspundere pentru vătămări sau daune, fizice sau de altă natură, care rezultă direct sau indirect din utilizarea acestui dispozitiv. În plus, FOREO își rezervă dreptul de a revizui această publicație și de a face modificări ale conținutului acesteia din când în când, fără obligația de a notifica orice persoană cu privire la aceste revizui sau modificări.

AVERTISMENT: Schimbările sau modificările aduse acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul. Modelul poate fi modificat pentru îmbunătățiri fără notificare prealabilă.

Modelul poate fi modificat pentru îmbunătățiri fără notificare prealabilă.

©2023 FOREO AB. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

DISTRIBUITOR UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOKHOLM, SWEDEN. DISTRIBUITOR ÎN SUA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, SUA.

DISTRIBUITOR PENTRU AUSTRALIA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. PROIECTAT ȘI DEZVOLTAT DE FOREO SWEDEN.

FABRICAT PENTRU FOREO AB.

EN-P1-2023060

www.foreo.com