

FOREO  
SWEDEN



## ESPADA™ 2 plus

MIEJSCOWY ZABIEG SKONCENTROWANYM,  
NIEBIESKIM ŚWIATŁEM LED



INSTRUKCJA ELEKTRONICZNA

# PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

## GETTING STARTED

Gratulujemy pierwszego kroku na drodze do inteligentnej pielęgnacji, którym był zakup urządzenia ESPADA™ 2 plus. Przed rozpoczęciem korzystania ze wszystkich zalet tej zaawansowanej technologii pielęgnacji zwalczającej trądzik w domowym zaciszu poświęć kilka chwil na zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

**⚠ OSTRZEŻENIE!** NIE WOLNO W ŻADEN SPOSÓB MODYFIKOWAĆ TEGO URZĄDZENIA.

## OMÓWIENIE URZĄDZENIA ESPADA™ 2 plus

Czysta, gładka i zdrowa skóra dzięki ESPADA™ 2 plus – urządzeniu zaprojektowanemu do oczyszczania powracającego trądziku, wyprysków i stanów zapalnych przez miejscowe leczenie każdej zmiany za pomocą terapii ultraskoncentrowanym, niebieskim światłem LED. Działające szybko i skutecznie urządzenie ESPADA™ 2 plus reguluje produkcję sebum, aby zapobiec przyszłym wypryskom.

## POZNAJ SVOJE URZĄDZENIE ESPADA™ 2 plus

### FUNKCJE

#### NIEBIESKIE ŚWIATŁO LED

Światło o długości fali 415 nm penetruje naskórek, aby zwalczać u źródła wywołujące wypryski bakterie.

#### PRECYZYJNE ŚWIATŁO

Działa miejscowo na każdą zmianę, z niezrównaną precyzją kierując na nią skoncentrowane, niebieskie światło LED.

#### UNIWERSALNY PRZYCISK

Włącza i wyłącza urządzenie oraz uaktywnia niebieskie światło LED.

#### PULSACJE T-SONIC™

Masują skórę, pobudzają krążenie i przyspieszają jej odnowę.

#### ANTYBAKTERYJNY SILIKON


Ultrahigieniczny, aby zmniejszyć roznoszenie bakterii między obszarami skóry.

#### PORT ŁADOWANIA

Do 210 użyć na pojedynczym ładowaniu USB W 100% wodoodporna obudowa.

#### LAMPKA KONTROLNA

Biały kolor wskazuje, że niebieskie światło LED jest aktywne. Czerwony kolor wskazuje niski poziom naładowania.



# JAK STOSOWAĆ URZĄDZENIE ESPADA™ 2 plus

## ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ

Przed pierwszym użyciem pobierz aplikację FOREO For You, aby zarejestrować urządzenie i aktywować gwarancję, wykonując poniższe proste czynności:

1. Pobierz aplikację FOREO na telefon komórkowy, skanując kod QR.
2. Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.
3. Dodaj urządzenie (u góry ekranu).
4. Wybierz gamę urządzeń.
5. Wykonaj instrukcje wyświetlone w aplikacji i wypełnij informacje dotyczące zakupu.

Urządzenie będzie już gotowe do użytku!



## JAK STOSOWAĆ




### OCZYŚĆ

Wyczyść i osusz twarz oraz szyję. Dla optymalnych rezultatów zalecamy użycie oczyszczającego masażera twarzy FOREO LUNA™.



### NAŁÓŻ

W razie potrzeby nałóż FOREO ESPADA™ BHA+PHA Blemish Solution na każde miejsce, w którym chcesz wykonać zabieg.



### WYKONAJ ZABIEG

Naciśnij uniwersalny przycisk, aby włączyć ESPADA™ 2 plus. Umieść światło na miejscu do wykonania zabiegu. Naciśnij uniwersalny przycisk, aby włączyć niebieskie światło LED i przytrzymaj urządzenie na skórze przez 30 sekund. Możesz wykonać zabieg w jednym miejscu do 2 razy.

## CZYSZCZENIE URZĄDZENIA ESPADA™ 2 plus

Zawsze dokładnie wyczyść urządzenie ESPADA™ 2 plus po użyciu. Oczyszcz urządzenie mydłem, spłucz ciepłą wodą i osusz miękką, niestrzępiącą się szmatką. Zalecamy spryskać urządzenie sprayem do czyszczenia silikonowych urządzeń FOREO i spłukać ciepłą wodą w celu uzyskania optymalnych efektów.

**UWAGA!** Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

## OSTRZEŻENIE

### DLA OPTIMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- Jeśli masz poważną chorobę skóry lub jakiegokolwiek obawy medyczne, przed skorzystaniem z urządzenia skonsultuj się z dermatologiem.
- Używanie urządzenia ESPADA™ 2 plus powinno być komfortowe. Jeśli doświadczysz dyskomfortu, natychmiast przerwij używanie urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania urządzenia ESPADA™ 2 plus w okolicy oczu. Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z powiekami ani oczami.
- Ze względów higienicznych odradzamy udostępnianie urządzenia ESPADA™ 2 plus innym osobom.

- Nie pozostawiaj urządzenia ESPADA™ 2 plus na bezpośrednim świetle słonecznym i nie poddawaj go działaniu wysokich temperatur ani wrzącej wody.
- Należy zachować szczególną uwagę podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych.
- Przerwij używanie produktu, jeśli zostanie on uszkodzony w dowolny sposób. Urządzenie to nie ma części do serwisowania.
- Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie lub w przypadku pytań związanych z działaniem urządzenia, odwiedź stronę [www.foreo.com](http://www.foreo.com)

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

*Zachowaj ostrożność w przypadku zmian w działaniu urządzenia ESPADA™ 2 plus.*

**Jeśli urządzenie ESPADA™ 2 plus nie włączy się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku:**

- Akumulator jest rozładowany. Naładuj urządzenie ESPADA™ 2 plus za pomocą dołączonego kabla ładującego USB przez 1,5 godziny do pełnego naładowania. Pełne naładowanie wystarcza na maksymalnie 210 zabiegów o długości trzydziestu sekund.

**Jeśli urządzenia ESPADA™ 2 plus nie można wyłączyć lub przyciski interfejsu nie reagują:**

- Wystąpiła tymczasowa awaria mikroprocesora. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk, aby ponownie uruchomić urządzenie.

**Jeśli lampka kontrolna urządzenia ESPADA™ 2 plus nie miga po podłączeniu kabla ładującego USB:**

- Akumulator jest w pełni naładowany i wystarczy na maksymalnie 210 zabiegów.
- Akumulator jest całkowicie rozładowany i urządzenie potwierdzi podłączenie kabla USB po kilku minutach.
- Kabel ładujący USB nie został prawidłowo podłączony. Sprawdź gniazdko elektryczne/gniazdo USB i port ładowania.

## GWARANCJA I REGULAMIN

### REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować 2-letnią, ograniczoną gwarancję, zarejestruj się w aplikacji FOREO For You lub odwiedź stronę [foreo.com/product-registration](http://foreo.com/product-registration) i zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

### 2-LETNIA, OGRANICZONA GWARANCJA

Firma FOREO udziela gwarancji na okres DWÓCH (2) LAT (chyba że lokalne przepisy prawa nakładają dłuższy okres gwarancji minimalnej) od pierwotnej daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem lub zużyciem materiału wynikającym z normalnego użytkowania. Gwarancja obejmuje części pracujące, które wpływają na działanie urządzenia. NIE obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego spowodowanego zwykłym zużyciem ani uszkodzeń spowodowanych w następstwie wypadku, niewłaściwego użycia lub zaniedbania. Jakakolwiek próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia FOREO w okresie gwarancyjnym, FOREO, według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte uzasadnionymi dowodami wskazującymi na to, że data roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić gwarancję, należy zachować oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji.

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy zalogować się na swoje konto na stronie [www.foreo.com](http://www.foreo.com), a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Zobowiązanie to stanowi uzupełnienie Twoich ustawowych praw jako konsumenta i nie wpływa w żaden sposób na te prawa.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE i innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).




Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że tego urządzenia nie należy traktować jak odpadów domowych, ale należy oddać je do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki poprawnej utylizacji tego urządzenia pomożesz zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, który może mieć miejsce w przypadku nieodpowiedniej utylizacji produktu. Recykling materiałów pomoże także oszczędzić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów lub punktem zakupu.

## WYJMOWANIE BATERII

**UWAGA!** Ten proces jest nieodwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Tę czynność należy wykonać wyłącznie, gdy urządzenie ma zostać zutyliczowane.

Urządzenie ma baterię litowo-jonową, którą należy wyjąć przed utylizacją i której nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. W celu wyjęcia baterii należy zdjąć zewnętrzną warstwę silikonową, otworzyć wewnętrzną plastikową pokrywę i wyjąć baterię, która ma zostać zutyliczowana zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. Dla własnego bezpieczeństwa w trakcie tego procesu należy mieć założone rękawiczki. Szczegółowe instrukcje graficzne przedstawiono poniżej:



## SPECYFIKACJA

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁY:</b>   | Bezpieczny dla skóry silikon, PC + ABS, stal nierdzewna |
| <b>KOLOR:</b>       | Lavender / Pistachio                                    |
| <b>WYMIARY:</b>     | W191 x S36 x G31 mm                                     |
| <b>WAGA:</b>        | 97 g                                                    |
| <b>AKUMULATOR:</b>  | 420 mAh                                                 |
| <b>TEMPERATURA:</b> | 5–45 stopni Celsjusza                                   |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>UŻYTKOWANIE:</b>              | Do 210 użyć na ładowanie |
| <b>GOTOWOŚĆ:</b>                 | 180 dni                  |
| <b>CZĘSTOTLIWOŚĆ:</b>            | 103 Hz                   |
| <b>MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU:</b> | <50 dB                   |
| <b>INTERFEJS:</b>                | 1-przyciskowy            |

**Wyłączenie odpowiedzialności:** Używasz tego urządzenia na własne ryzyko. Firma FOREO ani jej sprzedawcy nie przyjmują odpowiedzialności za żadne obrażenia i szkody, fizyczne lub inne, wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto firma FOREO zastrzega sobie prawo do korekty niniejszej publikacji i okresowej zmiany jej treści bez obowiązku poinformowania o tym użytkownika.

**OSTRZEŻENIE!** Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

Model może zostać ulepszony bez powiadomienia.

©2023 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. DYSTRYBUCJA W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 SZTOKHOLM, SZWECJA. DYSTRYBUCJA W USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA. DYSTRYBUCJA W AUSTRALII: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. ZAPROJEKTOWANO I OPRACOWANO PRZEZ FOREO SWEDEN. WYPRODUKOWANO DLA FOREO AB.