

FOREO
SWEDEN



ESPADA™ 2 plus

КОНЦЕНТРИРАНА СИНЯ LED СВЕТЛИНА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ПЕТНА



Онлайн ръководство за употреба

ЦЯЛОСТНО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

Поздравления, че направихте първата стъпка към по-интелигентна грижа за кожата с ESPADA™ 2 plus. Преди да започнете да се наслаждавате на всички предимства на усъвършенстваната грижа за акнето в уюта на вашия дом, моля, отделете няколко минути, за да прегледате това ръководство.

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА и използвайте този продукт само по предназначение, както е описано в това ръководство.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ СЕ ДОПУСКАТ НИКАКВИ МОДИФИКАЦИИ НА ТОВА ОБОРУДВАНЕ.

ПРЕГЛЕД НА ESPADA™ 2 plus

Осигурете си чиста, гладка и здрава кожа с ESPADA™ 2 plus – специално разработена за премахване на повтарящи се акнетични петна и възпаления чрез третиране на всяко отделно петно с ултраконцентрирана синя LED терапия. Работейки бързо и ефективно за регулиране на производството на себум, ESPADA™ 2 plus също така предотвратява бъдещи пробиви.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВАШАТА ESPADA™ 2 plus

ФУНКЦИИ

СИНЯ LED СВЕТЛИНА

Дължината на вълната от 415 nm прониква през епидермиса, за да унищожи бактериите, причиняващи петна, при източника.

ПРЕЦИЗНО НАСОЧВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА

Помага за точното обхващане на проблемната област и насочва синя LED към нея с максимална прецизност.

УНИВЕРСАЛЕН БУТОН

Включва и изключва устройството и активира синия светодиод.

АНТИБАКТЕРИАЛЕН СИЛИКОН


Изключително хигиеничен, за да се намали разпространението на бактерии от един участък на кожата към друг.

ВХОД ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

До 210 използвания с едно пълно зареждане на USB. 100% водоустойчиво покритие.

ИНДИКАТОР ЗА СВЕТЛИНА

Белият цвят показва, че синята LED светлина е активна. Червеният – индикира за изтощена батерия.



КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШАТА ESPADA™ 2 plus

РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШАТА ГАРАНЦИЯ

Преди първата употреба изтеглете приложението FOREO For You, за да регистрирате устройството си и да активирате гаранцията, като следвате тези лесни стъпки:

1. Изтеглете приложението на FOREO на мобилния си телефон, като сканирате QR кода.
2. Влезте в съществуващия си профил или се регистрирайте, за да създадете нов.
3. Добавете устройство (в горната част на екрана).
4. Изберете типа на устройството.
5. Следвайте инструкциите в приложението и попълнете информацията за покупката.

И вашето устройство е готово за използване!

www.foreo.com/app



НАЧИН НА УПОТРЕБА



ПОЧИСТЕТЕ

Почистете и подсушете лицето и шията си. За оптимални резултати препоръчваме да използвате смарт четката за почистване на лице FOREO LUNA™.

НАНЕСЕТЕ

По желание, нанесете гел FOREO ESPADA™ BHA+PHA Blemish Solution върху всяко петно, което искате да третирате.

ТРЕТИРАЙТЕ

Натиснете универсалния бутон, за да включите ESPADA™ 2. Насочете устройството така, че петното, което желаете да третирате, да е в центъра на прецизната насочваща светлина, и задръжте върху кожата за 30 секунди. Можете да третирате едно и също петно до 2 пъти в рамките на една процедура.

ПОЧИСТВАНЕ НА ВАШАТА ESPADA™ 2 plus

Винаги почиствайте ESPADA™ 2 plus старателно след употреба. Почистете устройството със сапун, изплакнете с топла вода и подсушете с мека кърпа без власинки. След употреба препоръчваме да напръскате устройството със спрей за почистване на силикон FOREO Silicone Cleaning Spray и да го изплакнете с топла вода за оптимални резултати.

ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не използвайте почистващи продукти, съдържащи алкохол, петрол или ацетон, тъй като те могат да раздразнят кожата и да повредят силикона.

ВАЖНО

ЗА ОПТИМАЛНА БЕЗОПАСНОСТ:

- Ако имате тежко заболяване на кожата или медицински проблеми, моля, консултирайте се с дерматолог преди употреба.
- Използването на ESPADA™ 2 plus трябва да бъде удобно – ако почувствате дискомфорт, незабавно прекратете употребата и се консултирайте с лекар.
- Бъдете особено внимателни, когато използвате ESPADA™ 2 plus около зоната на очите. Не допирайте устройството до клепачите или самите очи.
- От съображения за хигиена не препоръчваме да споделяте своя ESPADA™ 2 plus с други хора.
- Избягвайте да оставяте своята ESPADA™ 2 plus на пряка слънчева светлина и никога не я излагайте на силна топлина или вряща вода.
- Необходим е строг надзор, когато това устройство се използва от, върху или в близост до деца, както и от лица с намалени физически и умствени способности.
- Преустановете употребата, ако този продукт изглежда повреден по какъвто и да е начин. Този продукт не съдържа части, които могат да бъдат обслужвани.
- Използвайте това устройство само по предназначение, както е описано в този наръчник. Ако не намерите отговор на конкретния си въпрос или ако имате други въпроси, свързани с дейността на устройството, моля, посетете www.foreo.com

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Предпазни мерки, които трябва да се вземат в случай на промени в работата на ESPADA™ 2 plus.

Ако ESPADA™ 2 plus не се активира при натискане на универсалния бутон:

- Батерията е изтощена. Заредете своята ESPADA™ 2 plus чрез предоставения USB кабел за зареждане за 1,5 часа до пълното ѝ зареждане. Пълното зареждане ще издържи за до 210 бр. 30-секундни процедури.

Ако ESPADA™ 2 plus не може да бъде изключена и/или интерфейсите бутони не реагират:

- Микропроцесорът временно не функционира правилно. Натиснете и задръжте универсалния бутон, за да рестартирате устройството.

Ако индикаторът на ESPADA™ 2 plus не мига, когато USB кабелът за зареждане е свързан:

- Батерията е напълно заредена и е готова за до 210 процедури.
- Батерията е изтощена и ще са необходими няколко минути, за да разпознае включването на USB кабела за зареждане.
- USB кабелът за зареждане не е свързан правилно. Проверете електрическия контакт / USB накрайника и порта за зареждане.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

За да активирате 2-годишната си ограничена гаранция, регистрирайте се чрез приложението FOREO For You или посетете foreo.com/product-registration за повече информация.

2-ГОДИШНА ЛИМИТИРАНА ГАРАНЦИЯ

FOREO гарантира това устройство за период от ДВЕ (2) ГОДИНИ (освен в страните, където националното законодателство изисква по-дълга минимална гаранция) след първоначалната дата на закупуване срещу повреди, дължащи се на дефектна изработка или такива, възникнали при нормална употреба на устройството. Гаранцията обхваща работещите части, които влияят на функцията на устройството. Тя НЕ покрива козметично влошаване, причинено от стандартно износване, или повреди, причинени от злополука, неправилна употреба или небрежност. Всеки опит за отваряне или разглобяване на устройството (или неговите аксесоари) ще доведе до отпадане на гаранцията.

Ако откриете дефект и уведомите FOREO по време на гаранционния период, FOREO по своя преценка ще замени устройството безплатно. Гаранционните заявки трябва да бъдат подкрепени с разумни доказателства, че датата на заявката е в рамките на гаранционния период. За потвърждаване на гаранцията, моля, съхранявайте оригиналната касова бележка за покупка заедно с настоящите гаранционни условия за срока на гаранционния период.

За да предявите заявка по гаранцията, трябва да влезете в профила си на www.foreo.com и след това да изберете опцията за предявяване на заявка по гаранцията. Разходите за доставка не подлежат на възстановяване. Този ангажимент е в допълнение към вашите законови права като потребител и не засяга тези права по никакъв начин.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърляне на старо електронно оборудване (приложимо в ЕС и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци).




Символът на зачеркнатата кофа за боклук показва, че това устройство не трябва да се третира като домакински отпадък, а да се занесе в съответния пункт за събиране на електрическо и електронно оборудване. Като гарантирате, че това устройство се изхвърля правилно, ще помогнете да се предотвратят потенциалните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени от неправилно изхвърляне на отпадъците от продукта. Рециклирането на материалите също така ще спомогне за опазването на природните ресурси.

За повече информация относно рециклирането на вашето устройство, моля, свържете се с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци или с мястото на закупуване.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

ЗАБЕЛЕЖКА: Този процес не е обратим. Отварянето на устройството ще доведе до прекратяване на неговата гаранция. Това действие трябва да се предприема само когато устройството е готово за изхвърляне.

Тъй като това устройство съдържа литиево-йонна батерия, батерията трябва да бъде извадена преди изхвърляне и не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. За да отстраните батерията, отворете вътрешната пластмасова обвивка, след като отстраните външния силиконов слой, и извадете батерията, за да бъде изхвърлена в съответствие с местните разпоредби за опазване на околната среда. Носете ръкавици по време на този процес за ваша безопасност. Подробни визуални инструкции са предоставени по-долу:



СПЕЦИФИКАЦИИ

МАТЕРИАЛИ:	Силикон, безопасен за тялото, PC + ABS, неръждаема стомана	УПОТРЕБА:	До 210 използвания с едно зареждане
ЦВЯТ:	Лавандула / шамфъстък	В режим на готовност:	180 дни
РАЗМЕРИ:	B191 x Ш36 x Д31 мм	ЧЕСТОТА:	103 Hz
ТЕГЛО:	974 г	МАКСИМАЛНО НИВО НА ШУМА:	<50 dB
		ИНТЕРФЕЙС:	1 бутон

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Потребителите на това устройство го използват на свой риск. Нито FOREO, нито техните търговци на дребно поемат каквато и да било отговорност за наранявания или щети, физически или други, произтичащи пряко или косвено от използването на това устройство. Освен това FOREO си запазва правото да преработва тази публикация и да прави периодично промени в нейното съдържание, без задължение да уведомява което и да е лице за такива преработки или промени.

ВНИМАНИЕ: Промените или модификациите на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да доведат до загуба на правото на потребителя да работи с оборудването.

Моделът може да бъде променен с цел подобрения без предизвестие.

©2023 FOREO AB. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.

ДИСТРИБУТОР ЗА ЕС: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 СТОКХОЛМ, ШВЕЦИЯ. ДИСТРИБУТОР ЗА САЩ: FOREO INC., 1525 E RAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, САЩ.

ДИСТРИБУТОР ЗА АВСТРАЛИЯ: 6 PRONASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. ПРОЕКТИРАНО И РАЗРАБОТЕНО ОТ FOREO SWEDEN.

ПРОИЗВЕДЕНО ЗА FOREO AB.

EN-P1-2023060

www.foreo.com