

FOREO
SWEDEN



ESPADA™ 2

LIEČBA CIELENÝM MODRÝM LED SVETLOM



ONLINE MANUÁL

ÚPLNÁ POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ZAČÍNAME

Blahoželáme k prvému kroku smerom k múdrejšej starostlivosti o pleť s ESPADA™ 2. Než začnete využívať všetky výhody sofistikovanej starostlivosti o akné v pohodlí domova, venujte prosím chvíľku preštudovaniu tohto návodu.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY a používajte tento produkt iba na zamýšľané použitie, ako je popísané v tomto návode.

VAROVANIE: ŽIADNE ÚPRAVY TOHTO ZARIADENIA NIE JE POVOLENÉ.



ESPADA™ 2 PREHĽAD

Vďaka duálnemu výkonu modrého LED svetla a pulsacím T-Sonic™, ESPADA™ 2 rýchlo a efektívne odstraňuje existujúce zápal a reguluje tvorbu kožného mazu, aby sa zabránilo budúcim zápalom - zanechá vašu pleť čistú, zdravú a hladkú. .

ZOZNÁMENIE S ESPADA™ 2

FUNKCIE

MODRÉ LED SVETLO

Vlnová dĺžka 415 nm preniká epidermis, aby zabila baktérie spôsobujúce zápal.

CHYTRÝ KOŽNÝ SENZOR

Zaisťuje, že sa modrá LED aktivuje iba vtedy, keď je liečebné okienko v plnom kontakte s pokožkou.

UNIVERZÁLNE TLAČIDLO

Zapína a vypína zariadenie.

T-SONIC™ PULZÁCIA

Masíruje pokožku, stimuluje cirkuláciu a pomáha urýchliť obnovu pokožky.

VSTAVENÝ ČASOVAČ

Pulzy, ktoré indikujú výskyt zápalu, takže sa môžete presunúť na ďalšie miesto.

CIELENIE SVETLA

Pomáha zamerať sa na problémovú oblasť a mieri na ňu modrú LED s maximálnou presnosťou.

ANTIBAKTERIÁLNY SILIKÓN

Ultra hygienické na zníženie šírenia baktérií z jednej oblasti pokožky na druhú.

NABÍJACÍ PORT

Až 150 použití na plné nabitie USB. 100% vodeodolný uzáver.

INDIKÁTOR SVETLA

Biela znamená, že zariadenie je zapnuté. Červená znamená vybitú batériu.



AKO POUŽÍVAŤ ESPADA™ 2

ZAREGISTRUJTE SI ZÁRUKU

Pred prvým použitím si stiahnite aplikáciu FOREO For You, zaregistrujte svoje zariadenie a aktivujte záruku podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

1. Stiahnite si aplikáciu FOREO do svojho mobilného telefónu naskenovaním QR kódu.
2. Prihláste sa k svojmu existujúcemu účtu alebo si zaregistrujte nový.
3. Pridajte zariadenie (v hornej časti obrazovky).
4. Vyberte rad zariadení.
5. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a vyplňte údaje o nákupe.

A vaše zariadenie je pripravené na použitie!

www.foreo.com/app



AKO POUŽÍVAŤ



1. VYČISTIŤ

Očistite a osušte tvár a krk. Pre optimálne výsledky odporúčame používať FOREO LUNA™. Čistiaci masážny prístroj.



2. APLIKOVAŤ

Aplikujte FOREO ESPADA™ BHA + PHA Blemish Solution na každé miesto, ktoré chcete ošetriť, ak je to žiaduce.



3. LIEČIŤ

Stlačením univerzálneho tlačidla zapnete ESPADA™ 2. Namierte ho tak, aby miesto, ktoré chcete ošetriť, bolo v strede presného zameriavacieho svetla a držte na koži po dobu 30 sekúnd. V rámci jedného ošetrenia môžete rovnaké miesto ošetriť až 4-krát.

ČISTENIE VAŠEJ ESPADA™ 2

Vždy ESPADA™ 2 dôkladne očistite. Vyčistite zariadenie mydlom, opláchnite teplou vodou a osušte mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Po použití odporúčame nastriekať zariadenie Silikónovým čistiacim sprejom FOREO a opláchnuť teplou vodou na dosiahnutie optimálnych výsledkov.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo acetón, pretože môžu podráždiť pokožku a poškodiť silikón.

DÔLEŽITÉ

PROOPTIMÁLNA BEZPEČNOSŤ:

- Ak máte závažné kožné ochorenie alebo máte akékoľvek zdravotné problémy, poraďte sa pred použitím s dermatológom.
- Používanie ESPADA™ 2 by malo byť pohodlné - ak pocítite nepohodlie, okamžite prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
- Pri používaní ESPADA™ 2 v okolí očí dbajte na zvláštnu opatrnosť. Zabráňte kontaktu zariadenia s očnými viečkami alebo očami samotnými.
- Z hygienických dôvodov neodporúčame zdieľať ESPADA™ 2 s niekým iným.
- Nenechávajte ESPADA™ 2 na priamom slnku a nikdy ho nevystavujte extrémnemu teplu alebo vriacej vode.
- Keď toto zariadenie používajú deti, na nich alebo v ich blízkosti, rovnako ako osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami, je nutný starostlivý dohľad.
- Ak sa tento produkt javí akýmkoľvek spôsobom poškodený, prestaňte ho používať. Tento produkt neobsahuje žiadne opraviteľné diely.
- Používajte toto zariadenie iba na zamýšľané použitie, ako je popísané v tomto návode. Pokiaľ nenájdete odpoveď na svoju konkrétnu otázku alebo ak máte nejaké ďalšie otázky týkajúce sa prevádzky zariadenia, navštívte prosím www.foreo.com

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Opatrenia, ktoré je potrebné prijať v prípade zmien vo výkone ESPADA™ 2.

AK SA ESPADA™ 2 NEAKTIVUJE PO STLAČENÍ UNIVERZÁLNEHO TLAČIDLA:

- Batéria je vybitá. Nabíjajte svoju ESPADA™ 2 pomocou dodaného nabíjacieho kábla USB po dobu 1,5 hodiny, kým nebude plne nabitá. Plné nabitie vydrží až 150 tridsaťsekundových ošetrení.

AK ESPADA™ 2 NIE JE MOŽNÉ VYPNÚŤ A/ALEBO TLAČIDLÁ ROZHRAŇIA NEREAGUJÚ:

- Mikroprocesor dočasne nefunguje. Stlačením a podržaním univerzálneho tlačidla reštartujete zariadenie.

AK KONTROLKA ESPADA™ 2 NEBLIKÁ, KEĎ JE PRIPOJENÝ NABÍJACÍ KÁBEL USB:

- Batéria je plne nabitá a pripravená až na 150 ošetrení.
- Batéria je vybitá a potvrdenie nabíjacieho kábla USB bude vyžadovať niekoľko minút.
- Nabíjací kábel USB nie je správne pripojený. Skontrolujte elektrickú zásuvku / zásuvku USB a nabíjací port.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

REGISTRÁCIA ZÁRUKY

Ak chcete aktivovať svoju 2-ročnú obmedzenú záruku, zaregistrujte sa prostredníctvom aplikácie FOREO For You alebo navštívte foreo.com/product-registration pre viac informácií.

2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

FOREO poskytuje záruku na toto zariadenie po dobu DVA (2) ROKOV (okrem krajín, kde národné zákony vyžadujú dlhšiu minimálnu záruku) po pôvodnom dátume kúpy na vady spôsobené chybným spracovaním alebo materiálmi vzniknutými pri normálnom používaní zariadenia. Záruka sa vzťahuje na funkčné diely, ktoré ovplyvňujú funkciu zariadenia. NEVZŤAHUJE sa na kozmetické poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním alebo poškodenie spôsobené nehodou, nesprávnym použitím alebo nedbalosťou. Akýkoľvek pokus o otvorenie alebo rozobranie zariadenia (alebo jeho príslušenstva) spôsobí neplatnosť záruky.

Pokiaľ zistíte závalu a upozorníte na ňu FOREO počas záručnej doby, FOREO podľa vlastného uváženia zariadenie bezplatne vymení. Nároky v rámci záruky musia byť podložené primeraným dôkazom, že dátum uplatnenia reklamácie je v záručnej dobe. Aby bola záruka potvrdená, uschovajte si po dobu trvania záručnej doby spolu s týmito záručnými podmienkami originálny doklad o kúpe.

Pre uplatnenie záruky sa musíte prihlásiť k svojmu účtu na www.foreo.com a potom vybrať možnosť uplatnenia záruky. Náklady na dopravu sú nevratné. Tento záväzok je doplnkom k vašim zákonným právam ako spotrebiteľa a tieto práva žiadnym spôsobom neovplyvňuje.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Likvidácia starého elektronického zariadenia (platí v EÚ a ďalších európskych krajinách so systémom triedeného zberu odpadu).




Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že s týmto zariadením by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale že by sa malo odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto zariadenia pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom. Recyklácia materiálov tiež pomôže zachovať prírodné zdroje.

Ďalšie informácie o recyklácii vášho zariadenia vám poskytne miestna služba pre likvidáciu domového odpadu alebo miesto nákupu.

VYBRATIE BATÉRIE

POZNÁMKA: Tento proces nie je vratný. Otvorením zariadenia strácate záruku. Táto akcia musí byť vykonaná iba vtedy, keď je zariadenie pripravené na likvidáciu.

Pretože toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu, musí byť pred likvidáciou vybratá a nemala by byť vyhadzovaná do domového odpadu. Ak chcete batériu vybrať, po odstránení silikónovej vonkajšej vrstvy otvorte vnútorný plastový obal a vyberte batériu, aby ste ju zlikvidovali v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia. Pre vašu bezpečnosť počas tohto procesu používajte rukavice. Podrobné vizuálne pokyny sú uvedené nižšie.



ŠPECIFIKÁCIA

MATERIÁLY: Silikón bezpečný pre telo, PC + ABS
FARBA: kobaltová modrá / fuchsiová / perleťová
VEĽKOSŤ: ružová V140 x Š36 x H31 mm
HMOTNOSŤ: 87 g
BATÉRIE: 420 mAh

TEPLOTA: 5-45 stupňov Celzia
POUŽITIE: Až 150 použití na jedno nabitie
POHOTOVOSTNÝ REŽIM: 180 dní
FREKVENCIA: 103 Hz
MAX. HLADINA HLUKU: <50 dB
ROZHRANIE: 1-tlačidlo

Upozornenie: Užívatelia tohto zariadenia tak robia na vlastné riziko. Spoločnosť FOREO ani jej predajcovia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zranenia alebo škody, fyzické alebo iné, vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania tohto zariadenia. Spoločnosť FOREO si ďalej vyhradzuje právo túto publikáciu revidovať a čas od času vykonávať zmeny v jej obsahu bez toho, aby bola povinná o takej revízii alebo zmenách kohokoľvek informovať.

UPOZORNENIE: Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie užívateľa prevádzkovať zariadenie.

Model môže byť bez upozornenia zmenený za účelom vylepšenia.

©2023 FOREO AB. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
EU DISSTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, ŠVÉDSKO. US
DISSTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
AUS DISSTR.: PREHASKY STREET 6, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIA.
NAVRHNUTÉ A VYVINUTÉ SPOLOČNOSŤOU FOREO SWEDEN.
VYROBENÉ PRE FOREO AB.

WWW.FOREO.COM