

FOREO
SWEDEN



ESPADA™ 2

TRATAMENT CU LUMINĂ ALBASTRĂ



MANUAL ONLINE

MANUAL DE UTILIZARE COMPLET

PENTRU A ÎNCEPE

Felicitări pentru că ați făcut primul pas spre o îngrijire mai inteligentă a pielii cu ESPADA™ 2. Înainte de a începe să vă bucurați de toate beneficiile îngrijirii sofisticate a acnee în confortul casei dumneavoastră, vă rugăm să vă acordați câteva momente pentru a parcurge acest manual.

Vă rugăm să citiți TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE și să folosiți acest produs numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descrisă în acest manual.


 **AVERTISMENT: NU ESTE PERMISĂ NICIO MODIFICARE A ACESTUI ECHIPAMENT.**

ESPADA™ 2 PREZENTARE GENERALĂ

Cu puterea dublă a luminii LED albastre și a pulsațiilor T-Sonic™, ESPADA™ 2 acționează rapid și eficient pentru a îndepărta petele, imperfecțiunile și inflamațiile existente și pentru a regla producția de sebum pentru a preveni viitoare erupții - lăsând pielea dumneavoastră cu un aspect clar, sănătos și neted.

SĂ VĂ CUNOAȘTEȚI ESPADA™ 2

CARACTERISTICI



CUM SĂ UTILIZAȚI ESPADA™ 2

ÎNREGISTRAȚI-VĂ GARANȚIA

Înainte de prima utilizare, descărcați aplicația FOREO For You pentru a vă înregistra dispozitivul și a activa garanția, urmând acești pași simpli:

1. Descărcați aplicația FOREO pe telefonul dumneavoastră mobil prin scanarea codului QR.
2. Conectați-vă la contul dvs. existent sau înregistrați-vă pentru unul nou.
3. Adăugați un dispozitiv (în partea de sus a ecranului).
4. Alegeți seria dispozitivului.
5. Urmăriți instrucțiunile din aplicație și completați informațiile de cumpărare.

Și dispozitivul dvs. este gata de utilizare!

www.foreo.com/app



CUM SE UTILIZEAZĂ



1. CURĂȚAȚI

Curățați și uscați-vă fața și gâtul. Pentru rezultate optime, vă recomandăm să folosiți un aparat FOREO LUNA™ Facial de curățare facială.



2. APLICAȚI

Aplicați FOREO ESPADA™ BHA+PHA Blemish Solution pe fiecare loc pe care doriți să îl tratați.



3. TRATAȚI

Apăsăți butonul universal pentru a porni ESPADA™ 2. Țintiți-l astfel încât locul pe care doriți să îl tratați să se afle în centrul luminii precise de direcționare și mențineți-l pe piele timp de 30 de secunde. Puteți trata același loc de până la 4 ori într-un singur tratament.

CURĂȚAREA DISPOZITIVULUI ESPADA™ 2

Întotdeauna curățați bine ESPADA™ 2 după utilizare. Curățați dispozitivul cu săpun, clătiți-l cu apă caldă și uscați-l cu o cârpă moale, fără scame. După utilizare, vă recomandăm să pulverizați dispozitivul cu sprayul de curățare cu silicon FOREO și să îl clătiți cu apă caldă pentru rezultate optime.

NOTĂ: Nu utilizați niciodată produse de curățare care conțin alcool, benzină sau acetonă, deoarece acestea pot irita pielea și deteriora siliconul.

IMPORTANT

PENTRU O SIGURANȚĂ OPTIMĂ:

- Dacă aveți o afecțiune severă a pielii sau orice probleme medicale, vă rugăm să consultați un dermatolog înainte de utilizare.
- Utilizarea ESPADA™ 2 trebuie să fie confortabilă - dacă simțiți disconfort, întrerupeți imediat utilizarea și consultați un medic.
- Acordați o atenție deosebită atunci când utilizați ESPADA™ 2 în jurul zonei ochilor. Nu aduceți dispozitivul în contact cu pleoapele sau cu ochii propriu-ziși.
- Din motive de igienă, nu vă recomandăm să împărțiți ESPADA™ 2 cu nimeni altcineva.
- Evitați să lăsați ESPADA™ 2 în lumina directă a soarelui și nu-l expuneți niciodată la căldură extremă sau la apă clocotită.
- Este necesară o supraveghere atentă atunci când acest dispozitiv este utilizat de către, pe sau în apropierea copiilor, precum și de către persoanele cu abilități fizice și mentale reduse.
- Întrerupeți utilizarea în cazul în care acest produs pare deteriorat în vreun fel. Acest produs nu conține piese care pot fi reparate.
- Utilizați acest dispozitiv numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descrisă în acest manual. Dacă nu găsiți răspunsul la întrebarea dvs. specifică sau dacă aveți alte întrebări referitoare la funcționarea dispozitivului, vă rugăm să vizitați www.foreo.com.

DEPANARE

Măsuri de precauție care trebuie luate în cazul unor modificări ale performanțelor ESPADA™ 2.

Dacă ESPADA™ 2 nu este activat la apăsarea butonului universal:

- Bateria este descărcată. Încărcați ESPADA™ 2 prin intermediul cablului de încărcare USB furnizat timp de 1,5 ore până la încărcare completă. O încărcare completă va dura până la 150 de tratamente de treizeci de secunde.

În cazul în care ESPADA™ 2 nu poate fi oprit și/sau butoanele interfeței nu răspund:

- Microprocesorul are o defecțiune temporară. Apăsați și mențineți apăsat butonul universal pentru a reporni dispozitivul.

Dacă indicatorul luminos al ESPADA™ 2 nu clipește atunci când este conectat cablul de încărcare USB:

- Bateria este complet încărcată și pregătită pentru până la 150 de tratamente.
- Bateria este descărcată și va necesita câteva minute pentru a recunoaște cablul de încărcare USB.
- Cablul de încărcare USB nu este conectat corespunzător. Verificați priza electrică/priza USB și portul de încărcare.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE

ÎNREGISTRĂȚI GARANȚIA

Pentru a vă activa garanția limitată de 2 ani, înregistrați-vă prin intermediul aplicației FOREO For You sau vizitați foreo.com/product-registration pentru mai multe informații.

GARANȚIE DE 2 ANI

FOREO garantează acest dispozitiv pentru o perioadă de DOUĂ (2) ANI (cu excepția țărilor în care legislația națională impune o garanție minimă mai lungă) de la data inițială de achiziție împotriva defectelor datorate unor defecte de manoperă sau materiale defectuoase care rezultă din utilizarea normală a dispozitivului. Garanția acoperă piesele de lucru care afectează funcționarea dispozitivului. NU acoperă deteriorarea cosmetică cauzată de uzura normală sau deteriorarea cauzată de accident, utilizare necorespunzătoare sau neglijență. Orice încercare de a deschide sau de a demonta dispozitivul (sau accesoriile acestuia) va anula garanția.

Dacă descoperiți un defect și notificați FOREO în timpul perioadei de garanție, FOREO va înlocui gratuit dispozitivul, la discreția sa. Revendicările în cadrul garanției trebuie să fie susținute de dovezi rezonabile care să ateste că data reclamației se încadrează în perioada de garanție. Pentru a vă valida garanția, vă rugăm să păstrați chitanța de achiziție originală împreună cu aceste condiții de garanție pe toată durata perioadei de garanție.

Pentru a vă revendica garanția, trebuie să vă autentificați în contul dvs. la www.foreo.com și apoi să selectați opțiunea de a face o cerere de garanție. Costurile de expediere nu sunt rambursabile. Acest angajament se adaugă la drepturile dumneavoastră legale în calitate de consumator și nu afectează în niciun fel aceste drepturi.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Eliminarea echipamentelor electronice vechi (aplicabil în UE și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă a deșeurilor).




Simbolul coșului de gunoi barat indică faptul că acest dispozitiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer, ci trebuie adus la punctul de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest dispozitiv este eliminat în mod corect, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a produsului ca deșeu. De asemenea, reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale.

Pentru mai multe informații despre reciclarea dispozitivului dumneavoastră, vă rugăm să contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau locul de achiziție.

ÎNDEPĂRTAREA BATERIEI

NOTĂ: Acest proces nu este reversibil. Deschiderea dispozitivului va anula garanția acestuia. Această acțiune trebuie întreprinsă numai atunci când dispozitivul este gata de a fi eliminat.

Deoarece acest dispozitiv conține o baterie litiu-ion, aceasta trebuie îndepărtată înainte de a fi eliminată și nu trebuie aruncată împreună cu deșeurile menajere. Pentru a scoate bateria, deschideți carcasa interioară din plastic după ce ați îndepărtat stratul exterior din silicon și scoateți bateria pentru a fi eliminată în conformitate cu reglementările locale de mediu. Purtați mănuși în timpul acestui proces pentru siguranța dumneavoastră. Instrucțiuni vizuale detaliate sunt furnizate mai jos.



SPECIFICAȚII

MATERIALE: Silicon sigur pentru corp, PC + ABS
CULOARE: Cobalt Blue / Fuchsia / Pearl Pink
DIMENSIUNE: H140 x W36 x D31 mm
GREUTATE: 87 g
BATERIE: 420 mAh

TEMPERATURĂ:
UTILIZARE:
ÎN AȘTEPTARE:
FRECVENȚĂ:
NIVEL MAXIM DE ZGOMOT:
INTERFAȚĂ:

5 - 45 grade Celsius
Până la 150 de utilizări la fiecare încărcare
180 de zile
103 Hz
<50 dB
1 buton

Renunțare la răspundere: Utilizatorii acestui dispozitiv o fac pe propriul risc. Nici FOREO și nici comercianții cu amănuntul nu își asumă vreo responsabilitate sau răspundere pentru orice vătămări sau daune, fizice sau de altă natură, care rezultă direct sau indirect din utilizarea acestui dispozitiv. În plus, FOREO își rezervă dreptul de a revizui această publicație și de a face modificări din când în când în conținutul acesteia, fără obligația de a notifica orice persoană cu privire la o astfel de revizuire sau modificare.

ATENȚIE: Schimbările sau modificările aduse acestei unități care nu au fost aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Modelul poate fi modificat pentru îmbunătățiri fără notificare prealabilă.

©2023 FOREO AB. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

DISTR. UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SUECIA. DISTR. US: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTR. AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

PROIECTAT ȘI DEZVOLTAT DE FOREO SWEDEN.

FABRICAT PENTRU FOREO AB.

WWW.FOREO.COM