

FOREO  
SWEDEN



ESPADA™ 2

LÉČBA CÍLENÝM MODRÝM LED SVĚTLEM



ONLINE MANUÁL

# ÚPLNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## ZAČÍNÁME

Blahopřejeme k prvnímu kroku směrem k chytřejší péči o pleť s ESPADA™ 2. Než začnete využívat všech výhod sofistikované péče o akné v pohodlí domova, věnujte prosím chvíli prostudování tohoto návodu.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY a používejte tento produkt pouze pro zamýšlené použití, jak je popsáno v tomto návodu.

**VAROVÁNÍ:** ŽÁDNÉ ÚPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ POVOLENO.



## ESPADA™ 2 PŘEHLED

Díky duálnímu výkonu modrého LED světla a pulsacím T-Sonic™, ESPADA™ 2 rychle a efektivně odstraňuje existující záněty a reguluje tvorbu kožního mazu, aby se zabránilo budoucím zánětům - zanechá vaši pleť čistou, zdravou a hladkou. .

## SEZNÁMENÍ S ESPADA™ 2

### FUNKCE

#### MODRÉ LED SVĚTLO

Vlnová délka 415 nm proniká epidermis, aby zabila bakterie způsobující záněty

#### CHYTRÝ KOŽNÍ SENZOR

Zajišťuje, že se modrá LED aktivuje pouze tehdy, když je léčebné okénko v plném kontaktu s pokožkou.

#### UNIVERZÁLNÍ TLAČÍTKO

Zapíná a vypíná zařízení.

#### T-SONIC™ PULZACE

Masíruje pokožku, stimuluje cirkulaci a pomáhá urychlit obnovu pokožky.

#### VESTAVĚNÝ ČASOVAČ

Pulsy, které indikují výskyt zánětu, takže se můžete přesunout na další místo.

#### CÍLENÍ SVĚTLA

Pomáhá zaměřit se na problémovou oblast a míří na ni modrou LED s maximální přesností.

#### ANTIBAKTERIÁLNÍ SILIKON

Ultra hygienické pro snížení šíření bakterií z jedné oblasti pokožky na druhou.

#### NABÍJECÍ PORT

Až 150 použití na plné nabití USB. 100% voděodolný uzávěr.

#### INDIKÁTOR SVĚTLA

Bílá znamená, že zařízení je zapnuté. Červená znamená vybitou baterii.



## JAK POUŽÍVAT ESPADA™ 2

### ZAREGISTRUJTE SI ZÁRUKU

Před prvním použitím si stáhněte aplikaci FOREO For You, zaregistrujte své zařízení a aktivujte záruku podle následujících jednoduchých kroků:

1. Stáhněte si aplikaci FOREO do svého mobilního telefonu naskenováním QR kódu.
2. Přihlaste se ke svému stávajícímu účtu nebo si zaregistrujte nový.
3. Přidejte zařízení (v horní části obrazovky).
4. Vyberte řadu zařízení.
5. Postupujte podle pokynů v aplikaci a vyplňte údaje o nákupu.

A vaše zařízení je připraveno k použití!

[www.foreo.com/app](http://www.foreo.com/app)



### JAK POUŽÍVAT



#### 1. VYČISTIT

Očistěte a osušte obličej a krk. Pro optimální výsledky doporučujeme používat FOREO LUNA™ Čisticí masážní přístroj.



#### 2. APLIKOVAT

Aplikujte FOREO ESPADA™ BHA+PHA Blemish Solution na každé místo, které chcete ošetřit, je-li to žádoucí.



#### 3. LÉČIT

Stisknutím univerzálního tlačítka zapnete ESPADA™2. Namiřte jej tak, aby místo, které chcete ošetřit, bylo ve středu přesného zaměřovacího světla a držte na kůži po dobu 30 sekund. V rámci jednoho ošetření můžete stejné místo ošetřit až 4krát.

## ČIŠTĚNÍ VAŠÍ ESPADA™ 2

Vždy ESPADA™ 2 důkladně očistěte. Vyčistěte zařízení mýdlem, opláchněte teplou vodou a osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Po použití doporučujeme nastříkat zařízení Silikonovým čisticím sprejem FOREO a opláchnout teplou vodou pro dosažení optimálních výsledků.

**POZNÁMKA:** Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou podráždit pokožku a poškodit silikon.

## DŮLEŽITÉ

### PROOPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST:

- Pokud máte závažné kožní onemocnění nebo máte jakékoli zdravotní problémy, porad'te se před použitím s dermatologem.
- Používání ESPADA™ 2 by mělo být pohodlné - pokud pocítíte nepohodlí, okamžitě přestaňte používat a porad'te se s lékařem.
- Při používání ESPADA™ 2 v okolí očí dbejte zvláštní opatrnosti. Zabraňte kontaktu zařízení s očními víčky nebo očima samotnými.
- Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet ESPADA™ 2 s někým jiným.
- Nenechávejte ESPADA™ 2 na přímém slunci a nikdy jej nevystavujte extrémnímu teplu nebo vařící vodě.
- Když toto zařízení používají děti, na nich nebo v jejich blízkosti, stejně jako osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi, je nutný pečlivý dohled.
- Pokud se tento produkt jeví jakýmkoli způsobem poškozený, přestaňte jej používat. Tento produkt neobsahuje žádné opravitelné díly.
- Používejte toto zařízení pouze pro zamýšlené použití, jak je popsáno v tomto návodu. Pokud nenaleznete odpověď na svou konkrétní otázku nebo pokud máte nějaké další otázky týkající se provozu zařízení, navštivte prosím [www.foreo.com](http://www.foreo.com)

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

*Opatření, která je třeba přijmout v případě změn ve výkonu ESPADA™ 2.*

**Pokud se ESPADA™ 2 neaktivuje po stisknutí univerzálního tlačítka:**

- Baterie je vybitá. Nabíjejte svou ESPADA™ 2 pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB po dobu 1,5 hodiny, dokud nebude plně nabitá. Plné nabití vydrží až 150 třicetisekundových ošetření.

**Pokud ESPADA™ 2 nelze vypnout a/nebo tlačítka rozhraní nereagují:**

- Mikroprocesor dočasně nefunguje. Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka restartujete zařízení.

**Pokud kontrolka ESPADA™ 2 neblíká, když je připojen nabíjecí kabel USB:**

- Baterie je plně nabitá a připravená až na 150 ošetření.
- Baterie je vybitá a potvrzení nabíjecího kabelu USB bude vyžadovat několik minut.
- Nabíjecí kabel USB není správně připojen. Zkontrolujte elektrickou zásuvku / zásuvku USB a nabíjecí port.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

### REGISTRACE ZÁRUKY

Chcete-li aktivovat svou 2letou omezenou záruku, zaregistrujte se prostřednictvím aplikace FOREO For You nebo navštivte [foreo.com/product-registration](http://foreo.com/product-registration) pro více informací.

### 2-LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

FOREO poskytuje záruku na toto zařízení po dobu DVA (2) LET (kromě zemí, kde národní zákony vyžadují delší minimální záruku) po původním datu koupě na vady způsobené vadným zpracováním nebo materiály vzniklými při normálním používání zařízení. Záruka se vztahuje na funkční díly, které ovlivňují funkci zařízení. NEVZTAHUJE se na kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím nebo nedbalostí. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení (nebo jeho příslušenství) způsobí neplatnost záruky.

Pokud zjistíte závadu a upozorníte na ni FOREO během záruční doby, FOREO dle vlastního uvážení zařízení bezplatně vymění. Nároky v rámci záruky musí být podloženy přiměřeným důkazem, že datum uplatnění reklamace je v záruční době. Aby byla záruka potvrzena, uschovejte si po dobu trvání záruční doby spolu s těmito záručními podmínkami originální doklad o koupi.

Pro uplatnění záruky se musíte přihlásit ke svému účtu na [www.foreo.com](http://www.foreo.com) a poté vybrat možnost uplatnění záruky. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek je doplňkem k vašim zákonným právům jako spotřebitele a tato práva žádným způsobem neovlivňuje.

## INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starého elektronického zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémem tříděného sběru odpadu).




Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto zařízením by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale že by se mělo odevzdat na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s odpadem. Recyklace materiálů také pomůže zachovat přírodní zdroje.

Další informace o recyklaci vašeho zařízení vám poskytne místní služba pro likvidaci domovního odpadu nebo místo nákupu.

## VYJMUTÍ BATERIE

**POZNÁMKA:** Tento proces není vratný. Otevřením zařízení ztrácíte záruku. Tato akce musí být provedena pouze tehdy, když je zařízení připraveno k likvidaci.

Protože toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, musí být před likvidací vyjmuta a neměla by být vyhazována do domovního odpadu. Chcete-li baterii vyjmout, po odstranění silikonové vnější vrstvy otevřete vnitřní plastový obal a vyjměte baterii, abyste ji zlikvidovali v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí. Pro vaši bezpečnost během tohoto procesu používejte rukavice. Podrobné vizuální pokyny jsou uvedeny níže.



## SPECIFIKACE

**MATERIÁLY:** Silikon bezpečný pro tělo, PC + ABS  
**BARVA:** kobaltová modrá / fuchsiová / perleťová  
**VELIKOST:** růžová V140 x Š36 x H31 mm  
**HMOTNOST:** 87 g  
**BATERIE:** 420 mAh

**TEPLOTA: POUŽITÍ:** 5-45 stupňů Celsia  
**POHOTOVOSTNÍ** Až 150 použití na jedno nabití  
**REŽIM:** 180 dní  
**FREKVENCE:** 103 Hz  
**MAX. HLADINA HLUKU:** <50 dB  
**ROZHRANÍ:** 1-tlačítko

**Upozornění:** Uživatelé tohoto zařízení tak činí na vlastní riziko. Společnost FOREO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakákoli zranění nebo škody, fyzické nebo jiné, vyplývající přímo nebo nepřímo z používání tohoto zařízení. Společnost FOREO si dále vyhrazuje právo tuto publikaci revidovat a čas od času provádět změny v jejím obsahu, aniž by byla povinná o takové revizi nebo změnách kohokoli informovat.

**UPOZORNĚNÍ:** Změny nebo úpravy této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Model může být bez upozornění změněn za účelem vylepšení.

©2023 FOREO AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.  
EU DISSTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, ŠVÉDSKO. US  
DISSTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.  
AUS DISSTR.: PROHASKY STREET 6, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIE.  
NAVRŽENO A VYVINUTO SPOLEČNOSTÍ FOREO SWEDEN.  
VÝROBENO PRO FOREO AB.

[WWW.FOREO.COM](http://WWW.FOREO.COM)