


FOREO
SWEDEN



BEAR™ 2 body

POKROČILÉ MIKRPROUDOVÉ ZAŘÍZENÍ NA TÓNOVÁNÍ TĚLA



ONLINE MANUÁL

ÚPLNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ZAČÍNÁME

Gratulujeme k objevu chytřejší péče o tělo s BEAR™ 2 body. Než začnete využívat všech výhod sofistikovaná technologie péče o pleť v pohodlí vašeho domova, věnujte prosím chvíli pozornému přečtení pokynů v tomto návodu.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY a používejte toto zařízení pouze pro zamýšlené použití, jak je popsáno v tomto manuálu.

URČENÉ POUŽITÍ: BEAR™ 2 body je určeno ke stimulaci těla a je indikováno pro volně prodejné kosmetické použití.

⚠ **VAROVÁNÍ:** ŽÁDNÉ ÚPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ POVOLENO.

BEAR™ 2 body PŘEHLED

Tónujte a zpevněte pokožku se zařízením, které pomáhá vyhladit dolíčky na stehnech, hýždích, pažích a břiše s Advanced Microcurrent™, Sculpting Microcurrent™ a masáží T-Sonic™. Zanechává pokožku hladší, pevnější a vytvarovanější.

POZNÁVÁNÍ BEAR™ 2 body

FUNKCE

MIKROPROUDOVÉ KOPULE

Přivedte pokročilý mikroproud přímo do pokožky pro tónovanější a vytvarovanou postavu.

ANTI-SHOCK SYSTÉM

Snímá odolnost pokožky vůči elektrině a upravuje mikroproud pro maximální bezpečnost a pohodlí

T-SONIC™ PULZACE

Zvyšte vstřebávání aktivních složek ve vaší péči o pleť a jemně masírujte pokožku pro zvýšení jasu.

CHYTRÝ ŠVÉDSKÝ DESIGN

Lehký a perfektně padne do ruky pro snadné a pohodlné ošetření.

KONTROLKA BLUETOOTH

Blikání indikuje, kdy je zařízení v režimu párování Bluetooth a kdy je třeba zařízení nabít.

UNIVERZÁLNÍ TLAČÍTKO NAPÁJENÍ


Zapne/vypne zařízení, změni úroveň intenzity mikroproudu a přepne zařízení do režimu párování Bluetooth.

5 KONTROLNÍCH SVĚTEL INTENZITY

Rozsvícením indikujete úroveň intenzity mikroproudu vašeho zařízení.

NABÍJECÍ PORT

Až 300 minut používání na jedno nabití USB



USB NABÍJECÍ KABEL

Nabíjejte kdykoli a kdekoli pomocí kabelu USB.



INTERAKTIVNÍ APLIKACE

Získejte přístup k ošetření s video průvodcem a širšímu rozsahu intenzit

TYPY MIKROPROUDU

BEAR™ 2 body obsahuje 2 typy mikroproudu, jedinečné pro FOREO. Každý z nich má svou zvláštní výhodu a je implementován do videem vedených ošetření v aplikaci, abyste dosáhli optimalizovaných výsledků.



Sculpting Microcurrent™ - Vede mikroproud hlouběji do svalů, aby je efektivně zpevnil vytvarovaný vzhled.



Advanced Microcurrent™ - Stálý proud stimuluje svaly k jejich posílení a zároveň napíná pokožku nad nimi.

JAK POUŽÍVAT BEAR™ 2 body ODEMKNĚTE SVÉ ZAŘÍZENÍ

Před prvním použitím si stáhněte mobilní aplikaci FOREO For You pro odemknutí a registraci vašeho zařízení. Postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

1. Stáhněte si do mobilního telefonu aplikaci FOREO For You.
2. Přihlaste se ke svému účtu nebo si zaregistrujte nový.
3. Přidejte zařízení (v horní části obrazovky).
4. Vyberte řadu zařízení.
5. Stiskněte a podržte univerzální tlačítko pro připojení zařízení k mobilní aplikaci.
6. Vyplňte údaje o nákupu.

www.foreo.com/app



1. APLIKUJTE SÉRUM

Ujistěte se, že vaše pokožka i zařízení BEAR™ jsou čisté a suché. Poté naneste tělové sérum FOREO SUPERCHARGED™ rovnoměrně na všechny oblasti, které chcete ošetřit, zanechte na povrchu pokožky tenkou vrstvu podobnou masce.



2. VYBERTE PŘEDVOLBY

Stisknutím univerzálního tlačítka zapnete zařízení BEAR™. Upravte intenzitu mikroproudu opětovným rychlým stisknutím tlačítka, jednou pro každou úroveň. Získejte přístup k dalším nastavením prostřednictvím aplikace FOREO.

Poznámka: Výchozí nastavení BEAR™ 2 body je „Režim pro začátečníky“ (úroveň intenzity mikroproudu 1 - 5). Pokud si přejete vstoupit do „Pro Mode“ (úroveň intenzity mikroproudu 6 - 10), můžete tak učinit přes „Nastavení“ v aplikaci. Jakmile vyberete „Pro Mode“, indikátor intenzity na vašem zařízení bude odkazovat na úroveň Pro Mode (6 - 10).



3. TONIZUJTE A ZPEVNĚTE

Přitiskněte všechny čtyři kovové kopule na kůži středním tlakem a pomalu posuňte zařízení nahoru po nohách, hýždích, břiše a pažích, jak chcete. Získejte přístup k řízeným videím o léčbě konkrétních problémových oblastí v aplikaci FOREO.

DOBŘE VĚDĚT:

- Přebytky chloupky v ošetřované oblasti oholte, protože mohou způsobit pocit brnění.
- Mikroproudové přístroje jako BEAR™ 2 body musí být používány s vodivým sérem. Pro optimální výsledky doporučujeme používat tělové sérum FOREO SUPERCHARGED™ – vyvinuté speciálně pro použití s mikroproudými tělesnými přístroji FOREO.
- Nechte na pokožce tenkou vrstvu tělového séra FOREO SUPERCHARGED™ připomínající masku, aby zařízení mohlo hladce klouzat. Pokud se léčí mnoho oblastí v jedné oblasti, můžete sérum aplikovat před použitím zařízení na danou oblast.
- Ujistěte se, že se všechny čtyři mikroproudové kuličky během léčby dotýkají vaší pokožky.

VAROVÁNÍ

PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST:

- Nepoužívejte toto zařízení, pokud máte v anamnéze epilepsii nebo záchvaty.
- Nepoužívejte, pokud jste nedávno podstoupili chirurgický nebo jiný chirurgický zákrok – poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče.
- Nepoužívejte toto zařízení, pokud máte v těle umístěn kardiostimulátor, stimulátor srdečního rytmu (implantovaný defibrilátor), nebo jiné elektronické zařízení umístěné do vašeho těla. Takové použití může způsobit úraz elektrickým proudem, popáleniny, elektrické rušení nebo smrt.
- Nepoužívejte, pokud máte aktivní rakovinu nebo máte podezřelý nebo rakovinný léze – poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče.
- Pokud jste těhotná, nepoužívejte toto zařízení, protože bezpečnost elektrické stimulace během těhotenství není zajištěna založeno.
- Nepoužívejte u kojenců a dětí mladších 18 let a udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, popř. nedostatek zkušeností a znalostí, pokud nebyli pod dohledem nebo nebyli poučeni o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát. Pokud se vás týká některá z výše uvedených kontraindikací, poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče.

Pokud jste v péči lékaře, poraďte se před použitím tohoto zařízení se svým lékařem.

- Neobsluhujte BEAR™ 2 v blízkosti přítomnosti elektronických monitorovacích zařízení (např. srdeční monitory, sledování srdce) nebo v těsné blízkosti (např. 1 m) krátkovlnného, mikrovlnného nebo elektromagnetického terapeutického zařízení, protože to může způsobit poruchu. Takové zařízení může způsobit nestabilitu výstupu zařízení BEAR™ 2 body a způsobit popáleniny stimulačního místa.
- Stimulace by neměla být aplikována nad nebo v blízkosti rakovinných ran nebo otevřených ran, jako jsou vyrážky, zarudlé, oteké, infikované nebo zanícené oblasti nebo kožní vyrážky, např. flebitida, tromboflebitida, prasklé kapiláry, křečové žíly atd.
- Stimulace by neměla být aplikována na krk, protože by to mohlo způsobit vážné svalové křeče vedoucí k uzavření vašeho krku dýchací cesty, potíže s dýcháním nebo nepříznivé účinky na srdeční rytmus nebo krevní tlak.
- Aplikujte stimulaci pouze na normální, neporušenou, čistou a zdravou pokožku.

Poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče:

- pokud zaznamenáte nežádoucí reakci při používání zařízení a přestanete jej používat.
- před použitím zařízení, pokud máte bolestivá místa.

Nepoužívejte zařízení:

- přes hrudník (oblast hrudníku) může zvýšit riziko srdeční fibrilace nebo jiných poruch rytmu, které by mohly být smrtící.
- na hlavě, obličeji (včetně přímo na očích a zakrývajících ústa), krku (zejména karotického sinu), třísel, horní části záda, oblast hrudníku nebo křížení přes srdce.
- nad oblastmi kůže, které postrádají normální citlivost.
- při spánku, koupání nebo sprchování.
- při sklonu ke krvácení po akutním poranění nebo zlomeninách kostí.
- na hlavě, obličeji (včetně přímo na očích a zakrývajících ústa), krku (zejména karotického sinu), třísel, horní části záda, oblast hrudníku nebo křížení přes srdce.
- při řízení, obsluze strojů nebo při jakékoli činnosti, při které mohou nekontrolovatelné svalové záškuby vyvolat uživatele nebo veřejnosti zbytečně riskovat zranění.
- pokud nefunguje normálně nebo nefunguje správně kvůli poškození způsobenému pádem nebo náhodným ponořením voda.
- pokud máte na těle zdravotnický prostředek, jako je inzulinová pumpa.

Přestaňte používat:

- Pokud se zařízení začne přehřívat, okamžitě jej VYPNĚTE.
- Udržujte všechny elektrické spotřebiče (včetně tělesa BEAR™ 2) mimo dosah vody (včetně van, sprch a dřezů).
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádných otvorů na zařízení.
- Pokud máte podezření, že zařízení nefunguje správně nebo nefunguje správně, kontaktujte FOREO.
- Použití jiného příslušenství a kabelů, než je uvedeno, s výjimkou kabelů prodáváných výrobcem těla BEAR™ 2 zařízení jako náhradní díly, může mít za následek zvýšené emise nebo sníženou imunitu systému.
- Uchovávejte toto zařízení mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Použití ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění postupů jiných, než které jsou zde uvedeny, může vést ke zranění.
- Zařízení nerozebírejte, mohlo by dojít k poškození, poruše, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění. Uvnitř nejsou žádné části, které by mohl uživatel opravit. **Poznámka: Demontáž ruší platnost záruky.**

OPATŘENÍ

BEAR™ 2 body je určeno pouze pro kosmetické použití a pro jedince v dobrém zdravotním stavu. Pokud to není váš případ, prosím před použitím se poradte se svým lékařem.

- Dlouhodobé účinky transkutánních elektrických stimulátorů nejsou známy.
- Máte-li podezření na srdeční onemocnění nebo mu bylo diagnostikováno onemocnění srdce, měli byste dodržovat opatření doporučená vaším lékařem.
- Budte opatrní, pokud je stimulace aplikována na menstrující dělohu.
- Při používání tohoto zařízení se může objevit mírné brnění, což je normální a nezpůsobuje žádné obavy. Snížení intenzita může tento pocit snížit nebo odstranit. Pokud máte podezření, že jste zaznamenali negativní reakci z použití elektrické stimulační zařízení, okamžitě se poradte se svým lékařem.
- Podráždění kůže a popáleniny pod elektrodami byly hlášeny při použití jiných poháněných svalových stimulátorů. Li zaznamenáte podráždění nebo pálení pokožky, okamžitě přestaňte používat.
- Pokud používání BEAR™ 2 body způsobuje přetrvávající bolest nebo nepohodlí, okamžitě přestaňte používat.
- Toto zařízení obsahuje nevyměnitelnou baterii. Před likvidací je nutné z přístroje vyjmout baterii.

Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od napájecí sítě a baterie musí být zlikvidována z bezpečně.

- Tento výrobek neobsahuje žádné opravitelné díly.
- Zkontrolujte zařízení a nepoužívejte jej, pokud zjistíte známky úniku vnitřní baterie.
- Neskladujte BEAR™ 2 body na slunci nebo na horkém povrchu. Vysoké teploty mohou být škodlivé.
- Zařízení by mělo být provozováno, přepravováno a skladováno způsobem uvedeným v tomto návodu.
- Pokud zařízení nebudete používat a udržovat v souladu s pokyny uvedenými v této příručce, záruka zaniká.
- Používejte pouze kabel USB dodaný se zařízením BEAR™ 2 body.
- Toto zařízení by mělo být používáno pouze s napájecím adaptérem SELV.
- K nabíjení zařízení se doporučuje používat standardní napájecí zdroje IEC60950.
- Před nabíjením se ujistěte, že zástrčka a zásuvka jsou zcela suché. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu okruhu nebo požáru.
- BEAR™ 2 body je určeno pro kosmetické použití na těle, jak je popsáno. Jakýkoli následek vyplývající z nesprávného použití, aplikace na jiné části těla nebo obličeje, připojení k nesprávným zdrojům napětí, špinavému vodivému roztoku nebo kouli, za jiné nevhodné aplikace nenese společnost FOREO odpovědnost.

ČIŠTĚNÍ VAŠEHO BEAR™ 2 body

Po použití vždy důkladně očistěte BEAR™ 2 body. Kovové kuličky a silikonový povrch omyjte vodou a mýdlem, poté opláchněte teplou vodou. Osušte hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna a neabrazivní. Po použití doporučujeme nastříkat silikonový čistící sprej FOREO a opláchněte teplou vodou.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čistící prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou podráždit pokožku a poškodit ji silikon.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Opatření, která je třeba přijmout v případě změn výkonu BEAR™ 2 body.

Pokud se BEAR™ 2 body neaktivuje po stisknutí univerzálního tlačítka:

- Baterie je vybitá. Nabíjejte pomocí nabíjecího kabelu USB až 1,5 hodiny do úplného nabití a poté restartujte zařízení podržením univerzálního tlačítka.

Pokud BEAR™ 2 body nelze vypnout a/nebo univerzální tlačítko nereaguje:

- Mikroprocesor dočasně nefunguje správně. Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka restartujete zařízení.

Pokud se BEAR™ 2 body nesynchronizuje s aplikací FOREO For You:

- Vypněte a znovu zapněte Bluetooth a zkuste se znovu připojit.
- Zavřete aplikaci FOREO For You a poté ji znovu otevřete, aby byl proces zahájen znovu.
- Zkontrolujte, zda je třeba aplikaci aktualizovat v obchodě s aplikacemi vašeho mobilního zařízení.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

REGISTRACE ZÁRUKY

Chcete-li aktivovat svou 2letou omezenou záruku, zaregistrujte se prostřednictvím aplikace FOREO For You nebo navštivte stránku foreo.com/product-registration pro více informací.

2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

FOREO poskytuje záruku na toto zařízení po dobu DVOU (2) LET od původního data nákupu na vady způsobené vadným zpracováním nebo materiály vyplývající z normálního používání zařízení. Záruka se vztahuje na funkční díly, které ovlivňují funkci zařízení. NEVZTAHUJE se na kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím nebo nedbalostí.

Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení (nebo jeho příslušenství) způsobí neplatnost záruky.

Pokud zjistíte závadu a upozorníte FOREO během záruční doby, FOREO dle vlastního uvážení zařízení bezplatně vymění nabít. Nároky v rámci záruky musí být podloženy přiměřeným důkazem, že datum uplatnění reklamace je v záruční době.

Aby byla záruka potvrzena, uschovejte si po dobu trvání záruční doby spolu s těmito záručními podmínkami originální doklad o koupi. Pro uplatnění záruky se musíte přihlásit ke svému účtu na www.foreo.com a poté vybrat možnost uplatnění záruky. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek je doplňkem k vašim zákonným právům jako spotřebitele a tato práva žádným způsobem neovlivňuje.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starého elektronického zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémem tříděného sběru odpadu).



EUROPEAN
CONFORMITY



PACKAGING IS MADE OF
RECYCLABLE MATERIAL



UK DECLARATION
OF CONFORMITY



TYPE BF
APPLIED PART



GARBAGE WASTE
ELECTRICAL & ELECTRONIC
EQUIPMENT DIRECTIVE



CONSULT INSTRUCTIONS
FOR USE


S tímto zařízením by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale mělo by být odevzdáno na příslušné sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení pomůžete předejít potenciálnímu negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpady se zařízením. Recyklace materiálů také pomůže zachovat přírodní zdroje.

Další informace o recyklaci vašeho zařízení vám poskytne místní služba pro likvidaci domovního odpadu nebo místo nákupu.

VYJMUTÍ BATERIE

POZNÁMKA: Tento proces není vratný. Otevřením zařízení ztrácíte záruku. Tato akce musí být provedena pouze tehdy, když je zařízení připraveno k likvidaci. Protože toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, musí být před likvidací vyjmuta a neměla by být vyhazována do domovního odpadu. Chcete-li vyjmout baterii, odřízněte a odstraňte vnější silikonovou vrstvu, odšroubujte kovové kuličky a odřízněte plastovou skořepinu podél trhliny. Poté vypáče kryt a oddělte baterii pomocí dispergátoru. Poté odřízněte kabel baterie, vyjměte baterii a zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí. Pro vaši bezpečnost během tohoto procesu používejte rukavice.

Podrobné vizuální pokyny jsou uvedeny níže.



SPECIFIKACE

MATERIÁLY:	Silikon bezpečný pro tělo, ABS, PC, Chromovaná zinková slitina
BARVA:	Evergreen / Lavender
ROZMĚRY:	V78 x Š78 x H35,5 mm
HMOTNOST:	127g
BATERIE:	Li-ion 520mAh 3.7V
POUŽITÍ:	Až 300 minut používání na jedno nabití.
POHOTOVOSTNÍ REŽIM:	90 dní
FREKVENCE:	185 Hz
MAXIMÁLNÍ HLADINA HLUKU:	<50 dB
ROZHRANÍ:	1 tlačítko

Vyloučení odpovědnosti: Uživatelé tohoto zařízení tak činí na vlastní nebezpečí. Společnost FOREO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakákoli zranění nebo škody, fyzické nebo jiné, vyplývající přímo nebo nepřímo z používání tohoto zařízení. FOREO si vyhrazuje právo revidovat tuto publikaci a čas od času provádět změny v jejím obsahu bez povinnosti oznámit takovou revizi nebo změny jakékoli osobě.

POZOR: Změny nebo úpravy této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz
Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které splňují požadavky Innovation, Science and Economic RSS bez licence pro Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

FOREO prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě pro produkt je k dispozici na adrese www.foreo.com/support.

Model může být bez upozornění změněn za účelem vylepšení.

©2023 MANUFACTURED FOR: FOREO AB.

DESIGNED AND DEVELOPED BY: FOREO SWEDEN. ALL RIGHTS RESERVED.

IMPORTER AND DISTRIBUTOR:

EU: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN

US: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

MANUFACTURED BY: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD.

NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

WWW.FOREO.COM