

FOREO



PEACH™ 2 go

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Gratulujemy wykonania pierwszego kroku w kierunku odkrycia inteligentniejszego usuwania włosów poprzez zakup PEACH™ 2 go. Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami tej zaawansowanej technologii w zaciszu własnego domu, poświęć kilka chwil na uważne przeczytanie instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku.

Prosimy o **PRZECZYTANIE WSZYSTKICH INSTRUKCJI PRZED UŻYCIEM** i korzystanie z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

PRZEZNACZENIE: PEACH™ 2 go to dostępne bez recepty urządzenie przeznaczone do usuwania niechcianego owłosienia na ciele i/lub twarzy.

OBSZARY CIAŁA: PEACH™ 2 go jest odpowiedni do stosowania na owłosienie na ciele i kobiecy zarost poniżej linii policzków.

ODCIEŃ SKÓRY: PEACH™ 2 go jest odpowiedni do stosowania na jasnych, średnich i ciemnych odcieniach skóry, do odcienia 5 włącznie.



KOLOR WŁOSÓW: PEACH™ 2 go jest odpowiedni do stosowania na naturalnie czarnych lub brązowych włosach. Może nie być tak skuteczny w przypadku włosów białych, siwych, blond lub rudych.



OSTRZEŻENIE: ŻADNE MODYFIKACJE TEGO URZĄDZENIA NIE SĄ DOZWOLONE.

POZNAJ PEACH™ 2 go

CECHY

KANAŁY CHŁODZĄCE SKÓRĘ

Delikatne chłodzenie skóry powietrzem zapewnia optymalny komfort podczas zabiegu.



9 cm² OKNO ZABIEGOWE

Dostarcza aż 6,5 J/cm² energii IPL, aby szybko i skutecznie usuwać włosy i zapobiegać ich odrastaniu.

OŚŁONA OCHRONNA

Innowacyjna silikonowa osłona chroni oczy przed intensywnymi impulsami światła.



WENTYLATOR CHŁODZĄCY URZĄDZENIE

Urządzenie jest utrzymywane w niskiej temperaturze dla optymalnych zabiegów.

PRZYCISK BŁYSKU

Aktywuje lampę błyskową IPL. Naciśnij raz, aby włączyć tryb stempli, lub naciśnij w sposób ciągły, aby włączyć tryb przesuwania.

PRZYCISKI PLUS & MINUS

Dostosuj intensywność zabiegu IPL, aby idealnie dopasować go do potrzeb skóry na każdym obszarze ciała.

KONTROLKI

Wskazuje poziom intensywności IPL.



APLIKACJA

Dostęp do większej liczby ustawień, wskazówek dotyczących zabiegów i przypomnień.



4 ADAPTERY WTYKOWE

Łatwe podłączanie i odłączanie od kabla zasilającego, do użytku w domu lub za granicą.



ŚCIERECZKA DO CZYSZCZENIA

Zapewnia czystość i suchość urządzenia.

JAK DZIAŁA PEACH™ 2 go?

PEACH™ 2 go zostało zaprojektowane, aby pomóc w przerwaniu cyklu wzrostu włosów. Energia świetlna jest przenoszona przez powierzchnię skóry i pochłaniana przez melaninę obecną w łodydze włosa. Pochłonięta energia świetlna jest przekształcana w energię ciepłą (pod powierzchnią skóry), która wyłącza mieszek włosowy. Włosy poddane zabiegowi naturalnie wypadają w ciągu kilku dni do 1-2 tygodni. Wzrost włosów jest cykliczny i przebiega w 3 odrębnych i następujących po sobie fazach. Zabieg IPL jest skuteczny tylko wtedy, gdy włosy znajdują się w określonej fazie (Anagen - faza wzrostu). Nie wszystkie włosy znajdują się w tej samej fazie w danym momencie. Dlatego należy przestrzegać zalecanego schematu leczenia 1 zabieg raz w tygodniu przez 12 tygodni.

CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ

Bezpośrednio po zabiegu nie powinny wystąpić żadne znaczące skutki uboczne leczenia (więcej informacji na temat skutków ubocznych można znaleźć w sekcji zatytułowanej "Skutki uboczne").

W ciągu pierwszych kilku tygodni po początkowych zabiegach nadal będą widoczne odrastające włoski. Są to prawdopodobnie włosy, które zostały pominięte podczas leczenia, tj. leżały uśpione i nie znajdowały się w fazie wzrostu (Anagen) podczas zabiegów; kiedy IPL jest najbardziej skuteczny.

Po około 6 tygodniach 12-tygodniowego programu leczenia powinno być widoczne zmniejszenie wzrostu włosów. Jednak wiele włosów może nadal nie zostać poddanych zabiegowi w fazie wzrostu. Ważne jest, aby kontynuować zabiegi co tydzień. Po zakończeniu 12-tygodniowego programu należy zauważyć znaczną redukcję włosów w danym obszarze. Wszelkie pozostałe włoski powinny być drobniejsze i/lub jaśniejsze. Dalsze comiesięczne zabiegi lub zabiegi w razie potrzeby powinny utrzymać redukcję niechcianych włosów.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECIWWSKAZANIA

NIE używaj urządzenia:

- jeśli skóra jest ciemniejsza niż odcień skóry 5 pokazany na powyższym wykresie odcieni skóry. Ponieważ ciemna skóra pochłania więcej energii świetlnej, zabieg na bardzo ciemnej skórze może powodować dyskomfort/ból i działania niepożądane (np. oparzenia, pęcherze, przebarwienia lub blizny) oraz uszkodzenia skóry.

- jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią lub masz mniej niż 18 lat, ponieważ to urządzenie nie zostało testowane na tych osobach.
- jeśli masz raka skóry lub zmiany przedrakowe w wywiadzie (np. znamiona lub dużą liczbę pieprzyków).
- jeśli skóra została niedawno sztucznie lub naturalnie opalona lub jest poparzona w wyniku nadmiernej ekspozycji na słońce. Skóra może być wrażliwa po ekspozycji na słońce i szczególnie podatna na skutki uboczne leczenia IPL (np. oparzenia, pęcherze, przebarwienia lub blizny). Przed użyciem urządzenia należy odczekać 1 tydzień, aż oparzenie słoneczne lub opalenizna znikną.
- bezpośrednio na sutkach, genitaliach lub wokół odbytu. Obszary te mogą mieć ciemniejszy kolor skóry i/lub większą gęstość włosów. Korzystanie z urządzenia w tych obszarach może powodować dyskomfort/ból lub zranienie (oparzenie, odbarwienie lub bliznę) skóry.
- na pęcherze, blizny, ciemnobrązowe lub czarne plamy, takie jak znamiona, pieprzyki lub brodawki w obszarze, który ma zostać poddany zabiegowi. Urządzenie może też uszkodzić skórę lub pogorszyć istniejące schorzenia, a użytkownik może być szczególnie podatny na skutki uboczne działania IPL (np. oparzenia, pęcherze, przebarwienia lub blizny).
- jeśli na obszarze poddawany zabiegowi występuje jakakolwiek choroba skóry, w tym łuszczyca, bielactwo, egzema, trądzik, opryszczka zwykła lub aktywne infekcje lub rany.

NIE wystawiaj poddanych zabiegowi obszarów na działanie promieni słonecznych. Przed wystawieniem skóry na bezpośrednie działanie promieni słonecznych należy odczekać co najmniej 7 dni po zabiegu. Skóra może być wyjątkowo wrażliwa po zabiegu IPL i szczególnie podatna na oparzenia słoneczne. Zastosuj filtr przeciwsłoneczny (SPF 15 lub wyższy) na leczonym obszarze lub przykryj leczony obszar odpowiednią odzieżą.

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa korzystania z urządzenia należy skonsultować się z lekarzem lub dermatologiem.

W przypadku regularnego i długotrwałego przyjmowania jakichkolwiek leków należy skonsultować się z lekarzem w sprawie ich potencjalnego wpływu na wrażliwość skóry na światło.

OSTRZEŻENIA

BEZPIECZEŃSTWO OCZU



PEACH™ 2 go emituje błyski intensywnego światła pulsacyjnego. Bezpośrednia ekspozycja jest potencjalnie szkodliwa dla oczu. Należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.

OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować uszkodzenia oczu (potencjalnie prowadzące do utraty wzroku) lub skóry. Należy przeczytać instrukcje i postępować zgodnie wytycznymi.

Urządzenie może zostać aktywowane (błysnąć) tylko wtedy, gdy jest w pełnym kontakcie ze skórą.

Jednakże,

NIE NALEŻY:

- patrzeć bezpośrednio w okienko zabiegowe urządzenia, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania i/lub jest włączone.
- próbować aktywować (migać) urządzenia w kierunku oczu.
- poddawać zabiegom obszarów wokół oczu (brwi lub rzęsy). Niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia wzroku.
- używać urządzenia nad powiekami lub w pobliżu oka. NATOMIAST należy aktywować urządzenie, wyłącznie wtedy, gdy okno zabiegowe jest w pełnym kontakcie z obszarem, który ma być poddany zabiegowi.
- NALEŻY odwracać wzrok od urządzenia podczas naświetlania skóry.

ZALECENIA DOT. ELEKTRYCZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, należy podjąć pewne środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

NIE NALEŻY:

- próbować otwierać urządzenia, ponieważ może to narazić użytkownika na kontakt z niebezpiecznymi elementami elektrycznymi.
- używać urządzenia jeśli jest uszkodzone, np. pęknięte urządzenie, uszkodzony kabel (widoczne przewody wewnętrzne), pęknięta lub rozbita szyba na urządzeniu itp. Może to spowodować obrażenia ciała.
- używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych zbiorników zawierających wodę. Jeśli urządzenie zostanie zamoczone, nie należy go używać.
- używać urządzenia jeśli stanie się nieprzyjemnie gorące w dotyku. Może to oznaczać, że urządzenie jest uszkodzone.
- używać zasilacza lub innego komponentu, innego niż dostarczony do użytku z urządzeniem PEACH™ 2 go. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i zatrzymanie jego pracy.
- próbować aktywować (błyskać) urządzeniem na powierzchni innej niż skóra.
- umieszczać urządzenia w sposób utrudniający jego odłączenie od źródła zasilania.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

NIE NALEŻY:

- stosować urządzenia, jeśli na obszarze, który ma zostać poddany zabiegowi, wykonano peeling skóry. Przed zastosowaniem urządzenia należy odczekać 30 dni od wykonania peelingu skóry. Zabieg wykonywany na opalonej skórze za pomocą intensywnego światła impulsowego (IPL) może spowodować trwałą hiper pigmentację (przyciemnienie) lub hipo pigmentację (rozjaśnienie) skóry.
- stosować na obszarach, na których znajdują się tatuaże lub makijaż permanentny.

- używać urządzenia na obszarach gdzie wykonano zabieg wypełniaczami lub botoksem.
- stosować w przypadku nadwrażliwości na światło słoneczne lub przyjmowania leków, które zwiększają wrażliwość skóry i powodują nadwrażliwość na światło, np. retin A, Accutane i/lub inne retinoidy stosowane miejscowo. Zawsze należy sprawdzić ulotkę dołączoną do produktu leczniczego, aby sprawdzić, czy nadwrażliwość na światło jest wymieniona jako działanie niepożądane. Stosowanie urządzenia na skórze wrażliwej na światło może spowodować uszkodzenie skóry, takie jak obrzęk lub pęcherze. Przed użyciem urządzenia należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ może ono uszkodzić skórę. Urządzenie nie jest przeznaczone do leczenia schorzeń. Należy zasięgnąć porady lekarza w przypadku pieprzyków, wysypki skórnej, swędzenia skóry, grzybicy, infekcji skóry, guzków skórnych lub znaczników skórnych.
- dotykać okna zabiegowego podczas lub bezpośrednio po użyciu. Należy regularnie sprawdzać urządzenie pod kątem uszkodzeń.
- dotykać otworu wentylacyjnego (metalowej części) urządzenia podczas lub bezpośrednio po jego użyciu.
- używać urządzenia, jeśli okno zabiegowe jest pęknięte lub go nie ma.

WAŻNE INFORMACJE:

- Należy upewnić się, że okno zabiegowe jest czyste i wolne od zanieczyszczeń. Wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się na oknie zabiegowym lub wokół niego podczas pracy mogą spowodować tymczasowe zmiany skórne, takie jak zaczerwienienie lub obrzęk.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 18 roku życia. Dzieci nie powinny używać, bawić się, konserwować ani czyścić urządzenia. Istnieje szereg potencjalnych zagrożeń - narażenie na strumień świetlny powodujący oparzenia lub uszkodzenie oczu, porażenie prądem, uduszenie kablami.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem zwierząt domowych i szkodników, które mogą je uszkodzić. Potencjalne zagrożenia obejmują ograniczenie funkcjonalności i porażenie prądem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Chyba że zostaną one poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo w zakresie bezpiecznego i właściwego korzystania z urządzenia.

bezpieczeństwo.

- Okno zabiegowe urządzenia jest krytycznym elementem, który nagrzewa się podczas użytkowania.

OSTRZEŻENIE

- **NIE przekraczać** czasu używania określonego w schemacie zabiegów.
- Długotrwałe lub wielokrotne stosowanie w jednym miejscu może spowodować uszkodzenie skóry. Unikać nadmiernego użycia, które obejmuje nadmierne przejścia, nakładanie błysków i/lub zwiększoną częstotliwość stosowania.
- Nie należy pomijać mechanizmów bezpieczeństwa urządzenia.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Usuwanie owłosienia za pomocą laserów lub intensywnych impulsów świetlnych może powodować zwiększony wzrost włosów u niektórych osób. W oparciu o obecnie dostępne dane, grupami najwyższego ryzyka wystąpienia tej reakcji są kobiety pochodzenia śródziemnomorskiego, bliskowschodniego oraz południowoazjatyckiego.

- NIE WOLNO używać urządzenia w miejscach, w których włosy mają odrosnąć.
- NIE używaj urządzenia na skórze głowy, brwiach ani w pobliżu oczu. Stosowanie w tych miejscach może trwale uszkodzić oczy.
- NIE używaj urządzenia na twarzy, szczęce lub szyi mężczyzny. Włosy w okolicy brody mężczyzny są zbyt gęste i używanie urządzenia IPL w tych miejscach może spowodować uszkodzenie skóry.
- Urządzenie nie jest zalecane do stosowania na włosach rudych, siwych, białych lub blond. Nie jest ono skuteczne w przypadku tych kolorów włosów.

POTENCJALNE ZAGROŻENIA, SKUTKI UBOCZNE I REAKCJE SKÓRNE

SKUTKI UBOCZNE	JAK OCENIĆ I REAGOWAĆ
Łagodny ból / dyskomfort na obszarze poddanym zabiegowi	Jest to normalne dla wszystkich zabiegów IPL. Można kontynuować korzystanie z urządzenia zgodnie z instrukcjami, a ból powinien zmniejszyć się wraz z dalszym użytkowaniem
Uczucie ciepła lub mrowienia podczas zabiegu, które zwykle pojawia się po kilku sekundach do minuty i zmniejsza się wraz z dalszym stosowaniem.	Jest to normalne dla wszystkich zabiegów IPL. Można kontynuować korzystanie z urządzenia zgodnie z instrukcjami.
Swędzenie w obszarze leczenia.	Jest to dość powszechne w przypadku zabiegów IPL i powinno ustąpić po krótkim czasie. Można kontynuować korzystanie z urządzenia zgodnie z instrukcjami. Nie drap tego miejsca.
Zaczerwienienie skóry w trakcie lub po zabiegu, które ustępuje w ciągu kilku minut.	Jest to normalne dla wszystkich zabiegów IPL. Po ustąpieniu zaczerwienienia skóry można kontynuować korzystanie z urządzenia zgodnie z instrukcjami.
Zaczerwienienie skóry, które nie znika w ciągu kilku minut i utrzymuje się przez 24-48 godzin.	Natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować z lekarzem przed ponownym użyciem.
Ból lub dyskomfort, który jest intensywny podczas zabiegu lub utrzymujący się po zabiegu	Natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować z lekarzem przed ponownym użyciem.
W BARDZO RZADKICH PRZYPADKACH	JAK OCENIĆ I REAGOWAĆ
Obrzęk i zaczerwienienie, które nie ustępują w ciągu dwóch do trzech dni.	Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z lekarzem przed ponownym użyciem.
Tymczasowe zmiany koloru skóry (rozjaśnienie lub przyciemnienie).	Jeśli kolor skóry ulegnie zmianie, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
Pęcherze, blizny lub pieczenie skóry.	Natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z lekarzem przed ponownym użyciem. Zastosować zimny okład na ten obszar. Zastosować środek antyseptyczny lub kremem na oparzenia.

SPOSÓB UŻYCIA

OSTRZEŻENIE: Postępuj zgodnie z każdym krokiem w czasie zabiegu, upewniając się, że wykonano wszystkie kroki przed przejściem do następnego.

ODBLOKUJ URZĄDZENIE

Pobierz aplikację FOREO, aby odblokować i zarejestrować PEACH™ 2 go przed pierwszym użyciem. Można to zrobić, skanując kod QR, który można znaleźć z tyłu opakowania urządzenia lub w skróconej instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

PRZYGOTOWANIE OBSZARU ZABIEGOWEGO

Przed użyciem urządzenia należy usunąć widoczne owłosienie na skórze. Zalecamy zgolenie włosów na ciele i złuszczenie skóry twarzy w celu uzyskania optymalnych rezultatów. Upewnij się, że włosy nie pozostały na powierzchni skóry, ponieważ może to spowodować obrażenia. Zapobiega to również pokrywaniu przedniej części urządzenia przez zanieczyszczenia. Oczyszcz obszar zabiegowy i osusz go.

URUCHOM URZĄDZENIE

Podłącz odpowiedni adapter wtyczki do kabla zasilającego. Następnie użyj go do podłączenia urządzenia do gniazdka elektrycznego. Urządzenie włączy się automatycznie. Za pomocą przycisków + i - można ustawić preferowany poziom intensywności.

UWAGA: Poziomy 1 - 3 na urządzeniu są przeznaczone dla wrażliwych obszarów i początkujących użytkowników. Przy zmniejszonej intensywności światła może być wymagane więcej zabiegów, aby zobaczyć pożądane efekty. Dopóki zabieg jest komfortowy, należy zwiększyć ustawienie o jeden poziom w zalecanym zakresie intensywności dla danego typu skóry.

PRZETESTUJ URZĄDZENIE

Przed pierwszym zabiegiem na nowym obszarze ciała ZALECAMY przetestowanie skóry w tym miejscu pod kątem reakcji na urządzenie. Obszar testu płatkowego powinien mieć rozmiar około 3x3 cm (co odpowiada 1 błyskowi PEACH™ 2 go). Wykonaj test płatkowy w sposób opisany poniżej w sekcji "Metody zabiegów", w części "Tryb stempla". Odczekaj 24 godziny po teście płatkowym, aby upewnić się, że skóra jest odpowiednia do zabiegu i nie występuje niepożądana reakcja na energię światła. Jeśli po 24 godzinach nie wystąpi żadna reakcja, można poddać zabiegowi obszar wokół testu płatkowego. "Testowany obszar" NIE powinien być ponownie poddany zabiegowi przez co najmniej 1 tydzień. Jeśli wystąpi reakcja skórna, należy

METODY ZABIEGÓW

Obszar poddawany zabiegowi musi być wolny od włosów, czysty i suchy. Przed naciśnięciem przycisku lampy błyskowej należy odwrócić wzrok od urządzenia, aby uniknąć jasnego światła. W rzadkich przypadkach błysk może być zbyt jasny. Nie wiąże się to z żadnym ryzykiem dla bezpieczeństwa. W celu zwiększenia komfortu zalecamy przeprowadzanie zabiegu w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, aby zmniejszyć postrzeganą jasność. Jeśli jednak światło jest nadal zbyt jasne, zalecamy noszenie okularów przeciwsłonecznych w celu dodatkowej ochrony oczu. Zalecamy również noszenie okularów przeciwsłonecznych w celu dodatkowej ochrony oczu podczas korzystania z urządzenia do usuwania włosów na twarzy.

TRYB GLIDE

Do szybkiego i skutecznego leczenia dużych obszarów - takich jak nogi, ramiona, klatka piersiowa, plecy i brzuch

1. Umieść okno zabiegowe dokładnie na skórze i wybierz preferowany poziom intensywności.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk lampy błyskowej. Urządzenie zacznie migać.
3. Przesuwaj urządzenie powoli i w sposób ciągły od dołu do góry obszaru zabiegowego. Upewnij się, że urządzenie jest cały czas w kontakcie ze skórą.
4. Po zakończeniu przesuwania oderwij urządzenie z obszaru zabiegowego.
5. Powtórz tę czynność, aby poddać zabiegowi następny sąsiadujący obszar, przesuwając urządzenie równolegle, aż do ukończenia całego obszaru, który chcesz poddać zabiegowi.

TRYB STEMLA

Do pielęgnacji małych lub trudno dostępnych obszarów - takich jak twarz, linia bikini i pachy.

1. Umieść okienko zabiegowe na skórze i wybierz preferowany poziom intensywności.
2. Naciśnij i natychmiast zwolnij przycisk lampy błyskowej. Urządzenie wyemituje błysk.
3. Oderwij urządzenie od skóry i umieść je na kolejnym sąsiadującym miejscu, które ma być poddane zabiegowi.
4. Kontynuuj zabieg punkt po punkcie, aż do pokrycia całego obszaru.

UWAGA:

- Okno zabiegowe w PEACH™ 2 go musi być w pełnym kontakcie ze skórą, w przeciwnym razie lampa błyskowa nie zadziała.

- Aby PEACH™ 2 go działało skutecznie, należy stosować je równomiernie na całej skórze, nie pomijając żadnych miejsc. Upewnij się, że unikasz pominiętych obszarów, umieszczając okno zabiegowe bezpośrednio obok wcześniej leczonego miejsca, nie pozostawiając żadnych odstępów między wybranymi obszarami. Upewnij się jednak, że nie migasz na ten sam obszar więcej niż jeden raz. Nie poprawia to skuteczności, a może zwiększyć ryzyko wystąpienia reakcji skórnych.
- Jeśli odczuwasz silny ból, natychmiast przerwij leczenie i skonsultuj się z lekarzem przed ponownym użyciem urządzenia.

PEACH™ 2 go HARMONOGRAM ZABIEGOWY

Aby uzyskać optymalne wyniki, urządzenie powinno być używane raz w tygodniu przez 12 tygodni, aby zapewnić zabieg na wszystkich mieszках włosowych.

Po początkowej fazie zabiegu (raz w tygodniu przez 12 tygodni), aby utrzymać wyniki, zalecamy używanie urządzenia raz w miesiącu lub w razie potrzeby.



Przed ponownym zabiegiem na ten sam obszar należy zawsze odczekać 7 dni.

- Poddaj się zabiegowi w ciągu 3 dni od planowanej daty kolejnego zabiegu. Jeśli nie poddasz się zabiegowi w ciągu 3 dni od planowanej daty, ponownie rozpocznij fazę początkową.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE

Po zakończeniu zabiegu należy zawsze wyłączyć urządzenie, odłączając zasilacz od urządzenia i gniazdka elektrycznego.

Po każdym użyciu okno zabiegowe należy dokładnie przetrzeć lekko wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką. Szczególnie ważne jest utrzymanie czystości przedniej części urządzenia. Należy ją porządnie oczyścić z brudu, włosów lub innych zanieczyszczeń, aby zapewnić maksymalną wydajność.

OSTRZEŻENIE: Okno zabiegowe może nagrzewać się podczas użytkowania. NIE WOLNO dotykać ani czyścić okna zabiegowego przez co najmniej 5 minut po jego użyciu, należy odczekać do ostygnięcia.

UWAGA:

- Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażnić skórę i uszkodzić silikon.
- Należy uważać, aby woda nie dostała się do żadnych otworów w urządzeniu, w tym do kanałów chłodzących skórę.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie uruchamia się.	• Upewnij się, że zasilacz jest podłączony. • Urządzenie jest zablokowane. Aby je odblokować, zarejestruj urządzenie za pośrednictwem aplikacji FOREO (instrukcje powyżej w sekcji "Odblokuj urządzenie").
Przycisk lampy błyskowej nie reaguje.	• Upewnij się, że okno zabiegowe jest w pełnym kontakcie ze skórą. • Odłącz urządzenie. Następnie podłącz je ponownie.
Urządzenie nie łączy się z aplikacją FOREO.	• Wyłącz, a następnie ponownie włącz Bluetooth i spróbuj ponownie nawiązać połączenie. • Zamknij aplikację FOREO, a następnie otwórz ją ponownie, aby rozpocząć proces od nowa. • Sprawdź, czy aplikacja nie wymaga aktualizacji w sklepie z aplikacjami na urządzeniu mobilnym.
Urządzenie, okno zabiegowe, zasilacz lub kabel są uszkodzone, pęknięte lub wyglądają na wadliwe.	• NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa urządzenia lub podejrzewasz, że jest ono w jakikolwiek sposób uszkodzone- nie wolno go używać. Skonsultuj się z obsługą klienta na czacie w aplikacji FOREO.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie lub jeśli masz inne pytania dotyczące działania urządzenia, odwiedź stronę foreo.com/support.

WARUNKI GWARANCJI

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ

Aby aktywować 2-letnią ograniczoną gwarancję, zarejestruj się za pośrednictwem aplikacji FOREO For You lub odwiedź foreo.com/product-registration, aby uzyskać więcej informacji.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FOREO udziela gwarancji na to urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT od pierwotnej daty zakupu, na wady wynikające z wadliwego wykonania lub materiałów powstałych w wyniku normalnego użytkowania urządzenia. Gwarancja obejmuje części robocze, które wpływają na działanie urządzenia.

NIE obejmuje ona pogorszenia stanu kosmetycznego spowodowanego zwykłym zużyciem lub uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem. Każda próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje unieważnienie gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia FOREO w okresie gwarancyjnym, FOREO, według własnego uznania, wymieni urządzenie bezpłatnie. Roszczenia gwarancyjne muszą być poparte uzasadnionymi dowodami, że data roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić gwarancję, należy zachować oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres obowiązywania gwarancji.

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (ma zastosowanie w UE i innych krajach europejskich z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów).



ZGODNOŚĆ
EUROPEJSKA



DEKLARACJA
ZGODNOŚCI UK



OSTRZEŻENIE,
ENERGIA
ELEKTRYCZNA



FEDERAL
COMMUNICATIONS
COMMISSION
CONFORMITY



ZASTOSOWANA
CZĘŚĆ TYPU BF



ZAPOZNAJ SIĘ
Z INSTRUKCJĄ
OBSŁUGI



OPAKOWANIE JEST
WYKONANE Z MATERIAŁU
NADAJĄCEGO SIĘ DO
RECYKLINGU



DYREKTYWA W SPRAWIE
ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I
ELEKTRONICZNEGO

To urządzenie nie powinno być traktowane jako odpad domowy, powinno zostać dostarczone do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami urządzenia. Recykling materiałów pomoże również chronić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, należy skontaktować się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub miejscem zakupu.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI FCC:

ZASTRZEŻENIE: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani FOREO, ani jego sprzedawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z urządzenia. Ponadto, FOREO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej publikacji oraz do wprowadzania zmian w jej treści bez obowiązku powiadamiania jakiejkolwiek osoby o takich zmianach.

PRZESTROGA: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC). Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) urządzenie nie powinno wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz
- (2) urządzenie powinno akceptować zewnętrzne zakłócenia, w tym zakłócenia powodujące niezamierzone działanie.

To urządzenie zawiera zwolnione z licencji nadajniki/odbiorniki, które są zgodne z kanadyjskimi przepisami dotyczącymi zwolnień z licencji w zakresie innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego.

RSS. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) urządzenie nie powinno wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz
- (2) urządzenie powinno akceptować zewnętrzne zakłócenia, w tym zakłócenia powodujące niezamierzone działanie.

Model może zostać zmieniony w celu wprowadzenia ulepszeń bez powiadomienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PEACH™ 2 go to filtrowany szerokopasmowy system intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light) o następujących parametrach technicznych:

Częstotliwość powtarzania	0.5 -1s
Długość impulsu	Wyładowanie swobodne 3 ms
Maksymalne wyjście optyczne	6,5 J/cm ²
Długość fali	550 - 1100nm
Wejście linii zasilania	100 - 240V, 50/60Hz 3A
Temperatura pracy	5°C do +40°C
Wilgotność podczas pracy	40% do 80%
Ciśnienie robocze	800 do 1,060 hPa
Obszar przetwarzania (rozmiar okna zabiegowego)	9cm ²

WARUNKI TRANSPORTU:

Temperatura	-10°C do +50°C
Wilgotność	30% do 80%
Ciśnienie	500hPa do 1,060hPa

Jeśli urządzenie było przechowywane w temperaturze wykraczającej poza podany zakres roboczy, należy odczekać co najmniej 30 minut przed użyciem, aby umożliwić aklimatyzację urządzenia.

PEACH™ 2 go ma 500,000 błysków i jest przeznaczony dla jednego użytkownika. Minimalna żywotność urządzenia wynosi 10 lat przy przestrzeganiu zalecanego schematu.

Oznaczenie CE poświadcza, że to urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami UE:

- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
- Dyrektywa 2009/125/WE w sprawie produktów związanych z energią.

To urządzenie jest zgodne z najnowszymi normami EMC i poprawkami mającymi zastosowanie do urządzeń gospodarstwa domowego i urządzeń medycznych. Są to:

EN 55014- 1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3- 3:2013/ A1:2019/ A2:2021, IEC 60601-1-2:2014/AMDI:2020

To urządzenie jest zgodne z najnowszymi normami bezpieczeństwa i poprawkami mającymi zastosowanie do urządzeń gospodarstwa domowego i urządzeń medycznych. Są to: IEC 60335-1:2010+ Ams, IEC 60335-2-113:2016, EN 62233:2008, IEC 60601-1:2005+A1:2012 +A2:2020, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-11:2015+ Ams, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 i 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams.

©2023 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

IMPORTER I DYSTRYBUTOR W UE: FOREO AB, KARLÅVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SZWECJA
IMPORTER I DYSTRYBUTOR W USA: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
WYPRODUKOWANO DLA: FOREO AB. ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ: FOREO SWEDEN.
IMPORTER I DYSTRYBUTOR W AUS: FOREO AUS, 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. WYPRODUKOWANE PRZEZ: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINY

FOREO