

FOREO



PEACH™ 2 Pro Max

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Gratulacje! To pierwszy krok w stronę nowoczesnej depilacji – dziękujemy za zakup PEACH™ 2 Pro Max. Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia i czerpania korzyści z jego działania, uważnie przeczytaj tę instrukcję.

Przed użyciem **NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ** i korzystać z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tym dokumencie.

PRZEZNACZENIE: PEACH™ 2 Pro Max to urządzenie przeznaczone do usuwania niechcianego owłosienia z ciała.

OBSZARY CIAŁA: PEACH™ 2 Pro Max jest odpowiedni do usuwania owłosienia z ciała oraz z kobiecej twarzy poniżej linii policzków.

ODCIEŃ SKÓRY: PEACH™ 2 Pro Max jest odpowiedni do stosowania na jasnej, średniej i ciemnej karnacji – do odcienia skóry 5 włącznie.



KOLOR WŁOSÓW: PEACH™ 2 Pro Max jest odpowiedni do stosowania na naturalnie czarnych lub brązowych włosach. Może być mniej skuteczny w przypadku włosów białych, siwych, jasnobłond lub rudych.



OSTRZEŻENIE: Niedozwolona jest jakakolwiek modyfikacja tego urządzenia.

POZNAJ PEACH™ 2 Pro Max



KANALIKI CHŁODZENIA SKÓRY

Delikatnie chłodzą skórę powietrzem, zapewniając optymalny komfort podczas zabiegu. 11,5 cm²

OKNO ZABIEGOWE

Dostarcza imponujące 120 J energii IPL, skutecznie i szybko usuwając włosy oraz zapobiegając ich odrastaniu.

OSŁONA OCHRONNA

Innowacyjna osłona silikonowa chroni oczy przed intensywnymi impulsami światła.

OTWÓR WENTYLACYJNY

Zapewnia utrzymanie odpowiedniej temperatury urządzenia, gwarantując optymalny przebieg zabiegu.

PRZYCIŚK FLASH

Aktywuje błysk IPL. Naciśnij raz, aby włączyć tryb stempla, lub przytrzymaj, aby włączyć tryb przesuwania.

PRZYCIŚKI PLUS I MINUS

Regulują intensywność zabiegu IPL, dopasowując ją do potrzeb skóry w różnych obszarach ciała.

ŚWIATŁA INDIKACYJNE

Wskazują poziom intensywności IPL.



POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ

Uzyskaj dostęp do dodatkowych ustawień, wskazówek dotyczących zabiegu i przypomnień w aplikacji FOREO.



4 WTYCZKI

Łatwe do podłączenia i odłączenia od kabla zasilającego, do użytku w kraju i za granicą.



ŚCIERECZKA DO CZYSZCZENIA

Pomaga oczyścić i wysuszyć urządzenie

JAK DZIAŁA PEACH™ 2 Pro Max?

Urządzenie PEACH™ 2 Pro Max zostało zaprojektowane, aby pomóc przerwać cykl wzrostu włosów. Energia świetlna jest przekazywana przez powierzchnię skóry i wchłaniana przez melaninę obecną w trzonie włosa. Wchłonięta energia świetlna przekształca się w energię ciepłą (pod powierzchnią skóry), która unieszkodliwia cebulkę włosa. Leczone włosy naturalnie wypadają w ciągu kilku dni do 1-2 tygodni. Wzrost włosów jest cykliczny i przebiega w trzech odrębnych i kolejnych fazach. Zabieg IPL jest skuteczny tylko wtedy, gdy włosy znajdują się w określonej fazie (fazie Anagen – wzrostu). Nie wszystkie włosy znajdują się w tej samej fazie w danym momencie. Dlatego ważne jest, aby przestrzegać zalecanego planu zabiegów: 1 zabieg raz w tygodniu przez 12 tygodni.

CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ PO ZABIEGU

Bezpośrednio po zabiegu nie powinny wystąpić żadne istotne efekty uboczne.

(W celu uzyskania więcej informacji na temat efektów ubocznych, zapoznaj się z sekcją „Efekty uboczne”).

W pierwszych tygodniach po początkowych zabiegach nadal mogą pojawiać się włosy, które będą rosnąć. Są to najprawdopodobniej włosy, które zostały pominięte podczas zabiegu, tzn. były w stanie uśpienia i nie znajdowały się w fazie wzrostu podczas zabiegu, kiedy IPL jest najskuteczniejsze.

Okolo 6 tygodnia programu zabiegowego, zauważalne powinno być zmniejszenie wzrostu włosów. Niemniej jednak, wiele włosów może nadal nie zostać uchwyconych w fazie wzrostu. Ważne jest, aby kontynuować zabiegi co tydzień.

Po zakończeniu 12-tygodniowego programu, powinno nastąpić wyraźne zmniejszenie liczby włosów w leczonym obszarze. Pozostałe włosy będą cieńsze i/lub jaśniejsze. Kontynuowanie miesięcznych zabiegów lub zabiegów w razie potrzeby pomoże utrzymać redukcję niechcianych włosów.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECIWWSKAZANIA

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA, JEŚLI:

- Twoja skóra jest ciemniejsza niż odcień skóry 5 pokazany na powyższej tabeli. Ciemna skóra pochłania więcej energii świetlnej i poddanie jej zabiegowi może powodować dyskomfort/ból oraz niepożądane efekty (np. oparzenia, pęcherze, przebarwienia lub blizny) i uszkodzić skórę.
- Jesteś w ciąży, karmisz piersią lub masz mniej niż 18 lat, ponieważ urządzenie nie zostało przetestowane w przypadku tych osób.
- Masz historię raka skóry lub zmian nowotworowych (np. znamiona lub dużą liczbę pieprzyków).
- Twoja skóra została ostatnio sztucznie lub naturalnie opalona lub jest poparzona słońcem. Skóra może być wrażliwa po ekspozycji na słońce i szczególnie podatna na skutki uboczne zabiegu IPL (np. oparzenia, pęcherze, przebarwienia lub blizny). Poczekaj 1 tydzień, aż oparzenie słoneczne lub opalenizna znikną, zanim użyjesz urządzenia.
- Bezpośrednio na sutkach, narządach płciowych lub w okolicach odbytu. Obszary te mogą mieć ciemniejszy kolor skóry i/lub większą gęstość włosów. Użycie urządzenia w tych miejscach może powodować dyskomfort/ból lub uszkodzić (oparzyć, przebarwić lub pozostawić blizny) skórę.
- Na pęcherzach, znamionach, pieprzykach lub brodawkach w obszarze, który chcesz poddać zabiegowi. Urządzenie może uszkodzić skórę lub pogorszyć istniejące stany, a skóra może być szczególnie podatna na skutki uboczne zabiegu IPL (np. oparzenia, pęcherze, przebarwienia lub blizny).
- Jeśli masz jakąkolwiek chorobę skóry w obszarze zabiegowym, w tym łuszczycę, bielactwo, egzemę, trądzik, opryszczkę zwykłą lub aktywne infekcje lub rany.

NIE wystawiaj leczonych obszarów na działanie słońca.

Poczekaj co najmniej 7 dni po zabiegu, zanim wystawisz leczoną skórę na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Twoja skóra może być bardziej wrażliwa po zabiegu IPL i szczególnie podatna na poparzenia słoneczne. Stosuj krem z filtrem (SPF 15 lub wyższy) na leczony obszar lub zakryj go odpowiednią odzieżą.

Jeśli nie masz pewności, czy to urządzenie jest bezpieczne w Twoim przypadku, skonsultuj się z lekarzem lub dermatologiem.

Jeśli regularnie przyjmujesz jakiegokolwiek leki przez długi okres czasu, skonsultuj się z lekarzem w celu oceny ewentualnego wpływu na wrażliwość skóry na światło.

OSTRZEŻENIE

BEZPIECZEŃSTWO OCZU



PEACH™ 2 Pro Max emituje błyski intensywnego światła impulsowego. Bezpośrednia ekspozycja może być szkodliwa dla Twoich oczu. Zadbaj o przestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa:

OSTRZEŻENIE: Możliwe uszkodzenie oczu (potencjalnie prowadzące do utraty wzroku) lub uszkodzenie skóry, jeśli instrukcje nie będą przestrzegane. Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami. Urządzenie może zostać aktywowane (wysłać błysk) tylko wtedy, gdy jest w pełnym kontakcie ze skórą.

NIE WOLNO:

- Nie patrz bezpośrednio w okno zabiegowe urządzenia, gdy jest włączone i jest podłączone do prądu.
- Nie próbuj aktywować (wysyłać błysków) urządzenia w kierunku oka.
- Nie poddawaj zabiegowi obszarów wokół oczu (brwi lub rzęsy). Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia oczu.
- Nie używaj urządzenia na powiekach ani w pobliżu oczu. Urządzenie można aktywować (wysłać błysk) tylko wtedy, gdy okno zabiegowe ma pełny kontakt z obszarem, który chcesz poddać zabiegowi.

ZAŁECAMY odwrócenie wzroku od urządzenia podczas emisji błysku na skórę.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika.

NIE NALEŻY:

- Nie próbuj otwierać urządzenia, ponieważ może to narazić Cię na niebezpieczne komponenty elektryczne.
- Nie używaj urządzenia, jeśli PEACH™ 2 Pro Max jest uszkodzone; na przykład, jeśli obudowa jest pęknięta, kabel jest uszkodzony (widoczne przewody wewnętrzne), szkło na urządzeniu jest pęknięte lub złamane, itp. Może to prowadzić do obrażeń.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych pojemników zawierających wodę. Jeśli urządzenie stanie się wilgotne, nie powinno być używane.
- Nie używaj urządzenia, jeśli stanie się ono nieprzyjemnie gorące w dotyku. Może to oznaczać, że urządzenie jest uszkodzone.
- Nie używaj zasilacza ani innych komponentów innych niż te dostarczone do użytku z PEACH™ 2 Pro Max. Może to uszkodzić urządzenie i spowodować jego niesprawność.
- Nie próbuj aktywować (wysyłać błysku) urządzenia na żadnej powierzchni, poza skórą.
- Nie ustawiaj urządzenia w taki sposób, aby było trudne do odłączenia od zasilania sieciowego.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy używać urządzenia na obszarach skóry, które niedawno przeszły zabieg złuszczenia chemicznego (peeling chemiczny). Należy odczekać 30 dni po takim zabiegu przed zastosowaniem urządzenia. Stosowanie IPL na opalonej skórze może skutkować trwałą hiperpigmentacją (ściemnieniem) lub hipopigmentacją (rozjaśnieniem) leczonego obszaru.
- Nie należy używać urządzenia na tatuażach lub w miejscach z makijażem permanentnym.
- Nie należy stosować urządzenia na obszarach, w których znajdują się wypełniacze lub botoks.
- Nie należy korzystać z urządzenia w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na światło (fotosensytywności) lub przyjmowania leków wywołujących taką reakcję, np. Retin A, Accutane lub inne retinoidy stosowane miejscowo. Zawsze należy zapoznać się z ulotką dołączoną do leku i sprawdzić, czy fotosensytywność jest wymieniona jako działanie niepożądane. Stosowanie urządzenia na fotosensytywnej skórze może prowadzić do uszkodzeń, takich jak obrzęki lub pęcherze. Przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem. Urządzenie nie jest przeznaczone do leczenia schorzeń medycznych – w takich przypadkach należy skorzystać z porady lekarskiej, np. w przypadku pieprzyków, wysypki, swędzenia skóry, grzybicy, infekcji, zmian skórnych czy brodawek.
- Nie należy dotykać okna zabiegowego podczas lub bezpośrednio po użyciu. Należy regularnie sprawdzać, czy okno zabiegowe nie jest uszkodzone.
- Nie należy dotykać otworu wentylacyjnego chłodzącego urządzenie (metalowej części) podczas lub bezpośrednio po zabiegu.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli okno zabiegowe jest pęknięte lub brak go całkowicie.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli okno zabiegowe nie jest czyste. Należy upewnić się, że jest ono wolne od zanieczyszczeń. Obecność zanieczyszczeń może spowodować tymczasowe zmiany skórne, takie jak zaczerwienienie lub obrzęk.
- Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach dostępnych dla dzieci poniżej 18 roku życia. Dzieci nie powinny używać urządzenia, bawić się nim, konserwować ani czyścić. Istnieje wiele potencjalnych zagrożeń – narażenie na światło może spowodować poparzenia lub uszkodzenia oczu, istnieje ryzyko porażenia prądem lub uduszenia się przewodami.
- Nie należy pozostawiać urządzenia w zasięgu zwierząt domowych lub szkodników, które mogą je uszkodzić. Może to prowadzić do obniżenia jego funkcjonalności lub porażenia prądem.
- Nie należy używać urządzenia przez osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba że zostały odpowiednio poinstruowane i są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie należy dotykać okna zabiegowego – jest to kluczowy element urządzenia, który nagrzewa się w trakcie użytkowania.

OSTRZEŻENIE:

- **NIE** należy przekraczać częstotliwości stosowania określonej w zalecanym schemacie zabiegowym.
- Może dojść do uszkodzenia skóry w wyniku długotrwałego lub powtarzanego stosowania na tym samym obszarze. Należy unikać nadmiernego użycia, w tym wielokrotnego przesuwania urządzenia po tym samym miejscu, nakładania błysków oraz zbyt częstego stosowania.
- Nie wolno obchodzić wbudowanych w urządzenie mechanizmów bezpieczeństwa.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Usuwanie owłosienia za pomocą lasera lub technologii intensywnego światła pulsacyjnego (IPL) może w niektórych przypadkach powodować wzmożony porost włosów. Na podstawie dostępnych danych największe ryzyko takiej reakcji dotyczy kobiet pochodzenia śródziemnomorskiego, bliskowschodniego oraz południowoazjatyckiego, szczególnie w przypadku zabiegów na twarzy i szyi.
- NIE należy stosować urządzenia na obszarach, na których planowany jest ponowny wzrost owłosienia.
- NIE należy stosować na skórze głowy, brwiach ani w pobliżu oczu. Stosowanie w tych obszarach może trwale uszkodzić wzrok.
- NIE należy stosować urządzenia na męskiej twarzy, linii żuchwy ani szyi. Owłosienie w obszarze zarostu u mężczyzn jest zbyt gęste, a stosowanie IPL w tych miejscach może prowadzić do uszkodzenia skóry.
- Urządzenie nie jest zalecane do stosowania na włosach rudych, siwych, białych ani bardzo jasnobłond, ponieważ technologia IPL może być nieskuteczna w przypadku tego koloru włosów.

MOŻLIWE RYZYKO, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I REAKCJE SKÓRNE

EFEKTY UBOCZNE	JAK OCENIĆ I REAGOWAĆ
Łagodny ból/dyskomfort na obszarze poddawany zabiegowi	Jest to spodziewana i normalna reakcja przy wszystkich zabiegach IPL. Urządzenie można nadal stosować zgodnie z instrukcją, a dolegliwości bólowe powinny się zmniejszać przy regularnym stosowaniu.
Uczucie ciepła lub mrowienia podczas zabiegu, które zazwyczaj ustępuje po kilku sekundach do minuty i zmniejsza się przy regularnym stosowaniu.	Jest to spodziewana i normalna reakcja przy wszystkich zabiegach IPL. Urządzenie można nadal stosować zgodnie z instrukcją.
Swędzenie w obszarze poddawany zabiegowi.	Jest to dość częsta reakcja przy zabiegach IPL i powinna ustąpić po krótkim czasie. Urządzenie można nadal stosować zgodnie z instrukcją. Nie należy drapać poddanego zabiegowi obszaru.
Zaczerwienienie skóry podczas lub po zabiegu, które ustępuje w ciągu kilku minut.	Jest to spodziewana i normalna reakcja przy wszystkich zabiegach IPL. Urządzenie można nadal stosować zgodnie z instrukcją.
Zaczerwienienie skóry, które nie ustępuje w ciągu kilku minut i utrzymuje się przez 24–48 godzin.	Należy natychmiast przerwać stosowanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem przed ponownym użyciem.
Silny ból lub dyskomfort podczas zabiegu lub utrzymujący się po jego zakończeniu.	Należy natychmiast przerwać stosowanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem przed ponownym użyciem.
W BARDZO RZADKICH PRZYPADKACH	JAK OCENIĆ I REAGOWAĆ
Obrzęk i zaczerwienienie, które nie ustępują w ciągu dwóch do trzech dni.	Należy natychmiast przerwać stosowanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem przed jego ponownym użyciem.
Tymczasowe zmiany koloru skóry (rozjaśnienie lub ściemnienie).	W przypadku zmiany koloru skóry należy natychmiast przerwać stosowanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
Pęcherze, blizny lub oparzenia skóry.	Należy natychmiast przerwać stosowanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem przed jego ponownym użyciem. Nałożyć zimny okład na podrażniony obszar. W razie potrzeby zastosować środek antyseptyczny lub krem na oparzenia.

SPOSÓB UŻYCIA

OSTRZEŻENIE: Należy postępować zgodnie z każdym krokiem procesu zabiegu, upewniając się, że wszystkie elementy danego etapu zostały wykonane przed przejściem do kolejnego.

ODBLOKUJ URZĄDZENIE

Pobierz aplikację FOREO, aby odblokować i zarejestrować swoje urządzenie PEACH™ 2 Pro Max przed pierwszym użyciem. Można to zrobić, skanując kod QR znajdujący się na tylnej stronie opakowania urządzenia lub w Przewodniku Szybkiego Startu dołączonym do zestawu.

PRZYGOTUJ OBSZAR ZABIEGU

Przed użyciem urządzenia usuń wszelkie widoczne włoski z powierzchni skóry. Dla uzyskania optymalnych rezultatów zaleca się zgolenie włosów na ciele. Upewnij się, że żadne włoski nie pozostają nad powierzchnią skóry – mogą one powodować podrażnienia lub urazy. Dzięki temu zapobiegniesz również osadzaniu się zanieczyszczeń na przedniej części urządzenia. Oczyść obszar zabiegowy i dokładnie osusz skórę.

WŁĄCZ URZĄDZENIE

Podłącz odpowiedni adapter wtyczki do kabla zasilającego. Następnie użyj kabla zasilającego, aby podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego. Urządzenie włączy się automatycznie. Możesz dostosować poziom intensywności za pomocą przycisków + i -.

UWAGA: Poziomy 1-3 w urządzeniu są przeznaczone do wrażliwych obszarów ciała oraz dla osób używających urządzenie po raz pierwszy. Przy niższej intensywności światła może być konieczne wykonanie większej liczby zabiegów, aby uzyskać pożądane efekty. Jeśli zabieg jest komfortowy, możesz stopniowo zwiększać ustawienie o jeden poziom w obrębie zalecanego zakresu intensywności dla twojego typu skóry.

WYKONAJ TEST

Przed pierwszym zabiegiem ZALECAMY przetestowanie skóry w tym obszarze pod kątem reakcji na urządzenie. Obszar testowy powinien mieć około 3 cm x 3 cm (odpowiadający jednemu błyskowi urządzenia PEACH™ 2 Pro Max). Wykonaj test na próbce skóry zgodnie z opisem w sekcji „Metody zabiegu” w trybie „Stamp Mode”. Poczekać 24 godziny po wykonaniu testu, aby upewnić się, że skóra nadaje się do zabiegu i nie wystąpiła reakcja niepożądana na energię świetlną. Jeśli po 24 godzinach nie wystąpi reakcja, możesz rozpocząć zabieg na obszarze wokół testowanego miejsca. Obszar testowany NIE powinien być ponownie poddawany zabiegowi przez co najmniej 2 tygodnie. Jeśli wystąpi reakcja skórna, zaprzestań używania urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.

METODY ZABIEGU

Obszar, który ma być poddany zabiegowi, musi być pozbawiony włosów, czysty i suchy. Przed naciśnięciem przycisku błysku, odwróć wzrok od urządzenia, aby uniknąć ekspozycji na jasne światło. W rzadkich przypadkach błysk może wydawać się zbyt jasny, jednak nie wiąże się to z żadnym ryzykiem bezpieczeństwa. Dla większego komfortu zalecamy przeprowadzanie zabiegu w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, co pomoże zmniejszyć odczuwalną jasność. Jeśli jednak światło nadal wydaje się zbyt jasne, zalecamy założenie okularów przeciwsłonecznych w celu dodatkowej ochrony oczu. Również, w celu ochrony oczu, zaleca się noszenie okularów przeciwsłonecznych podczas używania urządzenia do usuwania włosów z twarzy.

TRYB ŚLIZGU (GLIDE MODE)

Dla szybkiego i skutecznego zabiegu na dużych partiach ciała – takich jak nogi, ramiona, klatka piersiowa, plecy i brzuch.

1. Przyłóż okno zabiegowe mocno do skóry i wybierz preferowany poziom intensywności.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk błysku – urządzenie zacznie emitować impulsy świetlne.
3. Powoli i płynnie przesuwaj urządzenie od dołu do góry wybranego obszaru zabiegowego. Upewnij się, że urządzenie cały czas przylega do skóry, aby impulsy były emitowane bez przerwy.
4. Po zakończeniu jednego przesunięcia, unieś urządzenie i przejdź do kolejnego sąsiadującego obszaru, przesuwając je równolegle.
5. Powtarzaj czynność, aż zakończysz zabieg na całym wybranym obszarze.

TRYB STEMPLA (STAMP MODE)

Do zabiegu na małych lub trudno dostępnych obszarach – takich jak linia bikini czy pachy.

1. Przyłóż okno zabiegowe mocno do skóry i wybierz preferowany poziom intensywności.
2. Naciśnij i natychmiast zwolnij przycisk błysku – urządzenie wyemituje impuls świetlny.
3. Podnieś urządzenie i przesunij je na kolejny sąsiadujący fragment skóry, który ma zostać poddany zabiegowi.
4. Kontynuuj zabieg punkt po punkcie, aż zakończysz całą wybraną partię ciała.

UWAGA:

- Okno zabiegowe w urządzeniu PEACH™ 2 Pro Max musi mieć pełny kontakt ze skórą – w przeciwnym razie impuls świetlny nie zostanie wyemitowany.
- Aby PEACH™ 2 Pro Max działał skutecznie, musisz używać go równomiernie na całej powierzchni skóry. Upewnij się, że nie omijasz żadnych obszarów, umieszczając okno zabiegowe bezpośrednio obok poprzednio potraktowanego miejsca – nie zostawiaj przerw między punktami zabiegu. Jednak nie należy naświetlać tego samego obszaru więcej niż raz – nie zwiększa to skuteczności zabiegu, a może zwiększyć ryzyko wystąpienia reakcji skórnych.
- Jeśli odczuwasz intensywny ból, natychmiast przerwij zabieg i skonsultuj się z lekarzem przed ponownym użyciem urządzenia.

PEACH™ 2 Pro Max HARMONOGRAM ZABIEGÓW

Dla uzyskania optymalnych rezultatów, urządzenie należy stosować raz w tygodniu przez 12 tygodni, aby zapewnić skuteczne działanie na wszystkie mieszki włosowe.

Po zakończeniu początkowej fazy zabiegów (raz w tygodniu przez 12 tygodni), w celu utrzymania efektów zalecamy stosowanie urządzenia raz w miesiącu lub według indywidualnych potrzeb.



Zawsze odczekaj 7 dni przed ponownym wykonaniem zabiegu na tym samym obszarze.

Wykonaj zabieg w ciągu 3 dni od planowanej daty zabiegu. Jeśli nie wykonasz zabiegu w ciągu 3 dni po planowanej dacie, rozpocznij ponownie początkową fazę zabiegów.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE

Po zabiegu zawsze wyłącz urządzenie, odłączając zasilanie od urządzenia oraz gniazdka elektrycznego.

Po każdym użyciu, okno zabiegowe należy dokładnie wytrzeć lekko wilgotną, bezwłóknistą ściereczką. Ważne jest, aby utrzymać przód urządzenia w czystości, aby zapewnić maksymalną wydajność.

OSTRZEŻENIE: Okno zabiegowe może się nagrzewać podczas używania urządzenia. **NIE** dotykaj ani nie czyść okna zabiegowego przez co najmniej 5 minut po użyciu, aby umożliwić mu schłodzenie.

UWAGA:

- Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę ani aceton, ponieważ mogą one podrażnić skórę i uszkodzić silikon.
- Uważaj, aby nie dopuścić do dostania się wody do żadnych otworów w urządzeniu, w tym do otworów chłodzenia skóry.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	• Upewnij się, że zasilacz jest podłączony. • Twoje urządzenie jest zablokowane. Aby je odblokować, zarejestruj urządzenie za pomocą aplikacji FOREO (instrukcje znajdują się powyżej w sekcji "Jak używać").
Przycisk błysku nie reaguje.	• Upewnij się, że okno zabiegowe jest w pełnym kontakcie ze skórą. • Odłącz urządzenie, a następnie podłącz je ponownie.
Urządzenie nie łączy się z aplikacją FOREO.	• Wyłącz Bluetooth, a następnie włącz go ponownie, aby spróbować ponownie połączyć urządzenie. • Zamknij aplikację FOREO, a następnie otwórz ją ponownie, aby rozpocząć proces od nowa. • Sprawdź, czy aplikacja wymaga aktualizacji w sklepie z aplikacjami na Twoim urządzeniu mobilnym.
Urządzenie, okno zabiegowe, zasilacz lub kabel są uszkodzone, pęknięte, popękane lub wydają się wadliwe.	NIE UŻYWAJ. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa urządzenia lub podejrzewasz, że jest uszkodzone w jakikolwiek sposób, nie wolno go używać. Należy skonsultować się z obsługą klienta.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje konkretne pytanie lub masz jakiegokolwiek inne pytania dotyczące działania urządzenia, odwiedź stronę foreo.com/support.

WARUNKI GWARANCJI

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ

Aby aktywować swoją 2-letnią ograniczoną gwarancję, zarejestruj urządzenie za pomocą aplikacji FOREO For You lub odwiedź stronę foreo.com/product-registration, aby uzyskać więcej informacji.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FOREO udziela gwarancji na to urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT od daty zakupu, obejmującej wady wynikające z wadliwego wykonania lub materiałów powstałych w wyniku NORMALNEGO UŻYTKOWANIA urządzenia. Gwarancja obejmuje części robocze, które wpływają na funkcjonowanie urządzenia. NIE obejmuje ona zużycia kosmetycznego spowodowanego normalnym zużyciem ani uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem. Jakiegokolwiek próby otwarcia lub rozebrania urządzenia (lub jego akcesoriów) unieważnią gwarancję. Jeśli odkryjesz wadę i powiadomisz FOREO w okresie gwarancyjnym, FOREO, według własnego uznania, wymieni urządzenie na nowe bezpłatnie. Roszczenia gwarancyjne muszą być poparte rozsądnymi dowodami, że data roszczenia mieści się w okresie gwarancji. Aby zweryfikować gwarancję, zachowaj oryginalny dowód zakupu wraz z warunkami gwarancji przez cały okres jej obowiązywania. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, musisz zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie jest dodatkowe do Twoich ustawowych praw jako konsumenta i nie wpływa na te prawa w żaden sposób.

INFORMACJE O UTYLIZACJI

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE oraz innych krajach europejskich z systemem oddzielnej zbiórki odpadów).



ZGODNOŚĆ
EUROPEJSKA



DEKLARACJA
ZGODNOŚCI
WIELKIEJ
BRYTANII



OSTRZEŻENIE,
ELEKTRYCZNOŚĆ



ZGODNOŚĆ Z
FEDERALNĄ
KOMISJĄ
ŁĄCZNOŚCI



CZĘŚĆ STOSOWANA
TYPU BF



ZAPOZNAJ SIĘ
Z INSTRUKCJĄ
OBSŁUGI



OPAKOWANIE
WYKONANE JEST Z
MATERIAŁÓW
RECYKLOWALNYCH



DYREKTYWA W SPRAWIE
ODPADÓW SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I
ELEKTRONICZNEGO (WEEE)

To urządzenie nie powinno być traktowane jako odpady komunalne, lecz należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację urządzenia, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Recykling materiałów pomoże również w ochronie zasobów naturalnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną służbą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub miejscem zakupu.

OŚWIADCZENIE FCC:

ZASTRZEŻENIE: Użytkownicy tych urządzeń korzystają z nich na własne ryzyko. Firma FOREO ani jej detaliści nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające, bezpośrednio lub pośrednio, z używania tych urządzeń. Ponadto, firma FOREO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej publikacji oraz do modyfikowania jej treści od czasu do czasu, bez obowiązku informowania o takich zmianach.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

UWAGA: To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Zasad FCC i zawiera nadajnik/odbiornik zwolniony z licencji, który jest zgodny z przepisami RSS (Regulations for Radio Standards) Innovation, Science and Economic Development Canada. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń. (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym te, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Model może zostać zmieniony w celu wprowadzenia ulepszeń bez powiadomienia.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PEACH™ 2 Pro Max to system z filtrowanym szerokopasmowym światłem impulsowym (IPL) o następujących specyfikacjach technicznych:

Częstotliwość powtarzania	0.5 -1s
Długość impulsu	Swobodne wyładowanie 3 ms
Maksymalna moc optyczna	7,3 J/cm ²
Długość fali	550 - 1100 nm
Zasilanie	100 - 240 V, 50/60 Hz, 3A
Temperatura robocza	5°C do +40°C
Wilgotność robocza	40% do 80%
Ciśnienie robocze	800 do 1 060 hPa
Obszar leczenia (rozmiar okna zabiegowego)	11,5 cm ²

WARUNKI TRANSPORTU:

Temperatura	-10°C do +50°C
Wilgotność	30% do 80%
Ciśnienie	500 hPa do 1,060 hPa

Jeśli urządzenie było przechowywane w temperaturach poza zalecanym zakresem roboczym, przed użyciem należy odczekać co najmniej 30 minut, aby umożliwić urządzeniu aklimatyzację.

PEACH™ 2 Pro Max posiada 500,000 błysków i jest przeznaczony do użytku przez jedną osobę. Przy stosowaniu się do zalecanego schematu użytkowania, minimalna oczekiwana żywotność urządzenia wynosi 10 lat.

Oznakowanie CE potwierdza, że to urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami UE:

- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
- Dyrektywa w sprawie produktów związanych z energią 2009/125/WE.

Urządzenie to jest zgodne z najnowszymi normami EMC oraz ich poprawkami, obowiązującymi dla urządzeń domowych i medycznych. Są to:

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021, IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020.

Urządzenie to jest zgodne z najnowszymi normami bezpieczeństwa oraz ich poprawkami, obowiązującymi dla urządzeń domowych i medycznych. Obejmują one:

IEC 60335-1:2010 + poprawki, IEC 60335-2-113:2016, EN 62233:2008, IEC 60601-1:2005 + A1:2012 + A2:2020, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + poprawki, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-11:2015 + poprawki, IEC 62304:2006 + poprawki, CAN/CSA - C22.2 Nr 60601-1:2008 i 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + poprawki.

©2024 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE / TOUS DROITS RÉSERVÉS

DYSTRYBUTOR W UE: FOREO AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja

DYSTRYBUTOR W USA: FOREO Inc., 1525 E Pama Lane, Las Vegas, NV 89119, USA

DYSTRYBUTOR W AUSTRALII: 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC, 3207, Australia

PRZEDSTAWICIEL WIELKIEJ BRYTANII: FOREO Ltd., Lawford House, Albert Place, N3 1QA Londyn

WYPRODUKOWANO PRZEZ / FABRIQUÉ PAR: VIS (Shanghai) Technology Co., Ltd., No. 58 Linsheng Road, Tinglin Town, Jinshan District, Szanghaj, Chiny, 201505

ZAPROJEKTOWANO I OPRACOWANO PRZEZ / CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR: FOREO Sweden

WYPRODUKOWANO DLA / FABRIQUÉ POUR: FOREO AB

www.foreo.com

FOREO