

FOREO
SWEDEN



BEAR™ 2

POKROČILÉ ZAŘÍZENÍ NA MIKROPROUDOVÉ
TÓNOVÁNÍ OBLIČEJE



ONLINE MANUÁL

ÚPLNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ZAČÍNÁME

Blahopřejeme k objevení chytřejší péče o pleť s BEAR™ 2. Než začnete využívat všechny výhody sofistikované technologie péče o pleť v pohodlí vašeho domova, věnujte prosím chvíli pozornému přečtení pokynů v této příručce.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY a používejte toto zařízení pouze pro zamýšlené použití, jak je popsáno v tomto manuálu.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: BEAR™ 2 je určen ke stimulaci obličeje a krku a je indikován pro volně prodejné kosmetické použití.

VAROVÁNÍ: ŽÁDNÉ ÚPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEJSOU POVOLENY.

PŘEHLED BEAR™ 2

Představujeme první lékařský mikroproudový přístroj na světě schválený FDA se systémem Anti-Shock System™ a 4 revolučními typy mikroproudu. Zvedněte a zpevněte obličejové svaly, revitalizujte a vyhladte pokožku, tvarujte a konturujete svou pleť - bezpečná, bezbolestná a neinvazivní alternativa faceliftingu a botoxu.

SEZNAMTE SE S BEAR™ 2

FUNKCE

MIKROPROUDOVÉ KULÍČKY

Dodejte mikroproud přímo do pokožky pro pokročilé výsledky proti stárnutí.

T-SONIC™ PULZACE

Zvyšte vstřebávání aktivních složek ve vaší péči o pleť a jemně masírujte obličej pro zvýšení jasu.

CHYTRÝ ŠVÉDSKÝ DESIGN

Lehký a jemně zakřivený, aby se přizpůsobil konturám vašeho obličeje a ruky.

ANTI-SHOCK SYSTEM

Snímá odolnost pokožky vůči elektřině a upravuje mikroproud pro maximální pohodlí.

KONTROLKA BLUETOOTH

Blikání indikuje, kdy je zařízení v režimu párování Bluetooth a kdy je třeba zařízení nabít.

UNIVERZÁLNÍ TLAČÍTKO

Zapne/vypne zařízení, změní úroveň intenzity mikroproudu a přepne zařízení do režimu párování Bluetooth.

5 KONTROLNÍCH SVĚTEL INTENZITY

Rozsvícením indikujete úroveň intenzity mikroproudu vašeho zařízení.

NABÍJECÍ PORT

AŽ 300 minut používání na jedno nabití přes USB.




USB NABÍJECÍ KABEL

Nabíjejte kdykoli a kdekoli pomocí USB kabelu.



INTERAKTIVNÍ APLIKACE

Získejte přístup k ošetření s video průvodcem a širšímu rozsahu intenzit.



STOJAN

Chrání a vystavuje váš přístroj BEAR™ 2.



CESTOVNÍ TAŠTIČKA

Pohodlně uskladní zařízení na cestách.

TYPY MIKROPROUDU

BEAR™ 2 je jediné mikroproudové zařízení, které obsahuje 4 typy mikroproudu, jedinečné pro FOREO. Každý má svůj speciální přínos a je implementován do ošetření s videem v aplikaci pro optimalizované výsledky.



Advanced Microcurrent™ - Stálý proud stimuluje svaly k jejich posílení a zároveň napíná pokožku nad nimi.



Lifting Microcurrent™ - Opakovaně mění proud z nízké na vysokou frekvenci, jemně přiměje svaly k přirozenému zvedání pro tvarovaný vzhled.



Tapping Microcurrent™ - Rychlé a krátké vlny proudu protékají horními vrstvami pokožky, aby se rozjasnily a naplnily.



Sculpting Microcurrent™ - Vede mikroproud hlouběji do svalů, aby je účinně tonizoval, pro pevný a tvarovaný vzhled

JAK POUŽÍVAT BEAR™ 2

ODEMKNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Před prvním použitím si stáhněte mobilní aplikaci FOREO For You pro odemknutí a registraci vašeho zařízení. Postupujte podle těchto jednoduchých kroků;

1. Stáhněte si do mobilního telefonu aplikaci FOREO For You.
2. Přihlaste se ke svému účtu nebo si zaregistrujte nový.
3. Přidejte zařízení (v horní části obrazovky).
4. Vyberte řadu zařízení.
5. Stiskněte a podržte univerzální tlačítko pro připojení zařízení k mobilní aplikaci.
6. Vyplňte údaje o nákupu.

www.foreo.com/app



1. APLIKUJTE SÉRUM

Ujistěte se, že vaše pokožka i zařízení BEAR™ jsou čisté a suché. Poté naneste sérum FOREO SUPERCHARGED™ rovnoměrně na všechny oblasti obličeje/krku, které chcete ošetřit, zanechte na povrchu pokožky tenkou vrstvu podobnou masce.



2. VYBERTE PŘEDVOLBY

Stisknutím univerzálního tlačítka zapnete zařízení BEAR™. Upravte intenzitu mikroproudu opětovným rychlým stisknutím tlačítka, jednou pro každou úroveň. Získejte přístup k videím s průvodcem a dalším nastavením prostřednictvím aplikace FOREO.



3. TONIZUJTE & ZPEVNŮJTE

Lehce přitiskněte obě kovové koule na kůži a pomalu posuňte zařízení nahoru a ven po lících kostech a čele, kolem úst a po čelisti a krku, podle potřeby.

ČEMU VĚNOVAT POZORNOST:

- Mikroproudové přístroje jako BEAR™ 2 musí být používány s vodivým sérem. Pro optimální výsledky doporučujeme používat FOREO SUPERCHARGED™ Serum 2.0 – vyvinuto speciálně pro použití s mikroproudými zařízeními FOREO a klinicky prokázáno, že významně zvyšuje produkci kolagenu typu 1.
- Nechte na pokožce tenkou vrstvu podobnou masce FOREO SUPERCHARGED™ Serum, aby zařízení mohlo hladce klouzat. Pokud ošetřujete více oblastí v jednom sezení, můžete sérum nanést na každou oblast před použitím zařízení na danou oblast.
- Nikdy nepoužívejte mikroproudové přístroje jako BEAR™ 2 na střední linii krční kosti nebo v orbitální kosti.
- Ujistěte se, že se obě mikroproudové kuličky během léčby dotýkají vaší pokožky. Vždy posuňte zařízení nahoru a ven, od středu obličeje směrem k linii vlasů.

VAROVÁNÍ

PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST:

- Tonizace s BEAR™ 2 by měla být pohodlná – pokud zaznamenáte jakékoli nepohodlí nebo podráždění, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte na oblast hrudníku / prsou, oblast očí (kruhový sval v orbitálním lemu), střední linii (kost) krku nebo genitálie / oblast třísel.
- Nepoužívejte na zarudlou kůži, vystouplá mateřská znaménka, hlavní tepny (např. krční tepny), rozšířené kapiláry, kovové implantáty, infikované oblasti nebo oblasti bez citu.
- Nepoužívejte zařízení k léčbě růžovky, mateřských znamének, bradavic, otevřených vředů, rakovinných lézí nebo jakýchkoli kožních onemocnění.
- Nepoužívejte, pokud máte nějaké stávající zdravotní potíže, jako je epilepsie, hemoragické onemocnění, rakovina, nádory nebo percepční porucha.
- Nepoužívejte, pokud jste podstoupili laserové ošetření, chemický peeling nebo máte jinou formu poraněné či poškozené kůže.
- Nepoužívejte, pokud jste podstoupili kosmetický zákrok na obličeji.
- Nepoužívejte, pokud máte implantovaný lékařský přístroj nebo jiný elektronický nástroj nebo tělesné pomůcky.
- Elektronická monitorovací zařízení, jako jsou EKG monitory a EKG alarmy, nemusí správně fungovat, když je zařízení zapnuté při použití.
- BEAR™ 2 by neměl být používán u dětí, v jejich blízkosti nebo u dětí nebo osob se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi. Přísný dohled je nutný, když je toto zařízení používáno, čištěno nebo skladováno v blízkosti dětí nebo osob se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi.
- Dlouhodobé účinky mikroproudu nejsou známy.
- Bezpečnost zařízení pro použití během těhotenství nebyla stanovena. Pokud jste těhotná, poraďte se se svým lékařem před použitím tohoto zařízení.
- Máte-li kožní onemocnění nebo jakékoli zdravotní problémy, poraďte se před použitím s lékařem.
- Máte-li podezření na srdeční onemocnění nebo mu bylo diagnostikováno onemocnění srdce, dodržujte opatření doporučená vašim lékařem.
- Při tonizaci oblastí pod očima dbejte zvýšené opatrnosti a nepřibližujte zařízení do kontaktu s víčky nebo očima.
- Během používání vašeho zařízení může dojít k vnímání blikajících světél v důsledku stimulace vašich nervů. Pokud tento stav pozorujete neustále bez použití zařízení, poraďte se se svým lékařem.
- Při používání zařízení se může objevit mírné brnění, což je normální a nezpůsobuje žádné obavy. Snížení intenzity může tento pocit snížit nebo odstranit.
- Vzhledem k účinnosti tónovacích postupů vám doporučujeme nepoužívat BEAR™ 2 déle než 3 minuty.
- Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet váš BEAR™ 2 s někým jiným.
- Nepoužívejte při řízení nebo obsluze těžkých strojů.
- Nepoužívejte zařízení, když je zapojeno do zásuvky.
- Do žádného otvoru v zařízení nekládejte žádné předměty.
- Nepoužívejte zařízení, pokud se přehřívá nebo máte podezření, že nefunguje správně.
- Nenechávejte BEAR™ 2 na přímém slunci a nikdy jej nevystavujte extrémnímu horku nebo vařící vodě.
- BEAR™ 2 by měl být před aktivací mikroproudové funkce zcela suchý. Zařízení nepoužívejte, pokud bylo ponořeno do vody a nepoužívejte jej mokřýma rukama.
- Toto zařízení by mělo být používáno pouze s napájecím adaptérem SELV.
- K nabíjení zařízení se doporučuje používat standardní napájecí zdroje IEC60950.
- Před nabíjením se ujistěte, že zástrčka a zásuvka jsou zcela suché. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu okruhu nebo požáru.
- Nepoužívejte zařízení během nabíjení. Pokud toto zařízení nebo nabíječka nefunguje správně nebo se zdá být poškozená, přestaňte ji používat jakýmkoliv způsobem. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s vaším zařízením.
- Před likvidací je nutné z přístroje vyjmout baterii. Přístroj musí být odpojen při vyjímání baterie od sítě a baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.
- Tento produkt neobsahuje žádné opravitelné díly.
- Tento přístroj je určen pro kosmetické použití na obličeji a krku. Za jakékoli škodlivé následky vyplývající z nesprávného použití, aplikace k jiným oblastem těla, připojení k nesprávným zdrojům napětí, vadnému vodivému roztoku nebo kouli nebo jiným nevhodným přípravkům nenese FOREO odpovědnost.
- Používejte toto zařízení pouze pro zamýšlené použití, jak je popsáno v tomto návodu. Pokud nenajdete odpověď na svou konkrétní otázku, nebo pokud máte nějaké další otázky týkající se provozu zařízení, navštivte prosím foreo.com/support

ČIŠTĚNÍ VAŠEHO BEAR™ 2

BEAR™ 2 po použití vždy důkladně očistěte. Poté omyjte kovové kuličky a silikonový povrch vodou a mýdlem, opláchněte teplou vodou. Osušte hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna a neabrazivní. Po použití doporučujeme nastříkat zařízení silikonovým čisticím sprejem FOREO a opláchnutím teplou vodou pro optimální výsledky.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou podráždit pokožku a poškodit silikon.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Opatření, která je třeba přijmout v případě změn ve výkonu BEAR™ 2.

Pokud se BEAR™ 2 neaktivuje po stisknutí univerzálního tlačítka:

- Baterie je vybitá. Nabíjejte pomocí nabíjecího kabelu USB až 1,5 hodiny do úplného nabití a poté restartujte zařízení podržením univerzálního tlačítka.

Pokud BEAR™ 2 nelze vypnout a/nebo univerzální tlačítko nereaguje:

- Mikroprocesor dočasně nefunguje správně. Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka restartujete zařízení.

Pokud se BEAR™ 2 nesynchronizuje s aplikací FOREO For You:

- Vypněte a znovu zapněte Bluetooth a zkuste se znovu připojit.
- Zavřete aplikaci FOREO For You a poté ji znovu otevřete, aby byl proces zahájen znovu.
- Zkontrolujte, zda je třeba aplikaci aktualizovat v obchodě s aplikacemi vašeho mobilního zařízení.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

REGISTRACE ZÁRUKY

Chcete-li aktivovat svou 2letou omezenou záruku, zaregistrujte se prostřednictvím aplikace FOREO For You nebo navštivte stránku foreo.com/product-registration pro více informací.

2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

FOREO poskytuje záruku na toto zařízení po dobu DVOU (2) LET od původního data nákupu na vady způsobené vadným zpracováním nebo materiály vyplývající z normálního používání zařízení. Záruka se vztahuje na funkční díly, které ovlivňují funkci zařízení. NEVZTAHUJE se na kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím nebo nedbalostí. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení (nebo jeho příslušenství) způsobí neplatnost záruky.

Pokud zjistíte závadu a upozorníte FOREO během záruční doby, FOREO dle vlastního uvážení zařízení bezplatně vymění. Nároky v rámci záruky musí být podloženy přiměřeným důkazem, že datum uplatnění reklamace je v záruční době.

Aby byla záruka potvrzena, uschovejte si po dobu trvání záruční doby spolu s těmito záručními podmínkami originální doklad o koupi. Pro uplatnění záruky se musíte přihlásit ke svému účtu na www.foreo.com a poté vybrat možnost uplatnění záruky. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek je doplňkem k vašim zákonným právům jako spotřebitele a tato práva žádným způsobem neovlivňuje.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starého elektronického zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémem tříděného sběru odpadu).



EUROPEAN
CONFORMITY



PACKAGING IS MADE OF
RECYCLABLE MATERIAL



UK DECLARATION
OF CONFORMITY



TYPE BF
APPLIED PART



GARBAGE WASTE
ELECTRICAL & ELECTRONIC
EQUIPMENT DIRECTIVE



CONSULT INSTRUCTIONS
FOR USE


S tímto zařízením by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale mělo by být odevzdáno na příslušné sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení pomůžete předejít potenciálnímu negativnímu důsledku pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpady se zařízením. Recyklace materiálů také pomůže zachovat přírodní zdroje.

Další informace o recyklaci vašeho zařízení vám poskytne místní služba pro likvidaci domovního odpadu nebo místo nákupu.

VIJMUŤÍ BATERIE

POZNÁMKA: Tento proces není vratný. Otevřením zařízení ztrácíte záruku. Tato akce musí být provedena pouze tehdy, když zařízení je připraveno k likvidaci.

Protože toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, musí být před likvidací vyjmuta a neměla by být vyhazována do domovního odpadu. Chcete-li vyjmout baterii, odřízněte a odstraňte vnější silikonovou vrstvu, odšroubujte kovové kuličky a odřízněte plastovou skořepinu podél trhliny. Poté vypáčte kryt a oddělte baterii pomocí dispergátoru. Poté odřízněte kabel baterie, vyjměte baterii a zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí. Pro vaši bezpečnost během tohoto procesu používejte rukavice. Podrobné vizuální pokyny jsou uvedeny níže.



SPECIFICATIONS

MATERIÁLY:	Silikon bezpečný pro tělo, ABS, PC, Chromovaná zinková slitina
BARVA:	Fuschia / Lavender / Evergreen
ROZMĚRY:	V64 x Š79 x H39 mm
VÁHA:	90g
BATERIE:	Li-ion 520mAh 3.7V
POUŽITÍ:	Až 300 minut používání na jedno nabití.
POHOTOVOSTNÍ	
REŽIM:	90 dní
FREKVENCE:	185 Hz
MAXIMÁLNÍ	
HLADINA HLUKU:	<50 dB
ROZHRANÍ:	1 tlačítko

Vyloučení odpovědnosti: Uživatelé tohoto zařízení tak činí na vlastní nebezpečí. Společnost FOREO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakákoli zranění nebo škody, fyzické nebo jiné, vyplývající přímo nebo nepřímo z používání tohoto zařízení. FOREO si dále vyhrazuje právo revidovat tuto publikaci a čas od času provádět změny v jejím obsahu bez povinnosti oznámit takovou revizi nebo změny jakékoli osobě.

POZOR: Změny nebo úpravy této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které splňují požadavky Innovation, Science and Economic RSS bez licence pro Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

FOREO prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě pro produkt je k dispozici na adrese www.foreo.com/support.

Model může být bez upozornění změněn za účelem vylepšení.

©2023 VYROBENO PRO: FOREO AB.

NAVRŽENO A VYVINUTO: FOREO SWEDEN. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

DOVOZCE A DISTRIBUTOR:

EU: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, ŠVÉDSKO

USA: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

PŘ.: PROHASKY STREET 6, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIE.

VÝROBCE: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD.

Č. 58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, ČÍNA

WWW.FOREO.COM