

FOREO
SWEDEN



BEAR™ 2

ZAAWANSOWANE MIKROPRĄDOWE URZĄDZENIE DO
UJĘDRNIANIA TWARZY



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIERWSZE KROKI

Gratulujemy odkrycia inteligentnej pielęgnacji skóry z urządzeniem BEAR™ 2. Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry, prosimy o poświęcenie kilku chwil na dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Prosimy o **PRZECZYTANIE WSZYSTKICH INSTRUKCJI PRZED UŻYCIEM** i korzystanie z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

PRZEZNACZENIE: BEAR™2 jest przeznaczony do stymulacji mięśni twarzy i szyi, i jest wskazany do użytku kosmetycznego bez recepty.

⚠ OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO MODYFIKOWAĆ TEGO URZĄDZENIA.

BEAR™ 2 WPROWADZENIE

Prezentujemy pierwsze na świecie zatwierdzone przez FDA, medyczne urządzenie mikroprądowe z systemem Anti-Shock System™ i 4 rewolucyjnymi rodzajami mikroprądów. Ujędrnij mięśnie twarzy, rewitalizuj i wygładzaj skórę, rzeźb i konturuj skórę dzięki tej bezpiecznej, bezbolesnej i nieinwazyjnej alternatywie dla liftingu twarzy i botoksu.

POZNAJ BEAR™ 2 WŁAŚCIWOŚCI

KULE MIKROPRĄDOWE

Dostarczają mikroprądy bezpośrednio skóry, ujędrniając i napinając skórę twarzy.

PULSACJE T-SONIC™

Zwiększają wchłanianie składników aktywnych zawartych w produktach do pielęgnacji skóry i delikatnie masują twarz, zwiększając jej blask.

SZWEDZKI DESIGN

Lekki i delikatnie zakrzywiony, dopasowuje się do konturów twarzy i dłoni.

ANTI-SHOCK SYSTEM

Skanuje oporność skóry na elektryczność i dostosowuje mikroprąd dla maksymalnego komfortu

KONTROLKA BLUETOOTH

Miga, wskazując, kiedy urządzenie jest w trybie parowania Bluetooth i gdy urządzenie wymaga naładowania.

PRZYCISK WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Włącza/wyłącza urządzenie, zmienia poziom natężenia mikroprądów i przełącza urządzenie w tryb parowania Bluetooth.

5 WSKAŹNIKÓW INTENSYWNOŚCI

Światelka wskazują wybrany poziom intensywności mikroprądów urządzenia.

GNIAZDO ŁADOWANIA


Do 300 minut używania na pełnym naładowaniu za pomocą kabla USB



KABEL USB
Ładowanie w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu za pomocą kabla USB.



APLIKACJA
Zapewnia dostęp do video zabiegów i szerszego zakresu intensywności.



PODSTAWKA
Do odpowiedniego przechowywania urządzenia



PODRÓŻNE ETUI
Wygodne przechowywanie urządzenia w podróży.

RODZAJE MIKROPRĄDÓW

BEAR™ 2 to jedyne urządzenie wykorzystujące 4 rodzaje mikroprądów. Każdy z nich ma swoje specjalne zalety i jest zaimplementowany w wideo zabiegach z przewodnikiem w aplikacji.



Advanced Microcurrent™ - Stały prąd stymuluje mięśnie, aby je wzmocnić, jednocześnie napinając skórę powyżej.



Lifting Microcurrent™ - Wielokrotnie zmienia natężenie prądu od niskiej do wysokiej częstotliwości, delikatnie pobudzając mięśnie do naturalnego uniesienia, zapewniając wyprofilowany wygląd.



Tapping Microcurrent™ - Szybkie i krótkie fale prądu przepływają przez górne warstwy skóry, ujędrniając ją.



Sculpting Microcurrent™ - kieruje mikroprądy głębiej do mięśni, aby skutecznie je ujędrnić, zapewniając jędrny i wyrzeźbiony wygląd.

SPOSÓB UŻYCIA BEAR™ 2

ODBLOKUJ URZĄDZENIE

Przed pierwszym użyciem należy pobrać aplikację mobilną FOREO For You, aby odblokować i zarejestrować urządzenie. Wykonaj następujące kroki;

1. Pobierz aplikację FOREO For You na swój telefon komórkowy.
2. Zaloguj się na swoje konto lub załóż nowe.
3. Dodaj urządzenie (w górnej części ekranu).
4. Wybierz serię urządzenia.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny, aby połączyć urządzenie z aplikacją mobilną.
6. Wprowadź informacje dotyczące zakupu.

www.foreo.com/app



1. NAŁÓŻ SERUM

Upewnij się, że zarówno skóra, jak i urządzenie BEAR™ są czyste i suche. Następnie nałóż FOREO SUPERCHARGED™ Serum 2.0 równomiernie na wszystkie obszary twarzy/szyi, które chcesz poddać zabiegowi, pozostawiając cienką warstwę na powierzchni skóry.



2. WYBIERZ USTAWIENIA

Naciśnij uniwersalny przycisk, aby włączyć urządzenie BEAR™. Dostosuj intensywność mikroprądów, ponownie szybko naciskając przycisk, raz dla każdego poziomu. Dostęp do filmów instruktażowych i innych ustawień za pomocą aplikacji FOREO.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem BEAR™ 2 jest "Tryb początkujący" (poziomy intensywności mikroprądów 1-5). Jeśli chcesz uzyskać dostęp do "Trybu Pro" (poziomy intensywności mikroprądów 6-10), możesz to zrobić poprzez "Ustawienia" w aplikacji. Po wybraniu "Trybu Pro", wskaźniki intensywności na urządzeniu będą odnosić się do "Trybów Pro Mode" (6 - 10).



3. UJĘDRNIAJ

Lekko dociśnij obie kule mikroprądowe do skóry i powoli przesuwaj urządzenie w górę, na zewnątrz po kościach policzkowych i czoło, wokół ust oraz na linii żuchwy i szyi, zgodnie z życzeniem.

WAŻNE:

- Zalecane użycie: raz w ciągu 24 godzin. Przez pierwsze 60 dni zalecamy użycie co najmniej 5 razy w tygodniu. Po 60 dniach lub po osiągnięciu pożądanych rezultatów, 2-3 razy w tygodniu w celu podtrzymania.
- Urządzenia mikroprądowe, takie jak BEAR™ 2, muszą być używane z serum przewodzącym. Aby uzyskać optymalne rezultaty, zalecamy stosowanie FOREO SUPERCHARGED Serum 2.0 - opracowanego specjalnie do stosowania z urządzeniami mikroprądowymi FOREO i klinicznie udowodnionego, że znacząco zwiększa produkcję kolagenu typu 1.
- Pozostaw cienką warstwę FOREO SUPERCHARGED™ Serum 2.0 na skórze, aby urządzenie mogło płynnie przesuwać się po skórze. W przypadku zabiegów na wielu obszarach twarzy, można nałożyć serum na każdy obszar przed użyciem urządzenia na danym obszarze.
- Nigdy nie używaj urządzeń mikroprądowych, takich jak BEAR™ 2, na linii środkowej kości szyi lub w obrębie kości oczodołu.
- Upewnij się, że obie kule mikroprądów dotykają skóry podczas zabiegu. Urządzenie należy zawsze przesuwać ruchami w górę i na zewnątrz, od środka twarzy w kierunku linii włosów.

OSTRZEŻENIA

DLA OPTYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- Zabieg z BEAR™ 2 powinien być komfortowy - jeśli odczuwasz jakiegokolwiek dolegliwości lub podrażnienia, natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj na obszarze klatki piersiowej, okolicy oka (okrężny mięsień w obrębie brzołu oczodołu), środkowej linii szyi (kość), ani na obszarze narządów płciowych/pachwin.
- Nie używaj na zaczerwienionej skórze, wypukłych znamionach, głównych tętnicach (np. szyjnych), rozszerzonych naczyniach włosowatych, metalowych implantach, zakażonych obszarach ani obszarach pozbawionych czucia.
- Nie używaj urządzenia do leczenia trądziku różowatego, znamion, brodawek, otwartych ran, zmian skórnych nowotworowych ani jakiegokolwiek choroby skóry.
- Nie używaj, jeśli masz jakiegokolwiek istniejące schorzenia medyczne, takie jak padaczka, choroba krwotoczna, nowotwory, guzy lub zaburzenia percepcyjne.
- Nie używaj, jeśli przeszedłeś/aś leczenie laserowe, peeling chemiczny lub masz jakąkolwiek inną formę uszkodzonej skóry.
- Nie używaj, jeśli przeszedłeś/aś operację plastyczną twarzy.
- Nie używaj, jeśli masz wszczepione urządzenie medyczne lub jakiegokolwiek inny instrument elektroniczny lub pomoc techniczną ciała.
- Sprzęty do monitorowania elektronicznego, takie jak monitory EKG i alarmy EKG, mogą nie działać poprawnie podczas korzystania z urządzenia.
- BEAR™ 2 nie powinien być używany przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności fizycznej i umysłowej. Wymagane jest ścisłe nadzorowanie podczas korzystania, czyszczenia lub przechowywania urządzenia w pobliżu dzieci lub osób o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej.
- Długoterminowe skutki mikroprądów są nieznane.
- Bezpieczeństwo urządzenia podczas ciąży nie zostało potwierdzone. Jeśli jesteś w ciąży, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia.
- Jeśli masz problemy skórne lub inne obawy medyczne, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.
- Jeśli podejrzewasz lub masz zdiagnozowane choroby serca, stosuj się do środków ostrożności zalecanych przez lekarza.
- Bądź szczególnie ostrożny podczas ujędrniania obszarów pod oczami i nie dopuszczaj, aby urządzenie miało kontakt z powiekami lub oczami.
- Podczas korzystania z urządzenia może wystąpić odczucie migotania świateł, wynikające ze stymulacji nerwu wzrokowego. Jeśli to zauważysz, przerwij stosowanie urządzenia i niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.
- Podczas używania urządzenia może wystąpić lekkie mrowienie, co jest normalne i nie stanowi powodu do niepokoju. Zmniejszenie intensywności może zmniejszyć lub wyeliminować to odczucie.
- Ze względu na skuteczność rutyn ujędrniających FOREO zaleca się, aby BEAR™ 2 nie był używany dłużej niż przez 3 minuty na wybranym obszarze.
- Z powodów higieny nie zaleca się dzielenia się BEAR™ 2 z innymi osobami.
- Nie używaj podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi ciężkich maszyn.
- Nie używaj urządzenia, gdy jest podłączone do prądu.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przegrzewa się lub podejrzewasz, że jest uszkodzone.
- Unikaj pozostawiania BEAR™ 2 na bezpośrednim świetle słonecznym i nigdy nie wystawiaj go na skrajne ciepło ani wrzącą wodę.
- BEAR™ 2 powinien być całkowicie suchy przed uruchomieniem funkcji mikroprądowej. Nie używaj urządzenia, jeśli było zanurzone w wodzie, ani nie używaj go wilgotnymi rękami.
- To urządzenie powinno być używane tylko z zasilaczem SELV.
- Zaleca się korzystanie z zasilaczy zgodnych ze standardem IEC60950 do ładowania urządzenia.
- Przed naładowaniem upewnij się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. Niezastosowanie się do tego może skutkować porażeniem prądem, zwarcie lub pożarem.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania. Przestań używać urządzenia, jeśli urządzenie lub ładowarka nie działa poprawnie lub wydaje się uszkodzona w jakikolwiek sposób. Używaj tylko dostarczonego z urządzeniem przewodu zasilającego.
- Baterię należy usunąć z urządzenia przed jego utylizacją. Urządzenie musi być odłączone od zasilania podczas usuwania baterii, a baterię należy bezpiecznie utylizować.
- Ten produkt nie zawiera części, które można serwisować.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku kosmetycznego na twarzy i szyi. Wszelkie szkodliwe konsekwencje wynikające z niewłaściwego użytkowania, stosowania na innych obszarach ciała, podłączenia do niewłaściwych źródeł napięcia, zabrudzonego roztworu przewodzącego lub kulek, lub innych niewłaściwych zastosowań nie są objęte odpowiedzialnością FOREO.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, lub jeśli masz inne pytania dotyczące działania urządzenia, odwiedź stronę foreo.com/support

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA BEAR™ 2

Po użyciu należy zawsze dokładnie wyczyścić BEAR™ 2. Umyj kule mikroprądowe i silikonową powierzchnię wodą z mydłem, a następnie opłucz ciepłą wodą. Wytrzyj do sucha niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. Po użyciu zalecamy spryskanie urządzenia silikonowym sprayem czyszczącym FOREO i opłukanie ciepłą wodą w celu uzyskania optymalnych rezultatów.

UWAGA: Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą one podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku zmian w działaniu BEAR™ 2.

Jeśli BEAR™ 2 nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku włącz/wyłącz:

- Bateria jest rozładowana. Naładuj urządzenie za pomocą kabla USB przez maksymalnie 1,5 godziny, aż do pełnego naładowania, a następnie uruchom ponownie urządzenie, przytrzymując przycisk uniwersalny.

Jeśli nie można wyłączyć BEAR™ 2 i/lub przycisk włącz/wyłącz nie reaguje:

- Mikroprocesor tymczasowo działa nieprawidłowo. Naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli BEAR™ 2 nie synchronizuje się z aplikacją FOREO For You:

- Wyłącz, a następnie ponownie włącz Bluetooth, aby spróbować ponownie nawiązać połączenie.
- Zamknij aplikację FOREO For You, a następnie otwórz ją ponownie, aby rozpocząć proces od nowa.
- Sprawdź, czy aplikacja nie wymaga aktualizacji w sklepie z aplikacjami na urządzeniu mobilnym.

WARUNKI GWARANCJI

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ

Aby aktywować 2-letnią ograniczoną gwarancję, zarejestruj się za pośrednictwem aplikacji FOREO For You lub odwiedź foreo.com/product-registration, aby uzyskać więcej informacji.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FOREO udziela gwarancji na urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT od pierwotnej daty zakupu na wypadek wad wynikających z wadliwego wykonania i wad materiału przy normalnym użytkowaniu urządzenia. Gwarancja obejmuje części robocze, które mają wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona uszkodzeń kosmetycznych spowodowanych normalnym zużyciem ani uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użyciem lub zaniedbaniem. Każda próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (bądź jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia FOREO w okresie gwarancyjnym, FOREO, według własnego uznania, wymieni urządzenie bezpłatnie. Roszczenia gwarancyjne muszą być poparte uzasadnionymi dowodami, że data roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić ważność gwarancji, należy zachować oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres obowiązywania gwarancji.

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE i w innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).



ZGODNOŚĆ
EUROPEJSKA



OPAKOWANIE ZOSTAŁO
WYKONANE Z MATERIAŁU
NADAJĄCEGO SIĘ DO
RECYKLINGU



BRYTYJSKA
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI



ZASTOSOWANO
CZĘŚĆ TYPU BF



ODPADY KOMUNALNE
DYREKTYWA W SPRAWIE
ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO




NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

Nie należy traktować tego urządzenia jako odpadu domowego, lecz należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami produktu. Recykling materiałów pomaga również chronić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą utylizującą odpady domowe lub z miejscem zakupu.

WYJMOWANIE BATERII

UWAGA: Ten proces jest nieodwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Tę czynność wolno wykonać wyłącznie, gdy urządzenie ma zostać zutylizowane. Urządzenie posiada baterię litowo-jonową, którą należy wyjąć przed utylizacją i której nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. W celu wyjęcia baterii należy zdjąć zewnętrzną warstwę silikonową, otworzyć wewnętrzną plastikową pokrywę i wyjąć baterię, która ma zostać zutylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. Dla własnego bezpieczeństwa w trakcie tego procesu należy mieć założone rękawiczki. Szczegółowe instrukcje graficzne przedstawiono poniżej:



SPECYFIKACJA

MATERIAŁY:	Bezpieczny dla ciała silikon, ABS, PC, chromowany stop cynku
KOLORY:	Fuschia / Lavender / Evergreen
ROZMIAR:	wys. 64 x szer. 79 x gł. 39 mm
WAGA:	90g
TYP BATERII:	Akumulator litowo-jonowy 520 mAh 3,7 V
UŻYTKOWANIE:	Do 300 minut użytkowania na jednym ładowaniu.
STAN GOTOWOŚCI:	90 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	185 Hz
MAX POZIOM HAŁASU:	<50 dB
INTERFEJS:	1-przycisk

Zastrzeżenie: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego to na własne ryzyko. Ani FOREO, ani jego sprzedawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tego urządzenia. Ponadto, FOREO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej publikacji oraz do wprowadzania zmian w jej treści bez obowiązku powiadamiania jakichkolwiek osób o takich zmianach.

PRZESTROGA: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz

(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zawiera zwolnione z licencji nadajniki/odbiorniki, które są zgodne z kanadyjskimi standardami RSS dotyczącymi zwolnień z licencji w zakresie innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń.

(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

FOREO oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dla produktu jest dostępny na stronie www.foreo.com/support.

W modelu mogą być dokonywane zmiany w celu jego udoskonalenia bez uprzedniego powiadomienia.

©2023 WYPRODUKOWANO DLA: FOREO AB.
PRODUKT ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ: FOREO SWEDEN.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. IMPORTER I DYSTRYBUTOR:
EU: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN
US: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
AUS.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.
MANUFACTURED BY: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD.
NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

WWW.FOREO.COM