

FAO™



FAO™ 202

INTELIGENTNÍ SILIKONOVÁ LED MASKA

ONLINE MANUAL

## ZAČÍNÁME

Blahopřejeme vám k prvnímu kroku do nové éry boje proti stárnutí tím, že jste si pořídili FAQ™ 202. Než začnete využívat všech výhod profesionální technologie péče o pleť v pohodlí domova, věnujte prosím několik okamžiků pečlivému přečtení pokynů v tomto návodu.

**PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE** a používejte tento výrobek pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.

**DOPORUČENÉ POUŽITÍ:** FAQ™ 202 je volně prodejný přístroj vyzařující energii v blízké infračervené, červené, modré, zelené, oranžové, žluté, azurové a fialové oblasti spektra, určený k ošetření vrásek a/nebo skvrn na obličeji.

**UPOZORNĚNÍ:** NA TOMTO ZAŘÍZENÍ NENÍ DOVOLENO PROVÁDĚT ŽÁDNÉ ÚPRAVY.

## FAQ™ 202 PŘEHLED

Představujeme zcela novou generaci LED masek. Jsou ultralehké, bezdrátové a vyrobené ze silikonu flexi-fit, který se přizpůsobí konturám obličeje a zajistí rovnoměrné pokrytí světlem. Masku FAQ™ 202 nabízí 8 různých vlnových délek, včetně NIR (blízké infračervené), které řeší známky stárnutí a další problémy pleti - zatímco vy děláte doslova cokoli jiného. Volně se pohybujte a užívejte si LED ošetření obličeje na úrovni lázni pouhým stisknutím tlačítka.

## SEZNAMTE SE S FAQ™ 202

### SVĚTLO INDIKÁTORU

Ukazuje, kdy je zařízení v režimu párování Bluetooth a v režimu Smart Control.

### UNIVERZÁLNÍ TLAČÍTKO

Jedním stisknutím se zapne. Dalším stisknutím přepnete barvy LED. Stisknutím na 3 sekundy se vypne. Z vypnutého stavu stisknutím na 3 s přepnete masku do režimu párování Bluetooth pro připojení k aplikaci.

### DESIGN S OTEVŘENÝM PROSTOREM PRO OČI

Chrání oči před silnými vlnovými délkami LED a umožňuje snadný pohyb, protože vidíte jasně i při nasazené masce.

### FLEXI-FIT SILIKON

Velmi hygienické a snadno se čistí. Přizpůsobí se vašemu obličeji jako průhledná druhá kůže a usnadní vám pohyb.

### NABÍJECÍ PORT

Až 2 h používání na 1 nabití.

### PROTISKLUZOVÁ ČELENKA

Je vyroben ze silikonu pro maximální pohodlí a netáhá za vlasy. Masku bezpečně drží na obličeji, takže se můžete volně pohybovat.

### 600 SVĚTELNÝCH BODŮ

Pulzuje 3000x za sekundu a je optimalizován tak, aby vlnové délky LED diod pronikaly rovnoměrně do všech oblastí obličeje.



**60mL FAQ™ Silicone Cleaning Spray**  
Používejte k čištění zařízení pro maximální hygienu.



**Stojánek**  
Masku můžete uložit do krabice nebo ji hrdě vystavit na stojanu.



**USB nabíjecí kabel**  
Nabíjí kdykoli a kdekoli. Dodává se v pouzdře na příslušenství.



**Interaktivní aplikace**  
Ovládá nastavení zařízení a synchronizuje vaše předvolby. S přednastavenými procedurami.

# UPOZORNĚNÍ


## PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČÍ:

- FAQ™ LED masky by měly být pohodlné - pokud pocítíte nepohodlí nebo dlouhodobé zarudnutí pokožky, okamžitě přestaňte masku používat a poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte na ulcerace, traumata a pooperační rány.
- Nepoužívejte, pokud jste citliví na světlo nebo máte spálenou či zanícenou pokožku.
- Nedívejte se přímo na LED světla.
- Tento výrobek by neměly používat děti. Při používání tohoto výrobku dětmi, na dětech nebo v jejich blízkosti a osobami se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi je nutný pečlivý dohled.
- Z hygienických důvodů nedoporučujeme, abyste se o svůj přístroj FAQ™ 202 dělili s někým dalším.
- Nenechávejte zařízení FAQ™ 202 na přímém slunečním světle a nikdy jej nevystavujte extrémnímu teplu nebo vroucí vodě.
- Silikonový pásek příliš neutahujte, aby nedošlo k poškození silikonové masky.
- Pokud se výrobek jeví jakkoli poškozený, přestaňte jej používat.
- Tento výrobek neobsahuje žádné opravitelné části.
- Do výrobku nijak nezasahujte a nepokoušejte se jej rozebrat, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
- Nepoužívejte jej při řízení nebo obsluze těžkých strojů.
- Do žádného otvoru přístroje nevkládejte žádné předměty.
- Zařízení nepoužívejte, pokud se přehřívá nebo máte podezření na jeho špatnou funkci.
- Toto zařízení používejte pouze s napájecím adaptérem SELV.
- K nabíjení zařízení se doporučuje používat dodavatele napájení podle normy IEC60950.
- Před nabíjením se ujistěte, že jsou zástrčka a zásuvka zcela suché. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.
- Během nabíjení zařízení nepoužívejte. Pokud toto zařízení nebo nabíječka nefungují správně nebo se zdají být jakkoli poškozené, přestaňte je používat. Používejte pouze napájecí kabel dodaný se zařízením.
- Před likvidací přístroje je nutné z něj vyjmout baterii. Při vyjmutí baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě a baterie musí být bezpečně zlikvidována.
- Vzhledem k účinnosti LED masek FAQ™ doporučujeme, abyste masky FAQ™ 202 nepoužívali déle než 15 minut v kuse.
- Tuto LED masku používejte pouze k určenému použití, jak je popsáno v tomto návodu. Pokud nenaleznete odpověď na svou konkrétní otázku nebo pokud máte jiné otázky týkající se provozu zařízení, navštivte prosím [faqswiss.com/support](http://faqswiss.com/support).

## JAK POUŽÍVAT FAQ™ 202

### ODEMKNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Před prvním použitím si stáhněte mobilní aplikaci FAQ™ Swiss a odemkněte a zaregistrujte zařízení podle následujících jednoduchých kroků;



1. Stáhněte si aplikaci FAQ™ Swiss do svého mobilního telefonu naskenováním QR kódu.
2. Přihlaste se ke svému stávajícímu účtu nebo si založte nový.
3. Přidat zařízení (v horní části obrazovky).
4. Zvolte řadu zařízení.
5. Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka připojte zařízení k aplikaci.
6. Vyplňte informace o nákupu

A zařízení je připraveno k použití!



Aplikace FAQ™ Swiss nabízí pokyny, jak používat silikonovou LED masku FAQ™ a jak o ni pečovat. Můžete ji také použít k ovládání nastavení a přístupu k videonávodům.

## **NASTAVENÍ**

Nastavte si předvolby světla LED a délky ošetření a přístroj si je zapamatuje pro offline použití:



### **LED SVĚTLO**

Vyberte si preferovanou barvu světla LED. Poté kliknutím na přepínací tlačítko vedle položky NIR vyberte, zda chcete do ošetření přidat blízké infračervené LED.

### **INTENZITA SVĚTLA**

Zvolte si preferovanou intenzitu mezi nízkou, střední a vysokou.

### **ČASOVAČ VYPNUTÍ**

Pomocí posuvné stupnice si zvolte, jak dlouho chcete, aby ošetření trvalo.



## **OŠETŘENÍ**

Vyberte si jedno z našich předprogramovaných ošetření zaměřených na konkrétní problémy pleti a jednoduše postupujte podle videa s průvodcem.



## **SMART CONTROL**

Tuto část aplikace můžete používat jako dálkový ovladač a upravovat tak své preference během ošetření.



## **NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ**

Stejně jako budík pro vaši péči o pleť můžete dostávat upozornění, kdy je čas na další ošetření. Vyberte ošetření, pro které chcete nastavit připomenutí. Poté vyberte, ve kterých dnech chcete dostávat připomenutí.

# JAK POUŽÍVAT FAQ™ 202

Abyste mohli masku používat, musíte ji nejprve ODBLOKOVAT. To můžete provést automaticky, když masku poprvé zaregistrujete prostřednictvím aplikace FAQ™ Swiss.

1. Začněte s čistým a suchým obličejem a v případě potřeby naneste podkladovou bázi FAQ™. Poté si na obličej nasadíte silikonovou LED masku FAQ™ 202 a zajistíte ji čelenkou.
2. Stisknutím univerzálního tlačítka napájení masku zapnete. Barvy LED diod můžete změnit opětovným rychlým stisknutím tlačítka. Nebo můžete přistupovat k předprogramovaným procedurám a dalším nastavením prostřednictvím aplikace FAQ™ Swiss. Stačí si stáhnout aplikaci a postupovat podle pokynů.
3. Vychutnejte si ošetření obličeje LED diodami po dobu až 15 minut, zatímco budete pokračovat ve svém dni - pro multitasking v té nejlepší kvalitě. Po dokončení stiskněte univerzální tlačítko napájení na 3 sekundy, abyste masku vypnuli.

**DOPORUČENÉ POUŽITÍ:** 5-15 minut, 3-5krát týdně.

**UPOZORNĚNÍ:** Netahejte čelenku příliš pevně, jinak můžete silikonovou masku poškodit.

## ČIŠTĚNÍ FAQ™ 202

Po použití masku FAQ™ LED vždy důkladně vyčistěte. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme masku nastříkat silikonovým čisticím sprejem FAQ™. Poté navlhčete hadřík nebo ručník bez chloupků teplou vodou a důkladně setřete všechny zbývající zbytky.

**POZNÁMKA:** Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou podráždit pokožku a poškodit silikon.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Opatření, která je třeba přijmout v případě změn ve výkonu FAQ™:

Pokud se po stisknutí univerzálního tlačítka neaktivuje funkce FAQ™ 202:

- Baterie je vybitá. Nabíjejte ji pomocí nabíjecího kabelu USB po dobu až 2 hodin, dokud nebude plně nabitá, a poté zařízení restartujte stisknutím univerzálního tlačítka.

Pokud nelze zařízení FAQ™ 202 vypnout a/nebo univerzální tlačítko nereaguje:

- Mikroprocesor je dočasně nefunkční. Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka přístroj restartujete.

Pokud se aplikace FAQ™ 202 nesynchronizuje s aplikací FAQ™ Swiss:

- Vypněte a znovu zapněte Bluetooth a zkuste se znovu připojit.
- Zavřete aplikaci FAQ™ Swiss a znovu ji otevřete, abyste proces zahájili znovu.
- Zkontrolujte, zda není třeba aplikaci aktualizovat v obchodě s aplikacemi vašeho mobilního zařízení.

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

## REGISTRACE ZÁRUKY

Chcete-li aktivovat dvouletou omezenou záruku, zaregistrujte se prostřednictvím aplikace FAQ™ Swiss nebo navštivte stránku [faqswiss.com/product-registration](http://faqswiss.com/product-registration) pro více informací.

## 2LETÁ LIMITOVANÁ ZÁRUKA

Společnost FAQ™ Swiss poskytuje na tento přístroj záruku po dobu DVOU (2) LET od původního data zakoupení na vady způsobené vadným zpracováním nebo materiály, které vznikly při běžném používání přístroje. Záruka se vztahuje na pracovní části, které ovlivňují funkci zařízení. NEpokrývá kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené nehodou, nesprávným používáním nebo nedbalostí. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání zařízení (nebo jeho příslušenství) vede ke ztrátě záruky.

Pokud zjistíte závadu a oznámíte ji společnosti FAQ™ Swiss během záruční doby, společnost FAQ™ Swiss vám zařízení podle svého uvážení bezplatně vymění. Záruční reklamace musí být doloženy přiměřenými důkazy, že datum reklamace spadá do záruční doby. Pro potvrzení platnosti záruky si prosím uschovejte originál dokladu o koupi spolu s těmito záručními podmínkami po dobu trvání záruční doby.

Chcete-li uplatnit záruční nárok, musíte se přihlásit ke svému účtu na adrese [www.faqswiss.com](http://www.faqswiss.com) a poté vybrat možnost uplatnit záruční nárok. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek doplňuje vaše zákonná práva spotřebitele a nijak tato práva neovlivňuje.

## INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru odpadu).



PACKAGING IS MADE  
OF RECYCLABLE  
MATERIAL



GARBAGE WASTE  
ELECTRICAL & ELECTRONIC  
EQUIPMENT DIRECTIVE



EUROPEAN  
CONFORMITY




S tímto zařízením by se nemělo nakládat jako s domovním odpadem, ale mělo by se odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto zařízení, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo způsobit nevhodné nakládání s tímto zařízením. Recyklace materiálů také pomůže šetřit přírodní zdroje.

Další informace o recyklaci vašeho zařízení získáte u místní služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v místě nákupu.

## ODSTRANĚNÍ BATERIE

**POZNÁMKA:** Tento proces není vratný. Otevřením zařízení zaniká jeho záruka. Tento úkon je třeba provést pouze tehdy, když je zařízení připraveno k likvidaci.

Vzhledem k tomu, že toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, musí být baterie před likvidací vyjmuta a neměla by být vyhazována do domovního odpadu. Chcete-li baterii vyjmout, odřízněte a odstraňte silikonovou vnější vrstvu z části ve tvaru kosočtverce na čele masky. Poté rozřízněte plastový plášť podél praskliny a plášť vypáče. Poté přeřízněte kabel baterie, vyjměte baterii a zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí. Během tohoto procesu si v zájmu své bezpečnosti nasad'te rukavice. Podrobné vizuální pokyny jsou uvedeny níže:



# SPECIFIKACE

<b>MATERIÁLY:</b>	Tělu bezpečný silikon, PC + ABS
<b>BARVA:</b>	Gold / Black
<b>ROZMĚR:</b>	162 x 100 x 182 mm
<b>HMOTNOST:</b>	169g
<b>BATERIE:</b>	3.7V lithium baterie s 680mAh
<b>POUŽITÍ:</b>	Až 2 hodiny používání na 1 nabití
<b>POHOTOVOSTNÍ REŽIM:</b>	90 dní
<b>MAX ÚROVEŇ HLUKU:</b>	<50 dB

## PROHLÁŠENÍ

Uživatelé tohoto zařízení tak činí na vlastní nebezpečí. Společnost FAQ™ Swiss ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za jakékoli zranění nebo škody, ať už fyzické nebo jiné, které přímo nebo nepřímo vzniknou v důsledku používání tohoto zařízení. Společnost FAQ™ Swiss si dále vyhrazuje právo revidovat tuto publikaci a čas od času provádět změny v jejím obsahu, aniž by byla povinná o takové revizi nebo změnách kohokoli informovat.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

**UPOZORNĚNÍ:** Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

**POZNÁMKA:** Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozený(é) od licencí, který(é) je(jsou) v souladu s RSS pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj Kanady. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Model může být změněn kvůli vylepšení bez předchozího upozornění.

# ČASTO KLADENÉ OTÁZKY ZÁKLADY

## 1. CO JE OBSAHEM BALENÍ LED MASKY FAQ™ 200?

1x obličejová LED maska FAQ™ 200, 1x 60ml silikonový čistící sprej FAQ™, 1x nabíjecí kabel USB, 1x uživatelská příručka, 1x stručný návod k použití.

## 2. CO DĚLAT PO OBDRŽENÍ LED MASKY FAQ™ 200?

Gratulujeme vám k objevu nové éry boje proti stárnutí. Než zahájíte první ošetření pomocí FAQ™ 202, musíte svůj přístroj odemknout a zaregistrovat tak, že si zdarma stáhnete aplikaci FAQ™ Swiss a budete postupovat podle pokynů v aplikaci. (Další informace naleznete v části níže nazvané "APLIKACE").

## 3. JAK ZAPNOUT LED MASKU FAQ™ 200?

Stisknutím univerzálního tlačítka napájení na LED masce ji zapněte.

## 4. JAK VYPNOUT LED MASKU FAQ™ 200?

Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka napájení na LED masce ji vypnete na 3 sekundy. Zařízení se automaticky vypne po 15 minutách.

## OŠETŘENÍ

### 5. JAK ZAČÍT PRVNÍ OŠETŘENÍ?

Nejprve si pečlivě vyčistěte a osušte obličej a krk a případně naneste podkladový krém FAQ™. Poté si na obličej nasadte obličejovou LED masku FAQ™ 200 a zajistěte ji pomocí čelenky. Masku zapněte stisknutím univerzálního tlačítka napájení. Barvy LED můžete změnit opětovným rychlým stisknutím tlačítka. (U masky FAQ™ 202 máte také přístup k dalším nastavením a předprogramovaným procedurám prostřednictvím aplikace FAQ™ Swiss). Vychutnejte si ošetření obličejem LED diodami po dobu až 15 minut, zatímco budete pokračovat ve svém dni - pro multitasking v té nejlepší kvalitě. Po skončení stiskněte univerzální tlačítko napájení na 3 sekundy, abyste masku vypnuli.

### 6. MOHU S LED MASKOU FAQ™ 200 POUŽÍVAT VLASTNÍ PEČUJÍCÍ KOSMETIKU?

Doporučujeme používat podkladový krém FAQ™ s LED maskou FAQ™ 200 díky jeho silným účinkům proti stárnutí. V případě potřeby však můžete místo něj použít vlastní péči o pleť. Ujistěte se však, že produkty péče o pleť, které používáte, neobsahují žádné silikony nebo kyseliny ani fotosenzitivní složky, jako je vitamin A, retinol, AHA, benzoylperoxid a vitamin C.

### 7. JAK ČASTO MOHU POUŽÍVAT LED MASKU FAQ™ 200?

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme používat LED masku FAQ™ 3-5krát týdně po dobu 5-15 minut.

### 8. CO JE LED TERAPIE?

Terapie LED neboli světelnými diodami je péče o pleť, která využívá světlo různých vlnových délek. NASA ji původně vyvinula pro pokusy s růstem rostlin při misích raketoplánů a později zjistila, že je slibná pro ošetření ran. Světelnou terapii LED nyní používají esteticci k regeneraci stárnoucí pokožky.

### 9. JE LED TERAPIE BEZPEČNÁ?

Na rozdíl od jiných typů světelné terapie neobsahují LED diody ultrafialové záření. Proto jsou bezpečné pro pravidelné používání. Světelná terapie LED také nezpůsobuje popáleniny jako jiná ošetření proti stárnutí, například chemický peeling, dermabraze a laserová terapie.

## APLIKACE

### 10. JAK SPÁROVAT LED MASKU FAQ™ 202 S APLIKACÍ FAQ™ SWISS?

Nejprve si stáhněte aplikaci FAQ™ Swiss do svého chytrého telefonu nebo tabletu a zapněte na svém chytrém telefonu nebo tabletu funkci Bluetooth. Poté stiskněte a podržte univerzální tlačítko na masce po dobu 3 sekund. Masku se zbarví modře, což signalizuje, že je v režimu párování Bluetooth. Poté jednoduše postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete párování masky s aplikací. (POZNÁMKA: Masku musí být vypnutá, než ji přepnete do režimu párování Bluetooth).



### **11. FUNGUJE FAQ™ 202 I BEZ APLIKACE?**

Ano, masku můžete používat ručně bez aplikace FAQ™ Swiss. Jednoduše přepínejte mezi barvami LED stisknutím univerzálního tlačítka napájení. Mějte však na paměti, že před prvním použitím masky ji musíte odemknout a zaregistrovat prostřednictvím aplikace FAQ™ Swiss.

### **12. JAKÉ JSOU VÝHODY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE FAQ™ SWISS?**

Aplikace FAQ™ Swiss nabízí předprogramované ošetření obličeje, které si můžete vychutnat, a také funkci bezdrátového dálkového ovládání. Nabízí také pokročilá nastavení, která si můžete uložit do zařízení podle svých preferencí pro příští zapnutí. Kromě toho můžete prostřednictvím aplikace zaregistrovat záruku a získat přístup k návodu k použití.

## **ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ÚDRŽBA**

### **13. CO ZNAMENÁ, KDYŽ LED MASKA FAQ™ TŘIKRÁT ČERVENĚ ZABLIKÁ?**

Maska třikrát červeně zabliká, což signalizuje vybití baterie. Nabíjejte masku pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB po dobu až 2 hodin, dokud nebude plně nabitá.

### **14. CO ZNAMENÁ, KDYŽ LED MASKA FAQ™ BLIKÁ MODŘE?**

Maska bude blikat modře, což znamená, že je v režimu párování Bluetooth a je připravena k připojení k aplikaci.

### **15. JAK VYČISTIT ZAŘÍZENÍ FAQ™?**

Po použití LED masky FAQ™ vždy důkladně vyčistěte. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme masku nastříkat silikonovým čisticím sprejem FAQ™. Poté navlhčete hadřík nebo ručník bez chloupků teplou vodou a důkladně setřete všechny zbývající zbytky.

(POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože mohou podráždit pokožku a poškodit silikon).