

FAQ<sup>TM</sup>



FAQ<sup>TM</sup> 202

INTELIGENTNA, SILIKONOWA MASECZKA LED

INSTRUKCJA ELEKTRONICZNA

# PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

## PIERWSZE KROKI

Gratulujemy pierwszego kroku w nową erę pielęgnacji anti-aging i zakupu FAQ™ 202. Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w zaciszu swojego domu, poświęć kilka chwil, aby uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji.

**PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI** i używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

**PRZEZNACZENIE:** FAQ™ 202 to ogólnodostępne urządzenie emitujące światło bliskie podczerwieni, czerwone, niebieskie, zielone, pomarańczowej, żółte, cyjanowe i fioletowe, które pomaga na zmarszczki i wypryski.

**OSTRZEŻENIE!** MODYFIKACJA TEGO URZĄDZENIA JEST ZABRONIONA.

## OMÓWIENIE URZĄDZENIA FAQ™ 202

Przedstawiamy zupełnie nową generację maseczek LED. Ultralekkie, bezprzewodowe i wykonane z dopasowującego się do konturów twarzy silikonu, aby zapewnić równomierne naświetlenie. FAQ™ 202 oferuje 8 różnych długości fal świetlnych, w tym światło bliskie podczerwieni (NIR), aby bezobsługowo odpowiedzieć na starzenie się i inne problemy skóry. Zachowaj swobodę ruchów podczas zabiegów LED na twarz klasy spa po jednym naciśnięciu przycisku.

## POZNAJ URZĄDZENIE FAQ™ 202

### LAMPKA KONTROLNA

wskazuje, gdy urządzenie jest w trybie parowania Bluetooth i trybie inteligentnego sterowania.

### UNIWERSALNY PRZYCISK ZASILANIA

naciśnij raz, aby włączyć urządzenie. Naciśnij ponownie, aby przełączać kolory LED. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Po wyłączeniu naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć parowanie Bluetooth maseczki i połączyć ją z aplikacją.

### KONSTRUKCJA OTWARTYCH OCZU

chroni oczy przez potężnymi falami światła LED i zapewnia swobodę ruchów, ponieważ oczy nie są zasłonięte podczas używania maseczki.

### DOPASOWANY SILIKON

ultrahigieniczny i prosty w czyszczeniu. Dostosowuje się do skóry jak druga skóra dla swobody ruchów.

### PORT ŁADOWANIA

do 2 godzin używania na ładowanie USB.

### ANTYPOŚLIZGOWA OPASKA

wykonana z silikonu dla pełnego komfortu i nieciągąca włosów. Utrzymuje maseczkę na twarzy, aby zapewnić swobodę ruchów.

### 600 PUNKTÓW ŚWIATŁA

pulsujące 3000x na sekundę i zoptymalizowane pod kątem równomiernej penetracji światła LED we wszystkich obszarach twarzy.



### Kabel ładujący USB

ładuje zawsze i wszędzie. Dostarczany z dołączoną szaszetką.



### Spray do czyszczenia silikonu FAQ™ 60 ml

Użyj do wyczyszczenia urządzenia dla maksymalnej higieny



### Podstawa ekspozycyjna

Przechowuj urządzenie w pudełku lub pochwal się nim, umieszczając na podstawce ekspozycyjnej.



### Interaktywna aplikacja

Kontroluje ustawienia urządzenia i synchronizuje preferencje. Ma zaprogramowane wstępnie zabiegi.

# OSTRZEŻENIA

## DLA OPTIMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- Zabiegi maseczkami LED FAQ™ urządzeniem powinny być komfortowe – w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu lub podrażnienia należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Nie używać na owrzodzeniach, ranach ani skórze gojącej się po operacji.
- Nie używać w przypadku skóry wrażliwej na światło, z oparzeniami od słońca ani podrażnionej.
- Nie patrzeć bezpośrednio w światła LED.
- Produktu nie mogą używać dzieci. Należy zachować szczególną uwagę podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych.
- Ze względów higienicznych odradzamy udostępnianie urządzenia FAQ™ 202 innym osobom.
- Nie pozostawiaj urządzenia FAQ™ 202 na bezpośrednim świetle słonecznym i nie poddawaj go działaniu wysokich temperatur ani wrzącej wody.
- Przerwij używanie produktu, jeśli zostanie on uszkodzony w dowolny sposób.
- Urządzenie to nie ma części do serwisowania.
- Nie wolno modyfikować ani demontować produktu, ponieważ może doprowadzić to do jego uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi ciężkich maszyn.
- Nie wolno wkładać przedmiotów w otwory urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli się przegrzewa albo w przypadku podejrzenia jego nieprawidłowego działania.
- Urządzenia należy używać tylko z zasilaczem SELV.
- Do ładowania urządzenia zalecane jest używanie źródeł zasilania zgodnych ze standardem IEC60950.
- Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że wtyczka i gniazdo są suche, aby nie doszło do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania. Nie używaj urządzenia, jeśli ładowarka nie działa prawidłowo lub wydaje się być uszkodzona. Używaj tylko przewodu zasilania dołączonego do urządzenia.
- Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego akumulator. Podczas wyjmowania akumulatora należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej. Akumulator powinien zostać bezpiecznie zutylizowany.
- Biorąc pod uwagę skuteczność maseczek LED FAQ™, zalecamy nie używać urządzenia FAQ™ 202 dłużej niż 15 minut naraz.
- Używaj tej maseczki LED tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jak opisano w niniejszej instrukcji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie lub w przypadku pytań związanych z działaniem urządzenia, odwiedź stronę [faqswiss.com/support](https://faqswiss.com/support)

## JAK STOSOWAĆ URZĄDZENIE FAQ™ 202

### ODBLOKUJ URZĄDZENIE


Przed pierwszym użyciem pobierz aplikację mobilną FAQ™ Swiss, aby odblokować i zarejestrować urządzenie, wykonując poniższe proste czynności.

1. Pobierz aplikację FAQ™ Swiss na telefon komórkowy, skanując kod QR.
2. Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.
3. Dodaj urządzenie (u góry ekranu).
4. Wybierz grę urządzeń.
5. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania, aby połączyć urządzenie z aplikacją.
6. Wypełnij informacje dotyczące zakupu.

Urządzenie będzie już gotowe do użytku!




# APLIKACJA FAQ™ SWISS



Aplikacja FAQ™ Swiss zapewnia instrukcje dotyczące używania i konserwacji silikonowej maseczki LED FAQ™. Znajdziesz w niej także ustawienia i zaprogramowane zabiegi wideo.

## USTAWIENIA

Ustaw preferencje światła LED i czas trwania zabiegu, a urządzenie zapamięta je do użytku w trybie offline:



### ŚWIATŁO LED


Wybierz preferowany kolor światła LED. Następnie wybierz, czy chcesz dodać światło LED bliskie podczerwieni, klikając przełącznik obok pozycji NIR.

### INTENSYWNOŚĆ ŚWIATŁA

Wybierz preferowany poziom intensywności: niski, średni lub wysoki.


### CZAS AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA

Wybierz za pomocą suwaka, jak długo ma trwać zabieg.




## ZABIEGI

Wybierz jeden z zaprogramowanych zabiegów, aby skupić się na określonych problemach skóry, a następnie wykonaj instrukcje przedstawione w klipie wideo.



## INTELIĞENTNE STEROWANIE

Ta sekcja aplikacji umożliwia zdalną zmianę preferencji podczas zabiegu.



## USTAW PRZYPOMNIENIE

Niczym budzik rutyny pielęgnacji skóry – możesz ustawić przypomnienia o momencie wykonania następnego zabiegu. Wybierz zabieg, dla którego chcesz ustawić przypomnienie. Następnie wybierz dni, w których chcesz dostawać przypomnienia.

# JAK STOSOWAĆ URZĄDZENIE FAQ™ 202

Aby użyć maseczki, NALEŻY najpierw JĄ ODBLOKOWAĆ. Możesz zrobić to automatycznie, rejestrując za pierwszym razem maseczkę w aplikacji FAQ™ Swiss.

1. Zaczynij z czystą i suchą twarzą. Jeśli chcesz, nałóż bazę FAQ™. Następnie umieść silikonową maseczkę LED FAQ™ 202 na twarzy i zabezpiecz ją opaską na głowę.
2. Naciśnij uniwersalny przycisk, aby włączyć maseczkę. Możesz przełączać kolory światła LED, naciskając szybko ten przycisk. Możesz również uzyskać dostęp do zaprogramowanych zabiegów i dodatkowych ustawień za pomocą aplikacji FAQ™ Swiss. Wystarczy pobrać aplikację i wykonać przedstawione w niej instrukcje.
3. Ciesz się zabiegiem na twarz LED maksymalnie przez 15 minut, jednocześnie oddając się innym zadaniom – to najlepsza wersja wielozadaniowości. Po zakończeniu naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy uniwersalny przycisk, aby wyłączyć maseczkę.

**ZAŁECANE UŻYCIE:** 5–15 minut, 3–5 razy tygodniowo.

**OSTRZEŻENIE!** Nie zaciskaj zbyt mocno opaski na głowę, ponieważ może to uszkodzić silikonową maseczkę.



## CZYSZCZENIE URZĄDZENIA FAQ™ 202

Zawsze dokładnie wyczyść maseczkę LED FAQ™ po użyciu. Dla optymalnych wyników zalecamy spryskać maseczkę sprayem do czyszczenia silikonu FAQ™. Następnie zmocz niestrzępiącą się szmatkę lub ręcznik w ciepłej wodzie i dokładnie usuń wszystkie pozostałości.

**UWAGA!** Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

**ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ W PRZYPADKU ZMIAN W DZIAŁANIU URZĄDZENIA FAQ™:**

**Jeśli urządzenie FAQ™ 202 nie włączy się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku:**

- Akumulator jest rozładowany. Ładuj urządzenie za pomocą kabla USB przez 2 godziny do jego pełnego naładowania, a następnie uruchom je ponownie, przytrzymując uniwersalny przycisk.

**Jeśli urządzenia FAQ™ 202 nie można wyłączyć lub uniwersalny przycisk nie reaguje:**

- Wystąpiła tymczasowa awaria mikroprocesora. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk, aby ponownie uruchomić urządzenie.

**Jeśli urządzenie FAQ™ 202 nie synchronizuje się z aplikacją FAQ™ Swiss:**

- Wyłącz Bluetooth, a następnie włącz go i spróbuj połączyć się ponownie.
- Zamknij aplikację FAQ™ Swiss, a następnie otwórz ją ponownie i powtórz proces.
- Sprawdź w sklepie aplikacji mobilnych, czy aplikacja nie wymaga aktualizacji.

# GWARANCJA I REGULAMIN

## REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować 2-letnią, ograniczoną gwarancję, zarejestruj się w aplikacji FAQ™ Swiss lub odwiedź stronę [faqswiss.com/product-registration](https://faqswiss.com/product-registration) i zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

## 2-LETNIA, OGRANICZONA GWARANCJA

FAQ™ Swiss udziela gwarancji na okres DWÓCH (2) LAT od pierwotnej daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem lub zużyciem materiału wynikającym z normalnego użytkowania. Gwarancja obejmuje części pracujące, które wpływają na działanie urządzenia. NIE obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego spowodowanego zwykłym zużyciem ani uszkodzeń spowodowanych w następstwie wypadku, niewłaściwego użycia lub zaniedbania. Jakakolwiek próba otwarcia lub demontażu urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia FAQ™ Swiss w okresie gwarancyjnym, FAQ™ Swiss, według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte uzasadnionymi dowodami wskazującymi na to, że data roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym.

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy zalogować się na swoje konto na stronie [www.faqswiss.com](https://www.faqswiss.com), a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Zobowiązanie to stanowi uzupełnienie Twoich ustawowych praw jako konsumenta i nie wpływa w żaden sposób na te prawa.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE i innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).



PACKAGING IS MADE  
OF RECYCLABLE  
MATERIAL



GARBAGE WASTE  
ELECTRICAL & ELECTRONIC  
EQUIPMENT DIRECTIVE



EUROPEAN  
CONFORMITY


Urządzenia nie należy traktować jak odpadów domowych, ale należy oddać je do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki poprawnej utylizacji tego urządzenia pomożesz zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, który może mieć miejsce w przypadku nieodpowiedniej utylizacji. Recykling materiałów pomoże także oszczędzić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów lub punktem zakupu.

# USUWANIE AKUMULATORA

**UWAGA!** Tego procesu nie można cofnąć. Otwarcie urządzenia unieważni gwarancję. Działanie to należy wykonać, gdy urządzenie zostanie przeznaczone do utylizacji.

Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy, który należy usunąć przed utylizacją produktu i którego nie należy wyrzucać z odpadami gospodarstwa domowego. Aby usunąć akumulator, wytnij i usuń zewnętrzną, silikonową powłokę z elementu w kształcie diamentu na czole. Następnie przetnij plastikową obudowę wzdłuż szczeliny i otwórz ją. Przetnij kabel akumulatora i wyjmij go, aby zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Dla bezpieczeństwa proces ten należy wykonać w rękawiczkach. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje graficzne:



## SPECYFIKACJA

**MATERIAŁY:** PC + ABS, Bezpieczny dla ciała silikon  
**KOLOR:** złoty/czarny  
**WYMIARY:** 162 x 100 x 182 mm  
**WAGA:** 169 g

**AKUMULATOR:** litowo-jonowy, 3,7V; 680 mAh  
**OBSŁUGA:** do 2 godzin na jednym ładowaniu  
**CZUWANIE:** 90 dni  
**MAKSYMALNY POZIOM  
HAŁASU:** <50 dB

## WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Używasz tego urządzenia na własne ryzyko. Firma FAQ™ Swiss ani jej sprzedawcy nie przyjmują odpowiedzialności za żadne obrażenia i szkody, fizyczne lub inne, wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto firma FAQ™ Swiss zastrzega sobie prawo do korekty niniejszej publikacji i okresowej zmiany jej treści bez obowiązku poinformowania o tym użytkownika.

Urządzenie spełnia wymagania zawarte w części 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

**OSTRZEŻENIE!** Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

**UWAGA!** Urządzenie spełnia wymagania zawarte w części 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.

(2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Model może zostać ulepszony bez powiadomienia.

# CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

## PODSTAWY

### 1. CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE Z MASECZKĄ LED FAQ™ 200?

1x maseczka LED na twarz FAQ™ 200, 1x spray do czyszczenia silikonu FAQ™ 60 ml, 1x kabel ładujący USB, 1x instrukcja obsługi, 1x przewodnik „Szybki start”.

### 2. CO NALEŻY ZROBIĆ PO OTRZYMANIU MASECZKI LED FAQ™ 200?

Gratulacje z okazji odkrycia nowej ery pielęgnacji anti-aging. Przed pierwszym zabiegiem maseczką FAQ™ 202 należy odblokować i zarejestrować urządzenie, pobierając darmową aplikację FAQ™ Swiss i wykonując przedstawione w niej instrukcje. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją „APLIKACJA” poniżej).

### 3. JAK WŁĄCZYĆ MASECZKĘ LED FAQ™ 200?

Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania maseczki LED, aby ją włączyć.

### 4. JAK WYŁĄCZYĆ MASECZKĘ LED FAQ™ 200?

Aby wyłączyć maseczkę LED, naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania przez 3 sekundy. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach.

## ZABIEG

### 5. JAK ROZPOCZĄĆ MÓJ PIERWSZY ZABIEG?

Najpierw dokładnie oczyść i osusz twarz i szyję oraz, jeśli chcesz, nałóż bazę FAQ™. Następnie nałóż maseczkę LED FAQ™ 200 na twarz i zamocuj ją za pomocą opaski na głowę. Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania, aby włączyć maseczkę. Możesz zmienić kolor światła LED, szybko naciskając ponownie ten przycisk. W przypadku maseczki FAQ™ 202 możesz także uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień i zaprogramowanych zabiegów w aplikacji FAQ™ Swiss. Ciesz się zabiegiem na twarz LED maksymalnie przez 15 minut, jednocześnie oddając się innym zadaniom – to najlepsza wersja wielozadaniowości. Po zakończeniu naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć maseczkę.

### 6. CZY MOGĘ UŻYWAĆ PREFEROWANYCH PRODUKTÓW PIELĘGNACJI SKÓRY Z MASECZKĄ LED FAQ™ 200?

Zalecamy stosowanie bazy FAQ™ z maseczką LED FAQ™ 200 ze względu na jej silne właściwości anti-agingowe. Jednak możesz używać innych, preferowanych produktów pielęgnacji skóry. Upewnij się jednak, że nie zawierają one silikonów, kwasów, ani składników wrażliwych na światło, takich jak witamina A, retinol, kwasu glikolowego, nadtlenku benzoilu i witaminy C.

### 7. JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ MASECZKI LED FAQ™ 200?

Dla optymalnych wyników zalecamy używać maseczkę LED FAQ™ przez 5–15 minut, 3–5 razy w tygodniu.

### 8. CZYM JEST TERAPIA ŚWIATŁEM LED?

Terapia światłem LED to zabieg pielęgnacji skóry, w którym stosowane jest światło o różnej długości fal. Metoda ta została opracowana przez NASA podczas eksperymentów związanych z hodowlą roślin w kosmosie, a później okazało się, że jest także pomocna w leczeniu ran. Aktualnie terapia światłem LED jest powszechnie używana przez kosmetologów do odmładzania skóry.

### 9. CZY TERAPIA ŚWIATŁEM LED JEST BEZPIECZNA?

W odróżnieniu od innych terapii świetlnych, światło LED nie ma promieniowania ultrafioletowego. Dlatego jest bezpieczne podczas regularnego stosowania. Terapia światłem LED nie powoduje także poparzeń, jak inne zabiegi ant-aging, takie jak peeling chemiczny, dermabrazja czy terapia laserowa.

## APLIKACJA

### 10. JAK SPAROWAĆ MASECZKĘ LED FAQ™ 202 Z APLIKACJĄ FAQ™ SWISS?

Najpierw pobierz aplikację FAQ™ Swiss na smartfon lub tablet i włącz na nim Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania przez 3 sekundy. Maseczka zaświeci na niebiesko, aby wskazać działanie w trybie parowania Bluetooth. Następnie wykonaj instrukcje dostępne w aplikacji, aby zakończyć parowanie maseczki. UWAGA! Przed przetęciem maseczki w tryb parowania Bluetooth musi być ona wyłączona.

#### **11. CZY MASECZKA LED FAQ™ 202 DZIAŁA BEZ APLIKACJI?**

Tak, możesz używać maseczki ręcznie bez aplikacji FAQ™ Swiss. Możesz przetaczać kolory światła LED, naciskając uniwersalny przycisk zasilania. Pamiętaj jednak, że przed pierwszym użyciem maseczki należy odblokować ją i zarejestrować za pomocą aplikacji FAQ™ Swiss.

#### **12. JAKIE SĄ KORZYŚCI Z UŻYWANIA APLIKACJI FAQ™ SWISS?**

Aplikacja FAQ™ Swiss oferuje zaprogramowane zabiegi na twarz oraz funkcję sterowania bezprzewodowego. Zapewnia także dostęp do ustawień zaawansowanych, które można zapisać na urządzeniu zgodnie z preferencjami, do zastosowania po jego następnym włączeniu. Dodatkowo w aplikacji możesz zarejestrować gwarancję i uzyskać informacje na temat używania aplikacji.

### **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONSERWACJA**

#### **13. CO OZNACZA, GDY MASECZKA LED FAQ™ ZAMIGA 3 RAZY NA CZERWONO?**

Maseczka zamiga 3 razy na czerwono, aby poinformować o niskim poziomie naładowania akumulatora. Ładuj maseczkę przez maksymalnie 2 godziny za pomocą dostarczonego kabla USB, aż do jej pełnego naładowania.

#### **14. CO OZNACZA, GDY MASECZKA LED FAQ™ MIGA NA NIEBIESKO?**

Maseczka zaświeci na niebiesko, aby wskazać działanie w trybie parowania Bluetooth i gotowość do połączenia z aplikacją.

#### **15. JAK CZYŚCIĆ URZĄDZENIE FAQ™?**

Zawsze dokładnie wyczyść maseczkę LED FAQ™ po użyciu. Dla optymalnych wyników zalecamy spryskać maseczkę sprayem do czyszczenia silikonu FAQ™. Następnie zmocz niestrzępiącą się szmatkę lub ręcznik w ciepłej wodzie i dokładnie usuń wszystkie pozostałości.

**UWAGA!** Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

2023 FAQ GmbH. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE / TOUS DROITS RÉSERVÉS.  
WYPRODUKOWANO DLA / FABRIQUÉ POUR FAQ GmbH. DYSTRYBUCJA W UE: FOREO AB,  
KARLAVÄGEN 41, 114 31 SZTOKHOLM, SZWECJA. DYSTRYBUCJA W USA: FOREO INC., 1525 E  
PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA. DYSTRYBUCJA W AUSTRALII: 6 PROHASKY  
STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. WYPRODUKOWANO DLA / FABRIQUÉ  
PAR : VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN,  
JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINY. ZAPROJEKTOWANE I OPRACOWANE PRZEZ / CONÇU  
ET DÉVELOPPÉ PAR FAQ GmbH.