


# *beper*

IT	TAPPETINO PER AGOPRESSIONE	pag. 2
EN	ACUPRESSURE MAT	pag. 3
FR	TAPIS D'ACUPRESSION	pag. 4
DE	AKUPRESSURMATTE	pag. 5
ES	ALFOMBRA DE ACUPRESIÓN	pag. 6
GR	ΧΑΛΑΚΙ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ	pag. 7
RO	COVORAȘ DE PRESOPUNCTURĂ	pag. 8
CZ	AKUPRESURNÍ PODLOŽKA	pag. 9
NL	ACUPRESSUUR MAT	pag. 11
LV	PUNKTU MASĀŽAS PAKLĀJIŅŠ	pag. 12

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit: [beper.com](http://beper.com)



**Cod.: C301ACC001**

### Consigli per l'uso

La prima applicazione su una nuova area può provocare una sensazione di fastidio, ma col tempo il corpo si adatterà e la sensazione sgradevole diminuirà.

L'efficacia del massaggio dipende molto dall'area trattata: alcune aree potrebbero richiedere solo pochi minuti di trattamento, mentre altre, come ad esempio la schiena, potrebbero necessitare di più tempo per ottenere i benefici ricercati.

Quando si inizia il trattamento su una nuova area è possibile regolarne l'intensità facendo variare il peso del corpo: la prima volta che si utilizza il tappetino con i piedi, ad esempio, è possibile sedersi su un divano per limitare la pressione sulla pianta dei piedi.

Si consiglia di utilizzare il tappetino almeno 3 volte a settimana, per 15-20 minuti; la frequenza e la durata dell'utilizzo, però, possono variare in funzione dell'area da trattare e delle proprie esigenze. Non utilizzare su un piano inclinato e non muovere eccessivamente o rotolare il corpo durante l'utilizzo.

Alla conclusione del trattamento, si consiglia di effettuare qualche leggero esercizio per recuperare gradualmente la tonicità muscolare e la circolazione.

Per ottenere il massimo beneficio, è necessario utilizzare il tappetino a pelle nuda; tuttavia, la sensibilità al dolore causato dall'ago-pressione cutanea varia da persona a persona, e può essere accentuato anche da condizioni psico-fisiche particolari, es. a seguito di assunzione di farmaci, o in presenza di patologie particolari che riguardano il sistema nervoso.

Per i primi utilizzi, è quindi consigliabile limitare il massaggio a sedute di non più di 10 minuti, e di indossare una maglietta sottile o stendere un telo leggero sul tappetino, per verificare il proprio livello di sopportazione della stimolazione delle punte e la reazione del proprio corpo al trattamento, e per dare al corpo il tempo necessario ad adattarsi alla stimolazione.

È sconsigliato l'utilizzo del tappetino in caso di gravidanza e/o in generale in presenza di lesioni o irritazioni alla pelle, come insolazioni, infiammazioni, dermatiti, eczemi, psoriasi, o ferite aperte; malattie croniche quali artrite reumatoide, tromboflebiti, o patologie che richiedano l'uso di medicinali per la fluidificazione del sangue; problemi di coagulazione (emofilia) o patologie che richiedono l'assunzione di anticoagulanti quali warfarina (Waran), enoxaparina ed eparina (anche per il solo rischio di emorragie cutanee o ematomi); disturbi o patologie cardiache di qualsiasi genere; bassa pressione; ipersensibilità cutanea di qualsiasi genere.

**In un'ottica di miglioramento continuo Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.**

### CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione.

**La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto e il nome del modello dell'apparecchio acquistato.**

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

### CONDIZIONI DI GARANZIA

Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. Danni da trasporto o da cadute accidentali,
- b. Errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- c. Riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
- d. Mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- e. Prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili (es.: lampade, batterie, lame)
- f. Mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale.

Beper Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Per assistenza e/o informazioni tecniche scrivere a:

**assistenza@beper.com**

## Acupressure Mat Use Instructions

---

### Tips for use

The first use on a new body area might cause a feeling of discomfort, but in time the body will adjust and the unpleasant feeling will go away.

The effectiveness of the massage depends a lot on the treated area: some body areas can require just a few minutes' treatment, while others, such as the back area, might require longer sessions to achieve the desired benefits. When treating a new body area, it is possible to regulate the intensity of the massage by varying the body weight: for example, the first time using the mat on the feet, it is possible to sit on the couch to reduce the pressure on the soles of the feet.

It is advisable to use the mat at least 3 times a week, for 15-20 minutes; frequency and duration of treatment can vary depending on the body area to be treated and on personal needs. Do not use on an inclined plane and do not move excessively or roll your body on the mat during use.

Once treatment is done, it is advisable to do some light exercise to gradually recover muscle tone and circulation.

To achieve maximum benefit, the mat must be used on bare skin; however, the sensitivity to the pain caused by the skin acupressure varies from individual to individual, and can be accentuated by certain psychophysical conditions, e.g. drugs and medicine consumption, or in case of specific medical conditions that pertain to the nervous system.

During first uses, it is thus advisable to limit the treatment with sessions of max. 10 minutes, and to wear a thin top or to lay a light cloth on the mat, to check your level of tolerance of the stimulation of the tips and the reaction of your body to the treatment, giving the body the time to adapt to the stimulation.

The use of this mat is not recommended in case of pregnancy and/or generally in case of injuries or irritations of the skin, such as sun burns, inflammation, dermatitis, eczema, psoriasis, or open wounds; chronic diseases such as rheumatoid arthritis, thrombophlebitis, or medical conditions that require use of blood thinning medicines; bleeding issues (haemophilia) or conditions that require the use of anticoagulants such as warfarin (Waran), enoxaparin and heparin (even just for the risk of skin bleeding or bruises); any heart disease or condition; low blood pressure; skin hypersensitivity of any kind.

**For any improvement reasons, Beper reserves the right to modify or improve the product without any notice.**

### GUARANTEE CERTIFICATE

This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guarantee.

**The guarantee is valid only with a guaranty certificate and proof of purchase (fiscal receipt) indicating the date of purchase and the model of the appliance**

For any technical assistance, please contact directly the seller or our head office in order to preserve the appliance's efficiency and NOT TO void the guarantee. Any intervention on this appliance by non-authorized persons will automatically void the guarantee.

### GUARANTEE CONDITIONS

If the appliance shows defects as a result of faulty material and/or production during the period of guarantee, we guarantee repair free of charge on condition that:

- The appliance has been used properly and for the purpose for which it has been intended.
- The appliance has not been tampered with, otherwise it is not maintainable.
- The purchase receipt shall be presented.
- The appliance showing a fair wear and tear shall not be covered by this guarantee.

Therefore, any part that could be accidentally broken or having visible signs of use in consumable products (such as lamps, batteries, heating elements...) the aesthetic parts are excluded from the guarantee, and any defect whatsoever resulting from non-respect of the rules for use, negligence in usage and/or maintenance of the appliance, carelessness, wrong or improper installation, damage during transport and any other damage not attributable the supplier.

For every defect that could not be repaired within the guarantee period, the appliance will be replaced free of charge. In any case, if the part to be replaced for defect, breakage or malfunction is an accessory and/or a detachable part of the product, Beper reserves the right to replace only the very part in question and not the entire product

Contact your distributor in your country or after sales department Beper.

E-mail [assistenza@beper.com](mailto:assistenza@beper.com) which will forward your enquiries to your distributor.

### Conseils d'utilisation

La première utilisation sur une nouvelle zone du corps peut provoquer une sensation d'inconfort, mais avec le temps, le corps s'adapte et la sensation désagréable disparaîtra.

L'efficacité du massage dépend beaucoup de la zone traitée: certaines zones du corps peuvent nécessiter quelques minutes de traitement, tandis que d'autres, comme la zone du dos, peuvent nécessiter des séances plus longues pour obtenir les avantages souhaités. Lors du traitement d'une nouvelle zone du corps, il est possible de régler l'intensité du massage en faisant varier le poids du corps: par exemple, la première fois que vous utilisez le tapis sur les pieds, il est possible de s'asseoir sur le canapé pour réduire la pression sur la plante des pieds.

Il est conseillé d'utiliser le tapis au moins 3 fois par semaine, pendant 15 à 20 minutes; la fréquence et la durée du traitement peuvent varier en fonction de la zone corporelle à traiter et des besoins personnels. Ne pas utiliser sur un plan incliné et ne pas bouger excessivement ou rouler son corps sur le tapis pendant l'utilisation.

Une fois le traitement terminé, il est conseillé de faire quelques exercices légers pour récupérer progressivement le tonus musculaire et la circulation.

Pour obtenir un bénéfice maximal, le tapis doit être utilisé sur la peau nue; cependant, la sensibilité à la douleur causée par l'acupression cutanée varie d'un individu à l'autre, et peut être accentuée par certaines conditions psychophysiques, par ex. la consommation de médicaments et de médicaments, ou en cas de conditions médicales spécifiques concernant le système nerveux. Lors des premières utilisations, il convient donc de limiter le traitement à des séances de max. 10 minutes, et de porter un haut fin ou d'étendre un chiffon léger sur le tapis, pour vérifier votre niveau de tolérance de la stimulation des pointes et la réaction de votre corps au traitement, pour donner au corps le temps de s'adapter à la stimulation.

L'utilisation de ce tapis est déconseillée en cas de grossesse et/ou généralement en cas de blessures ou d'irritations de la peau, tels que les coups de soleil, l'inflammation, la dermatite, l'eczéma, le psoriasis ou les plaies ouvertes; maladies chroniques telles que la polyarthrite rhumatoïde, la thrombophlébite, ou des conditions médicales qui nécessitent l'utilisation de médicaments anticoagulants; problèmes de saignement (hémophilie) ou conditions qui nécessitent l'utilisation d'anticoagulants tels que la warfarine (Waran), l'énoxaparine et l'héparine (même juste pour le risque de saignement cutané ou d'ecchymoses); toute maladie ou affection cardiaque; pression artérielle faible; hypersensibilité cutanée de toute nature.

**Dans un souci d'amélioration continue Beper se réserve le droit de modifier et d'améliorer ses produits sans préavis.**

### CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie d'application est valable pour 24 mois à partir de la date d'achat pour des défauts de matériel ou de fabrication.

**La garantie est valable uniquement en présentant le certificat de garantie et le document d'achat (ticket de caisse) qui certifie la date d'achat et le nom du modèle de l'appareil acheté**

Si l'appareil devrait demander l'assistance technique s'adresser au vendeur ou auprès de notre siège. Ceci pour conserver inaltérée l'efficacité de votre appareil et pour NON invalider la garantie. Des éventuelles manipulations de l'appareil de la part du personnel non autorisé invalident automatiquement la garantie.

### CONDITIONS DE GARANTIE

S'il y a des pannes à cause des défauts de matériel et/ou de fabrication pendant la période de garantie, nous garantissons la réparation du produit gratuitement.

Elles ne sont pas couvertes de la garantie toutes les parties qui devraient résulter défectueuses à cause de :

- Dommages de transport ou de chutes accidentelles,
- Installation erronée ou inadaptation de l'installation électrique,
- Réparations ou modifications effectuées par un personnel non autorisé,
- Manque ou incorrect entretien et nettoyage,
- Produit et/ou parties du produit relevant de l'usure et/ou consommables (ex : lampes piles, lames)
- Manque d'observation des instructions pour le fonctionnement de l'appareil, négligence dans l'utilisation

La liste indiquée ci-dessus est à titre purement exemplaire et non exhaustif, car la présente garantie est donc exclue pour toutes les circonstances qui ne peuvent pas dériver des défauts de fabrication de l'appareil.

En outre la garantie est exclue dans tous les cas d'usage impropre de l'appareil et en cas d'usage professionnel.

Beper S.R.L. décline chaque responsabilité pour des éventuels dommages qui peuvent directement ou indirectement dériver à des personnes, des choses et des animaux domestiques, en conséquence au non-respect de toutes les prescriptions indiquées dans le « livret des instructions et des précautions » approprié, en thème d'installation, d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

Le service après-vente est effectué par votre revendeur ou par l'importateur/distributeur des produits Beper.

Écrivez un e-mail au [assistenza@beper.com](mailto:assistenza@beper.com) pour connaître le centre service agréé Beper le plus proche de chez vous.

**Gebrauchsanweisung**

Die erste Anwendung auf einer neuen Körperstelle kann ein unangenehmes Gefühl verursachen, aber mit der Zeit wird sich der Körper anpassen und das unangenehme Gefühl wird verschwinden.

Die Wirkung der Massage hängt stark von der behandelten Stelle ab: einige Körperbereiche können eine Behandlung von nur wenigen Minuten erfordern, während andere, wie der Rückenbereich, möglicherweise längere Sitzungen erfordern, um die gewünschten Vorteile zu erzielen. Wenn Sie einen neuen Körperbereich behandeln, durch Variation des Körpergewichts kann die Intensität der Massage reguliert werden: zum Beispiel ist es bei der ersten Verwendung der Matte an den Füßen möglich, auf der Couch zu sitzen, um den Druck auf die Fußsohlen zu reduzieren.

Es wird empfohlen, die Matte mindestens 3 Mal pro Woche für 15-20 Minuten zu verwenden; die Häufigkeit und Dauer der Anwendung können je nach zu behandelndem Bereich und persönlichen Bedürfnissen variieren. Verwenden Sie es nicht auf einer schiefen Ebene und bewegen Sie sich nicht übermäßig und rollen Sie Ihren Körper während des Gebrauchs nicht auf der Matte. Nach Abschluss der Behandlung wird es empfohlen, leichte Übungen durchzuführen, um den Muskeltonus und die Durchblutung allmählich wiederherzustellen.

Um den maximalen Nutzen zu erzielen, muss die Matte auf nackter Haut verwendet werden; die Empfindlichkeit gegenüber den durch den Drucknadel verursachten Schmerzen variiert jedoch von Person zu Person und es kann durch bestimmte psychophysische Zustände akzentuiert werden, z.B. Drogen- und Medikamentenkonsum oder bei besonderen Erkrankungen des Nervensystems.

Bei den ersten Anwendungen empfiehlt es sich daher, die Behandlung auf Sitzungen von max. 10 Minuten, und ein dünnes Oberteil zu tragen oder ein leichtes Tuch auf die Matte zu legen, um Ihre Toleranz gegenüber der Stimulation der Spitzen und die Reaktion Ihres Körpers auf die Behandlung zu überprüfen und dem Körper Zeit zu geben, sich an die Stimulation anzupassen.

Die Verwendung dieser Matte wird nicht empfohlen bei Schwangerschaft und/oder allgemein bei Verletzungen oder Reizungen der Haut, wie Sonnenbrand, Entzündung, Dermatitis, Ekzeme, Psoriasis oder offene Wunden; chronische Krankheiten wie rheumatoide Arthritis, Thrombophlebitis oder medizinische Zustände, die die Verwendung von blutverdünnenden Arzneimitteln erfordern; Blutungsprobleme (Hämophilie) oder Erkrankungen, die die Verwendung von Antikoagulanzen wie Warfarin (Waran), Enoxaparin und Heparin erfordern (auch nur wegen der Gefahr von Hautblutungen oder blauen Flecken); irgendeine Herzkrankheit oder ein Zustand; niedriger Blutdruck; Hautüberempfindlichkeit jeglicher Art.

**In Hinblick auf eine Verbesserungsperspektive behält sich Beper das Recht vor, das betreffende Produkt ohne Voranmeldung zu ändern bzw. umzubauen.**

**GARANTIESCHEIN**

Die Gewährleistung gilt 24 Monate ab Kaufdatum für Material- und Herstellungsfehler.

**Die Garantie gilt nur wenn der Garantieschein vom Kaufbeleg (Quittung), mit Kaufdatum und Name des gekauften Gerätemodells, begleitet wird.**

Sollte das Gerät einmal technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an dem Verkäufer oder an unserem Firmensitz. Dies um die Effizienz des Gerätes aufrechtzuerhalten und damit die Garantie NICHT erlischt. Bei eventuellen Beschädigungen des Gerätes durch nicht autorisierte Personen, erlischt die Garantie automatisch.

**GARANTIEBEDINGUNGEN**

Sollte es zu Funktionsstörungen aufgrund von Fehlern in Material und / oder Verarbeitung während der Garantiezeit kommen, garantieren wir die Reparatur des Produkts kostenlos.

Alle Teile die nicht durch Garantie gedeckt sind, sind die, die sich als defekt erweisen aufgrund von:

- Transportschäden oder Stürze,
- Falscher Installation oder ungeeigneter elektrischer Anlage,
- Reparaturen oder Änderungen durch nicht autorisierte Personen,
- Fehlender oder falscher Wartung und Reinigung,
- Produkt und / oder Teile des Produkts, die dem Verschleiß unterliegen und / oder Verbrauchsmaterial (z. B.: Lampen, Batterien, Klingeln) darstellen
- Nicht befolgen der Gebrauchsanweisungen des Gerätes, Fahrlässigkeit oder unvorsichtigem Gebrauch.

Die obige Liste ist beispielhaft und nicht erschöpfend, da diese Garantie für all jene Situationen ausgeschlossen ist, den keinem Produktionsfehler zuzuweisen sind.

Die Garantie ist auch in allen Fällen von missbräuchlichen Verwendung des Gerätes und im Falle vom beruflichen Einsatz ausgeschlossen.

Beper Srl übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die direkt oder indirekt Personen, Gegenstände und Haustieren betreffen könnten, als Folge der Nicht-Einhaltung aller in der Broschüre „Gebrauchsanweisungen und Warnungen“ enthaltenen Anweisungen in Bezug auf Installation, Bedienung und Wartung.

Treten sie bitte in verbindung mit ihren händler in ihrem land oder post sales abteilung von fa. Beper.

E-mail [assistenza@beper.com](mailto:assistenza@beper.com) die ihren händler nennen wird

### Consejos de uso

La primera aplicación en una zona nueva puede provocar una sensación de malestar. La primera aplicación en una zona nueva puede provocar una sensación de malestar,

La efectividad del masaje depende mucho de la zona tratada: algunas áreas pueden requerir solo unos minutos de tratamiento, mientras que otras, como la espalda, pueden tardar más en lograr los beneficios deseados.

Al iniciar el tratamiento en una nueva zona es posible ajustar su intensidad variando el peso del cuerpo: la primera vez que usa la alfombra con los pies, por ejemplo, puede sentarse en un sofá para limitar la presión en las plantas de los pies.

Se recomienda utilizar el tapete al menos 3 veces por semana, durante 15-20 minutos; la frecuencia y duración del uso, sin embargo, pueden variar según el área a tratar y sus necesidades. No lo use en un plano inclinado y no mueva excesivamente ni ruede el cuerpo durante el uso.

Al finalizar el tratamiento, se recomienda realizar algunos ejercicios ligeros para recuperar gradualmente el tono muscular y la circulación.

Para obtener el máximo beneficio, debe utilizar la esterilla para la piel desnuda; sin embargo, la sensibilidad al dolor causado por la acupresión de la piel varía de persona a persona y también puede acentuarse por condiciones psicofísicas particulares, p.ej. como resultado de la ingesta de medicamentos o en presencia de patologías particulares que afecten al sistema nervioso. Para los primeros usos, es aconsejable limitar el masaje a sesiones de no más de 10 minutos y usar una camiseta delgada o extender una toalla liviana sobre el tapete, para comprobar su nivel de tolerancia a la estimulación de los dedos de los pies y la reacción de su cuerpo al tratamiento, y para darle al cuerpo el tiempo necesario para adaptarse a la estimulación.

No se recomienda el uso de la esterilla en caso de embarazo y / o en general en presencia de lesiones o irritación de la piel, tales como quemaduras solares, inflamación, dermatitis, eczema, psoriasis o heridas abiertas; enfermedades crónicas como artritis reumatoide, tromboflebitis o enfermedades que requieren el uso de medicamentos para diluir la sangre; problemas de coagulación (hemofilia) o enfermedades que requieren el uso de anticoagulantes como warfarina (Warán), enoxaparina y heparina (incluso solo por el riesgo de sangrado o hematomas en la piel); enfermedad cardíaca o enfermedad de cualquier tipo; baja presión; hipersensibilidad cutánea de cualquier tipo.

**Con el objetivo de una mejora continua, Beper se reserva la capacidad de aportar cambios y mejoras al producto sin previo aviso.**

### CERTIFICADO DE GARANTÍA

La garantía es válida 24 meses a partir de la fecha de compra para todos los defectos de material o de fabricación.

**La garantía es válida sólo si presenta el recibo fiscal con la fecha de compra y el nombre del modelo del aparato comprado.**

Si el aparato requiere asistencia, contacte su vendedor o nuestra empresa. Eso para preservar el rendimiento de su aparato y NO invalidar la garantía. Toda manipulación del aparato por una persona no autorizada anula automáticamente la garantía.

### CONDICIONES DE GARANTÍA

Si aparecen averías a causa de un defecto de material y/o fabricación durante la garantía garantizamos gratuitamente la reparación del aparato.

No se tienen en cuenta en la garantía todas las partes que sean defectuosas debidas a:

- a. Daños en el transporte o caídas accidentales.
- b. Instalación eléctrica incorrecta y no conforme.
- c. Reparaciones o modificaciones realizadas por personal no especializado.
- d. Falta o incorrectos limpieza y mantenimiento.
- e. Aparato y/o partes del aparato expuestas a deterioro y/o consumo (lámparas, pilas, cuchillas).
- f. Falta de cumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, negligencia en el uso.

Esta lista es simplificada y no completa ya que esta garantía se anula para todas aquellas circunstancias que no permiten remontar a defectos de fabricación del aparato.

La garantía se anula en cada caso de uso impropio del aparato y en caso de un uso profesional.

Beper Srl declina toda responsabilidad por cualquier daño que puede directamente o indirectamente resultar de personas, cosas o animales domésticos en consecuencia de la falta de cumplimiento de todas las instrucciones indicadas en este "Manual de Instrucciones y Advertencias" en términos de instalación, uso y mantenimiento del aparato.

Contacte con el distribuidor de su país o el departamento de post venta de Beper.

Envíe un e-mail a [assistenza@beper.com](mailto:assistenza@beper.com) y le enviaremos datos de su servicio tecnico en su país.

## Συμβουλές για σωστή χρήση

Η πρώτη χρήση σε μια νέα περιοχή του σώματος, μπορεί να προκαλέσει μια αίσθηση δυσφορίας, αλλά σύντομα αυτή η αίσθηση θα εξαφανιστεί και το σώμα θα προσαρμοστεί.

Η αποτελεσματικότητα του μασάζ, βασίζεται αρκετά στη περιοχή του σώματος που θεραπεύεται: μερικές περιοχές του σώματος μπορεί να χρειάζονται μόνο μερικά λεπτά θεραπείας, ενώ άλλα, όπως η περιοχή της πλάτης, μπορεί να χρειάζονται περισσότερες θεραπείες για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όταν θεραπεύεται μια νέα περιοχή του σώματος, είναι δυνατόν να ρυθμίσουμε την ένταση του μασάζ μεταβάλλοντας το σωματικό βάρος: για παράδειγμα, τη πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το χαλάκι στα πόδια, μπορείτε να καθίσετε στον καναπέ ώστε να μειώσετε τη πίεση στα πέλματα των ποδιών.

Συστήνεται να χρησιμοποιείτε το χαλάκι τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, για 15-20 λεπτά. Η συχνότητα και η διάρκεια της θεραπείας ποικίλλουν ανάλογα με τη περιοχή του σώματος που θέλετε να θεραπεύσετε και τις προσωπικές ανάγκες του καθένα. Μη χρησιμοποιείτε το χαλάκι σε κεκλιμένη περιοχή και μη κινείστε υπερβολικά ή κυλάτε το σώμα σας πάνω στο χαλάκι κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Όταν η θεραπεία έχει ολοκληρωθεί, συστήνεται να κάνετε μερικές ελαφριές ασκήσεις ώστε σταδιακά να ανακτηθεί ο μυϊκός τόνος και η κυκλοφορία.

Για να επιτύχετε το μέγιστο αποτέλεσμα, το χαλάκι πρέπει να χρησιμοποιείται σε γυμνό δέρμα. Όμως, η ευαισθησία στον πόνο που προκαλείται από την πίεση του δέρματος ποικίλλει από άνθρωπο σε άνθρωπο, και μπορεί να διογκωθεί accentuated από συγκεκριμένες ψυχοφυσικές καταστάσεις, π.χ. ναρκωτικά και κατανάλωση φαρμάκων, ή σε περίπτωση συγκεκριμένων ιατρικών καταστάσεων οι οποίες αναφέρονται στο νευρικό σύστημα.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων χρήσεων, συστήνεται να περιορίσετε τη θεραπεία με συνεδρίες μάζιμουμ 10 λεπτών, και να φοράτε κάτι λεπτό ή να ξαπλώσετε πάνω σε ένα λεπτό ύφασμα στο χαλάκι, για να ελέγξετε το επίπεδο της ανοχής σας στη διέγερση των άκρων και την αντίδραση του σώματος σας στη θεραπεία, δίνοντας στο σώμα σας το χρόνο που χρειάζεται να προσαρμοστεί στη διέγερση.

Η χρήση αυτού του προϊόντος δε συστήνεται σε περίπτωση εγκυμοσύνης και γενικά σε περιπτώσεις τραυματισμών ή ερεθισμών του δέρματος, όπως εγκαύματα από τον ήλιο, φλεγμονή, δερματίτιδα, έκζεμα, ψωρίαση, ανοιχτά τραύματα, χρόνιες παθήσεις όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα, θρομβοφιλία, ή ιατρικές καταστάσεις που απαιτούν χρήση φαρμάκων για την αραίωση του αίματος, προβλήματα αιμορραγίας (αιμοροφιλία) ή καταστάσεις που απαιτούν τη χρήση αντιπηκτικών όπως βαρφαρίνη (Warfarin), ενοξαπαρίνη και χεπαρίνη (ακόμη και μόνο για τον κίνδυνο αιμορραγίας ή μωλωπών), οποιαδήποτε καρδιακή νόσο ή πάθηση, χαμηλή πίεση, οποιαδήποτε υπερευαισθησία του δέρματος.

**Για οποιοδήποτε λόγο, η Berer διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να βελτιώνει το προϊόν χωρίς ενημέρωση.**

## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αγαπητέ/ή πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση που το προϊόν που διαθέτετε απαιτεί service βάσει εγγύησης, επικοινωνήστε με το κεντρικό service μας.

**Για την αποφυγή της άσκοπης αναστάτωσης, σας συμβουλευόμαστε να διαβάσετε προσεκτικά τα εγχειρίδια χρήστη πριν να επικοινωνήσετε με το service μας.**

Τα προϊόντα καλύπτονται με εγγύηση έναντι οποιοδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος για 2 χρόνια από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό λόγω ακαταλληλότητας υλικού ή ποιότητας εργασίας, το κεντρικό service θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει (κατά την αποκλειστική του κρίση) το προϊόν βάσει των ορίων και συνθηκών που ορίζονται πιο κάτω, χωρίς χρέωση για την εργασία και τα ανταλλακτικά:

1. Η εγγύηση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευαστικής εταιρείας.

1. Η εγγύηση παρέχεται μόνο με την προσκόμιση του προϊόντος μαζί με το αρχικό τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς, όπου θα δηλώνεται η ημερομηνία αγοράς και ο τύπος του προϊόντος.

2. Η εγγύηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση :

Ζημίας που προκαλείται λόγω κακής χρήσης συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη χρήσης του προϊόντος για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήστη που αφορούν τη σωστή χρήση και συντήρηση, καθώς και της εγκατάστασης ή χρήσης του προϊόντος χωρίς να τηρούνται τα πρότυπα ασφαλείας στη χώρα που χρησιμοποιείται.

Ζημίας που προκαλείται λόγω ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κεραυνού, ύδατος, πυρός, κατάχρησης ή αμέλειας.

Μετατροπής, παραμόρφωσης, μη δυνατότητας ανάγνωσης ή αφαίρεσης του μοντέλου ή του σειριακού αριθμού από το προϊόν. Ζημίας που προκαλείται από επιδιορθώσεις ή ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή εταιρείες service.

Ελαττωμάτων σε οποιοδήποτε σύστημα με το οποίο έχει εννοποιηθεί ή χρησιμοποιείται το προϊόν.

Επικοινωνήστε με τον επισήμο διανομέα της Berer στην χώρα σας ή με το τμήμα υποστηρίξης της Berer στο e-mail [assisten-za@berer.com](mailto:assisten-za@berer.com)

Το οποίο θα προωθησει το αίτημα σας στον επισήμο διανομέα της Berer της χώρας σας.

### **Sfaturi pentru utilizare**

Prima utilizare pe o nouă zonă a corpului poate cauza o senzație de disconfort, însă în timp corpul se va acomoda iar senzația neplăcută va dispărea.

Eficacitatea masajului depinde mult de zona tratată: unele zone ale corpului pot necesita doar câteva minute de tratament, în timp ce altele, precum zona spatelui, pot necesita sesiuni mai lungi pentru a obține beneficiile dorite. Când se tratează o nouă zonă a corpului, puteți să reglați intensitatea masajului variind greutatea corporală: de exemplu, prima dată când utilizați covorașul pentru picioare, e posibil să vă așezați pe canapea pentru a reduce presiunea asupra tălpii piciorului.

Este recomandat să folosiți covorașul de cel puțin 3 ori pe săptămână, pentru 15-20 minute; frecvența și durata tratamentului poate varia în funcție de zona corpului de tratat și de nevoile personale. Nu îl folosiți pe un plan înclinat și nu vă mișcați excesiv respectiv nu vă rostogoliți corpul pe covoraș în timpul utilizării.

Îndată ce tratamentul este gata, este recomandat să efectuați niște exerciții ușoare pentru recuperarea treptată a tonusului muscular și circulației.

Pentru obținerea beneficiului maxim, covorașul trebuie utilizat pe piele goală; oarecum, sensibilitatea la durere cauzată de presopuncătura pielii variază de la individ la individ, și poate fi accentuată de anumite stări psihofizice, de exemplu consum de medicamente, ori în cazul unor afecțiuni medicale specifice care țin de sistemul nervos.

În timpul primelor utilizări, este recomandat să limitați tratamentul la sesiuni de maxim 10 minute, și să purtați un top subțire ori să întindeți un prosop ușor pe covoraș, să vă verificați nivelul de toleranță la stimularea vârfulor și reacția corpului dvs la tratament, oferind corpului timp să se adapteze la stimulare.

Utilizarea acestui covoraș nu este recomandată în caz de sarcină și/sau în general în caz de leziuni ori iritații ale pielii, cum ar fi arsurile solare, inflamații, dermatită, eczemă, psoriasis, ori răni deschise; boli cronice precum artrita reumatoidă, tromboflebită, ori afecțiuni medicale care necesită medicamente pentru subțierea sângelui; probleme de sângerare (haemophilia) ori condiții care necesită utilizarea anticoagulantelor precum warfarină (Waran), enoxaparina și heparina (chiar și doar pentru riscul de sângerare a pielii sau vânătaii); orice boală sau afecțiune a inimii; tensiune arterială scăzută; hipersensibilitate a pielii de orice fel.

**În scopul îmbunătățirii perspectivei Beper își rezervă dreptul de a modifica produsul în cauză fără notificare sau reconstruire.**

### **CERTIFICAT DE GARANȚIE**

Acest aparat a fost verificat în fabrică. De la data achiziționării originale se aplică o garanție de 24 luni la material și defecte de producție. Bonul fiscal trebuie predat împreună cu certificatul de garanție în cazul unei reclamații.

**Garanția este valabilă numai cu un certificat de garanție și bon fiscal pe care apare data achiziționării și modelul aparatului.**

Pentru orice asistență tehnică, vă rugăm contactați direct vânzătorul sau sediul nostru central pentru a păstra eficiența aparatului și pentru a NU anula garanția.

### **CONDIȚII DE GARANȚIE**

Dacă aparatul prezintă defecțiuni ale materialelor defecte și/sau producție în timpul perioadei de garanție, noi vă garantăm reparația gratuită în condițiile în care:

- Aparatul a fost folosit corespunzător și conform scopului pentru care a fost creat.
- Aparatul nu a fost modificat.
- Bonul fiscal trebuie prezentat.

- Uzura normală și excesivă nu face obiectul garanției.

De aceea orice parte care ar putea fi ruptă accidental sau prezintă semne vizibile de uzură la produsele consumabile (precum la lămpi, baterii, elemente de încălzire ...) părțile estetice sunt excluse din garanție și orice defect rezultat din nerespectarea regulilor privind utilizarea, neglijența în folosire și/sau întreținerea aparatului, nepăsare, greșeală sau instalare improprie, deteriorare în timpul transportului și orice altă deteriorare neatribuibile pentru furnizor.

Pentru orice defecțiune care nu poate fi reparată în perioada de garanție, aparatul va fi înlocuit gratuit. În orice caz, dacă partea care trebuie înlocuită din cauza defecțiunilor, ruperii sau funcționării eronate este un accesoriu și/sau o parte detașabilă a produsului, Beper își rezervă dreptul de a înlocui numai partea defectată și nu întreg produsul.

Chiar și după expirarea garanției acordăm întotdeauna atenție reparațiilor aparatelor defectate. Pentru suport tehnic și/sau reparații după perioada de garanție ne puteți contacta direct la adresa de mai jos:

Contactați distribuitorul din țara dvs. Sau departamentul de vânzări Beper.

E-mail [assistenza@beper.com](mailto:assistenza@beper.com) care va trimite mai departe ancheta la distribuitorul dvs.



## Tipy pro použití

První použití na nové části těla může vyvolat nepříjemný pocit, ale ten časem zmizí, tělo se přizpůsobí.

Účinnost masáže hodně závisí na ošetřované oblasti: některé oblasti těla mohou vyžadovat jen několikaminutové ošetření, zatímco jiné, například oblast zad, mohou vyžadovat delší sezení, aby se dosáhlo požadovaných účinků. Při ošetřování nové oblasti těla je možné regulovat intenzitu masáže změnou tělesné hmotnosti: například při prvním použití podložky na chodidla je možné si sednout na pohovku, aby se snížil tlak na chodidla.

Masážní podložku je vhodné používat alespoň 3krát týdně po dobu 15-20 minut; četnost a délka ošetření se může lišit v závislosti na ošetřované oblasti těla a na osobních potřebách. Nepoužívejte podložku na nakloněné rovině a během používání se na podložce nadměrně nepohybujte ani neotáčejte tělem.

Po ukončení ošetření se doporučuje provést lehké cvičení, aby se postupně obnovil svalový tonus a krevní oběh.

Pro dosažení maximálního přínosu je třeba podložku používat na holé kůži; citlivost na bolest způsobenou aku-tlakem na kůži se však u každého jedince liší a může být zvýrazněna určitými psychofyzickými stavy, např. konzumací drog a léků, nebo v případě specifických zdravotních potíží, které se týkají nervového systému.

Při prvních použitích je proto vhodné omezit ošetření jednoho sezení na délku maximálně 10 minut a obléci si tenký svršek nebo položit na podložku lehkou látku, abyste si ověřili míru tolerance stimulace hrotů a reakci svého těla na léčbu a poskytlí tak tělu čas potřebný k adaptaci na stimulaci.

Používání této podložky se nedoporučuje v těhotenství a/nebo obecně v případech poranění nebo podráždění kůže, jako jsou popáleniny od slunce, záněty, dermatitidy, ekzémy, lupénka nebo otevřené rány; chronických onemocnění, jako je revmatoidní artritida, tromboflebitida nebo zdravotní stavy, které vyžadují užívání léků na ředění krve; problémy s krvácením (hemofilie) nebo stavy, které vyžadují užívání antikoagulancií, jako je warfarin (Waran), enoxaparin a heparin (i jen kvůli riziku kožního krvácení nebo modřin); jakékoli srdeční onemocnění nebo stav; nízký krevní tlak; jakákoli přecitlivělost kůže.

**Společnost Beper si vyhrazuje právo na změnu nebo vylepšení produktu bez předchozího upozornění.**

## OBECNÉ PODMÍNKY ZÁRUKY

Tento spotřebič byl zkontrolován v továrně. Od data původního nákupu se na materiálové a výrobní vady vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data nabytí spotřebiče koupí, jak je uvedeno na záručním listu (popř. účtence) nebo faktuře a potvrzeném razítkem prodejce. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Záruka je platná pouze se záručním listem nebo s dokladem o koupi (daňový doklad) s uvedením data nákupu a modelu spotřebiče. Pokud potřebujete technickou pomoc, obraťte se na prodejce nebo na naše ústředí, aby se zachovala efektivita zařízení a aby se záruka nezrušila. Jakékoli zásahy na tomto zařízení neoprávněnými osobami automaticky ruší záruku.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pokud se na zařízení během záruční doby projeví vady v důsledku vadného materiálu a / nebo výroby, garantujeme bezplatnou opravu za předpokladu, že:

- Spotřebič byl používán správně a pro účel, pro který byl určen.
- Zařízení nebylo poškozeno a bylo pravidelně a správně udržováno.
- Byl předložen doklad o koupi.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.

Za obvyklé používání v tomto smyslu firma BEPER považuje zejména, pokud výrobek:

Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou BEPER je pro spotřebitele závazný.

Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.

Je používán v čistém, bezpečném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.

Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.

Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv).

Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.

Je používán s doporučeným čistým neopotebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma BEPER nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.

Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.

Záruka se nevztahuje na žádnou část, která by mohla být náhodně rozbitá nebo měla viditelné známky použití v spotřebních výrobcích (jako jsou lampy, baterie, topné články a podobně), a jakákoliv závada způsobená nedodržením pravidel z neznalosti při používání a / nebo údržbě spotřebiče, nedbalosti, nesprávném použití nebo nesprávné instalaci, poškozením při přepravě a jakýchkoliv jiných škod, které nelze dodavateli přičíst.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, vyhrazuje si společnost Beper právo řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné.

Kontaktujte distributora ve vaší zemi případně kontaktujte prodejní oddělení beper, e-mail [assistenza@beper.com](mailto:assistenza@beper.com), který předá váš požadavek na lokálního distributora.

### Tips voor gebruik

Het eerste gebruik op een nieuwe lichaamszone kan een gevoel van ongemak veroorzaken, maar na verloop van tijd zal het lichaam zich aanpassen en zal het onaangename gevoel verdwijnen.

De doeltreffendheid van de behandeling hangt sterk af van het behandelde gebied: sommige lichaamszones hebben slechts een behandeling van enkele minuten nodig, terwijl andere, zoals de rug, langere sessies nodig kunnen hebben om het gewenste resultaat te bereiken. Bij de behandeling van een nieuw lichaamsdeel is het mogelijk de intensiteit van de acu-druk aan te passen door het lichaamsgewicht te laten variëren: de eerste keer dat de mat op de voeten wordt gebruikt, is het bijvoorbeeld mogelijk om op de bank te gaan zitten om de druk op de voetzolen te verminderen.

Het is raadzaam de mat ten minste 3 keer per week te gebruiken, gedurende 15-20 minuten; de frequentie en de duur van de behandeling kunnen variëren, afhankelijk van het te behandelen lichaamsdeel en de persoonlijke behoeften.

Niet gebruiken op een hellend vlak en niet overmatig bewegen of uw lichaam rollen/bewegen op de mat tijdens het gebruik.

Na de behandeling is het raadzaam wat lichte oefeningen te doen om de spierspanning en de bloedsomloop geleidelijk te herstellen.

Om maximaal voordeel te behalen, moet de mat op de blote huid worden gebruikt; de gevoeligheid voor de pijn veroorzaakt door de acu-druk van de huid varieert echter van individu tot individu en kan worden geaccentueerd door bepaalde psychofysische omstandigheden, bijv. drugs- en medicijngebruik, of in geval van specifieke medische aandoeningen die betrekking hebben op het zenuwstelsel.

Bij het eerste gebruik is het dus raadzaam de behandeling te beperken tot sessies van max. 10 minuten, en een dun topje te dragen of een lichte (hand)doek op de mat te leggen, om uw tolerantieniveau van de stimulatie van de punten en de reactie van uw lichaam op de behandeling te ontdekken, zodat het lichaam de tijd krijgt om zich aan te passen aan deze stimulatie / behandeling .

Het gebruik van deze mat wordt afgeraden in geval van zwangerschap en/of in het algemeen bij verwondingen of irritaties van de huid, zoals brandwonden door de zon, ontstekingen, dermatitis, eczeem, psoriasis of open wonden; chronische ziekten zoals reumatoïde artritis, tromboflebitis, of medische aandoeningen waarvoor bloedverdunders moeten worden gebruikt; bloedingproblemen (hemofilie) of aandoeningen die het gebruik vereisen van bloed antistollingsmiddelen zoals warfarine (Waran), enoxaparine en heparine (zelfs alleen voor het risico van huidbloedingen of blauwe plekken); een hartziekte of aandoening; lage bloeddruk; overgevoeligheid van de huid van welke aard dan ook.

**Om eventuele verbeteringsredenen behoudt Beper zich het recht voor om het product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren.**

### GARANTIECERTIFICAAT

Dit apparaat is in de fabriek gecontroleerd. Vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop geldt een garantie van 24 maanden op materiaal- en productiefouten. Het aankoopbewijs en het garantiebewijs moeten samen worden toegezonden in geval van een aanspraak op de garantie.

**De garantie is alleen geldig met een garantiecertificaat en een aankoopbewijs (fiscaal ontvangstbewijs) met vermelding van de aankoopdatum en het model van het apparaat.**

Neem voor technische assistentie rechtstreeks contact op met de verkoper of ons hoofdkantoor ten einde de efficiëntie van het apparaat te waarborgen en ervoor te zorgen dat de garantie NIET ongeldig wordt. Elke ingreep aan dit apparaat door niet-geautoriseerde personen maakt de garantie automatisch ongeldig.

### GARANTIEVOORWAARDEN

Als het apparaat tijdens de garantieperiode gebreken vertoont als gevolg van defecte materialen en/ of productiefouten garanderen wij gratis reparatie op voorwaarde dat:

- Het apparaat correct is gebruikt voor het doel waarvoor het is bedoeld.
- Er niet aan het apparaat is geknoeid omdat het anders niet te onderhouden is.
- Het aankoopbewijs kan worden getoond.
- Normale slijtage aan het apparaat niet onder deze garantie valt.

Daarom zijn alle onderdelen die per ongeluk kapot kunnen gaan, die zichtbare tekenen van gebruik met betrekking tot verbruiksartikelen kunnen vertonen (zoals lampen, batterijen, verwarmingselementen, ...) en esthetische onderdelen uitgesloten van garantie, alsook elk defect ten gevolge van niet-naleving van de regels voor gebruik, nalatigheid van gebruik en/ of onderhoud van het apparaat, onzorgvuldigheid, verkeerde of onjuiste installatie, schade tijdens transport, en alle andere schades die de leveranci er niet aan te rekenen zijn.

Voor elk defect dat niet binnen de garantieperiode kan worden gerepareerd, wordt het apparaat gratis vervangen.

Als het in verband met een defect, breuk of storing te vervangen onderdeel een accessoire en/ of een afneembaar onderdeel van het product betreft, behoudt Beper zich het recht voor om alleen het betreffende onderdeel te vervangen en niet het volledige product.

Neem contact op met de distributeur in uw land of de after sales-afdeling van Beper.

E-mail [assistenza@beper.com](mailto:assistenza@beper.com) en we zorgen ervoor dat uw bericht bij uw distributeur terecht komt.

## Lietošanas padomi

Pirmajā lietošanas reizē uz jaunās ķermeņa zonas var rasties diskomforta sajūta, taču ar laiku ķermenis pielāgosies un nepatīkamā sajūta pāries.

Masāžas efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no apstrādājamās zonas: dažām ķermeņa zonām var būt nepieciešama tikai dažu minūšu apstrāde, savukārt citām, piemēram, muguras zonai, var būt nepieciešamas ilgākas sesijas, lai sasniegtu vēlamos rezultātus. Apstrādājot jaunu ķermeņa zonu, masāžas intensitāti iespējams regulēt, mainot ķermeņa svaru: piemēram, pirmo reizi izmantojot paklājiņu zem kājām, var apsēsties uz dīvāna, lai samazinātu spiedienu uz pēdu zolēm.

Paklājiņu vēlams lietot vismaz 3 reizes nedēļā, 15-20 minūtes; ārstēšanas biežums un ilgums var atšķirties atkarībā no ārstējamās ķermeņa zonas un personīgajām vajadzībām. Neizmantojiet to uz slīpas virsmas un lietošanas laikā pārmērīgi nekustieties un nezvalstiet ķermeni uz paklāja.

Kad ārstēšana ir pabeigta, ir ieteicams veikt nelielu vingrinājumu, lai pakāpeniski atjaunotu muskuļu tonusu un asinsriti.

Lai sasniegtu maksimālu labumu, paklājīnš jālieto uz plikas ādas; tomēr jutīgums pret sāpēm, ko izraisa ādas punktu masāža, ka-tram indivīdam atšķiras, un to var pastiprināt noteikti psihofiziskie apstākļi, piem., narkotiku un medikamentu lietošana vai specifisku medicīnisku stāvokļu gadījumā, kas attiecas uz nervu sistēmu.

Tāpēc pirmajās lietošanas reizēs ir ieteicams ierobežot ārstēšanu ar sesijām, kas nepārsniedz maksimālo, 10 minūtes, kā arī uzvilkt plānu topu vai uz paklāja uzklāt vieglu drānu, lai pārbaudītu savu tolerances līmeni pret vieglas pieskaršanās stimulāciju un ķermeņa reakciju uz ārstēšanu, dodot ķermenim laiku pielāgoties stimulēšanai.

Šī paklājiņa lietošana nav ieteicama grūtniecības gadījumā un/vai parasti ādas traumu vai kairinājumu, piemēram, saules apdegumu, iekaisuma, dermatīta, ekzēmas, psoriāzes vai vaļēju brūču gadījumā; hronisku slimību, piemēram, reimatoīdais artrīts, tromboflebīts vai medicīnisku stāvokļu, kuru dēļ nepieciešama asins retināšanas zāļu lietošana; asiņošanas problēmas (hemofīlija) vai stāvokļu, kuros nepieciešams lietot antikoagulantus, piemēram, varfarīnu (Waran), enoksaparīnu un heparīnu (pat tikai ādas asiņošanas vai zilumu riska dēļ); jebkuras sirds slimības vai stāvokļa; zema asinsspiediena; jebkura veida ādas paaugstinātas jutības gadījumā.

## Jebkura uzlabojuma dēļ beper patur tiesības modificēt vai uzlabot produktu bez iepriekšēja brīdinājuma

### GARANTIJAS SERTIFIKĀTS

Šī ierīce ir pārbaudīta rūpnīcā. Sākot no sākotnējā pirkuma, materiāla un ražošanas defektiem tiek piemērota 24 mēnešu garan-tija. Pirkuma kvīts un garantijas sertifikāts jāiesniedz kopā, ja tiek pieprasīta garantija.

**Garantija ir derīga tikai ar garantijas sertifikātu un pirkuma apliecinājumu (fiskālo kvīti), kurā norādīts pirkuma datums un ierīces modelis**

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, lūdzu, tieši sazinieties ar pārdevēju vai mūsu galveno biroju, lai saglabātu ierīces efektivitāti un NEVAJADZĒTU anulēt garantiju. Jebkura neatļautu personu iejaukšanās šajā ierīcē automātiski anulē garantiju.

### GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Ja garantijas laikā ierīcei ir defekti kļūdaina materiāla un / vai ražošanas rezultātā, mēs garantējam remontu bez maksas ar nosacījumu, ka:

- Ierīce ir izmantota pareizi un tam paredzētajam mērķim.
- Ierīce nav sagrozīta, pretējā gadījumā to nevar uzturēt.
- jāuzrāda pirkuma kvīts.
- Šī garantija neattiecas uz ierīci, kurai ir pienācīgs nodilums.

Tāpēc visām detaļām, kuras var netaisni saplīst vai kurām ir redzamas lietošanas pazīmes patērējamiem izstrādājumiem (piemēram, lampām, akumulatoriem, sildelementiem...), estētiskās daļas tiek izslēgtas no garantijas, un visiem defektiem, kas rodas noteikumu neievērošanas dēļ par lietošanu, neuzmanīgu ierīces lietošanu un / vai apkopi, neuzmanību, nepareizu vai nepareizu uzstādīšanu, bojājumiem pārvadāšanas laikā un citiem bojājumiem, kas nav saistīti ar piegādātāju.

Par katru defektu, kuru garantijas laikā nevar izlabot, ierīci nomainīs bez maksas.

Jebkurā gadījumā, ja detaļa, kas jāmaina defekta, salūšanas vai nepareizas darbības dēļ, ir papildierīce un / vai noņemama izstrādājuma daļa, Beper patur tiesības nomainīt tikai konkrēto daļu, nevis visu izstrādājumu.

Sazinieties ar pārdevēju jūsu valstī vai pārdošanas departamenta Beperi.

E-pasts [assistenza@beper.com](mailto:assistenza@beper.com) kuri pārsūtīs jūsu iesniegumu jūsu izplatītājam.

## BEPER SRL

Via Salieri, 30 - 37050 - Vallese di Oppeano - Verona

Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

[beper.com](http://beper.com)



## CUSTOMER CARE BEPER

