



Iba stručná príručka pre ponožku Dream Sock

Na úvodné nastavenie použite aplikáciu

Zákaznícky servis Owlet Baby Care

Bezplatná linka: +1 (844) 334-5330

E-mail: contact@owletcare.com

<https://support.owletcare.com/hc/en-us>

Dátum vydania: 22. 1. 2024

QRG-19.0316 Rev 3



VAROVANIE! Prístroj a príslušenstvo vždy uchováajte mimo dosahu detí. Malé časti vrátane snímača a káblov predstavujú potenciálne nebezpečenstvo udusenía. **Umiestnite základňu aspoň 1 meter od postieľky, pretože kábel môže predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia.**



VAROVANIE! Aplikácia pre mobilné zariadenia nie je určená ako primárny zdroj upozornení. Primárnym zdrojom upozornení je základňa. Základňu majte vždy v dosahu sluchu. Zabezpečte, aby ste základňu počuli napriek zvukom okolia (napríklad: hluk strojov alebo televízorov). Uistite sa, že základňa nie je zakrytá, pretože by to mohlo stlmiť zvuku alarmu.



SPRÁVNE POUŽÍVANIE NAŠICH PRODUKTOV A STAROSTLIVOSŤ O VAŠE DIEŤA VYŽADUJE, ABY STE: OKAMŽITE REAGOVALI, KEĎ DOSTANETE UPOZORNENIE.



VAROVANIE! PONOŽKA OWLET DREAM SOCK NIE JE NÁHRADOU ZA DOHĽAD DOSPELÝCH, DOBRÉ RODIČOVSKÉ POSTUPY ANI POSTUPY BEZPEČNÉHO SPÁNKU.



Ponožka Dream Sock nie je určená na použitie u detí/dojčiat so zdravotnými problémami. Ak má dieťa zdravotné problémy, poraďte sa so svojim lekárom, aby ste zistili, či je ponožka Owlet Dream Sock pre vaše dieťa vhodná.



Ponožka Owlet Dream Sock so zdravotnými upozorneniami je určená len pre deti vo veku od 0 do 18 mesiacov s hmotnosťou 2,5 kg - 13,6 kg,

Začíname

Stiahnite si aplikáciu



Na nastavenie novej ponožky Dream Sock použijete vašu novú aplikáciu Owlet Dream.

Po stiahnutí postupujte podľa krokov nastavenia v aplikácii, aplikácia vás bude sprevádzať cez:

- ✓ Vytvorenie účtu
- ✓ Potvrdenie účtu
- ✓ Nastavenie zariadenia
- ✓ Pripájanie k sieti Wi-Fi
- ✓ Registrácia základne
- ✓ Párovanie ponožky
- ✓ Vytvorenie profilu dieťaťa
- ✓ Čo sa musíte naučiť

Je ponožka Owlet Dream Sock vhodná pre vás a vaše dieťa?

0-18 mesiacov

2,5 kg - 13,6 kg

- Na použitie u detí vo veku od **0 do 18 mesiacov** s hmotnosťou **2,5 kg až 13,6 kg**.
- Nie je náhradou za dohľad opatrovateľa.

Prehľad pomôcky

Ponožka drží senzor na nôžke dieťaťa. Senzor zhromažďuje údaje dieťaťa a odosiela ich do základne, ktorá ich odošle do vášho inteligentného zariadenia.



Veľkosť ponožky 1 a 2

pravá a ľavá ponožka pre každú veľkosť



Senzor ponožky



Základňa



USB napájací kábel a zástrčka



Nabíjačka



Sprievodca rýchlym spustením



Aplikácia Dream

Veľkosť, priliehavosť a umiestnenie ponožiek


Pre správny výkon ponožiek Dream Sock je nevyhnutá ich správna veľkosť, priliehavosť a umiestnenie.

1. Vyberte ponožku zo základne

Keď ponožku vyberiete z nabíjacieho portu, základňa začne blikať nazeleno, čo znamená, že ponožka hľadá údaje dieťaťa. Je čas nasadiť ponožku dieťaťu na nohu.

2. Vyberte si z 2 veľkostí ponožiek

Každá škatuľa obsahuje 4 ponožky - 2 veľkosti pre ľavú aj pravú nohu. Pomocou nižšie uvedeného sprievodcu vyberte počiatočnú veľkosť ponožky podľa hmotnosti. Potom zmeňte veľkosť ponožiek na základe skutočnej veľkosti.



UPOZORNENIE.

Pravidelne kontrolujte, či ponožka dobre sedí. Skutočná veľkosť nohy dieťaťa sa môže líšiť od uvedených pokynov a deti rýchlo rastú. Prestaňte systém používať, keď vaše dieťa dosiahne hmotnosť **13,6 kg** alebo prerastie najväčšiu ponožku.

3. Vložte senzor (ak ešte nie je vložený)

Pripojte senzor k ponožke tak, že zarovnáte zárez na senzore so zárezom na ponožke. Natiahnite otvor v ponožke cez senzor.



4. Umiestnenie ponožky

Umiestnite ponožku na zodpovedajúce chodidlo (ľavé/pravé) tak, aby bol zárez na vonkajšej strane chodidla za malíčkom. Ponožka sa NESMIE dotýkať palcov na nohách. Slovo „TOP“ sa musí nachádzať na hornej časti chodidla v blízkosti palcov, nie na členku.



UPOZORNENIE.

Pri zapínaní nenaťahujte popruhy. Natiahnutie popruhov povedie k nadmernému utiahnutiu a zvýšenému riziku vzniku červených škvrín alebo podráždenia pokožky.

5. Overte priliehavosť a umiestnenie ponožiek




VAROVANIE.

Nesprávna veľkosť ponožky a nesprávna starostlivosť o ponožku môžu viesť k poraneniu pokožky.

Priradte ponožku k správnej nohe

Uistite sa, že používate ľavú ponožku pre ľavú nohu a pravú ponožku pre pravú nohu. Každá ponožka je označená nápisom „Right“ (Pravá) alebo „Left“ (Ľavá).



Skontrolujte, že označenie pravá/ľavá ponožka zodpovedá správnej nohe.

Chráňte citlivé časti


- Uistite sa, že drsná časť upevňovacieho popruhu sa nedotýka pokožky.
- Ponožka nesmie presahovať cez palec.



Skontrolujte veľkosť ponožky

Ponožka je príliš malá

Ak niektorý popruh prirodzene nedosiahne zapínanie, skúste väčšiu veľkosť ponožky. Popruhy NENAŤAHUJTE a ponožku príliš tesne neuťahujte, mohlo by byť pre dieťa nepríjemné.



Ponožka je príliš veľká

Ak niektorý z popruhov presahuje zapínanie, vyskúšajte menšiu veľkosť ponožky. Ponožka a popruhy musia priliehať k nohe.



Skontrolujte

Skontrolujte, či sú popruhy správne utiahnuté. Príliš ich NENAŤAHUJTE. Popruhy musia priliehať k pokožke, nesmú sa však do pokožky zarezávať. Pri zapínaní popruhy nenaťahujte- vedie to k ich nadmernému utiahnutiu.

6. Skontrolujte základňu

Skontrolujte základňu, keď má dieťa natiiahnutú ponožku. Keď základňa jemne pulzuje nazeleno, znamená to, že údajne dieťaťa sa zachytávajú a sú normálne.

Predchádzanie červeným škvrnám a podráždeniu pokožky

Nesprávne používanie ponožky môže spôsobiť nepohodlie, čo môže viesť k vzniku červených škvŕn, otlakov alebo pluzgierov na chodidle dieťaťa.

Predchádzanie

- Vyberte správnu veľkosť ponožky pre dieťa.
- Nenášajte na pokožku pod ponožkou krémy alebo púdre. Udržujte pokožku čistú a suchú.
- Uistite sa, že ponožka je správne umiestnená a nastavená.
- Počas prvého týždňa používania a po zmene veľkosti ponožky kontrolujte pokožku každé 4 hodiny. Dočasné stopy po kontakte s ponožkou sú normálne, ak zmiznú do 8 hodín.
- Nohy striedajte aspoň každých 8 hodín.
- Ponožku a senzor perte v rukách každé 2 týždne, alebo keď sú špinavé. Pred použitím úplne vysušte.
- Pri každom použití ponožky skontrolujte, či nie sú chodidlá dieťaťa podráždené. NEAPLIKUJTE na nohu s podráždenou pokožkou.

Čo robiť, ak je pokožka podráždená?

- Prestaňte natahovať ponožku na postihnuté chodidlo a kým podráždenie úplne nevymizne, dávajte ju iba na nepostihnuté chodidlo.
- Ak podráždenie nezmizne do 8 hodín, kontaktujte svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zistíte, či by ste mali začať používať záložný pulzný oxymeter.
- Kontaktujte zákaznícku podporu Owlet a požiadajte o individuálnu pomoc, ako sa vyhnúť červeným škvrnám.
- Každé 4 hodiny skontrolujte pokožku pod ponožkou na nepostihnutej nohe, aby ste sa uistili, že sa podráždenie neopakuje.
- Ak sa na oboch nohách objaví podráždenie, prestaňte pomôcku používať a poraďte sa s lekárom. Opätovné natiehanie ponožky na podráždenú pokožku môže spôsobiť ešte väčšie poranenie.



Čistenie ponožky



Starostlivosť o textilnú ponožku, senzor a základňu zabezpečí, že ponožka Dream vydrží dlhšie a bude pre dieťa pohodlnejšia. Odporúčame prať ponožku a umývať senzor aspoň každé dva týždne a základňu aspoň každých 30 dní. Možno ich budete musieť čistiť častejšie, ak sa zašpinia alebo zaprášia.

Pozrite si časť 8 používateľskej príručky: Čistenie, kde nájdete podrobné pokyny na čistenie.

Kde nájsť miesto pre základňu

Po nastavení aplikácie bude potrebné nájsť ideálne miesto pre základňu vo vašej domácnosti. Umiestnenie základne v domácnosti je nevyhnutné pre jej správny výkon a bezpečnosť. Pomocou nižšie uvedeného sprievodcu nájdite to najlepšie miesto pre základňu.

Umiestnenie základne

- Závisí to od vášho domova, detská izba však NEMUSÍ byť tým najlepším miestom. Možno budete musieť základňu počas dňa presúvať, aby ste ju vždy počuli.
- Základňa je hlavným zdrojom všetkých upozornení, zvukových aj vizuálnych. Musí byť umiestnená tak, aby opatrovateľ počul upozornenia aj napriek iným zvukom okolia aj cez rušivé prvky. V prípade potreby ju počas dňa premiestnite.
- Základňa však musí byť umiestnená tak, aby počas upozornení prebudila opatrovateľov. V tmavších miestnostiach sa svetlá základne automaticky stlmia.
- Základňa musí byť v dosahu vašej domácej siete Wi-Fi.
- Vo väčšine prípadov stačí, aby senzor a základňa boli v rovnakom dome 30 m od seba, aby mohli navzájom komunikovať. Veľkosť a usporiadanie domu však môžu ovplyvniť silu signálu, čo si vyžaduje, aby bola základňa umiestnená bližšie k senzoru.

Udržujte základňu a kábel mimo postieľky a mimo dosahu dieťaťa, aby ste znížili riziko uškrtenia káblom.



UPOZORNENIE.

NEUMIESTŇUJTE základňu do žiadnej polohy, v ktorej by mohlo hroziť, že spadne na dieťa. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Indikátor dosahu Bluetooth (v aplikácii)

- Označuje kvalitu pripojenia senzora Bluetooth k základni.
- Ak chcete zlepšiť pripojenie snímača, presuňte základňu bližšie k dieťaťu.

Oporúčané



Dobre




OK



Slabé



Odpojené



Keď sa pomôcka nepoužíva - vypnite monitorovanie a nabite senzor




Umiestnite senzor na základňu, aby sa prestala pomôcka používať a nabil sa senzor. Tým sa tiež vypnú všetky upozornenia, kým sa senzor neodstráni zo základne.

Základňa bude počas nabíjania senzora pulzovať nabiele a po úplnom nabití senzora sa zmení na bielu. Senzor sa plne nabije za 90 minút a na 8 hodín používania sa nabije za 20 minút.

Prípadne stlačte a podržte základňu, kým nezačujete cvrlikanie a nezhasne svetlo (monitorovanie je vypnuté). Neozvú sa žiadne upozornenia, aj keď je senzor na dieťati. Rýchlym klepnutím sa základňa znova zapne a obnoví sa monitorovanie.



Alebo použite prepínač Base (Základňa) v aplikácii.



Režim obnovenia

Keď je základňa vypnutá, monitorovacia relácia sa začne automaticky po 20 minútach, ak sa zaznamenajú 4 minúty po sebe idúcich meraní.

Režim obnovenia je možné deaktivovať pomocou ovládacieho centra Sock na domovskej obrazovke aplikácie a automaticky sa aktivuje, keď začne ďalšia relácia Sock.

Ak nie je možné zapnúť režim obnovenia, odošle sa push notifikácia.

Indikátor základne	Stav	Význam (stav upozornenia)	Čo je potrebné urobiť
 Blikajúca červená Vysoká priorita	Nízka pulzová frekvencia	Pulz pod 50 úderov/min.	Okamžite skontrolujte dieťa a zistite, či je v poriadku. Skontrolujte dýchanie dieťaťa, farbu jeho pokožky (či je modré alebo bledé), aktivitu a bdelosť. Ak sa obávate, že vaše dieťa nie je v poriadku, vyhľadajte lekársku pomoc.
	Vysoká pulzová frekvencia	Pulz nad 220 úderov/min.	
	Nízka hladina kyslíka	Kyslík pod 80 %	
 Blikajúca žltá Stredná priorita	Ťažkosti pri získavaní údajov	Snímač môže byť nesprávne umiestnený a nedokáže poskytnúť platné údaje za posledných 90 sekúnd bez pohybu, ALEBO neboli zaznamenané žiadne údaje za 240 sekúnd a došlo k nadmernému pohybu.	Skontrolujte umiestnenie senzora a uistite sa, že sa dieťa nekrúti alebo sa nadmerne nepohybuje (t. j. hojdá sa alebo ho niekto nosí). Po zmene polohy senzora A keď sa dieťa prestane pohybovať, môže 10 až 20 sekúnd, kým toto upozornenie zmizne. Vypnite monitorovanie, kým sa pohyb nezastaví.
	Strata napájania	Základňa stratila napájanie a funguje zo záložnej batérie.	Skontrolujte pripojenia a obnovte napájanie alebo prestaňte pomôcku používať.
	Problém s pripojením	Senzor bol na 60 sekúnd odpojený od základne, pretože je mimo dosahu základne, stratil energiu alebo má interný problém.	Presuňte základňu bližšie k senzoru alebo sa uistite, že signál medzi nimi nie je ničím blokován. V aplikácii skontrolujte úroveň nabitia batérie senzora.
 Neprerušovaná modrá Nízka priorita	Slabá batéria senzora	Senzor má do vybitia batérie 50 minút alebo menej.	Čím skôr umiestnite senzor na nabíjačku.
 Blikajúce upozornenie levanduľovej farby	Spánkový asistent	Dieťa sa nadmerne pohybuje alebo sa už dlhší čas pohybuje.	Skontrolujte dieťa, možno bude potrebovať pomoc pri zaspávaní.

Indikátor základne	Význam (stav)
 Pulzujúca zelená	Senzor je pripojený k základni a prijíma údaje
 Rýchlo blikajúca zelená	Senzor získava počiatočné údaje alebo sa dieťa pohybuje. Počas nadmerného pohybu sa v aplikácii nezobrazia hodnoty.
 Nepreerušovaná biela	Nabíjanie senzora na základni je úplne nabité
 Pulzujúca biela	Senzor na základni sa nabíja
 Blikajúca biela	Nabíjanie senzora na základni nie je spárované so základňou
	Nabíjanie senzora na základni je spárované s inou základňou

Zdravotné upozornenia

Zobrazenie aktuálnych hodnôt pulzovej frekvencie a saturácie kyslíkom počas spánku, ako aj upozornenia, ak pulzová frekvencia alebo saturácia kyslíkom prekročia prednastavené rozsahy.

Rozsahy pulzovej frekvencie

Upozornenie sa spustí, keď je pulzová frekvencia dieťaťa:



220 úderov/min. a viac




50 úderov/min. a menej

Rozsahy saturácie kyslíkom

Upozornenie sa spustí, keď je saturácia kyslíka dieťaťa:



80 % a menej




Ako povoliť zdravotné upozornenia

Povoľte zdravotné upozornenia v nastaveniach pomôcky.

Povolenie zdravotných upozornení

Ak chcete zapnúť upozornenia týkajúce sa zdravia, prejdite z nastavení ponožky na kartu účtu.

Potom prepnite na Zdravotné upozornenia a dokončíte požadované lekcie. Pred ukončením školenia budete musieť otestovať zvuk červeného upozornenia.



Normálne rozsahy pre aktuálne hodnoty

Keď dostanete červené upozornenie, prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je skontrolovať dieťa a zistiť, či je v poriadku. Treba skontrolovať dýchanie dieťaťa, farbu jeho pokožky (je modré alebo bledé?), aktivitu a bdelosť. Ak máte obavy, že vaše dieťa nie je v poriadku, vyhľadajte lekársku pomoc.

Viac informácií o normálnych zdravotných údajoch nájdete v časti 7.2 v používateľskej príručke pre ponožku Dream Sock

Pulzová frekvencia

Po aktivácii zdravotných upozornení zobrazí aplikácia aktuálnu hodnotu pulzovej frekvencie dieťaťa. Je normálne, že dieťa má počas spánku nižšiu pulzovú frekvenciu ako v bdelom stave. Je tiež normálne, že počas relácie hodnoty dieťaťa kolíšu, pretože sa budí a zaspáva, prehadzuje sa a otáča alebo dokonca plače. Viac informácií nájdete na stránke [healthychildren.org](https://www.healthychildren.org). Ak máte akékoľvek obavy, navštívte svojho lekára.

Vek	Normálna spánková pulzová frekvencia	Normálna pulzná frekvencia prebúdania
0 - 3 mesiacov	90 - 160 úderov/min.	100 - 205 úderov/min.
4 - 12 mesiacov	90 - 160 úderov/min.	100 - 180 úderov/min.
12 - 18 mesiacov	80 - 120 úderov/min.	98 - 140 úderov/min.

Saturácia kyslíkom

Je normálne, že saturácia kyslíkom u dieťaťa počas spánku klesá a dokonca počas spánku kolíše v závislosti od rôznych polôh a stavov spánku. Normálna úroveň saturácie kyslíkom je nad 90 %, môže sa však stať, že hodnota u dieťa z času na čas klesne pod 90 %. Pri dlhotrvajúcich alebo častých nameraných hodnotách pod 90 % dieťa skontrolujte, možno sa budete musieť poradiť s lekárom.

Vek	Normálne Saturácia kyslíkom
0 mesiacov - 18 mesiacov	90 % - 100 %

Ak sa domnievate, že zdravotné upozornenie bolo odoslané omylom, mohlo to byť spôsobené jedným z nasledujúcich dôvodov:

- Umiestnenie ponožky
- Pohyb alebo plač
- Kŕmenie/grganie
- Studené nohy

Spríevodca riešením problémov

Na vyriešenie problémov súvisiacich s nastavením, pripojením a prevádzkou použite nasledujúcu príručku na riešenie problémov. Informácie o upozorneniach na riešenie problémov vrátane technických upozornení nájdete na predchádzajúcej strane.

Problém	Možné príčiny	Akcie
Počas nastavovania sa nezobrazuje Wi-Fi Owlet	Základňa nie je zapnutá	Zapojte základňu
	Už je pripojená k sieti Wi-Fi	Skontrolujte, či na spodnej strane základne svieti zelená kontrolka Wi-Fi. Ak áno, môžete tento krok preskočiť a pokračovať v nastavovaní účtu v aplikácii.
V aplikácii Owlet sa nezobrazuje vaše domáce Wi-Fi	Váš domáci router je 5,0 GHz (Owlet podporuje iba 2,4 GHz)	Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie pripojené k 2,4 GHz sieti (väčšina 5,0 GHz routerov podporuje aj 2,4 GHz)
Základňa sa nepripojí k vašej sieti Wi-Fi	Heslo je nesprávne	Dvakrát skontrolujte heslo siete Wi-Fi
	Základňa je mimo dosahu vášho routera Wi-Fi	Na nastavenie presuňte základňu bližšie k routeru Wi-Fi
	Vaša sieť Wi-Fi nefunguje	Skúste reštartovať mobilné zariadenie a znova sa pripojiť k sieti Wi-Fi alebo resetovať router Wi-Fi.
	Wi-Fi vyžaduje overenie cez prehliadač alebo má obmedzenia brány firewall.	Skúste inú sieť.
	Váš domáci router je 5,0 GHz (Owlet podporuje iba 2,4 GHz)	Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie pripojené k 2,4 GHz sieti (väčšina 5,0 GHz routerov podporuje aj 2,4 GHz)
Nedá sa prihlásiť do aplikácie	Zabudli ste heslo	Obnovte heslo. Pozrite si časť 10.2 v návode na použitie.
Senzor sa nepripojí k základni	Senzor je mimo dosahu základne	Presuňte základňu na iné miesto.
	Senzor rušia iné zariadenia.	Odstráňte inú elektroniku v blízkosti senzora alebo základne alebo preložte základňu na iné miesto.
Základňa sa nezaregistruje do vášho účtu aplikácie Owlet iOS	Základňa a vaše mobilné zariadenie nie sú v rovnakej sieti Wi-Fi	Skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako základňa
	Základňa je odpojená od Wi-Fi.	Skontrolujte, či na spodnej strane základne svieti zelená kontrolka Wi-Fi. Musí byť zapnutá. Ak nie, skúste znova pripojiť základňu k sieti Wi-Fi.

Problém	Možné príčiny	Akcie
Základňa je odpojená od internetu.	Základňa je mimo dosahu vášho Wi-Fi routera.	Posuňte základňu a router Wi-Fi bližšie k sebe. (POZNÁMKA: nepomôžu ani predlžovače dosahu Wi-Fi, ani druhé routery.)
	Vaša domáca sieť Wi-Fi nefunguje.	Resetujte váš Wi-Fi router
Obnovenie aplikácie a výzva na opätovné nastavenie systému	Základňa bola zaregistrovaná na iný používateľský účet.	Základňa môže byť súčasne zaregistrovaná iba na jeden účet. Použite jeden účet pre všetkých opatrovateľov.
	Počas prihlásenia bol použitý iný účet.	Odhláste sa z aplikácie a prihláste sa pomocou správneho účtu.
Nedá sa odhlásiť z aplikácie	Nastavenie je neúplné	Dokončíte nastavenie alebo odinštalujte aplikáciu a potom ju znova nainštalujte.

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich častiach používateľskej príručky:

Potrebuje pomoc?

ČASŤ	NÁZOV ČASTI	ČASŤ	NÁZOV ČASTI
1	Všeobecné informácie	5	Nastavenie
1.1	Ekonomický operátor	7	Používanie aplikácie Owlet Dream
2	Bezpečnostné informácie	6.3	Upozornenia a indikátory
4.3	Základňa	8	Čistenie ponožky a senzora
4.4	Senzor	11	Riešenie problémov
4.5	Ponožka	12	Technické informácie

Kontaktujte zákaznícky servis Owlet Baby Care
Owlet Baby Care, Inc.
3300 N Ashton Blvd, Suite 300
Lehi, UT, 84043, USA
www.owletcare.com


Začíname

Stiahnite si aplikáciu Owlet.



Zapojte kameru, postupujte podľa pokynov aplikácie a spárujte ju s účtom Owlet.

Keď aplikáciu Owlet máte už stiahnutú, kliknite na kartu Účet a pridajte nové zariadenie.



Majte prosím na pamäti, že kamera umožňuje prenos obrazu a zvuku prostredníctvom zabezpečenej a zašifrovanej Wi-Fi siete. Kameru pripájajte iba k súkromnej sieti, ktorá je zabezpečená heslom.


Stavové kontrolky kamery Owlet Cam 2

- ● (bliká červeno/modro) Kameru teraz môžete spárovať s aplikáciou.
- (svieti červeno) Používateľ streamuje prostredníctvom aplikácie.
- ● (bliká modro) Kamera sa pripája k Wi-Fi sieti.
- (svieti modro) Kamera je pripojená k internetu. Aplikácia nestreamuje.

Zvoľte požadovaný záber

Kameru a všetky káble umiestnite do vzdialenosti 1 m od okraja postele. Káble vo vzdialenosti do 1 m od okraja postele by mali byť zakryté.

Kameru môžete inštalovať dvoma spôsobmi:



① Magnetickú základňu s kamerou postavte na rovný povrch a nastavte požadovaný uhol sklonu.

② Ak chcete zaberat' detskú posteľku alebo celú izbu z vtáčej perspektívy, základňu použite ako nástenný držiak a kameru pripevnite na stenu nad detskú posteľku.

Ďalšie kroky vás povedú montážou kamery na stenu nad posteľkou.

Čo nájdete v balení



Kamera
Owlet Cam 2



Káble s páskami Owlet*
a senzor izbovej teploty




Magnetická základňa



Napájací adaptér

Súprava pre pripevnenie kamery na stenu



21x káblový chránič

18x dlhý chránič
1x koncovka
2x káblový chránič tvaru L



Montážna doska



1x skrutka

Náradie potrebné pre pripevnenie kamery




Meter
(nie je súčasťou balenia)



Malý krížový skrutkovač
(nie je súčasťou balenia)

*Predošlé modely môžu obsahovať organizér káblov.

1. Zmerajte a vyznačte príslušné vzdialenosti




Odmerajte 90 cm od hornej časti detského matraca a na stene si vyznačte miesto, kde bude kamera pripevnená. Táto značka by mala byť nad stredom postelky, zaistíte tak optimálny pozorovací uhol kamery.

Zvážte, ktorú zásuvku použiť. Zásuvka by mala byť vo vzdialenosti aspoň 90 cm od postelky, aby sa v dosahu dieťaťa nenachádzali žiadne odkryté káble. V ďalších krokoch sa dozviete, ako zakryť všetky káble.

Umiestnenie teplotného senzora je tiež dôležité. Teplotný senzor nájdete na konci inteligentného kábla na strane, ktorá sa pripája k napájacímu adaptéru.

2. Zarovnajte a pripevnite montážnu dosku




Otvor v strede montážnej dosky vyrovnajte so značkou, ktorú ste vyznačili na stene. Dodanou skrutkou pripevnite montážnu dosku k stene tak, **aby šípky smerovali nahor.**

3. Odviňte kábel




Odstráňte káblové pásky a odviňte kábel.

4. Prevlečte kábel




Kábel prevlečte cez otvor montážnej dosky a oranžovú nálepku na kábli zarovnajte s hornou časťou montážnej dosky.

5. Namontujte základňu 6. Pripevnite kameru



Veľké otvory magnetickej základne umiestnite na výstupky na montážnej doske a základňu posúvajte smerom dolu, dokým nezacvakne na svoje miesto.

Kameru pripevnite na magnetickú základňu. Do kamery zapojte kábel.




Oranžová nálepka by mala byť umiestnená tesne nad montážnou doskou, aby ste mali dostatočnú vôľu kábla pre nastavenie kamery do požadovaného uhla.

7. Nainštalujte káblové chrániče

Káblové chrániče sa k stene prílepujú vysokopevnostným lepidlom. Pri inštalácii sa neponáhľajte a dobre zvolíte správne umiestnenie.


- ① Odlepte samolepiacu fóliu zo zadnej strany dlhého chrániča.
- ② Kábel prevlečte cez stred dlhého chrániča.
- ③ Dlhý chránič zacvaknite na spodnú časť montážnej dosky.
- ④ Pevne ho pritlačte ku stene.
- ⑤ Kroky 1 až 4 zopakujte so zvyšnými dlhými chráničmi a zakryte celú dĺžku kábla až k zásuvke.



8. Káblový chránič tvaru L

Pomocou pravého alebo ľavého káblového chrániča tvaru L ved'te kábel smerom k zásuvke.

Nainštalujte ďalšie dlhé chrániče, dokým nebudú zakryté všetky káble nachádzajúce sa do 90 cm od okraja postieľky. Pridávajte dlhé chrániče a kábel zakryte až k zásuvke. Keď budete 15-25 cm od zásuvky, nainštalujte koncovku (potom môžete prebytočný kábel ľahko zviazať páskou so suchým zipsom).




9. Prebytočnú časť kábla zaistíte páskou so suchým zipsom

Prebytočnú časť kábla zmotajte do voľného uzla. Káblovú pásku prevlečte cez prvý otvor, čím zaistíte hornú časť uzla. Logo Owlet by malo smerovať von. Káblovú pásku prevlečte cez druhý otvor, čím pripevníte spodnú časť uzla k hornej časti (uzol by teraz mal vyzerať ako mašľa). Zaistíte zostávajúcu časť pásky.

Keď dobre omotáte prebytočnú časť kábla, napájací kábel pripojte k napájaciemu adaptéru a zapojte ho do zásuvky.

Hotovo! Teraz môžete pomocou aplikácie nastaviť uhol kamery, dokým nedosiahnete požadovaný záber.



Potrebujete poradiť?

Kontaktné informácie pre váš región nájdete na

www.owletcare.sk

Ako používať Aplikáciu Owlet Cam 2

Tieto informácie vám pomôžu porozumieť ako používať Cam 2 a jej funkcie v aplikácii.

Cam 2 Domovská stránka

Cam 2 môžete používať so zariadeniami s iOS alebo Android. Až 4 zariadenia môžu byť používané súčasne.

- Zvoľte ikonu () alebo otočte váš telefón tak, aby ste videli celú obrazovku.
- Obrázok zväčšíte 4x kliknutím na obrazovku alebo posunutím prsta.

Obojsmerná komunikácia

Použitím tejto funkcie môžete hovoriť k vášmu dieťaťu z inej miestnosti.



Tlačidlo — ON


Dieťa vás počuje (mikrofón má zelenú ikonu)

Pokiaľ nezapnete túto funkciu, nebudete môcť počuť zvuk z kamery, preto sa uistite, že máte toto tlačidlo zapnuté.



Tlačidlo — OFF

Dieťa vás nepočuje.



Možnosti zvuku



On

Ak máte spustenú aplikáciu Owlet, môžete počuť zvuk z detskej izby. Ak vypnete telefón alebo aplikáciu, nebudete počuť zvuk z detskej izby.



Off

Ak zvolíte "OFF" nebudete počuť zvuk z kamery, video pokračuje.



Zvuk na pozadí

Ak zvolíte túto možnosť, budete počuť zvuk z kamery aj keď je aplikácia zatvorená alebo používate telefón na iný účel.

Kvalita videa

Cam 2 funguje až do rozlíšenia 1080p, poskytuje vysoko kvalitný prenos. Napriek tomu môže byť kvalita prenosu ovplyvnená rôznymi faktormi. Cam 2 funguje automaticky tzv "Auto", čo znamená že automaticky prispôsobuje kvalitu prenosu. Môžete zvoliť iné rozlíšenie videa (1080p, 480p alebo 360p).

- Pre informáciu akú kvalitu videa používate, 3x kliknite na ľavo na slovo "Auto".



Room Status

Táto funkcia vás upozorní pomocou Oznámenia, ak teplota alebo vlhkosť v miestnosti je nevyhovujúca.

- Izba je príjemná.
- Izba nie je príjemná.

Teplota a vlhkosť vzduchu

Kamera má zabudovaný senzor na meranie teploty a vlhkosti vzduchu a to teplotu vo F/C (Fahrenheit/Celcius) a vlhkosť v percentách.



Oznámenia a video klipy

Cam 2 Oznámenie

Oznámenia sú odoslané keď kamera zaznamená špecifickú udalosť ako plač, zvuk, pohyb.


- Detekcia plaču: oznámi keď kamera zaznamená plač
- Detekcia zvuku: oznámi keď kamera zaznamená zvuk
- Detekcia pohybu: oznámi keď kamera zaznamená pohyb
- Pohodlie izby/ Asistencia spánku: oznámi keď teplota a vlhkosť v miestnosti dieťaťa je mimo normu

Nastavenie noriem:

- Detekcia plaču: možnosť nastavenia požadovanej citlivosti a oznámení.
- Pohodlie izby/asistencia spánku: možnosť nastavenia teploty a oznámení.

Teplota 40 - 90 F alebo 16 - 28 C.

Vlhkosť je možné nastaviť v rozmedzí 10 - 90% RH.



Nastavenie času medzi oznámeniami

Použitím tohto nastavenia môžete určiť, ako často chcete dostávať oznámenia. Mobilné zariadenie dostane iba raz špecifikované oznámenie.

- Napríklad ak nastavíte čas medzi oznámeniami na 5 minút, obdržíte iba jedno oznámenie na detský plač počas 5-tich minút. Ak dieťa plače aj v 6-tej minúte, obdržíte ďalšie oznámenie.

Oznámenie môže byť nastavené od 1 minúty do 1 hodiny na plač, zvuk a pohyb.


Úroveň pohodlia izby je nastavená na 30 minút, 60 minút alebo až 24 hodín.

Nastavenie času medzi oznámeniami je pre všetky mobilné zariadenia pripojené k účtu rovnaké.

Cam 2 Oznámenia - ON

Na to, aby zariadenie prijímalo Oznámenia, musí byť toto povolené prepnutím na ON na domovskej stránke.

To umožňuje viacerým zariadeniam byť pripojeným ku Cam 2, ale umožňuje zvoliť, ktoré chcú Oznámenie dostávať.



Video klipy

Video klipy môžu byť nahrávané, keď zvuk, pohyb alebo detský plač sú detekované v miestnosti dieťaťa. Klipy budú uložené v Owlet Aplikácii po dobu 7 dní a môžu byť uložené do Vášho mobilného zariadenia. Video klipy zaznamenávajú niekoľko okamihov pred a po nahrávanej udalosti.

- Video klipy môžu zaznamenávať plač, zvuk a pohyb až do ich ukončenia.

Prehranie video klipov

Kliknite na vybrané video. Video sa prehrá na celej obrazovke a môže byť otočené na šírku.

Môžete prehrať, pozastaviť či zrýchlene posunúť video vpred aj vzad (- 4 sekundy).



Tiež môžete vypnúť zvuk, prejsť na plnú obrazovku alebo stlačiť tlačidlo pre viac možností.

V možnostiach môžete nastaviť :

- Vymazanie videa
- Zdieľanie videa
- Uloženie videa do Vášho mobilného zariadenia


Ovládanie videí


- Dostupnosť: Video klipy sú dostupné pre užívateľov po dobu 7 dní po nahraní videa.
 - Vybranie a filtrovanie: Môžete vybrať a filtrovať klipy podľa typu
 - Detekcia video klipov: Môžete vymazať klipy, ktoré nepotrebuje. Na vymazanie videí, stlačte "Vybrať" a skontrolujte videá, ktoré chcete vymazať.
- Video klipy môžete tiež vymazať z celej obrazovky, kliknutím na príslušné tlačidlo. Akonáhle sú video klipy vymazané z aplikácie, ostatní používatelia prihlásení do aplikácie k nim stratia prístup.



História

Video klipy môžete tiež nájsť v záložke História a budú obsiahnuté s ďalšími videami nahranými v ten istý deň. Keď kliknete na zoznam položiek, ukáže sa Vám zoznam všetkých videí ktoré boli nahrané v ten deň.





Nebezpečenstvo uškrtenia!

Deti by sa mohli do káblov zamotať a UŠKRITI! SA. Ak výrobok používate do 90 cm od postieľky, vždy používajte káblové chrániče. Pred každým použitím skontrolujte, či kábel nie je voľne prístupný dieťaťu. Keď je káblový chránič akokoľvek poškodený, výrobok okamžite prestať používať. Neodstraňujte štítok z kábla ani z káblového chrániča.

SK Varovanie / Dôležité bezpečnostné informácie

- VAROVANIE: Kamera Owlet Cam 2 nie je zdravotnícka pomôcka.** Nie je určená na používanie ako zdravotnícka pomôcka ani na nahrádzanie zdravotníckej pomôcky. Neslúži a nie je určená na diagnostiku, liečenie, ošetrovanie, zmierňovanie ani na predchádzanie žiadnych chorôb ani zdravotných stavov, ani na vyšetrenie, nahradenie alebo úpravu anatómie alebo iného fyziologického procesu.
- Iba pre použitie v interiéri. Aby ste znížili riziko požiaru a úrazu elektrickým prúdom, NEVYSTAVUJTE tento výrobok vode ani vlhkosti. Kameru NEPOUŽÍVAJTE blízko vody (napr. vane, umývadla a pod.), ani ju neponárajte do vody.
- Použitie kamery by nemalo nahrádzať riadny dohľad dospelého osoby/rodičov. V pravidelných intervaloch dieťa kontrolujte, pretože kamera nedokáže upozorniť na tichú činnosť dieťaťa.
- NIKDY sa výrobok nepokúšajte rozoberať. Vystavujete sa nebezpečenstvu a zánikne vám záruka. Používateľ by sa nemal pokúšať o servis ani opravu kamery.
- Používajte iba adaptér dodaný s týmto výrobkom. Nesprávna polarita alebo napätie adaptéra môže výrobok vážne poškodiť.
- Aby ste zabránili zraneniu a prehriatiu, NEPOUŽÍVAJTE predlžovacie káble.
- Adaptér môže byť počas činnosti zariadenia mierne teplý na dotyk. To je úplne normálne. Skontrolujte, či kryty zásuviek v stene nie sú neobvykle horúce na dotyk.

- Skontrolujte, či kryty zásuviek nie sú neobvykle horúce na dotyk. Ak áno, káble z týchto zásuviek okamžite odpojte. Skontrolujte, či všetky zásuvkové spojenia sú v dobrom stave, aby sa adaptér neuvolnil alebo aby nebol odhalený kábel. Požiadajte kvalifikovaného elektrikára, aby skontroloval, či nie sú odhalené žiadne káble.
- Adaptér/zástrčku NEUMIESTŇUJTE pod okno, kde by na ne mohlo šliapnúť alebo dosiahnuť dieťa ako na potenciálne nebezpečnú časť inštalácie.
- Montáž výrobku môžu robiť iba dospelé osoby. Pri montáži udržiavajte malé časti výrobku mimo dosahu detí. Pri rozbaľovaní výrobku buďte veľmi opatrní.
- Tento výrobok nie je hračka. NEDOVOLTE deťom, aby sa s ním hrali.
- Kamera používa šifrovaný prenos na frekvenciách v súlade s požiadavkami stanovenými FCC. Wi-Fi router vždy zabezpečte heslom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- VENTILÁCIA: NEBLOKUJTE** vetracie otvory výrobku. Výrobok NEUMIESTŇUJTE na posteľ, pohovku, koberec ani podobný povrch. Výrobok NEUMIESTŇUJTE na poličku knižnice ani na skrinky, lebo by mohlo byť obmedzené prúdenie vzduchu.
- ZDROJE TEPLA:** Kamera by mala byť umiestnená mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, výhrevné telesá, kachle a iné spotrebiče, ktoré produkujú teplo. Výrobok udržiavajte mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- OCHRANA NAPÁJACIEHO KÁBLA:** Napájací kábel by mal byť vedený tak, aby na neho nikto nešliapal a aby nebol priškrpnutý predmetmi. Zvláštnu pozornosť venujte časti kábla pri zástrčke a na mieste, kde vychádza z kamery.
- Spoločnosť Owlet si za svojimi výrobkami hrdlo stojí. Informácie o našich zárukách nájdete na webovej stránke: www.owletcare.sk

VYHLÁSENIE O ZHODE S FCC

Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia. Používajte IBA dodaný

napájací adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k zrušeniu našej obmedzenej záruky. Toto zariadenie sa testovalo a považuje sa za vyhovujúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných budovách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi výrobcu, môže rušiť rádiovú komunikáciu.



VYHLÁSENIE O ZHODE S OEEZ

Spoločnosť Owlet sa zaviazala plniť požiadavky smernice 2014/19/ EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Viac informácií o správnej likvidácii výrobkov Owlet v rámci Európskej únie a vo Veľkej Británii nájdete na našich webových stránkach.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Owlet Baby Care vyhlasuje, že kamera Owlet Cam je v súlade so smernicou 2014/53/ EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke: www.owletcare.sk

FREKVENČNÝ ROZSAH A MAXIMÁLNY VÝKON 2 412-2 472 MHz (výstupný výkon 0,0249 W)

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC a vyhovuje bezlicenčným kanadským RSS bez výnimiek pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj. Používanie zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať každé rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Americký patent č. D864147 a D864148. Prebieha konanie o udelení ďalších patentov.

Vyrobené v Číne.



Informácie záruke

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Owlet zaručuje, že Owlet Cam 2 nebude pri bežnom používaní a údržbe vykazovať chyby materiálu ani spracovania po dobu (2) rokov od dátumu nákupu, ktorý je uvedený na doklade o nákupe.

Owlet Cam 2 a aplikácia Owlet majú slúžiť ako pomôcky pri starostlivosti o dieťa a nie sú určené na to, aby nahradili dohľad alebo sa používali bez dohľadu zodpovednej dospelé osoby.

Owlet Cam je určená pre zdravé deti, preto prahové hodnoty pre spustenie alarmu na Owlet Cam 2 nie sú také prísne ako u lekárskeho monitorov.

Upozornenie:

- Inteligentnú Owlet Cam 2 nepoužívajte ako diagnostický nástroj.
- Nepoužívajte Owlet Cam 2, ak vám lekár odporučil používať lekársky pulzový oxymeter.
- Nepoužívajte Owlet Cam 2, ak vám lekár odporučil používať lekársky monitor dychu.
- Owlet Cam 2 nepoužívajte ako výhovorku pri nebezpečných spánkových návykoch.

PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD NA POUŽÍVANIE

V návode na používanie nájdete mnoho užitočných rád, ako správne používať a starať sa o Owlet Cam 2. Riešenie niektorých problémov nájdete v sekcii Riešenie problémov. Ak si najprv prečítate tipy na riešenie problémov, možno sa na nás nebudete musieť obrátiť so žiadosťou o pomoc. Kompletne informácie o nastavení a používaní výrobku nájdete na webovej stránke www.owletcare.sk.

PREČÍTAJTE SI BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb je pre nás veľmi dôležitá. V tomto návode a v aplikácii Owlet Baby Care nájdete mnoho dôležitých bezpečnostných pokynov. Vždy si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a dodržujte ich.



Tento symbol v tomto návode na používanie upozorňuje na dôležité bezpečnostné informácie!

Všetky bezpečnostné informácie budú nasledované výstražným symbolom a slovom „NEBEZPEČENSTVO“, „VAROVANIE“, „POZOR“ alebo „UPOZORNENIE“. Tieto slová znamenajú:

NEBEZPEČENSTVO = Bezprostredne hroziaca nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb.

VAROVANIE = Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

POZOR = Bezprostredne hroziaca nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb.

UPOZORNENIE = Nebezpečná situácia, ktorá by mohla viesť k iným následkom ako zraneniu osôb, napr. k poškodeniu majetku.

VAROVANIE A DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VAROVANIE: Owlet Cam nie je zdravotnícka pomôcka.



Owlet Cam vás upozorní, ak pulzová frekvencia alebo hladina kyslíka v krvi dieťaťa sú mimo stanoveného rozsahu. Owlet Cam 2 je určená pre novorodencov do osemnástich (18) mesiacov, nie pre deti staršie ako osemnásť (18) mesiacov. Owlet Cam 2 nie je zdravotnícka pomôcka. Owlet Cam 2.

- Nie je určená na diagnostiku, liečbu, zmierňovanie, monitorovanie, liečenie ani predchádzanie žiadnej choroby ani zranenia.
- Neovplyvňuje funkciu ani štruktúru tela.
- Primárne určený účel nedosahuje pôsobením chemických látok.
- Nezabraňuje syndrómu náhleho úmrtia novorodencov (SNÚK).

Primárnym účelom tohto návodu na používanie je: Používateľovi poskytnúť základné pokyny a rady pre správnu inštaláciu a používanie Owlet Cam 2 a vysvetliť funkcie, obsluhu, bezpečnostné opatrenia, údržbu a riešenie problémov s Owlet Cam 2. Je nevyhnutné, aby všetky osoby, ktoré majú túto Owlet Cam 2 používať alebo nastavovať, si pozorne prečítali návod na používanie, aby pochopili, ako Owlet Cam 2 správne používať, a aby tieto pokyny dodržiavali.

Ak týmto pokynom nerozumiете, ihneď nás kontaktujte na e-mailovej adrese:
info@owlet-care.sk

PRE BEZPEČNOSŤ VÁS A VÁŠHO DIEŤAŤA



- ZÁKLADNÚ VŽDY UDRŽUJTE VO VZDIALENOSTI ASPOŇ 1 METRA OD DETSKEJ POSTIELKY, LEBO KÁBEL MÔŽE ZNAMENÁŤ NEBEZPEČENSTVO ÚŠKŔTENIA.

- KAMERA OWLET CAM 2 OD OWLET JE IBA POMÔCKOU. NENAHRÁDZA DOHLAD DOSPELEJ OSOBY.
- U PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ, DETÍ NA PODPOROM KYSLÍKU A DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHUTÍM KONZULTUJTE POUŽITIE KAMERY OWLET CAM 2 S VÁŠIM LEKÁROM.
- VŽDY, KEĎ SA OZVE ALARM, IHNEĎ ZAREAGUJTE.

VYHLÁSENIE O ZHODE S FCC



Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia. Používajte IBA dodaný napájací adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k zrušeniu našej obmedzenej záruky. Toto zariadenie sa testovalo a považuje sa za vyhovujúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných budovách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi výrobcu, môže rušiť rádiovú komunikáciu.



Toto zariadenie vyhovuje bezlicenčným kanadským RSS bez výnimiek pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj. Používanie zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať každé rušenie vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

Reklamácie a servis

Certus Mercatus s.r.o.
K Žižkovu 282/9
190 00 Praha 9

Informácie

email: info@irobot.cz
telefón: +420 245 001 740

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 7.30 - 15.30

Riešenie problémov

Základné nastavenia | Alarmy | Pripojenie

Základné nastavenia

Problém	Príčiny	Riešenie
■ Pri nastavení nevidím Wi-Fi sieť inteligentnej ponožky Smart Sock 3.	■ Základňa nie je zapnutá. ■ Základňa je už pripojená k Wi-Fi sieti inteligentnej ponožky Smart Sock 2. ■ Základňa je mimo dosahu.	■ Základňu zapojte do zásuvky. ■ Skontrolujte, či kontrolka Wi-Fi siete na spodnej strane základne svieti. Ak áno, tento krok preskočte a pokračujte v založení vášho účtu v aplikácii. ■ Základňu umiestnite bližšie k Wi-Fi routeru.
■ V aplikácii Owlet nevidím našu domácu Wi-Fi sieť.	■ Váš router využíva frekvenčné pásmo 5 GHz (výrobok Owlet podporuje iba 2,4GHz pásmo). ■ Možno máte skrytý router.	■ Skontrolujte, či zariadenie iOS je pripojené k 2,4GHz sieti (väčšina 5GHz routerov podporuje 2,4GHz sieť). ■ Pokyny pre skryté routery nájdete na owletcare.com/support .
■ Základňu nejde pripojiť k domácej Wi-Fi sieti.	■ Nesprávne heslo ■ Základňa je mimo dosahu Wi-Fi routera. ■ Vaša domáca Wi-Fi sieť nefunguje.	■ Skontrolujte heslo k vašej sieti. ■ Pred nastavením umiestnite základňu bližšie k routeru a po dokončení nastavenia základňu odnesť späť do detskej izby. ■ Skúste reštartovať telefón a znova sa pripojiť k Wi-Fi sieti. ■ Resetujte váš Wi-Fi router.
■ Základňa po odpojení inteligentnej ponožky Smart Sock svieti bielo.	■ Prebieha aktualizácia softvéru.	■ Inteligentnú ponožku Smart Sock opäť pripojte k základni, dokým aktualizácia nebude dokončená.
■ Základňu nejde spárovať s mojim účtom Owlet.	■ Základňa a vaše zariadenie iOS nie sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti. ■ Podržanie malého tlačidla „Registrácia“	■ Overte, či základňa a vaše zariadenie iOS sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti. ■ Stlačte a uvoľnite (nedržte) malé tlačidlo „Registrácia“ na spodnej strane základne a zopár sekúnd počkajte, než sa znova pokúsite spárovať váš účet Owlet. ■ Vaše zariadenie iOS pripojte k rovnakej 2,4GHz Wi-Fi sieti, ku ktorej je pripojená základňa.

*Potrebujete technickú podporu? Kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@owlet-care.sk

Alarmy

Problém	Príčiny	Riešenie
■ Základňa bliká modro a pípa.	■ Základňa je mimo dosahu inteligentnej ponožky Smart Sock. ■ Telo rodiča alebo inej osoby starajúcej sa o bábätko blokuje spojenie medzi inteligentnou ponožkou Smart Sock a základňou. To sa bežne stáva pri kŕmení, výmene plienok, maznaní a pod. ■ Slabá alebo vybitá batéria	■ Základňu umiestnite bližšie k inteligentnej ponožke Smart Sock. ■ Zmeňte polohu bábätko alebo zväžte, či pri kŕmení, výmene plienok, maznaní a pod. nevypnete monitorovanie. ■ Nabite inteligentnú ponožku Smart Sock.
■ Základňa bliká červenou a pípa.	■ Nízka alebo vysoká pulzová frekvencia ■ Nízka hladina kyslíka ■ Inteligentná ponožka Smart Sock nesedí na nožičke.	■ Ubezpečte sa, že obrys senzora na vonkajšej strane chodidla bábätko je 1-2 mm za maličkom. ■ Ubezpečte sa, že inteligentná ponožka Smart Sock prilieha k nožičke (ak nie, inteligentná ponožka ťažko získava údaje. Môže sa zbytočne spustiť alarm.) ■ Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v okienkach látkovej ponožky. ■ Zvážte, či nepoužijete inú veľkosť látkovej ponožky.
■ Základňa bliká žltou a pípa.	■ Problémy so získavaním údajov ■ Inteligentná ponožka Smart Sock nie je správne nasadená. ■ Svetlo v miestnosti je príliš jasné.	■ Ubezpečte sa, že obrys senzora na vonkajšej strane chodidla bábätko je 1-2 mm za maličkom. ■ Ubezpečte sa, že inteligentná ponožka Smart Sock prilieha k nožičke (ak nie, inteligentná ponožka ťažko získava údaje a môže sa zbytočne spustiť alarm). ■ Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v okienkach látkovej ponožky. ■ Sťimte svetlo v miestnosti.

Pripojenie

Problém	Príčiny	Riešenie
■ Základňa nie je pripojená k internetu.	■ Základňa je mimo dosahu Wi-Fi routera. ■ Vaša domáca Wi-Fi sieť nefunguje.	■ Základňu a Wi-Fi router umiestnite bližšie k sebe (zosilňovače Wi-Fi ani ďalšie routery problém nevriešia). ■ Resetujte váš Wi-Fi router.
■ Inteligentná ponožka Smart Sock sa nenabíja.	■ Inteligentná ponožka Smart Sock nie je úplne zapojená. ■ Inteligentná ponožka Smart Sock vyžaduje resetovanie.	■ Nechajte inteligentnú ponožku Smart Sock nabíjať, dokým sa neozve cvaknutie a nezačne zeleno blikáť. ■ Vypnite a znova zapnite elektronicú súčiastku inteligentnej ponožky Smart Sock.
■ Namiesto údajov o pulzovej frekvencii a hladine kyslíka vidno pomlčky.	■ Inteligentná ponožka Smart Sock sa snaží získať spoľahlivé údaje. ■ Bábätko príliš pohybuje nožičkou. ■ Nesprávne nasadená inteligentná ponožka Smart Sock ■ Zle padnúca látková ponožka	■ Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v strede okienok látkovej ponožky. ■ Dieťa nedávajte do koľísk ani na vibračnú podložku, mohlo by sa narušiť správne fungovanie zariadenia. ■ Skontrolujte, či je inteligentná ponožka Smart Sock správne nasadená. ■ Skontrolujte, či ste použili vhodnú veľkosť látkovej ponožky.

Tipy pre zdravé prostredie počas spánku

Radi by sme sa s vami podelili o niekoľko tipov, ako bábätku zaistiť zdravý a bezpečný spánok.

- Bábätko by malo byť v postielke samo a ležať na chrbte. Spanie na boku alebo na brušku nie je pre bábätko bezpečné.
- Dbajte, aby ste s bábätkom nezaspali vo vašej posteli, na pohovke alebo v kresle.
- Pre bábätko kúpte postielku, ktorá spĺňa platné bezpečnostné normy. Kúpte aj pevný matrac, ktorý do postielky dobre pasuje a oblečte ho do dobre priliehajúcej posteľnej bielizne.
- Nikdy nenechávajte bábätko spať na mäkkom povrchu, napr. v posteli pre dospelých alebo pre deti, na pohovke, v kresle, na vodnej posteli, vankúši, vankúšiku, prikrývke, ovčom rúne a podobných predmetoch.
- Do postielky neumiestňujte žiadne mäkké, voľne ležiace alebo ťažké predmety. To znamená vankúše, deky, prikrývky, ochranné obloženie do detskej postielky, plyšáky, hračky a všetky mäkké predmety.
- Nepoužívajte vankúše, polohovacie klíny ani fixačné podložky na podopretie bábätka, udržanie bábätka na chrbte alebo aby ste mu zabránili v otočení.
- Namiesto klasickej prikrývky použite dojčenskú prikrývku, ktorá sa dá zapnúť ako odev, alebo podobnú prikrývku, ktorá bábätko udrží v teple a bezpečí.
- Dbajte, aby sa bábätko nadmerne nezahrialo. Bábätku obliekajte ľahké pyžamko a v miestnosti udržiavajte teplotu, ktorá je príjemná pre ľahko oblečeného dospelého.
- S bábätkom zdieľajte izbu, ale nie posteľ! Bábätko by malo spať v samostatnej postielke blízko vašej postele. Bude tak v bezpečí a kŕmenie bude jednoduchšie. Keby bábätko spalo s vami, inteligentná ponožka Smart Sock nebude správne fungovať. Vaše telo by totiž rušilo bezdrôtový signál ponožky.
- Zvážte, či bábätku počas odpoľudňajšieho a večerného spánku nedáte cumlík. Dojčatám cumlík dávajte až vo veku 3-4 týždňov, až si zvyknú na dojčenie.
- O týchto zásadách bezpečného spánku poučte všetkých, ktorí sa budú o bábätko starať!



Prohlášení o shodě

Výrobce: *Owlet Baby Care*
2500 Executive PKWY
Lehi, Utah 84043
Telefon: 844.334.5330

Výrobek: Owlet Cam 2
Číslo výrobku: OC2A

Popis výrobku: Owlet Cam umožňuje sledovat a slyšet dítě. Zařízení obsahuje: kameru s vysokým rozlišením a širokým úhlem záběru a zabudovaným mikrofonom, umožňuje obousměrný přenos zvuku, noční vidění, má senzor na měření teploty v místnosti. Balení dále obsahuje magnetickou základnu, napájecí adapter, USB kabel s teplotním senzorem, sadu pro připevnění na stěnu a chrániče na kabely.

Název zástupce: Obelis S.A

Adresa registrovaného zástupce:
Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brussels, BELGIUM.
Tel: 32 (0) 2 732 5954
Fax: 32 (0) 2 732 60 03
Email: mail@obelis.net
Jméno zástupce: Mr. Gideon ELKAYAM

Níže podepsaný, v zastoupení Owlet Baby Care of Lehi, Utah, tímto prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje a je ve shodě s nařízeními:

- Council Directive 2014/53/EU (16 April 2014) – Radio Equipment
 - Council Directive 2014/35/EU (26 Feb 2014) – Low voltage
 - Council Directive 2011/65/EU (08 Jun 2011) – Restrictions of Hazardous Substances
 - Council Directive 2014/30/EU (26 Feb 2014) – Electromagnetic Compatibility
 - Council Directive 2001/95/EC (03 Dec 2001) – General Product Safety
 - Council Directive 2012/19/EU (04 Jul 2012) – Waste Electrical and Electronic Equipment
- Technická dokumentace požadovaná k těmto Nařízením je uschována v centrále společnosti Owlet Baby Care, 2500 Executive PKWY, Lehi, Utah.

Vydáno dne: 8. 12. 2021

Tammy Lavery
Sr. Director, Quality Engineering & Regulatory Affairs