

ÚČINNOST:

White Pearl vybělí pouze zdravé a živé zuby. Nevybělí korunky, plomby a jiné dentální tělesa.

CITLIVOST:

Zuby nebo dásně můžou být v prvních dnech bělení mírně citlivé, v případě zvýšené citlivosti snižte denní dobu bělení nebo frekvenci používání až do ústupu problémů a poté pokračujte.

UPOZORNĚNÍ:

Těhotné nebo kojící ženy, poraďte se před používáním se svým lékařem.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte mimo dosahu dětí. Výrobek skladujte na suchém a chladném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření a teple. Při dlouhodobějším skladování uložte bělicí gel na chladné místo.

POUŽÍVEJTE DLE NÁVODU NA POUŽITÍ.**OBSAH:**

2x tuba s 40 ml stomatologického bělicího gelu,
4x tvarovatelný zubní aplikátor

SLOŽENÍ:

Glycerin, Aqua, Hydrated Silica, Xylitol, Phthalimidoperoxycaproic Acid, Sorbitol, Hydroxyapatite, Potassium Citrate, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, PVP, Sodium Hexametaphosphate, Piroctone Olamine, Titanium Dioxide, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Mica, Saccharin Sodium, Arginine, Potassium Hydroxide

EU ODPOVĚDNÁ OSOBA:

VitalCare CZ s.r.o., 412 01 Kamyk 24, Česká republika, IČ: 25476505, www.vitalcare.cz, info@vitalcare.cz, tel 606 626 646
Made in USA / Vyrobeno v USA

OTÁZKY A ODPOVĚDI:**Jaká je hlavní účinná látka?**

PAP - nová revoluční neinvazivní bělicí technologie. Přináší účinnost srovnatelnou s peroxidovým bělením, avšak při nižším zatížení skloviny a dásní. Bělí zuby s vysokou účinností a rovněž odstraňuje i hloubkové skvrny v sklovině. Působí proti zubnímu plaku a má protibakteriální účinek. Je pH neutrální.

Vybělí mi White Pearl umělý zub spolu s ostatními?

Gel působí jen na vlastní a zdravé zuby. Korunky, mostíky, plomby gel nevybělí. Plomby, na viditelných částech chrupu proto není potřebné před procedurou vyměnit. Ty se vymění v případě nutnosti až po ukončení bělicího procesu. Nepoužívejte spolu s vyrovnávacím zubním strojkem.

Mám-li citlivé zuby a citlivé dásně mohu White Pearl používat?

Ano, můžete. V případě výskytu přecitlivělých zubů nebo bolestí dásní doporučujeme 1-2 denní pauzu, nebo zkrátit čas aplikace na 10-15 minut denně. Pokud si nejste jistí, poraďte se se svým zubním lékařem.

Jak dlouho trvá vybělení zubů?

Délka bělicí kúry je individuální a závisí od příčin znečištění zubní skloviny. Pokud jsou příčinou léky (hlavně tetracyklin), bělicí proces je delší. Jestli potraviny, kouření, káva, tak je proces kratší. Většina lidí pozoruje účinky bělení již po prvním týdnu, ale nejpravděpodobnější je to za 10-14 dní, za podnětný dodržení návodu na použití. V některých případech je k dosažení výsledků zapotřebí bělit cca 4-5 týdnů, proto nezapomínejte, nejsou-li výsledky rychlé. Každý chrup je specifický.

Je vybělení zubů trvalé?

Závisí to na Vašich návycích. Některým lidem zůstane bílá sklovina dlouhé roky. Vaše zuby zežloutnou z jídla, napojů (káva, červené víno), kouření. Proto je potřebné bělení čas od času opakovat.

Je plastový aplikátor potřebný?

Aplikátor je velmi potřebný. Použití aplikátoru je základním předpokladem vybělení zubní skloviny. Aplikátor Vám zaručí, že bělicí proces bude opravdu efektivní. Je tvarovatelný, kopíruje tvar vašich zubů a gel se dostane skutečně všude. Bělicí gel se nanese do aplikátoru a ten působí přímo na Vaše zuby. Další jeho výhodou je, že si horní a dolní zuby můžete bělit dle potřeby odděleně.

Je bělení zubů bezpečné?

Aktivní látky jsou maximálně bezpečné, používají se pro bělení zubů na celém světě. Složení odpovídá nejlepšími domácími i evropským kritériím. White Pearl se prodává už několik desítek let v Evropě i USA.

Je vhodný produkt i pro vegany?

Bělicí gel White Pearl je vhodný pro vegany, nebyl testován na zvířatech a je pH neutrální.

WHITE PEARL**PAP WHITENING GEL
REVOLUTION IN TEETH WHITENING**

PAP is a new, non-invasive teeth whitening technology, which is better for enamel health than most common whitening methods containing hydrogen-peroxide.



PAP also has anti-plaque and long lasting anti-bacterial benefits.



Not only whitens, but also removes deep enamel stains



Suitable for vegans and vegetarians



Neutral pH



Not tested on animals

KIT INCLUDES:

2x Tubes (each 40 ml) of Non-Peroxide PAP whitening gel with applicator
4x Thermoforming Whitening Trays (2 sets)
1x Instruction manual

HIGHLIGHTS:

- Professional at-home tooth whitening
- Fast, effective and gentle tooth whitening
- Provides up to 80 tooth whitening treatments
- Contains ZERO PEROXIDE
- Developed by US dentists
- Strengthens and remineralizes tooth enamel
- Safe on teeth, gums, veneers, caps and crowns
- Manufactured in the USA
- Perfect for red wine, tea and coffee drinkers and smokers
- Smile with confidence, look fresher and younger

**TEETH WHITENING INSTRUCTIONS:**

1.

Apply a thin line of gel half way up the inner front surface of the tray for both the upper and lower whitening trays.

2.

Position the tray inside your mouth and place firmly against the front of your teeth. Remove any excess gel that gets on your gums.

3.

Wear for 30 minutes.

4.

After whitening, remove trays and rinse mouth and trays thoroughly with lukewarm water.

WHITE AND HEALTHY SMILE IN JUST 3 FAST AND EASY STEPS:

1. Mold custom mouth trays to your teeth for a more precise fit, resulting in a better whitening experience.
2. Apply a thin line of gel to front side of each tray. Press tray to both upper and lower teeth for 30 minutes, once or twice a day.
3. The White Pearl Whitening Kit can whiten your teeth up to 5 shades. Use the product until you are satisfied with your results. White teeth could last up to two years depending on personal habits.

WHITENING TIPS:

- ◆ Moisture could reduce the effectiveness of the gel. Ensure both teeth and trays are clean and dry before whitening
- ◆ For 1-2 hours after treatment, avoid eating or drinking and tobacco use
- ◆ Store gels in a cool, dry place and avoid exposure to heat or sunlight

UKAZATEL ODSTÍNŮ ZUBŮ / Škála bělosti slouží na porovnání barvy zubů na začátku bělení a po skončení celého bělicího procesu.
TEETH SHADE GUIDE / Check your colour of teeth before and after the whole whitening process.

Datum / Date									
Horní patro / Upper									
Spodní / Lower teeth									



WHITE PEARL

PAP STOMATOLOGICKÝ BĚLÍCÍ GEL PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ



CUSTOM FORM YOUR TRAYS:

1.

Place the tray over your upper teeth before placing it in boiling water. Practice with your tongue on the roof of your mouth and touching the inside of the tray. Suck the air from the tray. This contours the guard to the inside surface of the teeth. When finished repeat with the lower tray.

2.

Bring water to a boil. The bowl should be at least 4" deep to ensure the trays full immersion. Remove the container from the heat and dip one tray in the hot (but not boiling) water holding the tab, keep the tray in the water for 5 seconds. Make sure the edges do not fold onto each other.

3.

Lift the tray vertically from the water using the tab. Carefully and quickly place the tray around the teeth and then immediately perform the procedure outlined in Step 1. Repeat with the second tray.

4.

Once you are satisfied with the fit, trim the front tab away from the tray with scissors. Make sure it is flush with the front surface of the tray.

5.

Your custom formed trays are now ready for whitening gel.



WHITENING GEL INGREDIENT HIGHLIGHTS:

- ◆ Glycerin delivers teeth whitening agents deep into the enamel, providing fast teeth whitening results
- ◆ PAP, which stands for Phthalimido-Peroxy-Caproic acid, is a new, non-invasive teeth whitening technology, which is better for enamel health than most common whitening methods containing hydrogen-peroxide.
- ◆ Xylitol natural sweetener derived from vegetable sources has low impact on blood sugar, reduces tooth decay and treats dry mouth. It is also effective in remineralizing deeper layers of enamel
- ◆ Mint adds a refreshing taste plus has the medicinal and germicidal benefits of diminishing harmful bacterial growth inside the mouth

WHITENING GEL INGREDIENTS:

Glycerin, Aqua, Hydrated Silica, Xylitol, Phthalimidoperoxycaproic Acid, Sorbitol, Hydroxyapatite, Potassium Citrate, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, PVP, Sodium Hexametaphosphate, Piroctone Olamine, Titanium Dioxide, Sodium Lauryl Sarcosinate, Mica, Saccharin Sodium, Arginine, Potassium Hydroxide

CAUTIONS:

Products are not recommended for use by children under 12 years of age. Use for periods of longer than 14 days is to be only under the supervision of a dentist. If irritant ion (such as redness, swelling, soreness) of the gums or the mouth occurs, discontinue use and consult a dentist. Avoid swallowing the cosmetic or part thereof. Avoid direct contact of the active surface of the tooth whitening product with the gums and/or salivary flow. Avoid contact of the product with the eye. Keep gel out of reach of children. Do NOT use if pregnant or during nursing. Do NOT smoke, drink or eat while whitening your teeth.

RESPONSIBLE PERSON IN EU:

VitalCare CZ s.r.o.,
412 01 Kamyk 24, Czech Rep
www.vitalcarecz.eu
info@vitalcarecz.eu
hotline +420 606 626 646

FORMOVÁNÍ APLIKÁTORU:

(postup platí pro formování na dolní i horní zuby)

1.

Dejte do nádoby ohřát vodu. Vodu nechte zahřát na cca 80°, aby byla horká a aplikátor v ní změkkl.

2.

Plastový aplikátor uchopte za držák a ponořte do horké vody na 5-10 sekund. Aplikátor musí být dostatečně měkký, aby dobře kopíroval zuby. **POZOR:** delším přehřátím se aplikátor znehodnotí!

3.

Po vyjmutí aplikátoru z horké vody chvíli počkejte, aby horký aplikátor nepopálil vaše ústa. Změkčený aplikátor vložte do úst, skousněte čelisti, a formujte prsty a jazykem až do jeho vytvarování. V případě nespokojenosti s formou aplikátoru můžete postup 2-3 krát opakovat.

4.

Po vyformování a ztvrdnutí aplikátor ještě jednou vložte do úst a ujistěte se jestli netlačí dásně, nebo jestli není příliš dlouhý. Pokud ano, přebytečné části a držák odstráňte.

DŮLEŽITÉ:

V případě potřeby, např. zvýšené slinivosti, doporučujeme bělit odděleně spodní a horní patro. Bělení poté bude komfortnější. Popř. ostrihnout aplikátor tak, aby v ústech netlačil. Aplikátor můžete tvarovat opakovaně, aby bylo dosaženo co nejlepšího vytvarování. Do aplikátoru nanášejte pouze 0,5ml gelu.

Při formování aplikátorů dodržujte přesný návod na použití. Tento jednoduchý proces spočívá v ponoření aplikátoru do horké vody, až se stane měkký a tvarovatelný. Zapamatujte si, že nepotřebujete perfektní kopii vašich zubů na to, aby byl bělicí gel účinný. Aplikátor ponořte do horké vody, držící v ruce uchyt aplikátoru na cca. 10 sekund. Po vyjmutí nechte aplikátor trochu vychladnout, aby jste si nepopálil(a) ústa. Potom vložte aplikátor do úst a jazykem a prsty si ho vyformujte (jednotlivě pro vrchní i spodní zuby). Po chvíli aplikátor z úst vyndejte. Jestli se Vám nepodaří dobře vyformovat aplikátor na první pokus, celý proces zopakujte. Nakonec úchytku na aplikátoru odstráňte. Pokud je aplikátor příliš velký a na některých místech Vás tlačí, jednoduše si ho nůžkami obstráňte. Celý postup zopakujte pro vrchní i spodní zuby.

POUŽITÍ BĚLÍCÍHO GELU:

1.

Před každým bělením si vyčistěte zuby, gel lépe působí na čisté zuby.

2.

Aplikátor musí být před nanesením gelu suchý a čistý. Nečistoty mohou znehodnotit bělicí proces.

3.

Malé množství gelu vytlačte z tuby na celou přední stěnu aplikátoru, která se dotýká přední části zubů. Na každé bělení stačí nanést 0,5 ml bělicího gelu (nikdy ne více).

4.

Aplikátor s gelem pozorně nasadíte na zuby a v případě, že gel přeteče přes aplikátor, přebytečné množství utřete.

5.

Bělicí gel necháme působit 30 minut 1x - 2x denně. Čas aplikace je vhodné rozložit na víc bělení denně. Delší bělení má rychlejší účinky, minimální čas jedné aplikace by neměl být kratší než 15 minut. Po skončení bělení si aplikátor a zuby umyjte vlažnou vodou, aby se gel dostatečně odstranil.

6.

Doporučujeme bělit 2-4 týdny, nebo do dosažení uspokojivých výsledků. Maximální délka bělení by neměla přesáhnout vypotřebování množství v balení. Dále můžete dobélovat zuby dle potřeby, avšak s odstupem jednoho měsíce od první bělicí kúry.



Videonávod k použití na
www.krasnyusmev.cz

Netrapte se občasným nošením aplikátorů. Je lepší když si zvyknete na pravidelné bělení v průběhu dělání běžných denních úkonů, například při sprchování, nebo koukání na TV. Nic se nestane pokud bělení přerušíte na pár dní a potom budete pokračovat. První efekt se dostaví po několika dnech, u někoho po dvou týdnech. Na prvé vybělení je zapotřebí spotřebovat celé balení, podle návodu na použití, tzn. bělit 3-4 týdny každý den.