



OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ

SK	Ošetrujúca LED maska na tvár.....	5
EN	Treatment LED mask for the face.....	9
HU	Kezelés LED arcmaszk.....	13
RO	Mască LED de tratament pentru față.....	17
DE	LED-Pflegemaske für Gesicht.	21

CZ Palsar7

OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ

TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM

Proč chodit na drahé chemické peelingy a čištění pleti, laserové úpravy a výplně vrásek kyselinou hyaluronovou, když můžete pleť léčit z pohodlí vašeho domova?

Ošetřující LED maska PALSAR7 představuje inovativní způsob, jak se zbavit akné, vrásek, unavené pleti a dalších nedokonalostí. A to díky terapii fotonovým světlem, která patří v oblasti dermatologie mezi nejefektivnější nástroje v boji proti chronickým kožním defektům. Oproti laserovým ošetřením nezpůsobuje fotonové ošetření pomocí LED světel žádnou bolest či vedlejší účinky, které potřebují čas na zahojení.

JAK FUNGUJE FOTONOVÁ TERAPIE

Světlo se dá zjednodušeně popsat jako viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu od 390 do 760nm. Při této terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Různé vlnové délky světla mají různé pozitivní účinky při péči o pleť.

VLNOVÉ DÉLKY SVĚTEL PRO OŠETŘUJÍCÍ LED MASKU:

Červené světlo: **630nm**

Žluté světlo: **590nm**

Zelené světlo: **520nm**

Modré světlo: **470nm**

Použití této masky je velmi jednoduché, stačí si ji nasadit, upevnit elastickým páskem k obličeji a ovladačem nastavit intenzitu a dobu vybraného ošetření. Kolem otvorů na oči jsou jemné gumové šedé podložky, které zamezí nepříjemnému otlaku okolo očí. Ošetřující LED maska na obličej je vybavena 150 LED diodami, které produkují fotony právě s různými vlnovými délkami. Každá dioda má definovaný výkon a hodnotu světelného toku. Proto je důležité rozlišovat jednotlivé barvy diod. Jedna barva léčí akné, další vrásky, jizvy, zarudnutí, otoky – záleží na vaší preferenci.

LED diody na masce nepotřebují být měněny.

CZ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ

ÚČINKY OŠETŘUJÍCÍ LED MASKY:

- Redukuje vrásky a předchází jejich výskytu
- Minimalizuje póry
- Bojuje proti akné
- Pomáhá bojovat proti mastnotě obličeje
- Zlepšuje pružnost pokožky
- Sjednocuje tón pleti
- Potlačuje tvorbu melaninu
- Zlepšuje cirkulaci krve v podkožní tkáni
- Zvyšuje účinnost vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků

HLAVNÍ FUNKCE:

- Přírodní světelné vlny zlepšují vzhled pokožky
- Každá barva světla je účinná na konkrétní ošetření pleti
- Různé možnosti režimu
- Snadné ovládání
- Lehce přenosné

POPIS MASKY:

PODLOŽKY NA ČELO

**ELASTICKÝ
PÁSEK**

**PODLOŽKY
NA OČI**

LED DIODY

VSTUP PRO USB



MASKA JE VHODNÁ PRO TOHO, KDO:

- Zůstává vzhůru dlouho do noci a jeho pleť je tak unavená
- Sedí dlouho před počítačem a kouká se často do mobilního telefonu
- Nedodrží zdravý jídelníček, který zlepšuje stav pleti
- Má problematickou pleť: skvrny, akné, ucpané póry, matnou, nažloutlou, hrubou či ochablou pleť, aj.

CZ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Před použitím masky vyzkoušejte veškeré funkce ovladače, aniž byste měli masku nasazenou na obličej. Snažte se vyvarovat přímému očnímu kontaktu se světlem vycházejícím z masky.
- Pomocí usb kabelu připojte masku k ovladači. Ovladač propojte s napájecím kabelem.
- **Napájecí kabel musí být při používání masky v zásuvce.**
- Přizpůsobte délku elastického pásku svému obličej.
- Před nasazením masky důkladně očistěte pleť obličeje a krk a poté šetrně vysušte ručníkem.
 - Stiskněte tlačítko **"power switch"** na ovladači. V případě, že je maska zapnutá, rozsvítí se zelená kontrolka **"power"** vlevo nahoře.
 - Poté nastavte světelnou intenzitu pomocí tlačítek **"energy + a -"** na vámi požadovanou hodnotu (01-10). Defaultně je nastavena hodnota **"00"** = světelná intenzita je vypnuta.
 - Stiskněte tlačítko **"on/off"** a maska se rozsvítí. Pokud maska nesvítí, nemáte nastavenou světelnou intenzitu. V takovém případě se vraťte k 2. Kroku, jinak pokračujte krokem 4.
 - Tlačítkem **"color"** vyberte barvu ošetření, které chcete podstoupit. Snažte se při výběru barvy nekoukat přímo do světla masky.
 - Tlačítkem **"time"** nastavte požadovanou dobu ošetření, doporučená doba je 10-15 minut.
 - Nasadte si masku na obličej a začněte celý proces ošetření pleti fotonovou terapií.

POPIS OVLADAČE:



Pokud trpíte na citlivou pokožku, ekzémy, alergie nebo jste nachlazení, poraďte se před použitím masky s vaším lékařem. Maximální doba použití masky denně činí 45 minut. Chcete-li podstoupit více ošetření během 1 dne, počkejte mezi nimi alespoň 10 minut. Doporučená doba jednoho ošetření je 10-15 minut. Ideálně masku používejte 2-3x týdně.

OBRÁZKY S POPISEM OVLADAČE A MASKY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ.
VYROBENO V ČÍNĚ.

CZ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ

ÚČINKY JEDNOTLIVÝCH SVĚTEL:

1) 630NM-LED ČERVENÉ SVĚTLO: PROTI VRÁSKÁM

- Bělící účinky
- Pro hebkou pokožku bez vrásek
- Vyhlazuje jemné vrásky, smršťuje póry
- Zlepšuje stav pokožky
- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu
- Zvyšuje účinnost vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků
- Zlepšuje cirkulaci krve v podkožní tkáni
- Brání v tvorbě pigmentu

2) 520NM-LED ZELENÉ SVĚTLO: PROTI ÚNAVĚ

- Zlepšuje stav pokožky
- Vyrovnává barevný tonus pokožky
- Redukuje tvorbu mazu
- Zmírňuje duševní stres
- Snižuje výskyt edémů (otoků)
- Přispívá k eliminaci epidermálních pigmentových skvrn
- Zpomaluje produkci melaninu
- Má protizánětlivý účinek (zejména proti vzniku akné pleti)
- Vhodný pro všechny typy pleti

3) 470NM-LED MODRÉ SVĚTLO: PROTI AKNĚ

- Účinně snižuje výskyt a léčí akné
- Zlepšuje stav pokožky, aniž by zanechávalo jizvy
- Aktivuje porfyriny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie)
- Má antibakteriální a protizánětlivý účinek

4) 590NM-LED ŽLUTÉ SVĚTLO: PROTI ZARUDNUTÍ, KE ZVÝŠENÍ IMUNITY

- Zmírňuje hrubost pokožky a zarudnutí
- Zmírňuje kožní onemocnění
- Navíc zmírňuje horkost a podporuje zvýšení imunity
- Podporuje absorbování kosmetických přípravků
- Přispívá ke zlepšení buněčného metabolismu
- Zlepšuje detoxikační vlastnosti podpořením lymfatické činnosti
- Obzvláště účinný po intenzivním mechanickém peelingu
- Napomáhá zpomalování stárnutí kůže

5) LED FIALOVÉ SVĚTLO: PROTI JIZVÁM PO AKNĚ

- Kombinace červeného a modrého světla = kombinace dvou léčebných terapií
- Obzvláště účinná při léčbě jizev po akné

6) LED ZELENOMODRÉ SVĚTLO: PODPORA METABOLISMU

- Postupně zvyšuje buněčnou energii
- Podporuje metabolismus

7) LED BÍLÉ SVĚTLO: PROTI STÁRNUTÍ

- Řeší stařecké skvrny a ochablou kůži
- Snižuje výskyt jemných vrásek.

UPOZORNĚNÍ, RIZIKA:

- Nevhodné pro děti do 14 let.
- Zakázáno používat: těhotným ženám, kojencům, dětem, lidem s nachlazením, angínou či chřipkou, epileptikům, alergikům na světlo, pacientům s onemocněním štítné žlázy.
- Zakázáno používat lidem, kterým bylo po používání masky zle – navštivte svého lékaře a použití masky s ním konzultujte.
- Při použití masky nekoukejte na televizi, nesurfujte na internetu, nečtěte knihu atd. – hrozí dlouhodobé poškození očí.
- Vyhněte se dlouhodobému přímému očnímu kontaktu se zdrojem světla.
- Pokud hodláte zároveň s maskou použít i kosmetické přípravky, vybírejte kvalitní produkty s přírodním složením.
- Po otevření krabice může maska mírně zapáchat, je to způsobeno tím, že je vyrobena z lékařského silikonu, zápach brzy vymizí.
- Ať masku používáte na posteli nebo lehátku, vždy ji uchovávejte v krabici, zamezíte tak jejímu poškození.
- K očištění masky nepoužívejte vodu, neponořujte masku do vody – k očištění použijte navlhčený hadřík.
- K očištění masky nepoužívejte žádné chemické přípravky.
- Nevystavujte masku přímo slunečnímu záření.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

1x LED maska na obličej, 1x ovladač, 1x kabel usb, 1x napájecí adaptér, 1x uživatelská příručka

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Input: 100-240vac, 50/60hz
- Output: 12v(1a)

CZ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ

SK Palsar7

OŠETRUJÚCA LED MASKA NA TVÁR

TERAPIA FOTÓNOVÝM SVETLOM

Prečo chodiť na drahé chemické peelingy a čistenie pleti, laserové úpravy a výplne vrások kyselinou hyaluronovou, keď môžete pleť liečiť z pohodlia vášho domova?

Ošetrujúca LED maska palsar7 predstavuje inovatívny spôsob, ako sa zbaviť akné, vrások, unavennej pleti a ďalších nedokonalostí. A to vďaka terapii fotónovým svetlom, ktorá patrí v oblasti dermatológie medzi najefektívnejšie nástroje v boji proti chronickým kožným defektom. Oproti laserovým ošetreniam nespôsobuje fotónové ošetrenie pomocou LED svetiel žiadnu bolesť či vedľajšie účinky, ktoré potrebujú čas na zahojenie.

AKO FUNGUJE FOTÓNOVÁ TERAPIA

Svetlo sa dá zjednodušene popísať ako viditeľná časť elektromagnetického žiarenia rôznofrekvencie. Dosahuje rôznych vlnových dĺžok v intervale od 390 do 760nm. Pri tejto terapii preniká svetlo do tela ako prúd energie vo forme fotónov. Rôzne vlnové dĺžky svetla majú rôzne pozitívne účinky pri starostlivosti o pleť.

VLNOVÉ DĹŽKY SVETIEL PRE OŠETRUJÚCU LED MASKU:

Červené svetlo: **630nm**

Žlté svetlo: **590nm**

Zelené svetlo: **520nm**

Modré svetlo: **470nm**

Použitie tejto masky je veľmi jednoduché, stačí si ju nasadiť, upevniť elastickými páskami k tvári a ovládačom nastaviť intenzitu a dobu vybraného ošetrenia. Okolo otvorov na oči sú jemné gumové sivé podložky, ktoré zamedzujú nepríjemnému otlaku okolo očí. Ošetrujúca LED maska na tvár je vybavená 150 LED diódami, ktoré produkujú fotóny práve s rôznymi vlnovými dĺžkami. Každá dióda má definovaný výkon a hodnotu svetelného toku. Preto je dôležité rozlišovať jednotlivé farby diód. Jedna farba lieči akné, ďalšie vrásky, jazvy, začervenanie, opuchy - záleží na vašej preferencii. **LED diódy na maske nepotrebujú byť menené.**

SK OŠETRUJÚCA LED MASKA NA TVÁR

ÚČINKY OŠETRUJÚCEJ LED MASKY:

- Redukuje vrásky a predchádza ich výskytu
- Minimalizuje póry
- Bojuje proti akné
- Pomáha bojovať proti mastnote tváre
- Zlepšuje pružnosť pokožky
- Zjednocuje tón pleti
- Potláča tvorbu melanínu
- Zlepšuje cirkuláciu krvi v podkožnom tkanive
- Zvyšuje účinnosť vstrebávania účinných látok kozmetických prípravkov

HLAVNÉ FUNKCIE:

- Prírodné svetelné vlny zlepšujú vzhľad pokožky
- Každá farba svetla je účinná na konkrétne ošetrovanie pleti
- Rôzne možnosti režimu
- Jednoduché ovládanie
- Ľahko prenosné

POPIS MASKY:

PODLOŽKY NA ČELO

ELASTICKÝ
PÁSIK

PODLOŽKY
NA OČI

LED DIÓDY

VSTUP PRE USB



MASKA JE VHODNÁ PRE TOHO, KTO:

- Zostáva hore dlho do noci a jeho pleť je tak unavená
- Sedí dlho pred počítačom a pozerá často do mobilného telefónu
- Nedodržiava zdravý jedálniček, ktorý zlepšuje stav pleti
- Má problematickú pleť: škrvny, akné, upchaté póry, matnú, žltkastú, hrubú či ochabnutú pleť, a iné

SK OŠETRUJÚCA LED MASKA NA TVÁR

NÁVOD NA POUŽITIE:

- Pred použitím masky vyskúšajte všetky funkcie ovládača, bez toho aby ste mali masku nasadenú na tvári. Snažte sa vyvarovať priamemu očnému kontaktu so svetlom, ktoré vychádza z masky.
- Pomocou usb kábla pripojte masku k ovládaču. Ovládač prepojte s napájacím káblom.
- **Napájací kábel musí byť pri používaní masky v zásuvke.**
- Prispôbte dĺžku elastického pásku svojej tvári.
- Pred nasadením masky dôkladne očistite pleť tváre a krk a potom šetrne osušte uterákom.
 - Stlačte tlačidlo **"power switch"** na ovládači. V prípade, že je maska zapnutá, rozsvieti sa zelená kontrolka **"power"** vľavo hore.
 - Potom nastavte svetelnú intenzitu pomocou tlačidiel **"energy + a -"** na vami požadovanú hodnotu (01-10). Defaultne je nastavená hodnota **"00"** = svetelná intenzita je vypnutá.
 - Stlačte tlačidlo **"on / off"** a maska sa rozsvieti. Ak maska nesvieti, nemá nastavenú svetelnú intenzitu. V takom prípade sa vráťte k 2. Kroku, inak pokračujte krokom 4.
 - Tlačidlom **"color"** vyberte farbu ošetrenie, ktoré chcete podstúpiť. Snažte sa pri výbere farby nepozerať priamo do svetiel masky.
 - Tlačidlom **"time"** nastavte požadovanú dobu ošetrenia, odporúčaná doba je 10-15 minút.
 - Nasadte si masku na tvár a začnite celý proces ošetrenie pleti pomocou fotónovej terapie.

POPIS OVLÁDAČA:



Ak trpíte na citlivú pokožku, ekzémy, alergie alebo ste prechladnutý, poraďte sa predpoužitím masky s vaším lekárom. Maximálna doba použitia masky denne je 45 minút. Ak chcete vyskúšať niekoľko ošetrení počas jedného dňa, počkajte medzi nimi aspoň 10 minút. Odporúčaná doba jedného ošetrenia je 10-15 minút. Ideálne masku používajte 2-3x týždenne.

OBRAZKY S POPISEM OVLÁDAČA A MASKY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ.
VYROBENO V ČÍNE.

SK OŠETRUJÚCA LED MASKA NA TVÁR

ÚČINKY JEDNOTLIVÝCH SVĚTEL:

1) 630NM-LED ČERVENÉ SVETLO: PROTI VRÁSKAM

- Bieliace účinky
- Pre hebkú pokožku bez vrások
- Vyhladzuje jemné vrásky, zmršťuje póry
- Zlepšuje stav pokožky
- Podporuje prirodzenú tvorbu kolagénu
- Zvyšuje účinnosť vstrebávania účinných látok kozmetických prípravkov
- Zlepšuje cirkuláciu krvi v podkožnom tkanive
- Bráni v tvorbe pigmentu

2) 520NM-LED ZELENÉ SVETLO: PROTI ÚNAVE

- Zlepšuje stav pokožky
- Vyrovnáva farebný tonus pokožky
- Redukuje tvorbu mazu
- Zmierňuje duševný stres
- Znižuje výskyt edémov (opuchov)
- Prispieva k eliminácii epidermálnych pigmentových škvŕn
- Spomaľuje produkciu melanínu
- Má protizápalový účinok (najmä proti vzniku aknóznej pleti)
- Vhodný pre všetky typy pleti

3) 470NM-LED MODRÉ SVETLO: PROTI AKNÉ

- Účinne znižuje výskyt a lieči akné
- Zlepšuje stav pokožky, bez toho aby zanechávalo jazvy
- Aktivuje porfyríny (našartujú chemickú reakciu, ktorá ničí škodlivé baktérie)
- Má antibakteriálny a protizápalový účinok

4) 590NM-LED ŽLTÉ SVETLO: PROTI ZAČERVENANIU, NA ZLEPŠENIE IMUNITY

- Zmierňuje hrubosť pokožky a začervenanie
- Zmierňuje kožné ochorenia
- Naviac zmierňuje horúčku a napomáha k zvýšeniu imunity
- Podporuje absorbovanie kozmetických prípravkov
- Prispieva k zlepšeniu bunkového metabolizmu
- Zlepšuje detoxikačné vlastnosti podporením lymfatickej činnosti
- Obzvlášť účinný po intenzívnom mechanickom peelingu
- Napomáha spomaľovaniu starnutia kože

5) LED FIALOVÉ SVĚTLO: PROTI JAZVÁM PO AKNÉ

- Kombinácia červeného a modrého svetla = kombinácia dvoch liečebných terapií
- Obzvlášť účinná pri liečbe jaziev po akné

6) LED ZELENOMODRÉ SVETLO: PODPORA METABOLIZMU

- Postupne zvyšuje bunkovú energiu
- Podporuje metabolizmus

7) LED BIELE SVETLO: PROTI STÁRNUTIU

- Rieši starecké škvrny a ochabnutú kožu
- Znižuje výskyt jemných vrások

UPOZORNENIE, RIZIKÁ:

- Nevhodné pre deti do 14 rokov.
- Zakázané používať: tehotným ženám, dojčatám, deťom, ľuďom s prechladnutím, angínou či chrípkou, epileptikom, alergikom na svetlo, pacientom s ochorením štítnej žľazy.
- Zakázané používať ľuďom, ktorým bolo po používaní masky zle - navštívte, prosím, svojho lekára a použitím masky s ním prekonzultujte
- Pri použití masky nepozerať na televíziu, nesurfujte po internete, nečítajte knihu atď. - hrozí dlhodobé poškodenie očí.
- Vyhnite sa dlhodobému priamemu očnému kontaktu so zdrojom svetla.
- Pokiaľ hodláte zároveň s maskou použiť aj kozmetické prípravky, vyberajte kvalitné produkty s prírodným zložením.
- Po otvorení krabice môže maska mierne zapáchať, je to spôsobené tým, že je vyrobená z lekárskeho silikónu, zápach čoskoro zmizne.
- Masku používajte na posteli alebo na lehátku, vždy ju uchovávajte v krabici, zamedzíte tak jej poškodeniu.
- Na očistenie masky nepoužívajte vodu, neponárajte masku do vody - na očistenie použite navlhčenú handričku.
- Na očistenie masky nepoužívajte žiadne chemické prípravky.
- Nevystavujte masku priamo slnečnému žiareniu.

PRÍSLUŠENSTVO:

1x LED maska na tvár, 1x ovládač, 1x kábel usb, 1x nabíjací adaptér, 1x užívateľská príručka

TECHNICKÉ PARAMETRE:

- Input: 100-240vac, 50/60hz
- Output: 12v(1a)

SK OŠETRUJÚCA LED MASKA NA TVÁR

EN Palsar7

TREATMENT LED MASK FOR THE FACE

PHOTONE LIGHT THERAPY

Why go for expensive chemical peels and skin cleansers, laser treatments and hyaluronic acid wrinkle fillers when you can treat your skin from the comfort of your home?

The Palsar7 treatment LED mask is an innovative way to get rid of acne, wrinkles, tired skin and other imperfections. This is thanks to photon light therapy, which is one of the most effective tools in the field of dermatology in the fight against chronic skin defects. Unlike laser treatments, photon treatment with LED lights does not cause any pain or side effects that require time to heal.

HOW PHOTONE THERAPY WORKS

Light can be simply described as a visible part of electromagnetic radiation of different frequencies. It reaches different wavelengths in the range from 390 to 760nm. In this therapy, light penetrates the body as a stream of energy in the form of photons. Different wavelengths of light have different positive effects on skin care.

LIGHT WAVELENGTHS FOR THE LED TREATMENT MASK:

Red light: **630nm**

Yellow light: **590nm**

Green light: **520nm**

Blue light: **470nm**

Using this mask is very simple, you just need to put it on, fasten it to your face with an elastic band and adjust the intensity and duration of the selected treatment with the controller. There are soft gray rubber pads around the eye holes to prevent unpleasant pressure around the eyes. The treatment LED face mask is equipped with 150 LED diodes that produce photons with different wavelengths. Each diode has a defined power and luminous flux value. Therefore, it is important to distinguish the individual colors of the diodes. One color treats acne, another treats wrinkles, scars, redness, swelling - it depends on your preference.

The LEDs on the mask do not need to be changed.

EN TREATMENT LED MASK FOR THE FACE

EFFECTS OF TREATING LED MASKS:

- Reduces wrinkles and prevents them from occurring
- Minimizes pores
- Fights acne
- Helps fight facial grease
- Improves skin elasticity
- Unifies skin tone
- Suppresses melanin production
- Improves blood circulation in subcutaneous tissue
- Increases the efficiency of absorption of active ingredients of cosmetics

MAIN FUNCTION:

- Natural light waves improve the appearance of the skin
- Each light color is effective for a specific skin treatment
- Different mode options
- Easy operation
- Easily portable

MASK DESCRIPTION:

PAD FOR FOREHEAD

ELASTIC BAND

PADS FOR EYES

LED DIODES

USB ENTRY



THE MASK IS SUITABLE FOR THOSE WHO:


- Stay up late into the night and their skin is tired
- Sit long in front of the computer and often look at his cell phone
- Who do not follow a healthy diet, which improves the condition of the skin
- Who have problematic skin: spots, acne, clogged pores, dull, yellowish, rough or sagging skin, etc.

EN TREATMENT LED MASK FOR THE FACE

INSTRUCTIONS FOR USE:

- Before using the mask, test all functions of the controller without the mask on your face. Try to avoid direct eye contact with the light coming from the mask.
- Connect the mask to the controller using the USB cable. Connect the controller to the power cable.
- The power cord must be plugged in when using the mask.
- Adjust the length of the elastic band to your face.
- Before putting on the mask, thoroughly clean the skin of the face and neck and then gently dry with a towel.
 - Press the **"power switch"** button on the controller. If the mask is on, the green **"power"** light on the top left will light up.
 - Then set the light intensity using the **"energy + and -"** buttons to your desired value (01-10). By default, the value is set to "00" = light intensity is switched off.
 - Press the **"on/off"** button and the mask will light up. If the mask doesn't light up, you don't have the light intensity set. In this case, return to Step 2, otherwise continue with Step 4.
 - Use the **"color"** button to select the color of the treatment you want to undergo. Try not to look directly into the lights of the mask when choosing a color.
 - Use the **"time"** button to set the required treatment time, the recommended time is 10-15 minutes.
 - Put the mask on your face and start the whole skin treatment process with photon therapy.

CONTROLLER DESCRIPTION:



The maximum time of using the mask per day is 45 minutes. If you want to try several treatments in one day, wait at least 10 minutes between them. The recommended duration of one treatment is 10-15 minutes. Ideally, use the mask 2-3 times a week. If you suffer from sensitive skin, eczema, or allergies have a cold, consult your doctor before using the mask.

IMAGES WITH DESCRIPTION ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY.
MADE IN CHINA.

EN TREATMENT LED MASK FOR THE FACE

EFFECTS OF INDIVIDUAL LIGHTS:

1) 630NM-LED RED LIGHT: ANTI-WRINKLE

- Bleaching effects
- For soft skin without wrinkles
- Smoothes fine wrinkles, shrinks pores
- Improves the condition of the skin
- It supports the natural production of collagen
- Increases the efficiency of absorption of active ingredients of cosmetics
- Improves blood circulation in subcutaneous tissue
- Prevents the formation of pigment

2) 520NM-LED GREEN LIGHT: ANTI-FATIGUE

- Improves the condition of the skin
- Balances skin tone
- Reduces sebum production
- Relieves mental stress
- Reduces the incidence of edema (swelling)
- It contributes to the elimination of epidermal pigment spots
- Slows down melanin production by 40 to 60%
- Has an anti-inflammatory effect (especially against the formation of acne skin)
- Suitable for all skin types

3) 470NM-LED BLUE LIGHT: AGAINST ACNE

- Effectively reduces the incidence and cures acne
- Improves the condition of the skin without leaving scars
- Activates porphyrins (start a chemical reaction that destroys harmful bacteria)
- It has antibacterial and anti-inflammatory effect

4) 590NM-LED YELLOW LIGHT: AGAINST REDNESS, TO INCREASE IMMUNITY

- Relieves skin roughness and redness
- Relieves skin diseases
- In addition, it relieves fever and increases immunity
- Supports the absorption of cosmetics
- It contributes to the improvement of cellular metabolism
- Improves detoxification properties by promoting lymphatic activity
- Particularly effective after intense mechanical peeling
- Helps slow down skin aging

5) LED PURPLE LIGHT: AGAINST ACNE SCARS

- Combination of red and blue light = combination of two treatment therapies
- Particularly effective in treating acne scars

6) LED GREEN-BLUE LIGHT: METABOLISM SUPPORT

- Gradually increases cellular energy
- Supports metabolism

7) LED WHITE LIGHT: ANTI-AGING

- Addresses age spots and sagging skin
- Reduces the appearance of fine wrinkles.

WARNING:

- Not suitable for children under 14 years.
- Prohibited to use: pregnant women, infants, children, people with colds, sore throat or flu, epileptics, allergy sufferers, patients with thyroid disease.
- It is forbidden to use by people who were ill after using the mask - please visit your doctor and consult with him when using the mask.
- When using the mask, do not watch TV, surf the Internet, read a book, etc. - there is a risk of long-term damage to the eyes.
- Avoid prolonged direct eye contact with the light source.
- If you intend to use cosmetics together with the mask, choose quality products with a natural composition.
- After opening the box, the mask may smell slightly, it is due to the fact that it is made of medical silicone, the odor will soon disappear.
- Whether you use the mask on a bed or a lounger, always keep it in a box to prevent damage.
- Do not use water to clean the mask, do not immerse the mask in water - use a damp cloth to clean it.
- Do not use any chemicals to clean the mask.
- Do not expose the mask to direct sunlight.

ACCESSORIES:

1x LED face mask, 1x remote control, 1x USB cable, 1x charging adapter, 1x user manual

TECHNICAL PARAMETERS:

- Input: 100-240vac, 50/60hz
- Output: 12v(1a)

HU Palsar7

KEZELÉS LED ARCMASZK

FOTON FÉNY TERÁPIA

Miért menne drága kémiai hámlasztásokra és bőrtisztításokra, lézeres kezelésekre és hiarulon savas ráncfeltöltésre amikor az otthona kényelmében is ápolhatja bőrét?

A Palsar7 LED kezelésű arcmaszok egy innovatív mód a pattanások, ráncok, fáradt bőr és egyéb tökéletlenség kezelésére. Ez a foton fény terápiának köszönhető amely az egyik leghatékonyabb eszköz a dermatológia terén ahol harcol a krónikus bőrhibák ellen. Nem úgy mint a lézer kezelése, a foton LED-et használó foton terápia nem okoz semmilyen fájdalmat vagy mellékhatást amelynek időigényes lenne a gyógyulása.

HOGYAN MŰKÖDIK A FOTON TERÁPIA

A fény könnyen leírható az elektromagnetikus kisugárzás látható részeként különböző frekvenciákon. Különbözö hullámhosszakat vesz fel 390 és 760 nanométer között. Ebben a terápiában a fény áthatol a testen egy sugárban melyet a fotonok formálnak. Különbözö hullámhosszok, különböző pozitív hatással vannak a bőrápolásban.

A LED ARCMASZK FÉNY HULLÁMHOSSZÚSÁGAI:

Piros fény: **630nm**

Sárga fény: **590nm**

Zöld fény: **520nm**

Kék fény: **470nm**

Ennek a maszknak a használata nagyon egyszerű, csak fel kell venni, gumiszalaggal az arcra rögzíteni, és a kontrollerrel beállítani a kiválasztott kezelés intenzitását és időtartamát. A szemnyílások körül puha szürke gumipárnák vannak, amelyek megakadályozzák a szem körüli kellemetlen nyomást. A kezelö LED arcmaszok 150 LED diódával van felszerelve, amelyek különböző hullámhosszú fotonokat állítanak elő. Minden diódának meghatározott teljesítménye és fényáram-értéke van. Ezért fontos megkülönböztetni a diódák egyes színeit. Az egyik szín a pattanásokat, a másik a ráncokat, hegeket, bőrpírt, duzzanatot kezeli – ez az Ön preferenciáitól függ.

A maszkon lévő LED-eket nem kell cserélni.

A LED ARCMASZKOS KEZELÉS

TOVÁBBI HATÁSAI:

- Cökkenti a ráncok számát és megelőzi azoknak előfordulását
- Minimalizálja a pórusokat
- Harcol a pattanások ellen
- Segít a arczsír legyőzésében
- Fejleszti a bőr rugalmasságát
- Egyesíti a bőrszínt
- Elnyomja a melanin termelést
- Segíti a vérkeringést bőralatti szövetekben
- Segíti a bőrápoló termékek felszívását, hatékonyságát

FŐ FUNKCIÓK:

- Természetes fény hullámok segítenek hogy jól nézzen ki bőre
- Minden egyes szín hatékony egy speciális bőr kezelésben
- Különböző módok
- Könnyű kezelés
- Könnyen hordozható

MASZK LEÍRÁS:

HOMLOKPÁRNA

RUGALMAS
PÁNT

PÁRNA
SZEMFÁJLDAL
OM ELLEN

LED DIÓDÁK

USB CSATLAKOZÓ



A MASZK AZOKNAK VALÓ AKIK:


- Késő estig fent maradnak és fáradt a bőrük
- Sokat ülnek számítógép előtt és gyakran nézik a telefonukat
- Akik nem követken egészséges diétát amely fejleszti a bőr állapotát
- Akiknek bőrproblémái vannak: pattanások, anyajegy, eldugult pórusok, fakó, sárgás, kemény vagy petyhedt bőrrel rendelkezik

HU KEZELÉS LED ARCMASZK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- A maszk használata előtt tesztelje a vezérlőegység minden funkcióját anélkül, hogy a maszk az arcán lenne. Próbálja meg elkerülni a közvetlen szemkontaktust a maszkból érkező fénnel.
- Használja az USB kávelt hogy csatlakoztassa a maszkot a távirányítóhoz.
- **A maszk használatakor a tápkábelt konnektorba kell dugni.**
- Vegye ki a maszkot a dobozból és helyezze az arca mellé, majd állítsa a rugalmas pántot hogy az a fejéhez illeszkedjen.
- Alaposan tisztítsa meg arcbőrét majd tisztítsa meg gyengéden egy törölközővel.
 - Kapcsoló gomb - Be/ki **"power switch"** – amikor a maszk bevan kapcsolva, a LED a távirányítón felvillan
 - BE/KI gomb **"on/off"** - bekapcsolás/folyamat megállítása – amikor a maszk elindul, a LED a távirányítón felvillan
 - Szín **"color"** - ezzel választhatja ki a különböző kezeléseket
 - Idő-/Idő+ gombok **"Time +/-"** - a kezelések hosszát állítja (javasolt használati idő 10-15 perc)
 - Energia +/- Energia- gombok **"Energy +/-"** - a fény erősségének állítása (kerülje a hosszas közvetlen érintkezést a szeme és a fény között).
 - Élvezze a foton terápiát, lehetőleg pihenés közben szemeit becsukva

VEZÉRLŐ LEÍRÁSA:



A maximum kezelési idő egy nap 45 perc. Ha különböző kezeléseket akar kipróbálni egy nap, várjon legalább 10 percet közöttük. A javasolt idő egy kezelésre 10-15 perc. Ideális esetben, használja egy héten 2-3 alkalommal a maszkot. Ha érzékeny a bőre, allergiás, ekcémás, megfázott, forduljon orvoshoz mielőtt használja a maszkot.

A KÉPEK A LEÍRÁSOKKAL KIZÁRÓLAG ILLUSZTRÁCIÓS CÉLOKAT SZOLGÁLNAK.
KÍNÁBAN KÉSZÜLT.

HU KEZELÉS LED ARCMASZK

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEK HATÁSAI:

1) 630NM-LED PIROS FÉNY: RÁNCOK ELLEN

- Fehérítő hatás
- Gyengéd bőrért ráncok nélkül
- Elsimítja a finom ráncokat, összehúzza a pórusokat
- Fejleszti a bőr állapotát
- Támogatja a természetes előállítását a kollagénnek
- Megnöveli a bőr felszívó képességének hatékonyságát kozmetikai szerek használata esetén
- Segíti a vérkeringést bőralatti szövetekben
- Megelőzi a pigmentek kialakulását

2) 520NM-LED ZÖLD FÉNY: FÁRADTSÁG ELLEN

- Fejleszti a bőr kondícióját
- Kiegyenlíti a bőrszínt
- Csökkenti a faggyú termelést
- Feloldja a mentális feszültségeket
- Csökkenti a gyulladások előfordulását
- Hozzáad a pigment foltok eltüntetéséhez
- Lelassítja a melanin termelést 40-60%-al
- Rendelkezik gyulladás ellenes hatásokkal (főleg az akne bőrhiba ellen)
- Mindenféle bőr típusra alkalmas

3) 470NM-LED KÉK FÉNY: PATTANÁSOK ELLEN

- Hatékonyan csökkenti a pattanások előfordulását, és gyógyítja őket
- Fejleszti a bőr kondícióját anélkül hogy sebeket hagyna hátra
- Polfrineket aktivál (egy kémia reakció mely elpusztítja a káros baktériumokat)
- Anti bakteriális és anti-gyulladás hatással rendelkezik

4) 590NM-LED SÁRGA FÉNY: IMMUNITÁS NÖVELŐ, REDUKCIÓ ELLENES

- Puhítja a bőrt és eltünteti a vörösséget
- Enyhíti a bőr betegségeket
- Enyhíti a lázat és fejleszti az immunitást
- Támogatja a kozmetikai szerek felszívódását
- Hozzáad az anyagcsere fejlesztéséhez
- Fejleszti a detoxikáló hatást a nyirok tevékenység elősegítésével
- Különösen hatékony erős mechanikai hámlasztások után
- Segít lelassítani a bőr öregedését

5) LED LILA FÉNY: AKNE SEBEK ELLEN

- A kék és piros fény kombinációja = a két kezelési terápia kombinációja
- Különösen hatékony akne sebek kezelésére

6) LED ZÖLDES KÉK FÉNY: METABOLIZMUS TÁMOGATÁSA

- Fokozatosan növeli a sejtek energiáját
- Támogatja a metabolizmust

7) LED FEHÉR FÉNY: ÖREGEDÉS ELLEN

- Kezeli az öregedési foltokat, és a megereszkedett bőrt
- Csökkenti a ráncok előfordulását

FIGYELMEZTETÉSEK:

- 14 éven aluliak számára nem alkalmas.
- Tilos a használat: terhes nőknek, csecsemőknek, gyerekeknek, megfázás esetén, száraz torok és influenza esetén, epilepsziásoknak, allergiásoknak és pajzsmirigy betegséggel rendelkezőknek.
- Tilos a maszk használata ha betegség lép fel a használata után – kérjük látogassa meg és kérje ki doktora véleményét a maszk használata esetén.
- Amikor a maszkot használja ne nézzen TV-t, ne internetezzen, olvasson, stb.
- Mert ilyenkor hosszútávú sérülést okozhat szemeinek.
- Hogyha egyszerre szeretné használni a maszkot más kozmetikai termékekkel, válasszon jó minőségű termékeket, természetes összetevőkkel.
- A doboz kinyitása után a maszknak fura szaga lehet, ez amiatt van mert orvosi szilikonnal készült, az szag hamar elmúlik.
- Akárhol is használja a maszkot mindig helyezze vissza a dobozba hogy ne sérüljön.
- Ne tisztítsa vízzel a maszkot, ne áztassa vízbe a maszkot - nedves törülközővel tisztítsa.
- Ne használjon vegyszereket a maszk tisztítására.
- A maszkot nem érheti közvetlen napsugár.

TARTOZÉKOK:

1x LED arcmaszk, 1x távirányító, 1x USB kábel, 1x töltő adapter, 1x használati útmutató

TECHNIKAI PARAMÉTEREK:

- Input: 100-240vac, 50/60hz
- Output: 12v(1a)

RO

Palsar7

MASCĂ LED DE TRATAMENT PENTRU FAȚĂ

TERAPIE CU LUMINĂ FOTONICĂ

De ce să mergeți la salon pentru peeling-uri chimice costisitoare și curățarea feței, la tratamente cu laser și injectări cu acid hialuronic, dacă vă puteți vindeca pielea din confortul propriei case?

Masca LED de tratament palsar7 reprezintă un mod inovativ în care puteți scăpa de acnee, riduri, piele obosită și alte imperfecțiuni. Iar aceasta datorită terapiei cu lumină fonică, unul dintre cele mai eficiente instrumente în lupta contra defectelor cronice ale pielii din domeniul dermatologiei. Spre deosebire de tratamentele cu laser, tratamentul cu lumină fonică și becuri LED nu cauzează nicio durere sau efecte secundare care să necesite timp pentru vindecare.

CUM FUNCȚIONEAZĂ TERAPIA FOTONICĂ

Lumina poate fi descrisă într-un mod simplu ca partea vizibilă a radiațiilor electromagnetice de diferite frecvențe. Aceasta poate atinge lungimi de undă diferite, în intervale cuprinse între 390 și 760nm. În cadrul acestui tip de terapie, lumina pătrunde în corp ca un flux de energie sub forma fotonilor. Lungimile de undă diferite au efecte pozitive diferite pentru îngrijirea pielii.

LUNGIMILE DE UNDĂ ALE LUMINII PENTRU MASCA LED DE TRATAMENT:

Lumina roșie: **630nm**

Lumina galbenă: **590nm**

Lumina verde: **520nm**

Lumina albastră: **470nm**

Utilizarea acestei măști este foarte ușoară – este suficient să o așezați pe față, să o fixați pe față cu banda elastică și să setați intensitatea și durata tratamentului cu ajutorul telecomenzii. În jurul orificiilor pentru ochi se află suporturi din cauciuc moale gri, care împiedică apariția presiunii neplăcute în jurul ochilor. Masca LED de tratament pentru față este prevăzută cu 150 de becuri LED care produc fotoni cu lungimi de undă diferite. Fiecare LED are definit randamentul și valoarea fluxului luminos. Din acest motiv, este importantă distingerea fiecărei culori a led-urilor. O culoare vindecă acneea, o alta ridurile, cicatricile, descuamarea, inflamațiile – depinde de preferințele dvs. **LED-urile de pe mască nu trebuie schimbate.**

RO MASCĂ LED DE TRATAMENT PENTRU FAȚĂ

EFECTELE MĂȘTII DE TRATAMENT CU LED:

- Reduce ridurile și previne apariția acestora
- Minimizează porii
- Luptă împotriva acneei
- Contribuie la lupta contra îngrășării tenului
- Îmbunătățește elasticitatea pielii
- Uniformizează culoarea pielii
- Reduce producția de melanină
- Îmbunătățește circulația sângelui în tesuturile subcutanate
- Crește eficiența absorbției substanțelor active din produsele cosmetice

FUNCȚII PRINCIPALE:

- Undele luminoase naturale îmbunătățesc aspectul pielii
- Fiecare culoare a luminii este eficientă pentru un anumit tip de tratament al pielii
- Programe diferite la alegere
- Operare facilă
- Ușor de transportat

DESCRIEREA MĂȘTII:

SUPORT CAUCIUC

BANDĂ ELASTICĂ

SUPORT
CAUCIUC OCHI

LED-URI

PORT USB



MASCA ESTE POTRIVITĂ PENTRU PERSOANELE CARE:


- Se culcă foarte târziu și urmele oboseii se văd pe piele
- Petrec mult timp în fața calculatorului și se uită des la ecranul telefonului mobil
- Nu au un regim sănătos de alimentație, care să îmbunătățească aspectul pielii
- Au pielea problematică: cu pete, acnee, pori înfundați, piele mată, îngălbenită, aspră sau flască, etc

RO MASCĂ LED DE TRATAMENT PENTRU FAȚĂ

MOD DE UTILIZARE:

- Înaintea utilizării măștii încercați toate funcțiile telecomenzii fără masca pe față. Străduiți-vă să împiedicați contactul direct al ochilor cu lumina care iradiază din mască.
- Conectați masca la telecomandă folosind cablul usb. Conectați telecomanda la cablul de alimentare.
- **Cablul de alimentare trebuie să fie în priză în timpul utilizării măștii.**
- Reglați lungimea benzii elastice astfel încât să se potrivească bine pe față.
- Înainte de utilizarea măștii, curățați-vă foarte bine pielea feței și a gâtului, apoi uscați-o delicat cu un prosop.
 - Apăsăți butonul "**power switch**" de pe telecomandă. Atunci când masca este pornită, se aprinde butonul verde "**power**" din stânga sus.
 - Apoi reglați intensitatea luminii cu ajutorul butoanelor "**energy +** și **-**" până la valoarea dorită (01-10). Valoarea "00" reprezintă valoarea de pornire = lumina este oprită.
 - Apăsăți butonul "**on/off**" și masca se va aprinde. Dacă masca nu se aprinde, înseamnă că nu ați reglat intensitatea luminii. În acest caz, reveniți la pasul 2, în caz contrar avansați la pasul 4.
 - Cu butonul "**color**" alegeți culoarea tratamentului ales. Străduiți-vă să nu vă uitați direct la becurile măștii atunci când alegeți culoarea.
 - Setați durata solicitată a tratamentului apăsând pe butonul "**time**" - durata recomandată este de 10-15 minute.
 - Așezați masca pe față și începeți procesul de tratament al pielii prin terapia cu fotoni.

DESCRIERE TELECOMANDĂ:



Dacă aveți pielea sensibilă, eczeme, alergii sau sunteți răcit/ă, consultați-vă cu medicul dvs. Înainte de utilizarea măștii. Durata maximă de utilizare a măștii zilnic este de 45 de minute. Dacă doriți să efectuați mai multe sesiuni de tratament într-o zi, faceți o pauză de cel puțin 10 minute între acestea. Durata recomandată a unei sesiuni de tratament este de 10-15 minute. În mod ideal, utilizați masca de 2-3 ori pe săptămână.

IMAGINILE TELECOMENZII ȘI ALE MĂȘTII SUNT PUR ILUSTRATIVE.
PRODUS ÎN CHINA.

RO MASCĂ LED DE TRATAMENT PENTRU FAȚĂ

EFECTELE FIECĂREI CULORI:

1) 630NM-LUMINĂ LED ROȘIE: CONTRA RIDURILOR

- Efect de albire
- Pentru o piele netedă, fără riduri
- Reduce ridurile fine, contractă porii
- Îmbunătățește starea pielii
- Susține producția naturală de collagen
- Crește eficiența absorbției substanțelor active din produsele cosmetice
- Îmbunătățește circulația sângelui în țesuturile subcutanate
- Împiedică apariția petelor pigmentare

2) 520NM-LUMINA LED VERDE: CONTRA OBOSELII

- Îmbunătățește starea pielii
- Uniformizează culoarea pielii
- Reduce producția de sebum
- Atenuază stresul psihic
- Reduce apariția edemurilor (pungilor)
- Contribuie la eliminarea petelor pigmentare ale epidermei
- Încetinește producția de melanină
- Are un efect antiinflamator (în special împotriva apariției pielii acneice)
- Potrivită pentru toate tipurile de piele

3) 470NM-LUMINĂ LED ALBASTRU: CONTRA ACNEEI

- Reduce eficient apariția acneei și vindecă acnea
- Îmbunătățește starea pielii fără a lăsa cicatrici
- Activează porfiringa (activează reacția chimică responsabilă de distrugerea bacteriilor dăunătoare)
- Are efect antibacterian și antiinflamator

4) 590NM-LUMINĂ LED GALBENĂ: CONTRA DESCUAMĂRII PIELII, PENTRU CREȘTEREA IMUNITĂȚII

- Tratează pielea uscată și descuamată
- Ameliorează bolile de piele
- În plus, ameliorează fierbințeala și susține creșterea imunității
- Susține absorbția produselor cosmetice
- Contribuie la îmbunătățirea metabolismului celular
- Îmbunătățește caracteristicile de detoxifiere prin susținerea activității limfatice
- Extrem de eficientă după peeling-uri mecanice intensive
- Contribuie la încetinirea îmbătrânirii pielii

5) LUMINA LED MOV: CONTRA CICATRICILOR CAUZATE DE ACNEE

- Combinația luminii roșii cu cea albastră = combinație a două terapii vindecătoare
- Extrem de eficientă pentru vindecarea cicatricilor cauzate de acnee

6) LUMINA LED VERDE-ALBASTRU: SUSȚINEREA METABOLISMULUI

- Crește treptat energia celulară
- Susține metabolismul

7) LUMINĂ LED ALBĂ: CONTRA ÎMBĂTRÂNIRII

- Reduce petele cauzate de îmbătrânire și pielea flască
- Reduce apariția ridurilor fine

ATENȚIONĂRI, RISCURI:

- A nu se utiliza de către copii până în 14 ani.
- Interzisă utilizarea de către: femei gravide, bebeluși, copii, persoane răcite, care suferă de angină și gripă, de epilepsie, de alergii la lumină, pacienților cu dereglări ale glandei tiroide.
- Interzisă utilizarea persoanelor cărora li s-a făcut rău după folosirea măștii – consultați medicul în legătură cu utilizarea măștii.
- Nu vă uitați la televizor sau pe internet, nu citiți cărți ș.a. în timpul utilizării măștii – pericol de deteriorare a vederii pe termen lung.
- Evitați contactul direct îndelungat dintre ochi și sursele de lumină.
- Dacă luați în considerare utilizarea unor produse cosmetice concomitent cu masca, alegeți produse de calitate, cu ingrediente naturale.
- La desigilarea ambalajului, masca poate avea un miros slab – acest lucru este cauzat de faptul că masca este produsă din silicon medical, însă mirosul va dispărea curând.
- Indiferent că utilizați masca în pat sau pe un fotoliu, păstrați-o întotdeauna în cutie – astfel împiedicați deteriorarea acesteia.
- Nu folosiți apă pentru curățarea măștii, nu scufundați masca în apă – folosiți o cârpă umezită pentru curățarea acesteia.
- Nu folosiți detergenți chimici pentru curățarea măștii.
- Nu expuneți masca la soare.

ACCESORII:

1x mască LED pentru față, 1x telecomandă, 1x cablu usb, 1x adaptor de alimentare, 1x ghid de utilizare

PARAMETRI TEHNICI:

- Input: 100-240vac, 50/60hz
- Output: 12v(1a)

RO MASCĂ LED DE TRATAMENT PENTRU FAȚĂ



Palsar7

LED-PFLEGEMASKE FÜR GESICHT

PHOTONLICHTTHERAPIE

Warum sollten Sie Beautysalons für teure chemische Peelings und Hautreinigung, Laserbehandlungen und Hyaluronsäure-Faltenfüller besuchen, wenn Sie Ihre Haut bequem zu Hause behandeln können? Die Palsar7 LED-Pflegemaske ist eine innovative Methode, um Akne, Falten, müde Haut und andere Unvollkommenheiten zu beseitigen. Dies ist der Photonenlichttherapie zu verdanken, die eines der wirksamsten Instrumente auf dem Gebiet der Dermatologie im Kampf gegen chronische Hautdefekte ist. Im Gegensatz zu Laserbehandlungen verursacht die Photon-Behandlung mit LED-Licht keine Schmerzen oder Nebenwirkungen, deren Heilung einige Zeit in Anspruch nimmt.

WIE FUNKTIONIERT DIE PHOTONLICHTTHERAPIE

Licht kann einfach als der sichtbare Teil der elektromagnetischen Strahlung mit unterschiedlichen Frequenzen beschrieben werden. Es erreicht verschiedene Wellenlängen im Bereich von 390 bis 760 nm. Bei dieser Therapie dringt das Licht als Energiestrom in Form von Photonen in den Körper ein. Unterschiedliche Lichtwellenlängen wirken sich positiv auf die Hautpflege aus.

LICHTWELLENLÄNGEN FÜR DIE LED-PFLEGEMASKE:

Rotes Licht: **630nm**

Gelbes Licht: **590nm**

Grünes Licht: **520nm**

Blaues Licht: **470nm**

Die Anwendung dieser Maske ist sehr einfach: Sie müssen sie nur aufsetzen, mit dem elastischen Band an Ihrem Gesicht befestigen und die Intensität und Dauer der gewählten Behandlung mit dem Regler einstellen. Um die Augenlöcher herum befinden sich weiche graue Gummipuffer, die ein unangenehmes Reiben um die Augen herum verhindern. Die LED-Pflegemaske ist mit 150 sicheren LEDs ausgestattet, die in transparenten Kapseln eingeschlossen sind und Photonen mit unterschiedlichen Wellenlängen erzeugen. Jede Diode hat eine definierte Leistung und einen definierten Lichtstromwert. Daher ist es wichtig, die einzelnen Farben der Dioden zu unterscheiden. Eine Farbe heilt Akne, andere Falten, Narben, Rötungen, Ödeme usw. Es hängt von Ihren Präferenzen ab.

Die LEDs an der Maske müssen nicht ausgetauscht werden.

DE LED-PFLEGEMASKE FÜR GESICHT


WIRKUNG DER LED-PFLEGEMASKE, UNTER ANDEREM:

- Reduziert Falten und verhindert deren Auftreten
- Minimiert Poren
- Bekämpft Akne
- Hilft beim Kampf gegen Gesichtsfett
- Verbessert die Hautelastizität
- Vereinheitlicht den Hautton
- Unterdrückt die Melaninproduktion
- Verbessert die Blutzirkulation im Unterhautgewebe
- Erhöht die Effizienz der Absorption von Wirkstoffen von Kosmetika

HAUPTFUNKTIONEN:

- Natürliche Lichtwellen verbessern das Erscheinungsbild der Haut
- Jede Lichtfarbe ist für eine bestimmte Hautbehandlung wirksam
- Verschiedene Modi
- Einfache Bedienung
- Leicht übertragbar

MASKENBESCHREIBUNG:



DIE MASKE IST GEEIGNET FÜR DIEJENIGEN, DIE:

- Spät in die Nacht wach bleiben und ihre Haut dadurch müde ist
- Lange vor dem Computer sitzen und oft auf das Handy schauen
- Gesunde Ernährungsweise, die den Zustand der Haut verbessert, nicht einhalten
- Problematische Haut haben: Flecken, Pickel, verstopfte Poren, matte, gelbliche, raue oder schlaffe Haut usw.


DE LED-PFLEGEMASKE FÜR GESICHT

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Testen Sie alle Funktionen des Reglers, bevor Sie die Maske verwenden, ohne die Maske auf das Gesicht aufzusetzen. Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem Licht, das von der Maske ausgeht.
- Verwenden Sie das USB-Kabel, um die Maske mit dem Steuergerät zu verbinden.
- **Bei Verwendung der Maske muss das Netzkabel eingesteckt sein.**
- Nehmen Sie die Maske aus der Verpackung und legen Sie sie auf Ihr Gesicht. Passen Sie dann die Länge des elastischen Bandes an Ihr Gesicht an.
- Reinigen Sie die Gesichtshaut gründlich und trocknen Sie sie vorher mit einem Handtuch ab.
 - Drücken Sie die „**power switch**“-Taste am Controller. Wenn die Maske eingeschaltet ist, leuchtet oben links das grüne „**power**“-Licht.
 - Anschließend stellen Sie die Lichtintensität mit den „**energy +** und **-**“-Tasten auf Ihren Wunschwert (01-10) ein. Standardmäßig ist der Wert auf „00“ eingestellt = Lichtintensität ist ausgeschaltet.
 - Drücken Sie die „**on/off**“-Taste und die Maske leuchtet auf. Wenn die Maske nicht leuchtet, ist die Lichtintensität nicht eingestellt. Kehren Sie in diesem Fall zu Schritt 2 zurück, andernfalls fahren Sie mit Schritt 4 fort.
 - Wählen Sie über die Schaltfläche „**farbe**“ die Farbe der Behandlung aus, der Sie sich unterziehen möchten. Versuchen Sie, bei der Farbauswahl nicht direkt in die Maskenlichter zu schauen.
 - Stellen Sie mit der Taste „**time**“ die gewünschte Behandlungszeit ein, die empfohlene Zeit beträgt 10-15 Minuten.
 - Legen Sie die Maske auf Ihr Gesicht und beginnen Sie mit der gesamten Hautbehandlung mit

TREIBERBESCHREIBUNG:

DIE VERBLEIBENDE ZEIT DES AUSGEWÄHLTEN VORGANGS



Wenn Sie an empfindlicher Haut, Ekzemen, Allergien leiden oder erkältet sind, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Maske verwenden. Die maximale Zeit für die Verwendung der Maske pro Tag beträgt 45 Minuten.

Wenn Sie mehrere Behandlungen an einem Tag ausprobieren möchten, warten Sie jeweils mindestens 10 Minuten. Die empfohlene Dauer einer Behandlung beträgt 10-15 Minuten. Verwenden Sie die Maske im Idealfall 2-3mal pro Woche.

DIE BILDER MIT DER BESCHREIBUNG DES TREIBERS UND DER MASKE DIENEN NUR VERANSCHAULICHUNGSZWECKEN. IN CHINA HERGESTELLT.

DE LED-PFLEGEMASKE FÜR GESICHT

WIRKUNG DER EINZELNEN LICHTER:

1) 630NM-LED ROTES LICHT: GEGEN FALTEN

- Bleicheffekt
- Für weiche Haut ohne Falten
- Glättet feine Falten, verkleinert Poren
- Verbessert den Hautzustand
- Unterstützt die natürliche Kollagenproduktion
- Erhöht die Effizienz der Absorption von Wirkstoffen von Kosmetika
- Verbessert die Blutzirkulation im Unterhautgewebe
- Verhindert die Pigmentbildung

2) 520NM-LED GRÜNES LICHT: GEGEN MÜDIGKEIT

- Verbessert den Hautzustand
- Gleicht den Hautton aus
- Reduziert die Talgproduktion
- Lindert psychischen Stress
- Reduziert das Auftreten von Ödemen (Schwellungen)
- Trägt zur Beseitigung epidermaler Pigmentflecken bei
- Verlangsamt die Melaninproduktion
- Wirkt entzündungshemmend (insbesondere gegen die Bildung von Akne-Haut)
- Geeignet für alle Hauttypen

3) 470NM-LED BLAUES LICHT: GEGEN AKNE

- Reduziert wirksam das Auftreten von Akne und heilt sie
- Verbessert den Hautzustand, ohne Narben zu hinterlassen
- Aktiviert Porphyrine (sie starten eine chemische Reaktion, die schädliche Bakterien zerstört)
- Es wirkt antibakteriell und entzündungshemmend

4) 590NM-LED GELBES LICHT: GEGEN RÖTUNG, ZUR ERHÖHUNG DER IMMUNITÄT

- Lindert Rauheit und Rötung der Haut
- Lindert Hautkrankheiten
- Darüber hinaus lindert es Fieber und erhöht die Immunität
- Unterstützt die Aufnahme von Kosmetika
- Trägt zur Verbesserung des Zellstoffwechsels bei
- Verbessert die Entgiftungseigenschaften durch Förderung der Lymphaktivität
- Besonders wirksam nach intensivem mechanischem Peeling
- Verlangsamt die Hautalterung

5) LED VIOLETTES LICHT: GEGEN NARBEN NACH AKNE

- Kombination von rotem und blauem Licht = Kombination von zwei Behandlungstherapien
- Besonders wirksam bei der Behandlung von Aknenarben

6) LED GRÜNBLAUES LICHT: FÖRDERUNG VON STOFFWECHSEL

- Erhöht allmählich die Zellenergie
- Unterstützt den Stoffwechsel

7) LED WEISSES LICHT: GEGEN ALTERUNG

- Behandelt Altersflecken und schlaffe Haut
- Reduziert das Auftreten von feinen Falten

WARNUNG, RISIKEN:

- Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
- Die Verwendung ist verboten für: Schwangere, Säuglinge, Kinder, Menschen mit Erkältungen, Angina pectoris oder Grippe, Epileptiker, Menschen mit Lichtallergie, Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen.
- Die Verwendung durch Personen, denen nach der Verwendung der Maske übel wird, ist verboten. Suchen Sie Ihren Arzt auf und besprechen Sie mit ihm die Verwendung der Maske.
- Schauen Sie nicht fern, surfen Sie nicht im Internet, lesen Sie kein Buch usw., während Sie die Maske tragen – es besteht die Gefahr einer langfristigen Schädigung der Augen.
- Vermeiden Sie längeren direkten Augenkontakt mit der Lichtquelle.
- Wenn Sie beabsichtigen, gleichzeitig mit der Maske auch Kosmetikprodukte zu verwenden, wählen Sie Qualitätsprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen.
- Nach dem Öffnen der Verpackung kann die Maske leicht riechen. Da sie aus medizinischem Silikon besteht, verschwindet der Geruch bald.
- Unabhängig davon, ob Sie die Maske auf einem Bett oder einer Liege verwenden, bewahren Sie sie immer in der Verpackung auf, um Schäden zu vermeiden.
- Benutzen Sie zum Reinigen der Maske kein Wasser, tauchen Sie die Maske nicht ins Wasser – verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Maske keine chemischen Produkte.
- Setzen Sie die Maske keinem direkten Sonnenlicht aus.

ZUBEHÖR:

1× LED-gesichtsmaske, 1× steuergerät, 1× USB-kabel, 1× ladeadapter, 1× benutzerhandbuch

TECHNISCHE DATEN:

- Input: 100-240vac, 50/60hz
- Output: 12v(1a)

DE LED-PFLEGEMASKE FÜR GESICHT



VYROBENO V ČÍNĚ / VYROBENÉ V ČÍNE / MADE IN CHINA / KÍNÁBAN KÉSZÜLT /
PRODUS ÎN CHINA / IN CHINA HERGESTELLT

EU standard: CE RoHS certification (certificate no. ST20180719018-EMC)

CE RoHS

ZÁRUČNÍ LIST
ZÁRUČNÝ LIST
WARRANTY CARD
GARANCIAKÁRTYA
CERTIFICAT DE GARANȚIE
GARANTIESCHEIN

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek:

Model:

Číslo objednávky:

Datum prodeje:

Záruka do:

Číslo prodejního dokladu:

Razítko prodejny:



Informace pro zákazníky o záručních podmínkách:

Záruka se vztahuje na vady zakoupeného výrobku, které se vyskytnou v záruční době. Při koupi výrobku pečlivě zvažte, jaké vlastnosti a funkce od výrobku požadujete. Skutečnost, že výrobek nebude vyhovovat Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte jeho návod k použití a důsledně se jím řiďte.

Doporučujeme Vám po dobu záruční doby uchovat původní obaly k výrobku pro případnou dopravu výrobku tak, aby se předešlo jakémukoliv poškození výrobku během jeho přepravy a manipulace.

Za účelem řádného uplatnění případné reklamace výrobku doporučujeme nechat si u prodávajícího vyplnit a potvrdit tento záruční list včetně uvedení čísla objednávky zakoupeného výrobku, které se musí shodovat s číslem uvedeným na dokladu o koupi výrobku a dodacím listu. Zákazník bere v této souvislosti na vědomí, že nebude-li v tomto záručním listu vyznačeno číslo objednávky zakoupeného výrobku, a tedy nebude možné porovnáním tohoto čísla s číslem uvedeným v tomto záručním listu a dokladu o koupi výrobku / ev. dodacím listu ověřit, že výrobek pochází od prodávajícího, je prodávající oprávněn reklamaci takového zboží v případě jakýchkoliv pochybností o původu výrobku automaticky odmítnout.

Záruka se nevztahuje na:

1) Závalu výrobku, ke které došlo:

- mechanickým poškozením výrobku nebo jeho části
- nesprávnou obsluhou výrobku
- neodborným zásahem třetí osoby
- používáním výrobku v rozporu s jeho určením v příloženém návodu k použití
- nevhodným skladováním nebo manipulací
- při přepravě
- živelnou událostí nebo jinou vyšší mocí

2) Poškození výrobku způsobené neodbornou instalací, jeho modifikací či statickou elektřinou

3) Závalu způsobenou vnějšími podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalací, nevhodnými náplněmi, nevhodnými provozními podmínkami nebo jiným zařízením)

4) Výrobek, u kterého kupující (provozovatel) zadržel, zatají nebo poskytne nesprávné informace významné pro posouzení závalu

5) Vnější poškození výrobku, která byla jasně způsobena člověkem

6) Poškození výrobku neslučitelná s návodem k použití, technickými normami nebo platnými bezpečnostními předpisy

7) Vady výrobku vyplývající z běžného opotřebení

8) Vybité baterie, snížení kapacity baterie vzniklé jejím opotřebením

9) Vady výrobku způsobené používáním v prašném, znečištěném nebo jinak nevyhovujícím prostředím dle příloženého návodu k použití

Opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejich běžným užíváním (vybité baterie, ztráta původní barvy výrobku, snížení kapacity akumulátoru, opotřebení mechanických či zobrazovacích částí, opotřebení přívodních kabelů, aj.) nepodléhá záruce za vady a ani záruce za jakost při převzetí.

Záruce za jakost při převzetí rovněž nepodléhá ani reklamace parametrů výrobku, které nejsou uvedeny v návodu k použití ani v jiné obchodně technické dokumentaci prodávajícího vztahující se k výrobku.

Nedílnou součástí tohoto záručního listu je doklad o zakoupení výrobku, ev. dodací list.

ZÁRUČNÝ LIST

Výrobek:

Model:

Číslo objednávky:

Dátum predaja:

Záruka do:

Číslo predajného dokladu:

Pečiatka predajne:



Informácie pre zákazníkov o záručných podmienkach:

Záruka sa vzťahuje na vady zakúpeného výrobku, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Pri kúpe výrobku starostlivo zvažte, aké vlastnosti a funkcie od výrobku požadujete. Skutočnosť, že výrobok nebude vyhovovať Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvodom na reklamáciu. Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte jeho návod na obsluhu a dôsledne sa ním riadte.

Odporúčame Vám po dobu záručnej doby uchovávať pôvodný obal k výrobku pre prípadnú dopravu výrobku tak, aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu výrobku počas jeho prepravy a manipulácie.

Za účelom riadneho uplatnenia prípadnej reklamácie výrobku odporúčame nechať si u predávajúceho vyplniť a potvrdiť tento záručný list vrátane uvedenia čísla objednávky zakúpeného výrobku, ktoré sa musia zhodovať s číslom uvedeným na doklade o kúpe výrobku a dodacom liste. Zákazník v tejto súvislosti berie na vedomie, že ak nebude v tomto záručnom liste vyznačené číslo objednávky zakúpeného výrobku, a teda nebude možné porovnaním tohto čísla s číslom uvedeným v tomto záručnom liste a doklade o kúpe výrobku / ev. dodacom liste overiť, že výrobok pochádza od predávajúceho, je predávajúci oprávnený reklamáciu takéhoto tovaru v prípade akýchkoľvek pochybností o pôvode výrobku automaticky a bez ďalšieho odmietnuť.

Záruka sa nevztahuje na:

1) Závalu výrobku, ku ktorej došlo:

- mechanickým poškodením výrobku alebo jeho časti
- nesprávnou obsluhou výrobku
- neodborným zásahom tretej osoby
- používaním výrobku v rozpore s jeho určením v príloženom návode na použitie
- nevhodným skladovaním alebo manipuláciou
- pri preprave
- živelnou udalosťou alebo inou vyššou mocou

2) Poškodenie výrobku spôsobené neodbornou inštaláciou, jeho modifikáciou alebo statickou elektrinou

3) Závalu spôsobenú vonkajšími podmienkami (napr. Poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii, nevhodnými náplňami, nevhodnými prevádzkovými podmienkami alebo iným zariadením)

4) Výrobok, u ktorého kupujúci (prevádzkovateľ) zadržel, zatají alebo poskytne nesprávne informácie dôležité pre posúdenie závalu

5) Vonkajšie poškodenia výrobku, ktorá bola jasne spôsobená človekom

6) Poškodenie výrobku neslučiteľná s návodom na použitie, technickými normami alebo platnými bezpečnostnými predpismi

7) Chyby výrobku vyplývajúce z bežného opotrebovania

8) Vybité batérie, zníženie kapacity batérie vzniknuté jej opotrebením

9) Chyby výrobku spôsobené používaním v prašnom, znečistenom alebo inak nevyhovujúcom prostredím podľa priloženého návodu na použitie.

Opotrebenie výrobku a jeho častí spôsobené ich bežným používaním (vybité batérie, strata pôvodnej farby výrobku, zníženie kapacity akumulátora, opotrebenie mechanických alebo zobrazovacích častí, opotrebenie prírodných káblov, apod.) nepodlieha záruke za vady a ani záruke za akosť pri prevzatí.

Záruka za akosť pri prevzatí tiež nepodlieha ani reklamácie parametrov výrobku, ktoré nie sú uvedené v návode o obsluhu ani v inej obchodno-technickej dokumentácii predávajúceho vztahujúce sa k výrobku.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je doklad o zakúpení výrobku, ev. dodací list.

WARRANTY CARD

Product:
Model:
Order number:
Date of sale:
Warranty until:
Sale document number:
Seal of the store:



Information for Customers about Warranty Terms and Conditions:

Warranty shall apply to defects of purchased product, found during its warranty period. When purchasing a particular product, please consider carefully what properties and functions you expect your product to have. The fact that purchased product shall not satisfy your later requirements shall not give any reason for complaint. Please, prior to the first use of this product read carefully its operating instructions and follow these instructions consistently.

We recommend you to keep original product packing during the warranty period for possible transport of the product in such a way so as to prevent any product damage during its transport and handling.

For the purpose of due application of any complaint about the product we recommend you to ask Seller to fill-in and confirm this Warranty Card including identification of order number of purchased product, which shall comply with the number specified in the document proving product purchase and in the delivery note. In this connection Customer hereby takes into account that unless this Warranty Card specifies order number of purchased product, i.e., comparison of such order number with the number identified in this Warranty Card and document of product purchase/or delivery note shall not allow to confirm that particular product has come from Seller, in case of any doubts about the origin of such particular product Seller shall be entitled to automatically and without any other acts to reject the complaint of such goods.

Warranty shall not apply to:

- 1) Product defect that occurred by:
 - mechanical damage to the product or its parts
 - incorrect operating of the product
 - unprofessional intervention of a third party
 - by using the product contrary to its intended use in the enclosed operating instruction/user manual
 - improper storage or handling
 - transportation
 - natural disaster or other force measures
 - 2) Product damage suffered by unqualified installation, its modification or by static electricity
 - 3) Fault caused by external conditions (e.g. faults in the electrical network or residential installation, unsuitable charges, unsuitable operating conditions or damage by other equipment)
 - 4) A product for which the buyer (operator) detains, conceals or provides incorrect information of importance to the assessment of the defect
 - 5) External damage to the product that was clearly caused by man
 - 6) Product damage inconsistent with the operating instructions, technical standards or valid safety regulations
 - 7) Product damage resulting from normal wear and tear
 - 8) Discharged batteries, decrease in battery capacity caused by its wear and tear
 - 9) Product defects caused by the use in dusty, polluted or in any other way dissatisfactory environment pursuant to attached operating instructions
- Wear and tear of the product and its components caused by their common use (discharged batteries, loss of the original color of the product, decreased capacity of accumulator, wear and tear of mechanical or displaying components, wear and tear of supply cables, etc.) shall be subject neither to defect warranty nor quality warranty in the moment of take-over.
- Furthermore, complaints about product parameters, not included in the operating instructions or in any commercial-technical documentation of Seller, related to the product, shall not be subject to quality warranty in the moment of take-over.

Proof of product purchase, or delivery note, shall constitute an integral part of this Warranty Card.

GARANCIAKÁRTYA

Termék:
Modell:
Rendelészám:
Értékesítés dátuma:
A garancia érvényes eddig:
Értékesítési dokumentum száma:
Az üzlet pecsétje:



Vásárlói tájékoztatás a garancia időtartamáról és feltételeiről:

A garancia a garanciális időszakban keletkezett termékhibákra érvényes. Amikor megvesz egy bizonyos terméket, kérjük gondolja át óvatosan hogy milyen tulajdonságokat és funkciókat vár el a terméktől. Ha a termék a későbbiekben nem elégíti ki az elvárásait, az nem ad okot a panaszra. Kérjük mielőtt először használja a terméket, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és ezeket kövesse célszerűen.

Ajánljuk hogy a terméket tartsa az eredeti csomagolásában a garanciális időszak alatt, hogy úgy szállíthassa hogy megelőzzön bármilyen sérülést a szállítási és használati időszak alatt.

A megfelelő és igazságos eljárás érdekében bármely panasz esetén, javasoljuk hogy kérjen meg egy Eladót hogy töltsé ki és hitelesítse a garanciakártyát, tartalmazva a vásárolt termék rendelésszámát, ami elegendő annak a számnak amely a vásárlást igazoló dokumentumban és a szállítólevelen is szerepel. Ebben az esetben a Vásárló ezáltal figyelembe veszi, hogy amíg ez a Garanciakártya nem tartalmazza a specifikus rendelésszámát a terméknek, összehasonlítása egy ilyesmi rendelésszámnak a garanciakártyán azonosított rendelésszámmal, és a vásárlást igazoló dokumentumban vagy kézbesítési jegyzeten található számmal, nem igazolja hogy a bizonyos termék az Eladótól származik. Bármilyen származási kétely esetén, az Eladó jogosult automatikusan és bármilyen más tevékenység nélkül visszautasítani a termékre vonatkozó panaszt.

A garancia nem érvényes ha:

- 1) A termék sérülését okozta:
 - mechanikai hiba
 - nem megfelelő kezelés
 - egy magánjellegű harmadik fél beavatkozása
 - a használati utasításban leírtaknak ellentétes használata
 - helytelen tárolás vagy kezelés
 - szállítás
 - természeti katasztrófa vagy más előreláthatatlan esemény
 - 2) A termék szakképzésen beavatkozáson vagy módosításokon esik keresztül, vagy statikus elektromosságot kap
 - 3) Belső hibák által sérül a termék (mint például: lakóövezeti hálázótai hiba, nem megfelelő töltés, nem megfelelő használat vagy más eszközök által okozta kár esetén)
 - 4) A vevő elrejt, magánál tart részeket, vagy nem megfelelő adatokat ad meg a termékről a hiba értékelésénél
 - 5) Belső sérülés található melyet tisztán láthatóan ember okozott
 - 6) A termék a használati utasításnak vagy a biztonsági előírásoknak nem megfelelően lett használva
 - 7) A termék elkopik vagy elhasználódik megfelelő használat esetén
 - 8) Az elem lemerül vagy az akkumulátor kapacitása csökken megfelelő használat esetén
 - 9) A termék hibája koszos, poros vagy bármilyen módon elégtelen környezetbeni használat miatt keletkezett a használati utasításokhoz igazodva
- A termék és a hozzátartozó részek kopása, elhasználódása megfelelő használat esetén (lemerült elemek, az eredeti szín elvesztése, akku kapacitásának csökkenése, mechanikai vagy külső elemeknek és kábeleknak kopása, elhasználódása, stb.) nem tartozik sem a hiba esetén előforduló garanciába, sem a minőségi garanciába az átvételnél.
- Továbbá, a termék paramétereiről szóló panaszok, amelyet nem tartalmaz a használati útmutató, vagy bármilyen eladótól kapott kereskedelmi-technikai dukomentum a termékkel kapcsolatban, nem tartozik a minőségi garanciába az átvételnél.

Bizonyíték a termék vásárlásáról, vagy a szállítólevél nélkülözhetetlen részt alkot a garanciakártyában.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Produs:
Model:
Număr comandă:
Data vânzării:
Garanție până la:
Număr document vânzare:
Ștampila magazinului:



Informații pentru clienți despre condițiile de garanție:

Garanția se referă la defectele produsului achiziționat care își fac apariția în perioada garanției. La achiziționarea produsului gândiți-vă bine care sunt așteptările pe care le aveți de la produs în ceea ce privește caracteristicile și funcțiile. Faptul că produsul nu va corespunde pretențiilor Dvs. ulterioare nu reprezintă un motiv de reclamație. Înainte de prima utilizare a produsului citiți cu atenție manualul de instrucțiuni al acestuia și respectați-l în mod consecvent.

Se recomandă păstrarea ambalajului original al produsului pe toată perioada garanției pentru eventualitatea necesității transportării produsului astfel încât să fie evitată deteriorarea produsului în timpul transportului sau a manipulării acestuia.

În scopul soluționării în mod corespunzător a unei eventuale reclamații a produsului, se recomandă completarea și semnarea/ștampilarea acestui certificat de garanție de către vânzător, inclusiv prin completarea numărului de comandă a produsului achiziționat, care trebuie să fie același ca și numărul trecut pe documentul de achiziție a produsului și a notei de livrare. În acest sens, clientul este conștient că, dacă pe acest certificat nu va fi trecut numărul comenzii pentru produsul achiziționat și astfel nu se va putea verifica prin compararea numărului comenzii de pe certificat cu numărul comenzii de pe documentul de achiziție a produsului / eventual nota de livrare, că produsul este achiziționat de la vânzător, atunci vânzătorul are dreptul de a respinge automat această reclamație în cazul oricăror îndoeli în ce privește originea produsului.

Garanția nu se referă la:

- 1) Defecțiunea produsului din următoarele cauze:
 - deteriorarea mecanică a produsului sau a unei părți componente a acestuia
 - nerespectarea condițiilor de întreținere
 - intervenția neautorizată a unei a treia persoane
 - utilizarea produsului pentru alte scopuri decât cele pentru care produsul era destinat, specificate în manualul de utilizare
 - păstrarea în condiții nepotrivite sau manipulare greșită
 - în timpul transportului
 - dezastre sau alte evenimente imprevizibile
 - 2) Deteriorarea produsului cauzată de instalarea neautorizată, de modificarea acestuia sau de electricitatea statică
 - 3) Deteriorări cauzate de condiții de exterior (de ex, de avarii în rețeaua electrică sau în instalațiile domestice, tensiune necorespunzătoare, condiții impropii de funcționare sau alte aparate)
 - 4) Un produs pentru care cumpărătorul (utilizatorul) omite sau ascunde informații, respectiv oferă informații false importante pentru estimarea defectului
 - 5) Deteriorarea exterioră a produsului care a fost cauzată în mod clar de către o persoană
 - 6) Deteriorarea produsului prin nerespectarea manualului de instrucțiuni, a normelor tehnice sau a normelor de siguranță în vigoare
 - 7) Defectele produsului rezultate în urma utilizării regulate
 - 8) Baterie descărcată, reducerea capacității bateriei rezultată din uzare
 - 9) Defectele produsului rezultate din utilizarea sa într-un mediu cu praf, murdărie sau neprielnic din orice alt motiv, conform manualului de utilizare
- Uzarea produsului și a componentelor acestuia cauzate de utilizarea în regim normal (baterie epuizată, pierderea culorii inițiale, reducerea capacității acumulatorului, uzarea componentelor mecanice sau a celor de afișaj, uzarea cablurilor de alimentare ș.a.) nu se supun garanției pentru defecte, nici garanției de calitate la preluare.
- Garanția calității la preluare nu acoperă nici reclamațiile referitoare la parametrii produsului care nu sunt specificați în manualul de utilizare, nici în alte documente comerciale tehnice ale vânzătorului care se referă la produs.

Din acest certificat face parte inseparabilă documentul de achiziție a produsului, eventual nota de livrare.

GARANTIESCHEIN

Produkt:
Modell
Bestellnummer:
Verkaufsdatum:
Garantie bis:
Nummer des Verkaufsbelegs:
Stempel des Verkäufers:



Informationen für Kunden über die Garantiebedingungen:

Die Garantie deckt Mängel am gekauften Produkt ab, die innerhalb der Garantiezeit auftreten. Beim Kauf des Produktes überlegen Sie genau, welche Eigenschaften und Funktionen Sie von dem Produkt erwarten. Die Tatsache, dass das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt nicht Ihren Anforderungen entspricht, kann nicht als Grundlage für eine Reklamation dienen. Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie sie genau.

Während der Garantiezeit empfehlen wir Ihnen, die Originalverpackung des Produktes für den eventuellen Transport des Produktes aufzubewahren, um Schäden am Produkt während des Transportes und der Handhabung zu vermeiden.

Um das Produkt ordnungsgemäß reklamieren zu können, empfehlen wir Ihnen, diesen Garantieschein vom Verkäufer ausfüllen und bestätigen zu lassen und dabei die Bestellnummer des gekauften Produktes anzugeben, die mit der Nummer auf dem Kaufbeleg und dem Lieferschein übereinstimmen muss. In diesem Zusammenhang nimmt der Kunde zur Kenntnis, dass, wenn die Bestellnummer des gekauften Produktes nicht in diesem Garantieschein angegeben ist und es daher nicht möglich ist, durch einen Vergleich dieser Nummer mit der in diesem Garantieschein und dem Kaufbeleg/ ggf. Lieferschein des Produktes angegebenen Nummer zu überprüfen, dass das Produkt vom Verkäufer stammt, der Verkäufer berechtigt ist, die Reklamation solcher Waren automatisch abzulehnen, wenn jedwede Zweifel an der Herkunft des Produktes bestehen.

Die Garantie bezieht sich nicht auf:

- 1) Einen Mangel des Produktes, der entstanden ist:
 - durch mechanische Beschädigung des Produktes oder eines Teiles des Produktes
 - durch fehlerhafte Bedienung des Produktes
 - durch einen unprofessionellen Eingriff Dritter
 - durch die Verwendung des Produktes entgegen dem in der beiliegenden Gebrauchsanweisung angegebenen Verwendungszweck
 - durch ungeeignete Aufbewahrung oder Handhabung
 - beim Transport
 - durch Gewalt der Elemente oder andere höhere Gewalt
 - 2) Schäden am Produkt, die durch unsachgemäße Installation, Veränderung oder statische Elektrizität verursacht werden
 - 3) Störung durch äußere Umstände (z. B. Fehler im elektrischen Netz oder in der Hausinstallation, unsachgemäße Füllungen, unsachgemäße Betriebsbedingungen oder andere Geräte)
 - 4) Ein Produkt, bei dem der Käufer (Betreiber) Informationen, die für die Beurteilung des Fehlers relevant sind, vorenthält, verheimlicht oder unrichtige Angaben macht
 - 5) Äußere Schäden am Produkt, die eindeutig durch Fremdeinwirkung verursacht wurden
 - 6) Schäden am Produkt, die nicht mit der Gebrauchsanweisung, den technischen Normen oder den geltenden Sicherheitsvorschriften vereinbar sind
 - 7) Produktmängel, die auf üblichen Verschleiß zurückzuführen sind
 - 8) Entladene Batterien, Verringerung der Batteriekapazität aufgrund von Batterieverschleiß
 - 9) Defekte am Produkt, die durch die Verwendung in staubiger, schmutziger oder anderweitig ungeeigneter Umgebung gemäß der beiliegenden Gebrauchsanweisung entstanden sind
- Der durch den normalen Gebrauch verursachte Verschleiß des Produktes und seiner Teile (entladene Batterien, Verlust der Originalfarbe des Produktes, Verlust der Batteriekapazität, Verschleiß der mechanischen Teile oder des Displays, Verschleiß der Versorgungskabel usw.) fällt nicht unter die Mängelgarantie oder die Garantie für die Qualität bei der Übernahme.
- Ansprüche für Produktparameter, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder in sonstigen kaufmännischen und technischen Unterlagen des Verkäufers zum Produkt aufgeführt sind, unterliegen ebenfalls nicht der Beschaffenheitsgarantie bei Abnahme.

Der Kaufbeleg des Produktes oder der Lieferschein ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Garantiescheines.

