



**BEZDRÁTOVÁ  
PROFESIONÁLNÍ  
OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA  
NA OBLIČEJ A KRK S NABÍJECÍ STANICÍ  
(BÍLOZLATÁ)**

**SK** Bezdrôtová profesionálna ošetrujúca LED maska na tvár a krk s nabíjacou stanicou (bielozlatá).....5

**EN** Wireless professional treatment LED mask for the face and neck with charging station (white-gold).....9



# CZ

# Palsar7

## PROFESIONÁLNÍ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ A KRK S NABÍJEJÍCÍ STANICÍ (BÍLOZLATÁ)

### TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM

Proč chodit na drahé chemické peelingy a čištění pleti, laserové úpravy a výplně vrásek kyselinou hyaluronovou, když můžete pleť léčit z pohodlí vašeho domova?

Profesionální ošetřující LED maska PALSAR7 představuje inovativní způsob, jak se zbavit akné, vrásek, unavené pleti a dalších nedokonalostí. A to díky terapii fotonovým světlem, která patří v oblasti dermatologie mezi nejefektivnější nástroje v boji proti chronickým kožním defektům. Oproti laserovým ošetřením nezpůsobuje fotonové ošetření pomocí LED světla žádnou bolest či vedlejší účinky, které potřebují čas na zahojení.

### JAK FUNGUJE FOTONOVÁ TERAPIE

Světlo se dá zjednodušeně popsat jako viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu od 415 do 635nm. Při této terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Různé vlnové délky světla mají různé pozitivní účinky při péči o pleť.

### VLNOVÉ DÉLKY SVĚTEL PRO OŠETŘUJÍCÍ LED MASKU:

Červené světlo: **635nm**

Oranžové světlo: **605nm**

Modré světlo: **415nm**

Použití této masky je velmi jednoduché, stačí si ji nasadit, upevnit pomocí dvou nastavitelných pásků k obličejí a pomocí tlačítka na straně masky nastavit barevný režim. Kolem otvorů na oči jsou jemné gumové šedé podložky, které zamezí nepříjemnému otlaku okolo očí. K masce na obličej se dá připojit i druhá maska, která ošetřuje pokožku krku. Ošetřující LED maska na obličej a krk je vybavena celkem 92 LED diodami. Tyto diody produkují fotony právě s různými vlnovými délkami. Každá dioda má definovaný výkon a hodnotu světelného toku. Proto je důležité rozlišovat jednotlivé barvy diod. Každá barva léčí jiný problém pleti - záleží na vaší preferenci.

Před prvním použitím z vnitřní strany masky odstraňte ochrannou fólii.

**CZ PROFESIONÁLNÍ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ A KRK**

## ÚČINKY OŠETŘUJÍCÍ LED MASKY:

- Redukuje vrásky a předchází jejich výskytu
- Minimalizuje póry
- Bojuje proti akné
- Pomáhá bojovat proti mastnotě obličeje
- Zlepšuje pružnost pokožky
- Sjednocuje tón pleti
- Potlačuje tvorbu melaninu
- Zlepšuje cirkulaci krve v podkožní tkáni
- Zvyšuje účinnost vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků

## HLAVNÍ FUNKCE:

- Přírodní světelné vlny zlepšují vzhled pokožky
- Každá barva světla je účinná na konkrétní ošetření pleti
- Různé možnosti režimu
- Snadné ovládání
- Lehce přenosné
- Elegantní a nadčasový design



## MASKA JE VHODNÁ PRO TOHO, KDO:

- Zůstává vzhůru dlouho do noci a jeho pleť je tak unavená
- Sedí dlouho před počítačem a kouká se často do mobilního telefonu
- Nedodržuje zdravý jídelníček, který zlepšuje stav pleti
- Má problematickou pleť: skvrny, akné, ucpané póry, matnou, nažloutlou, hrubou či ochablou pleť, aj.

**CZ PROFESIONÁLNÍ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ A KRK**

## NÁVOD K POUŽITÍ:

- **Před použitím masky sundejte ochrannou fólii na vnitřní straně masky.**
- K masce na obličej připojte podle masku na krk, masku lze používat i bez části na krk.
- Před nasazením masky důkladně očistěte pleť obličeje a krk a poté šetrně vysušte ručníkem.
- Ošetření pleti zahajte podržením tlačítka na straně masky po dobu 3 sekund. Následně můžete stiskem tlačítka přepínat barevné režimy. (Červená, modrá, oranžová)
- Nasadte si masku na obličej a přizpůsobte délku nastavitelných pásků ke svému obličej.
- Začněte celý proces ošetření pleti fotonovou terapií.
- Barevné režimy masky se automaticky vypínají po určitém čase.
- Červený = 5 minut, Modrý = 5 minut, Oranžový = 10 minut
- Doporučená doba používání je 20 minut, můžete tedy vystřídat všechny režimy pro kompletní péči, nebo vybrat mód dle Vašich preferencí.

## NABÍJECÍ STANICE



**Maximální doba použití masky denně činí 20 minut. Doporučená doba jednoho ošetření je 20 minut, během jednoho ošetření můžete vystřídat všechny barevné režimy, nebo si vybrat Vámi preferovaný. Ideálně masku používejte 2-3x týdně. Pokud trpíte na citlivou pokožku, ekzémy, alergie nebo jste nachlazení, poradte se před použitím masky s vaším lékařem.**

UVEDENÉ OBRÁZKY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ.

**CZ PROFESIONÁLNÍ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ A KRK**

## ÚČINKY JEDNOTLIVÝCH SVĚTEL:

### 1) 635NM-LED ČERVENÉ SVĚTLO: PROTI VRÁSKÁM

- Bělící účinky
- Pro hebkou pokožku bez vrásek
- Vyhlazuje jemné vrásky, smršťuje póry
- Zlepšuje stav pokožky
- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu
- Zvyšuje účinnost vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků
- Zlepšuje cirkulaci krve v podkožní tkáni
- Brání v tvorbě pigmentu

### 2) 605 NM-LED ORANŽOVÉ SVĚTLO: PROTI ÚNAVĚ

- Zmírňuje hrubost pokožky a zarudnutí
- Zmírňuje kožní onemocnění
- Navíc zmírňuje horkost a podporuje zvýšení imunity
- Podporuje absorbování kosmetických přípravků
- Přispívá ke zlepšení buněčného metabolismu
- Zlepšuje detoxikační vlastnosti podpořením lymfatické činnosti
- Obzvláště účinný po intenzivním mechanickém peelingu
- Napomáhá zpomalování stárnutí kůže

### 3) 415 NM-LED MODRÉ SVĚTLO: PROTI AKNĚ

- Účinně snižuje výskyt a léčí akné
- Zlepšuje stav pokožky, aniž by zanechávalo jizvy
- Aktivuje porfyriny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie)
- Má antibakteriální a protizánětlivý účinek

## NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ:

- Balení obsahuje nabíjecí stanici, která zjednodušuje proces nabíjení. Od masky stačí odepnout část pro ošetření krku a spodní stranou masku připevnit do nabíjecí stanice.
- Nabíjecí stanici je potřeba nejprve nabít pomocí USB-C kabelu. Po nabití stanice ji lze používat pro nabíjení samostatné masky. Nabíjecí stanice Vám usnadní manipulaci s maskou zejména při cestování.
- Masku je možná nabít přímo, bez použití nabíjecí stanice. Stačí připojit USB-C kabel, který je součástí balení do otvoru poblíž tlačítka pro spuštění masky.
- Při nabíjení skrze nabíjecí stanici, nebo samostatně, začne poblíž nabíjecího kabelu blikat červené světlo. Ve chvíli, kdy se světlo změní v modré je maska plně nabita.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí: 3.7V

Kapacita baterie nabíjecí stanice: 1400mAh

Materiál: ABS, Silikonový gel

Nabíjecí napětí: DC 5V - 1A

## UPOZORNĚNÍ, RIZIKA:

- Nevhodné pro děti do 14 let.
- Zakázáno používat: těhotným ženám, kojencům, dětem, lidem s nachlazením, angínou či chřipkou, epileptikům, alergikům na světlo, pacientům s onemocněním štítné žlázy.
- Produkt není žáruvzdorný, chraňte ho před ohněm a žíravinami.
- Zakázáno používat lidem, kterým bylo po používání masky zle – navštivte svého lékaře a použití masky s ním zkonzultujte.
- Při použití masky nekoukejte do LED diod – hrozí dlouhodobé poškození očí. Vyhněte se dlouhodobému přímému očnímu kontaktu se zdrojem světla.
- Pokud hodláte zároveň s maskou použít i kosmetické přípravky, vybírejte kvalitní produkty s přírodním složením.
- Po otevření krabice může maska mírně zapáchat, je to způsobeno tím, že je vyrobena z lékařského silikonu, zápach brzy vymizí.
- V době, kdy maska není používána, uchovejte masku v krabici, nebo v nabíjecí stanici, na rovném suchém povrchu, mimo magnetické pole. Zamezíte tak jejímu poškození.
- K očištění masky nepoužívejte vodu, neponořujte masku do vody – k očištění použijte navlhčený hadřík.
- K očištění masky nepoužívejte žádné chemické přípravky.
- Nevystavujte masku přímo slunečnímu záření.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

1x LED maska na obličej, 1x LED maska na krk, 1x kabel usb, 1x nabíjecí stanice, uživatelská příručka

**CZ PROFESIONÁLNÍ OŠETŘUJÍCÍ LED MASKA NA OBLIČEJ A KRK**

# SK Palsar7

PROFESIONÁLNA OŠETRUJÚCA LED  
MASKA NA TVÁR A KRK S NABÍJACOU  
STANICOU (BIELOZLATÁ)

## TERAPIA FOTÓNOVÝM SVETLOM

Prečo chodiť na drahé chemické peelings a čistenie pleti, laserové úpravy a výplne vrások kyselinou hyalurónovou, keď môžete pleť liečiť z pohodlia vášho domova?

Profesionálna šetrujúci LED maska PALSAR7 predstavuje inovatívny spôsob, ako sa zbaviť akné, vrások, unavenej pleti a ďalších nedokonalostí. A to vďaka terapii fotónovým svetlom, ktorá patrí v oblasti dermatológie medzi najefektívnejšie nástroje v boji proti chronickým kožným defektom. Oproti laserovým ošetreniam nespôsobuje fotónové ošetrenie pomocou LED svetiel žiadnu bolesť či vedľajšie účinky, ktoré potrebujú čas na zahojenie.

## AKO FUNGUJE FOTÓNOVÁ TERAPIA

Svetlo sa dá zjednodušene popísať ako viditeľná časť elektromagnetického žiarenia rôznej frekvencie. Dosahuje rôzne vlnové dĺžky v intervale od 415 do 635nm. Pri tejto terapii preniká svetlo do tela ako prúd energie vo forme fotónov. Rôzne vlnové dĺžky svetla majú rôzne pozitívne účinky pri starostlivosti o pleť.

## VLNOVÉ DĹŽKY SVETIEL PRE OŠETRUJÚCU LED MASKU:

Červené svetlo: 635nm

Oranžové svetlo: 605nm

Modré svetlo: 415nm

Použitie tejto masky je veľmi jednoduché, stačí si ju nasadiť, upevniť pomocou dvoch nastaviteľných pásov na tvár a pomocou tlačidla na strane masky nastaviť farebný režim. Okolo otvorov na oči sú jemné gumové šedé podložky, ktoré zamedzia nepríjemnému otlaku okolo očí. K maske na tvár sa dá pripojiť aj druhá maska, ktorá ošetruje pokožku krku. Ošetrujúca LED maska na tvár a krk je vybavená celkom 92 LED diódami. Tieto diódy produkujú fotóny práve s rôznymi vlnovými dĺžkami. Každá dióda má definovaný výkon a hodnotu svetelného toku. Preto je dôležité rozlišovať jednotlivé farby diód. Každá farba lieči iný problém pleti – záleží na vašej preferencii.

Pred prvým použitím z vnútornej strany masky odstráňte ochrannú fóliu.

**SK PROFESIONÁLNA OŠETRUJÚCA LED MASKA NA TVÁR A KRK**

## ÚČINKY OŠETRUJÚCEJ LED MASKY:

- Redukuje vrásky a predchádza ich výskytu
- Minimalizuje póry
- Bojuje proti akné
- Pomáha bojovať proti mastnote tváre
- Zlepšuje pružnosť pokožky
- Zjednocuje tón pleti
- Potláča tvorbu melanínu
- Zlepšuje cirkuláciu krvi v podkožnom tkanive
- Zvyšuje účinnosť vstrebávania účinných látok kozmetických prípravkov

## HLAVNÉ FUNKCIE:

- Prírodné svetelné vlny zlepšujú vzhľad pokožky
- Každá farba svetla je účinná na konkrétne ošetrovanie pleti
- Rôzne možnosti režimu
- Jednoduché ovládanie
- Ľahko prenosné



## MASKA JE VHODNÁ PRE TOHO, KTO:

- Zostáva hore dlho do noci a jeho pleť je tak unavená
- Sedí dlho pred počítačom a pozerá často do mobilného telefónu
- Nedodržiava zdravý jedálniček, ktorý zlepšuje stav pleti
- Má problematickú pleť: škrvny, akné, upchaté póry, matnú, žltkastú, hrubú či ochabnutú pleť, a iné

**SK PROFESIONÁLNA OŠETRUJÚCA LED MASKA NA TVÁR A KRK**



## NÁVOD NA POUŽITIE:

- **Pred použitím masky zložte ochrannú fóliu na vnútornej strane masky.**
- K maske na tvár pripojte podľa masku na krk, masku je možné používať aj bez časti na krk.
- Pred nasadením masky dôkladne očistite pleť tváre a krk a potom šetrne vysušte uterákom.
- Ošetrovanie pleti zahájte podržaním tlačidla na strane masky po dobu 3 sekúnd. Následne môžete stlačením tlačidla prepínať farebné režimy. (Červená, modrá, oranžová)
- Nasadte si masku na tvár a prispôbte dĺžku nastaviteľných pásov k svojej tvári.
- Začnite celý proces ošetrovania pleti fotónovou terapiou.
- Farebné režimy masky sa automaticky vypínajú po určitom čase.
- Červený = 5 minút, Modrý = 5 minút, Oranžový = 10 minút
- Odporúčaná doba používania je 20 minút, môžete teda vystriedať všetky režimy na kompletnú starostlivosť, alebo vybrať mód podľa Vašich preferencií.

## NABÍJACIA STANICA



**Maximálna doba použitia masky denne je 20 minút. Odporúčaná doba jedného ošetrovania je 20 minút, počas jedného ošetrovania môžete vystriedať všetky farebné režimy, alebo si vybrať Vami preferovaný. Ideálne masku používajte 2-3x týždenne. Pokiaľ trpíte na citlivú pokožku, ekzémy, alergie alebo ste prechladnutí, poraďte sa pred použitím masky s vaším lekárom.**

UVEDENÉ OBRÁZKY SÚ LEN ILUSTRÁČNÉ.

**SK PROFESIONÁLNA OŠETRUJÚCA LED MASKA NA TVÁR A KRK**

## ÚČINKY JEDNOTLIVÝCH SVETIEL:

### 1) 635NM-LED ČERVENÉ SVETLO: PROTI VRÁSKAM

- Bieliace účinky
- Pre hebkú pokožku bez vrások
- Vyhladzuje jemné vrásky, zmršťuje póry
- Zlepšuje stav pokožky
- Podporuje prirodzenú tvorbu kolagénu
- Zvyšuje účinnosť vstrebávania účinných látok kozmetických prípravkov
- Zlepšuje cirkuláciu krvi v podkožnom tkanive
- Bráni v tvorbe pigmentu

### 2) 605NM-LED ORANŽOVÉ SVETLO: PROTI ÚNAVE

- Zmierňuje hrubosť pokožky a začervenanie
- Zmierňuje kožné ochorenie
- Navyše zmierňuje horúčosť a podporuje zvýšenie imunity
- Podporuje absorbovanie kozmetických prípravkov
- Prispieva k zlepšeniu bunkového metabolizmu
- Zlepšuje detoxikačné vlastnosti podporením lymfatickej činnosti
- Obzvlášť účinný po intenzívnom mechanickom peelingu
- Napomáha spomaľovaniu starnutia kože

### 3) 415NM-LED MODRÉ SVETLO: PROTI AKNÉ

- Účinne znižuje výskyt a lieči akné
- Zlepšuje stav pokožky bez toho, aby zanechávalo jazvy
- Aktivuje porfyríny (našartujú chemickú reakciu, ktorá ničí škodlivé baktérie)
- Má antibakteriálny a protizápalový účinok

## NABÍJANIE ZARIADENIA:

- Balenie obsahuje nabíjaciu stanicu, ktorá zjednodušuje proces nabíjania. Od masky stačí odopnúť časť na ošetrovanie krku a spodnou stranou masku pripevniť do nabíjajúcej stanice.
- Nabíjajúcu stanicu je potrebné najprv nabiť pomocou USB-C kábla. Po nabití stanice ju možno používať na nabíjanie samostatnej masky. Nabíjajúca stanica Vám uľahčí manipuláciu s maskou najmä pri cestovaní.
- Masku je možné nabiť priamo, bez použitia nabíjajúcej stanice. Stačí pripojiť USB-C kábel, ktorý je súčasťou balenia do otvoru blízko tlačidla na spustenie masky.
- Pri nabíjaní cez nabíjajúcu stanicu, alebo samostatne, začne blízko nabíjajúceho kábla blikať červené svetlo. Vo chvíli, keď sa svetlo zmení na modrej je maska plne nabitá.

## TECHNICKÉ PARAMETRE:

Vstupné napätie: 3.7V  
Kapacita batérie nabíjajúcej stanice: 1400mAh  
Materiál: ABS, Silikónový gél  
Nabíjajúce napätie: DC 5V - 1A

## UPOZORNENIE, RIZIKÁ:

- Nevhodné pre deti do 14 rokov.
- Zakázané používať: tehotným ženám, dojčatám, deťom, ľuďom s prechladnutím, angínou či chrípkou, epileptikám, alergikom na svetlo, pacientom s ochorením štítnej žľazy.
- Produkt nie je žiaruvzdorný, chráňte ho pred ohňom a žieravinami.
- Zakázané používať ľuďom, ktorým bolo po používaní masky zle - navštívte svojho lekára a použitie masky s ním konzultujte.
- Pri použití masky nepozerajte do LED diód – hrozí dlhodobé poškodenie očí. Vyhnite sa dlhodobému priamemu očnému kontaktu so zdrojom svetla.
- Pokiaľ hodláte zároveň s maskou použiť aj kozmetické prípravky, vyberajte kvalitné produkty s prírodným zložením.
- Po otvorení krabice môže maska mierne zapáchať, je to spôsobené tým, že je vyrobená z lekárskeho silikónu, zápach čoskoro vymizne.
- V čase, keď maska nie je používaná, uchovajte masku v krabici, alebo v nabíjacej stanici, na rovnom suchom povrchu, mimo magnetické pole. Zamedzíte tak jej poškodeniu.
- Na očistenie masky nepoužívajte vodu, neponárajte masku do vody – na očistenie použite navlhčenú handričku.
- Na očistenie masky nepoužívajte žiadne chemické prípravky.
- Nevystavujte masku priamo slnečnému žiareniu.

## PRÍSLUŠENSTVO:

1x LED maska na tvár, 1x LED maska na krk, 1x kábel usb, 1x nabíjajúca stanica, užívateľská príručka

**SK PROFESIONÁLNA OŠETRUJÚCA LED MASKA NA TVÁR A KRK**

# EN Palsar7

**PROFESSIONAL TREATMENT LED MASK FOR THE FACE AND NECK WITH CHARGING STATION (WHITE-GOLD)**

## **PHOTON LIGHT THERAPY**

Why go for expensive chemical peels and skin cleansing, laser treatment and hyaluronic acid wrinkle filling when you can treat your skin from the comfort of your own home?

The luxurious treatment LED mask PALSAR7 is an innovative way to get rid of acne, wrinkles, tired skin and other imperfections. And this is thanks to photon light therapy, which is one of the most effective tools in the field of dermatology in the fight against chronic skin defects. Unlike laser treatments, photon treatment using LED lights does not cause any pain or side effects that need time to heal.

## **HOW DOES PHOTON LIGHT THERAPY WORK**

Light can be simply described as the visible part of electromagnetic radiation of various frequencies. It reaches different wavelengths in the interval from 415 to 635 nm. In this therapy, light penetrates the body as a stream of energy in the form of photons. Different wavelengths of light have different positive effects in skin care.

## **WAVELENGTHS OF THE LIGHTS FOR THE TREATMENT MASK:**

Red light: **635nm**

Orange light: **605nm**

Blue light: **415nm**

Using this mask is very simple, just put it on, fix it with two adjustable straps to the face and use the button on the side of the mask to set the color mode. There are soft gray rubber pads around the eye holes to prevent unpleasant pressure around the eyes. A second mask that treats the skin of the neck can be attached to the face mask. The treatment LED mask for the face and neck is equipped with a total of 92 LED diodes. These diodes produce photons of precisely different wavelengths. Each diode has a defined power and luminous flux value. Therefore, it is important to distinguish the individual colors of the diodes. Each color treats a different skin problem - it depends on your preference.

Before first use, remove the protective film from the inside of the mask.

**EN PROFESSIONAL TREATMENT LED MASK FOR THE FACE AND NECK**


## EFFECTS OF THE TREATMENT

### MASK:

- It reduces wrinkles and prevents their appearance
- Minimizes pores
- Fights acne
- Helps fight against facial oiliness
- Improves skin elasticity
- Evens skin tone
- It suppresses the production of melanin
- Improves blood circulation in the subcutaneous tissue
- Increases the efficiency of absorption of active ingredients of cosmetic products

## MAIN FUNCTIONS:

- Natural light waves improve the appearance of the skin
- Each color of light is effective for a specific skin treatment
- Various mode options
- Easy to control
- Easily portable
- Elegant and timeless design



## MASK IS SUITABLE FOR PEOPLE WHO:


- Stay up so late that their skin is tired.
- Sit in front of the computer screen or mobile screen for long periods of time.
- Do not follow a healthy diet that improves skin condition
- Have problematic skin: spots, acne, clogged pores, dull, yellowish, rough or sagging skin, etc.

**EN PROFESSIONAL TREATMENT LED MASK FOR THE FACE AND NECK**

## INSTRUCTIONS FOR USE:

- **Before using the mask, remove the protective film on the inside of the mask.**
- Attach the neck mask to the face mask accordingly, the mask can also be used without the neck part.
- Before putting on the mask, thoroughly clean the skin of the face and neck and then gently dry with a towel.
- Start the skin treatment by holding the button on the side of the mask for 3 seconds. You can then switch color modes by pressing the button. (Red, Blue, Orange)
- Put the mask on your face and adjust the length of the adjustable straps to your face, so they fit you perfectly and comfortably.
- Start the whole skin treatment process with photon therapy.
- Mask color modes automatically turn off after a certain amount of time.
- Red = 5 minutes, Blue = 5 minutes, Orange = 10 minutes
- The recommended time of use is 20 minutes, so you can alternate all modes for complete care, or choose a mode according to your preferences.

## NABÍJECÍ STANICE



**The maximum time of using the mask daily is 20 minutes. The recommended time of one treatment is 20 minutes, during one treatment you can change all color modes or choose your preferred one. Ideally, use the mask 2-3 times a week. If you suffer from sensitive skin, eczema, allergies or have a cold, consult your doctor before using the mask.**

THE PICTURES SHOWN ARE FOR ILLUSTRATION ONLY.

**EN PROFESSIONAL TREATMENT LED MASK FOR THE FACE AND NECK**

## EFFECTS OF INDIVIDUAL LIGHTS:

### 1) 635NM-LED RED LIGHT: AGAINST WRINKLES

- Whitening effects
- For soft, wrinkle-free skin
- Smooths fine wrinkles, shrinks pores
- Improves skin condition
- It supports the natural production of collagen
- Increases the efficiency of absorption of active ingredients of cosmetic products
- Improves blood circulation in the subcutaneous tissue
- Prevents the formation of pigment

### 2) 605 NM-LED ORANGE LIGHT: AGAINST FATIGUE

- Reduces skin roughness and redness
- Alleviates skin diseases
- In addition, it relieves heat and promotes an increase in immunity
- Supports the absorption of cosmetic products
- It contributes to the improvement of cellular metabolism
- Improves detoxification properties by supporting lymphatic activity
- Especially effective after intensive mechanical peeling
- Helps slow down skin aging

### 3) 415 NM-LED BLUE LIGHT: AGAINST ACNE

- Effectively reduces the appearance and cures acne
- Improves skin condition without leaving scars
- Activates porphyrins (they start a chemical reaction that destroys harmful bacteria)
- It has an antibacterial and anti-inflammatory effect

## HOW TO CHARGE THE MASK:

- The package includes a charging station that simplifies the charging process. Just detach the neck treatment part from the mask and attach the mask to the charging station on the underside.
- The charging station must first be charged using a USB-C cable. After charging the station, it can be used to charge a separate mask. The charging station will make it easier for you to handle the mask, especially when traveling.
- The mask can be charged directly, without using a charging station. Just plug the included USB-C cable into the hole near the mask launch button.
- When charging through the charging station or separately, a red light will start flashing near the charging cable. When the light turns blue, the mask is fully charged.

## TECHNICAL PAREMETERS

Input voltage: 3.7V

Battery capacity of the charging station: 1400mAh

Material: ABS, Silicone gel

Charging voltage: DC 5V - 1A

## WARNING, RISKS:

- Not suitable for children under 14 years of age.
- Forbidden to use for: pregnant women, infants, children, people with colds, angina or flu, epileptics, people allergic to light, patients with thyroid disease.
- The product is not heat-resistant, protect it from fire and caustics.
- Forbidden to use by people who felt sick after using the mask - visit your doctor and consult with him about the use of the mask.
- When using the mask, do not look into the LEDs - there is a risk of long-term eye damage. Avoid prolonged direct eye contact with the light source.
- If you intend to use cosmetic products at the same time as the mask, choose quality products with a natural composition.
- After opening the box, the mask may have a slight smell, this is because it is made of medical silicone, the smell will disappear soon.
- When the mask is not in use, keep the mask in the box or in the charging station, on a flat dry surface, away from magnetic fields. This will prevent it from being damaged.
- Do not use water to clean the mask, do not immerse the mask in water - use a damp cloth to clean.
- Do not use any chemical products to clean the mask.
- Do not expose the mask to direct sunlight.

## ACCESSORIES:

1x LED treatment mask for the face, 1x LED treatment mask for the neck, 1x usb cabel, 1x charging station, users manual

# EN PROFESSIONAL TREATMENT LED MASK FOR THE FACE AND NECK





VYROBENO V ČÍNĚ / VYROBENÉ V ČÍNE / MADE IN CHINA

EU standard: CE, FCC, RoHS Certification

FCC CE RoHS