



ULTIMATE 3D PHOTON LED MASK



CZ: ULTIMÁTNÍ 3D FOTONOVÁ LED MASKA NA OBLIČEJ
SK: ULTIMÁTNA 3D FOTONOVÁ LED MASKA NA TVÁR

PALSAR7 - ABOUT THE BRAND

PALSAR7 IS A BRAND SPECIALIZING IN INNOVATIVE PRODUCTS FOR PROFESSIONAL SKIN CARE FROM THE COMFORT OF YOUR HOME. IT OFFERS MODERN TECHNOLOGIES THAT SUPPORT SKIN HEALTH AND BEAUTY WITHOUT THE NEED TO VISIT A BEAUTY SALON. THE BRAND EMPHASIZES QUALITY, SAFETY AND EASE OF USE OF ITS PRODUCTS. THANKS TO THIS, YOU CAN INDULGE IN PROFESSIONAL CARE ANYTIME, ANYWHERE.

ABOUT THE PRODUCT

THE DEVICE USES THE PRINCIPLE OF LIGHT THERAPY TO ACTIVATE SKIN CELLS AND IMPROVE SKIN CONDITION THROUGH SPECIALLY ADJUSTED LIGHT OF SPECIFIC WAVELENGTHS. IT IS A NON-INVASIVE, PAINLESS AND SAFE METHOD OF SKIN CARE WITHOUT THE USE OF CHEMICALS. AFTER BEING ABSORBED BY THE SKIN, THE LIGHT IS CONVERTED INTO INTRACELLULAR ENERGY, WHICH TRIGGERS A PHOTOCHEMICAL AND ENZYMATIC REACTION. DURING THIS PROCESS, A LARGE AMOUNT OF GLYCOGEN AND PROTEIN IS PRODUCED, WHICH PROMOTE CELL METABOLISM AND COLLAGEN REGENERATION. THANKS TO THIS, EFFECTS SUCH AS REJUVENATION, ACNE TREATMENT, DARK SPOT REDUCTION, SKIN FIRMING, WRINKLE SMOOTHING AND SKIN WHITENING, CAN BE ACHIEVED.

PRODUCT DESCRIPTION



PRODUCT FUNCTIONS

THIS LED MASK USES 99 PIECES OF LEDS IN 4 COLORS (RED, INFRARED, BLUE, YELLOW), THANKS TO THE COMBINATION OF LIGHTS, THE MASK OFFERS 5 MODES. THEIR FUNCTIONS ARE AS FOLLOWS:

RED LIGHT (630 NM \pm 10 NM): THIS LIGHT, CALLED BIOACTIVE LIGHT, IS CHARACTERIZED BY HIGH PURITY, INTENSITY AND UNIFORM DENSITY, WHICH MAKES IT SUITABLE FOR SKIN CARE AND HEALTH. RED LIGHT INCREASES CELL VITALITY, ACCELERATES BLOOD CIRCULATION, PROMOTES CELL METABOLISM, STIMULATES THE REGENERATION OF COLLAGEN AND FIBROUS TISSUE, THEREBY IMPROVING SKIN ELASTICITY AND REDUCING DULLNESS. IT IS A GREAT ANTI-AGING AID, ACTS AS AN ANTIOXIDANT AND PROMOTES SKIN RENEWAL.



BLUE LIGHT (450 NM \pm 10 NM): THIS LIGHT CORRESPONDS TO THE ABSORPTION MAXIMUM OF PORPHYRIN, A METABOLITE OF PROPIONIBACTERIUM ACNES. DURING THE DE-EXCITATION PROCESS AFTER STIMULATION OF PORPHYRIN, A LARGE AMOUNT OF SINGLET ACTIVE OXYGEN IS GENERATED, WHICH CREATES A HIGHLY OXIDATIVE ENVIRONMENT THAT DESTROYS PROPIONIBACTERIUM ACNES. THIS HELPS IN THE TREATMENT OF ACNE.



INFRARED LIGHT/INVISIBLE LIGHT (850 NM \pm 10 NM): THIS LIGHT PROMOTES COLLAGEN PRODUCTION IN THE SKIN, SPEEDS UP ITS METABOLISM, BRIGHTENS SKIN TONE, TIGHTENS PORES, AND HELPS ACHIEVE A MORE YOUTHFUL APPEARANCE. SINCE INFRARED LIGHT IS INVISIBLE, THE EMITTED LIGHT CANNOT BE SEEN WHEN YOU SELECT THIS MODE.



YELLOW LIGHT (580 nm \pm 10 nm): THIS LIGHT HELPS TO IMPROVES THE OXYGEN EXCHANGE FUNCTION OF SKIN CELLS, PROMOTES MICROCIRCULATION, BREAKS DOWN AND LIGHTENS PIGMENT, STIMULATES CELL GROWTH, AND THUS SMOOTHES THE SKIN, BRIGHTENS SKIN TONE, REGENERATES THE SKIN, AND REDUCES WRINKLES.



PURPLE LIGHT (COMBINATION OF RED AND BLUE LIGHTS) (420 nm \pm 10 nm): THIS LIGHT IS A GOOD HELPER IN TREATING ACNE AND REMOVING ACNE SCARS.



HOW TO STORE

- AFTER USE, WIPE THE DEVICE WITH A DRY CLOTH. DO NOT RINSE UNDER WATER. DO NOT SOAK.
- STORE THE DEVICE IN A COOL, SHADY PLACE AND AVOID DIRECT SUNLIGHT OR HIGH TEMPERATURES.
- KEEP THE DEVICE OUT OF THE REACH OF CHILDREN TO PREVENT DAMAGE OR INJURY.
- NEVER ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE DEVICE YOURSELF. IN THE EVENT OF A MALFUNCTION, CONTACT THE CUSTOMER SERVICE CENTER OR THE SELLER.
- AFTER USE, STORE THE DEVICE IN THE BOX.
- DO NOT PLACE ANY WEIGHT ON THE DEVICE. DO NOT PLACE IT UNDER OTHER OBJECTS AND BE CAREFUL TO AVOID MECHANICAL DAMAGE.
- WE RECOMMEND STORING IT IN A HORIZONTAL POSITION, INCLUDING THE CABLE. NEVER TRY TO DISCONNECT, DEFORM OR TWIST THE CABLE ATTACHED TO THE MASK.

CHARGING

- **PLEASE FULLY CHARGE THE DEVICE BEFORE USING IT FOR THE FIRST TIME.**
- CONNECT THE CONTROLLER TO THE APPROPRIATE ADAPTER (NOT INCLUDED) USING THE USB-C CABLE THAT WAS INCLUDED IN THE PACKAGE.
- **USE ONLY THE BOTTOM PORT FOR CHARGING!**
- PLUG INTO THE POWER OUTLET. WHILE CHARGING, THE SCREEN WILL LIGHT UP AND A BATTERY SYMBOL WILL APPEAR WITH THE CORRESPONDING CHARGE LEVEL.
- A FULL BATTERY SYMBOL INDICATES A FULL CHARGE. ONCE CHARGED, UNPLUG THE ADAPTER FROM THE POWER OUTLET AND YOU CAN START USING THE CONTROLLER AFTER CONNECTING IT TO THE MASK.

HOW TO USE



1. WASH YOUR FACE AND GENTLY PAT DRY WITH A SOFT TOWEL. THEN APPLY TONER TO YOUR FACE.




2. THEN YOU CAN APPLY YOUR FAVORITE NATURAL COSMETICS (SERUM, MASK OR ESSENCE).




3. TAKE OUT THE MASK. CONNECT THE USB-C CABLE CONNECTOR ON THE MASK TO THE PORT ON THE CONTROLLER. USE THE TOP PORT ONLY!




4. HOLD THE MASK CLOSE TO YOUR FACE. GRASP BOTH ENDS OF THE ELASTIC STRAPS AND FASTEN WITH THE VELCRO AT THE BACK OF YOUR HEAD. ADJUST THE ELASTIC STRAPS TO FIT SNUGLY AND PREVENT LIGHT FROM ENTERING THROUGH THE SILICONE EYE PROTECTION.



5. PRESS AND HOLD THE POWER BUTTON FOR 1.5 SECONDS TO TURN ON THE DEVICE. AFTER POWERING ON, THE DEFAULT MODE IS RED LIGHT. SHORT PRESS THE MODE BUTTON TO SWITCH BETWEEN MODES. THERE ARE FIVE MODES AVAILABLE: 1 - RED LIGHT (R), 2 - BLUE LIGHT (B), 3 - YELLOW LIGHT (Y), 4 - INFRARED LIGHT (IR), 5 - PURPLE LIGHT (R+B). YOU CAN ALSO SWITCH BETWEEN MODES DURING USE BY PRESSING THE MODE BUTTON.



6. SHORT PRESS TO ADJUST THE LIGHT INTENSITY. THERE ARE THREE BRIGHTNESS LEVELS: 50%, 75%, 100%.



7. SHORT PRESS THE TIME SETTING BUTTON TO SELECT THE PROCEDURE TIME. (5/10/15/20/25/30 MIN.)



8. AFTER YOU ARE DONE USING THE MASK, APPLY CREAM TO YOUR FACE TO PREVENT DRYNESS.

RECOMMENDATION:

THE RECOMMENDED USAGE TIME IS 10-30 MINUTES 3-4 TIMES A WEEK. USE THE BLUE LIGHT FOR A MAXIMUM OF 10 MINUTES PER TREATMENT. DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WEEKLY USAGE TIME (2 HOURS).

PRODUCT FEATURES



EFFECTIVE

99 LEDS PROVIDE LARGE-AREA HIGH-ENERGY PHOTON SKIN CARE TREATMENT.



VERSATILE

5 LIGHT BEAUTY MODES TO ADDRESS VARIOUS SKIN CONCERNS.



SAFE

NON-INVASIVE SKIN CARE METHOD ENSURES CHEMICAL-FREE AND PAINLESS TREATMENT.



EASY TO USE

ONE-STEP THERAPY AND A BUILT-IN TIMER MAKE THIS MASK EASY TO USE.



COMFORTABLE

SOFT AND COMFORTABLE SILICONE MATERIAL ENSURES PLEASANT USER EXPERIENCE.



FLEXIBLE

THE MASK IS ONLY ATTACHED TO THE CONTROLLER, ALLOWING YOU TO MOVE FREELY DURING USE.



USABLE WITH COSMETICS

USE WITH COSMETIC PRODUCTS SUCH AS ESSENCE, SERUM OR MASK TO IMPROVE EFFECTIVENESS.



TIMING

6 TIMING MODES (5 MIN., 10 MIN., 15 MIN., 20 MIN., 25 MIN. AND 30 MIN.).



INTENSITY SETTINGS

3 ADJUSTABLE LIGHT INTENSITY LEVELS (50%, 75% AND 100%).



CLEAN

WIPEABLE, SILICONE DOES NOT TRANSFER BACTERIA, IS HYPOALLERGENIC AND EASY TO MAINTAIN.

WARNINGS

- THE PRODUCT IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN.
- DO NOT USE THE DEVICE IF YOU KNOW THAT YOU ARE PARTICULARLY SENSITIVE TO LIGHT AND HAVE NOT RECENTLY UNDERGONE A LIGHT SENSITIVITY TEST.
- DO NOT USE THE DEVICE IF YOU ARE PREGNANT AS THE RISKS ARE UNKNOWN AND HAVE NOT BEEN ESTABLISHED, CONSULT YOUR DOCTOR.
- DO NOT USE THE DEVICE IF YOU SUFFER FROM EPILEPSY AS SOME LIGHTS OR FREQUENCIES MAY TRIGGER A SEIZURE.
- THE DEVICE IS NOT WATERPROOF. DO NOT ALLOW WATER OR OTHER LIQUIDS TO ENTER ANY PART OF THE DEVICE. THIS MAY DAMAGE IT.
- DO NOT USE THE DEVICE IF YOU ARE TAKING MEDICATION THAT MAY MAKE YOUR SKIN SENSITIVE TO LIGHT.
- DO NOT USE THE DEVICE WHILE SLEEPING, WALKING OR DRIVING.
- USE THE DEVICE ACCORDING TO THE CORRECT INSTRUCTIONS AND AVOID EXCESSIVE USE.
- DISCONTINUE USE IF YOU EXPERIENCE DISCOMFORT OR IF REDNESS OR SKIN DISCOLORATION PERSISTS FOR MORE THAN 24 HOURS. CONSULT A DERMATOLOGIST.
- DO NOT TOUCH THE LEDs WHEN THE DEVICE IS TURNED ON.
- DO NOT USE THE DEVICE IF IT IS VISIBLY DAMAGED.
- DO NOT SUBJECT THE DEVICE TO SHOCKS TO AVOID DEFORMATION OR DAMAGE.
- DO NOT USE CHEMICALS, WATER, OR OTHER CLEANING OR LIQUID PRODUCTS FOR CLEANING.
- DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED USAGE TIME.

SPECIFICATIONS

RATED CURRENT: C5V == 1A

RATED VOLTAGE: DC5V

CONTROLLER SIZE: 45X35X135 MM

CONTROLLER WEIGHT: 105 G

BATTERY CAPACITY: 2000MAH

MASK SIZE: 225X240X135 MM

MASK THICKNESS WHEN IN USE: 6 MM

MASK WEIGHT: 380 G

PACKAGING CONTAINS

1X LED FACE MASK

1X CONTROLLER

1X USB-C CABLE

1X USER MANUAL

IMAGES ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. MADE IN CHINA.

FOR MORE INFORMATION OR TO DOWNLOAD MORE DETAILED DATA,
PLEASE CONTACT THE SELLER.



PALSAR7 - O ZNAČCE

PALSAR7 JE ZNAČKA SPECIALIZUJÍCÍ SE NA INOVATIVNÍ PRODUKTY PRO PROFESIONÁLNÍ PÉČI O PLEŤ Z POHODLÍ DOMOVA. NABÍZÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE, KTERÉ PODPORUJÍ ZDRAVÍ A KRÁSU PLETI BEZ NUTNOSTI NÁVŠTĚVY KOSMETICKÉHO SALONU. ZNAČKA KLADĚ DŮRAZ NA KVALITU, BEZPEČNOST A SNADNÉ POUŽITÍ SVÝCH PRODUKTŮ. DÍKY TOMU SI MŮŽETE DOPŘÁT PROFESIONÁLNÍ PÉČI KDYKOLIV A KDEKOLIV.

O PRODUKTU

ZÁŘIZENÍ VYUŽÍVÁ PRINCIP SVĚTELNÉ TERAPIE K AKTIVACI KOŽNÍCH BUNĚK A ZLEPŠENÍ STAVU PLETI PROSTŘEDNICTVÍM SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO SVĚTLA O SPECIFICKÝCH VLNOVÝCH DÉLKÁCH. JEDNÁ SE O NEINVAZIVNÍ, BEZBOLESTNOU A BEZPEČNOU METODU PÉČE O PLEŤ BEZ POUŽITÍ CHEMIKÁLIÍ. PO ABSORPCI POKOŽKOU SE SVĚTLO PŘEMĚNÍ NA INTRACELULÁRNÍ ENERGIÍ, COŽ SPUSTÍ FOTOCHEMICKOU A ENZYMATICKOU REAKCI. BĚHEM TOHOTO PROCESU DOCHÁZÍ K PRODUKCI VELKÉHO MNOŽSTVÍ GLYKOGENU A BÍLKOVIN, KTERÉ PODPORUJÍ BUNĚČNÝ METABOLISMUS A REGENERACI KOLAGENU. DÍKY TOMU LZE POMOCI V DOSAŽENÍ EFEKTŮ, JAKO JE OMLAZENÍ, LÉČBA AKNĚ, REDUKCE TMAVÝCH SKVRN, ZPEVNĚNÍ POKOŽKY, VYHLAZENÍ VRÁSEK, ČI BĚLENÍ PLETI

POPIS PRODUKTU



FUNKCE PRODUKTU

TATO LED MASKA VYUŽÍVÁ 99 KUSŮ LED DIOD O 4 BARVÁCH (ČERVENÁ, INFRAČERVENÁ, MODRÁ, ŽLUTÁ), DÍKY KOMBINACI SVĚTEL MASKA NABÍZÍ 5 MÓDŮ. JEJICH FUNKCE JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

ČERVENÉ SVĚTLO (630 NM \pm 10 NM): TOTO SVĚTLO, NAZÝVANÉ BIOAKTIVNÍ SVĚTLO, SE VYZNAČUJE VYSOKOU ČISTOTOU, INTENZITOU A ROVNOMĚRNOU HUSTOTOU, COŽ JEJ ČINÍ VHODNÝM PRO PÉČI O PLEŤ A ZDRAVÍ. ČERVENÉ SVĚTLO ZVYŠUJE VITALITU BUNĚK, URYCHLUJE KREVŇÍ OBĚH, PODPORUJE BUNĚČNÝ METABOLISMUS, STIMULUJE REGENERACI KOLAGENU A VLÁKNITÉ TKÁNĚ, A TÍM ZLEPŠUJE ELASTICITU POKOŽKY A REDUKUJE MDLÝ VZHLED. JE SKVĚLÝM POMOČNÍKEM PROTI STÁRNUTÍ, PŮSOBÍ JAKO ANTIOXIDANT A PODPORUJE OBNOVU PLETI.



MODRÉ SVĚTLO (450 NM \pm 10 NM): TOTO SVĚTLO ODPOVÍDÁ ABSORPČNÍMU MAXIMU PORFYRINU, METABOLITU BAKTERIE PROPIONIBACTERIUM ACNES. BĚHEM PROCESU DE-EXCITACE PO STIMULACI PORFYRINU SE VYTVÁŘÍ VELKÉ MNOŽSTVÍ SINGLETOVÉHO AKTIVNÍHO KYSLÍKU, KTERÝ VYTVÁŘÍ VYSOCE OXIDAČNÍ PROSTŘEDÍ, JEŽ NIČÍ BAKTERII PROPIONIBACTERIUM ACNES. TÍM POMÁHÁ PŘI LÉČBĚ AKNĚ.



INFRAČERVENÉ SVĚTLO/NEVIDITELNÉ SVĚTLO (850 NM \pm 10 NM): TOTO SVĚTLO PODPORUJE TVORBU KOLAGENU V POKOŽCE, URYCHLUJE JEJÍ METABOLISMUS, ROZJASŇUJE TÓN PLETI, STAHUJE PÓRY A POMÁHÁ DOSÁHNOUT MLADISTVĚJŠÍHO VZHLEDU. JELIKOŽ JE INFRAČERVENÉ SVĚTLO NEVIDITELNÉ, PŘI ZVOLENÍ TOHOTO REŽIMU NENÍ VYZAŘUJÍCÍ SVĚTLO VIDĚT.



ŽLUTÉ SVĚTLO (580 NM ± 10 NM): TOTO SVĚTLO MŮŽE ZLEPŠIT FUNKCI VÝMĚNY KYSLÍKU V KOŽNÍCH BUŇKÁCH, PODPORUJE MIKROCIRKULACI, ROZKLÁDÁ A ZESVĚTLUJE PIGMENT, STIMULUJE RŮST BUNĚK A TÍM VYHLAZUJE POKOŽKU, ROZJASŇUJE TÓN PLETI, REGENERUJE POKOŽKU A REDUKUJE VRÁSKY.



FIALOVÉ SVĚTLO (KOMBINACE MODRÉHO A ČERVENÉHO SVĚTLA) (420 NM ± 10 NM): TOTO SVĚTLO JE DOBRÝM POMOCNÍKEM PŘI LÉČBĚ AKNĚ A ODSTRAŇOVÁNÍ JIZEV PO AKNĚ.



SKLADOVÁNÍ

- PO POUŽITÍ OTŘETE ZAŘÍZENÍ SUCHÝM HADŘÍKEM. NEOPLACHUJTE POD VODOU ANI NENAMÁČEJTE.
- UCHOVÁVEJTE ZAŘÍZENÍ NA CHLADNÉM, STINNÉM MÍSTĚ A VYHÝBEJTE SE PŘÍMÉMU SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ NEBO VYSOKÝM TEPLOTÁM.
- UCHOVÁVEJTE ZAŘÍZENÍ MIMO DOSAH DĚTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ NEBO ÚRAZU.
- NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE ZAŘÍZENÍ SAMI OTEVŘÍT NEBO OPRAVIT. V PŘÍPADĚ PORUCHY NEBO NEFUNKČNOSTI KONTAKTUJTE ZÁKAZNICKÉ CENTRUM ČI PRODEJCE.
- PO POUŽITÍ ULOŽTE ZAŘÍZENÍ DO KRABÍČKY.
- ZAŘÍZENÍ NEZATĚŽUJTE. NEPODKLÁDEJTE POD JINÉ VĚCI A DBEJTE OPATRNOSTI, ABY NEDOŠLO K MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ.
- DOPORUČUJEME SKLADOVAT VE VODOROVNÉ POLOZE VČETNĚ KABELU. KABEL PŘÍPEVNĚNÝ K MASCE SE NIKDY NESNAŽTE ODPOJIT, ANI JEJ NEDEFORMUJTE A NEPŘETÁČEJTE.

NABÍJENÍ

- **PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ PLNĚ NABIJTE.**
- PŘIPOJTE OVLADAČ K ODPOVÍDAJÍCÍMU ADAPTÉRU (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ) POMOCÍ NABÍJECÍHO KABELU USB-C, JENŽ BYL SOUČÁSTÍ BALENÍ.
- **K NABÍJENÍ POUŽÍVEJTE POUZE SPODNÍ PORT!**
- ZAPOJTE DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ. BĚHEM NABÍJENÍ SE ROZSVÍTÍ OBRAZOVKA A ZOBRAZÍ SE SYMBOL BATERIE S ODPOVÍDAJÍCÍ ÚROVNÍ NABITÍ.
- PLNÝ SYMBOL BATERIE ZNAMENÁ ÚPLNĚ NABITÍ. POTÉ ODPOJTE ADAPTÉR Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ A OVLADAČ PO PŘIPOJENÍ K MASCE MŮŽETE ZAČÍT POUŽÍVAT.

NÁVOD K POUŽITÍ



1. UMYJTE SI OBLIČEJ A JEMNĚ OSUŠTE MĚKKÝM RUČNÍKEM. NA OBLIČEJ NÁSLEDNĚ APLIKUJTE TONER PRO PŘÍPRAVENÍ POKOŽKY.




2. DÁLE MŮŽETE APLIKOVAT VAŠI OBLÍBENOU KOSMETIKU (SÉRUM, MASKU NEBO ESENCI).




3. VYJMĚTE MASKU. PŘIPOJTE KONEKTOR KABELU TYPE-C NA MASCE DO PORTU NA OVLADAČI. POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ HORNÍ PORT!




4. DRŽTE MASKU BLÍZKO OBLIČEJE. UCHOPTE OBA KRAJE ELASTICKÝCH PÁSKŮ A PŘÍPEVNĚTE SUCHÝM ZIPEM NA ZADNÍ STRANĚ HLAVY. UPRAVTE ELASTICKÉ PÁSKY TAK, ABY DOBŘE SEDĚLY A ZABRÁNILY PRONIKÁNÍ SVĚTLA SKRZ SILIKONOVOU OCHRANU OČÍ.



5. STISKNĚTE A DRŽTE TLAČÍTKO NAPÁJENÍ PO DOBU 1,5 SEKUNDY PRO ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ. PO ZAPNUTÍ JE VÝCHOZÍ REŽIM ČERVENÉ SVĚTLA. KRÁTKÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA REŽIMŮ PŘEPÍNÁTE MEZI REŽIMY. K DISPOZICI JE PĚT REŽIMŮ: 1 - ČERVENÉ SVĚTLA (R), 2 - MODRÉ SVĚTLA (B), 3 - ŽLUTÉ SVĚTLA (Y), 4 - INFRAČERVENÉ SVĚTLA (IR), 5 - FIALOVÉ SVĚTLA (R+B), MŮŽETE TAKÉ PŘEPÍNAT MEZI REŽIMY BĚHEM POUŽÍVÁNÍ STISKNUTÍM TLAČÍTKA REŽIMŮ.



6. KRÁTKÝM STISKNUTÍM NASTAVTE INTENZITU SVĚTLA. K DISPOZICI JSOU TŘI ÚROVNĚ JASU: 50 %, 75 %, 100 %.



7. KRÁTKÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA ČASOVÉHO NASTAVENÍ VYBERTE DOBU PROCEDURY. (5/10/15/20/25/30 MIN.)



8. PO DOKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ NANĚSTE NA OBLIČEJ KRÉM, ABYSTE PŘEDESLI POCITU SUCHOSTI.

DOPORUČENÍ:

DOPORUČENÁ DOBA POUŽÍVÁNÍ JE 10-30 MINUT 3-4X TÝDNĚ. MODRÉ SVĚTLA POUŽÍVEJTE PŘI JEDNOM OŠETŘENÍ MAXIMÁLNĚ 10 MINUT. NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ TÝDENNÍ DOBU POUŽÍVÁNÍ (2 HODINY).

VLASTNOSTI PRODUKTU



EFEKTIVNÍ

99 LED DIOD POSKYTUJE VYSOKO ENERGETICKOU FOTONOVOU PÉČI O PLEŤ PO CELÉ PLOŠE OBLIČEJE.



UNIVERZÁLNÍ

5 SVĚTELNÝCH KOSMETICKÝCH REŽIMŮ PRO ŘEŠENÍ RŮZNÝCH PROBLÉMŮ PLETI.



BEZPEČNÉ

NEINVAZIVNÍ METODA PÉČE O PLEŤ ZAJIŠŤUJE BEZCHEMICKOU A BEZBOLESTNOU POMOC PŘI LÉČBĚ KONKRÉTNÍHO PROBLÉMU.



SNADNÉ POUŽITÍ

JEDNOKROKOVÁ TERAPIE A ZABUDOVANÝ ČASOVAČ USNADŇUJÍ POUŽÍVÁNÍ TĚTO MASKY.



POHODLNÉ

MĚKKÝ A POHODLNÝ SILIKONOVÝ MATERIÁL ZAJISTÍ PŘÍJEMNÉ POUŽÍVÁNÍ.



FLEXIBILNÍ

MASKA JE PŘIPOJENA POUZE K OVLADAČI, COŽ VÁM UMOŽŇUJE VOLNÝ POHYB BĚHEM POUŽÍVÁNÍ.



POUŽITELNÉ S KOSMETIKOU

POUŽÍVEJTE S KOSMETICKÝMI PRODUKTY JAKO JE ESENCE, SÉRUM NEBO MASKA PRO ZLEPŠENÍ VÝSLEDKŮ.



ČASOVÁNÍ

6 ČASOVÝCH REŽIMŮ (5 MIN., 10 MIN., 15 MIN., 20 MIN., 25 MIN. A 30 MIN.).



NASTAVENÍ INTENZITY

3 NASTAVITELNÉ STUPNĚ INTENZITY SVĚTLA (50 %, 75 % A 100 %).



ČISTOTA

OTÍRATELNÉ, SILIKON NEPŘENÁŠÍ BAKTERIE, JE HYPOALERGENNÍ A JEDNODUCHÝ NA ÚDRŽBU.

UPOZORNĚNÍ

- PRODUKT NENÍ VHODNÝ PRO DĚTI.
- NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD VÍTE, ŽE JSTE OBZVLÁŠTĚ CITLIVÍ NA SVĚTLO, A V NEDÁVNĚ MINULOSTI JSTE NEABSOLVOVALI TEST CITLIVOSTI NA SVĚTLO.
- NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD JSTE TĚHOTNÁ, PROTOŽE RIZIKA NEJSOU ZNÁMA NEBYLA STANOVENA. PŘÍPADNĚ SE PORAĎTE S LÉKAŘEM.
- NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD TRPÍTE EPILEPSIÍ, PROTOŽE NĚKTERÁ SVĚTLA NEBO FREKVENCE MOHOU VYVOLAT ZÁCHVAT.
- ZAŘÍZENÍ NENÍ VODOTĚSNÉ. NEDOVOLTE, ABY SE DO JAKÉKOLI ČÁSTI ZAŘÍZENÍ DOSTALA VODA NEBO JINÉ TEKUTINY. MOHLO BY DOJÍT K JEHO POŠKOZENÍ.
- NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD UŽÍVÁTE LÉKY, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT CITLIVOST POKOŽKY NA SVĚTLO.
- NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ BĚHEM SPÁNKU, CHŮZE NEBO ŘÍZENÍ.
- POUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ PODLE SPRÁVNÝCH POKYŇŮ A VYVARUJTE SE NADMĚRNÉMU POUŽÍVÁNÍ.
- PŘESTAŇTE POUŽÍVAT, POKUD POCÍTÍTE NEPOHODLÍ NEBO POKUD ZARUDNUTÍ ČI ZMĚNA BARVY POKOŽKY PŘETRVÁVÁ DÉLE NEŽ 24 HODIN. PORAĎTE SE S DERMATOLOGEM.
- NEDOTÝKEJTE SE SVĚTELNÝCH DIOD, KDYŽ JE ZAŘÍZENÍ ZAPNUTÉ.
- NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD JE VIDITELNĚ POŠKOZENÉ.
- NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ NÁRAZŮM, ABY NEDOŠLO K DEFORMACI NEBO POŠKOZENÍ.
- K ČIŠTĚNÍ NEPOUŽÍVEJTE CHEMIKÁLIE, VODU, ANI JINÉ ČISTÍCÍ ČI TEKUTÉ PŘÍPRAVKY.
- NEPŘEKRAČUJTE DOPORUČENOU DOBU POUŽÍVÁNÍ.

SPECIFIKACE

JMENOVITÝ PROUD: C5V == 1A
JMENOVITÉ NAPĚTÍ: DC5V
VELIKOST OVLADAČE: 45X35X135 MM
HMOTNOST OVLADAČE: 105 G
KAPACITA BATERIE: 2000MAH
VELIKOST MASKY: 225X240X135 MM
TLOUŠŤKA MASKY PŘI POUŽÍVÁNÍ: 6 MM
HMOTNOST MASKY: 380 G

BALENÍ OBSAHUJE

1X LED MASKA NA OBLIČEJ
1X OVLADAČ
1X USB-C KABEL
1X UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

OBRÁZKY JSOU POUZE ILUSTRACNÍ. VYROBENO V ČÍNĚ.

PRO VÍCE INFORMACÍ NEBO STAŽENÍ PODROBNĚJŠÍCH DAT KONTAKTUJTE PRODEJCE.



PALSAR7 - O ZNAČKE

PALSAR7 JE ZNAČKA ŠPECIALIZUJÚCA SA NA INOVATÍVNE PRODUKTY PRE PROFESIONÁLNU STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ Z POHODLIA DOMOVA. PONÚKA MODERNÉ TECHNOLOGIE, KTORÉ PODPORUJÚ ZDRAVIE A KRÁSU PLETI BEZ NUTNOSTI NÁVŠTEVY KOZMETICKÉHO SALÓNU. ZNAČKA KLADIE DÔRAZ NA KVALITU, BEZPEČNOSŤ A JEDNODUCHÉ POUŽITIE SVOJICH PRODUKTOV. VĎAKA TOMU SI MÔŽETE DOPRIAŤ PROFESIONÁLNU STAROSTLIVOSŤ KEDYKOLVEK A KDEKOLVEK.

O PRODUKTE

ZARIADENIE VYUŽÍVA PRINCÍP SVETELNEJ TERAPIE NA AKTIVÁCIU KOŽNÝCH BUNIEK A ZLEPŠENIE STAVU PLETI PROSTREDNÍCTVOM ŠPECIÁLNE UPRAVENÉHO SVETLA SO ŠPECIFICKÝMI VLNOVÝMI DĹŽKAMI. IDE O NEINVAZÍVNU, BEZBOLESTNÚ A BEZPEČNÚ METÓDU STAROSTLIVOSŤI O PLEŤ BEZ POUŽITIA CHEMIKÁLIÍ. PO ABSORPCII POKOŽKOU SA SVETLO PREMENÍ NA INTRACELULÁRNU ENERGIU, ČO SPUSTÍ FOTOCHEMICKÚ A ENZYMATICKÚ REAKCIU. POČAS TOHTO PROCESU DOCHÁDZA K PRODUKCII VEĽKÉHO MNOŽSTVA GLYKOCÉNU A BIELKOVÍN, KTORÉ PODPORUJÚ BUNKOVÝ METABOLIZMUS A REGENERÁCIU KOLAGÉNU. VĎAKA TOMU JE MOŽNÉ POMŇČŤ V DOSIAHNUTÍ EFEKTOV, AKO JE OMLADENIE, LIEČBA AKNÉ, REDUKCIA TMAVÝCH ŠKVRŇN, SPEVNENIE POKOŽKY, VYHLADENIE VRÁSOK, ČI BIELENIE PLETI

POPIS PRODUKTU



FUNKCIA PRODUKTU

TÁTO LED MASKA VYUŽÍVA 99 KUSOV LED DIÓD O 4 FARBÁCH (ČERVENÁ, INFRAČERVENÁ, MODRÁ, ŽLTÁ), VĎAKA KOMBINÁCIÍ SVETIEL SVETIEL MASKA PONÚKA 8 MÓDOV, ICH FUNKCIE SÚ NASLEDUJÚCE:

ČERVENÉ SVETLO (630 nm \pm 10 nm): TOTO SVETLO, NAZÝVANÉ BIOAKTÍVNE SVETLO, SA VYZNAČUJE VYSOKOU ČISTOTOU, INTENZITOU A ROVNOMERNOU HUSTOTOU, ČO HO ROBÍ VHODNÝM PRE STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ A ZDRAVIE. ČERVENÉ SVETLO ZVYŠUJE VITALITU BUNIEK, URÝCHLUJE KRVNÝ OBEH, PODPORUJE BUNKOVÝ METABOLIZMUS, STIMULUJE REGENERÁCIU KOLAGÉNU A VLÁKNITÉHO TKANIVA, A TÝM ZLEPŠUJE ELASTICITU POKOŽKY A REDUKUJE MDLÝ VZHĽAD. JE SKVELÝM POMOCNÍKOM PROTI STARNUTIU, PÔSOBÍ AKO ANTIOXIDANT A PODPORUJE OBNOVU PLETI.



MODRÉ SVETLO (450 nm \pm 10 nm): TOTO SVETLO ZODPOVEDÁ ABSORPČNÉMU MAXIMU PORFYRÍNU, METABOLITU BAKTÉRIE PROPIONIBACTERIUM ACNES. POČAS PROCESU DE-EXCITÁCIE PO STIMULÁCIÍ PORFYRÍNU SA VYTVARA VEĽKÉ MNOŽSTVO SINGLETOVÉHO AKTÍVNEHO KYSLÍKA, KTORÝ VYTVARA VYSOKO OXIDAČNÉ PROSTREDIE, KTORÉ NIČÍ BAKTÉRIU PROPIONIBACTERIUM ACNES. TÝM POMÁHA PRI LIEČBE AKNÉ.



INFRAČERVENÉ SVETLO/NEVIDITEĽNÉ SVETLO (850 nm \pm 10 nm): TOTO SVETLO PODPORUJE TVORBU KOLAGÉNU V POKOŽKE, URÝCHLUJE JEJ METABOLIZMUS, ROZJASŇUJE TÓN PLETI, SŤAHUJE PÓRY A POMÁHA DOSIAHNUŤ MLADISTVEJŠÍ VZHĽAD. KEĎŽE JE INFRAČERVENÉ SVETLO NEVIDITEĽNÉ, PRI ZVOLENÍ TOHTO REŽIMU NIE JE VÝŽARUJÚCE SVETLO VIDIEŤ.



ŽLTÉ SVETLO (580 NM \pm 10 NM): TOTO SVETLO MÔŽE ZLEPŠIŤ FUNKCIU VÝMENY KYSLÍKA V KOŽNÝCH BUNKÁCH, PODPORUJE MIKROCIRKULÁCIU, ROZKLADÁ A ZOSVETLUJE PIGMENT, STIMULUJE RAST BUNIEK A TÝM VYHLADZUJE POKOŽKU, ROZJASŇUJE TÓN PLETI, REGENERUJE POKOŽKU A REDUKUJE VRÁSKY.



FIALOVÉ SVETLO (KOMBINÁCIA MODRÉHO A ČERVENÉHO SVETLA) (420 NM \pm 10 NM): TOTO SVETLO JE DOBRÝM POMOCNÍKOM PRI LIEČBE AKNÉ A ODSTRÁNÍ JAZIEV PO AKNÉ.



SKLADOVANIE

- PO POUŽITÍ UTRITE ZARIADENIE SUCHOU HANDRIČKOU. NEOPLACHUJTE POD VODOU ANI NENAMÁČAJTE.
- UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE NA CHLADNOM, TIENISTOM MIESTE A VYHÝBAJTE SA PRIAMEMU SLNEČNÉMU ŽIARENIU ALEBO VYSOKÝM TEPLOTÁM.
- UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE MIMO DOSAHU DETÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU ALEBO ÚRAZU.
- NIKDY SA NEPOKÚŠAJTE ZARIADENIE SAMI OTVORIŤ ALEBO OPRAVIŤ. V PRÍPADE PORUCHY ALEBO NEFUNKČNOSTI KONTAKTUJTE ZÁKAZNÍCKE CENTRUM ČI PREDAJCU.
- PO POUŽITÍ ULOŽTE ZARIADENIE DO KRABIČKY.
- ZARIADENIE NEZAŤAŽUJTE. NEPODKLADAJTE POD INÉ VECI A DBAJTE OPATRNOSTI, ABY NEDOŠLO K MECHANICKÉMU POŠKODENIU.
- ODPORUČAME SKLADOVAŤ VO VODOROVNEJ POLOHE VRÁTANE KÁBLA. KÁBEL PRIPEVNENÝ K MASKE SA NIKDY NESNAŽTE ODPOJIŤ, ANI HO NEDEFORMUJTE A NEPRETÁČAJTE.

NABÍJANIE

- **PRED PRVÝM POUŽITÍM ZARIADENIE PLNE NABITE.**
- PRIPOJTE OVLÁDAČ K ZODPOVEDAJÚCEMU ADAPTÉRU (NIE JE SÚČASŤOU BALENIA) POMOCOU NABÍJACIEHO KÁBLA USB-C, KTORÝ BOL SÚČASŤOU BALENIA.
- **NA NABÍJANIE POUŽÍVAJTE IBA SPODNÝ PORT!**
- ZAPOJTE DO ELEKTRICKEJ SIETE. POČAS NABÍJANIA SA ROZSVIETI OBRAZOVKA A OZBRAZÍ SA SYMBOL BATÉRIE SO ZODPOVEDAJÚCOU ÚROVŇOU NABITIA.
- PLNÝ SYMBOL BATÉRIE ZNAMENÁ ÚPLNÉ NABITIE. POTOM ODPOJTE ADAPTÉR Z ELEKTRICKEJ SIETE A OVLÁDAČ PO PRIPOJENÍ K MASKE MÔŽETE ZAČAŤ POUŽÍVAŤ.

NÁVOD NA POUŽITIE



1. UMYTE SI TVÁR A JEMNE OSUŠTE MÁKKÝM UTERÁKOM. NA TVÁR NÁSLEDNE APLIKUJTE TONER NA PRIPRAVENIE POKOŽKY.




2. ĎALEJ MÔŽETE APLIKOVAŤ VAŠU OBEUBENÚ KOZMETIKU (SÉRUM, MASKU ALEBO ESENCIU).




3. VYBERTE MASKU. PRIPOJTE KONEKTOR KÁBLA TYPE-C NA MASKE DO PORTU NA OVLÁDAČI.




4. DRŽTE MASKU BLÍZKO TVÁRE. UCHOPTE OBA KRAJE ELASTICKÝCH PÁSIKOV A PRIPEVNITE SUCHÝM ZIPSOM NA ZADNEJ STRANE HLAVY. UPRAVTE ELASTICKÉ PÁSIKY TAK, ABY DOBRE SEDELI A ZABRÁNILI PRENIKANIU SVETLA CEZ SILIKÓNOVÚ OCHRANU OČÍ.



5. STLAČTE A DRŽTE TLAČIDLO NAPÁJANIA PO DOBU 1,5 SEKUNDY PRE ZAPNUTIE ZARIADENIA. PO ZAPNUTÍ JE PREDVOLENÝ REŽIM ČERVENÉ SVETLO. KRÁTKYM STLAČENÍM TLAČIDLA REŽIMU PREPÍNATE MEDZI REŽIMAMI. K DISPOZÍCII JE PÄŤ REŽIMOV: 1 - ČERVENÉ SVETLO (R), 2 - MODRÉ SVETLO (B), 3 - ŽLTÉ SVETLO (Y), 4 - INFRAČERVENÉ SVETLO (IR), 5 - FIALOVÉ SVETLO (R+B). MÔŽETE TIEŽ PREPÍNAŤ MEDZI REŽIMAMI POČAS POUŽÍVANIA STLAČENÍM TLAČIDLA REŽIMU.



6. KRÁTKYM STLAČENÍM NASTAVTE INTENZITU SVETLA. K DISPOZÍCII SÚ TRI ÚROVNE JASU: 50 %, 75 %, 100 %.



7. KRÁTKYM STLAČENÍM TLAČIDLA ČASOVÉHO NASTAVENIA VYBERTE DOBU PROCEDÚRY. (5/10/15/20/25/30 MIN.)



8. PO DOKONČENÍ POUŽÍVANIA NANESTE NA TVÁR KRÉM, ABY STE PREDŠLI POCITU SUCHOSTI.

POZNÁMKA:

ODPORUČANÁ DOBA POUŽÍVANIA JE 10-30 MINÚT 3-4X TÝŽDENNE. MODRÉ SVETLO POUŽÍVAJTE PRI JEDNOM OŠETRENÍ MAXIMÁLNE 10 MINÚT. NEPREKRAČUJTE MAXIMÁLNY TÝŽDENNÝ ČAS POUŽÍVANIA (2 HODINY).

VLASTNOSTI PRODUKTU



EFEKTÍVNE

99 LED DIÓD POSKYTUJE VYSOKO ENERGETICKÚ FOTÓNOVÚ STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ PO CELEJ PLOCHE TVÁRE.



UNIVERZÁLNA

5 SVETELNÝCH KOZMETICKÝCH REŽIMOV NA RIEŠENIE RÔZNYCH PROBLÉMOV PLETI



BEZPEČNÉ

NEINVAZÍVNA METÓDA STAROSTLIVOSTI O PLEŤ ZAIŠŤUJE BEZCHEMICKÚ A BEZBOLESTNÚ LIEČBU.



JEDNODUCHÉ POUŽITIE

JEDNOKROKOVÁ TERAPIA A ZABUDOVANÝ ČASOVAČ ULAHČUJÚ POUŽÍVANIE TEJTO MASKY.



POHODLNÉ

MÄKKÝ A POHODLNÝ SILIKÓNOVÝ MATERIÁL ZAIŠŤÍ PRÍJEMNÉ POUŽÍVANIE



FLEXIBILNÉ

MASKA JE PRIPOJENÁ IBA K OVLÁDAČU, ČO VÁM UMOŽŇUJE VOĽNÝ POHYB POČAS POUŽÍVANIA.



POUŽITELNÉ S KOZMETIKOU

POUŽÍVAJTE S KOZMETICKÝMI PRODUKTMI AKO JE ESENCIA, SÉRUM ALEBO MASKA PRE ZLEPŠENIE ÚČINNOSTI.



ČASOVANIE

6 ČASOVÝCH REŽIMOV (5 MIN., 10 MIN., 15 MIN., 20 MIN., 25 MIN. A 30 MIN.).



NASTAVENIE INTENZITY

3 NASTAVITELNÉ STUPNE INTENZITY SVETLA (50 %, 75 % A 100 %)



ČISTOTA

OTIERATELNÉ, SILIKÓN NEPRENÁŠA BAKTÉRIE, JE HYPOALERGÉNNY A JEDNODUCHÝ NA ÚDRŽBU.

UPOZORNENIE

- PRODUKT NIE JE VHODNÝ PRE DETI.
- NEPOUŽÍVAJTE ZARIADENIE, AK VIETE, ŽE STE OBZVLÁŠŤ CITLIVÍ NA SVETLO, A V NEDÁVNEJ MINULOSTI STE NEABSOLVOVALI TEST CITLIVOSTI NA SVETLO.
- NEPOUŽÍVAJTE ZARIADENIE, AK STE TEHOTNÁ, PRETOŽE RIZIKÁ NIE SÚ ZNÁME A NEBOLI STANOVENÉ, PRÍPADNE SA PORAĎTE S LEKÁROM.
- NEPOUŽÍVAJTE ZARIADENIE, AK TRPÍTE EPILEPSIOU, PRETOŽE NIEKTORE SVETLÁ ALEBO FREKVENCIA MÔŽU VYVOLAŤ ZÁCHVAT.
- ZARIADENIE NIE JE VODOTESNÉ. NEDOVOLTE, ABY SA DO AKEJKOLVEK ČASTI ZARIADENIA DOSTALA VODA ALEBO INÉ TEKUTINY. MOHLO BY DÔJSŤ K JEHO POŠKODENIU.
- NEPOUŽÍVAJTE ZARIADENIE, AK UŽÍVATE LIEKY, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ CITLIVOSŤ POKOŽKY NA SVETLO.
- NEPOUŽÍVAJTE ZARIADENIE POČAS SPÁNKU, CHÔDZE ALEBO RIADENIA.
- POUŽÍVAJTE ZARIADENIE PODĽA SPRÁVNYCH POKYNOV A VYVARUJTE SA NADMERNÉMU POUŽÍVANIU.
- PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ, AK POCÍŤITE NEPOHODLIE ALEBO AK ZAČERVENANIE ČI ZMENA FARBY POKOŽKY PRETRVÁVA DLHŠIE AKO 24 HODÍN. PORAĎTE SA S DERMATOLÓGOM.
- NEDOTÝKAJTE SA SVETELNÝCH DIÓD, KEĎ JE ZARIADENIE ZAPNUTÉ.
- NEPOUŽÍVAJTE ZARIADENIE, POKIAĽ JE VIDITEĽNE POŠKODENÉ.
- NEVYSTAVUJTE ZARIADENIE NÁRAZOM, ABY NEDOŠLO K DEFORMÁCII ALEBO POŠKODENIU.
- NA ČISTENIE NEPOUŽÍVAJTE CHEMIKÁLIE, VODU, ANI INÉ ČISTIACE ČI TEKUTÉ PRÍPRAVKY.
- NEPREKRAČUJTE ODPORÚČANÚ DOBU POUŽÍVANIA.

ŠPECIFIKÁCIA

MENOVITÝ PRÚD: C5V == 1A

MENOVITÉ NAPÄTIE: DC5V

VEĽKOSŤ OVLÁDAČA: 45x35x135 MM

HMOTNOSŤ OVLÁDAČA: 105 G

KAPACITA BATÉRIE: 2000MAH

VEĽKOSŤ MASKY: 225x240x135 MM

HRÚBKÁ MASKY PRI POUŽÍVANÍ: 6 MM

HMOTNOSŤ MASKY: 380 G

OBRÁZKY SÚ IBA ILLUSTRÁČNÉ. VYROBENÉ V ČÍNE.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO STIAHNU Tie PODROBNEJŠÍCH DÁT KONTAKTUJTE PREDAJCU.

BALENIE OBSAHUJE

1X LED MASKA NA TVÁR

1X OVLÁDAČ

1X USB-C KÁBEL

1X UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



CE RoHS



WARRANTY CARD/ZÁRUČNÍ LIST/ZÁRUČNÝ LIST

PRODUCT/VÝROBEK/VÝROBEK

MODEL:

ORDER NUMBER/ČÍSLO OBJEDNÁVKY

DATE OF SALE/DATUM PRODEJE/DATUM PŘEDÁVĚ

WARRANTY UNIT/ZÁRUKA DO:

SALE DOCUMENT NUMBER/ČÍSLO PRODEJNÍHO DOKLADU/ČÍSLO PŘEDÁVNÍHO DOKLADU:

SEAL OF THE STORE/RAZÍTKO PRODEJNĚ/PEČIATKA PŘEDÁVĚ:



INFORMATION FOR CUSTOMERS ABOUT WARRANTY TERMS AND CONDITIONS/INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZÁRUČNÍCH PODMÍNKÁCH/INFORMACE PRE ZÁKAZNÍKOV O ZÁRUČNÝCH PODMIEŇKACH

WARRANTY SHALL APPLY TO DEFECTS OF PURCHASED PRODUCT, FOUND DURING ITS WARRANTY PERIOD. WHEN PURCHASING A PARTICULAR PRODUCT, PLEASE CONSIDER CAREFULLY WHAT PROPERTIES AND FUNCTIONS YOU EXPECT YOUR PRODUCT TO HAVE. THE FACT THAT PURCHASED PRODUCT SHALL NOT SATISFY YOUR LATER REQUIREMENTS SHALL NOT GIVE ANY REASON FOR COMPLAINT. PLEASE, PRIOR TO THE FIRST USE OF THIS PRODUCT READ CAREFULLY ITS OPERATING INSTRUCTIONS AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CONSISTENTLY. /ZÁRUKA SE VZTAHUJE NA VADY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, KTERÉ SE VYSKYTNOU V ZÁRUČNÍ DOBĚ. PŘI KOUPI VÝROBKU PŘEVZÍTE, JAKÉ VLASTNOSTI A FUNKCE OD VÝROBKU POŽADUJETE. SKUTČNOST, ŽE VÝROBEK NEBUDE VYHOVOVAT VÁŠM POŽADĚMŠÍM NÁROKŮM, NEMŮŽE BÝT DŮVODEM K REKLAMACI. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VÝROBKU SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE JEHO NÁVOD K POUŽITÍ A DŮSLEDNĚ SE JÍM ŘÍDTE. /ZÁRUKA SA VZTAHUJE NA VADY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, KTORÉ SA VYSKYTNÚ V ZÁRUČNÝ DOBE. PŘI KÚPE VÝROBKU STAROSTLIVO ZVÁŽTE, AKÉ VLASTNOSTI A FUNKCIE OD VÝROBKU POŽADUJETE. SKUTČNOSŤ, ŽE VÝROBEK NEBUDE VYHOVOVAT VÁŠIM NESKORSÍM NÁROKOM, NEMOŽE BÝT DŮVODOM NA REKLAMÁCIU. PRED PRVÝM POUŽITÍM VÝROBKU SI DŮKLADNE PŘEČITÁJTE JEHO NÁVOD NA OBSLUHU A DŮSLEDNE SA NÍM RÍDITE.

WE RECOMMEND YOU TO KEEP ORIGINAL PRODUCT PACKING DURING THE WARRANTY PERIOD FOR POSSIBLE TRANSPORT OF THE PRODUCT IN SUCH A WAY SO AS TO PREVENT ANY PRODUCT DAMAGE DURING ITS PRODUCTION AND HANDLING. /DOPORUČUJEME VÁM PO DOBU ZÁRUČNÍ DOBY UCHOVÁVAT PŮVODNÍ OBALY K VÝROBKU PRO PŘÍPADNOU DOPRAVU VÝROBKU TAK, ABY SE PŘEDŠLO JAKÉMKOLIV POŠKOZENÍ VÝROBKU BĚHEM JEHO PŘEPRAVY A MANIPULACE. /DOPORUČUJEME VÁM PO DOBU ZÁRUČNÍ DOBY UCHOVÁVAT PŮVODNÍ OBAL K VÝROBKU PŘE PŘÍPADNOU DOPRAVU VÝROBKU TAK, ABY SA PŘEDŠLO AKÉMKOLIV POŠKOZENÍ VÝROBKU POČAS JEHO PŘEPRAVY A MANIPULÁCIE.

FOR THE PURPOSE OF THE APPLICATION OF ANY COMPLAINT ABOUT THE PRODUCT WE RECOMMEND YOU TO ASK SELLER TO FILL IN AND CONFIRM THIS WARRANTY CARD INCLUDING IDENTIFICATION OF ORDER NUMBER OF PURCHASED PRODUCT, WHICH SHALL COMPLY WITH THE NUMBER SPECIFIED IN THE DOCUMENT PROVING PRODUCT PURCHASE AND IN THE DELIVERY NOTE. IN THIS CONNECTION CUSTOMER HEREBY TAKES INTO ACCOUNT THAT UNLESS THIS WARRANTY CARD SPECIFIES ORDER NUMBER OF PURCHASED PRODUCT, I.E. COMPARISON OF SUCH ORDER NUMBER WITH THE NUMBER IDENTIFIED IN THIS WARRANTY CARD AND DOCUMENT OF PRODUCT PURCHASE/ OR DELIVERY NOTE SHALL NOT ALLOW TO CONFIRM THAT PARTICULAR PRODUCT HAS COME FROM SELLER, IN CASE OF ANY DOUBTS ABOUT THE ORIGIN OF SUCH PARTICULAR PRODUCT SELLER SHALL BE ENTITLED TO AUTOMATICALLY AND WITHOUT ANY OTHER ACTS TO REJECT THE COMPLAINT OF SUCH GOODS. /ZA ÚČELEM ŘÁDNÉHO UPLATNĚNÍ PŘÍPADNĚ REKLAMACE VÝROBKU DOPORUČUJEME NECHÁT SI U PRODAVÁČIHO VYPILNĚ A POTVÍRDI TĚNTO ZÁRUČNÍ LIST VČETNĚ UVEDENÍ ČÍSLA OBJEDNÁVKY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, KTERÉ SE MŮŠE SHODOVAT S ČÍSLEM UVEDENÝM NA DOKLADU O KOUPI VÝROBKU A DODACÍM LISTU. ZÁKAZNÍK BĚŘE V TĚTO SVĚTLOSTI NA VĚDOMÍ, ŽE NEBUDE/LI V TOMTO ZÁRUČNÍM LISTU VYZNAČENO ČÍSLO OBJEDNÁVKY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, A TĚDA NEBUDE MOŽNÉ POROVNÁNÍM TOHTO ČÍSLA S ČÍSLEM UVEDENÝM V TOMTO ZÁRUČNÍM LISTU A DOKLADU O KOUPI VÝROBKU / EV. DODACÍM LISTU OVIŘIT, ŽE VÝROBEK POCHÁZÍ OD PRODAVÁČIHO. JE PRODAVÁČI OPRAVNĚN REKLAMACI TAKOVÝHO ZBOŽÍ V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV POCHYBNOSTÍ O PŮVODU VÝROBKU AUTOMATICKY ODMÍTNOUT. /ZA ÚČELEM ŘÁDNÉHO UPLATNĚNÍ PŘÍPADNĚ REKLAMACE VÝROBKU DOPORUČUJEME NECHÁT SI U PŘEDÁVÁČIHO VYPILNĚ A POTVÍRDI TĚNTO ZÁRUČNÍ LIST VRÁTANE UVEDENIA ČÍSLA OBJEDNÁVKY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, KTORÉ SA MUSIA ZHODOVAT S ČÍSLOM UVEDENÝM NA DOKLADĚ O KÚPE VÝROBKU A DODACÍM LISTU. ZÁKAZNÍK V TĚTO SVĚTLOSTI BĚŘIE NA VĚDOMIE, ŽE AK NEBUDE V TOMTO ZÁRUČNÍM LISTU VYZNAČENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY ZAKÚPENÉHO VÝROBKU, A TĚDA NEBUDE MOŽNÉ POROVNANÍM TOHTO ČÍSLA S ČÍSLOM UVEDENÝM V TOMTO ZÁRUČNÍM LISTĚ A DOKLADĚ O KÚPE VÝROBKU / EV. DODACÍM LISTU OVIŘIT, ŽE VÝROBEK POCHÁDZA OD PŘEDÁVÁČIHO, JE PŘEDÁVÁČIHO OPRAVNĚN REKLAMÁCIU TAKOVHO TOVARU V PŘÍPADĚ AKÝCHKOLIVKY POCHYBNOSTÍ O PŮVODE VÝROBKU AUTOMATICKY A BEZ ĎALŠIEHO ODMIEŤNUTÍ.

WARRANTY SHALL NOT APPLY TO /ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA /ZÁRUKA SA NEVZTAHUJE NA:

- 1) PRODUCT DEFECT THAT OCCURRED BY /ZÁVADU KTERÉ DOŠLO /ZÁVADU VÝROBKU KTORÉJ DOŠLO:
 - a) -MECHANICAL DAMAGE TO THE PRODUCT OR ITS PARTS/MECHANICKÝM POŠKOZENÍM VÝROBKU NEBO JEHO ČÁSTÍ/MECHANICKÝM POŠKOZENÍM VÝROBKU ALEBO JEHO ČÁSTÍ
 - b) -INCORRECT OPERATING OF THE PRODUCT/NEPŘÁVNÝM OBSLUHOU VÝROBKU/NEPŘÁVNÝM OBSLUHOU VÝROBKU
 - c) -UNPROFESSIONAL INTERVENTION OF A THIRD PARTY/NEODBORNÝM ZÁSAHEM TŘETÍ OSOBY/NEODBORNÝM ZÁSAHOM TRETEJ OSOBY
 - d) -BY USING THE PRODUCT CONTRARY TO ITS INTENDED USE IN THE ENCLOSED OPERATING INSTRUCTION/USER MANUAL. /POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU V ROZPORU S JEHO URČENÍM V PŘÍLOŽENÉM NÁVODU K POUŽITÍ/POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU V ROZPORĚ S JEHO URČENÍM V PŘÍLOŽENÉM NÁVODU NA POUŽITÍ
 - e) -IMPROPER STORAGE OR HANDLING/NEVHODNÝM SKLADOVÁNÍM NEBO MANIPULACÍ/NEVHODNÝM SKLADOVÁNÍM ALEBO MANIPULÁCIU
 - f) -TRANSPORTATION /PŘI PŘEPRAVĚ/PŘI PŘEPRAVĚ
- 2) PRODUCT DAMAGE SUFFERED BY UNQUALIFIED INSTALLATION, ITS MODIFICATION OR BY STATIC ELECTRICITY/POŠKOZENÍ VÝROBKU ZPŮSOBĚNÉ NEODBORNOU INSTALACÍ, JEHO MODIFIKACÍ ČI STATICKOU ELEKTRIKOU/POŠKOZENÍ VÝROBKU ZPŮSOBĚNÉ NEODBORNOU INSTALÁCIU, JEHO MODIFIKACÍU ALEBO STATICKOU ELEKTRIKOU
- 3) FAULT CAUSED BY EXTERNAL CONDITIONS (E.G. FAILS IN THE ELECTRICAL NETWORK OR RESIDENTIAL INSTALLATION, UNSUITABLE CHARGES, UNSUITABLE OPERATING CONDITIONS OR DAMAGE BY OTHER EQUIPMENT)/ZÁVADU ZPŮSOBĚNOU VNĚJŠÍM PODMÍNKAMI (NAPŘ. PORUCHAMI V ELEKTRICKÉ SÍTI NEBO BYTOVĚ INSTALACI, NEVHODNÝMI PROVOZOVNÍM PODMÍNKAMI NEBO JINÝM ZAŘÍZENÍM)/ZÁVADU ZPŮSOBĚNOU VNOKAJSÍMI PODMÍNKAMI (NAPR. PORUCHAMI V ELEKTRICKÉ SÍTI NEBO BYTOVĚ INSTALÁCI, NEVHODNÝMI NÁPRAVNÍMI, NEVHODNÝMI PŘEVÁZKOVÝMI PODMÍNKAMI ALEBO JINÝM ZAŘÍZENÍM)
- 4) A PRODUCT FOR WHICH THE BUYER (OPERATOR) DETAILS, CONCEALS OR PROVIDES INCORRECT INFORMATION OF IMPORTANCE TO THE ASSESSMENT OF THE DEFECT/VÝROBEK U KTERÉHO KLUPJÍCÍ (PROVOZOVATEL) ZADRŽÍ, ZATAJÍ NEBO NEPOSKYTNE SPRÁVNĚ INFORMACE VYZNAMNĚ PRO SOUČASNOU VADY
- 5) EXTERNAL DAMAGE TO THE PRODUCT THAT WAS CLEARLY CAUSED BY HUMAN/VNĚJŠÍ POŠKOZENÍ VÝROBKU, KTERÁ BYLA JASNĚ ZPŮSOBĚNA ČLOVĚKEM/VNOKAJSIE POŠKOZENIA VÝROBKU, KTORÁ BOLA JASNE ZPŮSOBĚNÁ ČLOVĚKOM
- 6) PRODUCT DAMAGE INCONSISTENT WITH THE OPERATING INSTRUCTIONS, TECHNICAL STANDARDS OR VALID SAFETY REGULATIONS/POŠKOZENÍ VÝROBKU NESLUCITELNÁ S NÁVODEM K POUŽITÍ, TECHNICKÝMI NORMAMI NEBO PLATNÝMI BEZPEČNOSTNÍMI PŘEDPISY/POŠKOZENIE VÝROBKU NEZLUČITELNÁ S NÁVODOM NA POUŽITIE, TECHNICKÝMI NORMAMI ALEBO PLATNÝMI BEZPEČNOSTNÝMI PŘEDPISMI
- 7) PRODUCT DAMAGE RESULTING FROM NORMAL WEAR AND TEAR/VADY VÝROBKU VYPŮVÝAJÍCÍ Z BĚŽNÉHO OPOTŘEBĚNÍ. /CHYBY VÝROBKU VYPŮVÝAJÍCIE Z BĚŽNÉHO OPOTREBOVANIA
- 8) DISCHARGED BATTERIES, DECREASE IN BATTERY CAPACITY CAUSED BY THEIR WEAR AND TEAR/VYBITÉ BATERIE, SNÍŽENÍ KAPACITY BATERIE VZNIKLÉ JÍM OPOTŘEBĚNÍM/VYBITÉ BATERIE, ZNÍŽENIE KAPACITY BATERIE VZNIKNUTÉ JEJ OPOTREBENÍM
- 9) PRODUCT DEFECTS CAUSED BY THE USE IN DUSTY, POLLUTED OR IN ANY OTHER WAY DSSATISFACTORY ENVIRONMENT PURSUANT TO ATTACHED OPERATING INSTRUCTIONS/VADY VÝROBKU ZPŮSOBĚNÉ POUŽÍVÁNÍM V PRAŠNÉM, ZNEČIŠTĚNÉM NEBO JINAK NEVYHOVUJÍCÍM PROSTŘEDÍM DLE PŘÍLOŽENÉHO NÁVODU K POUŽITÍ/VADY VÝROBKU ZPŮSOBĚNÉ POUŽÍVÁNÍM V PRAŠNOM, ZNEČIŠTENOM ALEBO JINAK NEVYHOVUJÚCÍM PROSTREDÍM PODĽA PŘÍLOŽENÉHO NÁVODU NA POUŽITIE.

WEAR AND TEAR OF THE PRODUCT AND ITS COMPONENTS CAUSED BY THEIR COMMON USE (DISCHARGED BATTERIES, LOSS OF THE ORIGINAL COLOR OF THE PRODUCT, DECREASED CAPACITY OF ACCUMULATOR, WEAR AND TEAR OF MECHANICAL OR DISPLAYING COMPONENTS, WEAR AND TEAR OF SUPPLY CABLES, ETC.) SHALL NOT BE SUBJECT NEITHER TO DEFECT WARRANTY NOR QUALITY WARRANTY IN THE MOMENT OF TAKE-OVER.
FURTHERMORE, COMPLAINTS ABOUT PRODUCT PARAMETERS, NOT INCLUDED IN THE OPERATING INSTRUCTIONS OR IN ANY COMMERCIAL-TECHNICAL DOCUMENTATION OF SELLER, RELATED TO THE PRODUCT, SHALL NOT BE SUBJECT TO QUALITY WARRANTY IN THE MOMENT OF TAKE-OVER.

/OPOTŘEBĚNÍ VÝROBKU A JEHO ČÁSTÍ ZPŮSOBĚNÉ JEJICH BĚŽNÝM UŽÍVÁNÍM (VYBITÉ BATERIE, ZTRÁTA PŮVODNÍ BARVY VÝROBKU, SNÍŽENÍ KAPACITY AKUMULÁTORU, OPOTŘEBĚNÍ MECHANICKÝCH ALEBO ZOBRAZOVACÍCH ČÁSTÍ, OPOTŘEBĚNÍ PŘÍVODNÍCH KABELŮ, APOD) NEPODLIEHÁ ZÁRUKĚ ZA VADY A ANI ZÁRUKĚ ZA JAKOST PŘI PŘEVZÍTÍ.
ZÁRUKA ZA JAKOST PŘI PŘEVZÍTÍ ROVNĚŽ NEPODLIEHÁ ANI REKLAMACE PARAMETRŮ VÝROBKU, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V NÁVODU K POUŽITÍ ANI V JINĚ OBCHODNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACI PRODAVÁČIHO VZTAHUJÍCÍ SE K VÝROBKU.

/OPOTREBENIE VÝROBKU A JEHO ČÁSTÍ ZPŮSOBĚNÉ ICH BĚŽNÝM POUŽÍVÁNÍM (VYBITÉ BATERIE, STRATA PŮVODNÉ FARBY VÝROBKU, ZNÍŽENIE KAPACITY AKUMULÁTORA, OPOTREBENIE MECHANICKÝCH ALEBO ZOBRAZOVACÍCH ČASŤÍ, OPOTREBENIE PRÍVODNÝCH KABĽOV, APOD) NEPODLIEHA ZÁRUKĚ ZA VADY A ANI ZÁRUKĚ ZA AKOSŤ PŘI PŘEVZÍTÍ.
ZÁRUKA ZA AKOSŤ PŘI PŘEVZÍTÍ TIEŽ NEPODLIEHA ANI REKLAMÁCIE PARAMETROV VÝROBKU, KTORÉ NIE SU UVEDENÉ V NÁVODE O OBSLUHE ANI V INEJ OBCHODNO-TECHNICKEJ DOKUMENTACII PŘEDÁVÁČIHO VZTAHUJÍCIE SE K VÝROBKU.

PROOF OF PRODUCT PURCHASE, OR DELIVERY NOTE, SHALL CONSTITUTE AN INTEGRAL PART OF THIS WARRANTY CARD/NEJEDNÁMU SOUČÁSTÍ TOHTO ZÁRUČNÍHO LISTU JE DOKLAD O ZAKUPĚNÍ VÝROBKU, EV. DODACÍ LIST/NEODDELITELNOU SOUČASŤOU TOHTO ZÁRUČNÉHO LISTU JE DOKLAD O ZAKUPĚNÍ VÝROBKU, EV. DODACÍ LIST.