



GALVANIC EYE CARE MASSAGER



USER MANUAL

**Dear customer,
thank you for purchasing this
product.**

Please read this user manual carefully and keep it for future reference.

**Vážený zákazník,
děkujeme za zakoupení tohoto
produktu.**

Pečlivě si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

**Vážený zákazník,
ďakujeme za zakúpenie tohto
produktu.**

Prosím, pozorne si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.

**Шановний покупцю,
дякуємо за придбання цього
продукту.**

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію користувача та збережіть її для подальшого використання.

EN 1-10

This manual contains the product's user manual in 4 languages.

For the manual in other languages using the QR code below.

CZ 11-20

V této příručce naleznete manuál k používání produktu ve 4 jazycích.

Příručku v dalších jazycích naleznete pod QR kódem níže.

SK 21-30

V tejto príručke nájdete manuál na používanie produktu v 4 jazykoch.

Príručku v ďalších jazykoch nájdete pod QR kódom nižšie.

UA 31-40

Цей посібник містить інструкцію користувача продукту 4 мовами.

Ви можете знайти інструкцію іншими мовами за QR-кодом нижче.



EN

GALVANIC EYE CARE MASSAGER

PRODUCT INFORMATION

The Rechargeable Eye Massager based on the principle of magnetic electricity and ion infusion utilizes high-frequency micro vibration (13,000 times/min) and constant heating (20/40/42°C) technology to massage and lift skin around eyes, improve the absorption of skin care products, help reduce under-eye puffiness/eye bags/dark circles/crow's feet/fine lines/wrinkles. Meanwhile, the device is equipped with three kinds of beauty lights (blue, yellow and red) to effectively soothe skin, brighten skin tone and increase skin elasticity.

Consistent use of the device will bring you younger and refreshed-looking eyes.

WARNING

- Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink, etc.
- If you have a skin condition, please consult a dermatologist before use.
- Test the device on your arm prior to the first use.
- If you experience any discomfort, discontinue use immediately and consult a physician.
- The device is not waterproof. Do not rinse it under faucet or immerse it into water.

- For reasons of hygiene, we do not recommend sharing the device with anyone else.
- Keep the device out of reach of children to avoid accidents.
- Never use the device or charging cable if they are damaged.
- For external use only.
- Do not bite or ingest the product or any of its parts.
- Use only as directed and follow basic safety precautions.

PRODUCT OVERVIEW



PRODUCT FEATURES

- Constant Heating: 20/40/42°C temperature modes, meet different needs
- Micro Vibration: 13,000 times/min high frequency, lift and massage skin
- Beauty Light: blue, yellow and red beauty lights, care about your skin
- Fast Heating: reach the setting value in 15 seconds, wait for nothing
- Smart Memory: automatically select your last choice, more convenient
- Smart Induction: contact between hand and induction strip activates device
- Auto Shutdown: switch itself off after been left for 5 minutes

CHARGING METHODS

- The battery may run out during long distant transportation. It's recommended to charge the device prior to the first use.
- The charging indicator will turn red when the battery is running low. Please recharge in time.

1. Connect the device with an adapter (not included) via the Type-c charging cable.
2. Plug into the power supply. The charging indicator will keep red during charging.
3. The charging indicator will turn off automatically once the battery been fully charged. It takes about 2 hours.

MODE INTRODUCTION

- 20°C (Blue Light): Soothe and calm skin, eliminate eye bags
- 40°C (Yellow Light): Brighten skin tone, lighten dark circles
- 42°C (Red Light): Firm skin, fade crow's feet/fine lines/wrinkles

SPECIFICATIONS

Body Material: ABS

Battery Capacity: 600mAh

Charging Voltage: 5V

Charging Time: 2 Hours

Input Current: 270mA

Output Power: Max 2.5W

Product Size: 144.3*24.5*23.5mm

Product Weight: 52g

PACKAGE CONTENTS


1x PALSAR7 Rechargeable Eye Massager

1x Type-C Charging Cable

1x User Manual

EYE CONTOUR


1.



Apply eye cream or eye serum to your eye contour.

Please apply proper amount of eye cream or serum. It's wasteful to apply too much eye cream or serum as they cannot be fully absorbed by the skin. What's more, the residual liquid may get inside of the device and shorten its service life.


2.



Press and hold the Power/Mode Button for 2 seconds to turn the device on and short press to select a mode.

Note: The device will automatically select you last choice.


3.



Gently glide the massage head to lift and massage the eye contour. Repeat 15-20 times.

Make sure your hand directly contacts with the induction strip, otherwise the device will not work.

4.



Gently press the massage head to improve the absorption of eye cream or serum. Stay at each point for about 10 seconds and repeat 2-3 times.

5.



After use, press and hold the Power/Mode Button for 2 seconds to turn the device off. Then wipe the massage head with clean cloth.

WHOLE FACE


1.



Apply a facial care product (serum, essence, gel or cream).

Again, use an appropriate amount to avoid shortening the life of the device.


2.



Press and hold the Power/Mode Button for 2 seconds to turn the device on and choose a mode.

Note: The device will automatically select you last choice.

3.



Gently glide the massage head to lift and massage the whole face. Repeat 15-20 times. Help reduce forehead wrinkles/laugh lines/fine lines around mouth and accelerate blood circulation.

Make sure your hand directly contacts with the induction strip, otherwise the device will not work.

4.



After use, press and hold the Power/Mode Button for 2 seconds to turn the device off. Then wipe the massage head with clean cloth.

Note: The device can be used to massage other parts of your body, such as arms, waist and legs.

STORE & CARE

- Use clean cloth (dry or wet) to clean the device after each use.
- Do not use cleansers containing alcohol to clean the device.
- To protect the battery, recharge the device every 3 months when it is not in use for a long term.
- However, do not charge the device for longer than absolutely necessary.
- Do not leave the device in direct sunlight and never expose it to extreme heat.
- Store in a dry and shady place away from damp environments.

Images with descriptions are for illustration purposes only.

MADE IN CHINA.

For more information or to download more detailed data, contact your seller.

SkyTech Corporation s.r.o.

U libeňského pivovaru 2015/10, Prague 8,
Czechia, CZ24813541, +420 722 259 424,
info@palsar7.com

WWW.PALSAR7.COM



CZ MASÁŽNÍ GALVANICKÁ ŽEHLIČKA NA OČI

INFORMACE O PRODUKTU

Dobíjecí masážní galvanická žehlička na oči, založená na principu magnetické elektřiny a iontové infuze, využívá vysokofrekvenční mikro vibrace (13000/min) a konstantní zahřívání (20/40/42°C) k masáži a vypnutí pokožky kolem očí. Zlepšuje vstřebávání pečujících kosmetických produktů. Pomáhá redukovat otoky pod očima, váčky, tmavé kruhy, vějířkovité vrásky, jemné linky i hlubší vrásky.

Přístroj je zároveň vybaven třemi typy kosmetických světel (modré, žluté a červené), které účinně zklidňují pleť, rozjasňují tón pleti a zvyšují její elasticitu. Pravidelné používání přístroje vám pomůže docílit mladistvého a svěžího vzhledu očí.

UPOZORNĚNÍ

- Nepokládejte ani neskladujte přístroj v blízkosti vody (např. ve vaně, umyvadle nebo dřezu).
- Pokud trpíte kožním onemocněním, poraďte se před použitím s dermatologem.
- Před prvním použitím otestujte přístroj na pokožce paže.
- V případě jakéhokoli nepříjemného pocitu přestaňte přístroj používat a kontaktujte lékaře.

- Příklad není vodotěsný. Neoplachujte ho pod tekoucí vodou a neponořujte ho do vody.
- Z hygienických důvodů se nedoporučuje sdílení přístroje s jinými osobami.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nikdy nepoužívejte přístroj ani nabíjecí kabel, pokud jsou poškozené.
- Produkt slouží pouze k vnějšímu použití.
- Produkt, ani jeho části nekousejte a nekonzumujte.
- Používejte pouze v souladu s návodem k použití a zachovávejte základní bezpečnostní opatření.

POPIS PRODUKTU



VLASTNOSTI PRODUKTU

- Konstantní ohřev: režimy 20/40/42°C dle potřeby
- Mikro vibrace: vysokofrekvenční vibrace 13 000/min pro vypnutí a masáž pleti
- Kosmetické světlo: modré, žluté a červené světlo pro péči o pokožku
- Rychlý ohřev: dosažení nastavené teploty do 15 sekund
- Chytrá paměť: automatický výběr posledního použitého režimu
- Chytrá indukce: aktivace přístroje při kontaktu s rukou
- Automatické vypnutí: přístroj se sám vypne po 5 minutách nečinnosti

NABÍJENÍ

- Během přepravy produktu může dojít k vybití baterie. Před prvním použitím přístroj plně nabijte.
- Kontrolka svítí červeně, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejdříve dobijte.

1. Připojte přístroj k adaptéru (není součástí balení) pomocí nabíjecího kabelu USB-C.
2. Po připojení ke zdroji napájení bude indikátor svítit červeně.
3. Indikátor se automaticky vypne po úplném nabití. Doba nabíjení je přibližně 2 hodiny.

FUNKCE REŽIMŮ

- 20°C (modré světlo): Zklidňuje a uklidňuje pleť; eliminuje kruhy pod očima
- 40°C (obyčejné světlo): Rozjasňuje pleť; zesvětluje tmavé kruhy
- 42°C (červené světlo): zpevňuje pleť; redukuje vrásky kolem očí/jemné linky/vrásky

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Materiál: ABS

Kapacita baterie: 600 mAh

Nabíjecí napětí: 5 V

Doba nabíjení: 2 hodiny

Vstupní proud: 270 mA

Výstupní výkon: max. 2,5 W

Rozměry produktu: 144,3 × 24,5 × 23,5 mm

Hmotnost produktu: 52 g

BALENÍ OBSAHUJE


1x PALSAR7 Masážní galvanická žehlička na oči

1x Nabíjecí kabel USB-C

1x Uživatelský manuál


OČNÍ OKOLÍ

1.



Naneste vhodné množství očního krému či séra okolo očí. Je nežádoucí nanášet příliš mnoho očního krému nebo séra, jelikož se nemohou plně vstřebat do pokožky. Navíc se zbytková tekutina může dostat dovnitř zařízení a zkrátit jeho životnost.


2.



Podržte tlačítko napájení/režimu po dobu 2 sekund pro zapnutí přístroje.

Krátkým stiskem tlačítka vyberte režim.


Poznámka: Přístroj si automaticky pamatuje poslední zvolený režim.



Jemně klouzejte hlavicí přístroje po očním okolí pro masáž a vypnutí pokožky (opakujte 15–20×).

Dbejte na to, aby se vaše ruka dotýkala indukčního pásku – jinak přístroj nebude fungovat.

4.



Jemně přitlačte hlavici na jednotlivá místa (10 sekund, 2-3× opakovat) pro lepší vstřebání přípravku.

5.



Po použití podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro vypnutí. Očistěte hlavici suchým hadříkem.

CELÝ OBLIČEJ


1.



Naneste pečující přípravek na obličej (sérum, esenci, gel nebo krém).

Opět používejte přiměřené množství, aby se předešlo zkrácení životnosti přístroje.


2.



Zapněte přístroj podržením tlačítka na 2 sekundy a vyberte režim.

Poznámka: Přístroj si automaticky pamatuje poslední zvolený režim.

3.



Jemně klouzejte hlavicí po celém obličejí (opakujte 15–20×). Pomáhá redukovat vrásky na čele, kolem úst a podporuje krevní oběh. Ujistěte se, že se ruka dotýká indukčního pásku, jinak zařízení nebude fungovat.

4.



Po použití opět podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro vypnutí. Očistěte hlavicí suchým hadříkem.

Poznámka: Přístroj lze použít i na další části těla, jako jsou paže, pas a nohy.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Po každém použití očistěte přístroj čistým (suchým nebo lehce navlhčeným) hadříkem.
- Nepoužívejte chemické čisticí prostředky nebo přípravky s obsahem alkoholu.
- Pokud přístroj nepoužíváte dlouhodobě, nabijte ho alespoň jednou za 3 měsíce kvůli ochraně baterie.
- Zařízení však nenabíjejte déle, než je nezbytně nutné.
- Nevystavujte přímému slunečnímu záření ani extrémnímu teplu.
- Skladujte na suchém a stinném místě mimo vlhké prostředí.

Obrázky s popisem ovladače a masky jsou pouze ilustrační.

VYROBENO V ČÍNĚ.

Pro více informací nebo stažení podrobnějších dat kontaktujte prodejce.

SkyTech Corporation s.r.o.

U libeňského pivovaru 2015/10, Prague 8,
Czechia, CZ24813541, +420 722 259 424,
info@palsar7.com

WWW.PALSAR7.COM



SK MASÁŽNA GALVANICKÁ ŽEHLIČKA NA OČI

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Dobíjacia masážna galvanická žehlička na oči – založená na princípe magnetickej elektriny a iónovej infúzie – využíva vysokofrekvenčné mikrovibrácie (13 000/min) a konštantné zahrievanie (20/40/42°C) na masáž a vypnutie pokožky okolo očí. Zlepšuje vstrebávanie starostlivých kozmetických produktov, pomáha redukovať opuchy pod očami, vačky, tmavé kruhy, vejárikovité vrásky, jemné linky aj hlbšie vrásky.

Prístroj je zároveň vybavený tromi typmi kozmetických svetiel (modré, žlté a červené), ktoré účinne upokojujú pleť, rozjasňujú tón pleti a zvyšujú jej elasticitu. Pravidelné používanie prístroja vám pomôže dosiahnuť mladistvý a svieži vzhľad očí.

UPOZORNENIE

- Nepokladajte ani neskladujte prístroj v blízkosti vody (napr. vo vani, umývadle alebo dreze).
- Ak trpíte kožným ochorením, poraďte sa pred použitím s dermatológom.
- Pred prvým použitím otestujte prístroj na pokožke paže.
- V prípade akéhokoľvek nepríjemného pocitu prestaňte prístroj používať a kontaktujte lekára.

- Prístroj nie je vodotesný. Neoplachujte ho pod tečúcou vodou a neponárajte ho do vody.
- Z hygienických dôvodov sa neodporúča zdieľať prístroj s inými osobami.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nikdy nepoužívajte prístroj ani nabíjací kábel, ak sú poškodené.
- Produkt slúži iba na vonkajšie použitie.
- Produkt ani jeho časti nekúšajte a nekonzumujte.
- Používajte iba v súlade s návodom na použitie a dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia.

POPIS PRODUKTU



VLASTNOSTI PRODUKTU

- Konštantné ohrievanie: režimy 20/40/42°C podľa potreby
- Mikrovibrácie: vysokofrekvenčné vibrácie 13 000/min na vypnutie a masáž pokožky
- Kozmetické svetlo: modré, žlté a červené svetlo na starostlivosť o pokožku
- Rýchle ohrievanie: dosiahnutie nastavenej teploty do 15 sekúnd
- Inteligentná pamäť: automatický výber posledného použitého režimu
- Inteligentná indukcia: aktivácia prístroja pri kontakte s rukou
- Automatické vypnutie: prístroj sa sám vypne po 5 minútach nečinnosti

NABÍJANIE

- Počas kompletácie a prepravy produktu môže dôjsť k vybití batérie. Pred prvým použitím prístroj úplne nabijte.
 - Kontrolka svieti červenou farbou, keď je batéria takmer vybitá. V takom prípade ju čo najskôr dobijte.
1. Pripojte prístroj k adaptéru (nie je súčasťou balenia) pomocou nabíjacieho kábla USB-C.
 2. Po pripojení k zdroju napájania bude indikátor svietiť červenou farbou.
 3. Indikátor sa automaticky vypne po úplnom nabití. Doba nabíjania je približne 2 hodiny.

FUNKCIE REŽIMOV

- 20°C (modré svetlo): upokojuje a upokojuje pleť; eliminuje kruhy pod očami
- 40°C (bežné svetlo): rozjasňuje pleť; zosvetľuje tmavé kruhy
- 42°C (červené svetlo): spevňuje pleť; redukuje vrásky okolo očí/jemné linky/vrásky

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Materiál: ABS

Kapacita batérie: 600 mAh

Nabíjacie napätie: 5 V

Doba nabíjania: 2 hodiny

Vstupný prúd: 270 mA

Výstupný výkon: max. 2,5 W

Rozmery produktu: 144,3 × 24,5 × 23,5 mm

Hmotnosť produktu: 52 g

BALENIE OBSAHUJE


1x PALSAR7 Masážna galvanická žehlička na oči

1x Nabíjací kábel USB-C

1x Užívateľský manuál


OČNÉ OKOLIE

1.



Naneste primerané množstvo očného krému alebo séra okolo očí. Neodporúča sa nanášať príliš veľké množstvo, pretože sa nemusí úplne vstrebať do pokožky. Zvyšná tekutina sa navyše môže dostať dovnútra zariadenia a skrátiť jeho životnosť.


2.



Podržte tlačidlo napájania/režimu po dobu 2 sekúnd pre zapnutie prístroja.

Krátkym stlačením tlačidla vyberte režim.


Poznámka: Prístroj si automaticky pamätá posledný zvolený režim.



Jemne pohybujte hlavicou prístroja po očnom okolí na masáž a vypnutie pokožky (opakujte 15-20x).

Dbajte na to, aby sa vaša ruka dotýkala indukčnej pásky – inak prístroj nebude fungovať.

4.



Jemne pritlačte hlavicu na jednotlivé miesta (10 sekúnd, 2-3× opakovať) pre lepšie vstrebanie prípravku.

5.



Po použití podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd pre vypnutie. Očistite hlavicu suchou handričkou.

CELÁ TVÁR


1.



Naneste ošetrujúci prípravok na tvár (sérum, esenciu, gél alebo krém).

Opäť používajte primerané množstvo, aby sa predišlo skráteniu životnosti prístroja.


2.



Zapnite prístroj podržaním tlačidla na 2 sekundy a vyberte režim.

Poznámka: Prístroj si automaticky pamätá posledný zvolený režim.

3.



Jemne pohybujte hlavicou po celej tvári (opakujte 15–20×). Pomáha redukovať vrásky na čele, okolo úst a podporuje krvný obeh. Uistite sa, že sa ruka dotýka indukčného pásika, inak zariadenie nebude fungovať.

4.



Po použití opäť podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd pre vypnutie. Očistite hlavicu suchou handričkou.

Poznámka: Prístroj je možné použiť aj na ďalšie časti tela, ako sú paže, pás a nohy.

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

- Po každom použití očistite prístroj čistou (suchou alebo mierne navlhčenou) handričkou.
- Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky ani prípravky s obsahom alkoholu.
- Ak prístroj nepoužívate dlhodobo, nabijte ho aspoň raz za 3 mesiace kvôli ochrane batérie.
- Zariadenie však nenabíjajte dlhšie, než je nevyhnutne potrebné.
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani extrémnemu teplu.
- Skladujte na suchom a tienistom mieste mimo vlhké prostredie.

Obrázky s popisom ovládača a masky sú iba ilustračné.

VYROBENÉ V ČÍNE.

Pre viac informácií alebo stiahnutie podrobnejších dát kontaktujte predajcu.

SkyTech Corporation s.r.o.

U libeňského pivovaru 2015/10, Prague 8,
Czechia, CZ24813541, +420 722 259 424,
info@palsar7.com

WWW.PALSAR7.COM



UA ГАЛЬВАНІЧНИЙ МАСАЖЕР ДЛЯ ОЧЕЙ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Акумуляторний масажер для очей; заснований на принципі магнітної електрики та іонної інфузії, використовує високочастотну мікровібрацію (13 000 разів/хв) та технологію постійного нагрівання (20/40/42°C) для масажу та підтяжки шкіри навколо очей, покращення поглинання засобів догляду за шкірою, зменшення набряків під очима /мішків під очима/ темних кіл /гусячих лапок /дрібних зморшок. Пристрій оснащений трьома видами косметичних світел (синім, жовтим та червоним) для ефективного заспокоєння шкіри, освітлення тону шкіри та підвищення її еластичності.

Регулярне використання пристрою поверне вашим очам молодший та свіжіший вигляд.

УВАГА

- Не розміщуйте та не зберігайте пристрій над водою або поблизу джерел води, таких як ванна, умивальник, раковина тощо.
- Якщо у вас є захворювання шкіри, перед використанням проконсультуйтеся з дерматологом.
- Перед першим використанням протестуйте пристрій на шкірі руки.
- Якщо ви відчуєте дискомфорт, негайно припиніть використання та зверніться до лікаря.
- Пристрій не є водонепроникним. Не промивайте його під краном і не занурюйте у воду.

- З міркувань гігієни ми не рекомендуємо використовувати пристрій спільно з іншими особами.
- Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці, щоб уникнути нещасних випадків.
- Ніколи не використовуйте пристрій або кабель для зарядки, якщо вони пошкоджені.
- Тільки для зовнішнього застосування.
- Не кусайте і не ковтайте пристрій або будь-які його частини.
- Використовуйте тільки відповідно до інструкції та дотримуйтеся основних заходів безпеки.

ОГЛЯД ПРОДУКТУ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

- Постійний нагрів: температурні режими 20/40/42°C, задовольняють різні потреби
- Мікровібрація: 13 000 разів/хв високочастотна, підтягує та масажує шкіру
- косметичне світло: синє, жовте та червоне світло краси, піклується про вашу шкіру
- Швидкий нагрів: досягає встановленого значення за 15 секунд, нічого не чекає
- Розумна пам'ять: автоматично вибирає останній варіант, зручніше
- Розумна індукція: контакт між рукою та індукційною смужкою активує пристрій
- Автоматичне вимкнення: вимикається після 5 хвилин неактивності

СПОСОБИ ЗАРЯДЖАННЯ

- Акумулятор може розрядитися під час транспортування на тривалій відстані. Рекомендується зарядити пристрій перед першим використанням.
 - Індикатор заряджання світитиметься червоним, коли акумулятор розряджатиметься. Будь ласка, вчасно заряджайте пристрій.
1. Підключіть пристрій до адаптера (не входить до комплекту) за допомогою зарядного кабелю Type-C.
 2. Підключіть його до джерела живлення. Індикатор заряджання світитиметься червоним під час заряджання.
 3. Індикатор заряджання автоматично вимкнеться після повного заряджання акумулятора. Це займає близько 2 годин.

ВСТУП ДО РЕЖИМУ

- 20°C (синє світло): заспокоює та розслабляє шкіру; усуває мішки під очима
- 40°C (синє світло): освітлює тон шкіри; освітлює темні кола
- 42°C (червоне світло): підтягує шкіру; зменшує гусячі лапки/дрібні лінії/зморшки

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Матеріал корпусу: ABS

Ємність акумулятора: 600 мАг

Напруга заряджання: 5 В

Час заряджання: 2 години

Вхідний струм: 270 мА

Вихідна потужність: макс. 2,5 Вт

Розмір виробу: 144,3*24,5*23,5 мм

Вага виробу: 52 г

ВМІСТ УПАКОВКИ


1х Акумуляторний масажер для очей

1х Зарядний кабель Туре-С

1х Посібник користувача

КОНТУР ОЧЕЙ

1.




Нанесіть крем для очей або сироватку для очей на область навколо очей.

Будь ласка, нанесіть належну кількість крему або сироватки. Наносити надто багато — це недоцільно, оскільки вони не можуть повністю поглинутися шкірою.

Більше того, залишки рідини можуть потрапити всередину пристрою та скоротити термін його служби.


2.



Натисніть і утримуйте кнопку живлення/режиму протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій.

Натисніть кнопку живлення/режиму, щоб вибрати режим.


Примітка: Пристрій автоматично вибере ваш останній вибір.



Ніжно проводьте масажною головкою, щоб підтягнути та промасажувати контур очей. Повторіть 15–20 разів.

Переконайтесь, що ваша рука безпосередньо торкається індукційної смужки, інакше пристрій не працюватиме.

4.



Злегка натисніть на масажну головку, щоб покращити вбирання крему для очей або сироватки. Затримайтеся на кожній точці приблизно на 10 секунд і повторіть 2-3 рази.

5.



Після використання натисніть і утримуйте кнопку живлення/режиму протягом 2 секунд, щоб вимкнути пристрій. Потім протріть масажну головку чистою тканиною.

ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ


1.



Нанесіть засіб для догляду за обличчям (сироватку, есенцію, гель або крем).

Знову ж таки, використовуйте помірну кількість, щоб не скоротити термін служби приладу.


2.



Натисніть і утримуйте кнопку живлення/режиму протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій та вибрати режим.

Примітка: Пристрій автоматично вибере ваш останній вибір.

3.



Обережно проведіть масажною головкою, щоб підняти та помасажувати все обличчя. Повторіть 15-20 разів. Допомагає зменшити зморшки на лобі/зморшки сміху/дрібні зморшки навколо рота та прискорює кровообіг.

Переконайтеся, що ваша рука безпосередньо торкається індукційної смужки, інакше пристрій не працюватиме.

4.



Після використання натисніть і утримуйте кнопку живлення/режиму протягом 2 секунд, щоб вимкнути пристрій. Потім протріть масажну головку чистою тканиною.

Примітка: Пристрій також можна використовувати для масажу інших частин тіла, таких як руки, попереk і ноги.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ДОГЛЯД

- Після кожного використання очищуйте пристрій сухою або вологою чистою ганчіркою.
- Не використовуйте засоби для чищення, що містять спирт.
- Щоб захистити акумулятор, підзаряджайте пристрій кожні 3 місяці, якщо ним не користуються протягом тривалого часу.
- Проте не заряджайте пристрій довше, ніж це необхідно.
- Не залишайте пристрій під прямим сонячним промінням та не піддавайте його дії високих температур.
- Зберігайте в сухому, затіненому місці, подалі від вологого середовища.

ЗОБРАЖЕННЯ З ОПИСОМ НАДАНО ЛИШЕ ДЛЯ ІЛЮСТРАЦІЇ.

ЗРОБЛЕНО В КИТАЇ.

Для отримання додаткової інформації або для завантаження більш детальних даних зв'яжіться з продавцем.

SkyTech Corporation s.r.o.

U libeňského pivovaru 2015/10, Prague 8,
Czechia, CZ24813541, +420 722 259 424,
info@palsar7.com

WWW.PALSAR7.COM



WARRANTY CARD
ZÁRUČNÍ LIST
ZÁRUČNÝ LIST
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН



Product/Výrobek/Výrobok/Продукт:

Model/Модель:

Order/Číslo objednávky/Номер замовлення:

Date of sale/Datum prodeje/Dátum predaja/Дата продажу:

Warranty until/Záruka do/Гарантійний термін:

Sale document number/Číslo prodejního dokladu/Číslo predajného dokladu/Номер документа про продаж:

Seal of the store/Razítko prodejny/Pečiatka predajne/Печатка магазину:

Information for Customers about Warranty Terms and Conditions/Informace pro zákazníky o záručních podmínkách/Informácie pre zákazníkov o záručných podmienkach/Інформація для Покупців про Гарантійні Терміни та Умови:

Warranty shall apply to defects of purchased product, found during its warranty period. When purchasing a particular product, please consider carefully what properties and functions you expect your product to have. The fact that purchased product shall not satisfy your later requirements shall not give any reason for complaint. Please, prior to the first use of this product read carefully its operating instructions and follow these instructions consistently. /Záruka se vztahuje na vady zakoupeného výrobku, které se vyskytnou v záruční době. Při koupi výrobku pečlivě zvažte, jaké vlastnosti a funkce od výrobku požadujete. Skutečnost, že výrobek nebude vyhovovat Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte jeho návod k použití a důsledně se jím řiďte. /Záruka sa vztahuje na vady zakúpeného výrobku, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Pri kúpe výrobku starostlivo zvažte, aké vlastnosti a funkcie od výrobku požadujete. Skutočnosť, že výrobok nebude vyhovovať Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvodom na reklamáciu. Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte jeho návod na obsluhu a dôsledne sa ním riadte. /Гарантія поширюється на дефекти придбаного товару, виявлені протягом гарантійного терміну. Купуючи певний продукт, будь ласка, ретельно обміркуйте, які властивості та функції ви очікуєте від цього продукту. Той факт, що придбаний продукт не відповідає вашим пізнішим вимогам, не є приводом для скарг. Будь ласка, перед першим використанням цього продукту уважно прочитайте його інструкцію з експлуатації та послідовно дотримуйтесь неї.

We recommend you to keep original product packing during the warranty period for possible transport of the product in such a way so as to prevent any product damage during its transport and handling./Doporučujeme Vám po dobu záruční doby uchovat původní obaly k výrobku pro případnou dopravu výrobku tak, aby se předešlo jakémukoliv poškození výrobku během jeho přepravy a manipulace. /Odporúčame Vám po dobu záručnej doby uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadnú dopravu výrobku tak, aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu výrobku počas jeho prepravy a manipulácie. /Ми рекомендуємо вам зберігати оригінальну упаковку продукту протягом гарантійного періоду для можливого транспортування продукту таким чином, щоб запобігти будь-якому його пошкодженню під час транспортування та обробки.

For the purpose of due application of any complaint about the product we recommend you to ask Seller to fill-in and confirm this Warranty Card including identification of order number of purchased product, which shall comply with the number specified in the document proving product purchase and in the delivery note. In this connection Customer hereby takes into account that unless this Warranty Card specifies order number of purchased product, i.e., comparison of such order number with the number identified in this Warranty Card and document of product purchase/or delivery note shall not allow to confirm that particular product has come from Seller, in case of any doubts about the origin of such particular product Seller shall be entitled to automatically and without any other acts to reject the complaint of such goods./Za účelem řádného uplatnění případné reklamace výrobku doporučujeme nechat si u prodávajícího vyplnit a potvrdit tento záruční list včetně uvedení čísla objednávky zakoupeného výrobku, které se musí shodovat s číslem uvedeným na dokladu o koupi výrobku a dodacím listu. Zákazník bere v této souvislosti na vědomí, že nebude-li v tomto záručním listu vyznačeno číslo objednávky zakoupeného výrobku, a tedy nebude možné porovnáním tohoto čísla s číslem uvedeným v tomto záručním listu a dokladu o koupi výrobku / ev. dodacím listu ověřit, že výrobek pochází od prodávajícího, je prodávající oprávněn reklamaci takového zboží v případě jakýchkoliv pochybností o původu výrobku automaticky odmítnout. /Za účelom riadneho uplatnenia prípadnej reklamácie výrobku odporúčame nechať si u predávajúceho vyplniť a potvrdiť tento záručný list vrátane uvedenia čísla objednávky zakúpeného výrobku, ktoré sa musia zhodovať s číslom uvedeným na doklade o kúpe výrobku a dodacom liste. Zákazník v tejto súvislosti berie na vedomie, že ak nebude v tomto záručnom liste vyznačené číslo objednávky zakúpeného výrobku, a teda nebude možné porovnaním tohto čísla s číslom uvedeným v tomto záručnom liste a doklade o kúpe výrobku / ev. dodacom liste overiť, že výrobok pochádza od predávajúceho, je predávajúci oprávnený reklamáciu takéhoto tovaru v prípade akýchkoľvek pochybností o pôvode výrobku automaticky a bez ďalšieho odmietnuť. /З метою належного застосування будь-якої рекламації щодо товару ми рекомендуємо вам попросити Продавця заповнити та підтвердити цей Гарантійний талон, включаючи ідентифікацію номера замовлення придбаного продукту, який повинен відповідати номеру, зазначеному в документі, що підтверджує придбання продукту, та в накладній. У зв'язку з цим Клієнт бере до уваги, що якщо в цьому гарантійному талоні не вказано номер замовлення придбаного продукту, тобто порівняння такого номера замовлення з номером, зазначеним у цьому гарантійному талоні та документі про придбання продукту/або накладній, не дозволить підтвердити, що певний товар надійшов від Продавця, у разі виникнення будь-яких сумнівів щодо походження такого конкретного продукту Продавець має право автоматично та без будь-яких інших дій відхилити скаргу щодо такого товару.

Warranty shall not apply to:

Záruka se nevztahuje na:

Záruka sa nevztahuje na:

Гарантія не діє на:

1) Product defect that occurred by/Závalu výrobu, ke které došlo/Závalu výrobu, ku ktorej došlo/Дефект товару, який виник через:

- mechanical damage to the product or its parts/mechanickým poškozením výrobu nebo jeho části/mechanickým poškozením výrobu alebo jeho části/ механічні пошкодження

виробу або його частин

-incorrect operating of the product/nesprávnou obsluhou výrobu/nesprávnou obsluhou výrobu/неправильну експлуатацію виробу

-unprofessional intervention of a third party/neodborným zásahem třetí osoby/neodborným zásahom tretej osoby/непрофесійне втручання третьої особи

-by using the product contrary to its intended use in the enclosed operating instruction/user manual /používáním výrobu v rozporu s jeho určením v přiloženém návodu k použití/používáním

výrobu v rozpore s jeho určením v priloženom návode na použitie/використання виробу всупереч його призначенню, зазначеному в інструкції з експлуатації/ посібнику

користувача, що додається

-improper storage or handling/nevhodným skladováním nebo manipulací/nevhodným skladováním alebo manipuláciou/неправильне зберігання або поводження

- transportation/při přepravě/pri preprave/транспортування

- natural disaster or other force measures/živelnou událostí nebo jinou vyšší mocí/ živelnou udalostí alebo inou vyššou mocou/стихійне лихо чи інших силових заходів.

2) Product damage suffered by unqualified installation, its modification or by static electricity/Poškození výrobku způsobené neodbornou instalací, jeho modifikací či statickou elektřinou/Poškozenie výrobku spôsobené neodbornou inštaláciou, jeho modifikáciou alebo statickou elektrinou/Пошкодження продукту через некваліфіковане встановлення, його модифікацію або статичну електрику.

3) Fault caused by external conditions (e.g. faults in the electrical network or residential installation, unsuitable charges, unsuitable operating conditions or damage by other equipment)/Závalu způsobenou vnějšími podmínkami (např. poruchami v elektircké síti nebo bytové instalaci, nevhodnými provozními podmínkami nebo jiným zařízením)/Závalu spôsobenú vonkajšími podmienkami (napr. Poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii, nevhodnými náplňami, nevhodnými prevádzkovými podmienkami alebo iným zariadením)/Несправність, спричинена зовнішніми умовами (наприклад, несправності в електричній мережі чи житлових приміщеннях, невідповідні заряди, невідповідні умови експлуатації або пошкодження іншого обладнання).

4) A product for which the buyer (operator) detains, conceals or provides incorrect information of importance to the assessment of the defect/Výrobek, u kterého kupující (ptovozovatel) zadrží, zatají nebo neposkytne správné informace významné pro posouzení vady/Товар, щодо якого покупець (оператор) затримує, приховує або надає недостовірну інформацію, важливу для оцінки недоліку.

5) External damage to the product that was clearly caused by human/Vnější poškození výrobku, která byla jasně způsobena člověkem/Vonkajšie poškodenia výrobu, ktorá bola jasne spôsobená človekom/Зовнішнє пошкодження виробу, явно спричинене людиною.

6) Product damage inconsistent with the operating instructions, technical standards or valid safety regulations/Poškození výrobku neslučitelná s návodem k použití, technickými normami nebo platnými bezpečnostními předpisy/Poškozenie výrobku nezlučitelná s návodom na použitie, technickými normami alebo platnými bezpečnostnými predpismi/Пошкодження виробу, що не відповідає інструкції з експлуатації, технічним стандартам або чинним правилам безпеки.

7) Product damage resulting from normal wear and tear/Vady výrobku vyplývající z běžného opotřebení /Chyby výrobku vyplývající z běžnému opotrebovania / Пошкодження продукту внаслідок звичайного зносу.

8) Discharged batteries, decrease in battery capacity caused by its wear and tear/Vybité baterie, snížení kapacity baterie vzniklé jejím opotřebením/Vybité batérie, zníženie kapacity batérie vzniknuté jej opotrebením / Розряджені батареї, зниження ємності батареї внаслідок її зносу.

9) Product defects caused by the use in dusty, polluted or in any other way dissatisfactory environment pursuant to attached operating instructions/Vady výrobku způsobené používáním v prašném, znečištěném nebo jinak nevyhovujícím prostředí dle přiloženého návodu k použití/hyby výrobku způsobené používáním v prašnom, znečistenom alebo inak nevyhovujúcom prostredíí podľa priloženého návodu na použitie./Дефекти виробу, викликані використанням у запилених, забруднених або будь-яким іншим чином незадовільним середовищі відповідно до інструкцій з експлуатації, що додаються.

Wear and tear of the product and its components caused by their common use (discharged batteries, loss of the original color of the product, decreased capacity of accumulator, wear and tear of mechanical or displaying components, wear and tear of supply cables, etc.) shall be subject neither to defect warranty nor quality warranty in the moment of take-over.

Furthermore, complaints about product parameters, not included in the operating instructions or in any commercial-technical documentation of Seller, related to the product, shall not be subject to quality warranty in the moment of take-over.

Opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejich běžným užíváním (vybité baterie, ztráta původní barvy výrobku, snížení kapacity akumulátoru, opotřebení mechanických či zobrazovacích částí, opotřebení přívodních kabelů, aj.) nepodléhá záruce za vady a ani záruce za jakost při převzetí.

Záruce za jakost při převzetí rovněž nepodléhají ani reklamace parametrů výrobku, které nejsou uvedeny v návodu k použití ani v jiné obchodně technické dokumentaci prodávajícího vztahující se k výrobku.

Opotrebenie výrobku a jeho častí spôsobené ich bežným používaním (vybité batérie, strata pôvodnej farby výrobku, zníženie kapacity akumulátora, opotrebenie mechanických alebo zobrazovacích častí, opotrebenie prívodných káblov, apod.) nepodlieha záruke za vady a ani záruke za akosť pri prevzatí.

Záruke za akosť pri prevzatí tiež nepodliehajú ani reklamácie parametrov výrobku, ktoré nie sú uvedené v návode o obsluhu ani v inej obchodno-technickej dokumentácii predávajúceho vztahujúce sa k výrobku.

Знос продукту та його компонентів, спричинений їх звичайним використанням (розряджені батареї, втрата оригінального кольору продукту, зменшення ємності акумулятора, знос механічних компонентів або компонентів дисплея, знос кабелів живлення тощо) не підлягає ні гарантії на дефекти, ні гарантії якості на момент прийому.

Крім того, скарги щодо параметрів продукту, не включені в інструкцію з експлуатації або будь-яку комерційно-технічну документацію Продавця, пов'язану з продуктом, не підлягають гарантії якості в момент прийому.

Proof of product purchase, or delivery note, shall constitute an integral part of this Warranty Card/Neodílnou součástí tohoto záručního listu je doklad o zakoupení výrobku, ev. dodací list/Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je doklad o zakúpení výrobku, ev. dodací list/ Підтвердження покупки продукту або накладна є невід'ємною частиною цього гарантійного талона.



PALSAR7

ALSAR

PROFESSIONAL
TREATMENT
AT HOME