


PINK CLOUD

LED MASK 8IN1





PROFESSIONAL TREATMENT AT HOME

**DEAR CUSTOMER,
THANK YOU FOR PURCHASING THIS PRODUCT.**

PLEASE READ THIS USER MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

THIS PRINTED MANUAL CONTAINS THE USER MANUAL IN 3 LANGUAGES. FOR OTHER LANGUAGE VERSIONS, PLEASE SCAN THE QR CODE BELOW.

**VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,
DĚKUJEME ZA ZAKOUPENÍ TOHOTO PRODUKTU.**

PEČLIVĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU A USCHOVEJTE SI JI PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

V TĚTO PŘÍRUČCE NALEZNETE MANUÁL K POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU VE 3 JAZYCÍCH.

PŘÍRUČKU V DALŠÍCH JAZYCÍCH NALEZNETE POD QR KÓDEM NÍŽE.

**VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,
ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENIE TOHTO PRODUKTU.**

PROSÍM, POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE A USCHOVAJTE SI HO PRE BUDÚCE POUŽITIE.

V TEJTO PŘÍRUČKE NÁJDETE MANUÁL NA POUŽÍVANIE PRODUKTU V 3 JAZYKOCH.

PŘÍRUČKU V ĎALŠÍCH JAZYKOCH NÁJDETE POD QR KÓDOM NIŽŠIE.



EN

DEAR CUSTOMER, THANK YOU FOR PURCHASING THIS PRODUCT. PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE.

PALSAR7 - ABOUT THE BRAND

PALSAR7 IS A BRAND SPECIALIZING IN INNOVATIVE PRODUCTS FOR PROFESSIONAL SKIN CARE FROM THE COMFORT OF YOUR HOME. IT OFFERS MODERN TECHNOLOGIES THAT SUPPORT SKIN HEALTH AND BEAUTY WITHOUT THE NEED TO VISIT A BEAUTY SALON. THE BRAND EMPHASIZES QUALITY, SAFETY AND EASE OF USE OF ITS PRODUCTS. THANKS TO THIS, YOU CAN INDULGE IN PROFESSIONAL CARE ANYTIME, ANYWHERE.

CZ

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME ZA ZAKOUPENÍ TOHOTO PRODUKTU. PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PROČTĚTE TENTO MANUÁL A UCHOVEJTE HO PRO PŘÍPADNÉ BUDOUČÍ POTŘEBY.

PALSAR7 - O ZNAČCE

PALSAR7 JE ZNAČKA SPECIALIZUJÍCÍ SE NA INOVATIVNÍ PRODUKTY PRO PROFESIONÁLNÍ PÉČI O PLEŤ Z POHODLÍ DOMOVA. NABÍZÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE, KTERÉ PODPORUJÍ ZDRAVÍ A KRÁSU PLETI BEZ NUTNOSTI NÁVŠTĚVY KOSMETICKÉHO SALONU. ZNAČKA KLADĚ DŮRAZ NA KVALITU, BEZPEČNOST A SNADNÉ POUŽITÍ SVÝCH PRODUKTŮ. DÍKY TOMU SI MŮŽETE DOPŘÁT PROFESIONÁLNÍ PÉČI KDYKOLIV A KDEKOLIV.

SK

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENIE TOHTO PRODUKTU. PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO MANUÁL A UCHOVAJTE HO PRE PŘÍPADNÉ BUDÚCE POTREBY.


PALSAR7 - O ZNAČKE

PALSAR7 JE ZNAČKA ŠPECIALIZUJÚCA SA NA INOVATÍVNE PRODUKTY PRE PROFESIONÁLNU STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ Z POHODLIA DOMOVA. PONÚKA MODERNÉ TECHNOLOGIE, KTORÉ PODPORUJÚ ZDRAVIE A KRÁSU PLETI BEZ NUTNOSTI NÁVŠTĚVY KOZMETICKÉHO SALÓNU. ZNAČKA KLADIE DÓRAZ NA KVALITU, BEZPEČNOSŤ A JEDNODUCHÉ POUŽITIE SVOJICH PRODUKTOV. VĎAKA TOMU SI MÔŽETE DOPRIAŤ PROFESIONÁLNU STAROSTLIVOSŤ KEDYKOLVEK A KDEKOLVEK.

EN ABOUT THE PRODUCT

THE DEVICE USES THE PRINCIPLE OF LIGHT THERAPY TO ACTIVATE SKIN CELLS AND IMPROVE SKIN CONDITION THROUGH SPECIALLY ADJUSTED LIGHT OF SPECIFIC WAVELENGTHS. IT IS A NON-INVASIVE, PAINLESS AND SAFE METHOD OF SKIN CARE WITHOUT THE USE OF CHEMICALS. AFTER BEING ABSORBED BY THE SKIN, THE LIGHT IS CONVERTED INTO INTRACELLULAR ENERGY, WHICH TRIGGERS A PHOTOCHEMICAL AND ENZYMATIC REACTION. DURING THIS PROCESS, A LARGE AMOUNT OF GLYCOGEN AND PROTEIN IS PRODUCED, WHICH PROMOTE CELL METABOLISM AND COLLAGEN REGENERATION. THANKS TO THIS, EFFECTS SUCH AS REJUVENATION, ACNE TREATMENT, DARK SPOT REDUCTION, SKIN FIRING, WRINKLE SMOOTHING AND SKIN WHITENING, CAN BE ACHIEVED.


PRODUCT DESCRIPTION




PRODUCT FUNCTIONS

THIS FACE LED MASK USES 72 PIECES AND THE NECK MASK USES 60 PIECES OF LEDS IN 4 COLORS (RED, INFRARED, GREEN, BLUE), THANKS TO THE COMBINATION OF LIGHTS, THE MASK OFFERS 8 MODES. THEIR FUNCTIONS ARE AS FOLLOWS:


RED LIGHT (630 NM \pm 10 NM): THIS LIGHT, CALLED BIOACTIVE LIGHT, IS CHARACTERIZED BY HIGH PURITY, INTENSITY AND UNIFORM DENSITY, WHICH MAKES IT SUITABLE FOR SKIN CARE AND HEALTH. RED LIGHT INCREASES CELL VITALITY, ACCELERATES BLOOD CIRCULATION, PROMOTES CELL METABOLISM, STIMULATES THE REGENERATION OF COLLAGEN AND FIBROUS TISSUE, THEREBY IMPROVING SKIN ELASTICITY AND REDUCING DULLNESS. IT IS A GREAT ANTI-AGING AID, ACTS AS AN ANTIOXIDANT AND PROMOTES SKIN RENEWAL.




INFRARED LIGHT/INVISIBLE LIGHT (850 NM \pm 10 NM): THIS LIGHT PROMOTES COLLAGEN PRODUCTION IN THE SKIN, SPEEDS UP ITS METABOLISM, BRIGHTENS SKIN TONE, TIGHTENS PORES, AND HELPS ACHIEVE A MORE YOUTHFUL APPEARANCE. SINCE INFRARED LIGHT IS INVISIBLE, THE EMITTED LIGHT CANNOT BE SEEN WHEN YOU SELECT THIS MODE.




BLUE LIGHT (450 NM \pm 10 NM): THIS LIGHT CORRESPONDS TO THE ABSORPTION MAXIMUM OF PORPHYRIN, A METABOLITE OF PROPIONIBACTERIUM ACNES. DURING THE DE-EXCITATION PROCESS AFTER STIMULATION OF PORPHYRIN, A LARGE AMOUNT OF SINGLET ACTIVE OXYGEN IS GENERATED, WHICH CREATES A HIGHLY OXIDATIVE ENVIRONMENT THAT DESTROYS PROPIONIBACTERIUM ACNES. THIS HELPS IN THE TREATMENT OF ACNE.




GREEN LIGHT (520NM \pm 10NM): IT CAN HELP SOOTHE THE SKIN, RELAX THE NERVES, AND RESTORE BALANCE TO SENSITIVE SKIN. STABILIZES AND RELAXES THE NERVOUS SYSTEM AND PROMOTES THE REMOVAL OF TOXINS FROM THE BODY.




YELLOW LIGHT (COMBINATION OF RED AND GREEN LIGHT) (580 NM \pm 10 NM): THIS LIGHT HELPS TO IMPROVE THE OXYGEN EXCHANGE FUNCTION OF SKIN CELLS, PROMOTES MICROCIRCULATION, BREAKS DOWN AND LIGHTENS PIGMENT, STIMULATES CELL GROWTH, AND THUS SMOOTHS THE SKIN, BRIGHTENS SKIN TONE, REGENERATES THE SKIN, AND REDUCES WRINKLES.




PURPLE LIGHT (COMBINATION OF RED AND BLUE LIGHTS) (420 NM \pm 10 NM): THIS LIGHT IS A GOOD HELPER IN TREATING ACNE AND REMOVING ACNE SCARS.



CYAN LIGHT (COMBINATION OF BLUE AND GREEN LIGHTS) (490NM \pm 10NM): THIS LIGHT CAN INCREASE CELLULAR ENERGY AND PROMOTE METABOLISM.



WHITE LIGHT (COMBINATION OF RED, BLUE AND GREEN LIGHTS) (400-700 NM \pm 10 NM): THIS LIGHT CAN PENETRATE DEEP INTO THE SKIN, ACCELERATE METABOLISM, DECOMPOSE PIGMENTATION, AND IMPROVE FINE WRINKLES AND SKIN LAXITY.



HOW TO USE



1. WASH YOUR FACE AND NECK AND GENTLY DRY WITH A SOFT TOWEL. THEN APPLY TONER TO YOUR FACE AND NECK.




2. THEN YOU CAN APPLY YOUR FAVORITE NATURAL COSMETICS (SERUM, MASK OR ESSENCE).




3. TAKE OUT THE FACE AND NECK MASK. CONNECT THE USB-C CONNECTOR FROM THE FACE AND NECK MASK TO **THE TOP PORT** ON THE CONTROLLER.




4. HOLD THE MASK CLOSE TO YOUR FACE AND NECK. GRASP BOTH ENDS OF THE ELASTIC STRAPS AND FASTEN THEM WITH THE VELCRO AT THE BACK OF YOUR HEAD. ADJUST THE STRAPS TO ENSURE A SNUG FIT AND PREVENT LIGHT FROM ENTERING AROUND THE SILICONE EYE PROTECTION.



5. PRESS AND HOLD THE POWER BUTTON FOR 1.5 SECONDS TO TURN ON THE DEVICE. AFTER POWERING ON, THE DEFAULT MODE IS RED LIGHT. SHORT PRESS THE MODE BUTTON TO SWITCH BETWEEN MODES. THERE ARE EIGHT MODES AVAILABLE: 1 - RED LIGHT (R), 2 - INFRARED LIGHT (IR), 3 - BLUE LIGHT (B), 4 - GREEN LIGHT (G), 5 - YELLOW LIGHT (Y), 6 - PURPLE LIGHT (R+B), 7 - CYAN LIGHT (B+G), 8 - WHITE LIGHT (R+B+G). YOU CAN ALSO SWITCH BETWEEN MODES DURING USE BY PRESSING THE MODE BUTTON.



6. SHORT PRESS TO ADJUST THE LIGHT INTENSITY. THERE ARE THREE BRIGHTNESS LEVELS: 50%, 75%, 100%.



7. SHORT PRESS THE TIME SETTING BUTTON TO SELECT THE PROCEDURE TIME. (5/10/15/20/25/30 MIN.)



8. AFTER YOU ARE DONE USING THE MASK, APPLY CREAM TO YOUR FACE AND NECK TO PREVENT DRYNESS.

RECOMMENDATION:
THE RECOMMENDED USAGE TIME IS 10-30 MINUTES 3-4 TIMES A WEEK.
USE THE BLUE LIGHT FOR A MAXIMUM OF 10 MINUTES PER TREATMENT.
DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WEEKLY USAGE TIME (2 HOURS).

PRODUCT FEATURES



EFFECTIVE

HIGH-ENERGY, LARGE-AREA PHOTON SKINCARE WITH 4-IN-1 LEDS. FACE MASK: 72 LEDS; NECK MASK: 60 LEDS.



VERSATILE

8 LIGHT BEAUTY MODES TO ADDRESS VARIOUS SKIN CONCERNS.



SAFE

NON-INVASIVE SKIN CARE METHOD ENSURES CHEMICAL-FREE AND PAINLESS TREATMENT.



EASY TO USE

ONE-STEP THERAPY AND A BUILT-IN TIMER MAKE THIS MASK EASY TO USE.



COMFORTABLE

SOFT AND COMFORTABLE SILICONE MATERIAL ENSURES PLEASANT USER EXPERIENCE.



FLEXIBLE

THE MASK IS ONLY ATTACHED TO THE CONTROLLER, ALLOWING YOU TO MOVE FREELY DURING USE.



USABLE WITH COSMETICS

USE WITH COSMETIC PRODUCTS SUCH AS ESSENCE, SERUM OR MASK TO IMPROVE EFFECTIVENESS.



TIMING

6 TIMING MODES (5 MIN., 10 MIN., 15 MIN., 20 MIN., 25 MIN. AND 30 MIN.).



INTENSITY SETTINGS

3 ADJUSTABLE LIGHT INTENSITY LEVELS (50%, 75% AND 100%).



CLEAN

WIPEABLE, SILICONE DOES NOT TRANSFER BACTERIA, IS HYPOALLERGENIC AND EASY TO MAINTAIN.

CHARGING

- **PLEASE FULLY CHARGE THE DEVICE BEFORE USING IT FOR THE FIRST TIME.**
- CONNECT THE CONTROLLER TO THE APPROPRIATE ADAPTER (NOT INCLUDED) USING THE USB-C CABLE THAT WAS INCLUDED IN THE PACKAGE! **USE ONLY THE BOTTOM PORT FOR CHARGING!**
- PLUG INTO THE POWER OUTLET. WHILE CHARGING, THE SCREEN WILL LIGHT UP AND A BATTERY SYMBOL WILL APPEAR WITH THE CORRESPONDING CHARGE LEVEL.
- A FULL BATTERY SYMBOL INDICATES A FULL CHARGE. ONCE CHARGED, UNPLUG THE ADAPTER FROM THE POWER OUTLET AND YOU CAN START USING THE CONTROLLER AFTER CONNECTING IT TO THE MASK.

WARNING

- THE PRODUCT IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN.
- DO NOT USE THE DEVICE IF YOU KNOW THAT YOU ARE PARTICULARLY SENSITIVE TO LIGHT AND HAVE NOT RECENTLY UNDERGONE A LIGHT SENSITIVITY TEST.
- DO NOT USE THE DEVICE IF YOU ARE PREGNANT AS THE RISKS ARE UNKNOWN AND HAVE NOT BEEN ESTABLISHED, CONSULT YOUR DOCTOR.
- DO NOT USE THE DEVICE IF YOU SUFFER FROM EPILEPSY AS SOME LIGHTS OR FREQUENCIES MAY TRIGGER A SEIZURE.
- THE DEVICE IS NOT WATERPROOF. DO NOT ALLOW WATER OR OTHER LIQUIDS TO ENTER ANY PART OF THE DEVICE. THIS MAY DAMAGE IT.
- DO NOT USE THE DEVICE IF YOU ARE TAKING MEDICATION THAT MAY MAKE YOUR SKIN SENSITIVE TO LIGHT.
- DO NOT USE THE DEVICE WHILE SLEEPING, WALKING OR DRIVING.
- USE THE DEVICE ACCORDING TO THE CORRECT INSTRUCTIONS AND AVOID EXCESSIVE USE.
- DISCONTINUE USE IF YOU EXPERIENCE DISCOMFORT OR IF REDNESS OR SKIN DISCOLORATION PERSISTS FOR MORE THAN 24 HOURS. CONSULT A DERMATOLOGIST.
- DO NOT TOUCH THE LEDs WHEN THE DEVICE IS TURNED ON.
- DO NOT USE THE DEVICE IF IT IS VISIBLY DAMAGED.
- DO NOT SUBJECT THE DEVICE TO SHOCKS TO AVOID DEFORMATION OR DAMAGE.
- DO NOT USE CHEMICALS, WATER, OR OTHER CLEANING OR LIQUID PRODUCTS FOR CLEANING.
- DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED USAGE TIME.

HOW TO STORE

- AFTER USE, WIPE THE DEVICE WITH A DRY CLOTH. DO NOT RINSE UNDER WATER. DO NOT SOAK.
- STORE THE DEVICE IN A COOL, SHADY PLACE AND AVOID DIRECT SUNLIGHT OR HIGH TEMPERATURES.
- KEEP THE DEVICE OUT OF THE REACH OF CHILDREN TO PREVENT DAMAGE OR INJURY.
- NEVER ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE DEVICE YOURSELF. IN THE EVENT OF A MALFUNCTION, CONTACT THE CUSTOMER SERVICE CENTER OR THE SELLER.
- AFTER USE, STORE THE DEVICE IN THE BOX.
- DO NOT PLACE ANY WEIGHT ON THE DEVICE. DO NOT PLACE IT UNDER OTHER OBJECTS AND BE CAREFUL TO AVOID MECHANICAL DAMAGE.
- WE RECOMMEND STORING IT IN A HORIZONTAL POSITION, INCLUDING THE CABLE. NEVER TRY TO DISCONNECT, DEFORM OR TWIST THE CABLE ATTACHED TO THE MASK.

SPECIFICATIONS

RATED CURRENT: C5V == 1A

RATED VOLTAGE: DC5V

RATED POWER: 6.5 W

CONTROLLER SIZE: 37X27X129 MM

CONTROLLER WEIGHT: 105 G

BATTERY CAPACITY: 5200MAH

FACE MASK SIZE: 284X217X20 MM

NECK MASK SIZE: 270X192X7 MM

MASK WEIGHT: 532 G

THE PACKAGE CONTAINS

1X LED FACE MASK

1X LED NECK MASK

1X ELASTIC BANDS FOR THE FACE AND NECK

2X SILICONE EYE PROTECTORS

1X CONTROLLER

1X USB-C CABLE

1X USER MANUAL

1X TEXTILE BAG

IMAGES ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. MADE IN CHINA.


FOR MORE INFORMATION OR TO DOWNLOAD MORE DETAILED DATA, PLEASE CONTACT THE SELLER.



CZ O PRODUKTU

ZARÍZENÍ VYUŽIVÁ PRINCIP SVĚTELNÉ TERAPIE K AKTIVACI KOŽNÍCH BUNĚK A ZLEPŠENÍ STAVU PLETI PROSTŘEDNICTVÍM SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO SVĚTLA O SPECIFICKÝCH VLNOVÝCH DÉLKÁCH. JEDNÁ SE O NEINVAZIVNÍ, BEZBOLESTNOU A BEZPEČNOU METODU PÉČE O PLEŤ BEZ POUŽITÍ CHEMIKÁLIÍ. PO ABSORPCI POKOŽKOU SE SVĚTLO PŘEMĚNÍ NA INTRACELULÁRNÍ ENERGII, COŽ SPUSTÍ FOTOCHEMICKOU A ENZYMATICKOU REAKCI. BĚHEM TOHOTO PROCESU DOCHÁZÍ K PRODUKCI VELKÉHO MNOŽSTVÍ GLYKOGENU A BÍLKOVIN, KTERÉ PODPORUJÍ BUNĚČNÝ METABOLISMUS A REGENERACI KOLAGENU. DÍKY TOMU LZE POMOCI V DOSAŽENÍ EFEKTŮ, JAKO JE OMLAZENÍ, LÉČBA AKNĚ, REDUKCE TMAVÝCH SKVRN, ZPEVNĚNÍ POKOŽKY, VYHLAZENÍ VRÁSEK, ČI BĚLENÍ PLETI


POPIS PRODUKTU




FUNKCE PRODUKTU

TATO LED MASKA VYUŽÍVÁ 72 KUSŮ LED DIOD V OBLIČEJOVÉ ČÁSTI A 60 KUSŮ LED DIOD V DEKOLTOVÉ ČÁSTI O 4 BARVÁCH (ČERVENÁ, INFRAČERVENÁ, ZELENÁ, MODRÁ), DÍKY KOMBINACI SVĚTEL MASKA NABÍZÍ 8 MÓDŮ. JEJICH FUNKCE JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:


ČERVENÉ SVĚTLO (630 nm \pm 10 nm): TOTO SVĚTLO, NAZÝVANÉ BIOAKTIVNÍ SVĚTLO, SE VYZNAČUJE VYSOKOU ČISTOTOU, INTENZITOU A ROVNOMĚRNOU HUSTOTOU, COŽ JEJ ČINÍ VHODNÝM PRO PÉČI O PLEŤ A ZDRAVÍ. ČERVENÉ SVĚTLO ZVYŠUJE VITALITU BUNĚK, URYCHLUJE KREVŇÍ OBĚH, PODPORUJE BUNĚČNÝ METABOLISMUS, STIMULUJE REGENERACI KOLAGENU A VLÁKNITÉ TKÁŇĚ, A TÍM ZLEPŠUJE ELASTICITU POKOŽKY A REDUKUJE MDLÝ VZHLED. JE SKVĚLÝM POMOCNÍKEM PROTI STÁRNUTÍ, PŮSOBÍ JAKO ANTIOXIDANT A PODPORUJE OBNOVU PLETI.




INFRAČERVENÉ SVĚTLO/NEVIDITELNÉ SVĚTLO (850 nm \pm 10 nm): TOTO SVĚTLO PODPORUJE TVORBU KOLAGENU V POKOŽCE, URYCHLUJE JEJÍ METABOLISMUS, ROZJASŇUJE TÓN PLETI, STAHUJE PÓRY A POMÁHÁ DOSÁHNOUT MLADISTVĚJŠÍHO VZHLEDU. JELIKOŽ JE INFRAČERVENÉ SVĚTLO NEVIDITELNÉ, PŘI ZVOLENÍ TOHOTO REŽIMU NENÍ VYZAŘUJÍCÍ SVĚTLO VIDĚT.




MODRÉ SVĚTLO (450 nm \pm 10 nm): TOTO SVĚTLO ODPOVÍDÁ ABSORPČNÍMU MAXIMU PORFYRINU, METABOLITU BAKTERIE PROPIONIBACTERIUM ACNES. BĚHEM PROCESU DE-EXCITACE, PO STIMULACI PORFYRINU, SE VYTVÁŘÍ VELKÉ MNOŽSTVÍ SINGLETOVÉHO AKTIVNÍHO KYSLÍKU, KTERÝ VYTVÁŘÍ VYSOCE OXIDAČNÍ PROSTŘEDÍ, JEŽ NIČÍ BAKTERII PROPIONIBACTERIUM ACNES. TÍM POMÁHÁ PŘI LÉČBĚ AKNĚ.




ZELENÉ SVĚTLO (520 NM \pm 10 NM): MŮŽE POMOCI ZKLIDNIT POKOŽKU, UVOLNIT NERVY, RELAXOVAT A OBNOVIT ROVNOVÁHU CITLIVÉ PLETI. STABILIZUJE A UVOLŇUJE NERVOVÝ SYSTÉM A PODPORUJE ODSTRAŇOVÁNÍ TOXINŮ Z TĚLA.




ŽLUTÉ SVĚTLO (KOMBINACE ČERVENÉHO A ZELENÉHO SVĚTLA) (580 NM \pm 10 NM): TOTO SVĚTLO MŮŽE ZLEPŠIT FUNKCI VÝMĚNY KYSLÍKU V KOŽNÍCH BUŇKÁCH. PODPORUJE MIKROCIRKULACI, ROZKLÁDÁ A ZESVĚTLUJE PIGMENT, STIMULUJE RŮST BUNĚK A TÍM VYHLAZUJE POKOŽKU. ROZJASŇUJE TÓN PLETI, REGENERUJE POKOŽKU A REDUKUJE VRÁSKY.




FIALOVÉ SVĚTLO (KOMBINACE MODRÉHO A ČERVENÉHO SVĚTLA) (420 NM \pm 10 NM): TOTO SVĚTLO JE DOBRÝM POMOCNÍKEM PŘI LÉČBĚ AKNĚ A ODSTRAŇOVÁNÍ JIZEV PO AKNĚ.



AZUROVÉ/TYRKYSOVÉ SVĚTLO (KOMBINACE MODRÉHO A ZELENÉHO SVĚTLA) (490 NM \pm 10 NM): TOTO SVĚTLO MŮŽE ZVÝŠIT BUNĚČNOU ENERGIÍ A PODPŮRIT METABOLISMUS.



BÍLÉ SVĚTLO (KOMBINACE ČERVENÉHO, MODRÉHO A ZELENÉHO SVĚTLA) (400-700 NM \pm 10 NM): TOTO SVĚTLO MŮŽE PRONIKNOUT HLUBOKO DO POKOŽKY, URYCHLIT METABOLISMUS, ROZKLÁDAT PIGMENTACI A ZLEPŠOVAT JEMNĚ VRÁSKY A OCHABLOST PLETI.



NÁVOD K POUŽITÍ



1. UMYJTE SI OBLIČEJ A DEKOLT A JEMNĚ OSUŠTE MĚKKÝM RUČNÍKEM. NA OBLIČEJ A KRK NÁSLEDNĚ APLIKUJTE TONER PRO PŘIPRAVENÍ POKOŽKY.




2. DÁLE MŮŽETE APLIKOVAT VAŠI OBLÍBENOU KOSMETIKU (SÉRUM, MASKU NEBO ESENCI).




3. VYJMĚTE MASKU. PŘIPOJTE KONEKTOR KABELU TYPE-C NA MASCE DO PORTU NA OVLADAČI. POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ HORNÍ PORT!




4. DRŽTE MASKU NA OBLIČEJ A KRK BLÍZKO POKOŽKY. UCHOPTĚ KONCE ELASTICKÝCH PÁSKŮ A PŘIPEVNĚTE SUCHÝM ZIPEM NA ZADNÍ STRANĚ HLAVY. UPRAVTE ELASTICKÉ PÁSKY TAK, ABY DOBŘE SEDĚLY A ZABRÁNILY PRONIKÁNÍ SVĚTLA SKRZ SILIKONOVOU OCHRANU OČÍ.



5. STISKNĚTE A DRŽTE TLAČÍTKO NAPÁJENÍ PO DOBU 1,5 SEKUNDU PRO ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ. VÝCHOZÍM REŽIMEM PO ZAPNUTÍ JE ČERVENÉ SVĚTLO. KRÁTKÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA REŽIMU PŘEPÍNÁTE MEZI REŽIMY. K DISPOZICI JE OSM REŽIMŮ: 1 - ČERVENÉ SVĚTLO (R), 2 - INFRAČERVENÉ SVĚTLO (IR), 3 - MODRÉ SVĚTLO (B), 4 - ZELENÉ SVĚTLO (G), 5 - ŽLUTÉ SVĚTLO (Y), 6 - FIALOVÉ SVĚTLO (R+B), 7 - AZUROVÉ SVĚTLO (B+G), 8 - BÍLÉ SVĚTLO (R+B+G). MŮŽETE TAKÉ PŘEPÍNAT MEZI REŽIMY BĚHEM POUŽÍVÁNÍ STISKNUTÍM TLAČÍTKA REŽIMU.



6. KRÁTKÝM STISKNUTÍM NASTAVTE INTENZITU SVĚTLA. K DISPOZICI JSOU TŘI ÚROVNĚ JASU: 50 %, 75 %, 100 %.



7. KRÁTKÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA ČASOVÉHO NASTAVENÍ VYBERTE DOBU PROCEDURY. (5/10/15/20/25/30 MIN.)



8. PO DOKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ NANESTE NA OBLIČEJ A DEKOLT KRÉM, ABYSTE PŘEDEŠLI POCITU SUCHOSTI.

DOPORUČENÍ:

DOPORUČENÁ DOBA POUŽÍVÁNÍ JE 10-30 MINUT 3-4X TÝDNĚ. MODRÉ SVĚTLO POUŽÍVEJTE PŘI JEDNOM OŠETŘENÍ MAXIMÁLNĚ 10 MINUT. NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ TÝDENNÍ DOBU POUŽÍVÁNÍ (2 HODINY).

VLASTNOSTI PRODUKTU



EFEKTIVNÍ

VYSOCE ENERGETICKÁ FOTONOVÁ PÉČE O PLEŤ S LED DIODAMI 4V1. MASKA NA OBLIČEJ : 72 LED; MASKA NA DEKOLT: 60 LED.



BEZPEČNÉ

NEINVAZIVNÍ METODA PÉČE O PLEŤ ZAJIŠŤUJE BEZCHEMICKOU A BEZBOLESTNOU POMOC PŘI LÉČBĚ KONKRÉTNÍHO PROBLÉMU.



POHODLNÉ

MĚKKÝ A POHODLNÝ SILIKONOVÝ MATERIÁL ZAJISTÍ PŘÍJEMNÉ POUŽÍVÁNÍ.



POUŽITELNÉ S KOSMETIKOU

POUŽÍVEJTE S KOSMETICKÝMI PRODUKTY JAKO JE ESENCE, SÉRUM NEBO MASKA PRO ZLEPŠENÍ VÝSLEDKŮ.



NASTAVENÍ INTENZITY

3 NASTAVITELNÉ STUPNĚ INTENZITY SVĚTLA (50 %, 75 % A 100 %).



UNIVERZÁLNÍ

8 SVĚTELNÝCH KOSMETICKÝCH REŽIMŮ PRO ŘEŠENÍ RŮZNÝCH PROBLÉMŮ PLETI.



SNADNÉ POUŽITÍ

JEDNOKROKOVÁ TERAPIE A ZABUDOVANÝ ČASOVAČ USNADŇUJÍ POUŽÍVÁNÍ TĚTO MASKY.



FLEXIBILNÍ

MASKA JE PŘIPOJENA POUZE K OVLADAČI, COŽ VÁM UMOŽŇUJE VOLNÝ POHYB BĚHEM POUŽÍVÁNÍ.



ČASOVÁNÍ

6 ČASOVÝCH REŽIMŮ (5 MIN., 10 MIN., 15 MIN., 20 MIN., 25 MIN. A 30 MIN.).



ČISTOTA

OTÍRATELNÉ, SILIKON NEPŘENÁŠÍ BAKTERIE, JE HYPOALERGENNÍ A JEDNODUCHÝ NA ÚDRŽBU.

NABÍJENÍ

- **PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ PLNĚ NABIJTE.**
- PŘIPOJTE OVLADAČ K ODPOVÍDAJÍCÍMU ADAPTÉRU (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ) POMOCÍ NABÍJECÍHO KABELU USB-C, JENŽ BYL SOUČÁSTÍ BALENÍ.
K NABÍJENÍ POUŽÍVEJTE POUZE SPODNÍ PORT OVLADAČE!
- ZAPOJTE DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ. BĚHEM NABÍJENÍ SE ROZSVÍTÍ OBRAZOVKA A ZOBRAZÍ SE SYMBOL BATERIE S ODPOVÍDAJÍCÍ ÚROVNÍ NABITÍ.
- PLNÝ SYMBOL BATERIE ZNAMENÁ ÚPLNĚ NABITÍ. POTÉ ODPOJTE ADAPTÉR Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ A OVLADAČ PO PŘIHOJENÍ K MASCE MŮŽETE ZAČÍT POUŽÍVAT.

UPOZORNĚNÍ

- PRODUKT NENÍ VHODNÝ PRO DĚTI.
- NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD VÍTE, ŽE JSTE OBZVLÁŠTĚ CITLIVÍ NA SVĚTLO, A V NEDÁVNÉ MINULOSTI JSTE NEABSOLVOVALI TEST CITLIVOSTI NA SVĚTLO.
- NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD JSTE TĚHOTNÁ, PROTOŽE RIZIKA NEJSOU ZNÁMA A NEBYLA STANOVENA, PŘÍPADNĚ SE PORAĎTE S LÉKAŘEM.
- NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD TRPÍTE EPILEPSIÍ, PROTOŽE NĚKTERÁ SVĚTLA NEBO FREKVENCE MOHOU VYVOLAT ZÁCHVAT.
- ZAŘÍZENÍ NENÍ VODOTĚSNÉ. NEDOVOLTE, ABY SE DO JAKÉKOLI ČÁSTI ZAŘÍZENÍ DOSTALA VODA NEBO JINÉ TEKUTINY. MOHLO BY DOJÍT K JEHO POŠKOZENÍ.
- NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD UŽÍVÁTE LÉKY, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT CITLIVOST POKOŽKY NA SVĚTLO.
- NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ BĚHEM SPÁNKU, CHŮZE NEBO ŘÍZENÍ.
- POUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ PODLE SPRÁVNÝCH POKYNŮ A VYVARUJTE SE NADMĚRNÉMU POUŽÍVÁNÍ.
- PŘESTAŇTE POUŽÍVAT, POKUD POCÍTÍTE NEPOHODLÍ NEBO POKUD ZARUDNUTÍ ČI ZMĚNA BARVY POKOŽKY PŘETRŮVÁVÁ DÉLE NEŽ 24 HODIN. PORAĎTE SE S DERMATOLOGEM.
- NEDOTÝKEJTE SE SVĚTELNÝCH DIOD, KDYŽ JE ZAŘÍZENÍ ZAPNUTÉ.
- NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD JE VIDITELNĚ POŠKOZENÉ.
- NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ NÁRAZŮM, ABY NEDOŠLO K DEFORMACI NEBO POŠKOZENÍ.
- K ČIŠTĚNÍ NEPOUŽÍVEJTE CHEMIKÁLIE, VODU, ANI JINÉ ČISTÍCÍ ČI TEKUTÉ PŘÍPRAVKY.
- NEPŘEKRAČUJTE DOPORUČENOU DOBU POUŽÍVÁNÍ.

SKLADOVÁNÍ

- PO POUŽITÍ OTŘETE ZAŘÍZENÍ SUCHÝM HADRÍKEM. NEOPLACHUJTE POD VODOU ANI NENAMÁČEJTE.
- UCHOVÁVEJTE ZAŘÍZENÍ NA CHLADNÉM, STINNÉM MÍSTĚ A VYHÝBEJTE SE PŘÍMÉMU SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ NEBO VYSOKÝM TEPLOTÁM.
- UCHOVÁVEJTE ZAŘÍZENÍ MIMO DOSAH DĚTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ NEBO ÚRAZU.
- NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE ZAŘÍZENÍ SAMI OTEVŘÍT NEBO OPRAVIT. V PŘÍPADĚ PORUCHY NEBO NEFUNKČNOSTI KONTAKTUJTE ZÁKAZNICKÉ CENTRUM ČI PRODEJCE.
- PO POUŽITÍ ULOŽTE ZAŘÍZENÍ DO KRABIČKY.
- ZAŘÍZENÍ NEZATĚŽUJTE. NEPODKLÁDEJTE POD JINÉ VĚCI A DBEJTE OPATRNOSTI, ABY NEDOŠLO K MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ.
- DOPORUČUJEME SKLADOVAT VE VODOROVNÉ POLOZE VČETNĚ KABELU. KABEL PŘIPEVNĚNÝ K MASCE SE NIKDY NESNAŽTE ODPOJIT, ANI JEJ NEDEFORMUJTE A NEPŘETÁČEJTE.

SPECIFIKACE

JMENOVITÝ PROUD: C5V == 1A

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: DC5V

JMENOVITÝ VÝKON: 6.5W

VELIKOST OVLADAČE: 37x27x129 MM

HMOTNOST OVLADAČE: 105 G

KAPACITA BATERIE: 5200MAH

VELIKOST MASKY: 284x217x20 MM

VELIKOT MASKY KRKU: 270x192x7 MM

HMOTNOST MASKY: 532 G

BALENÍ OBSAHUJE

1X LED MASKA NA OBLIČEJ

1X LED MASKA NA KRK

1X ELASTICKÉ PÁSKY NA OBLIČEJ A KRK

2X SILIKONOVÉ CHRÁNIČE OČÍ

1X OVLADAČ

1X USB-C KABEL

1X NÁVOD K POUŽITÍ

1X TEXTILNÍ VAK

OBRÁZKY JSOU POUZE ILUSTRACNÍ. VYROBENO V ČÍNĚ.


PRO VÍCE INFORMACÍ NEBO STAŽENÍ PODROBNĚJŠÍCH DAT KONTAKTUJTE PRODEJCE.



SK O PRODUKTE

ZARIADENIE VYUŽÍVA PRINCÍP SVETELNEJ TERAPIE NA AKTIVÁCIU KOŽNÝCH BUNIEK A ZLEPŠENIE STAVU PLETI PROSTREDNÍCTVOM ŠPECIÁLNE UPRAVENÉHO SVETLA SO ŠPECIFICKÝMI VLNOVÝMI DĹŽKAMI. IDE O NEINVAZÍVNU, BEZBOLESTNÚ A BEZPEČNÚ METÓDU STAROSTLIVOSTI O PLEŤ BEZ POUŽITIA CHEMIKÁLIÍ. PO ABSORPCII POKOŽKOU SA SVETLO PREMENÍ NA INTRACELULÁRNU ENERGIU, ČO SPUSTÍ FOTOCHEMICKÚ A ENZYMATICKÚ REAKCIU. POČAS TOHTO PROCESU DOCHÁDZA K PRODUKCII VEĽKÉHO MNOŽSTVA GLYKOGÉNU A BIELKOVÍN, KTORÉ PODPORUJÚ BUNKOVÝ METABOLIZMUS A REGENERÁCIU KOLAGÉNU. VĎAKA TOMU JE MOŽNÉ POMÔCŤ V DOSIAHNUTÍ EFEKTOV, AKO JE OMLADENIE, LIEČBA AKNÉ, REDUKCIA TMAVÝCH ŠKVRŇN, SPEVNENIE POKOŽKY, VYHLADENIE VRÁSOK, ČI BIELENIE PLETI


POPIS PRODUKTU




FUNKCIA PRODUKTU

TÁTO LED MASKA VYUŽÍVA 72 LED DIÓD V TVÁROVEJ ČASTI A 60 LED DIÓD V DEKOLTOVEJ ČASTI SO 4 FARBAMI (ČERVENÁ, INFRAČERVENÁ, ZELENÁ, MODRÁ). VĎAKA KOMBINÁCII SVETIEL MASKA PONÚKA 8 REŽIMOV. ICH FUNKCIE SÚ NASLEDOVNÉ:


ČERVENÉ SVETLO (630 nm \pm 10 nm): TOTO SVETLO, NAZÝVANÉ BIOAKTÍVNE SVETLO, SA VYZNAČUJE VYSOKOU ČISTOTOU, INTENZITOU A ROVNOMERNOU HUSTOTOU, ČO HO ROBÍ VHODNÝM PRE STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ A ZDRAVIE. ČERVENÉ SVETLO ZVYŠUJE VITALITU BUNIEK, URÝCHLUJE KRVNÝ OBEH, PODPORUJE BUNKOVÝ METABOLIZMUS, STIMULUJE REGENERÁCIU KOLAGÉNU A VLÁKNITÉHO TKANIVA, A TÝM ZLEPŠUJE ELASTICITU POKOŽKY A REDUKUJE MDLÝ VZHĽAD. JE SKVELÝM POMOCNÍKOM PROTI STARNUTIU, PÔSOBÍ AKO ANTIOXIDANT A PODPORUJE OBNOVU PLETI.




INFRAČERVENÉ SVETLO/NEVIDITEĽNÉ SVETLO (850 nm \pm 10 nm): TOTO SVETLO PODPORUJE TVORBU KOLAGÉNU V POKOŽKE, URÝCHLUJE JEJ METABOLIZMUS, ROZJASŇUJE TÓN PLETI, SŤAHUJE PÓRY A POMÁHA DOSIAHNUŤ MLADISTVEJŠÍ VZHĽAD. KEĎŽE JE INFRAČERVENÉ SVETLO NEVIDITEĽNÉ, PRI ZVOLENÍ TOHTO REŽIMU NIE JE VYŽARUJÚCE SVETLO VIDIEŤ.




MODRÉ SVETLO (450 nm \pm 10 nm): TOTO SVETLO ZODPOVEDÁ ABSORPČNÉMU MAXIMU PORFYRÍNU, METABOLITU BAKTÉRIE PROPIONIBACTERIUM ACNES. POČAS PROCESU DE-EXCITÁCIE, PO STIMULÁCII PORFYRÍNU, SA VYTVÁRA VEĽKÉ MNOŽSTVO SINGLETOVÉHO AKTÍVNEHO KYSLÍKA, KTORÝ VYTVÁRA VYSOKO OXIDAČNÉ PROSTREDIE, KTORÉ NIČÍ BAKTÉRIU PROPIONIBACTERIUM ACNES. TÝM POMÁHA PRI LIEČBE AKNÉ.




ZELENÉ SVETLO (520 NM \pm 10 NM): MÔŽE POMÔCŤ UPOKOJIŤ POKOŽKU, UVOLENIŤ NERVY, RELAXOVAŤ A OBNOVIŤ ROVNOVÁHU CITLIVEJ PLETI. STABILIZUJE A UVOĽŇUJE NERVOVÝ SYSTÉM A PODPORUJE ODSTRÁŇOVANIE TOXÍNOV Z TEĽA.




ŽLTÉ SVETLO (KOMBINÁCIA ČERVENÉHO A ZELENÉHO SVETLA) (580 NM \pm 10 NM): TOTO SVETLO MÔŽE ZLEPŠIŤ FUNKCIU VÝMENY KYSLÍKA V KOŽNÝCH BUNKÁCH, PODPORUJE MIKROCIRKULÁCIU, ROZKLADÁ A ZOSVETLUJE PIGMENT, STIMULUJE RAST BUNIEK A TÝM VYHLADZUJE POKOŽKU, ROZJASŇUJE TÓN PLETI, REGENERUJE POKOŽKU A REDUKUJE VRÁSKY.




FIALOVÉ SVETLO (KOMBINÁCIA MODRÉHO A ČERVENÉHO SVETLA) (420 NM \pm 10 NM): TOTO SVETLO JE DOBRÝM POMOCNÍKOM PRI LIEČBE AKNÉ A ODSTRÁŇOVANÍ JAZIEV PO AKNÉ.



AZÚROVÉ SVETLO (KOMBINÁCIA MODRÉHO A ZELENÉHO SVETLA) (490 NM \pm 10 NM): TOTO SVETLO MÔŽE ZVÝŠIŤ BUNKOVÚ ENERGIU A PODPORIŤ METABOLIZMUS.



BIELE SVETLO (KOMBINÁCIA ČERVENÉHO, MODRÉHO A ZELENÉHO SVETLA) (400-700 NM \pm 10 NM): TOTO SVETLO MÔŽE PRENIKNUŤ HLBOKO DO POKOŽKY, URÝCHLIŤ METABOLIZMUS, ROZKLADAŤ PIGMENTÁCIU A ZLEPŠOVAŤ JEMNÉ VRÁSKY A OCHABNUTOSŤ PLETI.



NÁVOD NA POUŽITIE



1. UMYTE SI TVÁR A DEKOLT A JEMNE ICH OSUŠTE MÁKKÝM UTERÁKOM. NÁSLEDNE APLIKUJTE TONER NA PRIPRAVENIE POKOŽKY.




2. ĎALEJ MÔŽETE APLIKOVAŤ VAŠU OBEUBENÚ KOZMETIKU (SÉRUM, MASKU ALEBO ESENCIU).




3. VYBERTE MASKU. PRIPOJTE KONEKTOR KÁBLA TYPE-C NA MASKE DO PORTU NA OVLÁDAČI. POUŽÍVAJTE VÝHRADNE HORNÝ PORT!




4. DRŽTE MASKU NA TVÁR A KRK BLÍZKO POKOŽKY. UCHOPTÉ KRAJE ELASTICKÝCH PÁSIKOV A PRIPEVNITE SUCHÝM ZIPSOM NA ZADNEJ STRANE HLAVY. UPRAVTE ELASTICKÉ PÁSIKY TAK, ABY DOBRE SEDELI A ZABRÁNILI PRENIKANIU SVETLA CEZ SILIKÓNOVÚ OCHRANU OČÍ.



5. STLAČTE A DRŽTE TLAČIDLO NAPÁJANIA PO DOBU 1,5 SEKUNDY PRE ZAPNUTIE ZARIADENIA. PREDVOLENÝM REŽIMOM PO ZAPNUTÍ JE ČERVENÉ SVETLO. KRÁTKYM STLAČENÍM TLAČIDLA REŽIMU PREPÍNATE MEDZI REŽIMAMI. K DISPOZÍCII JE OSEM REŽIMOV: 1 - ČERVENÉ SVETLO (R), 2 - INFRAČERVENÉ SVETLO (IR), 3 - MODRÉ SVETLO (B), 4 - ZELENÉ SVETLO (G), 5 - ŽLTÉ SVETLO (Y), 6 - FIALOVÉ SVETLO (R+B), 7 - AZÚROVÉ SVETLO (B+G), 8 - BIELE SVETLO (R+B+G). MÔŽETE TIEŽ PREPÍNAŤ MEDZI REŽIMAMI POČAS POUŽÍVANIA STLAČENÍM TLAČIDLA REŽIMU.



6. KRÁTKYM STLAČENÍM NASTAVTE INTENZITU SVETLA. K DISPOZÍCII SÚ TRI ÚROVNE JASU: 50 %, 75 %, 100 %.



7. KRÁTKYM STLAČENÍM TLAČIDLA ČASOVÉHO NASTAVENIA VYBERTE DOBU PROCEDÚRY. (5/10/15/20/25/30 MIN.)



8. PO DOKONČENÍ POUŽÍVANIA NANESTE NA TVÁR KRÉM, ABY STE PREDÍŠLI POCITU SUCHOSTI.

POZNÁMKA:

ODPORUČANÁ DOBA POUŽÍVANIA JE 10-30 MINÚT 3-4X TÝŽDENNE. MODRÉ SVETLO POUŽÍVAJTE PRI JEDNOM OŠETRENÍ MAXIMÁLNE 10 MINÚT. NEPREKRAČUJTE MAXIMÁLNY TÝŽDENNÝ ČAS POUŽÍVANIA (2 HODINY).

VLASTNOSTI PRODUKTU



EFEKTÍVNE

VYSOKOENERGETICKÁ FOTÓNOVÁ STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ S LED DIÓDAMI 4Vl. MASKU NA TVÁR: 72 LED; MASKU NA DEKOLT: 60 LED.



UNIVERZÁLNA

8 SVETELNÝCH KOZMETICKÝCH REŽIMOV NA RIEŠENIE RÔZNYCH PROBLÉMOV PLETI.



BEZPEČNÉ

NEINVAZÍVNA METÓDA STAROSTLIVOSTI O PLEŤ ZAISŤUJE NECHEMICKÚ A BEZBOLESTNÚ LIEČBU.



JEDNODUCHÉ POUŽITIE

JEDNOKROKOVÁ TERAPIA A ZABUDOVANÝ ČASOVAČ ULAHČUJÚ POUŽÍVANIE TEJTO MASKY.



POHODLNÉ

MÄKKÝ A POHODLNÝ SILIKÓNOVÝ MATERIÁL ZAISŤÍ PRÍJEMNÉ POUŽÍVANIE.



FLEXIBILNÉ

MASKA JE PRIPOJENÁ IBA K OVLÁDAČU, ČO VÁM UMOŽŇUJE VOĽNÝ POHYB POČAS POUŽÍVANIA.



POUŽITELNÉ S KOZMETIKOU

POUŽÍVAJTE S KOZMETICKÝMI PRODUKTMI AKO JE ESENCIA, SÉRUM ALEBO MASKA PRE ZLEPŠENIE ÚČINNOSTI.



ČASOVANIE

6 ČASOVÝCH REŽIMOV (5 MIN., 10 MIN., 15 MIN., 20 MIN., 25 MIN. A 30 MIN.).



NASTAVENIE INTENZITY

3 NASTAVITELNÉ STUPNE INTENZITY SVETLA (50 %, 75 % A 100 %).



ČISTOTA

OTIERATEĽNÉ, SILIKÓN NEPRENÁŠA BAKTÉRIE, JE HYPOALERGÉNNY A JEDNODUCHÝ NA ÚDRŽBU.

NABÍJANIE

- **PRED PRVÝM POUŽITÍM ZARIADENIE PLNE NABITE.**
- PRIPOJTE OVLÁDAČ K ZODPOVEDAJÚCEMU ADAPTÉRU (NIE JE SÚČASŤOU BALENIA) POMOCOU NABÍJACIEHO KÁBLA USB-C, KTORÝ BOL SÚČASŤOU BALENIA. **NA NABÍJANIE POUŽÍVAJTE IBA SPODNÝ PORT OVLÁDAČA!**
- ZAPOJTE DO ELEKTRICKEJ SIETE. POČAS NABÍJANIA SA ROZSVIETI OBRAZOVKA A ZOBRAZÍ SA SYMBOL BATÉRIE SO ZODPOVEDAJÚCOU ÚROVŇOU NABITIA.
- PLNÝ SYMBOL BATÉRIE ZNAMENÁ ÚPLNÉ NABITIE. POTOM ODPOJTE ADAPTÉR Z ELEKTRICKEJ SIETE A OVLÁDAČ PO PRIPOJENÍ K MASKE MÔŽETE ZAČAŤ POUŽÍVAŤ.

UPOZORNENIE

- PRODUKT NIE JE VHDNÝ PRE DETI.
- NEPOUŽÍVAJTE ZARIADENIE, AK VIETE, ŽE STE OBZVLÁŠŤ CITLIVÍ NA SVETLO, A V NEDÁVNEJ MINULOSTI STE NEABSOLVOVALI TEST CITLIVOSTI NA SVETLO.
- NEPOUŽÍVAJTE ZARIADENIE, AK STE TEHOTNÁ, PRETOŽE RIZIKÁ NIE SÚ ZNÁME A NEBOLI STANOVENÉ, PRÍPADNE SA PORAĎTE S LEKÁROM.
- NEPOUŽÍVAJTE ZARIADENIE, AK TRPÍTE EPILEPSIOU, PRETOŽE NIEKTORE SVETLÁ ALEBO FREKVENCIA MÔŽU VYVOLAŤ ZÁCHVAT.
- ZARIADENIE NIE JE VODOTESNÉ. NEDOVOLTE, ABY SA DO AKEJKOLVEK ČASTI ZARIADENIA DOSTALA VODA ALEBO INÉ TEKUTINY. MOHLO BY DÔJSŤ K JEHO POŠKODENIU.
- NEPOUŽÍVAJTE ZARIADENIE, AK UŽÍVATE LIEKY, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ CITLIVOSŤ POKOŽKY NA SVETLO.
- NEPOUŽÍVAJTE ZARIADENIE POČAS SPÁNKU, CHÔDZE ALEBO RIADENIA.
- POUŽÍVAJTE ZARIADENIE PODĽA SPRÁVNÝCH POKYNOV A VYVARUJTE SA NADMERNÉMU POUŽÍVANIU.
- PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ, AK POCÍTITE NEPOHODLIE ALEBO AK ZAČERVENANIE ČI ZMENA FARBY POKOŽKY PRETRVÁVA DLHŠIE AKO 24 HODÍN. PORAĎTE SA S DERMATOLÓGOM.
- NEDOTÝKAJTE SA SVETELNÝCH DIÓD, KEĎ JE ZARIADENIE ZAPNUTÉ.
- NEPOUŽÍVAJTE ZARIADENIE, POKIAĽ JE VIDITEĽNE POŠKODENÉ.
- NEVYSTAVUJTE ZARIADENIE NÁRAZOM, ABY NEDOŠLO K DEFORMÁCII ALEBO POŠKODENIU.
- NA ČISTENIE NEPOUŽÍVAJTE CHEMIKÁLIE, VODU, ANI INÉ ČISTIACE ČI TEKUTÉ PRÍPRAVKY.
- NEPREKRAČUJTE ODPORÚČANÚ DOBU POUŽÍVANIA.

SKLADOVANIE

- PO POUŽITÍ UTRITE ZARIADENIE SUCHOU HANDRIČKOU. NEOPLACHUJTE POD VODOU ANI NENAMÁČAJTE.
- UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE NA CHLADNOM, TIENISTOM MIESTE A VYHÝBAJTE SA PRIAMEMU SLNEČNÉMU ŽIARENIU ALEBO VYSOKÝM TEPLOTÁM.
- UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE MIMO DOSAHU DETÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU ALEBO ÚRAZU.
- NIKDY SA NEPOKÚŠAJTE ZARIADENIE SAMI OTVORIŤ ALEBO OPRAVIŤ. V PRÍPADE PORUCHY ALEBO NEFUNKČNOSTI KONTAKTUJTE ZÁKAZNÍCKE CENTRUM ČI PREDAJCU.
- PO POUŽITÍ ULOŽTE ZARIADENIE DO KRABIČKY.
- ZARIADENIE NEZAŤAŽUJTE. NEPODKLADAJTE POD INÉ VECI A DBAJTE NA OPATRNOSŤ, ABY NEDOŠLO K MECHANICKÉMU POŠKODENIU.
- ODPORÚČAME SKLADOVAŤ VO VODOROVNEJ POLOHE VRÁTANE KÁBLA. KÁBEL PRIPEVNENÝ K MASKE SA NIKDY NESNAŽTE ODPOJIŤ, ANI HO NEDEFORMUJTE A NEPRETÁČAJTE.

ŠPECIFIKÁCIA

MENOVITÝ PRÚD: C5V == 1A

MENOVITÉ NAPÄTIE: DC5V

MENOVITÝ VÝKON: 6.5W

VEĽKOSŤ OVLÁDAČA: 37X27X129 MM

HMOTNOSŤ OVLÁDAČA: 105 G

KAPACITA BATÉRIE: 5200MAH

VEĽKOSŤ MASKY: 220X270X6 MM

VEĽKOSŤ MASKY NA KRÍK: 270X192X7 MM

HMOTNOSŤ MASKY: 532 G

BALENIE OBSAHUJE

1X LED MASKA NA TVÁR

1x LED MASKA NA KRÍK

1x ELASTICKÉ PÁSIKY NA TVÁR A KRÍK

2X SILIKÓNOVÉ OCHRANY OČÍ

1X OVLÁDAČ

1X USB-C KABEL

1X UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

1X TEXTILNÝ VAK

OBRÁZKY SÚ IBA ILUSTRÁČNÉ. VYROBENÉ V ČÍNE.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO STIAHNU Tie PODROBNEJŠÍCH DÁT KONTAKTUJTE PREDAJCU.



WARRANTY CARD/ZÁRUČNÍ LIST/ZÁRUČNÝ LIST

PRODUCT/VÝROBEK/VÝROBOK

MODEL:

ORDER NUMBER/ČÍSLO OBJEDNÁVKY

DATE OF SALE/DATUM PRODEJE/DÁTUM PŘEDÁV

WARRANTY UNTIL/ZÁRUKA DO:

SALE DOCUMENT NUMBER/ČÍSLO PRODEJNÍHO DOKLADU/ČÍSLO PŘEDÁJNÍHO DOKLADU:

SEAL OF THE STORE/RAZÍTKO PRODEJNY/PEČIATKA PŘEDÁJNE:



INFORMATION FOR CUSTOMERS ABOUT WARRANTY TERMS AND CONDITIONS/INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZÁRUČNÍCH PODMÍNKÁCH/INFORMACIJE PRE ZÁKAZNÍKOV O ZÁRUČNÝCH PODMIEHKACH

WARRANTY SHALL APPLY TO DEFECTS OF PURCHASED PRODUCT, FOUND DURING ITS WARRANTY PERIOD. WHEN PURCHASING A PARTICULAR PRODUCT, PLEASE CONSIDER CAREFULLY WHAT PROPERTIES AND FUNCTIONS YOU EXPECT YOUR PRODUCT TO HAVE. THE FACT THAT PURCHASED PRODUCT SHALL NOT SATISFY YOUR LATER REQUIREMENTS SHALL NOT GIVE ANY REASON FOR COMPLAINT. PLEASE, PRIOR TO THE FIRST USE OF THIS PRODUCT READ CAREFULLY ITS OPERATING INSTRUCTIONS AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CONSISTENTLY. ZÁRUKA SE VZTAHUJE NA VADY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, KTERÉ SE VYSKYTNOU V ZÁRUČNÍ DOBĚ. PŘI KOUPI VÝROBKU PŘEČTĚTE VLASTNOSTI A FUNKCE OD VÝROBKU POZHÁDEJTE. SKUTEČNOST, ŽE VÝROBEK NEBUDĚ VYHOVOVAT VAŠIM POZDEJŠIM NÁROKŮM, NEMŮŽE BÝT DŮVODEM K REKLAMACI. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PŘEČTĚTE JEHO NÁVOD K POUŽÍTÍ A DŮSLEDNĚ SE JIM ŘIďte. ZÁRUKA SE VZTAHUJE NA VADY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, KTERÉ SE VYSKYTNOU V ZÁRUČNÍ DOBĚ. PŘI KOUPI VÝROBKU STAROSTLIVĚ ZVÁŽTE, AKÉ VLASTNOSTI A FUNKCE OD VÝROBKU POZHÁDEJTE. SKUTEČNOST, ŽE VÝROBEK NEBUDĚ VYHOVOVAT VAŠIM NESKORŠIM NÁROKŮM, NEMŮŽE BÝT DŮVODOM NA REKLAMACI. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VÝROBKU SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚJTE JEHO NÁVOD NA OBSLUHU A DŮSLEDNĚ SA NÍM ŘIĐTE.

WE RECOMMEND YOU TO KEEP ORIGINAL PRODUCT PACKING DURING THE WARRANTY PERIOD FOR POSSIBLE TRANSPORT OF THE PRODUCT IN SUCH A WAY SO AS TO PREVENT ANY PRODUCT DAMAGE DURING ITS TRANSPORT AND HANDLING. DOPORUČUJEME VÁM PO DOBRÝ ZÁRUČNÍ DOBY UCHOVAT PŮVODNÍ OBALY K VÝROBKU PRO PŘÍPADNOU DOPRAVU VÝROBKU TAK, ABY SE PŘEDŠLO JAKÉMKOLIV POŠKOZENÍ VÝROBKU BĚHEM JEHO PŘEPRAVY A MANIPULACE. /DOPORUČUJEME VÁM PO DOBU ZÁRUČNÉ DUBY UCHOVAT PŮVODNÝ OBAL K VÝROBKU PŘI PŘÍPADNÉ DOPRAVĚ VÝROBKU TAK, ABY SA PŘEDŠLO AKÉMKOLIV POŠKOZENÍ VÝROBKU POČAS JEHO PŘEPRAVY A MANIPULÁCIE.

FOR THE PURPOSE OF DUE DUPLICATION OF ANY COMPLAINT ABOUT THE PRODUCT WE RECOMMEND YOU TO ASK SELLER TO FILL-IN AND CONFIRM THIS WARRANTY CARD INCLUDING IDENTIFICATION OF ORDER NUMBER OF PURCHASED PRODUCT, WHICH SHALL COMPLY WITH THE NUMBER SPECIFIED IN THE DOCUMENT PROVIDED PRODUCT PURCHASE AND IN THE DELIVERY NOTE. IN THIS CONNECTION CUSTOMER HEREBY TAKES INTO ACCOUNT THAT UNLESS THIS WARRANTY CARD SPECIFIES ORDER NUMBER OF PURCHASED PRODUCT, I.E. COMPARISON OF SUCH ORDER NUMBER WITH THE NUMBER IDENTIFIED IN THIS WARRANTY CARD AND DOCUMENT OF PRODUCT PURCHASE/ OR DELIVERY NOTE SHALL NOT ALLOW TO CONFIRM THAT PARTICULAR PRODUCT HAS COME FROM SELLER. IN CASE OF ANY DOUBTS ABOUT THE ORIGIN OF SUCH PARTICULAR PRODUCT SELLER SHALL BE ENTITLED TO AUTOMATICALLY AND WITHOUT ANY OTHER ACTS TO REJECT THE COMPLAINT OF SUCH GOODS. ZA ÚCELEM RÁDNOHO UPLATNĚNÍ PŘÍPADNĚ REKLAMACE VÝROBKU DOPORUČUJEME NECHAT SI U PRODAVÁČIHO VYPLNIT A POTVÍRIT TĚMTO ZÁRUČNÍ LISTĚM UVEDENÍ ČÍSLA OBJEDNÁVKY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, KTERÉ SE MUŠÍ SHODOVAT S ČÍSLEM UVEDENÝM NA DOKLADU O KOUPI VÝROBKU A DODACÍM LISTĚM. ZÁKAZNÍK BĚŘE V TĚTO SOUVISLOSTI NA VĚDOMÍ, ŽE NEBUDE-LI V TOMTO ZÁRUČNÍM LISTĚ VYZNAČENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, A TĚDY NEBUDE MOŽNÉ POROVNÁNÍM TOHOTO ČÍSLA S ČÍSLEM UVEDENÝM V TOMTO ZÁRUČNÍM LISTĚ A DOKLADU O KOUPI VÝROBKU / EV. DODACÍM LISTĚ OVĚŘIT, ŽE VÝROBEK POCHÁZÍ OD PRODAVÁČIHO. JE PRODAVÁČIHO OPRAVNĚNĚ REKLAMACI TAKOVÉHO ZBOŽÍ V PŘÍPADĚ JAKYCHKOLIV POCHYBNOSTÍ O PŮVODU VÝROBKU AUTOMATICKY ODMITNOUT. ZA ÚCELEM RÁDNOHO UPLATNĚNÍ PŘÍPADNĚ REKLAMACE VÝROBKU DOPORUČUJEME NECHAT SI U PRODAVÁČIHO VYPLNIT A POTVÍRIT TĚMTO ZÁRUČNÍM LISTĚM UVEDENÍ ČÍSLA OBJEDNÁVKY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, KTERÉ SA MUŠIA ZHODOVAT S ČÍSLOM UVEDENÝM NA DOKLADĚ O KÚPE VÝROBKU A DODACOM LISTĚ. ZÁKAZNÍK V TĚTO SÚVISLOSTI BĚŘIE NA VĚDOMIE, ŽE AK NEBUDE V TOMTO ZÁRUČNOM LISTĚ VYZNAČENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY ZAKOUPENÉHO VÝROBKU, A TĚDA NEBUDE MOŽNÉ POROVNANÍM TOHOTO ČÍSLA S ČÍSLOM UVEDENÝM V TOMTO ZÁRUČNOM LISTĚ A DOKLADĚ O KÚPE VÝROBKU / EV. DODACOM LISTĚ OVĚŘIŤ, ŽE VÝROBEK POCHÁDZA OD PŘEDÁVÁČIHO. JE PŘEDÁVÁČIHO OPRAVNĚNÝ REKLAMACIU TAKÉHO TOVARU V PŘÍPADĚ AKÝCHKOLIVKY POCHYBNOSTÍ O PŮVODE VÝROBKU AUTOMATICKY A BEZ ĎALŠIEHO ODMIEŤNUTÍ.

WARRANTY SHALL NOT APPLY TO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA ZÁRUKA SA NEVZTAHUJE NA:

- 1) PRODUCT DEFECT THAT OCCURRED BY ZÁVADU VÝROBKU, KE KTERÉ DOŠLO/ZÁVADU VÝROBKU, KU KTEROJ DOŠLO.
 - MECHANICAL DAMAGE TO THE PRODUCT OR ITS PARTS/MECHANICKÝ POŠKOZENÍ VÝROBKU NEBO JEHO ČÁSTI/MECHANIČNÝ POŠKOZENÍ VÝROBKU ALEBO JEHO ČÁSTI
 - INCORRECT OPERATING OF THE PRODUCT/NEPŘÁVNŮU OBSLUHU VÝROBKU/NEPŘÁVNŮU OBSLUHU ZÁSOHU
 - UNPROFESSIONAL INTERVENTION OF A THIRD PARTY/NEODBOBNÝM ZÁSAHEM TŘETÍ OSOBY/NEODBOBNÝM ZÁSAHEM TŘETÍ OSOBY
 - BY USING THE PRODUCT CONTRARY TO ITS INTENDED USE IN THE ENCLOSED OPERATING INSTRUCTION/USER MANUAL. POUŽITÍM VÝROBKU V ROZPORU S JEHO URČENÍM V PŘÍLOŽENÉM NÁVODU K POUŽÍTÍ/POUŽITÍM VÝROBKU V ROZPORĚ S JEHO URČENÍM V PŘÍLOŽENÉM NÁVODĚ NA POUŽÍTÍ
 - IMPROPER STORAGE OR HANDLING/NEVHODNÝM SKLADOVÁNÍM NEBO MANIPULACÍ/NEVHODNÝM SKLADOVÁNÍM ALEBO MANIPULACIÍ
 - TRANSPORTATION PRI PŘEPRAVĚ/PŘI PŘEPRAVĚ
 - NATURAL DISASTER OR OTHER FORCE MEASURES/ZVĚLNŮU UDALOSTI NEBO JINÝ VYSŠÍ MOCÍ/ZVĚLNŮU UDALOSTÍ ALEBO JINŮU VYSŠÍ MOCÍ
- 2) PRODUCT DAMAGE SUFFERED BY UNQUALIFIED INSTALLATION, ITS MODIFICATION OR BY STATIC ELECTRICITY/POŠKOZENÍ VÝROBKU ZPŮSOBENĚ NEODBOBNŮU INSTALACÍ, JEHO MODIFIKACÍ ČI STATICKOU REKLAMACÍ. VÝROBKU PŮSOBENĚ NEODBOBNŮU INSTALACIÍ, JEHO MODIFIKACÍ ALEBO STATICKŮU ELEKTRINŮU
- 3) FAULT CAUSED BY EXTERNAL CONDITIONS (E.G. FAULTS IN THE ELECTRICAL NETWORK OR RESIDENTIAL INSTALLATION, UNSUITABLE CHARGES, UNSUITABLE OPERATING CONDITIONS OR DAMAGE BY OTHER EQUIPMENT)/ZÁVADU ZPŮSOBENŮU VNĚJŠÍM PODMÍNKAMI (NAPŘ. PORUCHAMI V ELEKTRICKĚ SÍŤI NEBO BÝTŮE INSTALACÍ, NEVHODNÝMÍ PROVOZŮMÍ PODMÍNKAMI NEBO JINÝM ZÁŘEŽENÍM)/ZÁVADU ZPŮSOBENŮU VNĚJŠÍM PODMÍNKAMI (NAPŘ. PORUCHAMI V ELEKTRICKĚ SÍŤI ALEBO BÝTŮE INSTALACÍ, NEVHODNÝMÍ NÁPŮLNĚMÍ, NEVHODNÝMÍ PŘEVÁŽKŮMÍ, PŮVODNÍMÍ ALEBO JINÝM ZÁŘEŽENÍM)
- 4) A PRODUCT FOR WHICH THE BUYER (OPERATOR) DETAINS, CONCEALS OR PROVIDES INCORRECT INFORMATION OF IMPORTANCE TO THE ASSESSMENT OF THE DEFECT/VÝROBEK U KTERÉHO KLUPČÍ (PŮVOZOVATEL) ZADRŽÍ, ZATAJÍ NEBO NEPOKYTNĚ INFORMACE VÝZNAMNĚ PRO POSOUZENÍ VADY
- 5) EXTERNAL DAMAGE TO THE PRODUCT THAT WAS CLEARLY CAUSED BY HUMAN/VNĚJŠÍ POŠKOZENÍ VÝROBKU, KTERÉ BYLA JASNĚ ZPŮSOBENA ČLOVĚKĚM/VONKAŠNĚ POŠKOZENIA VÝROBKU, KTERO BOLA JASNĚ SPOSOBENÁ ČLOVĚKOM
- 6) PRODUCT DAMAGE INCONSISTENT WITH THE OPERATING INSTRUCTIONS, TECHNICAL STANDARDS OR VALID SAFETY REGULATIONS/POŠKOZENÍ VÝROBKU NESLUCITĚLNÁ S NÁVODĚM K POUŽÍTÍ, TECHNICKÝMÍ NŮRMAMI NEBO PLATNÝMÍ BEZPEČNOSTNÍMÍ PŘEDPÍSMÍ/POŠKOZENIE VÝROBKU NEZLUČITĚLNÁ S NÁVODOM NA POUŽITIE, TECHNICKÝMÍ NŮRMAMI ALEBO PLATNÝMÍ BEZPEČNOSTNÝMÍ PŘEDPÍSMÍ
- 7) PRODUCT DAMAGE RESULTING FROM NORMAL WEAR AND TEAR/VADY VÝROBKU VÝPLÝVÁJICE Z BĚŽNŮU OPOTRĚBĚNÍ /CHYBY VÝROBKU VÝPLÝVÁJICE Z BĚŽNĚMU OPOTRĚBOVÁNIA
- 8) DISCHARGED BATTERIES, DECREASE IN BATTERY CAPACITY CAUSED BY ITS WEAR AND TEAR/VYBITÉ BATERIE, SNÍŽENÍ KAPACITY BATERIE VZNIKLE JEJÍM OPOTRĚBĚNÍM/VYBITÉ BATERIE, ZNÍŽENIE KAPACITY BATERIE VZNIKNUTÉ JEJ OPOTRĚBENÍM
- 9) PRODUCT DEFECTS CAUSED BY THE USE IN DUSTY, POLLUTED OR IN ANY OTHER WAY DYSFUNCTIONAL ENVIRONMENT PURSUANT TO ATTACHED OPERATING INSTRUCTIONS/VADY VÝROBKU ZPŮSOBENĚ POUŽITÍM V PRÁŠNĚM, ZNEČIŠTENĚM NEBO JINAK NEVYHŮVJÍCÍM PROSTŘEDÍM DĚLE PŘÍLOŽENÉHO NÁVODU K POUŽÍTÍ VÝROBKU SPOSOBENĚ POUŽITÍM V PRÁŠNĚM, ZNEČIŠTENĚM ALEBO INAK NEVYHŮVJÍCÍM PROSTŘEDÍM PODLE PŘÍLOŽENÉHO NÁVODU NA POUŽITIE.

WEAR AND TEAR OF THE PRODUCT AND ITS COMPONENTS CAUSED BY THEIR COMMON USE (DISCHARGED BATTERIES, LOSS OF THE ORIGINAL COLOR OF THE PRODUCT, DECREASED CAPACITY OF ACCUMULATOR, WEAR AND TEAR OF MECHANICAL OR DISPLAYING COMPONENTS, WEAR AND TEAR OF SUPPLY CABLES, ETC.) SHALL BE SUBJECT NEITHER TO DEFECT WARRANTY NOR QUALITY WARRANTY IN THE MOMENT OF TAKE-OVER. FURTHERMORE, COMPLAINTS ABOUT PRODUCT PARAMETERS, NOT INCLUDED IN THE OPERATING INSTRUCTIONS OR IN ANY COMMERCIAL-TECHNICAL DOCUMENTATION OF SELLER, RELATED TO THE PRODUCT, SHALL NOT BE SUBJECT TO QUALITY WARRANTY IN THE MOMENT OF TAKE-OVER.

/OPŤREBĚNÍ VÝROBKU A JEHO ČÁSTÍ ZPŮSOBENĚ JEJICH BĚŽNÝM UŽIVÁNÍM (VYBITÉ BATERIE, ZTRÁTA PŮVODNÍ BARRY VÝROBKU, SNÍŽENÍ KAPACITY AKUMULÁTORU, OPŤREBĚNÍ MECHANICKÝCH ČÍ ZOBRAZOVACÍCH ČÁSTÍ, OPŤREBĚNÍ PŘIVODNÍCH KABELŮ, A) NEPODLIEHAJ ZÁRUCĚ ZA VADY A ANI ZÁRUCĚ ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ. ZÁRUCĚ ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ ROVNĚŽ NEPODLIEHAJ ANI REKLAMACIE PARAMETRŮ VÝROBKU, KTERÉ NIE SU UVEDENÉ V NÁVODE K POUŽÍTÍ ANI V JINE OBCHODNO-TECHNICKEJ DOKUMENTACI PRODAVÁČIHO VZTAHUJICE K SE VÝROBKU.

/OPŤREBENIE VÝROBKU A JEHO ČÁSTÍ SPOSOBENIE ICH BĚŽNÝM POUŽITÍM (VYBITÉ BATERIE, STRATA PŮVODNÉ FARBY VÝROBKU, ZNÍŽENIE KAPACITY AKUMULÁTORA, OPŤREBENIE MECHANICKÝCH ALEBO ZOBRAZOVACÍCH ČÁSTÍ, OPŤREBENIE PRÍVODNÝCH KÁBLOV, A) NEPODLIEHA ZÁRUCĚ ZA VADY A ANI ZÁRUCĚ ZA JAKOSŤ PŘI PŘEVZATÍ. ZÁRUCĚ ZA AKOSŤ PŘI PŘEVZATÍ ROVNĚŽ NEPODLIEHAJ ANI REKLAMÁCIE PARAMETROV VÝROBKU, KTERÉ NIE SU UVEDENÉ V NÁVODE O OBSLUHE ANI V JINE OBCHODNO-TECHNICKEJ DOKUMENTACI PŘEDÁVÁČIHO VZTAHUJICE K VÝROBKU.

PROOF OF PRODUCT PURCHASE, OR DELIVERY NOTE, SHALL CONSTITUTE AN INTEGRAL PART OF THIS WARRANTY CARD/NEJEDNŮU SOUČÁSTÍ TOHOTO ZÁRUČNÍHO LISTU JE DOKLAD O ZAKOUPENÍ VÝROBKU, EV. DODACÍ LIST/NEODDIELNŮU SÚČASŤŮU TOHOTO ZÁRUKŮHO LISTU JE DOKLAD O ZAKUPENÍ VÝROBKU, EV. DODACÍ LIST.



ENJOY YOUR CARE

WWW.PALSAR7.COM