




INSTRUCTIONS

Teeth whitening kit




English	2
Deutsch	7
Français	12
Čeština	17
Polski	22
Slovenčina	27

The SMILI teeth whitening kit combines unique light technology with a shaped mouthpiece to effectively remove stains from the tooth surface.

The mouthpiece is designed to fit the anatomy of the human mouth, making it easy to use and extremely comfortable. It has been designed to fit perfectly with the shape of your teeth, minimising irritation to the mouth and allowing maximum comfort.

Before starting the procedure, it is very important to familiarize yourself with the whitening process and understand it completely. To achieve optimal results, please read the instructions and safety guidelines.


Package contains




LED light device



Instructions for use



Whitening results guide



Pens

Whitening in 6 steps



Rinse your mouth with water and rinse the mouthpiece.



Apply the gel to the surface of the teeth using the pen with whitening gel.



Place the mouthpiece into your mouth and bite down. Then turn on the light.



15 minute treatment (blue mode)
10 minute treatment (blue-red mode)



Rinse your mouth with water.



Rinse the mouthpiece in water.

How to use

1. Before use, rinse your mouth briefly and rinse the mouthpiece.
2. Compare the shade of your teeth in front of the mirror with our whitening results guide and note the stage you are in.
3. Rotate the whitening gel pen until there is enough gel on the brush. Apply a thin, even layer to the surface of the teeth, avoid direct contact with your gums. If you feel slight tingling, don't worry. The gel has gotten on your gums, so rinse them carefully with water. In case of severe burning, stop the whitening process.
4. Before use, make sure the device with the LED light is fully charged.
5. Insert the mouthpiece into your mouth and bite down, then turn on the LED light. Take deep and regular breaths to prevent excessive saliva production. (Excessive saliva can dilute the gel concentration.)
6. The whitening device switches off automatically after 15 minutes. Remove the mouthpiece and rinse it. Continue by rinsing your mouth. Compare your teeth to the whitening results guide and note the gradual improvement.
7. We do not recommend eating or drinking anything except plain water for up to 30 minutes after whitening.

Whitening intensity

Blue mode - 15 min

Strong whitening treatment. If your teeth are badly discoloured and you need to get rid of coffee or cigarette stains, use the 15-minute whitening treatment with whitening gel.

Blue-red mode - 10 min

Delicate and gentle whitening treatment. For sensitive teeth and daily cleaning. We recommend a 10-minute whitening treatment without applying the whitening gel. The device with the LED light switches to this mode by double tapping.

Storage

Keep out of direct sunlight, store in a cool and dry place.

Durability

12 months

Warning

Do not use:

- if you are under 18 years of age,
- if you have very sensitive teeth,
- if you have rotten, badly damaged or loose teeth,
- during pregnancy and when breastfeeding,
- if you are allergic to the ingredients listed on the packaging.

The whitening product is not effective on tooth replacements such as fillings, crowns, bridges. The product should only be used to whiten teeth. Keep out of reach of children. Do not swallow.


- Avoid applying the gel directly to your gums. Wipe it off as soon as possible.
- If the gel is on your face or clothes, you should wash it off as soon as possible.
- Once the whitening process is complete, put the cap on the pen to prevent it from drying out.
- Keep the product in a safe place out of the reach of children.
- Not suitable for ceramic and artificial teeth.
- Not suitable for damaged enamel and damaged teeth.
- Do not apply the gel directly to your gums, as this may cause a burning sensation. If this situation occurs, keep calm, the burning sensation will disappear within 24 hours. Just remember to rinse your mouth out with water.
- This item is a cosmetic product.
- If you are unsure about using this product, consult your dentist.

Das SMILI Zahnaufhellungsset kombiniert einzigartige Lichttechnologie mit einem geformten Mundstück zur effektiven Entfernung von Verfärbungen von der Zahnoberfläche.

Das Mundstück ist an die Anatomie des menschlichen Mundes angepasst, so dass seine Anwendung einfach und maximal komfortabel ist. Es wurde so entwickelt, dass es sich perfekt an die Form Ihrer Zähne anpasst, was Mundirritationen minimiert und maximalen Komfort bietet.

Bevor Sie mit der Prozedur beginnen, ist es sehr wichtig, sich mit dem Aufhellungsverfahren ausführlich vertraut zu machen und es vollständig zu verstehen. Für optimale Ergebnisse lesen Sie bitte die Anweisungen und Sicherheitshinweise durch.


Packungsinhalt




Gerät mit LED Strahlung



Gebrauchsanweisung



Begleiter der Aufhellungs-Ergebnisse



Stifte

Aufhellung in 6 Schritten



Mund mit Wasser ausspülen
und Mundstück ausspülen.



Tragen Sie das Gel mit einem
Stift mit Aufhellungsgel auf die
Oberfläche der Zähne auf.



Legen Sie das Mundstück in den
Mund ein und beißen Sie zu. Dann
machen Sie das Licht an.



15 Minuten Behandlung (blauer Modus)
10 Minuten Behandlung (blau-rot Modus)



Mund mit Wasser ausspülen.



Spülen Sie das Mundstück
mit Wasser aus.

Wie wird es benutzt

1. Vor Gebrauch spülen Sie Ihren Mund kurz aus und spülen Sie das Mundstück ab.
2. Vergleichen Sie Ihre Zahnfarbe vor dem Spiegel mit unserem Begleiter der Aufhellungs-Ergebnisse und notieren Sie, in welcher Phase Sie sich befinden.
3. Drehen Sie den Stift mit dem Aufhellungsgel, bis genug Gel auf dem Pinsel ist. Tragen Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht auf die Zahnoberfläche auf, vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Zahnfleisch. Wenn Sie leichtes Brennen spüren, keine Sorge. Das Gel ist auf Ihr Zahnfleisch gekommen, also spülen Sie es vorsichtig mit dem Wasser aus. Bei starkem Brennen hören Sie mit der Aufhellung auf.
4. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Gerät mit dem LED-Licht vollständig aufgeladen ist.
5. Nehmen Sie das Mundstück in den Mund und beißen Sie zu, dann setzen Sie fort mit Einschaltung des LED Lichts. Atmen Sie regelmäßig und tief durch, damit Sie übermäßige Speichelproduktion verhindern. (Zu viel Speichel kann die Gelkonzentration verdünnen.)
6. Das Aufhellungsgerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab. Nehmen Sie das Mundstück raus und spülen Sie es ab. Spülen Sie Ihren Mund danach aus. Vergleichen Sie die Zähne mit dem Begleiter der Aufhellungs-Ergebnisse und zeichnen Sie die allmähliche Verbesserung auf.
7. Wir empfehlen, bis 30 Minuten nach dem Aufhellen nichts zu essen oder zu trinken, außer sauberem Wasser.

Aufhellungs-Intensität

Blauer Modus - 15 Minuten

Starke Aufhellungsbehandlung. Wenn Ihre Zähne zu verfärbt sind, brauchen Sie Kaffee- oder Zigarettenflecken loszuwerden, verwenden Sie eine 15-minütige Aufhellung mit Aufhellungsgel.

Blau-rot Modus - 10 min

Sanfte und schonende Aufhellungsbehandlung. Für empfindliche Zähne und tägliche Reinigung empfehlen wir 10 Minuten Aufhellung ohne Auftragen eines Aufhellungsgel. Das Gerät mit LED-Licht schalten Sie mit einem Doppelklick um, damit Sie in diesen Modus wechseln.

Aufbewahrung

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, kühl und trocken lagern.

Haltbarkeit

12 Monate

Warnung

Nicht anwenden:

- wenn Sie unter 18 Jahre alt sind,
- wenn Sie zu empfindliche Zähne haben,
- wenn Sie Karies, stark beschädigte oder lockere Zähne haben,
- während der Schwangerschaft und Stillzeit,
- wenn Sie allergisch gegen die auf der Verpackung aufgeführten Inhaltsstoffe sind.

Das Aufhellungs-Produkt wirkt nicht auf Zahnreparaturen wie Füllungen, Kronen, Brücken. Das Produkt sollte nur zur Zahnaufhellung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht schlucken.


- Tragen Sie das Gel nicht direkt auf das Zahnfleisch auf, gegebenenfalls wischen Sie es rechtzeitig ab.
- Wenn sich das Gel im Gesicht oder auf der Kleidung befindet, sollten Sie es unverzüglich abwaschen.
- Setzen Sie nach Abschluss des Aufhellungsvorgangs die Kappe auf den Stift, um das Austrocknen zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nicht geeignet für Keramik- und Kunstzähne.
- Nicht geeignet für defekten Zahnschmelz und beschädigte Zähne.
- Tragen Sie das Gel nicht direkt auf das Zahnfleisch auf, da dies ein brennendes Gefühl verursachen kann. Wenn diese Situation auftritt, bleiben Sie ruhig, das Brennen verschwindet innerhalb von 24 Stunden. Denken Sie nur daran, Ihren Mund mit Wasser auszuspülen.
- Dieses Produkt ist ein kosmetisches Produkt.
- Wenn Sie sich bei der Verwendung dieses Produkts nicht sicher sind, sprechen Sie darüber mit Ihrem Zahnarzt.

Le kit de blanchiment des dents SMILI combine une technologie de lumière unique avec un embout buccal profilé pour éliminer efficacement les taches de la surface des dents.

L'embout buccal est conçu pour s'adapter à l'anatomie de la bouche humaine, ce qui le rend facile à utiliser et extrêmement confortable. Il a été conçu pour s'adapter parfaitement à la forme de vos dents, minimisant les irritations de la bouche et permettant un confort maximal.

Avant de commencer la procédure, il est très important de vous familiariser avec le processus de blanchiment et de le comprendre complètement. Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez lire les instructions et les consignes de sécurité.


Le paquet contient




L'éclairage LED dentaire



Mode d'emploi



Guide des résultats de blanchiment



Stylos blanchir

Blanchiment en 6 étapes



Rincez la bouche avec de l'eau et rincez l'embout buccal.



Appliquer le gel sur la surface des dents à l'aide du stylo avec gel blanchissant.



Placez l'embout buccal dans votre bouche et mordez. Allumez ensuite la lumière.



15 minutes de soin (mode bleu)
10 minutes de soin (mode bleu-rouge)



Rincez la bouche avec de l'eau.



Rincer l'embout buccal à l'eau.

Comment utiliser

1. Avant chaque utilisation, rincez brièvement la bouche et rincez l'embout buccal.
2. Comparez la teinte de vos dents devant le miroir avec notre guide des résultats de blanchiment et notez l'étape dans laquelle vous vous trouvez.
3. Faites tourner le stylo avec du gel blanchissant jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de gel sur le pinceau. Appliquez une fine couche uniforme à la surface des dents, évitez le contact direct avec vos gencives. Si vous sentez un léger picotement, ne vous inquiétez pas. Le gel s'est mis sur vos gencives, alors rincez-les soigneusement avec de l'eau. En cas de sentiment de brûlure, arrêtez le processus de blanchiment.
4. Avant utilisation, assurez-vous que l'appareil avec la lumière LED est complètement chargé.
5. Insérez l'embout buccal dans votre bouche et mordez, puis allumez la lumière LED. Respirez profondément et régulièrement pour éviter la production excessive de salive. (Un excès de salive peut diluer la concentration de gel.)
6. L'appareil de blanchiment s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes. Enlevez l'embout buccal et rincez-le. Terminez en vous rinçant la bouche. Comparez la teinte de vos dents au guide des résultats de blanchiment et constatez l'amélioration progressive.
7. Nous vous déconseillons de manger ou de boire autre chose que de l'eau plate pendant 30 minutes après le blanchiment.

Intensité de blanchiment

Mode bleu - 15 min

Traitement de blanchiment puissant. Si vos dents sont très colorées et vous voulez vous débarrasser des taches de café ou de cigarette, utilisez le traitement blanchissant de 15 minutes avec du gel blanchissant.

Mode bleu-rouge - 10 min

Traitement de blanchiment délicat et doux. Pour les dents sensibles et pour le nettoyage quotidien nous recommandons un traitement blanchissant de 10 minutes sans appliquer le gel blanchissant. L'appareil avec la lumière LED se met en ce mode en appuyant deux fois.

Stockage

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, conserver dans un endroit frais et sec.

Durabilité

12 mois

Avertissement

Ne pas utiliser:

- si vous avez moins de 18 ans,
- si vous avez les dents très sensibles,
- si vous avez des dents pourries, très abîmées ou des dents qui bougent,
- pendant la grossesse et l'allaitement, si vous êtes allergique aux ingrédients indiqués sur l'emballage.

Le produit de blanchiment n'est pas efficace sur les remplacements dentaires tels que les obturations, les couronnes, des ponts dentaires. Le produit ne doit être utilisé que pour blanchir les dents. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler.


- Évitez d'appliquer le gel directement sur vos gencives. Si c'est le cas essuyer le plus vite possible.
- Si le gel se trouve sur votre visage ou sur vos vêtements, lavez-le dès que possible.
- Une fois le processus de blanchiment terminé, mettez le capuchon sur le stylo pour éviter qu'il ne se dessèche.
- Conservez le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Ne convient pas aux dents en céramique et artificielles.
- Ne convient pas aux dents à l'émail endommagé et aux dents endommagées. N'appliquez pas le gel directement sur vos gencives car cela pourrait provoquer une sensation de brûlure. Si cette situation se produit, restez calme, la sensation de brûlure disparaîtra dans les 24 heures. Mais n'oubliez pas de vous rincer la bouche avec de l'eau.
- Cet article est un produit cosmétique.
- Si vous n'êtes pas sûr de l'utilisation de ce produit, consultez votre dentiste.

Sada na bělení zubů SMILI kombinuje jedinečnou světelnou technologii s tvarovaným náustkem pro účinné odstranění skvrn ze zubního povrchu.

Náustek je přizpůsoben anatomii lidských úst, proto je jeho používání jednoduché a maximálně komfortní. Byl navržen tak, aby skvěle přilnul k tvaru Vašich zubů, což minimalizuje podráždění úst a umožňuje maximální pohodlí.

Před zahájením procedury je velmi důležité podrobně se seznámit s postupem bělení a zcela mu porozumět. Pokud chcete dosáhnout optimálních výsledků, přečtěte si prosím instrukce a bezpečnostní pokyny.


Obsah balení




Přístroj s LED zářením



Návod k použití



Průvodce výsledků bělení



Pera

Bělení v 6 krocích



Vypláchněte ústa vodou
a opláchněte náustek.



Naneste gel na povrch zubů
pomocí pera s bělicím gelem.



Vložte náustek do úst a skousněte.
Poté zapněte světlo.



15minutové ošetření (modrý režim)
10minutové ošetření (modročervený režim)



Vypláchněte ústa vodou.



Opláchněte náustek ve vodě.

Jak používat

1. Před použitím krátce vypláchněte ústa a opláchněte náustek.
2. Porovnejte před zrcadlem odstín zubů s naším Průvodcem výsledků bělení a poznamenejte si fázi, ve které se nacházíte.
3. Otáčejte pero s bělicím gelem, dokud nebude na štětci dostatek gelu. Naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu na povrch zubů, vyvarujte se přímého kontaktu s dásněmi. Pokud cítíte lehké pálení, nebojte se. Gel se Vám dostal na dásně, opatrně je proto opláchněte vodou. V případě silného pálení bělení přerušete.
4. Před použitím se ujistěte, že je přístroj s LED světlem plně nabitý.
5. Vložte náustek do úst a skousněte, poté pokračujte rozsvícením LED světla. Pravidelně a zhluboka dýchejte, abyste zabránili nadměrné produkci slin. (Nadměrné množství slin může zředit koncentraci gelu.)
6. Bělicí zařízení se automaticky vypne po 15 minutách. Vyjměte náustek a opláchněte jej. Pokračujte opláchnutím Vašich úst. Porovnejte zuby s Průvodcem výsledků bělení a zaznamenávejte si postupné zlepšení.
7. Až 30 minut po bělení nedoporučujeme cokoliv jíst a pít, kromě čisté vody.

Intenzita bělení

Modrý režim - 15 min

Silné bělicí ošetření. Pokud jsou zuby příliš zbarveny, potřebujete se zbavit skvrn od kávy či cigaret, použijte 15minutové bělení s bělicím gelem.

Modročervený režim - 10 min

Jemné a šetrné bělicí ošetření. Pro citlivé zuby a každodenní čištění doporučujeme 10minutové bělení bez nanesení bělicího gelu. Přístroj s LED světlem přepnete do tohoto režimu dvojitým klepnutím.

Skladování

Chraňte před přímým sluncem, uchovávejte v chladu a suchu.

Trvanlivost

12 měsíců

Upozornění

Nepoužívejte:

- pokud jste mladší 18 let,
- pokud máte příliš citlivé zuby,
- pokud máte zkažené, silně poškozené nebo uvolněné zuby,
- v těhotenství a během kojení,
- pokud jste alergičtí na přísady uvedené na obalu.

Bělící přípravek neúčinkuje na opravy zubů, jako jsou výplně, korunky, můstky. Produkt by měl být používán pouze k bělení zubů. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepolykejte.


- Vyvarujte se přímému nanášení gelu na dásně, případně jej včas setřete.
- Pokud je gel na obličejí nebo oblečení, měli byste jej bez prodlení umýt.
- Po dokončení procesu bělení nasadte na pero krytku, abyste zabránili jeho vyschnutí.
- Uchovávejte výrobek na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Nevhodné na keramické a umělé zuby.
- Nevhodné pro vadnou sklovinu a poškozené zuby.
- Neaplikujte gel přímo na dásně, můžete tak vyvolat pocit pálení. Pokud tato situace nastane, zachovejte klid, pocit pálení vymizí během 24 hodin. Jen si nezapomeňte vypláchnout ústa vodou.
- Tento produkt je kosmetickým přípravkem.
- Pokud si nejste jisti použitím tohoto produktu, promluvte si s Vaším zubařem.

Zestaw do wybielania zębów SMILI łączy unikalną technologię światła z wyprofilowanym ustnikiem, aby skutecznie usuwać przebarwienia z powierzchni zębów.

Ustnik jest dostosowany do anatomii jamy ustnej, dzięki czemu jego użytkowanie jest proste i wygodne. Został on zaprojektowany tak, aby idealnie przylegał do zębów, minimalizując podrażnienia jamy ustnej i zapewniając maksymalny komfort.

Przed rozpoczęciem zabiegu bardzo ważne jest, aby zapoznać się z procedurą wybielania i całkowicie ją zrozumieć. Aby osiągnąć optymalne rezultaty, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i wskazówkami bezpieczeństwa.


Zawartość opakowania




Urządzenie z podświetleniem LED



Instrukcja użytkowania



Przewodnik wybielania



Pisaki

Wybielanie w 6 krokach



Przeplukaj usta wodą
i wypłukaj usznik.



Nanieś żel na powierzchnię zębów
za pomocą pisaka do wybielania zębów.



Włóż usznik do ust i zagryź. Następnie
włącz podświetlenie LED.



15 minutowy zabieg (tryb niebieski)
10 minutowy zabieg (tryb niebiesko-czerwony)



Przeplukaj usta wodą.



Wypłucz usznik wodą.

Jak używać

1. Przed użyciem krótko przepłukać usta i wypłukać ustnik.
2. Porównaj przed lustrem odcień swoich zębów z naszym Przewodnikiem wybielania i zanotuj etap, na którym się znajdujesz.
3. Przekręć pisak z żelem wybielającym, aż na szczoteczce znajdzie się wystarczająca ilość żelu wybielającego. Nanieś cienką, równomierną warstwę na powierzchnię zębów, unikając bezpośredniego kontaktu z dziąsłami. Jeśli poczujesz lekkie uczucie pieczenia, nie martw się, żel dostał się na dziąsła i wystarczy opłukać je wodą. W przypadku silnego pieczenia należy przerwać zabieg.
4. Przed użyciem upewnij się, że urządzenie z podświetleniem LED jest w pełni naładowane.
5. Włóż ustnik do ust i zagryź, a następnie włącz oświetlenie LED. Oddychaj regularnie i głęboko, aby zapobiec nadmiernemu wydzielaniu śliny (nadmierna ilość śliny może rozcieńczyć stężenie żelu).
6. Urządzenie wybielające wyłącza się automatycznie po 15 minutach. Usuń ustnik i wypłucz go a następnie wypłukaj jamę ustną. Porównaj zęby z Przewodnikiem wybielania i zapisz stopniową poprawę.
7. Nie zalecamy jedzenia ani picia czegokolwiek poza czystą wodą do 30 minut po wybielaniu.

Intensywność wybielania

Tryb niebieski - 15 min

Silna kuracja wybielająca. Jeśli Twoje zęby są silnie przebarwione, potrzebujesz pozbyć się przebarwień po kawie lub papierosach, użyj 15-minutowego zabiegu z żelem wybielającym.

Tryb niebiesko-czerwony - 10 min

Delikatny i łagodny zabieg wybielający. Do wrażliwych zębów i codziennego czyszczenia zalecamy 10-minutowy zabieg wybielania bez użycia żelu wybielającego. Urządzenie z podświetleniem LED przełącza się do tego trybu za pomocą podwójnego dotknięcia.

Przechowywanie

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Trwałość

12 miesięcy

Uwaga!

Nie używać jeśli:

- nie masz ukończonych 18 lat
- masz zbyt wrażliwe zęby
- masz zepsute, bardzo zniszczone lub rozchwiane zęby
- jesteś uczulony na składniki wymienione na etykiecie
- jesteś w ciąży lub karmisz piersią

Preparat wybielający nie działa na koronki, mostki i wypełnienia zębów. Produkt powinien być stosowany wyłącznie do wybielania zębów. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie połykać.


- Unikaj bezpośredniego stosowania żelu na dziąsła lub natychmiast go z nich zetrzyj.
- Jeśli żel znajdzie się na twarzy lub ubraniu, należy go niezwłocznie zmyć.
- Po zakończeniu procesu wybielania należy nałożyć nasadkę na pisak, aby zapobiec jego wysychaniu.
- Produkt należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Nie nadaje się do zębów sztucznych i ceramicznych.
- Nie stosować na uszkodzone szkliwo i zepsute zęby.
- Nie należy nakładać żelu bezpośrednio na dziąsła, ponieważ może to spowodować uczucie pieczenia. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji należy zachować spokój, uczucie pieczenia zniknie w ciągu 24 godzin. Zawsze pamiętaj, aby przepłukać usta wodą.
- Ten produkt jest produktem kosmetycznym.
- W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania tego produktu należy skonsultować się ze swoim dentystą.

Sada na bielenie zubov SMILI kombinuje jedinečnú svetelnú technológiu s tvarovaným náustkom pre účinné odstránenie škvrín zo zubného povrchu.

Náustok je prispôbený anatómii ľudských úst, preto je jeho používanie jednoduché a maximálne komfortné. Bol navrhnutý tak, aby skvele priľnul k tvaru Vašich zubov, čo minimalizuje podráždenie úst a umožňuje maximálne pohodlie.

Pred začatím procedúry je veľmi dôležité podrobne sa oboznámiť s postupom bielenia a úplne mu porozumieť. Pokiaľ chcete dosiahnuť optimálne výsledky, prečítajte si prosím inštrukcie a bezpečnostné pokyny.


Obsah balenia




Prístroj s LED žiarením



Návod na použitie



Spríevodca výsledkov bielenia



Perá

Bielenie v 6 krokoch



Vypláchnite ústa vodou
a opláchnite náustok.



Naneste gél na povrch zubov
pomocou pera s bieliacím gélom.



Vložte náustok do úst a zahryznite.
Potom zapnite svetlo.



15minutové ošetrenie (modrý režim)
10minutové ošetrenie (modročervený režim)



Vypláchnite ústa vodou.



Opláchnite náustok vo vode.

Ako používať

1. Pred použitím krátko vypláchnite ústa a opláchnite náustok.
2. Porovnajte pred zrkadlom odtieň zubov s našim Sprievodcom výsledkov bielenia a poznačte si fázu, v ktorej sa nachádzate.
3. Otáčajte pero s bieliacim gélom, pokiaľ nebude na štetci dostatok gélu. Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu na povrch zubov, vyvarujte sa priamemu kontaktu s ďasnami. Ak cítite ľahké pálenie, nebojte sa. Gél se Vám dostal na ďasná, opatrne ich preto opláchnite vodou. V prípade silného pálenia bielenie prerušte.
4. Pred použitím sa uistite, že je prístroj s LED svetlom plne nabitý.
5. Vložte náustok do úst a zahryznite, potom pokračujte rozsvietením LED svetla. Pravidelne a hlboka dýchajte, aby ste zabránili nadmernej produkcii slín. (Nadmerné množstvo slín môže zriediť koncentráciu gélu.)
6. Bieliace zariadenie sa automaticky vypne po 15 minútach. Vyberte náustok a opláchnite ho. Pokračujte opláchnutím vašich úst. Porovnajte zuby so Sprievodcom výsledkov bielenia a zaznamenávajte si postupné zlepšenie.
7. Až 30 minút po bielení nedoporučujeme čokoľvek jesť a piť, okrem čistej vody.

Intenzita bielenia

Modrý režim - 15 min

Silné bieliace ošetrovanie. Ak sú zuby príliš zafarbené, potrebujete sa zbaviť škvŕn od kávy či cigariet, použite 15 minútové bielenie s bieliacim gélom.

Modročervený režim - 10 min

Jemné a šetrné bieliace ošetrovanie. Pre citlivé zuby a každodenné čistenie odporúčame 10 minútové bielenie bez naniesenia bieliaceho gélu. Prístroj s LED svetlom prepnete do tohoto režimu dvojitém kliknutím.

Skladovanie

Chráňte pred priamym slnkom, uchovávajte v chlade a suchu.

Trvanlivosť

12 mesiacov

Upozornenie

Nepoužívajte:

- ak ste mladší ako 18 rokov,
- ak máte príliš citlivé zuby,
- ak máte pokazené, silne poškodené alebo uvoľnené zuby,
- v tehotenstve a počas dojčenia,
- ak ste alergický na prísady uvedené na obale.

Bieliaci prípravok neúčinkuje na opravy zubov, ako sú výplne, korunky, mostíky. Produkt by mal byť používaný len na bielenie zubov. Uchovávať mimo dosahu detí. Neprehĺtať.

- Vyvarujte sa priamemu nanášaniu gélu na ďasná, prípadne ho včas zotrite.
- Ak je gél na tvári alebo oblečení, mali by ste ho bez meškania umyť.
- Po dokončení procesu bielenia nasadte na pero kryt, aby ste zabránili jeho vyschnutiu.
- Uchovávať výrobok na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
- Nevhodné na keramické a umelé zuby.
- Nevhodné pre vadnú sklovinu a poškodené zuby.
- Neaplikujte gél priamo na ďasná, môžete tak vyvolať pocit pálenia. Pokiaľ táto situácia nastane, zachovajte pokoj, pocit pálenia sa stratí počas 24 hodín. Len si nezabudnite vypláchnuť ústa vodou.
- Tento produkt je kozmetickým prípravkom.
- Ak si nie ste istí použitím tohto produktu, porozprávajte sa s Vaším zubárom.

**Our teeth whitening kit
meets the main standards:**

