



InterdentBrush I3

PACKAGE CONTENTS

- 1× TrueLife InterdentBrush I3
- 30× Replacement heads
- 1× AA battery
- 1× Manual
- 1× Safety instructions

PRODUCT DESCRIPTION

- 1) Nylon cleaning head
- 2) Interdental brush head cover
- 3) Switch
 - 0: off
 - 1: low speed
 - 2: high speed
- 4) Handle
- 5) Battery cover


INSERTING THE BATTERY

The battery must be inserted into the interdental brush before use.


1. Carefully remove the battery cover and insert one battery. When inserting, observe the correct polarity, which is marked on the bottom of the compartment.
2. Put the cover back on.

Follow the same procedure when replacing the battery.


When the efficiency of the interdental brush decreases, the battery needs to be replaced.





ATTACHMENT OF THE NYLON CLEANING HEAD

1. Rotate the toothbrush head cover until the dot symbol on the head is aligned with the  symbol on the handle.
2. Pull the cleaning head out of the handle. If it is attached too tightly, use the tool to remove the cleaning head on the storage box. Insert the cleaning

head all the way into the hole in the storage box and slide the handle together with the interdental brush head in the direction of the arrow. This releases and removes the cleaning head from the attachment.

3. Use the handle to pull the new cleaning head out of the storage box. Push the handle into the hole of one cleaning head and pull out the cleaning head after it has clicked into place.
4. Check that the cleaning head is firmly seated on the attachment. If necessary, push the cleaning head into the attachment with a little more force.
5. Replace the toothbrush head cover and rotate it so that the dot symbol on the head is aligned with the  symbol on the handle.



CLEANING THE INTERDENTAL SPACE


We recommend using the interdental brush in front of a mirror to guide the cleaning head more confidently and prevent gum injuries.

The interdental toothbrush can be used every day to clean between the teeth. In this case, we recommend replacing the cleaning head approximately every 3 days, as the edges of the cleaning head may become bent, reducing the cleaning efficiency.

Keep the interdental brush in an upright position throughout the cleaning process.

We recommend dividing the teeth and interdental spaces into 4 sections. Once you have cleaned all the spaces between the teeth in one section, rinse the cleaning head under running water and move on to the next section.

1. Insert the cleaning head from the outside into the interdental space to be cleaned. The cleaning head is long enough so there is no need to clean the interdental spaces from behind.
2. Move the switch to position 1 for low speed or to position 2 for high speed. The cleaning head starts to move.
3. Move the interdental brush up and down to clean the entire lateral surfaces of adjacent teeth.



Notice: Do not use force when using the interdental brush. If you experience discomfort during cleaning, select a low speed or move to another interdental space.

4. When the interdental space is cleaned, move the switch to position 0. The interdental toothbrush stops.
5. Pull the cleaning head out of the interdental space and continue cleaning through the next interdental space.

After cleaning, rinse the cleaning head thoroughly under running water. Hold the interdental brush so that the cleaning head is pointing downwards and the water flows over the cleaning head.

STORAGE

When not in use, store the toothbrush in a dry place away from children and pets. We recommend removing the battery from the toothbrush if you will not be using it for a long time.

SPECIFICATIONS OF THE INTERDENTAL TOOTHBRUSH

Battery life	75 days (2 times a day for 2 minutes), 5 hours
Number of movements	24,000 movements/min
Modes	2 (low speed and high speed)
Additional heads	I-series
Brush dimensions	190 × 23 × 55 mm
Weight of the brush	65 g
Waterproofing	IPX4
Power	1.5 V AA 1,000 mAh

MANUFACTURER RESPONSIBILITY

TrueLife products are warranted against manufacturing defects. In the event of such defects, elem6 s.r.o. is obliged to repair or replace the defective part or product with a comparable part or product at its discretion. Transfer, alteration or tampering with the product will exceed the scope of this warranty. This is the case even if the product is lost or damaged due to a defect, negligence or other error. The warranty does not cover damage resulting from use, accident or normal wear and tear. Elem6 s.r.o. assumes no liability for any accident, injury, death, loss or other claim related to or arising out of the use of this product. In no event shall elem6 s.r.o. be liable for incidental or consequential damages related to or resulting from the use of this product or any of its components. Returns or exchanges of replacement parts and/or products may be subject to shipping, handling, replacement and/or restocking charges.

This product should be stored out of the reach of children. Use by children is only allowed under adult supervision.

SAFETY INSTRUCTIONS:

1. Read the package safety information carefully.
2. For proper handling of the product, please read the current version of the manual, which is available for download at: www.truelife.eu.
3. Printing errors and information changes are subject to change.

MANUFACTURER:

elem6 s.r.o.,

Braškovská 308/15, 161 00 Prague 6, Czech Republic

info@elem6.com



CE RoHS




INHALT DES PAKETS

- 1× TrueLife Interdentalbürste I3
- 30× Austauschköpfe
- 1× AA-Batterie
- 1× Handbuch
- 1× Sicherheitshinweise

PRODUKTBESCHREIBUNG

- 1) Nylon-Reinigungskopf
- 2) Abdeckung für Interdentalbürstenkopf
- 3) Schalter
 - 0: Aus
 - 1: niedrige Geschwindigkeit
 - 2: hohe Geschwindigkeit
- 4) Griff
- 5) Batterieabdeckung




EINSETZEN DER BATTERIE

Vor der Verwendung muss die Batterie in die Interdentalbürste eingesetzt werden.


1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung vorsichtig ab und setzen Sie eine Batterie ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität, die am Boden des Fachs dargestellt ist.
2. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Gehen Sie zum Austauschen der Batterie ebenso vor.



Wenn die Interdentalbürste nicht mehr effizient arbeitet, muss die Batterie ausgetauscht werden.

ANBRINGEN DES NYLON-REINIGUNGSKOPFES

1. Drehen Sie die Abdeckung des Bürstenkopfes, bis das Punktsymbol daran an dem Symbol  am Griff ausgerichtet ist.
2. Ziehen Sie den Reinigungskopf aus dem Griff heraus. Wenn er zu fest sitzt, ziehen Sie ihn mithilfe des Werkzeugs am Aufbewahrungskasten heraus. Stecken

Sie dazu den Reinigungskopf vollständig in das Loch im Aufbewahrungskasten und schieben Sie den Griff zusammen mit dem Interdentalbürstenkopf in Pfeilrichtung. Dadurch wird der Reinigungskopf gelockert und entfernt.

3. Ziehen Sie den neuen Reinigungskopf mithilfe des Griffs aus dem Aufbewahrungskasten. Stecken Sie den Griff in das Loch eines Reinigungskopfes, lassen sie ihn einrasten und ziehen Sie den Reinigungskopf dann heraus.
4. Überprüfen Sie, dass der Reinigungskopf fest auf dem Aufsatz sitzt. Gegebenenfalls müssen Sie den Reinigungskopf mit etwas mehr Kraft auf den Aufsatz drücken.
5. Bringen Sie die Abdeckung des Bürstenkopfes an und drehen Sie sie, bis das Punktsymbol daran an dem Symbol  am Griff ausgerichtet ist.



REINIGEN DER ZAHNZWISCHENRÄUME

Wir empfehlen die Anwendung der Interdentalbürste vor einem Spiegel, um den Reinigungskopf sicherer führen zu können und Verletzungen des Zahnfleisches vorzubeugen.


Die Interdentalbürste kann zur täglichen Reinigung der Zahnzwischenräume verwendet werden. In dem Fall empfehlen wir, den Reinigungskopf etwa alle 3 Tage auszutauschen, da sich seine Ränder durch die Nutzung verbiegen können, was dann die Reinigungswirkung verringert.

Halten Sie die Interdentalbürste während des gesamten Reinigungsvorgangs aufrecht.

Idealerweise teilen Sie die Zähne und Zwischenräume zur Reinigung in 4 Abschnitte auf. Wenn Sie alle Zahnzwischenräume in einem Abschnitt gereinigt haben, spülen Sie den Reinigungskopf unter fließendem Wasser ab und gehen dann zum nächsten Abschnitt über.

1. Setzen Sie den Reinigungskopf von außen in den zu reinigenden Zahnzwischenraum ein. Der Reinigungskopf ist so lang, dass es nicht notwendig ist, die Zahnzwischenräume auch von hinten zu reinigen.
2. Stellen Sie den Schalter auf Position 1 für die niedrige Geschwindigkeit, und auf 2 für die höhere Geschwindigkeit. Der Reinigungskopf beginnt dann, sich zu bewegen.

3. Bewegen Sie die Interdentalbürste zwischen den ganzen Seitenflächen der benachbarten Zähne auf- und abwärts.



Hinweis: Wenden Sie bei der Nutzung der Interdentalbürste keine Kraft auf. Wenn sich die Reinigung unangenehm anfühlt, verwenden Sie die niedrige Geschwindigkeit oder wechseln Sie zu einem anderen Zahnzwischenraum.

4. Wenn ein Zahnzwischenraum sauber ist, stellen Sie den Schalter auf die Position 0. Die Interdentalbürste schaltet sich aus.
5. Ziehen Sie die Interdentalbürste aus dem Zahnzwischenraum und setzen Sie den Reinigungsvorgang am nächsten Zahnzwischenraum fort.

Spülen Sie den Reinigungskopf danach gründlich unter fließendem Wasser ab. Halten Sie die Interdentalbürste dabei so, dass der Reinigungskopf nach unten zeigt und das Wasser über ihn fließen kann.

AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie die Zahnbürste bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort und für Kinder und Haustiere unzugänglich auf. Wir empfehlen, bei längerem Nichtgebrauch die Batterie aus der Zahnbürste herauszunehmen.

SPEZIFIKATIONEN DER INTERDENTALBÜRSTE

Akkulaufzeit	75 Tage (2 Mal täglich für 2 Minuten), 5 Stunden
Anzahl der Bewegungen	24.000 Bewegungen/Minute
Betriebsarten	2 (niedrige und hohe Geschwindigkeit)
Ersatzköpfe	I-Serie
Maße der Bürste	190 × 23 × 55 mm
Gewicht der Bürste	65 g
Schutzklasse	IPX4
Energieversorgung	1,5 V AA, 1.000 mAh

VERANTWORTUNG DES HERSTELLERS

Für TrueLife-Produkte gilt eine Garantie für Herstellungsfehler. Falls solche Fehler auftreten, ist elem6 s.r.o. verpflichtet, das defekte Teil oder Produkt nach eigenem Ermessen zu reparieren oder gegen ein gleichwertiges Teil oder Produkt auszutauschen. Durch Übertragung des Produkts bzw. durch Veränderungen oder Manipulationen daran wird diese Garantie ungültig. Dies ist ebenfalls der Fall, wenn das Produkt verloren geht oder aufgrund eines Defekts, Nachlässigkeit oder andere unsachgemäße Behandlung beschädigt wird. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch die Nutzung des Produkts, Unfälle oder normalen Verschleiß verursacht werden. elem6 s.r.o. übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, Verletzungen, Todesfälle, Verluste oder andere Ansprüche, die in Bezug auf dieses Produkt oder durch seine Verwendung entstehen. In keinem Fall ist elem6 s.r.o. haftbar für zufällige oder Folgeschäden, die in Bezug auf dieses Produkt oder seine Komponenten oder durch deren Verwendung entstehen. Für die Rückgabe oder den Austausch von Ersatzteilen bzw. des Produkts können Gebühren für Versand, Bearbeitung, Austauscharbeiten bzw. Wiedereinlagerung entstehen.

Dieses Produkt sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Die Verwendung durch Kinder ist nur unter Aufsicht von Erwachsenen zulässig.

SICHERHEITSHINWEISE:

1. Lesen Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
2. Informationen zum richtigen Umgang mit dem Produkt finden Sie in der aktuellen Fassung des Handbuchs. Dieses können Sie hier herunterladen: www.truelife.eu.
3. Druckfehler und Änderungen der Angaben sind vorbehalten.

HERSTELLER:

elem6 s.r.o.,
Braškovská 308/15, 161 00 Prag 6, Tschechische Republik
info@elem6.com



CE **RoHS**




OBSAH BALENÍ

- 1× Mezizubní kartáček TrueLife InterdentBrush I3
- 30× Náhradních hlavíc
- 1× Baterie typu AA
- 1× Návod
- 1× Bezpečnostní instrukce

POPIS PRODUKTU

- 1) Nylonová čistící hlavice
- 2) Kryt hlavy mezizubního kartáčku
- 3) Přepínač
 - 0: vypnuto
 - 1: nízká rychlost
 - 2: vysoká rychlost
- 4) Rukojeť
- 5) Kryt pro baterii




VLOŽENÍ BATERIE

Před použitím je třeba do mezizubního kartáčku vložit baterii.


1. Opatrně odstraňte kryt pro baterii a vložte jednu baterii. Při vkládání dbejte na správnou polaritu, která je vyznačena na dně prostoru.
 2. Nasadte kryt zpět.
- Při výměně baterie postupujte stejným způsobem.



Když se účinnost mezizubního kartáčku sníží, je třeba baterii vyměnit.

NASAZENÍ NYLONOVÉ ČISTÍCÍ HLAVICE

1. Pootočte krytem hlavy mezizubního kartáčku, do polohy, aby byl symbol tečky na hlavě zarovnaný se symbolem  na násadě.
2. Vytáhněte čistící hlavici z násady. Pokud je připevněna příliš pevně, použijte nástroj pro vyjmutí čistící hlavice na úložném boxu. Zasuňte čistící hlavici až na doraz do otvoru v úložném boxu a posuňte násadu společně s hlavou

mezizubního kartáčku ve směru šipky. Tím uvolníte a sejmete čisticí hlavici z nástavce.

3. Pomocí násady vytáhněte novou čisticí hlavici z úložného boxu. Zatlačte násadu do otvoru jedné čisticí hlavice a po zacvaknutí čisticí hlavici vytáhněte.
4. Zkontrolujte, zda je čisticí hlavice pevně nasazena na nástavci. V případě potřeby zatlačte čisticí hlavici do nástavce o něco větší silou.
5. Nasadte zpět kryt hlavy mezizubního kartáčku a pootočte ho do polohy, aby byl symbol tečky na hlavě zarovnaný se symbolem  na násadě.



ČIŠTĚNÍ MEZIZUBNÍHO PROSTORU


Doporučujeme používat mezizubní kartáček před zrcadlem, abyste čisticí hlavici mohli vést jistěji a předešli poranění dásní.

Mezizubní kartáček je možné používat každý den k čištění mezizubních prostor. V takovém případě doporučujeme měnit čisticí hlavici zhruba každé 3 dny, neboť se mohou okraje čisticí hlavice ohnout, což snižuje účinnost čištění.

Během celého procesu čištění držte mezizubní kartáček ve svislé poloze.

Doporučujeme rozdělit zuby a mezizubní prostory do 4 sekcí. Jakmile vyčistíte všechny mezizubní prostory v jedné sekci, opláchněte čisticí hlavici pod tekoucí vodou a přejděte k další sekci.

1. Zavedte čisticí hlavici z vnější strany do mezizubního prostoru, který chcete čistit. Čisticí hlavice je dostatečně dlouhá, proto není třeba čistit mezizubní prostory zezadu.
2. Posuňte přepínač do polohy 1 pro nízkou rychlost nebo do polohy 2 pro vysokou rychlost. Čisticí hlavice se začne pohybovat.
3. Pohybujte mezizubním kartáčkem nahoru a dolů, abyste vyčistili celé boční plochy sousedních zubů.



Upozornění: Při používání mezizubního kartáčku nepoužívejte sílu. Pokud během čištění zaznamenáte nepohodlí, zvolte nízkou rychlost nebo přejděte do jiného mezizubního prostoru.

4. Když je mezizubní prostor vyčištěný, posuňte přepínač do polohy 0. Mezizubní kartáček se zastaví.
5. Vytáhněte čisticí hlavici z mezizubního prostoru a pokračujte v čištění dalším mezizubním prostorem.

Po dokončení čištění důkladně opláchněte čisticí hlavici pod tekoucí vodou. Držte mezizubní kartáček tak, aby čisticí hlavice směřovala dolů a voda stékala přes čisticí hlavici.

ULOŽENÍ

Pokud nebudete mezizubní kartáček používat, uložte jej na suché místo mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Doporučujeme vyjmout baterii z mezizubního kartáčku, pokud jej nebudete dlouhodobě používat.

SPECIFIKACE MEZIZUBNÍHO KARTÁČKU

Výdrž baterie	75 dní (2x denně 2 minuty), 5 hodin
Počet pohybů	24 000 pohybů/min
Režimy	2 (nízká rychlost a vysoká rychlost)
Doplňkové hlavice	I-series
Rozměry kartáčku	190 × 23 × 55 mm
Hmotnost kartáčku	65 g
Vodotěsnost	IPX4
Napájení	1,5 V AA 1000 mAh

ODPOVĚDNOST VÝROBCE

Na výrobky TrueLife se vztahuje záruka na výrobní vady. Povinností společnosti elem6 s.r.o. je v případě takových vad je ze záruky opravit, nebo vyměnit vadnou součást či výrobek za srovnatelnou součást či výrobek podle vlastního uvážení. Převod, změna nebo neoprávněná manipulace s výrobkem znamená překročení rozsahu této záruky. To i v případě, že v důsledku závady, nedbalosti či jiné chyby výrobku dojde k jeho ztrátě či poškození. Záruka se nevztahuje na poškození vyplývající z používání, nehody nebo běžného opotřebení. Společnost elem6 s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv nehody, zranění, smrt, ztrátu nebo jiné požadavky související nebo vyplývající z používání tohoto výrobku. Společnost elem6 s.r.o. v žádném případě nenese zodpovědnost za náhodné nebo následné škody související s nebo vyplývající z používání tohoto výrobku nebo některé z jeho součástí. Vrácení nebo výměna náhradních dílů a/nebo výrobků může podléhat poplatkům za dopravu, manipulaci, výměnu a/nebo doplnění. Tento výrobek je třeba skladovat mimo dosah dětí. Používání dětmi je možné jen pod dohledem dospělé osoby.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI SE ZAŘÍZENÍM:

1. Pozorně si přečtěte příbalové bezpečnostní informace.
2. Pro správné zacházení s produktem si přečtěte aktuální verzi manuálu, která je dostupná ke stažení na stránce: www.truelife.eu.
3. Tiskové chyby a změny informací vyhrazeny.

VÝROBCE:

elem6 s.r.o.,
Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika
info@elem6.com



CE RoHS



OBSAH BALENIA

- 1× Medzizubná kefka TrueLife InterdentBrush I3
- 30× Náhradných hlavíc
- 1× Batéria typu AA
- 1× Návod
- 1× Bezpečnostné inštrukcie

POPIS PRODUKTU


- 1) Nylonová čistiaca hlavica
- 2) Kryt hlavy medzizubnej kefky
- 3) Prepínač
 - 0: vypnuté
 - 1: nízka rýchlosť
 - 2: vysoká rýchlosť
- 4) Rukoväť
- 5) Kryt pre batériu

VLOŽENIE BATÉRIE


Pred použitím je potrebné do medzizubnej kefky vložiť batériu.

1. Opatrne odstráňte kryt pre batériu a vložte jednu batériu. Pri vkladaní dbajte na správnu polaritu, ktorá je vyznačená na dne priestoru.
 2. Nasadte kryt späť.
- Pri výmene batérie postupujte rovnakým spôsobom.


Keď sa účinnosť medzizubnej kefky zníži, je potrebné batériu vymeniť.





NASADENIE NYLONOVEJ ČISTIACEJ HLAVICE

1. Pootočte krytom hlavy medzizubnej kefky, do polohy, aby bol symbol bodky na hlave zarovnaný so symbolom  na násade.
2. Vytiahnite čistiacu hlavicu z násady. Ak je pripevnená príliš pevne, použite nástroj na vybratie čistiacej hlavice na úložnom boxe. Zasuňte čistiacu hlavicu až na doraz do otvoru v úložnom boxe a posuňte násadu spolu s hlavou

medzizubnej kefky v smere šípky. Tým uvoľníte a odoberiete čistiacu hlavicu z nadstavca.

3. Pomocou násady vytiahnite novú čistiacu hlavicu z úložného boxu. Zatlačte násadu do otvoru jednej čistiacej hlavice a po zacvaknutí čistiacu hlavicu vytiahnite.
4. Skontrolujte, či je čistiaca hlavica pevne nasadená na nadstavci. V prípade potreby zatlačte čistiacu hlavicu do nadstavca o niečo väčšou silou.
5. Nasadte späť kryt hlavy medzizubnej kefky a pootočte ho do polohy, aby bol symbol bodky na hlave zarovnaný so symbolom  na násade.




ČISTENIE MEDZIZUBNÉHO PRIESTORU

Odporúčame používať medzizubnú kefku pred zrkadlom, aby ste čistiacu hlavicu mohli viesť istejšie a predišli poraneniu ďasien.

Medzizubnú kefku je možné používať každý deň na čistenie medzizubných priestorov. V takom prípade odporúčame meniť čistiacu hlavicu zhruba každé 3 dni, pretože sa môžu okraje čistiacej hlavice ohnúť, čo znižuje účinnosť čistenia. Počas celého procesu čistenia držte medzizubnú kefku vo zvislej polohe. Odporúčame rozdeliť zuby a medzizubné priestory do 4 sekcií. Hneď ako vyčistíte všetky medzizubné priestory v jednej sekcií, opláchnite čistiacu hlavicu pod tečúcou vodou a prejdite k ďalšej sekcií.

1. Zavedte čistiacu hlavicu z vonkajšej strany do medzizubného priestoru, ktorý chcete čistiť. Čistiaca hlavica je dostatočne dlhá, preto nie je potrebné čistiť medzizubné priestory zozadu.
2. Posuňte prepínač do polohy 1 pre nízku rýchlosť alebo do polohy 2 pre vysokú rýchlosť. Čistiaca hlavica sa začne pohybovať.
3. Pohybujte medzizubnou kefkou hore a dole, aby ste vyčistili celé bočné plochy susedných zubov.



Upozornenie: Pri používaní medzizubnej kefky nepoužívajte silu. Ak počas čistenia zaznamenáte nepohodlie, zvolte nízku rýchlosť alebo prejdite do iného medzizubného priestoru.

4. Keď je medzizubný priestor vyčistený, posuňte prepínač do polohy 0. Medzizubná kefka sa zastaví.
5. Vytiahnite čistiacu hlavicu z medzizubného priestoru a pokračujte v čistení ďalším medzizubným priestorom.

Po dokončení čistenia dôkladne opláchnite čistiacu hlavicu pod tečúcou vodou. Držte medzizubnú kefku tak, aby čistiaca hlavica smerovala dole a voda stekala cez čistiacu hlavicu.

ULOŽENIE

Ak nebudete medzizubnú kefku používať, uložte ju na suché miesto mimo dosahu detí a domácich maznáčikov. Odporúčame vybrať batériu z medzizubnej kefky, ak ju nebudete dlhodobo používať.

ŠPECIFIKÁCIE MEDZIZUBNEJ KEFKY

Výdrž batérie	75 dní (2x denne 2 minúty), 5 hodín
Počet pohybov	24 000 pohybov/min
Režimy	2 (nízka rýchlosť a vysoká rýchlosť)
Doplňkové hlavice	I-series
Rozmery kefky	190 × 23 × 55 mm
Hmotnosť kefky	65 g
Vodotesnosť	IPX4
Napájanie	1,5 V AA, 1000 mAh

ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCU

Na výrobky TrueLife sa vzťahuje záruka na výrobné chyby. Povinnosťou spoločnosti elem6 s.r.o. v prípade takých chýb je zo záruky opraviť alebo vymeniť chybnú súčasť či výrobok za porovnateľnú súčasť či výrobok podľa vlastného uváženia. Prevod, zmena alebo neoprávnená manipulácia s výrobkom znamená prekročenie rozsahu tejto záruky. To aj v prípade, že v dôsledku poruchy, nedbalosti či inej chyby výrobku dôjde k jeho strate či poškodeniu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vyplývajúce z používania, nehody alebo bežného opotrebovania. Spoločnosť elem6 s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nehody, zranenia, smrť, stratu alebo iné požiadavky súvisiace alebo vyplývajúce z používania tohto výrobku. Spoločnosť elem6 s.r.o. v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné alebo následné škody súvisiace s alebo vyplývajúce z používania tohto výrobku alebo niektorej z jeho súčastí. Vrátenie alebo výmena náhradných dielov a/alebo výrobkov môže podliehať poplatkom za dopravu, manipuláciu, výmenu a/alebo doplnenie.

Tento výrobok treba skladovať mimo dosahu detí. Používanie deťmi je možné len pod dohľadom dospeljej osoby.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI SO ZARIADENÍM:

1. Pozorne si prečítajte príbalové bezpečnostné informácie.
2. Pre správne zaobchádzanie s produktom si prečítajte aktuálnu verziu manuálu, ktorá je dostupná na stiahnutie na stránke: www.truelife.eu.
3. Tlačové chyby a zmeny informácií vyhradené.

VÝROBCA:

elem6 s.r.o.,
Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika
info@elem6.com



CE RoHS




ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1× Szczoteczka międzyzębowa TrueLife InterdentBrush I3
- 30× Główek wymiennych
- 1× Bateria typu AA
- 1× Instrukcja
- 1× Wskazówki bezpieczeństwa

OPIS PRODUKTU

- 1) Nylonowa głowka czyszcząca
- 2) Osłona głowki szczoteczki międzyzębowej
- 3) Przełącznik
 - 0: wyłączone
 - 1: niska prędkość
 - 2: wysoka prędkość
- 4) Rączka
- 5) Pokrywa komory baterii




WKŁADANIE BATERII


Przed użyciem w szczoteczce międzyzębowej należy umieścić baterię.



1. Ostrożnie zdejmij pokrywę komory baterii i włóż jedną baterię. Podczas wkładania należy przestrzegać prawidłowej biegunowości, która jest oznaczona w pojemniku na baterie.
2. Załóż z powrotem pokrywę. Podczas wymiany baterii postępuj w analogiczny sposób. Gdy wydajność szczoteczki międzyzębowej spadnie, baterię należy wymienić.

ZAKŁADANIE NYLONOWEJ GŁOWICY CZYSZCZĄCEJ

1. Obróć pokrywę głowicy szczoteczki międzyzębowej do położenia, w którym symbol kropki na głowicy zrówna się z symbolem  na trzonku.
2. Wyjmij głowkę czyszczącą z trzonka. Jeżeli jest ona zbyt ściśle przymocowana, użyj narzędzia do wyciągania głowki czyszczącej na pudełku. Włóż głów-

kę czyszczącą do oporu w otwór na pudełku i przesun trzonek wraz z główką szczoteczki międzyzębowej w kierunku strzałki. W ten sposób poluzujesz i zdejmiesz główkę czyszczącą z nasadki.

3. Za pomocą trzonka wyjmij nową główkę czyszczącą z pudełka. Wciśnij trzonek w otwór jednej główki czyszczącej i po zatrzaśnięciu wyjmij główkę.
4. Sprawdź, czy główka czyszcząca jest stabilnie zamocowana na trzonku. W razie potrzeby wciśnij główkę czyszczącą w trzonek z nieco większą siłą.
5. Załóż z powrotem osłonę główki szczoteczki międzyzębowej i obróć ją do położenia, w którym symbol kropki na główce zrówna się z symbolem  na trzonku.



CZYSZCZENIE PRZESTRZENI MIĘDZYZĘBOWEJ


Zalecamy, by szczoteczkę międzyzębową używać przed lustrem, bo pozwoli to pewniej prowadzić główkę czyszczącą i zapobiegać urazom dziąseł.

Ze szczoteczki międzyzębowej można korzystać codziennie do czyszczenia obszarów międzyzębowych. Przy takiej częstotliwości zalecamy zmianę główki czyszczącej co około 3 dni, ponieważ brzegi główki mogą się wyginać, co zmniejsza skuteczność czyszczenia.

Podczas całego procesu czyszczenia szczoteczkę międzyzębową trzymaj w położeniu pionowym.

Zalecamy podział zębów i przestrzeni międzyzębowych na 4 obszary. Gdy wyczyścisz wszystkie przestrzenie międzyzębowe na jednym obszarze, przełącz główkę czyszczącą pod bieżącą wodą i przejdź do kolejnego obszaru.

1. Wprowadź główkę czyszczącą od zewnątrz do przestrzeni międzyzębowej, którą zamierzasz czyścić. Główka międzyzębową jest wystarczająco długa, dlatego też nie ma konieczności czyszczenia przestrzeni międzyzębowych od tylnej strony.
2. Przesuń przełącznik do pozycji 1, aby uzyskać niższą prędkość albo do położenia 2 w celu uzyskania wyższej prędkości. Główka czyszcząca zacznie się poruszać.
3. Poruszaj szczoteczką międzyzębową do góry i w dół, aby wyczyścić całe powierzchnie boczne sąsiednich zębów.



Ostrzeżenie: Podczas używania szczoteczki międzyzębowej nie stosuj siły. Jeżeli w trakcie czyszczenia odczujesz dyskomfort, wybierz niższą prędkość lub przejdź do innego obszaru międzyzębowego.

4. Gdy obszar międzyzębowy jest wyczyszczony, przesunij przełącznik do położenia 0. Szczoteczka międzyzębowa zatrzyma się.
5. Wyjmij główkę czyszczącą z przestrzeni międzyzębowej i kontynuuj czyszczenie w następnym obszarze.

Po zakończeniu czyszczenia dokładnie wypłucz główkę czyszczącą pod bieżącą wodą. Trzymaj szczoteczkę w taki sposób, aby główka czyszcząca była skierowana w dół, a woda spływała przez główkę czyszczącą.

PRZECHOWYWANIE

Jeżeli nie będziesz używać szczoteczki międzyzębowej, odłóż ją w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Jeżeli nie będziesz używać szczoteczki międzyzębowej przez dłuższy czas, zalecamy wyjęcie z niej baterii.

SPECYFIKACJA SZCZOTECZKI MIĘDZYZĘBOWEJ

Czas pracy baterii	75 dni (2x dziennie 2 minuty), 5 godzin
Liczba ruchów	24 000 ruchów/min
Tryby	2 (niska prędkość i wysoka prędkość)
Dodatkowe główki	I-series
Wymiary szczoteczki	190 × 23 × 55 mm
Waga szczoteczki	65 g
Wodoszczelność	IPX4
Zasilanie	1,5 V AA 1000 mAh

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Produkty TrueLife objęte są gwarancją obejmującą wady produkcyjne. Zobowiązanie elem6 s.r.o. w przypadku takich wad, napraw je w ramach gwarancji lub wymień wadliwą część bądź produkt na porównywalną część / produkt, według własnego uznania. Przeniesienie, modyfikacja lub manipulowanie produktem niezgodnie z instrukcją, oznacza przekroczenie zakresu niniejszej gwarancji. Dotyczy to także sytuacji gdy wada, zaniedbanie czy inny błąd będą skutkować utratą lub uszkodzeniem produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użytkowania, wypadku i normalnego zużycia. Firma elem6 s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki, obrażenia, śmierć, straty lub inne roszczenia związane z użytkowaniem tego produktu lub wynikające z niego. Firma elem6 s.r.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne szkody związane z użytkowaniem tego produktu / jego części lub wynikające z niego. Zwroty lub wymiany części zamiennych i/lub produktów mogą podlegać opłatom za wysyłkę, obsługę, wymianę i/lub uzupełnienie zapasów.

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Używanie przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRACY Z URZĄDZENIEM:

1. Uważnie zapoznaj się z informacjami bezpieczeństwa załączonymi do urządzenia.
2. W celu prawidłowej obsługi produktu należy zapoznać się z najbardziej aktualną wersją instrukcji, która jest dostępna do pobrania pod adresem: www.truelife.eu.
3. Korekty błędów w druku i zmiany w instrukcji zastrzeżone.

PRODUCENT:

elem6 s.r.o.,

Braškovská 308/15, 161 00 Praga 6, Republika Czeska

info@elem6.com



CE RoHS



A CSOMAG TARTALMA

- 1× TrueLife InterdentBrush I3 fogköztisztító
- 30× pótfej
- 1× AA típusú elem
- 1× útmutató
- 1× Biztonsági utasítások

A TERMÉK LEÍRÁSA

- 1) Nylon tisztítófej
- 2) A fogköztisztító fej burkolata
- 3) Kapcsoló
 - 0: kikapcsolva
 - 1: alacsony sebesség
 - 2: magas sebesség
- 4) Fogantyú
- 5) Az elemtartó rekesz fedele


AZ ELEM BEHELYEZÉSE

Használat előtt a fogköztisztítóba elemet kell tenni.

1. Óvatosan távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét és tegyen be egy elemet. Behelyezéskor ügyeljen a helyes polaritásra, amely az elemtartó alján van jelölve.
2. Helyezze vissza a fedelet.

Az elem cseréjekor ugyanúgy járjon el.


Ha a fogköztisztító hatékonysága csökken, ki kell cserélni az elemet.





A NYLON TISZTÍTÓFEJ FELHELYEZÉSE

1. Fordítsa el a fogköztisztító fejének burkolatát olyan helyzetbe, hogy a fejen lévő pont illeszkedjen a nyélhez a jelhez a nyélen.
2. Húzza ki a tisztítófejet a nyélből. Ha túlságosan szorul, használja a tárolódobozon található eszközt a tisztítófej eltávolításához. Dugja be a tisztítófejet ütközésig a tárolódobozon lévő nyílásba, és csúsztassa a nyelet a fogköztisz-

tító fejével együtt a nyíl irányába. Ezzel kioldja és kiveszi a tisztítófejet a tartozékból.

3. A nyelv segítségével húzzon ki egy új tisztítófejet a tárolódobozból. Nyomja be a nyelet az egyik tisztítófej nyílásába, és a kattánás után húzza ki a tisztítófejet.
4. Ellenőrizze, hogy a tisztítófej stabilan rajta van-e a tartozékon. Szükség esetén nyomja valamivel erősebben a tisztítófejet a tartozékba.
5. Tegye vissza a fogköztisztító fejének burkolatát és fordítsa el olyan helyzetbe, hogy a fejen lévő pont illeszkedjen  jelhez a nyélen.



A FOGKÖZÖK TISZTÍTÁSA


Javasoljuk, hogy a fogköztisztítót tükör előtt használja, hogy pontosabban tudja irányítani a tisztítófejet és elkerülje a fogíny sérülését.

A fogköztisztító naponta használható a fogak közti rések tisztításához. Ilyen esetben javasoljuk, hogy kb. 3-naponta cserélje a tisztítófejet, mivel a szélei meghajolhatnak, ami csökkenti a tisztítás hatékonyságát.

A tisztítás során végig függőleges helyzetben tartsa a fogköztisztítót.

Javasoljuk, hogy a fogakat és a fogközöket ossza 4 zónára. Amint az egyik zónában valamennyi fogközt megtisztította, öblítse le a tisztítófejet folyó víz alatt, és térjen át a következő zónára.

1. Kívülről vezesse be a tisztítófejet a tisztítani kívánt fogközbe. A tisztítófej elég hosszú, ezért nem szükséges a fogközöket belülről is tisztítani.
2. Állítsa a kapcsolót „1” állásba alacsony sebességhez, vagy „2” állásba magas sebességhez. A tisztítófej mozogni kezd.
3. Mozgassa a fogköztisztítót fel-le, hogy megtisztítsa a szomszédos fogak teljes oldalsó felületét.



Figyelmeztetés: A fogköztisztító használata közben ne fejtse ki erőt. Ha a tisztítás során kellemetlen érzést tapasztal, válasszon alacsony sebességet, vagy térjen át egy másik fogközre.

4. Ha a fogköz tiszta, állítsa a kapcsolót „0” állásba. A fogköztisztító megáll.
5. Húzza ki a tisztítófejet a fogközből, és folytassa a tisztítást a következő fogközzel.

A tisztítás befejezése után alaposan öblítse le a tisztítófejet folyó víz alatt. A fogköztisztítót úgy tartsa, hogy a tisztítófej lefelé nézzen és a víz átfolyjon rajta.

TÁROLÁS

Ha a fogköztisztítót nem használja, száraz, gyermekektől és háziállatoktól elzárt helyen tárolja. Javasoljuk, hogy vegye ki az elemet a fogköztisztítóból, ha hosszabb ideig nem használja.

A FOGKÖZTISZTÍTÓ MŰSZAKI ADATAI

Az elem üzemideje	75 nap (2x naponta 2 perc), 5 óra
Rezgések száma	24 000 rezgés/perc
Üzem módok	2 (alacsony sebesség és magas sebesség)
Kiegészítő fejek	I-series
A fogköztisztító méretei	190 x 23 x 55 mm
A fogköztisztító súlya	65 g
Vízállóság	IPX4
Tápellátás	1,5 V AA 1000 mAh

GYÁRTÓI FELELŐSSÉG

A TrueLife termékekre gyártási hiba esetén jótállást vállalunk. Ilyen hiba esetén az elem6 s.r.o. köteles a hibás alkatrészt vagy terméket garanciálisan, saját belátása szerint kijavítani vagy egy hasonló alkatrészre vagy termékre kicserélni. A termék átruházása, módosítása vagy illetéktelen kezelése túllépi a jótállás hatókörét. Abban az esetben is, ha hiba, gondatlanság vagy egyéb termékhiba következtében a termék elveszik vagy megrongálódik. A jótállás nem vonatkozik a használatból, balesetből vagy normál elhasználódásból eredő károkra. Az elem6 s.r.o. nem vállal felelősséget semmilyen balesetért, sérülésért, halálestért, veszteségért vagy más, a termék használatával kapcsolatos vagy abból eredő követelésért. Az elem6 s.r.o. semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a termék vagy annak bármely alkatrésze használatával kapcsolatos vagy abból eredő véletlen vagy következményes károkért. A pótalkatrészek és/vagy termékek visszaküldése vagy cseréje szállítási, kezelési, pótlási és/vagy új-rakészletezési díjakkal járhat.

Ezt a terméket gyermekektől távol kell tárolni. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

BIZTONSÁG A KÉSZÜLÉKKEL VALÓ MUNKAVÉGZÉS SORÁN:

1. Figyelmesen olvassa el a mellékelt biztonsági információkat.
2. A termék helyes használata érdekében olvassa el az útmutató aktuális változatát, amely a www.truelife.eu oldalról tölthető le.
3. A nyomdai hibák és az információk módosításai fenntartva.

GYÁRTÓ:

elem6 s.r.o.,

Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Cseh Köztársaság

info@elem6.com



CE RoHS



VSEBINA PAKETA

- 1 × TrueLife InterdentBrush I3
- 30 × nadomestna glava
- 1 × baterija AA
- 1 × priročnik
- 1 × varnostna navodila

OPIS IZDELKA

- 1) najlonska glava za čiščenje
- 2) pokrovček glave medzobne ščetke
- 3) stikalo
 - 0: izkl.
 - 1: nizka hitrost
 - 2: visoka hitrost
- 4) ročaj
- 5) pokrov za baterije


VSTAVLJANJE BATERIJE

Pred uporabo je treba v medzobno ščetko vstaviti baterijo.


1. Previdno odstranite pokrov za baterije in vstavite eno baterijo. Pri vstavljanju upoštevajte pravilno polarnost, ki je označena na dnu predala.
2. Znova namestite pokrov.

Ko menjate baterijo, upoštevajte isti postopek.


Ko se učinkovitost medzobne ščetke zmanjša, je treba zamenjati baterijo.





NAMESTITEV NAJLONSKE GLAVE ZA ČIŠČENJE

1. Obračajte pokrovček glave ščetke, dokler ni simbol s pikicami na glavi poravnana s simbolom  na ročaju.
2. Povlecite glavo za čiščenje iz ročaja. Če je pritrjena premočno, si pomagajte z orodjem in odstranite glavo za čiščenje na škatli za shranjevanje. Vstavite glavo za čiščenje do konca v odprtino v škatli za shranjevanje in potisnite

ročaj skupaj z glavo medzobne ščetke v smeri puščice. Tako boste sprostili in odstranili glavo za čiščenje z nastavka.

3. Z ročajem povlecite novo glavo za čiščenje iz škatle za shranjevanje. Potisnite ročaj v odprtino glave za čiščenje in izvlecite glavo za čiščenje, potem ko se zaskoči.
4. Prepričajte se, da je glava za čiščenje dobro pritrjena na nastavek. Po potrebi nekoliko močneje potisnite glavo za čiščenje v nastavek.
5. Namestite pokrovček glave ščetke in ga obračajte, dokler ni simbol s pikicami na glavi poravnán s simbolom  na ročaju.



ČIŠČENJE MEDZOBNEGA PROSTORA


Priporočamo vam, da medzobno ščetko uporabljate pred ogledalom, da boste glavo za čiščenje lahko premikali bolj samozavestno in preprečili poškodbe dlesni.

Z medzobno ščetko lahko prostore med zobmi čistite vsak dan. V tem primeru vam priporočamo, da glavo za čiščenje zamenjate približno na vsake 3 dni, saj se robovi glave za čiščenje lahko upognejo, zaradi česar čiščenje ni več tako učinkovito.

Med postopkom čiščenja imejte medzobno ščetko v pokončnem položaju.

Priporočamo vam, da zobe in medzobne prostore razdelite na 4 predele. Potem ko očistite vse prostore med zobni na enem predelu, glavo za čiščenje splaknite pod tekočo vodo in se premaknite na naslednji predel.

1. Glavo za čiščenje z zunanje strani vstavite v medzobni prostor, ki ga želite očistiti. Glava za čiščenje je dovolj dolga, zato vam medzobnih prostorov ni treba čistiti še z notranje strani.
2. Premaknite stikalo v položaj 1 za nizko hitrost ali položaj 2 za visoko hitrost. Glava za čiščenje se začne premikati.
3. Medzobno ščetko premikajte gor in dol, da očistite vse stranske površine sosednjih zob.



Opomba: Medzobne ščetke ne uporabljajte na silo. Če med čiščenjem začutite nelagodje, izberite nizko hitrost ali pa se premaknite v drug medzobni prostor.

4. Ko je medzobni prostor čist, premaknite stikalo v položaj 0. Medzobna ščetka se ustavi.
5. Izvlecite glavo za čiščenje iz medzobnega prostora in nadaljujte s čiščenjem skozi naslednji medzobni prostor.

Po čiščenju glavo za čiščenje temeljito splaknite pod tekočo vodo. Medzobno ščetko držite tako, da glava za čiščenje gleda navzdol in da voda teče čez glavo za čiščenje.

SHRANJEVANJE

Ko ščetke ne uporabljate, jo hranite na suhem mestu, stran od otrok in hišnih ljubljencev. Če ščetke ne boste uporabljali dlje časa, vam priporočamo, da iz ščetke odstranite baterijo.

SPECIFIKACIJE MEDZOBNE ŠČETKE

Življenjska doba baterije	75 dni (2 minuti 2-krat na dan), 5 ur
Število gibov	24.000 gibov/min
Načini	2 (nizka hitrost in visoka hitrost)
Dodatne glave	serija I
Dimenzije ščetke	190 × 23 × 55 mm
Teža ščetke	65 g
Impregniranje	IPX4
Moč	1,5 V AA 1.000 mAh

ODGOVORNOST PROIZVAJALCA

Garancija krije izdelke TrueLife za proizvodne napake. V primeru takih napak je družba elem6 s.r.o. zavezana, da po lastni presoji popravi ali zamenja okvarjeni del ali izdelek s primerljivim delom ali izdelkom. Prenos, prirejanje ali spreminjanje izdelka presega obseg garancije. To velja tudi, če je izdelek izgubljen ali poškodovan zaradi okvare, malomarnosti ali druge napake. Garancija ne krije poškodb zaradi uporabe, nesreče ali navadne obrabe. Družba Elem6 s.r.o. ne prevzema odgovornosti za kakršno koli nesrečo, poškodbo, smrt, izgubo ali druge zahteve prevezane z ali nastale zaradi uporabe tega izdelka. Družba elem6 s.r.o. v nobenem primeru ni odgovorna za naključno ali posledično škodo, povezano z ali nastalo zaradi uporabe tega izdelka ali njegovih sestavnih delov. Vračila ali zamenjave nadomestnih delov in/ali izdelkov so lahko predmet stroškov pošiljanja, rokovanja, zamenjave in/ali ponovne dobave.

Ta izdelek je treba hraniti zunaj dosega otrok. Otroci lahko uporabijo ta izdelek pod nadzorom odraslih.

VARNOSTNA NAVODILA:

1. Natančno preberite priložena varnostna navodila.
2. Preberite trenutno različico priročnika, ki je na voljo za prenos na www.truelife.eu, da boste izdelek pravilno uporabljali.
3. Napake pri tiskanju in spremembe podatkov se lahko spremenijo.

PROIZVAJALEC:

elem6 s.r.o.,
Braškovská 308/15, 161 00 Prague 6, Češka
info@elem6.com



CE **RoHS**

SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1× TrueLife interdentalna četkica I3
- 30× zamjenska glava
- 1× AA baterija
- 1× priručnik
- 1× sigurnosne upute

OPIS PROIZVODA

- 1) Najlonska glava za čišćenje
- 2) Poklopac glave interdentalne četkice
- 3) Prekidač
 - 0: isključeno
 - 1: mala brzina
 - 2: velika brzina
- 4) Rukohvat
- 5) Poklopac baterija

UMETANJE BATERIJE


Bateriju treba umetnuti u interdentalnu četkicu prije upotrebe.

1. Pažljivo uklonite poklopac baterije i umetnite bateriju. Kod umetanja se pridržavajte pravilnog polariteta, koji je prikazan na dnu odjeljka za baterije.


2. Ponovo postavite poklopac.

Kod zamjene baterije slijedite isti postupak.


Kada se učinkovitost interdentalne četkice smanji, treba zamijeniti bateriju.





POSTAVLJANJE NAJLONSKE GLAVE ZA ČIŠĆENJE

1. Okrećite poklopac glave četkice za zube dok se oznaka točke na glavi ne poravnava sa simbolom  na rukohvatu.
2. Glavu za čišćenje izvucite iz rukohvata. Ako je učvršćena previše tijesno, upotrijebite alata da glavu za čišćenje uklonite iz kutije za spremanje. Umetnite glavu za čišćenje do kraja u otvor kutije za spremanje i klizno pomaknite ru-

koohvat zajedno s glavom interdentalne četkice u smjeru strelice. To oslobađa i uklanja glavu za čišćenje iz nastavka.

3. Upotrijebite rukohvat da iz kutije za spremanje izvučete novu glavu za čišćenje. Pogurajte rukohvat u otvor jedne glave za čišćenje i izvucite glavu za čišćenje nakon što klikne u mjestu.
4. Provjerite je li glava za čišćenje čvrsto dosjela u nastavku. Ako je potrebno, pogurajte glavu za čišćenje u nastavak s malo sile.
5. Vratite poklopac glave četkice za zube i okrećite tako da se oznaka točke na glavi poravna sa simbolom  na rukohvatu.




ČIŠĆENJE INTERDENTALNOG PROSTORA

Preporučujemo da interdentalnu četkicu koristite ispred zrcala kako biste pouzdano vodili glavu za čišćenje i spriječili ozljede desni.

Interdentalna četkica može se koristiti svakog dana za čišćenje između zubi. U tom slučaju preporučujemo da glavu za čišćenje zamijenite svaka 3 dana, jer se rubovi glave za čišćenje mogu savinuti, što će smanjiti učinkovitost čišćenja. Interdentalnu četkicu držite u uspravnom položaju tijekom postupka čišćenja. Preporučujemo da zube i interdentalne prostore podijelite u 4 grupe. Nakon što ste očistili sve prostore između zubi u jednoj grupi, isperite glavu za čišćenje tekućom vodom i prijedite na sljedeću grupu.

1. Umetnite glavu za čišćenje s vanjske strane u interdentalni prostor koji treba očistiti. Glava za čišćenje je dovoljno dugačka pa nema potrebe čistiti interdentalne prostore sa stražnje strane.
2. Pomaknite prekidač u položaj "1" za malu brzinu ili u položaj "2" za veliku brzinu. Glava za čišćenje se počinje pomicati.
3. Pomicite interdentalnu četkicu gore-dolje da biste očistili cijelu poprečnu površinu susjednih zubi.



Napomena: Nemojte primjenjivati silu kada koristite interdentalnu četkicu. Ako osjetite neugodu tijekom čišćenja, odaberite malu brzinu ili prijedite na drugi interdentalni prostor.

4. Kada se interdentalni prostor očisti, prebacite prekidač u položaj "0". Interdentalna četkica se zaustavlja.
5. Izvucite glavu za čišćenje iz interdentalnog prostora i nastaviti čistiti sljedeći interdentalni prostor.

Nakon čišćenja, glavu za čišćenje temeljito isperite pod tekućom vodom. Pridržavajte interdentalnu četkicu tako da glava za čišćenje bude usmjerena prema dolje i da voda protječe preko glave za čišćenje.

SPREMANJE

Kada nije u upotrebi, četkicu za zube spremite na suhom mjestu izvan doseg djece i kućnih ljubimaca. Preporučujemo da uklonite bateriju iz četkice za zube ako je nećete koristiti dulje vrijeme.

SPECIFIKACIJE INTERDENTALNE ČETKICE ZA ZUBE

Trajanje baterije	75 dana (2 puta dnevno na 2 minute), 5 sati
Broj pokreta	24.000 pokreta/min
Načini rada	2 (mala brzina i velika brzina)
Dodatne glave	I-serija
Dimenzije četkice	190 × 23 × 55 mm
Težina četkice	65 g
Vodootpornost	IPX4
Napajanje	1,5 V AA 1.000 mAh

ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA

TrueLife proizvodi imaju jamstvo na nepravilnosti u proizvodnji. U slučaju takvih neispravnosti, tvrtke elem6 s.r.o. Je obvezana da neispravan dio ili proizvod popravi ili zamijeni usporedivim dijelom ili proizvodom prema svojoj diskreciji. Prijenos, izmjena ili neovlaštene promjene ovog proizvoda će premašiti opseg ovog jamstva. To je i u slučaju gubitka ili oštećenja proizvoda uslijed neispravnosti, nemara ili druge pogreške. Jamstvo ne pokriva oštećenja proizašla upotrebom, nezgodom ili uobičajenim habanjem i trošenjem. Tvrtka elem6 s.r.o. ne preuzima odgovornost za bilo kakve nezgode, ozljede, smrt, gubitak ili druga potraživanja vezana uz ili proizašla iz upotrebe ovog proizvoda. Ni u kojem slučaju tvrtka elem6 s.r.o. Neće biti odgovorna za nehotečne ili posljedične štete vezane uz ili proizašle iz upotrebe ovog proizvoda ili bilo koje njegove komponente. Povrati ili zamjene za zamjenske dijelove i/ili proizvode mogu biti podložne troškovima isporuke, rukovanja, zamjene i/ili povrata.

Ovaj proizvod treba čuvati izvan doseg djece. Upotreba od strane djece je dopuštena samo pod nadzorom odrasle osobe.

SIGURNOSNE UPUTE:

1. Pažljivo pročitajte sigurnosne upute na pakiranju.
2. Za pravilno rukovanje proizvodom, pročitajte trenutačnu verziju priručnika, koja je dostupna za preuzimanje na: www.truelife.eu.
3. Pogreške u tisku i promjene u informacijama podložne su izmjenama.

PROIZVOĐAČ:

elem6 s.r.o.,

Braškovská 308/15, 161 00 Prague 6, Czech Republic

info@elem6.com



CE RoHS



