



TESLA
NASAL ASPIRATOR NA300
USER MANUAL

EN

DE

CZ


SK

PL


HU

SL

DESCRIPTION




INCLUDED ACCESSORIES




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1




1. First insert the base of the collection cup into the main body and tighten it, and then tighten the sealing cover.

2



2. Snap the protective cover of the collection cup into the main body and turn it clockwise to tighten it.

3




3. Select the appropriate nozzle and install it on the collection cup.


OPERATION INSTRUCTIONS

1. Turn on/off: Long press the „8“ to turn the device on. The Gear Indicator lights up. Long press the „8“ again to turn the device off.
2. Gear Position Adjustment: After turning the device on, short press the „8“, gears 1 - 3 are cycled in sequence.
3. Music Playback: Long press the „6“ to turn music playback on, short press „6“ to switch to the next music track, long press „6“ again to turn the music off.
4. Start/Stop Button: Short press „5“ to turn the suction function on to clean the nasal cavity, and short press „5“ again to turn it off.
5. Light Button: Short press „9“ to turn the colorful light on, and press „9“ again to turn the light off.
6. Device Charging: Connect the Magnetic charging cable to the Magnetic charging port. When charging the device, the first to third lights flash in an incremental cycle. When fully charged, the three lights are always on. The device cannot be used while charging.
7. Gear Position Indicator: When the device is turned on, the default setting is the first gear and the first light is on. The three lights correspond to three gears. When the device is in a state of low power, the 3 gear lights flash three times. The device should then be charged.

CAUTION




1. When cleaning the nasal cavity and the fluid accumulation in the collection cup exceeds half of the volume, remove the collection cup and empty it before continuing to use it, otherwise the air pump might get blocked, and the device may be damaged.




2. When cleaning the device, pay attention to tightening the collection cup before flushing to prevent water from entering the air pump.

CAUTION



Tip: Use boiling water or steam to disinfect the suction nozzle and collection cup before use. Note that a microwave oven cannot be used for disinfection.



Tip: After use, please clean the suction nozzle and collection cup with hot water to prevent build up of bacteria.

SAFETY INSTRUCTIONS

This product is only used to clean the nasal cavity.

Prevent solid and hard objects above 3 mm from entering the nozzle.

Take care not to drop the product as this might damage it.

Use only the accessories provided by the manufacturer to avoid damage to the device due to inappropriate accessories.

This product is not a toy, please keep it in a safe place.

PRECAUTIONS BEFORE USE

It is recommended to sterilize the suction nozzle and collection cup before use, such as soaking in boiling water at 100 °C for a few minutes and then install them on the main body of the device for use.

Do not use high-temperature machines such as microwave ovens for disinfection.

Do not immerse the whole product in liquid.

Please check whether the seal is damaged and the accessories are complete.

Wash your hands before use.

PRODUCT FEATURES

This product is an efficient nasal cavity cleaning device. It is soft, efficient and easy to clean. It is specifically designed for babies and children.

The main body of the device is made of soft silicone, and is waterproof and drop resistant.

The device has three levels of suction for maximum comfort level and different applications.

The aspirator is equipped uses light and music to distract baby during this, usually unpleasant activity.

The collection cup and suction nozzle made of food-grade materials are safe and hygienic, simple to operate and easy to clean.

PRODUCT STORAGE

Use cleaner or detergent to clean this product.

The suction nozzle and collection cup can be sterilized by boiling water or steam, but not by a microwave oven.

The whole device is waterproof if the collection cup is not removed. After use, make sure the collection cup is tightened and then you can rinse the whole device with water. The collection cup can be tightened and rinsed with water. Do not disassemble the collection cup. In case of flushing, prevent water from entering the air pump from the suction point which could cause malfunction.

Avoid storing the product in direct sunlight or humid environment.

Avoid using corrosive chemicals to clean this product.

SAFETY PRECAUTIONS

When using, make sure that your baby's mouth is open, to ensure air circulation in the nasal cavity, and to avoid discomfort caused by negative pressure.

When the nasal aspirator is working, do not block the other nostril, so as to avoid negative pressure on the head and cause discomfort.

Please clean this product before each use.

Disinfect the suction nozzle and transparent collection cup after use to prevent cross-infection.

Do not immerse the entire device in liquid.

When the capacity of the collection cup reaches half during use, it should be cleaned before continuing to use it to prevent the liquid from being sucked into the air pump and damaging the device.

INFORMATION ABOUT DISPOSAL AND RECYCLING

This product is marked with the symbol for separate collection. The product must be disposed of in accordance with the regulations for disposal of electrical and electronic equipment (Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment). Disposal together with regular municipal waste is prohibited. Dispose of all electrical and electronic products in accordance with all local and European regulations at the designated collection points which hold the appropriate authorisation and certification in line with the local and legislative regulations. Correct disposal and recycling help to minimise impacts on the environment and human health. Further information regarding disposal can be obtained from the vendor, authorised service centre or local authorities.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Tesla Global Limited declares that the radio equipment type TSL-PC-NA300 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: tsl.sh/doc



Manufacturer

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA
NASAL ASPIRATOR NA300
BENUTZERHANDBUCH

EN

DE

CZ


SK

PL

HU

SL

BESCHREIBUNG




ZUBEHÖR




MONTAGEANLEITUNG

1




1. Setzen Sie zunächst den Boden des Auffangbehälters in das Hauptgehäuse ein und ziehen Sie ihn fest. Ziehen Sie dann den Verschlussdeckel fest.

2



2. Rasten Sie die Schutzabdeckung des Auffangbehälters in das Hauptgehäuse ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.

3




3. Wählen Sie die passende Düse aus und setzen Sie sie auf den Auffangbecher.


GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Einschalten/Ausschalten: Zum Einschalten des Gerätes die Taste „8“ lang drücken. Die Geschwindigkeitsanzeige leuchtet auf. Zum Ausschalten des Gerätes die Taste „8“ erneut lange drücken.
2. Einstellen der Geschwindigkeitsposition: Nach dem Einschalten des Geräts die Taste „8“ kurz drücken, die Geschwindigkeiten schalten nacheinander von 1 bis 3.
3. Musik: Langes Drücken der Taste „6“ schaltet den Musikwiedergabemodus ein, kurzes Drücken der Taste „6“ schaltet den Musiktitel zum nächsten, wiederholtes langes Drücken der Taste „6“ schaltet den Musikwiedergabemodus aus.
4. Start/Stop-Taste: Durch kurzes Drücken der Taste „5“ wird die Aspirationsfunktion (Nasenreinigung) aktiviert, wiederholtes kurzes Drücken der Taste „5“ deaktiviert diese Funktion.
5. Taste für die Hintergrundbeleuchtung: Kurzes Drücken der Taste „9“ schaltet die farbige Hintergrundbeleuchtung ein, erneutes Drücken der Taste „9“ schaltet die Hintergrundbeleuchtung aus.
6. Gerät aufladen: Schließen Sie das magnetische Ladekabel an den magnetischen Ladeanschluss an. Beim Laden des Geräts blinken die erste bis dritte Leuchte in einem stufenweisen Zyklus. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchten die drei Lichter immer. Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
7. Anzeige der Geschwindigkeitsposition: Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird standardmäßig der erste Geschwindigkeitsmodus verwendet und die erste Anzeige leuchtet. Die drei Anzeigen entsprechen den drei Geschwindigkeitsmodi. Wenn der Ladezustand des Geräts niedrig ist, werden Sie durch dreimaliges Blinken der drei Geschwindigkeitsanzeigen des Geräts darauf aufmerksam gemacht. Dies signalisiert, dass das Gerät aufgeladen werden muss.

WARNUNGEN




1. Wenn Sie die Nasenhöhle reinigen und die Flüssigkeitsansammlung im Auffangbehälter die Hälfte des Volumens übersteigt, nehmen Sie den Auffangbehälter heraus und entleeren Sie ihn, bevor Sie das Gerät weiter verwenden, da sonst die Luftpumpe blockiert und das Gerät beschädigt werden kann.




2. Achten Sie beim Reinigen des Geräts darauf, dass Sie den Auffangbehälter vor dem Spülen fest anziehen, damit kein Wasser in die Luftpumpe eindringen kann.

WARNUNGEN



Tipp: Verwenden Sie kochendes Wasser oder Dampf, um die Saugdüse und den Auffangbehälter vor dem Gebrauch zu desinfizieren. Beachten Sie, dass ein Mikrowellenherd nicht zur Desinfektion verwendet werden kann.



Hinweis: Reinigen Sie die Saugdüse und den Auffangbehälter nach dem Gebrauch mit heißem Wasser, um die Ansammlung von Bakterien zu verhindern.

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt wird nur zur Reinigung der Nasenhöhle verwendet. Vermeiden Sie das Eindringen von festen und harten Gegenständen über 3 mm in die Düse. Achten Sie darauf, das Gerät nicht fallen zu lassen, da es dadurch beschädigt werden könnte. Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Zubehör, um eine Beschädigung des Geräts durch ungeeignetes Zubehör zu vermeiden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, bitte bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DEM GEBRAUCH

Es wird empfohlen, die Saugdüse und den Auffangbehälter vor dem Gebrauch zu sterilisieren, z. B. indem sie einige Minuten lang in kochendes Wasser mit einer Temperatur von 100 °C getaucht und dann am Hauptgehäuse des Geräts angebracht werden. Verwenden Sie zur Desinfektion keine Hochtemperaturgeräte wie Mikrowellenherde. Tauchen Sie das gesamte Produkt nicht in Flüssigkeit ein. Prüfen Sie, ob der Verschluss beschädigt ist und das Zubehör vollständig ist. Waschen Sie sich vor dem Gebrauch die Hände.

PRODUKTMERKMALE

Dieses Produkt ist ein effizientes Gerät zur Reinigung der Nasenhöhle. Es ist weich, effizient und leicht zu reinigen. Es ist speziell für Säuglinge und Kinder konzipiert. Das Hauptgehäuse des Geräts besteht aus weichem Silikon und ist wasserdicht und sturzsicher. Das Gerät verfügt über drei Saugstufen für maximalen Komfort und unterschiedliche Anwendungen. Der Sauger ist mit Licht und Musik ausgestattet, um das Baby bei dieser meist unangenehmen Tätigkeit abzulenken. Der Auffangbehälter und die Saugdüse aus lebensmittelechten Materialien sind sicher und hygienisch, einfach zu bedienen und leicht zu reinigen.

PFLEGE DES PRODUKTS

Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts Reinigungsmittel oder Spülmittel. Die Saugdüse und der Auffangbehälter können mit kochendem Wasser oder Dampf sterilisiert werden, jedoch nicht in der Mikrowelle.

Das gesamte Gerät ist wasserdicht, wenn der Auffangbehälter nicht entfernt wird. Vergewissern Sie sich nach dem Gebrauch, dass der Auffangbehälter fest angezogen ist, und spülen Sie dann das gesamte Gerät mit Wasser ab. Der Auffangbehälter kann festgezogen und mit Wasser abgespült werden. Nehmen Sie den Auffangbehälter nicht auseinander. Achten Sie beim Spülen darauf, dass kein Wasser von der Ansaugstelle in die Luftpumpe gelangt, da dies zu Fehlfunktionen führen könnte. Lagern Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder in feuchter Umgebung. Vermeiden Sie die Verwendung von ätzenden Chemikalien zur Reinigung dieses Produkts.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass der Mund Ihres Babys geöffnet ist, um die Luftzirkulation in der Nasenhöhle zu gewährleisten und Unannehmlichkeiten durch Unterdruck zu vermeiden.

Wenn der Nasensauger in Betrieb ist, darf das andere Nasenloch nicht blockiert werden, damit kein Unterdruck auf den Kopf ausgeübt wird, der Unbehagen verursacht.

Bitte reinigen Sie dieses Produkt vor jedem Gebrauch.

Desinfizieren Sie die Saugdüse und den transparenten Auffangbehälter nach dem Gebrauch, um Kreuzinfektionen zu vermeiden.

Tauchen Sie das gesamte Gerät nicht in Flüssigkeit ein.

Wenn das Fassungsvermögen des Auffangbehälters während des Gebrauchs die Hälfte erreicht, sollte er vor der weiteren Verwendung gereinigt werden, um zu verhindern, dass die Flüssigkeit in die Luftpumpe gesaugt wird und das Gerät beschädigt.

INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG

Dieses Produkt ist mit einem Symbol für die getrennte Sammlung gekennzeichnet. Das Produkt muss im Einklang mit den Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräteabfälle) entsorgt werden. Eine Entsorgung über den normalen Hausmüll ist unzulässig. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen im Einklang mit allen örtlichen und europäischen Vorschriften an dafür vorgesehenen Sammelstellen, die über eine entsprechende Genehmigung und Zertifizierung gemäß den örtlichen und legislativen Vorschriften verfügen entsorgt werden. Die richtige Entsorgung und Wiederverwertung hilft dabei die Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von Ihrem Verkäufer, der autorisierten Servicestelle oder bei den örtlichen Ämtern.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Tesla Global Limited., dass der Funkanlagentyp TSL-PC-NA300 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: tsl.sh/doc



Produzent

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA
NASAL ASPIRATOR NA300
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

EN

DE

CZ


SK

PL


HU

SL

POPIS




PŘÍSLUŠENSTVÍ (SOUČÁSTÍ BALENÍ)




POKYNY K SESTAVENÍ

1




1. Nejprve zasuňte základnu sběrné nádoby do těla odsávací, utáhněte ji a poté utáhněte těsnící kryt.

2



2. Do těla odsávací zacvakněte ochranný kryt sběrné nádoby a otočením ve směru hodinových ručiček jej utáhněte.

3




3. Zvolte vhodnou hlavici a nasadte ji na sběrnou nádobku.


POKYNY K POUŽITÍ

1. Zapnutí/vypnutí: Chcete-li odsávačku zapnout, dlouze stiskněte tlačítko „8“. Kontrolka rychlosti se rozsvítí. Chcete-li odsávačku vypnout, opět dlouze stiskněte tlačítko „8“.
2. Nastavení rychlosti: Po zapnutí odsávačky krátce stiskněte tlačítko „8“, kterým můžete přepínat mezi rychlostmi 1-3.
3. Přehrávání hudby: Dlouhým stisknutím tlačítka „6“ zapnete přehrávání hudby, krátkým stisknutím tlačítka „6“ přepnete na další skladbu a opětovným dlouhým stisknutím tlačítka „6“ hudbu vypnete.
4. Tlačítko Start/Stop: Krátkým stisknutím tlačítka „5“ zapnete funkci odsávání pro čištění nosní dutiny a opětovným krátkým stisknutím tlačítka „5“ ji vypnete.
5. Tlačítko světla: Krátkým stisknutím tlačítka „9“ zapnete barevné světlo a opětovným krátkým stisknutím tlačítka „9“ jej vypnete.
6. Nabíjení: Připojte magnetický nabíjecí kabel k magnetickému nabíjecímu portu. Při nabíjení postupně blikají všechny tři kontrolky. Jakmile je odsávačka plně nabitá, kontrolky zůstanou svítit. Během nabíjení nelze odsávačku používat.
7. Kontrolka rychlosti: Po zapnutí zařízení je výchozím nastavením první rychlost a svítí první kontrolka. Tři kontrolky odpovídají třem rychlostním stupňům. Pokud se odsávačka začne vybíjet, všechny tři kontrolky rychlosti třikrát zablikají. V tomto případě dejte odsávačku nabít.

POZOR




1. Pokud při čištění nosí dutiny nahromaděná tekutina ve sběrné nádobce přesáhne polovinu jejího objemu, vyjměte sběrnou nádobku a před dalším používáním ji vyprázdněte, v opačném případě by mohlo dojít k zablokování vakuového čerpadla a poškození přístroje.




2. Při čištění přístroje sběrnou nádobku před propláchnutím řádně utáhněte, aby se do vakuového čerpadla nedostala voda.

POZOR



Tip: Před použitím odsávačky vydezinfikujte sací hlavici a sběrnou nádobku pomocí vroucí vody nebo páry. Upozorňujeme, že k dezinfekci přístroje nelze použít mikrovlnnou troubu.



Tip: Po použití vyčistěte sací hlavici a sběrnou nádobku horkou vodou, zabráníte tak hromadění bakterií.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento výrobek je určen pouze k čištění nosní dutiny.

Zabraňte, aby do sací hlavičky vnikly pevné a tvrdé předměty větší než 3 mm. Dbejte na to, abyste výrobek neupustili na zem, v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození.

Používejte pouze příslušenství dodané výrobcem, aby nedošlo k poškození výrobku v důsledku použití nevhodného příslušenství.

Tento výrobek není hračka, uchovávejte jej na bezpečném místě.

POKYNY PŘED POUŽITÍM

Sací hlavičku a sběrnou nádobku doporučujeme před použitím sterilizovat, například několikaminutovým ponořením do vroucí vody o teplotě 100 °C, a teprve poté je nasadit na tělo přístroje a začít odsávat.

K dezinfekci výrobku nepoužívejte vysokoteplotní přístroje, jakou jsou například mikrovlnné trouby.

Neponořujte celý přístroj do žádné kapaliny.

Zkontrolujte, zda není poškozeno těsnění a zda je příslušenství kompletní.

Před použitím přístroje si umyjte ruce.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Tento výrobek je skvělým pomocníkem pro čištění nosní dutiny. Je měkký, účinný a snadno se čistí. Je speciálně navržen pro kojence a děti.

Tělo přístroje je vyrobeno z měkkého silikonu, je vodotěsné a odolné proti pádu.

Přístroj disponuje třemi úrovněmi sání pro maximální pohodlí a různé potřeby.

Odsávačka je vybavena světlem a hudbou pro rozptýlení dětí při této obvykle nepříjemné činnosti.

Sběrná nádoba a odsávačka vyrobené z materiálů vhodných pro použití v potravinářském průmyslu jsou bezpečné a hygienické, snadno se ovládají a čistí.

SKLADOVÁNÍ VÝROBKU

K čištění tohoto výrobku použijte čisticí prostředek nebo saponát. Sací hlavici a sběrnou nádobku lze sterilizovat vařící vodou nebo párou, nikoli však v mikrovlnné troubě.

Celý přístroj je vodotěsný, pokud není vyjmuta sběrná nádobka. Po použití se ujistěte, že je sběrná nádobka utažená, a poté můžete celý přístroj opláchnout vodou. Sběrnou nádobku lze utáhnout a vypláchnout vodou. Sběrnou nádobku nerozebírejte. Při proplachování zabraňte vniknutí vody do vakuového čerpadla ze sacího otvoru, v opačném případě by mohlo dojít k poruše přístroje.

Výrobek neskladujte na přímém slunci nebo ve vlhkém prostředí.

K čištění tohoto výrobku nepoužívejte žíravé chemikálie.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání odsávačky se ujistěte, že má dítě otevřená ústa, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu v nosní dutině a zabránilo se nepříjemným pocitům způsobeným podtlakem.

Při práci s odsávačkou neucpávejte druhou nosní díрку, aby nedocházelo k podtlaku v hlavě a nepříjemným pocitům.

Před každým použitím přístroj vyčistěte.

Po použití vydezinfikujte sací hlavici a průhlednou sběrnou nádobku, abyste zabránili přenosu infekce.

Neponořujte celý přístroj do žádné kapaliny.

Jakmile se sběrná nádobka během použití naplní do poloviny jejího objemu, vyjměte ji a před dalším používáním ji vyprázdněte, v opačném případě by mohlo dojít k nasátí tekutiny do vakuového čerpadla a poškození přístroje.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Tesla Global Limited prohlašuje, že typ rádiového zařízení TSL-PC-NA300 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: tsl.sh/doc



Výrobce

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA
NASAL ASPIRATOR NA300
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

EN

DE

CZ


SK

PL


HU

SL

POPIS




ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO




NÁVOD NA POUŽITIE

1




1. Najprv nainštalujte základňu skladacieho kontajnera na telo zariadenia a utiahnite ho, potom nainštalujte utesnenú kryciu dosku.

2



2. Pripevnite ochranný kryt zbernej misy na telo zariadenia a otočte ho v smere hodinových ručičiek, aby ste ho pevne utiahli.

3




3. Vyberte príslušnú trysku a nainštalujte ju do skladacej jednotky.


NÁVOD NA OBSLUHU

1. Zapnutie/vypnutie: dlhým stlačením tlačidla 8 zapnete zariadenie. Indikátor rýchlosti by sa mal rozsvietiť. Opätovným dlhším stlačením tlačidla 8 zariadenie vypnete.
2. Nastavenie polohy rýchlosti: Po zapnutí zariadenia krátko stlačte tlačidlo 8, zatiaľ čo rýchlosti sa budú prepínať postupne z 1 na 3.
3. Hudobný sprievod: dlhým stlačením tlačidla 6 sa zapne režim prehrávania hudby, krátkym stlačením tlačidla 6 sa prepne hudobná skladba na ďalšiu, druhým dlhým stlačením tlačidla 6 sa vypne režim prehrávania hudby.
4. Tlačidlo Štart/Stop: krátkym stlačením tlačidla 5 sa zapne aspiračná funkcia (čistenie nosovej dutiny), druhým krátkym stlačením tlačidla 5 sa táto funkcia vypne.
5. Tlačidlo podsvietenia: krátkym stlačením tlačidla 9 sa zapne farebné podsvietenie, opätovným stlačením tlačidla 9 sa podsvietenie vypne.
6. Pripojenie zariadenia k zdroju napájania: Pripojte magnetický nabíjací kábel k magnetickému nabíjacíemu portu. Počas nabíjania zariadenia budú postupne blikať indikátory od prvého do tretieho. Keď je zariadenie úplne nabité, budú nepretržite svietiť tri indikátory. Zariadenie nie je možné používať počas nabíjania.
7. Indikátor polohy rýchlosti: Keď je zariadenie zapnuté, predvolene sa používa režim prvej rýchlosti a prvý indikátor svieti. Tri indikátory zodpovedajú trom režimom rýchlosti. Keď je zariadenie v stave nízkeho nabitia, trojstupňové indikátory zariadenia Vás na to upozornia tromi vzbĺknutiami. To signalizuje, že zariadenie je potrebné nabíť.

VAROVANIE




1. Ak akumulácia kvapaliny v nádobe pri čistení nosnej dutiny presiahne polovicu objemu, vyberte nádobu a pred ďalším použitím ju vyprázdnite, inak môže dôjsť k zablokovaniu vzduchového čerpadla, čo môže poškodiť zariadenie.




2. Pri čistení zariadenia dávajte pozor na skutočnosť, že zberná nádoba je pred umývaním pevne skrútená, aby sa zabránilo vniknutiu vody do vzduchového čerpadla.

VAROVANIE



Tip: pred každou aplikáciou použite vriacu vodu alebo paru na dezinfekciu saciej trysky a nádoby. Upozorňujeme, že mikrovlnná rúra by sa nemala používať ako dezinfekcia.



Tip: po použití opláchnite saciu trysku a nádobu horúcou vodou, aby ste zabránili hromadeniu baktérií.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento výrobok sa používa iba na čistenie nosnej dutiny.
Nedovoľte, aby sa do trysky dostali pevné predmety väčšie ako 3 mm.
Nedovoľte, aby zariadenie spadlo, pretože by to mohlo spôsobiť jeho poškodenie.
Používajte iba príslušenstvo dodané výrobcom, aby ste predišli poškodeniu zariadenia v dôsledku použitia nesprávnych komponentov.
Tento výrobok nie je hračka, preto ho uchovávajte na bezpečnom mieste.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRED POUŽITÍM

Pred každým použitím sa odporúča sterilizovať saciu trysku a nádobu, napríklad ich namočením na niekoľko minút do vriacej vody pri 100°C a následnou inštaláciou na hlavné telo zariadenia na ďalšie použitie.
Na dezinfekciu nepoužívajte vysokoteplotné zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry.
Neponárajte celý produkt do tekutiny.
Skontrolujte, či tesnenie nie je poškodené a či sú súčasťou balenia všetky komponenty.
Pred použitím si umyte ruky.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tento produkt je účinným zariadením na čistenie nosnej dutiny. Je mäkký, spoľahlivý a ľahko sa udržiava. Zariadenie je špeciálne navrhnuté pre dojčatá a deti. Hlavné telo zariadenia je vyrobené z mäkkého silikónu, je vodotesné a chránené pred pádmi.
Zariadenie má tri režimy odsávania pre maximálne pohodlie a široké použitie. Odsávačka je vybavená ľahkým a hudobným sprievodom, ktorý odvádza pozornosť dieťaťa počas zvyčajne nepríjemného postupu.
Nádoba na zber kvapaliny a aspiračná tryska sú vyrobené z bezpečných a ekologických materiálov, ľahko sa ovládajú a ľahko sa udržiavajú.

ÚDRŽBA VÝROBKU

Na čistenie tohto produktu použite čistiaci prostriedok alebo umývací prostriedok.

Tryska a zberná nádoba sa môžu sterilizovať vriacou vodou alebo parou, ale nie v mikrovlnnej rúre.

Celé zariadenie je odolné voči vode, ak neodstránite zbernú nádobu. Po použití sa uistite, že nádoba je pevne skrútená a potom môžete celé zariadenie opláchnuť pod tečúcou vodou. Zberná nádoba by mala byť pevne priskrutkovaná a potom opláchnutá vodou. Skladací kontajner nerozoberajte. V prípade preplachovania nedovoľte, aby voda vnikla do vzduchového čerpadla cez sací otvor, pretože to môže viesť k poruchám.

Neskladujte výrobok na priamom slnečnom svetle alebo vo vlhkej miestnosti.

Na čistenie tohto produktu nepoužívajte agresívne chemikálie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Počas používania sa uistite, že ústa dieťaťa sú otvorené, aby sa umožnila cirkulácia vzduchu v nosovej dutine a zabránilo sa nepríjemným pocitom spôsobeným podtlakom.

Keď nosový aspirátor pracuje, neblokujte druhú nosnú dierku dieťaťa, aby ste predišli negatívnemu tlaku na hlavu a nepohodliu.

Pred každým použitím vyčistite tento výrobok.

Po použití dezinfikujte saciu trysku a zbernú nádobu, aby ste zabránili šíreniu infekcií.

Neponárajte celé zariadenie do kvapaliny.

Keď kapacita zbernej nádoby počas používania dosiahne polovicu, mala by sa pred ďalším používaním vyčistiť, aby sa zabránilo vniknutiu kvapaliny do vzduchového čerpadla a poškodeniu samotného zariadenia.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Tesla Global Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TSL-PC-NA300 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: tsl.sh/doc



Výrobca

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA
NASAL ASPIRATOR NA300
INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN

DE

CZ


SK

PL


HU

SL

OPIS




DODATKOWE AKCESORIA




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1




1. Najpierw zamocuj podstawę pojemnika zbiorczego do korpusu urządzenia i dokręć ją, a następnie załóż nakładkę uszczelniającą.

2



2. Załóż pokrywę ochronną miski zbierającej na korpus urządzenia i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby mocno dokręcić.

3




3. Wybierz odpowiednią dyszę i zainstaluj ją w bloku zbiorczym.


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Włączanie/wyłączanie: długie naciśnięcie przycisku „8” włącza urządzenie. Wskaźnik prędkości powinien się zaświecić. Ponowne długie naciśnięcie przycisku „8” spowoduje wyłączenie urządzenia.
2. Regulacja położenia prędkości: po włączeniu urządzenia należy krótko nacisnąć przycisk „8”, a prędkości będą przełączane kolejno od 1 do 3.
3. Muzyka: długie naciśnięcie przycisku „6” włącza tryb odtwarzania muzyki, krótkie naciśnięcie przycisku „6” przełącza utwór muzyczny na następny, ponowne długie naciśnięcie przycisku „6” wyłącza tryb odtwarzania muzyki.
4. Przycisk Start/Stop: Krótkie naciśnięcie przycisku „5” włącza funkcję aspiracji (czyszczenie jamy nosowej), ponowne krótkie naciśnięcie przycisku „5” wyłącza tę funkcję.
5. Przycisk podświetlenia: Krótkie naciśnięcie przycisku „9” spowoduje włączenie kolorowego podświetlenia, ponowne naciśnięcie przycisku „9” spowoduje wyłączenie podświetlenia.
6. Podłączenie urządzenia do źródła zasilania: Podłącz magnetyczny kabel ładujący do magnetycznego portu ładowania. Podczas ładowania urządzenia wskaźniki od pierwszego do trzeciego będą migać po kolei. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, trzy wskaźniki będą świecić przez cały czas. Podczas ładowania urządzenia nie można używać.
7. Wskaźnik położenia prędkości: Gdy urządzenie jest włączone, domyślnym ustawieniem jest pierwszy tryb prędkości, a pierwszy wskaźnik jest włączony. Trzy wskaźniki odpowiadają trzem trybom prędkości. Gdy urządzenie jest w stanie niskiego poziomu naładowania, wskaźniki trzech prędkości urządzenia powiadomią Cię o tym trzema mignięciami. To zasygnalizuje, że urządzenie musi zostać naładowane.

OSTRZEŻENIE




1. Jeśli podczas czyszczenia jamy nosowej nagromadzenie płynu w pojemniku przekracza połowę objętości, wyjmij pojemnik i opróżnij go przed dalszym użyciem, w przeciwnym razie pompa powietrza może się zablokować, co może spowodować uszkodzenie urządzenia.




2. Podczas czyszczenia urządzenia upewnij się, że pojemnik zbiorczy jest szczelnie zamknięty przed myciem, aby zapobiec przedostawaniu się wody do pompy powietrznej.

OSTRZEŻENIE



Wskazówka: Użyj wrzącej wody lub pary do dezynfekcji dyszy ssącej i pojemnika przed każdym użyciem. Należy pamiętać, że do dezynfekcji nie należy używać kuchenki mikrofalowej.



Wskazówka: Po użyciu splucz dyszę ssącą i pojemnik gorącą wodą, aby zapobiec gromadzeniu się bakterii.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ten produkt jest używany tylko do czyszczenia jamy nosowej.

Nie dopuszczaj, aby ciała stałe większe niż 3 mm dostały się do dyszy.

Nie dopuszczaj, aby urządzenie spadło, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Używaj tylko akcesoriów dostarczonych przez producenta, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia z powodu użycia niewłaściwych komponentów.

Ten produkt nie jest zabawką, więc przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM

Zaleca się sterylizację dyszy ssącej i pojemnika przed każdym użyciem, na przykład moczenie ich we wrzącej wodzie w temperaturze 100 °C na kilka minut, a następnie umieszczenie ich na głównym korpusie urządzenia do późniejszego użycia.

Nie używaj urządzeń wysokotemperaturowych, takich jak kuchenki mikrofalowe, do dezynfekcji.

Nie zanurzaj produktu w całości.

Sprawdź, czy uszczelka nie jest uszkodzona i czy wszystkie elementy są dołączone.

Przed użyciem umyj ręce.

CECHY PRODUKTU

Ten produkt jest skutecznym urządzeniem do czyszczenia jamy nosowej. Jest miękki, niezawodny i łatwy w pielęgnacji. Urządzenie jest specjalnie zaprojektowane dla niemowląt i dzieci.

Główny korpus urządzenia wykonany jest z miękkiego silikonu, jest wodoodporny i odporny na upadki.

Urządzenie posiada trzy tryby aspiracji dla maksymalnego komfortu i szerokiego zastosowania.

Aspirator wyposażony jest w akompaniament świetlny i muzyczny, który odwraca uwagę dziecka podczas zwykle nieprzyjemnego zabiegu.

Pojemnik na płyny i dysza ssąca są wykonane z bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska materiałów, są łatwe w obsłudze i łatwe do czyszczenia.

PIELĘGNACJA PRODUKTU

Użyj środka czyszczącego lub detergentu do czyszczenia tego produktu.

Dyszę i pojemnik zbiorczy można sterylizować wrzącą wodą lub parą, ale nie w kuchenke mikrofalowej.

Całe urządzenie jest wodoodporne, o ile nie zostanie usunięty pojemnik zbiorczy.

Po użyciu upewnij się, że pojemnik jest mocno dokręcony, a następnie możesz przepłukać całe urządzenie pod bieżącą wodą. Pojemnik zbiorczy należy mocno dokręcić, a następnie spłukać wodą. Nie demontuj pojemnika zbiorczego.

Podczas przepłukiwania nie wolno dopuścić do przedostania się wody do pompy powietrznej przez otwór ssący ponieważ może to spowodować awarię.

Nie przechowuj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w wilgotnym miejscu.

Nie używaj agresywnych chemikaliów do czyszczenia tego produktu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użytkowania upewnij się, że usta dziecka są otwarte, aby umożliwić cyrkulację powietrza w jamie nosowej i uniknąć dyskomfortu spowodowanego podciśnieniem.

Kiedy aspirator do nosa działa, nie blokuj drugiego nozdrza nosa dziecka, aby uniknąć podciśnienia na głowę i dyskomfortu.

Wyczyść ten produkt przed każdym użyciem.

Po użyciu należy zdezynfekować dyszę ssącą i pojemnik zbiorczy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji.

Nie zanurzaj całego urządzenia w cieczy.

Gdy pojemnik zbiorczy osiągnie połowę pojemności podczas użytkowania, należy go opróżnić przed dalszym użyciem, aby zapobiec przedostaniu się cieczy do pompy powietrznej i uszkodzeniu samego urządzenia.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU

Wszystkie produkty z niniejszym oznaczeniem należy utylizować zgodnie z przepisami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/UE). Wyrzucanie ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest niedozwolone. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami w określonych miejscach zbiórki z odpowiednimi uprawnieniami i certyfikacją według przepisów regionalnych i ustawodawstwa. Właściwa utylizacja i recykling pomagają w minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Pozostałe informacje w zakresie utylizacji można otrzymać u sprzedającego, w autoryzowanym serwisie lub w lokalnych urzędach.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EŪ

Tesla Global Limited niniejszym oświadcza, że TSL-PC-NA300 urządzenia radiowego model jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: tsl.sh/doc



Producent

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA ORRSZÍVŐ NA300
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

EN

DE

CZ


SK

PL


HU

SL

LEÍRÁS




TARTOZÉKOK




ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1




1. Először helyezze be a gyűjtőcsésze alját az orrszívón kialakított helyre, szorosan rögzítse, majd helyezze fel a tömítőfedelelet.

2



2. Pattintsa a gyűjtőcsésze védőburkolatát az orrszívóba, és az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva rögzítse azt.

3




3. Válassza ki a megfelelő szivófejet, és helyezze fel a gyűjtőcsészére.


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Bekapcsolás/kikapcsolás: A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a „8” gombot. A sebességjelző képernyő ekkor kigyullad. A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét hosszan a „8” gombot.
2. A szívási fokozat beállítása: A készülék bekapcsolása után nyomja meg röviden a „8” gombot, ezzel a szívás sebességét 1 és 3-as fokozat között változtathatja.
3. Zenelejátszó: A „6” gomb hosszú megnyomásával bekapcsolja a zenelejátszó funkciót, a „6” rövid megnyomásával a következő zeneszámra vált, a „6” ismételt hosszú megnyomásával pedig kikapcsolja a zenét.
4. Start/stop gomb: Nyomja meg röviden az „5” gombot a szívófunkció bekapcsolásához és az orrüreg tisztításához. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra röviden az „5” gombot.
5. Fényerő gomb: Nyomja meg röviden a „9” gombot a színes fény bekapcsolásához, majd nyomja meg újra a „9” gombot annak kikapcsolásához.
6. Az eszköz töltése: Csatlakoztassa a mágneses töltőkábelt a mágneses töltőporthoz. A készülék töltésekor az elsőől a harmadik jelzőfény ciklikusan villog. Teljesen feltöltött állapotban mind a három jelzőfény folyamatosan világít. A készüléket töltés közben nem lehet használni.
7. Szívási fokozat kijelző: Amikor a készülék be van kapcsolva, az alapértelmezett az első sebesség mód, és az első jelzőfény világít. A három jelzőfény három sebességi módnak felel meg. Amikor a készülék alacsony töltöttségi állapotban van, a készülék három sebességjelzője három fényvillanással jelzi azt. Ez azt mutatja, hogy a készüléket fel kell tölteni.

FIGYELMEZTETÉS




1. Ha az orrüreg tisztítása közben az orrváladék mennyisége a gyűjtőcsészében meghaladja a térfogat felét, a további használat előtt vegye ki a gyűjtőcsészét és ürítse ki azt, különben a légpumpa eltömődhet, és a készülék károsodhat.




2. A készülék tisztításakor figyeljen arra, hogy a gyűjtőcsészét az öblítés előtt szorosan rögzítse, hogy megakadályozza a víz bejutását a légszivattyúba.

FIGYELMEZTETÉS



Tipp: Használat előtt forró vízzel vagy gőzzel fertőtlenítse a szivófejet és a gyűjtőcsészét. Mikrohullámú sütő nem használható fertőtlenítésre.



Tipp: Használat után tisztítsa meg a szivófejet és a gyűjtőcsészét forró vízzel, hogy megakadályozza a baktériumok elszaporodását.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ez a termék kizárólag az orrüreg tisztítására szolgál.

Figyeljen arra, hogy 3 mm-nél nagyobb szilárd vagy kemény tárgyak kerüljenek a szívófejbe.

Vigyázzon, hogy ne ejtse le a terméket, mert megsérülhet.

Csak a gyártó által biztosított tartozékokat használja, hogy elkerülje a készülék nem megfelelő tartozékok használata miatti károsodását.

Ez a termék nem játék, kérjük, tartsa biztonságos helyen.

HASZNÁLAT ELŐTTI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használat előtt ajánlott a szívófej és a gyűjtőcsésze sterilizálása, például áztassa néhány percre 100 °C-os forrásban lévő vízbe a készülék használat előtt.

Ne használjon magas hőmérsékletű gépeket, például mikrohullámú sütőt a készülék fertőtlenítésre.

Ne merítse a termék teljes egészét folyadékba.

Ellenőrizze, hogy a tömítés nem sérült-e meg, és a tartozékok hiánytalanok-e.

Használat előtt mindig mosson kezet.

TERMÉKJELLEMZŐK

Ez a termék egy hatékony orrüreg tisztító készülék. Puha, hatékony és könnyen tisztítható. Kifejezetten csecsemők és gyermekek számára készült.

A készülék teste puha szilikonból készült, vízálló és cseppálló.

A készülék három szívási fokozattal rendelkezik a maximális kényelemért és a különböző használati módok érdekében.

A nyugodt orrtisztítás érdekében fényjelzés és nyugtató dallam is bekapcsolható, hogy elterelje a baba figyelmét.

Az élelmiszeripari minőségű anyagokból készült gyűjtőcsésze és szívófej biztonságos és higiénikus, egyszerűen kezelhető és könnyen tisztítható.

TÁROLÁS

A termék tisztításához használjon tisztítószert vagy mosószert.

A szívófej és a gyűjtőcsésze sterilizálható forró vízzel vagy gőzzel is, de a sterilizáció nem végezhető mikrohullámú sütőben.

Ha a gyűjtőcsésze nincs eltávolítva, a készülék teljes egészében vízálló. Használat után győződjön meg róla, hogy a gyűjtőcsésze rendesen rögzítve van, ekkor az egész készüléket kiöblítheti vízzel. A gyűjtőcsésze szorosan rögzíthető és vízzel ki lehet öblíteni. A gyűjtőcsészét ne szerelje szét. Öblítés esetén figyeljen oda, hogy ne kerüljön víz vagy orrváladék a légszivattyúba, mert az meghibásodást okozhat. Kerülje a termék közvetlen napfényben vagy párás környezetben történő tárolását.

Kerülje a maró hatású vegyszerek használatát a termék tisztításakor.

BIZTONSÁGI ÖVINTÉZKEDÉSEK

Ügyeljen arra, hogy használat közben a kisgyermek szája mindig nyitva legyen, mert ez biztosítja a levegő keringését az orrüregben. Így elkerülhetőek a negatív nyomás okozta kellemetlenségek.

Az orrszívó használata közben soha ne zárja el a másik orrlyukat, hogy elkerülje a fejre nehezedő negatív nyomást és a kellemetlen érzést.

Kérjük, minden használat előtt tisztítsa meg a terméket.

Használat után fertőtlenítse a szívófejet és az átlátszó gyűjtőcsészét a keresztfertőzés elkerülése érdekében.

Ne merítse a készüléket teljes egészében folyadékba.

Ha a gyűjtőcsésze kapacitása használat közben eléri annak felét, a használat folytatása előtt meg kell tisztítani, hogy az orrváladék ne kerüljön a légszivattyúba és ne károsítsa a készüléket.

MEGSEMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladék közé dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Tesla Global Limited igazolja, hogy a TSL-PC-NA300 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: tsl.sh/doc



Gyártó

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA
NASAL ASPIRATOR NA300
UPORABNIŠKI PRIROČNIK

EN

DE

CZ


SK

PL


HU

SL

OPIS




DODATNI PRIPOMOČKI




NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

1




1. Najprej vstavite dno zbiralne posode v glavno telo in ga privijte, nato pa privijte tesnilni pokrov.

2



2. Zaščitni pokrov zbiralne posode zaskočite na ohišje naprave in obrnite v smeri urinega kazalca, da ga zategnete.

3




3. Izberite ustrezen nastavek in ga namestite na zbiralno posodo.


NAVODILA ZA DELOVANJE

1. Vkllop/izkllop: Dolgo pritisnite gumb „8“, da vklopite napravo. Indikator hitrosti mora zasvetiti. Ponovno dolgo pritisnite „8“, da izklopite napravo.
2. Prilagoditev hitrosti: Ko vklopite napravo, na kratko pritisnite „8“ in hitrosti se bodo zaporedno preklapile s 1. na 3.
3. Predvajanje glasbe: Dolgo pritisnite „6“, da vklopite predvajanje glasbe, kratko pritisnite „6“, da preklopite na naslednjo skladbo, znova dolgo pritisnite „6“, da izklopite glasbo.
4. Gumb za zagon/ustavitev: Kratak pritisk na gumb „5“ vklopi funkcijo aspiracije (čiščenje nosne votline), ponoven kratak pritisk na gumb „5“ to funkcijo izklopi.
5. Gumb za osvetlitev ozadja: kratak pritisk na gumb „9“ bo vklopil barvno osvetlitev ozadja, drugi pritisk na gumb „9“ bo izklopil osvetlitev ozadja.
6. Polnjenje naprave: povežite magnetni polnilni kabel z magnetnim polnilnim priključkom. Med polnjenjem naprave bodo indikatorji od prvega do tretjega izmenično utripali. Ko je naprava popolnoma napolnjena, bodo vsi trije indikatorji svetili neprekinjeno. Naprave med polnjenjem ni mogoče uporabljati.
7. Indikator hitrosti: Ko je naprava vklopljena, je privzeto nastavljen prvi hitrostni način in zasveti prvi indikator. Trije indikatorji ustrezajo trem načinom hitrosti. Ko je naprava skoraj prazna, vas trije indikatorji hitrosti naprave o tem obvestijo s tremi utripi. To bo signaliziralo, da je treba napravo napolniti.

PREVIDNOST




1. Ko čistite nosno votlino in kopičenje tekočine v zbiralni posodi preseže polovico prostornine, odstranite zbiralno posodo in jo pred nadaljnjo uporabo izpraznite, sicer se lahko zamaši zračna črpalka, kar lahko poškoduje napravo.




2. Pri čiščenju naprave se prepričajte, da je zbiralna posoda pred pranjem dobro zaprta, da preprečite vstop vode v zračno črpalko.

PREVIDNOST



Namig: Pred vsako uporabo z vrelo vodo ali paro razkužite sesalno šobo in zbiralno posodo. Upoštevajte, da za razkuževanje ni mogoče uporabiti mikrovalovne pečice.



Nasvet: Po uporabi očistite sesalno šobo in zbiralno posodo z vročo vodo, da preprečite kopičenje bakterij.

VARNOSTNA NAVODILA

Ta izdelek se uporablja samo za čiščenje nosne votline.
Ne dovolite, da v šobo zaidejo trdni predmeti, večji od 3 mm.
Ne dovolite, da naprava pade, saj jo lahko poškodujete.
Uporabljajte samo dodatke, ki jih je zagotovil proizvajalec, da preprečite poškodbe naprave zaradi uporabe neustreznih komponent.
Ta izdelek ni igrača, zato ga hranite na varnem mestu.

PREVIDNOSTNI UKREPI PRED UPORABO

Priporočljivo je, da sesalno šobo in zbiralno posodo pred uporabo sterilizirate z namakanjem za nekaj minut v vreli vodi pri 100°C in ju nato namestite na glavni del telesa naprave za uporabo.
Za dezinfekcijo ne uporabljajte visokotemperaturnih strojev, kot so mikrovalovne pečice.
Ne potaplajte celotnega izdelka v tekočino.
Preverite, ali je tesnilo poškodovano in ali so dodatki popolni.
Pred uporabo si umijte roke.

LASTNOSTI IZDELKA

Ta izdelek je učinkovita naprava za čiščenje nosne votline. Je mehak, učinkovit in enostaven za čiščenje. Zasnovan je posebej za dojenčke in otroke.
Glavno ohišje naprave je izdelano iz mehkega silikona in je vodoodporno ter odporno na padce.
Naprava ima tri stopnje sesanja za maksimalno udobje in različne uporabe.
Aspirator je opremljen s svetlobno in glasbeno spremljavo za odvrčanje otrokove pozornosti med običajno neprijetnim posegom.
Zbirna posoda in sesalna šoba iz materialov, primernih za živila, sta varni in higieniski, enostavni za uporabo in čiščenje.

SHRANJEVANJE IZDELKA

Za čiščenje tega izdelka uporabite čistilo ali detergent.

Sesalno šobo in zbiralno posodo lahko sterilizirate z vrelo vodo ali paro, vendar ne v mikrovalovni pečici.

Celotna naprava je vodoodporna, če zbirna posoda ni odstranjena. Po uporabi se prepričajte, da je zbiralna posoda privita, nato pa lahko celotno napravo sperete z vodo. Zbiralno posodo lahko zategnete in splaknete z vodo. Ne razstavljajte zbiralne posode. Pri izpiranju ne dovolite, da voda vstopi v zračno črpalko skozi sesalni priključek, saj lahko povzroči okvare.

Izogibajte se shranjevanju izdelka na neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem okolju.

Za čiščenje tega izdelka ne uporabljajte jedkih kemikalij.

VARNOSTNI UKREPI

Pri uporabi poskrbite, da bodo otrokova usta odprta, da zagotovite kroženje zraka v nosni votlini in se izognete nelagodju, ki ga povzroča podtlak.

Ko nosni aspirator deluje, ne zamašite druge nosnice, saj lahko to povzroči negativni pritisk na glavo in nelagodje.

Pred vsako uporabo ta izdelek očistite.

Po uporabi razkužite sesalno šobo in zbiralno posodo, da preprečite širjenje okužb.

Ne potaplajte celotne naprave v tekočino.

Ko je zbiralna posoda med uporabo do polovice polna, jo je treba pred nadaljnjo uporabo izprazniti, da preprečite vstop tekočine v zračno črpalko in poškodovanje naprave.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjujte v skladu s krajevnimi in evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena zbirna mesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Tesla Global Limited potrjuje, da je tip radijske opreme TSL-PC-NA300 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: tsl.sh/doc



Producent

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA NASAL ASPIRATOR NA300

Manufacturer

Tesla Global Limited
Far East Consortium Building
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com