




FaceTite

H2120

- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- EN USER MANUAL
- FR MODE D'EMPLOI
- BG РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
- HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
- RO MANUAL DE UTILIZARE
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Silk'n FaceTite



Inhaltsverzeichnis

1. Warnungen.....	2
2. Gegenanzeigen	5
3. Sicherheitsfunktionen	7
4. Zeichenerklärung	8
5. Lernen Sie Ihr Gerät kennen.....	9
5.1 Gerätebeschreibung	9
5.2 Anwendungszweck	9
5.3 Packungsinhalt	10
5.4 Geräteteile	10
5.5 Bedientasten & Einstellungen	10
5.6 Akku laden	11
6. Behandlungen.....	12
6.1 Behandlungsbereiche	12
6.2 Behandlungsplan	13
6.3 Erwartungsgemäß	14
6.4 Mögliche Nebenwirkungen	14
7. Legen Sie los!.....	15
8. Reinigung, Wartung & Aufbewahrung.....	18
9. Fehlerbehebung	19
10. Kundenservice.....	20
11. Verbrauchsmaterialien.....	20
12. Garantie	20
13. Produktentsorgung.....	21
14. Spezifikationen.....	22
15. Rechtlicher Hinweis	24

1. Warnungen



DE

Die folgenden Personengruppen dürfen das Gerät einschließlich der Geräteteile nicht verwenden: Kinder, Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten, Personen, die über keine ausreichende Erfahrung im sicheren Umgang mit dem Gerät verfügen und Personen, die nicht verstehen, welche Gefahren mit der Nutzung des Geräts verbunden sind.

Es handelt sich um ein leistungsstarkes Gerät, bei dessen Verwendung besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden sollte. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung auf. Lesen Sie alle Warnungen, Gegenanzeigen und Sicherheitsvorkehrungen aufmerksam durch und richten Sie sich streng danach. Wir empfehlen Ihnen, sich vor jeder Behandlung noch einmal mit den Bedienungshinweisen vertraut zu machen.

Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände trocken sind bevor Sie das Gerät verwenden, den Netzstecker berühren oder die Ladestation an die Stromversorgung anschließen.

- Stellen bzw. bewahren Sie den Netzadapter nicht an Orten auf, an denen dieser in eine Flüssigkeit fallen oder gezogen werden kann.
- Zum Aufladen des Akkus ausschließlich den mitgelieferte Netzadapter verwenden.
- Den Netzadapter nicht verwenden, wenn er in Flüssigkeit gefallen sind.
- Das Gerät nach dem Laden des Akkus von der Stromversorgung trennen.
- Das Gerät, alle Teile und Zubehör von heißen Oberflächen fernhalten.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Bei Anwendung im Badezimmer das Gerät nach Gebrauch von der Stromversorgung trennen. Die Nähe zu Wasser stellt immer eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen eine RCD-Fehlerstrom-Schutzeinrichtung anzubringen. Der Fehlerstrom der RCD-Einrichtung sollte 30mA nicht überschreiten. Fragen Sie Ihren Elektriker.

- ⦿ Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu modifizieren, zu öffnen oder zu reparieren. Sie könnten sich der Gefahr durch elektrische Einzelteile aussetzen und sich ernsthafte Schäden zufügen. Außerdem erlischt dadurch auch die Garantie.
- ⦿ Das Gerät nicht verwenden, wenn die Teile oder das Zubehör nicht vom Hersteller stammen, wenn diese in irgendeiner Weise beschädigt sind, nicht ordnungsgemäß funktionieren oder wenn Sie Rauch sehen oder riechen. Verwenden Sie in diesen Fällen das Gerät nicht weiter und nehmen Sie Kontakt zum Kundenservice auf.
- ⦿ Die Geräteteile niemals in der Geschirrspülmaschine reinigen.
- ⦿ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen dieses Gerät nicht reinigen oder warten.
- ⦿ Kinder dürfen nicht mit der Verpackung spielen. Sie können sich mit dem Verpackungsmaterial verletzen oder Kleinteile verschlucken und daran ersticken.
- ⦿ Der Geräteakku kann nicht ausgetauscht werden.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern.
- Dieses Gerät wurde gemäß den Anforderungen der elektromagnetischen, elektrostatischen Standards und den Funkfrequenz-Interferenz-Standards entworfen und getestet. Die Möglichkeit elektromagnetischer oder anderer Interferenzen kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Bei Interferenzen kann es helfen, das Gerät umzustellen.

2. Gegenanzeigen



Nicht verwenden, wenn:

- Sie einen Herzschrittmacher oder internen Defibrillator oder ein anderes aktives elektrisches Implantat in Ihrem Körper tragen.
- Sie an unzureichend kontrollierte Hormonstörungen wie Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen leiden.
- Sie aktuell oder in der Vergangenheit Krebs hatten oder an einer Vorstufe eines bösartigen Muttermals leiden.
- Sie eine Strahlen- oder Chemotherapie innerhalb der letzten drei Monate durchgeführt haben oder Körperstellen potenziell bösartige Hauttumoren aufweisen.
- Sie eine Erkrankung haben, die mit Fotosensibilität im Zusammenhang steht, wie zum Beispiel Porphyrie, polymorphe Lichtdermatose, Lichturtikaria, Lupus usw.
- Sie an Epilepsie leiden.

- Sie schwanger sind oder stillen.
- Sie an krankhaften Hautzuständen durch Diabetes, systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen leiden.



Nicht auf betroffenen Bereichen verwenden bei:

- dauerhaften Implantaten wie Metallplatten oder Schrauben, Silikonimplantaten oder Bereichen mit injizierten Füllungen oder Toxinen.
- aktiven Hautausschlägen, Schuppenflechte, Läsionen, offenen Wunden, offenen Infektionen (Fieberbläschen) und krankhaften Hautzuständen durch systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen (zum Beispiel Diabetes).
- verletzter Haut.
- kürzlich genossenem Sonnenbad ohne Schutz (1 Tag warten), auf sonnengebräunter Haut 3 Tage warten.
- einer Operation in den 3 Monaten vor der Behandlung.
- Tattoos.
- langen oder dicken Haaren. Die Anwendung des Geräts kann zu leichten blauen Flecken führen.



Nehmen Sie in folgenden Fällen Kontakt zu Ihrem Arzt auf:

- Einnahme von Steroiden innerhalb der letzten 3 Monate vor Beginn der Behandlung.
- Couperose oder Rosazea.

- Vorgeschichte mit Krankheiten, die durch Wärme stimuliert wurden, wie rezidiver Herpes Simplex im Behandlungsbereich. Sofern dies der Fall ist, dürfen Sie das Gerät nur nach Durchführung einer entsprechenden prophylaktischen Behandlung anwenden.
- Anwendung von ärztlich verschriebenen Arzneimitteln auf der Haut in den letzten sechs Monaten.
- Sonstige Eankung, welche die Behandlung für Sie aus Sicht Ihres Arztes bzw. Hautarztes unsicher machen würde.
- Wenn Sie an Hautkrankheiten, Keloiden, abnormaler Wundheilung und sehr trockener oder brüchiger Haut leiden.

3. Sicherheitsfunktionen

Das Gerät schützt Ihre Haut vor Überhitzung.

- **Wärmesensor und Wärmestabilisator:** Messen die Temperatur der Haut, stabilisieren die Wärmeenergie und beugen Überhitzung vor. Sobald die Temperatur der Haut 42°C - 43°C erreicht, stellt der Stabilisator automatisch die Ausgabe von Wärme ein und zwar so lange, bis die Haut eine Temperatur erreicht, in welcher die Ausstrahlung von Wärme wieder sicher ist.
- **Bewegungssensor:** Gibt nur RF-Energie aus, wenn Sie das Gerät über die Haut bewegen.

4. Zeichenerklärung

	Eine Erklärung oder ein Ereignis, das auf eine mögliche oder drohende Gefahr oder Problem bei der Verwendung des Geräts hinweist.
	Wichtige Informationen zur Nutzung oder Wartung des Geräts.
	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien.
	Klasse II. Der Netzadapter ist durch eine doppelte Isolierung gegen Stromschlag geschützt.
	Polarität des DC-Stromanschlusses.
	Gleichspannung des DC-Stromanschlusses.
	Warnung: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern.
	Nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften und helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen. Entspricht den Vorgaben der EEAG-Richtlinie.
	Lithium-Ionen-Akku integriert.
	Der integrierte, aufladbare Akku enthält Substanzen, die die Umwelt schädigen können. Den Akku immer entfernen und an einer offiziellen Sammelstelle für Batterien entsorgen.

- i** Dieses Gerät darf nicht in Gegenwart von entzündlichen Narkosegasgemischen oder mit Luft, Sauerstoff oder Stickstoff eingesetzt werden.

5. Lernen Sie Ihr Gerät kennen

5.1 Gerätebeschreibung

Das Gerät ist ein Gerät für die Anti-Aging-Gesichtsbehandlung mit HT™-Technologie. Diese Technologie kombiniert drei Energiearten: Infrarotwärme-Energie (IR), die auf die obere Hautschicht wirkt und für eine verbesserte Hautbeschaffenheit sorgt, LED-Licht-Energie, die in die Dermis eindringt und dort für eine Verjüngung und Kollagenerneuerung sorgt und die Bipolare Funkfrequenz (Bipolare RF), die tief in die Unterhaut eindringt und dort eine Straffung der Haut mit einhergehender Reduzierung der Falten bewirkt.

Das Gerät verfügt über eine Behandlungsfläche mit 3 Elektroden und eine Kontrolltaste mit 5 umliegenden Energiestufe-Anzeigeleuchten. Im Gerät ist ein aufladbarer Akku für eine kabellose Anwendung integriert und kann auch über den Netzadapter an die Stromversorgung angeschlossen werden.

5.2 Anwendungszweck

Das Gerät ist ein tragbares Gerät für den Heimgebrauch für die temporäre Reduzierung von milden bis moderaten Gesichtsfalten und die Hautstraffung. Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle Zwecke geeignet. Jede andere Verwendung als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene ist nicht zulässig.

5.3 Packungsinhalt

Der Packungsinhalt variiert je nach gewählter Option.

- Ihre Silk'n-Gerät
- AC/DC Netzadapter
- Silk'n Slider Gel
- Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung
- Garantieheft

5.4 Geräteteile

Das Diagramm auf Seite (i) im vorderen Teil der Bedienungsanleitung zeigt die Position sämtlicher Bestandteile.

- Behandlungsfläche (#1)
- Elektroden (#2)
- 4 Anzeigen der Energiestufe (#3)
- Kontrolltaste (#4)
- Akku-Ladeanzeige (#5)
- Netzadaptersockel (#6)
- Adapter mit Kabel (#7)

5.5 Bedientasten & Einstellungen


Taste	Aktion	Funktion / Modus
Kontrolltaste (#4) 	1 x lange drücken	Das Gerät wird eingeschaltet. Energiestufe 1 - 1 Leuchte an
	1 x kurz drücken	Energiestufe 2 - 2 Leuchten an
	2 x kurz drücken	Energiestufe 3 - 3 Leuchten an
	3 x kurz drücken	Energiestufe 4 - 4 Leuchten an
	4 x kurz drücken	Wechselt zurück auf Stufe 1
	Lange drücken	Das Gerät wird ausgeschaltet.
Anzeige der Energiestufe (#3) 	Zeigt die ausgewählte Energiestufe an.	Für jede Energiestufe gibt es eine Leuchte. Stufe 1 ist die niedrigste Energiestufe und 4 ist die höchste.

Taste	Aktion	Funktion / Modus
Akku-Ladeanzeige (#5) 	Grün - blinkt Grün - dauerhaft Orange - blinkt Orange - dauerhaft	Gerät wird geladen Gerät geladen Akkustand niedrig Akku leer; Behandlungsmodus inaktiv

5.6 Akku laden

1. Das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig laden.
2. Schließen Sie das Adapterkabel **(#7)** am Gerät an und den Netzadapter an die **(#7)** Stromversorgung. Die Akku-Ladeanzeige **(#5)** blinkt grün.
3. Positionieren Sie den Netzadapter **(#7)** so, dass der Stecker leicht gezogen werden kann.

i Das Akkusymbol verändert die Farbe nicht.



Stunden



Stunden




Minuten

i Das Gerät kann auch verwendet werden, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist. Hinweis: Die Akku-Ladeanzeige **(#5)** ist aus.

6. Behandlungen

6.1 Behandlungsbereiche


Es gibt 6 Behandlungsbereiche im Gesicht und am Hals.



Behandlungsbereich	Zweck
1. Stirn: einschließlich zwischen den Augenbrauen	Strafft die Haut
2. Linke Wange: einschließlich neben und unter den Augen	Behandelt feine Linie und baut Volumen auf
3. Rechte Wange: einschließlich neben und unter den Augen	
4. Oberlippe: einschließlich Nasenfalte	Strafft und entfernt Falten
5. Kinn: einschließlich Kieferpartie	Strafft und entfernt Falten
6. Hals	Glättet die Haut

6.2 Behandlungsplan

- Behandeln Sie **jeden Bereich** für mindestens 15 Minuten. Sie können in einer Sitzung so viele Bereiche behandeln wie Sie möchten.
- Für beste Ergebnisse führen Sie die Anwendung mit der höchsten für Sie angenehmen Energiestufe durch.
- Führen Sie 10 Wochen lang 2 Mal wöchentlich eine Sitzung durch. Nach 5 Wochen / 10 Behandlungen erhalten Sie erste sichtbare Ergebnisse.



Empfohlene Anzahl an Behandlungen

- Danach behandeln Sie die Bereiche alle 2 Wochen, um die Ergebnisse zu erhalten.

Für maximale Effizienz:

- Stellen Sie sicher, dass während der Behandlung jederzeit genügend Gel auf der Behandlungsfläche **(#1)** vorhanden ist.
- Lassen Sie das Gerät nie auf einem Hautbereich. Bewegen Sie das Gerät ständig, um den gesamten Behandlungsbereich zu erfassen. So wird einer Überhitzung des Behandlungsbereichs vorgebeugt und das Risiko von Nebenwirkungen minimiert.
- Stellen Sie sicher, dass die 3 Elektroden **(#2)** jederzeit vollständigen Kontakt zur Haut haben.

- Wenn sich die ausgewählte Energiestufe unangenehm anfühlt, reduzieren Sie die Energie auf eine für Sie angenehme Stufe.
- Ändern Sie die Energiestufen nur, wenn die Behandlungsfläche **(#1) nicht** in Kontakt mit der Haut ist.

DE

6.3 Erwartungsgemäß

Folgende Punkte sind normal und können während der Behandlung auftreten:

- ein Gefühl von Wärme
- leichte Rötung oder Schwellung: sollten innerhalb weniger Stunden oder innerhalb eines Tages nachlassen.

6.4 Mögliche Nebenwirkungen

Wenn Sie sich durchgehend an die Beschreibung in dieser Anleitung halten und alle Sicherheitshinweise beachten, dann sind Komplikationen und Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Jedoch stellt jede kosmetische Behandlung, einschließlich derjenigen für den Einsatz zu Hause, ein gewisses Risiko dar. Deshalb ist es wichtig, die Risiken und Komplikationen, die auftreten können, zu verstehen und zu akzeptieren.

- Unverhältnismäßige Schwellungen und Rötungen sind seltene Reaktionen auf die Behandlung. Diese Beschwerden verschwinden in den meisten Fällen nach einigen Tagen. Sofern dies auftritt, verwenden Sie umgehend ein feuchtes, kühles Tuch, um den Bereich mindestens 15 Minuten lang zu kühlen und tragen Sie eine Verbrennungssalbe auf den Bereich auf.

- In seltenen Fällen kann es sein, dass die Durchblutung der Blutgefäße angeregt wird. Deshalb kann für einige Tage eine vorübergehende Rötung entstehen. Außerdem könnten einige Kapillaren auch rote Flecken zeigen, die im Laufe der Zeit verschwinden. Sofern dieses Symptom auftritt, empfehlen wir Ihnen, den Bereich umgehend mit kaltem Wasser zu kühlen.
- i** Kontaktieren Sie bei anhaltenden Beschwerden, einschließlich Schmerzen, Rötung der Haut, Schwellung oder Verbrennungsgefühl, Ihren Arzt.
- i** Sollten innerhalb von 48 Stunden nach der ersten Behandlung unerwartete Nebenwirkungen wie Juckreiz auftreten, lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten, bevor Sie mit der Behandlung fortfahren.

7. Legen Sie los!

1. Ihre Haut muss sauber und trocken sein und jeglicher Schmuck entfernt werden.
2. Entnehmen Sie das Gerät und die anderen Komponenten der Verpackung.
3. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie von den Elektroden **(#2)**.
4. Entscheiden Sie, ob Sie das Gerät kabellose oder mit Kabel verwenden möchten.
 - **Kabellos:** Achten Sie vor jeder Behandlung darauf, dass der Akku ausreichend geladen ist.
 - **Stromzufuhr:** Schließen Sie das Adapter-kabel **(#7)** an den Netzadaptersockel **(#6)** und an die Stromversorgung an.

5. **Gerät einschalten:** Die Kontrolltaste (**#4**) lange drücken. Das Gerät startet automatisch auf Energiestufe 1 und nur die Anzeige für Energiestufenanzeige 1 (**#3**) leuchtet.




i Achten Sie darauf, dass das Gel noch nicht verfallen ist.

6. Geben Sie eine dünne Schicht Silk'n Slider Gel auf die Behandlungsfläche (**#1**).

i Das Silk'n Slider Gel (oder ein anderes, klares Gel auf Wasserbasis) ermöglicht eine reibungslose Bewegung der Behandlungsfläche über die Haut und fördert die Leitfähigkeit. Um eine sichere und effiziente Behandlung zu ermöglichen, sollte jede Behandlung mit dem Auftragen des Silk'n Slider Gels beginnen. Tragen Sie bei Bedarf mehr Gel auf.

7. Platzieren Sie das Gerät mit Energiestufe 1 auf dem gewünschten Behandlungsbereich. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständigen Kontakt zur Haut hat. Sie werden eine sanfte Wärme fühlen.
8. Bewegen Sie das Gerät sanft mit massageähnlichen Bewegungen über den gewünschten Behandlungsbereich. Gehen Sie langsam und sorgfältig vor. Bewegen Sie das Gerät ständig und stellen Sie sicher, dass die 3 Elektroden während der Behandlung stets vollständigen Kontakt zur Haut haben.
9. Das Gerät ständig in Bewegung halten und **jeden** Bereich für mindestens 15 Minuten behandeln.

10. Erhöhen Sie graduell die Energiestufe. Die höchste Energiestufe bringt die besten Ergebnisse. Es ist jedoch wichtig, stets die für Sie angenehme Energiestufe zu wählen.



DE

- i** Wenn Sie die Energiestufe anheben, fühlen Sie wie die Temperatur der Haut steigt. In der Regel dauert es 1-2 Minuten, bis das Gerät die erforderliche Temperatur erreicht. Während der Behandlung kann die Haut leicht rot werden. Keine Sorge, das ist normal.
11. Probieren Sie das Gerät langsam über den Behandlungsbereich zu bewegen. Wenn der Behandlungsbereich zu heiß wird und ein unangenehmes Gefühl entsteht, bewegen Sie das Gerät etwas schneller.
- i** Bei jeglichen Beschwerden die Behandlung sofort unterbrechen.
12. **Den behandelten Bereich reinigen:** Entfernen Sie eventuell vorhandenes Gel von der Haut und spülen Sie den behandelten Bereich mit lauwarmem Wasser ab. Die Haut mit einem Handtuch abtrocknen und Gesichtscreme auftragen, um die Haut geschmeidig zu machen und mit Feuchtigkeit zu versorgen.

8. Reinigung, Wartung & Aufbewahrung

Reinigen Sie das Gerät nach jeder Behandlung.



Tauchen Sie Ihr Gerät oder einzelne Geräteteile niemals in Wasser.



- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Verwenden Sie Saugpapier (wie Toilettenpapier oder Küchenrolle), um Gelreste von der Behandlungsfläche **(#1)** zu entfernen. Achten Sie darauf alle Gelreste sorgfältig zu entfernen, damit das Gel nicht antrocknet oder das Gerät beschädigt wird.

- Verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch zum Reinigen des Geräts und der Behandlungsfläche **(#1)**.

i Sie können Reinigungsflüssigkeiten mit bis zu 70%-igem Alkohol verwenden. Verwenden Sie jedoch niemals Aceton oder Scheuermilch. Diese beschädigen Ihr Gerät.



- Trocknen Sie abschließend das Gerät und die Behandlungsfläche **(#1)** mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.



- Wir empfehlen, das Gerät nach der Reinigung in der Originalverpackung aufzubewahren. Das Gerät und das Gel an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

9. Fehlerbehebung

Problem	Überprüfungen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	• Stromversorgung: Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter (#7) sachgemäß am Gerät angeschlossen ist, und dass er in eine Wandsteckdose eingesteckt ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Kontrolltaste (#4) lange drücken. • Kabellos: Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist. Wenn der Akkustand niedrig ist, schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, damit Sie die Behandlung durchführen können.
Ich fühle keine Wärme am Gerät, obwohl ich die Kontrolltaste (#4) gedrückt habe.	Es wird nur Wärme ausgegeben, wenn die Behandlungsfläche (#1) vollständigen Kontakt zur Haut hat und vor und/oder während der Behandlung genügend Gel aufgetragen wurde.
Eine oder mehrere Leuchten blinken.	Das Gerät hat nicht richtig funktioniert. Trennen Sie das Gerät von der Netzstromversorgung und starten Sie erneut.
Das Gerät funktioniert nicht mehr und ist ausgeschaltet.	• Stromversorgung & Kabellos: Die Kontrolltaste (#4) lange drücken, um das Gerät neu zu starten. • Kabellos: Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist.

Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an den Kundenservice.

10. Kundenservice

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen: www.silkn.eu. Sie können diese Bedienungsanleitung auch als PDF von unserer Internetseite herunterladen. Kontaktieren Sie den Kundenservice von Silk'n um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu melden.

Land	Servicenummer	E-Mail
Belgien	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankreich	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Deutschland	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italien	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Niederlande	0900-2502217	klantenservicentl@silkn.eu
Spanien	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Andere Länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Verbrauchsmaterialien

Silk'n Slider Gel ist über unsere Webseite erhältlich: www.silkn.eu.

12. Garantie

Vollständige Informationen finden Sie im separaten Garantieheft des Produkts.

- i** Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die auf eine unsachgemäße oder falsche Verwendung zurückzuführen sind.

13. Produktentsorgung

Dieser Abschnitt gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen für recycelbare Materialien.

- Alte Geräte dürfen nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden!
- Sollte das Gerät irgendwann nicht mehr funktionieren, entsorgen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften in Ihrer Stadt oder Ihrem Land. Dadurch wird sichergestellt, dass alte Geräte auf professionelle Weise recycelt werden und keine negativen Konsequenzen für die Umwelt entstehen.
- Nicht im Hausmüll entsorgen! Die EEAG-Richtlinie sieht vor, dass dieses elektrische Gerät (einschließlich allem Zubehör und Teilen) an einem ausgewiesenen Recyclinghof für Elektrogeräte entsorgt werden muss. Auf diese Weise wird einer Verunreinigung der Umwelt durch schädliche Substanzen* vorgebeugt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Entsorgung vollständig entladen ist.

* Produkte, die mit Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei gekennzeichnet sind.

14. Spezifikationen

Modellnr.	H2120/H2130
Behandlungsbereich	468 ± 5mm ²
Technologie	Home Tightening™
Rotes LED-Licht (Wellenlänge; optische Ausgabeleistung)	630nm ± 20 nm; 45 ± 9mW/cm ²
Infrarot-Licht (IR)(Wellenlänge; optische Ausgabeleistung)	850nm ± 20nm; 57 ± 11 mW/cm ²
RF-Energie (Frequenz; maximale Leistung)	1 MHz 30%; 10W max
Betrieb und Sicherheit	Wärmestabilisator beugt Überhitzung vor
Systemgewicht	150g
Zeit von Mindest-Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur Mindest-Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C.	30 Minuten
Zeit von maximaler Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur maximalen Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C.	30 Minuten
Transport und Lagerung zwischen den Nutzungen und Lagerbedingungen	Temperatur: minus 40 ° bis +70 °C Relative Feuchtigkeit: 10% bis 90% Atmosphärischer Druck: 500 bis 1060 hPa

Betriebsbedingungen	Temperatur: 10 ° bis +35 °C Relative Feuchtigkeit: 30% bis 75% Atmosphärischer Druck: 700 bis 1060 hPa	
Netzadapter	Hersteller Kuantech (Beihai) Co., Ltd. Registernummer 064970 Adresse 8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, VOLKSREPUBLIK CHINA Modell KSA24A1200150H(x) (x) – kennzeichnet unterschiedliche Stecker- anschlüsse Eingangsspannung 100-240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz DC Ausgangsspannung 12.0 V Ausgangsstrom 1.5 A Ausgabeleistung 18 W Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 85.5% Effizienz bei niedriger Belastung (10 %) 80.2% Standby-Stromverbrauch 0.08 W	
Aufladbarer Li-Ionen-Akku	Modell	ICR18650-26H
	Nennspannung	3.7 VDC
	Nennleistung	2600mAh

15. Rechtlicher Hinweis

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

DE

Home Skinovations Ltd behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Home Skinovations Ltd übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch anderweitig unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd eine Lizenz eingeräumt. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten. Home Skinovations Ltd verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums an Dingen, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenzrechte für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd geregelt ist. Änderung der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten. Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Table of contents

1. Warnings.....	26
2. Contraindications	29
3. Safety features	30
4. Signs & symbols	31
5. Get to know your device.....	32
5.1 Device description	32
5.2 Intended use	32
5.3 Package contents.....	33
5.4 Device parts.....	33
5.5 Device controls & settings.....	33
5.6 Charging the battery	34
6. Treatments	35
6.1 Treatment areas.....	35
6.2 Treatment plan	36
6.3 What to expect	37
6.4 Possible side effects.....	37
7. Get started!.....	38
8. Cleaning, maintenance & storage.....	40
9. Troubleshooting	41
10. Customer service.....	42
11. Consumables	42
12. Warranty	42
13. Product disposal	43
14. Specifications	44
15. Legal notice	46

1. Warnings



This device including all its parts must not be used by the following people: children, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, those lacking experience or knowledge in how to use the device in a safe way, or those who do not understand the hazards involved.

This device is powerful and should be used with special attention to safety. Before first use, please read this user manual in full, and keep it for future use. Be sure to read all warnings, contraindications and safety precautions, and follow them strictly. We recommend you refamiliarize yourself with the instructions before each treatment.

Always ensure that your hands are dry before operating the device, touching the plug, or connecting the charging cradle to the mains supply.

- Do not place or store the wall adapter where it can fall, or be pulled into any liquid.
- For the purpose of recharging the battery, only use the wall adapter provided with this device.

- ⦿ Do not use the wall adapter if it has fallen into liquid.
- ⦿ Disconnect the device from the mains supply after charging the battery.
- ⦿ Keep the device, all parts and accessories away from heated surfaces.
- ⦿ Never leave the device unattended when plugged into the mains supply.
- ⦿ When the appliance is used in the bathroom unplug it after use. The proximity of water presents a hazard even if the appliance is switched off.
- ⦿ For additional protection, it is advisable to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit. The RCD should have a rated residual operating current not exceeding 30mA. Ask your installer for advice.
- ⦿ Do not attempt to modify, open or repair the device. You may expose yourself to dangerous electrical components and may cause serious harm to yourself. It will also void your warranty.

- Do not use if the parts or accessories are not supplied by the manufacturer, or if they are damaged in any way, do not appear to be working properly, or if you see or smell smoke. In such cases, stop using the device, and contact customer service.
- Do not clean any of the parts in the dishwasher.
- Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Children must not play with the packaging. They may injure themselves with the packaging material, or swallow small parts and choke.
- This device contains batteries that are non-replaceable.
- Do not use this appliance near water, bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- This unit has been designed and tested to meet the requirements of electromagnetic, electrostatic, and radio frequency interference standards. However, the possibility of electromagnetic or other interference may still exist. Relocating the device may help to eliminate interference.

2. Contraindications



Do not use if you:

- have a pacemaker or internal defibrillator, or any other active electrical implant anywhere in the body.
- suffer from poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.
- have a current history or condition of cancer, or pre-malignant moles.
- have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months, or have areas of potential skin malignancies.
- have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
- suffer from epilepsy.
- are pregnant or nursing.
- have abnormal skin conditions caused by diabetes, systemic or other metabolic diseases.



Do not use on areas that have:

- a permanent implant such as metal plates and screws, silicone implants, or areas with injected fills or toxins.
- active eczema, psoriasis, lesions, open wounds, open infections (cold sores) or abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example).
- traumatized or injured skin.
- had recent exposure to the sun without protection (wait 1 day); for tanned or sunburnt skin, wait 3 days.

- had any surgery within 3 months prior to treatment.
- tattoos.
- long or thick hair. Use of the device may result in light bruising.



Consult your physician if you have:

- used steroids within 3 months prior to treatment.
- couperose or rosacea.
- a history of diseases stimulated by heat, such as recurrent herpes simplex in the treatment area. If so, you may treat only following a prophylactic regime.
- used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6 months.
- any other condition which, in the opinion of your physician or dermatologist, would make it unsafe for you to be treated.
- a history of skin disorders, keloids, abnormal wound healing, as well as very dry or fragile skin.

3. Safety features

The device protects your skin from overheating.

- **Thermal sensor and heat stabilizer:** These measure the skin temperature, stabilize the heat energy and prevent overheating. When the skin temperature reaches 42°C - 43°C, the stabilizer will automatically stop emitting heat, until the skin temperature lowers enough for the stabilizer to resume heating.
- **Movement sensor:** The sensor enables the device to emit RF heat, only when you are moving the device across your skin.

4. Signs & symbols

	A statement or event that indicates a possible or impending danger or problem when using the device.
	Important information about using or maintaining the device.
	Products marked with this symbol fulfil the requirements of the EU directives.
	Class II. The wall adapter is protected against electric shock by means of double insulation.
	Polarity of d.c. power connector.
	Direct current of d.c. power connector.
	Warning: Do not use this appliance near water, bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
	Do not dispose with household waste. Dispose in accordance with your country's laws and help protect the environment. In accordance with the WEEE Directive.
	Lithium-ion inside.
	The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard at an official collection point for batteries.

- i** This device is not suitable for use in the presence of flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.

5. Get to know your device

5.1 Device description

EN The device is an anti-ageing face treatment device which utilizes HT™ technology. This technology combines three kinds of energy: Infrared (IR) Heat Energy that affects the upper layer of skin for improved skin texture, LED Light Energy that reaches into the dermis for rejuvenation and collagen restoration, and Bi-Polar Radio Frequency energy (Bi-Polar RF) that penetrates deep into the sub-dermal fat for deep tissue tightening and wrinkle reduction.

The device has a treatment surface with 3 electrodes and a control button with 5 surrounding indicator lights. The device has a rechargeable battery for cordless use, as well as a wall adapter for connection to the mains supply.

5.2 Intended use

The device is an over the counter hand-held device intended for the temporary reduction in the appearance of mild to moderate facial wrinkles and skin tightening. The device is for self-treatment in the home, and is not suitable for commercial purposes. Do not use for any purpose other than as described in this user manual

5.3 Package contents

Package contents vary according to the option purchased.

- Your Silk'n device
- AC/DC wall adapter
- Silk'n Slider Gel
- User manual
- Quick guide
- Warranty booklet

5.4 Device parts

Refer to the diagram on page (i) at the front of this manual to see the location of each feature.

- Treatment surface **(#1)**
- Electrodes **(#2)**
- 4 energy level indicator lights **(#3)**
- Control button **(#4)**
- Battery indicator light **(#5)**
- Wall adapter socket **(#6)**
- Wall adapter with cable **(#7)**

5.5 Device controls & settings


Button	Action	Function / Mode
Control button (#4) 	Long press x 1	Starts the device. Energy level 1 - 1 light on
	Short press x 1	Energy level 2 - 2 lights on
	Short press x 2	Energy level 3 - 3 lights on
	Short press x 3	Energy level 4 - 4 lights on
	Short press x 4	Goes back to level 1
	Long press	Shuts down the device
Energy level indicator lights (#3) 	Shows the energy level selected.	There is one light for each energy level. Level 1 is the lowest energy level, and level 4 is the highest.

Button	Action	Function / Mode
Battery indicator light (#5) 	Green - blinks Green - constant Orange - blinks Orange - constant	Device charging Device charged Low charge in battery No charge in battery; treatment mode is inactive

5.6 Charging the battery

1. Charge the device before first use.
2. Place the wall adapter cable **(#7)** into the device, then connect the wall adapter **(#7)** to the mains supply. The battery indicator light **(#5)** will blink green.
3. Position the wall adapter **(#7)** so that the mains plug is disconnected easily.

i The battery icon does not change color.



Initial charge



Hours

Regular charge



Hours

Cordless use




Minutes

i You can use the device when it is connected to the mains supply. Note that the battery indicator light **(#5)** will be off.

6. Treatments

6.1 Treatment areas

There are 6 treatment areas for the face and neck.




EN

Treatment Area	Purpose
1. Forehead: including between the eyebrows	Tightens the skin
2. Left cheek: including around and below the eyes	Treats fine lines and builds volume
3. Right cheek: including around and below the eyes	
4. Upper lip: including the nasolabial fold	Tightens and eliminates wrinkles
5. Chin: including the jawline	Tightens and eliminates wrinkles
6. Neck	Smooths the skin

6.2 Treatment plan

- Treat **each area** separately for at least 15 minutes. You can treat as many areas as you like in one session.
- For best results, treat at the highest energy level that is comfortable for you.
- Use the device for 2 sessions a week for 10 weeks. You will begin to see visible results after 5 weeks / 10 treatments.



Recommended number of treatments

- Treat once every 2 weeks after that, to maintain results.

For maximum effectiveness:

- Make sure you have enough gel on the treatment surface **(#1)** at all times during the treatment.
- Do not leave the device on one spot of skin. Keep moving the device covering the entire treatment area. This will prevent overheating of the treatment area, and reduce the possibility of any adverse effect.
- Make sure the 3 electrodes **(#2)** are always in full contact with the skin.
- If the energy level feels uncomfortable, reduce it to a level that is comfortable for you.
- Only change energy levels when the treatment surface **(#1)** is **not** in contact with the skin.

6.3 What to expect

During a treatment session it is normal to experience or feel:

- a sensation of warmth.
- some redness or slight swelling: this should subside within a few hours, or up to one day.

6.4 Possible side effects

If you follow the instructions fully and pay attention to all warnings and contraindications, complications and side effects are uncommon. However, every cosmetic treatment, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that may occur.

- Excessive edema (swelling) and erythema (redness) are rare reactions to the treatment that, in most cases, subside within a few days. In case these signs appear, immediately use a damp cool cloth to cool the area for at least 15 minutes and apply an anti-burn cream.
- In rare cases the user may experience dilation of the superficial blood capillaries. This may result in a temporary redness for a few days. Also, some of the capillaries may present red spots that will also reduce with time. If these signs appear, we recommend that you cool the area with chilled water immediately.
- i** Consult your physician if you experience any persistent symptoms including pain, skin redness, swelling or a burning sensation.
- i** If unexpected side effects, such as itching, occur within 48 hours of your first treatment, seek medical advice before continuing treatments.

7. Get started!

1. Make sure that your skin is clean and dry, and that you have removed all jewellery.
2. Remove the device and the other components from the box.
3. Remove the protective film that covers the electrodes (**#2**).
4. Decide if you want to use the device cordlessly or via the mains supply.

- **Cordless:** Check that the battery is not low before you start a treatment.
- **Mains supply:** Place the wall adapter cable (**#7**) into the wall adapter socket (**#6**) and connect to the mains supply.

5. **Start the device:** Long press the control button (**#4**). The device starts at energy level 1 automatically, and 1 energy level indicator light (**#3**) will turn on.




- i** Check that the expiry date of the gel has not passed.

6. Apply a thin layer of Silk'n Slider Gel over the treatment surface (**#1**).

- i** Silk'n Slider Gel (or any other water-based clear gel) facilitates smooth movement of the treatment surface over the skin and enables conductivity. To ensure safe and efficient treatment, always start by applying Silk'n Slider Gel, and apply more gel if needed.

7. Using energy level 1, place the device on the area you want to treat. Make sure that it is in full contact with the skin. You will feel a mild sensation of warmth.

8. Move the device in gentle massage-like motions on the area you wish to treat. Progress slowly and carefully. Keep moving the device ensuring that the 3 electrodes stay in full contact with the skin as you treat the area.
9. With the device constantly in motion, treat **each** area for at least 15 minutes.
10. Increase the energy level gradually. Using the highest energy level will get the best results, but it's important that you set the energy level that is comfortable for the area you are treating.



- i** You will feel the skin temperature rise as you increase the energy level. It usually takes about 1-2 minutes for the device to reach the required temperature. During the treatment your skin will get a little red. Don't worry; this is normal.
11. Experiment by moving the device slowly across the area you are treating. If the treated area is hot and you feel uncomfortable, try moving the device a little faster.
- i** Stop immediately if you feel any discomfort.

12. **Clean the treated area:** Remove any residual gel from the skin, then rinse the skin with lukewarm water. Dry the skin with a towel, and apply a facial cream to soothe and moisturize the skin.

8. Cleaning, maintenance & storage

Clean the device after each treatment.

- ⚠ Never immerse your device or any of its parts in water!



- Turn off the device, then unplug it.
- Use absorbent paper (such as toilet paper or wipes) to remove the gel residue off the treatment surface **(#1)**. Make sure you remove all gel residue to prevent the gel from solidifying or damaging the device.

- Use a clean damp cloth to clean the device and the treatment surface **(#1)**.

- i** You may use cleaning fluids with up to 70% alcohol, but never use acetone or other abrasive liquids, because they will damage your device.



- Finally, wipe the device and the treatment surface **(#1)** dry with a clean dry cloth.



- After cleaning, we recommend you store the device in its original box. Store the device and the gel in a cool dry place.

9. Troubleshooting

Problem	Checks
The device does not start.	• Mains supply: Make sure the wall adapter (#7) is properly connected to the device, that it is plugged into the mains supply, and that you long press the control button (#4). • Cordless: Check that the battery is not low. If the battery is low, connect the device to the mains supply to perform the treatment.
I don't feel any heat from the device even though I pressed the control button (#4).	Heat will only be emitted when the treatment surface (#1) is in full contact with the skin, and you have applied gel before and/or during your treatment.
One or more lights blink continuously.	The device has malfunctioned. Unplug the device and restart.
The device has stopped working and is turned off.	• Mains & cordless: Long press the control button (#4) to restart the device. • Cordless: Check that the battery is not low.

For problems or queries, please contact Customer Service.

10. Customer service

For more information see our website www.silkn.eu. This manual is also available as a PDF download from the website. Contact Silk'n Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device.

Country	Service number	Email
Belgium	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italy	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spain	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Consumables

You can purchase more Silk'n Slider Gel from our website www.silkn.eu.

12. Warranty

Please refer to the separate product warranty booklet for complete information.

- i** The manufacturer accepts no liability for damage or injuries caused by improper or incorrect use.

13. Product disposal

This section is applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems for recyclable materials.

- Old appliances should not be disposed of with household waste!
- Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your city or county. This ensures that old appliances are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment.
- Do not dispose with household waste! The WEEE directive requires that you dispose of this electrical device (including all accessories and parts) at a designated recycling collection point for electrical devices. This prevents the release of harmful substances* into the environment. Make sure that the device is in an uncharged state before disposal.

* Products labelled with Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb lead.

14. Specifications

Model no.	H2120/H2130
Treatment area	468 ± 5mm ²
Technology	Home Tightening™
Red LED light (wavelength; optical output power)	630nm ± 20 nm; 45 ± 9mW/cm ²
Infrared (IR) Light (wavelength; optical output power)	850nm ± 20nm; 57 ± 11 mW/cm ²
RF Energy (frequency; maximum output power)	1 MHz ± 30%; 10W max
Operation & safety	Heat stabilizer preventing skin overheating
System weight	150g
Time from minimum storage temperature between uses to minimum operating temperature with ambient temperature of 20°C	30 minutes
Time from maximum storage temperature between uses to maximum operating temperature with ambient temperature of 20°C	30 minutes
Transport & storage between uses and storage condition	Temperature: minus 40 to 70°C Relative humidity: 10% - 90% Atmospheric pressure: 500 - 1060 hPa
Operating conditions	Temperature: 10 to 35°C Relative humidity: 30% - 75% Atmospheric pressure: 700 - 1060 hPa

Wall adapter		
Manufacturer	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.	
Registration No.	064970	
Address	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	
Model	KSA24A1200150H(x) (x) - denotes different input plugs	
Input voltage	100-240 V	
Input AC frequency	50/60 Hz	
Output DC voltage	12.0 V	
Output current	1.5 A	
Output power	18 W	
Average active efficiency	85.5 %	
Efficiency at low load (10%)	80.2 %	
No-load power consumption	0.08 W	
Rechargeable Li-on battery	Model	ICR18650-26H
	Nominal voltage	3.7Vdc
	Rated capacity	2600mAh

15. Legal notice

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.

Home Skinovations Ltd reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification. Home Skinovations Ltd has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Table des matières

1. Avertissements	48
2. Contre-indications	51
3. Dispositifs de sécurité	53
4. Signes et symboles	54
5. En savoir plus sur votre appareil	55
5.1 Description de l'appareil.....	55
5.2 Usage prévu	55
5.3 Contenu de l'emballage.....	56
5.4 Composants de l'appareil	56
5.5 Paramètres et commandes de l'appareil	56
5.6 Chargement de la batterie	57
6. Séances de traitement	58
6.1 Zones de traitement.....	58
6.2 Protocole d'utilisation	59
6.3 Quels résultats faut-il espérer	60
6.4 Effets secondaires possibles	61
7. Lancez-vous !	62
8. Nettoyage, entretien et stockage	64
9. Dépannage	65
10. Service à la clientèle	66
11. Consommables.....	66
12. Garantie	66
13. Mise au rebut du produit.....	67
14. Caractéristiques techniques	68
15. Mentions légales	70

1. Avertissements



L'appareil, y compris tous ses composants, ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes : les enfants, les adultes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, les personnes manquant d'expérience ou de connaissances sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité, ou les personnes qui ne comprennent pas les risques encourus.

Cet appareil est puissant et doit être utilisé avec précautions pour des raisons de sécurité. Avant toute première utilisation, veuillez lire ce mode d'emploi en entier et le conserver pour référence ultérieure. Assurez-vous de lire tous les avertissements, contre-indications et précautions de sécurité, et suivez-les strictement. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions avant chaque séance.

Veillez à systématiquement avoir les mains sèches avant d'utiliser l'appareil, de toucher la prise ou de brancher le support de chargement à l'alimentation secteur.

- Veillez à ne pas placer ou ranger l'adaptateur mural où il risque de tomber ou d'être précipité dans un liquide.

- ⦿ Afin de recharger la batterie, n'utilisez que l'adaptateur mural fourni avec cet appareil.
- ⦿ N'utilisez pas l'adaptateur mural s'il est tombé dans un liquide.
- ⦿ Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur après avoir chargé la batterie.
- ⦿ Conservez l'appareil et l'ensemble des pièces et accessoires à l'écart des surfaces chaudes.
- ⦿ Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché à l'alimentation secteur.
- ⦿ Lorsqu'il est utilisé dans une salle de bains, débranchez l'appareil après utilisation. La présence d'eau à proximité présente un danger même si l'appareil est éteint.
- ⦿ Pour une protection accrue, il est recommandé d'installer un dispositif de courant résiduel (DCR) sur le circuit électrique. Le DCR doit avoir un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA. Demandez conseil auprès de votre installateur.
- ⦿ N'essayez pas de modifier, d'ouvrir, ni de réparer l'appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou vous blesser gravement. Cela annulerait également votre garantie.

- N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou accessoires ne proviennent pas du fabricant ou s'ils sont endommagés de quelque façon que ce soit ou ne semblent pas fonctionner correctement, ou si vous voyez ou sentez de la fumée. Le cas échéant, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le service à la clientèle.
- Ne nettoyez pas les pièces au lave-vaisselle.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'emballage. Ils pourraient se blesser avec le matériau d'emballage ou avaler des pièces de petite taille et s'étouffer.
- Cet appareil contient une batterie non remplaçable.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau, d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.

- Cet appareil a été conçu et testé pour satisfaire aux exigences des normes électromagnétiques, électrostatiques et d'interférences de fréquence radio. Toutefois, la possibilité d'interférences électromagnétiques ou autres peut subsister. Le déplacement de l'appareil peut favoriser l'élimination des interférences.

2. Contre-indications

FR



Ne pas utiliser si vous :

- portez un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur interne, ou tout autre implant électrique actif dans une partie quelconque du corps ;
- souffrez de troubles endocriniens mal contrôlés, tels qu'un diabète ou des maladies thyroïdiennes ;
- avez des antécédents récents ou souffrez d'une maladie cancéreuse ou de grains de beauté pré-malins ;
- avez subi une radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois, ou des zones sujettes à des malignités dermiques ;
- avez une pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc. ;
- souffrez d'épilepsie ;
- êtes enceinte ou allaitez ;
- en cas de problèmes de peau causés par un diabète ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques.



Ne pas utiliser sur les zones qui ont :

- un implant permanent tel que des plaques métalliques et des vis, des implants en silicone ou des zones avec des produits de comblements ou toxines injectés ;
- un eczéma actif, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives (comme un bouton de fièvre), un état anormal de la peau causé par des maladies systémiques ou métaboliques (comme le diabète) ;
- subi des traumatismes ou des lésions cutanées ;
- été exposé au soleil sans protection (attendre 24h) ; pour des peaux bronzées ou ayant subi des coups de soleil, attendre 3 jours ;
- avez subi une opération chirurgicale au cours des 3 mois précédant la séance ;
- avez des tatouages ;
- avez des cheveux longs ou épais. L'utilisation de l'appareil peut provoquer de légères ecchymoses.



Consultez votre médecin si vous avez :

- utilisé des corticostéroïdes au cours des 3 mois précédant la séance ;
- une couperose ou rosacée ;
- des antécédents de maladies stimulées par la chaleur, telles qu'un herpès simplex récurrent, au niveau de la zone de traitement. Si tel est le cas, vous pourrez uniquement subir un traitement en suivant un régime prophylactique ;
- utilisé des médicaments prescrits par le médecin pour votre peau au cours des 6 derniers mois ;

- toute autre affection qui, de l'avis de votre médecin ou de votre dermatologue, rendrait ce traitement potentiellement dangereux pour vous ;
- des antécédents de troubles cutanés, de chéloïdes, de cicatrisation anormale, ainsi qu'une peau très sèche et fragile.

3. Dispositifs de sécurité

L'appareil protège la peau contre toute surchauffe cutanée.

- **Capteur et stabilisateur thermiques :** ces dispositifs mesurent la température de la peau, stabilisent l'énergie thermique et empêchent la surchauffe. Lorsque la température de la peau atteint 42 à 43 °C, le stabilisateur cesse automatiquement d'émettre de la chaleur jusqu'à ce que la température cutanée ait suffisamment diminué pour que le stabilisateur puisse se remettre à chauffer.
- **Capteur de mouvement :** grâce au capteur, l'appareil émet de la chaleur RF uniquement lorsque vous faites glisser celui-ci sur votre peau.

4. Signes et symboles

	Déclaration ou événement indiquant un problème ou un danger potentiel ou imminent lors de l'utilisation de l'appareil.
	Informations importantes concernant l'utilisation ou l'entretien de l'appareil.
	Les produits qui portent ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'UE.
	Classe II. L'adaptateur mural est protégé contre les chocs électriques grâce à une double isolation.
	Polarité du connecteur d'alimentation c.c.
	Courant continu du connecteur d'alimentation c.c.
	Mise en garde : Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau, d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Mettre au rebut conformément aux lois de votre pays et aider à protéger l'environnement. En conformité avec la directive DEEE.
	Lithium à l'intérieur.
	La batterie rechargeable intégrée contient des substances susceptibles de polluer l'environnement. Retirez systématiquement la batterie avant de la mettre au rebut dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des batteries et piles électriques.

- i** Cet appareil ne convient pas à l'utilisation en présence de mélange anesthésique inflammable à l'air, avec de l'oxygène ou du protoxyde d'azote.

5. En savoir plus sur votre appareil

5.1 Description de l'appareil

L'appareil est un appareil de soin anti-âge du visage qui utilise la technologie HT™. Cette technologie combine trois types d'énergie : L'énergie thermique infrarouge (IR) qui affecte la couche supérieure de la peau et améliore sa texture, l'énergie lumineuse par LED qui pénètre dans le derme pour rajeunir et restaurer le collagène, et l'énergie de radiofréquence bipolaire localisée (Bi-Polar RF) qui pénètre en profondeur dans la couche adipeuse sous-cutanée pour raffermir les tissus en profondeur et réduire les rides.

FR

L'appareil a une surface de traitement dotée de 3 pastilles métalliques et un bouton de commande avec 5 voyants lumineux pour indiquer le niveau d'énergie environnant. L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable pour une utilisation sans fil, ainsi que d'un adaptateur mural pour la connexion à l'alimentation secteur.

5.2 Usage prévu

L'appareil est un appareil portatif en vente libre destiné à réduire temporairement l'apparence des rides légères à modérées et à raffermir la peau. Cet appareil est conçu pour une utilisation personnelle à la maison, et ne convient pas à une utilisation commerciale. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.

5.3 Contenu de l'emballage

Le contenu de l'emballage varie en fonction de l'option achetée.

- Votre appareil Silk'n
- Adaptateur mural CA/CC
- Silk'n Slider Gel
- Mode d'emploi
- Guide rapide
- Carnet de garantie

5.4 Composants de l'appareil

Veuillez consulter le diagramme de la page (i) qui se trouve au début de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque fonction.

- Surface de traitement **(#1)**
- Électrodes métalliques **(#2)**
- 4 voyants indicateurs de puissance **(#3)**
- Bouton de commande **(#4)**
- Voyant lumineux de la batterie **(#5)**
- Prise de l'adaptateur mural **(#6)**
- Adaptateur mural avec câble **(#7)**

5.5 Paramètres et commandes de l'appareil


Bouton	Action	Fonction/Mode
Bouton de commande (#4) 	Appui long x 1	Démarre l'appareil. Puissance 1 - 1 voyant allumé
	Appui court x 1	Puissance 2 - 2 voyants allumés
	Appui court x 2	Puissance 3 - 3 voyants allumés
	Appui court x 3	Puissance 4 - 4 voyants allumés
	Appui court x 4	Retourne au niveau 1
	Appui long	Éteint l'appareil

Bouton	Action	Fonction/Mode
Voyants indicateurs de puissance (#3) 	Affiche le niveau d'énergie sélectionné.	Chaque voyant correspond à une puissance différente. La puissance 1 est la puissance la plus faible et la puissance 4 est la plus élevée.
Voyant lumineux de la batterie (#5) 	Vert - clignotant Vert - constant Orange - clignotant Orange - constant	Chargement de l'appareil Appareil chargé Batterie faiblement chargée Batterie non chargée : mode d'utilisation inactif

5.6 Chargement de la batterie

1. Chargez l'appareil avant la première utilisation.
2. Connectez le câble de l'adaptateur mural **(#7)** sur l'appareil, puis branchez l'adaptateur mural **(#7)** sur l'alimentation secteur. Le voyant lumineux de la batterie **(#5)** se met alors à clignoter en vert.
3. Positionnez l'adaptateur mural **(#7)** de façon à en facilement débrancher la prise.

i L'icône de la batterie ne change pas de couleur.



Charge initiale



Heures

Charge régulière



Heures

Utilisation sans fil




Minutes

- i** Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur. Notez que le voyant lumineux de la batterie (#5) s'éteint.

6. Séances de traitement

6.1 Zones de traitement


Il y a 6 zones de traitement pour le visage et le cou.



Zone de traitement	Objectif
1. Front : y compris entre les sourcils	Raffermissment de la peau
2. Joue gauche : y compris autour et en dessous des yeux	Traitement des ridules et augmentation du volume
3. Joue droite : y compris autour et en dessous des yeux	
4. Lèvre supérieure : y compris le sillon nasogénien	Raffermissment et élimination des rides
5. Menton : y compris les maxillaires	Raffermissment et élimination des rides
6. Cou	Lissage de la peau

6.2 Protocole d'utilisation

- Traitez **chaque zone** séparément pendant au moins 15 minutes. Vous pouvez traiter autant de zones que vous le souhaitez en une seule séance.
- Pour des résultats optimaux, traitez avec le niveau d'énergie le plus élevé, le plus confortable pour vous.
- Utilisez l'appareil à raison de 2 séances par semaine pendant 10 semaines. Vous commencerez à observer des résultats visibles au bout de 5 semaines / 10 traitements.



Nombre de séances recommandées

- Après cela, réalisez un traitement une fois toutes les 2 semaines pour maintenir les résultats.

Pour une efficacité maximale :

- Assurez-vous de disposer d'une quantité suffisante de gel sur la surface de traitement **(#1)** à tout moment au cours de la séance.
- Ne laissez pas l'appareil sur un seul endroit de la peau. Déplacez-le continuellement afin de couvrir toute la zone de traitement. Cela permettra d'éviter de surchauffer la zone de traitement et réduira la possibilité d'un effet indésirable.
- Veillez à ce que les 3 électrodes **(#2)** soient toujours en contact direct avec la peau.
- Si la puissance provoque une sensation d'inconfort, réduisez-la jusqu'à un niveau qui soit confortable pour vous.
- Modifiez uniquement la puissance lorsque la surface de traitement **(#1) n'est pas** en contact avec la peau.

6.3 Quels résultats faut-il espérer

Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- une sensation de chaleur.
- quelques rougeurs ou une légère enflure : devrait se résorber en quelques heures ou en un jour maximum.

6.4 Effets secondaires possibles

Si vous suivez les instructions complètement et faites attention à tous les avertissements et les contre-indications, les complications et les effets secondaires sont rares. Cependant, tout traitement esthétique, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte un certain risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications qui peuvent éventuellement survenir.

- Les œdèmes excessifs (gonflement) et les érythèmes (rougeur) sont des réactions rares au traitement qui dans la plupart des cas se résorbent en quelques jours. Si ces signes apparaissent, utilisez immédiatement un linge frais et humide pour refroidir la zone affectée pendant au moins 15 minutes et appliquez une crème anti-brûlure.
- Dans certains cas rares, l'utilisateur peut présenter une dilatation des capillaires sanguins superficiels. Cela peut provoquer des rougeurs transitoires pendant quelques jours. Certains capillaires peuvent également présenter des taches rouges qui se résorberont également avec le temps. Si ces signes apparaissent, nous vous recommandons de rafraîchir immédiatement la zone concernée avec de l'eau glacée.
- i** Consultez votre médecin si vous présentez des symptômes persistants, y compris des douleurs, des rougeurs cutanées, des gonflements ou une sensation de brûlure.
- i** Si des effets secondaires inattendus, tels que des démangeaisons, se produisent dans les 48 heures suivant votre premier traitement, consultez un médecin avant de poursuivre les séances.

7. Lancez-vous !

1. Assurez-vous d'avoir une peau propre et sèche et libre de bijoux.
2. Sortez l'appareil et les autres composants de la boîte.
3. Retirez le film protecteur qui recouvre les électrodes (#2).
4. Décidez si vous souhaitez utiliser l'appareil sans fil ou via l'alimentation secteur.

- **Sans fil :** Avant de démarrer une séance, vérifiez que la batterie est assez chargée.
- **Alimentation secteur :** Branchez le câble de l'adaptateur mural (#7) sur la prise (#6) de l'adaptateur mural, et branchez ce dernier sur l'alimentation secteur.

5. **Démarrez l'appareil :** Effectuez un appui long sur le bouton de commande (#4). L'appareil démarre au niveau d'énergie 1 automatiquement, et le voyant lumineux de niveau d'énergie 1 (#3) s'allume.




- i** Vérifiez que la date de péremption du gel n'est pas expirée.
6. Appliquez une fine couche de gel Silk'n Slider sur la surface de traitement (#1).

- i** Le Silk'n Slider Gel (ou n'importe quel autre gel transparent à base d'eau) rend les mouvements de la surface de traitement plus lisses sur la peau et assure une bonne conductivité. Afin de garantir une séance sûre et efficace, commencez toujours par appliquer du Silk'n Slider Gel, et appliquez-en davantage au besoin.

7. Placez l'appareil, sur le niveau d'énergie 1, sur la zone à traiter. Veillez à ce que celui-ci soit en contact direct avec la peau. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur.

8. Déplacez l'appareil en effectuant de légers mouvements, tel un massage, sur la zone que vous souhaitez traiter. Progressez lentement et avec précaution. Continuez à déplacer l'appareil en vous assurant que les 3 pastilles métalliques restent bien en contact avec la peau à mesure que vous traitez la zone.
9. En déplaçant continuellement l'appareil, traitez **chaque** zone pendant au moins 15 minutes.
10. Augmentez progressivement le niveau d'énergie. Les meilleurs résultats s'obtiennent en utilisant la puissance la plus élevée, mais il est important que vous choisissiez le niveau d'énergie confortable pour la zone à traiter.



- i** Vous ressentirez une augmentation de la température de la peau à mesure que vous augmenterez la puissance. L'appareil prend généralement environ 1 à 2 minutes pour atteindre la température requise. Au cours de la séance, votre peau deviendra un peu rouge. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.
11. Faites des essais en déplaçant lentement l'appareil sur la zone traitée. Si la zone traitée est chaude et que la sensation éprouvée est désagréable, essayez de déplacer l'appareil un peu plus rapidement.
- i** Arrêtez immédiatement si vous ressentez une sensation d'inconfort.

12. **Nettoyez la zone traitée :** Retirez toute trace résiduelle de gel, puis rincez la peau à l'eau tiède. Séchez la peau avec une serviette et appliquez une crème de visage afin de l'apaiser et de l'hydrater.

8. Nettoyage, entretien et stockage

Nettoyez l'appareil après chaque séance.

- ⚠ N'immergez jamais votre appareil ou l'un de ses composants dans l'eau !



- Éteignez l'appareil puis débranchez-le.
- Utilisez des serviettes de papier absorbant (telles que du papier hygiénique ou des lingettes) pour retirer les traces résiduelles de gel de la surface de traitement **(#1)**. Vérifiez que vous avez bien nettoyé toute trace de gel afin que le gel ne se solidifie pas et n'endommage pas l'appareil.

- Utilisez un chiffon propre et humide pour nettoyer l'appareil et la surface de traitement **(#1)**.



- i** Vous pouvez utiliser des liquides de nettoyage contenant un maximum de 70 % d'alcool, mais n'utilisez jamais d'acétone ou de liquides abrasifs qui endommageraient l'appareil.

- Pour finir, séchez l'appareil ainsi que la surface de traitement **(#1)** en les essuyant à l'aide d'un chiffon propre et sec.



- Après le nettoyage, nous vous recommandons de stocker l'appareil dans sa boîte d'origine. Conservez l'appareil et le gel dans un endroit sec et frais.

9. Dépannage

Problème	Contrôles
L'appareil ne démarre pas.	• Alimentation secteur : Assurez-vous que l'adaptateur mural (#7) est bien connecté à l'appareil, qu'il est branché dans l'alimentation secteur, puis effectuez un appui long sur le bouton de commande (#4). • Sans fil : Vérifiez que la batterie est assez chargée. Si la batterie est faible, branchez l'appareil sur l'alimentation secteur pour effectuer une séance.
Je ne ressens aucune chaleur venant de l'appareil, alors que j'ai bien appuyé sur le bouton de commande (#4).	La chaleur est émise uniquement lorsque la surface de traitement (#1) est en contact direct avec la peau et que vous avez appliqué du gel avant et/ou pendant la séance.
Un ou plusieurs voyants lumineux clignotent de manière continue.	L'appareil a mal fonctionné. Veuillez débrancher l'appareil et le redémarrer.
L'appareil a cessé de fonctionner et est éteint.	• Secteur et sans fil : Effectuez un appui long sur le bouton de commande (#4) pour redémarrer l'appareil. • Sans fil : Vérifiez que la batterie est assez chargée.

Pour tous problèmes ou questions, veuillez contacter le service à la clientèle.

10. Service à la clientèle

Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse www.silkn.eu. Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site Web. Veuillez contacter le service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendu, ou tout autre problème lié à votre appareil.

Pays	Numéro du service à la clientèle	E-mail
Belgique	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Allemagne	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italie	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Pays-Bas	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espagne	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Royaume-Uni	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Autres pays	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Consommables

Vous pouvez acheter plus de Silk'n Slider Gel à partir de notre site Internet www.silkn.eu.

12. Garantie

Veuillez consulter le carnet de garantie du produit fourni séparément pour obtenir des informations complètes.

- i** Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures causés par une utilisation impropre ou incorrecte.

13. Mise au rebut du produit

Cette section est applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte distincts pour les matériaux recyclables.

- Les appareils usagés ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères!
- Si le produit venait à ne plus pouvoir être utilisé à un moment donné, mettez-le au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre ville ou pays. Cela garantit que les anciens appareils sont recyclés par des professionnels et exclut les conséquences négatives pour l'environnement.
- Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers! La directive DEEE exige que vous mettiez cet appareil électrique au rebut (y compris l'ensemble des accessoires et des pièces) dans un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électriques. Ceci empêche le rejet de substances nocives* dans l'environnement. Assurez-vous que l'appareil est bien déchargé avant de le mettre au rebut.

* Produits étiquetés avec Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

14. Caractéristiques techniques

Modèle	H2120/H2130
Zone de traitement	468 ± 5mm ²
Technologie	Home Tightening™
Voyant LED rouge (longueur d'onde, puissance de sortie optique)	630nm ± 20 nm; 45 ± 9mW/cm ²
Lumière infrarouge (IR) (longueur d'onde, puissance de sortie optique)	850nm ± 20nm; 57 ± 11 mW/cm ²
Énergie RF (fréquence ; puissance de sortie maximale)	1 MHz ± 30%; 10W max
Fonctionnement et sécurité	Stabilisateur thermique empêchant la surchauffe de la peau
Poids du système	150 g
Temps pour passer de la température minimale de stockage entre les utilisations à la température minimale de fonctionnement à une température ambiante de 20 °C	30 minutes
Temps pour passer de la température maximale de stockage entre les utilisations à la température maximale de fonctionnement à une température ambiante de 20 °C	30 minutes
Transport et stockage entre les utilisations et conditions de stockage	Température : - 40 à 70 °C Humidité relative : 10% à 90% Pression atmosphérique : 500 à 1060 hPa

Conditions de fonctionnement	Température : 10 à 35 °C Humidité relative : 30% à 75% Pression atmosphérique : 700 à 1060 hPa	
Adaptateur mural		
Fabricant	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.	
N° d'immatriculation	064970	
Adresse	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE	
Modèle	KSA24A1200150H(x) (x) – indique différentes fiches d'entrée	
Tension d'entrée	100-240 V	
Fréquence CA d'entrée	50/60 Hz	
Tension CC de sortie	12,0 V	
Intensité de sortie	1,5 A	
Puissance de sortie	18 W	
Efficacité active moyenne	85,5 %	
Efficacité à faible charge (10 %)	80,2 %	
Consommation électrique à vide	0,08 W	
Batterie Li-on rechargeable	Modèle	ICR18650-26H
	Tension nominale	3,7 Vcc
	Capacité nominale	2600 mAh

15. Mentions légales

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. Tous droits réservés.

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la fabricabilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd sont à sa connaissance exacts et fiables au moment de leur publication. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité concernant leur utilisation. Aucune licence n'est accordée implicitement ou autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ni transmise sous quelque forme que ce soit, par quelque procédé électronique ou mécanique que ce soit et à quelque fin que ce soit sans la permission écrite expresse de Home Skinovations Ltd. Les données sont modifiables sans préavis. Home Skinovations Ltd détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques de commerce, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle, hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis. Silk'n et le logo Silk'n sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAËL.

Съдържание

1. Предупреждения	72
2. Противопоказания	76
3. Функции за безопасност	78
4. Знаци и символи	78
5. Запознайте се с вашето устройство	79
5.1 Описание на устройството	79
5.2 Предназначение	80
5.3 Съдържание на опаковката	80
5.4 Части на устройството	80
5.5 Средства за управление и настройки на устройството	81
5.6 Зареждане на батерията	82
6. Процедури	83
6.1 Зони за третиране	83
6.2 План за третиране	84
6.3 Какво да очаквате	85
6.4 Възможни нежелани реакции	85
7. Първи стъпки!	86
8. Почистване, поддръжка и съхранение	89
9. Откриване и отстраняване на неизправности	90
10. Обслужване на клиенти	91
11. Консумативи	91
12. Гаранция	91
13. Изхвърляне на продукта	92
14. Технически характеристики	93
15. Правна информация	95

1. Предупреждения



Това устройство, заедно с всички негови части, не трябва да се използва от: деца, възрастни с ограничени физически, сетивни или психологически възможности, хора, на които липсват опит или знания как да използват устройството по безопасен начин, или хора, които не разбират свързаните с това опасности.

Това е мощен инструмент и трябва да се използва със специално внимание към безопасността. Преди първата употреба, моля, прочетете цялото ръководство на потребителя и го съхранете за бъдеща употреба. Уверете се, че сте прочели всички предупреждения, противопоказания и предпазни мерки, свързани с безопасността, и ги спазвайте стриктно. Нашата препоръка е да преглеждате отново настоящите инструкции преди всяко третиране.

Винаги се уверявайте, че ръцете ви са сухи преди да работите с устройството, да докосвате щепсела или да свързвате зарядната вилка към електрическата мрежа.

- Не поставяйте и не съхранявайте адаптера за стена където може да падне, или да попадне в каквато и да била течност.
- За презареждане на батерията използвайте само адаптера за стена, предоставен с това устройство.
- Не използвайте адаптера за стена, ако е паднал във вода.
- Изключете устройството от електрическата мрежа след зареждане на батерията.
- Дръжте устройството и всички части и аксесоари далеч от нагreti повърхности.
- Никога не оставяйте устройството без наблюдение, когато то е включено към електрическата мрежа.
- Ако устройството се използва в банята, изключете го от контакта след употреба. Близостта на водата представлява опасност, дори и ако устройството е изключено.

- За допълнителна защита е препоръчително да инсталирате в електрическата верига устройство за остатъчен ток (RCD). RCD трябва да има номинален остатъчен работен ток, който не надвишава 30 mA. Посъветвайте се с вашия инсталатор.
- Не опитвайте да модифицирате, отваряте или поправяте устройството. Може да се изложите на опасни електрически компоненти и да си навредите сериозно. Това би анулирало също и гаранцията.
- Не използвайте устройството, ако частите или аксесоарите не са доставени от производителя, както е посочено в настоящото ръководство, или ако са повредени по някакъв начин или видимо не работят правилно, или в случай, че усетите дим. В такива случаи спрете използването на устройството и се обърнете към отдела за обслужване на клиенти.
- Не почиствайте нито една от частите в съдомиялната машина.
- Децата не трябва да играят с устройството. Почистването и потребителската поддръжка да не се извършват от деца.

- Децата не трябва да играят с опаковката. Те могат да се наранят с опаковъчните материали или да погълнат дребни части и да се задавят.
- Това устройство съдържа батерии, които са несменяеми.
- Не използвайте това устройство близо до вода, вани, душеве, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Този уред е разработен и тестван така, че да отговаря на изискванията на стандартите за електромагнитни, електростатични и радиочестотни смущения. Все пак съществува възможност за електромагнитни или други смущения. Преместването на устройството може да помогне за елиминиране на смущенията.

2. Противопоказания



Не използвайте, ако сте:

- с пейсмейкър или вътрешен дефибрилатор или друг активен електрически имплант, където и да е в тялото.
- страдате от недобре контролирани ендокринни нарушения, като диабет и проблеми със щитовидната жлеза.
- неотдавна сте боледували или сте болни от рак или имате бенки, предхождащи злокачествено заболяване.
- били сте подлагани на лъчева терапия или химиотерапия през последните 3 месеца или имате зони на потенциални злокачествени кожни образувания.
- имате заболяване, свързано с фоточувствителност, като например порфирия, полиморфна светлинна ерупция, слънчева уртикария, лупус и др..
- страдат от епилепсия.
- сте бременна или кърмите.
- ненормално състояние на кожата, причинено от диабет, системни или други метаболитни заболявания.



Не използвайте върху зони, които:

- имат постоянен имплант, като метални пластини и винтове, силиконови импланти или области с инжектирани филтри или токсини.
- имат активна екзема, псориазис, лезии, отворени рани, отворени инфекции (херпес на устните) или необичайни състояния на кожата, причинени от системни или метаболитни заболявания (диабет например).
- имат травмизирана или наранена кожа.

- са били излагани на слънце без защита (изчакайте 1 ден); при кожа с придобит тен или слънчеви изгаряния, изчакайте 3 дни.
- са били подлагани на операция в рамките на 3 месеца преди процедурите.
- имат татуировки.
- имат дълга или гъста коса. Употребата на устройството може да доведе до леко натъртване.



Консултирайте се с вашия лекар преди употреба, ако:

- сте използвали стероиди в рамките на 3 месеца преди третирането.
- имате купероза или розацея.
- имате минали заболявания, стимулирани от топлината, като например рецидивиращ херпес симплекс в зоната на третиране. Ако е така, можете да правите манипулации само след преминаване на профилактичен режим.
- сте използвали предписани от лекар медикаменти върху кожата си в рамките на последните 6 месеца.
- сте изпадали в други състояния, които от гледна точка на вашия лекар или дерматолог биха попречили на безопасността ви при третиране.
- имате анамнеза за кожни заболявания, келоиди, необичайно заздравяване на рани, както и много суха или крехка кожа.

3. Функции за безопасност

Устройството предпазва кожата ви от прегряване.

- **Термосензор и термостабилизатор:** Те измерват температурата на кожата, стабилизират топлинната енергия и предотвратяват прегряването. Когато температурата на кожата достигне 42°C-43°C, стабилизаторът автоматично спира да излъчва топлина, докато температурата на кожата се понижи достатъчно, за да може стабилизаторът да възобнови нагряването.
- **Сензор за движение:** Сензорът позволява на устройството да излъчва радиочестотно нагряване само когато движите устройството по кожата си.

4. Знаци и символи

	Съобщение или събитие, което предупреждава за възможна или предстояща опасност или проблем по време на използване на устройството.
	Важна информация относно използването и поддръжката на устройството.
	Продуктите, отбелязани с този символ, отговарят на изискванията на директивите на Европейския съюз.
	Клас II. Адаптерът за стена е защитен от токов удар чрез двойна изолация.
	Поляритет на DC конектора
	Ток на DC конектора
	Предупреждение: Не използвайте това устройство близо до вода, вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.

	Не изхвърляйте заедно с битови отпадъци. Изхвърлете съгласно законите на вашата страна и помогнете за опазването на околната среда. В съответствие с Директивата за ОЕЕО.
	Съдържа литиево-йонна батерия.
	Вградената акумулаторна батерия съдържа вещества, които могат да замърсят околната среда. Винаги изваждайте батерията преди да я предадете в официален пункт за събиране на батерии.

- i** Това устройство не е подходящо за употреба в присъствието на запалими анестетични смеси с въздуха, с кислород или азотен оксид.

BG

5. Запознайте се с вашето устройство

5.1 Описание на устройството

Това устройство служи за третиране на лицето против стареене, което използва НТ™ технология. Тази технология съчетава три вида енергия: Инфрачервена топлинна енергия (IR), която оказва влияние върху горния слой на кожата за подобряване на текстурата на кожата, LED светлинна енергия, която достига до дермата за възобновяване и възстановяване на колагена, и биполарна радиочестотна енергия (Bi-Polar RF), която прониква дълбоко в подкожната мазнина за дълбоко стягане на тъканта и намаляване на бръчките.

Устройството има третираща повърхност с 3 електрода и бутон за управление, заобиколен от 5 светлинни индикатора. Устройството има акумулаторна батерия за безжична употреба, както и адаптер за стена за свързване към електрическата мрежа.

5.2 Предназначение

Това е ръчно устройство без рецепта, което е предназначено за временно намаляване на появата на леки до умерени бръчки по лицето и стягане на кожата. Устройството е предназначено за самостоятелно третиране в домашни условия и не е подходящо за търговски цели. Не използвайте за цели, различни от описаните в настоящото ръководство на потребителя.

5.3 Съдържание на опаковката

Съдържанието на опаковката е различно в зависимост от закупените опции.

- Вашето устройство Silk'n
- AC/DC адаптер за стена
- Silk'n Slider Gel
- Ръководство на потребителя
- Бързо ръководство
- Гаранционна книжка

5.4 Части на устройството

Вижте диаграмата на страница (i) в началото на това ръководство, за да разберете къде е разположена всяка функция.


- Третираща повърхност **(#1)**
- Електроди **(#2)**
- 4 Светлинни индикатори за ниво на мощност **(#3)**
- Бутон за управление **(#4)**
- Светлинен индикатор за батерията **(#5)**
- Щепсел на адаптер за стена **(#6)**
- Адаптер с кабел **(#7)**

5.5 Средства за управление и настройки на устройството

Бутон	Действие	Функция / Режим
Бутон за управление (#4) 	Продължително натискане x 1	Стартира устройството Ниво на мощност 1 - 1 включен индикатор
	Кратко натискане x 1	Ниво на мощност 2 - 2 включени индикатора
	Кратко натискане x 2	Ниво на мощност 3 - 3 включени индикатора
	Кратко натискане x 3	Ниво на мощност 4 - 4 включени индикатора
	Кратко натискане x 4	Връщане към ниво на мощност 1
	Продължително натискане	Изключва устройството
Индикатори за нивото на мощност (#3) 	Показват избраното ниво на мощност.	На всяко ниво на мощност отговаря един индикатор. Ниво 1 е най-ниското ниво на мощност, а ниво 4 е най-високото.
Светлинен индикатор за батерията (#5) 	Зелена - премигваща Зелена - постоянна Оранжева - премигваща Оранжева - постоянна	Устройството се зарежда Устройството заредено Нисък заряд в батерията Няма заряд в батерията, режимът на третиране е неактивен

5.6 Зареждане на батерията

1. Зареждайте устройството преди първата употреба.
2. Поставете кабела на адаптера за стена **(#7)** в устройството, след това свържете адаптера за стена **(#7)** към електрическата мрежа. Светлинният индикатор за батерията **(#5)** ще започне да мига в зелено.
3. Позиционирайте адаптера за стена **(#7)** така, че щепселът да може да се лесно да се изключва.



- i** Цветът на иконата на батерията не се променя.



Първоначално
зареждане



Часове

Редовно
зареждане



Часове

Безжична
употреба




Минути

- i** Можете да използвате устройството, когато е свързано към електрическата мрежа. Забележете, че светлинният индикатор за батерията **(#5)** няма да свети.

6. Процедури

6.1 Зони за третиране

Има 6 зони за третиране на лицето и шията.




BG

Зона на третиране	Предназначение
1. Чело: включително между веждите	Стягане на кожата
2. Лява буза: включително около и под очите	Третиране на фините линии и придаване на обем
3. Дясна буза: включително около и под очите	
4. Горна устна: включително назолабиалната гънка	Стягане и премахване на бръчките
5. Брадичка: включително линията на челюстта	Стягане и премахване на бръчките
6. Шия	Изглаждане на кожата

6.2 План за третиране

- Третирайте **всяка зона** поотделно най-малко 15 минути. Можете да третирате колкото желаете зони по време на една сесия.
- За най-добри резултати, третирайте при най-високото удобно за вас ниво на мощност.
- Използвайте устройството за 2 манипулации седмично в продължение на 10 седмици. Ще установите видими резултати след 5 седмици/10 манипулации.



Препоръчителен брой третирания

- След това третирайте веднъж на всеки 2 седмици, за да задържите ефекта.

За максимална ефективност:

- Уверете се, че количеството гел върху третиращата повърхност **(#1)** е достатъчно във всеки момент по време на третирането.
- Не задържайте устройството върху един участък на кожата. Непрекъснато движете устройството, като обхващате цялата третирана зона. По този начин ще избегнете прегряването на третираната зона и ще намалите опасността от нежелани ефекти.
- Уверете се, че 3-те електрода **(#2)** са винаги в пълен контакт с кожата.

- Ако се чувствате некомфортно при съответното ниво на мощност, намалете нивото на мощност до степен, при която се чувствате добре.
- Променяйте нивата на мощност само когато третиращата повърхност **(#1) не е** в контакт с кожата.

6.3 Какво да очаквате

По време на процедурата е нормално да изпитате или почувствате:

- усещане за топлина.
- известно зачервяване или леко подуване: това трябва да отшуми в рамките на няколко часа или до един ден.

6.4 Възможни нежелани реакции

Ако следвате стриктно инструкциите и обърнете внимание на всички предупреждения и противопоказания, усложненията и нежеланите реакции не се срещат често. При все това всяка козметична процедура, включително пригодените за домашна употреба, е свързана с известна доза риск. Поради това е важно да разберете и приемете рисковете и усложненията, които могат да настъпят.

- Прекомерното подуване (едема) и еритем (зачервяване) са рядко срещани реакции на третирането, които в повечето утихват в рамките на няколко дни. Ако се появят тези признаци, незабавно използвайте влажна хладна кърпа, за да охладите мястото, най-малко за 15 минути и нанесете крем против изгаряне.
- В редки случаи потребителят може да усети разширяване на повърхностните капиляри. Това може да доведе до временно зачервяване за няколко дни. Също така върху някои от капилярите може да се появят червени петна, които също ще утихнат постепенно. Ако се появят тези признаци, препоръчваме незабавно да охладите зоната със студена вода.

i Консултирайте се с вашия лекар, ако усетите упорити симптоми, включително болка, зачервяване на кожата, подуване или усещане за парене.

i Ако в рамките на 48 часа след първото ви третиране възникнат неочаквани странични ефекти като сърбеж, потърсете съвет от лекар преди да продължите с третиранията.

7. Първи стъпки!

1. Уверете, че кожата ви е чиста и суха и че сте свалили всички бижута.
2. Извадете устройството и другите компоненти от кутията.
3. Отстранете защитното фолио, което покрива електродите (#2).
4. Решете дали желаете да използвате устройството безжично или чрез електрическата мрежа.

- **Безжично:** Преди да започнете третиране, проверете дали батерията е добре заредена.

- **Чрез електрическата мрежа:** Поставете кабела на адаптера (#7) за стена в гнездо на адаптер за стена (#6) и го свържете към електрическата мрежа.


5. **Стартирайте устройството:** Натиснете продължително бутона за управление (#4). Устройството стартира автоматично на ниво на мощност 1 и светва 1 светлинен индикатор за ниво на мощност (#3).



i Уверете се, че срокът на годност на гела не е изтекъл.

6. Нанесете тънък слой Silk'n Slider Gel върху третиращата повърхност (#1).

- i** Silk'n Slider Gel (или който и да е друг бистър гел на водна основа) улеснява плавното движение на третиращата повърхност върху кожата и позволява проводимост. За да осигурите безопасно и ефективно третиране на зоните, винаги започвайте третирането с нанасяне на Silk'n Slider Gel и добавете още, ако е необходимо.
7. Използвайте ниво на мощност 1, поставете устройството върху зоната, която желаете да третирате. Уверете се, че то се допира плътно до кожата. Ще усетите леко чувство на затопляне.
 8. Движете устройството внимателно с масажирани движения в една повърхност, в зоната, която желаете да третирате. Работете бавно и внимателно. Продължете да движите устройството, като се уверите, че 3-те електрода остават в добър контакт с кожата, докато третирате зоната.
 9. При постоянно движение на устройството, третирайте **всяка** зона най-малко 15 минути.
 10. Увеличавайте постепенно ниво на мощност. Използването на най-високото ниво на мощност ще даде най-добри резултати, но е важно да настроите ниво на мощност, което е комфортно за третираната зона.



i С увеличаване на ниво на мощност ще усетите повишаване на температурата на кожата. Достигането на необходимата температура от устройството обикновено отнема около 1-2 минути. По време на третирането, кожата ви леко ще се зачерви. Не се притеснявайте – това е нормално.

11. Експериментирайте като бавно премествате устройството през зоната, която третирате. Ако третираната зона е гореща и почувствате дискомфорт, опитайте да движите устройството малко по-бързо.

i Спрете незабавно, ако почувствате дискомфорт.

12. **Почистете третираната зона:** Отстранете оставащия гел от кожата, след което я изплакнете с хладка вода. Подсушете кожата с хавлиена кърпа и нанесете крем за лице, за да я успокоите и овлажните.

8. Почистване, поддръжка и съхранение

Важно е да почиствате устройството след всяка процедура.



Никога не потапяйте устройството или каквито и да било други части във вода!



- Изключете устройството и извадете щепсела.
- Използвайте попираща хартия (като тоалетна хартия или носни кърпички), за да отстраните остатъка от гела от третиращата повърхност **(#1)**. Уверете се, че сте премахнали всички остатъци от гела, за да предотвратите неговото втвърдяване или увреждането на устройството.

- Използвайте чиста, влажна кърпа, за да почистите устройството и третиращата повърхност **(#1)**.



- i** Можете да използвате почистващи течности със съдържание на алкохол до 70%, но никога да не използвате ацетон или други абразивни течности, защото те ще повредят устройството.

- За да почистите уреда, включително и третиращата повърхност **(#1)**, го обтрийте с чиста, суха кърпа.



- След почистване ви препоръчваме да съхранявате устройството в оригиналната му кутия. Съхранявайте устройството и гела на хладно и сухо място.

9. Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем	Проверки
Устройството не започва да работи.	• Чрез електрическата мрежа: Уверете се, че адаптерът за стена (#7) е правилно свързан към устройството, че е включен в електрическата мрежа и че натискате продължително бутона за управление (#4). • Безжично: Уверете се, че батерията не е изтощена. Ако батерията е изтощена, свържете устройството към електрическата мрежа, за да извършите третирането.
Не усещам никаква топлина от устройството, въпреки че натиснах бутона за управление (#4).	Топлина ще се отделя само когато третираща повърхност (#1) е в пълен контакт с кожата и сте нанесли гел преди и/или по време на третирането.
Един или повече индикатори мигат непрекъснато.	Устройството има неизправност. Изключете устройството и го рестартирайте.
Устройството е спряло да работи и е изключено.	• Мрежово и безжично: Натиснете продължително бутона за управление (#4), за да рестартирате устройството. • Безжично: Уверете се, че батерията не е изтощена.

За проблеми или запитвания, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

10. Обслужване на клиенти

За повече информация вижте нашия уеб сайт www.silkn.eu. Настоящото ръководство може да бъде изтеглено от уебсайта ни и като PDF файл. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Silk'n, за да съобщите за неочаквани действия или събития, или всякакъв друг проблем с вашето устройство.

Страна	Номер на сервиза	Имейл
Белгия	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Франция	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Германия	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Италия	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Нидерландия	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Испания	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Великобритания	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Други страни	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

BG

11. Консумативи

Можете да закупите допълнително Silk'n Slider Gel от нашия уебсайт: www.silkn.eu.

12. Гаранция

Моля, направете справка с отделната гаранционна книжка на продукта за пълна информация.

- i** Производителят не поема отговорност за щети или наранявания вследствие на неправилна или некоректна употреба.

13. Изхвърляне на продукта

Този раздел важи за Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране на подлежащи на рециклиране материали.

- Старите уреди не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци!
- Ако в определен момент продуктът повече не може да се използва, изхвърляйте го в съответствие с действащите разпоредби във вашия град или област. Това гарантира, че старите уреди ще бъдат рециклирани професионално и също изключва негативните последиствия за околната среда.
- Не изхвърляйте заедно с битови отпадъци! Директивата ОЕЕО изисква да изхвърлите този електрически уред (включително всички аксесоари и части) в определения пункт за събиране на рециклируеми електрически уреди. Това предотвратява отделянето на вредни вещества* в околната среда. Преди изхвърляне се уверете, че устройството е в незаредено състояние.

* Продукти с етикет за съдържание на Cd = кадмий, Hg = живак, Pb = олово.

14. Технически характеристики

Модел №	H2120/H2130
Зона на третиране	468 ± 5 mm ²
Технология	Home Tightening™
Червена LED светлина (дължина на вълната; оптична изходна мощност)	630 nm ± 20 nm; 45 ± 9 mW/cm ²
Червена IR светлина (дължина на вълната; оптична изходна мощност)	850 nm ± 20 nm; 57 ± 11 mW/cm ²
Радиочестотна (RF) енергия (честота; максимална изходна мощност)	1 MHz ±30%; 10W max
Работа и безопасност	Топлинен стабилизатор за предотвратяване прегряването на кожата
Тегло на системата	150 g
Време от минималната температура на съхранение между отделните сеанси на използване до минималната работна температура при температура на околната среда 20°C	30 минути
Време от максималната температура на съхранение между отделните сеанси на използване до максималната работна температура при температура на околната среда 20°C	30 минути
Транспорт и съхранение между отделните употреби и условия на съхранение	Температура: -40 - 70 °C Относителна влажност:10% - 90% Атмосферно налягане: 500 - 1060 hPa

Експлоатационни условия	Температура: 10 - 35°C Относителна влажност: 30% - 75% Атмосферно налягане: 700 - 1060 hPa	
Адаптер за стена		
Производител	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.	
Регистрационен №	064970	
Адрес	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	
Модел	KSA24A1200150H(x) (x) – означава различни входящи щепсели	
Входящо напрежение	100-240 V	
Входяща АС честота	50~60 Hz	
Изходящо DC напрежение	12.0 V	
Изходящ ток	1,5 A	
Изходяща мощност	18 W	
Средна активна ефективност	85,5 %	
Ефективност при малък товар (10%)	80,2 %	
Консумация на енергия без товар	0,08 W	
Акумулаторна Li-on батерия	Модел	ICR18650-26H
	Номинално напрежение	3,7 Vdc
	Номинален капацитет	2600 mAh

15. Правна информация

Авторски права 2021 © Home Skinovations Ltd. Всички права запазени.

Home Skinovations Ltd си запазва правото да променя своите продукти или технически характеристики с цел подобряване на производителността, надеждността или технологичността. Информацията, предоставена от Home Skinovations Ltd, се счита за точна и надеждна към момента на публикуване. Въпреки това, Home Skinovations Ltd не поема никаква отговорност за употребата му. Никакви лицензи не се издават вследствие на това или по друг начин при какъвто и да е патент или патентни права на Home Skinovations Ltd. Никаква част от настоящия документ не може да бъде възпроизвеждана или предавана под каквато и да е форма или чрез каквито и да е средства - електронни или механични - за каквато и да е цел, без изричното писмено съгласие на Home Skinovations Ltd. Данните подлежат на промяна без уведомяване. Home Skinovations Ltd разполага с патенти и заявки за патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуална собственост, отнасящи се до предмета на настоящия документ. Предоставянето на този документ не ви дава лиценз за тези патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуална собственост, освен в случаите, изрично предвидени в някое писмено съгласие от Home Skinovations Ltd. Техническите характеристики подлежат на промяна без предупреждение. Silk'n и логото на Silk'n са регистрирани търговски марки на Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.B. 533, Yokneam 2069206, ИЗРАЕЛ.

BG

Tartalomjegyzék

1.	Figyelmeztetések	97
2.	Ellenjavallatok	100
3.	Biztonsági funkciók	102
4.	Jelek és szimbólumok.....	102
5.	A készülék bemutatása	103
5.1	A készülék leírása.....	103
5.2	Rendeltetésszerű használat	104
5.3	A csomag tartalma.....	104
5.4	Készülék részei	104
5.5	A készülék vezérlői és beállításai	105
5.6	Az akkumulátor töltése	106
6.	Kezelések.....	107
6.1	Kezelési területek.....	107
6.2	Kezelési terv	108
6.3	Erre számíthat	109
6.4	Lehetséges mellékhatások.....	109
7.	Kezdjük el!	110
8.	Tisztítás, karbantartás és tárolás.....	112
9.	Hibaelhárítás.....	113
10.	Ügyfélszolgálat	114
11.	Cserealkatrészek.....	114
12.	Jótállás	114
13.	A termék ártalmatlanítása	115
14.	Műszaki adatok.....	116
15.	Jogi nyilatkozat.....	118

1. Figyelmeztetések



Ezt a készüléket és annak részeit a következő személyek nem használhatják: gyermekek; korlátozott fizikai, érzékelési vagy pszichológiai képességekkel rendelkező felnőttek; azok, akik nem tudják vagy nincs tapasztalatuk abban, hogyan kell a készüléket biztonságosan használni, vagy azok, akik nincsenek tisztában az azzal járó veszélyekkel.

Ez egy nagy teljesítményű készülék, ezért használata során mindig tartsa szem előtt a biztonságot. Az első használat előtt olvassa el teljesen a használati útmutatót és őrizze azt meg későbbi használatra. Feltétlenül olvassa el az összes figyelmeztetést, ellenjavallatot és biztonsági óvintézkedést, és szigorúan tartsa be őket. Javasoljuk, hogy minden kezelés előtt újból olvassa végig a használati útmutatót.

Mindig gondoskodjon arról, hogy kezei szárazak legyenek, mielőtt a készüléket használja, a dugaszt megérinti vagy a töltőkészüléket az áramellátásra csatlakoztatja.

- Ne helyezze vagy tárolja a fali adaptert ott, ahol leeshet vagy folyadékba ránthatja.
- Az akkumulátor feltöltéséhez csak a készülékhez biztosított fali adaptert használja.
- Ne használja a fali adaptert, ha folyadékba esett.
- Az akkumulátor töltése után húzza ki a készüléket az áramellátásból.
- Tartsa a készüléket, annak alkatrészeit és tartozékait fűtött felületektől távol.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor az áramellátásra csatlakozik.
- Ha a készüléket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki. A víz közelsége akkor is veszélyt jelent, ha a készülék ki van kapcsolva.
- További védelemért javasoljuk, hogy telepítsen áram-védőkapcsolót (RCD) az elektromos áramkörbe. Az RCD névleges üzemi maradékárama ne haladja meg a 30 mA értéket. Tanácsért forduljon a szerelőhöz.

- Ne próbálja meg módosítani, felnyitni és megjavítani a készüléket. Veszélyes elektromos alkatrészeknek teheti ki magát, és súlyos károkat okozhat magának. Ez érvényteleníti a jótállást is.
- Ne használja szereplő alkatrészeket vagy tartozékokat nem a gyártó szállította, illetve ha azok bármilyen módon sérültek, vagy úgy tűnik, hogy nem megfelelően működnek, vagy ha füstöt észlel. Ilyen esetekben ne használja tovább a készüléket és hívja az ügyfélszolgálatot.
- Ne tisztítsa a részeket mosogatógében.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermek nem végezheti.
- Gyerekek nem játszhatnak a csomagolással. Megsérthetik magukat a csomagolóanyaggal, vagy lenyelhetik az apró alkatrészeket és megfulladhatnak.
- Ez a készülék nem cserélhető akkumulátorokat tartalmaz.
- Ne használja a készüléket vizek, kádak, zuhanyzók, medencék vagy egyéb, vizet tartalmazó edények közelében.

- Ezt az egységet úgy tervezték és tesztelték, hogy megfeleljen az elektromágneses, elektrosztatikus és rádiófrekvenciás interferenciára vonatkozó szabványoknak. Azonban fennáll az elektromágneses vagy egyéb interferenciák lehetősége. A készülék áthelyezése segíthet az interferencia megszüntetésében.

2. Ellenjavallatok



Ne használja, ha:

- szívritmus-szabályozója vagy belső defibrillátora, illetve egyéb aktív elektromos implantátuma van bárhol a testében.
- gyengén kontrollált endokrin rendellenességben szenved, mint cukorbetegség és a pajzsmirigy megbetegedései.
- nemrég vagy most rákban szenved, illetve rák előtti stádiumú anyajegye van.
- sugárkezelést vagy kemoterápiás kezelést kapott az elmúlt 3 hónapban, vagy ha bőrén potenciális rosszindulatú bőrelváltozások vannak.
- fényérzékenységgel kapcsolatos betegségben szenved (pl. porfíria, polimorfikus fényerupció, csalánkiütés, lupus stb.).
- epilepsziában szenved.
- terhes vagy szoptat.
- cukorbetegség okozta kóros bőrelváltozása, szisztémás vagy más anyagcsere-betegsége van.



Ne használja a következő területeken:

- ha állandó implantátuma van, például fémlemezek és csavarok, szilikon implantátum esetén, vagy ha egyes területeken befecskendezett töltőanyag vagy toxin található.
- aktív ekcémás, pikkelysömörös, sérült bőrfelületeken, nyílt sérüléseken vagy fertőzött bőrön (ajakherpesz), illetve szisztémás és anyagcsere betegség (például cukorbetegség) okozta kóros bőrelváltozásokon.
- traumatizált vagy sérült bőrön.
- nemrég védelem nélkül napnak kitett bőrön (várjon 1 napot); leburnult vagy napégette bőr esetében várjon 3 napot.
- műtéten esett át a kezelés előtti 3 hónapon belül.
- tetoválás.
- hosszú vagy vastag szőr. A készülék használata könnyű zúzódásokat okozhat.



Konzultáljon orvosával, ha:

- szteroidokat használt a kezelés előtti 3 hónapon belül.
- kuperóza vagy rozácea van.
- a kezelési területen hő által kiváltott betegsége volt vagy van, például herpesz. Ez esetben csak megelőző kezelést követően folytatható a kezelés.
- az elmúlt hat hónapban szakorvos által felírt gyógyszereket használt a bőrén.
- bármilyen olyan egyéb betegsége van, ami orvosa vagy bőrgyógyásza véleménye szerint veszélyessé tenné a kezelés elvégzését.

- bőrprobléma, a hegyszövet túlbujjánzása (keloid), abnormális sebgyógyulás merült fel, valamint nagyon száraz vagy töredezett a bőr.

3. Biztonsági funkciók

A készülék megvédi bőrét a túlmelegedéstől.

- **Hőérzékelő és hőstabilizáló:** Ez méri a bőr hőmérsékletét, stabilizálja a hőenergiát, és megakadályozza a túlhevülést. Amikor a bőr hőmérséklete eléri a 42-43°C-ot, a stabilizáló automatikusan leállítja a hőkibocsátást, amíg a bőr hőmérséklete nem csökken le eléggé ahhoz, hogy a stabilizáló folytassa a fűtést.
- **Mozgásérzékelő:** Az érzékelő révén a készülék RF-hőt bocsát ki, de csak akkor, amikor a készüléket a bőrön mozgatja.

4. Jelek és szimbólumok

	Olyan állítás vagy esemény, amely a készülék használatakor lehetséges vagy fenyegető veszélyt vagy problémát jelez.
	Fontos információ a készülék használatához és karbantartásához.
	Az ezen szimbólummal megjelölt termékek teljesítik a EU irányelv követelményeit.
	II.osztály A fali adapter kettős szigeteléssel védett a villamos áramütésekkel szemben.
	Az egyenáramú tápcsatlakozó polaritása.
	Az egyenáramú tápcsatlakozó egyenárama.

	Figyelmeztetés: Ne használja a készüléket vizek, kádak, zuhanyzók, medencék vagy egyéb, vizet tartalmazó edények közelében.
	Ne dobja a háztartási hulladékba. Kövesse országának az elektromos berendezések ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályait, és segítsen a környezet megóvásában. Összhangban a WEEE irányelvvel.
	Belül lítium-ion.
	A beépített feltölthető akkumulátor olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szennyezhetik a környezetet. Mindig vegye ki az akkumulátort, mielőtt azt hivatalos gyűjtőpontra leadja.

- i** Ez a készülék nem alkalmas gyúlékony érzéstelenítő keverék levegő vagy oxigén, illetve nitrogén-oxid jelenlétében való használatára.

HU

5. A készülék bemutatása

5.1 A készülék leírása

A készülék öregedésgátló arckezelő készülék, amely HT™ technológiát alkalmaz. Ez a technológia háromféle energiát kombinál: Infravörös (IR) hőenergiát, amely a bőr felső rétegén hat a bőr állagának javítása érdekében; LED fényenergiát, amely bejut az irharétegbe, megújítja azt, és helyreállítja a kollagén rostokat, valamint a bipoláris rádiófrekvencia (Bi-Polar-RF) energiát, amely mélyen bejut a bőr alatti zsírrétegbe, így összehúzza a mély szöveteket és csökkenti a ráncokat.

A készülék kezelőfelületén 3 elektróda és egy kezelógomb, valamint körülötte 5 jelzőlámpa található. A készülék újratölthető akkumulátora lehetővé teszi a vezeték nélküli használatot, az fali adapterrel pedig az áramellátásra csatlakoztatható.

5.2 Rendeltetésszerű használat

A készülék vény nélkül kapható kézi készülék, amely az arcon lévő enyhe-közepes ráncok ideiglenes csökkentésére és bőrfeszítésre alkalmas. A készülék otthoni használatra készült, és kereskedelmi célú használatra nem alkalmas. Ne használja más célra, mint ami ebben a használati útmutatóban szerepel.

5.3 A csomag tartalma

A csomag tartalma a megvásárolt összeállítástól függ.

- Silk'n készülék
- AC/DC fali adapter
- Silk'n Slider Gel
- Használati útmutató
- Gyors útmutató
- Jótállási füzet

5.4 Készülék részei

Tekintse meg a használati útmutató elején, (i) oldalon lévő ábrát, hogy hol találhatóak az egyes részek.

- Kezelőfelület **(#1)**
- Elektrodák **(#2)**
- 4 energiaszint-jelző lámpa **(#3)**
- Kezelőgomb **(#4)**
- Akkumulátor jelző lámpa **(#5)**
- Fali adapter csatlakozó **(#6)**
- Fali adapter kábellel **(#7)**


5.5 A készülék vezérlői és beállításai

Gomb	Művelet	Funkció / Mód
Kezelőgomb (#4) 	Nyomja meg hosszan 1x Nyomja meg röviden 1x Nyomja meg röviden 2x Nyomja meg röviden 3x Nyomja meg röviden 4x Hosszú megnyomás	A készülék bekapcsol. 1. energiaszint - 1 lámpa ég 2. energiaszint - 2 lámpa ég 3. energiaszint - 3 lámpa ég 4. energiaszint - 4 lámpa ég Visszamegy az 1. szintre A készülék kikapcsol
Energiaszint- jelző lámpák (#3) 	Megmutatja a kiválasztott energiaszintet.	Minden energiaszinthez egy lámpa tartozik. Az 1. szint a legalacsonyabb energiaszint, az 4. szint pedig a legmagasabb.
Akkumulátor jelző lámpa (#5) 	Zöld - villog Zöld - folyamatos Narancssárga - villog Narancssárga - folyamatos	A készülék töltődik A készülék feltöltve Akkumulátor alacsony töltése Nincs töltés az akkumulátorban - kezelési mód inaktív

5.6 Az akkumulátor töltése

1. Első használat előtt töltsa a készüléket.
2. Helyezze a fali adapter kábelt **(#7)** a készülékbe, majd csatlakoztassa a fali adaptert **(#7)** az áramellátáshoz. Az akkumulátor jelzőlámpa **(#5)** zölden villog.
3. Helyezze úgy a fali adaptert **(#7)** úgy, hogy a hálózati csatlakozó könnyen kihúzható legyen.

i Az akkumulátor ikon színe nem változik.



Kezdeti töltés



Óra

Rendszeres töltés



Óra

Vezeték nélküli
használat




Perc

i Használhatja a készüléket, amikor az a hálózati csatlakozóhoz van csatlakoztatva. Jegyezze meg, hogy az akkumulátor jelző lámpa **(#5)** ki lesz kapcsolva.

6. Kezelések

6.1 Kezelési területek

Az arc és a nyak esetében 6 kezelési terület van.




HU

Kezelési terület	Cél
1. Homlok: a szemöldök közötti területekkel együtt	Összehúzza a bőrt
2. Bal áll: a szemek körüli és alatti területekkel együtt	Kezeli a finom ráncokat és volumet képez
3. Jobb áll: a szemek körüli és alatti területekkel együtt	
4. Felső ajak: a nazolabiális redővel együtt	Eltávolítja és összehúzza a ráncokat
5. Áll: beleértve az állkapcsot	Eltávolítja és összehúzza a ráncokat
6. Nyak	A bőr lágyítása

6.2 Kezelési terv

- Kezeljen **minden területet** külön-külön 15 percen keresztül. Egy kezelés alatt tetszőleges mennyiségű terület kezelhető.
- A legjobb eredmény elérése érdekében kezelje a legmagasabb, az ön számára kényelmes energiaszinten.
- A készüléket 10 héten keresztül hetente 2-szer használja. Az eredmények 5 hét/10 kezelés után kezdenek láthatóvá válni.



Ajánlott kezelések száma

- Ezt követően 2 hetente egyszer használja a készüléket az eredmények megőrzéséért.

A maximum hatékonyság érdekében:

- Legyen mindig elég gél a kezelőfelületen **(#1)** a kezelés alatt.
- Ne hagyja a készüléket a bőr egy pontján. Mozgassa folyamatosan a készüléket a teljes kezelési terület lefedéséhez. Ezzel megakadályozza a kezelési terület túlmelegedését, és csökkenti a negatív hatások bekövetkezésének esélyét.
- A 3 elektróda **(#2)** mindig teljesen érintkezzen a bőrrrel.
- Ha az energiaszint nem kellemes, csökkentse azt Önnek kellemes szintre.

- Csak akkor módosítsa az energiaszinteket, amikor a kezelőfelület **(#1) nem** érintkezik a bőrrel.

6.3 Erre számíthat

A kezelés során normális jelenségnek számítanak a következők:

- meleg érzés.
- bizonyos mértékű bőrpír vagy enyhe duzzanat: ennek néhány órán, legfeljebb egy napon belül csillapodnia kell.

6.4 Lehetséges mellékhatások

Ha pontosan követi az útmutatásokat és betartja az összes figyelmeztetést és ellenjavallatot, ritkán jelentkeznek szövődmények vagy mellékhatások. Ugyanakkor minden kozmetikai kezelés, beleértve az otthoni használatra tervezetteket is, némi kockázatot von maga után. Ezért fontos, hogy megértse és elfogadja a kockázatokat és szövődményeket, amelyek előfordulhatnak.

- A túlzott ödéma (duzzanat) és az eritéma (bőrpír) a kezelésre adott olyan reakciók, amelyek a legtöbb esetben néhány nap alatt elmúlnak. Ha ezek a jelek mutatkoznak, azonnal borogassa a területet legalább 15 percen keresztül nedves, hűs kendővel annak lehűtésére, és kenje be égés elleni krémmel.
 - Ritka esetben a felszíni hajszálerek kitágulását tapasztalhatja. Ez néhány napig ideiglenes bőrpír fennállását eredményezheti. Emellett néhány hajszálérnél piros foltok jelenhetnek meg, amelyek idővel szintén elmúlnak. Ha ezek a jelek láthatók, javasoljuk, hogy azonnal hűtse le a területet hideg vízzel.
- i** Ha állandó tüneteket – többek között fájdalmat, bőrpírt, duzzanatot vagy égő érzést – tapasztal, forduljon orvoshoz.

- i** Ha az első kezeléstől számított 48 órán belül váratlan mellékhatások, például viszketés jelentkeznek, forduljon orvoshoz, mielőtt folytatja a kezelést.

7. Kezdjük el!

1. Ellenőrizze, hogy a bőr tiszta és száraz-e, és vegyen le minden ékszert.
2. Vegye ki a dobozból a készüléket és a többi alkatrészt.
3. Távolítsa el az elektródákon **(#2)** lévő védőfóliát.
4. Döntse el, hogy vezeték nélkül vagy az áramellátáson keresztül kívánja használni a készüléket.

- **Vezeték nélküli:** Kezelés előtt ellenőrizze az akkumulátor megfelelő töltöttségét.
- **Áramellátás:** Helyezze az adapter kábelt **(#7)** a fali adapter csatlakozóba **(#6)**, és csatlakoztassa azt az áramellátásra.


5. **A készülék indítása:** Nyomja meg hosszan a kezelógombot **(#4)**. A készülék automatikusan 1. energiaszinten indul, és 1 energiaszint-jelző lámpa **(#3)** világít.



- i** Ellenőrizze, hogy a gél lejáratí ideje nem telt-e le.
6. Helyezzen vékony rétegben Silk'n Slider Gel a kezelőfelületre **(#1)**.

- i** A Silk'n Slider Gel (vagy bármely más vízalapú, tiszta gél) lehetővé teszi a kezelőfelület akadálymentes mozgatását a bőrön, valamint a vezetőképességet. A biztonságos és hatékony kezelés érdekében a kezelést mindig kezdje a Silk'n Slider Gel felvitelével, majd szükség esetén vigyen fel több gélt.

7. Az 1. energiaszint használata esetén helyezze a készüléket a kiválasztott területre. Ellenőrizze, hogy teljesen érintkezzen a bőrrel. Enyhe meleg érzést tapasztal.
8. Mozgassa a készüléket gyengéd masszázsszerű mozdulatokkal a kezelendő területen. Lassan és óvatosan haladjon előre. Mozgassa tovább a készüléket, és ügyeljen arra, hogy a 3 elektróda jól érintkezzen a bőrrel a terület kezelésekor.
9. A készüléket folyamatosan mozgatva kezeljen **minden** felületet összesen legalább 15 percig.
10. Fokozatosan növelje az energiaszintet. A legjobb eredményt a legmagasabb energiaszinttel érjük el, de fontos, hogy a kezelt területhez kényelmes energiaszintet állítson be.



- i** Az energiaszint növelésével érezni fogja, hogy a bőr hőmérséklete nő. A készülék rendszerint 1-2 perc alatt éri el a kívánt hőmérsékletet. Kezelés közben bőre kissé kipirosodhat. Ne agódjon, ez normális.
11. Kísérletezzen úgy, hogy mozgassa lassan a készüléket a kezelt területen. Ha a kezelt terület forró és kellemetlen érzést okoz, mozgassa kissé gyorsabban a készüléket.
- i** Hagyja azonnal abba a használatát, ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal.

12. **Tisztítsa meg a kezelt területet:** Távolítsa el a maradék gél a bőrről, majd mossa le langyos vízzel a bőrt. Törölje szárazra a bőrt egy törölközővel, majd a puhításához és hidratálásához kenje be arckrémmel a bőrt.

8. Tisztítás, karbantartás és tárolás

Minden kezelés után megtisztítsa a készüléket.

- ⚠ Soha ne merítse a készüléket vagy annak bármely részét vízbe! 
- Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki.
- Nedvszívó papír (pl. WC-papír vagy törőlpapír) használatával távolítsa el a gél maradványait a kezelőfelületről **(#1)**. Távolítsa el az összes gélmardványt, nehogy az a megszilárduljon és kárt tegyen a készülékben.
- Tiszta és nedves törőlkendővel tisztítsa meg a készüléket és a kezelőfelületet **(#1)**.
- i** Maximum 70%-os alkoholtartalmú tisztító-folyadék használható, de soha ne használjon acetont vagy egyéb súroló hatású folyadékot, mert azok kárt tesznek a készülékben. 
- Végül törőlje szárazra a kezelőfelületet **(#1)** tiszta és száraz törőlkendővel. 
- Javasoljuk, hogy tisztítás után a készüléket tárolja az eredeti dobozában. A készüléket és a gélét száraz, hűvös helyen tárolja.

9. Hibaelhárítás

Probléma	Ellenőrzés
A készülék nem indul.	• Áramellátás: Győződjön meg arról, hogy a fali adapter (#7) megfelelően csatlakozik-e a készülékhez, amely be van dugva az áramellátásba, valamint hogy megnyomta-e a kezelőgombot (#4). • Vezeték nélküli: Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően fel van-e töltve. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, csatlakoztassa a készüléket az áramellátásra a kezeléshez.
Nem érzek hőt a készülékből, pedig megnyomtam a kezelőgombot (#4) .	Hő csak akkor távozik, ha a kezelőfelület (#1) teljesen érintkezik a bőrrel, és gél helyeztet fel a kezelés előtt és/vagy közben.
Egy vagy több lámpa folyamatosan villog.	A készülék meghibásodott. Húzza ki az áramforrásból az adaptert és indítsa újra a készüléket.
A készülék nem működik, és ki van kapcsolva.	• Áramellátás és vezeték nélküli: A készülék újraindításához nyomja meg hosszan a kezelőgombot (#4). • Vezeték nélküli: Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően fel van-e töltve.

Ha probléma merül fel vagy kérdése van, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

10. Ügyfélszolgálat

További információkért látogasson el a weboldalunkra: www.silkn.eu. Ez a használati utasítás PDF formátumban is elérhető és letölthető a weboldalunkról. A váratlan műveletek vagy események bejelentése miatt vagy a készülékkel kapcsolatos bármely más probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a Silk'n ügyfélszolgálatával.

Ország	Szervizszám	E-mail
Belgium	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Franciaország	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Németország	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Olaszország	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Hollandia	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanyolország	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Egyesült Királyság	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Egyéb országok esetén	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Cserealkatrészek

Silk'n Slider Gel innen vásárolható: www.silkn.eu.

12. Jótállás

Kérjük, tanulmányozza a jótállásról füzetet, amelyben teljes körű tájékoztatást talál.

- i** A gyártó nem vállal felelősséget a szabálytalan vagy helytelen használat miatt bekövetkezett károkért.

13. A termék ártalmatlanítása

Ez a szakasz az Európai Unióban és az újrahasznosítható anyagok elkülönített gyűjtőrendszereivel rendelkező más európai országokban alkalmazható.

- A régi készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni!
- Ha a termék egy bizonyos időpontban már nem használható, ártalmatlanítsa a városában vagy megyéjében hatályos előírásoknak megfelelően. Ez biztosítja a régi készülékek professzionális újrahasznosítását, és kizárja a környezetre gyakorolt negatív következményeket is.
- Ne dobja a háztartási hulladékba! A WEEE irányelv előírja, hogy ezt az elektromos készüléket (annak minden tartozékával és alkatrészével együtt) elektromos készülékek számára kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyeken helyezze el hulladékként. Ez megakadályozza a káros anyagok* környezetbe jutását. Gondoskodjon róla, hogy hulladékként való elhelyezés előtt a készülék fel nem töltött állapotban legyen.

* Termékek a következő címkézéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

HU

14. Műszaki adatok

Modellszám	H2120/H2130
Kezelési terület	468 ± 5mm ²
Technológia	Home Tightening™
Piros LED-fény (hullámhossz; optikai kimeneti teljesítmény)	630nm ± 20 nm; 45 ± 9mW/cm ²
Infravörös (IR) fény (hullámhossz; optikai kimeneti teljesítmény)	850nm ± 20nm; 57 ± 11 mW/cm ²
RF energia (frekvencia; maximum kimeneti teljesítmény)	1 MHz ± 30%; max. 10W
Használat és biztonság	Hőstabilizáló a bőr túlhevülésének megakadályozására
A rendszer súlya	150 g
A használatok között a minimum tárolási hőmérsékletig eltelt idő minimum üzemi hőmérsékleten, 20 °C-os környezeti hőmérsékleten	30 perc
A használatok között a maximum tárolási hőmérsékletig eltelt idő maximum üzemi hőmérsékleten, 20 °C-os környezeti hőmérsékleten	30 perc
A használatok közötti szállítás és tárolás, valamint tárolási körülmények a következők	Hőmérséklet: mínusz 40 - 70 °C Relatív páratartalom: 10% – 90% Légnyomás: 500 - 1060 hPa

Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10 és 35 °C között Relatív páratartalom: 30% – 75% Légnyomás: 700 - 1060 hPa	
Fali adapter		
Gyártó	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.	
Regisztrációs szám	064970	
Cím	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG	
Modell	KSA24A1200150H(x) (x) - különböző bemeneti csatlakozókat jelöl	
Bemeneti feszültség	100-240 V	
Bemeneti AC frekvencia	50/60 Hz	
Kimeneti egyenáramú feszültség	12,0 V	
Kimeneti áram	1,5 A	
Kimeneti teljesítmény	18 W	
Átlagos aktív hatékonyság	85,5 %	
Hatékonyság alacsony terhelés mellett (10%)	80,2 %	
Terhelésmentes áramfelvétel	0,08 W	
Feltölthető Li-ion akkumulátor	Modell	ICR18650-26H
	Névleges feszültség	3,7 VDC
	Névleges kapacitás	2600 mAh

15. Jogi nyilatkozat

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. Minden jog fenntartva.

A Home Skinovations Ltd fenntartja a jogot a termékeinek vagy műszaki adatainak módosítására a teljesítmény, a megbízhatóság vagy a termék előállításának javítása érdekében. A Home Skinovations Ltd által megadott információk a megjelenés időpontjában helyesek és megbízhatóak. A Home Skinovations Ltd ugyanakkor nem vállal felelősséget a termék használatáért. A Home Skinovations Ltd nem ad ki a termékre vonatkozó semminemű engedélyt vagy szabadalmi jogot. A Home Skinovations Ltd. kifejezett írásos engedélye nélkül jelen dokumentum részei semmilyen célból sem sokszorosíthatók semmilyen elektronikus vagy mechanikus módszerrel. Az adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Home Skinovations Ltd szabadalmakkal rendelkezik, valamint vannak folyamatban lévő szabadalmi beadványai, védjegyei, szerzői jogai, valamint egyéb szellemi tulajdonjogai, amelyek benne vannak a jelen a dokumentumban. A jelen dokumentum átadása nem biztosít semminemű szabadalomra vagy védjegyre vonatkozó jogot, szerzői jogot vagy egyéb szellemi tulajdonjogot, kivéve, ha ehhez a Home Skinovations Ltd írásos engedély formájában hozzájárult. A specifikációk előzetes értesítés nélkül módosíthatóak. A Silk'n és a Silk'n logó a Home Skinovations Ltd bejegyzett védjegye, székhelye Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL.

Cuprins

1. Avertismente	120
2. Contraindicații	123
3. Caracteristici de siguranță	125
4. Semne și simboluri.....	125
5. Faceți cunoștință cu aparatul dumneavoastră	126
5.1 Descrierea aparatului.....	126
5.2 Domeniu de utilizare	127
5.3 Conținutul ambalajului.....	127
5.4 Componentele aparatului	127
5.5 Elemente de control și setări ale aparatului	128
5.6 Încărcare baterie	129
6. Tratamente	130
6.1 Zone de tratament.....	130
6.2 Plan de tratament	131
6.3 La ce să vă așteptați	132
6.4 Efecte secundare posibile.....	132
7. Introducere!.....	133
8. Curățare, întreținere și depozitare	136
9. Depanare	137
10. Serviciul clienți.....	138
11. Consumabile.....	138
12. Garanție	138
13. Eliminare produs.....	139
14. Specificații	140
15. Notificare legală.....	142

1. Avertismente



Aparatul și toate componentele acestuia nu trebuie utilizate de următoarele persoane: copii, adulți cu capacități fizice, senzoriale sau psihice limitate sau persoanele care nu au experiența sau cunoștințele necesare pentru utilizarea în siguranță a aparatului sau care nu înțeleg riscurile implicate.

Acesta este un aparat puternic și trebuie să acordați o atenție specială siguranței la utilizare. Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți în întregime prezentul manual de utilizare și să-l păstrați la îndemână pentru utilizări ulterioare. Citiți toate avertismentele, contraindicațiile și instrucțiunile de siguranță și respectați-le îndeaproape. Vă recomandăm să vă refamiliarizați cu instrucțiunile înainte de fiecare tratament.

Înainte de a utiliza aparatul, de a atinge adaptorul de alimentare sau de a conecta stativul/suportul de încărcare la sursa de electricitate, asigurați-vă întotdeauna că aveți mâinile uscate.

- Nu puneți sau depozitați adaptorul pentru priză în locuri de unde poate să cadă sau să fie tras într-un lichid.

- Pentru reîncărcarea bateriei, utilizați numai adaptorul pentru priză furnizat împreună cu acest aparat.
- Nu utilizați adaptorul pentru priză dacă a căzut într-un lichid.
- La finalizarea încărcării bateriei, deconectați aparatul de la sursa de electricitate.
- Țineți aparatul, toate componentele și accesoriile acestuia departe de suprafețe încălzite.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la sursa de electricitate.
- Dacă utilizați aparatul în baie, după utilizare deconectați-l de la sursa de electricitate. Proximitatea apei reprezintă un risc chiar și atunci când aparatul este oprit.
- Pentru protecție suplimentară se recomandă instalarea în circuitul electric a unui dispozitiv de curent rezidual (RCD). Curentul rezidual nominal de funcționare al dispozitivului RCD nu trebuie să depășească 30 mA. Consultați-vă cu instalatorul.
- Nu încercați să modificați, să deschideți sau să reparați aparatul. Puteți atinge componente electrice periculoase și vă puteți provoca leziuni grave. De asemenea, acest lucru va anula garanția.

- Nu utilizați aparatul dacă piesele și accesoriile nu sunt furnizate de către producător sau dacă ele sunt defecte sau dacă nu par a funcționa corect, sau dacă vedeți sau simțiți fum. În astfel de cazuri, opriți utilizarea aparatului și contactați Serviciul clienți.
- Nu curățați niciuna dintre componentele aparatului în mașina de spălat vase.
- Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii.
- Copiii nu trebuie să se joace cu ambalajele aparatului. Se pot răni de la ambalaje sau pot înghiți componente mici și se pot îneca sau sufoca.
- Acest aparat conține baterii neînlocuibile.
- NU utilizați aparatul în proximitatea apei, a căzilor de baie, a dușurilor, a bazinelor sau a altor recipiente cu apă.
- Acest aparat a fost proiectat și testat pentru a îndeplini cerințele standardelor de interferență electromagnetică, electrostatică și de frecvență radio. Totuși încă există posibilitatea unor interferențe electromagnetice sau de altă natură. Mutarea aparatului poate ajuta la eliminarea interferențelor.

2. Contraindicații



Nu utilizați dacă:

- aveți un stimulator cardiac sau defibrilator intern sau orice alt implant electric activ oriunde în corp.
- aveți tulburări endocrine controlate precar, cum ar fi diabet și afecțiuni tiroidiene.
- dacă aveți antecedente sau suferiți de cancer sau aveți leziuni precanceroase.
- ați făcut radioterapie sau tratamente chimioterapice în ultimele 3 luni sau aveți zone cu potențiale tumori maligne ale pielii.
- suferiți de o afecțiune asociată cu fotosensibilitatea precum porfirie, erupție polimorfă la lumină, urticarie solară, lupus, etc.
- suferiți de epilepsie.
- sunteți însărcinată sau alăptați.
- aveți afecțiuni dermatologice anormale cauzate de diabet, boli de sistem sau alte boli metabolice.



Nu utilizați pe zonele care prezintă:

- un implant permanent, cum ar fi plăcuțe sau șuruburi metalice, implanturi cu silicon sau zone injectate cu fillere sau toxine.
- eczemă activă, psoriazis, leziuni, răni deschise sau infecții (stomatite herpetice), alunițe sau negi, afecțiuni dermatologice anormale provocate de boli de sistem sau metabolice (de exemplu diabet).

- piele traumatizată sau rănită.
- expunere recentă la soare fără protecție (așteptați 1 zi); pentru pielea bronzată sau arsă de soare, așteptați 3 zile.
- o intervenție chirurgicală suferită cu 3 luni înainte de tratament.
- tatuaje.
- păr lung sau gros. Utilizarea aparatului poate avea ca efect o învinețire ușoară.



Consultați medicul dacă:

- ați utilizat steroizi cu 3 luni înainte de tratament.
- aveți cuperoză sau acnee rozacee.
- aveți antecedente de boli stimulate de căldură, precum herpes simplex recidivant în zona de tratament. În acest caz puteți efectua tratamentul numai cu respectarea unui regim profilactic.
- ați folosit medicamente prescrise de medic pe piele în ultimele 6 luni.
- aveți orice altă afecțiune datorită căreia, după părerea medicului dvs., ar fi nesigur să faceți tratamentul.
- aveți antecedente de afecțiuni ale pielii, cicatrici keloide, anomalii în vindecarea plăgilor, precum și piele foarte uscată sau fragilă.

3. Caracteristici de siguranță

Aparatul protejează pielea dv. împotriva supraîncălzirii.

- **Senzor termic și stabilizator de căldură:** Acestea măsoară temperatura pielii, stabilizează energia termică și previn supraîncălzirea. Când temperatura pielii atinge 42°C - 43°C, stabilizatorul va înceta automat să emită căldură până când temperatura pielii va scădea suficient de mult, iar stabilizatorul va emite din nou căldură.
- **Senzor de mișcare:** Senzorul permite aparatului să emită căldură prin radiofrecvență numai atunci când mișcați aparatul pe suprafața pielii.

4. Semne și simboluri

	O stare sau un eveniment care indică un pericol posibil sau iminent ori o problemă la utilizarea aparatului.
	Informații importante privind utilizarea sau întreținerea aparatului.
	Produsele marcate cu acest simbol îndeplinesc cerințele directivelor UE.
	Clasa II. adaptorul pentru priză este protejat împotriva șocului electric prin izolație dublă.
	Polaritate ștecher c.c.
	Curent continuu ștecher c.c.
	Avertisment: NU utilizați aparatul în proximitatea apei, a căzilor de baie, a dușurilor, a bazinelor sau a altor recipiente cu apă.

RO

	Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere. Eliminați în conformitate cu legislația țării dvs. și contribuiți la protecția mediului. Conform Directivei DEEE.
	Conține litiu-ion.
	Bateria reîncărcabilă încorporată conține substanțe cu risc de poluare a mediului. Scoateți întotdeauna bateria înainte de a o elimina la un punct oficial de colectare baterii.

- i** Acest aparat nu este potrivit pentru utilizarea în prezența compuşilor anestezici inflamabili care conțin aer sau oxigen sau oxid de azot.

5. Faceți cunoștință cu aparatul dumneavoastră

5.1 Descrierea aparatului

Acesta este un aparat pentru tratamente faciale anti-îmbătrânire care utilizează tehnologia HT™. Această tehnologie îmbină trei tipuri de energie: energia termică pe bază de radiații infraroșii îndepărtate (IR), care acționează asupra stratului superior al pielii pentru o textură îmbunătățită, tehnologia luminoasă pe bază de LEDuri, care pătrunde în dermă pentru rejuvenare și refacerea nivelului de collagen și energia de radiofrecvență bipolară (Bi-Polar RF), care pătrunde profund în grăsimea subcutanată pentru tonifierea țesuturilor profunde și reducerea ridurilor.

Acest aparat are o suprafață de tratament cu 3 electrozi și un buton de control înconjurată de 5 LED-uri indicatoare. Aparatul are o baterie reîncărcabilă pentru utilizare fără fir, precum și un adaptor pentru priză pentru conectare la sursa de electricitate.

5.2 Domeniu de utilizare

Acesta este un aparat manual care poate fi achiziționat fără prescripție medicală, pentru reducerea temporară a apariției ridurilor faciale ușoare până la moderate și întinderea pielii. Aparatul este conceput numai pentru tratament personal la domiciliu și nu este adecvat pentru uzul comercial. A nu se utiliza pentru alte scopuri decât cele descrise în acest manual de utilizare.

5.3 Conținutul ambalajului

Conținutul ambalajului diferă în funcție de opțiunea achiziționată.

- Aparatul Silk'n
- Adaptor pentru priză CA/CC
- Gelul Silk'n Slider
- Manual de utilizare
- Ghid rapid
- Broșură garanție

5.4 Componentele aparatului

Consultați imaginea de la pagina (i) de la începutul acestui manual pentru a identifica locația fiecărei caracteristici.

- Suprafața de tratament **(#1)**
- Electrozi **(#2)**
- 4 leduri indicatoare ale nivelului de energie **(#3)**
- Tasta centrală **(#4)**
- LED indicator baterie **(#5)**
- Mufa adaptorului pentru priză **(#6)**
- Adaptor pentru priză cu cablu **(#7)**


5.5 Elemente de control și setări ale aparatului

Buton	Acțiune	Funcție / Mod
Tasta centrală (#4) 	Apăsare lungă x 1	Pornește aparatul. Nivelul 1 de energie - 1 LED aprins
	Apăsare scurtă x 1	Nivelul 2 de energie - 2 LED-uri aprinse
	Apăsare scurtă x 2	Nivelul 3 de energie - 3 LED-uri aprinse
	Apăsare scurtă x 3	Nivelul 4 de energie - 4 LED-uri aprinse
	Apăsare scurtă x 4	Înapoi la nivelul 1
	Apăsare lungă	Oprește aparatul.
LED-uri indicatoare ale nivelului de energie (#3) 	Arată nivelul de energie selectat.	Există un singur LED pentru fiecare nivel de energie. Nivelul 1 este cel mai înalt nivel de energie, iar nivelul 4 este cel mai scăzut.
LED-uri indicator baterie (#5) 	Verde - intermitent Verde - constant Portocaliu - intermitent Portocaliu - constant	Aparatul se încarcă Aparatul este încărcat Baterie slab încărcată Baterie descărcată, modul de tratament este inactiv

5.6 Încărcare baterie

1. Încărcați aparatul înainte de prima utilizare.
2. Introduceți cablul adaptorului pentru priză (**#7**) în aparat și conectați apoi adaptorul (**#7**) la sursa de curent electric. LED-ul indicator baterie (**#5**) va lumina intermitent verde.
3. Poziționați adaptorul pentru priză (**#7**) astfel încât mufa adaptorului să poată fi deconectată cu ușurință.

i Iconul bateriei nu își schimbă culoarea.



Prima încărcare



Ore

Încărcare normală



Ore

Utilizare fără fir



Minute


i Puteți utiliza aparatul în timp ce este conectat la sursa de electricitate. Ledul indicator baterie (**#5**) nu va lumina.

RO

6. Tratamente

6.1 Zone de tratament


Există 6 zone de tratament pentru față și gât.



Zona de tratament	Scop
1. Frunte: inclusiv zona dintre sprâncene	Tonifierea pielii
2. Obrazul stâng: inclusiv zona de lângă și de sub ochi	Tratare linii fine și creare volum
3. Obrazul drept: inclusiv zona de lângă și de sub ochi	
4. Buza superioară: inclusiv șanțul nazolabial	Tonifiere și eliminarea ridurilor
5. Bărbia: inclusiv linia maxilarului	Tonifiere și eliminarea ridurilor
6. Gât	Netezirea pielii

6.2 Plan de tratament

- Tratați separat **fiecare zonă** timp de cel puțin 15 minute. În cadrul unei ședințe puteți trata câte zone doriți.
- Pentru rezultate optime, efectuați tratamentul la nivelul cel mai înalt de energie care este confortabil pentru dumneavoastră.
- Utilizați aparatul pentru 2 ședințe pe săptămână timp de 10 săptămâni. Veți începe să observați rezultate vizibile după 5 săptămâni / 10 ședințe de tratament.



Numărul recomandat de tratamente

- Ulterior, repetați tratamentul o dată la două săptămâni pentru menținerea rezultatelor.

Pentru maximă eficiență:

- Asigurați-vă că aveți suficient gel pe suprafața de tratament **(#1)** de fiecare dată, pe toată durata tratamentului.
- Nu lăsați aparatul doar într-un singur loc pe piele. Mișcați continuu aparatul spre a acoperi întreaga zonă de tratament. Acest lucru previne supraîncălzirea zonei de tratament și reduce posibilitatea apariției unor efecte nocive.
- Asigurați-vă că toți cei 3 electrozi **(#2)** sunt întotdeauna în contact total cu pielea.
- Dacă simțiți că nivelul de energie este inconfortabil, reduceți-l până la un nivel de energie confortabil pentru dv.

- Schimbați nivelurile de energie numai atunci când suprafața de tratament **(#1) nu** este în contact cu pielea.

6.3 La ce să vă așteptați

Pe parcursul ședinței de tratament este normal să simțiți sau să experimentați:

- o senzație de căldură.
- înroșire sau ușoară inflamație: aceasta ar trebui să dispară în câteva ore sau în decurs de maxim o zi.

6.4 Efecte secundare posibile

Dacă urmați instrucțiunile integral și acordați atenție tuturor avertismentelor și contraindicațiilor, complicațiile și efectele secundare sunt rare. Totuși, orice tratament cosmetic, inclusiv cele concepute pentru utilizarea la domiciliu, implică un anumit grad de risc. De aceea, este important să înțelegeți și să acceptați riscurile și complicațiile care se pot produce.

- Edemele (umflăturile) și eritemele (înroșirile) excesive sunt reacții adverse rare la tratament care în majoritatea cazurilor dispar în câteva zile. În cazul în care apar aceste semne, utilizați imediat o cârpă udă și rece pentru a răcori zona respectivă timp de cel puțin 15 minute și aplicați o cremă împotriva arsurilor.
- În cazuri rare, este posibil să se producă dilatarea vaselor sanguine capilare superficiale. Acest lucru poate avea ca rezultat o înroșire temporară, timp de câteva zile. În plus, unele vase capilare pot prezenta puncte roșii, care de asemenea se vor diminua în timp. În cazul în care apar aceste semne, recomandăm să răciți imediat zona cu apă rece.

- i** Consultați-vă medicul dacă aveți orice simptome persistente, cum ar fi dureri, înroșiri ale pielii, umflături sau senzație de arsură.
- i** În cazul în care în termen de 48 de ore de la primul tratament apar efecte secundare neașteptate, cum ar fi mâncărimi ale pielii, solicitați sfatul medicului înainte de continuarea tratamentului.

7. Introducere!


1. Aigurați-vă că pielea dv. este curată și uscată și că v-ați scos toate bijuteriile.
 2. Scoateți aparatul și celelalte componente din cutie.
 3. Îndepărtați folia de protecție care acoperă electrozii (#2).
 4. Decideți dacă doriți să utilizați aparatul fără fir sau conectat la sursa de electricitate.
 - **Fără fir:** Înainte de începerea unui tratament, verificați ca bateria să nu fie slab încărcată.
 - **Utilizare la priză:** Introduceți cablul adaptorului pentru priză (#7) în mufa (#6) adaptorului și apoi conectați la sursa de electricitate.
 5. **Pornire aparat:** Apăsăți lung butonul de control (#4). Aparatul pornește automat cu nivelul de energie 1 și 1 LED indicator al nivelului de energie (#3) se va aprinde.
- i** Verificați ca data expirării gelului să nu fi trecut.



6. Aplicați o cantitate mică de gel Silk'n Slider pe suprafața de tratament **(#1)**.

i Gelul Silk'n Slider (sau orice alt gel pe bază de apă) facilitează mișcarea ușoară a suprafeței de tratament pe suprafața pielii și permite conductivitatea. Pentru un tratament sigur și eficient, începeți întotdeauna cu aplicarea gelului Silk'n Slider și ulterior mai aplicați gel dacă este necesar.

7. Utilizând nivelul de energie 1, puneți aparatul pe zona pe care doriți să o tratați. Asigurați-vă că este în contact complet cu pielea. Veți simți o ușoară senzație de căldură.
8. Deplasați aparatul cu mișcări ușoare ca de masaj pe suprafața zonei pe care doriți să o tratați. Procedați încet și cu grijă. Continuați să mișcați aparatul, asigurându-vă că pe durata tratamentului zonei toți cei 3 electrozi rămân în contact complet cu pielea.
9. Cu aparatul permanent în mișcare, tratați **fiecare** zonă timp de cel puțin 15 minute.
10. Măriți treptat nivelul de energie. Utilizând nivelul de energie cel mai înalt obțineți cele mai bune rezultate, însă important este să setați nivelul de energie care este cel mai confortabil pentru dv. în zona pe care o tratați



- i** Pe măsură ce creșteți nivelul de energie, veți simți temperatura pielii crescând. În mod normal durează aprox. 1-2 minute până când aparatul atinge temperatura necesară. În timpul tratamentului, pielea dv. se va înroși puțin. Nu vă îngrijorați; acest lucru este normal.
11. Experimentați deplasând încet aparatul pe zona pe care o tratați. Dacă zona pe care o tratați devine fierbinte și aveți senzații de disconfort, încercați să mișcați aparatul puțin mai rapid.
- i** Opriți-vă imediat dacă simțiți orice disconfort.
12. **Curățare zonă tratată:** Îndepărtați de pe piele toate resturile de gel, apoi spălați pielea cu apă caldă. Ștergeți pielea cu un prosop, apoi aplicați o cremă de față pentru calmarea și hidratarea pielii.

8. Curățare, întreținere și depozitare

Curățați aparatul după fiecare tratament.



Nu scufundați niciodată aparatul sau oricare dintre componentele sale în apă!



- Opriiți aparatul, apoi scoateți-l din priză.
- Folosiți hârtie absorbantă (de ex. hârtie igienică sau șervețele) pentru a îndepărta resturile de gel de pe suprafața de tratament **(#1)**. Asigurați-vă că ați îndepărtat toate resturile de gel pentru a preveni solidificarea gelului sau deteriorarea aparatului.

- Folosiți o cârpă umedă curată pentru a curăța aparatul și suprafața de tratament **(#1)**.

i Puteți folosi soluții de curățat care conțin până la 70% alcool, însă nu utilizați niciodată acetonă sau alte soluții abrazive, deoarece acestea deteriorează aparatul.



- În final, ștergeți aparatul și suprafața de tratament **(#1)** cu o cârpă uscată curată până când sunt uscate.



- După curățare, vă recomandăm să depozitați aparatul în cutia originală. Depozitați aparatul și gelul la loc uscat și răcoros.

9. Depanare

Problemă	Verificări
Aparatul nu pornește.	• Utilizare la priză: Asigurați-vă că adaptorul pentru priză (#7) este conectat adecvat la aparat, că este conectat la sursa de electricitate și că ați apăsător lung butonul de control (#4). • Utilizare fără fir: Verificați ca bateria să nu fie slab încărcată. Dacă bateria este slab încărcată, conectați aparatul la priză pentru efectuarea tratamentului.
Nu simt nicio căldură emisă de aparat chiar dacă am apăsător butonul de control (#4).	Căldura este emisă numai dacă suprafața de tratament (#1) se află în contact complet cu pielea și dacă ați aplicat suficient gel înainte și/sau în timpul tratamentului.
Unul sau mai multe leduri luminează intermitent continuu.	Aparatul are defecțiuni. Scoateți aparatul din priză și reporniți-l.
Aparatul a încetat să mai funcționeze și este oprit.	• Utilizare la priză și fără fir: Apăsător lung butonul de control (#4) pentru a reporni aparatul. • Utilizare fără fir: Verificați ca bateria să nu fie slab încărcată.

Dacă aveți probleme sau întrebări, contactați serviciul clienți.

10. Serviciul clienți

Pentru informații suplimentare, vizitați website-ul nostru la www.silkn.eu. Acest manual este disponibil, de asemenea, și pentru descărcarea ca PDF de pe site-ul web. Contactați serviciul clienți Silk'n pentru a raporta cazuri de funcționare sau evenimente anormale sau orice altă problemă pe care o are aparatul.

Țară	Număr service	E-mail
Belgia	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Franța	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germania	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italia	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Olanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spania	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Regatul Unit	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Alte țări	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Consumabile

Puteți cumpăra mai mult gel Silk'n Slider de pe website-ul nostru: www.silkn.eu.

12. Garanție

Pentru informații complete, vă rugăm să consultați broșura separată de garanție a produsului.

- i** Producătorul refuză să își asume răspunderea în caz de daune sau răniri cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă.

13. Eliminare produs

Prezenta secțiune se aplică în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare separată a materialelor reciclabile.

- Aparatele vechi nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere!
- În cazul în care aparatul ajunge la un moment dat să nu mai poată fi utilizat, eliminați-l în conformitate cu reglementările în vigoare în orașul sau județul dumneavoastră. Astfel, este garantată reciclarea aparatelor vechi într-o manieră profesională, cu excluderea oricăror consecințe negative pentru mediu.
- Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere! Directiva DEEE solicită eliminarea acestui aparat electric (inclusiv a tuturor accesoriilor și pieselor sale) într-un punct de colectare și reciclare indicat pentru aparate electrice. Astfel este împiedicată eliminarea de substanțe* nocive în mediul înconjurător. Asigurați-vă că aparatul este descărcat înainte de eliminare.

* Produse marcate cu Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.

14. Specificații

Nr. model	H2120/H2130
Zona de tratament	468 ± 5mm ²
Tehnologie	Home Tightening™
Lumină LED roșie (lungime undă; putere ieșire optică)	630nm ± 20 nm; 45 ± 9mW/cm ²
Lumină LED infraroșie (IR) (lungime undă; putere ieșire optică)	850nm ± 20nm; 57 ± 11 mW/cm ²
Energie RF (frecvență; putere maximă de ieșire)	1 MHz ± 30%; 10W max
Operare și siguranță	Stabilizator termic care previne supraîncălzirea pielii
Greutate sistem	150 g
Timpul de trecere de la temperatura minimă de depozitare între utilizări la temperatura minimă de operare, la o temperatură a mediului înconjurător de 20 °C	30 minute
Timpul de trecere de la temperatura maximă de depozitare între utilizări la temperatura maximă de operare, la o temperatură a mediului înconjurător de 20 °C	30 minute
Transport și depozitare între utilizări și condiții de depozitare	Temperatură: minus 40 până la 70 °C Umiditate relativă: 10% - 90% Presiune atmosferică: 500 - 1060 hPa

Condiții de funcționare	Temperatură: de la 10 până la 35 °C Umiditate relativă: 30% - 75% Presiune atmosferică: 700 - 1060 hPa	
Adaptor pentru priză		
Producător	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.	
Nr. înregistrare	064970	
Adresa	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ	
Model	KSA24A1200150H(x) (x) – înseamnă mufe de intrare diferite.	
Tensiune de intrare	100-240 V	
Frecvență CA de intrare	50/60 Hz	
Tensiune CC de ieșire	12,0 V	
Curent de ieșire	1,5 A	
Putere de ieșire	18 W	
Eficiență activă medie	85,5 %	
Eficiență la gol de sarcină (10 %)	80,2 %	
Putere absorbită în regim fără sarcină	0,08 W	
Baterie reîncărcabilă Li-on	Model	ICR18650-26H
	Tensiune nominală	3,7 Vdc
	Capacitate nominală	2600 mAh

15. Notificare legală

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. Toate drepturile rezervate.

Home Skinovations Ltd își rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificațiile pentru îmbunătățirea performanței, a fiabilității sau a capacității de producție. Informațiile furnizate de Home Skinovations Ltd sunt considerate precise și fiabile la momentul publicării. Cu toate acestea, Home Skinovations Ltd nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la utilizarea acestora. Nicio licență nu este acordată implicit sau în alt mod în baza unui brevet sau a unor drepturi de brevetare ale companiei Home Skinovations Ltd. Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în nicio formă sau prin niciun fel de mijloace, electronice sau mecanice, în niciun scop, fără aprobarea expresă, în scris, a companiei Home Skinovations Ltd. Informațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Home Skinovations Ltd are brevete și are depuse cereri de brevetare în așteptare, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aparatul care face obiectul prezentului document. Furnizarea acestui document nu vă conferă niciun fel de licență asupra acestor brevete, mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția celor prevăzute în mod expres în orice înțelegere scrisă încheiată de Home Skinovations Ltd. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Silk'n și logo-ul Silk'n sunt mărci înregistrate ale Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ISRAEL.

Obsah

1. Varování.....	144
2. Kontraindikace.....	147
3. Bezpečnostní prvky.....	149
4. Značky a symboly	149
5. Seznamte se s přístrojem	150
5.1 Popis přístroje.....	150
5.2 Použití	151
5.3 Obsah balení.....	151
5.4 Součásti přístroje	151
5.5 Ovládací prvky a nastavení přístroje	152
5.6 Nabíjení baterie	153
6. Ošetření	154
6.1 Ošetřovaná místa	154
6.2 Plán ošetření	155
6.3 Co můžete očekávat	156
6.4 Možné vedlejší účinky.....	156
7. Začínáme!	157
8. Čištění, údržba a skladování.....	159
9. Řešení potíží.....	160
10. Zákaznický servis.....	161
11. Spotřební materiál.....	161
12. Záruka	161
13. Likvidace přístroje	162
14. Technické parametry	163
15. Právní informace.....	165

1. Varování



Tento přístroj a všechny jeho součásti nesmí používat následující osoby: děti, dospělé osoby s omezenými fyzickými, psychickými a smyslovými schopnostmi, lidé bez zkušeností nebo znalostí bezpečného užívání přístroje a osoby, které nechápou rizika spojená s přístrojem.

Toto je elektrický přístroj a při jeho používání musí být brán zvláštní zřetel na bezpečnost. Před prvním použitím si přečtete celý návod k použití a uschovejte jej pro pozdější použití. Je nutné prostudovat všechna varování, kontraindikace a bezpečnostní opatření a následně se jimi striktně řídit. Před každým ošetřením doporučujeme znovu si návod pročit.

Vždy dbejte na to, abyste měli při používání přístroje, sahání na zástrčku přístroje nebo připojování nabíjecí kolébky ke zdroji elektrického napájení suché ruce.

- Nástěnný adaptér neuchovávejte ani neumísťujte na místa, odkud by mohl spadnout nebo být vtážen do kapaliny.

- K dobíjení baterie používejte výhradně nástěnný adaptér dodávaný s přístrojem.
- Nástěnný adaptér nepoužívejte, pokud přišel do styku s kapalinou.
- Po nabití baterie odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Přístroj, všechny jeho součásti a příslušenství uchovávejte mimo horké povrchy.
- Nikdy nenechávejte přístroj zapojený do elektrické sítě bez dozoru.
- Používáte-li přístroj v koupelně, po použití jej odpojte z elektrické sítě. Blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.
- Za účelem zvýšení bezpečnosti doporučujeme mít elektrický obvod opatřen proudovým chráničem (RCD). U proudového chrániče (RCD) je nutné, aby zbytkový pracovní proud nepřekračoval 30 mA. S žádostí o radu se obraťte na elektrikáře, který instalaci prováděl.
- Přístroj neupravujte, neotevírejte ani jej neopravujte. Mohli byste se dostat do kontaktu s nebezpečnými elektrickými součástmi přístroje a způsobit si tak těžkou újmu na zdraví. Rovněž by to vedlo k zneplatnění záruky.

- Přístroj nepoužívejte, pokud jeho díly nebo příslušenství nejsou dodány výrobcem, nebo pokud je přístroj jakýmkoli způsobem poškozený, zdá se, že řádně nefunguje, nebo pokud uvidíte či ucítíte kouř. V takových případech přestaňte přístroj používat a obraťte se na zákaznický servis.
- V žádném případě součásti přístroje neumývejte v myčce na nádobí.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti.
- Děti si nesmí hrát ani s obalem. Mohly by se o obalový materiál poranit nebo spolknout malé části a udusit se.
- Tento přístroj obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, van, sprch, umyvadel ani jiných nádob obsahujících vodu.
- Tato jednotka byla konstruována a testována tak, aby splnila požadavky norem v oblasti elektromagnetických, elektrostatických parametrů a radiofrekvenčního rušení. Nicméně i přesto existuje možnost elektromagnetického nebo jiného rušení. Rušení lze odstranit přemístěním přístroje.

2. Kontraindikace



Přístroj nepoužívejte, pokud:

- máte kardiostimulátor nebo vnitřní defibrilátor nebo jakýkoli jiný elektronický implantát kdekoli v těle,
- máte nedostatečně kontrolované poruchy štítné žlázy, jako je cukrovka nebo onemocnění štítné žlázy,
- jste osoba, která nedávno prodělala rakovinu nebo trpí rakovinou nebo máte premaligní mateřská znaménka,
- podstoupili jste během posledních 3 měsíců ozařovací léčbu nebo chemoterapii nebo máte na kůži místa s potenciálním zhoubným onemocněním,
- trpíte onemocněním souvisejícím s přecitlivělostí na světlo, jako je porfyrie, polymorfní světelná erupce, solární kopřivka, lupénka atd,
- jste osoba trpící epilepsií,
- jste těhotná nebo kojíte,
- trpíte abnormálními stavy kůže způsobenými cukrovkou, systémovými a dalšími metabolickými onemocněními.



Přístrojem neošetřujte místa:

- s permanentním implantátem, jako jsou kovové destičky a šrouby, silikonové implantáty nebo místa s injektovanými výplněmi nebo toxiny,
- na kterých se vyskytuje aktivní ekzém, lupénka, léze, otevřené rány, otevřené infekce (opary) nebo pokožka v abnormálním stavu, který je způsoben systémovými nebo metabolickými onemocněními (např. cukrovkou),

- s poraněnou pokožkou,
- která byla nedávno vystavena působení slunce bez ochrany (vyčkejte 1 den), nebo pokud je kůže opálená nebo spálená sluncem (vyčkejte 3 dny),
- jste během 3 měsíců před použitím prodělali chirurgický zákrok,
- s tetováním,
- dlouhými nebo hustými chloupky. Při použití přístroje může dojít k lehkému pohmoždění.



O vhodnosti použití přístroje se poradte s lékařem, pokud:

- Jste během 3 měsíců před ošetřením užívali steroidy,
- Trpíte kuperózou nebo růžovkou,
- V minulosti jste na ošetřovaném místě prodělali choroby stimulované teplem, např. opakovaný opar, Pokud trpíte některým z těchto stavů, můžete provádět ošetření pouze v profylaktickém režimu,
- Během posledních 6 měsíců jste užívali léky na kůži vázané na lékařský předpis,
- Máte jiné zdravotní potíže, které by pro vás mohly dle názoru vašeho lékaře nebo dermatologa představovat v souvislosti s použitím přístroje nebezpečí,
- V minulosti jste trpěl(a) onemocněními kůže, keloidními jizvami, nestandardním hojením ran nebo máte-li velmi suchou a křehkou kůži.

3. Bezpečnostní prvky

Přístroj chrání vaši pokožku před přehřátím.

- **Tepelný senzor a stabilizátor tepla:** Tyto prvky přístroje měří teplotu pokožky, stabilizují tepelnou energii a brání přehřátí. Jakmile dosáhne teplota pokožky 42 °C – 43 °C, stabilizátor automaticky přestane vydávat teplo až do okamžiku, kdy se teplota pokožky dostatečně sníží, aby stabilizátor opět zahájil ohřev.
- **Senzor pohybu:** Senzor zajišťuje, aby přístroj vydával radiofrekvenční záření pouze při pohybu přístrojem po pokožce.

4. Značky a symboly

	Prohlášení nebo událost upozorňující na možné nebo blížící se nebezpečí nebo problém při používání přístroje.
	Důležité informace o používání a údržbě přístroje.
	Výrobky označené tímto symbolem splňují požadavky směrnic EU.
	Třída II. Nástěnný adaptér je chráněn proti úrazu elektrickým proudem pomocí dvojité izolace.
	Polarita konektoru napájení stejnosměrným proudem.
	Proud konektoru napájení stejnosměrným proudem.
	Varování: Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, van, sprch, umyvadel ani jiných nádob obsahujících vodu.

	Neodhazujte do směsného komunálního odpadu. Likvidujte v souladu s místními právními předpisy a pomozte chránit životní prostředí. V souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
	Obsahuje lithium-ion.
	Integrovaná nabíjecí baterie obsahuje látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Před likvidací vyjměte baterie a zlikvidujte je ve sběrném místě určeném ke sběru akumulátorů.

- i** Tento přístroj není vhodný pro použití v přítomnosti hořlavé směsi anestetik se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným.

5. Seznamte se s přístrojem

5.1 Popis přístroje

Tento přístroj je určen k ošetření pleti za účelem zmírnění známek stárnutí a využívá technologii HT™. Tato technologie kombinuje tři druhy energie: infračervenou tepelnou energii (infračervené záření, IR), která ovlivňuje horní vrstvu kůže a zlepšuje její strukturu, energii LED světla, která proniká do šráry, omlazuje ji a obnovuje kolagen, a bipolární radiofrekvenční energii (Bi-Polar RF), které proniká hluboko do podkožního tuku a zpevňuje tkáň a zmírňuje vrásky.

Přístroj má účinnou plochu se třemi elektrodami a ovládací tlačítko se čtyřmi kontrolkami. Přístroj obsahuje dobíjecí baterii, která umožňuje přístroj používat bez zapojení do elektrické sítě, a také nástěnný adaptér pro připojení k elektrické síti.

5.2 Použití

Tento přístroj je volně prodejný ruční přístroj určený k dočasnému zmírnění vzhledu jemných až středních vrásek a vypnutí pokožky. Přístroj je určen k domácímu ošetření samotným uživatelem a není vhodný ke komerčnímu využití. Přístroj nepoužívejte k žádnému jinému účelu, než jaký je popsán v tomto návodu k použití.

5.3 Obsah balení

Obsah balení se liší v závislosti na zakoupené variantě přístroje.

- Váš přístroj Silk'n
- Nástěnný adaptér AC/DC
- Gel Silk'n Slider
- Návod k použití
- Stručný návod k použití
- Záruční list

5.4 Součásti přístroje

Umístění jednotlivých prvků najdete na obrázku na straně (i) na přední straně tohoto návodu k použití.

- Ošetřovací plocha **(#1)**
- Elektrody **(#2)**
- 4 Kontrolní světla úrovně energie **(#3)**
- Ovládací tlačítko **(#4)**
- Kontrolka baterie **(#5)**
- Zásuvka nástěnného adaptéru **(#6)**
- Nástěnný adaptér s kabelem **(#7)**


5.5 Ovládací prvky a nastavení přístroje

Tlačítko	Úkon	Funkce/režim
Ovládací tlačítko (#4) 	1x dlouze stisknout	Přístroj se zapne. Stupeň výkonu 1 – 1 kontrolka svítí
	1x krátce stisknout	Stupeň výkonu 2 – 2 kontrolky svítí
	2x krátce stisknout	Stupeň výkonu 3 – 3 kontrolky svítí
	3x krátce stisknout	Stupeň výkonu 4 – 4 kontrolky svítí
	4x krátce stisknout	Návrat na stupeň výkonu 1
	Dlouhé stisknutí	Přístroj se vypne.
Kontrolní světla úrovně energie (#3) 	Zobrazuje vybraný stupeň výkonu.	Pro každý stupeň výkonu je k dispozici jedna kontrolka. Stupeň výkonu 1 je nejnižší úroveň energie a stupeň výkonu 4 je nejvyšší.
Kontrolka baterie (#5) 	Bliká zelenou barvou. Svítí nepřerušovaně zelenou barvou. Bliká oranžovou barvou. Svítí nepřerušovaně oranžovou barvou.	Nabíjení přístroje Přístroj je nabitý. Nízké napětí baterie Baterie je vybitá; režim ošetření je neaktivní.

5.6 Nabíjení baterie

1. Před prvním použitím přístroj nabijte.
2. Kabel nástěnného adaptéru **(#7)** zasuňte do přístroje a poté nástěnný adaptér **(#7)** zapojte do elektrické sítě. Kontrolka baterie **(#5)** bude blikat zeleně.
3. Nástěnný adaptér **(#7)** umístěte tak, aby bylo možné zástrčku z elektrické sítě snadno vytáhnout.

i Ikona baterie nemění barvu.



První nabití



Hodin(y)

Pravidelné nabíjení



Hodin(y)

Použití bez kabelu




Minut(y)

i Přístroj lze používat, když je zapojený do elektrické rozvodné sítě. Vezměte prosím na vědomí, že v tom případě kontrolka baterie **(#5)** nebude svítit.

6. Ošetření

6.1 Ošetřovaná místa


Na obličejí a krku je 6 partií, které lze přístrojem ošetřit.



ošetřované místo	Účel
1. Čelo: včetně partií mezi obočím	Zpevnění pokožky
2. Levá tvář: včetně partií okolo očí a pod očima	Ošetření jemných vrásek a vytvoření objemu
3. Pravá tvář: včetně partií okolo očí a pod očima	
4. Horní ret: včetně nosoretní rýhy	Zpevnění a odstranění vrásek
5. Brada: včetně dolní čelisti	Zpevnění a odstranění vrásek
6. Krk	Vyhlazení pokožky

6.2 Plán ošetření

- **Jednotlivá místa** ošetřujte samostatně dobu alespoň 15 minut. Během jednoho ošetření můžete ošetřit libovolný počet partií.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li ošetření provádět s využitím nejvyššího stupně výkonu, který je pro vás příjemný.
- Přístroj používejte dvakrát týdně po dobu 10 týdnů. Po 5 týdnech / 10 ošetřeních se začnou objevovat viditelné výsledky.



Doporučený počet ošetření

- Chcete-li výsledky udržet, poté ošetřujte pokožku jednou za 2 týdny.

Pro maximální účinnost:

- Dbejte na to, abyste vždy měli dostatek gelu na ošetřovací ploše **(#1)** v průběhu celého ošetření.
- Nenechávejte přístroj na jednom místě pokožky. Přístrojem neustále pohybujte po celém ošetřovaném místě. Předejdete tím přehřátí ošetřovaného místa a snížíte možnost vzniku nežádoucích účinků.
- Dbejte na to, aby všechny 3 elektrody **(#2)** byly vždy plně v kontaktu s pokožkou.

- Pokud máte nepříjemné pocity, snižte stupeň výkonu tak, aby bylo ošetření příjemné.
- Úroveň energie měňte pouze tehdy, když ošetřovací plocha **(#1) není** v kontaktu s pokožkou.

6.3 Co můžete očekávat

Při ošetření přístrojem můžete běžně zaznamenat nebo cítit:

- pocit tepla,
- zarudnutí nebo mírný otok: odezní během několika hodin, nejvýše do jednoho dne.

6.4 Možné vedlejší účinky

Pokud budete postupovat přesně podle pokynů a dbát všech upozornění a kontraindikací, neobjeví se pravděpodobně žádné komplikace či nežádoucí účinky. Avšak každá kosmetická procedura, včetně těch, které jsou určeny k domácímu použití, nese určitý stupeň rizika. Proto je důležité, abyste porozuměli rizikům a komplikacím, které se mohou vyskytnout, a chápali je.

- Jako reakce na ošetření se výjimečně objeví nepřiměřený edém (otok) a erytém (zarudnutí). Ten ve většině případů během několika dnů vymizí. V případě, že se tyto příznaky objeví, okamžitě místo ochlazujte pomocí hadříku navlhčeného studenou vodou po dobu alespoň 15 minut a aplikujte mast na popáleniny.
- Výjimečně může dojít k rozšíření povrchových krevních kapilár. To může mít za následek dočasné zarudnutí trvající několik dnů. Na některých kapilárách se také mohou objevit červené skvrny, které se časem zmenší. Pokud se takové příznaky objeví, doporučujeme místo okamžitě chladit ledovou vodou.

- i** Pokud se objeví přetrvávající příznaky jako bolest, zarudnutí pokožky, otok nebo pocit pálení, poraďte se se svým lékařem.
- i** Vyskytnou-li se nežádoucí vedlejší účinky, jako např. svědění, do 48 hodin od prvního ošetření, před opětovným ošetřením se poraďte s lékařem.

7. Začínáme!

1. Zkontrolujte, že je pokožka čistá a suchá a že jste si sundali veškeré šperky.
2. Vyměte přístroj a ostatní komponenty z krabice.
3. Sejměte ochrannou fólii, která je na elektrodách **(#2)**.
4. Rozhodněte se, zda chcete přístroj používat bez kabelu nebo s připojením k elektrické síti.
 - **Bez kabelu:** Před každým použitím zkontrolujte, zda není napětí baterie nízké.
 - **S připojením do elektrické sítě:** Kabel nástěnného adaptéru **(#7)** zasuněte do zásuvky nástěnného adaptéru **(#6)** a připojte jej do elektrické sítě.
5. **Spusťte přístroj:** Stiskněte dlouze ovládací tlačítko **(#4)**. Přístroj začne automaticky pracovat na stupni výkonu 1 a jedna kontrolka výkonu **(#3)** se rozsvítí.




- i** Zkontrolujte, zda již nevypršela doba použitelnosti gelu.

6. Na účinnou plochu **(#1)** aplikujte malé množství gelu Silk'n Slider.

i Gel Silk'n Slider (nebo jakýkoliv jiný čirý gel na bázi vody) usnadní hladký pohyb účinné plochy po pokožce a umožní vodivost. Aby bylo zajištěno bezpečné a účinné ošetření, začněte vždy nanesením gelu Silk'n Slider. Pokud je to zapotřebí během ošetření, gel přidejte.

7. Při stupni výkonu 1 přiložte přístroj k partiím, které chcete ošetřovat. Dbejte na to, aby byl plně v kontaktu s pokožkou. Ucítíte mírné teplo.
8. Pohybujte přístrojem jemně masážními pohyby po partiích, které chcete ošetřit. Postupujte pomalu a opatrně. S přístrojem průběžně pohybujte tak, aby byly všechny 3 elektrody při ošetření vždy v kontaktu s pokožkou.
9. Přístroj udržujte neustále v pohybu a **každé** jednotlivé místo ošetřujte alespoň po dobu 15 minut.
10. Postupně zvyšujte stupeň výkonu. Použitím nejvyššího stupně výkonu docílíte nejlepších výsledků, ale je důležité, abyste nastavili stupeň výkonu, který je pro ošetřované partie příjemný.



i Jak budete zvyšovat stupeň výkonu, pocítíte zvyšování teploty pokožky. Než přístroj dosáhne požadované teploty, trvá to obvykle 1–2 minuty. Během ošetření pokožka mírně zarudne. Nemusíte se zneklidňovat, je to běžné.

11. Zkoušejte pomalu pohybovat přístrojem po partiích, které ošetřujete. Je-li ošetřované místo horké a máte nepříjemný pocit, zkoušejte přístrojem pohybovat rychleji.

i V případě jakýchkoli obtíží přestaňte přístroj ihned používat.

12. **Ošetřované místo očistěte:** Z pokožky odstraňte zbytky gelu a poté ji opláchněte vlažnou vodou. Pokožku osušte ručníkem a naneste pleťový krém, který pokožku zklidní a hydratuje.

8. Čištění, údržba a skladování

Po každém použití přístroj vyčistěte.

-  Nikdy neponořujte přístroj ani žádnou z jeho částí do vody!



- Přístroj vypněte a odpojte jej od napájení.
- Pomocí svého papíru (například toaletního papíru nebo ubrousků) odstraňte zbytky gelu z ošetřovací plochy **(#1)**. Dbejte na to, abyste odstranili veškeré zbytky gelu, aby se předešlo jeho zatuhnutí nebo poškození přístroje.
- K očištění zařízení použijte čistý navlhčený hadřík a očistěte jím ošetřovací plochu **(#1)**.

- i** Lze použít čisticí přípravky s podílem alkoholu až 70 %, ale nikdy nepoužívejte aceton ani jiné abrazivní tekutiny, protože by přístroj poškodily.



- Na závěr otřete přístroj a ošetřovací plochu **(#1)** do sucha čistým suchým hadříkem.



- Po vyčištění doporučujeme uložit přístroj do původní krabice. Přístroj i gel uchovávejte na chladném a suchém místě.

9. Řešení potíží

Problém	Kontrola
Přístroj se nedá zapnout.	• S připojením do elektrické sítě: Dbejte na to, aby byl nástěnný adaptér (#7) k přístroji řádně připojen, aby byl připojen do elektrické sítě a poté dlouze stisknete ovládací tlačítko (#4). • Bez kabelu: Zkontrolujte, zda není napětí baterie příliš nízké. Pokud je napětí baterie nízké, připojte přístroj do elektrické sítě, abyste mohli pokračovat v ošetření.
Z přístroje necítím vůbec žádné teplo, přestože jsem stiskl(a) ovládací tlačítko (#4) .	Přístroj vyzařuje teplo pouze tehdy, když je účinná plocha (#1) zcela v kontaktu s pokožkou a pokud jste před ošetřením a během něj aplikovali dostatečné množství gelu.
Jedna nebo více kontrolky neustále bliká.	Přístroj má poruchu. Přístroj vyndejte ze zásuvky a znovu zapněte.
Přístroj přestal fungovat a je vypnutý.	• Použití s elektrickou sítí / bez kabelu: Dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka (#4) přístroj restartujte. • Bez kabelu: Zkontrolujte, zda není napětí baterie příliš nízké.

S veškerými potížemi nebo dotazy se obračejte na zákaznický servis.

10. Zákaznický servis

Bližší informace najdete na našem webu na adrese: www.silk'n.eu. Tento návod k použití je též k dispozici ke stažení ve formátu PDF na našich webových stránkách. Nečekané závady, příhody nebo ostatní problémy s výrobkem ohlaste zákaznickému servisu Silk'n.

Země	Servisní číslo	E-mail
Belgie	0800-29316	serviceconsommateurbe@silk'n.eu
Francie	0891-655557	serviceconsommateurfr@silk'n.eu
Německo	089 51 23 44 23	kundenservicede@silk'n.eu
Itálie	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silk'n.eu
Nizozemsko	0900-2502217	klantenservicenl@silk'n.eu
Španělsko	900 823 302	servicioalcliente@silk'n.eu
Velká Británie	0906-2130009	customercareuk@silk'n.eu
Ostatní země	+31 (0)180-330 550	info@silk'n.eu

11. Spotřební materiál

Další gel Silk'n Slider můžete koupit na našem webu: www.silk'n.eu.

12. Záruka

Úplné informace najdete v samostatné brožurce se záručním listem přístroje.

- i** Výrobce nepřijímá odpovědnost za škodu ani újmu na zdraví způsobenou nesprávným či nevhodným použitím přístroje.

13. Likvidace přístroje

Tento oddíl se vztahuje na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy sběru materiálů určených k recyklaci.

- Staré přístroje se nesmí vyhazovat do směsného komunálního odpadu.
- Pokud přestane být produkt kdykoli použitelný, likvidujte jej v souladu s právními předpisy platnými ve vaší obci nebo regionu. Tím zajistíte odbornou recyklaci starých zařízení a vyloučíte jejich negativní vliv na životní prostředí.
- Neodhazujte přístroj do směsného komunálního odpadu. Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby byl tento elektrický přístroj (včetně veškerého příslušenství a součástí) zlikvidován na určeném sběrném recyklačním místě pro elektrické spotřebiče. Tím předejdete úniku nebezpečných látek* do životního prostředí. Před likvidací zkontrolujte, že přístroj není nabitý.

* Výrobky, na jejichž označení je uvedeno Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

14. Technické parametry

Model č.	H2120/H2130
Ošetřované místo	468 ± 5 mm ²
Technologie	Home Tightening™
Červená LED kontrolka (vlnová délka, optický výkon)	630 nm ± 20 nm; 45 ± 9 mW/cm ²
Červená (IR) kontrolka (vlnová délka, optický výkon)	850 nm ± 20 nm; 57 ± 11 mW/cm ²
RF energie (kmitočet, maximální výkon)	1 MHz ± 30 %; max. 10 W
Obsluha a bezpečnost	Stabilizátor teploty zabráňující přehřátí pokožky
Hmotnost systému	150g
Doba do dosažení minimální provozní teploty od minimální skladovací teploty mezi použitími při teplotě okolního prostředí 20 °C	30 minut
Doba do dosažení maximální provozní teploty od maximální skladovací teploty mezi použitími při teplotě okolního prostředí 20 °C	30 minut
Přeprava a skladování v době mezi použitími a skladovací podmínky	Teplota: mínus 40 až 70 °C Relativní vlhkost: 10 % – 90 % Atmosférický tlak: 500 – 1060 hPa
Provozní podmínky	Teplota: 10 až 35 °C Relativní vlhkost: 30 % – 75 % Atmosférický tlak: 700 – 1060 hPa

Nástěnný adaptér		
Výrobce	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.	
Registrační č.	064970	
Adresa	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA	
Model	KSA24A1200150H(x) (x) - označujte různé vstupní zástrčky	
Vstupní napětí	100–240 V	
Vstupní napětí AC	50/60 Hz	
Výstupní napětí DC	12,0 V	
Výstupní proud	1,5 A	
Výkon	18 W	
Průměrná aktivní efektivita	85,5 %	
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	80,2 %	
Spotřeba energie bez zatížení	0,08 W	
Dobíjecí lithium-iontová baterie	Model	ICR18650-26H
	Jmenovité napětí	3,7 Vdc
	Jmenovitá kapacita	2600 mAh

15. Právní informace

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Home Skinovations Ltd si vyhrazuje právo provádět změny u svých výrobků nebo v jejich technických parametrech v rámci zlepšení jejich výkonu, spolehlivosti nebo výrobitelnosti. Informace poskytnuté společností Home Skinovations Ltd jsou v době vydání dokumentu považovány za přesné a pravdivé. Home Skinovations Ltd však nenese odpovědnost za jejich využití. V rámci patentu nebo patentových práv Home Skinovations Ltd nepředstavuje jakékoli jejich využití získání licence. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být z jakéhokoli důvodu reprodukována ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoliv prostředky, elektronicky ani mechanicky, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Home Skinovations Ltd. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Home Skinovations Ltd vlastní patenty a nevyřízené patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva a další práva duševního vlastnictví týkající se předmětu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu nezakládá žádný nárok na tyto patenty, ochranné známky, autorská nebo jiná práva duševního vlastnictví s výjimkou těch, která jsou výslovně uvedena v případné písemné smlouvě s Home Skinovations Ltd. Technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Silk'n a logo Silk'n jsou registrované ochranné známky společnosti Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL.

CS

Kazalo vsebine

1. Opozorila	167
2. Kontraindikacije.....	170
3. Varnostne lastnosti.....	171
4. Znaki in simboli.....	172
5. O napravi	173
5.1 Opis naprave.....	173
5.2 Namenska uporaba	173
5.3 Vsebina pakiranja	174
5.4 Deli naprave.....	174
5.5 Nadzorni elementi in nastavitve naprave	175
5.6 Polnjenje baterije	176
6. Obdelave	177
6.1 Predeli obdelave	177
6.2 Načrt obdelave	178
6.3 Kaj lahko pričakujete	179
6.4 Možni neželeni učinki.....	179
7. Kako začeti	180
8. Čiščenje, vzdrževanje in shranjevanje	182
9. Odpravljanje težav	183
10. Služba za pomoč strankam	184
11. Potrošni material	184
12. Garancija	184
13. Odstranjevanje izdelka	185
14. Tehnični podatki	186
15. Pravno obvestilo	188

1. Opozorila



Te naprave in vseh njenih delov ne smejo uporabljati naslednje osebe: otroci, odrasle osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, osebe, ki nimajo izkušenj ali znanja za varno uporabo naprave in osebe, ki ne razumejo tveganj, ki so povezana z uporabo.

Ta naprava je zmogljiva, zato bodite pri uporabi pozorni na varnost. Pred prvo uporabo v celoti preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Preberite in strogo upoštevajte vsa opozorila, kontraindikacije in varnostne previdnostne ukrepe. Priporočamo, da pred vsako terapijo ponovno preberete navodila.

Vedno se prepričajte, da imate suhe roke, preden rokujete z napravo, se dotaknete vtiča ali povežete polnilno postajo z električnim napajanjem.

- Stenskega adapterja ne polagajte ali ne shranjujte na mestih, kjer lahko pade ali ga povlečete v kakršno koli tekočino.
- Za polnjenje baterije uporabite samo stenske adapterje, ki so priloženi tej napravi.

- Stenskega adapterja, ki je padel v tekočino, ne uporabljajte.
- Napravo ločite od električnega napajanja, ko baterijo napolnite.
- Napravo, vse dele in opremo hranite stran od ogrevanih površin.
- Naprave nikoli ne uporabljajte nenadzorovane, ko je priključena na električno napajanje.
- Ko se naprava uporablja v kopalnici, jo po vsaki uporabi izmaknite iz vtičnice. Bližina vode predstavlja nevarnost, tudi ko je naprava izklopljena.
- Za dodatno varnost priporočamo, da v električni tokokrog namestite napravo za preostali tok (RCD). RCD mora imeti nazivni preostali delovni tok pod 30 mA. Za nasvet zaprosite svojega monterja.
- Naprave ne skušajte spreminjati, odpirati ali popravljati. S tem se lahko izpostavite nevarnim električnim sestavnim delom in se resno poškodujete. S tem izničite tudi garancijo.

- Ne uporabljajte, če delov ali opreme ni dobavil proizvajalec, opredeljen v priročniku, ali če je naprava kakor koli poškodovana, ne deluje pravilno ali če vidite ali zaznate dim. V tem primeru napravo prenehajte uporabljati in se obrnite na službo za pomoč strankam.
- Nobenega dela naprave ne čistite v pomivalnem stroju.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci naprave ne smejo čistiti in je vzdrževati.
- Otroci se ne smejo igrati z embalažo. Z embalažo se lahko poškodujejo ali zaužijejo majhne delčke in se zadušijo.
- Ta naprava vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati.
- Naprave ne uporabljajte v bližini vode, kadi, tušev, bazenov ali drugih vsebnikov z vodo.
- Ta enota je bila zasnovana in preizkušena v skladu z zahtevami standardov za elektromagnetne, elektrostatične in radio-frekvenčne motnje. Vendar pa lahko še vedno obstaja možnost elektromagnetnih ali drugih motenj. S predstavitvijo naprave lahko morda motnjo odpravite.

2. Kontraindikacije



Ne uporabljajte, če:

- imate srčni spodbujevalnik ali notranji defibrilator ali drug aktiven električni vsadek kjer koli v telesu.
- če imate motnje endokrinega sistema, ki niso ustrezno nadzorovane, na primer sladkorno bolezen ali bolezen ščitnice.
- imate v anamnezi ali trenutno raka ali premaligna znamenja.
- če ste v zadnjih 3 mesecih prejeli terapijo z obsevanjem ali kemoterapijo ali imate kožne predele z malignostmi
- imate bolezen, povezano s preobčutljivostjo na svetlobo, kot so na primer porfirija, polimorfna svetlobna erupcija, sončna urtikarija, lupus, itd.
- imate epilepsijo.
- ste noseči ali dojite.
- če imate nenormalno stanje kože zaradi sladkorne bolezni, sistemskih ali drugih metaboličnih bolezni.



Ne uporabljajte na predelih, kjer:

- imate stalne vsadke, kot so kovinske ploščice in vijaki, silikonski vsadki ali injicirana polnilna sredstva ali toksine.
- imate aktivne ekceme, luskavico, poškodbe, odprte rane, odprte okužbe (izpuščaje) ali nenormalna stanja kože, ki jih povzročajo sistemske ali presnovne bolezni (na primer sladkorna bolezen).
- je koža prizadeta ali poškodovana.
- ste kožo pred nedavnim izpostavili soncu brez zaščite (počakajte 1 dan); za porjavelo ali ožgano kožo počakajte 3 dni.

- če ste imeli 3 mesece pred obdelavo operacijo.
- imate tetovaže.
- dolgi ali gosti lasje. Uporaba naprave lahko povzroči blage modrice.



Posvetujte se z zdravnikom, če:

- ste v 3 mesecih pred obdelavo uporabljali steroide.
- imate kuperozo ali rosaceo.
- imate v anamnezi bolezen, ki jo toplota spodbuja, na primer ponavljajoči herpes simplex na predelu obdelave. V tem primeru lahko zdravljenje izvajate samo s profilaktičnim režimom.
- če ste v zadnjih 6 mesecih na svoji koži uporabljali zdravila, ki jih je predpisal zdravnik.
- če imate katero koli drugi stanje, zaradi katerega po mnenju vašega zdravnika ali dermatologa obdelava ne bi bila varna.
- anamneza kožnih motenj, keloidov, nenormalno celjenje ran, pa tudi zelo suha ali krhka koža.

3. Varnostne lastnosti

Naprava kožo ščiti pred pregrevanjem.

- **Toplotni senzor in stabilizator toplote:** Meri temperaturo kože, stabilizira toplotno energijo in prepreči pregretje. Ko temperatura kože doseže 42 °C – 43 °C, stabilizator samodejno preneha oddajati toploto, dokler se temperatura kože ne ohladi dovolj, da lahko stabilizator ponovno začne ogrevati.
- **Senzor gibanja:** Senzor omogoča napravi oddajanje RF-toplote samo, ko napravo pomikate po koži.

4. Znaki in simboli

	Izjava ali dogodek, ki nakazuje na možno ali grozečo nevarnost pri uporabi naprave.
	Pomembne informacije o uporabi in vzdrževanju naprave.
	Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve direktiv EU.
	Razred II Stenski adapter je zaščiten pred električnim udarom s pomočjo dvojne izolacije.
	Polarnost električnega priključka enosmernega toka.
	Direktni tok električnega priključka enosmernega toka.
	Opozorilo: Naprave ne uporabljajte v bližini vode, kadi, tušev, bazenov ali drugih vsebnikov z vodo.
	Naprave ne zavržite med gospodinjske odpadke. Zavržite v skladu z državnimi zakoni in pomagajte zaščititi okolje. V skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).
	Litij-ion v notranjosti.
	Vgrajena akumulatorska baterija vsebuje snovi, ki lahko onesnažujejo okolje. Baterijo vedno odstranite, preden jo zavržete na uradnem zbirnem mestu za baterije.

- i** Ta naprava ni primerna za uporabo v bližini gorljivih anestetičnih mešanic z zrakom, kisikom ali dušikovim oksidom.

5. O napravi

5.1 Opis naprave

To je naprava za obdelavo obraza proti staranju, ki deluje na podlagi tehnologije HT™. Ta tehnologija kombinira tri vrste energije: Infrardeča toplotna energija, ki vpliva na zgornjo plast kože in izboljša kožno teksturo, energija LED-luči, ki sega v usnjico za pomladitev in obnovo kolagena in bipolarno radiofrekvenčno RF energijo (Bi-Polar RF), ki prodira globoko v podkožno maščobo za globoko napenjanje tkiva in zmanjševanje gub.

Naprava ima površino obdelave s 3 elektrodami in nadzorni gumb s 5 okoliškimi indikatorskimi lučkami. Naprava ima baterijo za ponovno polnjenje za brezžično uporabo in stenski adapter za povezavo z električnim napajanjem.

5.2 Namenska uporaba

Aparat je na prodaj brez recepta in je ročna naprava, ki se uporablja za začasno zmanjšanje pojava blagih do zmernih kožnih gub in za napenjanje kože. Naprava je primerna za samo-obdelavo doma in ni primerna za komercialne namene. Ne uporabljajte je za namene, ki niso opisani v tem uporabniškem priročniku.

5.3 Vsebina pakiranja

Vsebina pakiranja se razlikuje glede na opcije naprave, ki ste jih kupili.

- Vaša naprava Silk'n
- Stenski adapter za dvosmerni/enosmerni tok
- Gel Silk'n Slider
- Uporabniški priročnik
- Hitri vodnik
- Garancijska knjižica

5.4 Deli naprave

Za ogled lokacije posameznih funkcij naprave si oglejte ilustracijo na strani 1 tega uporabniškega priročnika.

- Obdelovalna površina **(#1)**
- Elektrode **(#2)**
- 4 indikatorskih lučk za raven energije **(#3)**
- Nadzorni gumb **(#4)**
- Indikatorska luč baterije **(#5)**
- Vtičnica za stenski adapter **(#6)**
- Stenski adapter s kablom **(#7)**


5.5 Nadzorni elementi in nastavitve naprave

Gumb	Ukrep	Funkcija / Način
Nadzorni gumb (#4) 	Dolg pritisk x 1	Zagon naprave. Raven energije 1 – 1 lučka sveti
	Kratek pritisk x 1	Raven energije 2 – 2 lučki svetita
	Kratek pritisk x 2	Raven energije 3 – 3 lučke svetijo
	Kratek pritisk x 3	Raven energije 4 – 4 lučke svetijo
	Kratek pritisk x 4	Vrnitev na raven 1
	Dolg pritisk	Izklop naprave
Indikatorske lučke za raven energije (#3) 	Prikaže izbrano raven energije.	Za vsako raven energije je ena lučka. Raven 1 je najnižja stopnja energije, raven 4 pa je najvišja stopnja energije.
Indikatorska luč baterije (#5) 	Zelena - utripa Zelena - sveti Oranžna - utripa Oranžna - sveti	Polnjenje naprave Naprava je napolnjena Nizko stanje baterije Baterija ni polna; način obdelave ni aktiven

5.6 Polnjenje baterije

1. Napravo pred prvo uporabo napolnite.
2. Kabel stenskega adapterja (#7) vtaknite v napravo, nato pa stenski adapter (#7) povežite z električnim napajanjem. Indikatorska lučka za baterijo (#5) bo utripala zeleno.
3. Stenski adapter (#7) postavite tako, da lahko električni vtič preprosto ločite.

- i** Barva ikone za baterijo se ne spremeni.



Začetno
polnjenje



Ure

Redno
polnjenje



Ure

Brezkabelska
uporaba




Minute

- i** Napravo lahko uporabljate, ko je priključena na električno omrežje. Indikatorska luč baterije (#5) bo izklopljena.

6. Obdelave

6.1 Predeli obdelave


Za obraz in vrat je 6 predelov obdelave.



Predeli obdelave	Namen
1. Čelo: vključno predel med obrvmi	Napenjanje kože
2. Levo lice: vključno predel okoli oči in pod njimi	Obdelava drobnih gubic in izgradnja volumna
3. Desno lice: vključno predel okoli oči in pod njimi	
4. Zgornja ustnica: vključno z nazolabialno gubo	Napenjanje in odstranjevanje gub
5. Brada: vključno s čeljustnim delom	Napenjanje in odstranjevanje gub
6. Vrat	Glajenje kože

6.2 Načrt obdelave

- **Vsak predel** posebej obdelujte vsaj 15 minut. V eni seji lahko obdelujete toliko predelov, kot želite.
- Za najboljše rezultate zdravite na najvišji ravni energije, ki vam ustreza.
- Napravo uporabljajte 10 tednov po 2 seji na teden. Vidne rezultate boste videli po 5 tednih/10 obdelavah.



Priporočeno število obdelav

- Nato za ohranjanje rezultatov, ponovite sejo na 2 tedna.

Za največjo učinkovitost:

- Prepričajte se, da je na obdelovalni površini **(#1)** med obdelavo vedno dovolj gela.
- Naprave ne puščajte na koži na enem mestu. Napravo premikajte, da pokrijete vso obdelovalno površino. S tem preprečite pregrevanje obdelovalne površine in zmanjšate možnost neželenih učinkov.
- Zagotovite, da so 3 elektrode **(#2)** vedno v polnem stiku s kožo.
- Če vam je zaradi ravni energije neprijetno, jo zmanjšajte na raven, pri kateri se še počutite prijetno.
- Raven energije spreminjajte le, če obdelovalna površina **(#1)** ni v stiku s kožo.

6.3 Kaj lahko pričakujete

Med obdelavo z napravo se običajno pojavi naslednje:

- občutek toplote.
- nekoliko rdečine ali blago oteklino: ta se mora v nekaj urah do enega dneva poleči.

6.4 Možni neželeni učinki

Če informacije upoštevate v celoti in ste pozorni na vsa opozorila in kontraindikacije, zapleti in neželeni učinki niso pogosti. Vendar vsi kozmetični postopki, tudi tisti, ki so zasnovani za domačo uporabo, vključujejo določeno stopnjo tveganja. Zato je pomembno, da razumete in sprejmete tveganja in zaplete, ki se lahko pojavijo.

- Pretiran edem (oteklina) in eritem (rdečina) sta redki reakciji na obdelavo, ki v večini primerov izgineta v nekaj dneh. Če se pojavijo ti znaki, takoj uporabite vlažno hladno krpo in predel vsaj 15 minut hladite, nato pa nanesite kremo proti opeklina.
- V redkih primerih lahko uporabnik doživi razširjenje površinskih krvnih kapilar. To lahko povzroči začasno nekajdnevno rdečino. Nekatere kapilare se lahko pojavijo tudi kot rdeče pike, kar se sčasoma zmanjša. Če se pojavijo ti znaki, priporočamo, da začnete predel takoj hladiti s hladno vodo.
- i** V primeru trdovratnih simptomov, vključno z bolečino, rdečino kože, oteklino ali pekočim občutkom se obrnite na zdravnika.
- i** Če se v 48 urah po prvem zdravljenju pojavijo nepričakovani neželeni učinki, na primer srbenje, se pred nadaljevanjem zdravljenja posvetujte z zdravnikom.

7. Kako začeti

1. Vaša koža mora biti čista in suha; odstranite tudi ves nakit.
2. Napravo in druge komponente vzemite iz škatle.
3. Odstranite zaščitni film, ki prekriva **(#2)**.
4. Odločite se, ali želite napravo uporabljati brez kabla ali priključeno na električno napajanje.

- **Brezkabelsko:** Pred začetkom obdelave preverite, da baterija ni skoraj prazna.
- **Električno napajanje:** Kabel stenskega adapterja **(#7)** vstavite v vtičnico za stenski adapter **(#6)** in povežite z električnim napajanjem.

5. **Zaženite napravo:** Dolgo pritiskajte nadzorni gumb **(#4)**. Naprava se samodejno zažene na ravni energije 1, vklopi se 1 indikatorske lučke **(#3)** za raven energije.




- i** Preverite, ali rok uporabnosti gela ni potekel.

6. Nanesite tenko plast gela Silk'n Slider na površino obdelave **(#1)**.

- i** Gel Silk'n Slider (ali drugi brezbarven gel na vodni osnovi) olajša drsenje obdelovalne površine čez kožo in omogoča prevodnost. Za varno in učinkovito obdelavo na začetku vedno nanesite gel Silk'n Slider in ga nanesite več, če je potrebno.

7. Z ravniho energije 1 položite napravo na predel, ki ga želite obdelati. Prepričajte se, da je v polnem stiku s kožo. Čutili boste blago toploto.

8. Napravo nežno z linearnimi masažnimi gibi premikajte po predelu, ki ga obdelujete. Napredujte počasi in skrbno. Napravo premikajte in zagotovite, da so 3 elektrode v dobrem stiku s predelom, ki ga obdelujete.
9. Med stalnim premikanjem naprave obdelujete **vsak** predel vsaj 15 minut.
10. Postopoma povečujte raven energije. Najboljše rezultate boste dosegli z največjo stopnjo energije, vendar je pomembno, da nastavite stopnjo energije, pri kateri vam je med obdelavo najlagodnejše.



- i** S povečevanjem ravni energije boste začutili povečanje temperature na koži. Običajno traja 1-2 minuti, da naprava doseže potrebno temperaturo. Med obdelavo bo koža nekoliko pordela. Ne skrbite; to je normalno.
11. Preizkušajte s počasnim premikanjem naprave po predelu, ki ga obdelujete. Če je obdelovani predel vroč in vam ni udobno, poskušajte napravo premikati nekoliko hitreje.
- i** Če začutite nelagodje, takoj prenehajte.
12. **Očistite obdelovani predel:** S kože odstranite preostanek gela, nato pa kožo splaknite z mlačno vodo. Kožo osušite z brisačo in nanjo nanesite obrazno kremo, da jo pomirite in navlažite.

8. Čiščenje, vzdrževanje in shranjevanje

Napravo po vsaki obdelavi očistite.



Svoje naprave ali njenih delov nikoli na potaplajte v vodo.



- Napravo izklopite in nato izvlecite vtičnico.
- Uporabite vpojen papir (na primer toaletni papir ali robčke), da ostanke gela odstranite z obdelovalne površine **(#1)**. Preverite, ali ste odstranili ves gel, da preprečite strditev gela na napravi ali njeno poškodovanje.

- Napravo in obdelovalno površino **(#1)** očistite s čisto vlažno krpo.

- i** Uporabljate lahko čistilne tekočine z največ 70 % alkohola, nikoli pa ne uporabljajte acetona ali drugih abrazivnih tekočin, ker bodo napravo poškodovale.



- Na koncu pripomoček in obdelovalno površino **(#1)** osušite s čisto in suho krpo.



- Priporočamo, da napravo po končanem čiščenju shranite v originalni škatli. Napravo in gel shranite v suhem in hladnem prostoru.

9. Odpravljanje težav

Težava	Pregledi
Naprava se ne vklopi.	• Električno napajanje: Preverite, da je stenski adapter (#7) pravilno povezan z napravo, vklopljen v električno napajanje in da dolgo pritisnete nadzorni gumb (#4). • Brezkabelsko: Preverite, ali je baterija skoraj prazna. Če je baterija skoraj prazna, priključite napravo na električno napajanje za izvajanje obdelave.
Ne čutim toplote od naprave, čeprav sem pritisnil/a nadzorni gumbi (#4).	Vročina se oddaja le, če je obdelovalna površina (#1) v polnem stiku s kožo in ste pred zdravljenjem in/ali med njim nanесли dovolj gela.
Ena ali več lučk stalno utripa.	Naprava ne deluje pravilno. Napravo izklopite iz napajanja in jo ponovno zaženite.
Naprava je nehala delati in je izklopljena.	• Napajanje in brezkabelsko: Za ponovni vklop naprave dolgo pritisčajte nadzorni gumb (#4). • Brezkabelsko: Preverite, ali je baterija skoraj prazna.

V primeru težav ali vprašanj se obrnite na službo za pomoč strankam.

SL

10. Služba za pomoč strankam

Za več informacij obiščite našo spletno stran www.silkn.eu. Ta priročnik je na voljo tudi v obliki PDF, ki jo lahko prenesete s spletne strani. Obrnite se na službo za pomoč strankam podjetja Silk'n, da poročate o nepričakovanem načinu delovanja ali dogodkih oziroma drugih težavah z napravo.

Država	Tel. številka servisa	E-pošta
Belgija	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francija	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Nemčija	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Italija	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Nizozemska	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Španija	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Združeno kraljestvo	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Druge države	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Potrošni material

Gel Silk'n Slider lahko kupite na naši spletni strani: www.silkn.eu.

12. Garancija

Za vse informacije glejte ločeno garancijsko knjižico izdelka.

i Proizvajalec ne sprejema odgovornosti za škodo ali poškodbe, nastale zaradi neustrezne ali nepravilne uporabe.

13. Odstranjevanje izdelka

To poglavje se uporablja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenimi sistemi zbiranja materialov, ki jih je mogoče reciklirati.

- Starih naprav ne smete odvreči med gospodinjske odpadke!
- Če izdelka v določenem trenutku ni več mogoče uporabiti, ga zavržite v skladu z veljavnimi predpisi v vašem mestu ali okrožju. To zagotavlja profesionalno recikliranje starih naprav in izključuje negativne posledice za okolje.
- Ne odlagajte med gospodinjske odpadke! V skladu z Direktivo OEEO morate to električno napravo (vključno z dodatki in deli) odložiti na zbirnem reciklažnem mestu za električne naprave. To preprečuje sproščanje škodljivih snovi* v okolje. Zagotovite, da je naprava prazna, preden jo zavržete.

* Izdelki z oznako Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

14. Tehnični podatki

Št. modela	H2120/H2130
Predeli obdelave	468 ± 5 mm ²
Tehnologija	Home Tightening™
Rdeča lučka LED (valovna dolžina; optična izhodna moč)	630 nm ± 20 nm; 45 ± 9 mW/cm ²
Infrardeča (IR) svetloba (valovna dolžina; optična izhodna moč)	850 nm ± 20 nm; 57 ± 11 mW/cm ²
RF-energija (frekvenca; največja izhodna moč)	1 MHz ± 30 %; 10W maks.
Delovanje in varnost	Stabilizator toplote za preprečevanje pregrevanja kože
Teža sistema	150 g
Čas med najnižjo shranjevalno temperaturo med posameznimi uporabami in najnižjo delovno temperaturo pri temperaturi okolice 20 °C	30 minut
Čas med najvišjo shranjevalno temperaturo med posameznimi uporabami in najvišjo delovno temperaturo pri temperaturi okolice 20 °C	30 minut
Transport in shranjevanje med posameznimi uporabami in pogoji shranjevanja	Temperatura: minus 40 do 70 °C Relativna vlaga: 10 % - 90 % Zračni tlak: 500 - 1060 hPa
Delovni pogoji	Temperatura: 10 °C do 35 °C Relativna vlaga: 30 % - 75 % Zračni tlak: 700 - 1060 hPa

Stenski adapter		
Proizvajalec	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.	
Registracijska št.	064970	
Naslov	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, LJUDSKA REPUBLIKA KITAJSKA	
Model	KSA24A1200150H(x) (x) – pomeni različne vhodne vtiče	
Vhodna napetost	100–240 V	
Vhod. AC frekvenca	50/60 Hz	
Izhodna napetost	12.0 V DC	
Izhodni tok	1,5 A	
Izhodna moč	18 W	
Povprečna aktivna učinkovitost	85,5 %	
Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %)	80,2 %	
Poraba energije brez obremenitve	0,08 W	
Litij-ionska baterija za ponovno polnjenje	Model	ICR18650-26H
	Nominalna napetost	3,7 Vdc
	Nazivna zmogljivost	2600 mAh

15. Pravno obvestilo

Avtorske pravice 2021 © Home Skinovations Ltd. Vse pravice pridržane.

Podjetje Home Skinovations Ltd si pridržuje pravico do spreminjanja izdelkov ali tehničnih lastnosti z namenom izboljšanja delovanja, zanesljivosti ali proizvodnosti. Informacije, ki jih je predložilo podjetje Home Skinovations Ltd, so bile v času izdaje točne in zanesljive. Vendar pa podjetje Home Skinovations Ltd za njihovo uporabo ne prevzema nobene odgovornosti. Licenca se ne podeli implicitno ali kako drugače v okviru katerega koli patenta ali patentnih pravic podjetja Home Skinovations Ltd. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali prenašati s kakršnimi koli sredstvi, elektronskimi ali mehanskimi, za noben namen, brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Home Skinovations Ltd. Podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Podjetje Home Skinovations Ltd ima v lasti patente in patente, ki so v postopku prijave, blagovne znamke, avtorske pravice ter druge pravice intelektualne lastnine, ki se nanašajo na predmet tega dokumenta. S predložitvijo tega dokumenta ne prejmete licence do teh patentov, blagovnih znamk, avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, razen, če je to izrecno navedeno v kakršnem koli pisnem soglasju podjetja Home Skinovations Ltd. Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Logotipa Silk'n in Silk'n sta registrirani blagovni znamki družbe Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL.

Spis treści

1. Ostrzeżenia.....	190
2. Przeciwwskazania	194
3. Funkcje zabezpieczające	196
4. Oznaczenia i symbole	196
5. Poznaj swoje nowe urządzenie.....	197
5.1 Opis urządzenia.....	197
5.2 Przeznaczenie	198
5.3 Zawartość opakowania	198
5.4 Części urządzenia.....	198
5.5 Przyciski i ustawienia urządzenia.....	199
5.6 Ładowanie baterii	200
6. Zabiegi	201
6.1 Miejsca poddawane zabiegom	201
6.2 Plan zabiegów	202
6.3 Czego można się spodziewać w czasie zabiegu?	203
6.4 Możliwe skutki uboczne	203
7. Rozpoczęcie użytkowania!	204
8. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie.....	207
9. Rozwiązywanie problemów	208
10. Obsługa klienta.....	209
11. Materiały eksploatacyjne.....	209
12. Gwarancja	209
13. Utylizacja produktu	210
14. Dane techniczne.....	211
15. Nota prawna	213

1. Ostrzeżenia



Niniejsze urządzenie, w tym wszystkie jego elementy, nie może być wykorzystywane przez dzieci, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy na temat bezpiecznego sposobu użytkowania urządzenia i osoby nie rozumiejące zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzenia.

Jest to urządzenie o dużej mocy, dlatego podczas jego użytkowania należy zwracać szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją do zastosowania w przyszłości. Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami, przeciwwskazaniami i zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i ściśle się do nich stosować. Przed każdym użyciem zalecamy przypomnienie sobie zawartych w niej informacji.

Przed włączaniem urządzenia i korzystaniem z niego, dotykaniem wtyczki oraz podłączaniem ładowarki do sieci zasilającej należy zawsze dokładnie wysuszyć ręce.

- ⦿ Adaptera ściennego nie umieszczać ani nie przechowywać w miejscu, z którego mógłby spaść albo zostać wciągnięty do wody lub innej cieczy.
- ⦿ Do ładowania baterii używać wyłącznie adaptera ściennego załączonego w zestawie z urządzeniem.
- ⦿ Nie używać adaptera ściennego, który wpadł do wody lub innej cieczy.
- ⦿ Po zakończeniu ładowania baterii należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej.
- ⦿ Urządzenie oraz wszystkie jego części i akcesoria należy przechowywać z dala od gorących powierzchni.
- ⦿ Podłączonego do sieci zasilającej urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- ⦿ Podczas użytkowania urządzenia w łazience, po zakończeniu pracy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego. Bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

- Dla dodatkowej ochrony zalecamy wyposażenie instalacji elektrycznej w wyłącznik różnicowoprądowy. Znamionowe robocze natężenie prądu resztkowego wyłącznika różnicowoprądowego nie powinno przekraczać 30 mA. O poradę należy zwrócić się do specjalisty przeprowadzającego instalację.
- Urządzenia nie należy modyfikować, otwierać ani podejmować prób jego samodzielnej naprawy. Można w ten sposób narazić się na kontakt z niebezpiecznymi komponentami elektrycznymi i doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała. Spowoduje to także unieważnienie gwarancji.
- Nie używać urządzenia, jeżeli którakolwiek z jego części lub akcesoriów nie została dostarczona przez producenta lub jeżeli są one w jakikolwiek sposób uszkodzone, nie wydają się działać prawidłowo bądź jeżeli w trakcie eksploatacji widać lub czuć dym. W takich wypadkach należy zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Nie należy myć żadnej z części w zmywarce do naczyń.

- ⦿ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci.
- ⦿ Dzieciom nie wolno bawić się opakowaniem. Bawiąc się materiałami pakunkowymi, dzieci mogą zrobić sobie krzywdę, bądź też udławić się małymi elementami.
- ⦿ Niniejsze urządzenie zawiera baterie, które nie są możliwe do wymiany.
- ⦿ Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, basenów ani innych zbiorników wody.
- ⦿ Urządzenie to zostało zaprojektowane i przetestowane pod kątem spełniania wymogów norm dotyczących zakłóceń elektromagnetycznych, elektrostatycznych i radiowych. Niemniej jednak możliwość występowania zakłóceń elektromagnetycznych lub innych wciąż może istnieć. W wyeliminowaniu zakłóceń może pomóc przeniesienie urządzenia w inne miejsce.

2. Przeciwwskazania



Urządzenia nie należy stosować w razie:

- korzystania z rozrusznika serca lub wewnętrznego defibrylatora lub wszelkiego innego typu czynnych implantów elektrycznych w dowolnej części ciała;
- cierpienia na niewłaściwie kontrolowane zaburzenia układu dokrewnego, np. cukrzycy czy chorób tarczycy;
- występowania nowotworu w chwili obecnej lub w przeszłości lub też znamion o cechach przednowotworowych;
- otrzymywania w ciągu ostatnich 3 miesięcy radio- lub chemioterapii lub występowania zmian skórnych o charakterze potencjalnie nowotworowym;
- występowania chorób związanych z przewrażliwieniem na światło, takich jak porfiria, wielopostaciowe osutki świetlne, pokrzywka świetlna, lupus itp;
- występowania epilepsji;
- ciąży lub karmienia piersią;
- występowania odbiegających od normy stanów skórnych wywołanych cukrzycą lub chorobą ogólnoustrojową bądź innym schorzeniem metabolicznym.



Zabiegowi nie należy poddawać miejsc:

- w których znajduje się stały implant, np. metalowe płytki lub śruby, implanty silikonowe, ani miejsc, do których wstrzyknięte zostały materiały wypełniające lub toksyny;

- dotkniętych atopowym zapaleniem skóry („czynną” egzemą), łuszczycą, zmianami skórnymi, otwartymi ranami lub otwartymi infekcjami (opryszczką) lub odbiegającymi od normy stanami skórnymi wywołanymi przez choroby ogólnoustrojowe lub metaboliczne (na przykład cukrzycę);
- w których skóra jest uszkodzona lub pokaleczona;
- które zostały niedawno narażone na działanie promieniowania słonecznego bez zastosowania odpowiedniej ochrony (odczekać 1 dzień); w przypadku skóry opalonej lub z oparzeniami słonecznymi odczekać 3 dni;
- które w ciągu 3 miesięcy przed zabiegiem były operowane;
- wytatuowanych;
- pokrytych długim lub gęstym owłosieniem. Stosowanie urządzenia może skutkować powstaniem niewielkich zasinień w miejscu użycia.



Skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania:


- stosowania sterydów w ciągu 3 miesięcy przed zabiegiem;
- kuperozy lub trądziku różowatego;
- historii chorób wywoływanych ciepłem, np. nawracającej opryszczki w miejscu poddawanych zabiegowi. W razie występowania takiej choroby zabieg można wykonać wyłącznie po zastosowaniu leczenia profilaktycznego;
- stosowania w ostatnich 6 miesiącach przepisanych przez lekarza leków na skórę;
- innych dolegliwości, w przypadku których wykonywanie zabiegów byłoby w opinii lekarza lub dermatologa ryzykowne;
- chorób skóry, bliznowców, nieprawidłowo gojących się ran w wywiadzie, a także bardzo suchej lub delikatnej skóry.

3. Funkcje zabezpieczające

Urządzenie chroni skórę przed przegrzaniem.

- **Czujnik temperatury i stabilizator termiczny:** Służą do mierzenia temperatury skóry i stabilizowania energii cieplnej oraz zapobiegają przegrzewaniu. Gdy temperatura skóry osiągnie 42°C-43°C, stabilizator automatycznie przestanie emitować ciepło do chwili, aż temperatura skóry obniży się w wystarczającym stopniu, aby stabilizator mógł znów zacząć grzanie.
- **Czujnik ruchu:** Czujnik umożliwia urządzeniu emitowanie energii cieplnej częstotliwości radiowej wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest przesuwane po skórze.

4. Oznaczenia i symbole

	Oświadczenie lub zdarzenie wskazujące na potencjalne lub nieuchronne zagrożenie lub problem podczas eksploatacji urządzenia.
	Ważne informacje na temat użytkowania lub konserwacji urządzenia.
	Produkty oznaczone tym znakiem spełniają wymagania dyrektyw UE.
	Klasa II Adapter ścienny jest wyposażony w zabezpieczenia w postaci podwójnej izolacji, chroniące użytkownika przed porażeniem prądem elektrycznym.
	Biegunowość złącza zasilania prądem stałym.
	Bezpośredni prąd na złączu zasilania prądem stałym.
	Ostrzeżenie: Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, basenów ani innych zbiorników wody.

	Nie wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami i zasadami ochrony środowiska. Zgodnie z Dyrektywą WEEE.
	Urządzenie ma wewnątrz baterię litowo-jonową.
	Wbudowana bateria do ponownego ładowania zawiera substancje, które mogą zanieczyszczać środowisko. Przed zutylizowaniem w wyznaczonym punkcie zbiórki zużytych baterii należy zawsze wyjąć baterie z urządzenia.

- i** Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w obecności palnych mieszanin anestetycznych z powietrzem lub tlenem bądź podtlenkiem azotu.

5. Poznaj swoje nowe urządzenie

5.1 Opis urządzenia

Niniejsze urządzenie to przeznaczone do zabiegów przeciwstarzeniowych do twarzy urządzenie wykorzystujące technologię HT™. Technologia ta łączy w sobie trzy rodzaje energii: energię cieplną promieniowania podczerwonego (IR – podczerwień), która oddziałuje na górną warstwę skóry i poprawia jej strukturę, energię światła LED, która sięga skóry właściwej i ma efekt odmładzający i odbudowujący kolagen, oraz energię bipolarnej częstotliwości radiowej (Bi-Polar RF), która przenika głęboko do podskórnej tkanki tłuszczowej w celu poprawiania jędrności tkanek głębokich i wygładzania zmarszczek.

Urządzenie wyposażone jest w okienko świetlne z trzema elektrodami oraz przycisk sterujący z otaczającymi go pięcioma wskaźnikami świetlnymi poziomu mocy. Urządzenie wyposażone jest również w baterię do ponownego ładowania, umożliwiającą użytkowanie bezprzewodowe, a także w adapter ścienny do podłączania do sieci zasilającej.

5.2 Przeznaczenie

Niniejsze urządzenie to dostępne bez recepty ręczne urządzenie przeznaczone do tymczasowego zmniejszania widoczności drobnych do średnich zmarszczek twarzy oraz do napinania skóry. Urządzenie służy do samodzielnego wykonywania zabiegów w domu i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Nie należy używać go do żadnych innych celów poza zastosowaniami opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

5.3 Zawartość opakowania

Zawartość opakowania zależy od zakupionej opcji.

- Urządzenie Silk'n
- Adapter ścienny AC/DC
- Żel Silk'n Slider
- Instrukcja obsługi
- Krótki przewodnik
- Broszura gwarancyjna

5.4 Części urządzenia

Umieszczenie każdego z elementów urządzenia pokazano na rysunku na stronie (i) na okładce niniejszej instrukcji obsługi.


- Okienko świetlne **(#1)**
- Elektrody **(#2)**
- 4 wskaźników poziomu mocy **(#3)**
- Przycisk sterujący **(#4)**
- Wskaźnik świetlny baterii **(#5)**
- Gniazdo adaptera ściennego **(#6)**
- Adapter ścienny z kablem **(#7)**

5.5 Przyciski i ustawienia urządzenia

Przycisk	Działanie	Funkcja / tryb
Przycisk sterujący (#4) 	Nacisnąć i przytrzymać x 1	Włącza urządzenie Poziom mocy 1 – zapalony jest 1 wskaźnik
	Krótkie przyciśnięcie x 1	Poziom mocy 2 – zapalone są 2 wskaźniki
	Krótkie przyciśnięcie x 2	Poziom mocy 3 – zapalone są 3 wskaźniki
	Krótkie przyciśnięcie x 3	Poziom mocy 4 – zapalone są 4 wskaźniki
	Krótkie przyciśnięcie x 4	Powrót do poziomu 1
	Nacisnąć i przytrzymać	Wyłącza urządzenie
Wskaźniki poziomu mocy (#3) 	Wskazuje wybrany poziom mocy	Każdemu poziomowi mocy odpowiada jeden wskaźnik świetlny. Poziom 1 to najniższy poziom mocy, a poziom 4 – najwyższy.
Wskaźnik świetlny baterii (#5) 	Zielony – miga	Urządzenie ładuje się
	Zielony – świeci nieprzerwanie	Urządzenie naładowało się
	Pomarańczowy – miga	Niski poziom naładowania baterii
	Pomarańczowy – świeci nieprzerwanie	Brak zasilania w baterii: tryb pracy wyłączony

5.6 Ładowanie baterii

1. Przed pierwszym użyciem naładować urządzenie.
2. Podłączyć kabel adaptera ściennego **(#7)** do urządzenia, a następnie podłączyć adapter ścienny **(#7)** do źródła zasilania. Wskaźnik świetlny baterii **(#5)** będzie migać na zielono.
3. Adapter ścienny umieścić w taki sposób, **(#7)** aby wtyczkę zasilającą można było z łatwością odłączyć od sieci zasilającej.



i Ikona baterii nie  zmienia koloru.

Ładowanie początkowe



godz.

Zwykłe ładowanie



godz.

Użytkowanie bezprzewodowe




min.

i Urządzenia można używać w czasie, gdy jest podłączone do sieci zasilającej. Należy zauważyć, że wskaźnik świetlny baterii **(#5)** będzie wyłączony.

6. Zabiegi

6.1 Miejsca poddawane zabiegom


Zabiegi można wykonywać na sześciu obszarach twarzy i szyi.



Miejsce poddawane zabiegowi	Cel
1. Czoło: w tym okolica pomiędzy brwiami	Ujędrnianie skóry
2. Lewy policzek: w tym okolica wokół i poniżej oka	Wygładza drobne zmarszczki i zwiększa objętość
3. Prawy policzek: w tym okolica wokół i poniżej oka	
4. Górna warga: w tym fałda nosowo-wargowa	Ujędrnianie i eliminacja zmarszczek
5. Broda: w tym linia szczęki	Ujędrnianie i eliminacja zmarszczek
6. Szyja	Wygładzanie skóry

6.2 Plan zabiegów

- **Każdą partię** ciała poddawać zabiegowi osobno przez co najmniej 15 minut. Podczas jednej sesji zabiegowi można poddać dowolną liczbę obszarów.
- Najlepsze efekty daje użycie najwyższego poziomu mocy, na którym wciąż odczuwany jest komfort.
- Zabiegi wykonywać dwa razy w tygodniu przez 10 tygodni. Efekty zaczynają być widoczne po 5 tygodniach / 10 zabiegach.



Zalecana liczba zabiegów

- Po tym okresie zabieg wykonywać raz na dwa tygodnie, aby utrzymać efekty.

Aby uzyskać maksymalną skuteczność:

- Podczas zabiegu na okienku świetlnym **(#1)** musi przez cały czas znajdować się wystarczająca ilość żelu.
- Nie pozostawiać urządzenia w jednym miejscu na skórze. Przez cały czas przesuwając urządzenie, obejmując całe miejsce poddawane zabiegowi. Pozwoli to zapobiec przegrzewaniu miejsca poddawanego zabiegowi i zmniejszyć ryzyko wystąpienia ewentualnych działań niepożądanych.
- Należy pamiętać, że trzy elektrody **(#2)** muszą przez cały czas całkowicie przylegać do skóry.

- Jeżeli zabieg na danym poziomie mocy powoduje dyskomfort, należy zmniejszyć poziom mocy do poziomu, który umożliwi komfortowe użycie urządzenia.
- Poziom mocy można zmieniać wyłącznie wtedy, gdy okienko świetlne **(#1) nie** jest przyłożone do skóry.

6.3 Czego można się spodziewać w czasie zabiegu?

Podczas stosowania normalne odczucia to:

- uczucie ciepła.
- pewne zaczerwienienie lub obrzęk: powinny one ustąpić w ciągu kilku godzin lub maksymalnie jednego dnia.

6.4 Możliwe skutki uboczne

Przy starannym stosowaniu się do wszystkich instrukcji, ostrzeżeń i przeciwwskazań skutki uboczne występują rzadko. Niemniej, każdy zabieg kosmetyczny, nawet przeznaczony do wykonywania w domu, niesie ze sobą jakieś ryzyko. Z tego względu ważne jest rozumienie i akceptowanie zagrożeń i powikłań, do jakich może dojść.

- Do rzadkich reakcji na zabieg należą nadmierny obrzęk (opuchnięcie) i rumień (zaczerwienienie) skóry, które – w większości wypadków – ustępują w ciągu kilku dni. Jeżeli takie objawy się pojawią, należy natychmiast schłodzić dotknięty obszar zwilżoną szmatką, kontynuując chłodzenie przez co najmniej 15 minut, a następnie zastosować krem przeciw oparzeniom.

- W rzadkich wypadkach podczas zabiegu może dojść do rozszerzenia powierzchniowych naczynek krwionośnych. Może to powodować utrzymujące się przez kilka dni zaczerwienienie. W okolicy niektórych z tych naczynek mogą pojawić się czerwone plamki, które także po pewnym czasie znikną. Jeżeli takie objawy się pojawiają, zalecamy natychmiastowe schłodzenie dotkniętego obszaru zimną wodą.
- i** W razie wystąpienia wszelkich uporczywie utrzymujących się objawów, w tym bólu, zaczerwienienia skóry, obrzęku lub uczucia pieczenia, należy skonsultować się z lekarzem.
- i** Jeśli w ciągu 48 godzin od pierwszego zabiegu wystąpią nieoczekiwane skutki uboczne, takie jak swędzenie, przed kontynuowaniem stosowania należy zasięgnąć porady lekarskiej.

7. Rozpoczęcie użytkowania!


1. Sprawdzić, czy skóra jest czysta i sucha i zdjąć wszelkie elementy biżuterii.
2. Wyjąć urządzenie i pozostałe elementy z opakowania.
3. Zdjąć folię ochronną pokrywającą elektrody **(#2)**.
4. Zdecydować, czy urządzenie będzie użytkowane bezprzewodowo, czy też podłączone do sieci zasilającej.
 - **Użytkowanie bezprzewodowe:** Przed rozpoczęciem zabiegu sprawdzić, czy stan baterii nie jest niski.
 - **Użytkowanie przy zasilaniu z sieci:** Podłączyć kabel adaptera ściennego **(#7)** do gniazda adaptera ściennego **(#6)**, a następnie podłączyć do sieci zasilającej.

5. **Włączyć urządzenie:** Przycisnąć i przytrzymać przycisk sterujący **(#4)**. Urządzenie automatycznie uruchamia się na poziomie mocy 1 – zapala się wtedy jeden wskaźnik świetlny poziomu mocy **(#3)**.



- i** Sprawdzić, czy nie upłynął termin ważności żelu.
6. Na okienko świetlne **(#1)** nanieść niewielką ilość żelu Silk'n Slider.
- i** Żel Silk'n Slider (lub dowolny inny przezroczysty żel na bazie wody) ułatwia płynne przesuwanie się okienka świetlnego po skórze i zapewnia przewodność. Aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność działania, zabieg należy zawsze zaczynać od nałożenia żelu Silk'n Slider Gel i w razie potrzeby w trakcie zabiegu nakładać więcej.
7. Włączone na poziomie mocy 1 urządzenie umieścić na obszarze skóry, który ma zostać poddany zabiegowi. Powinno ono całkowicie stykać się ze skórą. Towarzyszy temu nieznaczne uczucie ciepła.
8. Delikatnie przesuwając urządzenie masującymi ruchami po całym obszarze poddawany zabiegowi. Pracować powoli i ostrożnie. Podczas zabiegu nie przestawać przesuwać urządzenia i dbać, by trzy elektrody przez cały czas dobrze przylegały do skóry.
9. **Każdy** obszar skóry poddawać zabiegowi przez co najmniej 15 minut, przez cały czas poruszając urządzeniem.

10. Poziom mocy stopniowo zwiększać. Najlepsze efekty daje użycie najwyższego poziomu mocy, ale ważne jest, aby ustawiać taki poziom mocy, na którym w danym obszarze odczuwany jest komfort.



- i** Podczas zwiększania poziomu mocy odczuwalny będzie wzrost temperatury skóry. Osiągnięcie przez urządzenie wymaganej temperatury zajmuje zazwyczaj około 1-2 minut. Podczas zabiegu skóra nieco się zaczerwieni. Nie należy się martwić, jest to zjawisko normalne.
11. Próbować, przesuwając urządzenie powoli po obszarze poddawany zabiegowi. Jeśli poddawany zabiegowi obszar jest gorący i odczuwany jest dyskomfort, spróbować nieco szybciej poruszać urządzeniem.
- i** W razie odczuwania dyskomfortu natychmiast przerwać zabieg.
12. **Oczyścić obszar poddawany zabiegowi:** Usunąć wszelkie pozostałości żelu ze skóry, a następnie spłukać skórę letnią wodą. Osuszyć ręcznikiem i nałożyć krem do twarzy, aby ukoić i nawilżyć skórę.

8. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

Po każdym zabiegu urządzenie należy wyczyścić.



Nigdy nie zanurzać urządzenia ani żadnych jego części w wodzie!



- Wyłączyć urządzenie, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
- Za pomocą chłonnego papieru (np. toaletowego lub chusteczki higienicznej) usunąć pozostałości żelu z okienka świetlnego **(#1)**. Należy pamiętać o tym, by usunąć cały żel, aby nie doszło do uszkodzenia urządzenia lub zestalenia się resztek żelu.

- Za pomocą czystej, wilgotnej szmatki wyczyścić urządzenie i okienko świetlne **(#1)**.

- i** Do czyszczenia można używać płynów do czyszczenia o zawartości alkoholu wynoszącej maksymalnie 70%, ale nigdy nie stosować acetonu ani innych płynów zawierających środki ściernie, ponieważ uszkodzą one urządzenie.



- Na zakończenie wytrzeć urządzenie i okienko świetlne **(#1)** do sucha czystą, suchą szmatką.



- Po czyszczeniu zaleca się przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Urządzenie i żel przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

9. Rozwiązywanie problemów

Problem	Sprawdzić
Urządzenie nie włącza się.	• Użytkowanie przy zasilaniu z sieci: Sprawdzić, czy adapter ścienny (#7) został prawidłowo podłączony do urządzenia, czy jest podłączony do sieci zasilającej oraz czy został wciśnięty i przytrzymany przycisk sterujący (#4). • Użytkowanie bezprzewodowe: Sprawdzić, czy stan baterii nie jest niski. Jeżeli stan naładowania baterii jest niski, aby wykonać zabieg, urządzenie należy podłączyć do sieci zasilającej.
Nie czuję żadnego ciepła emitowanego przez urządzenie, mimo że nacisnęłam przycisk sterujący (#4).	Ciepło jest emitowane tylko wówczas, gdy okienko świetlne (#1) w pełni przylega do skóry i gdy przed zabiegiem oraz w trakcie zabiegu nałożony został żel.
Nieprzerwanie miga jedna lub więcej diod.	Urządzenie ma awarię. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania i ponownie je uruchomić.
Urządzenie przestało pracować i jest wyłączone.	• Użytkowanie bezprzewodowe i przewodowe: Nacisnąć i przytrzymać przycisk sterujący (#4), aby ponownie uruchomić urządzenie. • Użytkowanie bezprzewodowe: Sprawdzić, czy stan baterii nie jest niski.

Odpowiedzi na pytania i pomocy w razie problemów udziela dział obsługi klienta.

10. Obsługa klienta

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem www.silk'n.eu. Instrukcję można również pobrać z naszej witryny internetowej w formacie PDF. Informacje na temat nieoczekiwanego działania urządzenia lub niespodziewanych zdarzeń oraz wszelkich problemów z urządzeniem prosimy przekazywać działowi obsługi klienta marki Silk'n.

Kraj	Numer do serwisu	E-mail
Belgia	0800-29316	serviceconsommateurbe@silk'n.eu
Francja	0891-655557	serviceconsommateurfr@silk'n.eu
Niemcy	089 51 23 44 23	kundenservicede@silk'n.eu
Włochy	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silk'n.eu
Holandia	0900-2502217	klantenservicentl@silk'n.eu
Hiszpania	900 823 302	servicioalcliente@silk'n.eu
Wielka Brytania	0906-2130009	customercareuk@silk'n.eu
Pozostałe kraje	+31 (0)180-330 550	info@silk'n.eu

11. Materiały eksploatacyjne

Żel Silk'n Slider Gel można nabyć w naszej witrynie internetowej: www.silk'n.eu.

12. Gwarancja

Pełne informacje znajdują się w osobnej broszurze gwarancyjnej do produktu.

- i** Producent nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia.

13. Utylizacja produktu

Niniejsza część ma zastosowanie na terenie Unii Europejskiej i innych krajów europejskich dysponujących systemami selektywnej zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.

- Starych urządzeń nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi!
- Nienadający się dłużej do użytku produkt należy zutylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym mieście lub okręgu. Zapewnia to profesjonalny recykling starych urządzeń i eliminuje negatywne skutki dla środowiska naturalnego.
- Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi! Dyrektywa WEEE nakłada na użytkownika obowiązek usunięcia niniejszego urządzenia elektrycznego (łącznie ze wszystkimi częściami i akcesoriami) poprzez oddanie go do wyznaczonego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych. Zapobiega to uwalnianiu się szkodliwych substancji* do środowiska. Do utylizacji należy oddawać urządzenie w pełni wyładowane.

* Produkty oznaczone symbolem „Cd” = kadm, „Hg” = rtęć, „Pb” = ołów.

14. Dane techniczne

Nr modelu	H2120/H2130
Miejsce poddawane zabiegowi	$468 \pm 5 \text{ mm}^2$
Technologia	Home Tightening™
Czerwone światło LED (długość fali, optyczna moc wyjściowa)	$630 \text{ nm} \pm 20 \text{ nm}$; $45 \pm 9 \text{ mW/cm}^2$
Światło podczerwone (IR) (długość fali, optyczna moc wyjściowa)	$850 \text{ nm} \pm 20 \text{ nm}$; $57 \pm 11 \text{ mW/cm}^2$
Energia fal radiowych (częstotliwość, maksymalna moc wyjściowa)	$1 \text{ MHz} \pm 30\%$; 10 W maksymalnie
Obsługa i bezpieczeństwo stosowania	Stabilizator termiczny zapobiegający przegrzewaniu się skóry
Waga systemu	150 g
Ilość czasu od minimalnej temperatury przechowywania nieużywanego urządzenia do osiągnięcia minimalnej temperatury roboczej przy temperaturze otoczenia wynoszącej 20°C	30 minut
Ilość czasu od maksymalnej temperatury przechowywania nieużywanego urządzenia do osiągnięcia maksymalnej temperatury roboczej przy temperaturze otoczenia wynoszącej 20°C	30 minut

Transport oraz warunki przechowywania nieużywanego urządzenia	Temperatura: -40°C do 70°C Wilgotność względna: 10% do 90% Ciśnienie atmosferyczne: 500-1060 hPa
Środowisko pracy	Temperatura: od 10° do 35°C Wilgotność względna: 30% do 75% Ciśnienie atmosferyczne: 700-1060 hPa
Adapter ścienny	
Producent	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.
Nr rejestracji	064970
Adres	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, CHINY
Model	KSA24A1200150H(x) (x) – oznacza różne wtyczki wyjściowe.
Napięcie zasilania	100-240 V
Częstotliwość napięcia wejściowego prądu zmiennego	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe prądu stałego	12,0 V
Prąd wyjściowy	1,5 A
Moc wyjściowa	18 W
Średnia wydajność podczas pracy	85,5 %
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	80,2 %
Pobór mocy bez obciążenia	0,08 W

Bateria litowo-jonowa do ponownego ładowania	Model	ICR18650-26H
	Napięcie znamionow	3,7 V DC
	Pojemność znamionowa	2600 mAh

15. Nota prawna

Copyright 2021 © Home Skinovations Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma Home Skinovations Ltd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach lub danych technicznych w celu poprawy ich wydajności, niezawodności lub sposobu wytwarzania. Informacje dostarczane przez firmę Home Skinovations Ltd są według najlepszej wiedzy firmy rzetelne i wiarygodne na chwilę ich publikacji. Niemniej jednak firma Home Skinovations Ltd nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych informacji. Firma Home Skinovations Ltd nie przyznaje żadnych dorozumianych ani innych praw licencyjnych w zakresie swoich patentów i praw patentowych. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana ani przekazywana w żadnej formie, elektronicznej ani mechanicznej, do żadnych celów bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Home Skinovations Ltd. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Home Skinovations Ltd jest właścicielem patentów, wniosków patentowych, znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej dotyczących treści niniejszego dokumentu. Przekazanie użytkownikowi niniejszego dokumentu nie stanowi udzielenia mu żadnych licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej, chyba że zostały one przekazane mu w sporządzonej na piśmie umowie z firmą Home Skinovations Ltd. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nazwa Silk'n oraz logo Silk'n to zastrzeżone znaki towarowe firmy Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, IZRAEL.

Содержание

1. Предупреждения	215
2. Противопоказания	219
3. Функции обеспечения безопасности	221
4. Обозначения и символы	222
5. Познакомьтесь с устройством	223
5.1 Описание устройства	223
5.2 Назначение	223
5.3 Содержимое упаковки	224
5.4 Части устройства	224
5.5 Управление устройством и настройки	225
5.6 Зарядка батареи	226
6. Процедуры	227
6.1 Зоны обработки	227
6.2 План процедур	228
6.3 Познакомьтесь с устройством	229
6.4 Возможные побочные эффекты	229
7. Начало работы	230
8. Очистка, техническое обслуживание и хранение ...	233
9. Выявление и устранение неполадок	234
10. Отдел обслуживания клиентов	235
11. Расходуемые материалы	235
12. Гарантия	236
13. Утилизация	236
14. Технические характеристики	237
15. Правовые положения	240

1. Предупреждения



Это устройство (включая все его компоненты) не должно использоваться следующими категориями людей: детьми, взрослыми с ограниченными физическими, сенсорными или психологическими возможностями, людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний о том, как безопасно пользоваться данным устройством, а также лицами, не понимающими риски, связанные с использованием устройства.

Это электрическое устройство, которое следует использовать, уделяя особое внимание безопасности. Перед первым использованием устройства полностью прочтите Руководство пользователя и сохраните его для использования в будущем. Обязательно прочитайте все предупреждения, противопоказания, меры предосторожности и неукоснительно их выполняйте. Перед каждой процедурой мы рекомендуем повторно просматривать инструкции.

Прежде чем включить устройство, прикоснуться к вилке или подключить зарядную подставку к электросети, обязательно убедитесь, что ваши руки сухие.

- Не оставляйте и не храните настенный адаптер там, где он может упасть или попасть в любую жидкость.
- Для зарядки батареи используйте только настенный адаптер, поставляемый в комплекте с устройством.
- Если настенный адаптер упал в жидкость, не пользуйтесь им.
- После зарядки батареи отсоедините устройство от электросети.
- Храните устройство, все его части и принадлежности вдали от горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра.
- Если устройство используется в ванной, отключите его от сети после использования. Близость воды представляет опасность, даже если устройство выключено.

- Для дополнительной защиты желательно установить в электрической цепи устройство защитного отключения (УЗО). УЗО должно иметь номинальный остаточный рабочий ток не более 30 мА. Проконсультируйтесь с электриком.
- Не пытайтесь модифицировать, вскрывать или самостоятельно чинить устройство. Этим вы можете подвергнуть себя опасному воздействию электричества и нанести серьезный вред своему здоровью. Кроме того, это приведет к аннулированию гарантии.
- Не используйте части и принадлежности других производителей или в случае, если они повреждены каким-либо образом или неправильно функционируют, а также при появлении дыма или запаха дыма. В таких случаях прекратите использование устройства и обратитесь в отдел обслуживания клиентов.
- Не мойте какие-либо части в посудомоечной машине.
- Не давайте устройство детям для игр. Очистка и техническое обслуживание устройства не должны осуществляться детьми.

- Не позволяйте детям играть с упаковкой устройства. Игра с упаковкой может привести к травмам, а проглатывание мелких деталей — к удушью.
- Это устройство содержит аккумуляторные батареи, которые не подлежат замене.
- Не используйте устройство вблизи ванны, душевой кабины, бассейна и других емкостей, содержащих воду.
- Это устройство было разработано и испытано в соответствии с требованиями стандартов электромагнитных, электростатических и радиочастотных помех. Тем не менее, все еще могут иметь место электромагнитные или иные помехи. Возможно, помехи могут быть устранены путем перемещения устройства в другое место.

2. Противопоказания



Не используйте устройство, если:

- у вас установлен кардиостимулятор или внутренний дефибриллятор или иное активное электрическое устройство;
- вы страдаете от плохо контролируемых расстройств эндокринной системы, таких как диабет и нарушения функции щитовидной железы;
- у вас имеется рак или предраковое состояние в настоящее время;
- вы проходили процедуры лучевой терапии и химиотерапии в течение последних 3-х месяцев или у вас имелись участки кожи с потенциальным злокачественным перерождением;
- вы страдаете заболеванием, связанным со светочувствительностью, например порфирией, полиморфным фотодерматозом, солнечной крапивницей, волчанкой и др.;
- вы страдаете эпилепсией;
- вы беременны или кормите грудью;
- атипичных состояниях кожи, вызванных диабетом, общими заболеваниями или нарушением обмена веществ.



Не используйте устройство на участках:

- где имеется постоянный имплантат, например, металлическая пластина с винтами, силиконовый имплантат или области, в которых проводилось введение наполнителей или токсинов;
- пораженных экземой или псориазом, при повреждениях, открытых ранах, открытых инфицированных зонах (герпес) или на коже в атипичном состоянии, причиной которого стали общие заболевания или нарушения обмена веществ (например, диабет);
- где имеются травмы или повреждения кожи;
- недавно подвергавшихся воздействию солнечных лучей без защиты (выждите 1 день); в случае загара или солнечных ожогов выждите 3 дня;
- где вы применяли стероиды в течение 3 месяцев, предшествующих процедуре;
- где имеются татуировки;
- где имеются длинные или густые волосы. Использование устройства может привести к появлению легких кровоподтеков.



Проконсультируйтесь со своим врачом, если:

- вы применяли стероиды в течение 3 месяцев, предшествующих процедуре;
- вы страдаете куперозом (розовыми угрями);
- наличии в анамнезе заболеваний, которые обостряются под воздействием тепла, таких как рецидивирующий простой герпес в зоне обработки. В таких случаях перед применением устройства необходимо провести профилактическое лечение


- в течение последних 6-ти месяцев принимали прописанные врачом препараты для кожи.
- любых других состояниях, из-за которых использование устройства, по мнению врача или дерматолога, будет небезопасно.
- в анамнезе имеются заболевания кожи, келоидные рубцы, отклонения при заживлении ран, или особая сухость и хрупкость кожи.

3. Функции обеспечения безопасности

Устройство защищает вашу кожу от перегрева.

- **Датчик температуры и термостабилизатор:** измеряют температуру кожи, стабилизируют тепловую энергию и предотвращают перегрев. При повышении температуры кожи до 42°C - 43°C, стабилизатор автоматически прекратит излучение тепла, пока температура кожи не снизится настолько, что стабилизатор возобновит нагрев.
- **Датчик движения:** датчик движения обеспечивает излучение РЧ энергии только в том случае, когда вы передвигаете устройство по поверхности кожи.

4. Обозначения и символы

	Утверждение или событие, указывающее на возможную или грозящую опасность или проблему при использовании устройства.
	Важная информация о пользовании устройством или уходе за ним.
	Продукты, отмеченные этим символом, отвечают требованиям директив ЕС.
	Класс II. Настенный адаптер защищен от поражения электрическим током с помощью двойной изоляции.
	Полярность разъема источника постоянного тока.
	Постоянный ток от источника.
	Внимание: Не используйте устройство вблизи ванны, душевой кабины, бассейна и других емкостей, содержащих воду.
	Не утилизируйте устройство с бытовыми отходами. Заботьтесь об окружающей среде: утилизируйте согласно законодательству своей страны. Соответствует Директиве об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).
	Содержит литий-ионную батарею.
	Встроенная перезаряжаемая батарея содержит вещества, являющиеся загрязнителями окружающей среды. Извлеченные батареи всегда сдавайте в официальный пункт сбора.

- i** Устройство непригодно к использованию в присутствии воспламеняемых анестетических смесей с воздухом, кислородом или закисью азота.

5. Познакомьтесь с устройством

5.1 Описание устройства

Устройство предназначено для омолаживающей обработки кожи лица, основанное на технологии НТ™. Эта технология сочетает три типа энергии: инфракрасную (ИК) тепловую энергию, которая воздействует на верхний слой кожи, улучшая ее текстуру, световую энергию светодиодов LED, которая достигает дермы, способствуя омоложению и регенерации коллагена, и биполярную радиочастотную (РЧ) энергию, проникающую глубоко в подкожный жировой слой, способствуя подтягиванию тканей и уменьшению морщин.

Устройство имеет рабочую поверхность с 3 электродами и кнопку управления, вокруг которой располагается 5 световых индикатора. Устройство снабжено перезаряжаемым аккумулятором (батареей) для беспроводного использования, а также настенным адаптером для подключения к электросети.

5.2 Назначение

Устройство представляет собой безрецептурное портативное устройство, предназначенное для временного уменьшения легких и умеренных морщин на лице и подтяжки кожи. Устройство предназначено для персонального использования в домашних условиях и непригодно для коммерческого применения. Не используйте устройство для каких-либо целей, помимо описанных в данном руководстве пользователя.

5.3 Содержимое упаковки

Содержимое упаковки зависит от типа приобретаемого комплекта.

- Ваше устройство Silk'n
- Настенный адаптер / выпрямитель
- Silk'n Slider Gel
- Руководство пользователя
- Краткое руководство
- Гарантийный буклет

5.4 Части устройства

Чтобы увидеть расположение каждого элемента, обратитесь к иллюстрации на странице (i) в начале данного руководства.


- Рабочая поверхность **(#1)**
- Световой индикатор батареи **(#5)**
- Электроды **(#2)**
- Разъем адаптера **(#6)**
- 4 световых индикаторов уровня энергии **(#3)**
- Настенный адаптер со шнуром **(#7)**
- Кнопка управления **(#4)**

5.5 Управление устройством и настройки

Кнопка	Действие	Функция / режим
Кнопка управления (#4) 	1 долгое нажатие	Запускает устройство. Загорается индикатор уровня энергии 1 - 1
	1 коротких нажатия	Загорается индикатор уровня энергии 2 - 2
	2 коротких нажатия	Загорается индикатор уровня энергии 3 - 3
	3 коротких нажатия	Загорается индикатор уровня энергии 4 - 4
	4 коротких нажатия	Снова загорается индикатор уровня 1
	Долгое нажатие	Выключает устройство
Световые индикаторы запаса энергии (#3) 	Обозначает выбранный уровень энергии.	Каждому уровню энергии соответствует свой индикатор. Уровень 1 — это самый низкий уровень энергии, уровень 4 — самый высокий.
Световой индикатор батареи (#5) 	Зеленый - мигает	Зарядка устройства
	Зеленый - Постоянно светится	устройство заряжено
	Оранжевый - мигает	Батарея почти разряжена
	Оранжевый - Постоянно светится	Батарея разряжена: рабочий режим невозможен

5.6 Зарядка батареи

1. Перед первым использованием устройство необходимо зарядить.
2. Подсоедините кабель настенного адаптера (#7) к устройству и включите настенный адаптер (#7) в электрическую розетку. Световой индикатор батареи (#5) мигает зеленым. Световой индикатор батареи (#5) мигает зеленым.
3. Расположите настенный адаптер (#7) таким образом, чтобы обеспечить легкость отключения сетевой вилки.



- i** Цвет индикатора батареи не изменяется.



Первая
зарядка



Час.

Регулярная
зарядка



Час.

Беспроводное
использование




Минуты

- i** Вы можете использовать устройство, пока оно подключено к электросети. Обратите внимание, что световой индикатор батареи (#5) не будет светиться.

6. Процедуры

6.1 Зоны обработки


На лице и шее можно выделить 6 зон обработки.



Зона обработки	Цель
1. Лоб: в том числе участок между бровями	Подтяжка кожи
2. Левая щека: вокруг глаз и под глазами	Обработка мелких морщин и восполнение объема
3. Правая щека: вокруг глаз и под глазами	
4. Верхняя губа: включая носогубную складку	Подтяжка кожи и устранение морщин
5. Подбородок: включая линию челюсти	Подтяжка кожи и устранение морщин
6. Шея	Разглаживание кожи

6.2 План процедур

- Обработывайте **каждую область** по отдельности не менее 15 минут. За один сеанс можно обрабатывать любое число зон.
- Для достижения наилучших результатов проводите обработку на максимально комфортном для вас уровне энергии.
- Проводите по 2 сеанса обработки устройством в неделю на протяжении 10 недель. Видимые результаты появятся через 5 недель / после 10 сеансов.



Рекомендуемое число сеансов

- После этого повторяйте обработку раз в две недели для поддержания достигнутых результатов.

Для достижения максимальной эффективности:

- Во время процедуры постоянно следите за тем, чтобы на рабочую поверхность **(#1)** было нанесено достаточное количество геля.
- Не оставляйте устройство надолго в одном и том же месте на коже. Постоянно перемещайте устройство по поверхности обрабатываемого участка кожи. Это предотвратит перегрев обрабатываемой зоны и уменьшит вероятность любых нежелательных явлений.
- Следите за тем, чтобы 3 электрода **(#2)** постоянно находились в полном контакте с кожей.

- Если при использовании какого-либо уровня энергии вы ощущаете дискомфорт, снизьте уровень энергии до комфортного.
- Изменение уровня энергии следует производить только в том случае, когда рабочая поверхность **(#1) не** находится в контакте с кожей.

6.3 Познакомьтесь с устройством

Во время сеанса обработки могут возникнуть такие ощущения как:

- ощущение тепла.
- легкое покраснение или припухлость: эти явления должны пройти в течение срока от нескольких часов до одного дня.

6.4 Возможные побочные эффекты

Если четко следовать инструкциям и принимать во внимание все предупреждения и противопоказания, то осложнения и побочные эффекты случаются редко. Однако все косметические процедуры, в том числе те, которые можно проводить в домашних условиях, подразумевают некоторый риск. Поэтому важно знать о возможных рисках и осложнениях.

- Появление существенных отеков и водянки или эритемы (покраснение) – редко-встречающиеся реакции на процедуру, которая, как правило, проходит в течение нескольких дней. В случае появления этих признаков, немедленно наложите влажный, прохладный компресс выждите не менее 15 минут, чтобы охладить обработанную область и нанесите крем против ожогов.

- В редких случаях может наблюдаться расширение поверхностных капилляров. Это может привести к временному покраснению кожи на протяжении нескольких дней. Кроме того, расширенные капилляры могут привести к образованию красных точек, которые со временем также исчезнут. При появлении этих симптомов рекомендуется немедленно охладить зону под холодной водой.

i Если вы испытываете какие-либо симптомы, которые не прекращаются, в т.ч. боль, покраснение кожи, ощущение припухлость или жжения, обратитесь к врачу.

i Если в течение 48 часов после первого сеанса обработки возникнут неожиданные побочные эффекты, такие как зуд, обратитесь за медицинской помощью, прежде чем продолжить обработку.

7. Начало работы


1. Убедитесь, что ваша кожа чистая и сухая и что вы сняли все ювелирные украшения.
2. Достаньте устройство и другие его компоненты из коробки.
3. Снимите с электродов **(#2)** защитную пленку.
4. Примите решение, хотите ли вы использовать устройство беспроводно или с подключением к сети.
 - **Беспроводно:** Перед процедурой убедитесь, что батарея не разряжена.
 - **С подключением к сети:** подсоедините кабель настенного адаптера **(#7)** к разъему сетевого адаптера **(#6)** и включите устройство в сеть.

5. **Включение устройства:** нажмите и придержите кнопку управления **(#4)**. Устройство автоматически начинает работу с уровня энергии 1; загорается световой индикатор уровня энергии 1 **(#3)**.



- i** Убедитесь, что срок годности геля не истек.
6. Нанесите небольшое количество контактного геля Silk'n Slider Gel на рабочую поверхность **(#1)**.
- i** Контактный гель Silk'n Slider Gel (или любой другой прозрачный гель на водной основе) облегчает перемещение рабочей поверхности по поверхности кожи и обеспечивает проводимость. Для обеспечения безопасной и эффективной процедуры, всегда начинайте с нанесения контактного геля Silk'n Slider Gel, а при необходимости добавляйте дополнительную порцию геля.
7. При уровне энергии 1 расположите устройство на участке кожи, который вы хотите обработать. Приведите устройство в полный контакт с кожей. Появится ощущение тепла.
8. Перемещайте устройство легкими движениями по коже, так, как если бы вы делали массаж. Выполняйте обработку медленно и тщательно. Перемещайте устройство, следя за тем, чтобы все 3 электрода оставались в полном контакте с кожей.
9. Постоянно перемещая устройство, обрабатывайте **каждый** участок кожи в течение 15 минут.

10. Постепенно повышайте уровень энергии. Наилучшие результаты могут быть достигнуты при максимальном уровне энергии, однако важно, чтобы вы выбрали уровень энергии, при котором обработка каждой из зон обработки комфортна для вас.



- i** По мере повышения уровня энергии вы почувствуете повышение температуры кожи. Обычно устройство разогревается до требуемой температуры в течение 1–2 минут. Во время процедуры кожа слегка краснеет. Не волнуйтесь; это нормально.
11. Поэкспериментируйте, медленно перемещая устройство по поверхности кожи. Если обрабатываемая поверхность кожи становится горячей и вы чувствуете дискомфорт, попробуйте перемещать устройство немного быстрее.
- i** Если вы испытываете какой-либо дискомфорт, немедленно прекратите процедуру.
12. **Очистите обрабатываемую область:** Удалите с кожи остатки контактного геля и ополосните теплой водой. Осушите кожу полотенцем и нанесите крем для лица, чтобы успокоить и увлажнить кожу.

8. Очистка, техническое обслуживание и хранение

Устройство следует чистить после каждого сеанса.

- ⚠ Ни в коем случае не погружайте устройство или его детали в воду.



- Выключите устройство, а затем отсоедините его от розетки.
- С помощью абсорбирующей бумаги (например, туалетной или салфеток) удалите остаток геля с рабочей поверхности **(#1)**. Необходимо удалить весь остаток геля, чтобы он не затвердел и не повредил устройство.
- Протрите устройство и рабочую поверхность **(#1)** чистой влажной салфеткой.

- i** Для чистки можно использовать жидкости с содержанием спирта до 70%, однако запрещается применять ацетон или другие едкие жидкости, поскольку они приведут к порче устройства.



- Наконец протрите устройство и рабочую поверхность **(#1)** чистой сухой салфеткой.



- После чистки мы рекомендуем хранить устройство в упаковке. Храните устройство и гель в сухом прохладном месте.

9. Выявление и устранение неполадок

Проблема	Проверка
Устройство не включается.	• С подключением к сети: Убедитесь, что настенный адаптер (#7) правильно подсоединен к устройству, что он включен в электрическую розетку и что вы нажали кнопку управления (#4) (долгое нажатие). • Беспроводное: Убедитесь, что батарея не разряжена. Если батарея разряжена, включите устройство в сеть, чтобы провести процедуру.
Я не чувствую тепла, хотя на устройстве нажата кнопка управления (#4) .	Тепло излучается только тогда, когда рабочая поверхность (#1) находится в полном контакте с кожей, и на кожу до и во время обработки нанесен гель.
Один или более индикаторов постоянно мигают.	Устройство неисправно. Отключите устройство от электрической сети и включите снова.
Устройство прекратило работу и выключилось.	• При питании от сети или в автономном режиме: Для перезапуска устройства нажмите кнопку управления (#4) (долгое нажатие). • Беспроводное: Убедитесь, что батарея не разряжена.

При появлении проблем или сомнений свяжитесь с отделом обслуживания клиентов компании.

10. Отдел обслуживания клиентов

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: www.silkn.eu. Это руководство также можно загрузить в формате PDF с нашего сайта. Обратитесь в отдел обслуживания клиентов Silk'n, если устройство работает не так, как нужно или в случае любых иных проблем с устройством.

Страна	Телефонные номера сервисных центров	Эл.почта
Бельгия	0800-29316	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Франция	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Германия	089 51 23 44 23	kundenservicede@silkn.eu
Италия	+31 (0)180-330 550	servizioclientiit@silkn.eu
Нидерланды	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Испания	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Великобритания	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Другие страны	+31 (0)180-330 550	info@silkn.eu

11. Расходуемые материалы

Заказать контактный гель Silk'n Slider Gel можно на нашем веб-сайте www.silkn.eu.

12. Гарантия

Полную информацию см. в гарантийном буклете.

- i** Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы, вызванные несоответствующим или неправильным использованием устройства.

13. Утилизация

Этот раздел применим в Европейском Союзе и других странах Европы, где действуют системы раздельного сбора вторсырья.

- Не выбрасывайте старую технику вместе с бытовыми отходами!
- Если в какой-то момент времени устройство станет непригодно к дальнейшему использованию, утилизируйте его в соответствии с правилами, действующими в вашем городе или округе. Это обеспечит профессиональную переработку старой бытовой техники и исключит негативные последствия для окружающей среды.
- Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами! Утилизация устройства (включая все части и принадлежности) должна осуществляться в соответствии с нормативами по утилизации электроприборов WEEE в соответствующих пунктах сбора. Это предотвратит попадание вредных веществ * в окружающую среду. Перед утилизацией убедитесь, что устройство разряжено.

* Продукты с маркировкой Cd – кадмий, Hg – ртуть, Pb – свинец.

14. Технические характеристики

Номер модели	H2120/H2130
Зона обработки	$468 \pm 5 \text{ мм}^2$
Технология	Home Tightening™
Красный светодиодный свет (длина волны; выходная световая мощность)	$630 \text{ нм} \pm 20 \text{ нм}$; $45 \pm 9 \text{ мВт/см}^2$
Инфракрасный свет (ИК) (длина волны; выходная световая мощность)	$850 \text{ нм} \pm 20 \text{ нм}$; $57 \pm 11 \text{ мВт/см}^2$
РЧ-энергия (частота; макс. выход. мощность)	$1 \text{ МГц} \pm 30\%$; 10 Вт макс.
Работа и безопасность	Термостабилизатор для предотвращения перегрева кожи
Масса системы	150 г.
Время нагрева от мин. температуры хранения между использованием до минимальной рабочей температуры при температуре окружающей среды составляет 20°C	30 минут
Время охлаждения от макс. температуры хранения между использованием до макс. рабочей температуры при температуре окружающей среды составляет 20°C	30 минут

Транспортировка и хранение между использованием и условия хранения	Температура: от минус 40 °С до 70 °С Относительная влажность: от 10% до 90% Атмосферное давление: 500–1060 гПа
Условия эксплуатации	Температура: от 10 °С до 35 °С Относительная влажность: от 30% до 75% Атмосферное давление: 700–1060 гПа
Настенный адаптер	
Производитель	Kuantech (Beihai) Co., Ltd.
Рег. №	064970
Адрес	8th Industrial Park, Beihai Road, 536000 Beihai City, Guangxi, Китайская Народная Республика
Модель	KSA24A1200150H(x) (x) – означает различные входные разъемы
Входное напряжение	100–240 В
Частота входного переменного тока	50/60 Гц
Выходное напряжение пост. тока	12,0 В
Выходной ток	1,5 А
Выходная мощность	18 Вт
Средняя эффективность	85,5 %
КПД при низкой нагрузке (10%)	80,2 %
Потребляемая мощность при отсутствии нагрузки	0,08 Вт

Перезаряжаемый Li-ионный аккумулятор (батарея)	Модель	ICR18650-26H
	Номинальное напряжение	3,7 В пост. тока
	Номинальная мощность	2600 мАч

15. Правовые положения

© 2021 Home Skinovations Ltd. Все права сохранены.

Компания Home Skinovations Ltd оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию или технические характеристики с целью улучшения их характеристик, надежности или возможности изготовления. Предполагается, что информация, предоставленная компанией Home Skinovations Ltd, является точной и надежной на момент публикации. Однако компания Home Skinovations Ltd не принимает на себя ответственность за использование этой информации. На патенты и патентные права компании Home Skinovations Ltd не предоставляется никаких прямых, косвенных или иных лицензий. Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любым способом, электронным или механическим, в любых целях, без явного письменного разрешения компании Home Skinovations Ltd. Данные могут изменяться без предупреждения. Компания Home Skinovations Ltd владеет патентами и заявками на патент, торговыми наименованиями, авторскими правами, а также иными правами интеллектуальной собственности, имеющими отношение к предмету данного документа. Предоставление данного документа не дает вам никаких лицензий на эти патенты, торговые наименования, авторские права или иные права интеллектуальной собственности, кроме явным образом предоставляемых компанией Home Skinovations Ltd в соответствии с письменным соглашением. Технические характеристики могут изменяться без предупреждения. Silk'n и логотип Silk'n являются зарегистрированными торговыми марками компании Home Skinovations Ltd. Тавор Билдинг, Шаар Йокнеам P.O.Box 533, Йокнеам 2069206, ИЗРАИЛЬ.

Issue Date: 01/2021



PB118057A


HomeSkinovations™
Invention Works B.V.
Donk 1b, 2991 LE Barendrecht
The Netherlands
www.silkn.eu • info@silkn.eu

